wau

वितरकों के लिए कैटलॉग

सौंदर्य उपकरण 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
मालिश की दिशाओं का चित्र देखें 196

एक्सेसरीज़ 197

RENGA 199

WAU

त्वचा की देखभाल 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

त्वचा की देखभाल 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

आहार पूरक 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



उपकरण



एआई न्यू - आंखों के आसपास की त्वचा के लिए मालिश

नेत्र समोच्च देखभाल

चिकनी झुर्रियों

पफनेस और डार्क सर्कल को कम करता है

चिंताएं: आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे की झुर्रियां, उम्र बढ़ने के पहले संकेत, सूजन, सुस्त त्वचा, आंखों के नीचे बैग, आंखों के कोनों में झुर्रियाँ - " कौवा के पैर"।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 94 g.

कार्य:

ईएमएस - मांसपेशियों के लिए विद्युत प्रवाह myostimulation, यह त्वचा की परतों में गहराई से प्रवेश करता है, मांसपेशियों की परत तक पहुंचता है। मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करना, ईएमएस त्वचा कस को बढ़ावा देता है, एक उठाने का प्रभाव होता है, कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन बढ़ता है, त्वचा की दृढ़ता और लोच में वृद्धि होती है, सूजन को हटा दिया जाता है।

आरएफ - रेडियोफ्रीक्वेंसी ऊर्जा, जो त्वचा की गहरी परत (डर्मिस) को लगभग 40-55 °C तक गर्म करती है, जो कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करती है और त्वचा की लोच को बढ़ाती है। कुछ मामलों में, गर्मी वसा कोशिकाओं के चयापचय को भी तेज कर सकती है (उदाहरण के लिए, दूसरी ठोड़ी के क्षेत्र में)। घरेलू उपकरणों में, सुरक्षित उपयोग के लिए त्वचा की सतह पर तापमान आमतौर पर 38-45 °C होता है।

लाल एलईडी प्रकाश - रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देता है, एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव पड़ता है, सूजन, दर्द से राहत देता है, रंजकता को हल्का करता है, सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। लाल एलईडी लाइट त्वचा को दूसरों की तुलना में गहरा बनाती है। यह फाइब्रोब्लास्ट (कोलेजन को संश्लेषित करने वाली कोशिकाओं) पर कार्य करता है, जिससे त्वचा कायाकल्प और उम्र बढ़ने के संकेतों से लड़ने को बढ़ावा मिलता है।

विशेषताएं:
1. एक चार्जिंग स्टैंड-बेस है, जो आपको डिवाइस को आसानी से स्टोर करने और आराम से चार्ज करने की अनुमति देता है।
2. नियंत्रण 1 बटन, लंबे प्रेस को सक्रिय करें, डिवाइस परिवहन के दौरान चालू नहीं होगा।
3. 2 मोड: ईएमएस + लाल एलईडी लाइट; आरएफ + लाल एलईडी लाइट।
4. संकेत: लाल - आरएफ, नीला - ईएमएस।
5. काम की सतह एक विशेष कोण पर स्थित है, विशेष रूप से आंखों के आसपास के क्षेत्र में काम के लिए अनुकूलित।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. डिवाइस को चालू करने के लिए, चालू / बंद बटन को दबाएं और दबाए रखें।
2. डिवाइस में 2 ऑपरेटिंग मोड हैं: "आरएफ + लाल एलईडी लाइट" और "ईएमएस + लाल एलईडी लाइट" मोड। स्विच को दबाकर मोड का चुनाव किया जाता है। लाल सूचक आरएफ + लाल एलईडी प्रकाश है। ब्लू - ईएमएस मोड + लाल एलईडी लाइट।
3. डिवाइस को बंद करने के लिए, चालू / बंद बटन दबाएं और दबाए रखें।
4. डिवाइस एक स्वचालित शटडाउन फ़ंक्शन (10 मिनट के निरंतर उपयोग के बाद) से लैस है।

कैसे उपयोग करें:

आरएफ मोड + लाल एलईडी लाइट
1. डिवाइस को चालू करने के लिए बटन दबाएं और दबाए रखें, फिर आरएफ + लाल एलईडी लाइट मोड (लाल संकेतक) का चयन करें।
2. प्रवाहकीय मालिश जेल लागू करने के बाद, डिवाइस की कामकाजी सतह के साथ त्वचा को स्पर्श करें और मालिश शुरू करें, धीरे-धीरे आंख के अंदर से बाहर तक कक्षीय हड्डी के साथ मालिश लाइनों और आंख के बाहरी कोने से किरणों के साथ आगे बढ़ें। हर 2 मिनट में आंखों को बदलना आवश्यक है। नोट: डिवाइस द्वारा उत्पन्न रेडियो तरंगें त्वचा के डर्मिस को गर्म करती हैं। कृपया उपयोग के दौरान डिवाइस की कामकाजी सतह को स्थानांतरित करें। जलने से बचने के लिए त्वचा के एक क्षेत्र पर न रहें। डिवाइस एक विशेष ध्वनि संकेत प्रदान करता है जो आपको हर 10 सेकंड में डिवाइस को स्थानांतरित करने की याद दिलाता है।

ईएमएस मोड + लाल एलईडी लाइट
1. डिवाइस को चालू करने के लिए बटन दबाएं और दबाए रखें, फिर ईएमएस + लाल एलईडी लाइट (नीले संकेतक) का चयन करें।
2. प्रवाहकीय मालिश जेल लागू करने के बाद, डिवाइस की कामकाजी सतह के साथ त्वचा को स्पर्श करें और आंख के अंदर से बाहर तक कक्षीय हड्डी या भौं चाप के साथ धीरे-धीरे मालिश लाइनों के साथ आगे बढ़ते हुए मालिश शुरू करें। हर 2 मिनट में आंखों को बदलना आवश्यक है।

उपचार आवृत्ति और अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4	तब
अंडर-आई पफनेस / डार्क सर्कल्स	शाम, बिस्तर से पहले। ईएमएस: 5-7 मिनट (3-3.5 मिनट प्रति आंख) आरएफ: 5-7 मिनट (3-3.5 मिनट प्रति आंख) हर दूसरे दिन।	शाम, बिस्तर से पहले। ईएमएस: 5-7 मिनट (3-3.5 मिनट प्रति आंख) आरएफ: 5-7 मिनट (3-3.5 मिनट प्रति आंख) हर दूसरे दिन।	1 सप्ताह का ब्रेक (कम से कम 5 दिन)।	दोहराएँ।	2 सप्ताह का कोर्स। 1 सप्ताह का ब्रेक। 2 सप्ताह का कोर्स दोहराएं। इस चक्र को जारी रखें।
सूखी / एटोनिक त्वचा	सुबह। आरएफ: 7 मिनट (प्रति आंख 3.5 मिनट) ईएमएस: 2-3 मिनट (प्रति आंख 1.5 मिनट) हर 3 दिनों में एक बार।	सुबह। आरएफ: 7 मिनट (3.5 मिनट प्रति आंख), हर 3 दिनों में एक बार। ईएमएस: 2-3 मिनट (प्रति आंख 1.5 मिनट), सप्ताह में 3 बार से अधिक नहीं।	सुबह। आरएफ: 7 मिनट (3.5 मिनट प्रति आंख), दैनिक। ईएमएस: 2-3 मिनट (1.5 मिनट प्रति आंख)। मोड अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है। सप्ताह में 3 बार से अधिक नहीं।	1 सप्ताह का ब्रेक।	2 महीने में 4 सप्ताह का कोर्स दोहराएं। 1 महीने का ब्रेक लें। 2 महीने में 4 सप्ताह का कोर्स दोहराएं।

मतभेद:
1. यदि किसी चिकित्सकीय कारण से इस उपकरण का उपयोग वर्जित हो सकता है, तो उपयोग से पहले त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।
2. यदि आप प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं तो डिवाइस का उपयोग न करें।
3. यदि आपके पास डिवाइस का उपयोग न करें: त्वचा, त्वचा रोगों या गंभीर मुँहासे, सनबर्न, त्वचा संक्रमण आदि पर दरारें या खुले घाव।
4. ऊपरी या निचले पलक, नेत्रगोलक या आंख के श्लेष्म झिल्ली पर डिवाइस का उपयोग न करें।
5. मोल्स, मौसा, अंतर्वर्धित बाल या चिढ़ त्वचा पर डिवाइस का उपयोग न करें।
6. अन्य लोगों के साथ डिवाइस साझा न करें, क्योंकि इससे बैक्टीरिया के साथ क्रॉस-संक्रमण और खतरनाक संक्रमण का विकास हो सकता है।

चेतावनी:
1. चार्जिंग केबल को गीला न करें। डिवाइस को पानी में न डुबोएं।
2. डिवाइस को उन जगहों पर चार्ज न करें जहां इसे गीला होने का खतरा है, जैसे बाथरूम, शॉवर या पूल के पास।
3. डिवाइस को आग में न डालें।
4. डिवाइस को केवल चार्जिंग केबल से चार्ज किया जाना चाहिए, जो शामिल है।
5. चोट से बचने के लिए, सामान या चार्जिंग केबल क्षतिग्रस्त होने पर उपकरण का उपयोग करना बंद करें।
6. यदि खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए चार्जिंग केबल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसे मूल केबल से बदल दिया जाना चाहिए।
7. बैटरी जीवन का विस्तार करने के लिए डिवाइस को हर 2 महीने में कम से कम एक बार चार्ज करें।
8. यह उपकरण 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ सीमित शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले व्यक्तियों या अपर्याप्त अनुभव और ज्ञान के लिए अभिप्रेत नहीं है। इस समूह के व्यक्तियों द्वारा डिवाइस का उपयोग केवल पर्यवेक्षण के तहत संभव है।
9. यदि यह नेत्रहीन क्षतिग्रस्त है तो डिवाइस का उपयोग न करें। इसे स्वयं अलग करने या मरम्मत करने की कोशिश न करें, इससे आंखों या त्वचा को गंभीर चोट लग सकती है, साथ ही बिजली का झटका और मृत्यु भी हो सकती है।

10. इस निर्देश के अनुसार केवल अपने इच्छित उद्देश्य के लिए डिवाइस का उपयोग करें।
11. डिवाइस को 5-35 °C के तापमान पर चार्ज, उपयोग और स्टोर करने की सिफारिश की जाती है।
12. यदि आपने पिछले 2 हफ्तों के भीतर कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया है तो डिवाइस का उपयोग न करें (उदाहरण के लिए, रासायनिक या यांत्रिक छीलने, लेजर पीसने, आंशिक लेजर उपचार, मेसोथेरेपी, भराव प्रक्रियाएं या कोई अन्य चेहरे की मूर्तिकला प्रक्रियाएं)।

बॉक्स में: (1) मालिश, (2) चार्जिंग समर्थन, (3) यूएसबी-सी केबल चार्ज करने के लिए, (4) भंडारण बैग, (5) नैपकिन, (6) निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 2 h

ऑपरेटिंग समय: 40 min

स्मार्ट टाइमर: 10 min

आरएफ आवृत्ति: 1MHz

ईएमएस आवृत्ति: 20 किलोहर्ट्ज़

ईएमएस वर्तमान: 166 mA

लाल एलईडी प्रकाश तरंग दैर्ध्य: 630 nm

वेवफॉर्म: द्विघात सममित आयताकार तरंग

जल प्रतिरोध: IPX4



AKARI - नेत्र देखभाल मालिश

आंख समोच्च लिफ्टों

झुर्रियों को कम करता है

सूजन कम करता है

काले घेरे को रोशन करता है

चिंताएं: चेहरे की झुर्रियां (" कौवा के पैर"), आंखों के आसपास के क्षेत्र में क्रीज, पलकों की त्वचा की लोच और चमक का नुकसान, काले घेरे, सुबह सूजन, आंखों के नीचे ("बैग")), स्क्रीन के पीछे लंबे समय तक काम करने के बाद मांसपेशियों में तनाव और आंखों की थकान।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, पीसी प्लास्टिक, जस्ता धातु (इलेक्ट्रोड)।

वज़न: 137 ग्राम (डिवाइस), 82 ग्राम (चार्जिंग बेस)।

कार्य:

आरएफ - उठाने (40-43 °C) - त्वचा की गहरी परतों में प्रवेश करता है और ऊतकों को 40-43 °C तक धीरे से गर्म करता है, ताकि मौजूदा कोलेजन फाइबर तुरंत कम हो जाएं, और फाइब्रोब्लास्ट सक्रिय रूप से नए कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन करना शुरू कर दें। नतीजतन, आंखों के आसपास की त्वचा को तुरंत कड़ा और कॉम्पैक्ट किया जाता है, और नियमित उपयोग के साथ, चेहरे की झुर्रियां चिकनी हो जाती हैं।

ईएमएस (इलेक्ट्रोमायस्टिमुलेशन) - ईएमएस कम-शक्ति वाली दालों (7.52-8.56 mA) के साथ पेरिओरबिटल क्षेत्र पर कार्य करता है, जिससे आंख की गोलाकार मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन और विश्राम होता है। यह पलक के मांसपेशियों के फ्रेम को मजबूत करता है, आंखों के बाहरी कोनों को उठाता है और आंखों की टोन और लोच के आसपास की त्वचा को लौटाता है।

फोटोथेरेपी (एलईडी) विभिन्न लंबाई की हल्की तरंगों के संपर्क में आने की एक विधि है जो त्वचा की एक निश्चित गहराई तक प्रवेश करती है और कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होती है, जिससे प्राकृतिक पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू होती है।

लाल स्पेक्ट्रम (620-630 nm) त्वचा कायाकल्प और पुनर्जनन, ताजगी बहाल करने और टकटकी के लिए एक प्राकृतिक चमक को ट्रिगर करता है।

पीला स्पेक्ट्रम (587-592 nm) संवेदनशील त्वचा को शांत करता है, लसीका जल निकासी को सक्रिय करता है और स्थिर तरल पदार्थ के उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। नतीजतन, सूजन कम हो जाती है, आंखों के नीचे काले घेरे हल्के होते हैं, और त्वचा की बनावट समतल होती है।

शीतलन मोड (15 ± 5 °C) - सतह के जहाजों और छिद्रों को तुरंत संकुचित करने का कारण बनता है, एक त्वरित लसीका जल निकासी और ताज़ा प्रभाव प्रदान करता है। ठंड आंखों के नीचे सुबह सूजन, सूजन और "बैग" से राहत देती है, और त्वचा को भी शांत करती है।

कंपन (11000 आरपीएम) - कोमल माइक्रोमैसेज प्रदान करता है जो कंप्यूटर के काम या पढ़ने के बाद ऑर्बिक्युलरिस ओकुली मांसपेशी में ऐंठन और तनाव से राहत देता है। प्रक्रिया रक्त परिसंचरण और लसीका जल निकासी को सक्रिय करती है, स्किनकेयर उत्पादों के लिए त्वचा पारगम्यता में सुधार करती है।

विशेषताएं:
1. ईएमएस तीव्रता के 3 स्तर आपको अपनी त्वचा की संवेदनशीलता के आधार पर एक व्यक्तिगत देखभाल कार्यक्रम चुनने की अनुमति देते हैं।
2. मेमोरी फ़ंक्शन: डिवाइस स्वचालित रूप से अंतिम चयनित ईएमएस तीव्रता स्तर और मोड को संग्रहीत करता है।
3. 3 पूर्व निर्धारित मोड जिसमें एक्सपोजर के विभिन्न तरीके एक ध्यान देने योग्य प्रभाव के लिए एक दूसरे को पूरक और सुदृढ़ करते हैं।
4. स्मार्ट टाइमर प्रक्रिया के सटीक समय की निगरानी करता है और स्वचालित रूप से डिवाइस को बंद कर देता है, त्वचा के अधिभार और अति ताप को रोकता है।
5. 5 प्रौद्योगिकियां: आरएफ-लिफ्टिंग, ईएमएस-उत्तेजना, शीतलन, कंपन मालिश और एलईडी-प्रकाश (लाल और पीले) को एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में जोड़ा जाता है ताकि पेरिओरबिटल क्षेत्र की सभी समस्याओं को हल किया जा सके।
6. चार्जिंग बेस न केवल टॉयलेट टेबल पर सौंदर्य ऊर्ध्वाधर भंडारण प्रदान करता है, बल्कि आरामदायक वायरलेस चार्जिंग भी प्रदान करता है।
7. सरल और सहज नियंत्रण: केवल 2 बटन जो आपकी उंगली के नीचे आराम से फिट होते हैं।
8. निर्बाध इलेक्ट्रोड: त्वचा को घायल किए बिना स्वच्छ और नाजुक फिसलने के लिए पूरी तरह से चिकनी सतह।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. चालू / बंद: 1.5 सेकंड के लिए पावर बटन दबाएं (एक छोटी बीप द्वारा पुष्टि की जाएगी)। डिफ़ॉल्ट रूप से, डिवाइस मोड 1 में शुरू होता है।
2. मोड स्विचिंग: चक्रीय चयन के लिए पावर बटन को संक्षेप में दबाएं:
मोड 1: आरएफ + ईएमएस + लाल एलईडी लाइट मोड 2: ईएमएस + कंपन (एल ई डी बंद) मोड 3: ईएमएस + ठंडा + पीला एलईडी प्रकाश
3. ईएमएस तीव्रता समायोजन: शीघ्र ही नियंत्रण बटन दबाएं
स्तर चयन के लिए तीव्रता:
कमजोर (स्तर 1) - बटन का सही खंड प्रबुद्ध है। मध्य (स्तर 2) - बटन के दाएं और नीचे के खंड प्रकाशित होते हैं। मजबूत (स्तर 3) - बटन चमक के बाएं, दाएं और निचले खंड।

कैसे उपयोग करें:
1. संवेदनशीलता परीक्षण (पहले उपयोग से पहले अनिवार्य):
अपने अग्रभाग के अंदर प्रवाहकीय जेल लागू करें और इसके खिलाफ स्विच-ऑफ डिवाइस की उपचार सतह रखें।
2. डिवाइस चालू करें और मोड 1 में एक पूर्ण 10 मिनट का सत्र है। यदि कोई गंभीर जलन है, तो परीक्षण बंद करें। 6 घंटे के बाद त्वचा का मूल्यांकन करें। यदि कोई लालिमा और खुजली नहीं है, तो डिवाइस आपके लिए उपयुक्त है। प्रक्रिया को पूरा करें: चेहरे और आंखों के आसपास के क्षेत्र को साफ करें। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं, तो सत्र से पहले उन्हें हटा दें।
3. जेल लागू करना: आंखों के आसपास के क्षेत्र में एक विशेष संपर्क जेल कंडक्टर या पानी आधारित मॉइस्चराइजिंग सीरम लागू करें। उत्पाद में तेल और एसिड (एएचए, भा, पीएचए, रेटिनॉल, विटामिन सी की उच्च सांद्रता) नहीं होना चाहिए।

4. मालिश करना: मालिश चालू करें, एक मोड चुनें और इसे सुचारू रूप से चलाना शुरू करें
मालिश लाइनों पर:
• ऊपरी पलक: आंतरिक कोने से बाहरी तक, भौं के नीचे कक्षीय हड्डी की रेखा के साथ सख्ती से चलती है।
• निचली पलक: आंख के अंदरूनी कोने से बाहरी कक्षीय हड्डी तक आसानी से।
मंदिर: एक कोमल परिपत्र मालिश। महत्वपूर्ण: प्रक्रिया के दौरान, डिवाइस को हर समय चलते रहें। इसे गर्म करने और जलने से बचने के लिए एक क्षेत्र में न रखें! 10 मिनट की सत्र सीमा से अधिक न करें।
5. पूरा करें: अपनी सामान्य आई क्रीम लगाएं। डिवाइस को नम, लिंट-फ्री कपड़े से साफ करें।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति
सुबह पफनेस / सूजन / डार्क सर्कल्स	सुबह	मोड 3: ईएमएस + कूलिंग + येलो एलईडी लाइट (पफनेस और रेडियंस की देखभाल)। अवधि: 3 मिनट।	सप्ताह में 3-4 बार
अभिव्यक्ति लाइनों / घटता / पलक दृढ़ता का नुकसान	शाम	मोड 1: "आरएफ + ईएमएस + लाल एलईडी लाइट" (एंटी-एजिंग लिफ्ट) अवधि: 10 मिनट तक	सप्ताह में 3-4 बार
मांसपेशियों में तनाव और आंखों की थकान	शाम या आवश्यक के रूप में	मोड 2: "ईएमएस + कंपन" (आराम और लसीका जल निकासी) अवधि: 10 मिनट तक	आवश्यकता के अनुसार, आम तौर पर 3-4 बार / सप्ताह।

मतभेद:
1. ऊपरी और निचले मोबाइल पलक, मुंह, नाक या जननांगों के श्लेष्म झिल्ली पर सीधे नेत्रगोलक पर उपयोग करने से मना किया जाता है।
2. हृदय रोग, पेसमेकर या अन्य प्रत्यारोपित इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा उपकरणों की उपस्थिति।
3. प्रसंस्करण क्षेत्र में सीधे धातु प्रत्यारोपण, पिन, सोने के धागे की उपस्थिति।
4. पेरिओरबिटल क्षेत्र में हाल की आंख सर्जरी या चिकित्सा सौंदर्य प्रक्रियाएं।
5. घाव, घर्षण, दरारें, एक्जिमा, जिल्द की सूजन, मुँहासे के गंभीर रूप, जलने (सूर्य सहित) या उपचार क्षेत्र में संक्रमण की उपस्थिति।
6. धातुओं या विद्युत प्रभावों से एलर्जी, त्वचा के तापमान और स्पर्श संवेदनशीलता का उल्लंघन।
7. थायराइड ग्रंथि के रोग (डिवाइस को थायरॉयड ग्रंथि पर सीधे उपयोग करने से मना किया जाता है) या इसके उपचार के लिए हार्मोनल दवाएं लेना।
8. गर्भावस्था (केवल डॉक्टर से परामर्श करने के बाद उपयोग करें)
9. स्तनपान, मासिक धर्म, कूपेरोसिस (telangiectasia) की अवधि - सावधानी के साथ उपयोग करें।

10. 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (केवल वयस्कों की देखरेख में उपयोग की अनुमति है)।
11. यदि त्वचा कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के बाद सक्रिय उपचार के चरण से गुजरती है तो इसका उपयोग न करें (पिछले दो हफ्तों के भीतर छीलने, लेजर पीसने, मेसोथेरेपी, फिलर्स)।
12. यदि आपके चेहरे के क्षेत्र में दंत प्रत्यारोपण, ब्रेसिज़ या धातु प्रोस्थेस हैं, तो निगरानी करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। उपचार बंद करो अगर आप असुविधा या अपने मुंह में एक धातु स्वाद महसूस करते हैं।

एहतियाती उपाय और सुरक्षा नियम:
1. नमी संरक्षण: चार्जिंग केबल, बेस और संपर्कों को पूरी तरह से सूखा रखें। उन्हें पानी में विसर्जित न करें और नम वातावरण (बाथरूम) में डिवाइस को चार्ज न करें। डिवाइस में नमी संरक्षण वर्ग IPX22 (ऊर्ध्वाधर बूंदों के खिलाफ सुरक्षा) है, लेकिन इसे नल के नीचे धोने के लिए सख्ती से मना किया गया है।
2. विद्युत सुरक्षा: चार्ज करते समय मालिश का उपयोग करने से मना किया जाता है। चार्जिंग के दौरान नेटवर्क से आधार के निरंतर कनेक्शन का समय 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. सावधान सफाई: डिवाइस को केवल तभी साफ करें जब बंद हो जाए। यह धातु स्पंज, घर्षण, आक्रामक या ज्वलनशील तरल पदार्थ (शराब, गैसोलीन, diluents, एसीटोन) का उपयोग करने के लिए मना किया है।
4. गर्म मोड में हेयर ड्रायर के साथ डिवाइस को सूखने से मना किया जाता है।
5. भंडारण: कमरे के तापमान पर एक सूखी, ठंडी जगह में स्टोर करें, धूप से बचें। उपयोग के बिना दीर्घकालिक भंडारण के लिए, बैटरी के क्षरण से बचने के लिए डिवाइस को हर 3 महीने में कम से कम एक बार चार्ज करें।
6. डिवाइस को आग में न फेंकें, गिरने और शारीरिक झटके से बचें।

बॉक्स में: (1) AKARI मालिश, (2) चार्जिंग बेस, (3) टाइप-सी चार्जिंग केबल, (4) स्टोरेज बैग, (5) उपयोग के लिए निर्देश, (6) नैपकिन।

तकनीकी विनिर्देश:

आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): डिवाइस - 155 × 26 × 28 mm, चार्जिंग बेस - 62 × 55 × 59 mm

शक्ति का स्रोत: लिथियम बहुलक बैटरी

बैटरी क्षमता: 1000 mAh

रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज: 3,7 V

रेटेड आपूर्ति वोल्टेज: 5 V

शक्ति: 11 W

स्मार्ट टाइमर: आरएफ + ईएमएस + लाल एलईडी लाइट - 10 मिनट ईएमएस + कंपन - 10 मिनट ईएमएस + कूलिंग + पीला एलईडी लाइट - 3 मिनट

चार्जिंग समय: ≤ 3 h

अधिकतम ऑपरेटिंग समय (पूर्ण प्रभार): ≥ 40 min

ईएमएस की गहनता:
1 स्तर - 7.52 mA 2 स्तर - 7.92 mA 3 स्तर - 8.56 mA

विकिरण की तीव्रता:
लाल एलईडी लाइट - 24.22 mW/cm² पीला एलईडी लाइट - 14.47 mW/cm²

कंपन गति: प्रति मिनट 11000 क्रांति

ठंडा तापमान: 15+/-5 °C

जल प्रतिरोध: IPX22



ATAMA - बाल विकास और खोपड़ी की देखभाल मालिश

बालों की जड़ों को मजबूत करता है

बाल विकास

बालों का घनत्व

बालों की गुणवत्ता में सुधार

लक्ष्य सूजन

चिंताएं: बालों के झड़ने, पतले बाल, सूखे और भंगुर बाल, खोपड़ी के रोग।

सामग्री: प्लास्टिक।

वज़न: 213,5 g.

कार्य:

ईएमएस - कम आवृत्ति धाराओं का उपयोग करके इलेक्ट्रोस्टिम्यूलेशन जो ऊतकों में गहराई से प्रवेश करते हैं और मांसपेशियों के संकुचन और संवहनी विस्तार, रक्त और लसीका प्रवाह में सुधार, चयापचय प्रक्रियाओं और खोपड़ी के ऑक्सीजन पोषण को प्रोत्साहित करते हैं। नतीजतन, छिद्रों को साफ किया जाता है, "सोना" बाल कूप जागृत होते हैं, नए बालों के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बालों की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि ईएमएस का ऐसा प्रभाव वसामय ग्रंथियों के कामकाज के सामान्यीकरण के रूप में, जो बालों की वसा में कमी, त्वचा खुजली में कमी की ओर जाता है।

कंपन - सिर पर कई तंत्रिका अंत होते हैं, कंपन मालिश के साथ उनकी उत्तेजना तनाव को कम करेगी। कंपन रक्त परिसंचरण और चयापचय प्रक्रियाओं को भी बढ़ावा देता है, इसलिए कोशिकाओं को अधिक पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप बाल कूप अधिक सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, बालों की वृद्धि तेज होती है।

फोटोथेरेपी (लाल और नीले एलईडी प्रकाश) - एल ई डी वांछित तरंग दैर्ध्य का उत्पादन करते हैं, जो त्वचा में गहराई से प्रवेश करता है, कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा प्रक्रियाओं को ट्रिगर करता है। उदाहरण के लिए, लाल एलईडी लाइट (630 और 650 nm) रोम को फिर से सक्रिय करता है, जो सक्रिय बालों के विकास के अंत के चरण में प्रवेश करते हैं। ब्लू एलईडी लाइट (460 nm), एपिडर्मिस स्तर पर काम करते हुए, बैक्टीरिया को मारता है, सूजन को कम करता है और खोपड़ी पर मुँहासे के गठन को रोकता है।

विशेषताएं:
1. एक आरामदायक संभाल के साथ एक कंघी के रूप में मालिश। आप लंबे समय तक खुद को मालिश करने में सहज होंगे।
2. अतामा डिवाइस में पानी प्रतिरोध स्तर IPX6 है, उपयोग के बाद इसकी देखभाल करना सुविधाजनक है - उपयोग के बाद पानी की धारा के तहत डिवाइस को कुल्ला।

3. विशेष सिलिकॉन मालिश लौंग: नरम और निंदनीय, 360 डिग्री घुमाएँ, एक आरामदायक मालिश प्रदान करते हैं, भले ही डिवाइस बंद हो जाए।
4. व्यक्तिगत सेटिंग के साथ 3 मोड: ईएमएस (इलेक्ट्रोमायोस्टिमुलेशन), एलईडी (फोटोथेरेपी), कंपन। आप इच्छानुसार मोड को जोड़ सकते हैं, उनमें से किसी को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, वर्तमान, प्रकाश, कंपन के प्रकार की वांछित तीव्रता चुन सकते हैं।
5. स्पष्ट नियंत्रण: प्रत्येक मोड डिवाइस के हैंडल पर एक अलग बटन से मेल खाता है। आप प्रक्रिया से दूर तोड़ने के बिना मालिश के दौरान मोड स्विच करने में सक्षम हो जाएगा।
6. एलईडी मोड में प्रस्तुत 2 सबसे प्रभावी प्रकाश phototherapy। लाल एलईडी लाइट मोड 630 nm की तरंग दैर्ध्य के साथ लाल एलईडी लाइट द्वारा दर्शाया गया है (डायोड कंघी की परिधि के साथ स्थित हैं) और 650 nm की तरंग दैर्ध्य के साथ निम्न-स्तरीय लेजर प्रकाश (डायोड मालिश सतह के केंद्र में स्थित हैं)। इस अंतर की तरंग दैर्ध्य बालों के झड़ने को रोकती है। 460 nm की तरंग दैर्ध्य के साथ ब्लू एलईडी लाइट मोड (डायोड केवल कंघी की परिधि के साथ स्थित होते हैं, मालिश के केंद्र में डायोड नीले रंग को प्रकाश नहीं देते हैं) का उपयोग खोपड़ी की सतही स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. डिवाइस को चालू करने के लिए चालू / बंद बटन दबाएं।
2. शासनों का विन्यास
• **चालू/बंद बटन (नियंत्रण/EMS):** बटन को 1.2 सेकंड दबाकर रखें। डिवाइस चालू होगा, 1 बीप सुनाई देगी और EMS स्तर 1 सक्रिय होगा। संकेतक की 1 बत्ती जलेगी। बटन को थोड़ी देर दबाने पर EMS स्तर 2 सक्रिय होगा और 2 बत्तियाँ जलेंगी। फिर थोड़ी देर दबाने पर EMS स्तर 3 सक्रिय होगा और 3 बत्तियाँ जलेंगी। फिर दबाने पर EMS बंद हो जाएगा और तीनों बत्तियाँ साथ झपकेंगी। डिवाइस चालू हो तो बटन 1.2 सेकंड दबाकर रखें। 2 बीप सुनाई देंगी और डिवाइस बंद हो जाएगा।
वेव बटन (कंपन नियंत्रण) पहले शॉर्ट प्रेस में एक निरंतर कंपन मोड शामिल है। दूसरा कंपन स्पंदन का तरीका है। तीसरा कंपन मोड को बंद कर देता है। स्विचिंग मोड एक छोटे ध्वनि संकेत के साथ है।
सूर्य बटन (प्रकाश नियंत्रण) पहले शॉर्ट प्रेस में एक लेजर थेरेपी मोड (लाल एलईडी लाइट) शामिल है। दूसरे प्रेस के बाद, रंग नीले रंग में बदल जाएगा। तीसरा प्रेस एलईडी मोड को बंद कर देता है। स्विचिंग मोड एक छोटे ध्वनि संकेत के साथ है।
3. 10 मिनट के निरंतर उपयोग के बाद, डिवाइस स्टैंडबाय मोड में जाने के बिना स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

कैसे उपयोग करें:

सिर के मुकुट की मालिश:
1. क्राउन क्षेत्र में दक्षिणावर्त परिपत्र गति में ले जाएँ।
2. एक क्षेत्र की मालिश 1-2 मिनट लेना चाहिए।

सिर के अन्य भागों की मालिश करने के लिए:
1. चेहरे से सिर के पीछे तक बालों के विकास की दिशा में आगे बढ़ें जैसे कि अपने बालों को कंघी करना।
2. आप सर्पिल या वक्र भी कर सकते हैं।
3. एक क्षेत्र में सभी आंदोलनों को 3-5 बार दोहराया जाता है।
4. मालिश की अनुशंसित कुल अवधि 10-15 मिनट है।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
ऑयली स्केलप	सुबह, धोने के बाद, नम बालों पर	ईएमएस: स्तर 1 - 5 मिनट; स्तर 2 - 3 मिनट; स्तर 3 (अधिकतम) - 2 मिनट। क्रम में सभी तीन स्तरों का उपयोग करें, धीरे-धीरे बढ़ रही है। एलईडी: नीली एलईडी लाइट - 5 मिनट; लाल एलईडी लाइट - 2 मिनट। इस क्रम में मोड का उपयोग करें, एक साथ नहीं।	सप्ताह 1-2: सप्ताह में 3 बार। सप्ताह 3: सप्ताह में 5 बार। सप्ताह 4: ब्रेक।	2 महीने। 1 महीने का ब्रेक लें, फिर 2 महीने का कोर्स दोहराएं। न्यूनतम कुल कार्यक्रम: 6 महीने। प्रति वर्ष दो पाठ्यक्रम।

त्वचा का प्रकार / समस्या	पहले 10 दिन	अगले 10 दिन	अगले 2-3 महीने	अगले महीने	तब
बालों का झड़ना / पतला होना	कंपन: एक पौष्टिक सीरम (वैकल्पिक) लगाने के 10 मिनट बाद। एलईडी लाल एलईडी लाइट: 5 मिनट। इस क्रम में उपयोग करें, एक साथ नहीं। दैनिक।	कंपन: एक पौष्टिक सीरम (वैकल्पिक) लगाने के 10 मिनट बाद। एलईडी लाल एलईडी लाइट: 5 मिनट। इस क्रम में उपयोग करें, एक साथ नहीं। हर दिन।	कंपन: एक पौष्टिक सीरम (वैकल्पिक) लगाने के 10 मिनट बाद। ईएमएस, निम्न और मध्यम स्तर: 2-5 मिनट। एलईडी लाल एलईडी लाइट: 7 मिनट। इस क्रम में उपयोग करें, एक साथ नहीं। सप्ताह में 3-4 बार।	तोड़ो।	5-6 महीने के लिए 10-10-3 कार्यक्रम को दोहराएं। 1 महीने का ब्रेक लें। रखरखाव: 3 महीने के ब्रेक के बाद 1 महीने का उपयोग।

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
डैंड्रफ / फ्लेकिंग (सिर की बीमारी के बिना)	दिन के किसी भी समय, धोने के बाद, नम बालों पर	एलईडी: ब्लू एलईडी लाइट - 3 मिनट; लाल एलईडी लाइट - 7 मिनट। कंपन: 3 मिनट। इस क्रम में उपयोग करें, एक साथ नहीं। अलग से, बाल धोने से स्वतंत्र रूप से: ईएमएस, मध्यम स्तर - 3-4 मिनट।	एलईडी: दैनिक कंपन: सप्ताह में 3 बार ईएमएस: सप्ताह में 2 बार।	एलईडी + कंपन: 4 सप्ताह, फिर 1 सप्ताह का ब्रेक। 1 महीने से अधिक समय तक दोहराएं। आगे की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्या का समाधान होने तक पाठ्यक्रम जारी रखा जाता है। ईएमएस: 4 सप्ताह, फिर 1 सप्ताह का ब्रेक। 1 महीने से अधिक समय तक दोहराएं।

मतभेद:
सावधानी के साथ उपयोग करें:
• मादक नशे की स्थिति में, मासिक धर्म के दौरान और स्तनपान के दौरान;
• telangiectasia की उपस्थिति में;
• एक अस्थायी भरने की उपस्थिति में या दंत चिकित्सा उपचार के दौरान;
• धातु से एलर्जी;
• उच्च तापमान और उच्च रक्तचाप पर;
• खोपड़ी पर प्लास्टिक के संचालन की उपस्थिति में, त्वचा की सूजन और खुजली।

चेतावनी:
1. धातु प्रोस्थेस (आंख के सेब, आंतरिक कान, हड्डी और संयुक्त क्षेत्रों) के साथ निकट स्थानों का उपयोग न करें।
2. नसों या धमनियों के विकृति वाले स्थानों के साथ-साथ थ्रोम्बोफ्लिबिटिस या रक्त के थक्के के साथ समस्याओं की उपस्थिति में उपयोग करने से मना किया जाता है।
3. शारीरिक प्रदर्शन से बचें।
4. केवल उपयोगकर्ता के मैनुअल के अनुसार डिवाइस का उपयोग करें।
5. उत्पाद को अलग करना, बनाए रखना और अपग्रेड करना मना है।
6. कृपया उपकरण को एक सूखी और साफ जगह पर रखें।
7. उच्च / निम्न परिवेश के तापमान वाले स्थानों के साथ-साथ खुली आग के स्रोतों में डिवाइस को स्टोर न करें।
8. चार्ज पूरा होने के बाद सॉकेट से प्लग निकालें।
9. डिवाइस को बच्चों से दूर रखें।

बॉक्स में: (1) मालिश, (2) भंडारण बैग, (3) नैपकिन,
4. चार्ज करने के लिए यूएसबी-सी केबल, 5) निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 3 h

ऑपरेटिंग समय: 2 h

स्मार्ट टाइमर: 10 min

मोड:
1. ईएमएस - 1 स्तर 31 mA, 2 स्तर 43 mA, 3 स्तर 78 mA
2. फोटोथेरेपी - लाल एलईडी लाइट (तरंग दैर्ध्य 630 nm), लेजर लाइट (तरंग दैर्ध्य 650 nm), ब्लू एलईडी लाइट (तरंग दैर्ध्य 460 nm)
3. कंपन - प्रति मिनट 6500 क्रांतियाँ

ईएमएस आवृत्ति: 9,51 kHz

वेवफॉर्म: biphasic सममित तरंग

जल प्रतिरोध: IPX6



ELAX 2.0 - आराम से आंख मालिश मुखौटा

आंखों की थकान दूर करता है

सिरदर्द को कम करता है

अनिद्रा में मदद करता है

छूट

समस्याओं का चक्र: आंखों की सामान्य थकान और थकान, सिरदर्द, माइग्रेन, सोने में कठिनाई, कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम।

सामग्री: मोडल, लाइका।

वज़न: 111 g.

कार्य:
गर्मी - रक्त परिसंचरण में सुधार, आंखों से तनाव को दूर करना। कंपन - आंखों के चारों ओर मांसपेशियों को प्रभावी ढंग से आराम देता है, सामान्य प्रवाह और लसीका के बहिर्वाह को बहाल करने में मदद करता है, सामान्य थकान और आंखों के तनाव को खत्म करने में मदद करता है। कोल्ड कंप्रेस - आपको आंखों और चीकबोन्स के आसपास सूजन से छुटकारा पाने की अनुमति देता है, रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण करता है। ठंड के संपर्क में रक्त के प्रवाह को कम करता है और अतिरिक्त तरल पदार्थ के बहिर्वाह में योगदान देता है। 3 डी मास्क आंखों और पलकों पर प्रेस नहीं करता है, चेहरे के लिए एक तंग फिट प्रदान करता है और प्रकाश प्रवेश से बचाता है, जो आपको स्लीप मास्क के रूप में डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति देता है।

विशेषताएं:
1. 4 उपयोग के मामलों (हीटिंग, कंपन, हीटिंग + कंपन, ठंड सेक लाइनर)।
2. मास्क हल्का होता है, जब इसका उपयोग किया जाता है, तो यह आंखों पर प्रेस नहीं करता है।
3. मालिश की इष्टतम शक्ति निर्धारित करने के लिए एक आरामदायक तापमान और कंपन के 3 स्तरों का चयन करने के लिए हीटिंग के 3 स्तर।
4. मास्क में एक शारीरिक 3 डी आकार होता है, जिसमें अधिकतम आराम के लिए नाक और नाक के पुल के लिए आंखों और पायदानों के लिए अवकाश होता है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. नियंत्रण कक्ष को मास्क से कनेक्ट करें। नोट: मास्क और कंट्रोल पैनल के बीच कनेक्शन कमजोर होने पर चार्ज इंडिकेटर सफेद हो जाता है।
2. कंपन स्विच या तापमान बटन पर एक लंबे प्रेस (2 सेकंड) के साथ, मालिश चालू करें। चार्ज स्तर का प्रकाश संकेतक हल्का हो जाएगा।
3. कंपन मोड और हीटिंग मोड एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। आप जिस मोड को चाहते हैं उसे चुनें।
4. कंपन मोड में कंपन के 3 स्तर होते हैं। मालिश कम कंपन स्तर से शुरू होती है, जिससे 1 ध्वनि संकेत निकलता है। जब स्विचिंग स्तर 2 ध्वनि संकेतों का मतलब होगा 2 कंपन स्तर, 3 संकेत - 3 स्तर।

5. हीटिंग मोड में 3 तापमान स्तर होते हैं। मालिश कम गर्मी के स्तर से शुरू होती है, जो 1 बीप उत्सर्जित करती है। स्तर बदलते समय, 2 श्रव्य संकेतों का मतलब औसत ताप स्तर और 3 श्रव्य संकेत अधिकतम ताप स्तर होगा।
6. मालिश में एक स्मार्ट टाइमर है, डिवाइस 15 मिनट के ऑपरेशन के बाद बंद हो जाएगा। कंपन और हीटिंग मोड एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उनका स्मार्ट टाइमर प्रत्येक मोड के लिए अलग से चलता है। जब कंपन स्तर या तापमान स्विच किया जाता है, तो स्मार्ट टाइमर फिर से शुरू नहीं होता है।
7. डिवाइस को बंद करने के लिए, कंपन या हीटिंग मोड के चालू / बंद बटन दबाएं और 2 सेकंड के लिए पकड़ो।

कैसे उपयोग करें:
1. नियंत्रण कक्ष को मास्क से कनेक्ट करें।
2. मास्क को अपनी आंखों के ऊपर रखें, इसे चालू करें।
3. कंपन / हीटिंग या दोनों को एक बार में सक्षम करें।
4. तापमान और हीटिंग के स्तर को समायोजित करें।
5. 15 मिनट के लिए मालिश का आनंद लें।
6. यदि आप एक ठंडा संपीड़ित का उपयोग करना चाहते हैं, तो लाइनर को रेफ्रिजरेटर में 10 मिनट के लिए पहले से रखें। इसे मास्क में रखें, डिवाइस सहित नहीं।

उपयोग की आवृत्ति:
दैनिक उपयोग की अनुमति है।

आवेदन की अवधि:
यह असीमित है।

मतभेद:
1. जो लोग त्वचा पर थर्मल प्रभाव के प्रति असंवेदनशील हैं, शरीर का ऊंचा तापमान और ठंड से पीड़ित लोगों को डिवाइस का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।
2. डिवाइस का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है:
घनास्त्रता की उपस्थिति में, गंभीर एन्यूरिज्म, तीव्र शिरापरक एन्यूरिज्म, सभी प्रकार के जिल्द की सूजन, त्वचा संक्रमण, क्योंकि डिवाइस के उपयोग से गिरावट हो सकती है;
जो लोग अपनी इच्छा व्यक्त करने या उत्पाद का उपयोग करने में असमर्थ हैं;
• 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे।
3. यदि उल्टी, दौरे या अन्य शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं तो उत्पाद का उपयोग बंद कर दें।

चेतावनी:
1. उत्पाद को बच्चों और शिशुओं के लिए एक दुर्गम स्थान पर स्टोर करें।
2. उत्पाद 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए है।
3. नियंत्रण कक्ष, चार्जिंग केबल और चार्जिंग कनेक्टर को सूखा रखें।
4. मास्क की सतह पर इत्र और डिओडोरेंट जैसे रासायनिक तरल पदार्थ स्प्रे न करें।
5. क्षति से बचने के लिए आंख मास्क और चार्जिंग केबल को मोड़ें, खींचें या टाई न करें।
6. आंखों की बीमारियों या एलर्जी वाले व्यक्तियों, गर्म संपीड़ित करने के लिए तीव्र प्रतिक्रियाओं वाले व्यक्तियों को उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।


बॉक्स में: (1) मुखौटा, (2) ठंडा संपीड़ित लाइनर, (3) यूएसबी-प्रकार सी चार्जिंग केबल, (4) भंडारण बैग, (5) निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:
चार्ज समय: 1 घंटे

ऑपरेटिंग समय: मध्यम तापमान में 75 मिनट उच्च तापमान 60 मिनट कम तापमान मोड में 45 मिनट

स्मार्ट टाइमर: 15 min
कंपन गति: निम्न स्तर - 3000 क्रांतियाँ प्रति मिनट • औसत स्तर - 4000 क्रांतियाँ प्रति मिनट • उच्च स्तर - 5000 क्रांतियाँ प्रति मिनट

तापमान सेटिंग्स: • कम तापमान - 40-45 °C • औसत तापमान - 45-50 °C • उच्च तापमान - 50-55 °C



EMI - सिलिकॉन चेहरे की सफाई और मालिश ब्रश

त्वचा को साफ करें

उठाने का प्रभाव

सूजन को कम करता है

रंग में सुधार

समस्याओं का चक्र: भरा हुआ, पतला छिद्र, चमड़े के नीचे के सीबम का उच्च स्तर, सूजन।

सामग्री: सिलिकॉन।

वज़न: 97 g.

कार्य:
मालिश उच्च आवृत्ति (ध्वनि) कंपन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसकी शक्ति को स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है। ध्वनि तरंग (उच्च आवृत्ति कंपन) ब्रिसल्स के तेजी से दोलन को ट्रिगर करती है, जो व्यापक आंदोलनों को बनाती है। इस प्रकार, ब्रश चेहरे की त्वचा को साफ करता है, क्योंकि संचित प्रभाव टोन को संरेखित करता है और छिद्रों को साफ करता है।

कंपन, साथ ही काटने का निशानवाला चेहरे के साथ पक्ष, एक नरम मालिश के लिए अनुमति देता है, रक्त परिसंचरण को बहाल करने, छोटी झुर्रियों को चौरसाई।

गर्म मोड आपको छिद्रों को खोलने और त्वचा को गहराई से साफ करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, गर्मी का प्रभाव रक्त परिसंचरण को सक्रिय करता है, त्वचा में चयापचय प्रक्रियाओं को तेज करता है और सौंदर्य प्रसाधनों की उपयोगी सामग्री के अवशोषण को बढ़ावा देता है।

विशेषताएं:
1. उंगली और एक लोचदार, मोड़ने योग्य सिर के फालानक्स के रूप में डिवाइस का अद्वितीय आकार आपको दूषित पदार्थों और मेकअप के चेहरे के सभी क्षेत्रों को अच्छी तरह से, प्रभावी ढंग से और स्वतंत्र रूप से साफ करने की अनुमति देगा।
2. ब्रश खाद्य सिलिकॉन से बना है, और इसके साथ सफाई नाजुक होगी और यहां तक कि सबसे संवेदनशील त्वचा के अनुरूप होगी।
3. सक्शन कप पर चुंबकीय-प्रेरण चार्जिंग बेस आपको आसानी से अपने मालिश ब्रश को दर्पण पर या अपने बाथरूम में दीवार पर रखने की अनुमति देगा, डिवाइस के भंडारण और चार्जिंग प्रक्रिया को सरल करेगा।
4. 8 समायोज्य कंपन स्तर।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. चालू / बंद बटन पर एक लंबे प्रेस के साथ, डिवाइस को चालू करें।
2. ब्रश में 2 मोड होते हैं: हीटिंग और वेव कंपन मोड के साथ निरंतर कंपन मोड। पहली बारी पर, हीटिंग के साथ नियंत्रित कंपन मोड स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है।

3. हीटिंग के साथ निरंतर कंपन मोड में, 8 कंपन स्तर उपलब्ध हैं। गति ऊपर / नीचे बटन की मदद से कंपन स्तर को समायोजित करें।
4. तरंग कंपन मोड पर स्विच करने के लिए, फिर से चालू / बंद बटन दबाएं।
5. चालू / बंद बटन पर बार-बार दबाने से डिवाइस बंद हो जाएगा।
6. ब्रश में एक मेमोरी फ़ंक्शन होता है: जब पुन: सक्षम किया जाता है, तो डिवाइस अंतिम मोड में उपयोग किया जाएगा।

कैसे उपयोग करें:

बुनियादी सफाई के लिए
1. अपने चेहरे को पानी से मॉइस्चराइज करें।
2. वॉशिंग एजेंट को ब्रश पर लगाएं।
3. डिवाइस को हीटिंग के साथ निरंतर कंपन मोड में सक्षम करें।
4. एक ब्रश के साथ फोम बनाएं, इसे अपने हाथ की कलाई के खिलाफ झुकाएं।
5. ब्रश के सिर को अपने चेहरे पर रखें, इसे साफ करने के लिए मालिश करें। मालिश लाइनों के साथ नीचे (ठोढ़ी से) ऊपर (माथे पर बालों के विकास की रेखा तक) ले जाएं।
6. परिष्करण के बाद, चेहरे से कॉस्मेटिक के अवशेषों को हटा दें और पानी से ब्रश करें।

टी-जोन की गहरी सफाई के लिए
1. अपने चेहरे को पानी से मॉइस्चराइज करें।
2. वॉशिंग एजेंट को ब्रश पर लगाएं।
3. वेव कंपन मोड में डिवाइस सक्षम करें।
4. एक ब्रश के साथ फोम बनाएं, इसे अपने हाथ की कलाई के खिलाफ झुकाएं।
5. ब्रश के सिर को चेहरे पर रखें, टी-ज़ोन के क्षेत्रों की मालिश करें। मालिश लाइनों के साथ नीचे (ठोढ़ी से) ऊपर (माथे पर बालों के विकास की रेखा तक) ले जाएं।
6. परिष्करण के बाद, चेहरे से कॉस्मेटिक के अवशेषों को हटा दें और पानी से ब्रश करें।

मालिश के लिए
1. अपने कॉस्मेटिक उत्पाद को लागू करें, जैसे कि क्रीम / सीरम / जेल (अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लेना महत्वपूर्ण है)।
2. डिवाइस चालू करें, आपके लिए एक आरामदायक मोड चुनें।
3. ब्रश के रिवर्स साइड के साथ, मालिश लाइनों के साथ चेहरे की मालिश करें, नीचे (ठोढ़ी से) ऊपर (माथे पर हेयरलाइन तक) से आगे बढ़ें।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
मुँहासे / सूजन	सुबह पसंदीदा	वेव कंपन: 5 मिनट। हीटिंग का उपयोग न करें।	दैनिक	जारी
शुष्क त्वचा / टोन की हानि	सुबह	हीटिंग के साथ निरंतर कंपन: 3-5 मिनट, गाल और ठोड़ी केवल। लहर कंपन: 3-5 मिनट। दोनों मोड का उपयोग एक सत्र में किया जा सकता है, लेकिन हीटिंग के साथ निरंतर कंपन केवल हर दूसरे दिन की अनुमति है। हर दिन दोनों मोड का उपयोग न करें।	हीटिंग के साथ निरंतर कंपन: हर दूसरे दिन। लहर कंपन: दैनिक।	जारी
ब्लैकहेड्स (सूजन के बिना)	दिन के किसी भी समय	गर्मी के साथ निरंतर कंपन: 5-7 मिनट। टी-जोन: माथे, नाक और ठोड़ी।	दैनिक	जारी
गर्म मालिश (सूजन के बिना)	दिन के किसी भी समय	गर्मी के साथ निरंतर कंपन: 5-7 मिनट।	सप्ताह में 2-3 बार	जारी

मतभेद:
1. त्वचा की गंभीर सूजन के साथ डिवाइस का उपयोग न करें, सर्जरी के तुरंत बाद, सनबर्न या त्वचा को नुकसान के साथ।
2. आंखों के आसपास गंभीर सूजन या सूजन वाले व्यक्तियों के लिए डिवाइस का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।
3. आसानी से घुलनशील क्लीनर या सिलिकॉन-आधारित क्रीम के साथ एक उपकरण का उपयोग न करें, ग्रैन्यूल (स्क्रैब) या छीलने वाले एजेंट के साथ एक उत्पाद।
4. ब्रश के व्यक्तिगत उपयोग की सिफारिश की जाती है।

चेतावनी:
1. डिवाइस का उपयोग करने से पहले, कृपया घड़ी, चश्मा, झूठी पलकें, संपर्क लेंस को हटा दें।
2. यदि डिवाइस क्षतिग्रस्त है, तो इसका उपयोग न करें।
3. त्वचा के एक ही क्षेत्र पर बहुत लंबे समय तक डिवाइस का उपयोग न करें।
4. डिवाइस को उच्च तापमान से दूर रखें।
5. डिवाइस को पूरी तरह से पानी में न डुबोएं।

बॉक्स में: (1) ब्रश, (2) चार्जिंग बेस, (3) डीसी-यूएसबी चार्जिंग केबल, (4) निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 5 h

ऑपरेटिंग समय: 60 min

स्मार्ट टाइमर: 5 min

हीटिंग तापमान: 55 ± 5 °C

कंपन: 7500 क्रांतियों प्रति मिनट

जल प्रतिरोध: IPX7



HAZUMI LIGHT - टक्कर मालिश

मांसपेशियों के तनाव से राहत मिलती है

परिसंचरण में सुधार

मांसपेशियों की टोन में सुधार

विरोधी सेल्युलाईट प्रभाव

चिंता: तीव्र शारीरिक परिश्रम के बाद दर्द, तनाव और मांसपेशियों में थकान।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, रबर।

वज़न: 230 g.

कार्य:
टक्कर मालिश सदमे-मरणोपरांत कंपन बनाता है - तेजी से छोटी दालें, जिनमें से आवृत्ति और तीव्रता चुनी हुई गति पर निर्भर करती है। सदमे बल के प्रभाव में कंपन से लहर शरीर के नरम ऊतकों में कई सेंटीमीटर की गहराई तक प्रवेश करती है। Percussor दालों "आराम" मांसपेशियों, फ्लश लसीका तरल पदार्थ और सूजन मांसपेशियों से शिरापरक रक्त, आसंजनों को तोड़ने, दर्द को कम करने, तनाव को कम करने, शरीर के इस हिस्से की गति की सीमा में वृद्धि और कोमल मांसपेशी खींच प्रदान करते हैं। नतीजतन, मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों को अधिक तेज़ी से मरम्मत की जाती है।

विशेषताएं:
1. HAZUMI लाइट - यह HAZUMI की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट आयामों के साथ एक हल्का मिनी मालिश है, जो मालिश प्रक्रिया को और भी आरामदायक बनाता है।
2. सभी मांसपेशी समूहों के अध्ययन के लिए किट में 4 बदली नलिकाएं।
3. स्ट्रोक की सबसे आरामदायक गति का चयन करने के लिए तीव्रता के 5 स्तर, विभिन्न मांसपेशियों समूहों पर इसे समायोजित करना, विभिन्न नलिकाओं के लिए।
4. स्मार्ट टाइमर (10 मिनट) आपको मालिश के दौरान आराम करने की अनुमति देता है, प्रक्रिया समय की समाप्ति के बाद डिवाइस स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. सुनिश्चित करें कि डिवाइस चार्ज है।
2. डिवाइस में आवश्यक मालिश सिर स्थापित करें।
3. पावर बटन के लंबे प्रेस के साथ, डिवाइस शुरू करें।
4. मालिश पिस्तौल के सक्रियण पर स्वचालित रूप से 1 तीव्रता स्तर सेट करता है।
5. तीव्रता के स्तर को स्विच करने के लिए, संक्षेप में बटन दबाएं। कुल मिलाकर, डिवाइस 5 गति प्रदान करता है। सबसे पहले, 1 संकेतक जलता है, तीव्रता के स्तर में प्रत्येक बाद की वृद्धि के साथ, एक और संकेतक 5 गति पर सभी 5 संकेतक जलाता है।

6. मालिश को बंद करने के लिए, पावर बटन दबाएं और दबाए रखें।

कैसे उपयोग करें:
1. 4 नलिकाओं में से 1 को स्थापित करें जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप शरीर के किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं।
• मांसपेशियों, कूल्हों, बछड़े की मांसपेशियों, नितंबों और पेट के बड़े समूहों की मालिश के लिए गोल सिर की सिफारिश की जाती है।
• यू-आकार के सिर का उपयोग कंधों, अग्रभाग, रीढ़ की मालिश के लिए किया जाता है।
• शंक्वाकार सिर (गोली) कण्डरा की गहरी मालिश, पैरों के तलवों, हथेलियों, हाथों, ट्रिगर बिंदुओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।
एक सपाट सिर का उपयोग पूरे शरीर की मालिश करने, नरम ऊतकों और संवेदनशील मांसपेशी समूहों को आराम करने और बहाल करने के लिए किया जाता है।
2. पावर बटन पर एक छोटे प्रेस के साथ, 5 तीव्रता स्तरों में से 1 सेट करें।
स्तर 1: यह गति मालिश की शुरुआत में मांसपेशियों को गर्म करने में मदद करेगी, जिसका उपयोग मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए किया जाता है।
स्तर 2। तीव्रता, जिस पर गहरी और दुर्गम मांसपेशियों और प्रावरणी का अध्ययन शुरू होता है (मांसपेशियों की संयोजी झिल्ली जो हमारे आंदोलन को सुनिश्चित करती है)।
• स्तर 3 इस आवृत्ति का कंपन मांसपेशियों की टोन, गतिशीलता और मांसपेशियों के ऊतकों के लचीलेपन को बढ़ाता है। तनावपूर्ण और चुटकी वाली मांसपेशियां अनुबंध करने की क्षमता पर लौटती हैं, अच्छी तरह से काम करती हैं और ठीक से काम करती हैं।
स्तर 4। एक्सपोजर का यह स्तर मांसपेशियों और प्रावरणी में तनाव और दर्द से राहत देता है, आराम करता है, रक्त परिसंचरण को सामान्य करता है और ऑक्सीजन के साथ ऊतकों को संतृप्त करता है।
• स्तर 5. प्रति मिनट 3000 क्रांतियों की तीव्रता एक्यूप्रेशर के लिए अनुमति देता है, गंभीर मांसपेशियों की जकड़न और ऐंठन बाहर काम करता है। मालिश चिकित्सक अधिकतम गति से डिवाइस का उपयोग करने की सलाह नहीं देते हैं। विकसित मांसपेशियों वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च स्तर का एक्सपोजर उपयुक्त है - पेशेवर भारोत्तोलक, बॉडीबिल्डर और पावरलिफ्टर।
3. अपने शरीर पर मालिश बंदूक लागू करें। मालिश की व्यवस्था करें ताकि नोजल मांसपेशियों के ऊपर त्वचा को थोड़ा छू ले।
4. उस दबाव और बल को समायोजित करें जिसके साथ आप डिवाइस को शरीर पर लागू करते हैं। शरीर पर मालिश को दबाने या विशेष रूप से लगातार दबाने की सिफारिश नहीं की जाती है।
5. धीरे-धीरे नीचे की ओर दिशाओं में शरीर / मांसपेशियों के साथ नोजल का नेतृत्व करें, दर्दनाक बिंदुओं में आप थोड़ी देर तक रह सकते हैं।
6. एक क्षेत्र के संपर्क का समय उस प्रभाव पर निर्भर करता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। तनाव को दूर करने और मांसपेशियों को टोन में लाने के लिए, 15-60 सेकंड पर्याप्त हैं, उस पर बिंदु क्लिप को हटाने के लिए आपको 30 सेकंड के लिए रोकना चाहिए।
7. मालिश का कुल समय 10 मिनट है, जिसके बाद मालिश स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी।

उपयोग की आवृत्ति:
दैनिक उपयोग की अनुमति है।

आवेदन की अवधि:
यह असीमित है।

मतभेद:
1. गर्दन के सामने और पार्श्व सतह पर मालिश बंदूक का उपयोग करने से मना किया जाता है (कैरोटीड धमनियों को नुकसान पहुंचाने का खतरा होता है)।
2. सिर और दिल में चेहरे पर मालिश का उपयोग करने से मना किया जाता है।
3. भड़काऊ प्रक्रियाओं, हड्डी के फ्रैक्चर, मांसपेशियों में मोच, स्नायुबंधन के लिए मालिश का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है।

चेतावनी:
1. नम वातावरण में डिवाइस का उपयोग न करें।
2. स्नान या स्नान करते समय उत्पाद का उपयोग न करें।

बॉक्स में: (1) टक्कर मालिश, (2) यू के आकार का सिर, (3) गोल सिर,
4. शंक्वाकार सिर, 5) फ्लैट सिर, 6) यूएसबी-सी चार्जिंग केबल,
7. फीता, 8) भंडारण बैग, 9) निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:
चार्ज समय: 2 घंटे काम का समय: दबाव और उस स्तर पर निर्भर करता है जिस पर आप काम कर रहे हैं
• 1 स्तर से 4 घंटे
स्तर 5 से 2.5 घंटे स्मार्ट टाइमर: 10 मिनट
कंपन गति:
• स्तर 1: 1800 चक्कर प्रति मिनट
स्तर 2: 2100 चक्कर प्रति मिनट
• स्तर 3: 2400 चक्कर प्रति मिनट
स्तर 4: 2700 चक्कर प्रति मिनट
• स्तर 5: 3000 चक्कर प्रति मिनट



HIGE - कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक शेवर

दाढ़ी की देखभाल | साफ दाढ़ी | अनचाहे बालों को हटाता है

चिंता: अत्यधिक चेहरे की वनस्पति।

सामग्री: धातु।

वज़न: 140 g.

कार्य:
HIGE - यह एक रोटरी रेजर है जिसमें 2 रेजर सिर हैं। सिर एक डिस्क है जिसमें छेद होते हैं जिसके नीचे ब्लेड घूमते हैं। वे एक सर्कल में घूमते हैं, वे एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होते हैं। शेविंग करते समय, बाल छेद में गिर जाते हैं, जहां ब्लेड, प्रति मिनट 2600 से 2900 कंपन पर उच्च revs पर ग्रेट्स के तहत कताई करते हैं, पूरी तरह से ब्रिसल्स को काटते हैं। इस प्रकार के रेजर को सबसे प्रभावी माना जाता है, लेकिन संवेदनशील त्वचा की जलन का कारण बन सकता है।

विशेषताएं:
1. कॉम्पैक्ट - इलेक्ट्रिक रेजर का वजन केवल 140 ग्राम है और इसमें 66x52x28 mm के इष्टतम आयाम हैं।
2. रेजर को सॉकेट से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हाइज - यह एक बैटरी रेजर है। एक चार्ज से, आप रेजर का उपयोग स्वचालित रूप से 55 मिनट तक कर सकते हैं।
3. IPX7 नमी संरक्षण स्तर, धन्यवाद जिसके लिए HIGE का उपयोग सूखी और गीली शेविंग दोनों के लिए किया जा सकता है।
4. HIGE 2 फ्लोटिंग हेड्स से लैस है। वे चलते समय चेहरे के समोच्च को दोहराते हैं, ब्लेड को सही कोण पर निर्देशित करते हैं और दुर्गम स्थानों को शेविंग करने में अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद करेंगे।
5. एक लघु प्रदर्शन की उपस्थिति, जिसके साथ रेजर का नियंत्रण आसान और सुखद होगा:
प्रदर्शन उपयोग का समय, चार्जिंग स्तर, संचालन का तरीका, साथ ही लॉकिंग स्थिति प्रदर्शित करता है।
6. एक लॉक फ़ंक्शन है। आप सुनिश्चित होंगे कि रेजर सामान / बैग / जेब में चालू नहीं होगा।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. रेजर डिवाइस को चालू / बंद बटन पर एक संक्षिप्त प्रेस द्वारा सक्रिय किया जाता है। बटन दबाने के बाद, डिस्प्ले पर सभी संकेतक नीचे से ऊपर तक वैकल्पिक रूप से प्रकाश करते हैं। 0.2 सेकंड के बाद, सभी संकेतक एक साथ समाप्त हो जाते हैं, डिस्प्ले वर्तमान बैटरी स्तर से केवल शेष ऑपरेटिंग समय प्रदर्शित करेगा। उदाहरण के लिए: 58 मिनट बचे हैं।
2. डिवाइस ऑपरेशन के 2 मोड प्रदान करता है: कम गति मोड और उच्च गति मोड। मोड स्विच करने के लिए, 1 सेकंड के लिए चालू / बंद बटन को दबाएं और दबाए रखें। कम गति से उच्च गति पर स्विच करते समय

डिस्प्ले पर स्पीड इंडिकेटर दिखाई देगा (डिस्प्ले के निचले बाएं कोने में)। जब उच्च गति से कम संकेतक पर स्विच किया जाता है। डिवाइस में एक मेमोरी फ़ंक्शन है: जब चालू होता है, तो यह उस गति से काम करेगा जिस पर आप अंतिम बार इसका उपयोग कर समाप्त होते हैं।
3. डिवाइस के संचालन के दौरान ऑन / ऑफ बटन पर एक छोटा प्रेस इसे रोक देगा। इस मामले में, प्रदर्शन उपयोग के वर्तमान सत्र में डिवाइस के संचालन का समय प्रदर्शित करेगा। उदाहरण के लिए: 15 सेकंड का उपयोग किया जाता है।
4. डिवाइस को बंद करें डिवाइस को बंद करने के लिए, 1 सेकंड से अधिक के लिए चालू / बंद बटन को दबाएं और दबाए रखें।
5. आकस्मिक सक्रियण के खिलाफ सुरक्षा: शेवर में एक यात्रा लॉक होता है जो इसे सामान पर स्विच करने से रोकता है यदि चालू / बंद बटन गलती से दबाया जाता है। इस फ़ंक्शन को सक्रिय करने के लिए, स्विच-ऑफ डिवाइस पर चालू / बंद बटन को 3 सेकंड के लिए दबाएं और दबाए रखें। डिस्प्ले वैकल्पिक रूप से नंबर 1-2-3 प्रदर्शित करेगा, और लॉक आइकन (डिस्प्ले के निचले दाएं कोने में) 3 बार झपकी लेगा, जिसके बाद डिवाइस बंद हो जाएगा और लॉक मोड में जाएगा। लॉक को हटाने के लिए, 3 सेकंड के लिए चालू / बंद बटन दबाएं और दबाए रखें। डिस्प्ले पर, नंबर 3-2-1 वैकल्पिक रूप से प्रदर्शित होंगे, और लॉक आइकन (डिस्प्ले के निचले दाएं कोने में) 3 बार झपकी लेगा, जिसके बाद लॉक हटा दिया जाएगा, और डिवाइस अंतिम उपयोग के दौरान सहेजे गए गति से काम करना शुरू कर देगा। जब लॉक सक्षम किया जाता है, तो डिवाइस को चार्ज करना संभव है, इसके पूरा होने के बाद, ताला हटा दिया जाता है।

कैसे उपयोग करें:
1. डिवाइस को चालू / बंद बटन के एक संक्षिप्त प्रेस के साथ सक्षम करें।
2. बालों के विकास के क्षेत्रों में मध्यम दबाव के साथ धीमी गति से गोलाकार आंदोलनों को चेहरे पर स्थानांतरित किया जाता है (सूखी शेविंग को अधिक प्रभावी माना जाता है)।
3. हार्ड-टू-पहुंच स्थानों में शेविंग के लिए, उदाहरण के लिए, जबड़े, गर्दन और क्लीवेज क्षेत्र में, बालों के विकास की दिशा के खिलाफ जाने की सिफारिश की जाती है।
4. प्रक्रिया के पूरा होने पर, डिवाइस को बंद कर दें और साफ करें।
5. पहले कुछ उपयोगों के दौरान त्वचा पर थोड़ी जलन को सामान्य माना जाता है।

उपयोग की आवृत्ति:
3 सप्ताह के लिए रेजर का नियमित रूप से (सप्ताह में कम से कम 3 बार) उपयोग करने की सिफारिश की जाती है ताकि त्वचा जितनी जल्दी हो सके डिवाइस के उपयोग के लिए अनुकूल हो।

आवेदन की अवधि:
ब्लेड के एक सेट के उपयोग की अवधि 2 साल है, हालांकि, शेविंग की गुणवत्ता को कम करने से बचने के लिए, हम उन्हें हर 6 महीने में बदलने की सलाह देते हैं।

मतभेद:
खुले घावों वाले क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त या चिढ़ त्वचा पर इलेक्ट्रिक रेजर का उपयोग न करें।

चेतावनी:
1. अनुचित उपयोग शेविंग सिर को नुकसान पहुंचा सकता है। शेवर पर बहुत जोर से न दबाएं। यह शेवर केवल चेहरे की शेविंग के लिए है। इसे स्कैल्प के बालों या शरीर के अन्य हिस्सों पर न लगाएं।

2. उपयोग करने से पहले, रेजर सिर की अखंडता की जांच करें:
यदि यह क्षतिग्रस्त है, तो डिवाइस का उपयोग न करें।
3. बैटरी को बदलने के लिए मामले को अलग न करें। उत्पाद को स्वयं संशोधित या मरम्मत न करें।
4. एडाप्टर से चार्जिंग केबल को कनेक्ट / डिस्कनेक्ट करते समय चार्जिंग केबल को न खींचें। चार्जिंग केबल को नुकसान से बचने के लिए, इसे उत्पाद के चारों ओर लपेटें नहीं।
5. डिवाइस को लंबे समय तक अछूता न छोड़ें। अधिकतम चार्जिंग समय 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इस उत्पाद को चार्ज करते समय चोटों से बचने के लिए, इसे पानी के स्रोतों से दूर रखें।
6. उत्पाद के अंदर एक बैटरी है, कृपया डिवाइस को आग में न डालें, उच्च तापमान पर चार्ज, उपयोग या स्टोर न करें। कृपया 5 °C और 35 °C के बीच तापमान पर रेजर को चार्ज, उपयोग और स्टोर करें।
7. उत्पाद में विदेशी वस्तुओं को न डालें।
8. रेजर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है।
9. यदि आप रेजर के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि परिवहन के दौरान लॉक मोड सक्रिय है।
10. उन व्यक्तियों द्वारा उत्पाद का उपयोग जिनके पास पूर्ण कानूनी क्षमता नहीं है, पर्यवेक्षण के तहत होगा।

बॉक्स में: 1) बिजली रेजर, 2) यूएसबी-सी केबल चार्ज करने के लिए, 3) निर्देश,
4. ब्लेड चिकनाई के लिए एक तेल की बोतल, 5) डिवाइस की सफाई के लिए एक ब्रश,
6. चमड़े के भंडारण का मामला।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 66 min

ऑपरेटिंग समय: 60 min

स्मार्ट टाइमर: नहीं

ब्लेड रोटेशन गति: कम - 2600 ± 200 क्रांतियाँ प्रति मिनट • उच्च - 2900 ± 200 क्रांतियाँ प्रति मिनट

जल प्रतिरोध: IPX7



HIGE PRO - 6-इन -1 ट्रिमर

घर पर बाल और दाढ़ी की देखभाल

अनचाहे चेहरे और शरीर के बालों को हटाता है

चिंताएं: बालों की लंबाई, अवांछित बाल समायोजित करें।

सामग्री: धातु, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक।

वज़न: 200 g.

कार्य:
HIGE Pro - यह एक सार्वभौमिक स्व-देखभाल उपकरण है। किट में 6 नोजल की उपस्थिति के कारण, यह आसानी से किसी भी प्रकार के शेविंग और बाल कटवाने का सामना करता है। काम का मुख्य सिद्धांत यह है कि बालों को एक ब्लेड से नहीं, बल्कि दो तत्वों की बातचीत से काटा जाता है: एक स्थिर (निचले) ब्लेड और एक मोबाइल (ऊपरी) ब्लेड। निचला ब्लेड गतिहीन और त्वचा से जुड़ा हुआ है। इसके दांत सीधे होते हैं और बालों को "कब्जा" करते हैं, उन्हें एक सीधी स्थिति में रखते हैं। शीर्ष ब्लेड रोटरी मोटर सनकी से जुड़ा हुआ है। यह निचले ब्लेड की सतह पर बाएं-दाएं तेजी से आंदोलनों को बनाता है। तो ऊपरी ब्लेड के तेज किनारे बालों को काटते हैं, इसे निचले के तेज किनारे पर दबाते हैं।

विशेषताएं:
1. शेविंग के विभिन्न प्रकार के लिए 6 नलिका की उपस्थिति।
2. शेविंग की लंबाई को समायोजित करने के लिए 4 कंघी नोजल की उपस्थिति।
3. डिवाइस के लिए एक सुविधाजनक स्टैंड की उपलब्धता और सभी मुख्य नलिकाएं।
4. प्रति मिनट 7000 क्रांतियों की एक घूर्णी गति के साथ पेशेवर ब्लेड।
5. नमी संरक्षण का स्तर - IPX6 (डिवाइस का उपयोग गीली त्वचा पर किया जा सकता है)।
6. रेजर को सॉकेट से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। Hige प्रो - यह एक बैटरी रेजर है। बैटरी जीवन 200 मिनट है, जो निरंतर चार्जिंग की आवश्यकता के बिना दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित करता है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. डिवाइस को चालू या बंद करने के लिए, संक्षिप्त रूप से चालू / बंद बटन दबाएं। जब डिवाइस चालू हो जाता है, तो डिस्प्ले पर लाइन सुचारू रूप से चलती है, और फिर लगातार जलती है।
2. नलिका का परिवर्तन
• डिवाइस धातु नलिका संलग्न करने के लिए एक चुंबकीय तंत्र है। डिवाइस के शरीर पर नोजल को ठीक करने के लिए, इसे लगाव की जगह पर लाएं, जिसके बाद मैग्नेट इसे ठीक कर देंगे। नोजल को हटाने के लिए, इसे खींचें और डिवाइस के शरीर से डिस्कनेक्ट करें।

• क्रेस्ट नोजल का उपयोग काटने पर बालों की लंबाई को समायोजित करने के लिए एक मानक नोजल के शीर्ष पर किया जाता है। उन्हें स्थापित करने के लिए, आपको धातु नोजल के ऊपरी हिस्से पर कंघी को हुक करने की आवश्यकता है, और फिर क्लिक करने से पहले कंघी के निचले हिस्से पर दबाएं ताकि यह धातु नोजल की सतह के करीब हो। कंघी नोजल को हटाने के लिए, इसके निचले हिस्से में स्थित जीभ को खींचें। नोट: नोजल बदलने से पहले, सुनिश्चित करें कि डिवाइस बंद है। नोजल के परिवर्तन के दौरान, रेजर बॉडी को अपने हाथों से ऑन / ऑफ बटन से दूर रखें ताकि गलती से डिवाइस को चालू न किया जा सके।

कैसे उपयोग करें:
डिवाइस के साथ शामिल विभिन्न आवश्यकताओं के लिए 6 नलिकाएं हैं:
1. बाल कटवाने (इसके लिए, 2 नोजल उपयुक्त हैं):
मानक बाल ट्रिमिंग नोजल और शरीर के बाल शेविंग नोजल) डिवाइस पर कंघी नोजल को ठीक करें। यदि आप पहली बार ट्रिमर का उपयोग कर रहे हैं, तो अधिकतम लंबाई नोजल (12 mm) से शुरू करें। डिवाइस को चालू करें और नोजल के सपाट हिस्से को त्वचा पर लागू करें। धीरे-धीरे बालों पर नोजल स्वाइप करें। आवश्यकतानुसार विभिन्न दिशाओं में आंदोलनों को दोहराएं। ध्यान दें: अगर बाल कटवाने के दौरान शिखा पर संचित बाल, डिवाइस को बंद करें और नोजल को साफ करें।
2. दाढ़ी / मूंछें शेविंग दाढ़ी / मूंछें लाइन के किनारे पर डिवाइस की नोक रखें और धीरे से इसे त्वचा पर कम करें। विभिन्न दिशाओं में आंदोलन चेहरे और गर्दन के वांछित क्षेत्रों को ट्रिम करते हैं। नोट: यदि आप दाढ़ी / मूंछ के किनारों को सजाते हैं, तो सिर के पीछे एक किनारा करें, आदि, ट्रिमर के कंघी नोजल को हटा दें। एक स्पष्ट रेखा बनाने के लिए, आप दाढ़ी और मूंछें काटने के लिए एक विशेष नोजल का भी उपयोग कर सकते हैं।
3. एक जाल नोजल शेवर के साथ शेविंग डिवाइस को पकड़ो ताकि नोजल 45 डिग्री के कोण पर आपके चेहरे को थोड़ा छू ले। कम स्पर्श के साथ शेविंग व्यायाम करें। अपनी त्वचा को अपने खाली हाथ से स्ट्रेच करें। इससे बालों को सीधा खड़ा होने में मदद मिलेगी, जिससे शेव करना आसान हो जाएगा। नोट: इस नोजल को दाढ़ी / मूंछ के आसपास के व्यक्तिगत क्षेत्रों को शेव करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह एक पूर्ण शेविंग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।
4. नाक और कान में बाल काटने के लिए एक नोजल के साथ शेविंग नोजल स्थापित करने के बाद, ध्यान से इसे कान या नथुने में डालें। ध्यान से डालें और अपने कान या नाक से डिवाइस को हटा दें। शेविंग के दौरान, नोजल को चालू करें। नोट: नोजल को कान या नथुने में बहुत गहरा न डालें (6 mm से अधिक नहीं)।
5. एक आंकड़ा शेविंग नोजल के साथ शेविंग इस नोक लाइनों और पैटर्न में कटौती करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नोजल स्थापित करने के बाद, इसे उस स्थान पर रखें जहां आपने पैटर्न की शुरुआत को रेखांकित किया था, रेजर चालू करें और एक पैटर्न बनाना शुरू करें। नोजल पर बहुत अधिक दबाव न डालें। नोट: सर्वोत्तम परिणामों के लिए, पूर्व-तैयार स्टेंसिल का उपयोग करें।

उपयोग की आवृत्ति:
दैनिक उपयोग की अनुमति है।

आवेदन की अवधि:
यह असीमित है।

चेतावनी:
1. डिवाइस को कभी भी चार्ज पर न छोड़ें।
2. चार्जिंग केबल को गर्मी के स्रोतों से दूर रखें।
3. पानी को चार्जिंग केबल में प्रवेश करने की अनुमति न दें।
4. गीले हाथों से सॉकेट से प्लग डालें या निकालें नहीं।
5. क्षतिग्रस्त चार्जिंग केबल का उपयोग न करें।
6. डिवाइस को 15 °C और 35 °C के बीच तापमान पर चार्ज, उपयोग और स्टोर करें।
7. सफाई करते समय, हमेशा डिवाइस बंद कर दें।
8. उत्पाद को ऐसी जगह पर स्टोर करें जो बच्चों के लिए सुलभ न हो।

बॉक्स में: (1) ट्रिमर, (2) मानक बाल क्लिपिंग नोजल,
3. शरीर पर एक शेविंग नोजल, 4) साफ शेविंग के लिए एक शुद्ध शेविंग नोजल,
5. दाढ़ी और मूंछें नोजल, 6) नाक और कान के बाल नोजल,
7) पैटर्न-शेविंग अटैचमेंट, 8) 4 कंघी संलग्नक (3/6/9/12 mm), 9) यूएसबी-सी चार्जिंग केबल, 10) तेल की बोतल, 11) सफाई ब्रश, 12) स्टैंड, 13) कंघी।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 2 h

ऑपरेटिंग समय: 200 min

स्मार्ट टाइमर: नहीं

ब्लेड रोटेशन गति: 7000 क्रांतियाँ प्रति मिनट

जल प्रतिरोध: IPX6



KARU - हेयर मल्टीस्टीलर

तेजी से सुखाने | प्रभावी स्टाइल | फ्रिज नियंत्रण

चिंताएं: गीले बाल, बालों के प्राकृतिक सुखाने के बाद आकारहीन स्टाइल, अत्यधिक प्रवाह और बालों का विद्युतीकरण।

सामग्री: एल्यूमीनियम मिश्र धातु, प्लास्टिक।

वज़न: 318 g.

कार्य:

3 एयर फ्लो स्पीड और 4 तापमान स्तर आपको एक सुखाने मोड चुनने की अनुमति देते हैं जो आपके लिए आरामदायक है। ठंडी हवा मोड बिछाने को आसानी से ठीक करने में मदद करेगा।

कोमल सुखाने, बालों को चिकना करने, मात्रा और कर्ल बनाने के लिए चार अनुलग्नकों के साथ, आप हर दिन घर पर पेशेवर स्टाइल प्राप्त कर सकते हैं।

कोंडा का प्रभाव आपको बालों और अनावश्यक आंदोलनों को नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से अनूठी छवियां बनाने की अनुमति देगा, स्ट्रैंड स्वयं स्टाइलर की ओर आकर्षित होगा।

आयनीकरण का कार्य नकारात्मक आयनों के साथ हवा को संतृप्त करता है, जो आपको स्थैतिक बिजली को हटाने की अनुमति देता है।

विशेषताएं:
1. पावर स्टाइलर कारू - 1200 W। इस स्तर की शक्ति वाले स्टाइलर को पेशेवर माना जा सकता है। यह तकनीकी संकेतक आपको अपने बालों को हवा के अधिक शक्तिशाली प्रवाह के साथ सूखने की अनुमति देगा, और हीटिंग तेजी से होगा।
2. ब्रशलेस मोटर (बीएलडीसी) शोर और कंपन को कम करता है।
3. कोंडा प्रभाव एक वायुगतिकीय घटना है जो भंवर प्रवाह बनाता है जो एक नोजल पर बालों को आकर्षित और मोड़ता है। कारू स्टाइलर कोंडा प्रभाव को पुन: पेश करने के लिए एक अनूठी स्वामित्व तकनीक का उपयोग करता है। नोजल के कुछ हिस्से सुपरइम्पोज नहीं होते हैं और एक-दूसरे को पार नहीं करते हैं, जो आपको नोजल के साथ स्ट्रैंड को समान रूप से वितरित करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि सभी बाल गर्मी उपचार के लिए समान रूप से अतिसंवेदनशील होंगे, कर्ल कर्ल होगा और लंबे समय तक दिए गए आकार को बनाए रखेगा।
4. सिर के दोनों किनारों पर हेयर स्टाइलिंग के लिए, केवल 1 नोजल की आवश्यकता होती है। कर्ल के लिए नोजल, और बालों को चिकना करने के लिए नोजल दोनों एक अंतर्निहित एयरफ्लो स्विच से लैस हैं। आपको नोजल को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रवाह की दिशा बदलें, इसके लिए आपको नोजल की ऊपरी नोक को उस दिशा में मोड़ना होगा जिसमें आप वायु प्रवाह को निर्देशित करना चाहते हैं।

5. तापमान नियंत्रण। केआरयू स्टाइलर का हीटिंग तत्व एनटीसी तापमान सेंसर से लैस है - इसका मतलब है कि जब तापमान 80 °C से अधिक हो जाता है और निकास या वायु इनलेट उद्घाटन अवरुद्ध हो जाते हैं, तो हीटिंग स्तर स्वचालित रूप से 35% तक कम हो जाएगा। जब तापमान कम से कम 73 °C तक गिर जाता है, तो हीटिंग तत्व अपने मानक ऑपरेटिंग मोड में वापस आ जाएगा। यह तकनीक आपके बालों को ओवरहीटिंग और ओवरड्राइंग से बचाएगी।
6. केआरयू स्टाइलर में एक आयनीकरण फ़ंक्शन (आयन जनरेटर द्वारा उत्पादित होते हैं) होता है। यह वह है जो बालों की चिकनाई प्राप्त करेगा, प्रवाह और विद्युतीकरण को हटा देगा।
7. डिवाइस में एक मेमोरी फ़ंक्शन है, यानी जब चालू होता है, तो स्टाइलर उसी मोड में काम करना शुरू कर देगा जिसमें आपने पिछली बार इसका उपयोग पूरा किया था।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. नोजल की स्थापना / हटाने डिवाइस पर नोजल को ठीक करने के लिए, इसे नोजल स्थापित करने के लिए सॉकेट में स्थित स्लॉट में धीरे से डालें, और क्लिक करने से पहले थोड़ा दक्षिणावर्त मुड़ें। नोजल को हटाने के लिए, डिवाइस के पीछे बटन को नीचे खींचें और, बटन को निचले स्थान पर रखते हुए, नोजल को डिस्कनेक्ट करें, इसे थोड़ा उल्टा घुमाएँ।
2. डिवाइस को सक्षम करें डिवाइस के शरीर पर आवश्यक नोजल को ठीक करें, स्टाइलर को सॉकेट से कनेक्ट करें और ऑन / ऑफ बटन को ऊपरी स्थिति में स्थानांतरित करें। डिवाइस में एक मेमोरी फ़ंक्शन है, यानी जब चालू होता है, तो स्टाइलर उसी मोड में काम करना शुरू कर देगा जिसमें आपने पिछली बार इसका उपयोग पूरा किया था।
3. एयरफ्लो वेग का चयन
डिवाइस 3 गति मोड प्रदान करता है:
कम गति (नीले सूचक): 75000 ± 5000 आरपीएम;
औसत गति (हल्का हरा संकेतक): 85000 ± 5000 आरपीएम;
उच्च गति (उज्ज्वल हरा संकेतक): 105000 ± 5000 आरपीएम। मोड को एयरफ्लो गति चयन बटन दबाकर स्विच किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, डिवाइस कम गति मोड में काम करना शुरू कर देगा। उड़ा हवा की गति के स्विचिंग मोड का क्रम: कम -> मध्यम -> उच्च -> मध्यम -> कम।
4. तापमान चयन
डिवाइस 4 तापमान व्यवस्था प्रदान करता है:
उच्च तापमान (लाल सूचक): 95 °C ± 10 °C;
औसत तापमान (पीला सूचक): 80 °C ± 10 °C;
कम तापमान (हरा सूचक): 60 °C ± 10 °C;
• ठंडी हवा (संकेतक बाहर चला जाता है): 25 °C ± 10 °C। मोड तापमान का चयन बटन दबाकर स्विच किए जाते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से, डिवाइस कम तापमान मोड में काम करना शुरू कर देगा। तापमान व्यवस्था बदलने का क्रम: कम तापमान -> औसत तापमान -> उच्च तापमान -> औसत तापमान -> कम तापमान -> ठंडी हवा।
5. हेयर स्टाइलिंग के अंत में, डिवाइस को बंद करें, चालू / बंद बटन को निचले स्थान पर स्थानांतरित करें। डिवाइस पूरी तरह से ठंडा होने तक प्रतीक्षा करें, फिर नोजल को हटा दें और सॉकेट से प्लग हटा दें।

कैसे उपयोग करें:
डिवाइस के साथ शामिल 4 नलिकाएं हैं:

बिछाने से पहले पूर्व सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है, आगे स्टाइल करने के लिए बालों को पूरी तरह से सूखने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें थोड़ा नम रहना चाहिए। गर्म होने पर बालों को नुकसान से बचाने के लिए, एक थर्मल प्रोटेक्शन एजेंट लागू करें, फिर बालों को सामान्य तरीके से सुखाएं, बालों की जड़ों से सुझावों तक हवा के प्रवाह को निर्देशित करें।

नासाडका ब्रैशिंग का उपयोग रूट वॉल्यूम और तरंगों को बनाने के लिए किया जाता है। बालों की उलझन से बचने के लिए, ब्रशिंग पर स्ट्रैंड को हवा न दें, जैसा कि भैंस या कर्लर पर होता है। अपने बालों को स्ट्रैंड्स में विभाजित करें। ब्रशिंग को जड़ों के जितना संभव हो उतना करीब लाएं और उस पर बालों का एक किनारा कम करें, मात्रा बनाने के लिए 5-7 सेकंड के लिए इस स्थिति को ठीक करें। तरंगों को बनाने के लिए, स्ट्रैंड के साथ नोजल को स्लाइड करें, जड़ों से बालों की युक्तियों तक आगे बढ़ें। जब आपको लगता है कि आपके बालों की युक्तियां फिसलने वाली हैं, तो अपनी धुरी के चारों ओर कई बार ब्रशिंग स्वाइप करें। वांछित परिणाम प्राप्त करने तक इन चरणों को दोहराएं।

कर्ल बनाने के लिए 38 mm बेलनाकार नोजल का उपयोग किया जाता है। नोजल आपको कर्ल की दिशा चुनने के लिए वायु प्रवाह की दिशा बदलने की अनुमति देता है। ऐसा करने के लिए, वांछित दिशा में नोजल की शीर्ष टिप को चालू करें। अपने बालों को स्ट्रैंड्स में विभाजित करें। नोजल को स्ट्रैंड्स में से एक की युक्तियों में लाएं। कोंडा प्रभाव के लिए धन्यवाद, स्टाइलर खुद बालों को खींच लेगा और इसे नोजल पर मोड़ देगा। नोजल पर टिप्स खराब होने के बाद, धीरे-धीरे इसे स्टाइलर को घुमाने के बिना, बालों की जड़ों की ओर ले जाएं। लगभग 15 सेकंड के लिए ऊपरी स्थिति में स्टाइलर को ठीक करें, फिर नोजल से कर्ल किए गए स्ट्रैंड को ध्यान से हटा दें।

बालों को चिकना करने के लिए नैसाडका का उपयोग किया जाता है। नोजल आपको अधिक सुविधाजनक स्थापना के लिए वायु प्रवाह की दिशा बदलने की अनुमति देता है। ऐसा करने के लिए, वांछित दिशा में नोजल की शीर्ष टिप को चालू करें। बालों को सामान्य तरीके से सुखाएं, फिर नोजल को जड़ों पर रखें ताकि बाल हवा के लिए छेद के साथ सतह पर हों। एयरफ्लो की दिशा समायोजित करें। बालों की पूरी लंबाई को जड़ों से युक्तियों तक ले जाएं, कॉम्बिंग का अनुकरण करें।

उपयोग की आवृत्ति:
दैनिक उपयोग की अनुमति है।

आवेदन की अवधि:
यह असीमित है।

चेतावनी:
1. स्टाइल करते समय, याद रखें कि स्टाइलर तत्व उपयोग किए जाने पर गर्म हो जाते हैं, इसलिए बालों पर ज्वलनशील उत्पादों का उपयोग न करें, और यह भी सुनिश्चित करें कि डिवाइस सिर, चेहरे, कान और गर्दन की त्वचा के बहुत करीब नहीं है।
2. अनपैक करने के बाद, सुनिश्चित करें कि स्टाइलर बरकरार है, सभी भागों के साथ पूरा है, जैसा कि चित्रण में दिखाया गया है, और इसमें कोई नुकसान नहीं है। उपयोग करने से पहले, डिवाइस से सभी लेबल, टैग आदि हटा दें।

3. डिवाइस स्नान या शॉवर में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। स्टाइलर को पानी, अन्य तरल पदार्थ, छींटे और भाप के संपर्क में नहीं आना चाहिए।
4. यदि उपकरण बाथरूम में उपयोग किया जाता है, तो उपयोग के तुरंत बाद सॉकेट से प्लग को हटा दें, क्योंकि पानी की निकटता स्विच ऑफ उपकरण के लिए भी खतरा पैदा करती है।
5. गीले हाथों से डिवाइस का उपयोग न करें। नमी, मौसम की स्थिति (बारिश, सूरज, आदि) या अत्यधिक तापमान के लिए उपकरण को उजागर न करें।
6. सॉकेट से प्लग को हटाने के लिए नेटवर्क कॉर्ड या डिवाइस को स्वयं न खींचें। पावर कॉर्ड द्वारा डिवाइस को खींचें या उठाएं नहीं। यदि बिजली केबल क्षतिग्रस्त है, तो इसे रखरखाव केंद्र में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
7. पावर ग्रिड से कनेक्ट होने पर उपकरण को अनैच्छिक न छोड़ें। हमेशा सफाई या रखरखाव से पहले बिजली ग्रिड से उपकरण डिस्कनेक्ट करें, और जब उपकरण उपयोग में नहीं है।
8. डिवाइस को बच्चों के लिए एक दुर्गम स्थान पर रखें। इस उपकरण का उपयोग केवल वयस्कों की देखरेख में 8 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों द्वारा किया जा सकता है।
9. यदि उपकरण दोषपूर्ण है या ठीक से काम नहीं करता है, तो तुरंत इसका उपयोग करना बंद करें। मरम्मत के लिए, रखरखाव केंद्र से संपर्क करें।
10. एक स्टाइलर का उपयोग न करें यदि इसे गिरा दिया गया है या यदि यह क्षति के स्पष्ट संकेत दिखाता है।
11. सिंथेटिक सामग्री से बने जानवरों, विगों और केशविन्यास पर डिवाइस का उपयोग न करें।
12. केवल मूल सामान के साथ डिवाइस का उपयोग करें।

बॉक्स में: (1) स्टाइलर, (2) हेयर ड्रायर नोजल, (3) ब्रशिंग नोजल, (4) कर्ल नोजल,
5. बाल चौरसाई नोक, 6) भंडारण बैग, 7) hairpin (2 पीसी),
8. निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:

मोटर गति: 105000 ± 5000 क्रांतियों प्रति मिनट

गति: 13 लीटर प्रति सेकंड

हवा की गति:
कम गति: 75000 ± 5000 क्रांतियों प्रति मिनट
• औसत गति: 85000 ± 5000 क्रांतियों प्रति मिनट
उच्च गति - 105000 ± 5000 क्रांतियों प्रति मिनट

तापमान सेटिंग्स: • उच्च तापमान - 95 °C ± 10 °C • औसत तापमान - 80 °C ± 10 °C • कम तापमान - 60 °C ± 10 °C • ठंडी हवा - 25 °C 10 °C



KINU - कॉर्डलेस हेयर स्ट्रेटनर

बालों को सीधा करें | शैलियाँ और आकार बाल | कोमल उपचार | फ्रिज नियंत्रण | स्वस्थ बालों की चमक को बनाए रखता है

चिंताएं:

संबंधित: घर के बाहर स्टाइल, उच्च तापमान और प्लेटों के असमान हीटिंग, सूखापन और बालों की भंगुरता का खतरा, वायर्ड उपकरणों की असुविधा, विभिन्न प्रकार के बालों के लिए तापमान समायोजन की कमी, विभिन्न स्टाइलिंग बनाने की जटिलता, ओवरहीटिंग का जोखिम, थोकता और मानक स्ट्रेटर्स का भारी वजन, परिवहन और भंडारण की जटिलता।

बालों के प्रकार के साथ जुड़ा हुआ: झरझरा बाल, कठिन बाल, घुंघराले बाल, लहराती बाल, मकर और बालों को मोड़ना मुश्किल।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, पीसी प्लास्टिक।

वज़न: 380 ग्राम (सीधे), 243 ग्राम (चार्जिंग स्टेशन)।

कार्य:

बालों को सीधा करना - गर्म प्लेटें बालों में केरातिन बांड को नरम करती हैं। स्ट्रैंड प्लेटों के बीच आयोजित किया जाता है और सीधा होता है; बांड एक नई, सीधी स्थिति में शांत होते हैं।

कोटिंग - गर्म प्लेटें बालों को सही दिशा में सेट करती हैं। गर्मी बालों को अधिक लचीला बनाती है, और ठंडा होने के दौरान आकार तय हो जाता है - बालों की संरचना में हाइड्रोजन बांड में अस्थायी परिवर्तन के कारण।

बाल मॉडलिंग - कर्ल, तरंगों या मात्रा का निर्माण हीटिंग और यांत्रिक कार्रवाई (घूर्णन, तनाव, स्ट्रैंड के झुकने) के संयोजन के कारण होता है। बाल एक गर्म प्लेट या उपकरण आंदोलन का रूप लेते हैं और ठंडा होने के बाद तय होते हैं।

विशेषताएं:
1. वायरलेस।
2. दो तरीकों से चार्ज करना: टाइप-सी केबल के माध्यम से और चार्जिंग बेस के माध्यम से।
3. 4 तापमान की स्थिति।
4. सिरेमिक प्लेटों को छोड़ दें।
5. गर्मी नियंत्रण।
6. सुरक्षित परिवहन के लिए बैटरी लॉक फ़ंक्शन।
7. नवीनतम सेटिंग्स को याद रखने का कार्य।
8. सामान के एक बड़े सेट के साथ विस्तारित उपकरण।
9. डिजिटल प्रदर्शन।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. उपयोग शुरू करने से पहले डिवाइस को अनलॉक करें, लॉक स्विच को "अनलॉक" स्थिति में ले जाएं। चेतावनी: डिवाइस को लॉक होने पर चालू नहीं किया जा सकता है।
2. पावर प्रेस चालू करें और 2 सेकंड के लिए पावर बटन दबाए रखें। गतिशील रोशनी प्रकाश होगा, डिवाइस के शामिल किए जाने का संकेत।
3. पावर प्रेस बंद करें और पावर बटन को 2 सेकंड के लिए दबाए रखें।
4. सुरक्षा और चार्ज बचत के लिए, डिवाइस 30 मिनट की निष्क्रियता के बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाता है।
5. तापमान को समायोजित करने के लिए, "+" और "-" बटन का उपयोग करें। चार हीटिंग स्तर उपलब्ध हैं: 150, 180, 200 और 220 डिग्री। अपने बालों के प्रकार और स्थिति के आधार पर सही तापमान आहार चुनें। हीटिंग के दौरान, चयनित स्तर फ्लैश होगा। एक बार जब डिवाइस सेट तापमान तक पहुंच जाता है, तो संकेतक चमकता हुआ बंद हो जाएगा और जारी रहेगा।

कैसे उपयोग करें:
1. सुनिश्चित करें कि आपके बाल साफ, सूखे और अच्छी तरह से कंघी किए गए हैं। गीले या गीले बालों पर स्ट्रेटनर का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।
2. स्विच को "अनलॉक" स्थिति में स्थानांतरित करके डिवाइस को अनलॉक करें। गतिशील बैकलाइट चालू होने से पहले 2 सेकंड के लिए पावर बटन दबाएं और दबाए रखें।
3. तापमान चयन
+ / - बटन के साथ उपयुक्त तापमान का चयन करें:
पतली, क्षतिग्रस्त या विकृत बालों के लिए 150 डिग्री
सामान्य बालों के लिए 180-200 डिग्री
मोटी, कठोर या घुंघराले बालों के लिए 220 डिग्री। तापमान सूचक हीटिंग के दौरान फ्लैश होगा और किसी दिए गए तापमान तक पहुंचने पर लगातार प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा।
4. बाल सीधे
• अपने बालों को छोटे स्ट्रैंड्स में विभाजित करें।
सिरेमिक प्लेटों के बीच स्ट्रैंड रखें और उन्हें बंद करें।
• जड़ों से युक्तियों तक सीधे स्वाइप करें।
अपने बालों को ओवरहीट करने से बचने के लिए 3 सेकंड से अधिक समय तक एक क्षेत्र में न रहें।
5. बाल मुड़ना
बालों का एक छोटा किनारा लें और इसे सिरेमिक प्लेटों के बीच निचोड़ें।
• वांछित दिशा में स्ट्रैंड को मोड़ने के लिए अपने अक्ष के चारों ओर स्ट्रेटनर को चालू करें।
धीरे-धीरे डिवाइस को जड़ों से युक्तियों तक स्वाइप करें, स्ट्रैंड को कई सेकंड के लिए घुमावदार स्थिति में रखें।
• कर्ल के गठन के बाद, किस्में को ध्यान से भंग करें और यदि आवश्यक हो, तो हेयर वार्निश के साथ स्टाइल को ठीक करें।

6. स्थापना पूरी करने के बाद, डिवाइस को बंद करने के लिए 2 सेकंड के लिए पावर बटन दबाएं और दबाए रखें। यदि आवश्यक हो, तो डिवाइस को रिचार्ज करने के लिए चार्जिंग बेस से कनेक्ट करें।

चेतावनी:
1. उपयोग करने से पहले, उपयोग के लिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. गीले या गीले बालों पर डिवाइस का उपयोग न करें और बिजली के झटके से बचने के लिए पानी के पास (उदाहरण के लिए, बाथरूम में या सिंक के पास) लागू न करें।
3. काम करते समय गर्म सिरेमिक प्लेटों को न छुएं - इससे जलन हो सकती है।
4. स्विच ऑन होने पर डिवाइस को अनचाही न छोड़ें।
5. उपकरण का उपयोग न करें यदि यह क्षतिग्रस्त है या शरीर, कॉर्ड या चार्जिंग बेस में दृश्यमान दोष हैं।
6. डिवाइस और चार्जर को बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें।
7. ज्वलनशील सामग्री के पास डिवाइस का उपयोग न करें।
8. डिवाइस को स्वयं ठीक करने का प्रयास न करें। सभी मरम्मत कार्य केवल एक योग्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए।
9. खराबी के मामले में, तुरंत डिवाइस को बिजली से डिस्कनेक्ट करें।
10. निर्माता द्वारा अनुशंसित केवल मूल सामान और चार्जर का उपयोग करें।
11. चार्ज करते समय, सुनिश्चित करें कि संपर्क और चार्जिंग बेस के अंदर साफ और सूखा है।
12. डिवाइस को पानी में विसर्जित न करें या इसे पानी की एक धारा के नीचे न धोएं।
13. उपयोग के बाद और सफाई से पहले डिवाइस को अक्षम करें

बॉक्स में: 1) वायरलेस हेयर स्ट्रेटर, 2) चार्जिंग बेस,
3. टाइप-सी चार्जिंग केबल, (4) सुरक्षात्मक सिलिकॉन कैप, (5) हेयर बैंड,
6. सफाई पोंछ, (7) गर्मी प्रतिरोधी चटाई, 8) क्लिप (2 पीसी), 9) निर्देश, 10) बैग।

तकनीकी विनिर्देश:

कवर प्लेट: सिरेमिक

आयाम: 303x38x42 mm (सीधे) 105x105x159 mm (चार्जिंग स्टेशन)

शक्ति: 47 W

वोल्टेज: 7,2 V

तापमान सेटिंग्स: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

ऑपरेटिंग समय (पूर्ण प्रभार): 40 मिनट

चार्जिंग समय: 1,5-2 h

हीटिंग प्लेट आयाम: 25×100 mm



KIO - ईएमएस बॉडी मसाजर

बॉडी कॉन्टूरिंग

लक्ष्य त्वचा की शिथिलता और सेल्युलाईट

शरीर की त्वचा की दृढ़ता और लोच बनाए रखता है

चिंताएं: अतिरिक्त वजन (स्थानीय वसा जमा), सेल्युलाईट, सूजन, sagging और flabby त्वचा, खिंचाव के निशान, उम्र बढ़ने के दृश्य संकेत, रंजकता।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: शरीर - 128 ग्राम • ईएमएस नोजल वाला शरीर - 224 ग्राम • आरएफ नोजल वाला शरीर - 221 ग्राम।

कार्य:
केआईओ बॉडी मसाजर में, विशेष नोजल के अनुसार कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं: ईएमएस और आरएफ और एलईडी।

ईएमएस या इलेक्ट्रोमायस्टिमुलेशन मांसपेशियों और तंत्रिका अंत को उत्तेजित करने के लिए एक प्रक्रिया है जो उन्हें निर्दिष्ट विशेषताओं के साथ वर्तमान आवेग में उजागर करती है। ईएमएस ऑटोजेनस विद्युत आवेगों की नकल करता है, जो इलेक्ट्रोड की मदद से तंत्रिका और मांसपेशियों के तंतुओं तक पहुंचता है, उनके संकुचन में योगदान देता है। इस प्रकार, त्वचा मजबूत हो जाती है, इसकी लोच बढ़ जाती है। मांसपेशियों के ऊतकों पर विद्युत प्रवाह के संपर्क में न केवल इसके संकुचन का कारण बनता है, बल्कि स्थानीय रक्त परिसंचरण और लसीका जल निकासी में सुधार में योगदान देता है। यह ऊतकों के पोषण को बढ़ाता है और चयापचय उत्पादों को तेजी से हटाने में योगदान देता है: वसा का टूटना और शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाना, जो आंकड़ा सुधार के लिए और सेल्युलाईट के खिलाफ लड़ाई में मुख्य ड्राइविंग बल है। रक्त परिसंचरण और लसीका में सुधार करके ईएमएस मालिश के नियमित उपयोग से शिरापरक विकारों को रोका जा सकेगा और सूजन से राहत मिलेगी।

आरएफ - लिफ्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च आवृत्ति वर्तमान की मदद से ऊतकों की गहरी परतों को गर्म किया जाता है। विद्युत आवेग, एपिडर्मिस को दरकिनार करते हुए, डर्मिस और चमड़े के नीचे की वसा में तापमान बढ़ाता है, जिससे कोलेजन संश्लेषण होता है। रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, वसा कोशिकाओं का चयापचय तेज हो जाता है। प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, त्वचा के गुणों में काफी सुधार होता है - लोच, लोच और टर्गर वृद्धि, यह ध्यान देने योग्य रूप से कड़ा होता है। रेडियोफ्रीक्वेंसी दालें वसा ऊतक की मात्रा को कम कर सकती हैं, लेकिन आरएफ उठाने का मुख्य कार्य त्वचा को कसने के लिए है।

फोटोथेरेपी के ढांचे के भीतर, प्रत्येक रंग दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में एक निश्चित तरंग दैर्ध्य से मेल खाता है। विभिन्न गहराई पर त्वचा पर अभिनय करके, प्रकाश त्वचा रिसेप्टर्स द्वारा अवशोषित होता है, सेल के अंदर प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है और एक निश्चित त्वचा प्रतिक्रिया का कारण बनता है। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य (केआईओ 630 ± 20 nm में) होने के कारण, लाल एलईडी प्रकाश सभी प्रकार के प्रकाश की तुलना में गहरी त्वचा में प्रवेश करता है। यह फाइब्रोब्लास्ट पर कार्य करता है, जो कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करता है और जिससे त्वचा का उत्थान होता है। लाल एलईडी प्रकाश के साथ चिकित्सा के परिणामस्वरूप, त्वचा की दृढ़ता और लोच बढ़ जाती है, त्वचा कसती है, और त्वचा की उम्र बढ़ने के बाहरी संकेत, जैसे झुर्रियां और रंजकता, कम हो जाती है।

विशेषताएं:
1. कॉम्पैक्ट एर्गोनोमिक आकार, जिसके लिए डिवाइस हाथ में आरामदायक है।
2. मालिश 3 प्रभावी प्रौद्योगिकियों को जोड़ती है: ईएमएस, आरएफ, एलईडी।
3. प्रत्येक मोड के लिए सेट 2 विशेष चुंबकीय नलिका में:
4 बड़े गोलाकार धातु इलेक्ट्रोड और छोटी गेंदों और छल्ले के रूप में इलेक्ट्रोड के साथ आरएफ और एलईडी नोजल के साथ ईएमएस नोजल, साथ ही एल ई डी।
4. डिवाइस की बढ़ी हुई कामकाजी सतह आपको शरीर के काफी बड़े क्षेत्रों पर तुरंत कार्य करने की अनुमति देती है।
5. नियंत्रण 1 बटन: चालू / बंद और तीव्रता स्विचिंग।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. शरीर की मालिश में 2 चुंबकीय नलिकाएं होती हैं: ईएमएस मोड में काम करने के लिए बड़ी गेंदों के साथ एक नोजल और आरएफ और एलईडी मोड में काम करने के लिए एक अंगूठी और छोटी गेंदों के साथ एक नोजल। डिवाइस के शरीर में नोजल स्थापित करें: इसके लिए, डिवाइस के शरीर पर अवकाश में नोजल डालें।
2. पर / बंद बटन पर एक लंबे प्रेस (2 सेकंड) के साथ नोजल स्थापित करने के बाद, मालिश चालू करें। चयनित नोजल के आधार पर, ईएमएस या आरएफ और एलईडी मोड शुरू हो जाएगा, प्रभाव तीव्रता संकेतक प्रकाश होगा।
3. ईएमएस और आरएफ और एलईडी मोड दोनों में, 3 तीव्रता स्तर हैं। स्तर स्विच करने के लिए, फिर से तीव्रता स्तर स्विच बटन दबाएं। प्रकाश सूचक धीरे-धीरे भर जाता है क्योंकि बल का स्तर बढ़ता है। बार-बार स्तर स्विचन बटन दबाने पर अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद, डिवाइस स्वचालित रूप से प्रभाव तीव्रता के न्यूनतम स्तर पर चला जाता है। ध्यान दें कि आरएफ और एलईडी मोड में केवल आरएफ तीव्रता का स्तर बदलता है, एलईडी स्थिर रहता है।
4. मालिश में एक स्मार्ट टाइमर है, डिवाइस ऑपरेशन के 5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा
5. डिवाइस को बंद करने के लिए, चालू / बंद बटन दबाएं और 2 सेकंड के लिए दबाए रखें।
6. नोजल को हटाने के लिए, डिवाइस को एक हाथ से लें, दूसरे हाथ से मालिश सिर पर पक्ष "कान" लें। बल के साथ अपने आप पर नोजल खींचें, इसे डिवाइस के शरीर से बाहर निकालें।

कैसे उपयोग करें:
सामान्य सिफारिशें:
1. साफ त्वचा पर मालिश का उपयोग करें, अतिरिक्त तेल और शरीर से किसी भी दूषित पदार्थ को हटा दें।
2. यदि आपके संपर्क जेल या देखभाल उत्पाद को मालिश के दौरान त्वचा में अवशोषित किया जाता है, तो मालिश की मुफ्त आवाजाही (पर्ची) सुनिश्चित करने और प्रभाव की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इसे फिर से लागू करें। शरीर के विभिन्न हिस्सों में घूमते समय, उस शरीर के क्षेत्र की त्वचा पर एक संपर्क जेल लागू करें जिसमें आप काम करने की योजना बनाते हैं।

मालिश से पहले।
3. केआईओ मालिश एक मोशन सेंसर से लैस है। उपयोग के दौरान, त्वचा पर डिवाइस को स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें। यदि आप लंबे समय तक आंदोलन के बिना डिवाइस को एक स्थान पर छोड़ देते हैं, तो यह काम करना बंद कर देगा। आंदोलन को फिर से शुरू करने के बाद, डिवाइस फिर से काम करना शुरू कर देगा।
4. कृपया लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में दोहराव वाले आंदोलनों से बचें, कृपया किसी विशेष क्षेत्र में अभी भी मालिश न करें। अलग-अलग लोगों में अलग-अलग दर्द सीमा और त्वचा संवेदनशीलता होती है: किसी विशिष्ट क्षेत्र पर जाने के बिना डिवाइस को पकड़ना मामूली जलन का कारण बन सकता है। उपयोग के दौरान, 2-3 सेकंड से अधिक समय तक एक स्थान पर न रहें।
5. त्वचा की संवेदनशीलता और डिवाइस की प्रभावशीलता व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो व्यक्ति और जोखिम के क्षेत्र के आधार पर भिन्न होती हैं।
ईएमएस मोड:
1. त्वचा संपर्क जेल कंडक्टर या पानी आधारित जेल जैसी संरचना पर अपने देखभाल उत्पाद पर लागू करें, यह अधिकतम परिणामों के लिए धाराओं की बेहतर चालकता सुनिश्चित करेगा।
2. आप जिस मोड का उपयोग करना चाहते हैं उसके अनुसार नोजल सेट करें।
3. डिवाइस को चालू करें, पहले एप्लिकेशन के लिए, ईएमएस के प्रारंभिक तीव्रता स्तर का चयन करें।
4. कमर की मालिश करने के लिए, डिवाइस को किनारों पर रखें, परिधि से 5 मिनट के लिए केंद्र में स्थानांतरित करें।
5. पैरों की मालिश करने के लिए, डिवाइस को जांघ / पिंडली पर रखें, 5 मिनट के लिए ऊपर की दिशा में आगे बढ़ें।
6. हाथ की मालिश के लिए, कोहनी से कंधे के जोड़ तक डिवाइस को 5 मिनट तक पकड़ें।
7. पेट की मालिश के लिए, डिवाइस को एक ज़िगज़ैग में उल्टा करें, नाभि क्षेत्र से 5 मिनट तक बचें।
8. मालिश के दौरान, त्वचा के साथ इलेक्ट्रोड सतह का पूरा संपर्क सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव लागू करना सुनिश्चित करें।
9. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, डिवाइस को बंद करें, नोजल को हटा दें और साफ करें। त्वचा पर संपर्क जेल या देखभाल उत्पाद को पूरी तरह से अवशोषित होने तक छोड़ दें, जिसके बाद त्वचा को साफ करें।
आरएफ मोड:
1. त्वचा संपर्क जेल कंडक्टर या पानी आधारित जेल जैसी संरचना पर अपने देखभाल उत्पाद पर लागू करें, यह अधिकतम परिणामों के लिए धाराओं की बेहतर चालकता सुनिश्चित करेगा।
2. आप जिस मोड का उपयोग करना चाहते हैं उसके अनुसार नोजल सेट करें।
3. डिवाइस को चालू करें, पहले एप्लिकेशन के लिए, आरएफ और एलईडी के प्रारंभिक तीव्रता स्तर का चयन करें।
4. एक्सपोजर के क्षेत्र का चयन करें और नीचे सूचीबद्ध मालिश आंदोलनों को निष्पादित करें। आरएफ समारोह का आधार कोलेजन पुनर्जनन और चमड़े के नीचे वसा चयापचय को उत्तेजित करने के लिए त्वचा को गर्म कर रहा है। यदि हीटिंग तापमान आप अपर्याप्त महसूस करते हैं, तो फिसलने की गति को कम करें, यदि तापमान बहुत अधिक है, तो आंदोलन की गति में वृद्धि करें ताकि तापमान आरामदायक महसूस करे।
5. स्लाइडिंग आंदोलनों का उपयोग करके, 5 मिनट के लिए त्वचा की बनावट की दिशा में आगे बढ़ें।
6. 5 मिनट के लिए क्षैतिज ग्लाइड करें।
7. परिपत्र आंदोलन 5 मिनट के लिए दक्षिणावर्त चलते हैं।
8. 5 मिनट के लिए परिपत्र गति वामावर्त दोहराएं।

9. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, डिवाइस को बंद करें, नोजल को हटा दें और साफ करें। त्वचा पर संपर्क जेल या देखभाल उत्पाद को पूरी तरह से अवशोषित होने तक छोड़ दें, जिसके बाद त्वचा को साफ करें।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
सूजन / गरीब लसीका प्रवाह / मांसपेशियों की कमजोरी	सुबह	ईएमएस: पेट और कमर - 10-15 मिनट; जांघों और नितंबों - 15-20 मिनट। कुल सत्र: 40 मिनट तक। न्यूनतम तीव्रता से शुरू करें और आराम और त्वचा की स्थिति के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाएं। मांसपेशियों के संकुचन को दर्द के बिना महसूस किया जाना चाहिए।	प्रारंभिक पाठ्यक्रम: 6-8 सप्ताह के लिए सप्ताह में 3-4 बार। रखरखाव: सप्ताह में 1-2 बार।	प्रारंभिक पाठ्यक्रम: 6-8 सप्ताह। फिर त्वचा को ठीक होने और निरंतर उत्तेजना के अनुकूलन से बचने की अनुमति देने के लिए 1-2 महीने का ब्रेक लें। रखरखाव: जारी है।
त्वचा फर्मिंग / चौरसाई खिंचाव के निशान	शाम	आरएफ और एलईडी: पेट और कमर - 10-15 मिनट; जांघों और नितंबों - 15-20 मिनट। कुल सत्र: 40 मिनट तक। आरामदायक सीमा के भीतर आरएफ तीव्रता बढ़ाएं। त्वचा को गर्म महसूस करना चाहिए, बिना गर्म किए।	प्रारंभिक पाठ्यक्रम: 6-8 सप्ताह के लिए सप्ताह में 2-3 बार रखरखाव: सप्ताह में एक बार; हर 10-14 दिनों में एक बार भी स्वीकार्य है।	
संयुक्त उपचार	सुबह में ईएमएस और शाम में आरएफ और एलईडी, या दोपहर में एक संयुक्त सत्र	ईएमएस + आरएफ और एलईडी। पेट और कमर: ईएमएस 10-15 मिनट, आरएफ और एलईडी 10-15 मिनट। जांघों: ईएमएस 10-15 मिनट प्रति पैर, आरएफ और एलईडी 15-20 मिनट प्रति पैर। नितंबों: ईएमएस 15 मिनट, आरएफ और एलईडी 15 मिनट। एक संयुक्त सत्र में, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करें: जांघों / नितंबों के लिए ईएमएस, पेट / कमर के लिए आरएफ और एलईडी।	ईएमएस: सप्ताह में 3 बार आरएफ और एलईडी: सप्ताह में दो बार।	

मतभेद:
1. डिवाइस का उपयोग करना मना है:
• अतालता या किसी अन्य हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति, पेसमेकर वाले व्यक्ति।
डिवाइस के उपयोग के क्षेत्र में स्थायी धातु प्रत्यारोपण या भेदी वाले व्यक्ति।
• एलर्जी पीड़ित, साथ ही मधुमेह वाले लोग, ल्यूपस एरिथेमेटोसस, पोर्फिरिया, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून रोग (उदाहरण के लिए, एचआईवी या एड्स)।
• अज्ञात त्वचा के घावों वाले व्यक्ति।
• रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से गुजरने वाले लोग। यह उपकरण मोटापे या गर्भावस्था के कारण खिंचाव के निशान पर उपयोग के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इस उपकरण का उपयोग निशान के इलाज के लिए नहीं किया जाता है।
जिन व्यक्तियों की त्वचा वर्तमान या हाल के दिनों में अल्फा हाइड्रोसिड्स (एएचए), बीटा हाइड्रोसिड्स (बीएचए), स्थानीय रूप से आइसोट्रेटिनोइन या एज़ेलिक एसिड के साथ इलाज किया गया था।
पिछले 6 महीनों से Roaccutane के किसी भी रूप को लेने वाले व्यक्ति।
डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाओं या अन्य दवाओं को फोटोसेंसिटाइज़ करने वाले व्यक्ति। कृपया, मालिश का उपयोग करने से पहले, अपनी दवा के उपयोग के निर्देश पढ़ें। यदि निर्देश इंगित करते हैं कि एक दवा फोटोएलर्जिक या फोटोटॉक्सिक प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकती है, या यदि इसे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचने के लिए संकेत दिया गया है, तो कृपया इस उपकरण का उपयोग न करें।
एस्पिरिन की उच्च खुराक सहित एंटीकोआगुलेंट दवाएं लेने वाले लोग। उपचार समाप्त होने के एक सप्ताह बाद ही मालिश करने की सिफारिश की जाती है।
2. पिछले 3 महीनों के भीतर प्लास्टिक सर्जरी से गुजरने वाले चेहरे, गर्दन, छाती, जननांग क्षेत्र और शरीर के क्षेत्रों पर डिवाइस का उपयोग न करें।
3. एलईडी थेरेपी मोड में डिवाइस का उपयोग न करें यदि आपकी त्वचा प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, चकत्ते, एलर्जी प्रतिक्रियाओं से ग्रस्त है।
4. यदि मालिश के उपयोग के क्षेत्र में संक्रमण, एक्जिमा, जलन, बालों के रोम की सूजन, खुले घाव, चोट, दाद सिम्प्लेक्स, त्वचा के घाव या हेमेटोमा हैं तो एलईडी थेरेपी में डिवाइस का उपयोग न करें।
5. आंखों में इंगित न करें या इस मालिश में प्रकाश स्रोत को देखें।
6. डिवाइस को अलग करने, मरम्मत करने या संशोधित करने का प्रयास न करें। इस निर्देश मैनुअल में निर्दिष्ट के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए इस डिवाइस का उपयोग न करें।

चेतावनी:
1. इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
2. इन सिफारिशों के अनुसार इस डिवाइस का सावधानी से उपयोग करें। निर्देशों का पालन करने में विफलता अवांछनीय परिणाम पैदा कर सकती है।
3. ज्वलनशील सौंदर्य प्रसाधनों के साथ इस डिवाइस का उपयोग न करें।
4. आंखों के आसपास के क्षेत्र में इस उपकरण का उपयोग न करें।
5. डिवाइस का उपयोग करने से पहले, इसे नुकसान के लिए जांचें। यदि मालिश ठीक से काम नहीं कर रही है, टूट गया है या क्षतिग्रस्त है, तो इसका उपयोग न करें।
6. डिवाइस के पहले उपयोग से 24 घंटे पहले संवेदनशीलता परीक्षण करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न तो देखभाल उत्पाद और न ही मालिश त्वचा की प्रतिक्रिया का कारण बनता है, अपने अग्रभाग के अंदर थोड़ी मात्रा में संपर्क जेल लागू करें।

7. यूएसबी-सी चार्जिंग केबल और चार्जर कनेक्टर को सूखा रखें। चार्ज करते समय उपकरण का उपयोग न करें।
8. अपने संपर्क जेल या देखभाल उत्पाद का उपयोग करते समय सावधान रहें, सौंदर्य प्रसाधनों की संरचना में तेल और एसिड डिवाइस के कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकता है।
9. उपयोग करने से पहले, डॉक्टर से परामर्श करें, यदि आप असुविधा महसूस करते हैं या किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं, तो इसका उपयोग करना बंद करें, यदि आपको एलर्जी, त्वचा रोग, जिल्द की सूजन आदि है।

बॉक्स में: (1) डिवाइस आवास, (2) ईएमएस नोजल, (3) आरएफ और एलईडी नोजल,
4. चार्ज केबल, 5) भंडारण बैग, 6) अनुदेश।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 3 h

ऑपरेटिंग समय: 60 min

स्मार्ट टाइमर: 5 min

वर्तमान: आरएफ + एलईडी: • तीव्रता 1: 975 ± 50 mA • तीव्रता 2: 990 ± 50 mA • तीव्रता 3: 1005 ± 50 mA। ईएमएस: • तीव्रता 1: 30 ± 10 mA • तीव्रता 2: 41 ± 10 mA • तीव्रता 3: 52 ± 10 mA। आवृत्ति: • आरएफ मोड 2M हर्ट्ज ± 0.2M हर्ट्ज • ईएमएस मोड (एक चर आवृत्ति चक्र के साथ) 78.5Hz ± 10%, 18.5Hz ± 10%

वेवफॉर्म: आयताकार तरंग
जल प्रतिरोध: IPX6



LED HAND MASK - हाथ phototherapy मुखौटा

4 प्रकाश स्पेक्ट्रा

चिकनी झुर्रियों

रंजकता को कम करता है

संतुलन त्वचा oiliness

दृढ़ता में सुधार

चिंताएं: हाथों की त्वचा में उम्र से संबंधित परिवर्तन, लोच और चिकनाई का नुकसान, उम्र से संबंधित रंजकता, समस्या त्वचा (मुँहासे, सूजन)।

सामग्री: सिलिकॉन, एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 326 g.

कार्य:

फोटोथेरेपी (एलईडी) विभिन्न लंबाई की हल्की तरंगों के संपर्क में आने की एक विधि है जो त्वचा की एक निश्चित गहराई तक प्रवेश करती है और कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होती है, जिससे प्राकृतिक पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू होती है।

लाल एलईडी लाइट (630 nm) - कोशिकाओं में चयापचय प्रक्रियाओं को उत्तेजित करता है, गहरी वसूली को बढ़ावा देता है, त्वचा की बनावट में सुधार करता है और वर्णक स्पॉट को रोशन करता है।

ब्लू एलईडी लाइट (415 nm): तैलीय त्वचा के संतुलन को सामान्य करता है, सावधानीपूर्वक सफाई को बढ़ावा देता है और इसे शांत करता है।

इन्फ्रारेड (एनआईआर) के पास (830 nm): गहरी ऊतक परतों में प्रवेश करता है, सेल नवीकरण को तेज करता है, लोच बढ़ाता है और हाथों की त्वचा को कसता है।

मिश्रित (लाल + नीला) (630 + 415 nm): शक्तिशाली एंटी-एजिंग, सफाई और पुनर्स्थापना प्रभावों के लिए दो स्पेक्ट्रा की शक्ति को जोड़ती है।

विशेषताएं:
1. स्वचालित और मैनुअल नियंत्रण: रंगों को बदलने के साथ तैयार 15 मिनट के स्वचालित चक्र का उपयोग करें, या 10 मिनट के लिए एकल प्रकाश के साथ 1 मैनुअल मोड का चयन करें।
2. स्मार्ट टाइमर: डिवाइस स्वचालित रूप से सत्र के बाद बंद हो जाता है (15 मिनट ऑटो मोड में, 10 मिनट मैनुअल में), जो सुरक्षित उपयोग की गारंटी देता है।
3. 106 एल ई डी: हाथों, अग्रभागों और कलाई की पूरी सतह का एक शक्तिशाली और समान कोटिंग प्रदान करें।
4. एर्गोनॉमिक्स और सुरक्षा: मुखौटा खाद्य सिलिकॉन से बना है और आसानी से वेल्क्रो पर आरामदायक पट्टियों के साथ हाथ पर तय किया गया है।
5. वायरलेस नियंत्रण: 1500 mAh की बैटरी क्षमता सॉकेट से बंधे बिना निरंतर देखभाल के 40 मिनट तक की अनुमति देती है।
6. निकट-अवरक्त (एनआईआर) स्पेक्ट्रम कायाकल्प प्रक्रियाओं को डर्मिस की गहरी परतों में शुरू करने की अनुमति देता है, जो पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधन और मानक फोटोथेरेपी के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. मास्क पर बन्धन के लिए बेल्ट को जकड़ें: मास्क के किनारों पर दाएं और बाएं पट्टियों को इसी छेद में रखें और उन्हें वेल्क्रो पर ठीक करें।
2. मास्क को अपने हाथ पर रखें और बाईं ओर के पट्टा को अपने दाहिने तरफ जकड़ें।
3. रिमोट कंट्रोलर पर ऑन / ऑफ बटन को संक्षेप में दबाएं। मास्क स्वचालित रूप से लाल एलईडी लाइट में मैन्युअल रूप से चालू हो जाएगा।
4. मोड स्विच बटन (ऑटो / मैनुअल) के साथ, अपनी इच्छित मोड का चयन करें:
स्वचालित या मैनुअल। चयनित मोड के पास, प्रकाश डायोड ए या एम प्रकाश होगा।
5. मैनुअल मोड (एम): पावर बटन के छोटे प्रेस की मदद से, वांछित प्रकाश (1 लाल, 2 नीला, 3 निकट अवरक्त, 4 मिश्रित) का चयन करें। स्मार्ट टाइमर 10 मिनट के लिए वैध है।
6. स्वचालित मोड (ए): मोड स्वतंत्र रूप से बदल जाएगा: 5 मिनट लाल, 4 मिनट नीला, 3 मिनट निकट अवरक्त, 3 मिनट मिश्रित। सत्र का कुल समय 15 मिनट है।
7. डिवाइस को स्विच ऑफ करने के लिए मजबूर करने के लिए, पावर बटन दबाएं और दबाए रखें।

कैसे उपयोग करें:
1. संवेदनशीलता परीक्षण महत्वपूर्ण: पहली प्रक्रिया से पहले, एक संवेदनशीलता परीक्षण किया जाना चाहिए। डिवाइस को अपने अग्रभाग के अंदर रखें। मास्क चालू करें और कम से कम 10 मिनट का समय लें। यदि आप गर्मी या असुविधा महसूस करते हैं, तो तुरंत उपयोग करना बंद करें। परीक्षण पूरा करने के बाद, कम से कम 6 घंटे प्रतीक्षा करें। यदि त्वचा लाल और / या खुजली है, तो डिवाइस आपके लिए उपयुक्त नहीं है।
2. संवेदनशीलता परीक्षण के अंत में, हाथ की त्वचा को साफ करें, देखभाल उत्पादों को लागू न करें।
3. मास्क को अपने हाथ पर रखें और पट्टियों को लॉक करें।
4. वांछित मोड (स्वचालित या मैनुअल) का चयन करें और प्रक्रिया करें।
5. उपयोग के टाइमर से अधिक की सिफारिश नहीं की जाती है।
6. सत्र के बाद, परिणाम को मजबूत करने के लिए देखभाल, मॉइस्चराइज़र लगाने की सिफारिश की जाती है।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:
एक दृश्य प्रभाव प्राप्त करने के लिए, कम से कम 4 सप्ताह के लिए एलईडी हैंड मास्क का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। 1 सप्ताह: 10-15 मिनट के लिए हर 3 दिन। 2 और 3 सप्ताह: 10-15 मिनट के लिए हर 2 दिन। 4 सप्ताह: 10-15 मिनट के लिए हर दिन।

प्रोटोकॉल "गहरी विरोधी उम्र और उठाने"

मोड	चरण	समय	प्रकाश	रेश्येल
उपयोग के निर्देश	1 सत्र	10 min	इन्फ्रारेड (एनआईआर) के पास	ऊतकों को गहराई से गर्म करता है, सेलुलर चयापचय को तेज करता है और नवीकरण के लिए डर्मिस तैयार करता है।
	दूसरा सत्र	10 min	लाल एलईडी लाइट।	शक्तिशाली कोलेजन उत्पादन को उत्तेजित करता है

आगे के सत्रों को एलईडी हैंड मास्क की आवृत्ति और अवधि के अनुसार वैकल्पिक किया जाता है।

डिटॉक्स और जीवाणुरोधी देखभाल प्रोटोकॉल

मोड	चरण	समय	प्रकाश	रेश्येल
उपयोग के निर्देश	1 सत्र	10 min	ब्लू एलईडी लाइट।	बैक्टीरिया के वातावरण को नष्ट करता है, वसा सामग्री को सामान्य करता है और चिढ़ क्षेत्रों को शांत करता है
	दूसरा सत्र	10 min	मिश्रित प्रकाश	शक्तिशाली कोलेजन उत्पादन को उत्तेजित करता है

आगे के सत्रों को एलईडी हैंड मास्क की आवृत्ति और अवधि के अनुसार वैकल्पिक किया जाता है।

सार्वभौमिक कायाकल्प प्रोटोकॉल। अतिरिक्त सेटिंग्स के बिना स्वचालित मोड का उपयोग करें: यह कोलेजन उत्पादन से लेकर गहरी अवरक्त उत्तेजना तक सभी चरणों के माध्यम से त्वचा को निर्देशित करता है।

मतभेद:
1. बढ़ी हुई प्रकाश संवेदनशीलता: उन बीमारियों के लिए डिवाइस का उपयोग करने से मना किया जाता है जो प्रकाश के प्रति अतिसंवेदनशीलता का कारण बनती हैं (उदाहरण के लिए, ल्यूपस एरिथेमेटोसस, फोटोडर्मेटोसिस)।
2. दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन: यदि आप दवाएं ले रहे हैं या प्रकाश-संवेदनशीलता वाले उत्पादों (रेटिनोइड्स, कुछ एंटीबायोटिक्स, साइट्रस आवश्यक तेल) को लागू कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग न करें।
3. त्वचा को नुकसान: खुले घावों, अल्सर, गहरी दरारें, ताजा पोस्टऑपरेटिव टांके वाले क्षेत्रों में मास्क का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए या यदि गंभीर सूजन के संकेत हैं।
4. गर्भावस्था और स्तनपान: इन अवधियों के दौरान मास्क का उपयोग केवल डॉक्टर के साथ अनिवार्य परामर्श के बाद ही संभव है।
5. प्रक्रिया की असहिष्णुता: डिवाइस आपके लिए उपयुक्त नहीं है यदि, अग्रभाग पर अनिवार्य प्रारंभिक परीक्षण के बाद, त्वचा लाल हो जाती है या खुजली शुरू हो जाती है।

सावधानियां:
1. अनिवार्य परीक्षण: पहले आवेदन से पहले, हमेशा अग्रभाग के अंदर एक संवेदनशीलता परीक्षण करें।
2. स्वास्थ्य की गिरावट: यदि आप सत्र के दौरान गर्मी, असुविधा या सामान्य गिरावट का अनुभव करते हैं तो तुरंत उपयोग करना बंद करें।
3. दृष्टि संरक्षण: डिवाइस के संचालन के दौरान सीधे एल ई डी पर नहीं देखते हैं।
4. बिजली की सुरक्षा: चार्ज करते समय मास्क का उपयोग करना सख्ती से मना है। प्रक्रिया शुरू करने से पहले, पावर केबल को बंद करना सुनिश्चित करें।
5. नमी संरक्षण: डिवाइस निविड़ अंधकार नहीं है। इसे बाथरूम और पानी के पास उपयोग करने, गीले हाथों से छूने, पानी में विसर्जित करने या पानी की एक धारा के नीचे धोने से मना किया जाता है।
6. सावधान हैंडलिंग: मास्क को बहुत अधिक न मोड़ें, इसे निचोड़ें या शीर्ष पर भारी वस्तुओं को न रखें, क्योंकि यह आंतरिक लचीले चिप्स और एल ई डी को नुकसान पहुंचा सकता है।
7. तापमान: हीटर के पास मास्क का उपयोग या स्टोर न करें, खुली आग, सीधे धूप में या गर्म मौसम में कार में
8. सफाई: मास्क को पूरी तरह से बंद करने और पावर ग्रिड से डिस्कनेक्ट होने के बाद ही साफ किया जा सकता है।
9. मरम्मत और संशोधन: क्षतिग्रस्त मास्क का उपयोग करने के साथ-साथ डिवाइस को स्वयं अलग करने या संशोधित करने के लिए मना किया गया है - इससे बिजली का झटका लगेगा और वारंटी शून्य हो जाएगी।

10. उद्देश्य: केवल अपने इच्छित उद्देश्य के लिए और निर्देशों के अनुसार मास्क का उपयोग करें।

बॉक्स में: (1) मुखौटा, (2) एंकरेज बेल्ट, (3) दोहरी प्रकार-सी चार्जिंग केबल,
4. उपयोग के लिए निर्देश, (5) भंडारण बैग।

तकनीकी विनिर्देश:
आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): 385x185x52 mm। शक्ति का स्रोत: लिथियम-आयन बैटरी। ऑपरेटिंग वोल्टेज: 3.7 V। पावर: 5 W। बैटरी क्षमता: 1500 mAh। आपूर्ति वोल्टेज: 5 V। स्मार्ट टाइमर: 15 मिनट (स्वचालित मोड), 10 मिनट (मैनुअल मोड)। चार्ज समय: 1.5 घंटे। अधिकतम निरंतर ऑपरेटिंग समय: 40 मिनट। एलईडी गिनती: 106 लैंप।
तरंगों की लंबाई:
• लाल - 630 nm
• नीला - 415 nm
इन्फ्रारेड (एनआईआर) के पास - 830 nm
• मिश्रित (लाल + नीला) - 630 + 415 nm
विकिरण की तीव्रता:
• लाल: 4.9 mW/cm²
• नीला - 28 mW/cm²
निकट अवरक्त (एनआईआर) - 10.1 mW/cm²
• मिश्रित (लाल + नीला) - 15 mW/cm²



LED MASK - एटी-होम फोटोथेरेपी मास्क

रंजकता को कम करता है

रंग में सुधार

त्वचा की दृढ़ता में सुधार

चिकनी झुर्रियों

चिंताएँ: त्वचा की उम्र बढ़ने, फ़ोटोग्राफ़िंग, रंजकता और हाइपरपिग्मेंटेशन की अभिव्यक्ति, मुँहासे, पोस्टकेन, कूपेरोसिस, रोसैसिया और अन्य संवहनी घावों के लक्षण।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, सिलिकॉन।

वज़न: 215 g.

कार्य:

लाल एलईडी लाइट - यह प्रकाश दृश्य स्पेक्ट्रम के अन्य रंगों की तुलना में त्वचा को गहरा करता है। यह फाइब्रोब्लास्ट (कोलेजन को संश्लेषित करने वाली कोशिकाओं) पर कार्य करता है, जिससे त्वचा कायाकल्प और उम्र बढ़ने के संकेतों से लड़ने को बढ़ावा मिलता है।

ब्लू एलईडी लाइट में सबसे कम प्रवेश गहराई होती है और एपिडर्मिस के स्तर पर संचालित होती है। Porphyrins (मानव शरीर में पिगमेंट) नीले एलईडी प्रकाश को अवशोषित करने और त्वचा की सतह पर रहने वाले मुँहासे बैक्टीरिया को मारने, एकल ऑक्सीजन अणुओं को जारी करने में सक्षम हैं। इस प्रकार नीले एलईडी प्रकाश कीटाणुनाशक, सूजन संरचनाओं को कम करता है, मुँहासे से लड़ता है।

पीला एलईडी प्रकाश - कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए त्वचा में पर्याप्त गहराई से प्रवेश करता है, जिसके कारण यह झुर्रियों को चिकना करता है। सेलुलर प्रक्रियाओं पर पीले एलईडी प्रकाश के प्रभाव में, लसीका वाहिकाओं को सक्रिय किया जाता है, जल निकासी और लसीका प्रवाह में सुधार होता है। इस प्रकार, सूजन कम हो जाती है, शरीर से विषाक्त पदार्थ हटा दिए जाते हैं। इसके अलावा, पीले एलईडी प्रकाश त्वचा पर एक शांत और विरोधी भड़काऊ प्रभाव पड़ता है।

मिश्रित प्रकाश - लाल और नीले रंगों का संयोजन आपको उनकी कार्यक्षमता को संयोजित करने की अनुमति देता है, इसलिए मिश्रित प्रकाश को सूजन के साथ काम करते समय सबसे प्रभावी माना जाता है: मुँहासे और पोस्टकेन। अधिक सतही प्रवेश के कारण नीली एलईडी लाइट त्वचा की ऊपरी बाहरी परत से जुड़ी त्वचा की बीमारियों से लड़ती है - एपिडर्मिस। दूसरी ओर, लाल एलईडी लाइट का सीबम के उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो संयोजन में त्वचा रोगों के खिलाफ लड़ाई में उच्च दक्षता देता है।

विशेषताएं:
1. मुखौटा बन्धन के लिए समायोज्य पट्टियों से लैस है।
2. अंतर्निहित नेत्र रक्षक आंखों में प्रवेश करने वाले प्रत्यक्ष प्रकाश से रक्षा करते हैं।

3. खाद्य सिलिकॉन मास्क का उपयोग करना सुरक्षित है।
4. कॉम्पैक्ट रिमोट मास्क के पोर्टेबल उपयोग की अनुमति देता है।
5. स्वचालित और मैनुअल नियंत्रण मोड।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. मास्क के पहले उपयोग से पहले, निर्देशों के अनुसार "संवेदनशीलता परीक्षण" का संचालन करें।
2. रिमोट पर, मास्क को चालू करने के लिए 1 सेकंड के लिए ऑन / ऑफ बटन दबाएं और दबाए रखें। पर स्विच करने के बाद, लाल एलईडी प्रकाश समारोह और मैनुअल नियंत्रण मोड सक्रिय हो जाएगा। स्विचिंग बटन के बगल में अक्षर M (मैनुअल - मैनुअल कंट्रोल मोड) के साथ एक संकेतक प्रकाश होगा।
3. यदि मास्क को चार्ज करने की आवश्यकता होती है, तो चार्जिंग निर्देशों के अनुभाग को पढ़ें और ध्यान दें कि मास्क चार्जिंग के दौरान काम नहीं करता है।
4. ऑन / ऑफ बटन को फिर से दबाएं, मास्क ब्लू एलईडी लाइट मोड में स्विच हो जाएगा।
5. तीसरी बार चालू / बंद बटन दबाएं, पीला एलईडी लाइट मोड शुरू हो जाएगा।
6. चौथी बार पावर बटन दबाएं, फोटोथेरेपी का मिश्रित मोड सक्रिय हो जाएगा।
7. स्वचालित मोड (ऑटो-स्वचालित प्रकाश स्विचिंग मोड) में मास्क स्विच करने के लिए, स्विचिंग बटन पर क्लिक करें।
8. स्वचालित मोड में, 5 मिनट लाल एलईडी लाइट मोड, 3 मिनट नीले एलईडी लाइट, 4 मिनट पीले एलईडी लाइट और फिर 3 मिनट मिश्रित है।
9. मास्क बंद करने के लिए, चालू / बंद बटन दबाएं।

कैसे उपयोग करें:
1. मास्क लगाने से पहले त्वचा को साफ करें।
2. मास्क लगाएं, सुनिश्चित करें कि चलने वाली आंखें कसकर जुड़ी हुई हैं।
3. अपने विवेक पर मैनुअल या स्वचालित नियंत्रण मोड सेट करें।
4. मैनुअल मोड में, एलईडी लाइट थेरेपी के वांछित रंग का चयन करें।
5. ध्यान दें कि जब आप मैन्युअल नियंत्रण के मामले में मोड स्विच करते हैं, तो 10 मिनट का स्मार्ट टाइमर फिर से शुरू होता है। हालांकि, यह दृढ़ता से 15 मिनट से अधिक समय तक मास्क का उपयोग नहीं करने की सिफारिश की जाती है।
6. घर पर फोटोथेरेपी प्रक्रिया का आनंद लें।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
मुँहासे / सूजन	शाम	ब्लू एलईडी लाइट: 7 मिनट लाल एलईडी लाइट: 3 मिनट पीला एलईडी लाइट: 5 मिनट।	हर दूसरे दिन	जारी
ठीक लाइनों / उम्र से संबंधित परिवर्तन	शाम	ब्लू एलईडी लाइट: 2 मिनट। लाल एलईडी लाइट: 7 मिनट। मिश्रित प्रकाश: 5 मिनट।	सप्ताह में 2-3 बार	जारी
दृश्य वाहिकाओं / कूपोरस / संवेदनशील त्वचा	शाम	ब्लू एलईडी लाइट: 2 मिनट। लाल एलईडी लाइट: 2 मिनट। पीला एलईडी लाइट: 2 मिनट। मिश्रित प्रकाश: 5 मिनट।	सप्ताह में 2-3 बार	जारी

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
रंजकता / असमान त्वचा टोन	शाम	लाल एलईडी लाइट: 6 मिनट पीला एलईडी लाइट: 4 मिनट मिश्रित प्रकाश: 5 मिनट।	सप्ताह में 2-3 बार	जारी

मतभेद:
1. असुविधा या किसी भी दुष्प्रभाव के मामले में उपयोग बंद करें।

चेतावनी:
1. डिवाइस केवल घरेलू उपयोग के लिए है।
2. चार्ज करते समय मास्क का उपयोग न करें।
3. पानी को सतह में या डिवाइस के आवास के अंदर प्रवेश करने की अनुमति न दें।
4. एक खुली गर्मी स्रोत के पास उपकरण का उपयोग न करें।
5. डिवाइस की सफाई और रखरखाव के दौरान, बिजली बंद कर दें।

बॉक्स में: (1) फेस मास्क, (2) नियंत्रण कक्ष, (3) डीसी-यूएसबी चार्ज तार,
4. बन्धन पट्टियाँ, (5) आंख के ट्रेड, (6) निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 3-4 h

ऑपरेटिंग समय: 40-45 min

स्मार्ट टाइमर: 15 मिनट (स्वचालित मोड), 10 मिनट (मैनुअल मोड)

मोड:
• **लाल LED प्रकाश:** 630 nm
• ब्लू एलईडी लाइट - तरंग दैर्ध्य 490 nm
• **पीला LED प्रकाश:** 590 nm
• मिश्रित प्रकाश

विस्तृत शक्ति (विकिरण की तीव्रता):
• **लाल LED प्रकाश:** 2.4041 mW/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 8.6094 mW/cm²
पीला LED प्रकाश: 1.2704 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 7.4833 mW/cm²

ऊर्जा की खुराक (ऊर्जा तीव्रता) 15 मिनट का सत्र:
• **लाल LED प्रकाश:** 2.1637 J/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 7.7485 J/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 1.1434 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 6.7350 J/cm²

जल प्रतिरोध: IP22



LED MASK 2.0 - कायाकल्प फोटोग्राफी मास्क

रंजकता को कम करता है

रंग में सुधार

त्वचा की दृढ़ता में सुधार

चिकनी झुर्रियों

चिंताएं: त्वचा की उम्र बढ़ने, फ़ोटोग्राफ़िंग, रंजकता और हाइपरपिग्मेंटेशन की अभिव्यक्ति, मुँहासे, पोस्टकेन, कूपेरोसिस, रोसैसिया और अन्य संवहनी घावों के दृश्य संकेत।

सामग्री: सिलिकॉन, एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 380 g.

कार्य:
एलईडी मास्क एलईडी लाइट थेरेपी के सिद्धांत पर आधारित है। एलईडी लैंप मास्क डिवाइस में बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक निश्चित रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। प्रत्येक रंग दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से मेल खाता है। विभिन्न गहराई पर त्वचा पर अभिनय करके, प्रकाश त्वचा रिसेप्टर्स द्वारा अवशोषित होता है, सेल के अंदर प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है और एक निश्चित त्वचा प्रतिक्रिया का कारण बनता है।

लाल एलईडी लाइट, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होने के कारण, लाल एलईडी लाइट प्रस्तुत सभी रोशनी की तुलना में त्वचा को गहरा करती है। यह फाइब्रोब्लास्ट पर कार्य करता है, जो कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करता है और जिससे त्वचा का उत्थान होता है। लाल एलईडी प्रकाश के साथ चिकित्सा के परिणामस्वरूप, घाव भरने में तेजी आती है, त्वचा सख्त हो जाती है, झुर्रियों जैसे त्वचा की उम्र बढ़ने के बाहरी संकेत कम हो जाते हैं।

ब्लू एलईडी लाइट में दृश्यमान स्पेक्ट्रम के सभी रंगों की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है। यह एपिडर्मिस के स्तर पर काम करता है, जिसमें रोगाणुरोधी प्रभाव होता है। Porphyrins (हमारे शरीर में पिगमेंट) नीले एलईडी प्रकाश को अवशोषित करने और त्वचा की सतह पर रहने वाले मुँहासे बैक्टीरिया को मारने, एकल ऑक्सीजन अणुओं को जारी करने में सक्षम हैं। इस प्रकार नीले एलईडी प्रकाश कीटाणुनाशक, सूजन संरचनाओं को कम करता है, मुँहासे से लड़ता है।

हरी एलईडी लाइट एपिडर्मिस और डर्मिस द्वारा अवशोषित होती है, जिससे सेलुलर प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणामों में त्वचा की बहाली और उपचार होता है। इसका उपयोग लालिमा को कम करने, संवेदनशील त्वचा की जलन को दूर करने के लिए किया जाता है। ग्रीन एलईडी लाइट कूपरोसिस से लड़ता है, केशिकाओं के आकार को कम करता है, रक्त के मुक्त प्रवाह में योगदान देता है।

पीला एलईडी लाइट (लाल + हरा) का उपयोग रक्त परिसंचरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, त्वचा की टोन को हल्का करने में मदद करता है, रंजकता की गंभीरता को कम करता है।

मिश्रित प्रकाश (लाल + नीला + हरा = सफेद) सौंदर्य प्रसाधनों के तेजी से और गहरे प्रवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, यह शरीर पर एक सामान्य आराम और शांत प्रभाव पड़ता है।

विशेषताएं:
1. पट्टियों के बिना निर्मित लंगर।
2. एलसीडी डिस्प्ले के साथ नियंत्रण कक्ष।
3. एल ई डी की संख्या में वृद्धि - 117 इकाइयां।
4. प्रकाश मोड, उच्च ऊर्जा तीव्रता में से प्रत्येक के लिए 3 तीव्रता का स्तर।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. मास्क के पहले उपयोग से पहले, निर्देशों के अनुसार "संवेदनशीलता परीक्षण" का संचालन करें।
2. क्लिक करने से पहले टाइप सी केबल का उपयोग करके मास्क को नियंत्रण कक्ष से कनेक्ट करें।
3. डिवाइस को चालू करने के लिए 2 सेकंड के लिए नियंत्रण कक्ष पर चालू / बंद बटन दबाएं, श्रव्य सिग्नल की प्रतीक्षा करें। पहली तीव्रता के स्तर पर मास्क स्वचालित रूप से लाल एलईडी लाइट मोड में चालू हो जाएगा।
4. स्विचिंग बटन (↑ / ↓) पर एक छोटा प्रेस (1 सेकंड) आपको नीले एलईडी लाइट मोड (संकेतक पैनल पर सी: बी), हरे एलईडी लाइट मोड (संकेतक सी: जी), पीले एलईडी लाइट मोड (संकेतक सी: आरजी), सफेद प्रकाश मोड (संकेतक सी: आरजीबी) पर स्विच करने की अनुमति देगा।
5. प्रकाश तीव्रता नियंत्रण लैंप (-/+) के बटन पर एक लघु प्रेस (1 सेकंड) स्तर को 3 तक बढ़ा देगा या 1 स्तर पर वापस आ जाएगा।
6. विराम बटन पर एक छोटा प्रेस (1 सेकंड) डिवाइस को निलंबित कर देता है, इसे फिर से काम करने के लिए दबाता है।
7. डिवाइस को बंद करने के लिए 2 सेकंड के लिए नियंत्रण कक्ष पर चालू / बंद बटन दबाएं।

कैसे उपयोग करें:
1. अपने हाथों और चेहरे को साफ और सुखाएं।
2. मास्क को अपने चेहरे पर रखें, वेल्क्रो फास्टनरों को बन्धन करें ताकि मास्क आराम से आपके चेहरे पर रहे।
3. नियंत्रण कक्ष को इसके साथ जोड़कर मास्क चालू करें।
4. वांछित प्रकाश मोड और इसकी तीव्रता के स्तर का चयन करें।
5. फोटोथेरेपी प्रक्रिया का आनंद लें।
6. प्रत्येक प्रकाश मोड 15 मिनट के लिए काम करता है, जिसके बाद रिमोट स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। मोड बदलते समय टाइमर फिर से शुरू होता है। फोटोथेरेपी करते समय, सावधानीपूर्वक निगरानी करें कि प्रक्रिया का कुल समय (एक सत्र में कई मोड का उपयोग करते समय) 15 मिनट से अधिक नहीं है।
7. एलईडी लाइट थेरेपी के पूरा होने पर, अपने देखभाल उत्पाद का उपयोग करें: सीरम या क्रीम, एलईडी मास्क लगाने के बाद, त्वचा की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
मुँहासे / सूजन	शाम	सप्ताह 1: नीला, कम - 4 मिनट; लाल, कम - 3 मिनट; हरा, मध्यम - 6 मिनट। सप्ताह 2: नीला, मध्यम - 4 मिनट; लाल, कम - 4 मिनट; हरा, मध्यम - 6 मिनट। सप्ताह 3: नीला, उच्च - 5 मिनट; लाल, उच्च - 3 मिनट; हरा, उच्च - 6 मिनट। सप्ताह 4: ब्रेक।	हर दूसरे दिन	1 महीने, ब्रेक सहित। 1 सप्ताह का ब्रेक लें। कार्यक्रम को 2-3 महीने के लिए दोहराएं।
ठीक लाइनों / उम्र से संबंधित परिवर्तन	शाम	सप्ताह 1: लाल, मध्यम - 5 मिनट; हरा, उच्च - 5 मिनट; मिश्रित, उच्च - 2 मिनट। सप्ताह 2: लाल, उच्च - 5 मिनट; हरा, उच्च - 7 मिनट; मिश्रित, उच्च - 2 मिनट। वैकल्पिक सप्ताह 1 और 2।	सप्ताह में 2-3 बार	कोई निश्चित पाठ्यक्रम सीमा नहीं
दृश्य वाहिकाओं / कूपोरस / संवेदनशील त्वचा	शाम	सप्ताह 1: लाल, कम - 3 मिनट; हरा, मध्यम - 5 मिनट; मिश्रित, मध्यम - 5 मिनट। सप्ताह 2: लाल, मध्यम - 5 मिनट; हरा, उच्च - 2 मिनट; मिश्रित, उच्च - 5 मिनट। सप्ताह 3: लाल, उच्च - 5 मिनट; हरा, उच्च - 5 मिनट; मिश्रित, उच्च - 3 मिनट। सप्ताह 4: ब्रेक।	हर दूसरे दिन	1 महीने, ब्रेक सहित। 1 सप्ताह का ब्रेक लें। दो 4 सप्ताह के पाठ्यक्रम, फिर 1 महीने का ब्रेक।
रंजकता / असमान त्वचा टोन	शाम	लाल: अंधेरे रंजकता के लिए उच्च, सामान्य रंजकता के लिए मध्यम - 6 मिनट। हरा, उच्च - 4 मिनट। मिश्रित, मध्यम - 5 मिनट।	सप्ताह में 2-3 बार	जारी

मतभेद:
1. मिर्गी से पीड़ित लोगों, थायराइड रोगों वाले लोगों या थायरॉयड ग्रंथि के उपचार के लिए दवाएं लेने के लिए डिवाइस का उपयोग करना मना है।
2. क्षतिग्रस्त, घायल त्वचा या पोस्टऑपरेटिव घावों वाले उपभोक्ताओं को मास्क का उपयोग करने से मना किया गया है।

चेतावनी:
1. फोटोथेरेपी के लिए एक एंटी-एजिंग मास्क घरेलू उपयोग के लिए एक उपकरण है। इसका उपयोग केवल निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है। अन्य उद्देश्यों के लिए मास्क का उपयोग करने से मना किया जाता है, अन्यथा यह उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकता है या शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है।
2. यदि मास्क क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो खतरे से बचने के लिए उपभोक्ताओं से दावों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत संगठन का उपयोग करना बंद करें और संपर्क करें।
3. चार्ज करते समय मास्क का उपयोग करने से मना किया जाता है। चार्ज करने के दौरान, गीले हाथों से मास्क, चार्जिंग केबल, यूएसबी एडाप्टर को न छुएं।
4. मास्क का उपयोग करने के परिणामस्वरूप यदि आपको असुविधा या कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया (त्वचा लाली, खुजली, एलर्जी) महसूस होती है तो तुरंत उपयोग करना बंद करें।

बॉक्स में: 1) मुखौटा, 2) प्रकार सी-प्रकार सी केबल नियंत्रण कक्ष से कनेक्ट करने के लिए,
3. रिमोट कंट्रोल, 4) यूएसबी-सी चार्जिंग केबल, 5) निर्देश, 6) भंडारण बैग।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 3-4 h

ऑपरेटिंग समय: 140 मिनट (लाल / नीला / हरा) • 80 मिनट (मिश्रित प्रकाश) • 78 मिनट (पीला एलईडी प्रकाश)

स्मार्ट टाइमर: 15 min

मोड:
• लाल LED प्रकाश: 660 nm
• ब्लू एलईडी लाइट - तरंग दैर्ध्य 460 nm
• हरा LED प्रकाश: 525 nm
• पीला एलईडी लाइट - लाल + हरा
• मिश्रित प्रकाश (सफेद) - लाल + नीला + हरा

विस्तृत शक्ति (विकिरण की तीव्रता):
1 स्तर
• लाल LED प्रकाश: 6.595 mW/cm²
• नीला LED प्रकाश: 17.112 mW/cm²
• हरा LED प्रकाश: 6.612 mW/cm²
पीला LED प्रकाश: 14.049 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 27.542 mW/cm² (स्तर 2)
• लाल LED प्रकाश: 14.058 mW/cm²
• नीला LED प्रकाश: 30.48 mW/cm²
• हरा LED प्रकाश: 15.636 mW/cm²
पीला LED प्रकाश: 17.857 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 32.169 mW/cm²

3 स्तर
• लाल LED प्रकाश: 16.368 mW/cm²
• नीला LED प्रकाश: 47.653 mW/cm²
• हरा LED प्रकाश: 23.095 mW/cm²
पीला LED प्रकाश: 28.081 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 39.089 mW/cm²

ऊर्जा खुराक (ऊर्जा गहनता) 15 मिनट का सत्र:
1 स्तर
• लाल LED प्रकाश: 5.9355 J/cm²
• नीला LED प्रकाश: 15.4008 J/cm²
• हरा LED प्रकाश: 5.9508 J/cm²
• पीला LED प्रकाश: 12.6441 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 24.7878 J/cm² (स्तर 2)
• लाल LED प्रकाश: 12.6522 J/cm²
• नीला LED प्रकाश: 27.432 J/cm²
• हरा LED प्रकाश: 14.0724 J/cm²
• पीला LED प्रकाश: 16.0713 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 28.9521 J/cm² (स्तर 3)
लाल LED प्रकाश: 14.7312 J/cm²
• नीला LED प्रकाश: 42.8877 J/cm²
• हरा LED प्रकाश: 20.7855 J/cm²
• पीला LED प्रकाश: 25.2729 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 35.1801 J/cm²

जल प्रतिरोध: IP22



LED MASK 3.0 - वायरलेस फोटोथेरेपी मास्क

7 प्रकाश स्पेक्ट्रा

चिकनी झुर्रियों

रंजकता को कम करता है

मुँहासे और पोस्ट-मुँहासे के निशान को कम करता है

भीतर से चमक

चिंताएं: झुर्रियाँ, लोच का नुकसान, मुँहासे और सूजन, हाइपरपिग्मेंटेशन, सुस्त टोन, सूजन, विलंबित पुनर्जनन, सौंदर्य प्रसाधनों की कम प्रभावशीलता।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, सिलिकॉन।

वज़न: 265 g.

कार्य:
फोटोथेरेपी (एलईडी) विभिन्न लंबाई की प्रकाश तरंगों के संपर्क में आने की एक गैर-थर्मल विधि है जो डर्मिस की एक निश्चित गहराई तक प्रवेश करती है और कोशिकाओं के फोटोरिसेप्टर्स द्वारा अवशोषित होती है, जिससे प्राकृतिक पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू होती है।

लाल एलईडी लाइट (630 nm): डर्मिस में गहराई से प्रवेश करती है, कोलेजन संश्लेषण को उत्तेजित करती है। लाल एलईडी प्रकाश के साथ चिकित्सा के परिणामस्वरूप, घाव भरने में तेजी आती है, त्वचा सख्त हो जाती है, त्वचा की उम्र बढ़ने के बाहरी संकेत, जैसे झुर्रियाँ, कम हो जाती हैं।

ब्लू एलईडी लाइट (415 nm): एक शक्तिशाली जीवाणुरोधी प्रभाव है, जो मुँहासे, कीटाणुनाशक के कारणों को प्रभावित करता है, सूजन को कम करता है और त्वचा को शांत करता है।

ग्रीन एलईडी लाइट (520 nm): समग्र त्वचा टोन को संरेखित करता है। यह लाली को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, रंजकता, संवेदनशील त्वचा की जलन से राहत. ग्रीन एलईडी लाइट कूपरोसिस से लड़ता है, केशिकाओं के आकार को कम करता है, रक्त के मुक्त प्रवाह में योगदान देता है।

पीला एलईडी लाइट (630 + 520 nm): ऊतकों में माइक्रोसर्कुलेशन में सुधार, लसीका जल निकासी प्रदान करता है, ठहराव और सूजन को समाप्त करता है।

सफेद प्रकाश (630 + 520 + 415 nm): सेलुलर चयापचय में तेजी लाता है, सौंदर्य प्रसाधनों के सक्रिय घटकों के गहन अवशोषण को बढ़ावा देता है।

इन्फ्रारेड (एनआईआर, 830 nm) के पास: एक गहरे स्तर पर ऊतक पुनर्जनन में तेजी लाता है, सूक्ष्म क्षति को ठीक करता है और त्वचा को शांत करता है।

डीप इन्फ्रारेड (डीआईआर, 1070 nm): कोशिकाओं की आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करता है, "अंदर से चमकने" का एक स्पष्ट प्रभाव प्रदान करता है।

विशेषताएं:
1. 7 रंग स्पेक्ट्रा: 1 डिवाइस में सौंदर्य समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला को हल करने के लिए अधिकतम रंग कवरेज।
2. दोहरी नियंत्रण प्रणाली: किसी भी स्थिति में सुविधा के लिए मास्क के माध्यम से दूरस्थ या सीधे काम करने की क्षमता।
3. वायरलेस नियंत्रण। मास्क रिमोट के लिए ब्लूटूथ कनेक्शन का समर्थन करता है, जो आपको तार का उपयोग करके रिमोट से मास्क को जोड़ने के बिना, दूरस्थ रूप से मोड को कॉन्फ़िगर और नियंत्रित करने की अनुमति देता है। यह सभी परिस्थितियों में उपयोग किए जाने पर उच्च गतिशीलता और आराम सुनिश्चित करता है।
4. मैनुअल सेटअप मोड। अनुकूलित कार्यक्रम बनाना: आप रंगों के अनुक्रम और प्रत्येक स्पेक्ट्रम के ऑपरेटिंग समय का निर्धारण करते हैं।
5. 3 डी - मास्क का आकार शारीरिक रूप से चेहरे को दोहराता है, जो एक तंग फिट सुनिश्चित करता है।
6. स्मार्ट टाइमर: सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए स्वचालित रूप से सत्र को 15 मिनट में समाप्त करें।
7. आवाज संगत। डिवाइस ने 2 भाषाओं (रूसी और अंग्रेजी) में मोड और ब्लूटूथ कनेक्शन का चयन किया। यह फ़ंक्शन वैकल्पिक है, आवाज सेटिंग्स को बंद किया जा सकता है।
8. मेमोरी फ़ंक्शन: नियमित उपयोग के साथ समय बचाने के लिए मैन्युअल रूप से नवीनतम सेटिंग्स को सहेजना।
9. गहरी पैठ के लिए 2 आईआर प्रकाश। एलईडी मास्क 3.0 अवरक्त विकिरण (830 nm और 1070 nm) के दो स्पेक्ट्रा से लैस है। यह आपको डर्मिस की गहरी परतों में कायाकल्प प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देता है, जो पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधन और मानक फोटोथेरेपी के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

ऑपरेटिंग निर्देश:
एलईडी मास्क 3.0 में एक दोहरी नियंत्रण प्रणाली है:
1. मास्क के आवरण पर नियंत्रक के माध्यम से।
2. रिमोट कंट्रोल पैनल।

अंतर्निहित नियंत्रक का उपयोग करके नियंत्रण जब अंतर्निहित नियंत्रक के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, तो मुखौटा केवल स्वचालित रूप से काम कर सकता है।



1. मास्क को चालू और बंद करने के लिए 2 सेकंड के लिए बटन दबाएं। ये ऑपरेशन एक लंबी बीप के साथ हैं।
2. मास्क रोशनी स्विच करने के लिए बटन को संक्षेप में दबाएं।
3. ब्लूटूथ फ़ंक्शन को चालू करने और नियंत्रण कक्ष से कनेक्ट करने के लिए 5 सेकंड के लिए बटन दबाएं। मास्क को रिमोट से जोड़ने के बाद, मास्क नियंत्रक पर संकेतक नीले रंग में हल्का हो जाएगा।



4. प्रकाश तीव्रता के स्तर को बढ़ाने के लिए बटन को संक्षेप में दबाएं।
5. आवाज भाषा का चयन करने के लिए बटन दबाएं: अंग्रेजी या रूसी।



6. प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए बटन को संक्षेप में दबाएं।
7. वॉयसओवर को चालू या बंद करने के लिए बटन दबाएं।

रिमोट का उपयोग करके नियंत्रित करने के लिए, आपको पहले कंट्रोलर का उपयोग करके मास्क चालू करना होगा, फिर रिमोट चालू करना होगा, कंट्रोल पैनल से कनेक्ट करने के लिए मास्क की प्रतीक्षा करें। एक सफल कनेक्शन के बाद, बीप ध्वनि होगी "ब्लूटूथ जुड़ा हुआ है / ब्लूटूथ जुड़ा हुआ है।



1. बटन के लंबे समय तक दबाने के साथ, मास्क चालू करें।
2. बटन पर एक छोटा प्रेस आपको मास्क नियंत्रण मोड का चयन करने की अनुमति देता है:
स्वचालित (1 प्रकाश पूरे सत्र में काम करता है, उपयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया के लिए एक रंग निर्धारित करता है) या मैनुअल (उपयोगकर्ता वांछित रंग की अवधि और तीव्रता का निर्धारण करते हुए रंग परिवर्तन सेट करता है)।
3. लंबे समय तक दबाने से मास्क बंद हो जाता है।



4. एक छोटा प्रेस चयनित सेटिंग्स की पुष्टि करता है: एक्सपोज़र और समय की तीव्रता।
5. मैनुअल कंट्रोल मोड में सभी सेटिंग्स सेट करने के बाद डबल दबाने से मास्क शुरू होता है।
6. सत्र के दौरान एक छोटा प्रेस प्रक्रिया को विराम देता है। बार-बार लघु प्रेस बाधित सत्र को फिर से शुरू करता है। विराम के दौरान, स्क्रीन फ़्लिकर।
7. मैनुअल मोड में, मैन्युअल मोड पर स्विच करने के बाद लंबे समय तक दबाने से आप प्रीसेट सेटिंग्स (अंतिम सेट सेटिंग्स) को रीसेट कर सकते हैं।



8. बटन का एक छोटा प्रेस आपको वांछित प्रकाश पर जाने की अनुमति देता है: डाउन बटन अगले प्रकार के प्रकाश पर स्विच करेगा; अप बटन आपको पिछली प्रकाश सेटिंग्स पर वापस कर देगा।



9. मैनुअल मोड में, वृद्धि बटन पर एक छोटा प्रेस तीव्रता के स्तर और सत्र समय में वृद्धि होगी, कमी बटन दबाने से उन्हें कम कर दिया जाएगा।

10. स्वचालित मोड में, वृद्धि बटन पर एक छोटा प्रेस प्रभाव की तीव्रता को बढ़ाएगा, कमी बटन दबाने से तीव्रता का स्तर कम हो जाएगा।

कैसे उपयोग करें:
1. सत्र से पहले चेहरे की त्वचा को साफ करें: मेकअप हटा दें, देखभाल उत्पादों को लागू न करें।
2. नियंत्रक का उपयोग करके मास्क चालू करें।
3. मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं ताकि यह उसके लिए कसकर फिट हो जाए।
4. वेल्क्रो को पीछे से कनेक्ट करें और जकड़ें ताकि मास्क आप पर आराम से बैठे।

स्वचालित नियंत्रण मोड
5. आप सीधे मास्क के माध्यम से और नियंत्रण कक्ष का उपयोग करके स्वचालित मोड को नियंत्रित कर सकते हैं।

मास्क के माध्यम से सीधे नियंत्रित करने के लिए
6. इसे नियंत्रक पर चालू / बंद बटन पर एक लंबे प्रेस के साथ सक्षम करें।
7. एक ही बटन (ऑन / ऑफ / स्विच मोड) पर एक छोटे प्रेस के साथ, वांछित प्रकार के प्रकाश का चयन करें।
8. बटन की मदद से वृद्धि और कमी प्रकाश तीव्रता के वांछित स्तर को निर्धारित करती है।

9. सत्र स्वचालित रूप से शुरू होगा, काम की शुरुआत की पुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
10. 15 मिनट का स्मार्ट टाइमर कार्यक्रम को पूरा करेगा।

नियंत्रण कक्ष के साथ स्थापित करने के लिए
11. रिमोट के साथ मास्क का ब्लूटूथ कनेक्शन स्थापित करना आवश्यक है। मास्क चालू करने के बाद, नियंत्रण कक्ष चालू करें और ध्वनि संकेत की प्रतीक्षा करें।
12. नियंत्रण कक्ष पर, स्वचालित नियंत्रण मोड पहले स्विच किया जाता है। जांचें कि अक्षर A स्क्रीन के निचले कोने में दिखाई देगा।
13. आप जो प्रकाश चाहते हैं उसे चुनें।
14. 1 से 3 तक तीव्रता स्तर समायोजित करें।
15. स्मार्ट टाइमर उलटी गिनती चलाकर मास्क स्वचालित रूप से काम करना शुरू कर देगा।
16. 15 मिनट के बाद, मुखौटा अपने आप बंद हो जाएगा।

मैनुअल नियंत्रण मोड
17. नियंत्रक के साथ मास्क को सक्रिय करें।
18. मैनुअल मोड को केवल नियंत्रण कक्ष का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए नियंत्रण कक्ष के साथ ब्लूटूथ मास्क कनेक्शन स्थापित करना महत्वपूर्ण है। मास्क चालू करने के बाद, नियंत्रण कक्ष चालू करें और ध्वनि संकेत की प्रतीक्षा करें।
19. नियंत्रण कक्ष पर, मैनुअल नियंत्रण मोड का चयन करें। स्क्रीन पर, पत्र एम प्रकाश होगा।
20. आप रोशनी का वांछित संयोजन सेट कर सकते हैं, उनकी अवधि की तीव्रता और समय निर्धारित कर सकते हैं।
21. सबसे पहले समायोजित करने के लिए एक लाल एलईडी प्रकाश है। आप तीव्रता के स्तर से स्थापित करना शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन पर तीव्रता स्तर पदनाम चमक रहा है। +/- बटन का उपयोग करके, वांछित स्तर का चयन करें। स्टार्ट/पॉज बटन दबाकर इसकी पुष्टि करें।
22. फिर आप इस प्रकाश के संचालन का समय चुन सकते हैं। प्रकाश के ऑपरेटिंग समय को बढ़ाने और छोटा करने के लिए +/- कुंजियों का उपयोग करें। प्रारंभ / विराम बटन दबाकर इस सेटिंग की पुष्टि करें।
23. आप अगले रंग को इसी तरह से सेट करना शुरू कर सकते हैं (ब्लू -> पीला -> हरा -> सफेद -> इन्फ्रारेड के पास -> डीप इन्फ्रारेड)।
24. यदि आप किसी भी रंग को छोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए शून्य ऑपरेटिंग समय सेट करें या वी / Λ बटन (रंग स्विचिंग बटन) का उपयोग करके अगली रोशनी में जाकर इसे छोड़ दें।
25. Λ बटन (रंग स्विचिंग बटन) के साथ, आप पिछली रोशनी में वापस जा सकते हैं और इसके संचालन की चमक और समय को समायोजित कर सकते हैं।
26. मैनुअल कंट्रोल मोड में, एलईडी मास्क 3.0 एक मेमोरी फ़ंक्शन प्रदान करता है। नियंत्रण कक्ष पर मैनुअल सेटिंग पर स्विच करने के बाद प्रारंभ / विराम बटन का लंबे समय तक दबाने से रोशनी का पूर्व निर्धारित संयोजन रीसेट हो जाएगा।
27. एक फोटोथेरेपी सत्र के बाद, देखभाल और मॉइस्चराइज़र लागू करने की सिफारिश की जाती है।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार चक्र
एसीएन	शुरुआती और संवेदनशील त्वचा: सुबह में नीली एलईडी लाइट; शाम को लाल एलईडी लाइट (सोने से एक घंटे पहले)। अनुभवी उपयोगकर्ता और अन्य प्रकार की त्वचा: सुबह या दिन। ब्लू एलईडी लाइट मेलाटोनिन उत्पादन को दबाती है और नींद के पैटर्न को बदल सकती है।	शुरुआती और संवेदनशील त्वचा: नीली एलईडी लाइट - एक दिन में 15 मिनट; लाल एलईडी लाइट - हर दूसरे दिन 15 मिनट। इस विकल्प को दोहराएं। अनुभवी उपयोगकर्ताओं और अन्य प्रकार की त्वचा, 1 सत्र के भीतर: नीली एलईडी लाइट - 7 मिनट; लाल एलईडी लाइट - 7 मिनट।	सप्ताह में 3-4 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 4-6 सप्ताह ब्रेक: 2 सप्ताह पाठ्यक्रम को दोहराना या किसी अन्य समस्या पर एक नया कोर्स शुरू करना संभव है।
पोस्ट-एक्ने के निशान	लाल एलईडी प्रकाश - शाम (सोने से एक घंटे पहले) दिन के समय की परवाह किए बिना अन्य रंग	निशान: लाल एलईडी प्रकाश - 7 मिनट; निकट अवरक्त प्रकाश - 7 मिनट। लाल धब्बे: पीला एलईडी प्रकाश - 7 मिनट; हरा एलईडी प्रकाश - 7 मिनट।	निशान: सप्ताह में 3 बार लाल धब्बे: सप्ताह में 3 बार	निशान: उपचार पाठ्यक्रम - 12 सप्ताह; तोड़ - 4-6 सप्ताह। पाठ्यक्रम को दोहराएं या किसी अन्य चिंता के लिए एक नया कोर्स शुरू करें। लाल धब्बे: उपचार पाठ्यक्रम - 6-8 सप्ताह; तोड़ - 4 सप्ताह। पाठ्यक्रम को दोहराएं या किसी अन्य चिंता के लिए एक नया कोर्स शुरू करें।
बढ़े हुए छिद्र / तेल की चमक	सुबह / दिन (क्योंकि नीली एलईडी लाइट मेलाटोनिन उत्पादन को दबाती है, नींद के पैटर्न को बदल सकती है)	नीला - 7 मिनट लाल - 7 मिनट	सप्ताह में 3-4 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 6-8 सप्ताह तोड़ें: 3 सप्ताह पाठ्यक्रम को दोहराना या किसी अन्य समस्या पर एक नया कोर्स शुरू करना संभव है।
पिग्मेंटेशन	जो भी दिन का समय हो।	पीला एलईडी लाइट - 7 मिनट ग्रीन एलईडी लाइट - 7 मिनट	सप्ताह में 3-4 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 8-12 सप्ताह ब्रेक: 4-6 सप्ताह पाठ्यक्रम को दोहराना या किसी अन्य समस्या पर एक नया पाठ्यक्रम शुरू करना संभव है।
त्वचा फ्लेकिंग / तंग त्वचा की भावना	शाम (सोने से एक घंटे पहले)	लाल एलईडी लाइट - 5-7 मिनट निकट अवरक्त प्रकाश - 5-7 मिनट	सप्ताह में 3-4 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 6 सप्ताह ब्रेक: 4 सप्ताह पाठ्यक्रम को दोहराना या किसी अन्य समस्या पर एक नया कोर्स शुरू करना संभव है
रोसेसिया	लाल एलईडी प्रकाश - शाम (सोने से एक घंटे पहले) दिन के समय की परवाह किए बिना अन्य रंग	पीला एलईडी लाइट - एक दिन में 15 मिनट; लाल एलईडी लाइट - हर दूसरे दिन 10 मिनट, साथ ही निकट अवरक्त प्रकाश - हर दूसरे दिन 5 मिनट। इस विकल्प को दोहराएं।	सप्ताह में 3-4 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 8-12 सप्ताह ब्रेक: 4 सप्ताह पाठ्यक्रम को दोहराना या किसी अन्य समस्या पर एक नया कोर्स शुरू करना संभव है।
कूपरोस	जो भी दिन का समय हो।	ग्रीन एलईडी लाइट - 15 मिनट	सप्ताह में 2 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 8-12 सप्ताह ब्रेक: 4 सप्ताह पाठ्यक्रम को दोहराना या किसी अन्य समस्या पर एक नया कोर्स शुरू करना संभव है।

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार चक्र
झुर्रियाँ	शाम (सोने से एक घंटे पहले)	लाल एलईडी प्रकाश - 7 मिनट निकट अवरक्त प्रकाश - 7 मिनट	सप्ताह में 3 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 8-12 सप्ताह ब्रेक: 4 सप्ताह पाठ्यक्रम को दोहराना या किसी अन्य समस्या पर एक नया कोर्स शुरू करना संभव है।
सुस्त जटिलता	लाल एलईडी लाइट - शाम (सोने से एक घंटे पहले) दिन के समय की परवाह किए बिना पीला एलईडी लाइट	लाल एलईडी लाइट - 15 मिनट (एक दिन) पीला एलईडी लाइट - 15 मिनट (हर दूसरे दिन) वैकल्पिक इन उपचारों।	सप्ताह में 3-4 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 6-8 सप्ताह ब्रेक: 3-4 सप्ताह पाठ्यक्रम को दोहराना या किसी अन्य समस्या पर एक नया कोर्स शुरू करना संभव है।
पफीनेस	जो भी दिन का समय हो।	पीला एलईडी लाइट - 15 मिनट	सप्ताह में 3-4 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 8 सप्ताह ब्रेक: 2-4 सप्ताह पाठ्यक्रम को दोहराना या किसी अन्य समस्या पर एक नया कोर्स शुरू करना संभव है।
परिपक्व त्वचा / दृढ़ता और टोन की हानि / त्वचा की शिथिलता	शाम (सोने से एक घंटे पहले)	1 सत्र 2 बार एक सप्ताह: लाल एलईडी प्रकाश - 7 मिनट निकट अवरक्त प्रकाश - 7 मिनट 1 सत्र 2 बार एक सप्ताह: गहरी आईआर - 15 मिनट 1 सप्ताह सत्र - 5 मिनट 2 सप्ताह सत्र - 10 मिनट 3 सप्ताह और आगे - 15 मिनट	सप्ताह में 4 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 8-12 सप्ताह ब्रेक: 4 सप्ताह पाठ्यक्रम को दोहराना या किसी अन्य समस्या पर एक नया कोर्स शुरू करना संभव है।
स्तर: स्तर 1 पर शुरू करें, 1 सप्ताह के लिए उपयोग करें, फिर स्तर 2 पर जाएं, 1.5 सप्ताह के लिए उपयोग करें, फिर स्तर 3 पर जाएं।				

मतभेद:
1. यदि आप ल्यूपस एरिथेमेटोसस से पीड़ित हैं, तो मास्क का उपयोग न करें, फोटोसेंसिटिव एक्जिमा या अल्बिनिज्म है। ऐसी स्थितियों में फोटोथेरेपी का उपयोग एक गंभीर त्वचा प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है।
2. यदि आप किसी भी प्रकार के प्रकाश संवेदनशीलता विकार से पीड़ित हैं (यदि आप प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं) तो मास्क का उपयोग करना मना है।
3. यदि आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो फोटोसेंसिटिविटी का कारण बनती हैं तो मास्क का उपयोग न करें। ये कुछ एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स और मूत्रवर्धक हो सकते हैं। गैजेट का उपयोग करने से पहले, अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
4. यदि आपके पास घाव हैं या फोटोथेरेपी सत्र के दौरान इस क्षेत्र से बचें तो मास्क का उपयोग न करें।
5. यदि आपने पिछले 2 हफ्तों में सनबर्न किया है तो मास्क का उपयोग न करें।
6. यदि आपके पास फिट्ज़पैट्रिक प्रकार I, V या VI त्वचा है तो मास्क का उपयोग न करें।
7. हल्के प्रेरित मिर्गी का इतिहास होने पर मास्क का उपयोग न करें।
8. मुँहासे के गंभीर रूपों के लिए उपयोग न करें।
9. डिवाइस का उपयोग शिशुओं, थायराइड रोगों वाले लोगों या थायरॉयड ग्रंथि के उपचार के लिए दवाएं लेने से मना किया जाता है।

10. अपने चार्जिंग या रखरखाव के दौरान मास्क का उपयोग न करें। चार्ज करने के दौरान, गीले हाथों से मास्क, चार्जिंग केबल, यूएसबी एडाप्टर को न छुएं।
11. यदि यह क्षतिग्रस्त है तो मास्क का उपयोग न करें। उपभोक्ताओं के दावों को स्वीकार करने के लिए निर्माता द्वारा अधिकृत संगठन से संपर्क करें।

चेतावनी:
1. मास्क का उपयोग करने से पहले संवेदनशीलता परीक्षण किया जाना चाहिए।
2. बंद करें और मास्क को हटा दें यदि यह गर्म दिखाई देता है या आपकी त्वचा अप्रिय गर्मी महसूस करती है।
3. केवल साफ त्वचा पर मास्क का उपयोग करें: मेकअप निकालें, प्रक्रिया से पहले देखभाल उत्पादों को लागू न करें। कुछ सामग्री प्रकाश संवेदनशीलता का कारण बन सकती है या उपचार के प्रभाव को कम कर सकती है।
4. मास्क का उपयोग पानी से दूर करें, डिवाइस पर पानी न लें।
5. मास्क को गर्म सतहों पर न रखें।
6. गैजेट को स्वयं संशोधित या मरम्मत करने का प्रयास न करें। यह वारंटी को शून्य कर देता है और इसके परिणामस्वरूप बिजली का झटका हो सकता है। डिवाइस में ऐसे भाग नहीं होते हैं जो स्व-सेवा के अधीन होते हैं।
7. यदि डिवाइस स्वयं, नियंत्रक, चार्जिंग प्लग या केबल क्षतिग्रस्त है तो मास्क का उपयोग न करें।
8. कनेक्ट करने से पहले, जांचें कि क्या वोल्टेज डिवाइस पर इंगित वोल्टेज से मेल खाता है।
9. उपकरण को भारी विस्फोटों के लिए उजागर न करें, ताकि लैंप को नुकसान न पहुंचे।
10. प्रकाश स्रोत को न देखें, जबकि डिवाइस नेत्र सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ऑपरेशन में है।
11. निम्नलिखित स्थितियों में मास्क का उपयोग न करें: एमआरआई, डायथर्मिया, इलेक्ट्रोकोएगुलेशन, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, 5 जी और विद्युत चुम्बकीय ट्रांसमीटर के साथ अन्य प्रणालियों के क्षेत्र में।
12. अन्य उपकरणों के करीब या इसके साथ ढेर में इस उपकरण का उपयोग करने से बचें, क्योंकि इससे खराबी हो सकती है। यदि ऐसा उपयोग आवश्यक है, तो दोनों उपकरणों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि वे ठीक से काम करें।
13. मूल कन्वर्टर्स और केबल का उपयोग करें। निर्माता द्वारा निर्दिष्ट या प्रदान किए गए सामान के अलावा अन्य सहायक उपकरण के उपयोग से विद्युत चुम्बकीय विकिरण में वृद्धि हो सकती है या इस उपकरण की प्रतिरक्षा में कमी हो सकती है, जिससे अनुचित संचालन होगा।
14. काम करने वाले रेडियो उपकरणों से 30 cm से अधिक मास्क का उपयोग न करें: वाई-फाई राउटर, मोबाइल फोन, बेबी मॉनिटर और एंटेना। शक्तिशाली रेडियो सिग्नल खराब होने या प्रक्रिया की प्रभावशीलता को कम करने के लिए एक मुखौटा पैदा कर सकते हैं।
15. एलईडी मास्क 3.0 एक व्यक्तिगत स्वच्छता आइटम है; इसे दूसरों पर पारित करने की सिफारिश नहीं की जाती है।
16. यदि मुखौटा क्षतिग्रस्त है, तो खतरे से बचने के लिए उपभोक्ताओं से दावों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत संगठन का उपयोग करना बंद करें और संपर्क करें। स्व-मरम्मत, डिस्सेप्लर, गलत उपयोग के मामले में, उपभोक्ताओं से दावों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत संगठन वारंटी दायित्वों से जारी किया जाता है।
17. मास्क का उपयोग करने के परिणामस्वरूप यदि आपको असुविधा या कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया (त्वचा लाली, खुजली, एलर्जी) महसूस होती है तो तुरंत उपयोग करना बंद करें।

बॉक्स में: 1) मुखौटा, 2) दोहरी टाइप-सी चार्जिंग केबल, 3) रिमोट कंट्रोल,
4. उपयोग के लिए निर्देश, (5) भंडारण बैग।

तकनीकी विनिर्देश:

शक्ति: 3 W

बैटरी क्षमता: 850 mAh

ऑपरेटिंग वोल्टेज: 3,7 V

आपूर्ति वोल्टेज: 5 V

स्मार्ट टाइमर: 15 min

चार्जिंग समय: 4 घंटे (मास्क), 45 मिनट (रिमोट कंट्रोल)

ऑपरेटिंग समय: • 64 मिनट (लाल एलईडी लाइट मोड) • 60 मिनट (नीले एलईडी लाइट मोड), • 55 मिनट (पीले एलईडी लाइट मोड), • 55 मिनट (ग्रीन एलईडी लाइट मोड), • 57 मिनट (सफेद प्रकाश मोड), • 93 मिनट (इन्फ्रारेड (एनआईआर) मोड के पास), • 215 मिनट (गहरी अवरक्त (डीआईआर) मोड)

मोड:
• लाल LED प्रकाश: 630 nm
• ब्लू एलईडी लाइट - तरंग दैर्ध्य 415 nm
• हरा LED प्रकाश: 520 nm
• पीला एलईडी लाइट - लाल + हरा
• सफेद प्रकाश - लाल + नीला + हरा
निकट अवरक्त प्रकाश - 830 nm
गहरा अवरक्त प्रकाश: 1070 nm

विस्तृत शक्ति (विकिरण की तीव्रता):
1 स्तर
• लाल LED प्रकाश: 10.5 mW/cm²
• नीला LED प्रकाश: 12.4 mW/cm²
• पीला LED प्रकाश: 10.4 mW/cm²
• हरा LED प्रकाश: 8.4 mW/cm²
सफ़ेद LED प्रकाश: 13.3 mW/cm²
• एनआईआरआई - 7.76 mW/cm²
डीआईआर - 3.14 mW/cm² स्तर 2
• लाल LED प्रकाश: 14.4 mW/cm²
• नीला LED प्रकाश: 18.5 mW/cm²
• पीला LED प्रकाश: 13.9 mW/cm²
• हरा LED प्रकाश: 11.2 mW/cm²
सफ़ेद LED प्रकाश: 16.9 mW/cm²
• एनआईआर - 10.49 mW/cm²
डीआईआर - 4.24 mW/cm² स्तर 3
• लाल LED प्रकाश: 17.4 mW/cm²
• नीला LED प्रकाश: 20.2 mW/cm²
• पीला LED प्रकाश: 17.6 mW/cm²
• हरा LED प्रकाश: 14.6 mW/cm²

सफ़ेद LED प्रकाश: 19.1 mW/cm²
• एनआईआरआई - 17.1 mW/cm²
• डीआईआर - 8.3 mW/cm²

ऊर्जा खुराक (ऊर्जा गहनता) 15 मिनट का सत्र:
1 स्तर
• लाल LED प्रकाश: 9.45 J/cm²
• नीला LED प्रकाश: 11.16 J/cm²
• पीला LED प्रकाश: 9.36 J/cm²
• हरा LED प्रकाश: 7.56 J/cm²
सफ़ेद LED प्रकाश: 11.97 J/cm²
• एनआईआर - 6.98 J/cm²
• डीआईआर - 2.83 J/cm² स्तर 2
• लाल LED प्रकाश: 12.96 J/cm²
• नीला LED प्रकाश: 16.65 J/cm²
• पीला LED प्रकाश: 12.51 J/cm²
• हरा LED प्रकाश: 10.08 J/cm²
सफ़ेद LED प्रकाश: 15.21 J/cm²
• एनआईआरआई - 9.44 J/cm²
• डीआईआर - 3.82 J/cm² 3 स्तर
• लाल LED प्रकाश: 15.66 J/cm²
• नीला LED प्रकाश: 18.18 J/cm²
• पीला LED प्रकाश: 15.84 J/cm²
• हरा LED प्रकाश: 13.14 J/cm²
सफ़ेद LED प्रकाश: 17.19 J/cm²
• एनआईआरआई - 15.39 J/cm²
• डीआईआर - 7.47 J/cm²

आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - गर्दन और डिकॉलेट के लिए फोटोथेरेपी

परिसंचरण में सुधार

रंजकता को कम करता है

यहां तक कि त्वचा टोन

चिकनी झुर्रियों

चिंताएं: रंजकता, मुँहासे, कूपेरोसिस, रोसैसिया, मुँहासे, त्वचा की उम्र बढ़ने के संकेत, वसामय ग्रंथियों के बढ़ते काम, पतला छिद्र, सुस्त और थकी हुई त्वचा।

सामग्री: सिलिकॉन, एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 210 g.

कार्य:
एलईडी नेक मास्क एलईडी लाइट थेरेपी के सिद्धांत पर आधारित है। एलईडी लैंप मास्क डिवाइस में बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक निश्चित रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। प्रत्येक रंग दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से मेल खाता है। विभिन्न गहराई पर त्वचा पर अभिनय करके, प्रकाश त्वचा रिसेप्टर्स द्वारा अवशोषित होता है, सेल के अंदर प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है और एक निश्चित त्वचा प्रतिक्रिया का कारण बनता है।

लाल एलईडी लाइट - यह प्रकाश दृश्य स्पेक्ट्रम के अन्य रंगों की तुलना में त्वचा को गहरा करता है। यह फाइब्रोब्लास्ट (कोलेजन को संश्लेषित करने वाली कोशिकाओं) पर कार्य करता है, जिससे त्वचा कायाकल्प और उम्र बढ़ने के संकेतों से लड़ने को बढ़ावा मिलता है।

ब्लू एलईडी लाइट में सबसे कम प्रवेश गहराई होती है और एपिडर्मिस के स्तर पर संचालित होती है। Porphyrins (मानव शरीर में पिगमेंट) नीले एलईडी प्रकाश को अवशोषित करने और त्वचा की सतह पर रहने वाले मुँहासे बैक्टीरिया को मारने, एकल ऑक्सीजन अणुओं को जारी करने में सक्षम हैं। इस प्रकार नीले एलईडी प्रकाश कीटाणुनाशक, सूजन संरचनाओं को कम करता है, मुँहासे से लड़ता है।

हरी एलईडी लाइट एपिडर्मिस और डर्मिस द्वारा अवशोषित होती है, जिससे सेलुलर प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणामों में त्वचा की बहाली और उपचार होता है। इसका उपयोग लालिमा को कम करने, संवेदनशील त्वचा की जलन को दूर करने के लिए किया जाता है। ग्रीन एलईडी लाइट कूपरोसिस से लड़ता है, केशिकाओं के आकार को कम करता है, रक्त के मुक्त प्रवाह में योगदान देता है।

पीला एलईडी लाइट (लाल + हरा) - रक्त परिसंचरण को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, त्वचा की टोन को हल्का करने में मदद करता है, रंजकता की गंभीरता को कम करता है।

मिश्रित प्रकाश (लाल + नीला + हरा = सफेद) - सौंदर्य प्रसाधनों के तेजी से और गहरे प्रवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, यह शरीर पर एक सामान्य आराम और शांत प्रभाव पड़ता है।

इन्फ्रारेड के पास - एक गहरे स्तर पर ऊतक पुनर्जनन में तेजी लाता है, सूक्ष्म क्षति को ठीक करता है और त्वचा को शांत करता है।

विशेषताएं:
1. गर्दन और गर्दन के कमजोर क्षेत्रों के संपर्क में आने के लिए अद्वितीय आकार।
2. मास्क के दोनों किनारों पर सरल लगाव।
3. एर्गोनोमिक कंट्रोल पैनल।
4. प्रकाश मोड, उच्च ऊर्जा तीव्रता में से प्रत्येक के लिए 3 तीव्रता का स्तर।
5. खाद्य सिलिकॉन मास्क का उपयोग करना सुरक्षित है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. टाइप सी केबल का उपयोग करके मास्क को कंट्रोल पैनल से कनेक्ट करें। जब तक आप विशेषता क्लिक नहीं सुनते तब तक कनेक्टर में केबल डालें।
2. डिवाइस को चालू करने के लिए 2 सेकंड के लिए नियंत्रण कक्ष पर चालू / बंद बटन दबाएं। पहली तीव्रता स्तर पर मुखौटा स्वचालित रूप से लाल एलईडी लाइट मोड में चालू हो जाएगा (संकेतक सी: आर, एल: नियंत्रण कक्ष डिस्प्ले पर 1)।
3. स्विचिंग बटन (↑/↓) पर एक छोटा प्रेस (1 सेकंड) आपको नीले एलईडी लाइट मोड (नियंत्रण कक्ष पर संकेतक सी: बी), हरे एलईडी लाइट मोड (संकेतक सी: जी), पीले एलईडी लाइट मोड (संकेतक सी: आरजी), सफेद प्रकाश मोड (संकेतक सी: आरजीबी), एनआईआर मोड (संकेतक सी: आईआर_) पर स्विच करने की अनुमति देगा।
4. लैंप के प्रकाश तीव्रता नियंत्रण बटन पर एक छोटा प्रेस (1 सेकंड) (-/ +) स्तर को 3 तक बढ़ा देगा या नियंत्रण कक्ष पर 1 स्तर (संकेतक एल: 1 (2/3) पर वापस आ जाएगा)।
5. विराम बटन पर एक छोटा प्रेस (1 सेकंड) डिवाइस को निलंबित कर देता है, इसे फिर से काम करने के लिए दबाता है।
6. डिवाइस को बंद करने के लिए 2 सेकंड के लिए नियंत्रण कक्ष पर चालू / बंद बटन दबाएं।

कैसे उपयोग करें:
पहले उपयोग से पहले, एक संवेदनशीलता परीक्षण का संचालन करें:
मास्क को अपने हाथ के अंदर रखें।
मास्क चालू करें और एक पूर्ण 15 मिनट का फोटोथेरेपी सत्र है।
यदि आप त्वचा पर असुविधा या जलन महसूस करते हैं, तो तुरंत मास्क का उपयोग करना बंद करें।
• जांच के लगभग 6 घंटे बाद प्रतीक्षा करें। यदि आपके हाथ के अंदर लाल और / या खुजली है, तो एलईडी नेक मास्क आपके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।
1. रिमोट कंट्रोल को मास्क से कनेक्ट करें।
2. मास्क को अपनी गर्दन के चारों ओर लगाएं।
3. मास्क चालू करें, प्रकाश के वांछित मोड और इसकी तीव्रता स्तर का चयन करें।
4. फोटोथेरेपी प्रक्रिया का आनंद लें। प्रत्येक प्रकाश मोड 15 मिनट के लिए काम करता है, जिसके बाद रिमोट स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। मोड बदलते समय टाइमर फिर से शुरू होता है। फोटोथेरेपी करते समय, सावधानीपूर्वक निगरानी करें कि प्रक्रिया का कुल समय (एक सत्र में कई मोड का उपयोग करते समय) 15 मिनट से अधिक नहीं है।
5. एलईडी लाइट थेरेपी के पूरा होने पर, अपने देखभाल उत्पाद का उपयोग करें: सीरम या क्रीम, एलईडी मास्क लगाने के बाद, त्वचा की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
6. कम से कम 4 सप्ताह के लिए सप्ताह में नियमित रूप से 3-4 बार मास्क का उपयोग करें।
7. वांछित प्रभाव प्राप्त करने के बाद, प्रति सप्ताह 1-2 प्रक्रियाएं की जा सकती हैं।

मतभेद:
1. गर्दन और डिकोलेट के लिए एलईडी फोटोथेरेपी मास्क घरेलू उपयोग के लिए एक उपकरण है। इसका उपयोग केवल इस उपयोगकर्ता पुस्तिका में वर्णित के रूप में करें। अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग न करें, क्योंकि यह उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकता है या शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है।
2. यदि मुखौटा क्षतिग्रस्त है, तो खतरे से बचने के लिए उपभोक्ताओं से दावों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत संगठन का उपयोग करना बंद करें और संपर्क करें। स्व-मरम्मत, डिस्सेप्लर, गलत उपयोग के मामले में, उपभोक्ताओं से दावों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत संगठन वारंटी दायित्वों से जारी किया जाता है।
3. चार्ज करते समय मास्क का उपयोग करने से मना किया जाता है। चार्ज करने के दौरान, गीले हाथों से मास्क, चार्जिंग केबल, यूएसबी एडाप्टर को न छुएं।
4. मास्क का उपयोग करने के परिणामस्वरूप यदि आपको असुविधा या कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया (त्वचा लाली, खुजली, एलर्जी) महसूस होती है तो तुरंत उपयोग करना बंद करें।
5. मिर्गी से पीड़ित लोगों, थायराइड रोगों वाले लोगों या थायरॉयड ग्रंथि के उपचार के लिए दवाएं लेने के लिए डिवाइस का उपयोग करना मना है।
6. क्षतिग्रस्त, घायल त्वचा या पोस्टऑपरेटिव घावों वाले उपभोक्ताओं को मास्क का उपयोग करने से मना किया गया है।

चेतावनी:
1. डिवाइस केवल घरेलू उपयोग के लिए है।
2. चार्ज करते समय मास्क का उपयोग न करें।
3. पानी को सतह में या डिवाइस के आवास के अंदर प्रवेश करने की अनुमति न दें।
4. एक खुली गर्मी स्रोत के पास उपकरण का उपयोग न करें।
5. डिवाइस की सफाई और रखरखाव के दौरान, बिजली बंद कर दें।

बॉक्स में: (1) फोटोथेरेपी मास्क, (2) कंट्रोल पैनल, (3) कंट्रोल पैनल को मास्क से जोड़ने के लिए Type-C केबल, (4) USB Type-C चार्जिंग केबल, (5) रखने का पाउच, (6) उपयोग के निर्देश, (7) मास्क लगाने के लिए 2 पट्टियाँ।

तकनीकी विनिर्देश:
चार्ज समय: 2 घंटे काम का समय: 60 मिनट स्मार्ट टाइमर: 15 मिनट (स्वचालित मोड)
मोड:
• **लाल LED प्रकाश:** 630 nm
• ब्लू एलईडी लाइट - तरंग दैर्ध्य 415 nm
• **हरा LED प्रकाश:** 525 nm
• पीला एलईडी लाइट - लाल + हरा
• मिश्रित प्रकाश (सफेद) - लाल + नीला + हरा
निकट अवरक्त प्रकाश - तरंग दैर्ध्य 830 nm

विस्तृत शक्ति (विकिरण की तीव्रता):
1 स्तर
• **लाल LED प्रकाश:** 7.755 mW/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 16.6 mW/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 12.214 mW/cm²
पीला LED प्रकाश: 16.069 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 30.211 mW/cm²
• निकट अवरक्त प्रकाश: 6.2 mW/cm²

2 स्तर
• **लाल LED प्रकाश:** 16.562 mW/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 23.34 mW/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 15.710 mW/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 26.597 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 33.950 mW/cm²
निकट अवरक्त प्रकाश - 11.9 mW/cm² स्तर 3
• **लाल LED प्रकाश:** 22.896 mW/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 29.57 mW/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 25.895 mW/cm²
पीला LED प्रकाश: 30.697 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 38.154 mW/cm²
निकट अवरक्त प्रकाश - 19.54 mW/cm²

ऊर्जा खुराक (ऊर्जा गहनता) 15 मिनट का सत्र
1 स्तर
लाल LED प्रकाश: 7.755 J/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 17.928 J/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 12.214 J/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 16.069 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 30.211 J/cm²
निकट अवरक्त प्रकाश - 6.20 J/cm² स्तर 2
• **लाल LED प्रकाश:** 16.562 J/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 33.240 J/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 15.710 J/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 26.597 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 33.950 J/cm²
निकट अवरक्त प्रकाश - 11.9 J/cm² स्तर 3
• **लाल LED प्रकाश:** 22.896 J/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 50.627 J/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 25.895 J/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 30.697 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 38.154 J/cm²
• निकट अवरक्त प्रकाश -19.54 J/cm²

जल प्रतिरोध: IP22



LED PATCHES - लक्षित एलईडी स्किनकेयर पैच

तेजी से सूजन को शांत करता है

चमकदार रंजकता

लक्षित उठाने

दृढ़ता में सुधार

चिंताएं: स्थानीय सूजन और मुँहासे, एलर्जी त्वचा प्रतिक्रियाएं, मामूली खामियां, तेल असंतुलन, विशिष्ट क्षेत्रों में उम्र से संबंधित परिवर्तन (शिकन, क्रीज), वर्णक धब्बे।

सामग्री: पीसी प्लास्टिक, सिलिकॉन।

वज़न: 23.4g (मामला), 2.78g (पैच)।

कार्य:

फोटोथेरेपी (एलईडी) विभिन्न लंबाई की हल्की तरंगों के संपर्क में आने की एक विधि है जो त्वचा की एक निश्चित गहराई तक प्रवेश करती है और कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होती है, जिससे प्राकृतिक पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू होती है।

लाल एलईडी लाइट (630 nm): कोशिकाओं में चयापचय प्रक्रियाओं को उत्तेजित करता है, गहरी वसूली को बढ़ावा देता है, त्वचा की बनावट में सुधार करता है और वर्णक स्पॉट को रोशन करता है।

ब्लू एलईडी लाइट (415 nm): तैलीय त्वचा के संतुलन को सामान्य करता है, सावधानीपूर्वक सफाई को बढ़ावा देता है और इसे शांत करता है।

पैच एक एकल संयुक्त मोड में काम करते हैं जो एक साथ जीवाणुरोधी और एंटी-एजिंग प्रभावों के लिए दो प्रकाश स्पेक्ट्रम को जोड़ती है।

यूवीसी - विकिरण (275 nm) मामले में: पैच को निष्फल करने के लिए विशेष रूप से एक बंद मामले के अंदर उपयोग किया जाता है। विकिरण बैक्टीरिया और वायरस के डीएनए और आरएनए को नष्ट कर देता है, यह सुनिश्चित करता है कि पैच का अगला उपयोग त्वचा के लिए बिल्कुल सुरक्षित होगा।

विशेषताएं:
1. लक्षित उपचार: कॉम्पैक्ट आकार आपको उपचार की आवश्यकता वाले क्षेत्र (एक दाना, क्रीज या वर्णक स्थान) को ठीक से पैच संलग्न करने देता है।
2. मुक्त हाथ: पैच को विशेष हाइपोएलर्जेनिक वेल्क्रो (32 टुकड़ों में शामिल) के साथ त्वचा पर सुरक्षित रूप से तय किया जाता है, जिससे आप सत्र के दौरान अपने व्यवसाय के बारे में जा सकते हैं।
3. स्वचालित नसबंदी: पैच के साथ एक बंद मामला स्वचालित रूप से यूवीसी कीटाणुशोधन के 1 मिनट के चक्र को ट्रिगर करता है, प्रत्येक उपयोग के साथ त्वचा पैच की सुरक्षा की गारंटी देता है।
4. स्मार्ट टाइमर: सत्र ठीक 10 मिनट तक रहता है, जिसके बाद पैच अपने आप बंद हो जाता है।
5. स्वायत्तता: मामले का पूरा चार्ज पैच के 10 पूर्ण शुल्क के लिए पर्याप्त है, और एक पैच लगातार 60 मिनट तक काम कर सकता है।

6. डबल दक्षता: चार्जिंग मामले में 2 स्वतंत्र पैच प्रदान किए जाते हैं। आप उन्हें चेहरे के विभिन्न समस्या क्षेत्रों (उदाहरण के लिए, सममित झुर्रियों या कई सूजन पर) पर एक साथ उपयोग कर सकते हैं, आधे में प्रक्रिया का समय कम कर सकते हैं। या उन्हें वैकल्पिक: जबकि एक पैच चार्ज और कीटाणुरहित है, दूसरा पूरी तरह से जाने के लिए तैयार है, निरंतर देखभाल प्रदान करता है।
7. पोर्टेबिलिटी: स्टोर करें और जाने पर पैच चार्ज करें। एक कॉम्पैक्ट बंद मामला बैग में उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उन्हें बाहरी क्षति से बचाता है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. चार्जिंग केस से किसी भी पैच को हटा दें।
2. चिपकने वाला पैच वेल्क्रो लें और इसे डिवाइस के पीछे चिपका दें।
3. वेल्क्रो से सुरक्षात्मक फिल्म निकालें और उपचार स्थल पर साफ त्वचा पर पैच लागू करें। त्वचा को पकड़ने के लिए दबाएं।
4. सक्षम करने के लिए पैच के सामने की ओर बटन दबाएं।
5. डिवाइस 10 मिनट के बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा (या शटडाउन को मजबूर करने के लिए फिर से बटन दबाएं)।
6. सत्र समाप्त होने के बाद, उपयोग किए गए वेल्क्रो को हटा दें और फेंक दें।
7. वापस का सामना करना पड़ बटन और चार्ज और स्वत: कीटाणुशोधन के लिए नीचे का सामना करना पड़ संपर्कों चार्ज के साथ वायरलेस मामले के लिए पैच लौटें। एक हरा संकेतक सही कनेक्शन की पुष्टि करता है।

कैसे उपयोग करें:
1. संवेदनशीलता परीक्षण। महत्वपूर्ण: प्रक्रिया से पहले एक परीक्षण किया जाना चाहिए। 10 मिनट के लिए अपने अग्रभाग के अंदर स्विच-ऑन पैच रखें। यदि गर्मी या असुविधा है, तो तुरंत डिवाइस को हटा दें। 6 घंटे के बाद प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करें। यदि त्वचा लाल या खुजली वाली है, तो पैच का उपयोग करना आपके लिए सही नहीं है।
2. दैनिक उपयोग: सत्र से पहले त्वचा को साफ करें। देखभाल उत्पादों को लागू न करें।
3. पैच को समस्या क्षेत्र में सुरक्षित करें और इसे चालू करें।
4. एक सत्र में एक क्षेत्र पर 10 मिनट की सीमा से अधिक की सिफारिश नहीं की जाती है।
5. काम पूरा होने पर, अपनी सामान्य देखभाल या मॉइस्चराइज़र लागू करें।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

एलईडी देखभाल में NOVICKS के लिए: वांछित प्रभाव प्राप्त करने तक समस्या क्षेत्र पर हर दूसरे दिन पैच का उपयोग करें।

अनुभव उपयोगकर्ताओं के लिए: प्रभाव प्राप्त होने तक समस्या क्षेत्र पर प्रति दिन 1 समय का उपयोग करें।

मतभेद:
1. प्रकाश संवेदनशीलता में वृद्धि: यदि आप उन बीमारियों से पीड़ित हैं जो प्रकाश के प्रति अतिसंवेदनशीलता का कारण बनती हैं (उदाहरण के लिए, ल्यूपस एरिथेमेटोसस या फोटोडर्मेटोसिस) तो डिवाइस का उपयोग करने से मना किया जाता है।
2. विशिष्ट दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन: यदि आप दवाएं ले रहे हैं या सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो आप पैच लागू नहीं कर सकते हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। इनमें रेटिनोइड्स, कुछ एंटीबायोटिक्स और साइट्रस आवश्यक तेल शामिल हैं।
3. त्वचा के घाव: खुले घावों या गहरी कटौती वाले क्षेत्रों में उपयोग से बचें।
4. प्रक्रिया की असहिष्णुता: डिवाइस आपके लिए उपयुक्त नहीं है यदि, अग्रभाग पर प्रारंभिक परीक्षण के बाद, त्वचा लाल हो जाती है या खुजली शुरू हो जाती है।

सावधानियां:
1. सूखे हाथ: डिवाइस का उपयोग करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके हाथ पूरी तरह से सूखे हैं।
2. दृष्टि संरक्षण: पैच चालू होने पर लंबे समय तक सीधे प्रकाश स्रोत को न देखें।
3. असुविधा बंद करो: यदि आप प्रक्रिया के दौरान परेशान महसूस करते हैं तो तुरंत उपयोग करना बंद करें।
4. नमी संरक्षण: पैच निविड़ अंधकार नहीं हैं। उन्हें पानी से न धोएं या नम वातावरण (जैसे बाथरूम) में उनका उपयोग न करें।
5. सुरक्षित चार्जिंग: लंबे समय तक नेटवर्क से जुड़े चार्जिंग केस को न छोड़ें। 100% चार्ज तक पहुंचने के तुरंत बाद इसे बंद कर दें। सॉकेट से कनेक्ट होने पर डिवाइस का उपयोग न करें।
6. सफाई: प्रत्येक उपयोग के बाद, धीरे से एक नरम लिंट-मुक्त कपड़े के साथ पैच की कामकाजी सतह को मिटा दें। आक्रामक कीटाणुनाशक या ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग न करें।

बॉक्स में: (1) चार्ज मामले x1, 2) पैच x2, 3) वेल्क्रो के पैच x32 फिक्सिंग के लिए,
4. दोहरी प्रकार सी चार्ज केबल x1, 5) उपयोग के लिए निर्देश x1।

तकनीकी विनिर्देश:

आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): 35x58x20 mm (मामला), 21x21x5 mm (पैच)

शक्ति का स्रोत: लिथियम-आयन बैटरी

ऑपरेटिंग वोल्टेज: 3,6 V

आपूर्ति वोल्टेज: 5 V

शक्ति: 0,09 W

बैटरी क्षमता: 200 mAh (मामला), 18 mAh (पैच)

चार्जिंग समय: 1,5 h

स्मार्ट टाइमर: 10 min

अधिकतम तारहित ऑपरेटिंग समय: 10 पूर्ण पैच शुल्क (1 मामले के आरोप से), निरंतर संचालन के 60 मिनट (1 पैच)

एलईडी गिनती: पैच में 1 दीपक

तरंगों की लंबाई:
• मिश्रित: लाल 630 nm + नीला 415 nm
मामले समारोह: स्वचालित यूवीसी कीटाणुशोधन - 275 nm

विकिरण की तीव्रता:
• मिश्रित स्पेक्ट्रम - 36.36 mW/cm²



LED SET - चेहरे, गर्दन और डीकोलेट के लिए फोटोथेरेपी

रंग में सुधार

चिकनी झुर्रियों

मुँहासे और पोस्ट-मुँहासे के निशान को कम करता है

परिसंचरण में सुधार

रंजकता को कम करता है

चिंताएं: त्वचा की उम्र बढ़ने, फ़ोटोग्राफ़िंग, रंजकता और हाइपरपिग्मेंटेशन की अभिव्यक्ति, मुँहासे, पोस्टकेन, कूपेरोसिस, रोसैसिया और अन्य संवहनी घावों के दृश्य संकेत।

सामग्री: सिलिकॉन, एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 380 g ग्राम (फेस मास्क) + 210 g ग्राम (गर्दन मास्क)।

कार्य:
एलईडी सेट एलईडी प्रकाश चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित है। एलईडी लैंप मास्क डिवाइस में बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक निश्चित रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। प्रत्येक रंग दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से मेल खाता है। विभिन्न गहराई पर त्वचा पर अभिनय करके, प्रकाश त्वचा रिसेप्टर्स द्वारा अवशोषित होता है, सेल के अंदर प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है और एक निश्चित त्वचा प्रतिक्रिया का कारण बनता है।

लाल एलईडी लाइट, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होने के कारण, प्रस्तुत सभी रोशनी की तुलना में त्वचा में गहराई से प्रवेश करती है। यह फाइब्रोब्लास्ट पर कार्य करता है, जो कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करता है और जिससे त्वचा का उत्थान होता है। लाल एलईडी प्रकाश के साथ चिकित्सा के परिणामस्वरूप, घाव भरने में तेजी आती है, त्वचा सख्त हो जाती है, झुर्रियों जैसे त्वचा की उम्र बढ़ने के बाहरी संकेत कम हो जाते हैं।

ब्लू एलईडी लाइट में दृश्यमान स्पेक्ट्रम के सभी रंगों की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है। यह एपिडर्मिस के स्तर पर काम करता है, जिसमें रोगाणुरोधी प्रभाव होता है। Porphyrins (हमारे शरीर में पिगमेंट) नीले एलईडी प्रकाश को अवशोषित करने और त्वचा की सतह पर रहने वाले मुँहासे बैक्टीरिया को मारने, एकल ऑक्सीजन अणुओं को जारी करने में सक्षम हैं। इस प्रकार नीले एलईडी प्रकाश कीटाणुनाशक, सूजन संरचनाओं को कम करता है, मुँहासे से लड़ता है।

हरी एलईडी लाइट एपिडर्मिस और डर्मिस द्वारा अवशोषित होती है, जिससे सेलुलर प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणामों में त्वचा की बहाली और उपचार होता है। इसका उपयोग लालिमा को कम करने, संवेदनशील त्वचा की जलन को दूर करने के लिए किया जाता है। ग्रीन एलईडी लाइट कूपरोसिस से लड़ता है, केशिकाओं के आकार को कम करता है, रक्त के मुक्त प्रवाह में योगदान देता है।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:
पीला एलईडी लाइट (लाल + हरा) - रक्त परिसंचरण को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, त्वचा की टोन को हल्का करने में मदद करता है, रंजकता की गंभीरता को कम करता है। मिश्रित प्रकाश (लाल + नीला + हरा = सफेद) - सौंदर्य प्रसाधनों के तेजी से और गहरे प्रवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, यह शरीर पर एक सामान्य आराम और शांत प्रभाव पड़ता है।

विशेषताएं:
1. मास्क एक्सपोजर ज़ोन: 2 मास्क 3 क्षेत्रों को कवर करते हैं जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है।
2. एकल रिमोट कंट्रोल: दोनों मास्क 1 रिमोट कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।
3. बहुआयामी उपयोग: मास्क का उपयोग एक सेट (2 एक साथ) और अलग से किया जा सकता है
4. मैनुअल नियंत्रण मोड आपको मास्क के व्यक्तिगत सत्र को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है।
5. मास्क की सामग्री खाद्य सिलिकॉन है: यह त्वचा के लिए सुरक्षित है, जलन का कारण नहीं है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. एक प्रकार सी केबल का उपयोग कर नियंत्रण कक्ष के लिए मास्क कनेक्ट करें। प्रत्येक केबल आउटपुट को मास्क कनेक्टर में तब तक डालें जब तक कि आप विशेषता क्लिक न सुनें।
2. डिवाइस को चालू करने के लिए 2 सेकंड के लिए नियंत्रण कक्ष पर चालू / बंद बटन दबाएं।
3. स्विचिंग बटन (↑ / ↓) पर एक छोटा प्रेस (1 सेकंड) आपको नीले एलईडी लाइट मोड (संकेतक पैनल पर सी: बी), हरे एलईडी लाइट मोड (संकेतक सी: जी), पीले एलईडी लाइट मोड (संकेतक सी: आरजी), सफेद प्रकाश मोड (संकेतक सी: आरजीबी) पर स्विच करने की अनुमति देगा।
4. लैंप के प्रकाश तीव्रता नियंत्रण बटन पर एक छोटा प्रेस (1 सेकंड) (-/ +) स्तर को 3 तक बढ़ा देगा या नियंत्रण कक्ष पर 1 स्तर (संकेतक एल: 1 (2/3) पर वापस आ जाएगा)।
5. विराम बटन पर एक छोटा प्रेस (1 सेकंड) उपकरणों के संचालन को निलंबित कर देता है, उन्हें फिर से काम करने के लिए वापस कर देता है।
6. मास्क बंद करने के लिए 2 सेकंड के लिए नियंत्रण कक्ष पर चालू / बंद बटन दबाएं।

कैसे उपयोग करें:
1. मास्क के पहले उपयोग से पहले, निर्देशों के अनुसार "संवेदनशीलता परीक्षण" का संचालन करें।
2. रिमोट कंट्रोल को मास्क से कनेक्ट करें।
3. एक फेस मास्क और गर्दन और गर्दन क्षेत्र मास्क पहनें।
4. मास्क चालू करें, प्रकाश के वांछित मोड और इसकी तीव्रता स्तर का चयन करें।
5. फोटोथेरेपी प्रक्रिया का आनंद लें।
6. प्रत्येक प्रकाश मोड 15 मिनट के लिए काम करता है, जिसके बाद रिमोट स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। मोड बदलते समय टाइमर को पुनरारंभ किया जाता है। [महत्वपूर्ण]: फोटोथेरेपी करते समय, सावधानीपूर्वक निगरानी करें कि प्रक्रिया का कुल समय (एक सत्र में कई मोड का उपयोग करते समय) 15 मिनट से अधिक नहीं है।
7. एलईडी लाइट थेरेपी के पूरा होने पर, अपने देखभाल उत्पाद का उपयोग करें: सीरम या क्रीम, एलईडी लाइट थेरेपी के बाद, त्वचा की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
मुँहासे / सूजन / तैलीय त्वचा	सुबह / शाम	सप्ताह 1: नीला, कम - 3 मिनट; पीला, कम - 3 मिनट; लाल, कम - 3 मिनट; हरा, कम - 3 मिनट; मिश्रित, कम - 3 मिनट। सप्ताह 2: नीला, मध्यम - 4 मिनट; पीला, मध्यम - 3 मिनट; लाल, मध्यम - 2 मिनट; हरा, मध्यम - 3 मिनट; मिश्रित, मध्यम - 3 मिनट। सप्ताह 3: नीला, उच्च - 3 मिनट; पीला, उच्च - 3 मिनट; लाल, उच्च - 3 मिनट; हरा, उच्च - 3 मिनट; मिश्रित, उच्च - 3 मिनट। सप्ताह 4: नीला, उच्च - 5 मिनट; पीला, उच्च - 3 मिनट; लाल, उच्च - 2 मिनट; हरा, उच्च - 3 मिनट; मिश्रित, उच्च - 2 मिनट।	हर दूसरे दिन	कार्यक्रम को 2-3 महीने तक दोहराएं। हर 6 महीने में एक बार।
ठीक लाइनों / उम्र से संबंधित परिवर्तन		नीला, उच्च - 2 मिनट। पीला, उच्च - 3 मिनट। लाल, उच्च - 5 मिनट। हरा, उच्च - 3 मिनट। मिश्रित, उच्च - 2 मिनट।	सप्ताह में 2-3 बार	कोई निश्चित पाठ्यक्रम सीमा नहीं
दृश्य वाहिकाओं / कूपोरस / संवेदनशील त्वचा	शाम	सप्ताह 1: नीला, कम - 1 मिनट; लाल, कम - 3 मिनट; हरा, मध्यम - 3 मिनट; पीला, मध्यम - 3 मिनट; मिश्रित, मध्यम - 5 मिनट। सप्ताह 2: नीला, कम - 1 मिनट; लाल, मध्यम - 3 मिनट; हरा, उच्च - 3 मिनट; पीला, उच्च - 3 मिनट; मिश्रित, उच्च - 5 मिनट। सप्ताह 3: नीला, कम - 2 मिनट; लाल, उच्च - 5 मिनट; हरा, उच्च - 2 मिनट; पीला, उच्च - 3 मिनट; मिश्रित, उच्च - 3 मिनट। सप्ताह 4: ब्रेक।	हर दूसरे दिन	1 महीने, ब्रेक सहित। 1 सप्ताह का ब्रेक लें। 2-3 चार सप्ताह के पाठ्यक्रम को पूरा करें, फिर 1 महीने का ब्रेक लें। 2-3 चार सप्ताह के पाठ्यक्रम को दोहराएं और इस चक्र को जारी रखें।

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
रंजकता / असमान त्वचा टोन	शाम	लाल, उच्च - 5 मिनट। पीला, उच्च - 3 मिनट। हरा, उच्च - 2 मिनट। नीला, कम - 1 मिनट। मिश्रित, मध्यम - 4 मिनट।	सप्ताह में 2-3 बार	कोई निश्चित पाठ्यक्रम सीमा नहीं उपयोग के बाद एक एसपीएफ़ क्रीम लागू करें।

मतभेद:
1. शिशुओं, मिर्गी से पीड़ित लोगों, थायरॉयड रोगों वाले लोगों या थायराइड दवा लेने के लिए डिवाइस का उपयोग करने से मना किया जाता है।
2. क्षतिग्रस्त, घायल त्वचा या पोस्टऑपरेटिव घावों वाले उपभोक्ताओं को मास्क का उपयोग करने से मना किया जाता है।

चेतावनी:
1. डिवाइस केवल घरेलू उपयोग के लिए है।
2. यदि मास्क में से एक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो खतरे से बचने के लिए उपभोक्ताओं से दावों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत संगठन का उपयोग करना बंद करें और संपर्क करें।
3. चार्जिंग के दौरान मास्क का उपयोग करने से मना किया जाता है। चार्ज करने के दौरान, गीले हाथों से मास्क, चार्जिंग केबल, यूएसबी एडाप्टर को न छुएं।
4. मास्क का उपयोग करने के परिणामस्वरूप यदि आपको असुविधा या कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया (त्वचा लाली, खुजली, एलर्जी) महसूस होती है तो तुरंत उपयोग करना बंद करें।

बॉक्स में: (1) एक चेहरा मुखौटा, (2) एक गर्दन और गर्दन क्षेत्र phototherapy मुखौटा, (3) प्रकार सी नियंत्रण कक्ष से कनेक्ट करने के लिए एक केबल, (4) एक नियंत्रण कक्ष,
5. प्रकार सी-यूएसबी चार्जिंग केबल, 6) निर्देश, 7) भंडारण बैग, 8) 2 गर्दन मास्क पट्टियाँ।

तकनीकी विनिर्देश:
चार्जिंग समय: 4 h

ऑपरेटिंग समय: 30 मिनट (अधिकतम तीव्रता स्तर पर एक ही समय में 2 मास्क के साथ)

स्मार्ट टाइमर: 15 min

मोड:
• **लाल LED प्रकाश:** 660 nm
• ब्लू एलईडी लाइट - तरंग दैर्ध्य 415 nm
• **हरा LED प्रकाश:** 525 nm
• पीला एलईडी लाइट - लाल + हरा
• मिश्रित प्रकाश (सफेद) - लाल + नीला + हरा

विस्तृत शक्ति (विकिरण की तीव्रता):
एलईडी मास्क का 1 स्तर
• **लाल LED प्रकाश:** 5.455 mW/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 12.065 mW/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 8.582 mW/cm²
पीला LED प्रकाश: 13.012 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 21.826 mW/cm²

एलईडी गर्दन मास्क
• **लाल LED प्रकाश:** 5.171 mW/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 10.707 mW/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 6.413 mW/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 11.888 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 18.059 mW/cm² (स्तर 2, LED MASK)
• **लाल LED प्रकाश:** 12.155 mW/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 23.541 mW/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 12.757 mW/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 16.86 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 26.797 mW/cm² (LED NECK MASK)
• **लाल LED प्रकाश:** 9.759 mW/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 25.02 mW/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 13.664 mW/cm²
पीला LED प्रकाश: 16.725 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 25.447 mW/cm² (स्तर 3, LED MASK)
• **लाल LED प्रकाश:** 15.94 mW/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 33.06 mW/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 17.461 mW/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 20.607 mW/cm²
मिश्रित प्रकाश: 29.321 mW/cm² (LED NECK MASK)
• **लाल LED प्रकाश:** 15.275 mW/cm²
नीला LED प्रकाश: 31.849 mW/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 16.986 mW/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 19.561 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 30.183 mW/cm²

ऊर्जा खुराक (ऊर्जा गहनता) 15 मिनट का सत्र:
एलईडी मास्क का 1 स्तर
• **लाल LED प्रकाश:** 4.9095 J/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 10.8585 J/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 7.7238 J/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 11.7108 J/cm²
मिश्रित प्रकाश: 19.6434 J/cm² (LED NECK MASK)
• **लाल LED प्रकाश:** 4.6539 J/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 9.6363 J/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 5.7717 J/cm²

• **पीला LED प्रकाश:** 10.6992 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 16.2531 J/cm² (स्तर 2, LED MASK)
• **लाल LED प्रकाश:** 10.9395 J/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 21.1869 J/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 11.4813 J/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 15.174 J/cm²
मिश्रित प्रकाश: 24.1173 J/cm² (LED NECK MASK)
• **लाल LED प्रकाश:** 8.7831 J/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 22.518 J/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 12.2976 J/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 15.0525 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 22.9023 J/cm² (स्तर 3, LED MASK)
लाल LED प्रकाश: 14.346 J/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 29.754 J/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 15.7149 J/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 18.5463 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 26.3889 J/cm² (LED NECK MASK)
• **लाल LED प्रकाश:** 13.7475 J/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 28.6641 J/cm²
• **हरा LED प्रकाश:** 15.2874 J/cm²
• **पीला LED प्रकाश:** 17.6049 J/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 27.1647 J/cm²

जल प्रतिरोध: IP22



MAMI - चेहरे और गर्दन के लिए उठाने की मालिश

त्वचा टोन में सुधार

चेहरे उठाने

चिकनी झुर्रियों

सूजन को कम करता है

चिंताएं: उम्र से संबंधित परिवर्तन, फोटो, सैगिंग जौल्स, सुस्त रंग, मुँहासे, रंजकता, बढ़े हुए छिद्र, सूजन और त्वचा लोच का नुकसान।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, जस्ता धातु, स्टेनलेस स्टील।

वज़न: मालिश - 179 g ग्राम, आधार - 108 g ग्राम।

कार्य:

ईएमएस - मांसपेशियों के लिए विद्युत प्रवाह myostimulation, यह त्वचा की परतों में गहराई से प्रवेश करता है, मांसपेशियों की परत तक पहुंचता है। मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करना, ईएमएस त्वचा को कसने को बढ़ावा देता है, उठाने का प्रभाव स्वयं प्रकट होता है, कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन बढ़ता है, त्वचा की दृढ़ता और लोच बढ़ जाती है, सूजन हटा दी जाती है।

3 लाइट फोटोथेरेपी: विभिन्न तरंग दैर्ध्य के साथ प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल, नीले और मिश्रित रंग, त्वचा में प्रवेश करना, पुनर्जनन प्रक्रियाओं को ट्रिगर करना। सबसे कम प्रवेश गहराई के साथ ब्लू एलईडी लाइट त्वचा की सतह पर काम करती है, इसे कीटाणुरहित करती है और जिससे सूजन कम होती है। उच्चतम प्रवेश गहराई के साथ लाल एलईडी प्रकाश फाइब्रोब्लास्ट को प्रभावित करता है, जो कोलेजन को संश्लेषित करता है, त्वचा को फिर से जीवंत करने और उम्र बढ़ने के संकेतों से लड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। लाल और नीले एलईडी प्रकाश का संयोजन सूजन का प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए दो कार्यों का एक संयोजन है।

कंपन त्वचा पर एक यांत्रिक प्रभाव है, जिसके कारण सभी चयापचय प्रक्रियाओं को बढ़ाया जाता है, त्वचा सख्त हो जाती है, दिखाई देने वाली झुर्रियों की अभिव्यक्ति कम हो जाती है।

विशेषताएं:
1. एक आरामदायक जोखिम स्तर का चयन करने के लिए 3 ईएमएस तीव्रता स्तर।
2. वर्तमान के स्रोतों के रूप में 2 इलेक्ट्रोड।
3. चाप के रूप में काम करने का रूप मानव शरीर के वक्रों को दोहराता है, मालिश दो क्षेत्रों पर लागू होती है: चेहरे और गर्दन।
4. मैनुअल नियंत्रण मोड: आप स्वयं उनमें से प्रत्येक पर मोड और ऑपरेटिंग समय निर्धारित करते हैं, जिससे व्यक्तिगत संयोजन होता है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. डिवाइस को चालू या बंद करने के लिए, पावर बटन दबाएं और दबाए रखें।
2. फोटोथेरेपी के प्रकाश का चयन करने के लिए, पावर बटन को संक्षेप में दबाएं। स्वचालित रूप से पहली नीली एलईडी लाइट चालू हो जाती है, फिर से दबाने से आप मिश्रित प्रकाश मोड को चालू करने के लिए एक लाल एलईडी लाइट का चयन कर सकते हैं।
3. मालिश चालू होने के बाद, लेवल बटन पर एक संक्षिप्त प्रेस आपको कमजोर से मजबूत तक ईएमएस तीव्रता स्तर का चयन करने की अनुमति देता है। कमजोर स्तर - 1 संकेतक चालू है।

(कम), मध्यम - 2 संकेतक (कम + मध्यम), मजबूत स्तर - 3 संकेतक (कम + मध्यम + उच्च) जला।
4. स्तर बटन पर एक लंबे प्रेस के साथ, कंपन चालू करें। एक ही लंबा प्रेस आपको कंपन बंद करने की अनुमति देता है।

कैसे उपयोग करें:
1. अपने मेकअप को हटा दें और क्लीनर से अपना चेहरा धो लें।
2. समान रूप से त्वचा देखभाल उत्पाद (पानी आधारित, जेल जैसी बनावट, जो सर्वोत्तम परिणामों के लिए अधिकतम वर्तमान चालकता सुनिश्चित करेगी) लागू करें।
3. डिवाइस चालू करें और फोटोथेरेपी मोड का चयन करें।
4. ईएमएस की तीव्रता के स्तर को समायोजित करें।
5. मालिश लाइनों के साथ चेहरे और मालिश की त्वचा के लिए डिवाइस की मालिश सतह लागू करें। नीचे (ठोढ़ी से) ऊपर की ओर (माथे पर बालों की रेखा तक) ले जाएं।
6. प्रक्रिया को सभी मालिश लाइनों पर तीन बार दोहराएं। 10 मिनट से अधिक समय तक डिवाइस के साथ काम करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।
7. मालिश पूरा करने के बाद, डिवाइस को बंद कर दें, सफाई पोंछ के साथ डिवाइस की मालिश सतह को साफ करें।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार चक्र
मुँहासे / सूजन	दिन के किसी भी समय	एलईडी मोड: • ब्लू एलईडी लाइट - 5 मिनट • लाल एलईडी लाइट - 2 मिनट मोड "ईएमएस" • औसत तीव्रता स्तर - 5-7 मिनट मोड का उपयोग एक साथ नहीं किया जाता है, लेकिन निर्दिष्ट क्रम में	हर दिन	2 सप्ताह 3-4 दिन तोड़ने 2 सप्ताह 4-5 सप्ताह पाठ्यक्रम प्रति वर्ष
ठीक लाइनों / सूखी त्वचा / रंजकता / असमान त्वचा टोन	शाम	एलईडी मोड: • लाल एलईडी लाइट - 7 मिनट • मिश्रित प्रकाश - 5 मिनट "ईएमएस" मोड: • कम तीव्रता - 5 मिनट • औसत तीव्रता स्तर - 3 मिनट • अधिकतम स्तर (घने त्वचा के लिए) - 3 मिनट एलईडी और ईएमएस मोड एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है	सप्ताह में 2 बार	3-4 सप्ताह 1 सप्ताह का ब्रेक 4 सप्ताह के पाठ्यक्रम को दोहराएं अगला स्थायी आधार पर दोहराएं
दृश्य वाहिकाओं / कूपोरस / संवेदनशील त्वचा	शाम	एलईडी" मोड: • लाल एलईडी लाइट - 7 मिनट • मिश्रित प्रकाश - 5 मिनट मोड "कंपन": कूपरोसिस के लिए 5 मिनट मोड "ईएमएस" का उपयोग एक साथ नहीं किया जाता है, लेकिन निर्दिष्ट क्रम में	सप्ताह में 2 बार	4 सप्ताह ब्रेक 1 सप्ताह दोहराएँ 4 सप्ताह का कोर्स अगला एक स्थायी आधार पर दोहराएँ

मतभेद:
1. यदि आपकी त्वचा कॉस्मेटिक या रासायनिक छिलके, लेजर पुनरुत्थान, आंशिक लेजर कायाकल्प, मेसोथेरेपी के बाद या पिछले दो हफ्तों में त्वचीय फिलर्स का उपयोग करने के बाद उपचार चरण से गुजरती है तो डिवाइस का उपयोग न करें।
2. डिवाइस 12 वर्ष से कम उम्र के लोगों द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं है।
3. डिवाइस सीमित शारीरिक, संवेदी और मानसिक क्षमताओं वाले लोगों द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं है।
4. यदि आपको कान (बाहरी ओटिटिस, कान संक्रमण, अन्य बीमारियों) के स्वास्थ्य में समस्या है तो इस उपकरण का उपयोग न करें।
5. टूटी हुई त्वचा पर मालिश का उपयोग न करें, खुले घावों की उपस्थिति में, समस्या या चिढ़ त्वचा (गंभीर मुँहासे, सनबर्न, संक्रमण, आदि से पीड़ित त्वचा) पर।
6. आंखों के आसपास संवेदनशील क्षेत्र पर डिवाइस का उपयोग न करें, क्योंकि त्वचा पतली और नाजुक होती है।
7. श्लेष्म झिल्ली पर डिवाइस का उपयोग न करें (उदाहरण के लिए, नाक, मुंह, जननांग क्षेत्र के अंदर), क्योंकि इससे स्थानीय जलन हो सकती है।

चेतावनी:
1. चार्जिंग कनेक्टर और यूएसबी वायर को सूखा रखें।
2. नम वातावरण में डिवाइस को चार्ज न करें (उदाहरण के लिए एक पूर्ण बाथटब के पास, काम कर रहे शॉवर, पानी के एक पूर्ण पूल के पास)।
3. डिवाइस का उपयोग केवल यूएसबी केबल के साथ करें जो इस मालिश के साथ आता है।
4. यदि यूएसबी केबल क्षतिग्रस्त है, तो खतरे से बचने के लिए इसे केवल मूल तार से बदलें।
5. मालिश को हर 2 महीने में कम से कम 100% चार्ज करें - यह बैटरी जीवन को लम्बा खींच देगा।

बॉक्स में: (1) मालिश, (2) आधार समर्थन, (3) यूएसबी-सी चार्ज केबल,
4. निर्देश, (5) नैपकिन, (6) बैग।

तकनीकी विनिर्देश:

रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज: 5-9 V

रेटेड आपूर्ति वोल्टेज: 3,7 W

शक्ति का स्रोत: लिथियम-आयन

बैटरी क्षमता: 900 mAh

आयाम: 147.1x83x44.4 mm (डिवाइस), 57.1x57.1x76 mm (स्टैंड)

वज़न: डिवाइस - 179 g ग्राम, स्टैंड - 108 g ग्राम

चार्जिंग समय: 3 h

ऑपरेटिंग समय: लाल एलईडी लाइट / ब्लू एलईडी लाइट मोड - 200 मिनट मिश्रित लाइट मोड - 300 मिनट

विकिरण की तीव्रता:
लाल LED प्रकाश: 7.7867 mW/cm²
• **नीला LED प्रकाश:** 32.758 mW/cm²
• मिश्रित प्रकाश: 23.322 mW/cm²

ईएमएस:
• स्तर 1: 0.08 mA
• स्तर 2: 0.11 mA
• स्तर 3: 0.13 mA

वर्तमान आवृत्ति: 34,7 kHz

तरंग दैर्ध्य: लाल एलईडी लाइट - 625 nm - ब्लू एलईडी लाइट - 465 nm

वेवफॉर्म: द्विघात सममित आयताकार तरंग

जल प्रतिरोध: IPX4



MEI1 - ईएमएस चेहरा और गर्दन मालिश

वी-आकार उठाने

सूजन को कम करता है

मूर्तियां आकृतियाँ

चिकनी क्रीज और झुर्रियाँ

चिंताएं: लोच और "फ्लोटिंग" चेहरे की आकृति, सुबह सूजन, मांसपेशियों में ऐंठन और क्लैंप, उम्र से संबंधित परिवर्तन (शिकन), सुस्त रंग, दैनिक सौंदर्य प्रसाधनों को अवशोषित करने की कम दक्षता।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 78 g.

कार्य:
डिवाइस का तालमेल के कारण ऊतकों की सभी परतों पर एक जटिल प्रभाव पड़ता है
4 प्रौद्योगिकियों:

ईएमएस - शरीर के प्राकृतिक बायोइलेक्ट्रिक संकेतों की नकल करें, नाजुक रूप से अनुबंधित करें और चेहरे की मांसपेशियों को प्रशिक्षण दें, उन्हें टोन लौटाएं।

गहरी गर्मी (42 °C) - थर्मल एक्सपोजर ऐंठन की मांसपेशियों को आराम देता है और माइक्रोसर्कुलेशन को बढ़ाता है।

तरंग कंपन (8500 आरपीएम) - उच्च आवृत्ति यांत्रिक दोलन ऊतकों में सूजन और द्रव ठहराव को कम करने, शक्तिशाली लसीका जल निकासी को बढ़ावा देते हैं।

आयन आयात (आयनोफोरेसिस) - हीटिंग के साथ संयोजन में, यह तकनीक सीरम देखभाल के सक्रिय घटकों को डर्मिस की गहरी परतों में प्रवेश करने में मदद करती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

विशेषताएं:
1. बुद्धिमान 360 ° डिजाइन: आवास के सभी पक्ष सक्रिय कार्य सतह हैं। ऊपरी भाग (रोलर्स) को 3 डी मालिश के लिए डिज़ाइन किया गया है, साइड चेहरे - गुआ शा मालिश के लिए, और निचले कगार - बिंदु एक्यूप्रेशर के लिए।
2. 1 डिवाइस में 4 प्रौद्योगिकियां: ईएमएस, वेव कंपन, हीटिंग और आयनोफोरेसिस।
3. ऑपरेशन के 2 मोड: सुबह लसीका जल निकासी और टोनिंग के लिए मूल मोड (सफेद संकेतक); गहन शाम विरोधी उम्र की देखभाल और विश्राम के लिए हीटिंग (लाल संकेतक) के साथ जटिल मोड।
4. स्मार्ट टाइमर: सुरक्षित उपयोग के लिए, डिवाइस स्वचालित रूप से 10 मिनट के निरंतर संचालन के बाद बंद हो जाता है, और 2 मिनट की निष्क्रियता के बाद नींद मोड में भी चला जाता है।
5. पोर्टेबिलिटी और स्वायत्तता: बिल्ट-इन 800 mAh बैटरी एक ही चार्ज पर 80 मिनट तक निरंतर उपयोग प्रदान करती है।

6. आवेदन की बहुमुखी प्रतिभा: मालिश का डिजाइन इसे स्पॉट, रोलर और उठाने की देखभाल के साथ-साथ गर्दन, कंधे, हाथ और पैरों की मालिश के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. डिवाइस को चालू या बंद करने के लिए, 1-2 सेकंड के लिए पावर बटन दबाएं (एक श्रव्य संकेत ध्वनि होगा)।
2. पहला शॉर्ट प्रेस (डिफ़ॉल्ट मोड): इसमें ईएमएस, कंपन और आयन आयात शामिल हैं। सूचक अंगूठी सफेद प्रकाश के साथ जलाया जाता है। सुबह सूजन और टोनिंग को हटाने के लिए आदर्श।
3. दूसरा शॉर्ट प्रेस (जटिल मोड): डीप हीटिंग फीचर को पिछली तकनीकों से जोड़ता है। सूचक लाल रोशनी। गहन उठाने और विश्राम के लिए उपयुक्त है।
4. चार्ज करने के दौरान, सूचक आसानी से लाल एलईडी प्रकाश चमकता है, और जब यह 100% तक पहुंचता है, तो यह लगातार जलता है।

कैसे उपयोग करें:
1. ईएमएस काम करने के लिए, साफ त्वचा पर पानी के आधार पर एक प्रवाहकीय जेल, मॉइस्चराइजिंग सीरम या सार को सख्ती से लागू करना आवश्यक है। स्किनकेयर उत्पाद में तेल और एसिड (एएचए, भा, पीएचए-एसिड, रेटिनोल, विटामिन सी की उच्च सांद्रता) नहीं होना चाहिए।
2. डिवाइस चालू करें और वांछित मोड का चयन करें।
3. मालिश लाइनों के साथ एक मालिश करें, चयनित काम की सतह को त्वचा पर कसकर दबाएं। डिवाइस को निरंतर गति से और अत्यधिक दबाव के बिना सुचारू रूप से ले जाना चाहिए।
4. ऑपरेशन के 10 मिनट बाद, स्मार्ट टाइमर स्वचालित रूप से डिवाइस को बंद कर देगा।
5. गीले पोंछे के साथ मालिश को पोंछें (डिवाइस में नमी संरक्षण IPX3 का एक वर्ग है - इसे पानी की एक धारा के नीचे धोने के लिए मना किया गया है)।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	**उपयोग का समय**	**अवधि और क्रम**	**उपयोग की आवृत्ति**	**उपचार चक्र**
घने, झोंके त्वचा	शाम, दिन के दूसरे आधे	मोड "ईएमएस, कंपन, आयन आयात" - 3-5 मिनट मोड "ईएमएस, कंपन, आयन आयात, हीटिंग" - 5 मिनट	सप्ताह में 2-3 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 10 सप्ताह। तोड़ें: 2 सप्ताह। चल रहे आधार पर 10 सप्ताह के पाठ्यक्रम को दोहराएं।
ठीक लाइनों के साथ सूखी त्वचा	सुबह।	मोड "ईएमएस, कंपन, आयन आयात" - 3-4 मिनट मोड "ईएमएस, कंपन, आयन आयात, हीटिंग" - 3-4 मिनट	सप्ताह में 1-2 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 10 सप्ताह। तोड़ें: 2 सप्ताह। चल रहे आधार पर 10 सप्ताह के पाठ्यक्रम को दोहराएं।

मतभेद:
1. यह पेसमेकर, ऑस्टियोपोरोसिस, तापमान / दर्द संवेदनशीलता और त्वचा रोगों के नुकसान वाले लोगों द्वारा उपयोग के लिए निषिद्ध है।
2. प्लास्टिक सर्जरी के बाद, शुद्ध या सूजन वाली त्वचा पर, साथ ही आंखों, पलकों और थायरॉयड ग्रंथि के क्षेत्र में कटौती वाले क्षेत्रों में उपयोग न करें।
3. धातु प्रोस्थेस वाले क्षेत्रों में उपयोग न करें।
4. दंत उपचार (या भरने / ब्रेसिज़ होने) से गुजरने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ धातु से एलर्जी के लिए, कूपेरोसिस (टेलेंगीएक्टसिया) को सावधानी के साथ डिवाइस का उपयोग करना चाहिए।

5. गर्भावस्था, मासिक धर्म, स्तनपान, उच्च रक्तचाप या बुखार में, डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही आवेदन करें।

सावधानियां:
1. डिवाइस वाटरप्रूफ नहीं है।
2. इसे पानी में उपयोग करने, नल के नीचे धोने या उच्च आर्द्रता की स्थिति में स्टोर करने से मना किया जाता है (उदाहरण के लिए, बाथरूम में)।
3. चार्ज करते समय डिवाइस का उपयोग न करें। सत्र से पहले हमेशा इसे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें।
4. यदि चार्ज करने या उपयोग करने के दौरान आप असामान्य हीटिंग या धूम्रपान नोटिस, तुरंत डिवाइस बंद कर दें।
5. डिवाइस गिरने और शारीरिक धक्कों से बचें।
6. डिवाइस को एक सूखी ठंडी जगह पर रखें, सीधे धूप से दूर। उपयोग के बिना दीर्घकालिक भंडारण के लिए, हर 3 महीने में बैटरी रिचार्ज करें।

बॉक्स में: (1) मालिश, (2) भंडारण बैग, (3) टाइप-सी चार्जिंग केबल,
4. उपयोग के लिए निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:

आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): 140×80×10 mm

शक्ति का स्रोत: निर्मित लिथियम बैटरी

ऑपरेटिंग वोल्टेज: 5 V

शक्ति: 4,4 W

बैटरी क्षमता: 800 mAh

स्मार्ट टाइमर: 10 min

चार्जिंग समय: ≤ 2 h

अधिकतम ऑपरेटिंग समय (पूर्ण प्रभार): 80 min

वर्तमान: 1,4 mA

कंपन: 8500 क्रांतियाँ प्रति मिनट

हीटिंग तापमान: 42 °C

जल प्रतिरोध: IPX3



MIGA - ओरल वाटर फ़्लॉसर

मसूड़ों की बीमारी को रोकने में मदद करता है

खाद्य मलबे को हटाता है

गुहाओं को रोकने में मदद करता है

मुंह के कठिन-से-पहुंच क्षेत्रों को साफ करता है

चिंता: दंत पट्टिका, क्षय, गम रोग, सांस की गंध।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 157 g.

कार्य:

द्रव प्रभावी रूप से मौखिक गुहा के सबसे दुर्गम स्थानों को साफ करता है, भोजन अवशेषों को हटा देता है, जो क्षरण की उपस्थिति को रोकता है।

सिंचाईकर्ता द्वारा बनाया गया तरल दबाव मसूड़ों की मालिश करता है, जो उनके रक्त परिसंचरण और उपचार को उत्तेजित करता है।

जीभ और गालों के पानी की किस्में को साफ करने से आप बुरी सांस को खत्म कर सकते हैं।

विशेषताएं:
1. सिंचाईकर्ता के साथ संयुक्त 1 मानक नोजल (नोक), स्टोरेज केस और चार्जिंग केबल आता है।
2. 1 मोड।
3. टैंक की मात्रा 70 मिलीलीटर है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. डिवाइस के पहले उपयोग से पहले पूरी तरह से बैटरी चार्ज करें, इस उद्देश्य के लिए सिंचाईकर्ता के शरीर पर संपर्कों को चार्ज करने के लिए चुंबकीय केबल कनेक्ट करें। चार्जिंग के दौरान, डिवाइस का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
2. नोजल की स्थापना / हटाने पर क्लिक करने से पहले डिवाइस के शीर्ष कवर पर छेद में नोजल डालें। एक क्लिक इंगित करता है कि नोजल सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। नोजल को हटाने के लिए, डिवाइस के ऊपरी कवर पर दबाएं और, इसे इस स्थिति में रखते हुए, नोजल को हटा दें।
3. टैंक भरना सुनिश्चित करें कि डिवाइस बंद हो गया है, फिर इसके नीचे स्थित पानी की टंकी का ढक्कन खोलें, और कंटेनर को पानी से भरें।
4. डिवाइस को चालू या बंद करने के लिए, आपको चालू / बंद बटन दबाने की आवश्यकता है। नोट: डिवाइस के उपयोग के दौरान, सूचक लगातार नीले रंग में जलाया जाता है।

कैसे उपयोग करें:
1. नोजल स्थापित करें और डिवाइस को काम करने की स्थिति में लाएं। ऐसा करने के लिए, उत्पाद को शरीर द्वारा एक हाथ से पकड़ें और पानी की टंकी को दूसरे हाथ से नीचे खींचें।
2. नोजल को मौखिक गुहा में रखें, इसे दांतों की ओर इंगित करें और डिवाइस को चालू करने के लिए चालू / बंद बटन दबाएं। सफाई के दौरान, सिंचाईकर्ता को लंबवत रखा जाना चाहिए।
3. सर्वोत्तम परिणामों के लिए, दाढ़ (पीठ के दांत) के साथ ब्रश करना शुरू करें और नोजल को सामने के दांतों पर ले जाएं। 90 डिग्री के कोण पर मसूड़ों को पानी के प्रवाह को निर्देशित करें, अपना मुंह चौड़ा न खोलें ताकि पानी चारों ओर न गिरे।
4. गम लाइन के साथ नोजल को स्थानांतरित करना आवश्यक है, जब तक कि गम की जेब और आंतरिक स्थान को साफ नहीं किया जाता है, तब तक प्रत्येक दांत पर संक्षेप में टिका हुआ है।
5. सफाई खत्म करने के बाद, डिवाइस को चालू / बंद बटन दबाकर बंद करें और शेष पानी को टैंक से हटा दें। ऐसा करने के लिए, टैंक के ढक्कन को खोलें और पानी निकालें, और फिर सिंचाईकर्ता को इसकी मूल स्थिति में मोड़ दें।
6. खाने के बाद दिन में 2 बार मौखिक गुहा की सफाई करें। नोट: पहली सफाई के दौरान हल्का रक्तस्राव सामान्य है, यह एक सप्ताह के भीतर गायब हो जाएगा। यदि रक्तस्राव 2 सप्ताह से अधिक समय तक नहीं रुकता है, तो डिवाइस का उपयोग करना बंद करें और अपने दंत चिकित्सक से परामर्श करें।

उपयोग की आवृत्ति:
दिन में 2 बार, भोजन के बाद, ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाओं की देखभाल के लिए - प्रत्येक भोजन के बाद।

आवेदन की अवधि:
यह असीमित है।

मतभेद:
1. पीरियडोंटाइटिस का बढ़ना, मौखिक गुहा में तीव्र भड़काऊ प्रक्रियाएं।
2. मसूड़ों का गंभीर रक्तस्राव।
3. मौखिक गुहा में सर्जरी के बाद पहले 2 महीनों के दौरान की अवधि।

चेतावनी:
1. शॉवर में एक सिंचाईकर्ता का उपयोग न करें, सिंचाईकर्ता को पानी में विसर्जित न करें, और डिवाइस को उन जगहों पर न रखें जहां पानी में गिरने का खतरा है।
2. डिवाइस को उच्च तापमान या आर्द्रता वाले स्थानों पर न रखें, साथ ही सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाली जगहों पर भी।
3. चार्ज के दौरान गीले हाथों से डिवाइस पर न लें, चार्ज के दौरान उत्पाद को कभी भी न छोड़ें।
4. चार्जिंग केबल को सावधानी से संभालें: इसे गर्मी स्रोतों से दूर रखें, बल का उपयोग करके खिंचाव, मोड़ या मोड़ न करें, केबल के क्लैंपिंग की अनुमति न दें, क्योंकि इससे इसकी विफलता हो सकती है। सिंचाईकर्ता का उपयोग न करें या इसे चार्ज न करें यदि डिवाइस स्वयं या चार्जिंग केबल क्षतिग्रस्त है (गिरने, पानी के प्रवेश आदि के परिणामस्वरूप)।
5. सिंचाईकर्ता को केवल मूल चार्जर से चार्ज किया जाना चाहिए, इस डिवाइस को डिवाइस पर इंगित वोल्टेज के अलावा अन्य वोल्टेज के साथ नेटवर्क से कनेक्ट न करें।
6. नोजल के बिना डिवाइस का उपयोग न करें, निर्माता द्वारा अनुशंसित नोजल का उपयोग न करें।

7. एक ऐसी जगह पर स्टोर करें जहां बच्चों के लिए सुलभ न हो।
8. सिंचाई में विदेशी वस्तुओं को न डालें।
9. टैंक में पानी डायल करने से पहले, चार्जिंग केबल से डिवाइस को डिस्कनेक्ट करें, टैंक भरते समय अतिप्रवाह की अनुमति न दें।
10. सफाई और सेवा करने से पहले, सुनिश्चित करें कि डिवाइस बंद है और चार्ज नहीं करता है।

बॉक्स में: (1) भंडारण मामले, (2) सिंचाई करनेवाला, (3) नोजल, (4) चार्ज केबल यूएसबी चुंबकीय कनेक्टर, (5) निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 2 घंटे से अधिक

ऑपरेटिंग समय: 20 min

स्मार्ट टाइमर: नहीं

ऑपरेटिंग समय प्रति पूर्ण जलाशय: 30 s

शक्ति: 482,3 kPa

प्रति मिनट दालें: 900-1100

जलाशय क्षमता: 70 ml

जल प्रतिरोध: IPX7



MIGA BLACK - ओरल वाटर फ़्लॉसर

मसूड़ों की बीमारी को रोकने में मदद करता है

खाद्य मलबे को हटाता है

गुहाओं को रोकने में मदद करता है

मुंह के कठिन-से-पहुंच क्षेत्रों को साफ करता है

ऑर्थोडॉन्टिक उपकरणों की देखभाल

चिंताएं: दंत पट्टिका, क्षरण, ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाओं और आंतरिक स्थान, मसूड़ों की बीमारी, सांस की गंध में भोजन के अवशेष अटक जाते हैं।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 183 g.

कार्य:

द्रव सबसे दुर्गम स्थानों को साफ करता है, जो आपको क्षय की उपस्थिति को रोकने की अनुमति देता है, साथ ही साथ स्वच्छ ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाएं भी।

सिंचाईकर्ता द्वारा बनाया गया तरल दबाव मसूड़ों की मालिश करता है, जो उनके रक्त परिसंचरण और उपचार को उत्तेजित करता है।

जीभ और गालों के पानी की किस्में को साफ करने से आप बुरी सांस को खत्म कर सकते हैं।

किट में 3 एक्सपोजर मोड और 4 नोजल खाद्य अवशेषों, पट्टिका, अंतर-स्थानों की सफाई, गम जेब, जीभ और ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाओं को प्रभावी ढंग से हटाने को सुनिश्चित करेंगे।

विशेषताएं:
1. सेट में 4 नोजल (मानक, पीरियडोंटोलॉजिकल, ऑर्थोडॉन्टिक, जीभ की सफाई के लिए नोजल)।
2. डिवाइस के मामले में नोजल के भंडारण के लिए एक डिब्बे है।
3. ऑपरेशन के 3 तरीके (नाजुक, स्पंदित, शक्तिशाली)।
4. टैंक की मात्रा 140 मिलीलीटर है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. क्लिक करने से पहले नोजल सेट करें।
सिंचाईकर्ता के साथ पूरा नोजल के 4 प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना कार्य है:
मानक नोजल का उपयोग दांतों के दैनिक ब्रशिंग के लिए किया जाता है। घुमावदार टिप पट्टिका और खाद्य अवशेषों को धोने में मदद करती है।
पीरियडोंटोलॉजिकल नोजल का उपयोग गम जेब को साफ करने के लिए किया जाता है (वे तब बनते हैं जब सूजन वाले मसूड़ों को दांत से दूर ले जाया जाता है, एक जेब बनाते हैं)।

इस नोजल में गम देखभाल के लिए एक नरम रबर टिप है।
• ऑर्थोडोंटिक नोजल को ब्रेस सिस्टम को साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस नोजल के अंत में, पानी के पारित होने के लिए छेद के अलावा, कठोर ब्रिसल्स के साथ एक ब्रश है। जिसके कारण ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाओं के ताले साफ हो जाते हैं, पट्टिका और खाद्य अवशेष उनसे धो दिए जाते हैं।
जीभ की सफाई नोजल चम्मच के आकार का है, और आप पट्टिका और नरम ऊतक संदूषण को हटाने के लिए इस नोजल का उपयोग कर सकते हैं।
2. टैंक खोलें और इसे पानी से भरें।
3. नोजल को मौखिक गुहा में रखें और डिवाइस को चालू करने के लिए बटन पर संक्षेप में दबाएं।
4. डिवाइस पर बटन का लंबे समय तक दबाने का उपयोग मोड के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है।
डिवाइस में 3 मोड हैं:
नाजुक (हरा सूचक) - कम दबाव, शुरुआती और संवेदनशील दांतों वाले लोगों के लिए उपयुक्त;
पल्स (नीले संकेतक) - चर स्पंदन दबाव, मसूड़ों की गहरी सफाई और मालिश के लिए मजबूत और कमजोर मोड का विकल्प;
शक्तिशाली (सफेद संकेतक) - मजबूत दबाव, प्रभावी सफाई जो अधिकांश लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करती है।
5. उपयोग के बाद, एक छोटे प्रेस के साथ डिवाइस को बंद कर दें। जब बंद कर दिया जाता है, तो डिवाइस उस मोड को याद रखेगा जो पिछली बार उपयोग किया गया था और अगली बार इसे चालू किया जाता है, यह स्वचालित रूप से इस मोड में काम करना शुरू कर देगा।
6. नोजल को हटाने के लिए बटन दबाएं और इसे सावधानी से हटा दें, नोजल के लिए स्टोरेज डिब्बे खोलें और उसमें नोजल रखें।
7. नियमित सफाई के बारे में मत भूलना: टैंक को अलग करें और इसे धो लें। नोट: सिंचाईकर्ता के प्रारंभिक उपयोग के दौरान एक नाजुक मोड का उपयोग करें। पहली सफाई के दौरान हल्का रक्तस्राव आदर्श है, यह एक सप्ताह के भीतर गायब हो जाएगा। यदि रक्तस्राव 2 सप्ताह से अधिक समय तक नहीं रुकता है, तो डिवाइस का उपयोग करना बंद करें और अपने दंत चिकित्सक से परामर्श करें।

कैसे उपयोग करें:
1. सामान्य सफाई के लिए, एक मानक बहुक्रियाशील नोजल का उपयोग करें। बटन पर क्लिक करें, वांछित मोड का चयन करें। फिर नोजल को दांतों के सामने रखें ताकि पानी का जेट इलाज क्षेत्र के लिए लंबवत हो। नोट: संवेदनशील मसूड़ों से आसानी से खून बहने लगता है। जेट को सीधे मसूड़ों तक न भेजें, संवेदनशील दांतों वाले लोगों को नाजुक आहार चुनने की सलाह दी जाती है।
2. अपने पीठ के दांतों को ब्रश करना शुरू करें और अपने सामने के दांतों पर जाएं। पूरे डेंटिशन को पास करें, जब तक कि दांतों के बीच मसूड़ों और स्थान को साफ नहीं कर दिया जाता है, तब तक प्रत्येक दांत पर संक्षेप में टिका रहता है। यदि आप दंत चिकित्सा के बाहर से शुरू करते हैं, तो पीठ के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। यह एल्गोरिथ्म दांतों की ऊपरी और निचली पंक्ति दोनों के लिए किया जाना चाहिए।
3. गम जेब को साफ करने के लिए, एक पीरियडोंटोलॉजिकल नोजल का उपयोग करें। पावर बटन पर क्लिक करें, वांछित मोड का चयन करें। नोजल को एक कोण पर रखें ताकि नोजल टिप का उद्देश्य मसूड़े के किनारे और दंत जेब में हो। उपरोक्त सिफारिशों के अनुसार सफाई करें।
4. जीभ को साफ करने के लिए, चम्मच के आकार का नोजल का उपयोग करें। नोजल स्थापित करें, बटन पर दबाएं, वांछित मोड का चयन करें।

जीभ के माध्यम से नोजल को जड़ से जीभ की नोक तक एक दिशा में व्यापक आंदोलनों के साथ ले जाएं। अपनी जीभ को ब्रश करने में 30 सेकंड लगते हैं, जो लगभग 5 दृष्टिकोण है।
5. ब्रेस सिस्टम को साफ करने के लिए, एक ऑर्थोडोंटिक नोजल का उपयोग करें। पानी की एक धारा के पारित होने के लिए छेद के अलावा, इसमें अंत में कठोर ब्रिसल्स के साथ एक ब्रश होता है, इसलिए यह ब्रेस सिस्टम के ताले को अच्छी तरह से साफ करता है, उनसे पट्टिका और खाद्य अवशेषों को धोता है।

उपयोग की आवृत्ति:
दिन में 2 बार, भोजन के बाद, ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाओं की देखभाल के लिए - प्रत्येक भोजन के बाद।

आवेदन की अवधि:
यह असीमित है।

मतभेद:
1. पीरियडोंटाइटिस का बढ़ना, मौखिक गुहा में तीव्र भड़काऊ प्रक्रियाएं।
2. मसूड़ों का गंभीर रक्तस्राव।
3. मौखिक गुहा में सर्जरी के कुछ हफ्तों के भीतर इसका उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।
4. यदि आपको गम रोग है या पिछले 2 महीनों के भीतर मौखिक सर्जरी हुई है, तो कृपया डिवाइस का उपयोग करने से पहले अपने दंत चिकित्सक से परामर्श करें।

चेतावनी:
1. डिवाइस को अलग न करें या क्षति से बचने के लिए इसके भागों को प्रतिस्थापित न करें जिसके परिणामस्वरूप डिवाइस को वारंटी से हटाया जा सकता है।
2. जलने से बचने के लिए मौखिक सफाई टैंक में 50 °C से ऊपर गर्म पानी का उपयोग न करें।
3. यदि बिजली केबल या प्लग क्षतिग्रस्त है, तो कृपया उपयोग करने से पहले उन्हें बदलें। पावर केबल की अखंडता को परेशान न करें: इसे खिंचाव, मोड़ या मोड़ न दें। बिजली केबल को भारी वस्तुओं से कुचलने या वस्तुओं के बीच क्लैंप करने की अनुमति न दें, और डिवाइस और केबल को गर्मी स्रोतों से दूर रखें।
4. केवल अपने इच्छित उद्देश्य के लिए डिवाइस का उपयोग करें: मुंह को साफ करने के लिए। अपने दांतों और मसूड़ों पर दबाव न डालें ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे।
5. टूटने या आग, बिजली के झटके और अन्य खतरों से बचने के लिए लंबे समय तक पानी में डिवाइस को विसर्जित न करें।
6. डिवाइस को खुली आग स्रोतों और हीटर से दूर रखें।
7. गीले स्थानों में डिवाइस को चार्ज न करें, जैसे बाथरूम या शौचालय में।
8. नोजल के बिना एक सिंचाईकर्ता का उपयोग न करें।
9. यह उपकरण बच्चों के लिए नहीं है। उपयोग केवल वयस्कों की देखरेख में ही संभव है। इसे ऐसी जगह पर रखें जो बच्चों के लिए सुलभ न हो।
10. पानी की टंकी में एक मौखिक कुल्ला न जोड़ें, इससे डिवाइस के शरीर में टैंक का संक्षारण और आसंजन हो जाएगा, जिससे भविष्य में टैंक खोलने में समस्या हो सकती है।

बॉक्स में: (1) सिंचाईकर्ता, (2) मानक नोजल, (3) आवधिक नोजल,
4. ऑर्थोडोंटिक नोजल, (5) जीभ की सफाई नोजल, (6) भंडारण बैग, (7) यूएसबी-सी चार्जिंग केबल, (8) निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 1,5 h

ऑपरेटिंग समय: 90 min

स्मार्ट टाइमर: नहीं

ऑपरेटिंग समय प्रति पूर्ण जलाशय: 40 s

शक्ति: • नाजुक मोड: 275-413 kPa • पल्स मोड: 413-758 kPa • शक्तिशाली मोड: 827-965 kPa

प्रति मिनट दालें: 1600

जलाशय क्षमता: 140 ml

जल प्रतिरोध: IPX7



MIGA NEW - ओरल वाटर फ्लासर

मसूड़ों की बीमारी को रोकने में मदद करता है

खाद्य मलबे को हटाता है

गुहाओं को रोकने में मदद करता है

मुंह के कठिन-से-पहुंच क्षेत्रों को साफ करता है

ऑर्थोडॉन्टिक उपकरणों की देखभाल

चिंताएं: दंत पट्टिका, क्षय, ऑर्थोडोंटिक संरचनाओं में अटके भोजन अवशेष, गम रोग, सांस की गंध।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 195 g.

कार्य:

द्रव सबसे दुर्गम स्थानों को साफ करता है, जो आपको क्षय की उपस्थिति को रोकने की अनुमति देता है, साथ ही साथ स्वच्छ ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाएं भी।

सिंचाईकर्ता द्वारा बनाया गया तरल दबाव मसूड़ों की मालिश करता है, जो उनके रक्त परिसंचरण और उपचार को उत्तेजित करता है।

जीभ और गालों के पानी की किस्में को साफ करने से आप बुरी सांस को खत्म कर सकते हैं।

सिंचाईकर्ता के साथ शामिल 3 प्रकार के नासाडोक हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना कार्य है:

मानक सोप्लो का उपयोग दांतों के दैनिक ब्रशिंग के लिए किया जाता है। घुमावदार टिप पट्टिका और भोजन अवशेषों को धोने में मदद करता है।

पैरोडोंटोलॉजिकल नासाडका का उपयोग गम जेब को साफ करने के लिए किया जाता है (वे तब बनते हैं जब सूजन वाले मसूड़ों को दांत से दूर ले जाया जाता है, एक जेब बनाते हैं)। इस नोजल में गम देखभाल के लिए एक नरम रबर टिप है।

जीभ की सफाई के लिए नासा चम्मच के आकार का है, और इस नोजल के साथ आप पट्टिका और नरम ऊतक संदूषण को हटा सकते हैं।

कीटाणुशोधन मोड नलिका के नसबंदी के लिए डिज़ाइन किया गया है। पानी के संपर्क में, हर्बल समाधान में सिंचाई नलिका पर रोगजनक माइक्रोफ्लोरा विकसित होने का खतरा होता है। पराबैंगनी विकिरण के साथ इस सिंचाई में निर्मित प्रकाश बल्ब में नलिकाओं के भंडारण के लिए डिब्बे में। इस तरंग दैर्ध्य का पराबैंगनी (275 nm) एक जीवाणुनाशक प्रभाव है।

विशेषताएं:
1. किट में 3 नलिका।
2. पानी की टंकी में वृद्धि - 130 मिलीलीटर।
3. तह डिजाइन सिंचाई करनेवाला लघु और कॉम्पैक्ट बनाता है।
4. नोजल परिशोधन मोड।
5. नोजल भंडारण डिब्बे सिंचाई में बनाया गया।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. नोजल की स्थापना और हटाने नोट: यदि उत्पाद के पहले उपयोग में कचरा पाया जाता है (तरल टैंक में, पानी की आपूर्ति ट्यूब में), उत्पाद क्षतिग्रस्त हो सकता है। यदि उत्पाद के अंदर साफ तरल के निशान हैं तो चिंता न करें - यह आदर्श है। यह तरल आसुत जल है जिसका उपयोग सिंचाईकर्ता के प्रदर्शन की जांच करने के लिए किया जाता है। उत्पाद को धो लें और इसे बिना किसी डर के उपयोग करें। नोजल स्टोरेज डिब्बे से नोजल निकालें। इसे सॉकेट में डालें, चुंबकीय क्लैंप स्वचालित रूप से नोजल को ठीक कर देगा। नोजल को हटाने के लिए, इसे घोंसले से बाहर निकालें। नोजल को स्टोरेज डिब्बे में रखें और ढक्कन को सुरक्षित रूप से लॉक करें।
2. पानी से भरें धूल से बचाने के लिए ढक्कन खोलें। सिंचाई करने वाले को लंबवत पकड़ना, पानी डालना। पानी डालने के बाद, धूल से बचाने के लिए ढक्कन बंद करें। साफ पानी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यदि पानी ठंडा महसूस करता है, तो कमरे के तापमान पर पानी का उपयोग 40 °C से अधिक न करें। नमक का पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डॉक्टर की सिफारिशों के अनुसार मौखिक गुहा के लिए एक साधन।
3. मोड को स्विच करने के लिए, "मोड स्विचिंग" बटन पर क्लिक करें। नाजुक मोड में, पहला संकेतक जलता है। पावर मोड में, दूसरा संकेतक चालू है। पल्स मोड में स्विच करते समय, तीसरा संकेतक हल्का हो जाएगा। कीटाणुशोधन मोड में, अंतिम एक रोशनी - 4 सूचक। सही मोड चुनें। यह एक नाजुक मोड के साथ शुरू करने और धीरे-धीरे तीव्रता बढ़ाने की सिफारिश की जाती है क्योंकि आप इसकी आदत डालते हैं।

कैसे उपयोग करें:
1. एक मानक बहुक्रियाशील नोजल का उपयोग करें। बटन पर क्लिक करें, वांछित मोड का चयन करें। फिर नोजल को दांतों के सामने रखें ताकि पानी का जेट इलाज क्षेत्र के लिए लंबवत हो। नोट: संवेदनशील मसूड़ों से आसानी से खून बहने लगता है। जेट को सीधे मसूड़ों तक न ले जाएं!
2. अपने पीठ के दांतों को ब्रश करना शुरू करें और अपने सामने के दांतों पर जाएं। पूरे डेंटिशन को पास करें, जब तक कि दांतों के बीच मसूड़ों और स्थान को साफ नहीं कर दिया जाता है, तब तक प्रत्येक दांत पर संक्षेप में टिका रहता है। यदि आप दंत चिकित्सा के बाहर से शुरू करते हैं, तो पीठ के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। यह एल्गोरिथ्म दांतों की ऊपरी और निचली पंक्ति दोनों के लिए किया जाना चाहिए। ध्यान दें: संवेदनशील दांतों वाले लोगों को नाजुक आहार चुनने की सलाह दी जाती है।
3. उपयोग के दौरान, नोजल के चुंबकीय क्लैंप के वियोग से बचने के लिए उत्पाद को लंबवत रखें, जिससे पानी की आपूर्ति समाप्त हो सकती है।
4. गम जेब को साफ करने के लिए, एक पीरियडोंटोलॉजिकल नोजल का उपयोग करें। पावर बटन पर क्लिक करें, वांछित मोड का चयन करें। नोजल को एक कोण पर रखें ताकि नोजल टिप का उद्देश्य मसूड़े के किनारे और दंत जेब में हो। उपरोक्त सिफारिशों के अनुसार सफाई करें।

5. जीभ को साफ करने के लिए, चम्मच के आकार का नोजल का उपयोग करें। नोजल स्थापित करें, बटन दबाएं, वांछित मोड का चयन करें। जीभ के माध्यम से नोजल को जड़ से जीभ की नोक तक एक दिशा में व्यापक आंदोलनों के साथ ले जाएं। अपनी जीभ को ब्रश करने में 30 सेकंड लगते हैं, जो लगभग 5 दृष्टिकोण है।
6. कीटाणुशोधन मोड: नोजल को नोजल स्टोरेज डिब्बे में रखें और धूल से बचाने के लिए ढक्कन को बंद करें।
7. चौथे मोड का चयन करने के लिए मोड स्विच पर क्लिक करें - कीटाणुशोधन मोड, फिर बटन पर क्लिक करें।
8. कीटाणुशोधन मोड नोजल और नोजल स्टोरेज डिब्बे को निष्फल करने के लिए सक्रिय हो जाएगा।
9. दृष्टि को नुकसान से बचने के लिए बैंगनी रंग के नसबंदी दीपक को सीधे न देखें।

उपयोग की आवृत्ति:
दिन में 2 बार, भोजन के बाद, ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाओं की देखभाल के लिए - प्रत्येक भोजन के बाद।

आवेदन की अवधि:
यह असीमित है।

मतभेद:
1. पीरियडोंटाइटिस का बढ़ना, मौखिक गुहा में तीव्र भड़काऊ प्रक्रियाएं।
2. मसूड़ों का गंभीर रक्तस्राव।
3. मौखिक गुहा में सर्जरी के तुरंत बाद।

चेतावनी:
1. चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग कनेक्टर को सूखा रखें।
2. उस निर्दिष्ट वोल्टेज से अलग वोल्टेज के साथ बिजली स्रोत से कनेक्ट न करें।
3. गीले हाथों से चार्जर को न छुएं।
4. क्षतिग्रस्त या खराब डिवाइस का उपयोग न करें।
5. पानी की एक धारा को सीधे जीभ, कान या शरीर के अन्य हिस्सों में निर्देशित न करें - पानी का दबाव उन्हें घायल कर सकता है।
6. दांत की बीमारी के मामले में, दंत चिकित्सक की देखरेख में इस उत्पाद का उपयोग करें।
7. इस उत्पाद का उपयोग मुंह के उत्पाद या आपके दंत चिकित्सक द्वारा अनुशंसित उत्पाद के संयोजन में किया जा सकता है।
8. गैर-विशेषज्ञों को इस उपकरण को अलग नहीं करना चाहिए या विदेशी वस्तुओं को इसके उद्घाटन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।
9. परिसर के बाहर कठोर परिस्थितियों में इस उपकरण को संचालित करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।
10. उत्पाद टैंक में आयोडीन, ब्लीच या पानी में अघुलनशील सुगंधित तेल न डालें, क्योंकि इन पदार्थों का उपयोग प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और डिवाइस के जीवन को छोटा करेगा।
11. इस उत्पाद का उपयोग करने से पहले, मुंह से सभी गहने हटा दें।
12. यदि जीभ या मुंह में घाव दिखाई दे तो इस उत्पाद का उपयोग न करें।
13. यदि आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक्स निर्धारित करता है, तो इस उत्पाद का उपयोग केवल अपने डॉक्टर की स्पष्ट सिफारिश पर करें।
14. चोट से बचने के लिए अपने कानों में पानी की एक धारा को निर्देशित न करें।
15. 3 साल से कम उम्र के बच्चों को इस उत्पाद का उपयोग करने की अनुमति न दें।
16. उत्पाद को सीधे धूप और गर्मी स्रोतों से दूर एक सूखे और साफ कमरे में स्टोर करें।

17. लंबी अवधि के भंडारण (3 महीने से अधिक) के लिए उत्पाद को हटाने से पहले, पूरी तरह से बैटरी चार्ज करें।
18. टैंक में पानी के बिना उत्पाद को चालू करने का प्रयास न करें, इससे डिवाइस विफल हो सकता है।
19. टैंक को साफ करने के लिए 50 °C से ऊपर गर्म पानी का उपयोग न करें। टैंक की सेवा जीवन को बढ़ाने के लिए, उच्च तापमान के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप इसके विरूपण की अनुमति न दें। इस उत्पाद को साफ करने के लिए, 40 °C या नल के पानी के जेट से नीचे कमरे के तापमान के पानी का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
20. टूथपेस्ट, नमक, ठोस माउथवॉश टैबलेट या अन्य रसायनों को पानी में न डालें ताकि उत्पाद को क्लॉगिंग और क्षति से बचा जा सके।
21. माउथवॉश या फ्रेशनर डालने से पहले, जांचें कि क्या उनमें आइसोप्रोपिलिरिस्टेट है, जो उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकता है और सामान्य संचालन को प्रभावित कर सकता है।
22. पतला, अल्कोहल और अन्य आक्रामक सफाई उत्पादों का उपयोग न करें, अन्यथा इससे उत्पाद के रंग और विफलता में बदलाव हो सकता है।

बॉक्स में: (1) सिंचाईकर्ता, (2) मानक नोजल, (3) पीरियडोंटल नोजल, (4) जीभ की सफाई नोजल, (5) भंडारण बैग, (6) निर्देश, (7) यूएसबी-सी चार्जिंग केबल।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 3 h

ऑपरेटिंग समय: • नाजुक मोड - 50 मिनट • शक्तिशाली मोड - 45 मिनट • आवेग मोड - 100 मिनट • कीटाणुशोधन मोड - 220 मिनट

स्मार्ट टाइमर: नहीं

ऑपरेटिंग समय प्रति पूर्ण जलाशय: • नाजुक मोड: 35 ± 8 सेकंड • शक्तिशाली मोड: 30 ± 8 सेकंड • आवेग मोड: 65 ± 10 सेकंड

शक्ति: • नाजुक मोड: 392-637 kPa • शक्तिशाली मोड: 686-931 kPa • पल्स मोड: 588-833 kPa

प्रति मिनट दालें: 1600±20%

जलाशय क्षमता: 130 ml

जल प्रतिरोध: IPX7



MIGA PRO - पोर्टेबल वॉटर फ्लासर

मसूड़ों की बीमारी को रोकने में मदद करता है

खाद्य मलबे को हटाता है

गुहाओं को रोकने में मदद करता है

मुंह के कठिन-से-पहुंच क्षेत्रों को साफ करता है

ऑर्थोडॉन्टिक उपकरणों की देखभाल

चिंताएं: दंत पट्टिका, क्षय, ऑर्थोडोंटिक संरचनाओं में अटके भोजन अवशेष, गम रोग, सांस की गंध।

सामग्री: एमएस प्लास्टिक, एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 260 g.

कार्य:

द्रव सबसे दुर्गम स्थानों को साफ करता है, जो आपको क्षय की उपस्थिति को रोकने की अनुमति देता है, साथ ही साथ स्वच्छ ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाएं भी।

सिंचाईकर्ता द्वारा बनाया गया तरल दबाव मसूड़ों की मालिश करता है, जो उनके रक्त परिसंचरण और उपचार को उत्तेजित करता है।

सिंचाईकर्ता के साथ शामिल 3 प्रकार के नासाडोक हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना कार्य है:

मानक सोप्लो का उपयोग दांतों के दैनिक ब्रशिंग के लिए किया जाता है। घुमावदार टिप पट्टिका और भोजन अवशेषों को धोने में मदद करता है।

ऑर्थोडोंटिक नासा को ब्रेस सिस्टम को साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस नोजल के अंत में, पानी के पारित होने के लिए छेद के अलावा, कठोर ब्रिसल्स के साथ एक ब्रश है। जिसके कारण ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाओं के ताले साफ हो जाते हैं, पट्टिका और खाद्य अवशेष उनसे धो दिए जाते हैं।

पैरोडोंटोलॉजिकल नासाडका का उपयोग गम जेब को साफ करने के लिए किया जाता है (वे तब बनते हैं जब सूजन वाले मसूड़ों को दांत से दूर ले जाया जाता है, एक जेब बनाते हैं)। इस नोजल में गम देखभाल के लिए एक नरम रबर टिप है।

कीटाणुशोधन मोड जलाशय को निष्फल करता है। पानी और हर्बल समाधानों के साथ संपर्क से सिंचाई में रोगजनक सूक्ष्मजीवों का विकास हो सकता है। एक अंतर्निहित पराबैंगनी दीपक जलाशय को निष्फल करता है।

विशेषताएं:
1. किट में 3 नलिका।
2. पानी की टंकी में वृद्धि - 180 मिलीलीटर।
3. तह डिजाइन सिंचाईकर्ता को परिवहन के लिए कॉम्पैक्ट और सुविधाजनक बनाता है।
4. टैंक का कीटाणुशोधन मोड।
5. नोजल भंडारण डिब्बे सिंचाई में बनाया गया।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. नोजल की स्थापना और हटाने नोजल भंडारण डिब्बे से नोजल निकालें। नोजल को ठीक करने के लिए क्लिक करने से पहले नोजल सॉकेट में नोजल डालें। नोजल को हटाने के लिए, नोजल चेंज बटन दबाएं और इसे सॉकेट से खींचें। नोजल को नोजल स्टोरेज डिब्बे में रखें और सुरक्षित रूप से लॉक करें।
2. पानी से भरें टैंक का ढक्कन खोलें। सिंचाई करने वाले को क्षैतिज रूप से पकड़ना, पानी डालना। पानी डालो, ढक्कन बंद करो। शुद्ध आसुत जल का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। यदि पानी ठंडा महसूस करता है, तो कमरे के तापमान पर पानी का उपयोग 40 °C से अधिक न करें। नमक का पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डॉक्टर की सिफारिशों के अनुसार मौखिक गुहा के लिए एक साधन।
3. सक्षम करें और मोड का चयन करें डिवाइस को चालू करने के लिए संक्षिप्त रूप से बटन पर क्लिक करें। सफाई मोड को स्विच करने के लिए बटन पर संक्षेप में दबाएं। मोड बटन का लंबा प्रेस (3 सेकंड) - गति बदलता है। उपयोग के बाद, लंबे प्रेस (3 सेकंड) के साथ डिवाइस को बंद कर दें। जब बंद कर दिया जाता है, तो डिवाइस उस मोड को याद रखेगा जो पिछली बार उपयोग किया गया था और अगली बार इसे चालू किया जाता है, यह स्वचालित रूप से इस मोड में काम करना शुरू कर देगा।

कैसे उपयोग करें:
1. एक मानक बहुक्रियाशील नोजल का उपयोग करें। बटन पर क्लिक करें, वांछित मोड और गति का चयन करें। फिर नोजल को दांतों के सामने रखें ताकि पानी का जेट इलाज क्षेत्र के लिए लंबवत हो। नोट: संवेदनशील मसूड़ों से आसानी से खून बहने लगता है। जेट को सीधे मसूड़ों तक न ले जाएं!
2. अपने पीठ के दांतों को ब्रश करना शुरू करें और अपने सामने के दांतों पर जाएं। पूरे डेंटिशन को पास करें, जब तक कि दांतों के बीच मसूड़ों और स्थान को साफ नहीं कर दिया जाता है, तब तक प्रत्येक दांत पर संक्षेप में टिका रहता है। यदि आप दंत चिकित्सा के बाहर से शुरू करते हैं, तो पीठ के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। यह एल्गोरिथ्म दांतों की ऊपरी और निचली पंक्ति दोनों के लिए किया जाना चाहिए। ध्यान दें: संवेदनशील दांतों वाले लोगों को नाजुक आहार चुनने की सलाह दी जाती है।
3. गम जेब को साफ करने के लिए, एक पीरियडोंटोलॉजिकल नोजल का उपयोग करें। पावर बटन पर क्लिक करें, वांछित मोड का चयन करें। नोजल को एक कोण पर रखें ताकि नोजल टिप का उद्देश्य मसूड़े के किनारे और दंत जेब में हो। उपरोक्त सिफारिशों के अनुसार सफाई करें।
4. ब्रेस सिस्टम को साफ करने के लिए, एक ऑर्थोडोंटिक नोजल का उपयोग करें। पानी की एक धारा के पारित होने के लिए छेद के अलावा, इसमें अंत में कठोर ब्रिसल्स के साथ एक ब्रश होता है, इसलिए यह ब्रेस सिस्टम के ताले को अच्छी तरह से साफ करता है, उनसे पट्टिका और खाद्य अवशेषों को धोता है।
5. परिशोधन मोड: सिंचाईकर्ता को उसकी बंद स्थिति में मोड़ें और यूवी सफाई मोड स्वचालित रूप से 10 मिनट के लिए शुरू हो जाएगा।

6. दृष्टि को नुकसान से बचने के लिए बैंगनी रंग के नसबंदी दीपक को सीधे न देखें।

उपयोग की आवृत्ति:
दिन में 2 बार, भोजन के बाद, ऑर्थोडॉन्टिक संरचनाओं की देखभाल के लिए - प्रत्येक भोजन के बाद।

आवेदन की अवधि:
यह असीमित है।

मतभेद:
1. पीरियडोंटाइटिस का बढ़ना, मौखिक गुहा में तीव्र भड़काऊ प्रक्रियाएं।
2. मसूड़ों का गंभीर रक्तस्राव।
3. मौखिक गुहा में सर्जरी के तुरंत बाद।

चेतावनी:
1. चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग कनेक्टर को सूखा रखें।
2. उस निर्दिष्ट वोल्टेज से अलग वोल्टेज के साथ बिजली स्रोत से कनेक्ट न करें।
3. गीले हाथों से चार्जर को न छुएं।
4. क्षतिग्रस्त या खराब डिवाइस का उपयोग न करें।
5. पानी की एक धारा को सीधे जीभ, कान या शरीर के अन्य हिस्सों में निर्देशित न करें - पानी का दबाव उन्हें घायल कर सकता है।
6. दांत की बीमारी के मामले में, दंत चिकित्सक की देखरेख में इस उत्पाद का उपयोग करें।
7. इस उत्पाद का उपयोग मुंह के उत्पाद या आपके दंत चिकित्सक द्वारा अनुशंसित उत्पाद के संयोजन में किया जा सकता है।
8. गैर-विशेषज्ञों को इस उपकरण को अलग नहीं करना चाहिए या विदेशी वस्तुओं को इसके उद्घाटन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।
9. परिसर के बाहर कठोर परिस्थितियों में इस उपकरण को संचालित करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।
10. उत्पाद टैंक में आयोडीन, ब्लीच या पानी में अघुलनशील सुगंधित तेल न डालें, क्योंकि इन पदार्थों का उपयोग प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और डिवाइस के जीवन को छोटा करेगा।
11. इस उत्पाद का उपयोग करने से पहले, मुंह से सभी गहने हटा दें।
12. यदि जीभ या मुंह में घाव दिखाई दे तो इस उत्पाद का उपयोग न करें।
13. यदि आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक्स निर्धारित करता है, तो इस उत्पाद का उपयोग केवल अपने डॉक्टर की स्पष्ट सिफारिश पर करें।
14. चोट से बचने के लिए अपने कानों में पानी की एक धारा को निर्देशित न करें।
15. 3 साल से कम उम्र के बच्चों को इस उत्पाद का उपयोग करने की अनुमति न दें।
16. उत्पाद को सीधे धूप और गर्मी स्रोतों से दूर एक सूखे और साफ कमरे में स्टोर करें।
17. लंबी अवधि के भंडारण (3 महीने से अधिक) के लिए उत्पाद को हटाने से पहले, पूरी तरह से बैटरी चार्ज करें।
18. टैंक में पानी के बिना उत्पाद को चालू करने का प्रयास न करें, इससे डिवाइस विफल हो सकता है।
19. टैंक को साफ करने के लिए 40 °C से ऊपर गर्म पानी का उपयोग न करें। टैंक की सेवा जीवन को बढ़ाने के लिए, उच्च तापमान के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप इसके विरूपण की अनुमति न दें। इस उत्पाद को साफ करने के लिए, 40 °C या नल के पानी के जेट से नीचे कमरे के तापमान के पानी का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
20. टूथपेस्ट, नमक, ठोस माउथवॉश टैबलेट या अन्य रसायनों को पानी में न डालें ताकि उत्पाद को क्लॉगिंग और क्षति से बचा जा सके।

21. माउथवॉश या फ्रेशनर डालने से पहले, जांचें कि क्या उनमें आइसोप्रोपिलिरिस्टेट है, जो उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकता है और सामान्य संचालन को प्रभावित कर सकता है।
22. पतला, अल्कोहल और अन्य आक्रामक सफाई उत्पादों का उपयोग न करें, अन्यथा इससे उत्पाद के रंग और विफलता में बदलाव हो सकता है।

बॉक्स में: (1) सिंचाईकर्ता, (2) मानक नोजल, (3) आवधिक नोजल,
4. ऑर्थोडोंटिक्स नोजल 5) स्टोरेज बैग, 6) निर्देश, 7) यूएसबी-डीसी चार्जिंग केबल।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 4 h

स्मार्ट टाइमर: नहीं

मोड और गति में से प्रत्येक पर कार्य समय:
मानक मोड
• कमजोर गति - 96 मिनट
• औसत गति: 72 मिनट
मजबूत गति: 59 मिनट पल्स मोड
• कमजोर गति - 133 मिनट
• औसत गति: 103 मिनट
• मजबूत गति - 84 मिनट
• नरम मोड
• कमजोर गति - 140 मिनट
• औसत गति: 96 मिनट

प्रत्येक मोड और गति में दालों की आवृत्ति:
मानक मोड
• कमजोर गति - 1440 / मिनट
• औसत गति: 1920/मिनट
• मजबूत गति: 2400 / मिनट
• पल्स मोड
कमजोर गति - 1440 / मिनट। ± 10%
औसत गति - 1920 / मिनट। ± 10%
मजबूत गति - 2400 / मिनट। ± 10%
• नरम मोड
कमजोर गति - 960 / मिनट। ± 10%
• औसत गति: 1440 / मिनट ± 10%
• मजबूत गति - 1920 / मिनट। ± 10%

जलाशय क्षमता: 180 ml

जल प्रतिरोध: IPX7

एक पूर्ण जलाशय के उपयोग का समय (खाली करना):
मानक मोड
• कमजोर गति - 116 सेकंड
औसत गति - 68 सेकंड मजबूत गति - 55 सेकंड

पल्स मोड
कमजोर गति - 144 सेकंड
• औसत गति: 93 सेकंड
• उच्च गति - 65 सेकंड के नरम मोड
• कमजोर गति - 143 सेकंड
औसत गति: 92 सेकंड
• मजबूत गति - 65 सेकंड

शक्ति: मानक मोड • कम गति - 339.2 kPa • मध्यम गति - 661.2 kPa • उच्च गति - 901.1 kPa। पल्स मोड • कम गति - 315.1 kPa • मध्यम गति - 460.6 kPa • उच्च गति - 776.3 kPa। कोमल मोड • कम गति - 133.1 kPa • मध्यम गति - 375.8 kPa • उच्च गति - 655.0 kPa



MIO2 - ईएमएस के साथ माइक्रोकरेंट मालिश

त्वचा की दृढ़ता में सुधार

उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करता है

चिकनी झुर्रियों

लक्ष्य पफनेस और रंजकता

चिंताएं: चेहरे की झुर्रियाँ, आंखों के नीचे चेहरे और हलकों की सूजन, सुस्त और झिलमिलाहट वाली त्वचा, सैगिंग जौल्स, उम्र से संबंधित परिवर्तन, पतला छिद्र, रंजकता।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, पीसी प्लास्टिक, जस्ता धातु।

वज़न: मालिश - 80 ग्राम, आधार - 70 ग्राम।

कार्य:

ईएमएस - मांसपेशियों के लिए विद्युत प्रवाह myostimulation, यह त्वचा की परतों में गहराई से प्रवेश करता है, मांसपेशियों की परत तक पहुंचता है। मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करना, ईएमएस त्वचा को कसने को बढ़ावा देता है, उठाने का प्रभाव स्वयं प्रकट होता है, कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन बढ़ता है, त्वचा की दृढ़ता और लोच बढ़ जाती है, सूजन हटा दी जाती है।

समारोह आपको 42 + / - 3 °C के तापमान पर मालिश करने की अनुमति देता है, जिससे रक्त और लसीका प्रवाह में तेजी आती है, चयापचय प्रक्रियाओं को सक्रिय करती है, ऑक्सीजन के साथ ऊतकों की आपूर्ति बढ़ती है। नतीजतन, रंग में सुधार होता है, त्वचा चिकनी हो जाती है और उम्र बढ़ने के संकेत कम ध्यान देने योग्य हो जाते हैं।

कंपन त्वचा पर एक यांत्रिक प्रभाव है, जो कोशिकाओं में सभी चयापचय प्रक्रियाओं को बढ़ाता है, विषाक्त पदार्थों को हटाने को उत्तेजित करता है, त्वचा के उत्थान को बढ़ावा देता है।

विशेषताएं:
1. 3 मोड: ईएमएस, हीटिंग, ईएमएस / कंपन / हीटिंग।
2. मूर्त धाराओं - WAU ब्रांड से अद्यतन डिवाइस में, इंजीनियरों, वर्तमान शक्ति और पल्स आवृत्ति को विनियमित करके, प्राप्त किया कि ईएमएस ऑपरेशन का न केवल उपयोग के परिणामस्वरूप एक दृश्य प्रभाव था, बल्कि प्रक्रिया के दौरान भी ध्यान देने योग्य था।
3. दो स्वतंत्र चैनल (2 इलेक्ट्रोड वर्तमान स्रोतों के रूप में) कवरेज क्षेत्र को बढ़ाते हैं, मांसपेशियों और वर्तमान की धारणा पर अधिक स्पष्ट प्रभाव डालते हैं।
4. वायरलेस चार्जिंग - चार्जिंग बेस का उपयोग करके चार्ज करना।
5. आसान नियंत्रण - डिवाइस को 1 बटन द्वारा नियंत्रित किया जाता है: मोड स्विच करने के लिए चालू और बंद से।
6. MIO2 का घुमावदार आकार चेहरे के आकृति को दोहराता है, और शंक्वाकार कोण एक्यूपंक्चर बिंदुओं की मालिश करने और मांसपेशियों को आराम करने में मदद करेंगे। डिवाइस का आकार भी आपको गुआ शा मालिश के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देता है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. नियंत्रण उपकरण MIO2 1 बटन द्वारा किया जाता है।
2. चालू / बंद बटन पर एक लंबे प्रेस के साथ डिवाइस को चालू करें।
3. ऑन / ऑफ बटन पर एक लघु प्रेस के साथ, वांछित मोड का चयन करें:
• ब्लू सूचक - ईएमएस;
• लाल सूचक - हीटिंग;
सफेद सूचक - ईएमएस, हीटिंग और कंपन का मिश्रण।
4. चालू / बंद बटन पर एक लंबे प्रेस के साथ मालिश बंद करें।

कैसे उपयोग करें:
1. त्वचा पर एक प्रवाहकीय मालिश जेल लागू करें। मालिश क्षेत्र में डिवाइस की कामकाजी सतह को लागू करें।
2. चेहरे और गर्दन क्षेत्र की मालिश करें, चेहरे पर मांसपेशियों की शारीरिक व्यवस्था के अनुसार नीचे से ऊपर की ओर बढ़ें।
3. MIO2 काम कर रहे मालिश सतह का उपयोग करके, आप मालिश लाइनों के साथ चलते समय एक गुआ शा मालिश दे सकते हैं।
4. डिवाइस का शंक्वाकार कोने एक्यूपंक्चर बिंदुओं की मालिश के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन बिंदुओं को हल्के से स्पर्श करें और एक छोटा सर्कल बनाएं।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपचार पाठ्यक्रम की आवृत्ति	
घने त्वचा / सूजन / सैगिंग	शाम, दिन के दूसरे आधे	ईएमएस मोड - 3-5 मिनट ईएमएस मोड + हीट + कंपन - 5 मिनट	सप्ताह में 2-3 बार	10 सप्ताह। तोड़ें: 2 सप्ताह। चल रहे आधार पर 10 सप्ताह के पाठ्यक्रम को दोहराएं।
ठीक लाइनों के साथ सूखी त्वचा	सुबह में।	हीटिंग मोड - 2-3 मिनट ईएमएस मोड - 3-4 मिनट ईएमएस मोड + ताप + कंपन - 3 मिनट	सप्ताह में 1-2 बार	10 सप्ताह। तोड़ें: 2 सप्ताह। चल रहे आधार पर 10 सप्ताह के पाठ्यक्रम को दोहराएं।

मतभेद:
1. त्वचा की अखंडता का उल्लंघन।
2. कई कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के बाद त्वचा उपचार की अवधि (उदाहरण के लिए, लेजर पुनरुत्थान, रासायनिक छिलके, मेसोथेरेपी, आदि)।
3. स्टेरॉयड के साथ दवाओं ले.

चेतावनी:
1. डिवाइस को पानी में न डुबोएं।
2. एक आर्द्र वातावरण में डिवाइस को चार्ज न करें (उदाहरण के लिए, एक भरे बाथटब, शॉवर, पूल के पास)।
3. डिवाइस को आग में न डालें।
4. यदि मालिश स्वयं या उसके घटक क्षतिग्रस्त हैं तो डिवाइस का उपयोग न करें।
5. मालिश को हर 2 महीने में कम से कम 100% चार्ज करें - यह बैटरी जीवन को लम्बा खींच देगा।
6. यह उपकरण 12 वर्ष से कम उम्र के लोगों और सीमित शारीरिक, संवेदी और मानसिक क्षमताओं वाले लोगों द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं है।

बॉक्स में: (1) मालिश, (2) चार्जिंग बेस, (3) यूएसबी-सी चार्जिंग केबल,
4. भंडारण बैग (5) नैपकिन, (6) अनुदेश।

तकनीकी विनिर्देश:

आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): मालिश 136x54x22 mm, चार्जिंग बेस 85x78x52 mm

शक्ति का स्रोत: लिथियम-आयन बैटरी

बैटरी क्षमता: 500 mAh

ऑपरेटिंग वोल्टेज: 3,7 V

शक्ति: 5 W

चार्जिंग समय: 2,5 h

ऑपरेटिंग समय: एक पूर्ण चार्ज से 50 मिनट

स्मार्ट टाइमर: 10 min

कंपन गति: 1200 क्रांतियाँ प्रति मिनट

ईएमएस तीव्रता: 2 mA

वर्तमान आवृत्ति: 2,5 kHz

वेवफॉर्म: द्विघात सममित आयताकार तरंग

हीटिंग तापमान: 42 ± 3 °C

जल प्रतिरोध: IPX4



MIRA - चेहरे और गर्दन के लिए उठाने की मालिश

सूजन को कम करता है

लिफ्ट चेहरे और गर्दन

झुर्रियों को कम करता है

त्वचा की दृढ़ता में सुधार

लक्ष्य मुँहासे

चिंताएं: झुर्रियाँ, त्वचा की चमक और शिथिलता, चमक का नुकसान और त्वचा टोन की गिरावट, सूजन, लालिमा, जलन, सूजन।

सामग्री: पीसी प्लास्टिक, एबीएस प्लास्टिक, सिलिकॉन, जस्ता धातु।

वज़न: मालिश - 164 ग्राम, आधार - 115 ग्राम

कार्य:

ईएमएस मांसपेशी मायोस्टिमुलेशन के लिए एक विद्युत प्रवाह है, यह मांसपेशियों की परत तक पहुंचते हुए त्वचा की परतों में गहराई से प्रवेश करता है। मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करना, ईएमएस त्वचा को कसने को बढ़ावा देता है, उठाने का प्रभाव स्वयं प्रकट होता है, कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन बढ़ता है, त्वचा की दृढ़ता और लोच बढ़ जाती है, सूजन हटा दी जाती है।

कंपन - यांत्रिक दोलन (= नाड़ी) जो ऊतकों में लसीका जल निकासी और माइक्रोसर्कुलेशन (तरल पदार्थ की गति: रक्त / लसीका) में सुधार करते हैं, साथ ही मांसपेशियों के क्लैंप को आराम करते हैं, जिससे सूजन, बेहतर रंग और सौंदर्य प्रसाधनों के बढ़ते प्रवेश को हटा दिया जाता है।

एलईडी - थेरेपी - प्रत्येक रंग दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में एक निश्चित तरंग दैर्ध्य से मेल खाता है। विभिन्न गहराई पर त्वचा पर अभिनय करके, प्रकाश त्वचा रिसेप्टर्स द्वारा अवशोषित होता है, सेल के अंदर प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है और एक निश्चित त्वचा प्रतिक्रिया का कारण बनता है। लाल एलईडी प्रकाश - त्वचा में गहराई से प्रवेश करता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अवशोषित होता है और फाइब्रोब्लास्ट द्वारा कोलेजन और इलास्टिन के उत्पादन को सक्रिय करता है। इन प्रक्रियाओं का परिणाम निम्नलिखित सौंदर्य प्रभावों में व्यक्त किया गया है: कायाकल्प, लोच, झुर्रियों में कमी। नीले एलईडी प्रकाश porphyrin बैक्टीरिया पी मुँहासे, जो एकल ऑक्सीजन कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है के गठन की ओर जाता है द्वारा अवशोषित कर लेता है, जिससे मुँहासे से लड़ने, सूजन और वसामय ग्रंथियों को सामान्य। ग्रीन एलईडी लाइट - त्वचा को शांत करता है, रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है और लसीका प्रवाह में सुधार करता है। संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील त्वचा के लिए अच्छा है। लालिमा को खत्म करने, सूजन को कम करने, कूपरोसिस का मुकाबला करने के लिए प्रभावी।

गर्मी - वासोडिलेशन का कारण बनता है - छोटे रक्त वाहिकाओं का विस्तार। इससे उपचारित क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त परिसंचरण में वृद्धि, बदले में, चयापचय उत्पादों के तेजी से उन्मूलन में योगदान देती है, त्वचा के समग्र सेलुलर पोषण में सुधार करती है। इसके अलावा, रक्त प्रवाह में वृद्धि, शरीर का तापमान बढ़ाना, पसीने की नलिकाओं को सक्रिय करता है। यह शारीरिक रूप से छिद्र छेद को खोलता है, उन्हें सफाई या सौंदर्य प्रसाधन लेने के लिए तैयार करता है।

शीत - वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिससे त्वचा की सतह पर रक्त प्रवाह होता है और केशिकाओं की दीवारों की पारगम्यता कम हो जाती है - इससे लालिमा में कमी आती है (रक्त प्रवाह में कमी के कारण) और एडिमा को हटाने (ऊतक में जहाजों से तरल पदार्थ के उत्पादन में कमी के कारण)।

विशेषताएं:
1. 5 प्रौद्योगिकियों। बहुक्रियाशीलता सुनिश्चित करना। सभी समस्याओं को हल करने के लिए 1 डिवाइस, खरीदते समय बचत।
2. डिवाइस आपको मोड को संयोजित करने और आपकी त्वचा की जरूरतों के लिए देखभाल को अनुकूलित करने की अनुमति देता है।
3. ईएमएस के 3 स्तर। एक आरामदायक दर्द रहित जोखिम चुनने के लिए।
4. 3 प्रकाश phototherapy, समस्याओं की एक किस्म को हल करने के लिए।
5. एर्गोनोमिक आकार: वॉल्यूमेट्रिक हैंडल एक आरामदायक पकड़ प्रदान करता है, जो आपको मालिश पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।
6. स्मार्ट तकनीक। मालिश एक स्मार्ट टाइमर पर काम करता है, 10 मिनट की मालिश के बाद, डिवाइस स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। ठंड मोड भी 3 मिनट तक काम करता है, जो डिवाइस की सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है।
7. बहुआयामी काम कर रहे सतह। चाप के आकार की कामकाजी सतह आपको बड़ी संख्या में क्षेत्रों के साथ काम करने की अनुमति देती है: गर्दन, ठोड़ी (चेहरे की आकृति), गाल, आंखों के नीचे का क्षेत्र, माथे।
8. काम की सतह की सामग्री। मीरा के सिर पर सोने की कोटिंग के साथ स्टील से बने दो सक्रिय इलेक्ट्रोड हैं। विद्युत चालकता में, सोना तीसरे स्थान पर है, केवल दो धातुओं के लिए दूसरा: चांदी और तांबा। इलेक्ट्रोड की एक विशेष कोटिंग इस डिवाइस के साथ वर्तमान की चालकता में योगदान देती है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. डिवाइस को मध्य बटन (एलईडी बटन) पर लंबे समय तक दबाकर चालू किया जाता है।
2. एलईडी बटन पर एक छोटा प्रेस फोटोथेरेपी के प्रकाश को स्विच करता है। पहले प्रेस में लाल एलईडी लाइट, दूसरा प्रेस ब्लू एलईडी लाइट, तीसरा प्रेस ग्रीन, चौथा प्रेस फोटोथेरेपी फ़ंक्शन को बंद कर देता है।
3. हर बार जब फोटोथेरेपी का प्रकाश एलईडी बटन के चारों ओर स्विच किया जाता है, तो फोटोथेरेपी के एक निश्चित प्रकाश के अनुरूप एक प्रकाश डायोड प्रकाशित होता है।
4. शीर्ष बटन (ईएमएस बटन) पर एक लघु प्रेस में ईएमएस मोड शामिल है। एक छोटा प्रेस आपको ईएमएस की तीव्रता स्तर निर्धारित करने की अनुमति देता है। पहला प्रेस 1 स्तर की तीव्रता (कमजोर), दूसरा प्रेस 2 स्तर की तीव्रता (मध्यम) है, तीसरा प्रेस 3 स्तर की तीव्रता (मजबूत) है। बार-बार दबाने से ईएमएस मोड पूरी तरह से अक्षम हो जाएगा।
5. डिवाइस के प्रदर्शन पर मोड के प्रत्येक स्विच में धाराओं की तीव्रता का स्तर प्रदर्शित होता है: सबसे कमजोर से सबसे मजबूत तक। 1 तीव्रता का स्तर 1 डायोड, 2 स्तर - 2 डायोड जलता है, 3 स्तर पर सभी 3 डायोड जला।
6. शीर्ष बटन (ईएमएस बटन) के लंबे समय तक दबाने में तरंग कंपन शामिल है। शीर्ष बटन पर बार-बार लंबी अवधि के प्रेस कंपन समारोह को निष्क्रिय कर देता है।
7. नीचे बटन (तापमान बटन) पर एक छोटा प्रेस ठंडे मोड पर बदल जाता है। यह 3 मिनट के लिए काम करता है और इस समय के बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। यह डिवाइस को ओवरहीटिंग से बचाता है और आपको सबसे ठंडे संभव मोड में सबसे ठंडे तापमान पर काम करने की अनुमति देता है। जब आप डिवाइस के प्रदर्शन पर ठंडे मोड को चालू करते हैं, तो नीले एलईडी लाइट थर्मामीटर आइकन रोशनी करता है।
8. तापमान बटन को बार-बार दबाने से ठंड गर्म हो जाती है। गर्म मोड पर स्विच करते समय, लाल थर्मामीटर का आइकन डिस्प्ले पर रोशनी करता है।

9. इस मालिश एक स्मार्ट टाइमर है। ऑपरेशन के 10 मिनट के बाद, डिवाइस अपने आप बंद हो जाता है।
10. डिवाइस को बंद करने के लिए, एलईडी बटन दबाएं और दबाए रखें।

कैसे उपयोग करें:
1. त्वचा पर एक संपर्क जेल कंडक्टर या आपके पानी आधारित जेल जैसी देखभाल उत्पाद लागू करें, जो अधिकतम परिणामों के लिए धाराओं की बेहतर चालकता सुनिश्चित करेगा।
2. डिवाइस को चालू करें। आपको जिस मोड की आवश्यकता है उसे सेट करें।
3. गर्दन क्षेत्र के साथ मालिश शुरू करें। इयरलोब से कॉलरबोन तक ऊर्ध्वाधर रेखाएं ले जाएं। लसीका मार्गों को खोलने के लिए।
4. फिर चेहरे की मालिश करें, चेहरे के केंद्र से परिधि तक मालिश लाइनों के साथ आगे बढ़ें। आंदोलन की दिशा गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करने और मांसपेशियों को कसने के लिए तिरछे रूप से ऊपर है। प्रक्रिया नीचे से (ठोढ़ी से) ऊपर (माथे पर बालों की रेखा तक) चलती है।
5. माथे के क्षेत्र को क्षैतिज झुर्रियों को चिकना करने की आवश्यकता होती है, इसके लिए, लंबवत ऊपर की ओर बढ़ें।
6. मालिश शुरू करने के लिए, हीटिंग और कंपन मोड को जोड़ने की सिफारिश की जाती है। इन दो तकनीकों का संयोजन त्वचा को तैयार करने में मदद करेगा: इसे सक्रिय अवयवों और उत्तेजना के लिए यथासंभव ग्रहणशील बनाएं। प्रशिक्षण का उद्देश्य मांसपेशियों को आराम करना, सफाई के लिए छिद्रों का विस्तार करना, कोशिकाओं को तैयार करने के लिए रक्त परिसंचरण और लसीका जल निकासी में वृद्धि करना है। 2 मिनट तक एक्सपोजर की अवधि।
7. इसके बाद प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा आता है, जिसके दौरान कोशिकाओं और मांसपेशियों को उत्तेजित किया जाता है, रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। इस चरण का लक्ष्य नया कोलेजन और इलास्टिन बनाना, मांसपेशियों को प्रशिक्षित करना (उठाना) और विशिष्ट समस्याओं (उदाहरण के लिए, मुँहासे या रंजकता) को खत्म करना है। ईएमएस मोड चालू करें, आपके लिए एक आरामदायक तीव्रता स्तर सेट करें। एलईडी थेरेपी सेट अप करें। लाल एलईडी लाइट के साथ शुरू करें।
8. एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए मुख्य कायाकल्प प्रभाव के बाद, आप लाल एलईडी प्रकाश को नीले रंग में बदल सकते हैं (मुँहासे के साथ काम करते समय और वसा सामग्री का मुकाबला करते समय) या हरा (त्वचा को शांत करने और कूपरोसिस / लालिमा का मुकाबला करने के लिए)। चरण की कुल अवधि 6 मिनट है।
9. ठंड समारोह का उपयोग कर मालिश पूरा करें। यह चरण आपको प्राप्त परिणामों को रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। ठंड त्वचा को शांत करेगी, अवशिष्ट लालिमा से राहत देगी और त्वचा में सौंदर्य प्रसाधनों के सक्रिय घटकों को ठीक करेगी। अंतिम चरण 2 मिनट तक है।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार चक्र
तेल या संयोजन त्वचा / बढ़े हुए छिद्र / तैलीय चमक / पोस्ट-मुँहासे के निशान	सुबह	ईएमएस + ब्लू एलईडी लाइट + ठंडा। ठंडा मोड (2 मिनट) के साथ शुरू करें, फिर ईएमएस और प्रकाश जोड़ें। 3 उपचार के लिए न्यूनतम ईएमएस तीव्रता का उपयोग करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं।	सप्ताह में 2-3 बार, 10-15 मिनट के लिए	उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने का ब्रेक: 2-3 महीने पाठ्यक्रमों के बीच: 10-15 मिनट के लिए सप्ताह में 2-3 बार नीली एलईडी लाइट

सैगिंग / पफी एजिंग पैटर्न / मॉर्निंग पफनेस	सुबह	ईएमएस + ठंडा। शीत मोड (2 मिनट) के साथ शुरू करें, फिर ईएमएस जोड़ें। 3 उपचार के लिए न्यूनतम ईएमएस तीव्रता का उपयोग करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं।	सप्ताह में 3-4 बार, 10-15 मिनट के लिए	उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने। तोड़: 2-3 महीने।
सुस्त त्वचा / दृढ़ता और टोन का नुकसान	सुबह / शाम (किसी भी समय)	ईएमएस + लाल एलईडी लाइट + हीट (10-15 मिनट), फिर ठंडा (2-3 मिनट)। 3 उपचार के लिए न्यूनतम ईएमएस तीव्रता का उपयोग करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं।	सप्ताह में 2-3 बार, 10-15 मिनट	उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने दोहराएँ: 4-5 महीने। पाठ्यक्रमों के बीच में: प्रति सप्ताह 1 रखरखाव सत्र
सूखी / निर्जलित त्वचा	शाम	ईएमएस + गर्मी। हीट मोड (2 मिनट) के साथ शुरू करें, फिर ईएमएस जोड़ें। 3 उपचार के लिए न्यूनतम ईएमएस तीव्रता का उपयोग करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं।	सप्ताह में 2 बार, 10-15 मिनट	उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने दोहराएँ: 4-5 महीने। पाठ्यक्रमों के बीच में: रखरखाव सत्र 2 सप्ताह में 1 बार
परिपक्व त्वचा / दृढ़ता और टोन की हानि	शाम	ईएमएस + लाल एलईडी लाइट + हीट। हीट मोड (2 मिनट) के साथ शुरू करें, फिर ईएमएस और प्रकाश जोड़ें। 3 उपचार के लिए न्यूनतम ईएमएस तीव्रता का उपयोग करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं।	सप्ताह में 2-3 बार, 15 मिनट	उपचार पाठ्यक्रम: 1-1.5 महीने। दोहराएँ: 4-5 महीने। पाठ्यक्रमों के बीच में: रखरखाव सत्र महीने में 1-2 बार + सप्ताह में 3 बार लाल एलईडी लाइट का उपयोग (15 मिनट)
मांसपेशी हाइपरटोनिसिटी / तनाव	शाम	ईएमएस (तीव्रता स्तर 1 केवल) + ग्रीन एलईडी लाइट। 3 उपचार के लिए न्यूनतम ईएमएस तीव्रता का उपयोग करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं।	सप्ताह में 2-3 बार, 15 मिनट। मांसपेशियों के तंतुओं की दिशा में आगे बढ़ें।	उपचार पाठ्यक्रम: 1-1.5 महीने दोहराएँ: छह महीने के बाद या जब मांसपेशियों में जकड़न की भावना होती है
संवेदनशील त्वचा / छूट में कॉपोरेज़	सुबह / शाम (किसी भी समय)	ईएमएस (तीव्रता स्तर 1 केवल) + ग्रीन एलईडी लाइट। 3 उपचार के लिए न्यूनतम ईएमएस तीव्रता का उपयोग करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं।	सप्ताह में 2 बार, 10 मिनट	उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने दोहराएँ: 4-5 महीनों में। पाठ्यक्रमों के बीच में: रखरखाव सत्र 2-3 सप्ताह में 1 बार

गर्दन	शाम	ईएमएस + लाल एलईडी लाइट + हीट। हीट मोड (2 मिनट) के साथ शुरू करें, फिर ईएमएस और प्रकाश जोड़ें। 3 उपचार के लिए न्यूनतम ईएमएस तीव्रता का उपयोग करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं। केवल तभी उपयोग करें जब थायराइड रोग जैसे कोई मतभेद न हों। हमेशा थायराइड क्षेत्र और कैरोटिड साइनस क्षेत्र से बचें, जहां थायरॉयड के बगल में नाड़ी महसूस की जा सकती है।	सप्ताह में 2-3 बार, 10-15 मिनट	उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने दोहराएँ: 4 महीने पाठ्यक्रमों के बीच में: रखरखाव सत्र 2 सप्ताह में 1 बार

मतभेद:
1. यह उपकरण केवल व्यक्तिगत घरेलू उपयोग के लिए है और एक चिकित्सा उपकरण नहीं है।
2. निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को केवल डिवाइस का उपयोग करना होगा
डॉक्टर:
• गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
• संवेदनशील त्वचा या त्वचा रोगों वाले लोग
इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ लोग स्थापित (जैसे पेसमेकर)।
• मधुमेह या संचार संबंधी विकारों वाले लोग।
3. निम्नलिखित क्षेत्रों में डिवाइस का उपयोग न करें:
• त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्र (घाव, सूजन, एक्जिमा)।
• श्लेष्म झिल्ली (आंखों, मुंह) के क्षेत्र।

चेतावनी:
1. ठंड मोड का उपयोग करते समय, शीतदंश से बचने के लिए त्वचा के एक क्षेत्र पर डिवाइस को बहुत लंबे समय तक न रखें।
2. हीटिंग मोड का उपयोग करते समय, यदि आप जलन को रोकने के लिए अत्यधिक गर्म महसूस करते हैं तो तुरंत प्रक्रिया को रोकें।
3. बच्चों को केवल वयस्क पर्यवेक्षण के तहत डिवाइस का उपयोग करना चाहिए।

बॉक्स में: (1) मीरा मालिश, (2) काम करने वाली सतह कवर, (3) चार्जिंग बेस,
4. यूएसबी-प्रकार सी केबल, 5) निर्देश, 6) भंडारण बैग।

तकनीकी विनिर्देश:

आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): 179.5x72x48.4 mm (मालिश), 81x69.8x64.8 mm (आधार)

शक्ति: 10 W

ऑपरेटिंग वोल्टेज: 3,7 V

शक्ति का स्रोत: निर्मित लिथियम बहुलक बैटरी

बैटरी क्षमता: 1350 mAh

चार्जिंग समय: 3 h

ऑपरेटिंग समय: 35 min

स्मार्ट टाइमर: 10 मिनट हीट मोड - 5 मिनट कोल्ड मोड - 3 मिनट

कंपन गति: 7000 क्रांतियाँ प्रति मिनट

वर्तमान: 1 स्तर - 1.9 mA 2 स्तर - 2.48 mA 3 स्तर - 3.44 mA

वर्तमान आवृत्ति: कमजोर स्तर - 20 kHz औसत स्तर - 25.2 kHz उच्च स्तर - 30.6 kHz

तरंग दैर्ध्य: लाल एलईडी लाइट - 630 nm ब्लू एलईडी लाइट - 460 nm ग्रीन एलईडी लाइट - 520 nm

वेवफॉर्म: biphasic सममित तरंग

विकिरण की तीव्रता:
लाल बत्ती - 10 mW/cm² ब्लू लाइट - 24 mW/cm² ग्रीन लाइट - 21 mW/cm²

जल प्रतिरोध: IPX3



MORI BLACK - इलेक्ट्रिक सोनिक टूथब्रश

मसूड़ों को मजबूत करता है

दांतों की सफाई

टैटार हटाता है

चिंता: दांत ब्रशिंग, पट्टिका, सांस की गंध, गम रोग।

सामग्री: प्लास्टिक।

वज़न: 200 g.

कार्य:
ब्रश का संचालन उच्च आवृत्ति कंपन के सिद्धांत पर आधारित है। शुद्धि ध्वनि से नहीं होती है, बल्कि ब्रिसल्स के तेजी से कंपन से होती है, जो ध्वनि तरंग (= उच्च आवृत्ति कंपन) से शुरू होती है। ब्रिसल्स मसूड़ों से दांत के किनारे तक तेजी से व्यापक आंदोलन करते हैं, और उच्च गति लार, पानी और टूथपेस्ट से माइक्रोबबल का प्रवाह बनाती है। मुंह में तरल पदार्थ का यह गतिशील प्रवाह प्रभावी रूप से कठिन-से-पहुंच स्थानों को भी साफ करता है।

विशेषताएं:
1. 5 ऑपरेटिंग मोड: कोमल (31000 दोलनों) से सबसे तीव्र (48000 दोलनों) तक।
2. नरम और मध्यम कठोरता के ब्रिसल्स के साथ 2 प्रकार की नलिकाएं पूरी होती हैं।
3. सफाई क्षेत्र को बदलने के बारे में श्रव्य सुराग।
4. मध्यम कठोरता के नोजल के ब्रिसल्स रंग बदलते हैं, नोजल को बदलने की आवश्यकता की याद दिलाते हैं।
5. स्मृति समारोह।
6. लंबे चार्जिंग बेस केबल।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. इलेक्ट्रिक मोटर टिप (ट्रांसमिशन शाफ्ट) के शाफ्ट के ठीक ऊपर ब्रश पर नोजल रखें और इसे स्थापित करें। महत्वपूर्ण: स्थापना के दौरान आपको नोजल को चालू करने की आवश्यकता नहीं है।
2. ब्रश को चालू करने के लिए, बटन को / बंद / स्विच मोड पर संक्षेप में दबाएं।
3. इस क्रम में बटन स्विच मोड के बार-बार छोटे प्रेस: संवेदनशील, गम देखभाल, पोलिश, सफेद, साफ।
4. हर 30 सेकंड में, ब्रश सफाई क्षेत्र को बदलने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में रुक जाता है।
5. 2 मिनट के बाद, ब्रश का स्वचालित संचालन समय समाप्त हो जाएगा, और यह बंद हो जाएगा।
6. ब्रश को स्वयं अक्षम करने के लिए, चालू / बंद / मोड स्विच बटन दबाएं।

कैसे उपयोग करें:
1. नोजल सेट करें।
2. पानी के साथ टूथब्रश नोजल को नम करें और टूथपेस्ट की आवश्यक मात्रा लागू करें।
3. ब्रश चालू करें।
4. ब्रश नोजल को मुंह में रखें। इसे मसूड़ों के सापेक्ष 45 डिग्री के कोण पर रखें। बटन पर क्लिक करें, ऑपरेशन का एक आरामदायक मोड चुनें।
5. अपने दांतों को ब्रश करना शुरू करें। दांत के आधार से अंत तक व्यापक गतियों के साथ ब्रशिंग सिर को दांत पर फैलाएं।
6. दंत चिकित्सक आपके दांतों को कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करने की सलाह देते हैं। मौखिक गुहा को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है और 30 सेकंड के लिए प्रत्येक चौथाई दंत चिकित्सा (चौड़ा) को साफ किया जा सकता है।
इस सिफारिश का पालन करने के लिए, हर 30 सेकंड के लिए ब्रश में एक टाइमर सेट किया जाता है:
ब्रश कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है। 2 मिनट के बाद, ब्रश का स्वचालित संचालन समय समाप्त हो जाएगा, और यह बंद हो जाएगा।
7. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, नोजल को कुल्ला करें और इसे स्वाभाविक रूप से सूखने दें। टूथब्रश के शरीर को पानी से भी धोया जा सकता है।

उपयोग की आवृत्ति:
दिन में 2 बार, 1 सफाई सत्र 2 मिनट।

आवेदन की अवधि:
1 नोजल के उपयोग की अवधि 3 महीने है।

मतभेद:
1. संक्रामक periodontitis।
2. मौखिक गुहा में घावों के उपचार की पोस्टऑपरेटिव अवधि या अवधि।
3. दांतों की संवेदनशीलता में वृद्धि।
4. दांतों की रोग गतिशीलता।
5. यह बच्चों द्वारा उपयोग के लिए नहीं है।

चेतावनी:
1. प्रत्येक उपयोग के बाद ध्वनि टूथब्रश पर नोजल को पानी से धोया जाना चाहिए।
2. ब्रश के शरीर को सीधे पानी से साफ किया जा सकता है।
3. दुर्घटनाओं से बचने के लिए चार्जिंग के दौरान चार्जिंग बेस पर धातु की वस्तुओं को न रखें।
4. यदि इसका शरीर या नोजल क्षतिग्रस्त है तो ब्रश का उपयोग करने से इनकार करें।
5. गर्मी के स्रोतों से दूर रखें।
6. अपने आप को एक इलेक्ट्रिक सोनिक टूथब्रश इकट्ठा या अलग न करें।

बॉक्स में: (1) टूथब्रश का शरीर, (2) नरम ब्रिसल्स के साथ नोजल,
3. मध्यम ब्रिस्टलिंग नोजल, (4) चार्जिंग के लिए प्रेरण आधार,
5. निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 12 h

ऑपरेटिंग समय: 240 min

स्मार्ट टाइमर: 2 min

रोम और कंपन:
• नाजुक - प्रति मिनट 31000 क्रांतियाँ
गम देखभाल - प्रति मिनट 35000 क्रांतियाँ
• चमकाने - 41000 क्रांतियों प्रति मिनट
• व्हाइटनिंग - 45000 क्रांतियाँ प्रति मिनट
सफाई - प्रति मिनट 48000 क्रांतियाँ

जल प्रतिरोध: IPX7



MORI 2.0 - इलेक्ट्रिक सोनिक टूथब्रश

मसूड़ों को मजबूत करता है

दांतों की सफाई

टैटार हटाता है

मसूड़े की सूजन को रोकने में मदद करता है

चिंता: दांत ब्रशिंग, पट्टिका, सांस की गंध, गम रोग।

सामग्री: पीसी प्लास्टिक।

वज़न: 110 g.

कार्य:
ब्रश का संचालन उच्च आवृत्ति कंपन के सिद्धांत पर आधारित है। सफाई ध्वनि से नहीं होती है, बल्कि ब्रिसल्स के तेजी से कंपन के कारण होती है, जो ध्वनि तरंग से शुरू होती है।

ब्रश एक दबाने वाले बल ट्रांसमीटर से लैस है, जो भौतिक दबाव को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है।

MORI 2.0 सफाई विश्लेषण के लिए 3D मानचित्रों को संकलित करने के कार्य से लैस है। कीटाणुशोधन का मामला एक पराबैंगनी स्टरलाइज़र से लैस है जो कीटाणुओं और वायरस को नष्ट करता है।

विशेषताएं:
1. स्मार्ट टाइमर।
2. 5 पेशेवर सफाई व्यवस्था:
• सावधान (संवेदनशील दांतों के लिए मोड)
• सफाई (मानक सफाई)
• सफेद तामचीनी (सफेद)
• चमकाने
• मालिश
3. स्पलैश सुरक्षा प्रणाली।
4. तीव्रता समायोजन: प्रत्येक मोड 5 स्तर (10, 30, 50, 70 और 90) प्रदान करता है ताकि आप एक आरामदायक सेटिंग चुन सकें।
5. सफाई क्षेत्रों का इंटरएक्टिव 3 डी संकेत।
6. पराबैंगनी नसबंदी का मामला।
7. नोजल के प्रतिस्थापन की सूचना।
8. चार्ज के दौरान चार्ज सूचक और नियंत्रण।
9. एलईडी संकेत के साथ दबाव सेंसर
10. विभिन्न प्रकार की सफाई के लिए किट में तीन प्रकार के विनिमेय नोजल
• रोजमर्रा की स्वच्छता के लिए क्लासिक सफाई नोजल
• बढ़ाया चमकाने प्रभाव के साथ सफेद नोक
• नरम ब्रिसल्स के साथ संवेदनशील दांतों के लिए नोजल

11. स्मृति समारोह।
12. नोजल की ऑटो परिभाषा।
13. स्वचालित सक्रियण।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. MORI 2.0 टूथब्रश एक स्वचालित स्विचिंग फ़ंक्शन से लैस है:
ब्रश तब चालू होता है जब आप शरीर को अपनी हथेली से ढकते हैं।
2. ऑन / ऑफ / सेलेक्ट फंक्शन बटन पर एक शॉर्ट प्रेस के साथ, ब्रश चालू करें।
3. कार्यों को बदलने के लिए बटन पर क्लिक करके मेनू को फ्लिक करें, एक अनुभाग का चयन करने के लिए / बंद / चयन फ़ंक्शन पर बटन पर संक्षेप में क्लिक करें।
4. आइटम "मेनू / सेटिंग" के लिए अनुभागों के माध्यम से उड़ान भरें, उस पर जाएं। मेनू" अनुभाग में, "3D OFF / 3D OFF" चुनें। चालू / बंद बटन को एक बार दबाकर इसे चालू करें।
5. एक भाषा का चयन करें। MORI 2.0 बाद में कॉन्फ़िगरेशन और उपयोग के लिए तैयार है।
6. आवश्यक नोजल का चयन करें, इसे इलेक्ट्रिक मोटर टिप (ट्रांसमिशन शाफ्ट) के शाफ्ट के ठीक ऊपर रखें और इसे स्थापित करें। नोजल स्थापित करने के बाद, निर्देश के रूप में मोरी 2.0 ब्रश को कॉन्फ़िगर करना जारी रखें।
7. सेटिंग्स सेक्शन में जाएं। सफाई का समय" अनुभाग चुनें। समय निर्धारित करें: 2/3/4 मिनट या "असीमित" फ़ंक्शन का चयन बटन दबाकर।
8. सेटिंग्स" अनुभाग से "बैक" का चयन करके सामान्य मेनू पर लौटें।
9. मेनू में, सफाई मोड निर्धारित करें।
10. मोड का चयन करने के बाद, फ़ंक्शन चयन बटन दबाकर तीव्रता सेट करें। मोरी 2.0 ब्रश में, प्रत्येक मोड के लिए 5 शक्ति स्तर प्रस्तुत किए जाते हैं: 10, 30, 50, 70 और 90।
11. MORI 2.0 ब्रश एक स्मृति समारोह है। 10 सेकंड से अधिक समय तक मोड का उपयोग करते समय, ब्रश इसे याद रखेगा और अगली बार इसका उपयोग करने पर इसे चालू कर देगा।
12. सफाई क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता के अनुस्मारक के रूप में, मोरी 2.0 ब्रश एक छोटा विराम लेता है। यदि सफाई का समय 2 मिनट है, तो ब्रश हर 30 सेकंड में बंद हो जाएगा, सफाई का समय 3 मिनट के साथ - हर 45 सेकंड में, 4 मिनट की सफाई के साथ - हर मिनट। यदि आप असीमित ब्रशिंग समय ("असीमित") चुनते हैं, तो ब्रश नहीं रुकेगा।
13. MORI 2.0 साउंड टूथब्रश एक दबाने वाले बल सेंसर से लैस है। ब्रश के पीछे एक प्रकाश सूचक है, जो रंग और कंपन के प्रकार को बदल देगा, सफाई के दौरान दबाव को नियंत्रित करने के लिए डू-डू ध्वनि बनाएं।
14. स्वचालित सफाई समय के बाद, टूथब्रश बंद हो जाएगा। यदि आप सफाई के 5 सेकंड के बाद ब्रश को अपने दम पर रोकना चाहते हैं, तो संक्षेप में चालू / बंद बटन दबाएं।
15. सफाई के अंत में, शेष चार्जिंग स्तर और दंत गुहा मानचित्र के साथ सफाई का परिणाम ब्रश के प्रदर्शन पर दिखाई देगा।

कैसे उपयोग करें:
1. नोजल सेट करें।
2. पानी के साथ टूथब्रश नोजल को नम करें और टूथपेस्ट की आवश्यक मात्रा लागू करें।
3. ब्रश नोजल को मुंह में रखें। इसे मसूड़ों के सापेक्ष 45 डिग्री के कोण पर रखें। गोंद लाइन के खिलाफ या इसके ऊपर थोड़ा झुकें।
4. ब्रश चालू करें, ऑपरेशन का एक आरामदायक मोड चुनें।
5. अपने दांतों को ब्रश करना शुरू करें। दांत के आधार से अंत तक व्यापक गतियों के साथ ब्रशिंग सिर को दांत पर फैलाएं।
6. ऊपरी दांत की आंतरिक सतह को साफ करने के लिए, टूथब्रश एक ईमानदार स्थिति में होना चाहिए, ताकि टूथब्रश सिर को दांतों पर लंबवत रखा जाए और प्रत्येक दांत को साफ किया जा सके।
7. एक निश्चित सफाई समय के बाद, ब्रश बंद हो जाएगा। डिस्प्ले चार्जिंग के शेष स्तर को दिखाएगा, फिर सफाई के परिणाम के साथ मौखिक गुहा का 3 डी मानचित्र।

8. 3 डी मानचित्र पर पिछली प्रक्रिया का विश्लेषण करें - यह उपयोगकर्ता को सही सफाई प्राप्त करने में मदद करेगा।
9. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, नोजल को कुल्ला करें और इसे स्वाभाविक रूप से सूखने दें। टूथब्रश के शरीर को पानी से भी धोया जा सकता है।

उपयोग की आवृत्ति:
दिन में 2 बार, 1 सफाई सत्र 2 मिनट।

आवेदन की अवधि:
1 नोजल के उपयोग की अवधि 3 महीने है।

मतभेद:
1. संक्रामक periodontitis।
2. मौखिक गुहा में घावों के उपचार की पोस्टऑपरेटिव अवधि या अवधि।
3. दांतों की संवेदनशीलता में वृद्धि।
4. दांतों की रोग गतिशीलता।
5. यह बच्चों द्वारा उपयोग के लिए नहीं है।

चेतावनी:
1. मोरी 2.0 टूथब्रश का उपयोग 8 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों और संवेदी, शारीरिक और मानसिक विकलांग लोगों द्वारा किया जा सकता है, अगर उन्हें इस उपकरण के उपयोग पर निर्देश प्राप्त हुए हैं और सुरक्षित उपयोग के तरीकों और अनुचित उपयोग के संभावित खतरों से अवगत हैं।
2. इस उपकरण को बच्चे के खिलौने के रूप में उपयोग करने से मना किया गया है।
3. बच्चों द्वारा ब्रशिंग और उपयोग केवल एक वयस्क की देखरेख में किया जाना चाहिए।

बॉक्स में: (1) टूथब्रश शरीर, विनिमेय नलिका: (2) संवेदनशील दांत नोजल, (3) ब्लीच नोजल, (4) सफाई नोजल, (5) टाइप-सी चार्जिंग वायर,
6. भंडारण बैग, 7) निर्देश, 8) नोजल के कीटाणुशोधन के लिए मामला।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 8 h

स्मार्ट टाइमर: 2 min

ऑपरेटिंग समय: • सावधान मोड - 1200 मिनट • सफाई मोड - 250 मिनट • सफेद तामचीनी मोड - 400 मिनट • चमकाने मोड - 500 मिनट • मालिश मोड - 400 मिनट

मोड और दोलनों की आवृत्ति:
• सावधान (28000 कंपन / मिनट)
सफाई (37000 कंपन / मिनट)
• सफेद तामचीनी (41000 कंपन / मिनट)
चमकाने (36000 दोलनों / मिनट)
मालिश (35000 कंपन / मिनट)

जल प्रतिरोध: IPX7



NEO - त्वचा कायाकल्प उपकरण

उठाने का प्रभाव

त्वचा की स्थिति को लक्षित करता है

त्वचा की दृढ़ता और लोच को पुनर्स्थापित करता है

रंजकता को कम करता है

निशान को कम करता है

चिंताएं: चेहरे की आकृति, झुर्रियाँ, फ़्लैबी त्वचा, रंजकता, मुँहासे, रोसेसिया, निशान और निशान, खिंचाव के निशान में उम्र से संबंधित परिवर्तन।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, पीसी प्लास्टिक, सिलिकॉन।

वज़न: आधार के साथ मालिश - 183 g ग्राम।

कार्य:
नियो मालिश के केंद्र में कम तापमान (ठंडा) प्लाज्मा का उपयोग करने की तकनीक है - तटस्थ अणुओं से युक्त गैस और चार्ज कणों सहित: मुक्त इलेक्ट्रॉन, सकारात्मक और नकारात्मक आयन। प्लाज्मा त्वचा को कीटाणुरहित करता है, मुँहासे और रोसेसिया से लड़ता है, सूजन को रोकता है। कोलेजन फाइबर के घनत्व की बहाली को उत्तेजित करके, प्लाज्मा प्रौद्योगिकी घावों, निशान और निशान के उपचार को बढ़ावा देती है। एंटी-एजिंग प्रक्रियाओं से जुड़े जीनों के प्लाज्मा सक्रियण के परिणामस्वरूप, चेहरे पर झुर्रियाँ और गहरी सिलवटें कम हो जाती हैं। प्लाज्मा की कार्रवाई के तहत, लिपिड बायोलेयर का पुनर्निर्माण किया जाता है और विभिन्न पदार्थों के पारित होने के लिए चैनल बनते हैं, जिससे सौंदर्य प्रसाधनों की पारगम्यता बढ़ जाती है। इसके अलावा, प्लाज्मा के संपर्क में मेलेनिन समूहों को नष्ट कर देता है और परिणामस्वरूप, रंजकता की चमक होती है।

विशेषताएं:
1. मूल पेटेंट डिजाइन - डिजाइन विशेष रूप से WAU ब्रांड के लिए तैयार किया गया था, मालिश के गोल आकार आपको आसानी से अपने हाथ में मालिश करने और जितनी आसानी से और आराम से मालिश करने की अनुमति देते हैं।
2. आरामदायक काम करने वाली सतह - आपको त्वचा के बड़े क्षेत्रों और कठिन-से-पहुंच स्थानों दोनों का इलाज करने की अनुमति देती है, खासकर जिसके लिए एक संकीर्ण ऊपरी टिप प्रदान की जाती है।
3. तीव्रता के 3 स्तर - प्लाज्मा के प्रभाव के लिए त्वचा की क्रमिक तैयारी के लिए।
4. प्रयोज्य - मालिश को 1 बटन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, स्मार्ट टाइमर 10 मिनट स्थापित किया जाता है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
पानी के साथ डिवाइस को छूने, गीले हाथों से डिवाइस लेने, गीली त्वचा पर इसका उपयोग करने से मना किया जाता है - यह खतरनाक हो सकता है।
1. चालू / बंद बटन पर लंबे समय तक प्रेस (2 सेकंड) के साथ, डिवाइस को चालू करें। चालू होने पर, डिवाइस एक श्रव्य संकेत उत्सर्जित करेगा।
2. तीव्रता स्तर के संकेतकों के साथ एक प्रदर्शन हल्का होगा। डिवाइस प्रभाव बल के 3 स्तर प्रदान करता है: मजबूत (मजबूत), मध्यम (मध्यम) और नरम (कमजोर)। बार-बार स्तर स्विचन बटन दबाने, प्रभाव है कि आप के लिए उपयुक्त है की शक्ति का चयन करें। पहला सॉफ्ट स्तर है, इसका आइकन डिस्प्ले पर हल्का होगा। बार-बार बटन दबाने से आपको मध्यम स्तर पर स्विच कर दिया जाएगा, अगला प्रेस मजबूत स्तर शुरू करेगा।
3. डिवाइस एक स्मार्ट टाइमर प्रदान करता है, डिवाइस स्वचालित रूप से 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद बंद हो जाएगा, जिससे ऑडियो सिग्नल निकलता है।
4. डिवाइस को बंद करने के लिए, बटन को / बंद / स्विच तीव्रता स्तर पर दबाएं और दबाए रखें।

कैसे उपयोग करें:
1. अपने सामान्य क्लीनर का उपयोग करके अपने आप को धो लें। दूषित पदार्थों और अतिरिक्त सीबम की अपनी त्वचा को साफ करें।
2. चेहरे से तरल पदार्थ के सभी निशान हटा दें, मालिश का उपयोग करने से पहले त्वचा को पूरी तरह से सूखने दें। डिवाइस का उपयोग करते समय त्वचा पर पानी से काफी असुविधा हो सकती है।
3. डिवाइस चालू करें और वांछित तीव्रता स्तर का चयन करें। यह जोखिम के एक न्यूनतम बल के साथ शुरू करने की सिफारिश की जाती है, ताकि त्वचा डिवाइस के आवेदन के अनुकूल हो सके।
4. प्रक्रिया के दौरान, डिवाइस को त्वचा के करीब न दबाएं, इसे त्वचा की सतह से 2-3 mm की दूरी पर रखें। धीरे-धीरे मालिश लाइनों के साथ मालिश को नीचे (ठोढ़ी से) ऊपर (बालों की वृद्धि रेखा तक) पकड़ें। समस्या क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। उपयोग के दौरान, डिवाइस प्लाज्मा पीढ़ी की ध्वनि का उत्सर्जन करता है, आप ओजोन की गंध भी कर सकते हैं - यह सामान्य है।
5. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, डिवाइस को बंद कर दें, त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए अपनी देखभाल कॉस्मेटिक लागू करें। सौंदर्य प्रसाधनों के बेहतर अवशोषण के लिए, एक हल्की मालिश करें।
6. गीले (शराब से लथपथ) नैपकिन के साथ डिवाइस की कामकाजी सतह को साफ करें। नोट: धूल और सीबम अवशेष आसानी से तंत्र की कामकाजी सतह के सिरेमिक भाग से चिपके रहते हैं जब वे प्रक्रिया के दौरान प्लाज्मा द्वारा टूट जाते हैं। इससे सिरेमिक सतह का पीलापन हो सकता है, लेकिन डिवाइस की दक्षता को प्रभावित नहीं करता है।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार चक्र
मुँहासे / सूजन	सुबह	प्रारंभिक पाठ्यक्रम: चेहरे के प्रत्येक क्षेत्र के लिए 5-10 मिनट। एक प्रक्रिया की कुल अवधि 20-30 मिनट तक है। त्वचा को अनुकूलित करने के लिए, शक्ति में क्रमिक वृद्धि की सिफारिश की जाती है: सप्ताह 1 न्यूनतम स्तर है (यदि त्वचा संवेदनशील है, तो 2 सप्ताह के न्यूनतम स्तर का उपयोग करें) सप्ताह 2 सप्ताह 3 और उससे आगे का औसत स्तर है - अधिकतम स्तर यदि त्वचा अच्छी तरह से अनुकूलित है सहायक पाठ्यक्रम (रोकथाम): पूरे चेहरे के लिए 10-20 मिनट	प्रारंभिक पाठ्यक्रम: सप्ताह में 2-3 बार (आप मुख्य अभिव्यक्तियों को समाप्त होने तक जारी रख सकते हैं) सहायक पाठ्यक्रम (रोकथाम): 10-14 दिनों में 1 बार	प्रारंभिक पाठ्यक्रम: 6-8 सप्ताह पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, 1-2 महीने का ब्रेक लेने की सिफारिश की जाती है ताकि त्वचा ठीक हो जाए और लगातार उत्तेजना की आदत न पड़े।
पिग्मेंटेशन	शाम		हाइपरपिग्मेंटेशन वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ सप्ताह में 2 बार	
आयु से संबंधित परिवर्तन	शाम		प्रारंभिक पाठ्यक्रम: सप्ताह में 2-3 बार। सहायक पाठ्यक्रम (रोकथाम): सप्ताह में 1 बार (10-14 दिनों में 1 बार अनुमेय)	
निशान	शाम	निशान और निशान के आकार के आधार पर 5-10 मिनट चेहरे के लिए: न्यूनतम शक्ति से 3 सत्रों तक शुरू करें, फिर धीरे-धीरे शक्ति बढ़ाएं। शरीर के लिए: औसत शक्ति से 3 सत्रों तक शुरू करें, फिर धीरे-धीरे शक्ति बढ़ाएं।	सप्ताह में 2 बार	उपचार पाठ्यक्रम: 1-1.5 महीने दोहराएँ: 2-3 पाठ्यक्रम प्रति वर्ष पाठ्यक्रम के बीच ब्रेक में: 1-2 प्रक्रियाएं प्रति माह

मतभेद:
1. इसका उपयोग करने से मना किया जाता है: बच्चे, एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति, चेहरे / आंखों की सर्जरी से गुजरने वाले व्यक्ति।
2. डिवाइस को पानी से छूने, गीले हाथों से डिवाइस लेने, गीली त्वचा पर इसका उपयोग करने से मना किया जाता है।

चेतावनी:
1. यदि यह पानी में डूब गया है तो डिवाइस का उपयोग न करें, अगर यह क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ है तो ठीक से काम नहीं करता है।
2. आंख क्षेत्र (ऊपरी और निचले कक्षीय हड्डी के साथ) में डिवाइस का उपयोग न करें, मंदिर क्षेत्र में, थायरॉयड ग्रंथि पर, साथ ही छाती और जननांगों पर।
3. डिवाइस को अलग न करें, क्योंकि इससे नुकसान, खराबी, बिजली का झटका, आग या चोट हो सकती है।

बॉक्स में: (1) डिवाइस, (2) बेस सपोर्ट, (3) चार्जिंग केबल, (4) स्टोरेज बैग, (5) नैपकिन, (6) निर्देश।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 3 h

ऑपरेटिंग समय: 60 min

स्मार्ट टाइमर: 10 min

वर्तमान: • सॉफ्ट मोड - 590 mA (त्वचा की सतह पर डिवाइस के साथ काम करते समय), 278 mA (त्वचा के संपर्क के बिना डिवाइस पर) • मध्यम मोड - 1670 mA (त्वचा की सतह पर डिवाइस के साथ काम करते समय), 570 mA (त्वचा के संपर्क के बिना डिवाइस पर) • मजबूत मोड - 1820 mA (त्वचा की सतह पर डिवाइस के साथ काम करते समय), 1010 mA (त्वचा के संपर्क के बिना डिवाइस पर)

जल प्रतिरोध: IPX3



REN - अल्ट्रासोनिक चेहरे की सफाई स्क्रबर

सफाई

माइक्रोसर्कुलेशन में सुधार

एक्सफोलिएशन

स्किनकेयर अवशोषण को बढ़ाता है

चिंताएं: तेल की त्वचा में वृद्धि, पतला छिद्र, कॉमेडोन, मुँहासे, सुस्त अस्वास्थ्यकर रंग, त्वचा लोच का नुकसान।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, सिलिकॉन।

वज़न: 140 g.

कार्य:
उच्च आवृत्ति अल्ट्रासाउंड कंपन और "गहरी सफाई" मोड में सकारात्मक आयनों ध्यान से त्वचा को साफ। अल्ट्रासाउंड द्वारा बनाई गई तरंगें एपिडर्मिस की ऊपरी परत के कणों के एक्सफोलिएशन में योगदान करती हैं, सतह के दूषित पदार्थों और सीबम के संचय को हटाती हैं। नमी मोड में, नकारात्मक आयनों के साथ मिलकर एक ही अल्ट्रासाउंड तरंगें रक्त परिसंचरण और कोलेजन / इलास्टिन के उत्पादन को बढ़ाती हैं, जिससे सौंदर्य प्रसाधनों का सक्रिय अवशोषण होता है। तो देखभाल सौंदर्य प्रसाधन का प्रभाव अधिक स्पष्ट है।

विशेषताएं:
1. घरेलू उपयोग के लिए कॉम्पैक्ट डिवाइस।
2. चुंबकीय कवर डिवाइस की सफाई सतह की रक्षा करता है, जो आपको डिवाइस का उपयोग करने के लिए स्वच्छ नियमों का पालन करने की अनुमति देता है।
3. शक्तिशाली बैटरी, रिचार्ज के बिना विस्तारित ऑपरेटिंग समय, बैटरी जीवन के 100 मिनट तक।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. डिवाइस 1 बटन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक लंबे प्रेस के साथ, डिवाइस को चालू करने के लिए बटन "चालू / बंद / स्विच मोड" रखें। चालू करना एक लंबी ध्वनि संकेत के साथ है।
2. पहला है "गहरी सफाई" मोड। इसी सूचक प्रकाश होगा। आप अल्ट्रासोनिक कंपन की एक निरंतर ध्वनि सुनेंगे।
3. मोड स्विच करने के लिए, "ऑन / ऑफ / स्विच मोड" बटन पर फिर से क्लिक करें। स्विचिंग मोड एक छोटे ध्वनि संकेत के साथ है
4. डिवाइस "मॉइस्चराइजिंग" के मोड में काम करना शुरू कर देगा। इसी सूचक प्रकाश होगा। आप अल्ट्रासोनिक कंपन की धड़कन की आवाज सुनेंगे।

5. चालू / बंद / स्विच मोड" बटन दबाकर डिवाइस को बंद करें।
6. डिवाइस एक स्मार्ट टाइमर से लैस है। स्क्रबर स्वचालित रूप से ऑपरेशन के 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा।

कैसे उपयोग करें:
मोड: गहरी सफाई मोड
1. उपयोग करने से पहले अपने मेकअप को हटा दें और क्लीनर के साथ अपना चेहरा धो लें।
2. सफाई से पहले सबसे अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के लिए, एक desincrustation जेल (अल्ट्रासाउंड सफाई के लिए एक जेल) का उपयोग करके ठंड भाप प्रक्रिया का संचालन करने की सिफारिश की जाती है। जेल को अपने चेहरे पर लगाएं, आंखों के संपर्क से बचें, फिल्म के साथ बंद करें, जेल को 15 मिनट तक पकड़ें, फिर स्क्रबर सफाई प्रक्रिया पर आगे बढ़ें। अल्ट्रासाउंड सफाई के लिए जेल या लोशन के अलावा, एक खारा समाधान, साथ ही थर्मल पानी का उपयोग करने की अनुमति है।
3. डीप क्लियर" मोड को चालू करने के लिए "ऑन / ऑफ / मोड स्विच" बटन दबाएं।
4. डिवाइस को 40 डिग्री के कोण पर स्क्रबर ब्लेड के साथ नीचे रखें। चेहरे के आवश्यक क्षेत्रों को साफ करने के लिए मालिश लाइनों के साथ आवेदक को स्थानांतरित करें।
5. डीप क्लींजिंग मोड में सफाई प्रक्रिया 5 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. डिवाइस को बंद करें या इसे अगले मोड में काम करने के लिए स्विच करें।
7. अपने चेहरे को गर्म पानी से धोएं, एप्लीकेटर को सूखा साफ करें।
8. सफाई प्रक्रिया के बाद, आर्द्रीकरण प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की जाती है।
1. चेहरे की सफाई के बाद, अपनी पसंद के देखभाल उत्पाद पर समान रूप से लागू करें।
2. डिवाइस को चालू करें और नमी मोड में जाने के लिए फिर से बटन दबाएं।
3. डिवाइस को सामने की ओर मोड़ें, इसलिए स्क्रबर ब्लेड अपने किनारे पर आराम करने के बजाय त्वचा के खिलाफ सपाट होता है। आवेदक को चेहरे के खिलाफ रखें और मालिश लाइनों के साथ धीरे से ऊपर की ओर ग्लाइड करें जब तक कि स्किनकेयर उत्पाद पूरी तरह से अवशोषित न हो जाए।
4. इस मोड में काम करते समय, गर्दन से प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की जाती है, केंद्र से किनारों तक चलती है।
5. मालिश जारी रखें, ठोड़ी से माथे तक चलती है, केंद्र से परिधि तक स्क्रबर ब्लेड का संचालन करती है।
6. मॉइस्चराइजिंग" के मोड में काम 3 से 5 मिनट तक चल सकता है। प्रक्रिया के अंत में, "ऑन / ऑफ" बटन पर लंबे प्रेस के साथ स्क्रबर को बंद करें।
7. एप्लीकेटर को पोंछ लें और स्क्रबर को जगह दें।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
तैलीय त्वचा की सफाई / मुँहासे	शाम की सिफारिश की उपचार के बाद मेकअप लागू न करें।	गहरी सफाई: 5 मिनट। मॉइस्चराइजिंग: 5 मिनट। इस क्रम में उपयोग करें। गहरी सफाई के बाद ही मॉइस्चराइजिंग मोड प्रभावी होता है।	सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं	3-4 सप्ताह। 2 सप्ताह का ब्रेक लें। 3-4 सप्ताह के पाठ्यक्रम को दोहराएं और इस चक्र को जारी रखें।
कॉपोरोज़ / दृश्यमान जहाजों			महीने में दो बार से अधिक नहीं	जरूरत के अनुसार

मतभेद:
1. डिवाइस व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिवाइस को अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा न करें।
2. सर्जरी के एक महीने के भीतर या चेहरे की त्वचा की सतह पर गंभीर सनबर्न की उपस्थिति में उपयोग न करें।
3. सूजन या क्षतिग्रस्त त्वचा पर उपयोग न करें।
4. अपनी आंखों के सामने उपयोग न करें।
5. शिरापरक या धमनी विकृति के क्षेत्रों में, साथ ही थ्रोम्बोफ्लिबिटिस वाले रोगियों में या रक्त के थक्के के विकारों के पिछले मामलों में उपयोग करने से मना किया जाता है।

चेतावनी:
1. त्वचा के एक ही क्षेत्र पर लंबे समय तक डिवाइस का उपयोग न करें।
2. उपकरण को उच्च तापमान से दूर रखें।
3. चेहरे के प्रत्यारोपण, दंत धातु मुकुट, पिन, ब्रेसिज़ की उपस्थिति में उपयोग करते समय, व्यक्तिगत संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपको डिवाइस का उपयोग करते समय दर्द या असुविधा का अनुभव होता है, तो इसका उपयोग करना बंद करें।

बॉक्स में: (1) अल्ट्रासोनिक स्क्रबर, (2) चुंबकीय कवर, (3) यूएसबी-प्रकार सी केबल,
4. निर्देश, (5) भंडारण बैग।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 2 h

ऑपरेटिंग समय: 100 min

स्मार्ट टाइमर: 10 min

अल्ट्रासाउंड आवृत्ति: 25±5 kHz

जल प्रतिरोध: IPX4



SARA - 2-इन-1 हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर

सूखे और गीले बालों के लिए

तेजी से सुखाने

शैलियाँ और आकार बाल

कोमल उपचार

फ्रिज नियंत्रण

बालों को सीधा करें

चिंताओं: क्लासिक लोहा, fluffiness (फ्रीज प्रभाव), स्थैतिक बिजली, गीला बाल बिछाने में कठिनाई, चमक की हानि के साथ बालों को नुकसान।

सामग्री: एमएस प्लास्टिक, एबीएस प्लास्टिक।

वज़न: 441 ग्राम (कॉर्ड को छोड़कर), 657 ग्राम (कॉर्ड के साथ)।

कार्य:
सुखाने: अंदर एक उच्च गति मोटर (BLDC) है, जिससे प्रति मिनट 110000 क्रांतियां होती हैं। यह हवा की एक शक्तिशाली धारा (12 m / एस तक) बनाता है। सुखाने उच्च तापमान के साथ बालों के "फ्राइंग" के कारण नहीं है, बल्कि बालों की सतह से नमी के भौतिक बहने के कारण है। आयनीकरण: सुखाने के दौरान, नकारात्मक चार्ज आयनों (30 मिलियन से अधिक) की एक धारा उत्पन्न होती है। बालों में आमतौर पर एक सकारात्मक चार्ज होता है जो उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलने का कारण बनता है ("फ्लफनेस" प्रभाव)। नकारात्मक आयन इस आरोप को बेअसर करते हैं, जिससे स्ट्रैंड्स विनम्र हो जाते हैं। सीधे: 45 डिग्री के कोण पर प्लेटों के साथ संकीर्ण स्लॉट के माध्यम से हवा बाहर निकलती है। निर्देशित दबाव का प्रभाव पैदा होता है। जब आप प्लेटों को संपीड़ित करते हैं, तो प्रवाह तेज हो जाता है, शाफ्ट के खिलाफ बालों के तराजू को "दबाने"। गर्मी और निर्देशित हवा के प्रभाव में, गीले बालों में हाइड्रोजन बांड अस्थायी रूप से टूट जाते हैं और सीधे रूप में पुनर्निर्माण किए जाते हैं। चूंकि बाल हवा से उड़ाए जाते हैं, इसलिए यह पहले से ही एक सीधी स्थिति में सूख जाता है, परिणाम को ठीक करता है। ठंडी हवा (फिक्सेशन): अंतिम चरण में, ठंडा हवा तुरंत गर्म बालों को ठंडा करती है, छल्ली को "सील" करती है। यह एक दर्पण चमक देता है और स्टाइल को स्थिर बनाता है।

विशेषताएं:
1. सुखाने और 1 में 2 सीधा। सारा एक प्रक्रिया में दो कार्यों को जोड़ती है, समग्र स्टैकिंग के लिए समय को कम करती है।
2. बालों की सुरक्षा: नियमित लोहे की लाल-गर्म प्लेटों के संपर्क की तुलना में वायु सीधीकरण बहुत अधिक नाजुक है।
3. व्यक्तिगत सेटिंग। 3 प्रवाह दर और 5 तापमान व्यवस्था आपको किसी भी प्रकार के बालों के लिए इष्टतम देखभाल चुनने की अनुमति देती है।
4. यूनिवर्सल वोल्टेज। विस्तृत वोल्टेज रेंज दुनिया में कहीं भी डिवाइस के स्थिर और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है।

5. विशेष मोड सूखी और गीली: गीले और सूखे बालों दोनों के साथ प्रभावी काम के लिए विचारशील सेटिंग्स।
6. जानकारीपूर्ण एलसीडी डिस्प्ले, सबसे आरामदायक उपयोग के लिए ऑपरेटिंग मापदंडों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है।
7. बहुआयामी लॉक-लॉक, आपको मुड़ा हुआ राज्य में एक पूर्ण हेयर ड्रायर के रूप में डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति देता है।
8. बौद्धिक ठहराव। यदि डिवाइस का उपयोग 10 सेकंड से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से स्टैंडबाय मोड में चला जाता है, और 3 मिनट के बाद यह बंद हो जाता है।
9. स्मृति समारोह। डिवाइस पिछली प्रयुक्त सेटिंग्स को याद करता है, जिससे आप अगली बार चालू होने पर तुरंत काम करना शुरू कर सकते हैं।
10. शक्तिशाली आयनीकरण। जनरेटर 30 मिलियन से अधिक आयनों को जारी करता है, स्टैटिक्स को बेअसर करता है और बालों को दर्पण चमक और रेशमीपन देता है।
11. मोटर गति। हाई-स्पीड मोटर (110000 आरपीएम) तत्काल नमी हटाने के लिए एक शक्तिशाली केंद्रित प्रवाह बनाता है।
12. स्व-सफाई मोड। अधिकतम उड़ाने की शक्ति बनाए रखने और सेवा जीवन का विस्तार करने के लिए स्वचालित इंजन सफाई समारोह।
13. कॉर्ड की लंबाई: पेशेवर या घरेलू उपयोग के लिए, 2 m आंदोलन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. सॉकेट में हेयर ड्रायर-स्ट्रेटर प्लग को पूरी तरह से डालें। ऑफ आइकन डिस्प्ले पर रोशनी देता है, यह दर्शाता है कि डिवाइस बंद है।
2. इस डिवाइस में एक लॉक-फिक्सर है, जो आपको सीधे प्लेटों को मुड़ा हुआ स्थिति में रखने की अनुमति देता है। प्लेटों को खोलने के लिए लॉक रनर को नीचे स्थानांतरित करें। जब खुला होता है, तो प्लेटें खोली जाती हैं, जिससे आप चौरसाई के लिए उनके बीच बालों की किस्में रख सकते हैं।
3. प्लेटों को एक साथ रखने के लिए, उन्हें कनेक्ट करें और लॉक अप को स्थानांतरित करें। बंद स्थिति में, डिवाइस एक हेअर ड्रायर के रूप में काम करता है। अवरुद्ध राज्य उपकरण के सुरक्षित भंडारण और परिवहन को भी सुनिश्चित करता है।
4. डिवाइस को चालू करने के लिए चालू / बंद बटन दबाएं। प्लेटों के साथ स्थिति में सामने आया, एयरफ्लो न्यूनतम होगा। शुरू करने के लिए हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर को निचोड़ें और हवा उड़ाने की गति शुरू करें।
5. मोड चयन बटन दबाकर, उन सेटिंग्स का चयन करें जिन पर आप सुखाने या स्टाइल करना शुरू करना चाहते हैं।
6. गीले मोड को धोने के तुरंत बाद बालों के लिए डिज़ाइन किया गया है और आपको इसे एक साथ सूखने और सीधा करने की अनुमति देता है।
7. ड्राई मोड पहले से सूखे बालों के आकार को चिकना और ठीक करने पर केंद्रित है।
8. तापमान नियंत्रण बटन की मदद से, आपको आवश्यक पैरामीटर सेट करें।
9. गीले मोड में, उच्च सेटिंग्स प्रस्तुत की जाती हैं: 120 °C, 140 °C और 160 °C नमी के गहन वाष्पीकरण और कर्ल आकार के तेजी से गठन के लिए।
10. शुष्क मोड में, निम्नलिखित तापमान उपलब्ध हैं: पहले से ही सूखे बालों के ओवरहीटिंग से बचाने के लिए 80 °C, 110 °C और 140 °C।
11. तापमान सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में प्रदर्शित किया जा सकता है। इकाई को बदलने के लिए, 3 सेकंड के लिए तापमान बटन दबाएं और दबाए रखें।
12. स्पीड कंट्रोल बटन की मदद से, 3 में से 1 एयर ब्लोइंग स्पीड सेट करें। आइकन में पंखुड़ियों की संख्या गति की गति से संबंधित है: कमजोर गति - 1 पंखुड़ी, औसत - 2 पंखुड़ियां, मजबूत वायु प्रवाह - 3 पंखुड़ियों।

13. ऑटो-क्लीन मोड चालू करने के लिए 5 सेकंड के लिए स्पीड बटन दबाएं। पहले से चुंबकीय फ़िल्टर निकालें। सफाई 15 सेकंड तक चलेगी, जिसके बाद यह स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी। फ़िल्टर को वापस जगह में रखें।
14. यदि आप कोल्ड मोड का उपयोग करना चाहते हैं तो ठंडी हवा बटन दबाएं।
15. हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर को चालू करने के बाद, यदि यह 10 सेकंड से अधिक समय तक उपयोग किए बिना खुली स्थिति में है, तो ठहराव मोड स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगा, तापमान आइकन लगातार फ्लैश होगा। यदि डिवाइस 3 मिनट से अधिक समय तक निष्क्रिय (रुकावट मोड में) है, तो यह निर्दिष्ट समय के बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।
16. सारा हेयर ड्रायर एक मेमोरी फंक्शन से लैस है। अगली बार जब डिवाइस चालू हो जाता है, तो यह उसी मोड में और उन सेटिंग्स के साथ शुरू होगा जो पिछली बारी के दौरान उपयोग की गई थीं।

कैसे उपयोग करें:
1. सुनिश्चित करें कि आपके हाथ सूखे हैं और आपके बाल बहुत गीले नहीं हैं (उन्हें पानी नहीं पीना चाहिए)। उन्हें पहले एक तौलिया के साथ सूखने की सिफारिश की जाती है।
2. स्टाइल के दौरान उलझन से बचने के लिए अपने बालों को चौड़े दांतों से कंघी करें।
3. हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर चालू करें।
4. गीले मोड का चयन करें।
5. वांछित तापमान और जोखिम की गति निर्धारित करें।
6. सबसे पहले, बंद स्थिति में सारा का उपयोग करें (प्लेटें बंद हैं, फास्टनर धावक ऊपर की ओर ले जाया जाता है) जड़ों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर के रूप में।
7. प्लेटों को अनलॉक करें, लॉक-फिक्सर को कम करें, प्लेटों के बीच के स्ट्रैंड को जड़ों के जितना संभव हो उतना करीब रखें। हवा को हटाने के लिए छेद बालों की युक्तियों के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। प्लेटों को बंद करें, धीरे-धीरे स्ट्रेटनर को युक्तियों तक ले जाएं।
8. यदि आप सूखे बालों पर स्टाइल जारी रखते हैं, तो ड्राई मोड चुनें।
9. प्लेटों के बीच एक कर्ल डालें, इसे उनके बीच निचोड़ें। एयरफ्लो स्वचालित रूप से चयनित स्तर तक बढ़ जाएगा। धीरे-धीरे गैजेट को युक्तियों तक नीचे ले जाएं।
10. अंतर्निहित आयनकारी के लिए धन्यवाद, स्थैतिक बेअसर हो जाएगा, और आंदोलन के दौरान बाल छल्ली को सुचारू किया जाएगा।
11. बालों के पूरे द्रव्यमान को सुखाने के बाद, आकार को मजबूत करने और बालों को एक अतिरिक्त चमक देने के लिए कोल्ड मोड चालू करें। ठंडी हवा बालों के तराजू को कवर करेगी, स्टाइल को अधिक चिकनी और टिकाऊ बनाएगी।

मतभेद:
1. केवल प्राकृतिक मानव बाल बिछाने के लिए डिवाइस का उपयोग करें। कृत्रिम बाल या पशु बाल का उपयोग न करें।
2. किसी भी अन्य वस्तुओं को सुखाने के लिए हीटिंग तत्वों का उपयोग न करें।
3. बाथरूम में उपयोग करने से मना किया जाता है। कभी भी स्नान, शॉवर, भरे हुए वॉशबेसिन या गीले हाथों से डिवाइस का उपयोग न करें।
4. डिवाइस को पानी में विसर्जित न करें या इसे बहते पानी में उजागर न करें।
5. बहुत गीले बालों पर उपकरण का उपयोग न करें जिससे पानी टपकता है।
6. डिवाइस को चालू न करें यदि डिवाइस स्वयं या पावर कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो। इसके अलावा, यदि यह गिर गया है, तो इसका उपयोग न करें, दृश्य क्षति है, या ठीक से काम नहीं करता है।
7. यदि उपकरण इतना क्षतिग्रस्त है कि विद्युत भागों को उजागर किया जाता है, तो इसे तुरंत बिजली स्रोत से डिस्कनेक्ट करें।

8. कुछ चिकित्सा स्थितियों (जैसे मिर्गी) या मोटर विकारों (डिस्कीनेसिया) वाले लोगों को डिवाइस का उपयोग करने से बचना चाहिए।
9. यह उपकरण सीमित शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले व्यक्तियों (बच्चों सहित) के साथ-साथ अपर्याप्त अनुभव और ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं है, जब तक कि वे पर्यवेक्षण में न हों या डिवाइस के संचालन के लिए निर्देश प्राप्त न करें।

चेतावनी:
1. आंखों और त्वचा के साथ डिवाइस के गर्म भागों के संपर्क से बचें।
2. ऑपरेशन के दौरान, डिवाइस को लकड़ी, कागज या कपड़े की सतहों पर न रखें। केवल एक सपाट गर्मी प्रतिरोधी सतह का उपयोग करें।
3. ओवरहीटिंग और आग के जोखिम को रोकने के लिए, कभी भी तौलिये या इसी तरह की वस्तुओं को उपकरण पर या उसके नीचे न रखें।
4. दहनशील तरल पदार्थ या गैसों के पास डिवाइस का उपयोग न करें (जैसे, एरोसोल, बिछाने के लिए मूस)।
5. प्लेटों को नुकसान पहुंचाने के मामले में, बिछाने के लिए किसी भी तेल या स्प्रे का उपयोग निषिद्ध है।
6. चालू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि नेटवर्क वोल्टेज इस डिवाइस के साथ संगत है। मामले के हैंडल पर, सत्यापन के लिए इसके मापदंडों को इंगित किया जाता है।
7. हमेशा सॉकेट से प्लग को हटा दें यदि ऑपरेशन के दौरान खराबी है, उपकरण को साफ करने से पहले, स्विच ऑफ करने के बाद या यदि उपकरण उपयोग में नहीं है।
8. कॉर्ड को नुकसान से बचाएं। कभी भी कॉर्ड को स्वयं न खींचें - सॉकेट से निकाले जाने पर कांटा को पकड़ें। डिवाइस के चारों ओर कॉर्ड को लपेटें नहीं।
9. मरम्मत केवल अधिकृत सेवा केंद्रों द्वारा की जा सकती है। उपकरण को स्वयं मरम्मत करने का प्रयास न करें क्योंकि इसमें कोई उपयोगकर्ता-अनुरक्षित भाग नहीं हैं। टूटने के मामले में, उपभोक्ताओं से दावों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत संगठन से संपर्क करें।
10. ओवरहीटिंग के मामले में डिवाइस एक सुरक्षा स्विच से लैस है।

बॉक्स में: (1) हेयर ड्रायर, (2) स्टोरेज बैग, (3) निर्देश, (4) क्लिपिंग।

तकनीकी विनिर्देश:

शक्ति: 1600 W

रेटेड वोल्टेज: 220-240 V

मोटर गति: 110000 rpm

गति: 12 m प्रति सेकंड

तापमान सेटिंग्स: सूखी मोड: 80 °C, 110 °C, 140 °C गीला मोड: 120 °C, 140 °C, 160 °C ठंडा उड़ाने

आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): 329×55×38 mm

शोर स्तर: 85,6-86,9 dB

पावर कॉर्ड की लंबाई: 2 m



UMI - अल्ट्रासोनिक चेहरे स्क्रबर

सफाई

माइक्रोसर्कुलेशन में सुधार

एक्सफोलिएशन

स्किनकेयर अवशोषण को बढ़ाता है

चिंताएं: तेल की त्वचा में वृद्धि, पतला छिद्र, कॉमेडोन, मुँहासे, सुस्त अस्वास्थ्यकर रंग, त्वचा लोच का नुकसान।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, सिलिकॉन।

वज़न: 131 g.

कार्य:

उच्च आवृत्ति अल्ट्रासाउंड कंपन और "गहरी सफाई" मोड में सकारात्मक आयनों ध्यान से त्वचा को साफ। अल्ट्रासाउंड द्वारा बनाई गई तरंगें एपिडर्मिस की ऊपरी परत के कणों के एक्सफोलिएशन में योगदान करती हैं, सतह के दूषित पदार्थों और सीबम के संचय को हटाती हैं।

आर्द्रीकरण मोड में, नकारात्मक आयनों के साथ मिलकर एक ही अल्ट्रासाउंड तरंगें रक्त परिसंचरण और कोलेजन / इलास्टिन के उत्पादन को बढ़ाती हैं, जिससे सौंदर्य प्रसाधनों का सक्रिय अवशोषण होता है। तो देखभाल सौंदर्य प्रसाधन का प्रभाव अधिक स्पष्ट है।

विशेषताएं:
1. प्रेरण चुंबकीय चार्जिंग बेस के साथ पोर्टेबल डिवाइस - यात्रा करना सुविधाजनक है।
2. चुंबकीय कवर डिवाइस की सफाई सतह की रक्षा करता है, जो आपको डिवाइस का उपयोग करने के लिए स्वच्छ नियमों का पालन करने की अनुमति देता है।
3. उपयोग के दौरान अधिकतम आराम के लिए सिलिकॉन केस सॉफ्ट टच।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. डिवाइस को एकल बटन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। डिवाइस को चालू करने के लिए चालू / बंद / मोड बटन दबाएं।
2. डीप क्लींजिंग मोड शुरू हो जाएगा, इसी मोड का संकेतक हल्का हो जाएगा।
3. मोड को फिर से स्विच करने के लिए / बंद / मोड पर बटन दबाएं। डिवाइस मोड "मॉइस्चराइजिंग" में काम करना शुरू कर देगा, संबंधित संकेतक हल्का हो जाएगा।
4. डिवाइस को चालू / बंद मोड पर बटन दबाकर बंद करें।
5. स्क्रबर की अवधि 5 मिनट है। 5 मिनट के ऑपरेशन के बाद, यह स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा। मोड स्विच करते समय भी, डिवाइस का कुल ऑपरेटिंग समय 5 मिनट होगा।

कैसे उपयोग करें:

मोड: गहरी सफाई मोड:
1. उपयोग करने से पहले अपने मेकअप को हटा दें और क्लीनर के साथ अपना चेहरा धो लें।
2. सर्वोत्तम परिणामों के लिए, एक desincrustation जेल का उपयोग करके ठंड भाप प्रक्रिया के साथ त्वचा तैयार करें। आंखों से बचने के लिए जेल को अपने चेहरे पर लगाएं। फिल्म के साथ कवर करें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर अल्ट्रासोनिक सफाई शुरू करें। आप अल्ट्रासोनिक सफाई, खारा समाधान या थर्मल पानी के लिए लोशन का भी उपयोग कर सकते हैं।
3. डिवाइस को चालू करें।
4. डीप क्लींजिंग" मोड लॉन्च करें।
5. सामने वाले के साथ डिवाइस को पकड़ो। स्क्रबर ब्लेड को 40 डिग्री के कोण पर त्वचा पर रखें। चेहरे के आवश्यक क्षेत्रों को साफ करने के लिए मालिश लाइनों के साथ आवेदक को स्थानांतरित करें।
6. डिवाइस 5 मिनट में स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।
7. अपने चेहरे को गर्म पानी से धोएं।
8. स्क्रबर ब्लेड को सूखा पोंछ लें।

मॉइस्चराइजिंग मोड:
1. सफाई के बाद, मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया शुरू करें। चेहरे पर समान रूप से सीरम लागू करें।
2. डिवाइस को चालू करें।
3. मॉइस्चराइजिंग मोड पर स्विच करें।
4. डिवाइस को सामने की ओर नीचे की ओर रखें। इसकी धार के बजाय त्वचा के खिलाफ स्क्रबर ब्लेड की सपाट सतह बिछाएं।
5. जब तक स्किनकेयर उत्पाद पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो जाता तब तक मालिश लाइनों के साथ आवेदक को धीरे-धीरे ऊपर की ओर ग्लाइड करें।
6. 5 मिनट के बाद, डिवाइस स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।
7. स्क्रबर ब्लेड को सूखा पोंछ लें।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
तैलीय त्वचा की सफाई / मुँहासे	शाम की सिफारिश की उपचार के बाद मेकअप लागू न करें।	गहरी सफाई: 5 मिनट। मॉइस्चराइजिंग: 5 मिनट। इस क्रम में उपयोग करें। गहरी सफाई के बाद ही मॉइस्चराइजिंग मोड प्रभावी होता है।	सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं	3-4 सप्ताह। 2 सप्ताह का ब्रेक लें। 3-4 सप्ताह के पाठ्यक्रम को दोहराएं और इस चक्र को जारी रखें।
कॉपोरोज़ / दृश्यमान जहाजों			महीने में दो बार से अधिक नहीं	जरूरत के अनुसार

मतभेद:
1. सर्जरी के एक महीने के भीतर या चेहरे की त्वचा की सतह पर गंभीर सनबर्न की उपस्थिति में उपयोग न करें।
2. सूजन या क्षतिग्रस्त त्वचा पर उपयोग न करें।
3. अपनी आंखों के सामने उपयोग न करें।

चेतावनी:
1. त्वचा के एक ही क्षेत्र पर लंबे समय तक डिवाइस का उपयोग न करें।
2. उपकरण को उच्च तापमान से दूर रखें।
3. चेहरे के प्रत्यारोपण, दंत धातु मुकुट, पिन, ब्रेसिज़ की उपस्थिति में उपयोग करते समय, व्यक्तिगत संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपको डिवाइस का उपयोग करते समय दर्द या असुविधा का अनुभव होता है, तो इसका उपयोग करना बंद करें।

बॉक्स में: (1) अल्ट्रासोनिक स्क्रबर, (2) चुंबकीय कवर, (3) वायरलेस चार्जिंग बेस, (4) उपयोगकर्ता मैनुअल, (5) सफाई कपड़ा।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 5 h

ऑपरेटिंग समय: 35 min

स्मार्ट टाइमर: 5 min

अल्ट्रासाउंड आवृत्ति: 25±5 kHz

जल प्रतिरोध: IPX5



VIA GOLD - 3-इन -1 चेहरे कायाकल्प डिवाइस

सूजन को कम करता है

परिभाषित करता है वी के आकार का चेहरे आकृति

सफाई

उठाना

झुर्रियों को कम करता है

चिंताएँ: चेहरे के निचले तीसरे हिस्से में परिवर्तन, जौल्स, एक डबल ठोड़ी, और उम्र बढ़ने के दिखाई देने वाले संकेत: झुर्रियाँ, ढीली त्वचा, बढ़े हुए छिद्र और एक सुस्त रंग।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, धातु।

वज़न: 207,5 g.

कार्य:

अल्ट्रासाउंड और कंपन - अल्ट्रासाउंड द्वारा बनाई गई तरंगें एपिडर्मिस की ऊपरी परत के कणों के एक्सफोलिएशन में योगदान करती हैं, सतह के संदूषण और सीबम के संचय को हटाती हैं। कंपन इन दूषित पदार्थों को त्वचा की सतह तक बढ़ाता है।

आरएफ - रेडियोफ्रीक्वेंसी ऊर्जा, जो त्वचा की गहरी परत (डर्मिस) को लगभग 40-55 °C तक गर्म करती है, जो कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करती है और त्वचा की लोच को बढ़ाती है। कुछ मामलों में, गर्मी वसा कोशिकाओं के चयापचय को भी तेज कर सकती है (उदाहरण के लिए, दूसरी ठोड़ी के क्षेत्र में)। घरेलू उपकरणों में, सुरक्षित उपयोग के लिए त्वचा की सतह पर तापमान आमतौर पर 38-45 °C होता है।

ईएमएस - कम आवृत्ति धाराओं का उपयोग करके इलेक्ट्रोमायोस्टिमुलेशन जो ऊतकों में गहराई से प्रवेश करते हैं और मांसपेशियों के संकुचन और संवहनी विस्तार, रक्त और लसीका प्रवाह में सुधार, चयापचय प्रक्रियाओं और त्वचा पोषण को प्रोत्साहित करते हैं। नतीजतन, चेहरे का एक त्वरित उठाने है, मांसपेशियों की टोन बढ़ जाती है, चेहरे की आकृति कड़ी हो जाती है।

विशेषताएं:
1. एक कॉम्पैक्ट डिवाइस जो सबसे प्रभावी तकनीकों में से 3 को जोड़ती है।
2. ध्वनि मोड में अधिक पूरी तरह से सफाई प्रक्रिया के लिए बढ़ते सफाई पैड के लिए चुंबकीय अंगूठी।
3. ईएमएस के लिए जोखिम का समायोज्य स्तर।
4. वर्तमान चालकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोड के रूप में स्टेनलेस स्टील की गेंदें।
5. VIA डिवाइस लाइव ऑर्गेनिक अवार्ड्स 2021 के "बेस्ट ब्यूटी-गैजेट" नामांकन में विजेता है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. डिवाइस से सुरक्षात्मक कवर और टोपी निकालें।
2. बटन पर / बंद / स्विचिंग मोड पर एक लंबी प्रेस के साथ, मालिश चालू करें।
3. डिवाइस 3 मोड प्रस्तुत करता है: 1 - ध्वनि, 2 - आरएफ, 3 - ईएमएस, जो / बंद / स्विच मोड पर बटन पर एक संक्षिप्त प्रेस के साथ निर्दिष्ट क्रम में स्विच करते हैं।
4. बंद करने के लिए, चालू / बंद / मोड स्विच बटन दबाएं और दबाए रखें।

कैसे उपयोग करें:

सोनिक मोड
1. अपने मेकअप को हटा दें और क्लीनर से अपना चेहरा धो लें।
2. एक कपास पैड के लिए टॉनिक लागू करें या एक सफाई पैड का उपयोग करें।
3. आवेदक पर चुंबकीय अंगूठी के साथ डिस्क या पैड को ठीक करें।
4. डिवाइस चालू करें, सोनिक मोड चुनें।
5. आवेदक को अपने चेहरे पर लागू करें, सफाई प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें, ठोड़ी के नीचे से माथे पर हेयरलाइन तक मालिश लाइनों के साथ आगे बढ़ें। सर्वोत्तम परिणाम के लिए, टी-जोन पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में कई बार साफ करने की सिफारिश की जाती है।
6. ऑपरेशन के 3 मिनट के बाद, डिवाइस स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।
7. डिस्क या पैड निकालें और एक सफाई नैपकिन के साथ आवेदक को साफ करें।
8. अपने चेहरे को पानी से धो लें।

आरएफ मोड
1. अपने चेहरे पर पानी आधारित देखभाल उत्पाद लागू करें। कृपया ध्यान दें कि रचना में आक्रामक एसिड या तेल नहीं होना चाहिए।
2. डिवाइस को चालू करें, इसे आरएफ मोड में रखें।
3. आवेदक को धीरे-धीरे चेहरे के केंद्र से बाहर की ओर एक स्थिर गति से ले जाएं। इसे लंबे समय तक एक स्थान पर न रखें।
4. 5 मिनट के बाद, डिवाइस स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।
5. सफाई पोंछ के साथ, आवेदक से कॉस्मेटिक के अवशेषों को हटा दें।

ईएमएस मोड
1. चेहरे पर पानी आधारित, जेल जैसी बनावट लागू करें, जो अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए धाराओं की बेहतर चालकता सुनिश्चित करेगा।
2. डिवाइस को चालू करें, इसे ईएमएस मोड में रखें।
3. ईएमएस धाराओं की तीव्रता स्तर का चयन करें: कमजोर या मजबूत, ऐसा करने के लिए, / बंद / स्विच मोड पर बटन पर फिर से क्लिक करें।
4. रोलर्स को चेहरे के समोच्च पर रखें, नीचे से मालिश करें, त्वचा को थोड़ा कस लें। प्रक्रिया को 3-5 बार करें, केंद्र से परिधि तक मालिश लाइनों के साथ आगे बढ़ें। सामने के क्षेत्र और आंखों के आसपास के क्षेत्र से बचें।
5. 6 मिनट के बाद, डिवाइस स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।
6. सफाई पोंछ के साथ, रोलर्स से कॉस्मेटिक के अवशेषों को हटा दें।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:

त्वचा का प्रकार / समस्या	उपयोग का समय	अवधि और क्रम	उपयोग की आवृत्ति	उपचार पाठ्यक्रम
थका हुआ / गुरुत्वाकर्षण-एडेमेटस उम्र बढ़ने का प्रकार	शाम, सफाई के बाद	सफाई पैड के साथ ध्वनि: 3 मिनट। आरएफ: 5-7 मिनट। ईएमएस: निम्न स्तर - 5 मिनट; निचले गाल और ठोड़ी पर उच्च स्तर - 3 मिनट। इस क्रम में उपयोग करें, एक साथ नहीं।	सप्ताह में 2-3 बार	3 सप्ताह। 1 सप्ताह का ब्रेक लें। 3 महीने तक दोहराएं। हर 6 महीने में एक बार।
ठीक लाइनों के साथ त्वचा	सुबह	हाइड्रेटिंग / लिफ्टिंग पैड के साथ ध्वनि: 3 मिनट आरएफ: 10 मिनट सप्ताह 3 से, ईएमएस: कम तीव्रता, 5-7 मिनट।	आरएफ और सोनिक: सप्ताह में दो बार 1, फिर सप्ताह में 3 बार 2 के बाद। ईएमएस: सप्ताह में दो बार।	10 सप्ताह। 2-3 सप्ताह का ब्रेक लें। 10 सप्ताह के पाठ्यक्रम को दोहराएं। हर 6 महीने में एक बार।
गर्दन	सुबह	मॉइस्चराइजिंग / उठाने पैड के साथ सोनिक: 3 मिनट। आरएफ: 10-15 मिनट। ईएमएस: निम्न स्तर - 5 मिनट। उपचार के बाद लालिमा हो सकती है और सामान्य है। थायरॉयड ग्रंथि के ऊपर गर्दन के केंद्र का इलाज न करें।	सप्ताह में 2-3 बार	10 सप्ताह। 2-3 सप्ताह का ब्रेक लें। 10 सप्ताह के पाठ्यक्रम को दोहराएं। हर 6 महीने में एक बार।

मतभेद:
1. पेसमेकर की उपस्थिति में, शरीर में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यारोपण की उपस्थिति में डिवाइस का उपयोग करना निषिद्ध है।
2. इस उपकरण का उपयोग उन लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने पिछले महीने पेट की सर्जरी की है या जो लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहे हैं।
3. इस उपकरण का उपयोग क्षतिग्रस्त त्वचा, सुपरपेशन, जलने, निशान और विद्युत चुम्बकीय प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
4. दंत धातु-सिरेमिक या सिरेमिक मुकुट, प्रत्यारोपण, ब्रेसिज़, साथ ही दांतों की संवेदनशीलता में वृद्धि के साथ उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है।
5. इस उपकरण का उपयोग रक्त रोग, तपेदिक, आंतरिक अंगों के रोग, घातक ट्यूमर, उच्च रक्तचाप, उच्च शरीर का तापमान, चेहरे की नसों में दर्द वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
6. मालिश के उपयोग के दौरान, कृत्रिम फाइबर से बने कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए।
7. आंखों, मुंह के चारों ओर ईएमएस मोड पर डिवाइस का उपयोग न करें, थायरॉयड ग्रंथि में, प्लास्टिक के संचालन, चोटों से निशान के स्थानों में।

8. आंखों के आसपास संवेदनशील क्षेत्र पर डिवाइस का उपयोग न करें, क्योंकि त्वचा पतली और नाजुक होती है।
9. श्लेष्म झिल्ली पर डिवाइस का उपयोग न करें (उदाहरण के लिए, नाक, मुंह, जननांग क्षेत्र के अंदर), क्योंकि इससे स्थानीय जलन हो सकती है।

चेतावनी:
1. काम करने वाले उपकरण को अनैच्छिक न छोड़ें।
2. उच्च तापमान में मालिश का उपयोग न करें।
3. डिवाइस को स्वयं अलग न करें।
4. चार्ज करते समय चालू न करें।
5. डिवाइस को मारने या गिरने के बाद, उपयोग जारी रखने से पहले, जांचें कि क्या कोई नुकसान है।
6. बिजली के झटके से बचने के लिए प्लग और पावर केबल की अखंडता पर ध्यान दें।
7. उपयोग करने से पहले, घड़ियों, चश्मा और अन्य वस्तुओं को हटा दें जिनमें धातु के हिस्से होते हैं।

बॉक्स में: (1) डिवाइस, (2) ईएमएस रोलर कैप, (3) चुंबकीय अंगूठी आवेदक पर, (4) यूएसबी-सी केबल चार्ज करने के लिए, (5) निर्देश, (6) नैपकिन,
7. एक भंडारण बैग।

तकनीकी विनिर्देश:

चार्जिंग समय: 3 h

ऑपरेटिंग समय: ध्वनि मोड - 150 मिनट; आरएफ मोड - 40 मिनट; ईएमएस मोड - 2700 मिनट

स्मार्ट टाइमर: • ध्वनि मोड - 3 मिनट • आरएफ मोड - 5 मिनट • ईएमएस मोड - 6 मिनट

वर्तमान: ध्वनि मोड - 100-400 mA • आरएफ मोड - 200-2800 mA • ईएमएस मोड - 3-30 mA

आवृत्ति:
• ध्वनि 3 MHz +/- 10%
• आरएफ मोड 1 MHz

ईएमएस आवृत्ति: 2,91 किलोहर्ट्ज़

वेवफॉर्म: आयताकार तरंग

जल प्रतिरोध: IPX6



YUKI - कूलिंग के साथ आईपीएल हेयर रिमूवल डिवाइस

अनचाहे बालों को हटाता है

बालों का विकास धीमा कर देता है

जलने और दर्द से बचाता है

चिकनी त्वचा

चिंता: बालों को हटाने।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, पीसी प्लास्टिक।

वज़न: 298 g.

कार्य:
डिवाइस उन्नत आवेग प्रकाश (आईपीएल) प्रौद्योगिकी की मदद से अवांछित बालों को तेजी से, सुरक्षित और दर्द रहित हटाने प्रदान करता है। दो-पल्स विकिरण व्यवस्था के कारण, फोटॉन का एक उच्च-ऊर्जा सुपरपोजिशन होता है, जो बालों के रोम पर प्रभावी रूप से कार्य करता है, बालों के विकास को धीमा करता है। आईपीएल प्रौद्योगिकी प्राकृतिक काले, भूरे, गहरे गोरा बालों पर उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह सफेद, हल्के, लाल या भूरे बालों पर कम प्रभावी हो सकता है।

नीलम बर्फ शीतलन की अभिनव तकनीक प्रभावी ढंग से जोखिम के क्षेत्र में तापमान को कम करती है, एपिडर्मिस को जलने से बचाती है और पूरी तरह से दर्द से राहत देती है।

विशेषताएं:
1. परिवहन क्षमता: यात्राओं को लेने के लिए सुविधाजनक - डिवाइस हल्का, कॉम्पैक्ट है और सामान में ज्यादा जगह नहीं लेता है।
2. शीतलक नीलम कोटिंग: एक भड़कना के दौरान त्वचा को ठंडा करता है, असुविधा को कम करता है और जलने से बचाता है।
3. 5 पावर मोड: आपको आसानी से विभिन्न त्वचा प्रकार और संवेदनशीलता क्षेत्रों के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी तीव्रता चुनने की अनुमति देता है।
4. मैनुअल और स्वचालित मोड: बड़े क्षेत्रों (पैर, हाथ) के तेजी से बालों को हटाने के लिए बिंदु प्रसंस्करण (चेहरा, बिकनी), और स्वचालित के लिए मैनुअल उपयुक्त है।
5. चमक की असीमित संख्या: प्रतिस्थापन कारतूस खरीदने की आवश्यकता के बिना स्थायित्व - संसाधन उपयोग के वर्षों के लिए पर्याप्त होगा।
6. थर्मामीटर: डिवाइस और त्वचा के तापमान की लगातार निगरानी करता है, ओवरहीटिंग को रोकता है और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
7. दो-पल्स मोड चुनने की संभावना: डिवाइस एक उपचार चक्र में 2 चमक का अत्यधिक प्रभावी अनुप्रयोग पैदा करता है, बालों के रोम पर गहरा अभिनय करता है।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. फोटोपीलेटर के शरीर पर संबंधित कनेक्टर को पावर एडाप्टर कॉर्ड से कनेक्ट करें।
2. पावर एडाप्टर प्लग को सॉकेट में बिंदु पर डालें।
3. महत्वपूर्ण: प्रकाश चमक से दृष्टि के अंगों की रक्षा के लिए किट में शामिल सुरक्षा चश्मा पहनना सुनिश्चित करें।
4. डिवाइस को शुरू करने के लिए 2 सेकंड के लिए बटन दबाएं और दबाए रखें। इस मामले में, अंतर्निहित शीतलन प्रशंसक शुरू हो जाएगा (आप एक विशेषता ध्वनि सुनेंगे)।
5. डिफ़ॉल्ट रूप से, डिवाइस तीव्रता के न्यूनतम 1 स्तर पर शुरू होता है। संक्षेप में / स्तर बटन दबाकर, शक्ति को समायोजित करें। उच्च स्तर, मजबूत प्रकाश नाड़ी और तेजी से प्रभाव प्राप्त किया जाता है। प्रक्रिया को कम स्तर के साथ शुरू करें, धीरे-धीरे उन्हें त्वचा के अनुकूल बनाते हुए बढ़ाएं।
6. मोड लाइट इंडिकेटर: जब डिवाइस चालू हो जाता है लेकिन काम की सतह त्वचा के संपर्क में नहीं होती है, तो संकेतक लगातार चमकता है - इस स्थिति में, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए फ्लैश पीढ़ी अवरुद्ध है। जैसे ही काम करने वाली सतह त्वचा को कसकर छूती है, सूचक झपकी लेना शुरू कर देता है। यह संकेत देता है कि संपर्क सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है और डिवाइस काम करने के लिए तैयार है: जब आप बटन दबाते हैं, तो एक फ्लैश का उत्पादन किया जाएगा (चयनित मोड के आधार पर एकल या डबल पल्स)।
7. डिवाइस के संचालन के वांछित मोड का चयन करें:
मैनुअल और स्वचालित फ्लैश मोड: फोटोपिलेटर विभिन्न कार्यों और क्षेत्रों के लिए दो फ्लैश प्रारूप प्रदान करता है। उनके बीच स्विच करने के लिए, फ्लैश बटन को 2 सेकंड के लिए पकड़ें जबकि खिड़की त्वचा से दूर इंगित की जाती है और इसके खिलाफ दबाया नहीं जाता है।
डिवाइस विंडो की ओर इंगित किया गया है और त्वचा को स्पर्श नहीं करता है:
• स्वचालित मोड (फ्लैश तत्परता संकेतक चमक) - डिवाइस स्वतंत्र रूप से शरीर के साथ नीलम खिड़की के प्रत्येक तंग संपर्क में एक नाड़ी उत्पन्न करता है, हर बार बटन दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह मोड बड़े क्षेत्रों (जैसे पैर, हाथ, पेट या पीठ) को जल्दी और लगातार इलाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह समय बचाता है और प्रक्रिया के दौरान हाथ की थकान को कम करता है।
मैनुअल मोड (फ्लैश तत्परता संकेतक लगातार जलता है) - जब आप ध्यान से फ्लैश बटन दबाते हैं तो फ्लैश सख्ती से ट्रिगर होता है। यह मोड छोटे या राहत क्षेत्रों के सावधानीपूर्वक, नाजुक और स्पॉट अध्ययन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें अधिकतम नियंत्रण की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए, चेहरा, अक्षीय गर्त, बिकनी क्षेत्र)।
सिंगल / डुअल पल्स: फ्लैश बटन को एक साथ दबाएं और दबाए रखें
और 2 सेकंड के लिए बटन पर स्विच:
- यदि मोड संकेतक जल नहीं रहा है, तो एक एकल पल्स सक्रिय है (1 फ्लैश प्रति एक प्रेस / संपर्क)। - यदि संकेतक आग पकड़ता है, तो दो-पल्स मोड चालू हो जाता है - डिवाइस एक प्रसंस्करण चक्र के प्रति 2 चमक का एक अत्यधिक प्रभावी सुपरपोजिशन पैदा करता है, बालों के कूप पर गहरा अभिनय करता है।
शीतलन मोड (नीलम बर्फ की देखभाल): मैनुअल फ्लैश मोड में (शुरू में डिफ़ॉल्ट रूप से सेट), विकिरण बटन को दबाए बिना, त्वचा पर नीलम ग्लास को कसकर दबाएं। इस मोड का उपयोग त्वचा को जल्दी से शांत करने, जलन से राहत देने या बाद के बालों को हटाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को तैयार करने के लिए एक स्वतंत्र बर्फ सेक के रूप में किया जाता है।

कृपया ध्यान दें: फ्लैश जनरेशन के बिना कूलिंग मोड का उपयोग करते समय, हर 5 मिनट में कम से कम एक बार तीव्रता स्तर स्विच बटन दबाएं ताकि डिवाइस सक्रिय रहे। अन्यथा, ऑटो-ऑफ फ़ंक्शन काम करेगा।
8. डिवाइस को बंद करने के लिए, 2 सेकंड के लिए बंद बटन को दबाएं और दबाए रखें। प्रशंसक आंतरिक तत्वों को सुरक्षित रूप से ठंडा करने के लिए 15 सेकंड के लिए काम करना जारी रखेगा।
9. प्रशंसक पूरी तरह से बंद हो जाने के बाद, एडाप्टर को हाथों से डिस्कनेक्ट करें।

कैसे उपयोग करें:
पहली प्रक्रिया से पहले, त्वचा संवेदनशीलता परीक्षण लें। इच्छित उपचार क्षेत्र में त्वचा का एक छोटा सा क्षेत्र चुनें। तीसरी तीव्रता के स्तर को सक्रिय करें और दो चमक (दो-पल्स मोड में) बनाएं। 30 मिनट के बाद साइट की स्थिति का मूल्यांकन करें। यदि त्वचा सामान्य दिखती है, तो डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। यदि गंभीर लालिमा या सूजन है, तो प्रक्रिया को स्थगित करें और 24 घंटे के बाद क्षेत्र की जांच करें। बालों को हटाने की प्रक्रिया का कार्यान्वयन
1. तैयारी: उपचार क्षेत्र में बालों को पूरी तरह से शेव करें, त्वचा को साफ करें और इसे सूखा दें।
2. चश्मा लगाएं, डिवाइस चालू करें और उचित शक्ति और मोड समायोजित करें।
3. 90 डिग्री के कोण पर त्वचा के खिलाफ विकिरण खिड़की को कसकर दबाएं। सुनिश्चित करें कि त्वचा और नीलम कांच के बीच कोई अंतर नहीं है।
4. मैनुअल मोड में, प्रकाश संकेत तत्परता की प्रतीक्षा करें और फ्लैश बटन दबाएं। डिवाइस को अगले भाग पर ले जाएं। स्वचालित मोड में, फ्लैश त्वचा के साथ निकट संपर्क में काम करेगा।
5. एक सत्र के दौरान, जलने से बचने के लिए त्वचा के एक ही बिंदु क्षेत्र में 2-3 से अधिक भड़कना निर्देशित नहीं किया जा सकता है। यदि आप फोटोपिलेटर को अभी भी एक ही स्थान पर रखते हैं, तो 8 सेकंड के बाद निरंतर विकिरण अवरुद्ध हो जाता है।
6. सिफारिश: एक क्षेत्र के उपचार के बाद, उपचारित त्वचा पर 1-2 मिनट के लिए नीलम शीतलन सतह लागू करने की सिफारिश की जाती है, और उसके बाद ही अगले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है।
7. अनुवर्ती देखभाल: प्रक्रिया के अंत में, एक सुखदायक एलोवेरा जेल या आपकी त्वचा पर एक हल्का मॉइस्चराइज़र लागू करें। शराब या परेशान सौंदर्य प्रसाधन लागू न करें। यदि आप थोड़ा जलन महसूस करते हैं, तो 30-60 मिनट के लिए एक शांत संपीड़ित लागू करें।

आवृत्ति और उपयोग की अवधि:
1 - Y महीना: 3-5 दिनों में 1 बार डिवाइस का उपयोग करें। बालों की बाहरी संरचना और त्वचा की स्थिति नेत्रहीन नहीं बदलती है। दूसरा महीना: सप्ताह में 1 बार डिवाइस का उपयोग करें। बाल काफी पतले होने लगते हैं और नरम हो जाते हैं, काले बल्ब धोने के दौरान बाहर गिरने लगते हैं। तीसरा महीना: 15 दिनों में 1 बार डिवाइस का उपयोग करें। नए बालों की वृद्धि लगभग पूरी तरह से दबा दी जाती है, शेष एकल बाल आसानी से हटा दिए जाते हैं। 4 महीने: 30 दिनों में 1 बार डिवाइस का उपयोग करें। बाल बढ़ना बंद हो जाता है, त्वचा की सही चिकनाई का दीर्घकालिक प्रभाव प्राप्त होता है।

देखभाल बनाए रखना (प्रक्रियाओं के बाद): एक घर photoepilator के साथ बालों को हटाने एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। बुनियादी 4 महीने के पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद, शरीर के कुछ क्षेत्रों को आगे की देखभाल की आवश्यकता नहीं हो सकती है। अन्य क्षेत्रों के लिए, शरीर की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर, परिणाम को मजबूत करने के लिए 6, 9 या 12 महीने के अंतराल पर दुर्लभ रखरखाव सत्र करना आवश्यक है। हर हफ्ते गहन पाठ्यक्रम को दोहराएं अब आवश्यक नहीं है।

मतभेद:
1. बहुत गहरे (गहरा रंग) त्वचा के रंग वाले व्यक्तियों के लिए डिवाइस का उपयोग करने से मना किया जाता है। डार्क या डार्क स्किन टोन वाले उपयोगकर्ताओं को तीव्रता के 1 स्तर से सख्ती से उपयोग करना शुरू करना चाहिए।
2. गर्भावस्था, गर्भावस्था योजना और स्तनपान में उपयोग करने से पहले, किसी विशेषज्ञ से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
3. त्वचा की प्रकाश संवेदनशीलता में उपयोग करने और फोटोसेंसिटाइजिंग दवाओं को लेने से मना किया जाता है।
4. उपचार क्षेत्र में त्वचा की सूजन, एलर्जी, एक्जिमा या संक्रमण होने पर डिवाइस का उपयोग न करें।
5. उन क्षेत्रों का इलाज करने से मना किया जाता है जिनमें भराव, इंजेक्शन या विषाक्त पदार्थ (बोटॉक्स) को इंजेक्ट किया गया है।
6. टैटू, स्थायी मेकअप, बड़े freckles, moles, वर्णक धब्बे या मौसा पर सीधे डिवाइस का उपयोग करने के लिए मना किया है।
7. त्वचा के श्लेष्म झिल्ली और नाजुक क्षेत्रों पर उपयोग करने से मना किया जाता है: कान, गर्दन, निप्पल, जननांग, गुदा और होंठ।
8. गहन प्राकृतिक टैनिंग के बाद डिवाइस का उपयोग न करें, एक कमाना बिस्तर पर जाएं या स्वयं-टैनिंग क्रीम लागू करें।
9. अपने दम पर फोटोपीलेटर के डिजाइन को अलग करने, मरम्मत करने या संशोधित करने का प्रयास न करें।
10. पावर कॉर्ड, कांटा या स्पार्क्स का पता लगाने, संरचनात्मक तत्वों की लाली को नुकसान पहुंचाने के मामले में, तुरंत उपयोग करना बंद करें और अधिकृत संगठन से संपर्क करें।

चेतावनी:
1. उपकरण को पेसमेकर, डिफिब्रिलेटर, बैंक कार्ड और स्टोरेज डिवाइस से दूर रखें।
2. डिवाइस और एडाप्टर पर पानी प्राप्त करने से बचें। बाथरूम या सिंक के पास डिवाइस का उपयोग करने से मना किया गया है। इसे गीले हाथों से न छुएं।
3. डिवाइस 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए सख्ती से डिज़ाइन किया गया है। डिवाइस को बच्चों के लिए दुर्गम रखें।
4. ऑपरेशन के दौरान वेंट्स को बंद न करें - इससे ओवरहीटिंग हो जाएगी।
5. गर्मी संरक्षण: डिवाइस एक अंतर्निहित थर्मल सेंसर से लैस है। यदि डिवाइस का आंतरिक तापमान मानक से अधिक है, तो सुरक्षात्मक तंत्र काम करेगा और फोटोपीलेटर स्वचालित रूप से काम करना बंद कर देगा। इस मामले में, इसे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें, इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें, जिसके बाद डिवाइस फिर से सुरक्षित उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा।
6. ज्वलनशील गैसों, एरोसोल या शुद्ध ऑक्सीजन वाले वातावरण में डिवाइस का उपयोग न करें।

बॉक्स में: (1) photoepilator, (2) पावर एडाप्टर, (3) सुरक्षा चश्मा,
4. डिस्पोजेबल रेजर, 5) उपयोगकर्ता मैनुअल, 6) भंडारण बैग।

तकनीकी विनिर्देश:

आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): 172×65×40 mm

शक्ति: 64,8 W

ऑपरेटिंग वोल्टेज: 100-240 V ~ 50 / 60 Hz

प्रकाश का स्रोत: तीव्र स्पंदित प्रकाश (आईपीएल)

तरंग दैर्ध्य: 550-1200 nm (± 20 nm की एक त्रुटि)

आवेग मोड: एकल पल्स / डबल आवेग

फ्लैश गिनती: > 999000 दालें

अधिकतम ऊर्जा घनत्व: 5.1 J/cm²

उपचार खिड़की क्षेत्र: 3.3 cm2



YUTO+ - विसारक के साथ हेयर ड्रायर

तेजी से सुखाने

प्रभावी स्टाइल

फ्रिज नियंत्रण

विरोधी स्थैतिक प्रभाव

स्वस्थ बालों की चमक को बनाए रखता है

चिंताएं: गीले बाल, बालों के प्राकृतिक सुखाने के बाद आकारहीन स्टाइल, अत्यधिक प्रवाह और बालों का विद्युतीकरण।

सामग्री: एबीएस प्लास्टिक, पीसी प्लास्टिक।

वज़न: 360 g.

कार्य:
3 एयरफ्लो गति और 3 तापमान स्तर आपको एक आरामदायक सुखाने की सेटिंग का चयन करने देते हैं। ठंडी हवा हेयरस्टाइल सेट करने में मदद करती है।

आयनीकरण का कार्य नकारात्मक आयनों के साथ हवा को संतृप्त करता है, जो आपको स्थैतिक बिजली को हटाने की अनुमति देता है।

स्वचालित सफाई समारोह अतिरिक्त प्रयास के बिना दूषित पदार्थों से फिल्टर को साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विशेषताएं:
1. तह संरचना।
2. अल्ट्रालाइट - 360 ग्राम।
3. नोजल व्यास 42.4 mm।
4. लंबी कॉर्ड 2 m है।
5. कम शोर स्तर - 64 dB तक।
6. 3 तापमान शासन: कम: 50 °C, मध्यम: 70 °C, उच्च: 110 °C।
7. किट में 3 नोजल: एक विस्तारित नोजल के साथ बालों को सुखाने के लिए आपको त्वरित सुखाने के लिए बालों में हवा की एक बड़ी मात्रा लागू करने की अनुमति देता है, दूसरा - केंद्रित हवा के सेवन के लिए स्टाइलिंग के लिए एक संकीर्ण नोजल का उपयोग स्टाइलिंग बालों के लिए किया जाता है, तीसरा - घुंघराले बालों को सुखाने के लिए एक विसारक। नलिका मैग्नेट द्वारा एक स्थिति में तय कर रहे हैं।

ऑपरेटिंग निर्देश:
1. बॉक्स में, हेयर ड्रायर को हेयर ड्रायर खोलने के लिए मुड़ा हुआ स्थिति में संग्रहीत किया जाता है, इसे आधार द्वारा ले जाएं और इसे अपने दाहिने हाथ में रखें, हैंडल को दिशा में आपसे दूर कर दें।
2. हेयर ड्रायर प्लग को सॉकेट में बिंदु पर डालें, वांछित नोजल स्थापित करें। YUTO हेयर ड्रायर पर नोजल चुंबकीय हैं, वे स्वचालित रूप से आकर्षित होते हैं और हवा से बाहर निकलने वाले छेद में प्रवेश करते हैं। नोजल को हटाने के लिए, इसे खींचें।

3. चालू करने के लिए, चालू / बंद बटन दबाएं। जब ड्रायर को पहली बार चालू किया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से सबसे कम तापमान और न्यूनतम गति से शुरू होता है। तापमान स्तर का 1 प्रकाश सूचक और गति स्तर का 1 संकेतक रोशन होगा।
4. एयरफ्लो की गति को समायोजित करें। YUTO हेयर ड्रायर में 3 गति स्तर हैं: कम, मध्यम और उच्च। गति नियंत्रण बटन पर एक क्लिक चयनित मोड के अनुरूप स्तर प्रकाश संकेतक बदलता है।
5. उड़ा हवा के तापमान को समायोजित करें। YUTO हेयर ड्रायर में 3 तापमान स्तर हैं: कम, मध्यम और उच्च। तापमान नियंत्रण बटन पर एक क्लिक स्तर बदलता है। चयनित मोड के अनुरूप प्रकाश संकेतक प्रकाशित होते हैं।
6. YUTO हेयर ड्रायर में, मेमोरी फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व किया जाता है। पहली बारी में, गति और तापमान दोनों व्यवस्था न्यूनतम स्तर पर शुरू की जाएगी, लेकिन बाद में शामिल किए जाने के साथ, हेयरड्रायर अंतिम उपयोग मोड पर काम करना शुरू कर देगा।
7. ठंडी हवा मोड को चालू करने के लिए, ठंडी हवा बटन दबाएं। ठंडी हवा मोड को बंद करने के लिए, फिर से बटन दबाएं। आप पिछले तापमान पर वापस आ जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि तापमान नियंत्रण बटन दबाकर ठंडी हवा मोड को भी बंद किया जा सकता है।
8. हेयर ड्रायर हेयर ड्रायर के आंतरिक घटकों को साफ करने के लिए एक ऑटो-सफाई फ़ंक्शन से लैस है। एक ही समय में तापमान और प्रवाह दर नियंत्रण बटन दबाएं जब ड्रायर काम करने की स्थिति में हो। मोटर विपरीत दिशा में काम करना शुरू कर देगी, हवा का सेवन छेद से बाहर बह जाएगी और सफाई करेगी। ऑटो-सफाई के दौरान, हेयर ड्रायर के मानक ऑपरेटिंग मोड पर लौटने के लिए कोई भी बटन दबाएं। 15 सेकंड के बाद स्व-सफाई मोड बंद हो जाता है।
9. बंद करने के लिए, बटन को बंद स्थिति में ले जाएं। ध्यान दें कि YUTO हेयर ड्रायर में देरी हुई है। हेयर ड्रायर के तत्काल स्टॉप के साथ, इंजन को नुकसान पहुंचाने का एक उच्च जोखिम है, जो हेयर ड्रायर के उपयोग को कम करेगा। विलंबित खत्म इंजन को नुकसान से बचाता है और इसकी सेवा जीवन को लम्बा खींचता है और तदनुसार, हेयरड्रायर की सेवा जीवन।
10. हेयर ड्रायर को मोड़ो और इसे सॉकेट से अनप्लग करें। ड्रायर को एक अछूता सतह पर रखें, इसे ठंडा होने दें। इसे एक सूखे, साफ भंडारण क्षेत्र में हटा दें।

कैसे उपयोग करें:
1. एक सुखाने नोजल स्थापित करें। ड्रायर चालू करें, तापमान और एयरफ्लो दर समायोजित करें।
2. बालों को जड़ क्षेत्र से सुखाना शुरू करें, एयरफ्लो को बालों की जड़ों तक निर्देशित करें, लेकिन खोपड़ी पर नहीं। मात्रा प्राप्त करने के लिए, प्राकृतिक बालों के विकास के खिलाफ हेयर ड्रायर को निर्देशित करें।
3. इसके बाद, मुख्य लंबाई को सूखा दें, बालों को ज़ोन में विभाजित करें, ऊपर से नीचे तक वायु प्रवाह की दिशा।
4. सुखाने नोजल को स्टाइल नोजल में बदलें। एक अलग स्ट्रैंड चुनें, स्ट्रैंड के नीचे एक ब्रशिंग या कंघी डालें, शीर्ष पर, नोजल को बालों के कोण पर रखें, धीरे-धीरे हेयर ड्रायर के साथ चलें।
5. ठीक करने के लिए, ठंडे हवा मोड में किस्में के साथ चलना।
6. हेयर ड्रायर बंद करें और इसे सॉकेट से डिस्कनेक्ट करें।

मतभेद:
1. यह हेयर ड्रायर खोपड़ी के बालों को सुखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने बालों को सुखाने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए इस उपकरण का उपयोग न करें।
2. अपनी आंखों, त्वचा या गर्मी के प्रति संवेदनशील अन्य सतह पर डिवाइस का उपयोग न करें।

चेतावनी:
हेयर ड्रायर नोजल में मैग्नेट होते हैं। पेसमेकर, डिफिब्रिलेटर, बैंक कार्ड और स्टोरेज डिवाइस से दूर रखें।
1. बाथटब, सिंक या अन्य पानी के टैंक के पास हेयर ड्रायर का उपयोग न करें।
2. स्नान करते समय डिवाइस का उपयोग न करें।
3. डिवाइस को पानी या अन्य तरल पदार्थ में न रखें या न छोड़ें।
4. यदि उपकरण पानी में गिर जाता है, तो इसे तुरंत अनप्लग करें। पानी को न छुएं।
5. गीले हाथों से डिवाइस के किसी भी हिस्से को न छुएं।
जलने, बिजली के झटके, आग, चोटों के जोखिम को कम करने के लिए:
1. यदि ड्रायर उपयोग में नहीं है, तो इसे मुख्य से डिस्कनेक्ट करें। इसे ठंडा होने दें और इसे एक सुरक्षित सूखी जगह पर स्टोर करें।
2. उपयोग के दौरान, हेयर ड्रायर गर्म हो जाता है। आंखों या गर्म सतहों की असुरक्षित त्वचा को स्पर्श न करें।
3. थर्मल स्टैंड या अन्य उपयुक्त सतह के अलावा किसी भी सतह पर सीधे एक गर्म हेयर ड्रायर न रखें।
4. डिवाइस को नेटवर्क पर अनैच्छिक न छोड़ें। सख्त पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है जब डिवाइस का उपयोग बच्चों द्वारा किया जाता है या जब इसका उपयोग बच्चों या विकलांग व्यक्तियों के पास किया जाता है।
5. इस उपकरण का उपयोग केवल अपने इच्छित उद्देश्य के लिए करें और जैसा कि इस मैनुअल में वर्णित है।
6. पावर कॉर्ड या कांटा क्षतिग्रस्त होने पर इस उपकरण का उपयोग न करें।
7. खींच नहीं है, झटका, खिंचाव, मोड़ या तेजी से मोड़ शक्ति कॉर्ड, विशेष रूप से प्लग के पास. यह कॉर्ड को नुकसान या तोड़ सकता है। इसे ध्यान से संभालें और इसे गर्म सतहों से दूर रखें। उपकरण के चारों ओर कॉर्ड को लपेटें नहीं।
8. डिवाइस को न छोड़ें और डिवाइस के छेद में विदेशी वस्तुओं को न डालें।
9. यह डिवाइस ओवरहीटिंग को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए एक गैर-आत्म-चिकित्सा थर्मल फ्यूज का उपयोग करता है। यदि ऑपरेशन के दौरान डिवाइस बंद हो जाता है और दूसरा एलईडी (तापमान मोड) चमकता है, तो डिवाइस को सॉकेट से डिस्कनेक्ट करें और इसे ठंडा होने दें।
10. उच्च आर्द्रता वाले स्थानों में डिवाइस को स्टोर करने से मना किया जाता है।
11. डिवाइस के वेंटिलेशन उद्घाटन में बाल या एक प्रकार का वृक्ष न छोड़ें।
12. काम करने की स्थिति में उपकरण को सतह पर न रखें।
13. यदि उपकरण दोषपूर्ण है या बहुत गर्म हो गया है, तो तुरंत उपयोग करना बंद करें और सॉकेट से डिवाइस को डिस्कनेक्ट करें।

बॉक्स में: (1) हेयर ड्रायर, (2) ड्रायर नोजल, (3) स्टाइल नोजल, (4) विसारक,
5. निर्देश, (6) भंडारण बैग की।

तकनीकी विनिर्देश:

मोटर गति: 110000 rpm

गति: 32 लीटर प्रति सेकंड

हवा की गति:
• कम गति - प्रति मिनट 80000 क्रांति
• औसत गति: 95000 क्रांतियों प्रति मिनट
• उच्च गति - प्रति मिनट 110000 क्रांति

तापमान सेटिंग्स: • कम तापमान - 50 °C • औसत तापमान - 70 °C • उच्च तापमान - 110 °C



मालिश की दिशाएँ

एक्सेसरीज़



RENGA GOLD - कॉस्मेटिक बैग

स्किनकेयर और सौंदर्य प्रसाधन का आयोजन करता है

घर पर और जाने पर भंडारण

चिंताएं: अव्यवस्थित भंडारण।

सामग्री: पॉलीयुरेथेन (बाहर), पॉलिएस्टर (अंदर)।

विशेषताएं:
1. स्टाइलिश बाहर और अंदर एर्गोनोमिक: डिजाइन और इंटीरियर लेआउट कॉस्मेटिक बैग को सुविधाजनक और आकर्षक दोनों बनाते हैं।
2. व्यावहारिकता: पॉलिएस्टर अस्तर हल्का, मजबूत है, इसका आकार रखता है, बढ़ने और गंदगी का विरोध करता है। गिरा कॉस्मेटिक उत्पादों को एक नम कपड़े से मिटा दिया जा सकता है।
3. प्रबलित संरचना: पतली आंतरिक पैनल कॉस्मेटिक बैग को अतिरिक्त कठोरता देते हैं और इसे अपने आकार को बनाए रखने में मदद करते हैं।
4. क्षमता: कॉस्मेटिक बैग के अंदर और बाहर जेब आपके सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए जगह प्रदान करते हैं।
5. आंतरिक हैंडल: 2 मजबूत हैंडल आपको कॉस्मेटिक बैग को खोलने या हुक पर लटकाने देते हैं।
6. 3 रंग - अब हमारे ग्राहकों को उनके लिए सबसे उपयुक्त रंग चुनने का अवसर है।

देखभाल की सिफारिशें:
प्रसव के दौरान कॉस्मेटिक बैग में क्रीज बन सकती है और धीरे-धीरे गायब हो सकती है। एक सफेद सूती तौलिया के माध्यम से स्टीमर के साथ गहरी क्रीज को हटाया जा सकता है।



WAU
त्वचा की देखभाल



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

चेहरा क्रीम का पुनर्जन्म

त्वचा बाधा को पुनर्स्थापित करता है

लोच में सुधार

अत्यधिक पोषण करता है

सुथ्स

गहराई से हाइड्रेट्स और नरम

चिंताएं: त्वचा की निर्जलीकरण, सूखी और सुस्त त्वचा, जलन।

लाभ: शांत करना, त्वचा की दृढ़ता और लोच को बढ़ाता है, तीव्रता से पोषण करता है और मॉइस्चराइज करता है, बहाली प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है।

सामग्री: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

सक्रिय सामग्री:
1. Allantoin (Allantoin) - एक शक्तिशाली सुखदायक घटक, जलन से राहत देता है और उत्थान को बढ़ावा देता है।
2. Arginine (Arginine) - एक एमिनो एसिड जो त्वचा के माइक्रोसर्कुलेशन और सुरक्षात्मक कार्यों में सुधार करता है।
3. Melaleuca Alternifolia (चाय के पेड़) निकालने - एंटीसेप्टिक और विरोधी भड़काऊ गुणों के लिए जाना जाता है।
4. लैक्टोबैसिलस किण्वन लाइसैट (प्रोबायोटिक्स) - त्वचा माइक्रोबायोम को बहाल करने में मदद करें, इसके सुरक्षात्मक कार्यों में सुधार करें।
5. हमामेलिस वर्जीनिया (जादू हेज़ल) पानी - छिद्रों को संकीर्ण करता है और सीबम के उत्पादन को नियंत्रित करता है।
6. लवंडुला एंगस्टीफोलिया (लवांडा) + चामोमिला रेक्युटा (कैमोमाइल) - त्वचा को शांत करें और लालिमा से राहत दें।
7. Nelumbo Nucifera (लोटस) + कमीलया Sinensis (हरी चाय) - एंटीऑक्सीडेंट कि समय से पहले उम्र बढ़ने और पर्यावरण जोखिम से त्वचा की रक्षा।

विशेषताएं: क्रीम के सक्रिय घटक पहले आवेदन के बाद त्वचा को नरम, मखमली और अच्छी तरह से तैयार करते हैं, जबकि सावधानी से इसे हवा और कम तापमान से बचाते हैं। हरी चाय, कैमोमाइल, लैवेंडर और चाय के पेड़ के सब्जी के अर्क विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट के साथ त्वचा को संतृप्त करते हैं, इसके स्वर और प्राकृतिक चमक को बनाए रखते हैं। प्रकाश, आरामदायक बनावट के लिए धन्यवाद, क्रीम जल्दी से अवशोषित हो जाती है, जिससे चिपचिपाहट की कोई भावना नहीं होती है।

कैसे उपयोग करें:
1. चेहरे की त्वचा को साफ करें।
2. पूरी तरह से अवशोषित होने तक त्वचा पर क्रीम की आवश्यक मात्रा और उंगली पैड के साथ मालिश करें।

सावधानियां:
1. उपयोग करने से पहले, एलर्जी परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

शरीर के लिए मॉइस्चराइजिंग मालिश जेल

पुनर्स्थापित | हाइड्रेट्स | कंडक्टिव

चिंता: सूखी त्वचा, microcurrent मालिश की आवश्यकता है।

लाभ: जलयोजन, वसूली, प्रभावी microcurrent मालिश।

सामग्री: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

सक्रिय सामग्री:
1. Trehalose (1%) - प्रभावी ढंग से नमी को बरकरार रखता है, त्वचा को मॉइस्चराइज रखता है, त्वचा को बाहरी उत्तेजनाओं से बचाता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। संवेदनशील त्वचा के लिए उपयुक्त त्वचा बाधा को मजबूत करता है।
2. बीटाइन (1%) सक्रिय जलयोजन के लिए एक प्राकृतिक घटक है। जलन को दूर करता है और त्वचा को शांत करता है, इसे चिकना और लोचदार बनाता है।
3. नियासिनमाइड (3%) मेलेनिन के उत्पादन को धीमा कर देता है, त्वचा की टोन में सुधार करता है और इसे हल्का करता है। सीबम के अत्यधिक उत्पादन को नियंत्रित करता है, सूजन की उपस्थिति को रोकता है। त्वचा के सुरक्षात्मक कार्य को बढ़ाने के लिए सेरामाइड्स के संश्लेषण को बढ़ावा देता है। त्वचा की बनावट को संरेखित करता है और ठीक झुर्रियों को कम करता है।
4. एडेनोसिन (0.04%) - त्वचा की लोच और युवापन के लिए कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। त्वचा को उत्तेजित करता है, सूजन से राहत देता है और इसकी वसूली को बढ़ावा देता है।
5. 7 पेप्टाइड्स (0.1%) का परिसर - कोलेजन और इलास्टिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा की लोच बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के संकेतों की उपस्थिति को रोकता है और छोटी झुर्रियों की संख्या को कम करता है, त्वचा कोशिकाओं के नवीकरण और बहाली को बढ़ावा देता है।
6. हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन (0.1%) - गहरी और लंबे समय तक चलने वाली नमी प्रदान करते हुए, त्वचा में गहराई से नमी प्रदान करता है। त्वचा की दृढ़ता और लोच को बढ़ाता है। यह क्षतिग्रस्त त्वचा को बहाल करने में मदद करता है।

7. मेडकैसोसाइड (0.1%) - संवेदनशील त्वचा को शांत करता है और सूजन से राहत देता है। एक स्वस्थ त्वचा बाधा की रक्षा और रखरखाव करता है, त्वचा की मरम्मत और घाव भरने में तेजी लाता है।
8. 22 एमिनो एसिड (0.1%) का परिसर - त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की आपूर्ति प्रदान करता है। नमी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे त्वचा नरम और लोचदार हो जाती है। त्वचा की संरचना में सुधार करता है और सेल पुनर्जनन को बढ़ावा देता है।
9. Hyaluronic एसिड (0.1%) - सूखापन को रोकने, जिसके परिणामस्वरूप नमी को बनाए रखने में मदद करता है। त्वचा को मजबूत और चिकना बनाए रखता है। संवेदनशील त्वचा को शांत करता है और त्वचा में नमी का संतुलन बनाए रखता है।
10. पीडीआरएन (पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 0.01%) - सेलुलर चयापचय को बढ़ाता है और क्षतिग्रस्त त्वचा की मरम्मत करता है। त्वचा को मजबूत करता है और झुर्रियों को कम करता है। लालिमा को कम करता है और त्वचा को ठीक करता है।

विशेषताएं: मॉइस्चराइजिंग बॉडी मसाज जेल विशेष रूप से माइक्रोकरेंट थेरेपी, इलेक्ट्रोमाइस्टिमुलेशन और आरएफ उठाने की प्रक्रियाओं के दौरान धाराओं के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। जेल बनावट मालिश के साथ उपयोग के लिए एकदम सही है, जेल एक मॉइस्चराइज़र के रूप में काम करता है, लंबे समय तक सूखता नहीं है, चिपचिपाहट और जकड़न की भावना को नहीं छोड़ता है। संरचना के सक्रिय घटक त्वचा की चिकनाई, लोच और युवापन का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।

कैसे उपयोग करें:
1. शरीर की सूखी साफ त्वचा पर उत्पाद लागू करें।
2. WAU से बॉडी मसाज का उपयोग करके प्रक्रिया करें, जेल को पूरी तरह से अवशोषित होने तक छोड़ दें।
3. प्रक्रिया के अंत में, एक मॉइस्चराइज़र (क्रीम या सीरम) लागू किया जा सकता है।

सावधानियां:
1. एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपयोग करने से पहले कोहनी गुना के अंदर उत्पाद का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है। यदि जलन या दाने हैं तो इसका उपयोग करना बंद करें।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।
4. उत्पाद का उपयोग करने के बाद, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक एसपीएफ़ क्रीम लगाने की सिफारिश की जाती है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

आंखों के आसपास त्वचा के लिए टॉनिक क्रीम

गहराई से हाइड्रेट्स और नरम

थकान के संकेतों को कम करता है

टोन

सूजन को कम करता है

चिंताएं: काले घेरे, सूजन, तनाव के निशान और नींद की कमी, उम्र से संबंधित परिवर्तन।

लाभ: स्वर का एक ध्यान देने योग्य संरेखण, एडिमा में कमी, त्वचा के घनत्व और लोच में वृद्धि, " कौवा के पैर" को चिकना करना।

सामग्री: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

सक्रिय सामग्री:
1. Depanthenol (उच्च एकाग्रता) - तीव्रता से चंगा, शांत और क्षतिग्रस्त एपिडर्मिस पुनर्स्थापित करता है।
2. ट्रांसेक्सामिक एसिड + ग्लूटाथियोन - मेलेनिन के संश्लेषण को अवरुद्ध करने के लिए एक शक्तिशाली मिलकर; वर्णक धब्बे को समाप्त करता है और "अंधेरे" हलकों को रोशन करता है।
3. कैफीन - लसीका जल निकासी को उत्तेजित करता है, अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटा देता है और सुबह की सूजन को जल्दी से समाप्त कर देता है।
4. ग्लूकोसिलरुटिन (विटामिन पी) - केशिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है, उनकी दृश्यता (नीले) को कम करता है और भंगुर जहाजों को रोकता है।
5. विकास कारकों का परिसर (6 प्रकार के श-पॉलीपेप्टाइड / ओलिगोपेप्टाइड) - सेलुलर नवीकरण को ट्रिगर करता है, अपने स्वयं के कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करता है, उठाने पर काम करता है।

6. विटामिन कॉम्प्लेक्स (बी 1, बी 2, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, सी) - पोषण करता है, कोशिकाओं में चयापचय में सुधार करता है और त्वचा को स्वस्थ चमक देता है।
7. नियासिनमाइड - बाधा समारोह को मजबूत करता है और त्वचा की बनावट में सुधार करता है।

विशेषताएं: क्रीम आंखों के चारों ओर नाजुक त्वचा के लिए व्यापक देखभाल प्रदान करता है। कैफीन, नियासिनमाइड और ट्रैनेक्सेमिक एसिड की उच्च सांद्रता काले घेरे, सूजन और छोटी झुर्रियों की गंभीरता को कम करने में मदद करती है। संरचना के सक्रिय घटक नवीकरण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं, त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज और पोषण करते हैं, जिससे यह लोच और एक चिकनी, उज्ज्वल स्वर देता है।

कैसे उपयोग करें:
1. सूखी और साफ त्वचा पर उत्पाद की एक छोटी राशि लागू करें: आंख के अंदरूनी हिस्से से मंदिरों तक - पहले निचले हिस्से के साथ, और फिर ऊपरी कक्षीय हड्डियों के साथ।
2. अपनी उंगली पैड के साथ क्रीम और मालिश वितरित करें।

सावधानियां:
1. उपयोग करने से पहले, एलर्जी परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 25 g.



CLEANSING BALM

धोने के लिए हाइड्रोफिल बाम

धीरे से शुद्ध

गहरा पोषण

तीव्र हाइड्रेट्स

त्वचा की बाधा को मजबूत करता है

चिंताएं: लगातार मेकअप, एसपीएफ़ फिल्टर के अवशेष, दूषित छिद्र, सूखापन और सफाई चरण के बाद जकड़न की भावना, टूटी हुई लिपिड बाधा।

लाभ: त्वचा साफ और मॉइस्चराइज्ड हो जाती है, बिना तंग महसूस किए।

सामग्री: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

सक्रिय सामग्री:
1. प्राकृतिक तेलों (कैस्टर, जोजोबा, सूरजमुखी, हेज़लनट, आर्गन, शीया) का एक समृद्ध परिसर - आसानी से वसा-घुलनशील प्रदूषण (सीबम, लगातार मेकअप, एसपीएफ़), गहराई से पोषण करता है और त्वचा को नरम करता है।
2. हयालूरोनिक एसिड के सात रूप (जिनमें शामिल हैं: सोडियम हाइलूरोनेट, हाइड्रोलाइज्ड हयालूरोनिक एसिड, आदि - बहु-स्तरीय गहन मॉइस्चराइजिंग प्रदान करते हैं, धोने के दौरान त्वचा के ओवरड्राइंग को रोकते हैं।
3. सिरेमिक कॉम्प्लेक्स (NS, AP, AS, NP, EOP) - प्रभावी ढंग से एपिडर्मिस के लिपिड (सुरक्षात्मक) बाधा को पुनर्स्थापित और मजबूत करता है।
4. विटामिन ई (टोकोफेरोल) और नियासिनमाइड शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट हैं जो त्वचा की रक्षा करते हैं, शांत करते हैं और टोन संरेखण को बढ़ावा देते हैं।
5. विटामिन कॉम्प्लेक्स (बी 1, बी 2, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, सी) - अतिरिक्त पोषण, सेलुलर चयापचय में सुधार और स्वस्थ त्वचा की चमक का समर्थन करता है।

विशेषताएं: बाम त्वचा की प्रभावी और कोमल सफाई प्रदान करता है, आसानी से मेकअप, एसपीएफ़ और संदूषण को भंग करता है। प्राकृतिक तेलों का एक समृद्ध परिसर गहराई से पोषण करता है और त्वचा को नरम करता है। हायलूरोनिक एसिड और मिट्टी के बरतन के सात रूप गहन मॉइस्चराइज करते हैं और सुरक्षात्मक बाधा को मजबूत करते हैं। विटामिन ई और नियासिनमाइड त्वचा की रक्षा और शांत करते हैं। आवेदन के बाद, त्वचा साफ और मॉइस्चराइज हो जाती है, बिना तंग महसूस किए।

कैसे उपयोग करें:
1. सूखी चेहरे पर सूखे हाथों से हाइड्रोफिलिक बाम की एक छोटी मात्रा लागू करें और समान रूप से मालिश आंदोलनों के साथ त्वचा पर वितरित करें।
2. अपने हाथों को गीला करें और बाम को गर्म पानी से धो लें, पानी के संपर्क में आने पर, बाम दूध की बनावट प्राप्त करेगा।
3. शुद्धि के दूसरे चरण में आगे बढ़ें (फोम या धोने के लिए जेल)।

सावधानियां:
1. उपयोग करने से पहले, एलर्जी परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

क्रायो प्रभाव शरीर के लिए दूध

सूजन को कम करता है

त्वचा को हाइड्रेट और नवीनीकृत करता है

एंटी-सेल्युलाईट देखभाल

टोन और दृढ़ता को पुनर्स्थापित करता है

चिंताएँ: त्वचा की लोच और चिकनाई का नुकसान, सूजन की प्रवृत्ति और पैरों में भारीपन की भावना, सुस्त टोन और त्वचा की असमान सूक्ष्मता, निर्जलीकरण और जकड़न की भावना, शारीरिक परिश्रम के बाद ठीक होने की आवश्यकता।

लाभ: शीतलन प्रभाव, हल्कापन और गहरी नमी की भावना, एक अधिक टोंड सिल्हूट, त्वचा में वृद्धि और "सेल्युलाईट" की दृश्यता में कमी, चिकनी, मखमली त्वचा।

सामग्री: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

सक्रिय सामग्री:
ठंडा और टोन
1. मेन्थाइल लैक्टेट + मेन्थॉल - शुद्ध मेन्थॉल और इसके नरम व्युत्पन्न का संयोजन सुखद शीतलता की भावना देता है जो त्वचा को परेशान किए बिना नियमित मेन्थॉल से अधिक समय तक रहता है। यह पैरों में भारीपन की भावना को दूर करने में मदद करता है।
2. कैफीन (कैफीन) - एक लसीका जल निकासी प्रभाव है, माइक्रोसर्कुलेशन को उत्तेजित करता है और अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाने में मदद करता है।

Decongestant और टॉनिक जटिल
1. रक्त वाहिकाओं की दीवारों को मजबूत करने और सूजन से लड़ने के लिए एसकुलस हिप्पोकास्टनम (घोड़ा चेस्टनट) सबसे अच्छे घटकों में से एक है।
2. हेडेरा हेलिक्स (आईवी) + लामिनारिया (लामिनारिया) - त्वचा की लोच को बढ़ाने में योगदान देता है। आइवी अक्सर विरोधी सेल्युलाईट एजेंटों में वसा को तोड़ने और विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
3. साइट्रस मेडिका लिमोनम (नींबू) - केशिकाओं को मजबूत करने में ताज़ा और मदद करता है।

रिकवरी और हाइड्रेशन
1. एलोवेरा यौगिक (दूसरा स्थान), एक शक्तिशाली शामक और हाइड्रेटिंग एजेंट का आधार है।
2. सोडियम हाइलूरोनेट (हाइलूरोनिक एसिड) - त्वचा की ऊपरी परतों में नमी बरकरार रखता है।
3. नियासिनमाइड (विटामिन बी 3) - त्वचा की सुरक्षात्मक बाधा में सुधार करता है, टोन को संरेखित करता है और माइक्रोडैम के साथ मदद करता है।

पोषण आधार (तेल)
1. शीआ बटर (शी), जोजोबा (जोजोजोबा), स्वीट बादाम (बादाम), अंगूर के बीज (अंगूर बीज - प्रभावी पौष्टिक तेलों का एक सेट, त्वचा को मखमली और नरम बनाते हैं।

विशेषताएं: एक हल्के बनावट के साथ शरीर के दूध को ठंडा करना तुरंत त्वचा को टोन करता है और गहरी नमी प्रदान करता है। कैफीन, केल्प अर्क और एशियाई सेंटेला पर आधारित सक्रिय परिसर में एक शक्तिशाली लसीका जल निकासी प्रभाव है। प्राकृतिक अर्क और तेल लिपिड बाधा को बहाल करते हैं, जिससे त्वचा नरम और चिकनी हो जाती है। दूध का नियमित उपयोग त्वचा को मजबूत करता है और खामियों की गंभीरता को कम करता है।

कैसे उपयोग करें:
1. शरीर की साफ, सूखी त्वचा पर थोड़ी मात्रा में दूध लगाएं।
2. पूरी तरह से अवशोषित होने तक हल्के आंदोलनों की मालिश करें। समस्या क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें।

सावधानी: केवल बाहरी उपयोग के लिए। उत्पाद में शीतलन घटक होते हैं। आंखों और श्लेष्म झिल्ली में जाने से बचें। क्षतिग्रस्त या परेशान त्वचा पर लागू न करें। यदि व्यक्तिगत असहिष्णुता के संकेत हैं, तो उपयोग करना बंद करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

क्रायो प्रभाव के साथ शरीर के लिए स्क्रब

सूजन को कम करता है

गहरी सफाई और त्वचा नवीकरण

एंटी-सेल्युलाईट देखभाल

टोन और दृढ़ता को पुनर्स्थापित करता है

चिंताएं: त्वचा की लोच और फ्लैबनेस का नुकसान, सूजन की प्रवृत्ति और पैरों में भारीपन की भावना, असमान त्वचा माइक्रोलेफ।

लाभ: त्वचा की अधिक सूक्ष्मता और चिकनाई, सूजन की दृश्यमान अभिव्यक्तियों को कम करना, शरीर के आकृति को मजबूत करना।

सामग्री: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

सक्रिय सामग्री:
सफाई और शीतलन
1. मारिस साल (समुद्र नमक) - एक घर्षण के रूप में कार्य करता है, केराटिनाइज्ड कोशिकाओं को हटाता है।
2. मेन्थाइल लैक्टेट + मेन्थॉल - शुद्ध मेन्थॉल और इसके नरम व्युत्पन्न का संयोजन सुखद शीतलता की भावना देता है जो त्वचा को परेशान किए बिना नियमित मेन्थॉल से अधिक समय तक रहता है। यह पैरों में भारीपन की भावना को दूर करने में मदद करता है।

Decongestant और टॉनिक जटिल
1. कैफीन + एल-कार्निटाइन - कैफीन तरल पदार्थ और टन को हटा देता है, और एल-कार्निटाइन मात्रा को कम करने में मदद करता है।
2. एसकुलस हिप्पोकास्टनम (घोड़ा चेस्टनट) + हेडेरा हेलिक्स (आईवी) - केशिकाओं और नसों की दीवारों को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, लिम्फ के ठहराव को रोकते हैं।
3. हमामेलिस वर्जीनिया (गामामेलिस) - एक कसैले और शांत प्रभाव है, छिद्रों को संकीर्ण करता है और संवहनी जाल को मजबूत करता है।

पोषण आधार (तेल और Panthenol)
1. जोजोबा और खुबानी के तेल - नमक के प्रभाव को नरम करते हैं, अतिसार को रोकते हैं और एक्सफोलिएशन के बाद लिपिड बाधा को बहाल करते हैं।
2. Panthenol - त्वचा को शांत करता है, सक्रिय मालिश और नमक से संभावित जलन से राहत देता है।

विशेषताएं: समुद्री नमक और कैफीन के आधार पर ठंडा स्क्रब गहराई से त्वचा को साफ करता है और त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, प्रभावी रूप से सूक्ष्मता को समतल करता है और सूजन को कम करता है। पौधे के अर्क और एल-कार्निटाइन के संयोजन में एक शक्तिशाली लसीका जल निकासी प्रभाव होता है, रक्त वाहिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है और त्वचा की लोच को बढ़ाने में मदद करता है। स्क्रब का नियमित उपयोग त्वचा की लोच को काफी बढ़ाता है, जिससे यह अधिक टोन और चिकनी हो जाता है।

कैसे उपयोग करें:
1. शरीर की नम त्वचा पर लागू करें, 2-3 मिनट के लिए परिपत्र गति में मालिश करें, फिर गर्म पानी से कुल्ला करें।
2. सप्ताह में 1-2 बार उपयोग करें।

सावधानी: केवल बाहरी उपयोग के लिए। उत्पाद में शीतलन घटक होते हैं। आंखों और श्लेष्म झिल्ली में जाने से बचें। क्षतिग्रस्त या परेशान त्वचा पर लागू न करें। यदि व्यक्तिगत असहिष्णुता के संकेत हैं, तो उपयोग करना बंद करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

शरीर के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम

सुथ्स | हाइड्रेट्स | नरम

चिंताएं: शुष्क त्वचा, त्वचा की निर्जलीकरण, जलन।

लाभ: शांत करना, त्वचा की दृढ़ता और लोच को बढ़ाता है, तीव्रता से पोषण करता है और इसे मॉइस्चराइज करता है, त्वचा की बहाली प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है।

सामग्री: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

सक्रिय सामग्री:
1. बीटा-ग्लूकन - गहरी नमी प्रदान करता है, स्थानीय त्वचा प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, एक स्पष्ट विरोधी बुढ़ापे प्रभाव होता है, त्वचा को "पुनर्जीवित" करता है, इसे दृढ़ता और लोच देता है।
2. थाइम पत्ता निकालने - नमी के वाष्पीकरण का प्रतिकार करता है, ताकि त्वचा लंबे समय तक मॉइस्चराइज रहे, और त्वचा एक स्वस्थ उपस्थिति प्राप्त करती है और लोचदार हो जाती है। अर्क में ब्लीचिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव भी होते हैं।
3. सेब टकसाल पत्तियों का अर्क - एक जीवाणुरोधी और सुखदायक प्रभाव पड़ता है, त्वचा को ताज़ा करता है और जलन से लड़ता है।
4. चाय पत्ती निकालने (कैमेलिया Sinensis) - चयापचय प्रक्रियाओं को तेज करके त्वचा की स्थिति को सामान्य करता है। चाय की पत्तियों को बनाने वाले पदार्थ एडिमा की उपस्थिति को रोकते हैं और छिद्रों को साफ करते हैं। चाय की पत्तियों में निहित पॉलीफेनॉल के एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा की समय से पहले उम्र बढ़ने को रोक सकते हैं

विशेषताएं: क्रीम पीटीडी (प्रोटीन ट्रांसडक्शन डोमेन) तकनीक का उपयोग करके विकसित की जाती है, जिसे त्वचा कोशिकाओं को रचना के सक्रिय घटकों को वितरित करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, जो पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण सुनिश्चित करता है। क्रीम की रेशमी बनावट इसे चिपचिपापन की भावना को छोड़े बिना, त्वचा में जल्दी से अवशोषित करने की अनुमति देती है। संरचना में प्राकृतिक तेल और अर्क गहराई से पोषण करते हैं, नमी के वाष्पीकरण को शांत करते हैं और रोकते हैं, ताकि त्वचा लंबे समय तक चिकनी और मॉइस्चराइज रहे।

कैसे उपयोग करें:
1. उत्पाद लागू करने से पहले त्वचा को साफ करें।
2. पूरी तरह से अवशोषित होने तक अपनी उंगली पैड के साथ उत्पाद और मालिश की आवश्यक मात्रा लागू करें।

सावधानियां:
1. एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपयोग करने से पहले कोहनी गुना के अंदर उत्पाद का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है। यदि जलन या दाने हैं तो इसका उपयोग करना बंद करें।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।
4. उत्पाद का उपयोग करने के बाद, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक एसपीएफ़ क्रीम लगाने की सिफारिश की जाती है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

CETYLPYRIDINIUM क्लोराइड और ऋषि के साथ सिंचाई के लिए केंद्रित मुंह कुल्ला

प्रभावी मौखिक सफाई

ताजा सांस

मौखिक श्लेष्मा और गम स्वास्थ्य का समर्थन करता है

पानी सोता प्रदर्शन को बढ़ाता है

चिंता: दंत पट्टिका, गम रोग, सांस की गंध, रोकथाम वहन करती है।

लाभ: मौखिक गुहा के हानिकारक माइक्रोफ्लोरा से लड़ता है, इसमें एक शांत और विरोधी भड़काऊ प्रभाव होता है, जिससे आप सिंचाईकर्ता का उपयोग करने की मालिश और रोगनिरोधी प्रभाव के साथ सफाई को जोड़ सकते हैं।

सामग्री: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

सक्रिय सामग्री:
1. Cetylpyridinium क्लोराइड एक प्रभावी जीवाणुरोधी घटक है। बैक्टीरिया से लड़ता है जो पट्टिका, क्षरण, मसूड़े की सूजन और खराब सांस का कारण बनता है, जो दीर्घकालिक ताजगी प्रदान करता है।
2. ऋषि निकालने और जिनसेंग "Neovitin®" के bioantioxidant परिसर, शांत करने और म्यूकोसा बहाल। उनके पास एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव है, ऊतक उपचार को बढ़ावा देता है और मसूड़ों के स्वास्थ्य को मजबूत करता है।
3. ज़ाइलिटोल - क्षय के जोखिम को कम करता है, मौखिक गुहा में रोगजनक बैक्टीरिया के विकास को दबाता है, दांत तामचीनी के रीमिनरलाइजेशन को बढ़ावा देता है और एक स्वस्थ पीएच संतुलन बनाए रखता है।
4. टकसाल आवश्यक तेल - ताजा सांस देता है, एक ठंडा और हल्का एनाल्जेसिक प्रभाव पड़ता है। इसका जीवाणुरोधी प्रभाव पड़ता है, मुंह को साफ करता है और सफाई की भावना देता है।

विशेषताएं: 1 में सिंचाईकर्ता 2 के लिए कुल्ला और तरल मौखिक गुहा के माइक्रोफ्लोरा को सामान्य करता है, श्लेष्म झिल्ली की स्थिति में सुधार करता है और क्षरण के विकास को रोकता है। जैसा कि एक क्लासिक कुल्ला खतरनाक माइक्रोफ्लोरा से मौखिक गुहा को साफ करता है, पट्टिका के गठन और अप्रिय गंध की उपस्थिति को रोकता है, श्लेष्म झिल्ली और मसूड़ों की स्थिति में सुधार करता है, ताजगी की भावना देता है। एक सिंचाईकर्ता के लिए तरल के रूप में, यह आपको मालिश और रोगनिरोधी प्रभाव के साथ शुद्धि को संयोजित करने की अनुमति देता है।

कैसे उपयोग करें:
1. जब कुल्ला के रूप में उपयोग किया जाता है: 1: 2 अनुपात में गर्म पानी के साथ ध्यान केंद्रित करके समाधान की आवश्यक मात्रा तैयार करें और मौखिक गुहा को 30 सेकंड के लिए कुल्ला करें। प्रत्येक भोजन के बाद रोजाना इसका उपयोग करें।
2. जब एक सिंचाईकर्ता में उपयोग किया जाता है: 1:10 के अनुपात में गर्म पानी के साथ ध्यान को पतला करके समाधान की आवश्यक मात्रा तैयार करें (गंभीर गम की स्थिति में, अनुपात 1: 3) तक लाया जा सकता है, और डिवाइस के निर्देशों के अनुसार मौखिक गुहा की सिंचाई कर सकता है।

सावधानियां:
1. उपयोग करने से पहले हिलाओ। प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न अवयवों के कारण तलछट और रंग परिवर्तन हो सकते हैं। अप्रिय उत्तेजना होने पर उपयोग करना बंद करें।
2. निगल मत करो।
3. 14 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

प्रोबायोटिक्स के साथ फेस टोनर

पोषण और सुखदायक

यहां तक कि त्वचा टोन

त्वचा की बाधा को मजबूत करता है

तीव्र हाइड्रेट्स

चिंताएं: धोने के बाद बिगड़ा लिपिड बाधा, निर्जलीकरण, सूखापन और जकड़न, सुस्त रंग, संवेदनशीलता, त्वचा माइक्रोबायोम का असंतुलन।

लाभ: त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज किया जाता है, शांत किया जाता है और आगे की देखभाल के लिए तैयार किया जाता है; सुरक्षात्मक बाधा बहाल हो जाती है, स्वर चिकनी और उज्ज्वल होता है।

सामग्री: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

सक्रिय सामग्री:
1. लाइसेट्स (बिफिडा, लैक्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस किण्वित लाइसेट) का परिसर - प्रोबायोटिक्स जो एक स्वस्थ त्वचा माइक्रोबायोम को बहाल करते हैं, संवेदनशीलता को कम करते हैं और स्थानीय प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं।
2. सिरेमिक कॉम्प्लेक्स (सिरामाइड एनपी, एनएस, एपी, एएस, ईओपी) - शारीरिक लिपिड जो स्ट्रैटम कॉर्नियम के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में एम्बेडेड होते हैं, प्रभावी रूप से सुरक्षात्मक बाधा को बहाल करते हैं और नमी के नुकसान को रोकते हैं।
3. एशियाई सेंटेला पत्ता निकालने एक शक्तिशाली प्राकृतिक घटक है जो त्वचा को शांत करता है, लालिमा और जलन से राहत देता है।
4. नियासिनमाइड - बाधा समारोह को मजबूत करता है और त्वचा की बनावट में सुधार करता है।
5. विकास कारकों का परिसर (एसएच-पॉलीपेप्टाइड / ओलिगोपेप्टाइड) - सेलुलर नवीकरण को ट्रिगर करता है, अपने स्वयं के कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करता है, उठाने पर काम करता है।

6. विटामिन कॉम्प्लेक्स (बी 1, बी 2, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, सी) और डेक्सपैंथेनॉल - पोषण करते हैं, कोशिकाओं में चयापचय में सुधार करते हैं और त्वचा को एक स्वस्थ चमक के साथ-साथ गहराई से ठीक करते हैं और एपिडर्मिस को बहाल करते हैं।
7. प्राकृतिक तेलों का परिसर (कैनोला, सूरजमुखी, घास का मैदान फोम, argans) - तीव्रता से पोषण, त्वचा को नरम और सूखापन को खत्म।

विशेषताएं: टोनर गहन मॉइस्चराइजिंग और वसूली प्रदान करता है, त्वचा को आगे की देखभाल के लिए तैयार करता है। लैक्टोबैसिली लाइसेट्स और सिरेमिक का परिसर प्रभावी रूप से त्वचा की सुरक्षात्मक बाधा को मजबूत करता है और माइक्रोबायोम के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। Centella एशियाई, नियासिनमाइड, पेप्टाइड्स और पौधे त्वचा टोन को शांत, पोषण और संरेखित करते हैं, जिससे यह एक स्वस्थ उज्ज्वल उपस्थिति देता है।

कैसे उपयोग करें:
1. धोने के बाद, अपने चेहरे पर टोनर की एक मध्यम मात्रा स्प्रे करें।
2. सीरम या क्रीम के साथ देखभाल को सूखने और पूरा करने के लिए प्रतीक्षा करें।

सावधानियां:
1. उपयोग करने से पहले, एलर्जी परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

विद्युत उत्तेजना उपचार के लिए मॉइस्चराइजिंग जेल

तीव्र हाइड्रेट्स | पुनर्स्थापित | कंडक्टिव | चमकदार रंजकता

चिंता: सूखी त्वचा, microcurrent मालिश की आवश्यकता है।

लाभ: जलयोजन, वसूली, प्रभावी microcurrent मालिश।

सामग्री: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

सक्रिय सामग्री:
1. साइट्रस Unshui फल निकालने (Unshui मंदारिन निकालने) एक जेल मॉइस्चराइजिंग आधार (पानी के बजाय) है। एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट जो रंजकता को रोशन करता है।
2. नियासिनमाइड (नियासिनमाइड) - विटामिन बी 3। बाधा समारोह में सुधार करता है, छिद्रों को संकुचित करता है और टोन को संरेखित करता है।
3. Tranexamic एसिड (Tranexamic एसिड) रंजकता और लालिमा का मुकाबला करने के लिए सबसे प्रभावी आधुनिक घटकों में से एक है।
4. एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड -8 (आर्ग्रीलिन) प्रसिद्ध पेप्टाइड मांसपेशी आराम है। चेहरे की मांसपेशियों को आराम देता है, चेहरे की झुर्रियों की गहराई को कम करता है।
5. कॉपर ट्राइपेप्टाइड -1 (कॉपर का पेप्टाइड) - पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू करता है, कोलेजन और इलास्टिन के संश्लेषण को उत्तेजित करता है, क्षति को ठीक करता है।
6. श-पेप्टाइड (श-ओलिगोपेप्टाइड, श-डेकेपेप्टाइड, आदि) का समूह अणुओं को संकेत दे रहा है जो त्वचा को तेजी से नवीनीकृत करने और इसकी संरचना को कॉम्पैक्ट करने का कारण बनता है।

7. एडेनोसिन (एडेनोसाइन) - समय-परीक्षण एंटी-एजिंग घटक, अपने स्वयं के कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है।
8. हाइड्रॉक्सीडेसिल यूबीक्विनोन (इडेबेनोन), सौंदर्य प्रसाधनों की दुनिया में सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट (कोएंजाइम क्यू 10 के समान), कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है।
9. हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन (हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन) - तत्काल उठाने का प्रभाव और गहरी जलयोजन प्रदान करता है।
10. सेंटेला एशियाटिका + मेडकैसोसाइड धीरे से त्वचा को शांत करता है, रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है और सूजन से राहत देता है।
11. Panthenol (Pantenol) - ठीक करता है और नमी को बरकरार रखता है।
12. अमीनो एसिड (Glutamine, Arginine, Lysine, Valine, आदि - कुल मिलाकर 20 से अधिक) का एक सेट त्वचा प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक हैं। माइक्रोकरंट के साथ संयोजन में, वे त्वचा लोच और खुद को ठीक करने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं।

विशेषताएं: एक प्रकाश, आरामदायक बनावट और नियासिनमाइड, कोलेजन, पैन्थेनॉल और पौधे के अर्क के साथ मंदारिन निकालने के आधार पर सूक्ष्म और ईएमएस-प्रक्रियाओं के लिए मॉइस्चराइजिंग जेल गहराई से मॉइस्चराइज करता है, त्वचा को नरम करता है और शांत करता है, और चिपचिपाहट और जकड़न की भावना को छोड़े बिना उपकरणों की एक आदर्श स्लाइड भी प्रदान करता है।

कैसे उपयोग करें:
1. चेहरे की सूखी, साफ त्वचा पर उत्पाद लागू करें।
2. विद्युत उत्तेजना मालिश का उपयोग करके उपचार करें। पूरी तरह से अवशोषित होने तक जेल छोड़ दें।
3. मॉइस्चराइज़र (क्रीम या सीरम) लगाकर पूरी देखभाल करें।

सावधानियां:
1. उपयोग करने से पहले, एलर्जी परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों में आने से बचें। यदि आप आंख के श्लेष्म झिल्ली पर उत्पाद प्राप्त करते हैं, तो इसे पानी से अच्छी तरह से कुल्ला करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

एक उठाने प्रभाव के साथ पेप्टाइड फेस सीरम

झुर्रियों को कम करता है

चिकनी त्वचा की बनावट

उठाने का प्रभाव

गहरा हाइड्रेट्स

चिंताएं: चेहरे की आकृति की परिभाषा का नुकसान, त्वचा लोच का नुकसान, चेहरे की झुर्रियां और क्रीज, थकी हुई दिखने वाली त्वचा।

लाभ: ध्यान देने योग्य चौरसाई और त्वचा के संघनन, एक भी टोन, छिद्रों की संकीर्णता और अंदर से "प्रकाश" का प्रभाव।

सामग्री: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

सक्रिय सामग्री:
1. सोना - माइक्रोसर्कुलेशन में सुधार करता है और त्वचा को स्वस्थ चमक देता है।
2. एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड -8 (आर्ग्रीलिन) - पेप्टाइड मांसपेशियों को आराम, चेहरे की मांसपेशियों को धीरे-धीरे आराम देता है, चेहरे की झुर्रियों की गहराई को कम करता है।
3. विकास कारकों का जटिल (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) - सेल डिवीजन और कोलेजन संश्लेषण को प्रोत्साहित करें, पुनर्जनन प्रक्रियाओं को ट्रिगर करें।
4. Palmitoyl Tripeptide-5 - त्वचा में गहराई से प्रवेश करता है और कोलेजन प्रकार I और III के उत्पादन को उत्तेजित करता है, डर्मिस की संरचना को मजबूत करता है।
5. फाइटो एस्ट्रोजेन (सोया, पुएरिया, क्लोवर, तिसिमित्सिफुगा) उम्र से संबंधित परिवर्तनों को ठीक करने के लिए सबसे शक्तिशाली ब्लॉक हैं। वे अपने स्वयं के त्वचा संसाधनों की कमी को भरते हैं, इसे लोच में लौटाते हैं।

6. कॉपर ट्राइपेप्टाइड -1 (कॉपर ट्राइपेप्टाइड) - एक शक्तिशाली उपचार और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है, त्वचा को कॉम्पैक्ट करता है।
7. नियासिनमाइड और एडेनोसिन रंजकता और झुर्रियों को हल्का करने के लिए एक क्लासिक कोरियाई "डुएट" है।

विशेषताएं: सक्रिय घटकों की उच्च एकाग्रता वाले व्यक्ति के लिए पेप्टाइड सीरम त्वचा की टोन में सुधार करता है और झुर्रियों को अच्छी तरह से चिकना करता है। सोने के सूक्ष्म कण सेलुलर गतिविधि को उत्तेजित करते हैं, जिससे त्वचा चिकनी, फिटर और स्वस्थ दिखती है।

कैसे उपयोग करें:
1. चेहरे, गर्दन और क्लीवेज क्षेत्र में सीरम की एक छोटी मात्रा लागू करें।
2. सीरम को पूरी तरह से अवशोषित होने तक त्वचा पर छोड़ दें।

सावधानियां:
1. उपयोग करने से पहले, एलर्जी परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंख के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि यह आंख के श्लेष्म झिल्ली को मारता है, तो इसे पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

विनाश के लिए जेल (सफाई)

मृत त्वचा कोशिकाओं exfoliates

छिद्रों को खोलता है

सुथ्स

हाइड्रेट्स

चिंताएं: फैला हुआ छिद्र, खुले और बंद कॉमेडोन, मुँहासे।

लाभ: केरातिनाइज्ड कोशिकाओं को एक्सफोलिएट करता है, छिद्रों का विस्तार करता है, मॉइस्चराइज करता है।

सामग्री: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

सक्रिय सामग्री:
1. Polyvinylpyrrolidone - प्रदूषण को अवशोषित करता है, एंटीसेप्टिक गुण है।
2. एलोवेरा का रस - एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव पड़ता है।

विशेषताएं: जेल का उपयोग चेहरे की अल्ट्रासोनिक और मैनुअल सफाई से पहले ठंडे भाप के लिए किया जाता है। जेल संवेदनशील त्वचा सहित सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है।

कैसे उपयोग करें:

पहली विधि: जब एक गैल्वेनिक करंट के साथ विघटन होता है: जेल को त्वचा पर लागू करें और 7-10 मिनट के लिए नकारात्मक ध्रुव से काम करें। जेल अवशेषों को पूरी तरह से हटा दें। फिर स्वच्छ पानी पर सकारात्मक ध्रुव से काम करने के लिए 1-2 मिनट। जेल की खपत 5-7 मिलीलीटर प्रति प्रक्रिया।

दूसरा तरीका: अल्ट्रासोनिक छीलने के साथ, जेल को साफ त्वचा पर लागू करें और प्रक्रिया के प्रोटोकॉल के अनुसार एक स्पैटुला के साथ उस पर काम करें। जेल अवशेषों को पूरी तरह से हटा दें। प्रति प्रक्रिया 7-10 मिलीलीटर जेल की खपत।

तीसरी विधि: demakiyazh के बाद ठंडे भाप में, 15 मिनट के लिए त्वचा पर एक घनी परत के साथ जेल लागू करें और एक फिल्म के साथ कवर करें। जेल के अवशेषों को धो लें।

सावधानियां:
1. जलने, खुजली, लालिमा और सूजन से बचने के लिए आवेदन के बाद सीधे धूप से बचें।
2. घायल त्वचा पर लागू न करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

बालों के लिए थर्मोप्रोटेक्टिव क्रीम द्रव

स्टाइलिंग गर्मी से बचाता है

बालों को पोषण और पुनर्स्थापित करता है

बाल स्वस्थ और अच्छी तरह से तैयार छोड़ देता है

चिंताएं: उच्च तापमान, सुस्त, भंगुर और बेजान बालों के संपर्क में।

लाभ: उच्च तापमान, मजबूत और पौष्टिक बालों से सुरक्षा।

सामग्री: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

सक्रिय सामग्री:
1. डी-पैन्थेनॉल (प्रोविटामिन बी 5) - बालों और खोपड़ी को गहन रूप से मॉइस्चराइज करता है, बालों की संरचना में गहराई से प्रवेश करता है। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करता है, बाल चिकनी, अधिक लोचदार और चमकदार बनाता है। यह सुखाने और थर्मल प्रभाव से बचाता है।
2. गेहूं के बीज का तेल विटामिन (ई, ए, डी) और फैटी एसिड से भरपूर होता है। गहरे पोषण और सूखे और क्षतिग्रस्त बालों को पुनर्स्थापित करता है, उन्हें रेशमीता और एक स्वस्थ उपस्थिति देता है। यह बाहरी आक्रामक कारकों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा बनाता है।
3. पौधे के अर्क का परिसर (ग्रेनेट, बर्च, कैमोमाइल, फील्डटेल, नेटल,
एलोवेरा, बर्डक रूट, ग्रीन टी, हॉप्स, हिना, प्रोसो, ऋषि:
अनार का अर्क एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो बालों को पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव और मुक्त कणों से बचाता है। यह रंगीन बालों के रंग को संरक्षित करने में मदद करता है, उन्हें चमक और जीवन शक्ति देता है। घोड़े की पूंछ, बिछुआ, burdock जड़, बाजरा, हॉप्स के अर्क - बालों के रोम को मजबूत करने, बालों के झड़ने को कम करने और बालों के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करें। एलोवेरा, कैमोमाइल और सन्टी - बालों को गहराई से मॉइस्चराइज करें और नरम करें, उन्हें आज्ञाकारी और चिकनी बनाएं, खोपड़ी को शांत करें, जलन को कम करें। हरी चाय, मेंहदी और ऋषि - एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, क्षति से बचाते हैं, बालों को एक प्राकृतिक चमक और एक स्वस्थ रूप देते हैं।
4. बायोटिन (विटामिन एच / बी 7) - बालों के रोम को मजबूत करता है, स्वस्थ और मजबूत बालों के विकास को बढ़ावा देता है, भंगुरता और नुकसान को रोकता है। यह बालों की मात्रा और जीवन शक्ति देता है।

5. नियासिन (विटामिन बी 3 / पीपी) - खोपड़ी में माइक्रोसर्कुलेशन में सुधार करता है, जो बालों के रोम में पोषक तत्वों की बेहतर आपूर्ति में योगदान देता है। बालों के विकास को सक्रिय करता है, उनकी संरचना को मजबूत करता है और एक स्वस्थ चमक देता है।
6. लेसिथिण (प्राकृतिक पायसीकारकों) - क्षतिग्रस्त बालों को बहाल करने में मदद करता है, उन्हें कोमलता और चिकनाई देता है। अन्य सक्रिय घटकों के प्रवेश में सुधार करता है।

विशेषताएं: क्रीम द्रव न केवल स्टाइलिंग (ड्रायर, स्टाइलर, स्ट्रेटनर) के दौरान उच्च तापमान से बालों की प्रभावी रूप से रक्षा करता है, बल्कि व्यापक देखभाल भी प्रदान करता है: गहन मॉइस्चराइज, पोषण, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करता है, बालों के रोम को मजबूत करता है, बालों के विकास को उत्तेजित करता है, उन्हें चमक, रेशमीपन और एक स्वस्थ, अच्छी तरह से तैयार देखो देता है।

कैसे उपयोग करें:
1. साफ, तौलिया-सूखे बालों पर लागू करें।
2. जड़ों पर लागू न करें। कुल्ला मत करो।

सावधानियां:
1. अप्रिय संवेदनाओं के मामले में, उपयोग करना बंद करें।
2. यदि आप आंखों में आते हैं, तो पानी से अच्छी तरह धो लें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

बालों के विकास के लिए केंद्रित मास्क

खोपड़ी और बालों का पोषण

खोपड़ी की रक्षा और पुनर्स्थापित करता है

बालों के विकास को उत्तेजित करता है

आसान detangling

चिंताएं: बालों का झड़ना, पतला होना, पतले और भंगुर बाल।

लाभ: बालों के झड़ने से लड़ता है, नए बालों के विकास को बढ़ावा देता है, बालों को मजबूत करता है और उन्हें मोटा, मजबूत और अधिक लोचदार बनाता है, खोपड़ी को शांत करता है।

सामग्री: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/ Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

सक्रिय सामग्री:
वृद्धि को प्रोत्साहित करना और नुकसान का मुकाबला करना
1. कैफीन (कैफीन) - जड़ों को पोषक तत्वों की आपूर्ति प्रदान करके रक्त माइक्रोसर्कुलेशन में सुधार करता है, बालों के झड़ने पर हार्मोन के नकारात्मक प्रभाव को अवरुद्ध करने में मदद करता है।
2. प्रोकैपिल एक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 सक्रिय अणु होते हैं:
बायोटिनॉयल ट्राइपेप्टाइड -1 (बायोटिनॉयल ट्राइपेप्टाइड-1) एक विशेष पेप्टाइड है जो डर्मिस की गहरी परतों में बाल कूप के निर्धारण को मजबूत करता है और सेल डिवीजन को तेज करता है, नए बालों के विकास को बढ़ावा देता है।
ओलेनोलिक एसिड (ओलेनोलिक एसिड) जैतून की पत्तियों से प्राप्त एक एसिड है जो एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेस को अवरुद्ध करता है, बालों के झड़ने को रोकता है।
एपिजेनिन (एपिजेनिन) खट्टे फलों से एक फ्लेवोनोइड है जो रक्त वाहिकाओं को फैलता है और बालों के रोम के आसपास रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करता है, उन्हें पोषण प्रदान करता है।

बालों की संरचना की बहाली
1. हाइड्रोलाइज्ड केरातिन (हाइड्रोलाइज्ड केरातिन) - बालों की रिक्तियों में प्रवेश करता है, इसे अंदर से बहाल करता है, छिद्र को हटा देता है।
2. हाइड्रोलाइज्ड गेहूं प्रोटीन (गेहूं प्रोटीन) - बालों की सतह पर एक पतली फिल्म बनाते हैं, जो पानी को बरकरार रखता है और बालों के गहरी नमी को बढ़ावा देता है।
3. हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन (हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन) - बालों की लोच को बढ़ाता है, उन्हें अधिक आज्ञाकारी और चमकदार बनाता है।

खोपड़ी की देखभाल
1. सिरेमिक कॉम्प्लेक्स (सिरामाइड ईओपी, एनएस, एनजी, एनपी, एएस, एपी) - 6 प्रकार के सिरेमिक अपने लिपिड की कमी के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं, त्वचा और बालों की सुरक्षात्मक बाधा को मजबूत करते हैं।
2. हाइड्रोजनीकृत लेसिथिन (हाइड्रोजनीकृत लेसिथिन) - सिरेमिक के प्रभाव को बढ़ाता है, त्वचा को कोमलता देता है और आक्रामक पर्यावरणीय प्रभावों से बचाता है।
3. Panthenol (Pantenol) - तुरंत खोपड़ी को शांत करता है और सूक्ष्म क्षति के उपचार को बढ़ावा देता है।

पोषण और चमक
1. कोकोस न्यूसीफेरा ऑयल एकमात्र तेल है जो बालों की गहरी परतों (मेडुला) में प्रवेश कर सकता है, बालों को अंदर से पोषण कर सकता है और इसकी लिपिड परत को बहाल कर सकता है। धोने और थर्मल स्टाइलिंग के दौरान बालों से प्रोटीन के नुकसान को काफी कम करता है, जो बालों की संरचना को ठोस और टिकाऊ रखने में मदद करता है।
2. लामिनारिया डिजिटा एक्सट्रैक्ट - अतिरिक्त मॉइस्चराइजेशन में योगदान देने वाले खनिजों और ट्रेस तत्वों के साथ त्वचा और बालों को संतृप्त करता है।

विशेषताएं: पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स प्रोकैपिल पर आधारित मास्क सीधे बालों के रोम पर कार्य करता है, जो जड़ों और बालों के विकास को मजबूत करने में योगदान देता है। मिट्टी के बरतन का परिसर क्षतिग्रस्त बालों को पुनर्स्थापित करता है, खोपड़ी को गहराई से मॉइस्चराइज करता है, सूखापन समाप्त करता है, नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों से एक सुरक्षात्मक बाधा बनाता है। कैफीन टोन, खोपड़ी में रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करता है, बालों के झड़ने को रोकता है। नारियल का तेल पोषण करता है, बालों की चमक और ताकत देता है। केरातिन और गेहूं प्रोटीन क्षतिग्रस्त बालों के छल्ली को बहाल करते हैं, भंगुरता को कम करते हैं और युक्तियों के क्रॉस-सेक्शन को रोकते हैं। मास्क का उपयोग बालों के रोम को मजबूत करता है, बालों के झड़ने को रोकता है और नए बालों के विकास को सक्रिय करता है।

कैसे उपयोग करें:
1. मालिश आंदोलनों के साथ खोपड़ी पर लागू करें और बालों की लंबाई के साथ वितरित करें।
2. 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर गर्म पानी से धो लें।

सावधानी: केवल बाहरी उपयोग के लिए। यदि आप आंखों में आते हैं, तो बहुत सारे पानी से धो लें। व्यक्तिगत घटकों की व्यक्तिगत असहिष्णुता संभव है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर +5 ° से +25 ° C के तापमान पर, प्रकाश स्थान से संरक्षित एक सूखी, में।

वॉल्यूम: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

बाल विकास सीरम

खोपड़ी की सूजन, खुजली और सूखापन को रोकने में मदद करता है

बालों के विकास को उत्तेजित करता है

बालों के घनत्व में सुधार

बालों के झड़ने का लक्ष्य

चिंताएं: खालित्य, बालों का झड़ना, पतला होना, पतले और भंगुर बाल।

लाभ: बालों के झड़ने से लड़ता है, नए बालों के विकास को बढ़ावा देता है, बालों को मजबूत करता है और उन्हें मोटा बनाता है।

सामग्री: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

सक्रिय सामग्री:
वृद्धि को प्रोत्साहित करना और नुकसान का मुकाबला करना
1. Capixyl (3%) एसिटाइल टेट्रापेप्टाइड -3 और ट्राइफोलियम प्रटेंस अर्क का एक संयोजन है। यह जटिल बालों की जड़ को प्रभावित करता है, इसके आकार को बढ़ाता है और त्वचा में निर्धारण को मजबूत करता है, और माइक्रोइन्फ्लेमेशन से भी राहत देता है।
2. प्रोकैपिल एक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 सक्रिय अणु होते हैं:
बायोटिनॉयल ट्राइपेप्टाइड -1 (बायोटिनॉयल ट्राइपेप्टाइड-1) एक विशेष पेप्टाइड है जो डर्मिस की गहरी परतों में बाल कूप के निर्धारण को मजबूत करता है और सेल डिवीजन को तेज करता है, नए बालों के विकास को बढ़ावा देता है।
ओलेनोलिक एसिड (ओलेनोलिक एसिड) जैतून की पत्तियों से प्राप्त एक एसिड है जो एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेस को अवरुद्ध करता है, बालों के झड़ने को रोकता है।
एपिजेनिन (एपिजेनिन) खट्टे फलों से एक फ्लेवोनोइड है जो रक्त वाहिकाओं को फैलता है और बालों के रोम के आसपास रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करता है, उन्हें पोषण प्रदान करता है।
कॉपर ट्राइपेप्टाइड -1 (कॉपर पेप्टाइड) - खोपड़ी को "फिर से जीवंत" करता है, बालों के विकास (एनाजेन) के चरण को बढ़ाता है और बालों के कूप के आसपास कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करता है।

सेलुलर ऊर्जा और चयापचय
1. एडेनोसाइन (एडेनोसिन) - सेलुलर स्तर पर विकास कारकों के उत्पादन को सक्रिय करता है, जिससे बालों को मोटा और मजबूत होने में मदद मिलती है।
2. Succinic एसिड (Succinic एसिड) - त्वचा कोशिकाओं में चयापचय प्रक्रियाओं को उत्तेजित करता है, तनाव के बाद रोम को तेजी से ठीक करने में मदद करता है।

माइक्रोसर्कुलेशन और डिटॉक्स में सुधार
1. मेन्थॉल - हल्के शीतलन प्रभाव के कारण बल्बों को तत्काल रक्त प्रवाह प्रदान करता है, जो पेप्टाइड्स के प्रभाव को बढ़ाता है।
2. Rosmarinus Officinalis निकालें (रोजमेरी निकालने) - एक एंटीसेप्टिक प्रभाव है और रक्त परिसंचरण का एक शक्तिशाली प्राकृतिक उत्तेजक है।
3. हाइड्रोलाइज्ड गेहूं प्रोटीन - बेस पर बालों की संरचना को मजबूत करता है, भंगुरता को रोकता है।

विशेषताएं: पेप्टाइड परिसरों के आधार पर सीरम Capixyl और Procapil सीधे बालों के रोम पर कार्य करता है, जड़ों को मजबूत करने और सक्रिय बालों के विकास में योगदान देता है। कॉपर -1 पेप्टाइड और एडेनोसाइन का संयोजन सेलुलर स्तर पर खोपड़ी को फिर से जीवंत करता है, घनत्व बढ़ाता है और प्रत्येक बालों के जीवन चक्र चरण को बढ़ाता है। Succinic एसिड और मेन्थॉल टोन, सेलुलर श्वसन में सुधार और रक्त परिसंचरण को प्रोत्साहित करते हैं, बल्बों को पोषक तत्वों की तत्काल डिलीवरी प्रदान करते हैं। दौनी निकालने और गेहूं प्रोटीन खोपड़ी को ठीक करते हैं, आधार पर क्षतिग्रस्त बालों की संरचना को बहाल करते हैं और उनकी भंगुरता को कम करते हैं। मट्ठा का नियमित उपयोग बालों के रोम को प्रभावी ढंग से मजबूत करता है, समय से पहले नुकसान को रोकता है और नए, स्वस्थ बालों के विकास को सक्रिय करता है।

कैसे उपयोग करें:
1. सीरम को स्कैल्प पर स्प्रे करें।
2. हल्के मालिश आंदोलनों के साथ त्वचा में रगड़ें। फ्लश न करें।

सावधानी: केवल बाहरी उपयोग के लिए। खोपड़ी और दाढ़ी पर लागू करें। यदि आप परेशान हैं, तो उपयोग करना बंद करें। व्यक्तिगत घटकों की व्यक्तिगत असहिष्णुता संभव है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर +5 ° से +25 ° C के तापमान पर, प्रकाश स्थान से संरक्षित एक सूखी, में।

वॉल्यूम: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

सिर की त्वचा के लिए सफाई जेल छीलने

गहरी खोपड़ी की सफाई

रूसी को रोकने में मदद करता है

बालों के विकास को उत्तेजित करता है

एपिडर्मिस को नवीनीकृत करें

चिंताएं: तेल खोपड़ी, प्रदूषण, खुजली, सूखी त्वचा और रूसी की प्रवृत्ति, बालों के रोम का खराब पोषण।

लाभ: बाल जड़ों पर साफ और टुकड़ों में लंबे समय तक रहता है, एक निहित मात्रा प्राप्त करता है, बालों के विकास की प्रक्रिया तेज होती है।

सामग्री: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

सक्रिय सामग्री:
सफाई
1. लैक्टिक एसिड (लैक्टिक एसिड) एक हल्के अहा एसिड है जो केरातिनाइज्ड कोशिकाओं को एक्सफोलिएट करता है, जड़ों पर नाजुक नवीकरण और बालों की चमक प्रदान करता है।
2. ग्लाइकोलिक एसिड (ग्लाइकोलिक एसिड) - एएचए-एसिड के बीच सबसे छोटा अणु है, जिसके कारण यह गहरा और तेज प्रवेश करता है। प्रभावी रूप से मृत तराजू के बीच प्रोटीन बांड को नष्ट कर देता है, हाइपरकेराटोसिस की उपस्थिति को रोकता है।
3. सैलिसिलिक एसिड (सैलिसिलिक एसिड) संरचना में एकमात्र भाए एसिड है। यह वसा में घुलनशील है, इसलिए यह बाल कूप में प्रवेश करने और वसामय प्लग (सेबम) को भंग करने में सक्षम है। यह वसा सामग्री का मुकाबला करने और सूजन को रोकने के लिए एक प्रमुख घटक है।
4. साइट्रिक एसिड - एक सहायक exfoliant और पीएच नियामक के रूप में काम करता है।

आर्द्रीकरण और संरक्षण
1. हाइड्रोक्सीथाइल यूरिया (हाइड्रोक्सीथाइल यूरिया) सौंदर्य प्रसाधनों में सबसे अच्छे मॉइस्चराइजिंग घटकों में से एक है। यह एपिडर्मिस की गहरी परतों में नमी को बरकरार रखता है, एसिड के प्रभाव को नरम करता है और प्रक्रिया के बाद जकड़न की भावना को रोकता है।
2. कैलेंडुला Officinalis फूल निकालने एक प्रसिद्ध सुखदायक घटक है। जलन को हटाता है, एंटीसेप्टिक प्रभाव डालता है और त्वचा के माइक्रोडैमेज के पुनर्जनन में तेजी लाता है।

बालों को मजबूत करें और विकास को प्रोत्साहित करें
1. मेन्थॉल + मेंथा पिपेरिटा तेल (मेन्टोल और टकसाल तेल) - एक स्पष्ट शीतलन प्रभाव दें। यह न केवल सुखद है, बल्कि फायदेमंद भी है: मेन्थॉल बालों के रोम में रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करता है, जो बालों के मजबूत और विकास में योगदान कर सकता है।

विशेषताएं: आह और भा एसिड के परिसर के आधार पर खोपड़ी के लिए सफाई जेल केरातिनाइज्ड कोशिकाओं, अतिरिक्त सीबम और स्टाइल एजेंटों के अवशेषों की गहरी सफाई प्रदान करता है, हाइड्रोलिपिड संतुलन को सामान्य करता है और त्वचा को गहन देखभाल के लिए तैयार करता है। जेल का नियमित उपयोग खोपड़ी के सुधार में योगदान देता है, सूखापन और छीलने की उपस्थिति को रोकता है, जिससे बाल अधिक विशाल और स्वस्थ हो जाते हैं।

कैसे उपयोग करें:
1. समान रूप से विभाजन के साथ सूखी या थोड़ी नम खोपड़ी के लिए जेल की एक छोटी राशि लागू करें।
2. संरचना के एक समान वितरण के लिए 1-2 मिनट के लिए उंगली पैड के साथ धीरे से मालिश करें।
3. 5-10 मिनट के लिए एक्सपोजर के लिए छोड़ दें (पहले उपयोग में 5 मिनट से शुरू करने की सिफारिश की जाती है)।
4. शैम्पू का उपयोग करके गर्म पानी से अच्छी तरह कुल्ला। सप्ताह में 1-2 बार उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

सावधानी: केवल बाहरी उपयोग के लिए। यदि आप आंखों में आते हैं, तो बहुत सारे पानी से धो लें। व्यक्तिगत घटकों की व्यक्तिगत असहिष्णुता संभव है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर +5 ° से +25 ° C के तापमान पर, प्रकाश स्थान से संरक्षित एक सूखी, में।

वॉल्यूम: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

SPF50 + के साथ सौर क्रीम

यूवी संरक्षण

तेल चमक के बिना हाइड्रेट्स

उम्र से संबंधित परिवर्तनों को रोकने में मदद करता है

त्वचा टोन को ठीक करता है

चिंताएं: यूवी एक्सपोजर, फोटोजिंग, रंजकता, असमान स्वर, सूखापन और त्वचा की जलन।

लाभ: त्वचा मज़बूती से सूरज की रोशनी से संरक्षित है, गहराई से मॉइस्चराइज किया गया है, एक चिकनी टोन है और फोटो खिंचवाने के अधीन नहीं है।

सामग्री: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

सक्रिय सामग्री:
1. रासायनिक सनस्क्रीन फिल्टर (होमोसलेट, ब्यूटाइल मेथॉक्सीडिबेंजोइलमेथेन / एवोबेंजोन) - पराबैंगनी प्रकाश को प्रभावी ढंग से अवशोषित करते हैं, यूवीए और यूवीबी किरणों (फोटोगिंग के मुख्य कारण) के खिलाफ विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करते हैं।
2. नियासिनमाइड - बाधा समारोह को मजबूत करता है, टोन को संरेखित करता है और त्वचा की बनावट में सुधार करता है।
3. पौधे के अर्क का परिसर (एशियाई सेंटेला, कैमोमाइल, हरी चाय, गामामेलिस और पोर्टुलाक के अर्क) - धीरे से त्वचा की देखभाल करता है, गहन रूप से शांत होता है, लालिमा से राहत देता है और जलन का कारण नहीं बनता है।
4. एडेनोसिन - एक विरोधी उम्र बढ़ने प्रभाव है, चिकनी झुर्रियों और त्वचा लोच में सुधार करने में मदद करता है।
5. विटामिन ई (Tocopheryl एसीटेट) एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को मुक्त कणों और नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों से भी बचाता है।

विशेषताएं: सनस्क्रीन मट्ठा धीरे से त्वचा की देखभाल करता है, इसे शांत करता है और यूवीए और यूवीबी किरणों से विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है - फोटिंग के मुख्य कारण। पौधे के अर्क और नियासिनमाइड पर आधारित सूत्र त्वचा को गहन रूप से मॉइस्चराइज करता है और जलन पैदा किए बिना टोन को संरेखित करता है।

कैसे उपयोग करें:
1. क्रीम सीरम को सूखी त्वचा पर लगाएं और इसे चेहरे और गर्दन के चारों ओर समान रूप से वितरित करें।
2. उत्पाद को 15 मिनट के लिए अवशोषित होने दें।

सावधानियां:
1. उपयोग करने से पहले, एलर्जी परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंख के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि यह आंख के श्लेष्म झिल्ली को मारता है, तो इसे पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

सीरम के लिए एक भी, उज्ज्वल त्वचा टोन

यहां तक कि त्वचा टोन

चमक बढ़ाता है

हाइड्रेट्स

त्वचा की बाधा को मजबूत करता है

चिंताएं: सुस्त रंग, रंजकता, असमान स्वर, निर्जलीकरण, कमजोर सुरक्षात्मक बाधा, लोच का नुकसान।

लाभ: त्वचा चिकनी, लोचदार, उज्ज्वल, मॉइस्चराइज्ड हो जाती है, एक समान टोन प्राप्त करती है।

सामग्री: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

सक्रिय सामग्री:
1. विटामिन सी (सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड) और ग्लूटाथियोन एक शक्तिशाली मिलकर है जो रंजकता को हल्का करता है, टोन संरेखण को बढ़ावा देता है और त्वचा को स्वस्थ चमक देता है।
2. नियासिनमाइड - बाधा समारोह को मजबूत करता है और त्वचा की बनावट में सुधार करता है।
3. हयालूरोनिक एसिड के सात रूप - एपिडर्मिस की विभिन्न परतों में प्रवेश करते हुए, बहुस्तरीय गहरी जलयोजन प्रदान करते हैं।
4. सीरामाइड्स (एनपी, एनएस, एपी, एएस, ईओपी) और ट्रेमेला निकालने का परिसर - त्वचा को पोषण देता है, सुरक्षात्मक लिपिड बाधा को प्रभावी ढंग से बहाल और मजबूत करता है।
5. Centella एशियाई (मेडकैसोसाइड, एशियाटिकोसाइड, एशियाटिक एसिड, मेडकैसिक एसिड) - तीव्रता से शांत, चंगा और लालिमा से राहत देता है।

6. विकास कारकों का परिसर (एसएच-पॉलीपेप्टाइड / ओलिगोपेप्टाइड) - सेलुलर नवीकरण को ट्रिगर करता है, अपने स्वयं के कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करता है, उठाने पर काम करता है।
7. विटामिन कॉम्प्लेक्स (बी 1, बी 2, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, सी) - पोषण करता है, कोशिकाओं में चयापचय में सुधार करता है और त्वचा को स्वस्थ चमक देता है।
8. Depanthenol - गहराई से चंगा, शांत और क्षतिग्रस्त एपिडर्मिस पुनर्स्थापित करता है।

विशेषताएं: ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, नियासिनमाइड और एशियाई सेंटेला के साथ सक्रिय घटकों के परिसर के कारण, सीरम त्वचा टोन को संरेखित करने में मदद करता है और इसे चमक देता है। हायलूरोनिक एसिड के सात रूप बहु-स्तरीय गहरी जलयोजन प्रदान करते हैं। Ceramides और tremella निकालने सुरक्षात्मक बाधा को मजबूत करने और त्वचा को पोषण, यह चिकनी बनाने, लोचदार और उज्ज्वल है।

कैसे उपयोग करें:
1. अपने चेहरे पर थोड़ी मात्रा में सीरम लगाएं।
2. सीरम को पूरी तरह से अवशोषित होने तक त्वचा पर छोड़ दें।

सावधानियां:
1. उपयोग करने से पहले, एलर्जी परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 30 ml.



PETIT RA
त्वचा की देखभाल



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

पेटिट आरए से एंटी-एजिंग स्किनकेयर

उम्र बढ़ने को धीमा करता है

तीव्रता से पोषण और हाइड्रेट्स

नवीनीकरण का समर्थन करता है

दृढ़ता में सुधार

चिंताएं: चेहरे की त्वचा की उम्र बढ़ने, शुष्क त्वचा, नमी और लोच की हानि के संकेत।

लाभ: उम्र बढ़ने को धीमा कर देता है, तीव्रता से पोषण करता है और मॉइस्चराइज करता है, उत्थान को बढ़ावा देता है, त्वचा की दृढ़ता और लोच को बढ़ाता है।

सामग्री: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

सक्रिय सामग्री:
1. हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन - इस तथ्य के कारण त्वचा की दृढ़ता और लोच को बढ़ाता है कि यह नमी के साथ पोषण करता है।
2. AcePep-6TM (एसिटाइलहेक्सापेप्टाइड -8) - इस घटक को बोटॉक्स (बोटॉक्सिन) के लिए एक प्रभावी प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता प्राप्त है, यह झुर्रियों से निपटने के साधन के रूप में पूरी तरह से काम करता है। इसके अलावा, यह मांसपेशियों के संकुचन को कमजोर करके झुर्रियों के निशान को कम करता है।
3. Palmitoyl tripeptide-5 - कोलेजन के संश्लेषण शुरू होता है और त्वचा की संरचना को बहाल करने में मदद करता है।
4. हेक्सापेप्टाइड -10 त्वचा के पीएच संतुलन को बहाल करने, लोच, घनत्व, त्वचा की टोन को बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य घटक है।
5. एडेनोसिन - एक विरोधी भड़काऊ और झुर्रियों से निपटने के साधन के रूप में काम करता है, कोलेजन संश्लेषण को उत्तेजित करता है और त्वचा की लोच को बढ़ाता है, साथ ही साथ इसकी पारगम्यता भी।
6. Centella Asiatic - अपने पुनर्योजी प्रभाव के लिए जाना जाता है, इसकी पत्तियों और स्टेम मेडकैसोसाइड में होता है, जो त्वचा को जलन, लालिमा और क्षति को खत्म करने में मदद करता है।

विशेषताएं: सीरम में त्वचा की उम्र बढ़ने के संकेतों का मुकाबला करने के लिए अत्यधिक प्रभावी घटकों के साथ एक अनूठी संरचना है। पेप्टाइड्स, कोलेजन और हयालूरोनिक एसिड का एक अनूठा परिसर त्वचा की खामियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से है। यह झुर्रियों को भी कम करता है, एक ध्यान देने योग्य उठाने का प्रभाव पड़ता है, रंग में सुधार होता है, क्षति को पुनर्स्थापित करता है, जिसका त्वचा की समग्र स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कैसे उपयोग करें:

पहला तरीका: हल्के पैटिंग आंदोलनों के साथ चेहरे की त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें, चेहरे पर सीरम की एक छोटी मात्रा लागू करें। सीरम को पूरी तरह से अवशोषित होने तक त्वचा पर छोड़ दें।

दूसरी विधि: चेहरे की त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें, शुष्क त्वचा के लिए उत्पाद की एक मध्यम मात्रा लागू करें और WAU से फेस मसाजर का उपयोग करके प्रक्रिया करें, पूरी तरह से अवशोषित होने तक त्वचा पर सीरम छोड़ दें।

सावधानियां:
1. एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपयोग करने से पहले कोहनी गुना के अंदर उत्पाद का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है। यदि जलन या दाने हैं तो इसका उपयोग करना बंद करें।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।
4. उत्पाद का उपयोग करने के बाद, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक एसपीएफ़ क्रीम लगाने की सिफारिश की जाती है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

पेटिट आरए से स्टेम कोशिकाओं के साथ एंटी-एजिंग देखभाल के लिए क्रीम

उम्र बढ़ने को धीमा करता है

तीव्रता से पोषण और हाइड्रेट्स

नवीनीकरण का समर्थन करता है

दृढ़ता में सुधार

चिंताएं: त्वचा की उम्र बढ़ने के संकेत, त्वचा लोच का नुकसान।

लाभ: उम्र बढ़ने को धीमा कर देता है, तीव्रता से पोषण करता है और मॉइस्चराइज करता है, उत्थान को बढ़ावा देता है, त्वचा की दृढ़ता और लोच को बढ़ाता है।

सामग्री: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

सक्रिय सामग्री:
1. स्टेम सेल संस्कृति मध्यम 2% - चिकनी झुर्रियों।
2. नियासिनमाइड - त्वचा के सुरक्षात्मक कार्य को पुनर्स्थापित करता है।
3. Caprylic एसिड - बैक्टीरियोस्टैटिक गुण है।
4. Hyaluronic एसिड - नमी जमा करता है और वाष्पीकरण को रोकता है।
5. मिस्टलेटो निकालने - एंटीसेप्टिक गुण है।
6. गैलेक्टोमाइसेस (गैलेक्टोमाइसेस किण्वित छानना) - पूरी तरह से exfoliates और मॉइस्चराइज, और लंबे समय तक उपयोग के साथ त्वचा की बनावट में सुधार, बढ़ जाती है

इसकी लोच और टोन।
7. एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड -8 (एसिटाइलहेक्सापेप्टाइड -8) एक कम आणविक पेप्टाइड है जो आसानी से त्वचा में प्रवेश करता है, एड्रेनालाईन और नॉरपीनेफ्रिन के स्राव को नियंत्रित करता है, जो चिकनी झुर्रियों में मदद करता है और त्वचा की लोच को बढ़ाता है।

विशेषताएं: बहुक्रियाशील सीरम क्रीम में स्टेम सेल और 56 अन्य सक्रिय घटक होते हैं जो चिकनी झुर्रियों को मजबूत करते हैं, त्वचा को कसते हैं और इसे चिकनी और उज्ज्वल बनाते हैं। क्रीम एक आईआरबी-अनुमोदित 100% मानव स्टेम सेल संस्कृति माध्यम का उपयोग करता है, जो क्षतिग्रस्त ऊतक को पुनर्जीवित करने और त्वचा लोच देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कैसे उपयोग करें:
1. क्रीम सीरम लगाने से पहले चेहरे की त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें।
2. उत्पाद की आवश्यक मात्रा लागू करें और पूरी तरह से अवशोषित होने तक उंगली पैड के साथ त्वचा की मालिश करें।

सावधानियां:
1. एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपयोग करने से पहले कोहनी गुना के अंदर उत्पाद का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है। यदि जलन या दाने हैं तो इसका उपयोग करना बंद करें।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।
4. उत्पाद का उपयोग करने के बाद, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक एसपीएफ़ क्रीम लगाने की सिफारिश की जाती है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 40 g.



LIPO JEUNE

पेटिट रा द्वारा आंखों के नीचे काले घेरे से क्रीम

स्टेम सेल चयापचय को उत्तेजित करता है

चिकनी झुर्रियों

आंख समोच्च हालत और टोन में सुधार

चिंताएं: आंखों के नीचे काले घेरे, उम्र बढ़ने के पहले संकेत, झुर्रियाँ।

लाभ: आंखों के आसपास की त्वचा की टोन में सुधार, स्टेम कोशिकाओं के आदान-प्रदान को उत्तेजित करता है, जो चिकनी झुर्रियों में मदद करता है, त्वचा को नुकसान से बचाता है।

सामग्री: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

सक्रिय सामग्री:
1. नियासिनमाइड - इस प्रकार के विटामिन बी 3 में एक उत्कृष्ट श्वेत प्रभाव होता है, त्वचा की टोन में सुधार करने में मदद करता है, सूजन को रोकता है और त्वचा की बाधा को पुनर्स्थापित करता है।
2. बिसाबोलोल - मेलेनिन के संयोजन की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है, शुरुआती चरणों में इसके उत्पादन को दबाता है।
3. व्हाइटेन TM (नियासिनमाइड, एसिटाइलग्लूकोसामाइन, मेडकैसाइड, सफेद शहतूत की छाल निकालने, मालस प्यूमिला फल निकालने, मात्सुटेक मशरूम निकालने, ऑक्सालिस त्रिकोणीय निकालने, कैमेलिया साइनेंसिस पत्ती निकालने, ब्रोसोनेटिया काज़िनोकी रूट निकालने, कैमेलिया जपोनिका फूल निकालने) 10 पौधों के अर्क पर आधारित एक अद्वितीय चमकदार परिसर है। यह मेलानोसाइट्स के केराटिनोसाइट्स में संक्रमण को अवरुद्ध करके त्वचा को सफेद और रोशन करता है।
4. एडलवाइस फाइटोस्टेम कोशिकाएं - एडलवाइस स्टेम सेल संस्कृति एंटीऑक्सिडेंट में समृद्ध है जो ऑक्सीडेटिव तनाव को दबाते हैं,

त्वचा के ऊतकों की जलन और पुनर्जनन को कम करने में संस्कृति प्रभावी है।
5. लोटसस्टेम TM (ब्यूटीन ग्लाइकोल, पानी, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा अर्क) सेल डिवीजन को सक्रिय करता है।
6. AcePep-6TM (एसिटाइलहेक्सापेप्टाइड -8) - इस घटक को बोटॉक्स (बोटॉक्सिन) के लिए एक प्रभावी प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता प्राप्त है, यह झुर्रियों से निपटने के साधन के रूप में पूरी तरह से काम करता है। इसके अलावा, यह मांसपेशियों के संकुचन को कमजोर करके झुर्रियों के निशान को कम करता है।
7. हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन - त्वचा की लोच और घनत्व को बढ़ाता है, इसे नमी के साथ आपूर्ति करता है।
8. Eosidin® (प्रोपेनेडियोल, पानी, मंदारिन unshui छील का निकालने) एक अनूठा परिसर है कि एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव है, एंटीऑक्सीडेंट और साइट्रस में निहित flavonoids के लिए धन्यवाद.
9. एडेनोसिन - एक विरोधी भड़काऊ और विरोधी बुढ़ापे एजेंट के रूप में कार्य करता है, कोलेजन संश्लेषण को बढ़ावा देता है और त्वचा लोच में सुधार करता है।

विशेषताएं: क्रीम की एक अनूठी संरचना है, जिसके लिए यह आंखों के चारों ओर त्वचा को हल्का और टोन करता है, साथ ही झुर्रियों को चिकना करता है। एडलवाइस संस्कृति निकालने और पेटेंट लोटसस्टेम TM आंखों के चारों ओर चिकनी झुर्रियों की मदद करके स्टेम सेल एक्सचेंज को उत्तेजित करता है, और एफडीए द्वारा अनुमोदित व्हाइट टेन फॉर्मूला, जिसमें 10 पौधे के अर्क होते हैं, आंखों के चारों ओर त्वचा की टोन में सुधार होता है।

कैसे उपयोग करें:
1. क्रीम लगाने से पहले चेहरे की त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें।
2. उत्पाद की आवश्यक मात्रा लागू करें और पूरी तरह से अवशोषित होने तक उंगली पैड के साथ त्वचा की मालिश करें।

सावधानियां:
1. एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपयोग करने से पहले कोहनी गुना के अंदर उत्पाद का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है। यदि जलन या दाने हैं तो इसका उपयोग करना बंद करें।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।
4. उत्पाद का उपयोग करने के बाद, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक एसपीएफ़ क्रीम लगाने की सिफारिश की जाती है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

पेटिट रा से चेहरे की त्वचा की सफाई के लिए ऑक्सीजन जेल

सफाई | छिद्रों को कसें | सुथ्स | दृढ़ता में सुधार

चिंताएं: फैला हुआ छिद्र, सीबम स्राव का स्तर बढ़ गया।

लाभ: यह साफ करता है, छिद्रों को संकीर्ण करता है, लोच बढ़ाता है, शांत होता है।

सामग्री: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

सक्रिय सामग्री:
1. एक्रिलेट कोपॉलीमर - त्वचा पर एक पतली परत बनाता है, जो पोषक तत्वों के आसंजन / पारगम्यता को बढ़ाता है और इसका स्थायी प्रभाव पड़ता है। यह मॉइस्चराइज करता है और धीरे-धीरे धोने के बाद त्वचा को लपेटता है।
2. कोकामिडोप्रोपिलबीटेन - एक नरम फोम बनाता है और इसमें सफाई की शक्ति होती है।
3. Disodium Cocoamphodiacetate संवेदनशील त्वचा के लिए उपयुक्त एक सौम्य, गैर-परेशान सफाई घटक है।
4. नींबू फल निकालने - नमी के वाष्पीकरण को रोकता है, त्वचा को मॉइस्चराइज करने में योगदान देता है। यह एक शांत प्रभाव पड़ता है, त्वचा की चमक को रोकता है और त्वचा टोन में सुधार करता है।
5. सेब फल घरेलू निकालने - ऑक्सीकरण से त्वचा की रक्षा करता है, त्वचा टोन को उज्जवल बनाता है।
6. मीठे नारंगी फल निकालने - त्वचा को मुक्त कणों के ऑक्सीकरण से बचाने में मदद करता है, जो त्वचा की उम्र बढ़ने का मुख्य कारण है।

विशेषताएं: ऑक्सीजन के साथ बातचीत करते समय, जेल एक फोम बनाता है और धीरे से त्वचा को प्रभावित करता है। उपकरण प्रभावी रूप से प्रदूषण से लड़ता है, मेकअप और अतिरिक्त सीबम को हटाने में मदद करता है, छिद्रों को संकीर्ण करता है। उत्पाद किसी भी उम्र की महिलाओं के लिए अनुशंसित किसी भी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है।

कैसे उपयोग करें:
1. चेहरे की सूखी त्वचा पर उत्पाद की एक छोटी राशि लागू करें, टी-ज़ोन पर ध्यान दें।
2. ऑक्सीजन बुलबुले कुछ सेकंड में दिखाई देंगे, और 1 मिनट के बाद उनकी संख्या अधिकतम तक पहुंच जाएगी। एक घने फोम बनाने के लिए, अपनी उंगलियों या धोने के लिए ब्रश के साथ त्वचा की मालिश करें।

3. पानी से अच्छी तरह धो लें। अपने सामान्य दिन या रात की त्वचा की देखभाल पर स्विच करें।

सावधानियां:
1. एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपयोग करने से पहले कोहनी गुना के अंदर उत्पाद का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है। यदि जलन या दाने हैं तो इसका उपयोग करना बंद करें।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।
4. उत्पाद का उपयोग करने के बाद, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक एसपीएफ़ क्रीम लगाने की सिफारिश की जाती है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

पेटिट रा के चेहरे के लिए सुखदायक कॉस्मेटिक डिस्क

सफाई | टोन | छिद्रों को कसें | सुथ्स | हाइड्रेट्स

चिंताएं: पतला छिद्र, त्वचा में सीबम के स्तर में वृद्धि, त्वचा की सूखापन और जकड़न की भावना।

लाभ: सफाई, टोनिंग, छिद्रों की संकीर्णता, शांत प्रभाव, त्वचा की मॉइस्चराइजिंग।

सामग्री: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

सक्रिय सामग्री:
1. एलोवेरा पत्ता निकालने नरम और त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, इसकी संरचना को बहाल करता है। यह छीलने और सूखापन से छुटकारा पाने में मदद करता है, और सूरज की रोशनी या अन्य परेशानियों से क्षतिग्रस्त त्वचा को भी पुनर्स्थापित करता है।
2. जापानी का डायोस्कोरा रूट एक्सट्रैक्ट - त्वचा में खतरनाक तत्वों का मुकाबला करता है, समस्या त्वचा को नुकसान को कम करता है।
3. Ulmus davidiana रूट निकालने संवेदनशील त्वचा और यहां तक कि त्वचा टोन को शांत करता है।
4. जंगली यम की जड़ का अर्क - इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काऊ गुण होते हैं, मुँहासे और किसी भी प्रकार की सूजन से लड़ने में मदद करता है, त्वचा को फिर से जीवंत करता है और इसके स्वर को बढ़ाता है।
5. बैंगनी फूलों का अर्क - तनाव और आक्रामक पर्यावरणीय प्रभावों से बचाता है, त्वचा की रक्षा करता है और शांत करता है, इसे चमक और लोच देता है। सूजन, समस्या और परतदार त्वचा की देखभाल के लिए उपयुक्त है।
6. नद्यपान रूट निकालें - त्वचा को हल्का करता है, मुक्त कणों से लड़ता है, जो प्रारंभिक त्वचा उम्र बढ़ने का कारण हैं। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तैलीय त्वचा के लिए बढ़िया।
7. फार्मेसी कैमोमाइल फूल निकालने - प्रभावी ढंग से शांत और संवेदनशील, लाल-प्रवण त्वचा को नरम करता है। भड़काऊ प्रक्रियाओं को विनियमित करते हुए प्रोटीन एनएफ-केबी की सक्रियता को दबाता है।
8. एशियाटिक सेंटेला एक्सट्रैक्ट - अपने पुनर्योजी प्रभाव के लिए जाना जाता है, पौधे में अपनी पत्तियों और तने में मेडकैसोसाइड होता है, जो खत्म करने में मदद करता है

जलन, लालिमा और त्वचा को नुकसान।
9. हर्बएक्स TM रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट (गुलाब पत्ती निकालने, पानी, 1.3-ब्यूलीन ग्लाइकोल) - त्वचा को मुक्त कणों से बचाता है - त्वचा की उम्र बढ़ने का मुख्य कारण।

विशेषताएं: कॉस्मेटिक फेस पैड, सरू के आधार पर एक पौष्टिक टॉनिक के साथ गर्भवती, साफ, शांत, त्वचा को मॉइस्चराइज, धीरे और ध्यान से सौंदर्य प्रसाधन और प्रदूषण के अवशेषों को हटा दें। डिस्क सामग्री 100% कपास है, जो एक उत्कृष्ट फिट प्रदान करता है। नरम कपड़े त्वचा के लिए कसकर फिट बैठता है, टॉनिक की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। एलोवेरा और सेंटेला की संरचना में निहित एशियाई त्वचा कोशिकाओं की वसूली में तेजी लाने, पूरी तरह से जलन का सामना करने, पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने के बाद त्वचा को शांत करने और चेहरे के ठंडे जोखिम और विंडबर्न में भी मदद करता है। उत्पाद किसी भी उम्र की महिलाओं के लिए अनुशंसित किसी भी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है।

कैसे उपयोग करें:

पहला तरीका: जार से पैड निकालें और सफाई के लिए चेहरे की त्वचा को पोंछ लें।

दूसरी विधि: जार से पैड बाहर निकालें और अधिक कुशल पोषक तत्वों के प्रवेश के लिए ध्वनि प्रौद्योगिकी के साथ WAU से चेहरे की मालिश के साथ इसका उपयोग करें।

तीसरी विधि: सप्ताह में 1-2 बार मास्क के रूप में उपयोग करें। 5-10 मिनट के लिए चेहरे के वांछित क्षेत्र पर पैड रखें, फिर पैड को हटा दें और शेष उत्पाद को त्वचा पर फैलाएं।

सावधानियां:
1. एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपयोग करने से पहले कोहनी गुना के अंदर उत्पाद का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।
4. उत्पाद का उपयोग करने के बाद, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक एसपीएफ़ क्रीम लगाने की सिफारिश की जाती है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 200 मिलीलीटर (70 पीसी)।



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

पेटिट आरए से फेस पैड उठाना

सुथ्स

त्वचा की दृढ़ता में सुधार

उठाने का प्रभाव

चिंता: शुष्क त्वचा, उम्र बढ़ने के पहले संकेत।

लाभ: सुखदायक, त्वचा की लोच को बढ़ाता है।

सामग्री: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/ Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/ Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

सक्रिय सामग्री:
1. मंदारिन unshiu फल, अंगूर फल निकालने का अर्क - त्वचा को शांत करें, इसकी लोच बढ़ाएं, विरोधी भड़काऊ गुण रखें, रंजकता से लड़ें, त्वचा को हल्का करें।
2. स्पैरासिस क्रिस्प अर्क यूवी विकिरण के नकारात्मक प्रभावों का प्रतिकार करता है, गहन रूप से मॉइस्चराइज करता है, सुरक्षात्मक कार्यों को मजबूत करता है, ऊतक संवेदनशीलता को कम करता है और त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करता है।
3. सोफोरा फ्लेवसेन्स रूट अर्क, सुएडा जपोनिका पत्तियों / जड़ों / तनों का किण्वित अर्क छानना, कैमेलिया साइनेंसिस पत्ता निकालने और नींबू फल निकालने त्वचा को शांत करते हैं और इसकी प्राकृतिक बाधा को मजबूत करते हैं।
4. Andrographis paniculata निकालने त्वचा लोच और कोलेजन संश्लेषण का समर्थन करता है।
5. सफेद मिस्टलेटो निकालने - त्वचा पर गठित सक्रिय ऑक्सीजन को हटा देता है, त्वचा की उम्र बढ़ने को रोकता है और धीमा कर देता है, और त्वचा की बाधा को मजबूत करता है।
6. 2 प्रकार के पेप्टाइड्स (ट्राइपेप्टाइड -10 सिट्रूलाइन, ट्राइपेप्टाइड -1) - त्वचा को अधिक लोचदार बनाते हैं।
7. एडेनोसिन - एक विरोधी भड़काऊ और झुर्रियों से निपटने के साधन के रूप में काम करता है, कोलेजन संश्लेषण को उत्तेजित करता है और त्वचा की लोच को बढ़ाता है, साथ ही साथ इसकी पारगम्यता भी।

8. नियासिनमाइड - इस प्रकार के विटामिन बी 3 में एक उत्कृष्ट श्वेत प्रभाव होता है, त्वचा की टोन में सुधार करने में मदद करता है, सूजन को रोकता है और त्वचा की बाधा को पुनर्स्थापित करता है।

विशेषताएं: चेहरे के लिए कॉस्मेटिक पैड, पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के आधार पर उठाने वाले प्रभाव के साथ एक टॉनिक के साथ गर्भवती, रंजकता और उम्र से संबंधित त्वचा परिवर्तन से लड़ती है। डिस्क सामग्री 100% कपास है, जो एक उत्कृष्ट फिट प्रदान करता है। नरम कपड़े त्वचा पर कसकर चिपक जाते हैं, जिससे टॉनिक की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। संरचना में जिनसेंग रूट अर्क झुर्रियों को चिकना करने में योगदान देता है, पराबैंगनी किरणों के नकारात्मक प्रभाव से मुकाबला करता है, एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव पड़ता है। उत्पाद किसी भी उम्र की महिलाओं के लिए अनुशंसित किसी भी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है।

कैसे उपयोग करें:

पहला तरीका: जार से पैड निकालें और सफाई के लिए चेहरे की त्वचा को पोंछ लें।

दूसरी विधि: जार से पैड बाहर निकालें और अधिक कुशल पोषक तत्वों के प्रवेश के लिए ध्वनि प्रौद्योगिकी के साथ WAU से चेहरे की मालिश के साथ इसका उपयोग करें।

तीसरी विधि: सप्ताह में 1-2 बार मास्क के रूप में उपयोग करें। 10-20 मिनट के लिए चेहरे के वांछित क्षेत्र पर पैड रखें, फिर पैड को हटा दें और शेष उत्पाद को त्वचा पर फैलाएं।

सावधानियां:
1. एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपयोग करने से पहले कोहनी गुना के अंदर उत्पाद का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।
4. उत्पाद का उपयोग करने के बाद, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक एसपीएफ़ क्रीम लगाने की सिफारिश की जाती है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 200 मिलीलीटर (70 पीसी)।



SOS BODY FIT

पेटिट आरए से एंटीसेल्युलाइट क्रीम

लक्ष्य सेल्युलाईट

चयापचय प्रक्रियाओं को बढ़ाता है

दृढ़ता को पुनर्स्थापित करता है

लोच में सुधार

चिंता: सेल्युलाईट, दृढ़ता की हानि और शरीर की त्वचा की लोच, सूखापन और कठोरता की भावना।

लाभ: सेल्युलाईट को समाप्त करता है, चयापचय प्रक्रियाओं को तेज करता है, लोच को पुनर्स्थापित करता है और त्वचा की लोच को बढ़ाता है।

सामग्री: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

सक्रिय सामग्री:
1. लैक्टोबैसिली / सोयाबीन किण्वित निकालने - उत्कृष्ट जलयोजन प्रदान करता है।
2. चावल निकालने - इसकी संरचना एंथोसाइनिन, विटामिन सी और β-कैरोटीन में शामिल है, जो मजबूत एंटीऑक्सीडेंट कार्य प्रदान करते हैं। चावल के भूसी से प्राप्त तेल त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और बैक्टीरिया से लड़ता है।
3. जंगली सोयाबीन बीज निकालने - त्वचा कोशिकाओं के उत्थान में मदद करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, सेलुलर चयापचय में सुधार करने में मदद करता है।
4. भारतीय तिल के बीज के अर्क में नियमित तिल की तुलना में सेलेनियम, टोकोफेरोल और अन्य एंटीऑक्सिडेंट की उच्च सामग्री होती है, जो इसे झुर्रियों से लड़ने और त्वचा लोच को मजबूत करने की अनुमति देती है।
5. वार्षिक सूरजमुखी के बीज का तेल - त्वचा की सूजन और जलन को शांत करता है।
6. जैतून का फल तेल - त्वचा की उम्र बढ़ने को धीमा कर देता है, इसे यूवी किरणों से बचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होता है, त्वचा को नरम और मॉइस्चराइज करता है, इसके प्रतिरक्षा समारोह को बढ़ाता है।
7. हर्बएक्स TM ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट (ब्यूटीन ग्लाइकोल, पानी, चाय की पत्तियों का अर्क (कैमेलिया चीनी) - एक एंटीऑक्सिडेंट, विरोधी भड़काऊ प्रभाव है, झुर्रियों से लड़ता है।

8. हर्बएक्स TM लैवेंडर निकालें (पानी, ब्यूटीन ग्लाइकोल, संकीर्ण पत्ती लैवेंडर निकालने) - त्वचा को शांत करता है, त्वचा कोशिकाओं के जीवन चक्र को सक्रिय करता है, जिससे उन्हें त्वचा की एक नई परत में तेजी से स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। भड़काऊ प्रक्रियाओं से लड़ता है और सूजन की संख्या को कम करता है।

विशेषताएं: अद्वितीय प्राकृतिक घटकों पर आधारित एंटी-सेल्युलाईट मॉडलिंग क्रीम चयापचय प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है, त्वचा की दृढ़ता और लोच को बढ़ाने में मदद करता है, लसीका प्रवाह और गहराई से मॉइस्चराइज में सुधार करता है।

कैसे उपयोग करें:

पहला तरीका: स्क्रब का उपयोग करके स्नान करें (शरीर के उन क्षेत्रों पर जहां आप मालिश करने की योजना बनाते हैं)। क्रीम को समस्या क्षेत्रों में लागू करें और ईएमएस / आरएफ बॉडी मसाजर का उपयोग करके मालिश करें। एलईडी थेरेपी के साथ मालिश के साथ प्रक्रिया को पूरा करें। अपने हाथों से क्रीम के अवशेष वितरित करें और पूरी तरह से अवशोषित होने तक त्वचा पर छोड़ दें।

दूसरी विधि: उत्पाद को शरीर पर लागू करें और परिपत्र आंदोलनों में वितरित करें। आवेदन के बाद, आप त्वचा पर एक ध्यान देने योग्य गर्मी महसूस करेंगे। समस्या क्षेत्रों पर पैटिंग आंदोलनों को चलना (उदाहरण के लिए, कूल्हों, पेट, पीठ)। अपने हाथों से त्वचा को निचोड़कर रक्त परिसंचरण को प्रोत्साहित करें, उन स्थानों पर जाएं जिन्हें सुधार की आवश्यकता होती है। क्रीम के अवशेषों को पूरी तरह से अवशोषित होने तक त्वचा पर छोड़ दें। अपने हाथों से क्रीम के अवशेषों को पानी से अच्छी तरह धो लें।

सावधानियां:
1. एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपयोग करने से पहले कोहनी गुना के अंदर उत्पाद का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है। यदि जलन या दाने हैं तो इसका उपयोग करना बंद करें।
2. गर्भावस्था के दौरान या सोया से एलर्जी की उपस्थिति के दौरान क्रीम का उपयोग करने से मना किया जाता है।
3. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
4. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।
5. उत्पाद का उपयोग करने के बाद, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक एसपीएफ़ क्रीम लगाने की सिफारिश की जाती है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

पेटिट आरए से आंखों के आसपास त्वचा के लिए क्रीम

उम्र बढ़ने को धीमा करता है

माइक्रोसर्कुलेशन में सुधार

एंटीऑक्सीडेंट कार्रवाई

चिकनी झुर्रियों

चिंताएं: उम्र बढ़ने के संकेत, आंखों के नीचे काले घेरे, झुर्रियाँ।

लाभ: उम्र बढ़ने को धीमा कर देता है, माइक्रोसर्कुलेशन, एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव में सुधार करता है, त्वचा पुनर्जनन, सफेद और चिकनी झुर्रियों को बढ़ावा देता है।

सामग्री: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

सक्रिय सामग्री:
1. नियासिनमाइड - इस प्रकार के विटामिन बी 3 में एक उत्कृष्ट श्वेत प्रभाव होता है, यह बढ़े हुए छिद्रों की दृश्यता को भी कम करता है, त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और वर्णक धब्बे की उपस्थिति को रोकता है।
2. स्टेमिन TM, मानव स्टेम कोशिकाओं द्वारा वातानुकूलित एक वातावरण, स्टेम सेल वसा के माध्यम से त्वचा कायाकल्प को बढ़ाता है जिसमें 50 से अधिक विभिन्न विकास कारक होते हैं।
3. पीडीआरएन (पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स) उम्र से संबंधित त्वचा कोशिकाओं से क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जब त्वचा पर लागू किया जाता है, तो यह छिद्रों को संकीर्ण करने, झुर्रियों को चिकना करने और त्वचा को पुनर्जीवित करने में मदद करता है।
4. हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन - त्वचा की लोच और घनत्व को बढ़ाता है, इसे नमी के साथ आपूर्ति करता है।
5. हर्बएक्स TM हाइलूरन (ब्यूलीन ग्लाइकोल, पानी, सोडियम हाइलूरनेट क्रॉसपॉलिमर) - हाइलूरोनिक एसिड में पानी के अणुओं की मात्रा रखने की क्षमता होती है जो स्वयं से 1000 गुना बड़ा होता है, इसलिए यह त्वचा की रक्षा करने, मॉइस्चराइजिंग, चिकनाई और इसे मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है।

6. Eosidin® (प्रोपेनेडियोल, पानी, मंदारिन unshui छील का निकालने) एक अनूठा परिसर है कि एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव है, एंटीऑक्सीडेंट और साइट्रस में निहित flavonoids के लिए धन्यवाद.
7. लोटसस्टेम TM (ब्यूटीन ग्लाइकोल, पानी, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा अर्क) सेल डिवीजन को सक्रिय करता है।
8. सुपर सेंटेला (मेडकैसोसाइड, एशियाटिकोसाइड) - तेजी से कोशिका प्रजनन और क्षति के क्षेत्र में कोलेजन के संश्लेषण को बढ़ावा देता है। यह जलन, सूजन के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है, उम्र से संबंधित त्वचा के उत्थान को बढ़ावा देता है।
9. सुपर ईजीएफ (ईजीएफ - एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, श-ओलिगोपेप्ट -1 - एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वाले पेप्टाइड्स कोलेजन युक्त फाइब्रोब्लास्ट के प्रजनन में योगदान करते हैं और त्वचा को पोषण देते हैं।
10. AcePep-6TM (एसिटाइलहेक्सापेप्टाइड -8) - इस घटक को बोटॉक्स (बोटॉक्सिन) के लिए एक प्रभावी प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता प्राप्त है, यह झुर्रियों से निपटने के साधन के रूप में पूरी तरह से काम करता है। इसके अलावा, यह मांसपेशियों के संकुचन को कमजोर करके झुर्रियों के निशान को कम करता है।
11. एडेनोसिन - एक विरोधी भड़काऊ और शिकन नियंत्रण एजेंट के रूप में काम करता है, कोलेजन संश्लेषण को उत्तेजित करता है और त्वचा लोच, साथ ही इसकी पारगम्यता को बढ़ाता है।

विशेषताएं: कायाकल्प नेत्र क्रीम में मीठे स्पंज (मसाले) के प्राकृतिक माइक्रोन्यूडल होते हैं जो त्वचा में हजारों माइक्रोचैनल खोलते हैं, जो क्रीम की सक्रिय सामग्री को त्वचा की गहरी परतों में प्रवेश करने और एक दृश्य उठाने का प्रभाव प्रदान करने की अनुमति देता है। सूक्ष्म सुई उपचार (सूक्ष्म सुई के साथ कायाकल्प) हल्के जलन के कारण त्वचा के पुनर्स्थापनात्मक कार्यों को सक्रिय करने में मदद करता है।

कैसे उपयोग करें:
1. इस उपकरण को 1 से 2 सप्ताह के अंतराल के साथ 3 से 10 दिनों के चक्र में उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
2. सूखी और साफ त्वचा पर उत्पाद की एक छोटी राशि लागू करें: आंख के अंदरूनी हिस्से से मंदिरों तक - पहले निचले हिस्से के साथ, और फिर ऊपरी कक्षीय हड्डियों के साथ।
3. अपनी उंगली पैड के साथ क्रीम और मालिश वितरित करें।

सावधानियां:
1. एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपयोग करने से पहले कोहनी गुना के अंदर उत्पाद का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है। यदि जलन या दाने हैं तो इसका उपयोग करना बंद करें।
2. त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद को लागू न करें।
3. आंखों के साथ सीधे संपर्क से बचें। यदि आप आंखों में आते हैं तो गर्म पानी से कुल्ला करें।
4. उत्पाद का उपयोग करने के बाद, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक एसपीएफ़ क्रीम लगाने की सिफारिश की जाती है।

भंडारण: बच्चों के लिए दुर्गम स्थान पर, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से दूर +5 डिग्री से +25 °C के तापमान पर एक बंद पैकेज में स्टोर करें।

वॉल्यूम: प्रत्येक 10 ग्राम के 2 पैक।


wau
EASY CUT
COLLAGEN
BEAUTY COMPLEX
FISH COLLAGEN + VITAMIN C + HYALURONIC ACID
COLLAGEN
FISH COLLAGEN + VITAMIN C
+ HYALURONIC ACID
BEAUTY COMPLEX
CONTAINS POMEGRANATE JUICE
JELLY STICKS
600 G (20 G X 30 STICKS) / 990 KCAL
BIO HEALTH BE BEAUTY
BE HEALTH wau BE BEAUTY
CHLOROPHYLL
CHLOROPHYLL + COPPER
IMMUNE,
GASTROINTESTINAL HEALTH
500 ML
BE HEALTH wau BE BEAUTY
OMEGA-3 60%
EPA + DHA
CARDIOVASCULAR
HEALTH
OMEGA-3 600 MG*

आहार पूरक



A + E COMPLEX

विटामिन ए और ई कॉम्प्लेक्स (सॉफ्टजेल्स, 700 मिलीग्राम)

हड्डी, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र समारोह का समर्थन करता है

सामान्य चयापचय का समर्थन करता है

प्रतिरक्षा का समर्थन करता है

स्वस्थ बाल, त्वचा और नाखून

चिंताएं: त्वचा की सूखापन और छीलने, भंगुर नाखून और नाखून प्लेटों की प्राकृतिक चमक का नुकसान, कमजोरी, बिगड़ा प्रतिरक्षा।

सामग्री: डीएल-अल्फा-टोकोफेरिल एसीटेट (विटामिन ई), परिष्कृत वनस्पति तेल (सूरजमुखी), कैप्सूल खोल (गेलेटिन, ग्लिसरॉल (मोटाई), पानी), विटामिन ए.

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• विटामिन A - 2.6 mg
• विटामिन E - 100 mg

उपयोग के लिए निर्देश: भोजन के दौरान, पानी से धो लें।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल प्रति दिन 1 बार हाइपरविटामिनोसिस ए और ई के विकास से बचने के लिए अनुशंसित खुराक से अधिक नहीं होना चाहिए।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 कैप्सूल):
विटामिन A - 325%
विटामिन E - 1000%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 2-3 सप्ताह। 1-2 महीने के अंतराल पर वर्ष में 3-4 बार दोहराएं।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. अतिसंवेदनशीलता, हाइपरविटामिनोसिस ए और ई, बचपन (18 वर्ष तक), गर्भावस्था, स्तनपान अवधि।
2. में अत्यधिक सावधानी के साथ: थायरोटॉक्सोसिस, कोलेसिस्टिटिस, संवहनी पारगम्यता (CHF, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आदि) के साथ-साथ यकृत के सिरोसिस में, वायरल हेपेटाइटिस, गुर्दे की विफलता, शराब, बुढ़ापे में, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनमिया के साथ।

तत्व प्रकार: वसा में घुलनशील।

पारस्परिक रूप से पूरक तत्व: कोएंजाइम Q10, लोहा, जस्ता, विटामिन सी।

परस्पर विरोधी तत्व: एंटीकोआगुलंट्स। पानी में घुलनशील विटामिन के साथ संयोजन करते समय, 2-3 घंटे का अंतराल रखें।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



ALPHA LIPOIC ACID

अल्फा-लिपोइक एसिड (सेल्यूलोज कैप्सूल, 450 मिलीग्राम)

हृदय और यकृत स्वास्थ्य का समर्थन करता है

वजन प्रबंधन और चयापचय समर्थन

उम्र बढ़ने को धीमा करता है

रक्त शर्करा नियंत्रण

चिंताएं: कार्बोहाइड्रेट और लिपिड चयापचय, ऑक्सीडेटिव तनाव, थकान और ऊर्जा हानि, धीमा चयापचय का उल्लंघन।

सामग्री: माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (वाहक), माल्टोडेक्सट्रिन (वाहक), अल्फा-लिपोइक एसिड, जिलेटिन कैप्सूल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड (एंटी-केकिंग एजेंट).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
अल्फा-लिपोइक एसिड - 100 mg

उपयोग के लिए निर्देश: 1 कैप्सूल भोजन के साथ दिन में 1 बार।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत (1 कैप्सूल):
अल्फा-लिपोइक एसिड - 333%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. घटकों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
2. गर्भावस्था, स्तनपान।

तत्व प्रकार: फैटी एसिड।

पारस्परिक रूप से पूरक तत्व: कोएंजाइम Q10, लोहा, जस्ता, विटामिन सी।

संघर्ष तत्व: रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए दवाएं, लोहा।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



ARTHRO ACTIVE

संयुक्त समर्थन परिसर (हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 450 मिलीग्राम)

चोट या सर्जरी के बाद टेंडन और लिगामेंट रिकवरी

संयुक्त गतिशीलता में सुधार

उपास्थि की मरम्मत का समर्थन करता है

हड्डी के ऊतकों को मजबूत करता है

चिंताएँ: जोड़ों में असुविधा और दर्द, आंदोलनों की कठोरता, उपास्थि ऊतकों का विनाश।

सामग्री: मिथाइलसल्फोनीलमेथेन, हाइड्रोलाइज्ड मछली कोलेजन, कैप्सूल खोल (जिलेटिन), एल - एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी), एस्टाक्सीन.

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• मिथाइलसल्फोनिलमीथेन - 250 mg
• कोलेजन - 167.5 mg
• विटामिन C - 22.5 mg
• एस्टैक्सैंथिन - 0.5 mg

उपयोग के लिए निर्देश: भोजन के दौरान दिन में 2 बार 2 कैप्सूल, पानी से धोया जाता है।

अनुशंसित खुराक: एक दिन में 4 कैप्सूल।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(4 कैप्सूल):
• मिथाइलसल्फोनीलमीथेन - स्थापित नहीं है।
• कोलेजन - स्थापित नहीं है।
• विटामिन C - 90%
• एस्टैक्सैंथिन - 100%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने (4 सप्ताह) यदि आवश्यक हो, तो रिसेप्शन 3-4 सप्ताह में दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 80.

मतभेद:
1. घटकों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
2. गर्भावस्था, स्तनपान।

तत्व का प्रकार:
• मिथाइलसल्फोनीलमीथेन एक प्राकृतिक सल्फर युक्त कार्बनिक पदार्थ है।
• कोलेजन पानी में घुलनशील है।
• विटामिन सी पानी में घुलनशील है।
• Astaxin वसा में घुलनशील है।

परस्पर पूरक तत्व: ओमेगा -3, विटामिन डी, कैल्शियम

परस्पर विरोधी तत्व: एंटीकोआगुलंट्स। एनएसएआईडी के साथ मिलकर पूरक को कम अच्छी तरह से अवशोषित किया जाता है।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



B-COMPLEX

बी विटामिन कॉम्प्लेक्स (हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 360 मिलीग्राम)

ऊर्जा चयापचय का समर्थन करता है

तंत्रिका तंत्र समर्थन

स्वस्थ बाल, त्वचा और नाखून

दिल और रक्त वाहिकाओं का समर्थन करता है

चिंताएं: थकान, कमजोरी, अंगों की सुन्नता, चिंता, त्वचा, बाल और श्लेष्म झिल्ली के साथ समस्याएं।

सामग्री: माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (वाहक), कैप्सूल खोल (जिलेटिन), विटामिन बी 8 (इनोसिटोल), विटामिन बी 3 (निकोटिनमाइड), विटामिन बी 5 (कैल्शियम डी-पैंटोथेनेट), विटामिन बी 2 (रिबोफ्लेविन), विटामिन बी 6 (पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड), विटामिन बी 1 (थायमिन हाइड्रोक्लोराइड), विटामिन बी 12 (साइनोकोबालामिन), विटामिन बी 9 (फोलिक एसिड), विटामिन बी7 (बायोटिन).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• विटामिन B8 - 50 mg
• विटामिन B3 - 30 mg
• विटामिन B5 - 8 mg
• विटामिन B2 - 4 mg
• विटामिन B6 - 4 mg
• विटामिन B1 - 3 mg
• विटामिन B9 - 0.4 mg
विटामिन B7 - 0.15 mg
• विटामिन B12 - 0.002 mg

उपयोग के लिए निर्देश: 1 कैप्सूल भोजन के साथ दिन में 1 बार।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 कैप्सूल):
विटामिन B8 - 10%
विटामिन B3 - 166.7%
विटामिन B5 - 133.3%
विटामिन B2 - 250%
विटामिन B6 - 200%
विटामिन B1 - 214%
विटामिन B9 - 200%
विटामिन B7 - 300%
विटामिन B12 - 200%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. घटकों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
2. गर्भावस्था, स्तनपान।

तत्व प्रकार: पानी में घुलनशील।

परस्पर पूरक तत्व: मैग्नीशियम, विटामिन सी, जस्ता, लोहा, कैल्शियम, प्रोबायोटिक्स।

विरोधाभासी तत्व: कैफीन।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



BIOTIN

बायोटिन (हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 385 मिलीग्राम)

बालों के विकास को उत्तेजित करता है

त्वचा, बालों और नाखूनों को मजबूत करता है

स्थिर रक्त शर्करा बनाए रखने में मदद करता है

चिंताएं: पतला होना और बालों का झड़ना, नाखूनों की नाजुकता और लेयरिंग, सूखापन, त्वचा को छीलने।

सामग्री: माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (वाहक), जिलेटिन कैप्सूल (जिलेटिन, जिंक ऑक्साइड - रंग), बायोटिन (विटामिन बी 7), कैल्शियम स्टीयरेट (एंटी-केकिंग एजेंट).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
बायोटिन (विटामिन बी 7) - 5000 μg

उपयोग के लिए निर्देश: 1 कैप्सूल भोजन के साथ दिन में 1 बार।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत (1 कैप्सूल):
बायोटिन (विटामिन बी 7) - 10000%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि।
2. गर्भावस्था, स्तनपान की अवधि।
3. गुर्दे की विफलता।

तत्व प्रकार: पानी में घुलनशील।

परस्पर पूरक तत्व: बी विटामिन, जस्ता, सेलेनियम, मैग्नीशियम।

परस्पर विरोधी तत्व: विटामिन सी की उच्च खुराक

शेल्फ जीवन: 2 साल।



CHLOROPHYLL

क्लोरोफिल (तरल ध्यान केंद्रित, 500 मिलीलीटर)

जीवाणुरोधी प्रभाव

प्रतिरक्षा का समर्थन करता है

पाचन समारोह का समर्थन करता है

कायाकल्प और detox

चिंताएं: जठरांत्र संबंधी मार्ग का उल्लंघन, प्रतिरक्षा का उल्लंघन।

सामग्री: शुद्ध पानी, सब्जी ग्लिसरॉल (मोटाई), 60 के बीच (इमिल्सिफायर), क्लोरोफिलिन के कॉपर कॉम्प्लेक्स (प्राकृतिक खाद्य रंग), पोटेशियम सोर्बेट (परिरक्षक), प्राकृतिक पुदीना तेल.

1 15 मिलीलीटर में सक्रिय पदार्थ की सामग्री:
• क्लोरोफिल - 50 mg
• तांबा - 2 mg

उपयोग के लिए निर्देश: एक बड़ा चम्मच (15 मिलीलीटर), 100 मिलीलीटर पानी या रस में पतला, भोजन से 30 मिनट पहले दिन में 1 बार। उपयोग करने से पहले बोतल हिलाओ।

अनुशंसित खुराक: 1 सेवारत (15 मिलीलीटर) प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत (15 ml):
• क्लोरोफिल - 50%
• तांबा - 200%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

वॉल्यूम: 500 ml.

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि।
2. गर्भावस्था, स्तनपान की अवधि।
3. शरीर में अतिरिक्त तांबे से जुड़े रोग।

तत्व प्रकार: पानी में घुलनशील।

पारस्परिक पूरक तत्व: बी विटामिन, विटामिन सी, प्रोबायोटिक्स।

विरोधी तत्व: कैल्शियम, लोहे की उच्च खुराक।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



CHROMIUM PICOLINATE

क्रोमियम पिकोलिनेट (सेल्यूलोज कैप्सूल, 410 मिलीग्राम)

चीनी cravings कम कर देता है

वजन और चयापचय समर्थन

इष्टतम अवशोषण के लिए विटामिन सी

चिंताएं: कार्बोहाइड्रेट और लिपिड चयापचय का उल्लंघन, विलंबित चयापचय, यकृत विकार, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि।

सामग्री: माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (वाहक), सेल्यूलोज कैप्सूल (हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइलसेलुलोज), एल - एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी), क्रोमियम पिकोलिनेट.

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• विटामिन C - 60 mg
• क्रोमियम (III) - 250 µg

उपयोग के लिए निर्देश: 1 कैप्सूल भोजन के साथ सुबह में दिन में 1 बार, पानी से धोया जाता है।

अनुशंसित खुराक: एक दिन में 1 कैप्सूल।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 कैप्सूल):
• विटामिन C - 100%
• क्रोमियम (III) - 500%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. घटकों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
2. गर्भावस्था, स्तनपान की अवधि।
3. उत्पाद 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत नहीं है।

तत्व का प्रकार:
क्रोमियम एक खनिज है।
• विटामिन सी पानी में घुलनशील है।

परस्पर पूरक तत्व: अल्फा-लिपोइक एसिड, कोएंजाइम Q10, बी विटामिन, ओमेगा -3, मैग्नीशियम।

परस्पर विरोधी तत्व: रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए दवाएं, एंटीकोआगुलंट्स, हाइपोटेंशन दवाएं।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



COENZYME Q10 — 100 MG

कोएंजाइम Q10, 100 मिलीग्राम (हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 450 मिलीग्राम)

उम्र बढ़ने को धीमा करता है

शरीर को मजबूत करता है

पुनर्जनन और उपचार का समर्थन करता है

चिंताएं: उम्र से संबंधित परिवर्तन, भार के प्रति सहिष्णुता में कमी, मांसपेशियों की कमजोरी, थकान में वृद्धि, प्रदर्शन में कमी।

सामग्री: कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज (वाहक), उबिक्विनोन (कोएंजाइम Q10), कैप्सूल (जिलेटिन, पीने का पानी शुद्ध).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
कोएंज़ाइम Q10 - 100 mg

उपयोग के लिए निर्देश: अधिमानतः भोजन के दौरान सुबह में। फैटी खाद्य पदार्थों के साथ कोएंजाइम Q10 लेना इसके अवशोषण को बढ़ावा दे सकता है।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 कैप्सूल):
कोएंज़ाइम Q10 - 333%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने (4 सप्ताह) 1-2 महीने के अंतराल पर एक वर्ष में 3-4 बार दोहराएं।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि।
2. गर्भावस्था, स्तनपान की अवधि।
3. पेट का अल्सर, उच्च अम्लता के साथ गैस्ट्रिटिस।
4. Coenzyme Q10 रक्तचाप के स्तर को कम करने में सक्षम है, इसका उपयोग हाइपोटेंशन रोगियों के लिए सावधानी के साथ करने की सिफारिश की जाती है। यह पदार्थ पहले से ही कम दबाव को कम कर सकता है।

तत्व प्रकार: वसा में घुलनशील।

परस्पर पूरक तत्व: विटामिन सी, ई, ओमेगा -3, अल्फा-लिपोइक एसिड और कार्निटाइन।

संघर्ष तत्व: एंटीकोआगुलंट्स, एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स, मधुमेह के लिए कुछ दवाएं और कोएंजाइम Q10 के साथ संयोजन में कोलेस्ट्रॉल में कमी से मांसपेशियों में गंभीर दर्द हो सकता है।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



GINSENG

नियोविटिन फोर्ट (टैबलेट्स, 750 मिलीग्राम)

प्रतिरक्षा का समर्थन करता है

पुरुषों के स्वास्थ्य का समर्थन

मस्तिष्क समारोह और प्रदर्शन का समर्थन करता है

एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम उत्पादन को उत्तेजित करता है

चिंताएं: उम्र से संबंधित परिवर्तन, थकान में वृद्धि, दक्षता में कमी, हाइपोटेंशन की रोकथाम, प्रतिरक्षा में कमी।

सामग्री: माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (फिलर), जिनसेंग निकालने, संयंत्र-व्युत्पन्न कैल्शियम स्टीयरेट (एंटी-केकिंग एजेंट), रुटिन (विटामिन पी), निकोटिनमाइड (विटामिन पीपी), जिनसेंग बायोमास.

1 टैबलेट में सक्रिय पदार्थ की सामग्री:
- **पैनैक्सोसाइड - 3 mg**
- **रूटिन - 2 mg**
- **निकोटिनामाइड - 2 mg**

उपयोग के लिए निर्देश: भोजन के दौरान दिन में 3 बार 1 टैबलेट, शाम को न लें।

अनुशंसित खुराक: 1 टैबलेट दिन में 3 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत (3 गोलियाँ):
Panaxoside - स्थापित नहीं है।
- **रूटिन - 23%**
- **निकोटिनामाइड - 30%**

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 2-3 सप्ताह, यदि आवश्यक हो, तो 1 महीने में दोहराएं।

प्रति कंटेनर गोलियाँ: 90 इकाइयों।

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि।
2. गर्भावस्था, स्तनपान की अवधि।
3. शाम को रिसेप्शन।
4. तंत्रिका उत्तेजना में वृद्धि, अनिद्रा।
5. रक्तचाप में वृद्धि, हृदय संबंधी विकार।
6. गंभीर एथेरोस्क्लेरोसिस
7. गुर्दे की विफलता।

तत्व प्रकार: जिनसेंग सेल संस्कृति।

पारस्परिक पूरक तत्व: विटामिन सी, ई।

परस्पर विरोधी तत्व: एंटीकोआगुलंट्स, हाइपोटेंशन दवाएं।

शेल्फ जीवन: 3 साल।



GLUCOSAMINE

चोंड्रोइटिन के साथ ग्लूकोसामाइन (हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 1100 मिलीग्राम)

संयुक्त सूजन को कम करता है

संयुक्त लचीलापन और गतिशीलता में सुधार

चिंताएँ: जोड़ों में असुविधा और दर्द, आंदोलनों की कठोरता।

सामग्री: ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड, चोंड्रोइटिन सल्फेट, कैप्सूल खोल (गेलेटिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड (डाई)), मैग्नीशियम स्टीयरेट (एंटी-केकिंग एजेंट).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• ग्लूकोसामीन - 465 mg
• कॉन्ड्रॉइटिन - 360 mg

उपयोग के लिए निर्देश: भोजन के दौरान, पानी से धो लें।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल दिन में 3 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(3 कैप्सूल):
• ग्लूकोसामीन - 199%
• कॉन्ड्रॉइटिन - 180%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने (4 सप्ताह) पाठ्यक्रम को 2 सप्ताह के ब्रेक के बाद दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. उत्पाद के मुख्य और सहायक घटकों के लिए अतिसंवेदनशीलता।
2. दवा को एलर्जी से शेलफिश तक पीड़ित रोगियों को निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सक्रिय पदार्थ (ग्लूकोसामाइन) शेलफिश और क्रस्टेशियन से प्राप्त होता है।
3. बचपन की उम्र।
4. गर्भावस्था और स्तनपान अवधि।

तत्व प्रकार: पानी में घुलनशील।

आपसी पूरक तत्व: ओमेगा -3, विटामिन डी, कैल्शियम।

परस्पर विरोधी तत्व: एंटीकोआगुलंट्स, ग्लूकोसामाइन एनएसएआईडी के साथ लेने पर बदतर अवशोषित हो जाता है।

शेल्फ जीवन: 3 साल



IRON CHELATE

चेलेट आयरन (20 प्रति ट्यूब, 3.8 जी)

थकान कम करता है और प्रदर्शन को बढ़ाता है

प्रतिरक्षा प्रणाली गतिविधि का समर्थन करता है

सामान्य लोहा, फेरिटिन और हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है

चिंता: कमजोरी, उनींदापन, थकान में वृद्धि, भूख में कमी।

सामग्री: ग्लूकोज, साइट्रिक एसिड निर्जल (एसिडिटी नियामक), सोडियम बाइकार्बोनेट (एसिडिटी रेगुलेटर), आयरन बिस्ग्लिसिनेट, प्राकृतिक सेब स्वाद, पॉलीथीन ग्लाइकोल (स्टेबलाइजर), Aspartame (मिठाई)। फिनिलानाइन का एक स्रोत शामिल है.

1 टैबलेट में सक्रिय पदार्थ की सामग्री:
आयरन - 14 mg

उपयोग के लिए निर्देश: सुबह खाली पेट या दोपहर के भोजन पर, पानी, सेब या संतरे के रस से धोया जाता है।

अनुशंसित खुराक: 1 गोली प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 टैबलेट):
आयरन - 100%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने (4 सप्ताह) 1-2 महीने के अंतराल पर एक वर्ष में 3-4 बार दोहराएं।

प्रति कंटेनर गोलियाँ: 20 टुकड़े।

मतभेद:
1. एनीमिया जो लोहे की कमी के कारण नहीं होता है।
2. लोहे के अधिभार के संकेत (हेमोसिडेरोसिस, हेमोक्रोमैटोसिस)।
3. लोहे के उपयोग की प्रक्रिया का उल्लंघन।
4. मैं गर्भावस्था की तिमाही।
5. सक्रिय पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि।

तत्व प्रकार: खनिज।

परस्पर पूरक तत्व: विटामिन ए, बी 3, सी, तांबा, फोलिक एसिड।

परस्पर विरोधी तत्व: जस्ता, मैग्नीशियम, क्रोमियम, कैल्शियम, विटामिन ई।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



IRON CHELATE BISGLYCINATE

चेलेट आयरन (सेल्यूलोज कैप्सूल, 450 मिलीग्राम)

थकान कम करता है और प्रदर्शन को बढ़ाता है

प्रतिरक्षा प्रणाली गतिविधि का समर्थन करता है

सामान्य लोहा, फेरिटिन और हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है

चिंता: कमजोरी, उनींदापन, थकान में वृद्धि, भूख में कमी।

सामग्री: माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (वाहक), आयरन बिस्ग्लिसिनेट, जिलेटिन, एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी), कॉपर ग्लूकोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड (एंटी-केकिंग एजेंट), साइनोकोबालामिन (विटामिन बी 12).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• आयरन - 14 mg
• तांबा - 1.5 mg
• विटामिन C - 60 mg
विटामिन B12 - 4.5 mcg

उपयोग के लिए निर्देश: सुबह में।

अनुशंसित खुराक: पुरुषों प्रति दिन 1 कैप्सूल, महिलाओं प्रति दिन 2 कैप्सूल।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 कैप्सूल):
1 कैप्सूल
• आयरन - 143%
• तांबा - 150%
• विटामिन C - 100%
विटामिन बी 12 - 450% 2 कैप्सूल
• आयरन - 286%
• तांबा - 300%
विटामिन C - 200%
विटामिन B12 - 900%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने (4 सप्ताह) 1-2 महीने के अंतराल पर एक वर्ष में 3-4 बार दोहराएं।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. एनीमिया जो लोहे की कमी के कारण नहीं होता है।
2. लोहे के अधिभार के संकेत (हेमोसिडेरोसिस, हेमोक्रोमैटोसिस)।
3. लोहे के उपयोग की प्रक्रिया का उल्लंघन।
4. मैं गर्भावस्था की तिमाही।
5. सक्रिय पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि।

तत्वों का प्रकार: विटामिन और खनिज।

शेल्फ जीवन: 3 साल।



KELP SEA IODINE

समुद्री केल्प से आयोडीन (गोलियाँ, 700 मिलीग्राम)

सीबम उत्पादन को नियंत्रित करता है

एंटीऑक्सीडेंट कार्रवाई

ऊतक उत्थान का समर्थन करता है

सेक्स हार्मोन उत्पादन का समर्थन करता है

चिंताएं: उम्र से संबंधित परिवर्तन, प्रतिरक्षा में कमी, हार्मोनल विकार।

सामग्री: एल - टायरोसिन, सूखे केल्प (पाउडर), माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज (E460i, वाहक), सेलेनोमेथियोनीन.

1 टैबलेट में सक्रिय पदार्थ की सामग्री:
• आयोडीन - 400 μg
• टायरोसिन - 330-380 मिलीग्राम
• सेलेनियम - 65 μg

उपयोग के लिए निर्देश: भोजन के दौरान दिन में 2 बार 1 टैबलेट।

अनुशंसित खुराक: 1 गोली दिन में 2 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(2 गोलियाँ):
• आयोडीन - 533%
• टायरोसिन - 15.7-17.3%
सेलेनियम - पुरुषों के लिए 173%, महिलाओं के लिए 236%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) जारी रखा जा सकता है।

प्रति कंटेनर गोलियाँ: 60.

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि।
2. गर्भावस्था, स्तनपान की अवधि।
3. जिन स्थितियों में आयोडीन की तैयारी की जाती है।
4. हाइपरथायरायडिज्म।
5. सबाक्यूट थायराइडाइटिस।
6. गुर्दे और यकृत विफलता।

तत्व प्रकार: सूक्ष्म पोषक तत्व।

परस्पर पूरक तत्व: बी विटामिन, मैग्नीशियम, जस्ता।

संघर्ष तत्व: एंटीऑक्सिडेंट।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



KRILL OIL

क्रिल ऑयल (सॉफ्टगेल्स, 700 मिलीग्राम)

स्वस्थ त्वचा, नाखून और बाल

मस्तिष्क समारोह का समर्थन करता है

हृदय और संवहनी स्वास्थ्य

प्रतिरक्षा का समर्थन करता है

चिंता: भंगुर नाखून और बाल, सुस्त त्वचा, थकान, प्रतिरक्षा में कमी, ध्यान और स्मृति की गिरावट।

सामग्री: अटलांटिक क्रिल तेल, शेल (गेलेटिन बीफ, नमी बनाए रखने वाला एजेंट ग्लिसरीन, शुद्ध पानी)।

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• क्रिल तेल - 500 mg
• EPA - 60 mg
• DHA - 30 mg
• एस्टाक्सीन - 150 µg
• फॉस्फोलिपिड - 100 mg

उपयोग के लिए निर्देश: भोजन के दौरान दिन में 3 बार 1 कैप्सूल।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल दिन में 3 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(3 कैप्सूल):
क्रिल तेल - स्थापित नहीं है।
• EPA - 30%
• DHA - 12.9%
• एस्टैक्सैंथिन - 22.5%
• फॉस्फोलिपिड - 4.3%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 90 इकाइयों।

मतभेद:
1. समुद्री भोजन के लिए एलर्जी प्रतिक्रियाएं।
2. 3 साल से कम उम्र के बच्चे।
3. उत्पाद बनाने वाले पदार्थों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
4. रक्तस्राव या रक्त के थक्के विकार।
5. ब्रोन्कियल अस्थमा।

6. जिगर की बीमारी।
7. तीव्र या पुरानी अवधि में जठरांत्र संबंधी मार्ग के विभिन्न विकृति।
8. पोस्टऑपरेटिव समय।
9. जो लोग सर्जरी के बाद पुनर्वास की अवधि से गुजर रहे हैं या विभिन्न एटियलीज की चोटें हैं, उन्हें क्रिल तेल लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

तत्व प्रकार: PUFA।

परस्पर पूरक तत्व: कोलेजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोएंजाइम Q10, लेसिथिण, विटामिन ए, ई, बी, सी, डी।

संघर्ष तत्व: लोहे, तांबे और जस्ता की जैव उपलब्धता को कम करता है, 2-3 घंटे के अंतर के साथ लेता है।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



L-CARNITINE

एल-कार्निटाइन (हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 840 मिलीग्राम)

थकान कम करता है

चयापचय में सुधार

चिंता: शारीरिक परिश्रम के बाद तेजी से थकान, दक्षता में कमी, अधिक वजन, कठिन वसूली।

सामग्री: एल-कार्निटाइन टार्ट्रेट, शैल (गेलेटिन, खाद्य रंग (टाइटेनियम डाइऑक्साइड)), मैग्नीशियम स्टीयरेट (एंटी-केकिंग एजेंट).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
L-कार्निटीन - 540 mg

उपयोग के लिए निर्देश: सुबह खाली पेट पर, गर्म या ठंडे पानी से धोया जाता है।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 कैप्सूल):
L-कार्निटीन - 180%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 4-6 सप्ताह। पाठ्यक्रम को 2-8 सप्ताह के ब्रेक के बाद दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि।
2. गर्भावस्था, स्तनपान की अवधि।
3. हाइपोथायरायडिज्म।

तत्व प्रकार: एक एमिनो एसिड।

आपसी पूरक तत्व: ओमेगा -3।

परस्पर विरोधी तत्व: एंटीकोआगुलंट्स, कैल्शियम और लोहे की उच्च खुराक।

शेल्फ जीवन: 3 साल।



LIPOSOMAL VITAMIN C

लिपोसोमल विटामिन सी (हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 700 मिलीग्राम)

प्रतिरक्षा का समर्थन करता है

एंटीऑक्सीडेंट कार्रवाई

सामान्य ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं का समर्थन करता है

चिंताएं: दक्षता में कमी, सुस्ती, कमजोरी, उनींदापन, संक्रमण के प्रतिरोध को कम करना, विभिन्न बीमारियों में वसूली को धीमा करना।

सामग्री: सोडियम एस्कॉर्बेट (E301), माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज (E460i, वाहक), रुटिन (जापानी सोफोरा अर्क (लैटिन सोफोरा जपोनिका), कैल्शियम स्टीयरेट (ई 470 ए, स्टेबलाइजर), लिपोसोमल विटामिन सी पाउडर, कैप्सूल (हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइलसेल्यूलोज (ई 464, मोटा) या जिलेटिन).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• विटामिन C - 500 mg
• रूटिन - 25 mg

उपयोग के निर्देश: भोजन के साथ दिन में 1 बार 1 कैप्सूल लें।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत (1 कैप्सूल):
• विटामिन सी - 833 प्रतिशत
• रूटिन - 83%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) जारी रखा जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि।
2. नेफ्रोलिथियासिस।
3. हेमोक्रोमैटोसिस (अतिरिक्त लोहा)।
4. रक्त के थक्के, थ्रोम्बोफ्लिबिटिस और घनास्त्रता की प्रवृत्ति वाले रोगियों के साथ-साथ मधुमेह मेलिटस और उच्च रक्त शर्करा के साथ स्थितियों में बड़ी खुराक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

तत्व प्रकार: पानी में घुलनशील।

आपसी पूरक तत्व: विटामिन ए, ई, बी 5, बी 9।

परस्पर विरोधी तत्व: विटामिन बी 1, बी 12, तांबा।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



MAGNESIUM CHELATE + B6

चेलेट मैग्नीशियम + बी 6 (हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 870 मिलीग्राम)

तंत्रिका तंत्र उत्तेजना को कम करता है

मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में मदद करता है

सामान्य हृदय समारोह का समर्थन करता है

धीरज और प्रदर्शन को बढ़ाता है

चिंताएं: बढ़ी हुई चिड़चिड़ापन, स्मृति हानि, नींद की गड़बड़ी, ऐंठन, मांसपेशियों की कमजोरी, हृदय ताल विकार, चक्कर आना।

सामग्री: मैग्नीशियम bisglycinate (चेलेट), माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (वाहक), जिलेटिन कैप्सूल, पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी 6).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• मैग्नीशियम - 104 mg
• B6 - 1.5 mg

उपयोग के लिए निर्देश: भोजन के दौरान दिन में 2 बार 2 कैप्सूल।

अनुशंसित खुराक: एक दिन में 4 कैप्सूल।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत (4 कैप्सूल):
मैग्नीशियम - 104%
• B6 - 300%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 80.

मतभेद:
1. सक्रिय पदार्थों के लिए अतिसंवेदनशीलता।
2. गर्भावस्था और स्तनपान अवधि।
3. गंभीर गुर्दे की विफलता (30 मिलीलीटर / मिनट से कम क्रिएटिनिन निकासी)।
4. 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे (कुशलता और सुरक्षा स्थापित नहीं)।
5. वंशानुगत गैलेक्टोसीमिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज या लैक्टेज की कमी (उत्पाद की संरचना में लैक्टोज की उपस्थिति के कारण) का मल अवशोषण सिंड्रोम।
6. लेवोडोपा का एक साथ प्रशासन।

तत्व का प्रकार:
मैग्नीशियम एक खनिज है।
• B6 एक पानी में घुलनशील विटामिन है।

पारस्परिक पूरक तत्व: विटामिन बी 2-बी 12, डी।

संघर्ष तत्व: विटामिन बी 1, ई, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम की उच्च खुराक, कुछ एंटीबायोटिक्स (टेट्रासाइक्लिन)।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



MAGNESIUM 4.0

मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स (सेल्यूलोज कैप्सूल, 876 मिलीग्राम)

गहरी छूट और तनाव समर्थन

ऊर्जा और मांसपेशियों समारोह

दिल और रक्त वाहिकाओं का समर्थन करता है

पाचन स्वास्थ्य और कोमल सफाई

चिंताएं: बढ़ी हुई चिड़चिड़ापन, स्मृति हानि, नींद की गड़बड़ी, ऐंठन, मांसपेशियों की कमजोरी, हृदय ताल विकार, चक्कर आना।

सामग्री: मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम bisglycinate, संयंत्र कैप्सूल (हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज वाहक), मैग्नीशियम मैलेट, मैग्नीशियम टॉरेट, टमाटर फल पाउडर, स्टेरिक एसिड का मैग्नीशियम नमक (एंटी-केकिंग एजेंट), पाइरिडोक्सल-5-फॉस्फेट.

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• मैग्नीशियम - 100 mg
• B6 - 0.25 mg

घटक सामग्री (मिलीग्राम) प्रति 1 कैप्सूल	
मैग्नीशियम साइट्रेट 365	
मैग्नीशियम बिस्ग्लिसिनेट 146	
मैग्नीशियम Malat 110	
मैग्नीशियम टॉरेट 110	

उपयोग के लिए निर्देश: भोजन के दौरान दिन में 2 बार 1 कैप्सूल।

अनुशंसित खुराक: एक दिन में 2 कैप्सूल।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत (2 कैप्सूल):
• मैग्नीशियम - 50%
• B6 - 30%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. घटकों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
2. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सिफारिश पर और एक डॉक्टर की देखरेख में लेने के लिए।

तत्व का प्रकार:
मैग्नीशियम एक खनिज है।
• B6 एक पानी में घुलनशील विटामिन है।

पारस्परिक पूरक तत्व: विटामिन बी 2-बी 12, डी।

संघर्ष तत्व: विटामिन बी 1, ई, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम की उच्च खुराक, कुछ एंटीबायोटिक्स (टेट्रासाइक्लिन)।

शेल्फ जीवन: 3 साल।



MEN’S FORMULA

पुरुषों के मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स (सेल्यूलोज कैप्सूल, 580 मिलीग्राम)

विटामिन और खनिज की कमी को ठीक करता है।

जीवन शक्ति और ऊर्जा का समर्थन करता है

तंत्रिका तंत्र और अनुभूति का समर्थन करता है

पुरुषों के स्वास्थ्य का समर्थन

एंटीऑक्सीडेंट संरक्षण और प्रतिरक्षा समर्थन

हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है

चिंताएं: प्रतिरक्षा में कमी, सामान्य कमजोरी, बढ़ी हुई चिड़चिड़ापन, स्मृति हानि, नींद विकार।

सामग्री: मैग्नीशियम साइट्रेट, एल - एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी), हाइड्रॉक्सीप्रोपाइल मिथाइलसेलुलोज (कैप्सूल), कैल्शियम कार्बोनेट, इनोसिटोल, साइट्रस बायोफ्लेवोनोइड्स, पोटेशियम साइट्रेट, जिनसेंग निकालने, सोया आइसोफ्लेवोन्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड (एंटी-केकिंग एजेंट), जिंक साइट्रेट, निकोटिनमाइड (नियासिन), मैग्नीशियम स्टीयरेट (एंटी-केकिंग एजेंट), डीएल - अल्फा-टोकोफेरोल (विटामिन ई), राइबोफ्लेविन (विटामिन बी 2), थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी 1), पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी 6), डी - कैल्शियम pantothenate (pantothenic एसिड), मैंगनीज ग्लूकोनेट, कॉपर ग्लूकोनेट, लाइकोपीन, कैल्शियम एल-मिथाइलफोलेट (फोलिक एसिड), क्रोमियम पिकोलिनेट, डी - बायोटिन (विटामिन बी 7), रेटिनोल (विटामिन ए), पोटेशियम आयोडाइड, मोलिब्डेनम ग्लाइसीनेट, एल - सेलेनोमेथियोनीन, मिथाइलकोबालामिन (विटामिन बी 12), कोलेकैल्सिफेरॉल (विटामिन डी 3).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
- विटामिन A - 0.055 mg
- विटामिन C - 100 mg
- विटामिन D3 - 0.0035 mg
- विटामिन E - 3.33 mg
- विटामिन B1 - 2.5 mg
- विटामिन B2 - 3.0 mg

विटामिन B3 - 6.67 mg
- विटामिन B6 - 2.0 mg
- फोलिक एसिड - 0.3 mg
- विटामिन B12 - 0.0045 mg
- बायोटिन - 0.075 mg
- पैंटोथेनिक एसिड - 2.0 mg
- कैल्शियम - 100 mg
- मैग्नीशियम - 133.3 mg
- ज़िंक - 6.67 mg
- सेलेनियम - 0.02 mg
- तांबा - 0.5 mg
- मैंगनीज़ - 0.67 mg
- क्रोमियम - 0.125 mg

• मोलिब्डेनम - 0.02 mg
• इनोसिटोल - 33.3 mg
• सोया आइसोफ्लेवोन - 8.35 mg
• लाइकोपीन - 0.33 mg

उपयोग के लिए निर्देश: दिन की पहली छमाही में दिन में 2 बार 1 कैप्सूल।

अनुशंसित खुराक: एक दिन में 2 कैप्सूल।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(2 कैप्सूल):
• विटामिन A - 14%
विटामिन C - 33%
विटामिन D3 - 140%
विटामिन E - 66%
विटामिन B1 - 357%
विटामिन B2 - 375%
विटामिन B3 - 74%
विटामिन B6 - 200%
फोलिक एसिड - 300%
विटामिन B12 - 900%
• बायोटिन - 300%
• पैंटोथेनिक एसिड - 67%
• कैल्शियम - 20%
• मैग्नीशियम - 67%
• ज़िंक - 89%
• सेलेनियम - 57%
• तांबा - 100%
• मैंगनीज़ - 67%
• क्रोमियम - 500%
• मोलिब्डेनम - 57%
• इनोसिटोल - 13%
• सोया आइसोफ्लेवोन - 33%
• लाइकोपीन - 13%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. बीएए के घटकों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
2. तंत्रिका उत्तेजना में वृद्धि, अनिद्रा।
3. रक्तचाप में वृद्धि, हृदय गतिविधि की लय का उल्लंघन, गंभीर एथेरोस्क्लेरोसिस।
4. शाम का स्वागत।

तत्वों का प्रकार: विटामिन और खनिज।

शेल्फ जीवन: 3 साल।



NMN

एनएमएन (सेल्यूलोज कैप्सूल, 550 मिलीग्राम)

एंटी-एजिंग देखभाल

सेलुलर मरम्मत का समर्थन करता है

ऊर्जा उत्पादन को उत्तेजित करता है

चयापचय को बढ़ाता है

चिंताएं: उम्र से संबंधित परिवर्तन, ऊर्जा और प्रदर्शन की कमी, विलंबित चयापचय।

सामग्री: निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (एनएमएन), हाइड्रॉक्सीप्रोपाइल मिथाइलसेलुलोज (कैप्सूल शेल), माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (वाहक), क्वेरसेटिन, रेस्वेराट्रोल।, मैग्नीशियम स्टीयरेट (एंटी-केकिंग एजेंट), विटामिन बी 12 (मिथाइलकोबालामिन).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
एनएमएन (निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड) - 250 मिलीग्राम
• क्वेर्सेटिन - 50 mg
• रेसवेराट्रॉल - 50 mg
• विटामिन बी 12 (मिथाइलकोबालामिन) - 8 µg

उपयोग के लिए निर्देश: अधिमानतः सुबह खाली पेट (यह नींद की समस्याओं से बचने में मदद करता है, क्योंकि पूरक सीएनएस को उत्तेजित करता है और ऊर्जा उत्पादन को उत्तेजित करता है)।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 कैप्सूल):
एनएमएन (निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड) - स्थापित नहीं है।
• क्वेर्सेटिन - 167%
• रेसवेराट्रॉल - 167%
विटामिन बी 12 (मिथाइलकोबालामिन) - 800%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. घटकों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
2. गर्भावस्था, स्तनपान अवधि।
3. शाम को रिसेप्शन।

आयु अनुशंसाएँ: पूरक 18 साल की उम्र से लिया जा सकता है, लेकिन यह 35-40 साल की उम्र में शरीर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

कैप्सूल प्रकार: एचपीएमसी कैप्सूल।

पारस्परिक रूप से पूरक तत्व: resveratrol, quercetin, बी विटामिन और coenzyme Q10 के साथ संयुक्त।

शेल्फ जीवन: 3 साल।



OMEGA-3 + VITAMIN D3

ओमेगा -3 + डी 3 (सॉफ्टगेल्स, 700 मिलीग्राम)

मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य का समर्थन करता है

प्रतिरक्षा का समर्थन करता है

प्रदर्शन में सुधार

सामान्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर का समर्थन करता है

सामान्य हृदय समारोह का समर्थन करता है

चिंताएं: शुष्क त्वचा, आंखें, नियमित थकान, प्रदर्शन में कमी, प्रतिरक्षा, नाजुक हड्डियों, कमजोरी के साथ समस्याएं।

सामग्री: समुद्री मछली का तेल, शेल (गेलेटिन, ग्लिसरॉल गाढ़ा, पानी), विटामिन डी 3 (कोलेकैल्सिफेरॉल), मिश्रित टोकोफेरोल (एंटीऑक्सीडेंट).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• प्यूफा ओमेगा 3 - 450 मिलीग्राम
ओमेगा 3 - 350 मिलीग्राम (ईपीए और डीएचए का योग)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• विटामिन D3 - 0.025 mg

उपयोग के लिए निर्देश: दिन की पहली छमाही, खाली पेट पर या भोजन के आधे घंटे बाद, गर्म या ठंडे पानी से धो लें।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल दिन में 1-2 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 कैप्सूल):
• ओमेगा -3 पुफा - 22.5 प्रतिशत
• EPA - 42%
• DHA - 14.3%
विटामिन D3 - 250%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने (4 सप्ताह) 1-2 महीने के अंतराल पर एक वर्ष में 3-4 बार दोहराएं।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. समुद्री भोजन के लिए एलर्जी प्रतिक्रियाएं।
2. 3 साल से कम उम्र के बच्चे।
3. उत्पाद बनाने वाले पदार्थों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।

4. रक्तस्राव या रक्त के थक्के विकार।
5. ब्रोन्कियल अस्थमा।
6. जिगर की बीमारी।
7. तीव्र या पुरानी अवधि में जठरांत्र संबंधी मार्ग के विभिन्न विकृति।
8. पोस्टऑपरेटिव समय।
9. जो लोग सर्जरी के बाद पुनर्वास की अवधि से गुजर रहे हैं या विभिन्न एटियलीज की चोटें हैं, हम अनुशंसा करते हैं कि आप प्रवेश शुरू करने या फिर से शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें।
10. विटामिन डी हाइपरविटामिनोसिस।
11. हाइपरकैल्सिरिया।
12. , यूरोलिथियासिस।
13. सारकॉइडोसिस।
14. तीव्र क्रोनिक यकृत और गुर्दे की बीमारियां, गुर्दे की विफलता।
15. फुफ्फुसीय तपेदिक का सक्रिय रूप।

तत्व प्रकार: PUFA + वसा में घुलनशील विटामिन।

परस्पर पूरक तत्व: कोलेजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, coenzyme Q10, लेसिथिण, विटामिन बी, सी, K2।

परस्पर विरोधी तत्व: ओमेगा -3 लोहे, तांबे और जस्ता की जैव उपलब्धता को कम करता है, 2-3 घंटे के अंतर के साथ लेता है; विटामिन ए, ई के साथ विटामिन डी 3 संघर्ष।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



OMEGA-3 90%

ओमेगा -3 90% (सॉफ्टगेल्स, 700 मिलीग्राम)

सामान्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर का समर्थन करता है

प्रदर्शन में सुधार

सामान्य हृदय समारोह का समर्थन करता है

चिंताएं: शुष्क त्वचा, आंखें, नियमित थकान, प्रदर्शन में कमी, प्रतिरक्षा के साथ समस्याएं, कमजोरी।

सामग्री: मछली का तेल, शेल (गेलेटिन, ग्लिसरॉल गाढ़ा, पानी), टोकोफेरोल का एंटीऑक्सीडेंट मिश्रण (एंटीऑक्सीडेंट).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• प्यूफा ओमेगा 3 - 450 मिलीग्राम
ओमेगा 3 - 350 मिलीग्राम (ईपीए और डीएचए का योग)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

उपयोग के लिए निर्देश: दिन की पहली छमाही, खाली पेट पर या भोजन के आधे घंटे बाद, गर्म या ठंडे पानी से धो लें।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल दिन में 1-3 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत (3 कैप्सूल):
• ओमेगा -3 पुफा - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने (4 सप्ताह) 1-2 महीने के अंतराल पर एक वर्ष में 3-4 बार दोहराएं।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. समुद्री भोजन के लिए एलर्जी प्रतिक्रियाएं।
2. 3 साल से कम उम्र के बच्चे।
3. उत्पाद बनाने वाले पदार्थों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
4. रक्तस्राव या रक्त के थक्के विकार।
5. ब्रोन्कियल अस्थमा।
6. जिगर की बीमारी।

7. तीव्र या पुरानी अवधि में जठरांत्र संबंधी मार्ग के विभिन्न विकृति।
8. पोस्टऑपरेटिव समय।
9. जो लोग सर्जरी के बाद पुनर्वास की अवधि से गुजर रहे हैं या विभिन्न एटियलीज की चोटें हैं, उन्हें ओमेगा -3 लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

तत्व प्रकार: PUFA।

परस्पर पूरक तत्व: कोलेजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोएंजाइम Q10, लेसिथिण, विटामिन ए, ई, बी, सी, डी।

संघर्ष तत्व: लोहे, तांबे और जस्ता की जैव उपलब्धता को कम करता है, 2-3 घंटे के अंतर के साथ लेता है।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



OMEGA-3 60% MINI

ओमेगा -3 60% (सॉफ्टजेल, 300 मिलीग्राम)

तनाव हार्मोन को दबाता है

सामान्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर का समर्थन करता है

सामान्य हृदय समारोह का समर्थन करता है

चिंताएं: शुष्क त्वचा, आंखें, नियमित थकान और कमजोरी, प्रदर्शन में कमी, प्रतिरक्षा के साथ समस्याएं।

सामग्री: मछली का तेल, खोल (गेलेटिन, ग्लिसरॉल गाढ़ा, पानी), मिश्रित टोकोफेरोल (एंटीऑक्सीडेंट).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• प्यूफा ओमेगा 3 - 300 मिलीग्राम
ओमेगा 3 - 275 मिलीग्राम (ईपीए और डीएचए का योग)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

उपयोग के लिए निर्देश: दिन की पहली छमाही, खाली पेट पर या भोजन के आधे घंटे बाद, गर्म या ठंडे पानी से धो लें।

अनुशंसित खुराक: दिन में 1-3 बार 2 कैप्सूल।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(2 कैप्सूल):
• ओमेगा -3 पुफा - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने (4 सप्ताह) 1-2 महीने के अंतराल पर एक वर्ष में 3-4 बार दोहराएं।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. समुद्री भोजन के लिए एलर्जी प्रतिक्रियाएं।
2. 3 साल से कम उम्र के बच्चे।
3. उत्पाद बनाने वाले पदार्थों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
4. रक्तस्राव या रक्त के थक्के विकार।
5. ब्रोन्कियल अस्थमा।
6. जिगर की बीमारी।

7. तीव्र या पुरानी अवधि में जठरांत्र संबंधी मार्ग के विभिन्न विकृति।
8. पोस्टऑपरेटिव समय।
9. जो लोग सर्जरी के बाद पुनर्वास की अवधि से गुजर रहे हैं या विभिन्न एटियलीज की चोटें हैं, उन्हें ओमेगा -3 लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

तत्व प्रकार: PUFA।

परस्पर पूरक तत्व: कोलेजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोएंजाइम Q10, लेसिथिण, विटामिन ए, ई, बी, सी, डी।

संघर्ष तत्व: लोहे, तांबे और जस्ता की जैव उपलब्धता को कम करता है, 2-3 घंटे के अंतर के साथ लेता है।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



PROBIOTIC COMPLEX

विटामिन के साथ प्रोबायोटिक कॉम्प्लेक्स (हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 788 मिलीग्राम)

चयापचय और ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करता है

प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है

एंटीऑक्सीडेंट संरक्षण

स्वस्थ आंत वनस्पतियों का समर्थन और पुनर्स्थापित करता है

चिंताएं: पाचन विकार, कमजोर प्रतिरक्षा, तनाव और बढ़े हुए भार, असंतुलित पोषण।

सामग्री: माल्टोडेक्सट्रिन, जिलेटिन कैप्सूल (गेलैटिन), एल - एस्कॉर्बिक एसिड, जिंक bisglycinate, सूखी टोकोफेरिल एसीटेट 50%, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बिफिडोबैक्टीरियम लोंगम सबस्प। लोंगम, बिफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस सबस्प। लैक्टिस, निकोटिनमाइड, स्टेरिक एसिड का मैग्नीशियम नमक (एंटी-केकिंग एजेंट), कैल्शियम pantothenate, पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, राइबोफ्लेविन.

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
Lactobacillus acidophilus - 2×10^9 CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - 2×10^9 CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 2×10^9 CFU
• विटामिन C - 45 mg
• ज़िंक - 12.3 mg
• विटामिन E - 10 mg
• विटामिन B3 - 18 mg
• विटामिन B5 - 5 mg
• विटामिन B6 - 2 mg
• विटामिन B2 - 1.6 mg
उपयोग के लिए निर्देश: 1 कैप्सूल भोजन के साथ दिन में 1 बार।

अनुशंसित खुराक: 1 कैप्सूल प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 कैप्सूल):
• Lactobacillus acidophilus - 4000%
• बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम सबस्प। लॉन्गम - 400%
• बिफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस सबस्प। लैक्टिस - 400%
• विटामिन C - 75%
• ज़िंक - 82%
• विटामिन E - 100%
विटामिन B3 - 100%
विटामिन B5 - 83%
विटामिन B6 - 100%
विटामिन B2 - 100%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. घटकों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
2. गर्भावस्था, स्तनपान।

शेल्फ जीवन: 3 साल।



VITAMIN C
विटामिन सी (20 प्रति ट्यूब, 3.8 जी)

प्रतिरक्षा का समर्थन करता है

एंटीऑक्सीडेंट कार्रवाई

सामान्य ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं का समर्थन करता है

चिंताएं: दक्षता में कमी, सुस्ती, कमजोरी, उनींदापन, संक्रमण के प्रतिरोध को कम करना, विभिन्न बीमारियों में वसूली को धीमा करना।

सामग्री: ग्लूकोज, विटामिन सी (एल एस्कॉर्बिक एसिड), अम्लता नियामक: सोडियम बाइकार्बोनेट, निर्जल साइट्रिक एसिड, पॉलीथीन ग्लाइकोल स्टेबलाइजर, प्राकृतिक स्वाद "नारंगी", Aspartame स्वीटनर, प्राकृतिक रंग: राइबोफ्लेविन। चीनी और स्वीटनर शामिल हैं। फेनिलालेनिन का स्रोत होता है.

1 टैबलेट में सक्रिय पदार्थ की सामग्री:
विटामिन C - 900 mg

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: सुबह नाश्ते से 30 मिनट पहले, पानी से धो लें।

अनुशंसित खुराक: 1 टेबल प्रति दिन 1 बार।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 टैबलेट):
विटामिन C - 1500%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने (4 सप्ताह) 1-2 महीने के अंतराल पर एक वर्ष में 3-4 बार दोहराएं।

प्रति कंटेनर गोलियाँ: 20 टुकड़े।

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि।
2. नेफ्रोलिथियासिस।
3. हेमोक्रोमैटोसिस (अतिरिक्त लोहा)।
4. रक्त के थक्के, थ्रोम्बोफ्लिबिटिस और घनास्त्रता की प्रवृत्ति वाले रोगियों के साथ-साथ मधुमेह मेलिटस और उच्च रक्त शर्करा के साथ स्थितियों में बड़ी खुराक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

तत्व प्रकार: पानी में घुलनशील।

आपसी पूरक तत्व: विटामिन ए, ई, बी 5, बी 9।

परस्पर विरोधी तत्व: विटामिन बी 1, बी 12, तांबा।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



VITAMIN D3

विटामिन डी 3 2000 आईयू (सॉफ्टगेल्स, 700 मिलीग्राम)

प्रतिरक्षा का समर्थन करता है

मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य का समर्थन करता है

चिंताएं: नाजुक हड्डियों, ऑस्टियोपोरोसिस, प्रतिरक्षा में कमी।

सामग्री: वनस्पति तेल (जैतून), शेल (गेलेटिन, ग्लिसरीन (मोटाई), पानी), विटामिन डी 3 (कोलेकैल्सिफेरॉल), टोकोफेरोल का मिश्रण (एंटीऑक्सीडेंट).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
विटामिन D3 - 50 mcg

उपयोग के लिए निर्देश: अधिमानतः सुबह भोजन के साथ, गर्म या ठंडे पानी से धोया जाता है।

अनुशंसित खुराक: एक दिन में 1 कैप्सूल।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 कैप्सूल):
विटामिन D3 - 500%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 2-3 महीने (8-12 सप्ताह) 6-12 महीने के अंतराल पर दोहराएं।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 90 इकाइयों।

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि।
2. विटामिन डी हाइपरविटामिनोसिस।
3. हाइपरकैल्सिरिया।
4. मूत्र पत्थर।
5. सारकॉइडोसिस।
6. तीव्र क्रोनिक यकृत और गुर्दे की बीमारियां, गुर्दे की विफलता।
7. फुफ्फुसीय तपेदिक का सक्रिय रूप।

तत्व प्रकार: वसा में घुलनशील।

परस्पर पूरक तत्व: कैल्शियम (कम से कम 2 घंटे के अंतराल के साथ डी 3 के साथ संयोजन में लें), फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओमेगा -3, विटामिन के 2।

विरोधी तत्वों: लोहा, विटामिन ए, ई।

शेल्फ जीवन: 3 साल।



VITAMIN D3 SPRAY

विटामिन डी 3 2000 आईयू (स्प्रे, 30 मिलीलीटर)

प्रतिरक्षा का समर्थन करता है

मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य का समर्थन करता है

चिंताएं: नाजुक हड्डियों, ऑस्टियोपोरोसिस, प्रतिरक्षा में कमी।

सामग्री: परिष्कृत वनस्पति तेल, प्राकृतिक स्वाद, कोलेकैल्सिफेरॉल (विटामिन डी 3).

1 प्रेस में सक्रिय पदार्थ की सामग्री:
विटामिन D3 - 50 mcg

उपयोग के लिए निर्देश: उपयोग करने से पहले बोतल हिलाओ। भोजन के दौरान जीभ के नीचे प्रति दिन 1 खुराक (1 डिस्पेंसर सिर का प्रेस) लें, अधिमानतः सुबह में।

अनुशंसित खुराक: एक दिन में 1 टैप करें।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(1 डिस्पेंसर का प्रेस):
विटामिन D3 - 1000%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1-2 महीने (4-8 सप्ताह), यदि आवश्यक हो, तो रिसेप्शन दोहराया जा सकता है।

वॉल्यूम: 30 ml.

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि।
2. विटामिन डी हाइपरविटामिनोसिस।
3. हाइपरकैल्सिरिया।
4. मूत्र पत्थर।
5. सारकॉइडोसिस।
6. तीव्र क्रोनिक यकृत और गुर्दे की बीमारियां, गुर्दे की विफलता।
7. फुफ्फुसीय तपेदिक का सक्रिय रूप।
8. घटकों की व्यक्तिगत असहिष्णुता।

तत्व प्रकार: वसा में घुलनशील।

परस्पर पूरक तत्व: कैल्शियम (कम से कम 2 घंटे के अंतराल के साथ डी 3 के साथ संयोजन में लें), फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओमेगा -3, विटामिन के 2।

विरोधी तत्वों: लोहा, विटामिन ए, ई।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



WOMEN'S FORMULA

महिलाओं के मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स (सेल्यूलोज कैप्सूल, 580 मिलीग्राम)

विटामिन और खनिज की कमी को ठीक करता है।

चयापचय में सुधार

हार्मोनल संतुलन और महिलाओं के स्वास्थ्य का समर्थन करता है

हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है

स्वस्थ त्वचा, बालों और नाखूनों को बनाए रखता है

तंत्रिका तंत्र का समर्थन करता है और तनाव को कम करता है

चिंताएं: प्रतिरक्षा में कमी, सामान्य कमजोरी, बढ़ी हुई चिड़चिड़ापन, स्मृति हानि, नींद विकार।

सामग्री: कैल्शियम कार्बोनेट, कैप्सूल संरचना: हाइड्रॉक्सीप्रोपाइल मिथाइलसेलुलोज (शेल), मैग्नीशियम साइट्रेट, एल - एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी), पोटेशियम साइट्रेट, इनोसिटोल, साइट्रस बायोफ्लेवोनोइड्स, कोलीन बिटरेट (कोलाइन), अमेरिकी जिनसेंग निकालें, दूध थीस्ल निकालने, एंजेलिका रूट निकालें, बियरबेरी निकालें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड (एंटी-केकिंग एजेंट), निकोटिनमाइड (नियासिन), आयरन बिस्ग्लिसिनेट, जिंक साइट्रेट, मैग्नीशियम स्टीयरेट (एंटी-केकिंग एजेंट), डीएल - अल्फा-टोकोफेरोल (विटामिन ई), डी - कैल्शियम pantothenate (pantothenic एसिड), थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी 1), राइबोफ्लेविन (विटामिन बी 2), पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी 6), मैंगनीज ग्लूकोनेट, कॉपर ग्लूकोनेट, रेटिनोल (विटामिन ए), क्रोमियम पिकोलिनेट, कैल्शियम एल-मिथाइलफोलेट (फोलिक एसिड), पोटेशियम आयोडाइड, एल - सेलेनोमेथियोनीन, डी - बायोटिन (बायोटिन), मोलिब्डेनम ग्लाइसीनेट, मेनाक्विनोन (विटामिन के 2), कोलेकैल्सिफेरॉल (विटामिन डी 3), मिथाइलकोबालामिन (विटामिन बी 12).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
• विटामिन A - 0.1 mg
• विटामिन C - 80 mg
• विटामिन D3 - 0.003 mg
• विटामिन E - 3.33 mg
विटामिन B1 - 1.0 mg
विटामिन B2 - 1.0 mg
• विटामिन B3 - 6.5 mg
• विटामिन B6 - 1.0 mg
• फोलिक एसिड - 0.05 mg
• विटामिन B12 - 0.003 mg
• बायोटिन - 0.015 mg
• पैंटोथेनिक एसिड - 2.0 mg
• कोलीन - 30.0 mg
• कैल्शियम - 100.0 mg
• आयरन - 6.0 mg
• आयोडीन - 0.05 mg
• मैग्नीशियम - 100.0 mg

• ज़िंक - 5.0 mg
• सेलेनियम - 0.02 mg
• तांबा - 0.5 mg
• मैंगनीज़ - 0.65 mg
• क्रोमियम - 0.05 mg
• मोलिब्डेनम - 0.015 mg
• इनोसिटोल - 30.0 mg

उपयोग के लिए निर्देश: दिन की पहली छमाही में दिन में 2 बार 1 कैप्सूल।

अनुशंसित खुराक: एक दिन में 2 कैप्सूल।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत
(2 कैप्सूल):
• विटामिन A - 25%
विटामिन C - 267%
विटामिन D3 - 120%
विटामिन E - 67%
विटामिन B1 - 143%
विटामिन B2 - 125%
विटामिन B3 - 72%
विटामिन B6 - 100%
• फोलिक एसिड - 50%
विटामिन B12 - 600%
• बायोटिन - 60%
• पैंटोथेनिक एसिड - 67%
• कोलीन - 12%
• कैल्शियम - 20%
• आयरन - 86%
• आयोडीन - 67%
• मैग्नीशियम - 50%
• ज़िंक - 67%
• सेलेनियम - 57%
• तांबा - 100%
• मैंगनीज़ - 65%
• क्रोमियम - 200%
• मोलिब्डेनम - 43%
• इनोसिटोल - 12%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. बीएए के घटकों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
2. तंत्रिका उत्तेजना में वृद्धि, अनिद्रा।
3. रक्तचाप में वृद्धि, हृदय गतिविधि की लय का उल्लंघन, गंभीर एथेरोस्क्लेरोसिस।
4. शाम का स्वागत।
5. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सिफारिश पर और एक डॉक्टर की देखरेख में लेने के लिए।

तत्वों का प्रकार: विटामिन और खनिज।

शेल्फ जीवन: 3 साल।



ZINC PICOLINATE

जिंक पिकोलिनेट (हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 350 मिलीग्राम)

सीबम उत्पादन को नियंत्रित करता है

सेक्स हार्मोन उत्पादन का समर्थन करता है

हृदय प्रणाली को मजबूत करता है

ऊतक उत्थान का समर्थन करता है

चिंताएं: प्रतिरक्षा में कमी, त्वचा पर चिकना चमक और सूजन, पुरुषों के स्वास्थ्य में गिरावट।

सामग्री: माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज (E460i, वाहक), जिंक पिकोलिनेट, कैप्सूल (हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइलसेल्यूलोज (E464, मोटा होना) या जिलेटिन).

1 कैप्सूल में सक्रिय पदार्थ सामग्री:
ज़िंक - 21.9 mg

उपयोग के लिए निर्देश: एक खाली पेट पर प्रति दिन 1 कैप्सूल।

अनुशंसित खुराक: एक दिन में 1 कैप्सूल।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत (1 कैप्सूल):
ज़िंक - 146%

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: यदि आवश्यक हो तो 1 महीने (4 सप्ताह) दोहराया जा सकता है।

कैप्सूल प्रति कंटेनर: 60.

मतभेद:
1. घटकों के लिए व्यक्तिगत असहिष्णुता।
2. गर्भावस्था, स्तनपान की अवधि।
3. गुर्दे की विफलता।

तत्व प्रकार: खनिज।

पारस्परिक पूरक तत्व: समूह बी, सी, मैग्नीशियम के विटामिन।

विरोधाभासी तत्व: लोहे की उच्च खुराक, कैल्शियम।

शेल्फ जीवन: 2 साल।



COLLAGEN

अनार-स्वाद कोलेजन जेली (30 छड़ें, 20 जी प्रत्येक)

संयोजी ऊतक को मजबूत करता है

स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखून

उम्र बढ़ने को धीमा करता है

त्वचा टोन और दृढ़ता में सुधार

चिंताएँ: सूखापन, त्वचा का निर्जलीकरण, भंगुर सूखे बाल, हानि और अनुभाग, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, झुर्रियाँ।

सामग्री: अनार का रस ध्यान केंद्रित, पानी, मछली कोलेजन, खाद्य जेल (लोकस्ट बीन गम, जिंक गम, ग्लूकोज, अगर-अगर, इमली गम), एस्कॉर्बिक एसिड, कृत्रिम अनार स्वाद, हाइलूरोनिक एसिड.

1 छड़ी में सक्रिय पदार्थ की सामग्री:
• मछली का कोलेजन - 2000 mg
• विटामिन C - 100 mg
• हायल्यूरोनिक एसिड - 15.2 mg

उपयोग के लिए निर्देश: भोजन और दिन के समय की परवाह किए बिना।

अनुशंसित खुराक: 1-2 एक दिन चिपक जाती है।

अनुशंसित दैनिक खुराक में दैनिक संदर्भ सेवन का प्रतिशत (2 छड़ें):
कोलेजन - स्थापित नहीं है।

अनुशंसित उपचार पाठ्यक्रम: 1 महीने (4 सप्ताह) 1 महीने के अंतराल पर दोहराएं।

मतभेद:
1. उत्पाद के घटकों के लिए एलर्जी या अतिसंवेदनशीलता।
2. गर्भावस्था, स्तनपान की अवधि।

तत्व प्रकार: पानी में घुलनशील।

परस्पर पूरक तत्व: विटामिन सी, कोएंजाइम Q10, ओमेगा -3।

संघर्ष तत्व: कोई सिफारिश नहीं है।

शेल्फ जीवन: 2 साल।