

Katalog Distributor

PERANGKAT KECANTIKAN 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Diagram garis pijat 196

AKSESORI 197

RENGA 199

WAU

PERAWATAN KULIT 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

PERAWATAN KULIT 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

SUPLEMEN 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN'S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN'S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



PERANGKAT



AI NEW - Alat pijat untuk kulit di sekitar mata

Perawatan kontur mata

Menghaluskan kerutan

Mengurangi bengkak & lingkaran hitam

Masalah kulit: lingkaran gelap dan kantung di bawah mata, kerutan pada wajah dan di sudut mata, tanda awal penuaan, bengkak, dan kulit kusam.

BAHAN : Plastik ABS.

BERAT: 94 g.

FUNGSI:

EMS menggunakan arus listrik untuk menstimulasi otot. Arus mencapai lapisan otot dan merangsang kontraksi sehingga membantu mengencangkan kulit, mendukung produksi kolagen dan elastin, meningkatkan elastisitas, serta mengurangi bengkak.

RF - Energi frekuensi radio, yang menghangatkan lapisan dalam kulit (dermis) hingga sekitar 40-55 °C, yang merangsang produksi kolagen dan meningkatkan elastisitas kulit. Dalam beberapa kasus, panas juga dapat mempercepat metabolisme sel lemak (misalnya di area dagu kedua). Pada perangkat rumah tangga, suhu pada permukaan kulit biasanya 38-45 °C untuk penggunaan yang aman.

Cahaya LED merah membantu melancarkan sirkulasi, mengurangi peradangan, bengkak dan nyeri, serta menyamarkan pigmentasi. Cocok untuk semua jenis kulit. Cahaya merah menembus lebih dalam daripada cahaya lain dan bekerja pada fibroblas, yaitu sel penghasil kolagen, sehingga mendukung peremajaan kulit dan perawatan tanda penuaan.

FITUR:
1. Dilengkapi dudukan untuk menyimpan dan mengisi daya perangkat dengan mudah.
2. Dikendalikan dengan 1 tombol. Tekan dan tahan untuk menyalakan perangkat agar tidak aktif tanpa sengaja saat dibawa.
3. Tersedia 2 mode: EMS + LED merah dan RF + LED merah.
4. Indikator merah menunjukkan RF, sedangkan indikator biru menunjukkan EMS.
5. Kepala alat dibuat dengan sudut yang sesuai untuk area di sekitar mata.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Tekan dan tahan tombol daya untuk menyalakan perangkat.
2. Perangkat memiliki 2 mode: RF + LED merah dan EMS + LED merah. Tekan tombol daya untuk mengganti mode. Indikator merah menunjukkan RF + LED merah dan indikator biru menunjukkan EMS + LED merah.
3. Tekan dan tahan tombol daya untuk mematikan perangkat.
4. Perangkat mati otomatis setelah digunakan terus-menerus selama 10 menit.

CARA MENGGUNAKAN:

Mode RF + LED merah
1. Tekan dan tahan tombol daya untuk menyalakan perangkat, lalu pilih RF + LED merah (indikator merah).
2. Oleskan gel pijat konduktif. Tempelkan kepala alat ke kulit dan gerakkan perlahan mengikuti garis pijat di sepanjang tulang rongga mata, dari sudut dalam ke sudut luar, lalu menjauh dari sudut luar. Beralihlah ke mata lainnya setiap 2 menit. Catatan: Gelombang radio menghangatkan dermis. Gerakkan kepala alat terus-menerus dan jangan menahannya pada satu titik agar kulit tidak terbakar. Bunyi pengingat terdengar setiap 10 detik.

Mode EMS + LED merah
1. Tekan dan tahan tombol daya untuk menyalakan perangkat, lalu pilih EMS + LED merah (indikator biru).
2. Oleskan gel pijat konduktif. Tempelkan kepala alat ke kulit dan gerakkan perlahan sepanjang garis pijat pada tulang rongga mata atau lengkung alis, dari sisi dalam ke luar. Beralihlah ke mata lainnya setiap 2 menit.

FREKUENSI DAN DURASI PENGOBATAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	KEMUDIAN
BAWAH MATA / LINGKARAN GELAP	Malam, sebelum tidur. EMS: 5-7 menit (3-3,5 menit per mata). RF: 5-7 menit (3-3,5 menit per mata). Lakukan dua hari sekali.	Malam, sebelum tidur. EMS: 5-7 menit (3-3,5 menit per mata). RF: 5-7 menit (3-3,5 menit per mata). Lakukan dua hari sekali.	Istirahat 1 minggu (minimal 5 hari).	Ulangi.	kursus 2 minggu. istirahat 1 minggu. Ulangi kursus 2 minggu. Lanjutkan siklus ini.
Kulit kering atau kurang kencang	Pagi. RF: 7 menit (3,5 menit per mata). EMS: 2-3 menit (1,5 menit per mata). Setiap 3 hari sekali.	Pagi. RF: 7 menit (3,5 menit per mata), setiap 3 hari sekali. EMS: 2-3 menit (1,5 menit per mata), tidak lebih dari 3 kali seminggu.	Pagi. RF: 7 menit (3,5 menit per mata), setiap hari. EMS: 2-3 menit (1,5 menit per mata). Mode dapat digunakan secara terpisah. Tidak lebih dari 3 kali seminggu.	istirahat 1 minggu.	Ulangi kursus 4 minggu selama 2 bulan. Istirahat 1 bulan. Ulangi kursus 4 minggu selama 2 bulan.

KONTRAINDIKASI:
1. Jika ada kontraindikasi medis, konsultasikan dengan dokter kulit sebelum menggunakan perangkat.
2. Jangan gunakan perangkat jika Anda sensitif terhadap cahaya.
3. Jangan gunakan pada kulit pecah-pecah, luka terbuka, penyakit kulit, jerawat berat, kulit terbakar matahari, atau infeksi kulit.
4. Jangan gunakan pada kelopak mata atas atau bawah, bola mata, atau selaput lendir mata.
5. Jangan gunakan pada tahi lalat, kutil, rambut yang tumbuh ke dalam, atau kulit yang mengalami iritasi.
6. Jangan berbagi perangkat dengan orang lain karena bakteri dapat berpindah dan menyebabkan infeksi serius.

PERINGATAN:
1. Jangan membasahi kabel pengisi daya atau merendam perangkat dalam air.
2. Jangan mengisi daya di tempat perangkat dapat terkena air, seperti kamar mandi, area pancuran, atau dekat kolam renang.
3. Jangan membuang perangkat ke dalam api.
4. Gunakan hanya kabel pengisi daya yang disertakan.
5. Untuk menghindari cedera, hentikan penggunaan jika aksesori atau kabel pengisi daya rusak.
6. Jika kabel pengisi daya rusak, ganti dengan kabel asli untuk menghindari bahaya.
7. Isi daya hingga penuh setidaknya setiap 2 bulan untuk memperpanjang umur baterai.
8. Perangkat ini tidak ditujukan bagi anak di bawah 12 tahun atau orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental maupun yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai, kecuali dengan pengawasan.
9. Jangan gunakan perangkat yang tampak rusak. Jangan membongkar atau memperbaikinya sendiri karena dapat menyebabkan cedera serius pada mata atau kulit, sengatan listrik, atau kematian.

10. Gunakan perangkat hanya sesuai peruntukannya dan menurut petunjuk ini.
11. Isi daya, gunakan, dan simpan perangkat pada suhu 5-35 °C.
12. Jangan gunakan perangkat jika dalam 2 minggu terakhir Anda menjalani prosedur kosmetik seperti pengelupasan kimia atau mekanis, pelapisan ulang kulit dengan laser, laser fraksional, mesoterapi, suntik filler, atau prosedur pembentukan wajah lainnya.

Isi kemasan: (1) alat pijat, (2) dudukan pengisi daya, (3) kabel USB-C, (4) kantong penyimpanan, (5) kain pembersih, (6) petunjuk penggunaan.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 2 h

WAKTU OPERASI: 40 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: 10 min

FREKUENSI RF: 1MHz

FREKUENSI EMS: 20KHz

EMS SAAT INI: 166 mA

PANJANG GELOMBANG lampu LED MERAH: 630 nm

BENTUK GELOMBANG: bentuk gelombang persegi panjang simetris bifasik

TAHAN AIR: IPX4



AKARI - PIJAT PERAWATAN MATA

Mengangkat kontur mata

Mengurangi kerutan

Mengurangi bengkak

Mencerahkan lingkaran hitam

KEKHAWATIRAN: kerutan wajah (“kaki gagak”), kerutan di area sekitar mata, hilangnya elastisitas dan kendurnya kulit kelopak mata, lingkaran hitam, bengkak di pagi hari, bengkak (“kantong” di bawah mata), ketegangan otot dan kelelahan mata setelah lama bekerja di belakang layar.

BAHAN: Plastik ABS, plastik PC, paduan seng (elektroda).

BERAT: 137 g (perangkat), 82 g (basis pengisian daya).

FUNGSI:

RF - Lifting (40-43 °C) - menembus lapisan dalam kulit dan menghangatkan jaringan dengan lembut hingga 40-43 °C, sehingga serat kolagen yang ada langsung berkurang, dan fibroblas mulai aktif memproduksi kolagen dan elastin baru. Hasilnya, kulit di sekitar mata langsung kencang dan padat, serta dengan pemakaian teratur, kerutan di wajah bisa dihaluskan.

EMS (ELEKTROMIOSTIMULASI) - EMS bekerja pada zona periorbital dengan impuls berkekuatan rendah (7,52-8,56 mA), menyebabkan kontraksi ritmis dan relaksasi otot melingkar mata. Ini memperkuat kerangka otot kelopak mata, mengangkat sudut luar mata dan mengembalikan warna dan elastisitas kulit di sekitar mata.

Fototerapi (LED) adalah metode pemaparan gelombang cahaya dengan panjang berbeda yang menembus hingga kedalaman tertentu pada kulit dan diserap oleh sel sehingga memicu proses regenerasi alami.

Spektrum merah (620-630 nm) memicu peremajaan dan regenerasi kulit, mengembalikan kesegaran dan kilau alami pada pandangan.

Spektrum kuning (587-592 nm) menenangkan kulit sensitif, mengaktifkan drainase limfatik dan meningkatkan ekskresi cairan stagnan. Hasilnya, bengkak berkurang, lingkaran hitam di bawah mata menjadi lebih cerah, dan tekstur kulit menjadi rata.

Mode pendinginan (15 ± 5 ° C) - menyebabkan penyempitan pembuluh permukaan dan pori-pori secara instan, memberikan drainase limfatik yang cepat dan efek menyegarkan. Dingin meredakan pembengkakan di pagi hari, bengkak dan “kantong” di bawah mata, dan juga menenangkan kulit.

GETARAN (11000 rpm) - memberikan pijatan mikro lembut yang meredakan kejang dan ketegangan pada otot orbicularis oculi setelah bekerja atau membaca di depan komputer. Prosedur ini mengaktifkan sirkulasi darah dan drainase limfatik, sehingga meningkatkan permeabilitas kulit terhadap produk perawatan kulit.

FITUR:
1. 3 tingkat intensitas EMS memungkinkan Anda memilih program perawatan individu berdasarkan sensitivitas kulit Anda.
2. Fungsi memori: Perangkat secara otomatis menyimpan tingkat dan mode intensitas EMS yang terakhir dipilih.
3. 3 mode preset di mana metode eksposur yang berbeda saling melengkapi dan memperkuat untuk efek yang nyata.
4. Pengatur waktu cerdas memantau waktu prosedur yang tepat dan secara otomatis mematikan perangkat, mencegah kelebihan beban dan panas berlebih pada kulit.
5. 5 teknologi: Pengangkatan RF, stimulasi EMS, pendinginan, pijat getaran, dan lampu LED (merah dan kuning) digabungkan dalam satu perangkat ringkas untuk menyelesaikan semua masalah zona periorbital.
6. Basis pengisi daya tidak hanya menyediakan penyimpanan vertikal estetika di meja toilet, tetapi juga pengisian daya nirkabel yang nyaman.
7. Kontrol sederhana dan intuitif: hanya 2 tombol yang pas di bawah jari Anda.
8. Elektroda mulus: permukaan yang benar-benar halus untuk geseran yang higienis dan halus tanpa melukai kulit.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Hidup/mati: Tekan tombol daya selama 1,5 detik (pengaktifan akan dikonfirmasi dengan bunyi bip singkat). Secara default, perangkat dimulai dalam mode 1.
2. Peralihan mode: tekan sebentar tombol daya untuk pemilihan siklus:
Mode 1: RF + EMS + Lampu LED Merah Mode 2: EMS + Getaran (LED mati) Mode 3: EMS + Pendinginan + Lampu LED Kuning
3. Penyesuaian Intensitas EMS: Tekan sebentar tombol Kontrol
Intensitas untuk pemilihan level:
Lemah (Level 1) - segmen kanan tombol menyala. Tengah (Level 2) - segmen kanan dan bawah tombol menyala. Kuat (Level 3) - segmen kiri, kanan dan bawah tombol menyala.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Uji sensitivitas (wajib sebelum digunakan pertama kali):
Oleskan gel konduktif pada sisi dalam lengan bawah, lalu tempelkan kepala alat dalam kondisi mati.
2. Nyalakan perangkat dan lakukan sesi 10 menit penuh dalam mode 1. Jika terjadi sensasi terbakar yang parah, hentikan pengujian. Evaluasi kulit setelah 6 jam. Jika tidak ada kemerahan dan gatal, alat ini cocok untuk Anda. Caranya: Bersihkan wajah dan area sekitar mata. Jika Anda memakai lensa kontak, lepaskan sebelum sesi.
3. Mengoleskan gel: oleskan secukupnya konduktor gel kontak khusus atau serum pelembab berbahan dasar air ke area sekitar mata. Produk tidak boleh mengandung minyak dan asam (AHA, BHA, PHA, retinol, vitamin C konsentrasi tinggi).

4. Melakukan pemijatan: nyalakan alat pijat, pilih mode dan mulailah melakukan pemijatan dengan lancar
di jalur pijat:
• Kelopak mata atas: dari sudut dalam ke sudut luar, bergerak ketat sepanjang garis tulang orbital di bawah alis.
• Kelopak mata bagian bawah: mulus dari sudut mata bagian dalam hingga tulang orbital bagian luar.
Kuil: pijatan melingkar yang lembut. Penting: Selama prosedur, jaga agar perangkat selalu bergerak. Jangan menyimpannya di satu tempat agar tidak terlalu panas dan terbakar! Jangan melebihi batas sesi 10 menit.
5. Penyelesaian: Oleskan krim mata seperti biasa. Bersihkan perangkat dengan iklanamp, kain tidak berbulu.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI
PAGI BENGKAK / BEMBAK / LINGKARAN GELAP	PAGI	Mode 3: EMS + Pendinginan + Lampu LED Kuning (Merawat bengkak dan bercahaya). Durasi: 3 menit.	3-4 kali seminggu
GARIS EKSPRESI/ KELEPATAN/HILANGNYA KETEPATAN KELOPAK MATA	MALAM	Mode 1: "RF + EMS + Lampu LED Merah" (Pengangkatan anti penuaan) Durasi: hingga 10 menit	3-4 kali seminggu
KETEGANGAN OTOT DAN KElelahan MATA	Malam hari atau sesuai kebutuhan	Mode 2: "EMS + Getaran" (Relaksasi dan drainase limfatik) Durasi: hingga 10 menit	Sesuai kebutuhan, umumnya 3-4 kali/ minggu.

KONTRAINDIKASI:
1. Dilarang menggunakan langsung pada bola mata, pada kelopak mata atas dan bawah, selaput lendir mulut, hidung atau alat kelamin.
2. Penyakit jantung, adanya alat pacu jantung atau alat kesehatan elektronik lainnya yang ditanamkan.
3. adanya implan logam, peniti, benang emas langsung di area pengolahan.
4. Operasi mata baru-baru ini atau prosedur estetika medis di zona periorbital.
5. adanya luka, lecet, retak, eksim, dermatitis, jerawat parah, luka bakar (termasuk sinar matahari) atau infeksi pada area perawatan.
6. Alergi terhadap logam atau pengaruh listrik, pelanggaran suhu dan sensitivitas sentuhan kulit.
7. Penyakit kelenjar tiroid (alat dilarang digunakan langsung pada kelenjar tiroid) atau mengonsumsi obat hormonal untuk pengobatannya.
8. Kehamilan (gunakan hanya setelah berkonsultasi dengan dokter).
9. Masa menyusui, menstruasi, couperosis (telangiectasia) - gunakan dengan hati-hati.

10. Orang di bawah usia 12 tahun (penggunaan hanya diperbolehkan di bawah pengawasan orang dewasa).
11. Jangan gunakan jika kulit sedang menjalani tahap penyembuhan aktif setelah prosedur kosmetik (peeling, laser grinding, mesotherapy, filler dalam dua minggu terakhir).
12. Jika terdapat implan gigi, kawat gigi, atau prostesis logam di area wajah, perhatikan respons tubuh. Hentikan penggunaan jika terasa tidak nyaman atau muncul rasa logam di mulut.

TINDAKAN PENCEGAHAN DAN ATURAN KESELAMATAN:
1. Perlindungan kelembapan: Jaga agar kabel pengisi daya, alas, dan kontak benar-benar kering. Jangan merendamnya di dalam air dan jangan mengisi daya perangkat di lingkungan yang lembap (kamar mandi). Perangkat ini memiliki kelas perlindungan kelembaban IPX22 (perlindungan terhadap tetesan vertikal), tetapi dilarang keras untuk mencucinya di bawah keran.
2. Keamanan listrik: Dilarang menggunakan alat pijat saat mengisi daya. Waktu koneksi terus menerus dari basis ke jaringan selama pengisian tidak boleh melebihi 24 jam.
3. Pembersihan secara hati-hati: Bersihkan perangkat hanya saat dimatikan. Dilarang menggunakan spons logam, bahan abrasif, cairan agresif atau mudah terbakar (alkohol, bensin, pengencer, aseton).
4. Dilarang mengeringkan perangkat dengan pengering rambut dalam mode panas.
5. Penyimpanan: Simpan di tempat yang kering dan sejuk pada suhu kamar, hindari sinar matahari. Untuk penyimpanan jangka panjang tanpa digunakan, isi daya perangkat setidaknya setiap 3 bulan sekali untuk menghindari penurunan daya baterai.
6. Jangan membuang perangkat ke dalam api, hindari terjatuh dan pukulan fisik.

DALAM KOTAK: (1) Alat pijat AKARI, (2) alas pengisi daya, (3) kabel pengisi daya Tipe-C, (4) tas penyimpanan, (5) petunjuk penggunaan, (6) serbet.

SPESIFIKASI TEKNIS:

DIMENSI (H X W X D): perangkat - 155x26x28 mm, basis pengisi daya - 62x55x59 mm

SUMBER DAYA: baterai polimer litium

KAPASITAS BATERAI: 1000 mAh

TEGANGAN OPERASI TERTINGKAT: 3,7 V

TEGANGAN SUPLAI TERTINGKAT: 5 V

KEKUATAN: 11 W

PENGATUR WAKTU CERDAS: RF + EMS + Lampu LED Merah - 10 menit EMS + Getaran - 10 menit EMS + Pendinginan + Lampu LED Kuning - 3 menit

WAKTU PENGISIAN: ≤ 3 h

WAKTU PENGOPERASIAN MAKSIMUM (ISI penuh): ≥ 40 min

INTENSIFENSI EMS:
Tingkat 1 - 7,52 mA Tingkat 2 - 7,92 mA Tingkat 3 - 8,56 mA

INTENSIFENSI IRADIASI:
Lampu LED Merah - 24,22 mW/cm2 Lampu LED Kuning - 14,47 mW/cm2

KECEPATAN GETARAN: 11000 putaran per menit

SUHU PENDINGINAN: 15+/-5 °C

TAHAN AIR: IPX22



ATAMA - PIJAT PERTUMBUHAN RAMBUT & PERAWATAN KULIT KULIT

Memperkuat akar rambut

Pertumbuhan rambut

Kepadatan rambut

Meningkatkan kualitas rambut

Menargetkan peradangan

KEKHAWATIRAN: rambut rontok, rambut tipis, rambut kering dan rapuh, penyakit kulit kepala.

BAHAN: plastik.

BERAT: 213,5 g.

FUNGSI:

EMS - elektrostimulasi menggunakan arus frekuensi rendah yang menembus jauh ke dalam jaringan dan menyebabkan kontraksi otot dan perluasan pembuluh darah, peningkatan aliran darah dan getah bening, merangsang proses metabolisme dan nutrisi oksigen pada kulit kepala. Hasilnya, pori-pori menjadi bersih, folikel rambut yang "tertidur" terbangun, proses pertumbuhan rambut baru dimulai, dan kualitas rambut meningkat. Anda juga dapat mencatat efek EMS seperti normalisasi fungsi kelenjar sebaceous, yang menyebabkan penurunan kandungan lemak pada rambut, dan penurunan rasa gatal pada kulit.

Getaran - terdapat banyak ujung saraf di kepala, rangsangannya dengan pijatan getaran akan mengurangi stres. Getaran juga meningkatkan sirkulasi darah dan proses metabolisme, sehingga sel menerima lebih banyak nutrisi dan oksigen, sehingga folikel rambut berfungsi lebih aktif, dan pertumbuhan rambut dipercepat.

Fototerapi (lampu LED merah dan biru) - LED menghasilkan panjang gelombang yang diinginkan, yang menembus jauh ke dalam kulit, memicu proses energi di dalam sel. Misalnya, lampu LED merah (630 dan 650 nm) mengaktifkan kembali folikel, yang memasuki fase akhir pertumbuhan rambut aktif. Lampu LED biru (460 nm), bekerja pada tingkat epidermis, membunuh bakteri, mengurangi peradangan dan menghentikan pembentukan jerawat di kulit kepala.

FITUR:
1. Pijat berupa sisir dengan pegangan yang nyaman. Anda akan nyaman memijat diri sendiri dalam waktu lama.
2. perangkat ATAMA memiliki tingkat ketahanan air IPX6, akan lebih mudah untuk merawatnya setelah digunakan - bilas perangkat di bawah aliran air setelah digunakan.

3. Cengkih pijat silikon khusus: lembut dan mudah dibentuk, diputar 360 derajat, memberikan pijatan yang nyaman, bahkan saat perangkat dimatikan.
4. 3 mode dengan pengaturan individual: EMS (elektromiostimulasi), LED (fototerapi), getaran. Anda dapat menggabungkan mode sesuka hati, mematikan salah satunya sepenuhnya, memilih intensitas arus, cahaya, jenis getaran yang diinginkan.
5. Kontrol yang jelas: setiap mode berhubungan dengan tombol terpisah pada pegangan perangkat. Anda akan dapat beralih mode selama pemijatan tanpa menghentikan prosesnya.
6. 2 fototerapi cahaya paling efektif disajikan dalam mode LED. Mode lampu LED merah diwakili oleh lampu LED merah dengan panjang gelombang 630 nm (dioda terletak di sepanjang sisir) dan sinar laser tingkat rendah dengan panjang gelombang 650 nm (dioda terletak di tengah permukaan pijatan). Panjang gelombang celah ini mencegah rambut rontok. Mode lampu LED biru dengan panjang gelombang 460 nm (dioda terletak hanya di sepanjang sisir, dioda di tengah alat pijat tidak menyala biru) digunakan untuk merawat kondisi kulit kepala yang dangkal.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Tekan tombol on/off untuk menghidupkan perangkat.
2. Konfigurasi rezim
• Tombol on/off (on control/EMS) Tekan dan tahan (1,2 detik) tombol pada perangkat (bila dihidupkan, mengeluarkan 1 sinyal suara) dan mode EMS (level 1), dengan 1 bola lampu pada indikator. Menekan sebentar akan mengaktifkan mode EMS level 2, sementara 2 lampu akan menyala di indikator, tekan sebentar berikutnya adalah mode EMS level 3, sementara 3 lampu akan menyala di indikator. Menekan berulang kali akan mematikan mode EMS sepenuhnya, tiga bola lampu pada indikator akan berkedip secara bersamaan. Dengan penekanan yang lama (1,2 detik), perangkat yang berfungsi akan mengeluarkan 2 sinyal suara dan mati.
Tombol gelombang (Kontrol getaran) Penekanan singkat pertama mengaktifkan mode getaran konstan. Yang kedua adalah mode getaran yang berdenyut. Yang ketiga mematikan mode getar. Peralihan mode disertai dengan sinyal suara pendek.
Tombol matahari (kontrol lampu) Penekanan singkat pertama mengaktifkan mode terapi laser (lampu LED merah). Setelah ditekan kedua kali, warnanya akan berubah menjadi biru. Pers ketiga mematikan mode LED. Peralihan mode disertai dengan sinyal suara pendek.
3. Setelah 10 menit penggunaan terus menerus, perangkat akan mati secara otomatis tanpa masuk ke mode standby.

CARA MENGGUNAKAN:

MEMIJAT MAHKOTA KEPALA :
1. Gerakkan dengan gerakan memutar searah jarum jam di area ubun-ubun.
2. Pemijatan pada satu area membutuhkan waktu 1-2 menit.

UNTUK MELAKUKAN PIJAT BAGIAN KEPALA LAINNYA :
1. Gerakkan searah tumbuhnya rambut dari wajah ke belakang kepala seperti sedang menyisir rambut.
2. Bisa juga spiral atau zigzag.
3. Semua gerakan dalam satu area diulangi sebanyak 3-5 kali.
4. Total durasi pijatan yang disarankan adalah 10-15 menit.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
KULIT BERMINYAK	Pagi hari, setelah keramas, pada rambut basah	EMS: tingkat 1 selama 5 menit, tingkat 2 selama 3 menit, tingkat 3 (maksimum) selama 2 menit. Gunakan ketiga tingkat secara berurutan dan naikkan intensitas bertahap. LED biru: 5 menit. LED merah: 2 menit. Gunakan secara bergantian sesuai urutan.	Minggu 1-2: 3 kali seminggu. Minggu 3: 5 kali seminggu. Minggu 4: istirahat.	2 bulan. Istirahat 1 bulan, lalu ulangi kursus 2 bulan. Total program minimum: 6 bulan. Dua kursus per tahun.

JENIS ATAU MASALAH KULIT	10 HARI PERTAMA	10 HARI BERIKUTNYA	2-3 BULAN BERIKUTNYA	BULAN DEPAN	KEMUDIAN
RAMBUT KERUGIAN / PENIPISAN	Getaran: 10 menit setelah mengoleskan serum penutrisi (opsional). LED merah: 5 menit. Gunakan setiap hari secara bergantian sesuai urutan.	Getaran: 10 menit setelah mengoleskan serum penutrisi (opsional). LED merah: 5 menit. Gunakan dua hari sekali secara bergantian sesuai urutan.	Getaran: 10 menit setelah mengoleskan serum penutrisi (opsional). EMS tingkat rendah dan sedang: 2-5 menit. LED merah: 7 menit. Gunakan 3-4 kali per minggu secara bergantian sesuai urutan.	Istirahat.	Ulangi program 10-10-3 selama 5-6 bulan. Istirahat 1 bulan. Pemeliharaan: Pemakaian 1 bulan dilanjutkan istirahat 3 bulan.

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
KEtombe / FLAKING (tanpa penyakit kulit kepala)	Kapan saja, setelah keramas, pada rambut basah	LED biru: 3 menit, LED merah: 7 menit. Getaran: 3 menit. Gunakan secara bergantian sesuai urutan. Terpisah dari jadwal keramas, gunakan EMS tingkat sedang selama 3-4 menit.	LED: setiap hari. Getaran: 3 kali seminggu. EMS: 2 kali seminggu.	LED + getar: 4 minggu, lalu istirahat 1 minggu. Ulangi selama 1 bulan. Pengulangan lebih lanjut tidak diperlukan karena kursus dilanjutkan sampai masalah teratasi. EMS: 4 minggu, lalu istirahat 1 minggu. Ulangi selama 1 bulan.

KONTRAINDIKASI:
Gunakan dengan hati-hati:
• orang dalam keadaan mabuk alkohol, saat menstruasi dan menyusui;
• adanya telangiektasia;
• jika ada tambalan sementara atau selama perawatan gigi;
• Alergi terhadap logam;
• pada suhu tinggi dan hipertensi;
• adanya operasi plastik pada kulit kepala, radang kulit dan gatal-gatal.

PERINGATAN:
1. Jangan gunakan di dekat tempat dengan prostesis logam (biji mata, telinga bagian dalam, area tulang dan sendi).
2. Dilarang digunakan di tempat dengan patologi vena atau arteri, serta adanya tromboflebitis atau masalah pembekuan darah.
3. Hindari paparan fisik.
4. Gunakan perangkat hanya sesuai dengan panduan pengguna.
5. Dilarang membongkar, merawat dan mengupgrade produk.
6. Harap simpan alat di tempat yang kering dan bersih.
7. Jangan menyimpan perangkat di tempat dengan suhu lingkungan tinggi/rendah, serta di dekat sumber api terbuka.
8. Cabut steker dari stopkontak setelah pengisian daya selesai.
9. Jauhkan perangkat dari jangkauan anak-anak.

DALAM KOTAK: (1) alat pijat, (2) tas penyimpanan, (3) serbet,
4. Kabel USB-C untuk pengisian daya, 5) instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 3 h

WAKTU OPERASI: 2 h

PENGATUR WAKTU CERDAS: 10 min

MODE:
1. EMS - 1 tingkat 31 mA, 2 tingkat 43 mA, 3 tingkat 78 mA
2. Fototerapi - lampu LED merah (panjang gelombang 630 nm), sinar laser (panjang gelombang 650 nm), lampu LED biru (panjang gelombang 460 nm)
3. Getaran - 6500 putaran per menit

FREKUENSI EMS: 9,51 kHz

BENTUK GELOMBANG: bentuk gelombang simetris bifasik

TAHAN AIR: IPX6



ELAX 2.0 - MASKER MATA SANTAI

Meredakan kelelahan mata

Mengurangi sakit kepala

Membantu mengatasi insomnia

Relaksasi

Lingkaran masalah: kelelahan umum dan kelelahan mata, sakit kepala, migrain, sulit tidur, bekerja terlalu lama di depan komputer.

BAHAN : Modal, Lycra.

BERAT: 111 g.

FUNGSI:
Panas - meningkatkan sirkulasi darah, menghilangkan ketegangan pada mata. Getaran - secara efektif melemaskan otot-otot di sekitar mata, membantu memulihkan aliran masuk dan keluar getah bening yang normal, membantu menghilangkan kelelahan umum dan ketegangan mata. KOMPRES DINGIN - memungkinkan Anda menghilangkan bengkak di sekitar mata dan tulang pipi, menyempitkan pembuluh darah. Paparan dingin mengurangi aliran darah dan berkontribusi terhadap keluarnya cairan berlebih. Masker 3D tidak memberi tekanan pada mata dan bulu mata, memberikan kesesuaian yang ketat pada wajah dan melindungi dari penetrasi cahaya, sehingga Anda dapat menggunakan perangkat ini sebagai masker tidur.

FITUR:
1. 4 kasus penggunaan (pemanasan, getaran, pemanasan + getaran, lapisan kompres dingin).
2. Maskernya ringan, saat dipakai tidak menekan mata.
3. 3 tingkat pemanasan untuk memilih suhu yang nyaman dan 3 tingkat getaran untuk mengatur kekuatan pijatan yang optimal.
4. Masker memiliki bentuk 3D anatomis, dengan lekukan untuk mata dan lekukan untuk hidung dan pangkal hidung untuk kenyamanan maksimal.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Hubungkan panel kontrol ke masker. Catatan: indikator pengisian daya menyala putih jika sambungan antara masker dan panel kontrol lemah.
2. Dengan menekan lama (2 detik) pada sakelar getar atau tombol suhu, hidupkan alat pijat. Lampu indikator tingkat pengisian daya akan menyala.
3. Mode getaran dan mode pemanasan beroperasi secara independen satu sama lain. Pilih mode yang Anda inginkan.
4. Mode getaran memiliki 3 tingkat getaran. Alat pijat dimulai dengan tingkat getaran rendah, mengeluarkan 1 sinyal suara. Saat berpindah level, 2 sinyal suara berarti 2 level getaran, 3 sinyal - 3 level.

5. Mode pemanasan memiliki 3 tingkat suhu. Alat pijat dimulai dengan tingkat panas rendah, mengeluarkan 1 bunyi bip. Saat berpindah level, 2 sinyal suara berarti tingkat pemanasan rata-rata, dan 3 sinyal suara berarti tingkat panas maksimum.
6. Alat pijat memiliki pengatur waktu cerdas, perangkat akan mati setelah 15 menit beroperasi. Mode getar dan pemanasan bekerja secara independen satu sama lain, pengatur waktu cerdasnya berjalan secara terpisah untuk setiap mode. Ketika tingkat getaran atau suhu diubah, pengatur waktu pintar tidak dimulai lagi.
7. Untuk mematikan perangkat, tekan tombol on/off pada mode getar atau pemanasan dan tahan selama 2 detik.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Hubungkan panel kontrol ke masker.
2. Letakkan masker di atas mata Anda, nyalakan.
3. Aktifkan getaran/pemanasan atau keduanya sekaligus.
4. Sesuaikan tingkat suhu dan pemanasan.
5. Nikmati pijatan selama 15 menit.
6. Jika ingin menggunakan kompres dingin, masukkan liner ke dalam lemari es selama 10 menit terlebih dahulu. Masukkan ke dalam masker, tidak termasuk alatnya.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
Penggunaan sehari-hari diperbolehkan.

DURASI APLIKASI:
Itu tidak terbatas.

KONTRAINDIKASI:
1. Orang yang tidak peka terhadap efek termal pada kulit, orang dengan suhu tubuh tinggi dan menderita pilek sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan perangkat.
2. Tidak disarankan menggunakan perangkat:
dengan adanya trombosis, aneurisma parah, aneurisma vena akut, semua jenis dermatitis, infeksi kulit, karena penggunaan perangkat dapat menyebabkan kerusakan;
orang yang tidak mampu mengungkapkan keinginannya atau menggunakan produknya sendiri;
• anak-anak di bawah usia 14 tahun.
3. hentikan penggunaan produk jika terjadi muntah, kejang, atau reaksi fisik lainnya.

PERINGATAN:
1. Simpan produk di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak dan bayi.
2. Produk ini ditujukan untuk orang yang berusia di atas 12 tahun.
3. Jaga agar panel kontrol, kabel pengisi daya, dan konektor pengisi daya tetap kering.
4. Jangan menyemprotkan cairan kimia seperti parfum dan deodoran ke permukaan masker.
5. Jangan membengkokkan, menarik, atau mengikat masker mata dan kabel pengisi daya untuk menghindari kerusakan.
6. Orang dengan penyakit mata atau alergi, orang dengan reaksi akut terhadap kompres panas dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan.


DALAM KOTAK: (1) masker, (2) lapisan kompres dingin, (3) kabel pengisi daya USB Tipe C, (4) tas penyimpanan, (5) instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:
WAKTU PENGISIAN: 1 jam

WAKTU OPERASI: 75 menit dalam suhu tinggi 60 menit dalam suhu sedang 45 menit dalam mode suhu rendah

PENGATUR WAKTU CERDAS: 15 min
KECEPATAN GETARAN: Tingkat rendah - 3000 putaran per menit • Tingkat rata-rata - 4000 putaran per menit • Tingkat tinggi - 5000 putaran per menit

PENGATURAN SUHU: • Suhu rendah - 40-45 °C • Suhu rata-rata - 45-50 °C • Suhu tinggi - 50-55 °C



EMI - SIKAT PEMBERSIH WAJAH & PIJAT SILIKON

Membersihkan kulit

Efek mengangkat

Mengurangi pembengkakan

Memperbaiki warna kulit

Lingkaran masalah: pori-pori tersumbat, membesar, kadar sebum subkutan tinggi, bengkak.

BAHAN: silikon.

BERAT: 97 g.

FUNGSI:
Alat pijat bekerja berdasarkan prinsip getaran frekuensi tinggi (suara), yang kekuatannya dapat disesuaikan secara mandiri. Gelombang suara (getaran frekuensi tinggi) memicu osilasi bulu yang cepat sehingga menghasilkan gerakan menyapu. Dengan demikian, sikat membersihkan kulit wajah, karena efek yang terakumulasi menyelaraskan warna dan membersihkan pori-pori.

Getaran, serta bagian samping dengan wajah berusuk, memungkinkan terjadinya pijatan lembut, memulihkan sirkulasi darah, menghaluskan kerutan-kerutan kecil.

Mode hangat memungkinkan Anda membuka pori-pori dan membersihkan kulit secara mendalam. Selain itu, efek panas mengaktifkan sirkulasi darah, mempercepat proses metabolisme di kulit dan meningkatkan penyerapan bahan kosmetik yang bermanfaat.

FITUR:
1. Bentuk alat yang unik berupa ruas jari serta kepala yang elastis dan dapat ditekuk akan memungkinkan Anda membersihkan seluruh area wajah secara menyeluruh, efektif dan leluasa dari kontaminan dan riasan.
2. Sikatnya terbuat dari silikon makanan, dan pembersihan dengannya akan lembut dan cocok bahkan untuk kulit paling sensitif sekalipun.
3. Basis pengisian induksi magnetik pada cangkir hisap akan memungkinkan Anda menempatkan sikat pijat dengan nyaman di cermin atau di dinding kamar mandi Anda, menyederhanakan proses penyimpanan dan pengisian daya perangkat.
4. 8 tingkat getaran yang dapat disesuaikan.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Dengan menekan lama tombol on/off, hidupkan perangkat.
2. Sikat memiliki 2 mode: mode getaran terus menerus dengan mode pemanasan dan getaran gelombang. Saat pertama kali dihidupkan, mode getaran terkontrol dengan pemanasan dimulai secara otomatis.

3. Dalam mode getaran terus menerus dengan pemanasan, tersedia 8 tingkat getaran. Sesuaikan tingkat getaran dengan bantuan tombol naik/turun kecepatan.
4. Untuk beralih ke mode getaran gelombang, tekan kembali tombol on/off.
5. Menekan tombol on/off berulang kali akan mematikan perangkat.
6. Sikat memiliki fungsi memori: ketika diaktifkan kembali, perangkat akan mulai dalam mode terakhir yang digunakan.

CARA MENGGUNAKAN:

UNTUK PEMBERSIHAN DASAR
1. Melembabkan wajah Anda dengan air.
2. Oleskan bahan pencuci pada sikat.
3. Aktifkan perangkat dalam mode getaran terus menerus dengan pemanasan.
4. Bentuk busa dengan kuas, sandarkan pada pergelangan tangan Anda.
5. Letakkan kepala sikat di wajah Anda, pijat untuk membersihkan. Gerakkan dari bawah (dari dagu) ke atas (ke garis tumbuhnya rambut di dahi) sepanjang garis pijatan.
6. Setelah selesai, hilangkan sisa kosmetik pada wajah dan sikat dengan air.

UNTUK PEMBERSIHAN MENDALAM ZONA T
1. Melembabkan wajah Anda dengan air.
2. Oleskan bahan pencuci pada sikat.
3. Aktifkan perangkat dalam mode getaran gelombang.
4. Bentuk busa dengan kuas, sandarkan pada pergelangan tangan Anda.
5. Letakkan kepala sikat pada wajah, pijat area T-zone. Gerakkan dari bawah (dari dagu) ke atas (ke garis tumbuhnya rambut di dahi) sepanjang garis pijatan.
6. Setelah selesai, hilangkan sisa kosmetik pada wajah dan sikat dengan air.

UNTUK PIJAT
1. Oleskan produk kosmetik Anda, seperti krim/serum/gel (penting untuk menggunakan pelembab) pada wajah Anda.
2. Nyalakan perangkat, pilih mode yang nyaman bagi Anda.
3. Dengan sisi belakang sikat, pijat wajah, gerakkan dari bawah (dari dagu) ke atas (sampai garis rambut di dahi) sepanjang garis pijatan.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
JERAWAT / INFLAMASI	Pagi lebih disukai	Getaran gelombang: 5 menit. Jangan gunakan pemanas.	Setiap hari	Sedang berlangsung
KULIT KERING / KEHILANGAN NADA	Pagi	Getaran terus menerus dengan pemanasan: 3-5 menit, hanya di pipi dan dagu. Getaran gelombang: 3-5 menit. Kedua mode dapat digunakan dalam satu sesi, tetapi getaran terus menerus dengan pemanasan hanya diperbolehkan dua hari sekali. Jangan gunakan kedua mode tersebut setiap hari.	Getaran terus menerus dengan pemanasan: dua hari sekali. Getaran gelombang: setiap hari.	Sedang berlangsung
KOMEDO (tanpa peradangan)	Kapan saja sepanjang hari	Getaran terus menerus dengan panas: 5-7 menit. T-zone: dahi, hidung dan dagu.	Setiap hari	Sedang berlangsung
PIJAT PANAS (tanpa peradangan)	Kapan saja sepanjang hari	Getaran terus menerus dengan panas: 5-7 menit.	2-3 kali seminggu	Sedang berlangsung

KONTRAINDIKASI:
1. Jangan gunakan perangkat jika terjadi pembengkakan parah pada kulit, segera setelah operasi, jika terjadi luka bakar akibat sinar matahari atau kerusakan pada kulit.
2. Tidak disarankan menggunakan perangkat ini untuk orang yang mengalami peradangan parah atau bengkak di sekitar mata.
3. Jangan menggunakan alat dengan pembersih yang mudah larut atau krim berbahan dasar silikon, produk dengan butiran (scrab) atau bahan pengelupas.
4. Dianjurkan untuk menggunakan sikat secara individu.

PERINGATAN:
1. Sebelum menggunakan perangkat, harap lepaskan jam tangan, kacamata, bulu mata palsu, lensa kontak.
2. Jika perangkat rusak, jangan gunakan.
3. Jangan menggunakan perangkat terlalu lama pada area kulit yang sama.
4. jauhkan perangkat dari suhu tinggi.
5. Jangan merendam perangkat sepenuhnya di dalam air.

DALAM KOTAK: (1) sikat, (2) dudukan pengisi daya, (3) kabel pengisi daya DC-USB, (4) instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 5 h

WAKTU OPERASI: 60 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: 5 min

SUHU PEMANASAN: 55 ± 5 °C

GETARAN: 7500 putaran per menit

TAHAN AIR: IPX7



HAZUMI LIGHT - PIJAT PERKUSI

Meredakan ketegangan otot

Meningkatkan sirkulasi

Meningkatkan tonus otot

Efek anti-selulit

KEKHAWATIRAN: nyeri, ketegangan dan kelelahan otot setelah aktivitas fisik yang intens.

BAHAN: Plastik ABS, karet.

BERAT: 230 g.

FUNGSI:
Pijat perkusi menciptakan getaran shock-poster - pulsa pendek yang cepat, frekuensi dan intensitasnya tergantung pada kecepatan yang dipilih. Gelombang getaran di bawah pengaruh gaya kejut menembus hingga kedalaman beberapa sentimeter ke dalam jaringan lunak tubuh. Denyut perkusor "mengendurkan" otot, mengeluarkan cairan getah bening dan darah vena dari otot yang meradang, memecah perlengketan, meredakan nyeri, mengurangi ketegangan, meningkatkan rentang gerak bagian tubuh ini dan memberikan peregangan otot yang lembut. Hasilnya, otot dan jaringan ikat diperbaiki lebih cepat.

FITUR:
1. HAZUMI Light - Merupakan alat pijat mini yang ringan dengan dimensi lebih kompak dibandingkan HAZUMI, sehingga membuat proses pemijatan semakin nyaman.
2. 4 nozel yang dapat diganti dalam kit untuk mempelajari semua kelompok otot.
3. 5 tingkat intensitas untuk memilih kecepatan pukulan yang paling nyaman, menyesuaikannya pada kelompok otot yang berbeda, untuk nozel yang berbeda.
4. Pengatur waktu pintar (10 menit) memungkinkan Anda bersantai selama pemijatan, perangkat akan mati secara otomatis setelah waktu prosedur berakhir.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Pastikan perangkat terisi dayanya.
2. Pasang kepala pijat yang Anda perlukan ke dalam perangkat.
3. Dengan menekan lama tombol daya, hidupkan perangkat.
4. Setelah aktivasi pistol pijat secara otomatis menetapkan 1 tingkat intensitas.
5. Untuk mengganti tingkat intensitas, tekan sebentar tombol. Secara total, perangkat ini menyediakan 5 kecepatan. Pada awalnya, 1 indikator menyala, dengan setiap peningkatan tingkat intensitas berikutnya, indikator lainnya menyala, pada 5 kecepatan semua 5 indikator menyala.

6. Untuk mematikan alat pijat, tekan dan tahan tombol daya.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Pasang 1 dari 4 nosel tergantung pada area tubuh mana yang ingin Anda latih.
• Kepala bulat dianjurkan digunakan untuk pemijatan kelompok besar otot, pinggul, otot betis, bokong dan perut.
• Kepala berbentuk U digunakan untuk pemijatan bahu, lengan bawah, tulang belakang.
• Kepala berbentuk kerucut (peluru) dirancang untuk pijatan mendalam pada tendon, telapak kaki, telapak tangan, tangan, titik pemicu.
Kepala datar digunakan untuk memijat seluruh tubuh, merilekskan dan memulihkan jaringan lunak dan kelompok otot sensitif.
2. Dengan menekan sebentar tombol daya, atur 1 dari 5 tingkat intensitas.
Level 1: Kecepatan ini akan membantu menghangatkan otot di awal pemijatan, digunakan untuk mengaktifkan otot.
• Tingkat 2. Intensitas, di mana studi tentang otot dan fasia yang dalam dan tidak dapat diakses dimulai (selaput ikat otot yang memastikan gerakan kita).
• Level 3. Getaran frekuensi ini meningkatkan tonus otot, mobilitas dan fleksibilitas jaringan otot. Otot yang tegang dan terjepit kembali mampu berkontraksi, berada dalam kondisi prima dan bekerja dengan baik.
• Tingkat 4. Tingkat paparan ini mengurangi ketegangan dan nyeri pada otot dan fasia, merilekskan, menormalkan sirkulasi darah dan menjenuhkan jaringan dengan oksigen.
• Tingkat 5. Intensitas 3000 putaran per menit memungkinkan terjadinya akupresur, mengatasi ketegangan otot dan kejang yang parah. Terapis pijat tidak menyarankan penggunaan perangkat dengan kecepatan maksimum. Paparan tingkat tinggi cocok untuk pengguna dengan otot yang berkembang - atlet angkat besi profesional, binaragawan, dan angkat beban.
3. Oleskan pistol pijat ke tubuh Anda. Atur alat pijat sehingga nosel menyentuh kulit sedikit di atas otot.
4. Sesuaikan tekanan dan gaya yang Anda gunakan untuk mengaplikasikan perangkat ke tubuh. Tidak disarankan untuk menekan atau terutama menekan alat pijat secara terus-menerus pada tubuh.
5. Perlahan gerakkan nozzle di sepanjang tubuh/otot ke arah atas ke bawah, pada titik-titik yang nyeri Anda bisa berlama-lama.
6. Waktu pemaparan pada satu area tergantung pada efek yang ingin dicapai. Untuk meredakan ketegangan dan mengencangkan otot, 15-60 detik sudah cukup, untuk melepas klip titik di atasnya Anda harus berhenti selama 30 detik.
7. Total waktu pemijatan adalah 10 menit, setelah itu pemijatan akan berhenti secara otomatis.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
Penggunaan sehari-hari diperbolehkan.

DURASI APLIKASI:
Itu tidak terbatas.

KONTRAINDIKASI:
1. Dilarang menggunakan alat pijat pada permukaan depan dan samping leher (dapat membahayakan arteri karotis).
2. Dilarang menggunakan alat pijat pada wajah, kepala dan jantung.
3. Tidak disarankan menggunakan alat pijat untuk proses inflamasi, patah tulang, keseleo otot, ligamen.

PERINGATAN:
1. Jangan gunakan perangkat di lingkungan yang lembab.
2. Jangan gunakan produk saat mandi atau mandi.

DALAM KOTAK: (1) pijat perkusi, (2) kepala berbentuk U, (3) kepala bulat,
4. kepala berbentuk kerucut, 5) kepala datar, 6) kabel pengisi daya USB-C,
7. renda, 8) tas penyimpanan, 9) instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:
WAKTU PENGISIAN: 2 jam WAKTU KERJA: Tergantung pada tekanan dan level di mana Anda bekerja
• 1 level hingga 4 jam
Level 5 hingga 2,5 jam Pengatur Waktu Cerdas: 10 menit
KECEPATAN GETARAN:
• Level 1 - 1800 putaran per menit
Level 2 - 2100 putaran per menit
• Level 3 - 2400 putaran per menit
Level 4 - 2700 putaran per menit
• Level 5 - 3000 putaran per menit



HIGE - PENCUKUR LISTRIK KOMPAK

Perawatan jenggot

Mencukur bersih

Menghilangkan rambut yang tidak diinginkan

KEKHAWATIRAN: Vegetasi wajah yang berlebihan.

BAHAN: logam.

BERAT: 140 g.

FUNGSI:
HIGE - Ini adalah pisau cukur putar yang memiliki 2 kepala pisau cukur. Kepala adalah piringan berlubang tempat bilahnya berputar. Mereka berputar melingkar, digerakkan oleh motor listrik. Saat mencukur, bulu-bulu jatuh ke dalam lubang, di mana bilahnya, yang berputar di bawah jeruji dengan kecepatan tinggi dari 2600 hingga 2900 getaran per menit, memotong seluruh bulunya. Pisau cukur jenis ini dianggap paling efektif, namun bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif.

FITUR:
1. Ringkas - alat cukur listrik hanya berbobot 140 g dan memiliki dimensi optimal 66x52x28 mm.
2. Tidak perlu menghubungkan pisau cukur ke soket. HIGE - Ini adalah pisau cukur baterai. Dengan sekali pengisian daya, Anda dapat menggunakan pisau cukur secara mandiri hingga 55 menit.
3. Tingkat perlindungan kelembapan IPX7, berkat HIGE yang dapat digunakan untuk pencukuran kering dan basah.
4. HIGE dilengkapi dengan 2 kepala mengambang. Mereka mengulangi kontur wajah saat bergerak, mengarahkan bilah pisau pada sudut yang tepat dan akan membantu mengatasi pencukuran di tempat yang sulit dijangkau dengan lebih efektif.
5. Hadirnya tampilan mini yang membuat pengendalian pisau cukur menjadi mudah dan menyenangkan:
Layar menampilkan waktu penggunaan, tingkat pengisian daya, mode pengoperasian, serta status penguncian.
6. Terdapat fungsi kunci. anda akan yakin bahwa pisau cukur tidak akan menyala di bagasi/tas/saku.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Aktivasi perangkat pisau cukur diaktifkan dengan menekan sebentar tombol on/off. Setelah menekan tombol, semua indikator di layar menyala bergantian dari bawah ke atas. Setelah 0,2 detik, semua indikator padam secara bersamaan, layar hanya akan menampilkan sisa waktu pengoperasian dari level baterai saat ini. Misalnya: tersisa 58 menit.
2. Perangkat menyediakan 2 mode operasi: mode kecepatan rendah dan mode kecepatan tinggi. Untuk beralih mode, tekan dan tahan tombol on/off selama 1 detik. Saat berpindah dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi

Indikator kecepatan akan muncul di layar (di pojok kiri bawah layar). Saat berpindah dari kecepatan tinggi ke rendah, indikator padam. Perangkat ini memiliki fungsi memori: ketika dihidupkan, perangkat akan bekerja pada kecepatan terakhir Anda menggunakannya.
3. Menekan sebentar tombol hidup/mati selama pengoperasian perangkat akan membuat perangkat jeda. Dalam hal ini, layar akan menampilkan waktu pengoperasian perangkat dalam sesi penggunaan saat ini. Misalnya: 15 detik digunakan.
4. Mematikan perangkat Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol on/off selama lebih dari 1 detik.
5. Perlindungan terhadap aktivasi yang tidak disengaja: alat cukur memiliki kunci perjalanan yang mencegahnya menyala di dalam bagasi jika tombol on/off ditekan secara tidak sengaja. Untuk mengaktifkan fungsi ini, tekan dan tahan tombol on/off pada perangkat yang dimatikan selama 3 detik. Layar akan menampilkan angka 1-2-3 secara bergantian, dan ikon gembok (di pojok kanan bawah layar) akan berkedip 3 kali, setelah itu perangkat akan mati dan masuk ke mode kunci. Untuk melepas kunci, tekan dan tahan tombol on/off selama 3 detik. Angka 3-2-1 akan ditampilkan secara bergantian di layar, dan ikon kunci (di sudut kanan bawah layar) akan berkedip 3 kali, setelah itu kunci akan dilepas, dan perangkat akan mulai bekerja pada kecepatan yang dipertahankan selama penggunaan terakhir. Ketika kunci diaktifkan, dimungkinkan untuk mengisi daya perangkat, setelah selesai, kunci akan dilepas.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Aktifkan perangkat dengan menekan sebentar tombol on/off.
2. Gerakan memutar perlahan dengan tekanan sedang pada wajah pada area tumbuhnya rambut (mencukur kering dianggap lebih efektif).
3. Untuk mencukur di tempat yang sulit dijangkau, misalnya pada rahang, leher, dan daerah belahan dada, disarankan dilakukan berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut.
4. Setelah prosedur selesai, matikan perangkat dan bersihkan.
5. Sedikit iritasi pada kulit pada beberapa penggunaan pertama dianggap normal.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
Disarankan untuk menggunakan alat cukur secara rutin (minimal 3 kali seminggu) selama 3 minggu agar kulit beradaptasi secepat mungkin dengan penggunaan alat.

DURASI APLIKASI:
Jangka waktu penggunaan satu set pisau adalah 2 tahun, namun untuk menghindari penurunan kualitas pencukuran, kami menyarankan untuk menggantinya setiap 6 bulan.

KONTRAINDIKASI:
Jangan menggunakan pisau cukur listrik pada kulit yang rusak atau teriritasi, di area yang terdapat luka terbuka.

PERINGATAN:
1. Penggunaan yang salah dapat merusak kepala pencukur. Jangan menekan alat terlalu keras. Gunakan hanya untuk mencukur wajah. Jangan gunakan pada rambut kepala atau bagian tubuh lain.

2. Sebelum menggunakan, periksa integritas kepala pisau cukur:
Jika rusak, jangan gunakan perangkat tersebut.
3. Jangan membongkar casing untuk mengganti baterai. Jangan memodifikasi atau memperbaiki produk sendiri.
4. Jangan menarik kabel pengisi daya saat menyambungkan/melepaskan kabel pengisi daya dari adaptor. Untuk menghindari kerusakan pada kabel pengisi daya, jangan melilitkannya pada produk.
5. Jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan dalam waktu lama. Waktu pengisian maksimum tidak boleh melebihi 24 jam. Untuk menghindari cedera saat mengisi daya produk ini, jauhkan dari sumber air.
6. Di dalam produk terdapat baterai, mohon jangan membuang perangkat ke dalam api, jangan mengisi daya, menggunakan atau menyimpan pada suhu tinggi. Harap isi daya, gunakan, dan simpan pisau cukur pada suhu antara 5°C dan 35°C.
7. Jangan memasukkan benda asing ke dalam produk.
8. Pisau cukur ditujukan untuk penggunaan pribadi satu orang.
9. Jika Anda bepergian dengan membawa pisau cukur, pastikan mode kunci diaktifkan selama transportasi.
10. Penggunaan produk oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas hukum penuh harus dilakukan di bawah pengawasan.

DALAM KOTAK: 1) pisau cukur listrik, 2) kabel USB-C untuk pengisian daya, 3) instruksi,
4. botol minyak untuk melumasi bilahnya, 5) sikat untuk membersihkan alat,
6. kotak penyimpanan kulit.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 66 min

WAKTU OPERASI: 60 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: tidak

KECEPATAN ROTASI PISAU: Rendah - 2600 ± 200 putaran per menit • tinggi - 2900 ± 200 putaran per menit

TAHAN AIR: IPX7



HIGE PRO - PEMANGKAS 6-IN-1

Perawatan rambut & jenggot di rumah

Menghilangkan rambut wajah & tubuh yang tidak diinginkan

MASALAH: Menyesuaikan panjang rambut, rambut yang tidak diinginkan.

BAHAN: logam, baja tahan karat, plastik.

BERAT: 200 g.

FUNGSI:
HIGE Pro - Ini adalah perangkat perawatan diri universal. Karena adanya 6 nozel dalam kit, ia dengan mudah mengatasi segala jenis pencukuran dan potongan rambut. Prinsip kerja utama adalah bahwa rambut dipotong bukan dengan satu bilah, tetapi melalui interaksi dua elemen: bilah statis (bawah) dan bilah bergerak (atas). Bilah bagian bawah tidak bergerak dan menempel erat pada kulit. Giginya mengarahkan dan "menangkap" rambut, menahannya dalam posisi tegak. Bilah atas dihubungkan ke motor putar eksentrik. Ia membuat gerakan cepat ke kiri-kanan pada permukaan bilah bawah. Jadi ujung tajam bilah atas memotong rambut, menekannya ke ujung tajam bilah bawah.

FITUR:
1. Kehadiran 6 nozel untuk berbagai jenis pencukuran.
2. Adanya 4 nosel sisir untuk mengatur panjang pencukuran.
3. Ketersediaan dudukan yang nyaman untuk perangkat itu sendiri dan semua nozel utama.
4. Pisau profesional dengan kecepatan putaran 7000 putaran per menit.
5. Tingkat perlindungan kelembapan - IPX6 (perangkat dapat digunakan pada kulit basah).
6. Tidak perlu menghubungkan pisau cukur ke soket. HIGE Pro - Ini adalah pisau cukur baterai. Masa pakai baterai adalah 200 menit, yang memastikan penggunaan jangka panjang tanpa perlu mengisi daya terus-menerus.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Untuk menghidupkan atau mematikan perangkat, tekan sebentar tombol on/off. Saat perangkat dihidupkan, garis pada layar bergerak dengan lancar, lalu menyala terus-menerus.
2. Penggantian nozel
• Perangkat ini memiliki mekanisme magnetik untuk memasang nozel logam. Untuk memasang nosel pada badan perangkat, bawa ke tempat pemasangan, setelah itu magnet akan memperbaikinya. Untuk melepas nosel, tarik ke atas dan lepaskan dari badan perangkat.

• Nosel jambul digunakan di atas nozel standar untuk mengatur panjang rambut saat memotong. Untuk memasangnya, Anda perlu mengaitkan sisir di bagian atas nosel logam, lalu menekan bagian bawah sisir hingga berbunyi klik sehingga terletak dekat dengan permukaan nosel logam. Untuk melepas nosel sisir, tarik lidah yang terletak di bagian bawahnya ke atas. Catatan: Sebelum mengganti nosel, pastikan perangkat dimatikan. Selama penggantian nozel, jauhkan badan alat cukur dengan tangan Anda dari tombol on/off agar perangkat tidak menyala secara tidak sengaja.

CARA MENGGUNAKAN:
Perangkat ini dilengkapi dengan 6 nozel untuk berbagai kebutuhan:
1. Potongan rambut (2 nozel cocok untuk ini):
nozel pemangkas rambut standar dan nozel pencukur rambut tubuh) Pasang nozel sisir pada perangkat. Jika Anda menggunakan pemangkas untuk pertama kalinya, mulailah dengan nosel dengan panjang maksimum (12 mm). Nyalakan perangkat dan oleskan bagian datar nosel ke kulit. Gesekkan nosel secara perlahan ke seluruh rambut. Ulangi gerakan ke arah yang berbeda sesuai kebutuhan. Catatan: jika selama pemotongan rambut menumpuk di puncak rambut, matikan perangkat dan bersihkan nosel.
2. Mencukur jenggot/kumis Tempatkan nozzle alat di tepi garis janggut/kumis dan turunkan secara perlahan pada kulit. Gerakan ke berbagai arah memangkas area yang diinginkan di wajah dan leher. Catatan: jika Anda menghiasi pinggiran janggut/kumis, membuat pinggiran di bagian belakang kepala, dll, lepaskan nosel sisir dari pemangkas. Untuk membentuk garis yang jelas, Anda juga bisa menggunakan nozzle khusus untuk merapikan janggut dan kumis.
3. Mencukur dengan nosel jaring Alat cukur Pegang perangkat sedemikian rupa sehingga nosel sedikit menyentuh wajah Anda dengan sudut 45 derajat. Latihan mencukur dengan sentuhan singkat. Regangkan kulit Anda dengan tangan Anda yang bebas. Ini akan membantu rambut berdiri tegak sehingga lebih mudah dicukur. Catatan: Nosel ini dirancang untuk mencukur area tertentu di sekitar janggut/kumis. Ini tidak dirancang untuk pencukuran menyeluruh.
4. Mencukur dengan nosel untuk memotong rambut di hidung dan telinga Setelah memasang nosel, masukkan dengan hati-hati ke dalam telinga atau lubang hidung. Masukkan dan keluarkan perangkat dengan hati-hati dari telinga atau lubang hidung Anda. Selama bercukur, putar nosel. Catatan: Jangan memasukkan nosel terlalu dalam ke dalam telinga atau lubang hidung (tidak lebih dari 6 mm).
5. Mencukur dengan nosel pencukur figur Nosel ini digunakan untuk memotong garis dan pola. Setelah memasang nosel, letakkan di tempat Anda menguraikan awal pola, nyalakan pisau cukur dan mulailah membentuk pola. Jangan terlalu menekan nosel. Catatan: Untuk hasil terbaik, gunakan stensil yang telah disiapkan sebelumnya.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
Penggunaan sehari-hari diperbolehkan.

DURASI APLIKASI:
Itu tidak terbatas.

PERINGATAN:
1. Jangan pernah meninggalkan perangkat dalam keadaan terisi daya tanpa pengawasan.
2. Jauhkan kabel pengisi daya dari sumber panas.
3. Jangan biarkan air masuk ke kabel pengisi daya.
4. Jangan memasukkan atau mencabut steker dari stopkontak dengan tangan basah.
5. Jangan gunakan kabel pengisi daya yang rusak.
6. Isi daya, gunakan, dan simpan perangkat pada suhu antara 15 °C dan 35 °C.
7. Saat membersihkan, selalu matikan perangkat.
8. Simpan produk di tempat yang tidak terjangkau anak-anak.

DALAM KOTAK: (1) pemangkas, (2) nozel gunting rambut standar,
3. nosel pencukur pada badan, 4) nosel pencukur jaring untuk pencukuran bersih,
5. nozel janggut dan kumis, 6) nosel bulu hidung dan telinga,
7) perlengkapan cukur bermotif, 8) 4 perlengkapan sisir (3/6/9/12 mm), 9) kabel pengisi daya USB-C, 10) botol minyak, 11) sikat pembersih, 12) dudukan, 13) sisir.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 2 h

WAKTU OPERASI: 200 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: tidak

KECEPATAN ROTASI PISAU: 7000 putaran per menit

TAHAN AIR: IPX6



KARU - MULTISTYLER RAMBUT

Pengeringan cepat

Penataan gaya yang efektif

Kontrol keriting

KEKHAWATIRAN: rambut basah, gaya tidak berbentuk setelah rambut dikeringkan secara alami, bulu halus yang berlebihan dan elektrifikasi pada rambut.

BAHAN: Paduan aluminium, plastik.

BERAT: 318 g.

FUNGSI:

3 Kecepatan Aliran Udara dan 4 Tingkat Suhu memungkinkan Anda memilih mode pengeringan yang nyaman bagi Anda. Mode udara dingin akan membantu memperbaiki peletakan dengan mudah.

Dengan EMPAT LAMPIRAN untuk mengeringkan dengan lembut, menghaluskan rambut, menciptakan volume dan ikal, Anda dapat mendapatkan gaya profesional di rumah setiap hari.

Efek COANDA akan memungkinkan Anda dengan mudah membuat gambar unik tanpa membahayakan rambut dan gerakan yang tidak perlu, helaian rambut itu sendiri akan tertarik pada penata gaya.

Fungsi ionisasi memenuhi udara dengan ion negatif, sehingga menghilangkan listrik statis.

FITUR:

1. Daya penata KARU - 1200 watt. Seorang penata gaya dengan tingkat kekuatan ini dapat dianggap profesional. Indikator teknis ini memungkinkan Anda mengeringkan rambut dengan aliran udara yang lebih kuat, dan pemanasan akan terjadi lebih cepat.
2. Motor tanpa sikat (BLDC) mengurangi kebisingan dan getaran.
3. Efek Coanda adalah fenomena aerodinamis yang menciptakan aliran pusaran yang menarik dan memelintir rambut ke nosel. KARU Styler menggunakan teknologi eksklusif yang unik untuk mereproduksi efek Coanda. Bagian-bagian nosel tidak saling bertumpukan dan tidak bersilangan, yang memungkinkan Anda mendistribusikan untaian secara merata di sepanjang nosel, yang berarti bahwa semua rambut akan sama-sama rentan terhadap perlakuan panas, ikal akan melengkung dan mempertahankan bentuk yang ditentukan untuk waktu yang lama.
4. Untuk penataan rambut di kedua sisi kepala, hanya diperlukan 1 nosel. Baik nozel untuk pengeritingan maupun nozel untuk menghaluskan rambut dilengkapi dengan sakelar aliran udara internal. Anda tidak perlu mengganti nosel, cukup ubah arah alirannya, untuk itu Anda perlu memutar ujung atas nosel ke arah yang ingin Anda arahkan aliran udaranya.

5. Kontrol suhu. Elemen pemanas KARU Styler dilengkapi dengan sensor suhu NTC - artinya ketika suhu melebihi 80 °C dan bukaan keluar atau masuk udara terhalang, tingkat pemanasan akan otomatis berkurang sebesar 35%. Ketika suhu turun hingga minimum 73 °C, elemen pemanas akan kembali ke mode pengoperasian standarnya. Teknologi ini akan melindungi rambut Anda dari panas berlebih dan kekeringan berlebih.
6. Penata KARU memiliki fungsi ionisasi (ion dihasilkan oleh generator ion). Dialah yang akan mencapai kehalusan rambut, menghilangkan bulu halus dan elektrifikasi.
7. Perangkat memiliki fungsi memori, yaitu ketika dihidupkan, penata gaya akan mulai bekerja dalam mode yang sama dengan saat Anda menyelesaikan penggunaannya sebelumnya.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Pemasangan/pelepasan nosel Untuk memasang nosel pada perangkat, masukkan perlahan ke dalam slot yang terdapat pada soket untuk memasang nosel, dan putar sedikit searah jarum jam sebelum berbunyi klik. Untuk melepas nosel, tarik ke bawah tombol di bagian belakang perangkat dan, sambil menahan tombol di posisi bawah, lepaskan nosel, putar sedikit berlawanan arah jarum jam.
2. Mengaktifkan perangkat Pasang nozel yang Anda perlukan pada badan perangkat, sambungkan penata ke soket dan pindahkan tombol on/off ke posisi atas. Perangkat ini memiliki fungsi memori, yaitu ketika dihidupkan, penata gaya akan mulai bekerja dalam mode yang sama dengan saat Anda menyelesaikan penggunaannya sebelumnya.
3. Pemilihan kecepatan aliran udara
Perangkat ini menyediakan 3 mode kecepatan:
Kecepatan rendah (indikator biru): 75000 ± 5000 rpm;
Kecepatan rata-rata (indikator hijau muda): 85000 ± 5000 rpm;
Kecepatan tinggi (indikator hijau terang): 105000 ± 5000 rpm. Mode dialihkan dengan menekan tombol pemilihan kecepatan aliran udara. Secara default, perangkat akan mulai beroperasi dalam mode kecepatan rendah. Urutan peralihan mode kecepatan udara yang dihembuskan: rendah -> sedang -> tinggi -> sedang -> rendah.
4. Pemilihan suhu
Perangkat ini menyediakan 4 mode suhu:
Suhu tinggi (indikator merah): 95 °C ± 10 °C;
Suhu rata-rata (indikator kuning): 80 °C ± 10 °C;
Suhu rendah (indikator hijau): 60 °C ± 10 °C;
• Udara dingin (indikator mati): 25 °C ± 10 °C. Mode dialihkan dengan menekan tombol pemilihan suhu. Secara default, perangkat akan mulai beroperasi dalam mode suhu rendah. Urutan peralihan rezim suhu: suhu rendah -> suhu rata-rata -> suhu tinggi -> suhu rata-rata -> suhu rendah -> udara dingin.
5. Di akhir penataan rambut, matikan perangkat dengan memindahkan tombol on/off ke posisi bawah. Tunggu hingga perangkat benar-benar dingin, lalu lepaskan nosel dan cabut steker dari stopkontak.

CARA MENGGUNAKAN:
Perangkat ini dilengkapi dengan 4 nozel:

Digunakan untuk pra-pengeringan sebelum penataan, untuk penataan selanjutnya rambut tidak perlu dikeringkan sepenuhnya, harus tetap sedikit lembab. Untuk melindungi rambut dari kerusakan saat dipanaskan, oleskan bahan pelindung termal, lalu keringkan rambut seperti biasa, arahkan aliran udara dari akar rambut ke ujung.

NASADKA BRASHING digunakan untuk membuat volume dan gelombang akar. Untuk menghindari rambut kusut, jangan melilitkan helaian rambut pada penyikat, seperti pada kerbau atau pengeriting. Bagilah rambut Anda menjadi beberapa helai. Dekatkan penyikatan sedekat mungkin ke akar dan turunkan sehelai rambut di atasnya, perbaiki posisi ini selama 5-7 detik untuk menciptakan volume. Untuk menciptakan gelombang, geser nosel di sepanjang helai rambut, mulai dari akar hingga ujung rambut. Saat Anda merasa ujung rambut Anda akan lepas, usapkan penyikatan di sekitar poros Anda beberapa kali. Ulangi langkah-langkah ini sampai Anda mencapai hasil yang diinginkan.

Nosel silinder 38 mm digunakan untuk membuat ikal. Nosel memungkinkan Anda mengubah arah aliran udara untuk memilih arah ikal. Untuk melakukan ini, putar ujung atas nosel ke arah yang diinginkan. Bagilah rambut Anda menjadi beberapa helai. Dekatkan nosel ke ujung salah satu helai. Berkat efek Coanda, penata rambut akan menarik rambut sendiri dan memelintirnya pada nosel. Setelah ujungnya dipasang pada nosel, gerakkan secara bertahap ke arah akar rambut, tanpa memutar penata rambut. Kencangkan penata gaya di posisi atas selama sekitar 15 detik, lalu lepaskan untaian keriting dari nosel dengan hati-hati.

Nasadka untuk membelai rambut digunakan untuk menghaluskan rambut berbulu. Nosel memungkinkan Anda mengubah arah aliran udara untuk pemasangan yang lebih nyaman. Untuk melakukan ini, putar ujung atas nosel ke arah yang diinginkan. Keringkan rambut seperti biasa, lalu letakkan nozzle di bagian akar sehingga rambut terletak di permukaan yang berlubang untuk keluarnya udara. Sesuaikan arah aliran udara. Gerakkan seluruh panjang rambut dari akar ke ujung, seperti menyisir.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
Penggunaan sehari-hari diperbolehkan.

DURASI APLIKASI:
Itu tidak terbatas.

PERINGATAN:
1. Saat menata rambut, ingatlah bahwa elemen penata rambut akan memanas saat digunakan, jadi jangan gunakan produk yang mudah terbakar pada rambut, dan pastikan juga perangkat tidak terlalu dekat dengan kulit kepala, wajah, telinga, dan leher.
2. Setelah membongkar, pastikan styler masih utuh, lengkap dengan semua bagiannya, seperti terlihat pada ilustrasi, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Sebelum digunakan, hapus semua label, tag, dll. dari perangkat.

3. Perangkat ini tidak cocok untuk digunakan di bak mandi atau pancuran. Styler tidak boleh terkena air, cairan lain, percikan, dan uap.
4. Jika alat digunakan di kamar mandi, segera cabut steker dari stopkontak setelah digunakan, karena dekat dengan air dapat membahayakan bahkan alat yang dimatikan.
5. Jangan gunakan perangkat dengan tangan basah. Jangan biarkan alat terkena kelembapan, kondisi cuaca (hujan, matahari, dll.) atau suhu ekstrem.
6. Jangan menarik kabel jaringan atau perangkat itu sendiri untuk melepaskan steker dari stopkontak. Jangan menarik atau mengangkat perangkat pada kabel dayanya. Jika kabel listrik rusak maka harus diganti di pusat perawatan.
7. Jangan tinggalkan alat tanpa pengawasan saat tersambung ke jaringan listrik. Selalu putuskan sambungan alat dari jaringan listrik sebelum pembersihan atau pemeliharaan, dan saat alat tidak digunakan.
8. Simpan perangkat di tempat yang tidak dapat diakses oleh anak-anak. Perangkat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas hanya di bawah pengawasan orang dewasa.
9. Jika alat rusak atau tidak berfungsi dengan baik, segera hentikan penggunaannya. Untuk perbaikan, hubungi pusat pemeliharaan.
10. Jangan gunakan penata gaya jika terjatuh atau terlihat tanda-tanda kerusakan.
11. Jangan gunakan perangkat ini pada hewan, rambut palsu, dan gaya rambut yang terbuat dari bahan sintetis.
12. Gunakan perangkat hanya dengan aksesori asli.

DALAM KOTAK: (1) penata gaya, (2) nosel pengering rambut, (3) nosel penyikat, (4) nosel pengeriting, 5. nozel penghalus rambut, 6) tas penyimpanan, 7) jepit rambut (2 pcs), 8. instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:

KECEPATAN MOTOR: 105000 ± 5000 putaran per menit

Kecepatan: 13 liter per detik

KECEPATAN ALIRAN UDARA:
Kecepatan rendah: 75000 ± 5000 putaran per menit
• Kecepatan rata-rata: 85000 ± 5000 putaran per menit
Kecepatan tinggi - 105000 ± 5000 putaran per menit

PENGATURAN SUHU: • Suhu tinggi - 95 °C ± 10 °C • Suhu rata-rata - 80 °C ± 10 °C • Suhu rendah - 60 °C ± 10 °C • Udara dingin - 25 °C ± 10 °C



KINU - PELATUS RAMBUT TANPA KABEL

Meluruskan rambut

Gaya & bentuk rambut

Perawatan yang lembut

Kontrol keriting

Menjaga kilau rambut yang sehat

KEKHAWATIRAN:

TERKAIT: masalah penataan rambut di luar rumah, kerusakan rambut akibat suhu tinggi dan pemanasan pelat yang tidak merata, risiko rambut kering dan rapuh, ketidaknyamanan perangkat berkabel, kurangnya penyesuaian suhu untuk berbagai jenis rambut, kerumitan dalam menciptakan gaya yang berbeda, risiko panas berlebih, ukuran pelurus standar yang besar dan berat, kerumitan transportasi dan penyimpanan.

Terkait dengan jenis rambut: rambut keropos, rambut keras, rambut keriting, rambut bergelombang, rambut berubah-ubah dan sulit dilipat.

BAHAN: Plastik ABS, Plastik PC.

BERAT: 380 g (pelurus), 243 g (stasiun pengisian daya).

FUNGSI:

Pelurusan rambut - pelat yang dipanaskan melembutkan ikatan keratin pada rambut. Untaian dipegang di antara pelat dan diluruskan; ikatannya mendingin dalam posisi baru yang lurus.

Lapisan - piring hangat mengatur rambut ke arah yang benar. Panas membuat rambut lebih mudah dibentuk, dan bentuknya tetap selama pendinginan - karena perubahan sementara pada ikatan hidrogen dalam struktur rambut.

Pemodelan rambut - penciptaan ikal, gelombang atau volume terjadi karena kombinasi pemanasan dan aksi mekanis (rotasi, ketegangan, pembengkokan untaian). Rambut berbentuk pelat yang dipanaskan atau gerakan alat dan diperbaiki setelah pendinginan.

FITUR:

1. Nirkabel.
2. Mengisi daya dengan dua cara: melalui kabel Tipe-C dan melalui dudukan pengisi daya.
3. 4 kondisi suhu.
4. Menghemat piring keramik.
5. Kontrol panas.
6. Fungsi kunci baterai untuk transportasi yang aman.
7. fungsi mengingat pengaturan terkini.
8. Peralatan tambahan dengan seperangkat aksesori besar.
9. Tampilan digital.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Buka kunci perangkat Sebelum mulai digunakan, gerakkan sakelar pengunci ke atas ke posisi "tidak terkunci". Peringatan: Perangkat tidak dapat dihidupkan saat terkunci.
2. Menghidupkan daya Tekan dan tahan tombol daya selama 2 detik. Penerangan dinamis akan menyala, menandakan penyertaan perangkat.
3. Mematikan daya Tekan dan tahan tombol daya selama 2 detik.
4. Demi keamanan dan penghematan biaya, perangkat mati secara otomatis setelah 30 menit tidak aktif.
5. Untuk mengatur suhu, gunakan tombol "+" dan "−". Tersedia empat tingkat pemanasan: 150, 180, 200 dan 220 derajat. Pilih pengaturan suhu yang tepat tergantung pada jenis dan kondisi rambut Anda. Selama pemanasan, level yang dipilih akan berkedip. Setelah perangkat mencapai suhu yang disetel, indikator akan berhenti berkedip dan tetap menyala.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Pastikan rambut Anda bersih, kering dan disisir secara menyeluruh. Tidak disarankan menggunakan pelurus pada rambut basah atau basah.
2. Nyalakan perangkat Buka kunci pelurus dengan menggeser sakelar ke posisi "Buka Kunci". Tekan dan tahan tombol daya selama 2 detik sebelum lampu latar dinamis menyala.
3. Pemilihan suhu
Pilih suhu yang sesuai dengan tombol + / −:
150 derajat untuk rambut tipis, rusak atau berubah warna
180-200 derajat untuk rambut normal
220 derajat untuk rambut tebal, keras atau keriting. Indikator suhu akan berkedip selama pemanasan dan akan mulai menyala terus menerus ketika suhu tertentu tercapai.
4. Meluruskan rambut
• Bagilah rambut Anda menjadi beberapa helai kecil.
Tempatkan untaian di antara pelat keramik dan tutup.
• Usap pelurus dengan hati-hati dari akar hingga ujungnya.
Jangan berada di satu area lebih dari 3 detik untuk menghindari rambut Anda terlalu panas.
5. Memutar rambut
Ambil sehelai kecil rambut dan remas di antara piring keramik.
• Putar pelurus pada porosnya untuk memutar untaian ke arah yang diinginkan.
Gesek perangkat secara perlahan dari akar ke ujung, tahan untaian dalam posisi berputar selama beberapa detik.
• Setelah pembentukan ikal, larutkan helaian rambut dengan hati-hati dan, jika perlu, perbaiki penataan rambut dengan pernis rambut.

6. Setelah instalasi selesai, tekan dan tahan tombol daya selama 2 detik untuk mematikan perangkat. Jika perlu, sambungkan perangkat ke dudukan pengisi daya untuk mengisi ulang.

PERINGATAN:
1. Sebelum menggunakan, bacalah petunjuk penggunaan dengan cermat.
2. Jangan gunakan perangkat pada rambut basah atau basah dan jangan gunakan di dekat air (misalnya di kamar mandi atau di dekat wastafel) untuk menghindari sengatan listrik.
3. Jangan menyentuh pelat keramik yang dipanaskan saat bekerja karena dapat menyebabkan luka bakar.
4. Jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat dihidupkan.
5. Jangan gunakan alat jika rusak atau terdapat cacat yang terlihat pada badan, kabel, atau dudukan pengisi daya.
6. Jauhkan perangkat dan pengisi daya dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.
7. Jangan gunakan perangkat di dekat bahan yang mudah terbakar.
8. Jangan mencoba memperbaiki perangkat sendiri. Semua pekerjaan perbaikan harus dilakukan hanya oleh spesialis yang berkualifikasi.
9. Jika terjadi malfungsi, segera putuskan sambungan perangkat dari listrik.
10. Gunakan hanya aksesori dan pengisi daya asli yang direkomendasikan oleh produsen.
11. Saat mengisi daya, pastikan kontak dan bagian dalam dudukan pengisi daya bersih dan kering.
12. Jangan merendam perangkat di dalam air atau mencucinya di bawah aliran air.
13. nonaktifkan perangkat setelah digunakan dan sebelum dibersihkan

DALAM KOTAK: 1) pelurus rambut nirkabel, 2) alas pengisi daya,
3. Kabel pengisi daya Tipe C, (4) tutup silikon pelindung, (5) ikat rambut,
6. lap pembersih, (7) alas tahan panas, 8) klip (2 pcs), 9) instruksi, 10) tas.

SPESIFIKASI TEKNIS:

Pelat Penutup : Keramik

DIMENSI: 303x38x42 mm (pelurus) 105x105x159 mm (stasiun pengisian daya)

KEKUATAN: 47 W

TEGANGAN: 7,2 V

PENGATURAN SUHU: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

WAKTU PENGOPERASIAN (BIAYA PENUH): 40 menit

WAKTU PENGISIAN: 1,5-2 h

DIMENSI PELAT PEMANASAN: 25×100 mm



KIO - PIJAT TUBUH EMS

Kontur tubuh

Menargetkan kelemahan kulit & selulit

Menjaga kekencangan & elastisitas kulit tubuh

KEKHAWATIRAN: kelebihan berat badan (timbunan lemak lokal), selulit, bengkak, kulit kendur dan lembek, stretch mark, tanda-tanda penuaan yang terlihat, pigmentasi.

BAHAN : Plastik ABS.

BERAT: tubuh - 128 gram. • badan dengan nosel EMS - 224 g. • badan dengan nosel RF - 221 g.

FUNGSI:
Pada alat pijat tubuh KIO, fungsi disajikan sesuai dengan nozel khusus: EMS dan RF&LED.

EMS ATAU ELEKTROMIOSTIMULASI adalah prosedur untuk merangsang otot dan ujung saraf dengan memaparkannya pada arus impuls dengan karakteristik tertentu. EMS meniru impuls listrik autogenous, yang dengan bantuan elektroda mencapai serat saraf dan otot, berkontribusi terhadap kontraksi mereka. Dengan demikian, kulit diperkuat dan elastisitasnya meningkat. Paparan arus listrik pada jaringan otot tidak hanya menyebabkan kontraksi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan sirkulasi darah lokal dan drainase limfatik. Ini meningkatkan nutrisi jaringan dan berkontribusi pada pembuangan produk metabolisme dengan cepat: pemecahan lemak dan pembuangan racun dari tubuh, yang merupakan kekuatan pendorong utama untuk memperbaiki bentuk tubuh dan melawan selulit. Penggunaan pijat EMS secara teratur dengan meningkatkan sirkulasi darah dan getah bening akan mencegah gangguan vena dan meredakan pembengkakan.

RF - LIFTING adalah prosedur di mana lapisan dalam jaringan dipanaskan dengan bantuan arus frekuensi tinggi. Impuls listrik, melewati epidermis, meningkatkan suhu di dermis dan lemak subkutan, yang menyebabkan sintesis kolagen. Sirkulasi darah membaik, metabolisme sel lemak dipercepat. Sebagai hasil dari prosedur ini, sifat-sifat kulit meningkat secara signifikan - kekencangan, elastisitas dan turgor meningkat, dan terasa mengencang. Denyut frekuensi radio dapat mengurangi volume jaringan adiposa, namun fungsi utama pengangkatan RF adalah mengencangkan kulit.

Dalam кerangka fototerapi, setiap warna berhubungan dengan panjang gelombang tertentu dalam spektrum cahaya tampak. Dengan bekerja pada kulit pada kedalaman yang berbeda, cahaya diserap oleh reseptor kulit, mengaktifkan proses alami di dalam sel dan menyebabkan reaksi kulit tertentu. Memiliki panjang gelombang terpanjang (di KIO 630 ± 20 nm), lampu LED merah menembus kulit lebih dalam dibandingkan semua jenis cahaya yang dihadirkan. Ia bekerja pada fibroblas, yang merangsang produksi kolagen dan dengan demikian regenerasi kulit. Akibat terapi dengan lampu LED merah, kekencangan dan elastisitas kulit meningkat, kulit menjadi kencang, dan tanda-tanda eksternal penuaan kulit, seperti kerutan dan pigmentasi, berkurang.

FITUR:

1. Bentuk ergonomis yang ringkas sehingga perangkat ini nyaman di tangan.
2. Pijat menggabungkan 3 teknologi efektif: EMS, RF, LED.
3. Di set 2 nozel magnetik khusus untuk masing-masing mode:
Nosel EMS dengan 4 elektroda logam bulat besar dan nosel RF&LED dengan elektroda berbentuk bola dan cincin kecil, serta LED.
4. Permukaan kerja perangkat yang diperbesar memungkinkan Anda untuk segera bertindak pada area tubuh yang cukup luas.
5. Tombol kontrol 1: nyala/mati dan peralihan intensitas.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:

1. Pijat tubuh memiliki 2 nozel magnetik: nosel dengan bola besar untuk bekerja dalam mode EMS dan nosel dengan cincin dan bola kecil untuk bekerja dalam mode RF & LED. Pasang nosel di badan perangkat: untuk ini, masukkan nosel ke dalam ceruk di badan perangkat.
2. Setelah memasang nosel dengan menekan lama (2 detik) tombol on/off, hidupkan alat pijat. Tergantung pada nosel yang dipilih, mode EMS atau RF&LED akan dimulai, indikator intensitas benturan akan menyala.
3. Dalam mode EMS dan RF&LED, ada 3 tingkat intensitas. Untuk mengganti level, tekan kembali tombol sakelar level intensitas. Indikator lampu terisi secara bertahap seiring dengan meningkatnya tingkat gaya. Setelah mencapai level maksimum ketika berulang kali menekan tombol pengalih level, perangkat secara otomatis berpindah ke tingkat intensitas benturan minimum. Perhatikan bahwa hanya tingkat intensitas RF yang berubah dalam mode RF&LED, LED tetap konstan.
4. Alat pijat memiliki pengatur waktu cerdas, perangkat akan mati setelah 5 menit beroperasi
5. Untuk mematikan perangkat, tekan tombol on/off dan tahan selama 2 detik.
6. Untuk melepaskan nosel, ambil perangkat dengan satu tangan, ambil sisi "telinga" pada kepala pijat dengan tangan kedua. Tarik nosel ke arah Anda dengan paksa, keluarkan dari badan perangkat.

CARA MENGGUNAKAN:

REKOMENDASI UMUM:

1. Gunakan alat pijat pada kulit yang bersih, hilangkan minyak berlebih dan segala kontaminan dari tubuh.
2. Jika gel kontak atau produk perawatan Anda terserap ke dalam kulit selama pemijatan, aplikasikan kembali untuk memastikan gerakan bebas (slip) pemijat dan meningkatkan efektivitas efeknya. Saat bergerak di berbagai bagian tubuh, oleskan gel kontak ke kulit area tubuh yang ingin Anda kerjakan.

sebelum dipijat.
3. Alat pijat KIO dilengkapi dengan sensor gerak. Selama penggunaan, pastikan untuk menggerakkan perangkat di atas kulit. Jika Anda meninggalkan perangkat di satu tempat tanpa bergerak dalam waktu lama, perangkat akan berhenti berfungsi. Setelah pergerakan dilanjutkan, perangkat akan mulai bekerja kembali.
4. Harap hindari gerakan berulang di area yang sama untuk waktu yang lama, mohon jangan menahan alat pijat di area tertentu. Setiap orang memiliki ambang nyeri dan sensitivitas kulit yang berbeda: Memegang perangkat tanpa menggerakkan area tertentu dapat menyebabkan luka bakar ringan. Selama penggunaan, jangan diam di satu tempat lebih dari 2-3 detik.
5. Sensitivitas kulit dan efektivitas alat merupakan karakteristik individu yang berbeda-beda tergantung orang dan area paparan.

MODE EMS:

1. Oleskan pada konduktor gel kontak kulit atau produk perawatan Anda pada struktur seperti gel berbahan dasar air, ini akan memastikan konduktivitas arus yang lebih baik untuk hasil yang maksimal.
2. Atur nosel sesuai mode yang ingin Anda gunakan.
3. Nyalakan perangkat, untuk aplikasi pertama pilih tingkat intensitas awal EMS.
4. Untuk memijat pinggang, pegang perangkat pada bagian samping, gerakkan dari pinggiran ke tengah selama 5 menit.
5. Untuk memijat bagian kaki, pegang alat pada paha/tulang kering, gerakkan ke arah atas selama 5 menit.
6. Untuk pijat tangan, pegang alat di bahu mulai dari siku hingga sendi bahu selama 5 menit.
7. Untuk pijat perut, gerakkan alat secara terbalik secara zigzag, hindari area pusar selama 5 menit.
8. Selama pemijatan, pastikan untuk memberikan tekanan yang cukup untuk memastikan permukaan elektroda bersentuhan penuh dengan kulit.
9. Setelah prosedur selesai, matikan perangkat, lepas dan bersihkan nosel. Biarkan gel kontak atau produk perawatan pada kulit hingga terserap seluruhnya, setelah itu bersihkan kulit.

MODE RF:

1. Oleskan pada konduktor gel kontak kulit atau produk perawatan Anda pada struktur seperti gel berbahan dasar air, ini akan memastikan konduktivitas arus yang lebih baik untuk hasil yang maksimal.
2. Atur nosel sesuai mode yang ingin Anda gunakan.
3. Nyalakan perangkat, untuk aplikasi pertama, pilih tingkat intensitas awal RF&LED.
4. Pilih area pemaparan dan lakukan gerakan pemijatan seperti tercantum di bawah ini. Dasar dari fungsi RF adalah memanaskan kulit untuk merangsang regenerasi kolagen dan metabolisme lemak subkutan. Jika suhu pemanasan dirasa kurang, kurangi kecepatan tergelincir, jika suhu sebaliknya terlalu tinggi, tingkatkan kecepatan gerak agar suhu terasa nyaman.
5. Dengan gerakan menggeser, gerakkan searah tekstur kulit selama 5 menit.
6. Meluncur secara horizontal selama 5 menit.
7. Gerakan memutar searah jarum jam selama 5 menit.
8. Ulangi gerakan memutar berlawanan arah jarum jam selama 5 menit.

9. Setelah prosedur selesai, matikan perangkat, lepas dan bersihkan nosel. Biarkan gel kontak atau produk perawatan pada kulit hingga terserap seluruhnya, setelah itu bersihkan kulit.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
Pembengkakan / Aliran Getah Bening yang Buruk / Kelemahan Otot	Pagi	EMS: perut dan pinggang - 10-15 menit; paha dan bokong - 15-20 menit. Total sesi: hingga 40 menit. Mulailah dengan intensitas minimal dan tingkatkan secara bertahap sesuai kenyamanan dan kondisi kulit. Kontraksi otot harus dirasakan, tanpa rasa sakit.	Kursus awal: 3-4 kali seminggu selama 6-8 minggu. Pemeliharaan: 1-2 kali seminggu.	Kursus awal: 6-8 minggu. Kemudian istirahat 1-2 bulan agar kulit pulih dan menghindari adaptasi terhadap rangsangan terus-menerus. Pemeliharaan: sedang berlangsung.
MENGENAKAN KULIT / MENGHALUSKAN STRETCH MARKS	Malam	RF & LED: perut dan pinggang - 10-15 menit; paha dan bokong - 15-20 menit. Total sesi: hingga 40 menit. Tingkatkan intensitas RF dalam batas nyaman. Kulit harus terasa hangat, tanpa kepanasan.	Kursus awal: 2-3 kali seminggu selama 6-8 minggu. Pemeliharaan: seminggu sekali; sekali setiap 10-14 hari juga dapat diterima.	
PENGOBATAN KOMBINASI	EMS di pagi hari dan RF & LED di malam hari, atau sesi gabungan di sore hari	EMS + RF & LED. Perut dan pinggang: EMS 10-15 menit, RF & LED 10-15 menit. Paha: EMS 10-15 menit per kaki, RF & LED 15-20 menit per kaki. Bokong: EMS 15 menit, RF & LED 15 menit. Dalam sesi gabungan, gunakan mode berbeda untuk area berbeda: EMS untuk paha/pantat, RF & LED untuk perut/pinggang.	EMS: 3 kali seminggu. RF & LED: dua kali seminggu.	

KONTRAINDIKASI:

1. Dilarang menggunakan perangkat:
• orang yang menderita aritmia atau penyakit jantung lainnya, orang yang menggunakan alat pacu jantung.
orang dengan implan atau tindikan logam permanen di area penggunaan perangkat.
• Penderita alergi, serta penderita diabetes, lupus eritematosus, porfiria, penyakit jantung kongestif, gangguan pembekuan darah atau penyakit autoimun (misalnya HIV atau AIDS).
• Orang dengan lesi kulit yang tidak teridentifikasi.
• Orang yang menjalani radioterapi atau kemoterapi. Alat ini cocok digunakan pada stretch mark yang disebabkan oleh obesitas atau kehamilan. Namun alat ini tidak digunakan untuk mengobati bekas luka.
Orang yang kulitnya dulu atau baru-baru ini dirawat dengan asam alfa hidro (AHA), asam hidro beta (BHA), isotretinoin lokal, atau asam azelaic.
Orang yang memakai Roaccutane dalam bentuk apa pun selama 6 bulan terakhir.
Orang yang memakai obat fotosensitisasi atau obat lain yang diresepkan oleh dokter. Mohon sebelum menggunakan alat pijat, bacalah petunjuk penggunaan obat Anda. Jika petunjuk menunjukkan bahwa suatu obat dapat menyebabkan reaksi fotoalergi atau fototoksik, atau jika diindikasikan untuk menghindari paparan sinar matahari, mohon jangan gunakan perangkat ini.
Orang yang memakai obat antikoagulan, termasuk aspirin dosis tinggi. Disarankan untuk menggunakan alat pijat hanya seminggu setelah perawatan berakhir.
2. Jangan menggunakan perangkat pada wajah, leher, dada, area genital, dan area tubuh yang telah menjalani operasi plastik dalam 3 bulan terakhir.
3. Jangan gunakan perangkat dalam mode terapi LED jika kulit Anda sensitif terhadap cahaya, rentan terhadap ruam, reaksi alergi.
4. Jangan gunakan alat dalam terapi LED jika terdapat infeksi, eksim, luka bakar, radang folikel rambut, luka terbuka, memar, herpes simpleks, lesi kulit atau hematoma di area penggunaan alat pijat.
5. Jangan menunjuk ke mata atau melihat sumber cahaya pada alat pijat ini.
6. Jangan mencoba membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi perangkat. Jangan gunakan perangkat ini untuk tujuan apa pun selain yang ditentukan dalam buku petunjuk ini.

PERINGATAN:

1. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
2. Gunakan perangkat ini dengan hati-hati sesuai dengan rekomendasi berikut. Kegagalan untuk mematuhi instruksi dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
3. Jangan gunakan perangkat ini dengan kosmetik yang mudah terbakar.
4. Jangan gunakan alat ini pada area sekitar mata.
5. Sebelum menggunakan perangkat, periksa kerusakannya. Jika alat pijat tidak berfungsi dengan baik, rusak atau rusak, jangan gunakan.
6. Lakukan uji sensitivitas 24 jam sebelum penggunaan pertama perangkat. Oleskan sedikit gel kontak ke bagian dalam lengan bawah Anda untuk memastikan produk perawatan maupun alat pijat tidak menimbulkan reaksi pada kulit.

7. Jaga agar kabel pengisi daya USB-C dan konektor pengisi daya tetap kering. Jangan gunakan alat saat mengisi daya.
8. Berhati-hatilah saat menggunakan gel kontak atau produk perawatan, minyak dan asam dalam komposisi kosmetik dapat merusak lapisan perangkat.
9. Sebelum digunakan, konsultasikan dengan dokter, hentikan penggunaan jika Anda merasa tidak nyaman atau mengalami reaksi merugikan, jika Anda memiliki alergi, penyakit kulit, dermatitis, dll.

DALAM KOTAK: (1) rumah perangkat, (2) nosel EMS, (3) nosel RF&LED,
4. kabel pengisi daya, 5) tas penyimpanan, 6) instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 3 h

WAKTU OPERASI: 60 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: 5 min

SAAT INI: RF+LED: • Intensitas 1: 975 ± 50 mA • Intensitas 2: 990 ± 50 mA • Intensitas 3: 1005 ± 50 mA. EMS: • Intensitas 1: 30 ± 10 mA • Intensitas 2: 41 ± 10 mA • Intensitas 3: 52 ± 10 mA. FREKUENSI: • Mode RF 2M Hz ± 0,2M Hz • Mode EMS (dengan siklus frekuensi variabel) 78,5Hz ±10%, 18,5Hz ±10%

BENTUK GELOMBANG: bentuk gelombang persegi panjang
TAHAN AIR: IPX6



LED HAND MASK - MASKER FOTOTERAPI TANGAN

4 spektrum cahaya

Menghaluskan kerutan

Mengurangi pigmentasi

Menyeimbangkan sifat berminyak pada kulit

Meningkatkan ketegasan

KEKHAWATIRAN: perubahan terkait usia pada kulit tangan, hilangnya elastisitas dan kelemahan, pigmentasi terkait usia, masalah kulit (jerawat, peradangan).

BAHAN: silikon, plastik ABS.

BERAT: 326 g.

FUNGSI:

Fototerapi (LED) adalah metode pemaparan gelombang cahaya dengan panjang berbeda yang menembus hingga kedalaman tertentu pada kulit dan diserap oleh sel sehingga memicu proses regenerasi alami.

Lampu LED merah (630 nm) - merangsang proses metabolisme dalam sel, mendorong pemulihan mendalam, memperbaiki tekstur kulit dan mencerahkan bintik-bintik penuaan.

Lampu LED biru (415 nm): menormalkan keseimbangan kulit berminyak, meningkatkan pembersihan menyeluruh dan menenangkannya.

Near Independent (NIR) (830 nm): menembus lapisan jaringan dalam, mempercepat pembaharuan sel, meningkatkan elastisitas dan mengencangkan kulit tangan.

Campuran (Merah + Biru) (630 + 415 nm): menggabungkan kekuatan dua spektrum untuk efek anti penuaan, pembersihan, dan pemulihan yang kuat.

FITUR:
1. Kontrol otomatis dan manual: gunakan siklus otomatis 15 menit yang sudah jadi dengan perubahan warna, atau pilih 1 mode manual dengan satu lampu selama 10 menit.
2. Pengatur waktu cerdas: perangkat mati secara otomatis setelah sesi (15 menit dalam mode otomatis, 10 menit dalam mode manual), yang menjamin penggunaan yang aman.
3. 106 LED: memberikan lapisan yang kuat dan seragam pada seluruh permukaan tangan, lengan bawah, dan pergelangan tangan.
4. Ergonomi dan keamanan: masker terbuat dari silikon makanan dan mudah dipasang di tangan dengan tali Velcro yang nyaman.
5. Kontrol nirkabel: baterai berkapasitas 1500 mAh memungkinkan perawatan terus menerus hingga 40 menit tanpa terikat pada soket.
6. Spektrum inframerah-dekat (NIR) memungkinkan proses peremajaan dimulai pada lapisan terdalam dermis, yang tidak tersedia untuk kosmetik konvensional dan fototerapi standar.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. kencangkan sabuk untuk mengencangkan topeng: masukkan tali kanan dan kiri ke dalam lubang yang sesuai di sisi topeng dan kencangkan pada Velcro.
2. Letakkan masker di tangan Anda dan kencangkan tali kiri di tangan kanan Anda.
3. Tekan sebentar tombol on/off pada remote kontrol. Masker akan otomatis menyala secara manual dalam lampu LED merah.
4. Dengan tombol Pengalih Mode (AUTO/MANUAL), pilih mode yang Anda inginkan:
Otomatis atau manual. Di dekat mode yang dipilih, dioda lampu A atau M akan menyala.
5. Mode manual (M): Dengan menekan sebentar tombol daya, pilih lampu yang diinginkan (1 merah, 2 biru, 3 inframerah-dekat, 4 campuran). Pengatur waktu pintar berlaku selama 10 menit.
6. Mode otomatis (A): Mode akan berubah secara independen: 5 menit merah, 4 menit biru, 3 menit inframerah-dekat, 3 menit campuran. Total waktu sesi adalah 15 menit.
7. Tekan dan tahan tombol daya untuk mematikan perangkat secara paksa.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Uji sensitivitas Penting: sebelum prosedur pertama, uji sensitivitas harus dilakukan. Tempatkan perangkat di bagian dalam lengan bawah Anda. Nyalakan masker dan diamkan minimal 10 menit. Jika Anda merasa panas atau tidak nyaman, segera hentikan penggunaan. Setelah menyelesaikan tes, tunggu minimal 6 jam. Jika kulit menjadi merah dan/atau gatal, maka perangkat tersebut tidak cocok untuk Anda.
2. Di akhir uji sensitivitas, bersihkan kulit tangan, jangan menggunakan produk perawatan.
3. Letakkan masker di tangan Anda dan kunci tali pengikatnya.
4. Pilih mode yang diinginkan (otomatis atau manual) dan lakukan prosedurnya.
5. Tidak disarankan melebihi waktu penggunaan.
6. Setelah sesi, disarankan untuk menerapkan perawatan dan pelembab untuk mengkonsolidasikan hasilnya.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:
Untuk mendapatkan efek yang terlihat, disarankan untuk menggunakan LED HAND MASK setidaknya selama 4 minggu. Minggu pertama: Setiap 3 hari selama 10-15 menit. Minggu ke-2 dan ke-3: Setiap 2 hari selama 10-15 menit. Minggu ke-4: Setiap hari selama 10-15 menit.

Protokol "Anti-penuaan dan Pengangkatan Mendalam"

MODE	FASE	WAKTU	CAHAYA	DASAR
MANUAL	sesi pertama	10 min	Inframerah Dekat (NIR)	Menghangatkan jaringan secara mendalam, mempercepat metabolisme sel dan mempersiapkan dermis untuk pembaharuan.
	sesi ke-2	10 min	Lampu LED merah.	Merangsang produksi kolagen dengan kuat

Sesi selanjutnya bergantian sesuai dengan frekuensi dan durasi penggunaan LED HAND MASK.

Protokol Perawatan Detoks dan Antibakteri

MODE	FASE	WAKTU	CAHAYA	DASAR
MANUAL	sesi pertama	10 min	Lampu LED biru.	Menghancurkan lingkungan bakteri, menormalkan kandungan lemak dan menenangkan area yang teriritasi
	sesi ke-2	10 min	Cahaya campuran	Merangsang produksi kolagen dengan kuat

Sesi selanjutnya bergantian sesuai dengan frekuensi dan durasi penggunaan LED HAND MASK.

Protokol Peremajaan Universal. Gunakan mode otomatis tanpa pengaturan tambahan: mode ini memandu kulit melalui semua tahap, mulai dari produksi kolagen hingga stimulasi inframerah dalam.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan sensitivitas cahaya: dilarang menggunakan perangkat untuk penyakit yang menyebabkan hipersensitivitas terhadap cahaya (misalnya lupus eritematosus, fotodermatosis).
2. Obat-obatan dan kosmetik: jangan gunakan masker jika Anda sedang mengonsumsi obat atau menggunakan produk yang sensitif terhadap cahaya (retinoid, antibiotik tertentu, minyak esensial jeruk).
3. Kerusakan kulit: masker tidak boleh digunakan pada area dengan luka terbuka, bisul, retakan dalam, jahitan baru pasca operasi atau jika terdapat tanda-tanda peradangan parah.
4. Kehamilan dan menyusui: penggunaan masker selama periode ini hanya dimungkinkan setelah konsultasi wajib dengan dokter.
5. Intoleransi terhadap prosedur: perangkat tidak cocok untuk Anda jika, setelah tes pendahuluan wajib pada lengan bawah, kulit menjadi merah atau mulai gatal.

PERHATIAN:
1. Tes wajib: Sebelum pengaplikasian pertama, selalu lakukan tes sensitivitas pada bagian dalam lengan bawah.
2. Penurunan kesehatan: Segera hentikan penggunaan jika Anda mengalami panas, ketidaknyamanan, atau penurunan umum selama sesi.
3. Perlindungan penglihatan: selama pengoperasian perangkat, jangan melihat langsung ke LED yang menyala.
4. Keamanan kelistrikan: Dilarang keras menggunakan masker saat mengisi daya. Sebelum memulai prosedur, pastikan untuk mematikan kabel daya.
5. Perlindungan kelembaban: Perangkat ini tidak tahan air. Dilarang menggunakannya di kamar mandi dan di dekat air, disentuh dengan tangan basah, direndam dalam air atau dicuci di bawah aliran air.
6. Penanganan yang hati-hati: Jangan terlalu menekuk masker, jangan memencetnya atau meletakkan benda berat di atasnya, karena dapat merusak chip fleksibel internal dan LED.
7. Suhu: Jangan menggunakan atau menyimpan masker di dekat pemanas, api terbuka, di bawah sinar matahari langsung, atau di dalam mobil saat cuaca panas
8. Pembersihan: Masker hanya dapat dibersihkan setelah dimatikan sepenuhnya dan dicabut dari jaringan listrik.
9. Perbaikan dan modifikasi: dilarang menggunakan masker yang rusak, serta membongkar atau memodifikasi sendiri perangkat - ini akan mengakibatkan sengatan listrik dan membatalkan garansi.

10. Tujuan: Gunakan masker hanya sesuai peruntukannya dan sesuai petunjuk.

DALAM KOTAK: (1) masker, (2) sabuk pengaman, (3) kabel pengisi daya Tipe-C Ganda,
4. petunjuk penggunaan, (5) tas penyimpanan.

SPESIFIKASI TEKNIS:
DIMENSI (H X W X D): 385x185x52 mm. SUMBER DAYA: baterai litium-ion. TEGANGAN PENGOPERASIAN: 3,7 V. DAYA: 5 W. KAPASITAS BATERAI: 1500 mAh. TEGANGAN SUPPLY: 5 V. SMART TIMER: 15 menit (mode otomatis), 10 menit (mode manual). WAKTU PENGISIAN: 1,5 jam. WAKTU PENGOPERASIAN TERUS MENERUS MAKSIMUM: 40 menit. JUMLAH LED: 106 lampu.
PANJANG GELOMBANG:
• merah - 630nm
• Biru - 415nm
Inframerah dekat (NIR) - 830 nm
• campuran (merah + biru) - 630 + 415 nm
INTENSIFENSI IRADIASI:
• merah: 4,9 mW/cm2
• biru - 28 mW/cm2
Inframerah dekat (NIR) - 10,1 mW/cm2
• campuran (merah + biru) - 15 mW/cm2



LED MASK - MASKER FOTOTERAPI DI RUMAH

Mengurangi pigmentasi

Memperbaiki warna kulit

Meningkatkan kekencangan kulit

Menghaluskan kerutan

KEKHAWATIRAN: tanda-tanda penuaan kulit, photoaging, manifestasi pigmentasi dan hiperpigmentasi, jerawat, postacne, couperosis, rosacea dan lesi vaskular lainnya.

BAHAN: Plastik ABS, silikon.

BERAT: 215 g.

FUNGSI:

Lampu LED merah - Cahaya ini menembus kulit lebih dalam dibandingkan warna lain dari spektrum yang terlihat. Ia bekerja pada fibroblas (sel yang mensintesis kolagen), sehingga meningkatkan peremajaan kulit dan melawan tanda-tanda penuaan.

Lampu LED biru memiliki kedalaman penetrasi terendah dan beroperasi pada tingkat epidermis. Porfirin (pigmen dalam tubuh manusia) mampu menyerap sinar LED biru dan melepaskan molekul oksigen singlet sehingga membunuh bakteri jerawat yang hidup di permukaan kulit. Dengan demikian, lampu LED biru mendisinfeksi, mengurangi pembentukan peradangan, dan melawan jerawat.

Lampu LED kuning - menembus kulit cukup dalam untuk meningkatkan produksi kolagen, sehingga menghaluskan kerutan. Di bawah pengaruh lampu LED kuning pada proses seluler, pembuluh limfatik diaktifkan, drainase dan aliran getah bening ditingkatkan. Dengan demikian, pembengkakan berkurang, racun dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, lampu LED kuning memiliki efek menenangkan dan anti inflamasi pada kulit.

Cahaya campuran - kombinasi warna merah dan biru memungkinkan Anda menggabungkan fungsinya, sehingga cahaya campuran dianggap paling efektif saat mengatasi peradangan: jerawat dan pascajerawat. Lampu LED biru karena penetrasi yang lebih dangkal melawan penyakit kulit yang berhubungan dengan lapisan luar atas kulit - epidermis. Di sisi lain, lampu LED merah memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi sebum, yang jika digabungkan memberikan efisiensi tinggi dalam melawan penyakit kulit.

FITUR:

1. Masker dilengkapi dengan tali pengikat yang dapat disesuaikan.
2. Pelindung mata bawaan melindungi dari cahaya langsung yang masuk ke mata.

3. Masker silikon makanan aman digunakan.
4. Remote yang ringkas memungkinkan penggunaan masker secara portabel.
5. Mode kontrol otomatis dan manual.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Sebelum penggunaan masker pertama kali, lakukan "Uji Sensitivitas" sesuai petunjuk.
2. Pada remote, tekan dan tahan tombol on/off selama 1 detik untuk menyalakan masker. Setelah dinyalakan, fungsi lampu LED merah dan mode kontrol manual akan diaktifkan. Di sebelah tombol switching akan menyala indikator dengan huruf M (Manual - mode kontrol manual).
3. Jika masker memerlukan pengisian daya, baca bagian petunjuk Pengisian daya dan perhatikan bahwa masker tidak berfungsi selama pengisian daya.
4. Tekan kembali tombol on/off, masker akan beralih ke mode lampu LED biru.
5. Tekan tombol on/off untuk ketiga kalinya, mode lampu LED kuning akan dimulai.
6. Tekan tombol daya untuk keempat kalinya, mode fototerapi campuran akan diaktifkan.
7. Untuk mengalihkan masker ke mode otomatis (Otomatis - mode peralihan lampu otomatis), klik tombol peralihan.
8. Dalam mode otomatis, 5 menit adalah mode lampu LED merah, 3 menit lampu LED biru, 4 menit lampu LED kuning dan kemudian 3 menit dicampur.
9. Untuk mematikan masker, tekan tombol on/off.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Bersihkan kulit sebelum mengaplikasikan masker.
2. Kenakan masker, pastikan tapaknya menempel erat pada mata.
3. Atur mode kontrol manual atau otomatis sesuai kebijaksanaan Anda.
4. Dalam mode manual, pilih warna terapi cahaya LED yang diinginkan.
5. Perhatikan bahwa saat Anda beralih mode dalam kasus kontrol manual, pengatur waktu pintar 10 menit akan dimulai kembali. Namun sangat disarankan untuk tidak menggunakan masker lebih dari 15 menit.
6. Nikmati prosedur fototerapi di rumah.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
JERAWAT / INFLAMASI	Malam	Cahaya biru: 7 menit. Cahaya merah: 3 menit. Cahaya kuning: 5 menit.	Dua hari sekali	Sedang berlangsung
GARIS HALUS / PERUBAHAN TERKAIT USIA	Malam	Cahaya biru: 2 menit. Cahaya merah: 7 menit. Cahaya campuran: 5 menit.	2-3 kali seminggu	Sedang berlangsung
KULIT TERLIHAT / COUPEROSE / KULIT SENSITIF	Malam	Cahaya biru: 2 menit. Cahaya merah: 2 menit. Cahaya kuning: 2 menit. Cahaya campuran: 5 menit.	2-3 kali seminggu	Sedang berlangsung
PIGMENTASI / WARNA KULIT TIDAK MErata	Malam	Cahaya merah: 6 menit. Cahaya kuning: 4 menit. Cahaya campuran: 5 menit.	2-3 kali seminggu	Sedang berlangsung

KONTRAINDIKASI:
1. hentikan penggunaan jika terjadi ketidaknyamanan atau efek samping apa pun.

PERINGATAN:
1. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan di rumah saja.
2. Jangan gunakan masker saat mengisi daya.
3. Jangan biarkan air masuk ke permukaan atau ke dalam wadah perangkat.
4. Jangan gunakan alat di dekat sumber panas terbuka.
5. Selama pembersihan dan pemeliharaan perangkat, matikan daya.

DALAM KOTAK: (1) masker wajah, (2) panel kontrol, (3) kabel pengisi daya DC-USB,
4. tali pengikat, (5) tapak mata, (6) instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 3-4 h

WAKTU OPERASI: 40-45 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: 15 menit (mode otomatis), 10 menit (mode manual)

MODE:
• Lampu LED merah - panjang gelombang 630 nm
• Lampu LED biru - panjang gelombang 490 nm
• Lampu LED kuning - panjang gelombang 590 nm
• cahaya campuran

DAYA RINCI (INTENSIFENSI IRADIASI):
• Lampu LED merah: 2,4041 mW/cm2
• lampu LED biru - 8,6094 mW/cm2
Lampu LED kuning - 1,2704 mW/cm2
• cahaya campuran - 7,4833 mW/cm2

DOSIS ENERGI (INTENSITAS ENERGI) SESI 15 MENIT :
• Lampu LED merah - 2,1637 J/cm2
• lampu LED biru - 7,7485 J/cm2
• Lampu LED kuning - 1,1434 J/cm2
• cahaya campuran - 6,7350 J/cm2

TAHAN AIR: IP22



LED MASK 2.0 - MASKER FOTOTERAPI PERemajaan

Mengurangi pigmentasi

Memperbaiki warna kulit

Meningkatkan kekencangan kulit

Menghaluskan kerutan

KEKHAWATIRAN: tanda-tanda penuaan kulit, photoaging, manifestasi pigmentasi dan hiperpigmentasi, jerawat, postacne, couperosis, rosacea dan lesi vaskular lainnya.

BAHAN: silikon, plastik ABS.

BERAT: 380 g.

FUNGSI:
LED MASK didasarkan pada prinsip terapi cahaya LED. Lampu LED terpasang pada perangkat masker, yang masing-masing diprogram untuk memancarkan cahaya dengan warna tertentu. Setiap warna sesuai dengan panjang gelombang tertentu dalam spektrum cahaya tampak. Dengan bekerja pada kulit pada kedalaman yang berbeda, cahaya diserap oleh reseptor kulit, mengaktifkan proses alami di dalam sel dan menyebabkan reaksi kulit tertentu.

Lampu LED merah, memiliki panjang gelombang terbesar, lampu LED merah menembus kulit lebih dalam dari semua lampu yang disajikan. Ia bekerja pada fibroblas, yang merangsang produksi kolagen dan dengan demikian regenerasi kulit. Hasil terapi dengan lampu LED merah mempercepat penyembuhan luka, mengencangkan kulit, dan mengurangi tanda-tanda eksternal penuaan kulit seperti kerutan.

Lampu LED biru memiliki panjang gelombang terpendek dari semua warna spektrum tampak. Ia bekerja pada tingkat epidermis, memberikan efek antimikroba. Porfirin (pigmen dalam tubuh kita) mampu menyerap sinar LED biru dan melepaskan molekul oksigen singlet sehingga membunuh bakteri jerawat yang hidup di permukaan kulit. Dengan demikian, lampu LED biru mendisinfeksi, mengurangi pembentukan peradangan, dan melawan jerawat.

Lampu LED hijau diserap oleh epidermis dan dermis, menyebabkan reaksi seluler, yang salah satu konsekuensinya adalah pemulihan dan penyembuhan kulit. Digunakan untuk mengurangi kemerahan, meredakan iritasi pada kulit sensitif. Lampu LED hijau melawan couperosis, mengurangi ukuran kapiler, meningkatkan aliran darah bebas.

Lampu LED kuning (merah + hijau) digunakan untuk merangsang sirkulasi darah, membantu mencerahkan warna kulit, mengurangi keparahan pigmentasi.

Cahaya campuran (merah + biru + hijau = putih) digunakan untuk penetrasi kosmetik yang cepat dan dalam. Selain itu, ia memiliki efek relaksasi dan menenangkan secara umum pada tubuh.

FITUR:
1. Penahan bawaan tanpa tali pengikat.
2. Panel kontrol dengan layar LCD.
3. Peningkatan jumlah LED - 117 unit.
4. 3 tingkat intensitas untuk masing-masing mode cahaya, intensitas energi tinggi.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Sebelum penggunaan masker pertama kali, lakukan "Uji Sensitivitas" sesuai petunjuk.
2. Hubungkan masker ke panel kontrol menggunakan kabel Tipe C sebelum klik.
3. Tekan dan tahan tombol on/off pada panel kontrol selama 2 detik untuk menghidupkan perangkat, tunggu hingga terdengar sinyal. Masker akan otomatis menyala dalam mode lampu LED merah pada tingkat intensitas pertama.
4. Tekan sebentar (1 detik) pada tombol pengalih (↑/↓) akan memungkinkan Anda beralih ke mode lampu LED biru (indikator C: B pada panel kontrol), mode lampu LED hijau (indikator C: G), mode lampu LED kuning (indikator C: RG), mode lampu putih (indikator C: RGB).
5. Menekan sebentar (1 detik) pada tombol lampu pengatur intensitas cahaya (-/+) akan menaikkan level ke 3 atau kembali ke 1 level.
6. Menekan sebentar (1 detik) pada tombol jeda akan menghentikan perangkat, menekannya lagi akan mengembalikannya ke fungsi semula.
7. Tekan dan tahan tombol on/off pada panel kontrol selama 2 detik untuk mematikan perangkat.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Bersihkan dan keringkan tangan dan wajah Anda.
2. Letakkan masker di wajah Anda, kencangkan pengencang Velcro agar masker menempel dengan nyaman di wajah Anda.
3. Nyalakan masker dengan menyambungkan panel kontrol ke masker.
4. Pilih mode cahaya yang diinginkan dan tingkat intensitasnya.
5. Nikmati prosedur fototerapi.
6. Setiap mode lampu bekerja selama 15 menit, setelah itu remote dimatikan secara otomatis. Saat berpindah mode, pengatur waktu dimulai lagi. Saat melakukan fototerapi, pantau dengan cermat bahwa total waktu prosedur (saat menggunakan beberapa mode dalam satu sesi) tidak melebihi 15 menit.
7. Setelah terapi sinar LED selesai, gunakan produk perawatan Anda: serum atau krim, karena setelah mengaplikasikan masker LED, daya serap kulit meningkat.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
JERAWAT / INFLAMASI	Malam	Minggu 1: biru, rendah - 4 menit; merah, rendah - 3 menit; hijau, sedang - 6 menit. Minggu 2: biru, sedang - 4 menit; merah, rendah - 4 menit; hijau, sedang - 6 menit. Minggu 3: biru, tinggi - 5 menit; merah, tinggi - 3 menit; hijau, tinggi - 6 menit. Minggu 4: istirahat.	Dua hari sekali	1 bulan, termasuk istirahat. Istirahat 1 minggu. Ulangi program ini selama 2-3 bulan.
GARIS HALUS / PERUBAHAN TERKAIT USIA	Malam	Minggu 1: merah, sedang - 5 menit; hijau, tinggi - 5 menit; campur, tinggi - 2 menit. Minggu 2: merah, tinggi - 5 menit; hijau, tinggi - 7 menit; campur, tinggi - 2 menit. Alternatif minggu 1 dan 2.	2-3 kali seminggu	Tidak ada batasan kursus yang tetap
KULIT TERLIHAT / COUPEROSE / KULIT SENSITIF	Malam	Minggu 1: merah, rendah - 3 menit; hijau, sedang - 5 menit; campur, sedang - 5 menit. Minggu 2: merah, sedang - 5 menit; hijau, tinggi - 2 menit; campur, tinggi - 5 menit. Minggu 3: merah, tinggi - 5 menit; hijau, tinggi - 5 menit; campur, tinggi - 3 menit. Minggu 4: istirahat.	Dua hari sekali	1 bulan, termasuk istirahat. Istirahat 1 minggu. Dua kursus 4 minggu, lalu istirahat 1 bulan.
PIGMENTASI / WARNA KULIT TIDAK MErata	Malam	Merah: tinggi untuk pigmentasi gelap, sedang untuk pigmentasi normal - 6 menit. Hijau, tinggi - 4 menit. Campur, sedang - 5 menit.	2-3 kali seminggu	Sedang berlangsung

KONTRAINDIKASI:
1. Dilarang menggunakan alat ini untuk penderita epilepsi, penderita penyakit tiroid, atau sedang mengonsumsi obat untuk pengobatan kelenjar tiroid.
2. Dilarang menggunakan masker kepada konsumen yang kulitnya rusak, luka atau luka pasca operasi.

PERINGATAN:
1. Masker anti penuaan untuk fototerapi adalah alat yang digunakan di rumah. Ini hanya dapat digunakan sesuai dengan instruksi. Dilarang menggunakan masker untuk keperluan lain, karena dapat merusak produk atau membahayakan tubuh.
2. Jika masker rusak, hentikan penggunaan dan hubungi organisasi yang berwenang menerima klaim dari konsumen untuk menghindari bahaya.
3. Dilarang menggunakan masker saat mengisi daya. Selama mengisi daya, jangan sentuh masker, kabel pengisi daya, adaptor USB dengan tangan basah.
4. Segera hentikan penggunaan jika Anda merasa tidak nyaman atau reaksi merugikan (kulit kemerahan, gatal, alergi) akibat penggunaan masker.

DALAM KOTAK: 1) masker, 2) Kabel Tipe C-Tipe C untuk menyambung ke panel kontrol,
3. remote control, 4) kabel pengisi daya USB-C, 5) instruksi, 6) tas penyimpanan.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 3-4 h

WAKTU OPERASI: 140 menit (merah/biru/hijau) • 80 menit (cahaya campuran) • 78 menit (lampu LED kuning)

PENGATUR WAKTU CERDAS: 15 min

MODE:
• Lampu LED merah - panjang gelombang 660 nm
• Lampu LED biru - panjang gelombang 460 nm
• Lampu LED hijau - panjang gelombang 525 nm
• Lampu LED kuning - merah + hijau
• cahaya campuran (putih) - merah + biru + hijau

DAYA RINCI (INTENSIFENSI IRADIASI):
1 tingkat
• lampu LED merah - 6,595 mW/cm2
• lampu LED biru - 17,112 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 6,612 mW/cm2
Lampu LED kuning - 14,049 mW/cm2
• cahaya campuran - 27,542 mW/cm2 level 2
• lampu LED merah - 14,058 mW/cm2
• lampu LED biru - 30,48 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 15,636 mW/cm2
Lampu LED kuning - 17,857 mW/cm2
• cahaya campuran - 32,169 mW/cm2

tingkat ke-3
• lampu LED merah - 16,368 mW/cm2
• lampu LED biru - 47,653 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 23,095 mW/cm2
Lampu LED kuning - 28,081 mW/cm2
• cahaya campuran - 39,089 mW/cm2

DOSIS ENERGI (INTENSIF ENERGI) SESI 15 MENIT :
1 tingkat
• lampu LED merah - 5,9355 J/cm2
• lampu LED biru - 15,4008 J/cm2
• Lampu LED hijau - 5,9508 J/cm2
• Lampu LED kuning - 12,6441 J/cm2
• cahaya campuran - 24,7878 J/cm2 2 tingkat
• lampu LED merah - 12,6522 J/cm2
• lampu LED biru - 27,432 J/cm2
• Lampu LED hijau - 14,0724 J/cm2
• Lampu LED kuning - 16,0713 J/cm2
• cahaya campuran - 28,9521 J/cm2 3 tingkat
Lampu LED merah - 14,7312 J/cm2
• lampu LED biru - 42,8877 J/cm2
• Lampu LED hijau - 20,7855 J/cm2
• Lampu LED kuning - 25,2729 J/cm2
• cahaya campuran - 35,1801 J/cm2

TAHAN AIR: IP22



LED MASK 3.0 - MASKER FOTOTERAPI NIRKABEL

7 spektrum cahaya

Menghaluskan kerutan

Mengurangi pigmentasi

Mengurangi jerawat & bekas jerawat

Cahaya dari dalam

KEKHAWATIRAN: keriput, hilangnya elastisitas, jerawat dan peradangan, hiperpigmentasi, warna kulit kusam, bengkak, regenerasi tertunda, rendahnya efektivitas kosmetik.

BAHAN: Plastik ABS, silikon.

BERAT: 265 g.

FUNGSI:
Fototerapi (LED) adalah metode pemaparan gelombang cahaya non-termal dengan panjang berbeda yang menembus hingga kedalaman tertentu pada dermis dan diserap oleh fotoreseptor sel, sehingga memicu proses regenerasi alami.

Lampu LED merah (630 nm): menembus jauh ke dalam dermis, merangsang sintesis kolagen. Hasil terapi dengan lampu LED merah mempercepat penyembuhan luka, mengencangkan kulit, dan mengurangi tanda-tanda eksternal penuaan kulit seperti kerutan.

Lampu LED biru (415 nm): memiliki efek antibakteri yang kuat, mempengaruhi penyebab jerawat, mendisinfeksi, mengurangi peradangan dan menenangkan kulit.

Lampu LED Hijau (520 Nm): Menyelaraskan warna kulit secara keseluruhan. Digunakan untuk mengurangi kemerahan, pigmentasi, menghilangkan iritasi pada kulit sensitif. Lampu LED hijau melawan couperosis, mengurangi ukuran kapiler, meningkatkan aliran darah bebas.

Lampu LED kuning (630+520 nm): meningkatkan mikrosirkulasi di jaringan, menyediakan drainase limfatik, menghilangkan stagnasi dan pembengkakan.

Cahaya putih (630+520+415 nm): mempercepat metabolisme sel, meningkatkan penyerapan komponen aktif kosmetik.

Dekat Inframerah (NIR, 830 nm): Mempercepat regenerasi jaringan pada tingkat yang dalam, menyembuhkan kerusakan mikro dan menenangkan kulit.

Inframerah dalam (DIR, 1070 nm): mengaktifkan energi internal sel, memberikan efek nyata "bersinar dari dalam".

FITUR:
1. 7 spektrum warna: Cakupan warna maksimal untuk mengatasi berbagai masalah estetika dalam 1 perangkat.
2. Sistem kontrol ganda: kemampuan untuk bekerja melalui remote atau langsung melalui masker untuk kenyamanan dalam situasi apa pun.
3. Kontrol nirkabel. Masker mendukung koneksi Bluetooth ke remote, yang memungkinkan Anda mengonfigurasi dan mengontrol mode dari jarak jauh, tanpa menghubungkan masker ke remote menggunakan kabel. Hal ini menjamin mobilitas dan kenyamanan tinggi saat digunakan di segala kondisi.
4. Mode pengaturan manual. Membuat program yang disesuaikan: Anda menentukan urutan warna dan waktu pengoperasian setiap spektrum.
5. 3D - Bentuk topeng secara anatomis mengulangi bentuk wajah, sehingga memastikan kesesuaiannya.
6. Pengatur waktu cerdas: Secara otomatis mengakhiri sesi dalam 15 menit untuk penggunaan yang aman dan efisien.
7. Suara pengiring. Perangkat menyuarakan mode yang dipilih dan koneksi Bluetooth dalam 2 bahasa (Rusia dan Inggris). Fungsi ini opsional, pengaturan suara dapat dimatikan.
8. Fungsi memori: Menyimpan pengaturan terbaru secara manual untuk menghemat waktu dengan penggunaan rutin.
9. 2 lampu IR untuk penetrasi yang dalam. LED MASK 3.0 dilengkapi dengan dua spektrum radiasi infra merah (830 nm dan 1070 nm). Hal ini memungkinkan Anda untuk memulai proses peremajaan di lapisan terdalam dermis, yang tidak tersedia untuk kosmetik konvensional dan fototerapi standar.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
LED MASK 3.0 memiliki sistem kontrol ganda:
1. Melalui pengontrol pada casing masker.
2. Panel kendali jarak jauh.

Kontrol menggunakan pengontrol bawaan Saat dikontrol melalui pengontrol bawaan, masker hanya dapat bekerja secara otomatis.



1. Tekan tombol selama 2 detik untuk menghidupkan dan mematikan masker. Operasi ini disertai dengan bunyi bip panjang.
2. tekan sebentar tombol untuk mengganti lampu topeng.
3. Tekan tombol selama 5 detik untuk mengaktifkan fungsi Bluetooth dan menyambungkan ke panel kontrol. Setelah menghubungkan masker ke remote, indikator pada pengontrol masker akan menyala dengan warna biru.



4. Tekan tombol sebentar untuk meningkatkan tingkat intensitas cahaya.
5. Tekan tombol untuk memilih bahasa suara: Inggris atau Rusia.



6. Tekan sebentar tombol untuk mengurangi intensitas cahaya.
7. Tekan tombol untuk menghidupkan atau mematikan sulih suara.

Untuk mengontrol menggunakan remote, Anda harus menyalakan masker terlebih dahulu menggunakan pengontrol, kemudian hidupkan remote, tunggu hingga masker terhubung ke panel kontrol. Setelah koneksi berhasil, akan terdengar bunyi bip "Bluetooth tersambung/Bluetooth tersambung".



1. Dengan menekan tombol dalam waktu lama, nyalakan masker.
2. Menekan sebentar tombol memungkinkan Anda memilih mode kontrol topeng: Otomatis (1 lampu menyala sepanjang sesi, pengguna secara mandiri menentukan satu warna untuk prosedur) atau manual (pengguna mengatur perubahan warna, menentukan durasi dan intensitas warna yang diinginkan).
3. Menekan dalam waktu lama akan mematikan masker.



4. Tekan sebentar akan mengonfirmasi pengaturan yang dipilih: intensitas pencahayaan dan waktu.
5. Penekanan dua kali setelah mengatur semua pengaturan dalam mode kontrol manual akan memulai topeng.
6. Menekan sebentar selama sesi akan menghentikan prosedur. Tekan sebentar berulang kali akan melanjutkan sesi yang terputus. Selama jeda, layar berkedip.
7. Dalam mode manual, menekan lama setelah beralih ke mode manual memungkinkan Anda mengatur ulang pengaturan preset (pengaturan set terakhir).



8. Menekan sebentar tombol memungkinkan Anda beralih ke lampu yang diinginkan: tombol bawah akan beralih ke jenis lampu berikutnya; tombol atas akan mengembalikan Anda ke pengaturan lampu sebelumnya.



9. Dalam mode manual, menekan sebentar tombol naik akan meningkatkan tingkat intensitas dan waktu sesi, menekan tombol turun akan menguranginya.

10. Dalam mode otomatis, menekan sebentar tombol naik akan meningkatkan intensitas benturan, menekan tombol turun akan mengurangi tingkat intensitas.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Bersihkan kulit wajah sebelum sesi: hapus riasan, jangan gunakan produk perawatan.
2. Nyalakan masker menggunakan pengontrol.
3. Letakkan masker di wajah Anda agar pas di wajahnya.
4. Hubungkan dan kencangkan Velcros di bagian belakang agar masker menempel dengan nyaman pada Anda.

Mode kontrol otomatis
5. Anda dapat mengontrol mode otomatis baik secara langsung melalui masker maupun menggunakan panel kontrol.

Untuk mengontrol langsung melalui masker
6. Aktifkan dengan menekan lama tombol on/off pada pengontrol.
7. Dengan menekan sebentar tombol yang sama (mode on/off/switch), pilih jenis lampu yang diinginkan.
8. Dengan bantuan tombol naik dan turun, atur tingkat intensitas cahaya yang diinginkan.

9. Sesi akan dimulai secara otomatis, tidak perlu mengkonfirmasi dimulainya pekerjaan.
10. Pengatur waktu pintar 15 menit akan menyelesaikan program itu sendiri.

Untuk pengaturan dengan panel kontrol
11. Penting untuk membuat koneksi Bluetooth pada masker dengan remote. Setelah menyalakan masker, hidupkan panel kontrol dan tunggu sinyal suara.
12. Pada panel kontrol, mode kontrol otomatis diaktifkan terlebih dahulu. Periksa apakah huruf A akan muncul di sudut bawah layar.
13. Pilih lampu yang Anda inginkan.
14. Sesuaikan tingkat intensitas dari 1 hingga 3.
15. Masker akan secara otomatis mulai bekerja dengan menjalankan penghitung waktu mundur yang cerdas.
16. Setelah 15 menit, masker akan mati dengan sendirinya.

Mode kontrol manual
17. Aktifkan masker dengan pengontrol.
18. Mode manual hanya dapat dikontrol menggunakan panel kontrol, jadi penting untuk membuat sambungan masker Bluetooth dengan panel kontrol. Setelah menyalakan masker, hidupkan panel kontrol dan tunggu sinyal suara.
19. Pada panel kontrol, pilih mode kontrol manual. Di layar, huruf M akan menyala.
20. Anda dapat mengatur kombinasi lampu yang diinginkan, mengatur intensitas dan waktu durasinya.
21. Yang pertama diatur adalah lampu LED merah. Anda dapat memulai pengaturan dari tingkat intensitas. Penunjukan tingkat intensitas berkedip di layar. Menggunakan tombol +/-, pilih level yang diinginkan. Konfirmasikan dengan menekan tombol start/pause.
22. Kemudian Anda dapat memilih waktu pengoperasian lampu ini. Gunakan tombol +/- untuk menambah dan mempersingkat waktu pengoperasian lampu. Konfirmasikan pengaturan ini dengan menekan tombol start/pause.
23. Anda dapat mulai mengatur warna berikutnya dengan cara yang sama (Biru -> Kuning -> Hijau -> Putih -> Inframerah Dekat -> Inframerah Dalam).
24. Jika Anda ingin melewatkan salah satu warna, atur waktu pengoperasian nol untuk warna tersebut atau lewati dengan beralih ke lampu berikutnya menggunakan tombol V/Λ (tombol pengalih warna).
25. Dengan tombol Λ (tombol pengalih warna), Anda dapat kembali ke lampu sebelumnya dan mengatur kecerahan serta waktu pengoperasiannya.
26. Dalam mode kontrol manual, LED MASK 3.0 menyediakan fungsi memori. Menekan tombol start/pause dalam waktu lama setelah mengaktifkan pengaturan manual pada panel kontrol akan mengatur ulang kombinasi lampu yang telah ditetapkan sebelumnya.
27. Setelah sesi fototerapi, dianjurkan untuk menggunakan perawatan dan pelembab.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	PROGRAM PERAWATAN
jerawat	Kulit pemula dan sensitif: lampu LED biru di pagi hari; lampu LED merah di malam hari (satu jam sebelum tidur). Pengguna berpengalaman dan jenis kulit lainnya: pagi atau siang hari. Lampu LED biru menekan produksi melatonin dan dapat mengubah pola tidur.	Untuk pemula dan kulit sensitif: LED biru 15 menit pada satu hari dan LED merah 15 menit dua hari sekali. Ulangi secara bergantian. Untuk pengguna berpengalaman dan jenis kulit lain, gunakan LED biru 7 menit dan LED merah 7 menit dalam 1 sesi.	3-4 kali seminggu	Program perawatan: 4-6 minggu. Jeda: 2 minggu. Program dapat diulang atau diganti dengan program baru untuk masalah kulit lain.
TANDA PASCA JERAWAT	Lampu LED merah - malam (satu jam sebelum tidur) Warna lain terlepas dari waktu	Bekas luka: lampu LED merah - 7 menit; cahaya inframerah-dekat - 7 menit. Bintik merah: lampu LED kuning - 7 menit; lampu LED hijau - 7 menit.	Bekas Luka : 3 kali seminggu Bintik merah : 3 kali seminggu	Bekas luka: kursus pengobatan - 12 minggu; istirahat - 4-6 minggu. Ulangi kursus tersebut atau mulai kursus baru untuk masalah lain. Bintik merah: pengobatan - 6-8 minggu; istirahat - 4 minggu. Ulangi kursus tersebut atau mulai kursus baru untuk masalah lain.
PORI-PORI BESAR / BERMINYAK BERSINAR	Pagi/siang (karena lampu LED biru menekan produksi melatonin, dapat mengubah pola tidur)	Biru - 7 menit Merah - 7 menit	3-4 kali seminggu	Program perawatan: 6-8 minggu. Jeda: 3 minggu. Program dapat diulang atau diganti dengan program baru untuk masalah kulit lain.
PIGMENTASI	Apapun waktunya.	Lampu LED Kuning - 7 menit Lampu LED Hijau - 7 menit	3-4 kali seminggu	Program perawatan: 8-12 minggu. Jeda: 4-6 minggu. Program dapat diulang atau diganti dengan program baru untuk masalah kulit lain.
KULIT TERKELAP / MERASA KULIT KETAT	Malam hari (satu jam sebelum tidur)	Lampu LED merah - 5-7 menit lampu inframerah dekat - 5-7 menit	3-4 kali seminggu	Program perawatan: 6 minggu. Jeda: 4 minggu. Program dapat diulang atau diganti dengan program baru untuk masalah kulit lain.
ROSACEA	Lampu LED merah - malam (satu jam sebelum tidur) Warna lain terlepas dari waktu	Lampu LED kuning - 15 menit dalam satu hari; lampu LED merah - 10 menit setiap dua hari sekali, ditambah lampu inframerah dekat - 5 menit setiap dua hari sekali. Ulangi pergantian ini.	3-4 kali seminggu	Program perawatan: 8-12 minggu. Jeda: 4 minggu. Program dapat diulang atau diganti dengan program baru untuk masalah kulit lain.
KERJASAMA	Apapun waktunya.	Lampu LED hijau - 15 menit	2 kali seminggu	Program perawatan: 8-12 minggu. Jeda: 4 minggu. Program dapat diulang atau diganti dengan program baru untuk masalah kulit lain.

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	PROGRAM PERAWATAN
KERUTAN	Malam hari (satu jam sebelum tidur)	Lampu LED merah - 7 menit lampu inframerah dekat - 7 menit	3 kali seminggu	Program perawatan: 8-12 minggu. Jeda: 4 minggu. Program dapat diulang atau diganti dengan program baru untuk masalah kulit lain.
KOLAM RENANG	Lampu LED merah - malam hari (satu jam sebelum tidur) Lampu LED kuning terlepas dari waktu	Lampu LED merah - 15 menit (satu hari). Lampu LED kuning - 15 menit (dua hari sekali). Gantilah perawatan ini.	3-4 kali seminggu	Program perawatan: 6-8 minggu. Jeda: 3-4 minggu. Program dapat diulang atau diganti dengan program baru untuk masalah kulit lain.
KEBEMBANGAN	Apapun waktunya.	Lampu LED kuning - 15 menit	3-4 kali seminggu	Program perawatan: 8 minggu. Jeda: 2-4 minggu. Program dapat diulang atau diganti dengan program baru untuk masalah kulit lain.
KULIT DEWASA / KEHILANGAN KEKERASAN & NADA / KELEMAHAN KULIT	Malam hari (satu jam sebelum tidur)	1 sesi 2 kali seminggu: Lampu LED merah - 7 menit lampu inframerah-dekat - 7 menit 1 sesi 2 kali seminggu: IR Dalam - 15 menit sesi minggu pertama - 5 menit sesi minggu ke-2 - 10 menit minggu ke-3 dan selanjutnya - 15 menit	4 kali seminggu	Program perawatan: 8-12 minggu. Jeda: 4 minggu. Program dapat diulang atau diganti dengan program baru untuk masalah kulit lain.
Level: Mulai dari level 1, gunakan selama 1 minggu, lalu lanjutkan ke level 2, gunakan selama 1,5 minggu, lalu lanjutkan ke level 3.				

KONTRAINDIKASI:

1. Jangan menggunakan masker jika Anda menderita lupus eritematosus, menderita eksim fotosensitif, atau albinisme. Penggunaan fototerapi pada kondisi seperti itu dapat menyebabkan reaksi kulit yang parah.
2. Dilarang menggunakan masker jika Anda menderita gangguan fotosensitifitas apa pun (bila Anda sensitif terhadap cahaya).
3. Jangan menggunakan masker jika Anda sedang mengonsumsi obat yang menyebabkan fotosensitifitas. Ini bisa berupa antibiotik tertentu, obat kemoterapi, dan diuretik. Sebelum menggunakan gadget, konsultasikan dengan dokter Anda.
4. Jangan menggunakan masker jika mengalami luka atau menghindari area tersebut selama sesi fototerapi.
5. Jangan menggunakan masker jika mengalami luka bakar akibat sinar matahari dalam 2 minggu terakhir.
6. Jangan menggunakan masker jika memiliki skin Fitzpatrick tipe I, V, atau VI.
7. Jangan menggunakan masker jika ada riwayat epilepsi ringan.
8. Jangan gunakan untuk jerawat yang parah.
9. Dilarang menggunakan alat ini kepada bayi, penderita penyakit tiroid, atau sedang mengonsumsi obat untuk pengobatan kelenjar tiroid.

10. Jangan gunakan masker selama pengisian atau perawatannya. Selama mengisi daya, jangan sentuh masker, kabel pengisi daya, adaptor USB dengan tangan basah.
11. Jangan menggunakan masker jika sudah rusak. Hubungi organisasi yang diberi wewenang oleh produsen untuk menerima klaim dari konsumen.

PERINGATAN:

1. Uji sensitivitas sebaiknya dilakukan sebelum menggunakan masker.
2. Matikan dan lepaskan masker jika terasa panas atau kulit terasa panas yang tidak sedap.
3. Gunakan masker hanya pada kulit yang telah dibersihkan: hapus riasan, jangan gunakan produk perawatan sebelum prosedur. Beberapa bahan dapat menyebabkan sensitivitas cahaya atau mengurangi efek pengobatan.
4. Gunakan masker jauh dari air, hindari terkena air pada perangkat.
5. Jangan letakkan masker pada permukaan yang panas.
6. Jangan mencoba memodifikasi atau memperbaiki sendiri gadget tersebut. Hal ini membatalkan garansi dan dapat mengakibatkan sengatan listrik. Perangkat tidak mengandung komponen yang dapat diservis sendiri.
7. Jangan gunakan masker jika perangkat itu sendiri, pengontrolnya, steker pengisi daya, atau kabelnya rusak.
8. Sebelum menyambungkan, periksa apakah voltase sesuai dengan voltase yang tertera pada perangkat.
9. Jangan biarkan peralatan terkena pukulan keras agar tidak merusak lampu.
10. Jangan melihat ke arah sumber cahaya saat perangkat sedang dioperasikan untuk tujuan perlindungan mata.
11. Jangan gunakan masker dalam kondisi berikut: di bidang MRI, diatermia, elektrokoagulasi, transmisi daya nirkabel, 5G, dan sistem lain dengan pemancar elektromagnetik.
12. Hindari menggunakan peralatan ini di dekat peralatan lain atau bertumpuk, karena dapat menyebabkan kegagalan fungsi. Jika penggunaan tersebut diperlukan, kedua perangkat harus dipantau untuk memastikan fungsinya dengan baik.
13. Gunakan konverter dan kabel asli. Penggunaan aksesori selain yang ditentukan atau disediakan oleh pabrikan dapat menyebabkan peningkatan radiasi elektromagnetik atau penurunan kekebalan peralatan ini, yang akan mengakibatkan pengoperasian yang tidak tepat.
14. Jangan menggunakan masker lebih dekat dari 30 cm dari perangkat radio yang berfungsi: router Wi-Fi, ponsel, monitor bayi, dan antena. Sinyal radio yang kuat dapat menyebabkan masker tidak berfungsi atau mengurangi efektivitas prosedur.
15. LED MASK 3.0 adalah perlengkapan kebersihan pribadi; tidak disarankan untuk menyebarkannya kepada orang lain.
16. Jika masker rusak, hentikan penggunaan dan hubungi organisasi yang berwenang menerima klaim dari konsumen untuk menghindari bahaya. Jika terjadi perbaikan sendiri, pembongkaran, penggunaan yang salah, organisasi yang berwenang menerima klaim dari konsumen dibebaskan dari kewajiban garansi.
17. Segera hentikan penggunaan jika Anda merasa tidak nyaman atau reaksi merugikan (kulit kemerahan, gatal, alergi) akibat penggunaan masker.

DALAM KOTAK: 1) masker, 2) kabel pengisi daya Tipe-C Ganda, 3) remote control, 4. petunjuk penggunaan, (5) tas penyimpanan.

SPESIFIKASI TEKNIS:

KEKUATAN: 3 W

KAPASITAS BATERAI: 850 mAh

TEGANGAN OPERASI: 3,7 V

TEGANGAN PASOKAN: 5 V

PENGATUR WAKTU CERDAS: 15 min

WAKTU PENGISIAN: 4 jam (masker), 45 menit (remote control)

WAKTU OPERASI: • 64 menit (mode lampu LED merah) • 60 menit (mode lampu LED biru), • 55 menit (mode lampu LED kuning), • 55 menit (mode lampu LED hijau), • 57 menit (mode lampu putih), • 93 menit (mode inframerah dekat (NIR)), • 215 menit (mode inframerah dalam (DIR))

MODE:
• Lampu LED merah - panjang gelombang 630 nm
• Lampu LED biru - panjang gelombang 415 nm
• Lampu LED hijau - panjang gelombang 520 nm
• Lampu LED kuning - merah + hijau
• cahaya putih - merah + biru + hijau
Cahaya inframerah-dekat - 830 nm
Cahaya inframerah dalam - 1070 nm

DAYA RINCI (INTENSIFENSI IRADIASI):
1 tingkat
• Lampu LED merah: 10,5 mW/cm2
• lampu LED biru - 12,4 mW/cm2
• Lampu LED kuning - 10,4 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 8,4 mW/cm2
cahaya putih - 13,3 mW/cm2
• NIR - 7,76 mW/cm2
DIR - 3,14 mW/cm2 tingkat 2
• lampu LED merah - 14,4 mW/cm2
• lampu LED biru - 18,5 mW/cm2
• Lampu LED kuning - 13,9 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 11,2 mW/cm2
cahaya putih - 16,9 mW/cm2
• NIR - 10,49 mW/cm2
DIR - 4,24 mW/cm2 tingkat 3
• lampu LED merah - 17,4 mW/cm2
• lampu LED biru - 20,2 mW/cm2
• Lampu LED kuning - 17,6 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 14,6 mW/cm2

cahaya putih - 19,1 mW/cm2
• NIR - 17,1 mW/cm2
• DIR - 8,3 mW/cm2

DOSIS ENERGI (INTENSIF ENERGI) SESI 15 MENIT :
1 tingkat
• lampu LED merah - 9,45 J/cm2
• lampu LED biru - 11,16 J/cm2
• Lampu LED kuning - 9,36 J/cm2
• Lampu LED hijau - 7,56 J/cm2
cahaya putih - 11,97 J/cm2
• NIR - 6,98 J/cm2
• DIR - 2,83 J/cm2 tingkat 2
• lampu LED merah - 12,96 J/cm2
• lampu LED biru - 16,65 J/cm2
• Lampu LED kuning - 12,51 J/cm2
• Lampu LED hijau - 10,08 J/cm2
cahaya putih - 15,21 J/cm2
• NIR - 9,44 J/cm2
• DIR - 3,82 J/cm2 3 tingkat
• lampu LED merah - 15,66 J/cm2
• lampu LED biru - 18,18 J/cm2
• Lampu LED kuning - 15,84 J/cm2
• Lampu LED hijau - 13,14 J/cm2
cahaya putih - 17,19 J/cm2
• NIR - 15,39 J/cm2
• DIR - 7,47 J/cm2

DIMENSI (H X W X D): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - FOTOTERAPI UNTUK LEHER & DECOLLETE

Meningkatkan sirkulasi

Mengurangi pigmentasi

Meratakan warna kulit

Menghaluskan kerutan

KEKHAWATIRAN: pigmentasi, jerawat, couperosis, rosacea, jerawat, tanda-tanda penuaan kulit, peningkatan kerja kelenjar sebaceous, pori-pori membesar, kulit kusam dan lelah.

BAHAN: silikon, plastik ABS.

BERAT: 210 g.

FUNGSI:
MASKER LEHER LED didasarkan pada prinsip terapi cahaya LED. Lampu LED terpasang pada perangkat masker, yang masing-masing diprogram untuk memancarkan cahaya dengan warna tertentu. Setiap warna sesuai dengan panjang gelombang tertentu dalam spektrum cahaya tampak. Dengan bekerja pada kulit pada kedalaman yang berbeda, cahaya diserap oleh reseptor kulit, mengaktifkan proses alami di dalam sel dan menyebabkan reaksi kulit tertentu.

Lampu LED merah - Cahaya ini menembus kulit lebih dalam dibandingkan warna lain dari spektrum yang terlihat. Ia bekerja pada fibroblas (sel yang mensintesis kolagen), sehingga meningkatkan peremajaan kulit dan melawan tanda-tanda penuaan.

Lampu LED biru memiliki kedalaman penetrasi terendah dan beroperasi pada tingkat epidermis. Porfirin (pigmen dalam tubuh manusia) mampu menyerap sinar LED biru dan melepaskan molekul oksigen singlet sehingga membunuh bakteri jerawat yang hidup di permukaan kulit. Dengan demikian, lampu LED biru mendisinfeksi, mengurangi pembentukan peradangan, dan melawan jerawat.

Lampu LED hijau diserap oleh epidermis dan dermis, menyebabkan reaksi seluler, yang salah satu konsekuensinya adalah pemulihan dan penyembuhan kulit. Digunakan untuk mengurangi kemerahan, meredakan iritasi pada kulit sensitif. Lampu LED hijau melawan couperosis, mengurangi ukuran kapiler, meningkatkan aliran darah bebas.

Lampu LED kuning (merah + hijau) - digunakan untuk merangsang sirkulasi darah, membantu mencerahkan warna kulit, mengurangi keparahan pigmentasi.

Cahaya campuran (merah + biru + hijau = putih) - digunakan untuk penetrasi kosmetik yang cepat dan dalam. Selain itu, ia memiliki efek relaksasi dan menenangkan secara umum pada tubuh.

Dekat Inframerah - mempercepat regenerasi jaringan pada tingkat yang dalam, menyembuhkan kerusakan mikro dan menenangkan kulit.

FITUR:
1. Bentuk unik untuk paparan pada area leher dan garis leher yang rentan.
2. Pemasangan sederhana di kedua sisi masker.
3. Panel kontrol ergonomis.
4. 3 tingkat intensitas untuk masing-masing mode cahaya, intensitas energi tinggi.
5. Masker silikon makanan aman digunakan.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Hubungkan masker ke panel kontrol menggunakan kabel Tipe C. Masukkan kabel ke dalam konektor hingga Anda mendengar bunyi klik yang khas.
2. Tekan dan tahan tombol on/off pada panel kontrol selama 2 detik untuk menghidupkan perangkat. Masker akan otomatis menyala dalam mode lampu LED merah pada tingkat intensitas pertama (indikator C:R, L:1 pada tampilan panel kontrol).
3. Tekan sebentar (1 detik) pada tombol pengalih (↑/↓) akan memungkinkan Anda beralih ke mode lampu LED biru (indikator C: B pada panel kontrol), mode lampu LED hijau (indikator C: G), mode lampu LED kuning (indikator C: RG), mode lampu putih (indikator C: RGB), mode NIR (indikator C: IR_).
4. Tekan sebentar (1 detik) pada tombol pengatur intensitas cahaya lampu (-/+) akan menaikkan level ke 3 atau kembali ke 1 level (indikator L: 1 (2/3) pada panel kontrol).
5. Menekan sebentar (1 detik) pada tombol jeda akan menghentikan perangkat, menekannya lagi akan mengembalikannya ke fungsi semula.
6. Tekan dan tahan tombol on/off pada panel kontrol selama 2 detik untuk mematikan perangkat.

CARA MENGGUNAKAN:
Sebelum penggunaan pertama, lakukan uji sensitivitas:
Letakkan masker di bagian dalam tangan Anda.
Nyalakan masker dan lakukan sesi fototerapi 15 menit penuh.
Jika Anda merasa tidak nyaman atau terbakar pada kulit, segera hentikan penggunaan masker.
• Tunggu sekitar 6 jam setelah pengecekan. Jika bagian dalam tangan Anda berwarna merah dan/atau gatal, maka MASKER LEHER LED tidak cocok untuk Anda gunakan.
1. Hubungkan remote control ke masker.
2. Letakkan masker di leher Anda.
3. Nyalakan masker, pilih mode cahaya yang diinginkan dan tingkat intensitasnya.
4. Nikmati prosedur fototerapi. Masing-masing mode lampu bekerja selama 15 menit, setelah itu remote dimatikan secara otomatis. Saat berpindah mode, pengatur waktu dimulai lagi. Saat melakukan fototerapi, pantau dengan cermat bahwa total waktu prosedur (saat menggunakan beberapa mode dalam satu sesi) tidak melebihi 15 menit.
5. Setelah terapi sinar LED selesai, gunakan produk perawatan Anda: serum atau krim, karena setelah mengaplikasikan masker LED, daya serap kulit meningkat.
6. Gunakan masker secara rutin 3-4 kali seminggu selama minimal 4 minggu agar hasil terlihat.
7. Setelah mencapai efek yang diinginkan, 1-2 prosedur dapat dilakukan per minggu.

KONTRAINDIKASI:
1. Masker fototerapi LED untuk leher dan décolleté adalah perangkat untuk digunakan di rumah. Gunakan hanya seperti yang dijelaskan dalam panduan pengguna ini. Jangan menggunakannya untuk tujuan lain, karena dapat merusak produk atau membahayakan tubuh.
2. Jika masker rusak, hentikan penggunaan dan hubungi organisasi yang berwenang menerima klaim dari konsumen untuk menghindari bahaya. Jika terjadi perbaikan sendiri, pembongkaran, penggunaan yang salah, organisasi yang berwenang menerima klaim dari konsumen dibebaskan dari kewajiban garansi.
3. Dilarang menggunakan masker saat mengisi daya. Selama mengisi daya, jangan sentuh masker, kabel pengisi daya, adaptor USB dengan tangan basah.
4. Segera hentikan penggunaan jika Anda merasa tidak nyaman atau reaksi merugikan (kulit kemerahan, gatal, alergi) akibat penggunaan masker.
5. Dilarang menggunakan alat ini untuk penderita epilepsi, penderita penyakit tiroid, atau sedang mengonsumsi obat untuk pengobatan kelenjar tiroid.
6. Dilarang menggunakan masker kepada konsumen yang mengalami kerusakan kulit, luka atau luka pasca operasi.

PERINGATAN:
1. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan di rumah saja.
2. Jangan gunakan masker saat mengisi daya.
3. Jangan biarkan air masuk ke permukaan atau ke dalam wadah perangkat.
4. Jangan gunakan alat di dekat sumber panas terbuka.
5. Selama pembersihan dan pemeliharaan perangkat, matikan daya.

DALAM KOTAK: (1) masker fototerapi, (2) panel kontrol, (3) kabel Tipe C untuk menyambungkan panel kontrol ke masker, (4) kabel pengisi daya USB Tipe C, (5) tas penyimpanan, (6) instruksi, (7)2 tali masker.

SPESIFIKASI TEKNIS:
WAKTU PENGISIAN: 2 jam waktu kerja: 60 menit pengatur waktu pintar: 15 menit (mode otomatis)
MODE:
• Lampu LED merah - panjang gelombang 630 nm
• Lampu LED biru - panjang gelombang 415 nm
• Lampu LED hijau - panjang gelombang 525 nm
• Lampu LED kuning - merah + hijau
• cahaya campuran (putih) - merah + biru + hijau
Cahaya inframerah-dekat - panjang gelombang 830 nm

DAYA RINCI (INTENSIFENSI IRADIASI):
1 tingkat
• Lampu LED merah: 7,755 mW/cm2
• lampu LED biru - 16,6 mW/cm2
• Lampu LED hijau: 12,214 mW/cm2
Lampu LED kuning - 16,069 mW/cm2
• cahaya campuran - 30,211 mW/cm2
• Cahaya inframerah-dekat: 6,2 mW/cm2

tingkat 2
• lampu LED merah - 16,562 mW/cm2
• lampu LED biru - 23,34 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 15,710 mW/cm2
• Lampu LED kuning - 26,597 mW/cm2
• cahaya campuran - 33,950 mW/cm2
Cahaya inframerah-dekat - 11,9 mW/cm2 level 3
• lampu LED merah - 22,896 mW/cm2
• lampu LED biru - 29,57 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 25,895 mW/cm2
Lampu LED kuning - 30,697 mW/cm2
• cahaya campuran - 38,154 mW/cm2
Cahaya inframerah-dekat - 19,54 mW/cm2

DOSIS ENERGI (INTENSIF ENERGI) SESI 15 MENIT
1 tingkat
Lampu LED merah : 7,755 J/cm2
• lampu LED biru - 17,928 J/cm2
• Lampu LED hijau - 12,214 J/cm2
• Lampu LED kuning - 16,069 J/cm2
• cahaya campuran - 30,211 J/cm2
Cahaya inframerah-dekat - 6,20 J/cm2 level 2
• Lampu LED merah - 16,562 J/cm2
• lampu LED biru - 33,240 J/cm2
• Lampu LED hijau - 15,710 J/cm2
• Lampu LED kuning - 26,597 J/cm2
• cahaya campuran - 33,950 J/cm2
Cahaya inframerah-dekat - 11,9 J/cm2 level 3
• lampu LED merah - 22,896 J/cm2
• lampu LED biru - 50,627 J/cm2
• Lampu LED hijau - 25,895 J/cm2
• Lampu LED kuning - 30,697 J/cm2
• cahaya campuran - 38,154 J/cm2
• cahaya inframerah-dekat -19,54 J/cm2

TAHAN AIR: IP22



LED PATCHES - PATCH PERAWATAN KULIT LED YANG DITARGETKAN

Dengan cepat meredakan peradangan

Mencerahkan pigmentasi

Pengangkatan yang ditargetkan

Meningkatkan ketegasan

KEKHAWATIRAN: peradangan lokal dan jerawat, reaksi alergi pada kulit, ketidaksempurnaan kecil, ketidakseimbangan minyak, perubahan terkait usia di area tertentu (keriput, lipatan), bintik-bintik penuaan.

BAHAN: Plastik PC, silikon.

BERAT: 23,4g (kotak), 2,78g (tambalan).

FUNGSI:

Fototerapi (LED) adalah metode pemaparan gelombang cahaya dengan panjang berbeda yang menembus hingga kedalaman tertentu pada kulit dan diserap oleh sel sehingga memicu proses regenerasi alami.

Lampu LED merah (630 nm): merangsang proses metabolisme dalam sel, mendorong pemulihan mendalam, memperbaiki tekstur kulit dan mencerahkan bintik-bintik penuaan.

Lampu LED biru (415 nm): menormalkan keseimbangan kulit berminyak, meningkatkan pembersihan menyeluruh dan menenangkannya.

Patch bekerja dalam MODE GABUNGAN tunggal yang menggabungkan dua spektrum cahaya untuk efek antibakteri dan anti-penuaan secara bersamaan.

UVC - Radiasi (275 nm) dalam Wadah: Digunakan secara eksklusif di dalam wadah tertutup untuk mensterilkan tambalan. Radiasi tersebut menghancurkan DNA dan RNA bakteri dan virus, memastikan penggunaan patch berikutnya benar-benar aman untuk kulit.

FITUR:
1. Perawatan yang ditargetkan: ukurannya yang ringkas memungkinkan Anda menempelkan tambalan secara tepat ke area yang memerlukan perawatan (jerawat, lipatan, atau bintik pigmen).
2. Tangan bebas: tambalan terpasang erat pada kulit dengan Velcro hipoalergenik khusus (disertakan dalam 32 buah), memungkinkan Anda menjalankan bisnis Anda selama sesi.
3. Sterilisasi otomatis: Wadah tertutup dengan tambalan secara otomatis memicu siklus desinfeksi UVC selama 1 menit, menjamin keamanan tambalan kulit setiap kali digunakan.
4. Pengatur waktu cerdas: Sesi berlangsung tepat 10 menit, setelah itu patch mati dengan sendirinya.
5. Otonomi: Pengisian penuh casing cukup untuk 10 pengisian penuh patch, dan satu patch dapat bekerja hingga 60 menit terus menerus.

6. Efisiensi ganda: 2 patch independen disediakan dalam wadah pengisi daya. Anda dapat menggunakannya secara bersamaan pada area masalah yang berbeda pada wajah (misalnya, pada kerutan simetris atau beberapa peradangan), sehingga mengurangi waktu prosedur menjadi setengahnya. Atau bergantian: saat satu patch diisi dan didisinfeksi, patch kedua sudah siap digunakan, memberikan perawatan berkelanjutan.
7. Portabilitas: Simpan dan isi daya patch saat bepergian. Casing tertutup yang ringkas memastikan keamanan perangkat di dalam tas, melindunginya dari kerusakan eksternal.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Hapus semua tambalan dari wadah pengisi daya.
2. Ambil tempelan perekat Velcro dan tempelkan di bagian belakang perangkat.
3. Lepaskan lapisan pelindung dari Velcro dan tempelkan tambalan pada kulit bersih di lokasi perawatan. Tekan untuk mencengkeram kulit.
4. Tekan tombol di sisi depan patch untuk mengaktifkan.
5. Perangkat akan mati secara otomatis setelah 10 menit (atau tekan tombol lagi untuk mematikan paksa).
6. Setelah sesi selesai, lepaskan dan buang Velcro bekas.
7. Kembalikan patch ke casing nirkabel dengan tombol menghadap ke belakang dan kontak pengisi daya menghadap ke bawah untuk pengisian daya dan desinfeksi otomatis. Indikator hijau mengonfirmasi koneksi yang benar.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Uji sensitivitas. Penting: tes harus dilakukan sebelum prosedur. Tempatkan patch yang diaktifkan di bagian dalam lengan Anda selama 10 menit. Jika terasa panas atau tidak nyaman, segera lepas perangkat. Evaluasi reaksinya setelah 6 jam. Jika kulit memerah atau gatal, penggunaan koyo tidak tepat untuk Anda.
2. Penggunaan sehari-hari: Bersihkan kulit sebelum sesi. Jangan gunakan produk perawatan.
3. Amankan patch ke area masalah dan nyalakan.
4. Tidak disarankan melebihi batas 10 menit pada satu zona dalam satu sesi.
5. Setelah menyelesaikan pekerjaan, gunakan perawatan atau pelembab seperti biasa.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

Untuk pengguna baru LED: gunakan patch dua hari sekali pada area yang ingin dirawat hingga mencapai hasil yang diinginkan.

UNTUK PENGGUNA BERPENGALAMAN: Gunakan 1 kali sehari pada area yang bermasalah hingga efeknya tercapai.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan sensitivitas cahaya: dilarang menggunakan perangkat jika Anda menderita penyakit yang menyebabkan hipersensitivitas terhadap cahaya (misalnya lupus eritematosus atau fotodermatosis).
2. Obat-obatan dan kosmetik tertentu: Anda tidak dapat menggunakan tambalan jika Anda sedang mengonsumsi obat atau menggunakan kosmetik yang meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya. Ini termasuk retinoid, beberapa antibiotik, dan minyak esensial jeruk.
3. Lesi kulit: Hindari penggunaan pada area dengan luka terbuka atau luka dalam.
4. Intoleransi terhadap prosedur: perangkat tidak cocok untuk Anda jika, setelah tes pendahuluan pada lengan bawah, kulit menjadi merah atau mulai gatal.

PERHATIAN:
1. Tangan kering: Sebelum menggunakan perangkat, pastikan tangan Anda benar-benar kering.
2. Perlindungan penglihatan: Jangan melihat langsung ke sumber cahaya dalam waktu lama saat patch menyala.
3. Hentikan ketidaknyamanan: Segera hentikan penggunaan jika Anda merasa iritasi selama prosedur.
4. Perlindungan Kelembapan: Tambalan tidak tahan air. Jangan mencucinya dengan air atau menggunakannya di lingkungan yang lembab (seperti kamar mandi).
5. Pengisian daya yang aman: Jangan biarkan wadah pengisi daya terhubung ke jaringan untuk waktu yang lama. Matikan segera setelah daya mencapai 100%. Jangan gunakan perangkat saat tersambung ke stopkontak.
6. Pembersihan: setelah setiap kali digunakan, seka perlahan permukaan tambalan yang berfungsi dengan kain lembut yang tidak berbulu. Jangan gunakan disinfektan yang agresif atau bahan yang mudah terbakar.

DALAM KOTAK: (1) kotak pengisi daya x1, 2) tambalan x2, 3) Velcro untuk memperbaiki tambalan x32, 4. Kabel pengisi daya Tipe C ganda x1, 5) petunjuk penggunaan x1.

SPESIFIKASI TEKNIS:

DIMENSI (H X W X D): 35x58x20 mm (kotak), 21x21x5 mm (tambalan)

SUMBER DAYA: baterai litium-ion

TEGANGAN OPERASI: 3,6 V

TEGANGAN PASOKAN: 5 V

KEKUATAN: 0,09 W

KAPASITAS BATERAI: 200 mAh (casing), 18 mAh (tambalan)

WAKTU PENGISIAN: 1,5 h

PENGATUR WAKTU CERDAS: 10 min

WAKTU PENGOPERASIAN TANPA KABEL MAKSIMUM: 10 biaya patch penuh (dari 1 biaya kasus), 60 menit pengoperasian terus-menerus (1 patch)

JUMLAH LED: 1 lampu di tambalan

PANJANG GELOMBANG:
• Campuran: merah 630 nm + biru 415 nm
Fungsi casing: desinfeksi UVC otomatis - 275 nm

INTENSIFENSI IRADIASI:
• spektrum campuran - 36,36 mW/cm2



LED SET - FOTOTERAPI UNTUK WAJAH, LEHER & DECOLLETE

Memperbaiki warna kulit

Menghaluskan kerutan

Mengurangi jerawat & bekas jerawat

Meningkatkan sirkulasi

Mengurangi pigmentasi

KEKHAWATIRAN: tanda-tanda penuaan kulit, photoaging, manifestasi pigmentasi dan hiperpigmentasi, jerawat, postacne, couperosis, rosacea dan lesi vaskular lainnya.

BAHAN: silikon, plastik ABS.

BERAT: 380 g (masker wajah) + 210 g (masker leher).

FUNGSI:
SET LED didasarkan pada prinsip terapi cahaya LED. Lampu LED terpasang pada perangkat masker, yang masing-masing diprogram untuk memancarkan cahaya dengan warna tertentu. Setiap warna sesuai dengan panjang gelombang tertentu dalam spektrum cahaya tampak. Dengan bekerja pada kulit pada kedalaman yang berbeda, cahaya diserap oleh reseptor kulit, mengaktifkan proses alami di dalam sel dan menyebabkan reaksi kulit tertentu.

Lampu LED merah, yang memiliki panjang gelombang terbesar, menembus kulit lebih dalam dari semua lampu yang disajikan. Ia bekerja pada fibroblas, yang merangsang produksi kolagen dan dengan demikian regenerasi kulit. Hasil terapi dengan lampu LED merah mempercepat penyembuhan luka, mengencangkan kulit, dan mengurangi tanda-tanda eksternal penuaan kulit seperti kerutan.

Lampu LED biru memiliki panjang gelombang terpendek dari semua warna spektrum tampak. Ia bekerja pada tingkat epidermis, memberikan efek antimikroba. Porfirin (pigmen dalam tubuh kita) mampu menyerap sinar LED biru dan melepaskan molekul oksigen singlet sehingga membunuh bakteri jerawat yang hidup di permukaan kulit. Dengan demikian, lampu LED biru mendisinfeksi, mengurangi pembentukan peradangan, dan melawan jerawat.

Lampu LED hijau diserap oleh epidermis dan dermis, menyebabkan reaksi seluler, yang salah satu konsekuensinya adalah pemulihan dan penyembuhan kulit. Digunakan untuk mengurangi kemerahan, meredakan iritasi pada kulit sensitif. Lampu LED hijau melawan couperosis, mengurangi ukuran kapiler, meningkatkan aliran darah bebas.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:
Lampu LED kuning (merah + hijau) - digunakan untuk merangsang sirkulasi darah, membantu mencerahkan warna kulit, mengurangi kepar[illegible] pigmentasi. Cahaya campuran (merah + biru + hijau = putih) - digunakan untuk penetrasi kosmetik yang cepat dan dalam. Selain itu, ia memiliki efek relaksasi [illegible] ketegangan saraf dalam pada tubuh.

FITUR:
1. Zona paparan masker: 2 masker menutupi 3 area yang memerlukan perawatan.
2. Remote control tunggal: kedua masker dikontrol oleh 1 remote control.
3. Penggunaan multifungsi: masker dapat digunakan satu set (2 bersamaan) dan terpisah
4. Mode kontrol manual memungkinkan Anda mengonfigurasi sesi masker individual.
5. Bahan maskernya adalah silikon makanan: aman untuk kulit, tidak menyebabkan iritasi.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Hubungkan masker ke panel kontrol menggunakan kabel Tipe C. Masukkan setiap output kabel ke dalam konektor masker sampai Anda mendengar bunyi klik yang khas.
2. Tekan dan tahan tombol on/off pada panel kontrol selama 2 detik untuk menghidupkan perangkat.
3. Tekan sebentar (1 detik) pada tombol pengalih (↑/↓) akan memungkinkan Anda beralih ke mode lampu LED biru (indikator C: B pada panel kontrol), mode lampu LED hijau (indikator C: G), mode lampu LED kuning (indikator C: RG), mode lampu putih (indikator C: RGB).
4. Tekan sebentar (1 detik) pada tombol pengatur intensitas cahaya lampu (-/+) akan menaikkan level ke 3 atau kembali ke 1 level (indikator L: 1 (2/3) pada panel kontrol).
5. Menekan sebentar (1 detik) pada tombol jeda akan menghentikan pengoperasian perangkat, menekannya lagi akan mengembalikannya ke fungsi kerja.
6. Tekan dan tahan tombol on/off pada panel kontrol selama 2 detik untuk mematikan masker.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Sebelum penggunaan masker pertama kali, lakukan "Uji Sensitivitas" sesuai petunjuk.
2. Hubungkan remote control ke masker.
3. Kenakan masker wajah dan masker area leher dan leher.
4. Nyalakan masker, pilih mode cahaya yang diinginkan dan tingkat intensitasnya.
5. Nikmati prosedur fototerapi.
6. Setiap mode lampu bekerja selama 15 menit, setelah itu remote dimatikan secara otomatis. Saat berpindah mode, pengatur waktu dimulai ulang. [Penting]: Saat melakukan fototerapi, pantau dengan cermat bahwa total waktu prosedur (bila menggunakan beberapa mode dalam satu sesi) tidak melebihi 15 menit.
7. Setelah terapi cahaya LED selesai, gunakan produk perawatan Anda: serum atau krim, karena setelah terapi cahaya LED, kapasitas penyerapan kulit meningkat.

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PENGGUNAAN	DURASI DAN URUTAN PENGGUNAAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
JERAWAT / INFLAMASI / KULIT BERMINYAK	Pagi/sore	Minggu 1: biru, rendah - 3 menit; kuning, rendah - 3 menit; merah, rendah - 3 menit; hijau, rendah - 3 menit; campur, rendah - 3 menit. Minggu 2: biru, sedang - 4 menit; kuning, sedang - 3 menit; merah, sedang - 2 menit; hijau, sedang - 3 menit; campur, sedang - 3 menit. Minggu 3: biru, tinggi - 3 menit; kuning, tinggi - 3 menit; merah, tinggi - 3 menit; hijau, tinggi - 3 menit; campur, tinggi - 3 menit. Minggu 4: biru, tinggi - 5 menit; kuning, tinggi - 3 menit; merah, tinggi - 2 menit; hijau, tinggi - 3 menit; campur, tinggi - 2 menit.	Dua hari sekali	Ulangi program ini selama 2-3 bulan. Setiap 6 bulan sekali.
GARIS HALUS / PERUBAHAN TERKAIT USIA		Biru, tinggi - 2 menit. Kuning, tinggi - 3 menit. Merah, tinggi - 5 menit. Hijau, tinggi - 3 menit. Campur, tinggi - 2 menit.	2-3 kali seminggu	Tidak ada batasan kursus yang tetap
KULIT TERLIHAT / COUPEROSE / KULIT SENSITIF	Malam	Minggu 1: biru, rendah - 1 menit; merah, rendah - 3 menit; hijau, sedang - 3 menit; kuning, sedang - 3 menit; campur, sedang - 5 menit. Minggu 2: biru, rendah - 1 menit; merah, sedang - 3 menit; hijau, tinggi - 3 menit; kuning, tinggi - 3 menit; campur, tinggi - 5 menit. Minggu 3: biru, rendah - 2 menit; merah, tinggi - 5 menit; hijau, tinggi - 2 menit; kuning, tinggi - 3 menit; campur, tinggi - 3 menit. Minggu 4: istirahat.	Dua hari sekali	1 bulan, termasuk istirahat. Istirahat 1 minggu. Selesaikan 2-3 kursus empat minggu, lalu istirahat 1 bulan. Ulangi 2-3 kursus empat minggu dan lanjutkan siklus ini.

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
PIGMENTASI / WARNA KULIT TIDAK MErata	Malam	Merah, tinggi - 5 menit. Kuning, tinggi - 3 menit. Hijau, tinggi - 2 menit. Biru, rendah - 1 menit. Campur, sedang - 4 menit.	2-3 kali seminggu	Tidak ada batasan kursus yang tetap. Oleskan krim SPF setelah digunakan.

KONTRAINDIKASI:
1. Dilarang menggunakan perangkat ini kepada bayi, penderita epilepsi, penderita penyakit tiroid, atau sedang mengonsumsi obat tiroid.
2. Dilarang menggunakan masker kepada konsumen yang kulitnya rusak, luka atau luka pasca operasi.

PERINGATAN:
1. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan di rumah saja.
2. Jika salah satu masker rusak, hentikan penggunaan dan hubungi organisasi yang berwenang menerima klaim dari konsumen untuk menghindari bahaya.
3. Dilarang menggunakan masker saat mengisi daya. Selama pengisian daya, jangan sentuh masker, kabel pengisi daya, adaptor USB dengan tangan basah.
4. Segera hentikan penggunaan jika Anda merasa tidak nyaman atau reaksi merugikan (kulit kemerahan, gatal, alergi) akibat penggunaan masker.

DALAM KOTAK: (1) masker wajah, (2) masker fototerapi area leher dan leher, (3) kabel untuk menyambung ke panel kontrol Tipe C, (4) panel kontrol,
5. Kabel pengisi daya Tipe C-USB, 6) instruksi, 7) tas penyimpanan, 8) 2 tali masker leher.

SPESIFIKASI TEKNIS:
WAKTU PENGISIAN: 4 h

WAKTU OPERASI: 30 menit (dengan 2 masker sekaligus pada tingkat intensitas maksimal)

PENGATUR WAKTU CERDAS: 15 min

MODE:
• Lampu LED merah - panjang gelombang 660 nm
• Lampu LED biru - panjang gelombang 415 nm
• Lampu LED hijau - panjang gelombang 525 nm
• Lampu LED kuning - merah + hijau
• cahaya campuran (putih) - merah + biru + hijau

DAYA RINCI (INTENSIFENSI IRADIASI):
MASKER LED 1 tingkat
• Lampu LED merah: 5,455 mW/cm2
• lampu LED biru - 12,065 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 8,582 mW/cm2
Lampu LED kuning - 13,012 mW/cm2
• cahaya campuran - 21,826 mW/cm2

MASKER LEHER LED
• Lampu LED merah: 5,171 mW/cm2
• lampu LED biru - 10,707 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 6,413 mW/cm2
• Lampu LED kuning - 11,888 mW/cm2
• cahaya campuran - 18,059 mW/cm2 MASKER LED 2 tingkat
• lampu LED merah - 12,155 mW/cm2
• lampu LED biru - 23,541 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 12,757 mW/cm2
• Lampu LED kuning - 16,86 mW/cm2
• cahaya campuran - MASKER LEHER LED 26,797 mW/cm2
• lampu LED merah - 9,759 mW/cm2
• lampu LED biru - 25,02 mW/cm2
• Lampu LED hijau: 13,664 mW/cm2
Lampu LED kuning - 16,725 mW/cm2
• cahaya campuran - 25,447 mW/cm2 MASKER LED 3 tingkat
• Lampu LED merah: 15,94 mW/cm2
• lampu LED biru - 33,06 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 17,461 mW/cm2
• Lampu LED kuning - 20,607 mW/cm2
Cahaya campuran - MASKER LEHER LED 29,321 mW/cm2
• lampu LED merah - 15,275 mW/cm2
Lampu LED biru: 31,849 mW/cm2
• Lampu LED hijau - 16,986 mW/cm2
• Lampu LED kuning - 19,561 mW/cm2
• cahaya campuran - 30,183 mW/cm2

DOSIS ENERGI (INTENSIF ENERGI) SESI 15 MENIT :
MASKER LED 1 tingkat
• lampu LED merah - 4,9095 J/cm2
• lampu LED biru - 10,8585 J/cm2
• Lampu LED hijau - 7,7238 J/cm2
• Lampu LED kuning - 11,7108 J/cm2
Cahaya campuran - MASKER LEHER LED 19,6434 J/cm2
• lampu LED merah - 4,6539 J/cm2
• lampu LED biru - 9,6363 J/cm2
• Lampu LED hijau - 5,7717 J/cm2

• Lampu LED kuning - 10,6992 J/cm2
• cahaya campuran - 16,2531 J/cm2 MASKER LED 2 tingkat
• lampu LED merah - 10,9395 J/cm2
• lampu LED biru - 21,1869 J/cm2
• Lampu LED hijau - 11,4813 J/cm2
• Lampu LED kuning - 15,174 J/cm2
Cahaya campuran - MASKER LEHER LED 24,1173 J/cm2
• lampu LED merah - 8,7831 J/cm2
• lampu LED biru - 22,518 J/cm2
• Lampu LED hijau - 12,2976 J/cm2
• Lampu LED kuning - 15,0525 J/cm2
• cahaya campuran - 22,9023 J/cm2 MASKER LED 3 tingkat
Lampu LED merah - 14,346 J/cm2
• lampu LED biru - 29,754 J/cm2
• Lampu LED hijau - 15,7149 J/cm2
• Lampu LED kuning - 18,5463 J/cm2
• cahaya campuran - MASKER LEHER LED 26,3889 J/cm2
• lampu LED merah - 13,7475 J/cm2
• lampu LED biru - 28,6641 J/cm2
• Lampu LED hijau - 15,2874 J/cm2
• Lampu LED kuning - 17,6049 J/cm2
• cahaya campuran - 27,1647 J/cm2

TAHAN AIR: IP22



MAMI - LIFTING PIJAT UNTUK WAJAH & LEHER

Meningkatkan warna kulit

Pengangkatan wajah

Menghaluskan kerutan

Mengurangi pembengkakan

KEKHAWATIRAN: perubahan yang terlihat terkait usia, photoaging, rahang kendur, kulit kusam, jerawat, pigmentasi, pori-pori membesar, pembengkakan dan hilangnya elastisitas kulit.

BAHAN: Plastik ABS, paduan seng, baja tahan karat.

BERAT: Pijat - 179 g, alas - 108 g.

FUNGSI:

EMS - arus listrik untuk myostimulation otot, menembus jauh ke dalam lapisan kulit, mencapai lapisan otot. Merangsang kontraksi otot, EMS meningkatkan pengencangan kulit, efek pengangkatan muncul, produksi kolagen dan elastin meningkat, kekencangan dan elastisitas kulit meningkat, pembengkakan dihilangkan.

3 Fototerapi Cahaya: warna merah, biru dan campuran dari spektrum cahaya tampak dengan panjang gelombang berbeda, menembus kulit, memicu proses regenerasi. Lampu LED biru dengan kedalaman penetrasi terendah bekerja pada permukaan kulit, mendisinfeksi kulit sehingga mengurangi peradangan. Lampu LED merah dengan kedalaman penetrasi tertinggi mempengaruhi fibroblas, yang mensintesis kolagen, digunakan untuk meremajakan kulit dan melawan tanda-tanda penuaan. Kombinasi lampu LED merah dan biru merupakan kombinasi kedua fungsi tersebut untuk mengatasi peradangan secara efektif.

Getaran adalah efek mekanis pada kulit, yang meningkatkan semua proses metabolisme, mengencangkan kulit, dan mengurangi manifestasi kerutan yang terlihat.

FITUR:

1. 3 tingkat intensitas EMS untuk memilih tingkat eksposur yang nyaman.
2. 2 buah elektroda sebagai sumber arus.
3. Bentuk kerja berbentuk busur mengikuti lekuk tubuh manusia, alat pijat diterapkan pada dua zona: wajah dan leher.
4. Mode kontrol manual: Anda menentukan sendiri mode dan waktu pengoperasian masing-masing mode, membuat kombinasi individual.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:

1. Untuk menghidupkan atau mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol POWER.
2. Untuk memilih cahaya fototerapi, tekan sebentar tombol POWER. Secara otomatis lampu LED biru pertama menyala, menekan kembali memungkinkan Anda memilih lampu LED merah untuk menghidupkan mode lampu campuran tekan tombol POWER lagi.
3. Setelah alat pijat dihidupkan, menekan sebentar tombol LEVEL memungkinkan Anda memilih tingkat intensitas EMS dari lemah ke kuat. Level lemah - 1 indikator menyala.

(Rendah), Sedang - 2 indikator (Rendah + Sedang), Level Kuat - 3 indikator (Rendah + Sedang + Tinggi) menyala.
4. Dengan menekan lama tombol LEVEL, nyalakan getaran. Tekan lama yang sama memungkinkan Anda mematikan getaran.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Hapus riasan Anda dan cuci muka dengan pembersih.
2. oleskan produk perawatan kulit secara merata (berbahan dasar air, tekstur seperti gel, yang akan memastikan konduktivitas arus maksimum untuk hasil terbaik).
3. Nyalakan perangkat dan pilih mode fototerapi.
4. Sesuaikan tingkat intensitas EMS.
5. Oleskan permukaan pijatan perangkat ke kulit wajah dan pijat sepanjang garis pijatan. Gerakkan dari bawah (dari dagu) ke atas (ke garis rambut di dahi).
6. Ulangi prosedur ini pada semua jalur pijat tiga kali. Tidak disarankan untuk bekerja dengan perangkat lebih dari 10 menit.
7. Setelah selesai pemijatan, matikan alat, bersihkan permukaan pemijatan alat dengan lap pembersih.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	PROGRAM PERAWATAN
JERAWAT / INFLAMASI	KAPAN SAJA	Mode LED: • Lampu LED biru - 5 menit • Lampu LED merah - 2 menit Mode "EMS" • Tingkat intensitas rata-rata - 5-7 menit Mode digunakan tidak secara bersamaan, tetapi dalam urutan yang ditentukan	DUA HARI SEKALI	2 minggu 3-4 hari istirahat 2 minggu 4-5 minggu kursus per tahun
GARIS-GARIS HALUS / KULIT KERING / PIGMENTASI / WARNA KULIT TIDAK MErata	MALAM	Mode LED: • Lampu LED merah - 7 menit • Cahaya campuran - 5 menit Mode "EMS": • Intensitas rendah - 5 menit • Tingkat intensitas rata-rata - 3 menit • Tingkat maksimum (untuk kulit padat) - 3 menit Mode LED dan EMS dapat digunakan secara bersamaan	2 kali seminggu	3-4 minggu Istirahat 1 minggu Ulangi kursus 4 minggu Selanjutnya ulangi secara permanen
KULIT TERLIHAT / COUPEROSE / KULIT SENSITIF	MALAM	Mode "LED": • Lampu LED merah - 7 menit • Lampu campuran - 5 menit Mode "Getaran": 5 menit Mode "EMS" untuk couperosis merupakan kontraindikasi Mode digunakan tidak secara bersamaan, tetapi dalam urutan yang ditentukan	2 kali seminggu	4 minggu Istirahat 1 minggu Ulangi kursus 4 minggu Selanjutnya ulangi secara permanen

KONTRAINDIKASI:
1. Jangan gunakan perangkat jika kulit Anda sedang dalam tahap penyembuhan setelah pengelupasan kosmetik atau kimiawi, pelapisan ulang laser, peremajaan laser fraksional, mesoterapi, atau setelah menggunakan pengisi kulit dalam dua minggu terakhir.
2. Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang di bawah usia 12 tahun.
3. Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang dengan keterbatasan kemampuan fisik, sensorik, dan mental.
4. Jangan gunakan alat ini jika mempunyai masalah kesehatan telinga (otitis luar, infeksi telinga, penyakit lainnya).
5. Jangan menggunakan alat pijat pada kulit pecah-pecah, adanya luka terbuka, pada kulit bermasalah atau teriritasi (kulit yang berjerawat parah, terbakar sinar matahari, infeksi, dll).
6. Jangan gunakan perangkat pada area sensitif di sekitar mata, karena kulit di area tersebut tipis dan halus.
7. Jangan gunakan alat pada selaput lendir (misalnya di dalam hidung, mulut, area genital), karena dapat menyebabkan iritasi lokal.

PERINGATAN:
1. Jaga konektor pengisi daya dan kabel USB tetap kering.
2. Jangan mengisi daya perangkat di lingkungan yang lembab (misalnya di dekat bak mandi yang penuh, pancuran yang berfungsi, di dekat genangan air yang penuh).
3. Gunakan perangkat hanya dengan kabel USB yang disertakan dengan alat pijat ini.
4. Jika kabel USB rusak, gantilah hanya dengan kabel aslinya untuk menghindari bahaya.
5. Isi daya alat pijat hingga penuh 100% setidaknya setiap 2 bulan sekali - ini akan memperpanjang masa pakai baterai.

DALAM KOTAK: (1) alat pijat, (2) penyangga alas, (3) kabel pengisi daya USB-C, 4. instruksi, (5) serbet, (6) tas.

SPESIFIKASI TEKNIS:

TEGANGAN OPERASI TERTINGKAT: 5-9 V

TEGANGAN SUPLAI TERTINGKAT: 3,7 W

SUMBER DAYA: litium-ion

KAPASITAS BATERAI: 900 mAh

DIMENSI: 147.1x83x44.4 mm (perangkat), 57.1x57.1x76 mm (dudukan)

BERAT: perangkat - 179 g, dudukan - 108 g

WAKTU PENGISIAN: 3 h

WAKTU OPERASI: Lampu LED Merah/Mode Lampu LED Biru - 200 menit Mode Cahaya Campuran - 300 menit

INTENSIFENSI IRADIASI:
Lampu LED merah: 7,7867 mW/cm2
• Lampu LED biru - 32,758 mW/cm2
• Cahaya campuran - 23,322 mW/cm2

EMS:
• Tingkat 1 - 0,08 mA
• Tingkat 2 - 0,11 mA
• Tingkat 3 - 0,13 mA

FREKUENSI SAAT INI: 34,7 kHz

PANJANG GELOMBANG: Lampu LED merah - 625 nm - lampu LED biru - 465 nm

BENTUK GELOMBANG: bentuk gelombang persegi panjang simetris bifasik

TAHAN AIR: IPX4



MEI1 - PIJAT WAJAH & LEHER EMS

Pengangkatan berbentuk V

Mengurangi pembengkakan

Memahat kontur

Menghaluskan lipatan & kerutan

KEKHAWATIRAN: hilangnya elastisitas dan kontur wajah "mengambang", bengkak di pagi hari, kejang dan klem otot, perubahan terkait usia (keriput), kulit kusam, rendahnya efisiensi penyerapan kosmetik sehari-hari.

BAHAN : Plastik ABS.

BERAT: 78 g.

FUNGSI:
Perangkat ini memiliki efek kompleks pada semua lapisan jaringan karena sinergi
4 teknologi:

EMS - meniru sinyal bioelektrik alami tubuh, dengan lembut mengontraksikan dan melatih otot-otot wajah, mengembalikannya ke kondisi yang baik.

Panas Dalam (42 °C) - Paparan panas melemaskan otot-otot kejang dan meningkatkan sirkulasi mikro.

GETARAN GELOMBANG (8500 rpm) - osilasi mekanis frekuensi tinggi meningkatkan drainase limfatik yang kuat, mengurangi pembengkakan dan stagnasi cairan di jaringan.

IMPOR ION (ionophoresis) - dikombinasikan dengan pemanasan, teknologi ini membantu komponen aktif perawatan serum menembus lapisan dalam dermis, melipatgandakan efektivitasnya.

FITUR:
1. Desain 360° yang cerdas: Semua sisi rumahan adalah permukaan kerja yang aktif. Bagian atas (rol) dirancang untuk pijat 3D, sisi samping - untuk pijat gua sha, dan langkan bawah - untuk akupresur titik.
2. 4 teknologi dalam 1 perangkat: EMS, getaran gelombang, pemanasan, dan iontoforesis.
3. 2 mode operasi: mode dasar (indikator putih) untuk drainase dan pengencangan limfatik pagi hari; mode kompleks dengan pemanas (indikator merah) untuk perawatan dan relaksasi anti penuaan malam yang intensif.
4. Pengatur waktu cerdas: untuk penggunaan yang aman, perangkat mati secara otomatis setelah 10 menit pengoperasian terus-menerus, dan juga masuk ke mode tidur setelah 2 menit tidak aktif.
5. Portabilitas dan otonomi: Baterai internal 800 mAh menyediakan penggunaan terus menerus hingga 80 menit dengan sekali pengisian daya.

6. Keserbagunaan aplikasi: desain alat pijat memungkinkannya digunakan untuk perawatan spot, roller dan pengangkatan, serta untuk pijatan pada leher, bahu, lengan dan kaki.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Untuk menghidupkan atau mematikan perangkat, tekan tombol daya selama 1-2 detik (sinyal akan berbunyi).
2. Tekan Singkat Pertama (Mode Default): Termasuk EMS, Getaran, dan Impor Ion. Cincin indikator menyala dengan cahaya putih. Ideal untuk menghilangkan pembengkakan dan pengencangan di pagi hari.
3. Tekan Singkat Kedua (Mode Kompleks): Menghubungkan fitur Pemanasan Dalam ke teknologi sebelumnya. Indikator menyala merah. Cocok untuk pengangkatan intensif dan relaksasi.
4. Selama pengisian daya, indikator berkedip dengan lampu LED merah, dan ketika mencapai 100%, lampu menyala terus menerus.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Agar EMS dapat bekerja, perlu untuk mengoleskan gel konduktif, serum pelembab atau esensi secara ketat berbahan dasar air secara melimpah pada kulit yang telah dibersihkan. Produk perawatan kulit tidak boleh mengandung minyak dan asam (AHA, BHA, asam PHA, retinol, vitamin C konsentrasi tinggi).
2. Nyalakan perangkat dan pilih mode yang diinginkan.
3. Lakukan pemijatan di sepanjang garis pijatan, tekan dengan kuat permukaan kerja yang dipilih ke kulit. Perangkat harus dibawa dengan lancar, dengan kecepatan konstan dan tanpa tekanan berlebihan.
4. Setelah 10 menit beroperasi, pengatur waktu pintar akan mematikan perangkat secara otomatis.
5. bersihkan alat pijat dengan lap basah (perangkat memiliki kelas perlindungan kelembaban IPX3 - dilarang mencuci di bawah aliran air).

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	PROGRAM PERAWATAN
KULIT PADAT DAN BEMBANG	Sore, paruh kedua hari itu	Mode "EMS, getaran, impor ion" - 3-5 menit Mode "EMS, getaran, impor ion, pemanasan" - 5 menit	2-3 kali seminggu	Kursus pengobatan: 10 minggu. Istirahat: 2 minggu. Ulangi kursus 10 minggu secara berkelanjutan.
KULIT KERING DENGAN GARIS HALUS	Pagi.	Mode "EMS, getaran, impor ion" - 3-4 menit Mode "EMS, getaran, impor ion, pemanasan" - 3-4 menit	1-2 kali seminggu	Kursus pengobatan: 10 minggu. Istirahat: 2 minggu. Ulangi kursus 10 minggu secara berkelanjutan.

KONTRAINDIKASI:
1. Dilarang digunakan oleh penderita alat pacu jantung, osteoporosis, kehilangan suhu/sensitivitas nyeri dan penyakit kulit.
2. Jangan gunakan pada area yang terpotong, setelah operasi plastik, pada kulit yang bernanah atau meradang, serta pada area bola mata, kelopak mata, dan kelenjar tiroid.
3. Jangan gunakan di area dengan prostesis logam.
4. Orang yang sedang menjalani perawatan gigi (atau sedang menjalani penambalan/kawat gigi), serta alergi terhadap logam, couperosis (telangiectasia), harus menggunakan alat ini dengan hati-hati.

5. Pada kehamilan, menstruasi, menyusui, hipertensi atau demam, gunakan hanya setelah berkonsultasi dengan dokter.

PERHATIAN:
1. Perangkat ini tidak tahan air.
2. Dilarang menggunakannya di dalam air, mencucinya di bawah keran atau menyimpannya dalam kondisi kelembaban tinggi (misalnya di kamar mandi).
3. Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya. Selalu putuskan sambungannya dari jaringan sebelum sesi.
4. Jika selama pengisian atau penggunaan Anda melihat pemanasan atau asap yang tidak normal, segera matikan perangkat.
5. Hindari perangkat jatuh dan benturan fisik.
6. Simpan perangkat di tempat yang kering dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung. Untuk penyimpanan jangka panjang tanpa digunakan, isi ulang baterai setiap 3 bulan.

DALAM KOTAK: (1) alat pijat, (2) tas penyimpanan, (3) kabel pengisi daya Tipe-C,
4. petunjuk penggunaan.

SPESIFIKASI TEKNIS:

DIMENSI (H X W X D): 140×80×10 mm

SUMBER DAYA: baterai litium bawaan

TEGANGAN OPERASI: 5 V

KEKUATAN: 4,4 W

KAPASITAS BATERAI: 800 mAh

PENGATUR WAKTU CERDAS: 10 min

WAKTU PENGISIAN: ≤ 2 h

WAKTU PENGOPERASIAN MAKSIMUM (ISI penuh): 80 min

SAAT INI: 1,4 mA

GETARAN: 8500 putaran per menit

SUHU PEMANASAN: 42 °C

TAHAN AIR: IPX3



MIGA - FLOSSER AIR LISAN

Membantu mencegah penyakit gusi

Menghilangkan sisa makanan

Membantu mencegah gigi berlubang

Membersihkan area mulut yang sulit dijangkau

KEKHAWATIRAN: Plak gigi, karies, penyakit gusi, bau nafas.

BAHAN : Plastik ABS.

BERAT: 157 g.

FUNGSI:

Cairan secara efektif membersihkan tempat-tempat yang paling sulit dijangkau di rongga mulut, menghilangkan sisa-sisa makanan, sehingga mencegah munculnya karies.

Tekanan cairan yang dihasilkan oleh irigator memijat gusi, yang merangsang sirkulasi darah dan penyembuhannya.

Membersihkan helaian air di lidah dan pipi memungkinkan Anda menghilangkan bau mulut.

FITUR:
1. Dikombinasikan dengan irigasi, dilengkapi 1 nozel standar (nozzle), kotak penyimpanan, dan kabel pengisi daya.
2. 1 modus.
3. Volume wadah tersebut adalah 70 ml.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Sebelum penggunaan pertama perangkat, isi penuh baterai, untuk tujuan ini sambungkan kabel magnetik untuk pengisian daya ke kontak pada badan irigasi. Selama pengisian daya, perangkat tidak dapat digunakan.
2. Pemasangan/pelepasan nosel Masukkan nosel ke dalam lubang pada penutup atas perangkat sebelum berbunyi klik. Bunyi klik menandakan bahwa nozzle telah berhasil dipasang. Untuk melepaskan nosel, tekan penutup atas perangkat dan, sambil menahannya pada posisi ini, lepaskan nosel.
3. Mengisi tangki Pastikan alat dalam keadaan mati, lalu buka tutup tangki air yang terletak di bagian bawahnya, dan isi wadah dengan air.
4. Untuk menghidupkan atau mematikan perangkat, Anda perlu menekan tombol on/off. Catatan: Selama penggunaan perangkat, indikator terus menyala dengan warna biru.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Pasang nosel dan bawa perangkat ke kondisi kerja. Untuk melakukan ini, pegang produk pada bagian badannya dengan satu tangan dan tarik tangki air ke bawah dengan tangan lainnya.
2. Tempatkan nozel di rongga mulut, arahkan ke gigi dan tekan tombol on/off untuk menghidupkan perangkat. Selama pembersihan, irigasi harus dijaga secara vertikal.
3. Untuk hasil terbaik, mulailah menyikat gigi dari gigi geraham (gigi belakang) dan gerakkan nozzle ke gigi depan. Arahkan aliran air ke gusi dengan sudut 90 derajat, jangan membuka mulut lebar-lebar agar air tidak terciprat.
4. Nosel perlu digerakkan di sepanjang garis gusi, menempel sebentar pada setiap gigi sampai kantong gusi dan ruang interdental dibersihkan.
5. Setelah selesai membersihkan, matikan perangkat dengan menekan tombol on/off dan keluarkan sisa air dari tangki. Untuk melakukan ini, buka tutup tangki dan tiriskan air, lalu lipat irigasi ke keadaan semula.
6. Lakukan pembersihan rongga mulut 2 kali sehari, setelah makan. Catatan: Pendarahan ringan pada pembersihan pertama adalah normal, akan hilang dalam waktu seminggu. Jika pendarahan tidak berhenti selama lebih dari 2 minggu, hentikan penggunaan alat dan konsultasikan dengan dokter gigi Anda.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
2 kali sehari, setelah makan, untuk perawatan struktur ortodontik - setelah makan.

DURASI APLIKASI:
Itu tidak terbatas.

KONTRAINDIKASI:
1. eksaserbasi periodontitis, proses inflamasi akut pada rongga mulut.
2. Pendarahan hebat pada gusi.
3. Periode 2 bulan pertama setelah operasi rongga mulut.

PERINGATAN:
1. Jangan menggunakan irigasi di kamar mandi, jangan merendam irigasi di dalam air, dan jangan letakkan perangkat di tempat yang berisiko terjatuh ke dalam air.
2. Jangan letakkan perangkat di tempat dengan suhu atau kelembapan tinggi, serta di tempat yang terkena sinar matahari langsung.
3. Jangan memegang perangkat dengan tangan basah saat mengisi daya, dan jangan pernah meninggalkan produk tanpa pengawasan saat mengisi daya.
4. Pegang kabel pengisi daya dengan hati-hati: jauhkan dari sumber panas, jangan meregang, membengkokkan, atau memelintir dengan paksa, jangan biarkan kabel terjepit, karena dapat menyebabkan kegagalannya. Jangan gunakan irigasi atau mengisi dayanya jika perangkat itu sendiri atau kabel pengisi dayanya rusak (akibat terjatuh, masuknya air, dll.).
5. irigasi harus diisi hanya dengan pengisi daya asli, jangan sambungkan perangkat ini ke jaringan dengan voltase selain voltase yang tertera pada perangkat.
6. Jangan gunakan perangkat tanpa nozel, jangan gunakan nozel yang tidak direkomendasikan oleh pabrikan.

7. Simpan di tempat yang tidak terjangkau anak-anak.
8. Jangan memasukkan benda asing ke dalam irigasi.
9. Sebelum memasukkan air ke dalam tangki, lepaskan perangkat dari kabel pengisi daya, jangan biarkan air meluap saat mengisi tangki.
10. Sebelum membersihkan dan menyervis, pastikan perangkat dimatikan dan tidak diisi dayanya.

DALAM KOTAK: (1) kotak penyimpanan, (2) irigasi, (3) nosel, (4) kabel pengisi daya konektor magnetik USB, (5) instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: lebih dari 2 jam

WAKTU OPERASI: 20 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: tidak

WAKTU OPERASI PER RESERVOIR PENUH: 30 s

KEKUATAN: 482,3 kPa

PULSA PER MENIT: 900-1100

KAPASITAS RESERVOIR: 70 ml

TAHAN AIR: IPX7



MIGA BLACK - FLOSSER AIR LISAN

Membantu mencegah penyakit gusi

Menghilangkan sisa makanan

Membantu mencegah gigi berlubang

Membersihkan area mulut yang sulit dijangkau

Merawat peralatan ortodontik

KEKHAWATIRAN: Plak gigi, karies, sisa makanan yang tersangkut di struktur ortodontik dan ruang interdental, penyakit gusi, bau napas.

BAHAN : Plastik ABS.

BERAT: 183 g.

FUNGSI:

Cairan membersihkan tempat-tempat yang paling sulit dijangkau, sehingga mencegah munculnya karies, serta membersihkan struktur ortodontik.

Tekanan cairan yang dihasilkan oleh irigator memijat gusi, yang merangsang sirkulasi darah dan penyembuhannya.

Membersihkan helaian air di lidah dan pipi memungkinkan Anda menghilangkan bau mulut.

3 mode pemaparan dan 4 nozel dalam kit akan memastikan penghilangan sisa makanan, plak, pembersihan ruang interdental, kantong gusi, lidah, dan struktur ortodontik secara efektif.

FITUR:
1. 4 nozel dalam set (standar, periodontologi, ortodontik, nosel untuk membersihkan lidah).
2. Pada badan perangkat terdapat kompartemen untuk menyimpan nosel.
3. 3 mode operasi (halus, berdenyut, kuat).
4. Volume wadah tersebut adalah 140 ml.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Atur nosel sebelum berbunyi klik.
Irigator dilengkapi dengan 4 jenis nosel yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri:
Nozel standar digunakan untuk menyikat gigi setiap hari. Ujungnya yang melengkung membantu membersihkan plak dan sisa makanan.
Nozel periodontologi digunakan untuk membersihkan kantong gusi (terbentuk ketika gusi yang meradang menjauh dari gigi, membentuk kantong).

Nosel ini memiliki ujung karet lembut untuk perawatan gusi.
• Nozel ortodontik dirancang untuk membersihkan sistem penyangga. Di ujung nosel ini, selain lubang untuk mengalirkan air, juga terdapat sikat dengan bulu yang keras. Karena kunci struktur ortodontik dibersihkan, plak dan sisa makanan dibersihkan darinya.
Nosel pembersih lidah berbentuk sendok, dan Anda dapat menggunakan nosel ini untuk menghilangkan plak dan kontaminasi jaringan lunak.
2. Buka tangki dan isi dengan air.
3. Tempatkan nosel di rongga mulut dan tekan sebentar tombol hidup untuk menghidupkan perangkat.
4. Menekan tombol pada perangkat dalam waktu lama digunakan untuk beralih antar mode.
Perangkat ini memiliki 3 mode:
Halus (indikator hijau) - tekanan rendah, cocok untuk pemula dan orang dengan gigi sensitif;
Denyut nadi (indikator biru) - tekanan berdenyut variabel, pergantian mode kuat dan lemah untuk pembersihan mendalam dan pemijatan gusi;
Kuat (indikator putih) - tekanan kuat, pembersihan efektif yang memenuhi kebutuhan sehari-hari kebanyakan orang.
5. Setelah digunakan, matikan perangkat dengan menekan sebentar. Saat dimatikan, perangkat akan mengingat mode yang terakhir digunakan dan saat dihidupkan lagi, perangkat akan secara otomatis mulai bekerja dalam mode ini.
6. Tekan tombol untuk melepas nosel dan lepaskan dengan hati-hati, buka kompartemen penyimpanan nosel dan letakkan nosel di dalamnya.
7. Jangan lupa membersihkan secara teratur: pisahkan tangki dan cuci. Catatan: Gunakan mode halus selama penggunaan awal irigasi. Pendarahan ringan saat pembersihan pertama adalah hal biasa, akan hilang dalam waktu seminggu. Jika pendarahan tidak berhenti selama lebih dari 2 minggu, hentikan penggunaan alat dan konsultasikan dengan dokter gigi Anda.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Untuk pembersihan normal, gunakan nozel multifungsi standar. Klik tombol on, pilih mode yang diinginkan. Kemudian letakkan nosel di seberang gigi sehingga pancaran air tegak lurus dengan area yang dirawat. Catatan: Gusi sensitif mudah berdarah. Jangan mengarahkan pancaran langsung ke gusi, orang dengan gigi sensitif disarankan untuk memilih cara yang lembut.
2. Mulailah menyikat gigi belakang dan beralih ke gigi depan. Lewati seluruh gigi, berlama-lama di setiap gigi sampai gusi dan ruang di antara gigi bersih. Jika Anda memulai dari bagian luar gigi, ulangi prosedur untuk bagian belakang. Algoritma ini harus dilakukan untuk deretan gigi atas dan bawah.
3. Untuk membersihkan kantong gusi, gunakan nozel periodontologi. Klik pada tombol daya, pilih mode yang diinginkan. Tempatkan nozzle pada suatu sudut sehingga ujung nozzle diarahkan ke tepi gingiva dan ke dalam saku dentomenal. Lakukan pembersihan sesuai dengan rekomendasi yang disebutkan di atas.
4. Untuk membersihkan lidah, gunakan nozzle berbentuk sendok. Pasang nozzle, tekan tombol on, pilih mode yang diinginkan.

Gerakkan nozzle melalui lidah dengan gerakan menyapu satu arah dari akar hingga ujung lidah. Menyikat lidah harus memakan waktu 30 detik, yaitu sekitar 5 pendekatan.
5. Untuk membersihkan sistem kawat gigi, gunakan nozel ortodontik. Selain lubang untuk aliran air, juga terdapat sikat dengan bulu yang keras di ujungnya, sehingga membersihkan kunci sistem penyangga dengan baik, menghilangkan plak dan sisa makanan darinya.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
2 kali sehari, setelah makan, untuk perawatan struktur ortodontik - setelah makan.

DURASI APLIKASI:
Itu tidak terbatas.

KONTRAINDIKASI:
1. eksaserbasi periodontitis, proses inflamasi akut pada rongga mulut.
2. Pendarahan hebat pada gusi.
3. Tidak dianjurkan untuk digunakan dalam beberapa minggu setelah operasi pada rongga mulut.
4. Jika Anda menderita penyakit gusi atau pernah menjalani operasi mulut dalam 2 bulan terakhir, harap konsultasikan dengan dokter gigi Anda sebelum menggunakan perangkat ini.

PERINGATAN:
1. Jangan membongkar perangkat atau mengganti komponennya untuk menghindari kerusakan yang dapat mengakibatkan perangkat dicabut dari garansi.
2. Jangan gunakan air panas di atas 50 °C dalam tangki pembersih mulut untuk menghindari luka bakar.
3. Jika kabel atau konektor daya rusak, harap ganti sebelum digunakan. Jangan ganggu integritas kabel daya: jangan meregangkan, membengkokkan, atau memelintirnya. Jangan biarkan kabel daya tertindih benda berat atau terjepit di antara benda, dan jauhkan perangkat dan kabel dari sumber panas.
4. Gunakan perangkat hanya untuk tujuan yang dimaksudkan: untuk membersihkan mulut. Jangan memberi tekanan pada gigi dan gusi agar tidak merusaknya.
5. Jangan merendam perangkat di dalam air dalam waktu lama untuk menghindari kerusakan atau kebakaran, sengatan listrik, dan bahaya lainnya.
6. Jauhkan perangkat dari sumber api terbuka dan pemanas.
7. Jangan mengisi daya perangkat di tempat basah, seperti di kamar mandi atau toilet.
8. Jangan gunakan irigasi tanpa nosel.
9. Perangkat ini tidak ditujukan untuk anak-anak. Penggunaan hanya dimungkinkan di bawah pengawasan orang dewasa. Simpan di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak.
10. Jangan menambahkan obat kumur ke dalam tangki air, ini akan menyebabkan korosi dan adhesi tangki ke badan perangkat, yang dapat menyebabkan masalah saat membuka tangki di kemudian hari.

DALAM KOTAK: (1) irigasi, (2) nosel standar, (3) nosel periodontal,
4. nosel ortodontik, (5) nosel pembersih lidah, (6) tas penyimpanan, (7) kabel pengisi daya USB-C,
(8) instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 1,5 h

WAKTU OPERASI: 90 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: tidak

WAKTU OPERASI PER RESERVOIR PENUH: 40 s

KEKUATAN: • mode halus: 275-413 kPa • mode pulsa: 413-758 kPa • mode kuat: 827-965 kPa

PULSA PER MENIT: 1600

KAPASITAS RESERVOIR: 140 ml

TAHAN AIR: IPX7



MIGA NEW - FLOSSER AIR LISAN

Membantu mencegah penyakit gusi

Menghilangkan sisa makanan

Membantu mencegah gigi berlubang

Membersihkan area mulut yang sulit dijangkau

Merawat peralatan ortodontik

KEKHAWATIRAN: Plak gigi, karies, sisa makanan yang tersangkut di struktur ortodontik, penyakit gusi, bau napas.

BAHAN : Plastik ABS.

BERAT: 195 g.

FUNGSI:

Cairan membersihkan tempat-tempat yang paling sulit dijangkau, sehingga mencegah munculnya karies, serta membersihkan struktur ortodontik.

Tekanan cairan yang dihasilkan oleh irigator memijat gusi, yang merangsang sirkulasi darah dan penyembuhannya.

Membersihkan helaian air di lidah dan pipi memungkinkan Anda menghilangkan bau mulut.

Irigator dilengkapi dengan 3 jenis NASADOK yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri:

Soplo standar digunakan untuk menyikat gigi sehari-hari. Ujungnya yang melengkung membantu membersihkan plak dan sisa makanan.

NASADKA PARODONTOLOGI digunakan untuk membersihkan kantong gusi (terbentuk ketika gusi yang meradang menjauh dari gigi sehingga membentuk kantong). Nosel ini memiliki ujung karet lembut untuk perawatan gusi.

NASA untuk membersihkan lidah berbentuk sendok, dan dengan nosel ini Anda dapat menghilangkan plak dan kontaminasi jaringan lunak.

Mode desinfeksi dirancang untuk sterilisasi nozel. Jika larutan herbal bersentuhan dengan air, terdapat risiko berkembangnya mikroflora patogen pada nozel irigasi. Di kompartemen untuk menyimpan nozel di irigasi ini terdapat bola lampu dengan radiasi ultraviolet. Ultraviolet dengan panjang gelombang ini (275 nm) memiliki efek bakterisidal.

FITUR:
1. 3 nozel dalam kit.
2. Peningkatan tangki air - 130 ml.
3. Desain lipat membuat irigasi menjadi mini dan kompak.
4. Mode dekontaminasi nosel.
5. Kompartemen penyimpanan nosel yang terpasang di dalam irigasi.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Pemasangan dan pelepasan nosel Catatan: Jika ditemukan sampah saat pertama kali menggunakan produk (dalam tangki cairan, dalam tabung penyedia air), produk mungkin rusak. Jangan khawatir jika ada bekas cairan bersih di dalam produk - ini adalah hal yang normal. Cairan ini merupakan air suling yang digunakan untuk memeriksa kinerja irigasi. Cuci produk dan gunakan tanpa rasa takut. Lepaskan nosel dari kompartemen penyimpanan nosel. Masukkan ke dalam soket, penjepit magnet akan secara otomatis memperbaiki nosel. Untuk melepaskan nosel, tarik keluar dari sarangnya. Tempatkan nosel di kompartemen penyimpanan dan kunci penutupnya dengan aman.
2. Isi dengan air Buka tutupnya untuk melindungi dari debu. Pegang irigasi secara vertikal, tuangkan air. Setelah menuangkan air, tutup untuk melindungi dari debu. Disarankan untuk menggunakan air keran yang bersih. Jika air terasa dingin, gunakan air pada suhu ruangan tidak melebihi 40°C. Bisa juga menggunakan air garam, obat untuk rongga mulut sesuai anjuran dokter.
3. Mengaktifkan dan memilih mode Untuk berpindah mode, klik tombol "Mode Switching". Dalam mode Halus, indikator pertama menyala. Pada Mode Daya, indikator kedua menyala. Saat beralih ke mode Pulsa, indikator ketiga akan menyala. Dalam mode desinfeksi, yang terakhir menyala - 4 indikator. Pilih mode yang tepat. Disarankan untuk memulai dengan mode halus dan secara bertahap meningkatkan intensitasnya seiring Anda terbiasa.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Gunakan nosel multifungsi standar. Klik tombol on, pilih mode yang diinginkan. Kemudian letakkan nosel di seberang gigi sehingga pancaran air tegak lurus dengan area yang dirawat. Catatan: Gusi sensitif mudah berdarah. Jangan arahkan jet langsung ke gusi!
2. Mulailah menyikat gigi belakang dan beralih ke gigi depan. Lewati seluruh gigi, berlama-lama di setiap gigi sampai gusi dan ruang di antara gigi bersih. Jika Anda memulai dari bagian luar gigi, ulangi prosedur untuk bagian belakang. Algoritma ini harus dilakukan untuk deretan gigi atas dan bawah. Catatan: Orang dengan gigi sensitif disarankan untuk memilih pola makan yang lembut.
3. Selama penggunaan, jaga produk tetap vertikal untuk menghindari pemutusan penjepit magnetik pada nosel, yang dapat menyebabkan terhentinya pasokan air.
4. Untuk membersihkan kantong gusi, gunakan nozel periodontologi. Klik pada tombol daya, pilih mode yang diinginkan. Tempatkan nozzle pada suatu sudut sehingga ujung nozzle diarahkan ke tepi gingiva dan ke dalam saku dentomenal. Lakukan pembersihan sesuai dengan rekomendasi yang disebutkan di atas.

5. Untuk membersihkan lidah, gunakan nozzle berbentuk sendok. Pasang nozzle, tekan tombol on, pilih mode yang diinginkan. Gerakkan nozzle melalui lidah dengan gerakan menyapu satu arah dari akar hingga ujung lidah. Menyikat lidah harus memakan waktu 30 detik, yaitu sekitar 5 pendekatan.
6. Mode desinfeksi: letakkan nosel di kompartemen penyimpanan nosel dan tutup untuk melindungi dari debu.
7. Klik pada sakelar mode untuk memilih mode keempat - mode dekontaminasi, lalu klik tombol hidup.
8. Mode desinfeksi akan diaktifkan untuk mensterilkan nosel dan kompartemen penyimpanan nosel.
9. Jangan melihat langsung ke lampu sterilisasi berwarna ungu untuk menghindari kerusakan penglihatan.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
2 kali sehari, setelah makan, untuk perawatan struktur ortodontik - setelah makan.

DURASI APLIKASI:
Itu tidak terbatas.

KONTRAINDIKASI:
1. eksaserbasi periodontitis, proses inflamasi akut pada rongga mulut.
2. Pendarahan hebat pada gusi.
3. Segera setelah operasi pada rongga mulut.

PERINGATAN:
1. Selama pengisian daya, jaga agar konektor pengisi daya tetap kering.
2. Jangan sambungkan ke sumber listrik dengan tegangan berbeda dari yang ditentukan.
3. Jangan sentuh pengisi daya dengan tangan basah.
4. Jangan gunakan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi.
5. Jangan mengarahkan aliran air langsung ke lidah, telinga, atau bagian tubuh lainnya karena tekanan air dapat melukainya.
6. Jika terjadi penyakit gigi, gunakan produk ini di bawah pengawasan dokter gigi.
7. Produk ini dapat digunakan bersamaan dengan produk mulut atau produk yang direkomendasikan oleh dokter gigi Anda.
8. Non-spesialis tidak boleh membongkar perangkat ini atau memasukkan benda asing ke dalam bukaannya.
9. Tidak disarankan untuk mengoperasikan perangkat ini dalam kondisi keras di luar lokasi.
10. Jangan menuangkan yodium, pemutih, atau minyak aromatik yang tidak larut dalam air ke dalam tangki produk, karena penggunaan zat-zat ini akan mempengaruhi kinerja dan memperpendek umur perangkat.
11. Sebelum menggunakan produk ini, lepaskan semua perhiasan dari mulut.
12. Jangan gunakan produk ini jika terlihat luka di lidah atau mulut.
13. Jika dokter meresepkan antibiotik, gunakan produk ini hanya atas anjuran langsung dokter.
14. Jangan mengarahkan aliran air ke telinga Anda untuk menghindari cedera.
15. Jangan izinkan anak di bawah usia 3 tahun menggunakan produk ini.
16. Simpan produk di ruangan yang kering dan bersih, jauh dari sinar matahari langsung dan sumber panas.

17. Sebelum mengeluarkan produk untuk penyimpanan jangka panjang (lebih dari 3 bulan), isi daya baterai hingga penuh.
18. Jangan mencoba menyalakan produk tanpa air di dalam tangki, hal ini dapat menyebabkan perangkat rusak.
19. Jangan gunakan air panas di atas 50°C untuk membersihkan tangki. Untuk meningkatkan masa pakai tangki, jangan biarkan deformasi akibat terkena suhu tinggi. Untuk membersihkan produk ini, disarankan menggunakan air bersuhu ruangan di bawah 40 ° C atau semburan air keran.
20. Jangan menambahkan pasta gigi, garam, tablet obat kumur padat atau bahan kimia lainnya ke dalam air untuk menghindari penyumbatan dan kerusakan produk.
21. Sebelum menuangkan obat kumur atau penyegar, periksa apakah mengandung isopropylmyristate, yang dapat merusak produk dan mempengaruhi pengoperasian normal.
22. Jangan gunakan pengencer, alkohol, dan produk pembersih agresif lainnya, karena dapat menyebabkan perubahan warna produk dan kegagalan.

DALAM KOTAK: (1) irigasi, (2) nosel standar, (3) nosel periodontal, (4) nosel pembersih lidah, (5) tas penyimpanan, (6) instruksi, (7) kabel pengisi daya USB-C.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 3 h

WAKTU OPERASI: • mode halus - 50 menit • mode kuat - 45 menit • mode impuls - 100 menit • mode dekontaminasi - 220 menit

PENGATUR WAKTU CERDAS: tidak

WAKTU OPERASI PER RESERVOIR PENUH: • mode halus: 35 ± 8 detik • mode kuat: 30 ± 8 detik • mode impuls: 65 ± 10 detik

KEKUATAN: • mode halus: 392-637 kPa • mode kuat: 686-931 kPa • mode pulsa: 588-833 kPa

PULSA PER MENIT: 1600±20%

KAPASITAS RESERVOIR: 130 ml

TAHAN AIR: IPX7



MIGA PRO - FLOSSER AIR PORTABEL

Membantu mencegah penyakit gusi

Menghilangkan sisa makanan

Membantu mencegah gigi berlubang

Membersihkan area mulut yang sulit dijangkau

Merawat peralatan ortodontik

KEKHAWATIRAN: Plak gigi, karies, sisa makanan yang tersangkut di struktur ortodontik, penyakit gusi, bau napas.

BAHAN : Plastik MS, Plastik ABS.

BERAT: 260 g.

FUNGSI:

Cairan membersihkan tempat-tempat yang paling sulit dijangkau, sehingga mencegah munculnya karies, serta membersihkan struktur ortodontik.

Tekanan cairan yang dihasilkan oleh irigator memijat gusi, yang merangsang sirkulasi darah dan penyembuhannya.

Irigator dilengkapi dengan 3 jenis NASADOK yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri:

Soplo standar digunakan untuk menyikat gigi sehari-hari. Ujungnya yang melengkung membantu membersihkan plak dan sisa makanan.

Ortodontik NASA dirancang untuk membersihkan sistem kawat gigi. Di ujung nosel ini, selain lubang untuk mengalirkan air, juga terdapat sikat dengan bulu yang keras. Karena kunci struktur ortodontik dibersihkan, plak dan sisa makanan dibersihkan darinya.

NASADKA PARODONTOLOGI digunakan untuk membersihkan kantong gusi (terbentuk ketika gusi yang meradang menjauh dari gigi sehingga membentuk kantong). Nosel ini memiliki ujung karet lembut untuk perawatan gusi.

Mode desinfeksi mensterilkan reservoir. Kontak dengan air dan larutan herbal dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme patogen di dalam irigasi. Lampu ultraviolet internal mensterilkan reservoir.

FITUR:
1. 3 nozel dalam kit.
2. Peningkatan tangki air - 180 ml.
3. Desain lipat membuat irigasi kompak dan nyaman untuk transportasi.
4. Mode desinfeksi tangki.
5. Kompartemen penyimpanan nosel yang terpasang di dalam irigasi.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Pemasangan dan pelepasan nosel Lepaskan nosel dari kompartemen penyimpanan nosel. Masukkan nosel ke dalam soket nosel sebelum berbunyi klik untuk memasang nosel. Untuk melepas nosel, tekan tombol ganti nozel dan tarik dari soketnya. Tempatkan nosel di kompartemen penyimpanan nosel dan kunci dengan aman.
2. Isi dengan air Buka tutup tangki. Pegang irigasi secara horizontal, tuangkan air. Tuangkan air, tutup. Disarankan untuk menggunakan air suling murni. Jika air terasa dingin, gunakan air pada suhu ruangan tidak melebihi 40°C. Bisa juga menggunakan air garam, obat untuk rongga mulut sesuai anjuran dokter.
3. Aktifkan dan pilih mode Klik sebentar tombol hidup untuk menghidupkan perangkat. Ulangi tekan sebentar tombol hidup untuk mengganti mode pembersihan. Tekan lama (3 detik) tombol mode - mengubah kecepatan. Setelah digunakan, matikan perangkat dengan menekan lama (3 detik). Saat dimatikan, perangkat akan mengingat mode yang terakhir digunakan dan saat dihidupkan lagi, perangkat akan secara otomatis mulai bekerja dalam mode ini.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Gunakan nosel multifungsi standar. Klik tombol on, pilih mode dan kecepatan yang diinginkan. Kemudian letakkan nosel di seberang gigi sehingga pancaran air tegak lurus dengan area yang dirawat. Catatan: Gusi sensitif mudah berdarah. Jangan arahkan jet langsung ke gusi!
2. Mulailah menyikat gigi belakang dan beralih ke gigi depan. Lewati seluruh gigi, berlama-lama di setiap gigi sampai gusi dan ruang di antara gigi bersih. Jika Anda memulai dari bagian luar gigi, ulangi prosedur untuk bagian belakang. Algoritma ini harus dilakukan untuk deretan gigi atas dan bawah. Catatan: Orang dengan gigi sensitif disarankan untuk memilih pola makan yang lembut.
3. Untuk membersihkan kantong gusi, gunakan nozel periodontologi. Klik pada tombol daya, pilih mode yang diinginkan. Tempatkan nozzle pada suatu sudut sehingga ujung nozzle diarahkan ke tepi gingiva dan ke dalam saku dentomenal. Lakukan pembersihan sesuai dengan rekomendasi yang disebutkan di atas.
4. Untuk membersihkan sistem kawat gigi, gunakan nosel ortodontik. Selain lubang untuk aliran air, juga terdapat sikat dengan bulu yang keras di ujungnya, sehingga membersihkan kunci sistem penyangga dengan baik, menghilangkan plak dan sisa makanan darinya.
5. Mode dekontaminasi: lipat irigasi dalam posisi tertutup dan mode pembersihan UV akan dimulai secara otomatis selama 10 menit.

6. Jangan melihat langsung ke lampu sterilisasi berwarna ungu untuk menghindari kerusakan penglihatan.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
2 kali sehari, setelah makan, untuk perawatan struktur ortodontik - setelah makan.

DURASI APLIKASI:
Itu tidak terbatas.

KONTRAINDIKASI:
1. eksaserbasi periodontitis, proses inflamasi akut pada rongga mulut.
2. Pendarahan hebat pada gusi.
3. Segera setelah operasi pada rongga mulut.

PERINGATAN:
1. Selama pengisian daya, jaga agar konektor pengisi daya tetap kering.
2. Jangan sambungkan ke sumber listrik dengan tegangan berbeda dari yang ditentukan.
3. Jangan sentuh pengisi daya dengan tangan basah.
4. Jangan gunakan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi.
5. Jangan mengarahkan aliran air langsung ke lidah, telinga, atau bagian tubuh lainnya karena tekanan air dapat melukainya.
6. Jika terjadi penyakit gigi, gunakan produk ini di bawah pengawasan dokter gigi.
7. Produk ini dapat digunakan bersamaan dengan produk mulut atau produk yang direkomendasikan oleh dokter gigi Anda.
8. Non-spesialis tidak boleh membongkar perangkat ini atau memasukkan benda asing ke dalam bukaannya.
9. Tidak disarankan untuk mengoperasikan perangkat ini dalam kondisi keras di luar lokasi.
10. Jangan menuangkan yodium, pemutih, atau minyak aromatik yang tidak larut dalam air ke dalam tangki produk, karena penggunaan zat-zat ini akan mempengaruhi kinerja dan memperpendek umur perangkat.
11. Sebelum menggunakan produk ini, lepaskan semua perhiasan dari mulut.
12. Jangan gunakan produk ini jika terlihat luka di lidah atau mulut.
13. Jika dokter meresepkan antibiotik, gunakan produk ini hanya atas anjuran langsung dokter.
14. Jangan mengarahkan aliran air ke telinga Anda untuk menghindari cedera.
15. Jangan izinkan anak di bawah usia 3 tahun menggunakan produk ini.
16. Simpan produk di ruangan yang kering dan bersih, jauh dari sinar matahari langsung dan sumber panas.
17. Sebelum mengeluarkan produk untuk penyimpanan jangka panjang (lebih dari 3 bulan), isi daya baterai hingga penuh.
18. Jangan mencoba menyalakan produk tanpa air di dalam tangki, hal ini dapat menyebabkan perangkat rusak.
19. Jangan gunakan air panas di atas 40°C untuk membersihkan tangki. Untuk meningkatkan masa pakai tangki, jangan biarkan deformasi akibat terkena suhu tinggi. Untuk membersihkan produk ini, disarankan menggunakan air bersuhu ruangan di bawah 40 ° C atau semburan air keran.
20. Jangan menambahkan pasta gigi, garam, tablet obat kumur padat atau bahan kimia lainnya ke dalam air untuk menghindari penyumbatan dan kerusakan produk.

21. Sebelum menuangkan obat kumur atau penyegar, periksa apakah mengandung isopropylmyristate, yang dapat merusak produk dan mempengaruhi pengoperasian normal.
22. Jangan gunakan pengencer, alkohol, dan produk pembersih agresif lainnya, karena dapat menyebabkan perubahan warna produk dan kegagalan.

DALAM KOTAK: (1) irigasi, (2) nosel standar, (3) nosel periodontal,
4. nosel ortodontik 5) tas penyimpanan, 6) instruksi, 7) kabel pengisi daya USB-DC.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 4 h

PENGATUR WAKTU CERDAS: tidak

WAKTU KERJA PADA SETIAP MODE DAN KECEPATAN:
MODE STANDAR
• Kecepatan lemah - 96 menit
• Kecepatan rata-rata: 72 menit
Kecepatan Kuat: Mode Pulsa 59 Menit
• Kecepatan lemah - 133 menit
• Kecepatan rata-rata: 103 menit
• Kecepatan kuat - 84 menit
• MODE LEMBUT
• Kecepatan lemah - 140 menit
• Kecepatan rata-rata: 96 menit

FREKUENSI PULSA PADA SETIAP MODE DAN KECEPATAN :
MODE STANDAR
• Kecepatan lemah - 1440/menit
• Kecepatan rata-rata: 1920/menit
• Kecepatan kuat: 2400/menit
• MODE PULSA
Kecepatan lemah - 1440 / mnt. ± 10%
Kecepatan rata-rata - 1920 / mnt. ± 10%
Kecepatan kuat - 2400 / mnt. ± 10%
• MODE LEMBUT
Kecepatan lemah - 960 / mnt. ± 10%
• Kecepatan rata-rata: 1440/mnt ±10%
• Kecepatan kuat - 1920 / mnt. ± 10%

KAPASITAS RESERVOIR: 180 ml

TAHAN AIR: IPX7

WAKTU PENGGUNAAN (KOSONGKAN) SATU RESERVOIR PENUH:
MODE STANDAR
• Kecepatan lemah - 116 detik
Kecepatan rata-rata - 68 detik Kecepatan kuat - 55 detik

MODE PULSA
Kecepatan lemah - 144 detik
• Kecepatan rata-rata: 93 detik
• Kecepatan tinggi - mode lunak 65 detik
• Kecepatan lemah - 143 detik
Kecepatan rata-rata: 92 detik
• Kecepatan kuat - 65 detik

KEKUATAN: Mode standar • Kecepatan rendah - 339,2 kPa • Kecepatan sedang - 661,2 kPa • Kecepatan tinggi - 901,1 kPa. Mode pulsa • Kecepatan rendah - 315,1 kPa • Kecepatan sedang - 460,6 kPa • Kecepatan tinggi - 776,3 kPa. Mode lembut • Kecepatan rendah - 133,1 kPa • Kecepatan sedang - 375,8 kPa • Kecepatan tinggi - 655,0 kPa



MIO2 - PIJAT ARUS MIKRO DENGAN EMS

Meningkatkan kekencangan kulit

Mengurangi tanda-tanda penuaan

Menghaluskan kerutan

Menargetkan bengkak & pigmentasi

KEKHAWATIRAN: kerutan wajah, pembengkakan pada wajah dan lingkaran di bawah mata, kulit kusam dan lembek, rahang kendur, perubahan terkait usia, pori-pori membesar, pigmentasi.

BAHAN: Plastik ABS, plastik PC, paduan seng.

BERAT: pijat - 80 g, alas - 70 g.

FUNGSI:

EMS - arus listrik untuk myostimulation otot, menembus jauh ke dalam lapisan kulit, mencapai lapisan otot. Merangsang kontraksi otot, EMS meningkatkan pengencangan kulit, efek pengangkatan muncul, produksi kolagen dan elastin meningkat, kekencangan dan elastisitas kulit meningkat, pembengkakan dihilangkan.

Fungsinya memungkinkan Anda melakukan pemijatan pada suhu 42+/-3°C, sehingga mempercepat aliran darah dan getah bening, mengaktifkan proses metabolisme, dan meningkatkan suplai oksigen ke jaringan. Hasilnya, warna kulit menjadi lebih baik, kulit menjadi halus dan tanda-tanda penuaan menjadi kurang terlihat.

Getaran adalah efek mekanis pada kulit, yang meningkatkan semua proses metabolisme dalam sel, merangsang pembuangan racun, dan mendorong regenerasi kulit.

FITUR:
1. 3 mode: EMS, pemanasan, EMS/getaran/pemanasan.
2. Arus nyata - pada perangkat yang diperbarui dari merek WAU, para insinyur, dengan mengatur kekuatan arus dan frekuensi pulsa, mencapai bahwa pengoperasian EMS tidak hanya memiliki efek yang terlihat sebagai hasil penggunaan, tetapi juga terlihat selama prosedur.
3. Dua saluran independen (2 elektroda sebagai sumber arus) meningkatkan cakupan area, memiliki efek yang lebih nyata pada otot dan persepsi arus.
4. Pengisian daya nirkabel - mengisi daya menggunakan basis pengisi daya.
5. Kontrol yang mudah - perangkat dikontrol dengan 1 tombol: dari hidup dan mati hingga beralih mode.
6. Bentuk MIO2 yang melengkung mengikuti kontur wajah, dan sudut berbentuk kerucut akan membantu memijat titik akupunktur dan mengendurkan otot. Bentuk perangkatnya juga memungkinkan Anda menggunakannya untuk pijat gua sha.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. perangkat kontrol MIO2 dibuat dengan 1 tombol.
2. Nyalakan perangkat dengan menekan lama tombol on/off.
3. Dengan menekan sebentar tombol on/off, pilih mode yang diinginkan:
• Indikator biru - EMS;
• Indikator merah - pemanasan;
Indikator putih - campuran EMS, pemanasan dan getaran.
4. Matikan alat pijat dengan menekan lama tombol on/off.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan gel pijat konduktif ke kulit. Oleskan permukaan kerja perangkat ke area pijatan.
2. Pijat area wajah dan leher dengan gerakan dari bawah ke atas sesuai susunan anatomi otot-otot wajah.
3. Dengan menggunakan permukaan pijat yang berfungsi MIO2, Anda dapat memberikan pijatan gua sha sambil bergerak di sepanjang garis pijatan.
4. Sudut kerucut perangkat dirancang untuk memijat titik akupunktur. Sentuh titik-titik ini dengan lembut dan buat lingkaran kecil.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	Frekuensi program perawatan	
KULIT PADAT/ BEMBAK/KENDUR	Sore, paruh kedua hari itu	Mode EMS - 3-5 menit Mode EMS + Panas + Getaran - 5 menit	2-3 kali seminggu	10 minggu. Istirahat: 2 minggu. Ulangi kursus 10 minggu secara berkelanjutan.
KULIT KERING DENGAN GARIS HALUS	Di pagi hari.	Mode Pemanasan - 2-3 menit Mode EMS - 3-4 menit Mode EMS + Pemanasan + Getaran - 3 menit	1-2 kali seminggu	10 minggu. Istirahat: 2 minggu. Ulangi kursus 10 minggu secara berkelanjutan.

KONTRAINDIKASI:
1. Pelanggaran integritas kulit.
2. masa penyembuhan kulit setelah sejumlah prosedur kosmetik (misalnya pelapisan ulang laser, pengelupasan kimia, mesoterapi, dll).
3. minum obat dengan steroid.

PERINGATAN:
1. Jangan merendam perangkat di dalam air.
2. Jangan mengisi daya perangkat di lingkungan yang lembab (misalnya, di dekat bak mandi, pancuran, kolam renang).
3. Jangan membuang perangkat ke dalam api.
4. Jangan gunakan perangkat jika alat pijat itu sendiri atau komponennya rusak.
5. Isi daya alat pijat hingga penuh 100% setidaknya setiap 2 bulan sekali - ini akan memperpanjang masa pakai baterai.
6. Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang di bawah usia 12 tahun dan orang dengan keterbatasan kemampuan fisik, sensorik, dan mental.

DALAM KOTAK: (1) alat pijat, (2) dudukan pengisi daya, (3) kabel pengisi daya USB-C,
4. tas penyimpanan (5) serbet, (6) instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:

DIMENSI (H X W X D): pijat 136x54x22 mm, alas pengisi daya 85x78x52 mm

SUMBER DAYA: baterai litium-ion

KAPASITAS BATERAI: 500 mAh

TEGANGAN OPERASI: 3,7 V

KEKUATAN: 5 W

WAKTU PENGISIAN: 2,5 h

WAKTU OPERASI: 50 menit dari pengisian penuh

PENGATUR WAKTU CERDAS: 10 min

KECEPATAN GETARAN: 1200 putaran per menit

INTENSITAS EMS: 2 mA

FREKUENSI SAAT INI: 2,5 kHz

BENTUK GELOMBANG: bentuk gelombang persegi panjang simetris bifasik

SUHU PEMANASAN: 42 ± 3 °C

TAHAN AIR: IPX4



MIRA - LIFTING PIJAT UNTUK WAJAH & LEHER

Mengurangi pembengkakan

Mengangkat wajah & leher

Mengurangi kerutan

Meningkatkan kekencangan kulit

Menargetkan jerawat

KEKHAWATIRAN: kerutan, kulit lembek dan kendur, hilangnya kilau dan penurunan warna kulit, bengkak, kemerahan, iritasi, peradangan.

BAHAN: Plastik PC, plastik ABS, silikon, paduan seng.

BERAT: pijat - 164 g, alas - 115 g

FUNGSI:

EMS adalah arus listrik untuk myostimulation otot, menembus jauh ke dalam lapisan kulit, mencapai lapisan otot. Merangsang kontraksi otot, EMS meningkatkan pengencangan kulit, efek pengangkatan muncul, produksi kolagen dan elastin meningkat, kekencangan dan elastisitas kulit meningkat, pembengkakan dihilangkan.

GETARAN - osilasi mekanis (=denyut nadi) yang meningkatkan drainase limfatik dan mikrosirkulasi (pergerakan cairan: darah / getah bening) di jaringan, serta mengendurkan klem otot, yang menghilangkan pembengkakan, memperbaiki warna kulit dan meningkatkan penetrasi kosmetik.

LED - Terapi - setiap warna sesuai dengan panjang gelombang tertentu dalam spektrum cahaya tampak. Dengan bekerja pada kulit pada kedalaman yang berbeda, cahaya diserap oleh reseptor kulit, mengaktifkan proses alami di dalam sel dan menyebabkan reaksi kulit tertentu. Lampu LED merah - menembus jauh ke dalam kulit, diserap oleh mitokondria dan mengaktifkan produksi kolagen dan elastin oleh fibroblas. Hasil dari proses ini dinyatakan dalam efek estetika berikut: peremajaan, elastisitas, pengurangan kerutan. Lampu LED biru diserap oleh bakteri porfirin P. acnes, yang mengarah pada pembentukan oksigen singlet yang menghancurkan bakteri, sehingga melawan jerawat, peradangan dan menormalkan kelenjar sebaceous. Lampu LED hijau - menenangkan kulit, mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan aliran getah bening. Baik untuk kulit sensitif dan reaktif. Efektif untuk menghilangkan kemerahan, mengurangi pembengkakan, melawan couperosis.

Panas - menyebabkan vasodilatasi - perluasan pembuluh darah kecil. Hal ini meningkatkan aliran darah ke area yang dirawat. Peningkatan sirkulasi darah, pada gilirannya, berkontribusi pada penghapusan produk metabolisme dengan cepat, meningkatkan nutrisi seluler kulit secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan aliran darah, peningkatan suhu tubuh, mengaktifkan saluran keringat. Ini secara fisik “membuka” lubang pori-pori, mempersiapkannya untuk pembersihan atau penggunaan kosmetik.

Dingin - mempersempit pembuluh darah, sehingga membatasi aliran darah ke permukaan kulit dan mengurangi permeabilitas dinding kapiler - hal ini menyebabkan penurunan kemerahan (karena penurunan aliran darah) dan menghilangkan edema (karena penurunan keluaran cairan dari pembuluh ke jaringan).

FITUR:
1. 5 teknologi. Memastikan multifungsi. 1 perangkat untuk menyelesaikan semua masalah, penghematan saat membeli.
2. Perangkat ini memungkinkan Anda untuk menggabungkan mode dan menyesuaikan perawatan dengan kebutuhan kulit Anda.
3. 3 tingkat EMS. Untuk memilih paparan tanpa rasa sakit yang nyaman.
4. 3 fototerapi cahaya, untuk mengatasi berbagai masalah.
5. Bentuk ergonomis: Pegangan volumetrik memberikan pegangan yang nyaman, yang memungkinkan Anda berkonsentrasi pada pijatan.
6. Teknologi pintar. Alat pijat bekerja dengan pengatur waktu yang cerdas, setelah 10 menit pemijatan, perangkat mati secara otomatis. Mode dingin juga bekerja hingga 3 menit, yang menjamin keamanan perangkat dan pengoperasian teknologi yang efisien.
7. Permukaan kerja multifungsi. Permukaan kerja berbentuk busur memungkinkan Anda bekerja dengan banyak area: leher, dagu (kontur wajah), pipi, area di bawah mata, dahi.
8. Bahan permukaan kerja. Pada kepala MIRA terdapat dua elektroda aktif yang terbuat dari baja dengan lapisan emas. Dalam hal konduktivitas listrik, emas menempati urutan ketiga, kedua setelah dua logam: perak dan tembaga. Lapisan elektroda khusus berkontribusi terhadap konduksi arus dengan perangkat ini.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Perangkat dihidupkan dengan menekan lama tombol tengah (tombol LED).
2. Menekan sebentar tombol LED akan mengalihkan lampu fototerapi. Pers pertama melibatkan lampu LED merah, tekan kedua lampu LED biru, tekan ketiga hijau, tekan keempat mematikan fungsi fototerapi.
3. Setiap kali lampu fototerapi dinyalakan di sekitar tombol LED, dioda lampu yang sesuai dengan lampu fototerapi tertentu akan menyala.
4. Tekan sebentar tombol atas (tombol EMS) mengaktifkan mode EMS. Menekan sebentar memungkinkan Anda mengatur tingkat intensitas EMS. Penekanan pertama 1 tingkat intensitas (lemah), penekanan kedua 2 tingkat intensitas (sedang), penekanan ketiga 3 tingkat intensitas (kuat). Menekan berulang kali akan menonaktifkan mode EMS sepenuhnya.
5. Pada setiap peralihan mode pada tampilan perangkat, tingkat intensitas arus ditampilkan: dari yang paling lemah hingga yang paling kuat. 1 level intensitas membakar 1 dioda, level 2 - 2 dioda, pada level 3 membakar semua 3 dioda.
6. Menekan tombol atas (tombol EMS) dalam waktu lama menyebabkan getaran gelombang. Penekanan berulang kali dalam waktu lama pada tombol atas akan menonaktifkan fungsi getar.
7. Menekan sebentar tombol bawah (tombol suhu) akan mengaktifkan mode dingin. Ia bekerja selama 3 menit dan mati secara otomatis setelah waktu ini. Ini melindungi perangkat dari panas berlebih dan memungkinkan Anda bekerja pada suhu terdingin dalam mode sedingin mungkin. Saat Anda mengaktifkan mode dingin pada tampilan perangkat, ikon termometer lampu LED biru akan menyala.
8. Menekan tombol suhu berulang kali akan mengubah suhu dingin menjadi panas. Saat beralih ke mode hangat, ikon termometer merah menyala di layar.

9. Alat pijat ini memiliki pengatur waktu yang cerdas. Setelah 10 menit pengoperasian, perangkat mati dengan sendirinya.
10. Tekan dan tahan tombol LED untuk mematikan perangkat.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan konduktor gel kontak atau produk perawatan seperti gel berbahan dasar air ke kulit, yang akan memastikan konduktivitas arus yang lebih baik untuk hasil yang maksimal.
2. Nyalakan perangkat. Atur mode yang Anda perlukan.
3. Mulailah pemijatan dengan area leher. Pindahkan garis vertikal dari daun telinga ke tulang selangka. Untuk "membuka" jalur limfatik.
4. Kemudian lakukan pemijatan pada wajah, gerakkan sepanjang garis pemijatan dari bagian tengah wajah hingga ke pinggiran. Arah gerakannya diagonal ke atas untuk melawan gravitasi dan mengencangkan otot. Prosedurnya dilakukan dari bawah (dari dagu) ke atas (hingga garis rambut di dahi).
5. Area dahi perlu menghaluskan kerutan horizontal, untuk itu gerakkan secara vertikal ke atas.
6. Untuk memulai pemijatan, disarankan untuk menghubungkan mode Pemanasan dan Getaran. Kombinasi kedua teknologi ini akan membantu mempersiapkan kulit: menjadikannya reseptif mungkin terhadap bahan aktif dan rangsangan. Tujuan latihan adalah untuk mengendurkan otot, melebarkan pori-pori untuk pembersihan, meningkatkan sirkulasi darah dan drainase limfatik untuk mempersiapkan sel. Durasi pemaparan hingga 2 menit.
7. Berikutnya adalah bagian utama dari prosedur, di mana sel dan otot dirangsang, sirkulasi darah meningkat. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menciptakan kolagen dan elastin baru, melatih otot (lifting) dan menghilangkan masalah tertentu (misalnya jerawat atau pigmentasi). Nyalakan mode EMS, atur tingkat intensitas yang nyaman untuk Anda. Siapkan terapi LED. Mulailah dengan lampu LED merah.
8. Setelah efek peremajaan utama untuk mengatasi masalah tertentu, Anda dapat mengganti lampu LED merah menjadi biru (untuk mengatasi jerawat dan melawan kandungan lemak) atau hijau (untuk menenangkan kulit dan melawan couperosis / kemerahan). Total durasi panggung adalah 6 menit.
9. Selesaikan pemijatan menggunakan fungsi dingin. Tahap ini memungkinkan Anda mencatat hasil yang dicapai. Rasa dingin akan menenangkan kulit, menghilangkan sisa kemerahan dan memperbaiki komponen aktif kosmetik pada kulit. Tahap terakhir hingga 2 menit.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	PROGRAM PERAWATAN
KULIT BERMINYAK ATAU KOMBINASI / PORI MEMBESAR / BERMINYAK / TANDA PASCA JERAWAT	PAGI	EMS + Lampu LED Biru + Dingin. Mulailah dengan mode Dingin (2 menit), lalu tambahkan EMS dan lampu. Gunakan intensitas EMS minimum hingga 3 kali perawatan, lalu tingkatkan secara bertahap.	2-3 kali seminggu, selama 10-15 menit	KURSUS PENGOBATAN: 1 bulan Istirahat: 2-3 bulan Antar kursus: lampu LED biru 2-3 kali seminggu selama 10-15 menit

POLA PENUAAN KENDUR / BENCANG / BEMBUNG PAGI	PAGI	EMS + Dingin. Mulailah dengan mode Dingin (2 menit), lalu tambahkan EMS. Gunakan intensitas EMS minimum hingga 3 kali perawatan, lalu tingkatkan secara bertahap.	3-4 kali seminggu, selama 10-15 menit	KURSUS PENGOBATAN: 1 bulan. Istirahat: 2-3 bulan.
KULIT KUSAM / KEHILANGAN KEKERASAN & NADA	Pagi / sore (kapan saja)	EMS + Lampu LED Merah + Panas (10-15 menit), lalu Dingin (2-3 menit). Gunakan intensitas EMS minimum hingga 3 kali perawatan, lalu tingkatkan secara bertahap.	2-3 kali seminggu, 10-15 menit	Program: 1 bulan. Ulangi setelah 4-5 bulan. Di sela program, lakukan 1 sesi pemeliharaan per minggu.
KULIT KERING/DEHIDRASI	MALAM	EMS + Panas. Mulailah dengan mode Panas (2 menit), lalu tambahkan EMS. Gunakan intensitas EMS minimum hingga 3 kali perawatan, lalu tingkatkan secara bertahap.	2 kali seminggu, 10-15 menit	Program: 1 bulan. Ulangi setelah 4-5 bulan. Di sela program, lakukan 1 sesi pemeliharaan setiap 2 minggu.
KULIT DEWASA / KEHILANGAN KEKERASAN & NADA	MALAM	EMS + Lampu LED Merah + Panas. Mulailah dengan mode Panas (2 menit), lalu tambahkan EMS dan lampu. Gunakan intensitas EMS minimum hingga 3 kali perawatan, lalu tingkatkan secara bertahap.	2-3 kali seminggu, 15 menit	Program: 1-1.5 bulan. Ulangi setelah 4-5 bulan. Di sela program, lakukan 1-2 sesi pemeliharaan per bulan dan gunakan LED merah 3 kali seminggu selama 15 menit.
HIPERTONISITAS/ KETEGANGAN OTOT	MALAM	EMS (hanya tingkat intensitas 1) + Lampu LED hijau. Gunakan intensitas EMS minimum hingga 3 kali perawatan, lalu tingkatkan secara bertahap.	2-3 kali seminggu, 15 menit. Bergerak sepanjang arah serat otot.	Program: 1-1.5 bulan. Ulangi setelah enam bulan atau saat otot terasa tegang.
KULIT SENSITIF / COUPEROSE DALAM REmisi	Pagi / sore (kapan saja)	EMS (hanya tingkat intensitas 1) + Lampu LED hijau. Gunakan intensitas EMS minimum hingga 3 kali perawatan, lalu tingkatkan secara bertahap.	2 kali seminggu, 10 menit	Program: 1 bulan. Ulangi setelah 4-5 bulan. Di sela program, lakukan 1 sesi pemeliharaan setiap 2-3 minggu.

LEHER	MALAM	EMS + Lampu LED Merah + Panas. Mulailah dengan mode Panas (2 menit), lalu tambahkan EMS dan lampu. Gunakan intensitas EMS minimum hingga 3 kali perawatan, lalu tingkatkan secara bertahap. Gunakan hanya jika tidak ada kontraindikasi seperti penyakit tiroid. Selalu hindari area tiroid dan area sinus karotis di samping tiroid dimana denyut nadi dapat dirasakan.	2-3 kali seminggu, 10-15 menit	Program: 1 bulan. Ulangi setelah 4 bulan. Di sela program, lakukan 1 sesi pemeliharaan setiap 2 minggu.

KONTRAINDIKASI:

1. Perangkat ini hanya untuk penggunaan pribadi di rumah dan bukan merupakan perangkat medis.
2. Kategori orang berikut ini boleh menggunakan perangkat ini hanya di bawah arahan dokter:
• Wanita hamil dan menyusui.
• Orang dengan kulit sensitif atau penyakit kulit.
Orang yang memasang perangkat medis elektronik (misalnya alat pacu jantung).
• Penderita diabetes atau gangguan peredaran darah.
3. Jangan gunakan perangkat di area berikut:
• Area kulit yang rusak (luka, peradangan, eksim).
• Area selaput lendir (mata, mulut).

PERINGATAN:

1. Saat menggunakan mode dingin, jangan memegang perangkat terlalu lama pada satu area kulit untuk menghindari radang dingin.
2. Saat menggunakan mode pemanasan, segera hentikan prosedur jika Anda merasa kepanasan untuk mencegah luka bakar.
3. Anak-anak sebaiknya menggunakan perangkat ini hanya di bawah pengawasan orang dewasa.

DALAM KOTAK: (1) Alat pijat MIRA, (2) penutup permukaan kerja, (3) alas pengisi daya,
4. Kabel USB Tipe C, 5) instruksi, 6) tas penyimpanan.

SPESIFIKASI TEKNIS:

DIMENSI (H X W X D): 179.5x72x48.4 mm (pijat), 81x69.8x64.8 mm (dasar)

KEKUATAN: 10 W

TEGANGAN OPERASI: 3,7 V

SUMBER DAYA: baterai polimer lithium bawaan

KAPASITAS BATERAI: 1350 mAh

WAKTU PENGISIAN: 3 h

WAKTU OPERASI: 35 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: Mode Panas 10 menit - Mode Dingin 5 menit - 3 menit

KECEPATAN GETARAN: 7000 putaran per menit

SAAT INI: Tingkat 1 - 1,9 mA Tingkat 2 - 2,48 mA Tingkat 3 - 3,44 mA

FREKUENSI SAAT INI: Level lemah - 20 kHz Level rata-rata - 25,2 kHz Level tinggi - 30,6 kHz

PANJANG GELOMBANG: Lampu LED Merah - 630 nm Lampu LED Biru - 460 nm Lampu LED Hijau - 520 nm

BENTUK GELOMBANG: bentuk gelombang simetris bifasik

INTENSIFENSI IRADIASI:
Lampu merah - 10 mW/cm2 Lampu biru - 24 mW/cm2 Lampu hijau - 21 mW/cm2

TAHAN AIR: IPX3



MORI BLACK - SIKAT GIGI SONIC LISTRIK

Memperkuat gusi

Membersihkan gigi

Menghilangkan karang gigi

KEKHAWATIRAN: Menyikat gigi, plak, bau mulut, penyakit gusi.

BAHAN: plastik.

BERAT: 200 g.

FUNGSI:
Pengoperasian sikat didasarkan pada prinsip getaran frekuensi tinggi. Pemurniannya bukan dengan suara, melainkan dengan getaran cepat bulu sikat yang dipicu oleh gelombang suara (= getaran frekuensi tinggi). Bulu-bulunya melakukan gerakan menyapu cepat dari gusi ke tepi gigi, dan kecepatan tinggi menciptakan aliran gelembung mikro dari air liur, air, dan pasta gigi. Aliran cairan dinamis di mulut ini secara efektif membersihkan tempat-tempat yang sulit dijangkau sekalipun.

FITUR:
1. 5 mode pengoperasian: dari lembut (31000 osilasi) hingga paling intens (48000 osilasi).
2. 2 jenis nozel lengkap dengan bulu kekakuan lembut dan sedang.
3. Petunjuk yang terdengar tentang perubahan zona pembersihan.
4. Bulu nosel dengan kekakuan sedang berubah warna, mengingatkan perlunya mengganti nosel.
5. Fungsi memori.
6. Kabel dasar pengisian daya yang panjang.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Tempatkan nozzle pada sikat tepat di atas poros ujung motor listrik (poros transmisi) dan pasang. Penting: Anda tidak perlu memutar nosel selama pemasangan.
2. Untuk menyalakan sikat tekan sebentar tombol on/off/saklar mode.
3. Penekanan singkat berulang-ulang pada mode sakelar tombol dalam urutan ini: Sensitif, Perawatan Gusi, Poles, Putih, Bersih.
4. Setiap 30 detik, sikat berhenti sebagai pengingat untuk mengganti area pembersihan.
5. Setelah 2 menit, waktu pengoperasian otomatis sikat akan berakhir, dan sikat akan mati.
6. Untuk menonaktifkan sikat sendiri, tekan tombol sakelar on/off/mode.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Atur nozel.
2. Basahi nosel sikat gigi dengan air dan oleskan pasta gigi secukupnya.
3. Nyalakan sikat.
4. Tempatkan nosel sikat di mulut. Jaga agar pada sudut 45 derajat terhadap gusi. Klik tombol hidup, pilih mode pengoperasian yang nyaman.
5. Mulailah menyikat gigi. Sebarkan kepala sikat di atas gigi dengan gerakan menyapu dari pangkal gigi hingga ujung.
6. Dokter gigi menyarankan untuk menyikat gigi minimal 2 menit. Rongga mulut dapat dibagi menjadi 4 area dan dibersihkan setiap seperempat gigi (kuadran) selama 30 detik.
Untuk mematuhi rekomendasi ini, pengatur waktu disetel di sikat setiap 30 detik:
Sikat berhenti selama beberapa detik. Setelah 2 menit, waktu pengoperasian otomatis sikat akan berakhir, dan sikat akan mati.
7. Setelah prosedur selesai, bilas nosel dan biarkan mengering secara alami. Badan sikat gigi juga bisa dibilas dengan air.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
2 kali sehari, 1 sesi pembersihan 2 menit.

DURASI APLIKASI:
Jangka waktu penggunaan 1 nozzle adalah 3 bulan.

KONTRAINDIKASI:
1. Periodontitis menular.
2. Masa pasca operasi atau masa penyembuhan luka pada rongga mulut.
3. peningkatan sensitivitas gigi.
4. Mobilitas gigi yang patologis.
5. Hal ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh anak-anak.

PERINGATAN:
1. Nosel pada sikat gigi sonik harus dicuci dengan air setelah digunakan.
2. Badan sikat dapat langsung dibersihkan dengan air.
3. Jangan letakkan benda logam di atas dudukan pengisi daya selama pengisian daya untuk menghindari kecelakaan.
4. menolak menggunakan sikat jika badan atau noselnya rusak.
5. Jauhkan dari sumber panas.
6. Jangan merakit atau membongkar sendiri sikat gigi sonik elektrik.

DALAM KOTAK: (1) badan sikat gigi, (2) nosel dengan bulu lembut,
3. nosel berbulu sedang, (4) dasar induksi untuk pengisian daya,
5. instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 12 h

WAKTU OPERASI: 240 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: 2 min

ROMA DAN GETARAN:
• Halus - 31000 putaran per menit
perawatan gusi - 35000 putaran per menit
• Poles - 41000 putaran per menit
• Pemutihan - 45000 putaran per menit
Pembersihan - 48000 putaran per menit

TAHAN AIR: IPX7



MORI 2.0 - SIKAT GIGI SONIC LISTRIK

Memperkuat gusi

Membersihkan gigi

Menghilangkan karang gigi

Membantu mencegah radang gusi

KEKHAWATIRAN: Menyikat gigi, plak, bau mulut, penyakit gusi.

BAHAN : Plastik PC.

BERAT: 110 g.

FUNGSI:
Pengoperasian sikat didasarkan pada prinsip getaran frekuensi tinggi. Pembersihan terjadi bukan karena suara, tetapi karena getaran bulu yang cepat, yang dipicu oleh gelombang suara.

Sikat dilengkapi dengan pemancar gaya tekan, yang mengubah tekanan fisik menjadi sinyal listrik.

MORI 2.0 dilengkapi dengan fungsi penyusunan peta 3D untuk analisis pembersihan. Kotak desinfeksi dilengkapi dengan alat sterilisasi ultraviolet yang menghancurkan kuman dan virus.

FITUR:
1. Pengatur waktu cerdas.
2. 5 cara pembersihan profesional:
• Hati-hati (mode untuk gigi sensitif)
• Pembersihan (pembersihan standar)
• Enamel putih (pemutih)
• Poles
• Pijat
3. Sistem perlindungan percikan.
4. Penyesuaian intensitas: setiap mode menawarkan 5 level (10, 30, 50, 70 dan 90) sehingga Anda dapat memilih pengaturan yang nyaman.
5. Indikasi 3D interaktif pada area pembersihan.
6. Kotak sterilisasi ultraviolet.
7. Pemberitahuan penggantian nosel.
8. Indikator dan kontrol pengisian daya selama pengisian daya.
9. Sensor tekanan dengan indikasi LED
10. Tiga jenis nozel yang dapat diganti dalam kit untuk berbagai jenis pembersihan
• Nozel pembersih klasik untuk kebersihan sehari-hari
• Nozel pemutih dengan efek pemolesan yang ditingkatkan
• Nozzle untuk gigi sensitif dengan bulu lembut

11. Fungsi memori.
12. Definisi otomatis nosel.
13. Aktivasi otomatis.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Sikat gigi MORI 2.0 dilengkapi dengan fungsi peralihan otomatis:
Kuas menyala saat Anda menutupi tubuh dengan telapak tangan.
2. Dengan menekan sebentar tombol fungsi on/off/pilih, nyalakan sikat.
3. Jentik menu dengan mengklik tombol ubah fungsi, untuk memilih bagian klik sebentar tombol on/off/pilih fungsi.
4. Telusuri bagian ke item "Menu / Pengaturan", buka itu. Di bagian "Menu", pilih "3D OFF / 3D OFF". Nyalakan dengan menekan tombol on/off satu kali.
5. Pilih bahasa. MORI 2.0 siap untuk konfigurasi dan penggunaan nanti.
6. Pilih nozzle yang diperlukan, letakkan tepat di atas poros ujung motor listrik (poros transmisi) dan pasang. Setelah memasang nozel, lanjutkan konfigurasi sikat MORI 2.0 seperti yang diinstruksikan.
7. Buka bagian Pengaturan. Pilih bagian "Waktu pembersihan". Atur waktu: 2/3/4 menit atau "Tidak Terbatas" dengan menekan tombol pilih fungsi.
8. Kembali dari bagian “Pengaturan” ke menu umum dengan memilih “Kembali”.
9. Di menu, tentukan mode pembersihan.
10. Setelah memilih mode, atur intensitas dengan menekan tombol pemilihan fungsi. Pada kuas MORI 2.0, 5 level daya disajikan untuk masing-masing mode: 10, 30, 50, 70, dan 90.
11. Kuas MORI 2.0 memiliki fungsi memori. Saat menggunakan mode ini selama lebih dari 10 detik, kuas akan mengingatnya dan menyalakannya saat digunakan lagi.
12. Sebagai pengingat akan perlunya mengubah zona pembersihan, sikat MORI 2.0 mengambil jeda sejenak. Jika waktu pembersihan 2 menit maka sikat akan berhenti setiap 30 detik, dengan waktu pembersihan 3 menit - setiap 45 detik, dengan waktu pembersihan 4 menit - setiap menit. Jika Anda memilih waktu menyikat gigi tanpa batas ("Tidak Terbatas"), sikat tidak akan berhenti.
13. Sikat gigi bersuara MORI 2.0 dilengkapi dengan sensor gaya tekan. Pada bagian belakang sikat terdapat indikator lampu yang akan mengubah warna dan jenis getaran, mengeluarkan suara doo-doo untuk mengontrol tekanan saat pembersihan.
14. Setelah waktu pembersihan otomatis, sikat gigi akan mati. Jika Anda ingin menghentikan sikat sendiri, setelah 5 detik membersihkan, tekan sebentar tombol on/off.
15. Di akhir pembersihan, sisa level pengisian dan hasil pembersihan dengan peta rongga gigi akan muncul di layar sikat.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Atur nozel.
2. Basahi nosel sikat gigi dengan air dan oleskan pasta gigi secukupnya.
3. Tempatkan nosel sikat di mulut. Jaga agar pada sudut 45 derajat terhadap gusi. Sandarkan sedikit bulunya pada garis gusi atau sedikit di atasnya.
4. Nyalakan sikat, pilih mode pengoperasian yang nyaman.
5. Mulailah menyikat gigi. Sebarkan kepala sikat di atas gigi dengan gerakan menyapu dari pangkal gigi hingga ujung.
6. Untuk membersihkan permukaan bagian dalam gigi atas, sikat gigi harus dalam posisi tegak, sehingga kepala sikat gigi diletakkan secara vertikal pada gigi dan membersihkan setiap gigi.
7. Setelah waktu pembersihan tertentu, sikat akan berhenti. Layar akan menampilkan level pengisian yang tersisa, kemudian peta 3D rongga mulut beserta hasil pembersihannya.

8. Analisis prosedur sebelumnya pada peta 3D - ini akan membantu pengguna mencapai pembersihan yang sempurna.
9. Setelah prosedur selesai, bilas nosel dan biarkan mengering secara alami. Badan sikat gigi juga bisa dibilas dengan air.

FREKUENSI PENGGUNAAN:
2 kali sehari, 1 sesi pembersihan 2 menit.

DURASI APLIKASI:
Jangka waktu penggunaan 1 nozzle adalah 3 bulan.

KONTRAINDIKASI:
1. Periodontitis menular.
2. Masa pasca operasi atau masa penyembuhan luka pada rongga mulut.
3. peningkatan sensitivitas gigi.
4. Mobilitas gigi yang patologis.
5. Hal ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh anak-anak.

PERINGATAN:
1. Sikat gigi MORI 2.0 dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan penyandang disabilitas sensorik, fisik, dan mental, jika mereka telah mendapat petunjuk penggunaan perangkat ini dan mengetahui cara penggunaan yang aman serta potensi bahaya jika penggunaan yang tidak tepat.
2. Dilarang menggunakan perangkat ini sebagai mainan anak-anak.
3. Menyikat gigi dan penggunaan oleh anak-anak sebaiknya dilakukan hanya dengan pengawasan orang dewasa.

DALAM KOTAK: (1) badan sikat gigi, nosel yang dapat diganti: (2) nosel gigi sensitif, (3) nosel pemutih, (4) nosel pembersih, (5) kabel pengisi daya Tipe-C,
6. tas penyimpanan, 7) instruksi, 8) kotak untuk desinfeksi nozel.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 8 h

PENGATUR WAKTU CERDAS: 2 min

WAKTU OPERASI: • Mode Hati-hati - 1200 menit • Mode pembersihan - 250 menit • Mode enamel putih - 400 menit • Mode pemolesan - 500 menit • Mode pijat - 400 menit

MODE DAN FREKUENSI OSILASI:
• Hati-hati (28000 getaran/menit)
Pembersihan (37000 getaran/menit)
• Enamel putih (41000 getaran/menit)
Poles (36000 osilasi/menit)
Pijat (35000 getaran/menit)

TAHAN AIR: IPX7



NEO - PERANGKAT PERJUVENASI KULIT

Efek mengangkat

Menargetkan kondisi kulit

Mengembalikan kekencangan & elastisitas kulit

Mengurangi pigmentasi

Mengurangi jaringan parut

KEKHAWATIRAN: perubahan terkait usia pada kontur wajah, kerutan, kulit lembek, pigmentasi, jerawat, rosacea, bekas luka dan bekas luka, stretch mark.

BAHAN: Plastik ABS, Plastik PC, Silikon.

BERAT: pijat dengan alas - 183 g.

FUNGSI:
Inti dari alat pijat NEO adalah teknologi penggunaan plasma suhu rendah (dingin) - gas yang terdiri dari molekul netral dan termasuk partikel bermuatan: elektron bebas, ion positif dan negatif. Plasma mendisinfeksi kulit, melawan jerawat dan rosacea, mencegah peradangan. Dengan merangsang pemulihan kepadatan serat kolagen, teknologi plasma mendorong penyembuhan luka, bekas luka, dan bekas luka. Sebagai hasil dari aktivasi plasma gen yang terkait dengan proses anti penuaan, kerutan dan lipatan dalam pada wajah berkurang. Di bawah pengaruh plasma, biolayer lipid dibangun kembali dan saluran untuk lewatnya berbagai zat terbentuk, yang meningkatkan permeabilitas kosmetik. Selain itu, paparan plasma menghancurkan akumulasi melanin dan akibatnya pigmentasi menjadi lebih cerah.

FITUR:
1. Desain asli yang dipatenkan - desain disiapkan khusus untuk merek WAU, bentuk punggung alat pijat yang membulat memungkinkan Anda meletakkan alat pijat dengan nyaman di tangan Anda dan melakukan pijatan dengan mudah dan senyaman mungkin.
2. Permukaan kerja yang nyaman - memungkinkan Anda merawat area kulit yang luas dan tempat yang sulit dijangkau, terutama yang dilengkapi dengan ujung atas yang sempit.
3. 3 tingkat intensitas - untuk persiapan bertahap kulit terhadap efek plasma.
4. kegunaan - pijat dikendalikan oleh 1 tombol, dipasang pengatur waktu pintar 10 menit.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
Dilarang menyentuh perangkat dengan air, mengambil perangkat dengan tangan basah, menggunakannya pada kulit basah - ini bisa berbahaya.
1. Dengan menekan lama (2 detik) tombol on/off, hidupkan perangkat. Saat dihidupkan, perangkat akan mengeluarkan sinyal suara.
2. Layar dengan indikator tingkat intensitas akan menyala. Perangkat ini memberikan 3 tingkat kekuatan benturan: KUAT (kuat), SEDANG (sedang) dan LEMBUT (lemah). Menekan tombol peralihan level berulang kali, pilih kekuatan pengaruh yang cocok untuk Anda. Yang pertama adalah level SOFT, ikonnya akan menyala di layar. Menekan tombol berulang kali akan mengalihkan Anda ke level SEDANG, penekanan berikutnya akan memulai level KUAT.
3. Perangkat menyediakan pengatur waktu cerdas, perangkat akan mati secara otomatis setelah 10 menit beroperasi, memancarkan sinyal audio.
4. Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol on/off/mengalihkan tingkat intensitas.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Cuci diri Anda menggunakan pembersih biasa. Bersihkan kulit Anda dari kontaminan dan sebum berlebih.
2. Hapus semua sisa cairan dari wajah, biarkan kulit hingga benar-benar kering sebelum menggunakan alat pijat. Air pada kulit dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan saat menggunakan perangkat.
3. Nyalakan perangkat dan pilih tingkat intensitas yang diinginkan. Disarankan untuk memulai dengan kekuatan paparan minimum, sehingga kulit dapat beradaptasi dengan penerapan perangkat.
4. Selama prosedur, jangan menekan perangkat dekat dengan kulit, jaga jarak 2-3 mm dari permukaan kulit. Pegang alat pijat secara perlahan di sepanjang garis pijatan dari bawah (dari dagu) ke atas (hingga garis tumbuh rambut). Berikan perhatian khusus pada area masalah. Selama penggunaan, perangkat mengeluarkan suara produksi plasma, Anda juga dapat mencium bau ozon - ini normal.
5. Setelah prosedur selesai, matikan perangkat, oleskan kosmetik perawatan Anda untuk melembabkan kulit. Untuk penyerapan kosmetik yang lebih baik, lakukan pijatan ringan.
6. Bersihkan permukaan kerja perangkat dengan kain basah (direndam alkohol). Catatan: Residu debu dan sebum mudah menempel pada bagian keramik permukaan kerja peralatan ketika dipecah oleh plasma selama prosedur. Hal ini dapat menyebabkan permukaan keramik menguning, namun tidak mempengaruhi efisiensi perangkat.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	PROGRAM PERAWATAN
JERAWAT / INFLAMASI	PAGI	Kursus awal: 5-10 menit untuk setiap area wajah. Total durasi satu prosedur hingga 20-30 menit. Untuk adaptasi kulit, disarankan untuk meningkatkan kekuatan secara bertahap: Minggu 1 adalah level minimum (jika kulit sensitif, gunakan level minimum 2 minggu) Minggu 2 adalah level rata-rata Minggu 3 dan seterusnya - level maksimum jika kulit beradaptasi dengan baik Kursus suportif (pencegahan): 10-20 menit untuk seluruh wajah	Kursus awal: 2-3 kali seminggu (Anda dapat melanjutkan sampai manifestasi utama dihilangkan) Kursus suportif (pencegahan): 1 kali dalam 10-14 hari	Kursus awal: 6-8 minggu Setelah kursus selesai, disarankan untuk istirahat 1-2 bulan agar kulit pulih dan tidak terbiasa dengan rangsangan terus-menerus.
PIGMENTASI	MALAM		2 kali seminggu dengan fokus pada area yang mengalami hiperpigmentasi	
PERUBAHAN TERKAIT USIA	MALAM		Kursus awal: 2-3 kali seminggu. Kursus suportif (pencegahan): 1 kali seminggu (diperbolehkan 1 kali dalam 10-14 hari)	
LUKA	MALAM	5-10 menit tergantung besar kecilnya bekas luka dan bekas luka Untuk wajah: mulai dari kekuatan minimum hingga 3 sesi, lalu tingkatkan kekuatan secara bertahap. Untuk tubuh: mulai dari tenaga rata-rata hingga 3 sesi, lalu tingkatkan tenaga secara bertahap.	2 kali seminggu	Program: 1-1.5 bulan. Ulangi 2-3 program per tahun. Di sela program, lakukan 1-2 sesi per bulan.

KONTRAINDIKASI:
1. Dilarang menggunakan: anak-anak, orang yang menderita alergi, orang yang telah menjalani operasi wajah/mata.
2. Dilarang menyentuh perangkat dengan air, mengambil perangkat dengan tangan basah, menggunakannya pada kulit basah.

PERINGATAN:
1. Jangan gunakan perangkat jika terendam air, tidak berfungsi dengan baik jika rusak atau pecah.
2. Jangan menggunakan alat di area mata (sepanjang tulang orbital atas dan bawah), di area pelipis, di kelenjar tiroid, serta di dada dan alat kelamin.
3. Jangan membongkar perangkat, karena dapat mengakibatkan kerusakan, malfungsi, sengatan listrik, kebakaran, atau cedera.

DALAM KOTAK: (1) perangkat, (2) penyangga alas, (3) kabel pengisi daya, (4) tas penyimpanan, (5) serbet, (6) instruksi.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 3 h

WAKTU OPERASI: 60 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: 10 min

SAAT INI: • Mode LEMBUT - 590 mA (saat bekerja dengan perangkat di permukaan kulit), 278 mA (di perangkat tanpa kontak dengan kulit) • Mode SEDANG - 1670 mA (saat bekerja dengan perangkat di permukaan kulit), 570 mA (di perangkat tanpa kontak dengan kulit) • Mode KUAT - 1820 mA (saat bekerja dengan perangkat di permukaan kulit), 1010 mA (di perangkat tanpa kontak dengan kulit kulit)

TAHAN AIR: IPX3



REN - SCRUBBER PEMBERSIH WAJAH ULTRASONIK

Pembersihan

Meningkatkan mikrosirkulasi

Pengelupasan kulit

Meningkatkan penyerapan perawatan kulit

KEKHAWATIRAN: peningkatan kulit berminyak, pori-pori membesar, komedo, jerawat, kulit kusam tidak sehat, hilangnya elastisitas kulit.

BAHAN: Plastik ABS, silikon.

BERAT: 140 g.

FUNGSI:
Getaran ultrasonik frekuensi tinggi dan ion positif dalam mode "Deep Cleansing" membersihkan kulit secara menyeluruh. Gelombang yang diciptakan oleh ultrasound berkontribusi pada pengelupasan partikel lapisan atas epidermis, menghilangkan kontaminan permukaan dan akumulasi sebum. Dalam mode lembab, gelombang ultrasonik yang sama bersama-sama dengan ion negatif meningkatkan sirkulasi darah dan produksi kolagen/elastin, yang menyebabkan penyerapan kosmetik secara aktif. Sehingga efek kosmetik perawatan lebih terasa.

FITUR:
1. Perangkat ringkas untuk digunakan di rumah.
2. Penutup magnetik melindungi permukaan pembersih perangkat, sehingga Anda mematuhi aturan higienis dalam menggunakan perangkat.
3. Baterai kuat, waktu pengoperasian lebih lama tanpa mengisi ulang, masa pakai baterai hingga 100 menit.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Perangkat dikendalikan oleh 1 tombol. Dengan menekan lama, tahan tombol "On / off / switch mode" untuk menghidupkan perangkat. Menyalakan disertai dengan sinyal suara yang panjang.
2. Yang pertama adalah mode "Pembersihan Mendalam". Indikator yang sesuai akan menyala. Anda akan mendengar suara getaran ultrasonik terus menerus.
3. Untuk beralih mode, klik kembali tombol "On/off/switch mode". Peralihan mode disertai dengan sinyal suara pendek
4. Perangkat akan mulai bekerja dalam mode "Pelembab". Indikator yang sesuai akan menyala. Anda akan mendengar suara getaran ultrasonik yang berdenyut.

5. Matikan perangkat dengan menekan tombol "on/off/switch mode".
6. Perangkat dilengkapi dengan pengatur waktu pintar. Scruber akan mati secara otomatis setelah 10 menit beroperasi.

CARA MENGGUNAKAN:
MODE: MODE PEMBERSIHAN MENDALAM
1. Hapus riasan Anda sebelum digunakan dan cuci muka dengan pembersih.
2. Untuk mendapatkan efek terbaik sebelum dibersihkan, disarankan untuk melakukan prosedur pengukusan dingin menggunakan gel desincrustation (gel untuk pembersihan ultrasonik). Oleskan gel ke wajah, hindari kontak mata, tutup dengan film, tahan gel selama 15 menit, lalu lanjutkan ke prosedur pembersihan scrubber. Selain gel atau lotion untuk pembersihan ultrasonik, diperbolehkan menggunakan larutan garam, serta air panas.
3. Tekan tombol "on/off/mode switch" untuk mengaktifkan mode "Deep Clear".
4. Pegang perangkat menghadap ke bawah, dengan pisau scrubber pada sudut 40 derajat terhadap kulit. Gerakkan aplikator di sepanjang garis pijatan untuk membersihkan area wajah yang dibutuhkan.
5. Prosedur pembersihan dalam mode “Deep Cleansing” tidak boleh lebih dari 5 menit.
6. Matikan perangkat atau alihkan agar berfungsi dalam mode berikutnya.
7. Basuh wajah dengan air hangat, bersihkan aplikator hingga kering.
8. Setelah prosedur pembersihan, disarankan untuk memulai prosedur pelembapan.
1. Setelah membersihkan wajah, oleskan produk perawatan pilihan Anda secara merata pada wajah.
2. Nyalakan perangkat dan tekan tombol lagi untuk masuk ke mode lembab.
3. Balikkan perangkat dengan bagian depan menghadap ke atas, sehingga bilah scrubber menempel rata pada kulit, bukan bertumpu pada tepinya. Tempatkan aplikator pada wajah dan gerakkan perlahan ke atas sepanjang garis pijatan hingga produk perawatan kulit terserap sepenuhnya.
4. Saat bekerja dalam mode ini, disarankan untuk memulai prosedur dari leher, bergerak dari tengah ke tepi.
5. Lanjutkan pemijatan, gerakkan dari dagu ke dahi, gerakkan pisau scrubber dari tengah ke pinggiran.
6. Pekerjaan dalam mode "Pelembab" dapat berlangsung dari 3 hingga 5 menit. Di akhir prosedur, matikan scrubber dengan menekan lama tombol "on / off".
7. Bersihkan aplikator dan letakkan scrubber pada tempatnya.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
PEMBERSIH KULIT BERMINYAK/ JERAWAT	Direkomendasikan malam hari. Jangan merias wajah setelah perawatan.	Pembersihan Mendalam: 5 menit. Pelembab: 5 menit. Gunakan dalam urutan ini. Mode pelembab hanya efektif setelah Deep Cleansing.	Tidak lebih dari sekali seminggu	3-4 minggu. Istirahat 2 minggu. Ulangi kursus 3-4 minggu dan lanjutkan siklus ini.
KAPAL COUPEROSE / TERLIHAT			Tidak lebih dari dua kali sebulan	Sesuai kebutuhan

KONTRAINDIKASI:
1. Perangkat ini dirancang untuk penggunaan individu. Jangan berbagi perangkat dengan pengguna lain.
2. Jangan gunakan dalam waktu satu bulan setelah operasi atau jika terdapat luka bakar akibat sinar matahari yang serius pada permukaan kulit wajah.
3. Jangan gunakan pada kulit yang meradang atau rusak.
4. Jangan digunakan di depan mata.
5. Dilarang digunakan pada area patologi vena atau arteri, serta pada pasien dengan tromboflebitis atau dengan kasus gangguan pembekuan darah sebelumnya.

PERINGATAN:
1. Jangan menggunakan perangkat dalam waktu lama pada area kulit yang sama.
2. jauhkan alat dari suhu tinggi.
3. Dengan adanya implan wajah, mahkota logam gigi, peniti, kawat gigi saat digunakan, fokuslah pada sensasi pribadi. Jika Anda mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan saat menggunakan perangkat, hentikan penggunaannya.

DALAM KOTAK: (1) scrubber ultrasonik, (2) penutup magnet, (3) kabel USB Tipe C,
4. instruksi, (5) tas penyimpanan.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 2 h

WAKTU OPERASI: 100 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: 10 min

FREKUENSI USG: 25±5 kHz

TAHAN AIR: IPX4



SARA - PENGERING & PELURUS RAMBUT 2-IN-1

Untuk rambut kering & basah

Pengeringan cepat

Gaya & bentuk rambut

Perawatan yang lembut

Kontrol keriting

Meluruskan rambut

KEKHAWATIRAN: Kerusakan rambut akibat setrika klasik, bulu halus (efek beku), listrik statis, kesulitan menata rambut basah, kehilangan kilau.

BAHAN : Plastik MS, Plastik ABS.

BERAT: 441 g (tidak termasuk kabel), 657 g (dengan kabel).

FUNGSI:
Pengeringan: Di dalamnya terdapat motor berkecepatan tinggi (BLDC), yang menghasilkan 110000 putaran per menit. Ini menciptakan aliran udara yang kuat (hingga 12 m/s). Pengeringan bukan karena “menggoreng” rambut dengan suhu tinggi, melainkan karena hembusan fisik kelembapan dari permukaan rambut. Ionisasi: Selama pengeringan, aliran ion bermuatan negatif (lebih dari 30 juta) dihasilkan. Rambut biasanya memiliki muatan positif yang menyebabkan keduanya saling menjauh (efek “bulu halus”). Ion negatif menetralisir muatan ini, membuat untaian menjadi jinak.
PELURUSAN: Udara keluar melalui celah sempit di sepanjang pelat dengan sudut 45 derajat. Efek tekanan terarah tercipta. Saat Anda menekan pelat, alirannya semakin cepat, “menekan” sisik rambut ke batang. Di bawah pengaruh panas dan udara terarah, ikatan hidrogen pada rambut basah untuk sementara terputus dan dibentuk kembali menjadi bentuk lurus. Karena rambut ditiup dengan udara, rambut sudah mengering dalam keadaan lurus, sehingga memperbaiki hasilnya. UDARA DINGIN (FIXASI): Pada tahap akhir, aliran udara dingin langsung mendinginkan rambut yang panas, "menyegel" kutikula. Ini membuat cermin bersinar dan membuat penataannya stabil.

FITUR:
1. Mengeringkan dan meluruskan 2 in 1. SARA menggabungkan dua fungsi dalam satu prosedur, sehingga mengurangi waktu penumpukan secara keseluruhan.
2. Keamanan rambut: Pelurusan udara jauh lebih halus daripada kontak dengan pelat panas pada setrika biasa.
3. pengaturan individu. 3 laju aliran dan 5 pengaturan suhu memungkinkan Anda memilih perawatan optimal untuk semua jenis rambut.
4. Tegangan universal. Kisaran tegangan yang lebar memastikan pengoperasian perangkat yang stabil dan aman di mana pun di dunia.

5. Mode khusus KERING dan BASAH: pengaturan bijaksana untuk kerja efektif dengan rambut basah dan kering.
6. Layar LCD yang informatif, memberikan kontrol penuh atas parameter pengoperasian untuk penggunaan yang paling nyaman.
7. Kunci-kunci multifungsi, memungkinkan Anda menggunakan perangkat sebagai pengering rambut lengkap saat dilipat.
8. Jeda intelektual. Jika perangkat tidak digunakan lebih dari 10 detik, maka secara otomatis masuk ke mode standby, dan setelah 3 menit mati.
9. Fungsi memori. Perangkat mengingat pengaturan yang terakhir digunakan, memungkinkan Anda untuk langsung mulai bekerja saat Anda menyalakannya lagi.
10. Ionisasi yang kuat. Generator melepaskan lebih dari 30 juta ion, menetralkan listrik statis dan membuat rambut berkilau dan halus.
11. Kecepatan motor. Motor berkecepatan tinggi (110000 rpm) menciptakan aliran terfokus yang kuat untuk menghilangkan kelembapan secara instan.
12. Mode pembersihan mandiri. Fungsi pembersihan mesin otomatis untuk mempertahankan daya hembusan maksimum dan memperpanjang masa pakai.
13. Panjang kabel: untuk penggunaan profesional atau rumah, 2 meter memberikan kebebasan bergerak.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Masukkan sepenuhnya steker pelurus pengering rambut ke dalam soket. Ikon OFF menyala di layar, menandakan bahwa perangkat dimatikan.
2. Perangkat ini dilengkapi penahan kunci, yang memungkinkan Anda menjaga pelat pelurus dalam posisi terlipat. Pindahkan pengunci ke bawah untuk membuka pelat. Saat tidak terkunci, pelat akan terbuka, memungkinkan Anda menempatkan helaian rambut di antara keduanya untuk menghaluskan.
3. Untuk menyatukan pelat, sambungkan pelat dan gerakkan kunci ke atas. Dalam posisi tertutup, alat ini berfungsi sebagai pengering rambut. Keadaan diblokir juga memastikan penyimpanan dan pengangkutan alat yang aman.
4. Tekan tombol on/off untuk menghidupkan perangkat. Dalam posisi hidup dengan pelat terbuka, aliran udara akan minimal. Peras pelurus pengering rambut untuk memulai dan mulai mengoperasikan kecepatan hembusan udara.
5. Dengan menekan tombol pemilihan mode, pilih pengaturan di mana Anda ingin mulai mengeringkan atau menata gaya.
6. Mode WET dirancang untuk rambut segera setelah dicuci dan memungkinkan Anda mengeringkan dan meluruskannya secara bersamaan.
7. Mode KERING difokuskan untuk menghaluskan dan memperbaiki bentuk rambut yang sudah kering.
8. Dengan menggunakan tombol pengatur suhu, atur parameter yang Anda perlukan.
9. Dalam mode BASAH, pengaturan yang lebih tinggi disajikan: 120 °C, 140 °C, dan 160 °C untuk penguapan kelembapan secara intensif dan pembentukan bentuk ikal dengan cepat.
10. Dalam mode KERING, tersedia suhu berikut: 80 °C, 110 °C, dan 140 °C untuk melindungi rambut yang sudah kering dari panas berlebih.
11. Suhu dapat ditampilkan dalam Celsius atau Fahrenheit. Tekan dan tahan tombol suhu selama 3 detik untuk mengganti satuan.
12. Dengan bantuan tombol pengatur kecepatan, atur 1 dari 3 kecepatan hembusan udara. Jumlah kelopak pada ikon berkorelasi dengan kecepatan kecepatan: kecepatan lemah - 1 kelopak, rata-rata - 2 kelopak, aliran udara kuat - 3 kelopak.

13. Tekan tombol kecepatan selama 5 detik untuk mengaktifkan mode pembersihan otomatis. Lepaskan filter magnetik terlebih dahulu. Pembersihan akan berlangsung 15 detik, setelah itu akan mati secara otomatis. Pasang kembali filter pada tempatnya.
14. Tekan tombol udara dingin jika ingin menggunakan Mode Dingin.
15. Setelah pelurus pengering rambut dihidupkan, jika dalam keadaan terbuka tanpa digunakan lebih dari 10 detik, mode jeda akan otomatis dimulai, ikon suhu akan terus berkedip. Jika perangkat dalam keadaan idle (dalam mode jeda) selama lebih dari 3 menit, perangkat akan mati secara otomatis setelah waktu yang ditentukan.
16. Pengering rambut SARA dilengkapi dengan fungsi memori. Saat perangkat dihidupkan lagi, perangkat akan mulai dalam mode yang sama dan dengan pengaturan yang digunakan saat terakhir kali dihidupkan.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Pastikan tangan Anda kering dan rambut Anda tidak terlalu basah (tidak boleh meneteskan air). Disarankan untuk mengeringkannya terlebih dahulu dengan handuk.
2. Sisir rambut Anda dengan hati-hati menggunakan sisir bergigi lebar untuk menghindari kusut saat menata rambut.
3. Nyalakan pelurus pengering rambut.
4. Pilih mode BASAH.
5. Atur suhu dan kecepatan pemaparan yang diinginkan.
6. Pertama, gunakan SARA dalam posisi terkunci (pelat tertutup, pelari pengikat digerakkan ke atas) sebagai pengering rambut untuk mengeringkan akar.
7. Buka kunci pelat, turunkan penahan kunci ke bawah, letakkan untaian di antara pelat sedekat mungkin dengan akar. Lubang untuk mengeluarkan udara sebaiknya diarahkan ke ujung rambut. Tutup pelat, gerakkan pelurus secara perlahan hingga ke ujung.
8. Jika Anda terus menata rambut kering, pilih mode KERING.
9. Letakkan ikal di antara piring, remas di antara keduanya. Aliran udara akan secara otomatis meningkat ke tingkat yang dipilih. Arahkan gadget dengan lancar hingga ke ujung.
10. Berkat ionizer internal, listrik statis akan dinetralkan, dan kutikula rambut akan menjadi halus saat bergerak.
11. Setelah mengeringkan seluruh massa rambut, nyalakan Mode Dingin untuk mengkonsolidasikan bentuk dan memberikan kilau tambahan pada rambut. Udara dingin akan menutupi sisik-sisik rambut, membuat penataan rambut lebih halus dan tahan lama.

KONTRAINDIKASI:
1. Gunakan perangkat hanya untuk menata rambut alami manusia. Jangan gunakan bulu buatan atau bulu hewan.
2. Jangan gunakan elemen pemanas untuk mengeringkan barang lainnya.
3. Dilarang digunakan di kamar mandi. Jangan pernah menggunakan perangkat di bak mandi, pancuran, di atas wastafel yang terisi air, atau dengan tangan basah.
4. Jangan merendam perangkat di dalam air atau memaparkannya ke air mengalir.
5. Jangan gunakan alat pada rambut yang terlalu basah sehingga air menetes.
6. Jangan hidupkan perangkat jika perangkat itu sendiri atau kabel listriknya rusak. Selain itu, jangan menggunakannya jika terjatuh, terlihat rusak, atau tidak berfungsi dengan baik.
7. Jika alat rusak parah hingga bagian kelistrikannya terbuka, segera cabut dari sumber listrik.

8. Orang dengan kondisi medis tertentu (misalnya epilepsi) atau gangguan motorik (diskinesia) sebaiknya tidak menggunakan perangkat ini.
9. Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, serta orang yang kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka berada di bawah pengawasan atau telah menerima instruksi pengoperasian perangkat.

PERINGATAN:
1. Hindari kontak bagian perangkat yang panas dengan mata dan kulit.
2. Selama pengoperasian, jangan meletakkan perangkat di atas permukaan kayu, kertas, atau kain. Gunakan hanya permukaan datar yang tahan panas.
3. Untuk mencegah panas berlebih dan risiko kebakaran, jangan sekali-kali meletakkan handuk atau benda serupa di atas atau di bawah alat.
4. Jangan gunakan perangkat di dekat cairan atau gas yang mudah terbakar (misalnya aerosol, mousse untuk penataan rambut).
5. Jika terjadi kerusakan pada pelat, dilarang menggunakan minyak atau semprotan apa pun untuk penataan.
6. Sebelum menyalakan, pastikan voltase jaringantage kompatibel dengan perangkat ini. Pada pegangan kasing, parameternya untuk verifikasi ditunjukkan.
7. Selalu cabut steker dari stopkontak jika terjadi kegagalan fungsi selama pengoperasian, sebelum membersihkan alat, setelah dimatikan, atau jika alat tidak digunakan.
8. Lindungi kabel dari kerusakan. Jangan pernah menarik kabelnya sendiri - pegang garpu saat dicabut dari soketnya. Jangan melilitkan kabel pada perangkat.
9. Perbaikan hanya dapat dilakukan di service center resmi. Jangan mencoba memperbaiki sendiri alat ini karena tidak ada komponen yang dirawat oleh pengguna di dalamnya. Jika terjadi kerusakan, hubungi organisasi yang berwenang menerima klaim dari konsumen.
10. Perangkat dilengkapi dengan saklar pengaman jika terjadi panas berlebih.

DALAM KOTAK: (1) pengering rambut, (2) tas penyimpanan, (3) instruksi, (4) kliping.

SPESIFIKASI TEKNIS:

KEKUATAN: 1600 W

TEGANGAN TERTINGKAT: 220-240 V

KECEPATAN MOTOR: 110000 rpm

Kecepatan: 12 meter per detik

PENGATURAN SUHU: Mode KERING: 80 °C, 110 °C, 140 °C Mode BASAH: 120 °C, 140 °C, 160 °C
Hembusan dingin

DIMENSI (H X W X D): 329×55×38 mm

TINGKAT KEBISINGAN: 85,6-86,9 dB

PANJANG KABEL LISTRIK: 2 m



UMI - SCRUBBER WAJAH ULTRASONIK

Pembersihan

Meningkatkan mikrosirkulasi

Pengelupasan kulit

Meningkatkan penyerapan perawatan kulit

KEKHAWATIRAN: peningkatan kulit berminyak, pori-pori membesar, komedo, jerawat, kulit kusam tidak sehat, hilangnya elastisitas kulit.

BAHAN: Plastik ABS, silikon.

BERAT: 131 g.

FUNGSI:

Getaran ultrasonik frekuensi tinggi dan ion positif dalam mode "Deep Cleansing" membersihkan kulit secara menyeluruh. Gelombang yang diciptakan oleh ultrasound berkontribusi pada pengelupasan partikel lapisan atas epidermis, menghilangkan kontaminan permukaan dan akumulasi sebum.

Dalam mode pelembapan, gelombang ultrasonik yang sama bersama-sama dengan ion negatif meningkatkan sirkulasi darah dan produksi kolagen/elastin, yang menyebabkan penyerapan kosmetik secara aktif. Sehingga efek kosmetik perawatan lebih terasa.

FITUR:
1. Perangkat portabel dengan basis pengisian daya magnet induksi - nyaman untuk dibawa bepergian.
2. Penutup magnetik melindungi permukaan pembersih perangkat, sehingga Anda mematuhi aturan higienis dalam menggunakan perangkat.
3. Silicon case dengan sentuhan lembut untuk kenyamanan maksimal saat penggunaan.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Perangkat dikendalikan oleh satu tombol. Tekan tombol on/off/mode untuk menghidupkan perangkat.
2. mode Deep Cleansing akan dimulai, indikator mode yang sesuai akan menyala.
3. Untuk beralih mode lagi tekan tombol on/off/mode. Perangkat akan mulai bekerja dalam mode "Pelembab", indikator yang sesuai akan menyala.
4. Matikan perangkat dengan menekan tombol mode on/off.
5. Durasi scrubber adalah 5 menit. Setelah 5 menit beroperasi, maka akan mati secara otomatis. Bahkan saat berpindah mode, total waktu pengoperasian perangkat akan menjadi 5 menit.

CARA MENGGUNAKAN:

MODE: MODE PEMBERSIHAN MENDALAM:
1. Hapus riasan Anda sebelum digunakan dan cuci muka dengan pembersih.
2. Untuk hasil terbaik, persiapkan kulit dengan prosedur pengukusan dingin menggunakan gel desincrustation. Oleskan gel ke wajah Anda, hindari bagian mata. Tutupi dengan film dan biarkan selama 15 menit, lalu mulailah pembersihan ultrasonik. Anda juga dapat menggunakan losion untuk pembersihan ultrasonik, larutan garam, atau air panas.
3. Nyalakan perangkat.
4. Luncurkan mode "Pembersihan Mendalam".
5. Pegang perangkat dengan bagian depan menghadap ke atas. Tempatkan pisau scrubber pada sudut 40 derajat terhadap kulit. Gerakkan aplikator di sepanjang garis pijatan untuk membersihkan area wajah yang dibutuhkan.
6. Perangkat akan mati secara otomatis dalam 5 menit.
7. Cuci muka dengan air hangat.
8. Lap pisau scrubber hingga kering.

MODE PELEMBAB:
1. Setelah membersihkan, mulailah prosedur pelembab. Oleskan serum secara merata pada wajah.
2. Nyalakan perangkat.
3. Beralih ke mode Pelembab.
4. Pegang perangkat dengan bagian depan menghadap ke bawah. Letakkan permukaan datar pisau scrubber pada kulit, bukan pada tepinya.
5. Geser aplikator dengan lembut ke atas sepanjang garis pijatan hingga produk perawatan kulit terserap sepenuhnya.
6. Setelah 5 menit, perangkat akan mati secara otomatis.
7. Lap pisau scrubber hingga kering.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
PEMBERSIH KULIT BERMINYAK/ JERAWAT	Direkomendasikan malam hari. Jangan merias wajah setelah perawatan.	Pembersihan Mendalam: 5 menit. Pelembab: 5 menit. Gunakan dalam urutan ini. Mode pelembab hanya efektif setelah Deep Cleansing.	Tidak lebih dari sekali seminggu	3-4 minggu. Istirahat 2 minggu. Ulangi kursus 3-4 minggu dan lanjutkan siklus ini.
KAPAL COUPEROSE / TERLIHAT			Tidak lebih dari dua kali sebulan	Sesuai kebutuhan

KONTRAINDIKASI:
1. Jangan gunakan dalam waktu satu bulan setelah operasi atau jika terdapat luka bakar akibat sinar matahari yang serius pada permukaan kulit wajah.
2. Jangan gunakan pada kulit yang meradang atau rusak.
3. Jangan digunakan di depan mata.

PERINGATAN:
1. Jangan menggunakan perangkat dalam waktu lama pada area kulit yang sama.
2. jauhkan alat dari suhu tinggi.
3. Dengan adanya implan wajah, mahkota logam gigi, peniti, kawat gigi saat digunakan, fokuslah pada sensasi pribadi. Jika Anda mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan saat menggunakan perangkat, hentikan penggunaannya.

DALAM KOTAK: (1) scrubber ultrasonik, (2) penutup magnet, (3) dudukan pengisi daya nirkabel, (4) panduan pengguna, (5) kain pembersih.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 5 h

WAKTU OPERASI: 35 min

PENGATUR WAKTU CERDAS: 5 min

FREKUENSI USG: 25±5 kHz

TAHAN AIR: IPX5



VIA GOLD - PERANGKAT PERJUVENASI WAJAH 3-IN-1

Mengurangi pembengkakan

Mendefinisikan kontur wajah berbentuk V

Pembersihan

Mengangkat

Mengurangi kerutan

KEKHAWATIRAN: perubahan pada sepertiga bagian bawah wajah, rahang kendur, dagu berlipat, dan tanda-tanda penuaan yang terlihat: kerutan, kulit kendur, pori-pori membesar, dan kulit kusam.

BAHAN: Plastik ABS, logam.

BERAT: 207,5 g.

FUNGSI:

USG dan Getaran - gelombang yang diciptakan oleh USG berkontribusi pada pengelupasan partikel lapisan atas epidermis, menghilangkan kontaminasi permukaan dan akumulasi sebum. Getaran mengangkat kontaminan tersebut ke permukaan kulit.

RF - Energi frekuensi radio, yang menghangatkan lapisan dalam kulit (dermis) hingga sekitar 40-55 °C, yang merangsang produksi kolagen dan meningkatkan elastisitas kulit. Dalam beberapa kasus, panas juga dapat mempercepat metabolisme sel lemak (misalnya di area dagu kedua). Pada perangkat rumah tangga, suhu pada permukaan kulit biasanya 38-45 °C untuk penggunaan yang aman.

EMS - elektromiostimulasi menggunakan arus frekuensi rendah yang menembus jauh ke dalam jaringan dan menyebabkan kontraksi otot dan perluasan pembuluh darah, peningkatan aliran darah dan getah bening, merangsang proses metabolisme dan nutrisi kulit. Hasilnya, wajah langsung terangkat, tonus otot meningkat, dan kontur wajah mengencang.

FITUR:
1. Perangkat ringkas yang menggabungkan 3 teknologi paling efektif.
2. Cincin magnetik untuk memasang bantalan pembersih untuk prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dalam mode SONIC.
3. Tingkat paparan EMS yang dapat disesuaikan.
4. Bola stainless steel sebagai elektroda untuk meningkatkan konduktivitas arus.
5. Perangkat VIA menjadi pemenang nominasi “Gadget kecantikan terbaik” dari Live Organic Awards 2021.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Lepaskan penutup dan tutup pelindung dari perangkat.
2. Dengan menekan lama tombol on / off / switching mode, hidupkan alat pijat.
3. Perangkat menghadirkan 3 mode: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, yang beralih dalam urutan yang ditentukan dengan menekan sebentar tombol on / off / beralih mode.
4. Untuk mematikan, tekan dan tahan tombol sakelar hidup/mati/mode.

CARA MENGGUNAKAN:

MODE SONIC
1. Hapus riasan Anda dan cuci muka dengan pembersih.
2. Oleskan tonik ke kapas atau gunakan bantalan pembersih.
3. Pasang disk atau pad dengan cincin magnet pada aplikator.
4. Nyalakan perangkat, pilih mode SONIC.
5. Oleskan aplikator pada wajah, lanjutkan dengan prosedur pembersihan, gerakkan sepanjang garis pijatan dari bawah dagu hingga garis rambut di dahi. Untuk hasil terbaik, disarankan untuk melakukan pembersihan beberapa kali di semua zona, dengan memberikan perhatian khusus pada zona T.
6. Setelah 3 menit beroperasi, perangkat akan mati secara otomatis.
7. Keluarkan disc atau pad dan bersihkan aplikatornya dengan kain pembersih.
8. Bilas wajah Anda dengan air.

MODE RF
1. Oleskan produk perawatan berbahan dasar air pada wajah Anda. Harap dicatat bahwa komposisinya tidak boleh mengandung asam atau minyak yang agresif.
2. Nyalakan perangkat, alihkan ke mode RF.
3. Gerakkan aplikator secara perlahan dari tengah wajah ke arah luar dengan kecepatan tetap. Jangan menyimpannya di satu tempat untuk waktu yang lama.
4. Setelah 5 menit, perangkat akan mati secara otomatis.
5. Dengan lap pembersih, hilangkan sisa kosmetik dari aplikator.

MODE EMS
1. Oleskan tekstur seperti gel berbahan dasar air pada wajah, yang akan menjamin konduktivitas arus yang lebih baik untuk mencapai hasil yang maksimal.
2. Nyalakan perangkat, alihkan ke mode EMS.
3. Pilih tingkat intensitas arus EMS: lemah atau kuat, untuk melakukan ini, klik kembali tombol on / off / switch mode.
4. Tempatkan rol pada kontur wajah, gerakkan alat pijat dari bawah ke atas, kencangkan sedikit kulit. Lakukan prosedur ini 3-5 kali, gerakkan sepanjang garis pijatan dari tengah ke pinggiran. Hindari area depan dan area sekitar mata.
5. Setelah 6 menit, perangkat akan mati secara otomatis.
6. Dengan lap pembersih, hilangkan sisa kosmetik dari roller.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:

JENIS ATAU MASALAH KULIT	WAKTU PEMAKAIAN	DURASI DAN URUTAN	FREKUENSI	KURSUS PENGOBATAN
LELAH / GRAVITASI-JENIS PENUAAN EDEMATOUS	Sore, setelah dibersihkan	SONIC dengan bantalan pembersih: 3 menit. RF: 5-7 menit. EMS: level rendah - 5 menit; tingkat tinggi di pipi bagian bawah dan dagu - 3 menit. Gunakan dalam urutan ini, tidak secara bersamaan.	2-3 kali seminggu	3 minggu. Istirahat 1 minggu. Ulangi hingga 3 bulan. Setiap 6 bulan sekali.
KULIT DENGAN GARIS HALUS	Pagi	SONIC dengan bantalan penghidrasi/pengangkat: 3 menit. RF: 10 menit. Mulai minggu ke 3, EMS: intensitas rendah, 5-7 menit.	RF dan SONIC: dua kali pada minggu 1, lalu 3 kali seminggu mulai minggu 2 dan seterusnya. EMS: dua kali seminggu.	10 minggu. Istirahat 2-3 minggu. Ulangi kursus 10 minggu. Setiap 6 bulan sekali.
LEHER	Pagi	SONIC dengan bantalan pelembab/pengangkat: 3 menit. RF: 10-15 menit. EMS: level rendah - 5 menit. Kemerahan setelah pengobatan mungkin saja terjadi dan merupakan hal yang normal. Jangan merawat bagian tengah leher di atas kelenjar tiroid.	2-3 kali seminggu	10 minggu. Istirahat 2-3 minggu. Ulangi kursus 10 minggu. Setiap 6 bulan sekali.

KONTRAINDIKASI:
1. Dilarang menggunakan perangkat jika ada implan elektronik di dalam tubuh, jika ada alat pacu jantung.
2. Perangkat ini tidak boleh digunakan oleh orang yang telah menjalani operasi perut selama sebulan terakhir atau yang terkena sinar matahari dalam waktu lama.
3. Perangkat ini tidak boleh digunakan oleh orang yang kulitnya rusak, bernanah, terbakar, bekas luka, dan sensitif terhadap pengaruh elektromagnetik.
4. Tidak dianjurkan untuk digunakan dengan adanya mahkota logam-keramik atau keramik gigi, implan, kawat gigi, serta dengan peningkatan sensitivitas gigi.
5. Alat ini tidak boleh digunakan oleh penderita penyakit darah, TBC, penyakit organ dalam, tumor ganas, tekanan darah tinggi, suhu tubuh tinggi, neuralgia wajah.
6. Selama menggunakan alat pijat, pakaian yang terbuat dari serat buatan tidak boleh dipakai.
7. Jangan gunakan perangkat dalam mode EMS di sekitar mata, mulut, di kelenjar tiroid, di tempat bekas operasi plastik, cedera.

8. Jangan gunakan perangkat pada area sensitif di sekitar mata, karena kulit di area tersebut tipis dan halus.
9. Jangan gunakan alat pada selaput lendir (misalnya di dalam hidung, mulut, area genital), karena dapat menyebabkan iritasi lokal.

PERINGATAN:
1. Jangan tinggalkan perangkat yang berfungsi tanpa pengawasan.
2. Jangan gunakan alat pijat pada suhu tinggi.
3. Jangan membongkar sendiri perangkat ini.
4. Jangan menyala saat mengisi daya.
5. Setelah perangkat terbentur atau terjatuh, sebelum melanjutkan penggunaan, periksa apakah ada kerusakan.
6. Perhatikan keutuhan steker dan kabel listrik untuk menghindari sengatan listrik.
7. Sebelum digunakan, lepaskan jam tangan, kacamata, dan benda lain yang memiliki bagian logam.

DALAM KOTAK: (1) perangkat, (2) tutup rol EMS, (3) cincin magnet pada aplikator, (4) kabel USB-C untuk pengisian daya, (5) instruksi, (6) serbet,
7. tas penyimpanan.

SPESIFIKASI TEKNIS:

WAKTU PENGISIAN: 3 h

WAKTU OPERASI: Mode SONIC - 150 menit; Mode RF - 40 menit; Mode EMS - 2700 menit

PENGATUR WAKTU CERDAS: • Mode SONIC - 3 menit • Mode RF - 5 menit • Mode EMS - 6 menit

SAAT INI: Mode SONIC - 100-400 mA • Mode RF - 200-2800 mA • Mode EMS - 3-30 mA

FREKUENSI:
• SONIC 3MHz +/-10%
• Modus RF 1 MHz

FREKUENSI EMS: 2,91KHz

BENTUK GELOMBANG: bentuk gelombang persegi panjang

TAHAN AIR: IPX6



YUKI - PERANGKAT PENGHILANG RAMBUT IPL DENGAN PENDINGINAN

Menghilangkan rambut yang tidak diinginkan

Memperlambat pertumbuhan rambut

Melindungi dari luka bakar & nyeri

Kulit halus

KEKHAWATIRAN: penghilangan bulu.

BAHAN: Plastik ABS, Plastik PC.

BERAT: 298 g.

FUNGSI:
Perangkat ini menghilangkan rambut yang tidak diinginkan secara cepat, aman, dan tanpa rasa sakit dengan bantuan teknologi IMPULSIVE LIGHT (IPL) yang canggih. Karena rezim radiasi dua pulsa, terjadi superposisi foton berenergi tinggi, yang secara efektif bekerja langsung pada folikel rambut, memperlambat pertumbuhan rambut. TEKNOLOGI IPL cocok digunakan pada rambut hitam alami, coklat, pirang tua. Ini mungkin kurang efektif pada rambut putih, terang, merah atau abu-abu.

Teknologi inovatif pendingin es safir secara efektif mengurangi suhu di area paparan, melindungi epidermis dari luka bakar dan menghilangkan rasa sakit sepenuhnya.

FITUR:
1. Daya angkut: nyaman untuk dibawa bepergian - perangkat ini ringan, ringkas, dan tidak memakan banyak ruang di bagasi.
2. Lapisan safir yang mendinginkan: mendinginkan kulit saat kambuh, meminimalkan ketidaknyamanan dan melindungi dari luka bakar.
3. 5 mode daya: memungkinkan Anda dengan mudah memilih intensitas yang aman dan efektif untuk berbagai jenis kulit dan area sensitivitas.
4. Mode manual dan otomatis: manual cocok untuk pemrosesan titik (wajah, bikini), dan otomatis - untuk menghilangkan bulu dengan cepat di area yang luas (kaki, tangan).
5. Jumlah kedipan tidak terbatas: daya tahan tanpa perlu membeli kartrid pengganti - sumber daya akan cukup untuk penggunaan bertahun-tahun.
6. Termometer: terus memantau suhu perangkat dan kulit, mencegah panas berlebih dan memastikan keamanan.
7. Kemungkinan memilih mode dua denyut: perangkat menghasilkan penerapan 2 kedipan yang sangat efektif dalam satu siklus perawatan, yang bekerja lebih dalam pada folikel rambut.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Sambungkan kabel adaptor daya ke konektor yang sesuai pada badan photoepilator.
2. Masukkan steker adaptor daya ke dalam soket sampai ke titik.
3. Penting: pastikan untuk memakai kacamata pengaman yang disertakan dalam kit untuk melindungi organ penglihatan dari kilatan cahaya.
4. Tekan dan tahan tombol hidup selama 2 detik untuk menghidupkan perangkat. Dalam hal ini, kipas pendingin internal akan menyala (Anda akan mendengar suara khas).
5. Secara default, perangkat memulai pada tingkat intensitas minimum 1. Dengan menekan sebentar tombol on/level, sesuaikan daya. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat denyut cahayanya dan semakin cepat efeknya tercapai. Mulailah prosedur dengan tingkat rendah, secara bertahap tingkatkan seiring adaptasi kulit.
6. Indikator lampu mode: Saat perangkat dihidupkan tetapi permukaan kerja tidak bersentuhan dengan kulit, indikator menyala terus menerus - dalam kondisi ini, pembangkitan lampu kilat diblokir demi tujuan keselamatan. Segera setelah permukaan kerja menyentuh kulit dengan erat, indikator mulai berkedip. Ini menandakan bahwa kontak telah berhasil dibuat dan perangkat siap bekerja: ketika Anda menekan tombol, lampu kilat akan dihasilkan (pulsa tunggal atau ganda tergantung pada mode yang dipilih).
7. Pilih mode pengoperasian perangkat yang diinginkan:
Mode lampu kilat manual dan otomatis: photoepilator menawarkan dua format lampu kilat untuk tugas dan area berbeda. Untuk beralih di antara keduanya, tahan tombol flash selama 2 detik sementara jendela diarahkan menjauhi kulit dan tidak ditekan ke kulit.
Jendela perangkat mengarah ke samping dan tidak menyentuh kulit:
• Mode otomatis (indikator kesiapan lampu kilat berkedip) - perangkat secara mandiri menghasilkan pulsa pada setiap kontak erat jendela safir dengan bodi, tidak perlu menekan tombol setiap saat. Mode ini dirancang untuk merawat area yang luas dengan cepat dan terus menerus (seperti kaki, lengan, perut, atau punggung). Ini menghemat waktu dan mengurangi kelelahan tangan selama prosedur.
Mode manual (indikator kesiapan lampu kilat menyala terus menerus) - lampu kilat dipicu secara ketat ketika Anda secara sadar menekan tombol lampu kilat. Mode ini dirancang untuk pemeriksaan yang cermat, halus, dan tepat pada area kecil atau timbul yang memerlukan kontrol maksimal (misalnya, wajah, ketiak, area bikini).
Pulsa Tunggal/Ganda: Tekan dan tahan tombol flash secara bersamaan
dan tombol nyalakan selama 2 detik:
- Jika indikator mode tidak menyala, satu pulsa aktif (1 kedipan per sekali tekan/kontak). - Jika indikator menyala, mode dua pulsa diaktifkan - perangkat menghasilkan superposisi 2 kedipan yang sangat efektif per satu siklus pemrosesan, yang bekerja lebih dalam pada folikel rambut.
Mode pendinginan (Perawatan es safir): dalam mode flash manual (diatur secara default saat start), tanpa menekan tombol radiasi, tekan kaca safir dengan kuat ke kulit. Mode ini digunakan sebagai kompres es mandiri untuk menenangkan kulit dengan cepat, meredakan iritasi, atau mempersiapkan area sensitif untuk penghilangan bulu selanjutnya.

Harap diperhatikan: saat menggunakan mode pendinginan tanpa pembangkitan lampu kilat, tekan tombol sakelar tingkat intensitas setidaknya setiap 5 menit sekali agar perangkat tetap aktif. Jika tidak, fungsi mati otomatis akan berfungsi.
8. Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol mati selama 2 detik. Kipas akan terus beroperasi selama 15 detik lagi untuk mendinginkan elemen interior dengan aman.
9. Setelah kipas berhenti sepenuhnya, cabut adaptor dari listrik.

CARA MENGGUNAKAN:
Sebelum prosedur pertama, lakukan tes sensitivitas kulit. Pilih area kecil pada kulit di area perawatan yang dituju. Aktifkan tingkat intensitas ke-3 dan buat dua kedipan (dalam mode dua pulsa). Evaluasi kondisi situs setelah 30 menit. Jika kulit tampak normal, alat dapat digunakan. Jika terdapat kemerahan atau bengkak yang parah, tunda prosedur dan periksa area tersebut setelah 24 jam.
PELAKSANAAN PROSEDUR PENGHILANGAN RAMBUT
1. Persiapan: cukur seluruh rambut di area perawatan, bersihkan kulit dan lap hingga kering.
2. Kenakan kacamata, hidupkan perangkat dan sesuaikan daya dan mode yang sesuai.
3. Tekan kuat-kuat jendela radiasi pada kulit dengan sudut 90°. Pastikan tidak ada celah antara kulit dan kaca safir.
4. Dalam mode manual, tunggu sinyal lampu siap dan tekan tombol flash. Pindahkan perangkat ke bagian berikutnya. Dalam mode otomatis, flash akan bekerja sendiri jika bersentuhan dekat dengan kulit.
5. Dalam satu sesi, tidak lebih dari 2-3 flare dapat diarahkan ke area titik yang sama pada kulit untuk menghindari luka bakar. Jika Anda menahan fotoepilator di satu tempat, radiasi terus menerus akan diblokir setelah 8 detik.
6. Rekomendasi: setelah perawatan pada satu zona, disarankan untuk mengoleskan permukaan pendingin safir ke kulit yang dirawat selama 1-2 menit, dan baru kemudian berpindah ke zona berikutnya.
7. Perawatan lanjutan: Di akhir prosedur, oleskan gel lidah buaya yang menenangkan atau pelembab ringan ke kulit Anda. Jangan menggunakan alkohol atau kosmetik yang mengiritasi. Jika Anda merasakan sedikit sensasi terbakar, berikan kompres dingin selama 30-60 menit.

FREKUENSI DAN DURASI PENGGUNAAN:
1 - Y BULAN: Gunakan perangkat 1 kali dalam 3-5 hari. Struktur luar rambut dan kondisi kulit tidak berubah secara visual. Bulan ke-2: gunakan perangkat 1 kali seminggu. Rambut mulai terlihat tipis dan lembut, umbi hitam mulai rontok saat dicuci. Bulan ke-3: gunakan perangkat 1 kali dalam 15 hari. Pertumbuhan rambut baru hampir sepenuhnya ditekan, sisa rambut tunggal mudah dihilangkan. Bulan ke-4: gunakan perangkat 1 kali dalam 30 hari. Rambut berhenti tumbuh, efek jangka panjang dari kehalusan kulit yang sempurna tercapai.

Perawatan pemeliharaan (Prosedur berikut): Penghilangan bulu dengan fotoepilator rumahan adalah proses jangka panjang. Setelah menyelesaikan kursus dasar selama 4 bulan, beberapa area tubuh mungkin tidak memerlukan perawatan lebih lanjut sama sekali. Untuk area lain, tergantung pada karakteristik individu tubuh, sesi pemeliharaan langka perlu dilakukan dengan interval 6, 9, atau 12 bulan untuk mengkonsolidasikan hasilnya. Mengulangi kursus intensif setiap minggu tidak lagi diperlukan.

KONTRAINDIKASI:
1. Dilarang menggunakan perangkat ini untuk orang dengan warna kulit sangat gelap (berpigmen dalam). Pengguna dengan warna kulit gelap atau gelap harus mulai menggunakan secara ketat dari tingkat intensitas pertama.
2. Sebelum digunakan pada kehamilan, perencanaan kehamilan dan menyusui, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis.
3. Dilarang digunakan pada fotosensitifitas kulit dan mengonsumsi obat fotosensitisasi.
4. Jangan gunakan alat jika terdapat peradangan kulit, alergi, eksim atau infeksi di area perawatan.
5. Dilarang merawat area yang telah disuntik filler, suntikan atau racun (botox).
6. Dilarang menggunakan perangkat langsung pada tato, riasan permanen, bintik-bintik besar, tahi lalat, bintik-bintik penuaan atau kutil.
7. Dilarang digunakan pada selaput lendir dan area halus pada kulit: telinga, leher, puting susu, alat kelamin, anus dan bibir.
8. Jangan gunakan perangkat setelah penyamakan alami yang intensif, mengunjungi tanning bed, atau mengoleskan krim penyamakan kulit sendiri.
9. Jangan mencoba membongkar, memperbaiki atau memodifikasi desain photoepilator Anda sendiri.
10. Jika terjadi kerusakan pada kabel listrik, steker, atau percikan api, elemen struktur menjadi merah, segera hentikan penggunaan dan hubungi organisasi yang berwenang.

PERINGATAN:
1. Jauhkan alat dari alat pacu jantung, defibrilator, kartu bank, dan perangkat penyimpanan.
2. Hindari terkena air pada perangkat dan adaptor. Dilarang menggunakan perangkat ini di kamar mandi atau di dekat wastafel. Jangan menyentuhnya dengan tangan basah.
3. Perangkat ini dirancang khusus untuk orang yang berusia di atas 18 tahun. Jaga agar perangkat tidak dapat diakses oleh anak-anak.
4. Jangan menutup ventilasi selama pengoperasian - ini akan menyebabkan panas berlebih.
5. Perlindungan panas: perangkat ini dilengkapi dengan sensor termal internal. Jika suhu internal perangkat melebihi norma, mekanisme perlindungan akan bekerja dan fotoepilator akan berhenti bekerja secara otomatis. Dalam hal ini, putuskan sambungan dari jaringan, biarkan dingin selama 10 menit, setelah itu perangkat akan siap digunakan kembali dengan aman.
6. Jangan gunakan perangkat di lingkungan yang mengandung gas yang mudah terbakar, aerosol, atau oksigen murni.

DALAM KOTAK: (1) photoepilator, (2) adaptor daya, (3) kacamata pengaman,
4. pisau cukur sekali pakai, 5) panduan pengguna, 6) tas penyimpanan.

SPESIFIKASI TEKNIS:

DIMENSI (H X W X D): 172×65×40 mm

KEKUATAN: 64,8 W

TEGANGAN OPERASI: 100-240V ~ 50/60Hz

Sumber Cahaya: Cahaya Berdenyut Intens (IPL)

PANJANG GELOMBANG: 550-1200 nm (kesalahan ±20 nm)

Mode impuls: pulsa tunggal/impuls ganda

JUMLAH FLASH: >999000 pulsa

KEPADATAN ENERGI MAKSIMUM: 5,1J/cm2

AREA JENDELA PENGOBATAN: 3,3 cm2



YUTO+ - PENGERING RAMBUT DENGAN DIFFUSER

Pengeringan cepat

Penataan gaya yang efektif

Kontrol keriting

Efek anti-statis

Menjaga kilau rambut yang sehat

KEKHAWATIRAN: rambut basah, gaya tidak berbentuk setelah rambut dikeringkan secara alami, bulu halus yang berlebihan dan elektrifikasi pada rambut.

BAHAN: Plastik ABS, Plastik PC.

BERAT: 360 g.

FUNGSI:
3 kecepatan aliran udara dan 3 tingkat suhu memungkinkan Anda memilih pengaturan pengeringan yang nyaman. Udara dingin membantu mengatur gaya rambut.

Fungsi ionisasi memenuhi udara dengan ion negatif, sehingga menghilangkan listrik statis.

Fungsi pembersihan otomatis dirancang untuk membersihkan filter dari kontaminan tanpa usaha tambahan.

FITUR:
1. Struktur lipat.
2. Sangat ringan - 360g.
3. Diameter nosel 42,4 mm.
4. Panjang tali adalah 2 m.
5. Tingkat kebisingan rendah - hingga 64 dB.
6. 3 pengaturan suhu: rendah: 50 °C, sedang: 70 °C, tinggi: 110 °C.
7. 3 nozel dalam kit: satu untuk mengeringkan rambut dengan nosel yang diperluas memungkinkan Anda menerapkan volume udara yang lebih besar ke rambut untuk pengeringan cepat, yang kedua - nosel sempit untuk penataan untuk asupan udara terkonsentrasi digunakan untuk menata rambut, yang ketiga - diffuser untuk mengeringkan rambut keriting. Nozel dipasang pada satu posisi dengan magnet.

PETUNJUK PENGOPERASIAN:
1. Di dalam kotak pengering rambut disimpan dalam posisi terlipat. Buka pengering rambut, ambil bagian alasnya dan pegang di tangan kanan, putar pegangan menjauhi Anda.
2. Masukkan steker pengering rambut ke dalam soket sampai ke titik, pasang nosel yang diinginkan. Nozel pada pengering rambut YUTO bersifat magnetis, otomatis tertarik dan masuk ke lubang keluar udara. Untuk melepaskan nosel, tariklah.

3. Untuk menghidupkan, tekan tombol on/off. Saat pengering pertama kali dihidupkan, secara otomatis dimulai pada suhu terendah dan kecepatan minimum. 1 lampu indikator tingkat suhu dan 1 indikator tingkat kecepatan akan menyala.
4. Sesuaikan kecepatan aliran udara. Pengering rambut YUTO memiliki 3 tingkat kecepatan: rendah, sedang dan tinggi. Satu klik pada tombol pengatur kecepatan akan mengubah tingkat indikator Cahaya yang sesuai dengan mode yang dipilih.
5. Sesuaikan suhu udara yang dihembuskan. Pada pengering rambut YUTO terdapat 3 tingkat suhu: rendah, sedang dan tinggi. Satu klik pada tombol pengatur suhu akan mengubah level. Indikator lampu yang sesuai dengan mode yang dipilih akan menyala.
6. Pada pengering rambut YUTO, fungsi memori terwakili. Saat pertama kali dihidupkan, mode kecepatan dan suhu akan dimulai pada tingkat minimum, tetapi dengan pengaktifan berikutnya, pengering rambut akan mulai bekerja pada mode yang terakhir digunakan.
7. Untuk mengaktifkan mode udara dingin, tekan tombol udara dingin. Untuk mematikan mode udara dingin, tekan kembali tombol tersebut. Anda akan kembali ke suhu sebelumnya. Perlu diketahui bahwa mode udara dingin juga dapat dimatikan dengan menekan tombol pengatur suhu.
8. Pengering rambut dilengkapi dengan fungsi pembersihan otomatis untuk membersihkan komponen internal pengering rambut. Tekan tombol pengatur suhu dan laju aliran secara bersamaan saat pengering dalam kondisi kerja. Motor akan mulai bekerja ke arah yang berlawanan, mengeluarkan udara dari lubang pemasukan udara dan membersihkan. Selama pembersihan otomatis, tekan tombol apa saja untuk kembali ke mode pengoperasian standar pengering rambut. Mode pembersihan mandiri mati setelah 15 detik.
9. Untuk mematikan, pindahkan tombol ke posisi OFF. Perhatikan bahwa pengering rambut YUTO memiliki penyelesaian yang tertunda. Jika pengering rambut dihentikan seketika, terdapat risiko tinggi kerusakan mesin, sehingga mengurangi penggunaan pengering rambut. Penyelesaian yang tertunda melindungi mesin dari kerusakan dan memperpanjang masa pakainya dan, karenanya, masa pakai pengering rambut.
10. Lipat pengering rambut dan cabut dari stopkontak. Tempatkan pengering pada permukaan berinsulasi, biarkan dingin. Pindahkan ke tempat penyimpanan yang kering dan bersih.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Pasang nosel pengering. Nyalakan pengering, sesuaikan suhu dan laju aliran udara.
2. Mulailah mengeringkan rambut dari zona akar, arahkan aliran udara ke akar rambut, tapi jangan ke kulit kepala. Untuk mendapatkan volume, arahkan pengering rambut ke arah pertumbuhan rambut alami.
3. Selanjutnya keringkan rambut utama, bagi rambut menjadi beberapa zona, arah aliran udara dari atas ke bawah.
4. Ganti nosel pengering ke nozel penata rambut. Pilih untaian terpisah, letakkan penyikat atau sisir di bawah untaian, di atas, letakkan nosel pada sudut ke rambut, berjalan perlahan dengan pengering rambut.
5. Untuk memperbaikinya, berjalanlah di sepanjang helaian rambut dalam mode udara dingin.
6. Matikan pengering rambut dan cabut dari stopkontak.

KONTRAINDIKASI:
1. Pengering rambut ini dirancang untuk mengeringkan rambut kulit kepala. Jangan gunakan perangkat ini untuk tujuan apa pun selain mengeringkan rambut Anda.
2. Jangan gunakan perangkat pada mata, kulit, atau permukaan lain yang sensitif terhadap panas.

PERINGATAN:
Nosel pengering rambut mengandung magnet. Jauhkan dari alat pacu jantung, defibrilator, kartu bank, dan perangkat penyimpanan.
1. Jangan gunakan pengering rambut di dekat bak mandi, wastafel, atau tangki air lainnya.
2. Jangan gunakan perangkat saat mandi.
3. Jangan letakkan atau jatuhkan perangkat ke dalam air atau cairan lainnya.
4. Jika perangkat terjatuh ke dalam air, segera cabut stekernya. Jangan menyentuh air.
5. Jangan menyentuh bagian mana pun pada perangkat dengan tangan basah.
Untuk mengurangi risiko luka bakar, sengatan listrik, kebakaran, cedera:
1. Jika pengering tidak digunakan, putuskan sambungannya dari listrik. Biarkan dingin dan simpan di tempat kering yang aman.
2. Saat digunakan, pengering rambut menjadi panas. Jangan menyentuh mata atau kulit yang tidak terlindungi pada permukaan yang panas.
3. Jangan letakkan pengering rambut panas langsung pada permukaan apa pun selain dudukan termal atau permukaan lain yang sesuai.
4. Jangan tinggalkan perangkat di jaringan tanpa pengawasan. Pengawasan yang ketat diperlukan bila perangkat digunakan oleh anak-anak atau bila digunakan di dekat anak-anak atau penyandang disabilitas.
5. Gunakan perangkat ini hanya untuk tujuan yang dimaksudkan dan seperti yang dijelaskan dalam manual ini.
6. Jangan gunakan alat ini jika kabel listrik atau garpu rusak.
7. Jangan menarik, menyentak, meregangkan, memelintir, atau membengkokkan kabel listrik dengan tajam, terutama di dekat steker. Hal ini dapat merusak atau mematahkan kabelnya. Tangani dengan hati-hati dan jauhkan dari permukaan yang panas. Jangan melilitkan kabel pada alat.
8. Jangan jatuhkan perangkat atau masukkan benda asing ke dalam lubang perangkat.
9. Perangkat ini menggunakan sekering termal non-penyembuhan otomatis yang dirancang untuk mencegah panas berlebih. Jika selama pengoperasian perangkat mati dan LED kedua (mode suhu) berkedip, lepaskan perangkat dari soket dan biarkan dingin.
10. Dilarang menyimpan perangkat di tempat dengan kelembapan tinggi.
11. Jangan tinggalkan rambut atau serat di lubang ventilasi perangkat.
12. Jangan letakkan alat di atas permukaan saat masih dalam kondisi berfungsi.
13. Segera hentikan penggunaan dan cabut perangkat dari stopkontak jika alat rusak atau terlalu panas.

DALAM KOTAK: (1) pengering rambut, (2) nosel pengering, (3) nosel penata rambut, (4) diffuser, 5. instruksi, (6) tas penyimpanan.

SPESIFIKASI TEKNIS:

KECEPATAN MOTOR: 110000 rpm

Kecepatan: 32 liter per detik

KECEPATAN ALIRAN UDARA:
• Kecepatan rendah - 80000 putaran per menit
• Kecepatan rata-rata: 95000 putaran per menit
• Kecepatan tinggi - 110000 putaran per menit

PENGATURAN SUHU: • suhu rendah - 50 °C • suhu rata-rata - 70 °C • suhu tinggi - 110 °C



AKSESORI



RENGA GOLD - TAS KOSMETIK

Menyelenggarakan perawatan kulit & kosmetik

Penyimpanan di rumah & saat bepergian

KEKHAWATIRAN: penyimpanan tidak teratur.

BAHAN: poliuretan (luar), poliester (dalam).

FITUR:
1. Bagian luar yang bergaya dan bagian dalam yang ergonomis: desain dan tata letak interior membuat tas kosmetik nyaman dan menarik.
2. Kepraktisan: lapisan poliester ringan, kuat, menahan bentuknya, tahan kusut dan kotor. Produk kosmetik yang tumpah dapat dibersihkan dengan kain lembab.
3. Struktur yang diperkuat: panel internal yang tipis memberikan kekakuan ekstra pada tas kosmetik dan membantunya mempertahankan bentuknya.
4. Kapasitas: kantong di dalam dan di luar tas kosmetik menyediakan ruang untuk semua kebutuhan Anda.
5. Pegangan internal: 2 pegangan yang kuat memungkinkan Anda membawa tas kosmetik terbuka atau menggantungnya di pengait.
6. 3 warna - sekarang pelanggan kami memiliki kesempatan untuk memilih warna yang paling cocok untuk mereka.

REKOMENDASI PERAWATAN:
Lipatan mungkin terbentuk di tas kosmetik selama persalinan dan berangsur-angsur hilang. Lipatan yang dalam dapat dihilangkan dengan pengukus melalui handuk katun putih.



WAU
PERAWATAN KULIT



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

Krim wajah untuk regenerasi kulit

Mengembalikan penghalang kulit

Meningkatkan elastisitas

Memberi nutrisi secara intens

Menenangkan

Sangat menghidrasi & melembutkan

Masalah kulit: kulit kekurangan kelembapan, kering, kusam, dan mengalami iritasi.

Manfaat: menenangkan kulit, membantu meningkatkan kekencangan dan elastisitas, menutrisi dan melembapkan secara intensif, serta mendukung pemulihan kulit.

BAHAN: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

BAHAN AKTIF :

1. Allantoin membantu menenangkan kulit, meredakan iritasi, dan mendukung regenerasi.
2. Arginine adalah asam amino yang membantu meningkatkan mikrosirkulasi dan fungsi pelindung kulit.
3. Ekstrak Melaleuca Alternifolia (tea tree) dikenal memiliki sifat antiseptik dan antiinflamasi.
4. Lactobacillus Ferment Lysat (probiotik) membantu menyeimbangkan mikrobioma kulit dan memperkuat fungsi pelindungnya.
5. Air Hamamelis Virginiana (witch hazel) membantu menyamarkan pori dan mengatur produksi sebum.
6. Lavandula Angustifolia (lavender) dan Chamomilla Recutita (kamomil) membantu menenangkan kulit dan meredakan kemerahan.
7. Nelumbo Nucifera (teratai) dan Camellia Sinensis (teh hijau) menyediakan antioksidan yang membantu melindungi kulit dari penuaan dini dan paparan lingkungan.

Komponen aktif membantu membuat kulit terasa lembut dan halus sejak pemakaian pertama serta melindunginya dari angin dan suhu rendah. Ekstrak teh hijau, kamomil, lavender, dan tea tree memberi vitamin serta antioksidan untuk membantu menjaga kekencangan dan kecerahan alami kulit. Teksturnya ringan, cepat meresap, dan tidak lengket.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Membersihkan kulit wajah.
2. Oleskan krim secukupnya dan pijat dengan ujung jari hingga meresap.

PERHATIAN:
1. Sebelum digunakan, dianjurkan untuk melakukan tes alergi.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

GEL PIJAT PELEMBAB UNTUK TUBUH

Memulihkan | Hidrat | Konduktif

KEKHAWATIRAN: kulit kering, perlunya pijatan arus mikro.

MANFAAT: hidrasi, pemulihan, pijatan arus mikro yang efektif.

BAHAN: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

BAHAN AKTIF :

1. Trehalose (1%) - efektif mempertahankan kelembapan, menjaga kelembapan kulit, melindungi kulit dari rangsangan luar dan mengurangi stres oksidatif. Memperkuat pelindung kulit, cocok untuk kulit sensitif.
2. Betaine (1%) merupakan komponen alami untuk hidrasi aktif. Menghilangkan iritasi dan menenangkan kulit, menjadikannya halus dan elastis.
3. Niacinamide (3%) memperlambat produksi melanin, memperbaiki warna kulit dan mencerahkannya. Mengatur produksi sebum berlebihan, mencegah munculnya peradangan. Mempromosikan sintesis ceramide untuk meningkatkan fungsi pelindung kulit. Menyelaraskan tekstur kulit dan meminimalkan kerutan halus.
4. Adenosine (0,04%) - merangsang produksi kolagen untuk elastisitas dan keremajaan kulit. Menenangkan kulit yang teriritasi, meredakan peradangan dan mempercepat pemulihannya.
5. Kompleks 7 peptida (0,1%) - meningkatkan produksi kolagen dan elastin, meningkatkan elastisitas kulit. Mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dan mengurangi jumlah kerutan kecil, mendorong pembaharuan dan pemulihan sel-sel kulit.
6. Kolagen terhidrolisis (0,1%) - memberikan kelembapan jauh ke dalam kulit, memberikan kelembapan yang dalam dan tahan lama. Meningkatkan kekencangan dan elastisitas kulit. Membantu memulihkan kulit yang rusak.

7. Madecassoside (0,1%) - menenangkan kulit sensitif dan meredakan peradangan. Melindungi dan menjaga kesehatan pelindung kulit, mempercepat perbaikan kulit dan penyembuhan luka.
8. Kompleks 22 asam amino (0,1%) - menyediakan pasokan asam amino esensial untuk menjaga kesehatan kulit. Membantu mempertahankan kelembapan, menjadikan kulit lembut dan elastis. Memperbaiki struktur kulit dan meningkatkan regenerasi sel.
9. Asam hialuronat (0,1%) - membantu mempertahankan kelembapan yang dihasilkan, mencegah kekeringan. Menjaga kulit tetap kencang dan halus. Menenangkan kulit sensitif dan menjaga keseimbangan kelembapan kulit.
10. PDRN (polinukleotida, 0,01%) - meningkatkan metabolisme sel dan memperbaiki kulit yang rusak. Memperkuat kulit dan meminimalkan kerutan. Mengurangi kemerahan dan menyembuhkan kulit.

FITUR: Gel pijat tubuh yang melembapkan dirancang khusus untuk menghantarkan arus selama terapi arus mikro, elektromiostimulasi, dan prosedur pengangkatan RF. Tekstur gelnya sangat cocok digunakan dengan alat pijat, gel berfungsi sebagai pelembab, tidak mengering dalam waktu lama, tidak meninggalkan rasa lengket dan sesak. Komponen aktif komposisi menjamin kehalusan, elastisitas dan keremajaan kulit tetap terjaga.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan produk pada kulit tubuh yang kering dan bersih.
2. lakukan prosedur menggunakan body massager dari WAU, biarkan gel hingga terserap sempurna.
3. Di akhir prosedur, pelembab (krim atau serum) bisa dioleskan.

PERHATIAN:
1. Untuk menghindari reaksi alergi, disarankan untuk menguji produk di bagian dalam lipatan siku sebelum digunakan. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi atau ruam.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.
4. Setelah menggunakan produk, disarankan untuk mengoleskan krim SPF untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

KRIM TONIC UNTUK KULIT DI SEKITAR MATA

Sangat menghidrasi & melembutkan

Mengurangi tanda-tanda kelelahan

Nada

Mengurangi pembengkakan

KEKHAWATIRAN: lingkaran hitam, bengkak, bekas stres dan kurang tidur, perubahan terkait usia.

MANFAAT: keselarasan warna yang nyata, penurunan edema, peningkatan kepadatan dan elastisitas kulit, menghaluskan "kaki gagak".

BAHAN: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

BAHAN AKTIF :

1. Dexpanthenol (konsentrasi tinggi) - menyembuhkan, menenangkan dan memulihkan epidermis yang rusak secara intensif.
2. Asam traneksamat + Glutathione - kombinasi yang kuat untuk memblokir sintesis melanin; menghilangkan bintik-bintik penuaan dan mencerahkan lingkaran "hitam".
3. Kafein - merangsang drainase limfatik, menghilangkan kelebihan cairan dan dengan cepat menghilangkan pembengkakan di pagi hari.
4. Glukosilrutin (Vitamin P) - memperkuat dinding kapiler, mengurangi visibilitasnya (biru) dan mencegah rapuhnya pembuluh darah.
5. Kompleks faktor pertumbuhan (6 jenis sh-Polipeptida / Oligopeptida) - memicu pembaharuan sel, merangsang produksi kolagen sendiri, bekerja pada pengangkatan.

6. Vitamin kompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - memberi nutrisi, meningkatkan metabolisme sel dan mengembalikan kulit bersinar sehat.
7. Niacinamide - memperkuat fungsi pelindung dan memperbaiki tekstur kulit.

FITUR: Krim ini memberikan perawatan menyeluruh untuk kulit halus di sekitar mata. Kafein, niacinamide, dan asam traneksamat konsentrasi tinggi membantu mengurangi keparahan lingkaran hitam, bengkak, dan kerutan kecil. Komponen aktif dalam komposisi merangsang proses pembaharuan, melembabkan dan menutrisi kulit secara mendalam, memberikan elastisitas dan warna kulit yang halus dan bercahaya.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan sedikit produk pada kulit kering dan bersih: dari bagian dalam mata ke pelipis - pertama di sepanjang tulang orbital bawah, lalu di sepanjang tulang orbital atas.
2. Sebarkan krim dan pijat dengan bantalan jari Anda.

PERHATIAN:
1. Sebelum digunakan, dianjurkan untuk melakukan tes alergi.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 25 g.



CLEANSING BALM

BALM HIDROFILI UNTUK CUCI

Membersihkan dengan lembut

Memelihara secara mendalam

Sangat menghidrasi

Memperkuat penghalang kulit

KEKHAWATIRAN: riasan yang membandel, sisa filter SPF, pori-pori yang terkontaminasi, kekeringan dan rasa sesak setelah tahap pembersihan, rusaknya penghalang lipid.

MANFAAT : Kulit menjadi bersih dan lembab, tanpa terasa kencang.

BAHAN: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

BAHAN AKTIF :

1. Kompleks yang kaya akan minyak alami (jarak, jojoba, bunga matahari, hazelnut, argan, shea) - dengan mudah melarutkan polusi yang larut dalam lemak (sebum, riasan persisten, SPF), menutrisi dan melembutkan kulit secara mendalam.
2. Tujuh bentuk asam hialuronat (termasuk: Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, dll. - memberikan pelembab intensif multi-level, mencegah kulit menjadi terlalu kering saat mencuci.
3. Ceramide complex (NS, AP, AS, NP, EOP) - efektif memulihkan dan memperkuat penghalang lipid (pelindung) epidermis.
4. Vitamin E (Tokoferol) dan Niacinamide adalah antioksidan kuat yang melindungi, menenangkan kulit dan meningkatkan keselarasan warna kulit.
5. Vitamin kompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - juga memberi nutrisi, meningkatkan metabolisme sel dan menjaga kesehatan kulit bercahaya.

FITUR: Balsem memberikan pembersihan kulit yang efektif dan lembut, riasan yang mudah larut, SPF dan kontaminasi. Kompleks minyak alami yang kaya menutrisi dan melembutkan kulit secara mendalam. Tujuh bentuk asam hialuronat dan ceramide secara intensif melembabkan dan memperkuat lapisan pelindung. Vitamin E dan niacinamide melindungi dan menenangkan kulit. Setelah pemakaian, kulit menjadi bersih dan lembab, tanpa terasa kencang.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan sedikit balsem hidrofilik dengan tangan kering pada wajah yang kering dan ratakan ke seluruh kulit dengan gerakan memijat.
2. Basahi tangan dan cuci balsem dengan air hangat, jika terkena air, balsem akan bertekstur seperti susu.
3. lanjutkan ke pembersihan tahap kedua (busa atau gel untuk mencuci).

PERHATIAN:
1. Sebelum digunakan, dianjurkan untuk melakukan tes alergi.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

SUSU UNTUK TUBUH EFEK CRYO

Mengurangi pembengkakan

Melembabkan & memperbarui kulit

Perawatan anti-selulit

Mengembalikan nada & kekencangan

KEKHAWATIRAN: hilangnya elastisitas dan kendurnya kulit, kecenderungan bengkak dan rasa berat di kaki, warna kulit kusam dan microrelief yang tidak merata pada kulit, dehidrasi dan rasa sesak, kebutuhan untuk pulih setelah aktivitas fisik.

MANFAAT: efek mendinginkan, rasa ringan dan lembab, siluet lebih kencang, peningkatan turgor kulit dan penurunan visibilitas "selulit", kulit halus dan lembut.

BAHAN: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

BAHAN AKTIF :
Pendinginan dan nada
1. Menthyl Lactate + Menthol - Kombinasi mentol murni dan turunannya yang lembut memberikan rasa sejuk menyenangkan yang bertahan lebih lama dibandingkan mentol biasa tanpa mengiritasi kulit. Ini membantu meringankan rasa berat di kaki.
2. Kafein (Caffeine) - memiliki efek drainase limfatik, merangsang mikrosirkulasi dan membantu menghilangkan kelebihan cairan.

Kompleks dekongestan dan tonik
1. Aesculus Hippocastanum (Horse chestnut) adalah salah satu komponen terbaik untuk memperkuat dinding pembuluh darah dan melawan pembengkakan.
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (Laminaria) - berkontribusi meningkatkan elastisitas kulit. Ivy sering digunakan dalam agen anti selulit untuk memecah lemak dan membuang racun.
3. Citrus Medica Limonum (Lemon) - menyegarkan dan membantu memperkuat pembuluh darah kapiler.

Pemulihan dan hidrasi
1. Aloe Barbadensis (Aloe Vera) adalah bahan dasar senyawa (tempat kedua), obat penenang dan penghidrasi yang kuat.
2. Sodium Hyaluronate (Hyaluronic acid) - mempertahankan kelembapan pada lapisan atas kulit.
3. Niacinamide (Vitamin B3) - meningkatkan pelindung kulit, meratakan warna kulit dan membantu kerusakan mikro.

Basis nutrisi (Minyak)
1. Shea Butter (Shi), Jojoba (Jojoba), Sweet Almond (Almond), Grape Seed (Grape Seed - rangkaian minyak bergizi yang efektif, menjadikan kulit lembut dan lembut.

FITUR: Susu tubuh yang mendinginkan dengan tekstur ringan langsung mengencangkan kulit dan memberikan kelembapan yang mendalam. Kompleks aktif berdasarkan kafein, ekstrak rumput laut, dan centella Asia memiliki efek drainase limfatik yang kuat. Ekstrak dan minyak alami mengembalikan penghalang lipid, menjadikan kulit lembut dan halus. Penggunaan susu secara teratur dapat mengencangkan kulit dan mengurangi keparahan ketidaksempurnaan.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan sedikit susu pada kulit tubuh yang bersih dan kering.
2. Pijat dengan gerakan ringan hingga terserap sepenuhnya. Berikan perhatian khusus pada area masalah.

PERHATIAN: Hanya untuk pemakaian luar. Produk mengandung komponen pendingin. Hindari terkena mata dan selaput lendir. Jangan diaplikasikan pada kulit yang rusak atau teriritasi. Jika ada tanda-tanda intoleransi individu, hentikan penggunaan.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

SCRUB UNTUK TUBUH DENGAN EFEK CRYO

Mengurangi pembengkakan

Pembersihan mendalam & pembaharuan kulit

Perawatan anti-selulit

Mengembalikan nada & kekencangan

KEKHAWATIRAN: hilangnya elastisitas dan kelemahan kulit, kecenderungan bengkak dan rasa berat pada kaki, microrelief kulit tidak merata.

MANFAAT: microrelief dan kehalusan kulit yang lebih merata, mengurangi manifestasi pembengkakan yang terlihat, memperkuat kontur tubuh.

BAHAN: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

BAHAN AKTIF :

Pembersihan dan pendinginan

1. Maris Sal (Garam Laut) - bertindak sebagai bahan abrasif, menghilangkan sel-sel keratin.
2. Menthyl Lactate + Menthol - Kombinasi mentol murni dan turunannya yang lembut memberikan rasa sejuk menyenangkan yang bertahan lebih lama dibandingkan mentol biasa tanpa menyebabkan iritasi pada kulit. Ini membantu meringankan rasa berat di kaki.

Kompleks dekongestan dan tonik

1. Kafein + L-Karnitin - kafein menghilangkan cairan dan warna, dan L-karnitin membantu mengurangi volume.
2. Aesculus Hippocastanum (Horse chestnut) + Hedera Helix (Ivy) - berfungsi memperkuat dinding kapiler dan vena, mencegah stagnasi getah bening.
3. Hamamelis Virginiana (Gamamamelis) - memiliki efek astringen dan menenangkan, mempersempit pori-pori dan memperkuat jaringan pembuluh darah.

Basis nutrisi (Minyak dan Panthenol)

1. Minyak Jojoba & Aprikot - melembutkan efek garam, mencegah kekeringan berlebih dan memulihkan penghalang lipid setelah pengelupasan kulit.
2. Panthenol - Menenangkan kulit, mengurangi kemungkinan iritasi akibat pijatan aktif dan garam.

FITUR: scrub pendingin berbahan dasar garam laut dan kafein membersihkan dan mengelupas kulit secara mendalam, secara efektif meratakan microrelief dan mengurangi bengkak. Kombinasi ekstrak tumbuhan dan L-karnitin memiliki efek drainase limfatik yang kuat, memperkuat dinding pembuluh darah dan membantu meningkatkan elastisitas kulit. Penggunaan scrub secara teratur secara signifikan meningkatkan elastisitas kulit, menjadikannya lebih kencang dan halus.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan pada kulit tubuh yang lembab, pijat dengan gerakan memutar selama 2-3 menit, lalu bilas dengan air hangat.
2. Gunakan 1-2 kali seminggu.

PERHATIAN: Hanya untuk pemakaian luar. Produk mengandung komponen pendingin. Hindari terkena mata dan selaput lendir. Jangan diaplikasikan pada kulit yang rusak atau teriritasi. Jika ada tanda-tanda intoleransi individu, hentikan penggunaan.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

KRIM PELEMBAB UNTUK TUBUH

Menenangkan | Hidrat | Melembutkan

KEKHAWATIRAN: kulit kering, dehidrasi pada kulit, iritasi.

MANFAAT: menenangkan, meningkatkan kekencangan dan elastisitas kulit, menutrisi dan melembabkan secara intensif, mengaktifkan proses pemulihan kulit.

BAHAN: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

BAHAN AKTIF :
1. Beta-glukan - memberikan hidrasi mendalam, meningkatkan kekebalan lokal kulit, memiliki efek anti penuaan yang nyata, "menghidupkan kembali" kulit, memberikan kekencangan dan elastisitas.
2. Ekstrak daun thyme - menangkal penguapan kelembapan, sehingga kulit tetap terhidrasi dalam waktu lama, dan kulit tampak sehat dan elastis. Ekstraknya juga memiliki efek pemutihan dan antioksidan.
3. ekstrak daun apel mint - memiliki efek antibakteri dan menenangkan, menyegarkan kulit dan melawan iritasi.
4. Ekstrak daun teh (Camellia Sinensis) - menormalkan kondisi kulit dengan mempercepat proses metabolisme. Zat penyusun daun teh mencegah munculnya edema dan membersihkan pori-pori. Sifat antioksidan polifenol yang terkandung dalam daun teh mampu mencegah penuaan dini pada kulit

FITUR: Krim ini dikembangkan menggunakan teknologi PTD (Protein Transduction Domain), yang dianggap sebagai metode paling efektif untuk mengantarkan komponen aktif komposisi ke sel kulit, yang menjamin penyerapan nutrisi secara maksimal. Tekstur krimnya yang halus membuatnya cepat meresap ke dalam kulit, tanpa meninggalkan rasa lengket. Minyak dan ekstrak alami dalam komposisinya menutrisi, menenangkan dan mencegah penguapan kelembapan secara mendalam, sehingga kulit tetap halus dan terhidrasi dalam waktu lama.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Bersihkan kulit sebelum mengaplikasikan produk.
2. Oleskan produk secukupnya dan pijat dengan bantalan jari Anda hingga terserap seluruhnya.

PERHATIAN:
1. Untuk menghindari reaksi alergi, disarankan untuk menguji produk di bagian dalam lipatan siku sebelum digunakan. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi atau ruam.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.
4. Setelah menggunakan produk, disarankan untuk mengoleskan krim SPF untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

BILAS MULUT KONSENTRASI UNTUK IRRIGATOR DENGAN CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE DAN SAGE

- Pembersihan mulut yang efektif
- Menyegarkan nafas
- Mendukung kesehatan mukosa mulut & gusi
- Meningkatkan kinerja flosser air

KEKHAWATIRAN: Plak gigi, penyakit gusi, bau mulut, pencegahan karies.

MANFAAT: melawan mikroflora berbahaya di rongga mulut, memiliki efek menenangkan dan anti-inflamasi, memungkinkan Anda menggabungkan pembersihan dengan efek pemijatan dan profilaksis dari penggunaan irigasi.

BAHAN: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

BAHAN AKTIF :

1. Cetylpyridinium klorida adalah komponen antibakteri yang efektif. Melawan bakteri penyebab plak, karies, radang gusi dan bau mulut, memberikan kesegaran jangka panjang.
2. Ekstrak sage dan kompleks bioantioksidan ginseng "Neovitin®", menenangkan dan memulihkan mukosa. Mereka memiliki efek anti-inflamasi, meningkatkan penyembuhan jaringan dan memperkuat kesehatan gusi.
3. Xylitol - mengurangi risiko karies, menekan pertumbuhan bakteri patogen di rongga mulut, meningkatkan remineralisasi email gigi dan menjaga keseimbangan pH yang sehat.
4. Minyak esensial mint - memberikan nafas segar, memiliki efek analgesik yang mendinginkan dan ringan. Ini memiliki efek antibakteri, membersihkan mulut dan memberikan rasa bersih.

FITUR: bilas dan cairan untuk irigasi 2 in 1 menormalkan mikroflora rongga mulut, memperbaiki kondisi selaput lendir dan mencegah perkembangan karies. Sebagai obat kumur klasik membersihkan rongga mulut dari mikroflora berbahaya, mencegah pembentukan plak dan munculnya bau tak sedap, memperbaiki kondisi selaput lendir dan gusi, memberikan rasa segar. Sebagai cairan untuk irigasi, memungkinkan Anda menggabungkan pemurnian dengan efek pemijatan dan profilaksis.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Bila digunakan sebagai obat kumur: Siapkan larutan secukupnya dengan mengencerkan konsentrat dengan air hangat dengan perbandingan 1:2 dan bilas rongga mulut selama 30 detik. Gunakan setiap hari setelah makan.
2. Bila digunakan dalam irigasi: siapkan larutan secukupnya dengan mengencerkan konsentrat dengan air hangat dengan perbandingan 1:10 (dalam kondisi gusi yang parah, perbandingannya dapat diubah menjadi 1:3), dan mengairi rongga mulut, sesuai dengan petunjuk pada perangkat.

PERHATIAN:
1. Kocok sebelum digunakan. Endapan dan perubahan warna dapat terjadi karena bahan-bahan alami. Hentikan penggunaan jika timbul sensasi tidak menyenangkan.
2. Jangan ditelan.
3. Untuk dewasa dan anak di atas 14 tahun.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

TONER WAJAH DENGAN PROBIOTIK

Memelihara & menenangkan

Meratakan warna kulit

Memperkuat penghalang kulit

Sangat menghidrasi

KEKHAWATIRAN: gangguan penghalang lipid, dehidrasi, kekeringan dan sesak setelah dicuci, kulit kusam, sensitivitas, ketidakseimbangan mikrobioma kulit.

MANFAAT: Kulit menjadi sangat lembab, tenang dan siap untuk perawatan lebih lanjut; penghalang pelindung dipulihkan, nadanya halus dan bercahaya.

BAHAN: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

BAHAN AKTIF :

1. kompleks lisat (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - probiotik yang mengembalikan kesehatan mikrobioma kulit, mengurangi sensitivitas dan memperkuat kekebalan lokal.
2. Kompleks Ceramide (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - lipid fisiologis yang tertanam di area stratum korneum yang rusak, secara efektif memulihkan pelindung dan mencegah hilangnya kelembapan.
3. Ekstrak daun centella Asia adalah komponen alami ampuh yang menenangkan kulit, mengurangi kemerahan dan iritasi.
4. Niacinamide - memperkuat fungsi pelindung dan memperbaiki tekstur kulit.
5. Kompleks faktor pertumbuhan (sh-Polipeptida / Oligopeptida) - memicu pembaharuan sel, merangsang produksi kolagen sendiri, bekerja untuk mengangkat.

6. Vitamin kompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) dan dexpanthenol - menutrisi, meningkatkan metabolisme sel dan mengembalikan kulit bersinar sehat, serta menyembuhkan dan memulihkan epidermis secara intensif.
7. Kompleks minyak alami (canola, bunga matahari, busa padang rumput, argan) - menutrisi secara intensif, melembutkan kulit dan menghilangkan kekeringan.

FITUR: Toner memberikan pelembab dan pemulihan intensif, mempersiapkan kulit untuk perawatan lebih lanjut. Kompleks lisat laktobasilus dan ceramide secara efektif memperkuat lapisan pelindung kulit dan menjaga keseimbangan alami mikrobioma. Centella Asian, niacinamide, peptida dan ekstrak tumbuhan menenangkan, menutrisi dan menyelaraskan warna kulit, memberikan penampilan bercahaya sehat.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Setelah mencuci, semprotkan toner dalam jumlah sedang ke wajah Anda.
2. Tunggu hingga kering dan lengkapi perawatan dengan serum atau krim.

PERHATIAN:
1. Sebelum digunakan, dianjurkan untuk melakukan tes alergi.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

GEL PELEMBAP UNTUK PERAWATAN STIMULASI LISTRIK

Sangat menghidrasi

Memulihkan

Konduktif

Mencerahkan pigmentasi

KEKHAWATIRAN: kulit kering, perlunya pijatan arus mikro.

MANFAAT: hidrasi, pemulihan, pijatan arus mikro yang efektif.

BAHAN: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

BAHAN AKTIF :

1. Ekstrak Buah Citrus Unshiu (Ekstrak Mandarin Unshiu) adalah bahan dasar pelembab berbentuk gel (bukan air). Antioksidan alami kuat yang mencerahkan pigmentasi.
2. Niacinamide (Niacinamide) - vitamin B3. Meningkatkan fungsi penghalang, mempersempit pori-pori dan menyelaraskan warna.
3. Asam Traneksamat (Tranexamic Acid) adalah salah satu komponen modern yang paling efektif untuk melawan pigmentasi dan kemerahan.
4. Asetil Hexapeptida-8 (Argyrelin) adalah pelemas otot peptida yang terkenal. Melemaskan otot-otot wajah, mengurangi kedalaman kerutan wajah.
5. Copper Tripeptida-1 (Peptida tembaga) - memulai proses regenerasi, merangsang sintesis kolagen dan elastin, menyembuhkan kerusakan.
6. Kelompok sh-peptida (sh-Oligopeptida, sh-Decapeptida, dll.) merupakan molekul pemberi sinyal yang menyebabkan kulit memperbaharui dirinya lebih cepat dan memadatkan strukturnya.

7. Adenosine (Adenosine) - komponen anti penuaan yang telah teruji waktu, meningkatkan produksi kolagennya sendiri.
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), antioksidan paling kuat di dunia kosmetik (mirip dengan koenzim Q10), melindungi sel dari stres oksidatif.
9. Kolagen Terhidrolisis (Hydrolyzed Collagen) - memberikan efek pengangkatan instan dan hidrasi mendalam.
10. Centella asiatica + Madecassoside menenangkan kulit dengan lembut, memperkuat pembuluh darah dan meredakan peradangan.
11. Panthenol (Pantenol) - menyembuhkan dan mempertahankan kelembapan.
12. Satu set asam amino (Glutamine, Arginine, Lysine, Valine, dll. - totalnya lebih dari 20) adalah bahan penyusun protein kulit. Dikombinasikan dengan arus mikro, mereka membantu menjaga elastisitas kulit dan kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri.

FITUR: Gel pelembab untuk prosedur mikro dan EMS dengan tekstur ringan dan nyaman serta kompleks aktif berbahan dasar ekstrak mandarin dengan niacinamide, kolagen, panthenol, dan ekstrak tumbuhan melembabkan secara mendalam, melembutkan dan menenangkan kulit, serta memberikan tampilan perangkat yang sempurna, tanpa meninggalkan rasa lengket dan sesak.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan produk pada kulit wajah yang kering dan bersih.
2. Lakukan perawatan dengan menggunakan alat pijat stimulasi listrik. Biarkan gel sampai terserap seluruhnya.
3. Lengkapi perawatan dengan mengaplikasikan pelembab (krim atau serum).

PERHATIAN:
1. Sebelum digunakan, dianjurkan untuk melakukan tes alergi.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari terkena mata. Jika produk mengenai selaput lendir mata, bilas hingga bersih dengan air.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

SERUM WAJAH PEPTIDA DENGAN EFEK LIFTING

Mengurangi kerutan

Menghaluskan tekstur kulit

Efek mengangkat

Sangat menghidrasi

KEKHAWATIRAN: hilangnya definisi kontur wajah, hilangnya elastisitas kulit, kerutan dan lipatan wajah, kulit tampak lelah.

MANFAAT: penghalusan dan pemadatan kulit yang nyata, warna kulit yang merata, pori-pori yang menyempit dan efek "pencahayaan" dari dalam.

BAHAN: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

BAHAN AKTIF :

1. Emas - meningkatkan mikrosirkulasi dan membuat kulit bersinar sehat.
2. Acetyl Hexapeptida-8 (Argyrelin) - pelemas otot peptida, melemaskan otot-otot wajah dengan lembut, mengurangi kedalaman kerutan wajah.
3. kompleks faktor pertumbuhan (sh-Polipeptida-1, sh-Oligopeptida-1) - merangsang pembelahan sel dan sintesis kolagen, memicu proses regenerasi.
4. Palmitoyl Tripeptida-5 - menembus jauh ke dalam kulit dan merangsang produksi kolagen tipe I dan III, memperkuat struktur dermis.
5. Fitoestrogen (Kedelai, Pueraria, Semanggi, Tsimitsifuga) adalah penghambat paling ampuh untuk mengoreksi perubahan terkait usia. Mereka mengisi kekurangan sumber daya kulit mereka sendiri, mengembalikan elastisitasnya.

6. Copper Tripeptida-1 (Copper Tripeptida) - memiliki efek penyembuhan dan antioksidan yang kuat, memadatkan kulit.
7. Niacinamide dan Adenosine adalah "duet" klasik Korea untuk mencerahkan pigmentasi dan kerutan.

FITUR: serum peptida untuk wajah dengan konsentrasi bahan aktif yang tinggi meningkatkan warna kulit dan menghaluskan kerutan secara nyata. Mikropartikel emas menstimulasi aktivitas sel, menjadikan kulit tampak lebih halus, bugar, dan sehat.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan sedikit serum pada wajah, leher, dan area belahan dada.
2. Biarkan serum pada kulit hingga terserap seluruhnya.

PERHATIAN:
1. Sebelum digunakan, dianjurkan untuk melakukan tes alergi.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. Jika mengenai selaput lendir mata, bilas hingga bersih dengan air.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

GEL UNTUK DESINCRUSTASI (PEMBERSIHAN)

Mengeksfoliasi sel kulit mati

Membuka pori-pori

Menenangkan

Hidrat

KEKHAWATIRAN: pori-pori membesar, komedo terbuka dan tertutup, jerawat.

MANFAAT: mengelupas sel-sel keratin, melebarkan pori-pori, melembabkan.

BAHAN: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

BAHAN AKTIF :
1. Polivinilpirolidon - menyerap polusi, memiliki sifat antiseptik.
2. Jus lidah buaya - memiliki efek anti inflamasi.

FITUR: Gel ini digunakan untuk pengukusan dingin sebelum pembersihan wajah secara ultrasonik dan manual. Gel ini cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif.

CARA MENGGUNAKAN:

Cara pertama: saat menghilangkan kerak dengan arus galvanik: oleskan gel ke kulit dan kerjakan dari kutub negatif selama 7-10 menit. Menghilangkan sisa gel sepenuhnya. Kemudian 1-2 menit bekerja dari kutub positif pada air bersih. Konsumsi gel 5-7 ml per prosedur.

Cara kedua: dengan pengelupasan ultrasonik, oleskan gel pada kulit yang telah dibersihkan dan kerjakan dengan spatula sesuai dengan protokol prosedur. Menghilangkan sisa gel sepenuhnya. Konsumsi gel 7-10 ml per prosedur.

Cara ketiga: dalam pengukusan dingin setelah demakiyazh, oleskan gel dengan lapisan padat pada kulit selama 15 menit dan tutup dengan film. Cuci sisa gel.

PERHATIAN:
1. Hindari sinar matahari langsung setelah pengaplikasian untuk menghindari luka bakar, gatal, kemerahan dan bengkak.
2. Jangan dioleskan pada kulit yang terluka.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

CAIRAN KRIM TERMOPROTEKTIF UNTUK RAMBUT

Melindungi dari panas penataan

Memelihara & memulihkan rambut

Meninggalkan rambut sehat & terawat

KEKHAWATIRAN: paparan suhu tinggi, rambut kusam, rapuh dan tidak bernyawa.

MANFAAT: Perlindungan dari suhu tinggi, menguatkan dan menutrisi rambut.

BAHAN: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

BAHAN AKTIF :

1. D-panthenol (Provitamin B5) - melembabkan rambut dan kulit kepala secara intensif, menembus jauh ke dalam struktur rambut. Mengembalikan area yang rusak, menjadikan rambut lebih halus, elastis dan berkilau. Ini melindungi dari kekeringan dan efek termal.
2. Minyak gandum kaya akan vitamin (E, A, D) dan asam lemak. Memelihara secara mendalam dan memulihkan rambut kering dan rusak, menjadikannya halus dan tampak sehat. Ini menciptakan penghalang pelindung terhadap faktor agresif eksternal.
3. Ekstrak tumbuhan kompleks (Granat, Birch, Chamomile, Fieldtail, Nettle,
Lidah Buaya, Akar Burdock, Teh Hijau, Hop, Henna, Proso, Sage:
Ekstrak buah delima merupakan antioksidan kuat yang melindungi rambut dari pengaruh negatif lingkungan dan radikal bebas. Ini membantu mempertahankan warna rambut yang diwarnai, membuatnya bersinar dan vitalitas. Ekstrak ekor kuda, jelatang, akar burdock, millet, hop - membantu memperkuat folikel rambut, mengurangi kerontokan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut. Lidah buaya, kamomil, dan birch - melembabkan dan melembutkan rambut secara mendalam, menjadikannya mudah diatur dan halus, menenangkan kulit kepala, dan mengurangi iritasi. Teh hijau, henna dan sage - memiliki sifat antioksidan, melindungi dari kerusakan, memberikan kilau alami pada rambut dan tampilan sehat.
4. Biotin (Vitamin H/B7) - memperkuat folikel rambut, mendorong pertumbuhan rambut sehat dan kuat, mencegah kerapuhan dan kerontokan. Ini memberikan volume dan vitalitas rambut.

5. Niacin (Vitamin B3/PP) - meningkatkan mikrosirkulasi di kulit kepala, yang berkontribusi pada suplai nutrisi yang lebih baik ke folikel rambut. Mengaktifkan pertumbuhan rambut, memperkuat strukturnya dan memberikan kilau yang sehat.
6. Lecithin (pengemulsi alami) - membantu memulihkan rambut rusak, memberikan kelembutan dan kehalusan. Meningkatkan penetrasi komponen aktif lainnya.

FITUR: Cairan krim tidak hanya efektif melindungi rambut dari suhu tinggi selama penataan (pengering, penata rambut, pelurus rambut), tetapi juga memberikan perawatan menyeluruh: melembabkan secara intensif, memberi nutrisi, memulihkan area yang rusak, memperkuat folikel rambut, merangsang pertumbuhan rambut, membuatnya bersinar, halus dan terlihat sehat dan terawat.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan pada rambut bersih dan dikeringkan dengan handuk.
2. Jangan diaplikasikan pada akarnya. Jangan bilas.

PERHATIAN:
1. Jika terjadi sensasi tidak menyenangkan, hentikan penggunaan.
2. Jika terkena mata, bilas hingga bersih dengan air.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

MASKER KONSENTRASI UNTUK PERTUMBUHAN RAMBUT

Memelihara kulit kepala & rambut

Melindungi & memulihkan kulit kepala

Merangsang pertumbuhan rambut

Penguraian yang mudah

KEKHAWATIRAN: rambut rontok, penipisan, rambut tipis dan rapuh.

MANFAAT: melawan kerontokan rambut, mendorong pertumbuhan rambut baru, menguatkan rambut dan menjadikannya lebih tebal, kuat dan elastis, menenangkan kulit kepala.

BAHAN: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

BAHAN AKTIF :

Merangsang pertumbuhan dan memerangi kerugian

1. Kafein (Caffeine) - meningkatkan mikrosirkulasi darah dengan memberikan suplai nutrisi ke akar, membantu memblokir efek negatif hormon pada rambut rontok.
2. Procapil adalah kompleks peptida yang terdiri dari 3 molekul aktif:

Biotinoyl Tripeptida-1 (Biotinoyl tripeptida-1) adalah peptida khusus yang memperkuat fiksasi folikel rambut di lapisan dalam dermis dan mempercepat pembelahan sel, mendorong pertumbuhan rambut baru.

Asam Oleanolic (Oleanolic Acid) adalah asam yang berasal dari daun zaitun yang menghambat enzim 5-alpha reduktase, sehingga mencegah rambut rontok.

Apigenin (Apigenin) adalah flavonoid dari buah jeruk yang melebarkan pembuluh darah dan merangsang sirkulasi darah di sekitar folikel rambut, memberikan nutrisi.

Pemulihan struktur rambut

1. Keratin Terhidrolisis (Hydrolyzed Keratin) - menembus ke dalam rongga rambut, memulihkannya dari dalam, menghilangkan porositas.
2. Protein Gandum Terhidrolisis (Protein Gandum) - membentuk lapisan tipis pada permukaan rambut, yang menahan air dan meningkatkan kelembapan rambut secara mendalam.
3. Kolagen Terhidrolisis (Hydrolyzed Collagen) - meningkatkan elastisitas rambut, menjadikannya lebih mudah diatur dan berkilau.

Perawatan kulit kepala
1. Ceramide kompleks (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 jenis ceramide mengkompensasi kekurangan lipidnya sendiri, memperkuat lapisan pelindung kulit dan rambut.
2. Lesitin Terhidrogenasi (Hydrogenated Lecithin) - meningkatkan efek ceramide, memberikan kelembutan kulit dan melindungi dari pengaruh lingkungan yang agresif.
3. Panthenol (Pantenol) - langsung menenangkan kulit kepala dan mempercepat penyembuhan kerusakan mikro.

Nutrisi dan kilap
1. Cocos Nucifera Oil merupakan satu-satunya minyak yang mampu menembus lapisan dalam rambut (medula), menutrisi rambut dari dalam dan memulihkan lapisan lipidnya. Secara signifikan mengurangi hilangnya protein dari rambut selama pencucian dan penataan termal, yang membantu menjaga struktur rambut tetap kokoh dan tahan lama.
2. Ekstrak Laminaria Digitata - memenuhi kulit dan rambut dengan mineral dan elemen, berkontribusi terhadap hidrasi tambahan.

FITUR: Masker berdasarkan kompleks peptida Procapil bekerja langsung pada folikel rambut, berkontribusi pada penguatan akar dan pertumbuhan rambut. Kompleks ceramide memulihkan rambut rusak, melembabkan kulit kepala secara mendalam, menghilangkan kekeringan, membentuk penghalang pelindung dari pengaruh negatif lingkungan. Nada kafein, merangsang sirkulasi darah di kulit kepala, mencegah rambut rontok. Minyak kelapa memberi nutrisi, memberi kilau dan kekuatan pada rambut. Protein keratin dan gandum mengembalikan kutikula rambut yang rusak, mengurangi kerapuhan dan mencegah ujung rambut bercabang. Penggunaan masker memperkuat folikel rambut, menghentikan kerontokan rambut dan mengaktifkan pertumbuhan rambut baru.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan pada kulit kepala dengan gerakan memijat dan distribusikan ke sepanjang rambut.
2. Biarkan selama 5-10 menit, lalu bilas dengan air hangat.

PERHATIAN: Hanya untuk pemakaian luar. Jika terkena mata, bilas dengan banyak air. Intoleransi individu terhadap komponen individu mungkin terjadi.

PENYIMPANAN: di tempat yang kering, terlindung dari cahaya, pada suhu +5 ° hingga +25 ° C jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

SERUM PERTUMBUHAN RAMBUT

Membantu mencegah peradangan kulit kepala, gatal & kekeringan

Merangsang pertumbuhan rambut

Meningkatkan kepadatan rambut

Menargetkan rambut rontok

KEKHAWATIRAN: alopecia, rambut rontok, penipisan, rambut tipis dan rapuh.

MANFAAT: melawan kerontokan rambut, mendorong pertumbuhan rambut baru, menguatkan rambut dan menjadikannya lebih tebal.

BAHAN: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

BAHAN AKTIF :

Merangsang pertumbuhan dan memerangi kerugian

1. Capixyl (3%) merupakan kombinasi ekstrak Asetil Tetrapeptida-3 dan Trifolium Pratense. Kompleks ini mempengaruhi akar rambut, meningkatkan ukurannya dan memperkuat fiksasi pada kulit, dan juga meredakan peradangan mikro.
2. Procapil adalah kompleks peptida yang terdiri dari 3 molekul aktif:

Biotinoyl Tripeptida-1 (Biotinoyl tripeptida-1) adalah peptida khusus yang memperkuat fiksasi folikel rambut di lapisan dalam dermis dan mempercepat pembelahan sel, mendorong pertumbuhan rambut baru.

Asam Oleanolic (Oleanolic Acid) adalah asam yang berasal dari daun zaitun yang menghambat enzim 5-alpha reduktase, sehingga mencegah rambut rontok.

Apigenin (Apigenin) adalah flavonoid dari buah jeruk yang melebarkan pembuluh darah dan merangsang sirkulasi darah di sekitar folikel rambut, memberikan nutrisi.

Copper Tripeptida-1 (copper peptida) - "meremajakan" kulit kepala, meningkatkan fase pertumbuhan rambut (anagen) dan merangsang produksi kolagen di sekitar folikel rambut.

Energi seluler dan metabolisme

1. Adenosin (Adenosin) - mengaktifkan produksi faktor pertumbuhan pada tingkat sel, membantu rambut tumbuh lebih tebal dan kuat.
2. Asam Succinic (Succinic Acid) - merangsang proses metabolisme pada sel kulit, membantu folikel pulih lebih cepat setelah stres.

Meningkatkan mikrosirkulasi dan detoksifikasi
1. Mentol - memberikan aliran darah instan ke umbi karena efek pendinginan ringan, yang meningkatkan efek peptida.
2. Ekstrak Rosmarinus Officinalis (Ekstrak Rosemary) - memiliki efek antiseptik dan merupakan stimulan alami yang kuat untuk sirkulasi darah.
3. Protein Gandum Hidrolisis - memperkuat struktur rambut di pangkal, mencegah kerapuhan.

FITUR: serum berdasarkan kompleks peptida Capixyl dan Procapil bekerja langsung pada folikel rambut, berkontribusi pada penguatan akar dan pertumbuhan rambut aktif. Kombinasi peptida tembaga-1 dan adenosin meremajakan kulit kepala pada tingkat sel, meningkatkan kepadatan dan memperpanjang fase siklus hidup setiap rambut. Asam suksinat dan nada mentol, meningkatkan respirasi sel dan menstimulasi sirkulasi darah, memberikan pengiriman nutrisi secara instan ke umbi. Ekstrak rosemary dan protein gandum menyembuhkan kulit kepala, mengembalikan struktur rambut rusak di pangkal dan mengurangi kerapuhannya. Penggunaan whey secara teratur secara efektif memperkuat folikel rambut, menghentikan kerontokan dini dan mengaktifkan pertumbuhan rambut baru yang sehat.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Semprotkan serum pada kulit kepala.
2. Gosokkan ke kulit dengan gerakan pijatan ringan. Jangan menyiram.

PERHATIAN: Hanya untuk pemakaian luar. Oleskan pada kulit kepala dan janggut. Jika iritasi, hentikan penggunaan. Intoleransi individu terhadap komponen individu mungkin terjadi.

PENYIMPANAN: di tempat yang kering, terlindung dari cahaya, pada suhu +5 ° hingga +25 ° C jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

GEL PEMBERSIH PEELING UNTUK KULIT KEPALA

Pembersihan kulit kepala secara mendalam

Membantu mencegah ketombe

Merangsang pertumbuhan rambut

Memperbarui epidermis

KEKHAWATIRAN: kulit kepala berminyak, polusi, gatal-gatal, kulit kering dan kecenderungan berketombe, gizi buruk pada folikel rambut.

MANFAAT: rambut tetap bersih dan rapuh di akar lebih lama, memperoleh volume akar, proses pertumbuhan rambut dipercepat.

BAHAN: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

BAHAN AKTIF :
Pembersihan
1. Asam Laktat (Lactic Acid) adalah asam AHA ringan yang mengelupas sel-sel keratin, memberikan pembaharuan halus dan kilau rambut pada akar.
2. Asam Glikolat (Asam Glikolat) - memiliki molekul terkecil di antara asam AHA, sehingga menembus lebih dalam dan lebih cepat. Secara efektif menghancurkan ikatan protein antara sisik mati, mencegah munculnya hiperkeratosis.
3. Asam Salisilat (Salicylic Acid) merupakan satu-satunya asam BHA dalam komposisinya. Ini larut dalam lemak, sehingga mampu menembus ke dalam folikel rambut dan melarutkan sumbat sebaceous (sebum). Ini adalah komponen kunci untuk memerangi kandungan lemak dan mencegah peradangan.
4. Asam Sitrat - berfungsi sebagai eksfolian tambahan dan pengatur pH.

Humidifikasi dan perlindungan
1. Hidroksietil Urea (Hydroxyethyl Urea) merupakan salah satu komponen pelembab terbaik dalam kosmetik. Ini mempertahankan kelembapan di lapisan dalam epidermis, melembutkan efek asam dan mencegah rasa sesak setelah prosedur.
2. Ekstrak Bunga Calendula Officinalis adalah bahan yang terkenal menenangkan. Menghilangkan iritasi, memiliki efek antiseptik dan mempercepat regenerasi kerusakan mikro pada kulit.

Memperkuat rambut dan merangsang pertumbuhan
1. Menthol + Mentha Piperita Oil (Mentol dan minyak mint) - memberikan efek pendinginan yang nyata. Ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat: mentol merangsang aliran darah ke folikel rambut, yang dapat membantu memperkuat dan pertumbuhan rambut.

FITUR: gel pembersih untuk kulit kepala berdasarkan kompleks asam AHA dan BHA memberikan pembersihan mendalam sel-sel keratin, sebum berlebih dan sisa-sisa bahan penata rambut, menormalkan keseimbangan hidrolipid dan mempersiapkan kulit untuk perawatan intensif. Penggunaan gel secara teratur membantu memperbaiki kulit kepala, mencegah munculnya kekeringan dan pengelupasan, menjadikan rambut lebih bervolume dan sehat.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan sedikit gel secara merata pada kulit kepala yang kering atau sedikit lembab di sepanjang partisi.
2. Pijat perlahan dengan ujung jari selama 1-2 menit agar komposisinya merata.
3. Diamkan selama 5-10 menit (disarankan memulai dengan 5 menit pada penggunaan pertama).
4. Bilas hingga bersih dengan air hangat menggunakan sampo. Disarankan untuk menggunakan 1-2 kali seminggu.

PERHATIAN: Hanya untuk pemakaian luar. Jika terkena mata, bilas dengan banyak air. Intoleransi individu terhadap komponen individu mungkin terjadi.

PENYIMPANAN: di tempat yang kering, terlindung dari cahaya, pada suhu +5 ° hingga +25 ° C jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

KRIM SURYA DENGAN SPF50+

perlindungan UV

Melembabkan tanpa kilap berminyak

Membantu mencegah perubahan terkait usia

Memperbaiki warna kulit

KEKHAWATIRAN: paparan sinar UV, photoaging, pigmentasi, warna kulit tidak merata, kekeringan dan iritasi kulit akibat sinar matahari.

MANFAAT: Kulit terlindungi dari sinar matahari, terhidrasi secara mendalam, memiliki warna yang halus dan tidak terkena photoaging.

BAHAN: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

BAHAN AKTIF :

1. Filter tabir surya kimia (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane / Avobenzone) - efektif menyerap sinar ultraviolet, memberikan perlindungan yang andal terhadap sinar UVA dan UVB (penyebab utama photoaging).
2. Niacinamide - memperkuat fungsi penghalang, menyelaraskan warna kulit dan memperbaiki tekstur kulit.
3. Kompleks ekstrak tumbuhan (ekstrak centella Asia, kamomil, teh hijau, gamamamelis dan portulac) - merawat kulit dengan lembut, menenangkan secara intensif, meredakan kemerahan dan tidak menyebabkan iritasi.
4. Adenosine - memiliki efek anti penuaan, membantu menghaluskan kerutan dan meningkatkan elastisitas kulit.
5. Vitamin E (Tocopheryl Acetate) adalah antioksidan kuat yang juga melindungi sel dari radikal bebas dan dampak negatif lingkungan.

FITUR: Tabir surya whey merawat kulit dengan lembut, menenangkan dan memberikan perlindungan yang andal dari sinar UVA dan UVB - penyebab utama photoaging. Formula berbahan dasar ekstrak tumbuhan dan niacinamide secara intensif melembabkan kulit dan meratakan warna kulit tanpa menyebabkan iritasi.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan krim-serum pada kulit kering dan ratakan ke seluruh wajah dan leher.
2. Biarkan produk terserap selama 15 menit.

PERHATIAN:
1. Sebelum digunakan, dianjurkan untuk melakukan tes alergi.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. Jika mengenai selaput lendir mata, bilas hingga bersih dengan air.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

SERUM UNTUK WARNA KULIT YANG MERAH DAN BERCAHAYA

Meratakan warna kulit

Meningkatkan cahaya

Hidrat

Memperkuat penghalang kulit

KEKHAWATIRAN: kulit kusam, pigmentasi, warna kulit tidak merata, dehidrasi, melemahnya pelindung, hilangnya elastisitas.

MANFAAT: Kulit menjadi halus, elastis, bercahaya, lembab, dan warnanya merata.

BAHAN: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

BAHAN AKTIF :

1. Vitamin C (Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbic Acid) dan Glutathione adalah kombinasi kuat yang mencerahkan pigmentasi, meningkatkan keselarasan warna kulit dan membuat kulit bersinar sehat.
2. Niacinamide - memperkuat fungsi pelindung dan memperbaiki tekstur kulit.
3. Tujuh bentuk asam hialuronat - memberikan hidrasi mendalam bertingkat, menembus ke berbagai lapisan epidermis.
4. Kompleks ceramide (NP, NS, AP, AS, EOP) dan ekstrak tremella - menutrisi kulit, secara efektif memulihkan dan memperkuat pelindung lipid.
5. Centella Asian (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) - secara intensif menenangkan, menyembuhkan dan mengurangi kemerahan.

6. Kompleks faktor pertumbuhan (sh-Polipeptida / Oligopeptida) - memicu pembaharuan sel, merangsang produksi kolagennya sendiri, bekerja untuk mengangkat.
7. Vitamin kompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - memberi nutrisi, meningkatkan metabolisme sel dan mengembalikan kulit bersinar sehat.
8. Dexpanthenol - secara intensif menyembuhkan, menenangkan dan memulihkan epidermis yang rusak.

FITUR: Karena komponen aktif yang kompleks dengan glutathione, vitamin C, niacinamide dan Asian centella, serum membantu menyelaraskan warna kulit dan membuatnya bersinar. Tujuh bentuk asam hialuronat memberikan hidrasi mendalam multi-level. Ceramide dan ekstrak tremella memperkuat lapisan pelindung dan menutrisi kulit, menjadikannya halus, elastis dan bercahaya.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Oleskan sedikit serum ke wajah Anda.
2. Biarkan serum pada kulit hingga terserap seluruhnya.

PERHATIAN:
1. Sebelum digunakan, dianjurkan untuk melakukan tes alergi.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 30 ml.



PETIT RA
PERAWATAN KULIT



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

PERAWATAN KULIT ANTI PENUAAN DARI PETIT RA

Memperlambat penuaan

Memberi nutrisi & menghidrasi secara intens

Mendukung regenerasi

Meningkatkan ketegasan

KEKHAWATIRAN : tanda-tanda penuaan kulit wajah, kulit kering, hilangnya kelembapan dan elastisitas.

MANFAAT: memperlambat penuaan, memberi nutrisi dan melembabkan secara intensif, mendorong regenerasi, meningkatkan kekencangan dan elastisitas kulit.

BAHAN: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

BAHAN AKTIF :

1. Kolagen terhidrolisis - meningkatkan kekencangan dan elastisitas kulit karena menutrisinya dengan kelembapan.
2. AcePep-6TM (acetylhexapeptida-8) - komponen ini dikenal sebagai pengganti Botox (Botoxin) yang efektif, bekerja sempurna sebagai sarana memerangi kerutan. Selain itu, mengurangi bekas kerutan dengan melemahkan kontraksi otot.
3. Palmitoyl tripeptida-5 - memulai sintesis kolagen dan membantu memulihkan struktur kulit.
4. Hexapeptida-10 merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan pH kulit, meningkatkan elastisitas, kepadatan, warna kulit.
5. Adenosine - bekerja sebagai anti inflamasi dan anti keriput, merangsang sintesis kolagen dan meningkatkan elastisitas kulit serta permeabilitasnya.
6. Centella Asiatic - dikenal dengan efek regeneratifnya, mengandung madecassoside pada daun dan batangnya, yang membantu menghilangkan iritasi, kemerahan dan kerusakan pada kulit.

FITUR: serum memiliki komposisi unik dengan komponen yang sangat efektif untuk melawan tanda-tanda penuaan kulit. Kompleks peptida, kolagen, dan asam hialuronat yang unik ditujukan untuk melawan ketidaksempurnaan kulit. Ini juga mengurangi kerutan, memiliki efek mengangkat yang nyata, memperbaiki warna kulit, memulihkan kerusakan, yang memiliki efek positif pada kondisi kulit secara keseluruhan.

CARA MENGGUNAKAN:

Cara pertama: bersihkan kulit wajah secara menyeluruh, dengan gerakan menepuk-nepuk ringan, oleskan sedikit serum ke wajah. Biarkan serum pada kulit sampai terserap sepenuhnya.

METODE KEDUA: bersihkan kulit wajah secara menyeluruh, oleskan produk secukupnya pada kulit kering dan lakukan prosedur menggunakan pijat wajah dari WAU, biarkan serum pada kulit hingga terserap seluruhnya.

PERHATIAN:
1. Untuk menghindari reaksi alergi, disarankan untuk menguji produk di bagian dalam lipatan siku sebelum digunakan. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi atau ruam.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.
4. Setelah menggunakan produk, disarankan untuk mengoleskan krim SPF untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

KRIM PERAWATAN ANTI-AGING DENGAN SEL STEM DARI PETIT RA

Memperlambat penuaan

Memberi nutrisi & menghidrasi secara intens

Mendukung regenerasi

Meningkatkan ketegasan

KEKHAWATIRAN: tanda-tanda penuaan kulit, hilangnya elastisitas kulit.

MANFAAT: memperlambat penuaan, memberi nutrisi dan melembabkan secara intensif, mendorong regenerasi, meningkatkan kekencangan dan elastisitas kulit.

BAHAN: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

BAHAN AKTIF :

1. media kultur sel induk 2% - menghaluskan kerutan.
2. Niacinamide - mengembalikan fungsi pelindung kulit.
3. Asam kaprilat - memiliki sifat bakteriostatik.
4. Asam hialuronat - mengakumulasi kelembapan dan mencegah penguapan.
5. ekstrak benalu - memiliki sifat antiseptik.
6. Galactomyces (galactomyces ferment filtrate) - mengelupas dan melembabkan dengan sempurna, dan dengan penggunaan jangka panjang memperbaiki tekstur kulit, meningkatkan

elastisitas dan nadanya.
7. Asetil Hexapeptida-8 (asetilheksapeptida-8) merupakan peptida bermolekul rendah yang mudah menembus kulit, mengontrol sekresi adrenalin dan norepinefrin, sehingga membantu menghaluskan kerutan dan meningkatkan elastisitas kulit.

FITUR: Krim serum multifungsi yang terdiri dari sel induk dan 56 komponen aktif lainnya yang menghaluskan kerutan, mengencangkan kulit serta menjadikannya halus dan bercahaya. Krim ini menggunakan media kultur sel induk manusia 100% murni yang disetujui IRB, yang berperan penting dalam meregenerasi jaringan yang rusak dan memberikan elastisitas kulit.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Bersihkan kulit wajah secara menyeluruh sebelum mengaplikasikan krim serum.
2. Oleskan produk secukupnya dan pijat kulit dengan bantalan jari hingga terserap seluruhnya.

PERHATIAN:
1. Untuk menghindari reaksi alergi, disarankan untuk menguji produk di bagian dalam lipatan siku sebelum digunakan. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi atau ruam.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.
4. Setelah menggunakan produk, disarankan untuk mengoleskan krim SPF untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 40 g.



LIPO JEUNE

KRIM DARI LINGKARAN GELAP DI BAWAH MATA OLEH PETIT RA

Merangsang metabolisme sel induk

Menghaluskan kerutan

Memperbaiki kondisi & warna kontur mata

KEKHAWATIRAN: Lingkaran hitam di bawah mata, tanda awal penuaan, kerutan.

MANFAAT: memperbaiki warna kulit sekitar mata, merangsang pertukaran sel induk, membantu menghaluskan kerutan, melindungi kulit dari kerusakan.

BAHAN: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

BAHAN AKTIF :

1. Niacinamide - vitamin B3 jenis ini memiliki efek memutihkan yang sangat baik, membantu memperbaiki warna kulit, mencegah peradangan dan memulihkan pelindung kulit.
2. Bisabolol - menghambat proses penggabungan melanin, menekan produksinya pada tahap awal.
3. WhiteTen™ (niacinamide, acetylglucosamine, madecassoside, ekstrak kulit kayu murbei putih, ekstrak buah Malus pumila, ekstrak jamur matsutake, ekstrak Oxalis triangularis, ekstrak daun Camellia sinensis, ekstrak akar Broussonetia kazinoki, ekstrak bunga Camellia japonica) adalah kompleks pencerah unik berdasarkan 10 ekstrak tumbuhan. Ini memutihkan dan mencerahkan kulit dengan menghalangi transisi melanosit menjadi keratinosit.
4. Sel fitostem edelweis - Kultur sel induk edelweis kaya akan antioksidan yang menekan stres oksidatif,

Kultur efektif dalam mengurangi iritasi dan regenerasi jaringan kulit.
5. LotuStem™ (butilen glikol, air, ekstrak Andrographis panikulata) mengaktifkan pembelahan sel.
6. AcePep-6TM (acetylhexapeptida-8) - komponen ini dikenal sebagai pengganti Botox (Botoxin) yang efektif, bekerja sempurna sebagai sarana memerangi kerutan. Selain itu, mengurangi bekas kerutan dengan melemahkan kontraksi otot.
7. Kolagen terhidrolisis - meningkatkan elastisitas dan kepadatan kulit, memberikan kelembapan.
8. Eosidin® (propanediol, air, ekstrak kulit mandarin unshiu) merupakan kompleks unik yang memiliki efek anti inflamasi berkat antioksidan dan flavonoid yang terkandung dalam jeruk.
9. Adenosine - bertindak sebagai agen anti inflamasi dan anti penuaan, meningkatkan sintesis kolagen dan meningkatkan elastisitas kulit.

FITUR: Krim ini memiliki komposisi unik yang dapat mencerahkan dan mengencangkan kulit di sekitar mata, serta menghaluskan kerutan. Ekstrak kultur Edelweiss dan LotuStemTM yang dipatenkan menstimulasi pertukaran sel induk dengan membantu menghaluskan kerutan di sekitar mata, dan formula White Ten yang disetujui FDA, mengandung 10 ekstrak tumbuhan, memperbaiki warna kulit di sekitar mata.

CARA MENGGUNAKAN:
1. bersihkan kulit wajah secara menyeluruh sebelum mengaplikasikan krim.
2. Oleskan produk secukupnya dan pijat kulit dengan bantalan jari hingga terserap seluruhnya.

PERHATIAN:
1. Untuk menghindari reaksi alergi, disarankan untuk menguji produk di bagian dalam lipatan siku sebelum digunakan. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi atau ruam.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.
4. Setelah menggunakan produk, disarankan untuk mengoleskan krim SPF untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

OXYGEN GEL UNTUK MEMBERSIHKAN KULIT WAJAH DARI PETIT RA

Membersihkan | Mengencangkan pori-pori | Menenangkan | Meningkatkan ketegasan

KEKHAWATIRAN: pori-pori membesar, peningkatan sekresi sebum.

MANFAAT: Membersihkan, mempersempit pori-pori, meningkatkan elastisitas, menenangkan.

BAHAN: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

BAHAN AKTIF :

1. Kopolimer akrilat - menciptakan lapisan tipis pada kulit, yang meningkatkan daya rekat/ permeabilitas nutrisi dan memiliki efek yang bertahan lama. Melembabkan dan membungkus kulit dengan lembut setelah dicuci.
2. Cocamidopropylbetaine - menghasilkan busa lembut dan memiliki kekuatan membersihkan.
3. Disodium Cocoamphodiacetate adalah bahan pembersih yang lembut dan tidak menyebabkan iritasi yang cocok untuk kulit sensitif.
4. Ekstrak buah lemon - menghalangi penguapan kelembapan, membantu melembabkan kulit. Ini memiliki efek menenangkan, mencegah noda dan memperbaiki warna kulit.
5. Ekstrak buah apel dalam negeri - Melindungi kulit dari oksidasi, menjadikan warna kulit lebih cerah.
6. Ekstrak buah jeruk manis - membantu melindungi kulit dari oksidasi radikal bebas yang merupakan penyebab utama penuaan kulit.

FITUR: Saat berinteraksi dengan oksigen, gel membentuk busa dan dengan lembut mempengaruhi kulit. Alat ini efektif melawan polusi, membantu menghilangkan riasan dan sebum berlebih, serta menyempitkan pori-pori. Produk ini cocok untuk semua jenis kulit, direkomendasikan untuk wanita dari segala usia.

CARA MENGGUNAKAN:

1. Oleskan sedikit produk pada kulit wajah yang kering, perhatikan zona T.
2. Gelembung oksigen akan muncul dalam beberapa detik, dan setelah 1 menit jumlahnya akan mencapai maksimum. Untuk membentuk busa yang lebih padat, pijat kulit dengan ujung jari atau sikat untuk mencuci.

3. Cuci bersih dengan air. Beralih ke perawatan kulit siang atau malam seperti biasa.

PERHATIAN:
1. Untuk menghindari reaksi alergi, disarankan untuk menguji produk di bagian dalam lipatan siku sebelum digunakan. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi atau ruam.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.
4. Setelah menggunakan produk, disarankan untuk mengoleskan krim SPF untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

Cakram KOSMETIK YANG MENYENANGKAN UNTUK WAJAH PETIT RA

Membersihkan | Nada | Mengencangkan pori-pori | Menenangkan | Hidrat

KEKHAWATIRAN: pori-pori membesar, peningkatan kadar sebum pada kulit, rasa kering dan sesak pada kulit.

MANFAAT: membersihkan, mengencangkan, menyempitkan pori-pori, efek menenangkan, melembabkan kulit.

BAHAN: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

BAHAN AKTIF :

1. Ekstrak daun lidah buaya melembutkan dan melembabkan dermis, memulihkan strukturnya. Ini membantu menghilangkan pengelupasan dan kekeringan, dan juga memulihkan kulit yang rusak akibat sinar matahari atau iritasi lainnya.
2. Ekstrak akar Dioscorea Jepang - melawan unsur berbahaya pada kulit, meminimalkan kerusakan pada kulit bermasalah.
3. Ekstrak akar Ulmus davidiana menenangkan kulit sensitif dan meratakan warna kulit.
4. Ekstrak akar ubi liar - memiliki sifat antioksidan dan anti inflamasi, membantu melawan jerawat dan segala jenis peradangan, meremajakan kulit dan meningkatkan warna kulit.
5. Ekstrak bunga violet - melindungi dari stres dan pengaruh lingkungan yang agresif, melindungi dan menenangkan kulit, membuatnya bersinar dan elastis. Cocok untuk perawatan kulit yang meradang, bermasalah dan terkelupas.
6. Ekstrak akar licorice - mencerahkan kulit, melawan radikal bebas penyebab penuaan dini pada kulit. Ia memiliki sifat anti-inflamasi dan antiseptik. Bagus untuk kulit berminyak.
7. Ekstrak bunga kamomil farmasi - efektif menenangkan dan melembutkan kulit sensitif yang rentan merah. Menekan aktivasi protein NF-KB, mengatur proses inflamasi.
8. Ekstrak Centella Asiatic - Dikenal karena efek regeneratifnya, tanaman ini mengandung Madecassoside di daun dan batangnya, yang membantu menghilangkan

iritasi, kemerahan dan kerusakan pada kulit.
9. HerbEx™ Rosemary Extract (ekstrak daun rosemary, air, 1,3-butilen glikol) - melindungi kulit dari radikal bebas - penyebab utama penuaan kulit.

FITUR: bantalan wajah kosmetik, diresapi dengan tonik bergizi berbahan dasar cemara, membersihkan, menenangkan, melembabkan kulit, menghilangkan sisa kosmetik dan kontaminasi dengan lembut dan hati-hati. Bahan cakramnya adalah 100% katun, sehingga sangat pas. Kain lembut menempel erat pada kulit, meningkatkan efektivitas tonik. Terkandung dalam komposisi aloe dan centella Asian yang mempercepat pemulihan sel kulit, mengatasi iritasi dengan sempurna, menenangkan kulit setelah terkena sinar ultraviolet, serta membantu paparan dingin dan kulit terbakar angin pada wajah. Produk ini cocok untuk semua jenis kulit, direkomendasikan untuk wanita dari segala usia.

CARA MENGGUNAKAN:

Cara pertama: keluarkan pad dari toples dan usapkan pada kulit wajah untuk dibersihkan.

METODE KEDUA: Keluarkan pad dari toples dan gunakan dengan pijat wajah dari WAU dengan teknologi Sonic untuk penetrasi nutrisi yang lebih efisien.

Cara ketiga: gunakan sebagai masker 1-2 kali seminggu. Letakkan pembalut pada area wajah yang diinginkan selama 5-10 menit, lalu lepaskan pembalut dan oleskan sisa produk ke seluruh kulit.

PERHATIAN:
1. Untuk menghindari reaksi alergi, disarankan untuk menguji produk di bagian dalam lipatan siku sebelum digunakan.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.
4. Setelah menggunakan produk, disarankan untuk mengoleskan krim SPF untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 200ml (70 buah).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

MENGANGKAT WAJAH PADS DARI PETIT RA

Menenangkan

Meningkatkan kekencangan kulit

Efek mengangkat

KEKHAWATIRAN: kulit kering, tanda-tanda awal penuaan.

MANFAAT : Menenangkan, meningkatkan elastisitas kulit.

BAHAN: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

BAHAN AKTIF :

1. Ekstrak buah mandarin unshiu, ekstrak buah grapefruit - menenangkan kulit, meningkatkan elastisitasnya, memiliki sifat anti inflamasi, melawan pigmentasi, mencerahkan kulit.
2. Ekstrak Sparassis crispa melawan efek negatif radiasi UV, melembabkan secara intensif, memperkuat fungsi pelindung, mengurangi sensitivitas jaringan dan membantu mempertahankan kelembapan kulit.
3. Ekstrak akar Sophora flavescens, filtrat ekstrak fermentasi daun/akar/batang Suaeda japonica, ekstrak daun Camellia sinensis dan ekstrak buah lemon menenangkan kulit dan memperkuat pelindung alaminya.
4. Ekstrak Andrographis panikulata mendukung elastisitas kulit dan sintesis kolagen.
5. Ekstrak Mistletoe Putih - menghilangkan oksigen aktif yang terbentuk pada kulit, mencegah dan memperlambat penuaan kulit, serta memperkuat pelindung kulit.
6. 2 jenis peptida (tripeptida-10 citruline, tripeptida-1) - membuat kulit lebih elastis.
7. Adenosine - bekerja sebagai anti inflamasi dan anti keriput, merangsang sintesis kolagen dan meningkatkan elastisitas kulit serta permeabilitasnya.

8. Niacinamide - vitamin B3 jenis ini memiliki efek memutihkan yang sangat baik, membantu memperbaiki warna kulit, mencegah peradangan dan memulihkan pelindung kulit.

FITUR: bantalan kosmetik untuk wajah, diresapi dengan tonik dengan efek pengangkatan berdasarkan kompleks peptida, melawan pigmentasi dan perubahan kulit terkait usia. Bahan cakramnya adalah 100% katun, sehingga sangat pas. Kain lembut menempel erat pada kulit, meningkatkan efektivitas tonik. Ekstrak akar ginseng dalam komposisi membantu menghaluskan kerutan, mengatasi efek negatif sinar ultraviolet, dan memiliki efek anti-inflamasi. Produk ini cocok untuk semua jenis kulit, direkomendasikan untuk wanita dari segala usia.

CARA MENGGUNAKAN:

Cara pertama: keluarkan pad dari toples dan usapkan pada kulit wajah untuk dibersihkan.

METODE KEDUA: Keluarkan pad dari toples dan gunakan dengan pijat wajah dari WAU dengan teknologi Sonic untuk penetrasi nutrisi yang lebih efisien.

Cara ketiga: gunakan sebagai masker 1-2 kali seminggu. Letakkan pembalut pada area wajah yang diinginkan selama 10-20 menit, lalu lepaskan pembalut dan oleskan sisa produk ke seluruh kulit.

PERHATIAN:
1. Untuk menghindari reaksi alergi, disarankan untuk menguji produk di bagian dalam lipatan siku sebelum digunakan.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.
4. Setelah menggunakan produk, disarankan untuk mengoleskan krim SPF untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 200ml (70 buah).



SOS BODY FIT

KRIM ANTISELULIT DARI PETIT RA

Menargetkan selulit

Meningkatkan proses metabolisme

Mengembalikan kekencangan

Meningkatkan elastisitas

KEKHAWATIRAN: selulit, hilangnya kekencangan dan elastisitas kulit tubuh, rasa kering dan kaku.

MANFAAT : menghilangkan selulit, mempercepat proses metabolisme, mengembalikan kekenyalan dan meningkatkan kekenyalan kulit.

BAHAN: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

BAHAN AKTIF :

1. Ekstrak fermentasi Lactobacilli / kedelai - memberikan hidrasi yang sangat baik.
2. Ekstrak beras - mengandung antosianin, vitamin C dan β-karoten, yang memberikan fungsi antioksidan kuat. Minyak yang diperoleh dari sekam padi melembabkan kulit dan melawan bakteri.
3. Ekstrak biji kedelai liar - membantu regenerasi sel kulit, bekerja sebagai antioksidan, membantu meningkatkan metabolisme sel.
4. Ekstrak biji wijen India - memiliki kandungan selenium, tokoferol dan antioksidan lain yang lebih tinggi dibandingkan wijen biasa, sehingga mampu melawan kerutan dan memperkuat elastisitas kulit.
5. Minyak biji bunga matahari tahunan - menenangkan peradangan dan iritasi pada kulit.
6. Minyak buah zaitun - memperlambat penuaan kulit, melindunginya dari sinar UV. Ini memiliki efek antioksidan, melembutkan dan melembabkan kulit, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh.
7. Ekstrak Teh Hijau HerbExTM (butilen glikol, air, ekstrak daun teh (camelia Cina) - memiliki efek antioksidan, anti inflamasi, melawan kerutan.

8. Ekstrak Lavender HerbExTM (air, butilen glikol, ekstrak lavender daun sempit) - menenangkan kulit, mengaktifkan siklus hidup sel-sel kulit, memungkinkan sel-sel tersebut berpindah ke lapisan kulit baru lebih cepat. Melawan proses inflamasi dan mengurangi jumlah peradangan.

FITUR: krim pemodelan anti-selulit berdasarkan komponen alami yang unik mengaktifkan proses metabolisme, membantu meningkatkan kekencangan dan elastisitas kulit, meningkatkan aliran getah bening dan melembabkan secara mendalam.

CARA MENGGUNAKAN:

Cara pertama: mandi menggunakan scrub (pada area tubuh yang akan dipijat). Oleskan krim ke area yang bermasalah dan pijat menggunakan alat pijat tubuh EMS/RF. Lengkapi prosedur dengan pijatan dengan terapi LED. Sebarkan sisa krim dengan tangan Anda dan biarkan di kulit hingga terserap seluruhnya.

Cara kedua: oleskan produk ke tubuh dan distribusikan dengan gerakan memutar. Setelah pemakaian, Anda akan merasakan kehangatan yang nyata di kulit. Gerakan berjalan menepuk-nepuk pada area yang bermasalah (misalnya pinggul, perut, punggung). Merangsang peredaran darah dengan cara meremas kulit dengan tangan, berpindah ke tempat yang memerlukan koreksi. Biarkan sisa krim pada kulit hingga terserap seluruhnya. Bilas sisa krim dari tangan Anda secara menyeluruh dengan air.

PERHATIAN:
1. Untuk menghindari reaksi alergi, disarankan untuk menguji produk di bagian dalam lipatan siku sebelum digunakan. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi atau ruam.
2. Dilarang menggunakan krim selama kehamilan atau adanya alergi terhadap kedelai.
3. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
4. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.
5. Setelah menggunakan produk, disarankan untuk mengoleskan krim SPF untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

KRIM UNTUK KULIT SEKITAR MATA DARI PETIT RA

Memperlambat penuaan

Meningkatkan mikrosirkulasi

Tindakan antioksidan

Menghaluskan kerutan

KEKHAWATIRAN: tanda-tanda penuaan, lingkaran hitam di bawah mata, kerutan.

MANFAAT: memperlambat penuaan, meningkatkan mikrosirkulasi, efek antioksidan, meningkatkan regenerasi kulit, memutihkan dan menghaluskan kerutan.

BAHAN: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

BAHAN AKTIF :

1. Niacinamide - vitamin B3 jenis ini memiliki efek memutihkan yang sangat baik, juga mengurangi tampilan pori-pori yang membesar, melembabkan kulit dan mencegah munculnya bintik-bintik penuaan.
2. STeMiNTM, sebuah lingkungan yang dikondisikan oleh sel induk manusia, meningkatkan peremajaan kulit melalui lemak sel induk yang mengandung lebih dari 50 faktor pertumbuhan berbeda.
3. PDRN (polydeoxyribonucleotides) adalah bahan pembangun untuk memperbaiki DNA yang rusak dari sel-sel kulit yang berkaitan dengan usia. Bila dioleskan pada kulit, membantu mempersempit pori-pori, menghaluskan kerutan dan meregenerasi kulit.
4. Kolagen terhidrolisis - meningkatkan elastisitas dan kepadatan kulit, memberikan kelembapan.
5. HerbExTM Hyaluron (butilen glikol, air, natrium hialuronat crosspolymer) - Asam hialuronat memiliki kemampuan menahan volume molekul air 1000 kali lebih besar dari dirinya sendiri, sehingga berperan besar dalam melindungi kulit, melembabkan, melumasi dan memperkuatnya.

6. Eosidin® (propanediol, air, ekstrak kulit mandarin unshiu) merupakan kompleks unik yang memiliki efek anti inflamasi berkat antioksidan dan flavonoid yang terkandung dalam jeruk.
7. LotuStem™ (butilen glikol, air, ekstrak Andrographis panikulata) mengaktifkan pembelahan sel.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - mempercepat reproduksi sel dan sintesis kolagen di area yang rusak. Ini sangat efektif melawan iritasi, peradangan, dan mendorong regenerasi kulit yang berkaitan dengan usia.
9. SUPER EGF (EGF - faktor pertumbuhan epidermal, sh-oligopeptida-1) - peptida dengan faktor pertumbuhan epidermal berkontribusi pada reproduksi fibroblas yang mengandung kolagen dan memberi nutrisi pada kulit.
10. AcePep-6TM (acetylhexapeptida-8) - komponen ini dikenal sebagai pengganti Botox (Botoxin) yang efektif, bekerja sempurna sebagai sarana memerangi kerutan. Selain itu, mengurangi bekas kerutan dengan melemahkan kontraksi otot.
11. Adenosine - bekerja sebagai anti inflamasi dan pengontrol kerutan, merangsang sintesis kolagen dan meningkatkan elastisitas kulit, serta permeabilitasnya.

FITUR: Krim mata yang meremajakan mengandung microneedles alami dari spons air tawar (spikula) yang membuka ribuan saluran mikro di kulit, yang memungkinkan bahan aktif krim menembus lapisan terdalam kulit dan memberikan efek pengangkatan yang terlihat. Micro Needling Treatment (peremajaan dengan microneedles) membantu mengaktifkan fungsi restoratif kulit akibat iritasi ringan.

CARA MENGGUNAKAN:
1. Alat ini dianjurkan untuk digunakan dalam siklus 3 sampai 10 hari dengan selang waktu 1 sampai 2 minggu.
2. Oleskan sedikit produk pada kulit kering dan bersih: dari bagian dalam mata ke pelipis - pertama di sepanjang tulang orbital bawah, lalu di sepanjang tulang orbital atas.
3. Sebarkan krim dan pijat dengan bantalan jari Anda.

PERHATIAN:
1. Untuk menghindari reaksi alergi, disarankan untuk menguji produk di bagian dalam lipatan siku sebelum digunakan. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi atau ruam.
2. Jangan mengaplikasikan produk pada area kulit yang rusak.
3. Hindari kontak langsung dengan mata. bilas dengan air hangat jika terkena mata.
4. Setelah menggunakan produk, disarankan untuk mengoleskan krim SPF untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

PENYIMPANAN: simpan dalam kemasan tertutup pada suhu +5 ° hingga +25 ° C, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak-anak.

VOLUME: 2 bungkus masing-masing 10 gr.


wau
EASY CUT
COLLAGEN
BEAUTY COMPLEX
FISH COLLAGEN + VITAMIN C + HYALURONIC ACID
COLLAGEN
FISH COLLAGEN + VITAMIN C
+ HYALURONIC ACID
BEAUTY COMPLEX
CONTAINS POMEGRANATE JUICE
JELLY STICKS
600 G (20 G X 30 STICKS) / 990 KCAL
BIO HEALTH BE BEAUTY
BE HEALTH wau BE BEAUTY
CHLOROPHYLL
CHLOROPHYLL + COPPER
IMMUNE,
GASTROINTESTINAL HEALTH
500 ML
BE HEALTH wau BE BEAUTY
OMEGA-3 60%
EPA + DHA
CARDIOVASCULAR
HEALTH
OMEGA-3 600 MG*

SUPLEMEN



A + E COMPLEX

VITAMIN A & E KOMPLEKS (SOFTGELS, 700 mg)

Mendukung fungsi tulang, otot & sistem saraf

Mendukung metabolisme normal

Mendukung kekebalan

Rambut, kulit & kuku yang sehat

KEKHAWATIRAN: kulit kering dan mengelupas, kuku rapuh dan hilangnya kilau alami lempeng kuku, kelemahan, gangguan kekebalan.

BAHAN: DL-alpha-Tocopheryl Asetat (Vitamin E), Minyak sayur olahan (bunga matahari), Cangkang kapsul (gelatin, gliserol (pengental), air), vitamin A.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
• Vitamin A - 2,6 mg
• Vitamin E: 100 mg

Petunjuk penggunaan: konsumsi saat makan dengan air putih.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: Konsumsi 1 kapsul 1 kali sehari. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan untuk menghindari kelebihan vitamin A dan E.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(1 KAPSUL):
Vitamin A - 325%
Vitamin E - 1000%
Program perawatan yang disarankan: 2-3 minggu. Ulangi 3-4 kali setahun dengan interval 1-2 bulan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Hipersensitivitas, kelebihan vitamin A dan E, anak usia hingga 18 tahun, kehamilan, dan menyusui.
2. Gunakan dengan sangat hati-hati pada kondisi berikut: tirotoksikosis, kolesistitis, peningkatan permeabilitas pembuluh darah (misalnya pada gagal jantung kongestif atau glomerulonefritis kronis), sirosis hati, hepatitis virus, gagal ginjal, ketergantungan alkohol, usia lanjut, atau hipoprotrombinemia.

Jenis elemen: larut dalam lemak.

Unsur yang saling melengkapi: koenzim Q10, zat besi, seng, vitamin C.

Elemen yang bertentangan: antikoagulan. Saat menggabungkan dengan vitamin yang larut dalam air, jaga interval 2-3 jam.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



ALPHA LIPOIC ACID

ASAM ALPHA-LIPOIC (KAPSUL SELULOSA, 450 mg)

Mendukung kesehatan kardiovaskular & hati

Manajemen berat badan & dukungan metabolisme

Memperlambat penuaan

Kontrol gula darah

KEKHAWATIRAN: pelanggaran metabolisme karbohidrat dan lipid, stres oksidatif, kelelahan dan kehilangan energi, metabolisme melambat.

BAHAN: Selulosa mikrokristalin (pembawa), Maltodekstrin (pembawa), Asam alfa-lipoat, Kapsul Gelatin, Silikon Dioksida (Agen Anti-Caking).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
Asam alfa-lipoat - 100 mg

Petunjuk Pemakaian : 1 kapsul 1 kali sehari sesudah makan.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(1 KAPSUL):
Asam alfa-lipoat - 333%
Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Intoleransi individu terhadap komponen.
2. Kehamilan, menyusui.

Jenis unsur: asam lemak.

Unsur yang saling melengkapi: koenzim Q10, zat besi, seng, vitamin C.

Unsur KONFLIK : obat penurun kadar gula darah, zat besi.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



ARTHRO ACTIVE

KOMPLEKS DUKUNGAN BERSAMA (Kapsul GELATIN KERAS, 450 mg)

Pemulihan tendon & ligamen setelah cedera atau operasi

Meningkatkan mobilitas sendi

Mendukung perbaikan tulang rawan

Memperkuat jaringan tulang

KEKHAWATIRAN: rasa tidak nyaman dan nyeri pada persendian, kekakuan gerakan, rusaknya jaringan tulang rawan.

BAHAN: Metilsulfonilmetana, Kolagen Ikan Terhidrolisis, Cangkang kapsul (agar-agar), L - asam askorbat (vitamin C), astaxanthin.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
- Metilsulfonilmetana - 250 mg
- Kolagen - 167,5 mg
- Vitamin C - 22,5mg
- Astaxanthin - 0,5 mg

Petunjuk penggunaan: 2 kapsul, 2 kali sehari, saat makan dengan air putih.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 4 kapsul sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN **(4 KAPSUL):**
- Metilsulfonilmetana - belum terbentuk.
- Kolagen - tidak terbentuk.
- Vitamin C - 90%
- Astaxantin - 100%

Program perawatan yang disarankan: Konsumsi selama 1 bulan (4 minggu). Jika perlu, ulangi setelah 3-4 minggu.

KAPSUL PER KONTAINER: 80.

KONTRAINDIKASI:
1. Intoleransi individu terhadap komponen.
2. Kehamilan, menyusui.

JENIS ELEMEN:
- Methylsulfonylmethane adalah zat organik alami yang mengandung sulfur.
- Kolagen larut dalam air.
- Vitamin C larut dalam air.
- Astaxanthin larut dalam lemak.

Unsur yang saling melengkapi: omega-3, vitamin D, kalsium

Elemen yang bertentangan: antikoagulan. Suplemen diserap kurang baik bila dikonsumsi bersamaan dengan NSAID.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



B-COMPLEX

B VITAMIN KOMPLEKS (Kapsul GELATIN KERAS, 360 mg)

Mendukung metabolisme energi

Dukungan sistem saraf

Rambut, kulit & kuku yang sehat

Mendukung jantung & pembuluh darah

KEKHAWATIRAN: kelelahan, kelemahan, mati rasa pada anggota badan, kecemasan, masalah pada kulit, rambut dan selaput lendir.

BAHAN: Selulosa mikrokristalin (pembawa), Cangkang kapsul (agar-agar), Vitamin B8 (inositol), Vitamin B3 (nikotinamida), Vitamin B5 (kalsium D-pantotenat), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B6 (piridoksin hidroklorida), Vitamin B1 (tiamin hidroklorida), Vitamin B12 (sianokobalamin), Vitamin B9 (asam folat), Vitamin B7 (biotin).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
- Vitamin B8 - 50mg
- Vitamin B3 - 30mg
- Vitamin B5 - 8mg
- Vitamin B2: 4 mg
- Vitamin B6 - 4mg
- Vitamin B1 - 3mg
- Vitamin B9 - 0,4mg

Vitamin B7 - 0,15mg
- Vitamin B12 - 0,002 mg

Petunjuk Pemakaian : 1 kapsul 1 kali sehari sesudah makan.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN **(1 KAPSUL):**
Vitamin B8 - 10%
Vitamin B3 - 166,7%
Vitamin B5 - 133,3%
Vitamin B2 - 250%
Vitamin B6 - 200%
Vitamin B1 - 214%
Vitamin B9 - 200%
Vitamin B7 - 300%
Vitamin B12 - 200%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Intoleransi individu terhadap komponen.
2. Kehamilan, menyusui.

Jenis elemen: larut dalam air.

Unsur yang saling melengkapi: magnesium, vitamin C, zinc, zat besi, kalsium, probiotik.

Elemen Konflik: kafein.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



BIOTIN

BIOTIN (Kapsul GELATIN KERAS, 385 mg)

Merangsang pertumbuhan rambut

Memperkuat kulit, rambut & kuku

Membantu menjaga kestabilan gula darah

KEKHAWATIRAN: penipisan dan rambut rontok, kerapuhan dan lapisan kuku, kekeringan, pengelupasan kulit.

BAHAN: Selulosa mikrokristalin (pembawa), Kapsul Gelatin (Gelatin, Seng Oksida - Pewarna), Biotin (vitamin B7), Kalsium Stearat (Agen Anti-Caking).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
Biotin (vitamin B7): 5000 mcg

Petunjuk Pemakaian : 1 kapsul 1 kali sehari sesudah makan.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(1 KAPSUL):
Biotin (vitamin B7) - 10000%
Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan kepekaan terhadap komponen produk.
2. Kehamilan, masa menyusui.
3. Gagal ginjal.

Jenis elemen: larut dalam air.

Unsur yang saling melengkapi: vitamin B, zinc, selenium, magnesium.

Elemen Konflik: Vitamin C dosis tinggi.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



CHLOROPHYLL

Klorofil (konsentrat cair, 500 ml)

Efek antibakteri

Mendukung kekebalan

Mendukung fungsi pencernaan

Peremajaan & detoksifikasi

KEKHAWATIRAN: pelanggaran saluran cerna, pelanggaran imunitas.

BAHAN: Air Murni, Gliserol nabati (pengental), Tween 60 (Pengemulsi), Kompleks Tembaga Klorofil (Pewarna Makanan Alami), Kalium sorbat (pengawet), Minyak pepermin alami.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 PORSI (15 ml) :
- **Klorofil - 50 mg**
- **Tembaga - 2 mg**

PETUNJUK PEMAKAIAN: satu sendok makan (15 ml), diencerkan dalam 100 ml air atau jus, 1 kali sehari 30 menit sebelum makan. Kocok botol sebelum digunakan.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 porsi (15 ml) 1 kali per hari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(15ml):
- **Klorofil - 50%**
- **Tembaga - 200%**

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

VOLUME: 500 ml.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan kepekaan terhadap komponen produk.
2. Kehamilan, masa menyusui.
3. Penyakit yang berhubungan dengan kelebihan tembaga dalam tubuh.

Jenis elemen: larut dalam air.

Unsur pelengkap timbal balik: vitamin B, vitamin C, probiotik.

Unsur Konflik: kalsium, zat besi dosis tinggi.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



CHROMIUM PICOLINATE

KROMIUM PICOLINATE (KAPSUL SELULOSA, 410 mg)

Mengurangi keinginan akan gula

Dukungan berat badan & metabolisme

Vitamin C untuk penyerapan optimal

KEKHAWATIRAN: pelanggaran metabolisme karbohidrat dan lipid, keterlambatan metabolisme, gangguan hati, peningkatan kadar kolesterol.

BAHAN: Selulosa mikrokristalin (pembawa), Kapsul selulosa (hidroksipropilmetilselulosa), L - asam askorbat (vitamin C), Kromium pikolinat.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
- Vitamin C: 60 mg
- Kromium (III) - 250 mcg

Petunjuk penggunaan: 1 kapsul, 1 kali sehari pada pagi hari, bersama makanan dan air putih.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(1 KAPSUL):
- **Vitamin C - 100%**
- **Kromium (III) - 500%**

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Intoleransi individu terhadap komponen.
2. Kehamilan, masa menyusui.
3. Produk ini tidak ditujukan untuk orang di bawah usia 18 tahun.

JENIS ELEMEN:
Kromium adalah mineral.
- Vitamin C larut dalam air.

Unsur yang saling melengkapi: asam alfa-lipoat, koenzim Q10, vitamin B, omega-3, magnesium.

Unsur yang Bertentangan : obat penurun kadar gula darah, antikoagulan, obat antihipertensi.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



COENZYME Q10 — 100 MG

KOENZYME Q10, 100 mg (Kapsul GELATIN KERAS, 450 mg)

Memperlambat penuaan

Memperkuat tubuh

Mendukung regenerasi & penyembuhan

KEKHAWATIRAN: perubahan terkait usia, penurunan toleransi terhadap beban, kelemahan otot, peningkatan kelelahan, penurunan kinerja.

BAHAN: Karboksimetil selulosa (pembawa), Ubiquinone (koenzim Q10), Kapsul (gelatin, air minum yang dimurnikan).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
Koenzim Q10 - 100 mg

Petunjuk penggunaan: Sebaiknya pada pagi hari saat makan. Mengonsumsi koenzim Q10 bersama dengan makanan berlemak dapat meningkatkan penyerapannya.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN (1 KAPSUL):
Koenzim Q10 - 333%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) Ulangi 3-4 kali setahun dengan interval 1-2 bulan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan kepekaan terhadap komponen produk.
2. Kehamilan, masa menyusui.
3. Sakit maag, maag dengan keasaman tinggi.
4. Koenzim Q10 mampu menurunkan tingkat tekanan darah, dianjurkan untuk digunakan dengan hati-hati pada pasien hipotensi. Zat ini mampu menurunkan tekanan yang sudah rendah.

Jenis elemen: larut dalam lemak.

Unsur yang saling melengkapi: vitamin C, E, Omega-3, asam alfa-lipoat dan karnitin.

Elemen KONFLIK: Antikoagulan, obat antihipertensi, obat diabetes tertentu, dan penurun kolesterol yang dikombinasikan dengan koenzim Q10 dapat menyebabkan nyeri otot yang parah.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



GINSENG

NEOVITIN FORTE (TABLET, 750 mg)

Mendukung kekebalan

Mendukung kesehatan pria

Mendukung fungsi & kinerja otak

Merangsang produksi enzim antioksidan

KEKHAWATIRAN: perubahan terkait usia, peningkatan kelelahan, penurunan efisiensi, pencegahan hipotensi, penurunan kekebalan.

BAHAN: Selulosa mikrokristalin (pengisi), Ekstrak ginseng, Kalsium Stearat Berasal dari Tumbuhan (Agen Anti-Caking), Rutin (Vitamin P), Nikotinamida (vitamin PP), Biomassa ginseng.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 TABLET :
- **Panaxoside - 3 mg**
- **Rutin - 2 mg**
- **Nikotinamida - 2 mg**

Petunjuk Pemakaian: 1 tablet 3 kali sehari saat makan, jangan diminum pada malam hari.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 tablet 3 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(3 TABLET):
Panaxoside - belum ditetapkan.
- **Rutinitas - 23%**
- **Nikotinamid - 30%**

Program perawatan yang disarankan: 2-3 minggu, bila perlu ulangi dalam 1 bulan.

TABLET PER KONTAINER: 90 unit.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan kepekaan terhadap komponen produk.
2. Kehamilan, masa menyusui.
3. Konsumsi pada malam hari.
4. Peningkatan kepekaan terhadap rangsangan saraf dan insomnia.
5. Peningkatan tekanan darah, gangguan jantung.
6. Aterosklerosis parah.
7. Gagal ginjal.

Tipe elemen: Kultur sel ginseng.

Unsur pelengkap timbal balik: vitamin C, E.

Elemen yang Bertentangan: antikoagulan, obat antihipertensi.

MASA SIMPAN: 3 tahun.



GLUCOSAMINE

GLUKOSAMIN DENGAN KONDROITIN (Kapsul GELATIN KERAS, 1100 mg)

Mengurangi peradangan sendi

Meningkatkan fleksibilitas & mobilitas sendi

KEKHAWATIRAN: rasa tidak nyaman dan nyeri pada persendian, kekakuan gerakan.

BAHAN: Glukosamin hidroklorida, kondroitin sulfat, Cangkang kapsul (gelatin, titanium dioksida (pewarna)), Magnesium Stearat (Agen Anti-Caking).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
- **Glukosamin - 465 mg**
- **Kondroitin - 360 mg**

Petunjuk penggunaan: konsumsi saat makan dengan air putih.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 3 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN (3 KAPSUL):
- **Glukosamin - 199%**
- **Kondroitin - 180%**

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) Kursus dapat diulangi setelah istirahat 2 minggu.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Hipersensitivitas terhadap komponen utama dan tambahan produk.
2. Obat tidak boleh diresepkan untuk pasien yang alergi terhadap kerang, karena bahan aktif (glukosamin) diperoleh dari kerang dan krustasea.
3. Usia anak-anak.
4. Masa kehamilan dan menyusui.

Jenis elemen: larut dalam air.

Unsur yang saling melengkapi: omega-3, vitamin D, kalsium.

Elemen yang Bertentangan: antikoagulan, glukosamin diserap lebih buruk bila dikonsumsi dengan NSAID.

MASA SIMPAN: 3 tahun



IRON CHELATE

BESI KELAT (20 TABLET EFFERVESCENT PER TABUNG, 3,8 G)

Mengurangi kelelahan & meningkatkan kinerja

Mendukung aktivitas sistem kekebalan tubuh

Mempertahankan kadar zat besi, feritin & hemoglobin normal

KEKHAWATIRAN: lemas, mengantuk, kelelahan meningkat, nafsu makan menurun.

BAHAN: glukosa, Asam sitrat anhidrat (pengatur keasaman), Natrium Bikarbonat (Pengatur Keasaman), Besi Bisglisinat, Penyedap Apel Alami, Polietilen glikol (penstabil), Aspartam (Pemanis). Mengandung Sumber Fenilalanin.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 TABLET :
Besi - 14 mg

Petunjuk penggunaan: konsumsi pada pagi hari saat perut kosong atau saat makan siang, dengan air putih, jus apel, atau jus jeruk.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 tablet 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(1 TABLET):
Besi - 100%
Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) Ulangi 3-4 kali setahun dengan interval 1-2 bulan.

TABLET PER KONTAINER: 20 buah.

KONTRAINDIKASI:
1. Anemia yang tidak disebabkan oleh kekurangan zat besi.
2. Tanda-tanda kelebihan zat besi (hemosiderosis, hemochromatosis).
3. Pelanggaran proses pemanfaatan zat besi.
4. Trimester pertama kehamilan.
5. peningkatan kepekaan terhadap zat aktif.

Jenis elemen: mineral.

Unsur yang saling melengkapi: vitamin A, B3, C, tembaga, asam folat.

Elemen yang Bertentangan: seng, magnesium, kromium, kalsium, vitamin E.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

BESI KELAT (Kapsul Selulosa, 450 mg)

Mengurangi kelelahan & meningkatkan kinerja

Mendukung aktivitas sistem kekebalan tubuh

Mempertahankan kadar zat besi, feritin & hemoglobin normal

KEKHAWATIRAN: lemas, mengantuk, kelelahan meningkat, nafsu makan menurun.

BAHAN: Selulosa mikrokristalin (pembawa), Besi bisglisinat, agar-agar, Asam askorbat (Vitamin C), Tembaga Glukonat, Silikon Dioksida (Agen Anti-Caking), Sianokobalamin (Vitamin B12).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
• Besi - 14 mg
• Tembaga - 1,5 mg
• Vitamin C: 60 mg
Vitamin B12 - 4,5 mcg

Petunjuk penggunaan : pada pagi hari.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: laki-laki 1 kapsul per hari, wanita 2 kapsul per hari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN **(1 KAPSUL):**
1 kapsul
• Besi - 143%
• Tembaga - 150%
• Vitamin C - 100%
Vitamin B12 - 450% 2 kapsul
• Besi - 286%
• Tembaga - 300%
Vitamin C - 200%
Vitamin B12 - 900%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) Ulangi 3-4 kali setahun dengan interval 1-2 bulan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Anemia yang tidak disebabkan oleh kekurangan zat besi.
2. Tanda-tanda kelebihan zat besi (hemosiderosis, hemochromatosis).
3. Pelanggaran proses pemanfaatan zat besi.
4. Trimester pertama kehamilan.
5. peningkatan kepekaan terhadap zat aktif.

Jenis Unsur: vitamin dan mineral.

MASA SIMPAN: 3 tahun.



KELP SEA IODINE

Yodium DARI LAUT LAUT (TABLET, 700 mg)

Mengatur produksi sebum

Tindakan antioksidan

Mendukung regenerasi jaringan

Mendukung produksi hormon seks

KEKHAWATIRAN: perubahan terkait usia, penurunan kekebalan, gangguan hormonal.

BAHAN: L - tirosin, Rumput laut kering (bubuk), Selulosa mikrokristalin (E460i, pembawa), Selenometionin.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 TABLET :
- **Yodium - 400 mcg**
- **Tirosin - 330-380 mg**
- **Selenium - 65 mcg**

Petunjuk Pemakaian : 1 tablet 2 kali sehari pada waktu makan.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 tablet 2 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN **(2 TABLET):**
- Yodium - 533%
- Tirosin - 15,7-17,3%

Selenium - 173% untuk pria, 236% untuk wanita

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat dilanjutkan bila diperlukan.

TABLET PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan kepekaan terhadap komponen produk.
2. Kehamilan, masa menyusui.
3. Kondisi di mana sediaan yodium dikontraindikasikan.
4. Hipertiroidisme.
5. Tiroiditis subakut.
6. Gagal ginjal dan hati.

Jenis elemen: mikronutrien.

Unsur yang saling melengkapi: vitamin B, magnesium, zinc.

Elemen Konflik: Antioksidan.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



KRILL OIL

MINYAK KRILL (SOFTGELS, 700 mg)

Kulit, kuku & rambut yang sehat

Mendukung fungsi otak

Kesehatan jantung & pembuluh darah

Mendukung kekebalan

KEKHAWATIRAN: kuku dan rambut rapuh, kulit kusam, kelelahan, penurunan kekebalan tubuh, penurunan perhatian dan daya ingat.

BAHAN: Minyak krill Atlantik, Kulit (daging sapi gelatin, bahan penahan kelembapan gliserin, air murni).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
- Minyak krill - 500 mg
- EPA - 60mg
- DHA - 30mg
- Astaxanthin - 150 mcg
- Fosfolipid - 100 mg

Petunjuk Pemakaian : 1 kapsul 3 kali sehari pada waktu makan.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 3 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN **(3 KAPSUL):**
Minyak krill - tidak terbentuk.
- EPA - 30%
- DHA - 12,9%
- Astaxantin - 22,5%
- Fosfolipid - 4,3%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 90 unit.

KONTRAINDIKASI:
1. Reaksi alergi terhadap makanan laut.
2. Anak di bawah usia 3 tahun.
3. Intoleransi individu terhadap zat penyusun produk.
4. Gangguan pendarahan atau pembekuan darah.
5. Asma bronkial.

6. Penyakit liver.
7. Berbagai patologi saluran cerna pada periode akut atau kronis.
8. Waktu pasca operasi.
9. Bagi yang sedang menjalani masa rehabilitasi setelah operasi atau mengalami cedera karena berbagai etiologi, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai atau melanjutkan penggunaan minyak krill.

JENIS ELEMEN: PUFA.

Unsur yang saling melengkapi: kolagen, kalsium, magnesium, koenzim Q10, lesitin, vitamin A, E, B, C, D.

Elemen Konflik: mengurangi bioavailabilitas besi, tembaga dan seng, dikonsumsi dengan selisih 2-3 jam.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



L-CARNITINE

L-KARNITIN (Kapsul GELATIN KERAS, 840 mg)

Mengurangi kelelahan

Meningkatkan metabolisme

KEKHAWATIRAN: cepat lelah, penurunan efisiensi, kelebihan berat badan, sulit pulih setelah aktivitas fisik.

BAHAN: L-Karnitin Tartrat, Cangkang (agar-agar, pewarna makanan (titanium dioksida)), Magnesium Stearat (Agen Anti-Caking).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
L - karnitin - 540 mg

Petunjuk penggunaan: konsumsi pada pagi hari saat perut kosong, dengan air hangat atau dingin.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(1 KAPSUL):
L - karnitin - 180%

Program perawatan yang disarankan: 4-6 minggu. Kursus ini bisa diulangi setelah istirahat 2-8 minggu.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan kepekaan terhadap komponen produk.
2. Kehamilan, masa menyusui.
3. Hipotiroidisme.

Jenis unsur: asam amino.

Elemen yang saling melengkapi: omega-3.

Elemen yang Bertentangan: Antikoagulan, kalsium dan zat besi dosis tinggi.

MASA SIMPAN: 3 tahun.



LIPOSOMAL VITAMIN C

VITAMIN C LIPOSOMAL (Kapsul GELATIN KERAS, 700 mg)

Mendukung kekebalan

Tindakan antioksidan

Mendukung proses oksidatif normal

KEKHAWATIRAN : penurunan efisiensi, lesu, lemas, mengantuk, berkurangnya daya tahan terhadap infeksi, lambatnya pemulihan berbagai penyakit.

BAHAN: Natrium askorbat (E301), Selulosa mikrokristalin (E460i, pembawa), Rutin (ekstrak Sophora Jepang (Latin Sophorae Japonica), Kalsium Stearat (E470a, penstabil), bubuk Liposomal Vitamin C, Kapsul (hidroksipropilmetilselulosa (E464, pengental) atau gelatin).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
- **Vitamin C - 500mg**
- **Rutin - 25 mg**

Petunjuk Pemakaian : 1 kapsul 1 kali sehari pada waktu makan.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN (1 KAPSUL):
- **Vitamin C - 833 persen**
- **Rutinitas - 83%**

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat dilanjutkan bila diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan kepekaan terhadap komponen produk.
2. Nefrolitiasis.
3. hemokromatosis (kelebihan zat besi).
4. Dosis besar tidak boleh diresepkan untuk pasien dengan peningkatan pembekuan darah, tromboflebitis dan kecenderungan trombosis, serta pada diabetes mellitus dan kondisi yang disertai gula darah tinggi.

Jenis elemen: larut dalam air.

Unsur saling melengkapi: vitamin A, E, B5, B9.

Unsur Konflik: vitamin B1, B12, tembaga.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



MAGNESIUM CHELATE + B6

MAGNESIUM KELASI + B6 (Kapsul GELATIN KERAS, 870 mg)

Mengurangi rangsangan sistem saraf

Membantu mencegah kejang otot

Mendukung fungsi kardiovaskular normal

Meningkatkan daya tahan & kinerja

KEKHAWATIRAN: peningkatan iritabilitas, gangguan memori, gangguan tidur, kejang, kelemahan otot, gangguan irama jantung, pusing.

BAHAN: Magnesium bisglisinat (khelat), Selulosa mikrokristalin (pembawa), Kapsul Gelatin, Piridoksin hidroklorida (vitamin B6).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
- **Magnesium - 104mg**
- **B6 - 1,5mg**

Petunjuk Pemakaian : 2 kapsul 2 kali sehari pada waktu makan.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 4 kapsul sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(4 KAPSUL):
magnesium - 104%
- **B6 - 300%**

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 80.

KONTRAINDIKASI:
1. Hipersensitivitas terhadap zat aktif.
2. Masa kehamilan dan menyusui.
3. Gagal ginjal berat (klirens kreatinin kurang dari 30 ml/menit).
4. Anak-anak di bawah usia 6 tahun (efisiensi dan keamanan belum diketahui).
5. Galaktosemia herediter, sindrom malabsorpsi glukosa dan galaktosa atau defisiensi laktase (karena adanya laktosa dalam komposisi produk).
6. Pemberian levodopa secara bersamaan.

JENIS ELEMEN:
Magnesium adalah mineral.
• B6 adalah vitamin yang larut dalam air.

Unsur pelengkap timbal balik: vitamin B2-B12, D.

KONFLIK Unsur: vitamin B1, E, zat besi, fosfor, kalsium dosis tinggi, beberapa antibiotik (tetrasiklin).

MASA SIMPAN: 2 tahun.



MAGNESIUM 4.0

MAGNESIUM KOMPLEKS (KAPSUL SELULOSA, 876 mg)

Relaksasi mendalam & dukungan stres

Energi & fungsi otot

Mendukung jantung & pembuluh darah

Kesehatan pencernaan & pembersihan lembut

KEKHAWATIRAN: peningkatan iritabilitas, gangguan memori, gangguan tidur, kejang, kelemahan otot, gangguan irama jantung, pusing.

BAHAN: magnesium sitrat, magnesium bisglisinat, Kapsul tumbuhan (pembawa hidroksipropilmetilselulosa), magnesium malat, magnesium taurat, Bubuk buah tomat, Garam Magnesium Asam Stearat (Agen Anti-Caking), Piridoksal-5-fosfat.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
- **Magnesium - 100mg**
- **B6 - 0,25mg**

KANDUNGAN BAHAN (mg) PER 1 KAPSUL	
Magnesium sitrat 365	
Magnesium bisglisinat 146	
Magnesium malat 110	
Magnesium taurat 110	

Petunjuk Pemakaian : 1 kapsul 2 kali sehari pada waktu makan.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 2 kapsul sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN (2 KAPSUL):
- **Magnesium - 50%**
- **B6 - 30%**

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Intoleransi individu terhadap komponen.
2. Bagi ibu hamil dan menyusui sebaiknya mengkonsumsinya atas anjuran dan pengawasan dokter.

JENIS ELEMEN:
Magnesium adalah mineral.
• B6 adalah vitamin yang larut dalam air.

Unsur pelengkap timbal balik: vitamin B2-B12, D.

KONFLIK Unsur: vitamin B1, E, zat besi, fosfor, kalsium dosis tinggi, beberapa antibiotik (tetrasiklin).

MASA SIMPAN: 3 tahun.



MEN'S FORMULA

KOMPLEKS MULTIVITAMIN PRIA (Kapsul SELULOSA, 580 mg)

Memperbaiki kekurangan vitamin dan mineral.

Mendukung vitalitas & energi

Mendukung sistem saraf & kognisi

Mendukung kesehatan pria

Perlindungan antioksidan & dukungan kekebalan tubuh

Memperkuat tulang & gigi

KEKHAWATIRAN: penurunan imunitas, kelemahan umum, peningkatan iritabilitas, gangguan memori, gangguan tidur.

BAHAN: magnesium sitrat, L - asam askorbat (vitamin C), Hidroksipropilmetilselulosa (Kapsul), Kalsium karbonat, Inositol, Bioflavonoid jeruk, Kalium sitrat, Ekstrak ginseng, Isoflavon Kedelai, Silikon Dioksida (Agen Anti-Caking), Seng sitrat, Nikotinamida (niasin), Magnesium Stearat (Agen Anti-Caking), DL - alfa-tokoferol (vitamin E), Riboflavin (vitamin B2), Tiamin hidroklorida (vitamin B1), Piridoksin hidroklorida (vitamin B6), D - Kalsium pantotenat (asam pantotenat), mangan glukonat, Tembaga Glukonat, likopen, Kalsium L-Metilfolat (Asam Folat), Kromium pikolinat, D - biotin (vitamin B7), Retinol (vitamin A), Kalium iodida, molibdenum glisinat, L - selenometionin, Metilkobalamin (vitamin B12), Kolekalsiferol (vitamin D3).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :

- Vitamin A - 0,055 mg
- Vitamin C - 100mg
- Vitamin D3 - 0,0035mg
- Vitamin E - 3,33 mg
- Vitamin B1 - 2,5 mg
- Vitamin B2 - 3,0 mg

Vitamin B3 - 6,67 mg

- Vitamin B6 - 2,0 mg
- Asam folat - 0,3 mg
- Vitamin B12 - 0,0045 mg
- Biotin - 0,075 mg
- Asam pantotenat - 2,0 mg
- Kalsium - 100 mg
- Magnesium - 133,3 mg
- Seng - 6,67 mg
- Selenium - 0,02 mg
- Tembaga - 0,5 mg
- Mangan - 0,67 mg
- Kromium - 0,125 mg

• Molibdenum - 0,02 mg
• Inositol - 33,3 mg
• Isoflavon kedelai - 8,35 mg
• Likopen - 0,33 mg

Petunjuk Pemakaian: 1 kapsul 2 kali sehari pada pagi hari.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 2 kapsul sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(2 KAPSUL):
• Vitamin A - 14%
Vitamin C - 33%
Vitamin D3 - 140%
Vitamin E - 66%
Vitamin B1 - 357%
Vitamin B2 - 375%
Vitamin B3 - 74%
Vitamin B6 - 200%
Asam folat - 300%
Vitamin B12 - 900%
• Biotin - 300%
• Asam pantotenat - 67%
• Kalsium - 20%
• Magnesium - 67%
• Seng - 89%
• Selenium - 57%
• Tembaga - 100%
• Mangan - 67%
• Kromium - 500%
• Molibdenum - 57%
• Inositol - 13%
• Isoflavon kedelai - 33%
• Likopen - 13%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Intoleransi terhadap bahan dalam suplemen.
2. Peningkatan kepekaan terhadap rangsangan saraf dan insomnia.
3. Tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung, dan aterosklerosis berat.
4. Konsumsi pada malam hari.

Jenis Unsur: vitamin dan mineral.

MASA SIMPAN: 3 tahun.



NMN

NMN (Kapsul Selulosa, 550 mg)

Perawatan anti penuaan

Mendukung perbaikan seluler

Merangsang produksi energi

Meningkatkan metabolisme

KEKHAWATIRAN: perubahan terkait usia, kekurangan energi dan kinerja, metabolisme tertunda.

BAHAN: Nikotinamida mononukleotida (NMN), Hidroksipropilmetilselulosa (cangkang kapsul), Selulosa mikrokristalin (pembawa), kuersetin, Resveratrol, Magnesium Stearat (Agen Anti-Caking), Vitamin B12 (metilkobalamin).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
NMN (nikotinamida mononukleotida) - 250 mg
• Quercetin - 50mg
• Resveratrol - 50mg
• Vitamin B12 (metilkobalamin) - 8 mcg

PETUNJUK PENGGUNAAN: sebaiknya di pagi hari dengan perut kosong (ini membantu menghindari masalah tidur, karena suplemen menggairahkan SSP dan merangsang produksi energi).

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN **(1 KAPSUL):**
NMN (nicotinamide mononucleotide) - belum terbentuk.
• Kuersetin - 167%
• Resveratrol - 167%
Vitamin B12 (metilkobalamin) - 800%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Intoleransi individu terhadap komponen.
2. Kehamilan, masa menyusui.
3. Konsumsi pada malam hari.

REKOMENDASI USIA: Suplemen dapat dikonsumsi sejak usia 18 tahun, namun menjadi sangat penting bagi tubuh pada usia 35-40 tahun.

Jenis kapsul: kapsul HPMC.

Unsur yang saling melengkapi: Dikombinasikan dengan resveratrol, quercetin, vitamin B dan koenzim Q10.

MASA SIMPAN: 3 tahun.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

Omega-3 dan D3 (kapsul lunak 700 mg)

Mendukung kesehatan muskuloskeletal

Mendukung kekebalan

Meningkatkan kinerja

Mendukung kadar kolesterol normal

Mendukung fungsi kardiovaskular normal

KEKHAWATIRAN: kulit kering, mata, sering lelah, penurunan performa, masalah imunitas, tulang rapuh, lemas.

BAHAN: Minyak Ikan Kelautan, Cangkang (gelatin, pengental gliserol, air), Vitamin D3 (kolekalsiferol), Campuran Tokoferol (Antioksidan).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
• PUFA Omega 3 - 450mg
Omega 3 - 350 mg (jumlah EPA dan DHA)
• EPA - 250mg
DHA - 100mg
• Vitamin D3 - 0,025 mg

Petunjuk penggunaan: konsumsi pada paruh pertama hari, saat perut kosong atau setengah jam setelah makan, dengan air hangat atau dingin.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 1-2 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN **(1 KAPSUL):**
• PUFA Omega-3 - 22,5%
• EPA - 42%
• DHA - 14,3%
Vitamin D3 - 250%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) Ulangi 3-4 kali setahun dengan interval 1-2 bulan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Reaksi alergi terhadap makanan laut.
2. Anak di bawah usia 3 tahun.
3. Intoleransi individu terhadap zat penyusun produk.

4. Gangguan pendarahan atau pembekuan darah.
5. Asma bronkial.
6. Penyakit liver.
7. Berbagai patologi saluran cerna pada periode akut atau kronis.
8. Waktu pasca operasi.
9. Bagi yang sedang menjalani masa rehabilitasi setelah operasi atau mengalami cedera karena berbagai etiologi, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum memulai atau melanjutkan pengobatan.
10. Hipervitaminosis vitamin D.
11. Hiperkalsiuria.
12. , urolitiasis.
13. Sarkoidosis.
14. Penyakit hati dan ginjal kronik akut, gagal ginjal.
15. Bentuk aktif tuberkulosis paru.

Jenis elemen: PUFA + vitamin yang larut dalam lemak.

Unsur yang saling melengkapi: kolagen, kalsium, magnesium, fosfor, koenzim Q10, lesitin, vitamin B, C, K2.

Elemen yang Bertentangan: Omega-3 mengurangi bioavailabilitas zat besi, tembaga dan seng, dikonsumsi dengan selisih 2-3 jam; vitamin D3 bertentangan dengan vitamin A, E.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



OMEGA-3 90%

OMEGA-3 90% (SOFTGELS, 700 mg)

Mendukung kadar kolesterol normal

Meningkatkan kinerja

Mendukung fungsi kardiovaskular normal

KEKHAWATIRAN: kulit kering, mata, sering lelah, penurunan performa, masalah imunitas, lemas.

BAHAN: Minyak ikan, Cangkang (gelatin, pengental gliserol, air), Campuran antioksidan tokoferol (antioksidan).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
• PUFA Omega 3 - 450mg
Omega 3 - 350 mg (jumlah EPA dan DHA)
• EPA - 250mg
DHA - 100mg

Petunjuk penggunaan: konsumsi pada paruh pertama hari, saat perut kosong atau setengah jam setelah makan, dengan air hangat atau dingin.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 1-3 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(3 KAPSUL):
• PUFA Omega-3 - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300%
Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) Ulangi 3-4 kali setahun dengan interval 1-2 bulan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Reaksi alergi terhadap makanan laut.
2. Anak di bawah usia 3 tahun.
3. Intoleransi individu terhadap zat penyusun produk.
4. Gangguan pendarahan atau pembekuan darah.
5. Asma bronkial.
6. Penyakit liver.

7. Berbagai patologi saluran cerna pada periode akut atau kronis.
8. Waktu pasca operasi.
9. Bagi yang sedang menjalani masa rehabilitasi setelah operasi atau mengalami cedera karena berbagai etiologi, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai atau melanjutkan konsumsi omega-3.

JENIS ELEMEN: PUFA.

Unsur yang saling melengkapi: kolagen, kalsium, magnesium, koenzim Q10, lesitin, vitamin A, E, B, C, D.

Elemen Konflik: mengurangi bioavailabilitas besi, tembaga dan seng, dikonsumsi dengan selisih 2-3 jam.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



OMEGA-3 60% MINI

OMEGA-3 60% (SOFTGELS, 300 mg)

Menekan hormon stres

Mendukung kadar kolesterol normal

Mendukung fungsi jantung normal

KEKHAWATIRAN: kulit kering, mata, sering lelah dan lemas, penurunan performa, masalah imunitas.

BAHAN: Minyak ikan, cangkang (gelatin, pengental gliserol, air), Campuran Tokoferol (Antioksidan).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
• Asam lemak tak jenuh ganda omega-3: 300 mg
Omega 3 - 275 mg (jumlah EPA dan DHA)
• EPA - 165mg
DHA - 110mg

Petunjuk penggunaan: konsumsi pada paruh pertama hari, saat perut kosong atau setengah jam setelah makan, dengan air hangat atau dingin.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 2 kapsul 1-3 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(2 KAPSUL):
• PUFA Omega-3 - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%
Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) Ulangi 3-4 kali setahun dengan interval 1-2 bulan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Reaksi alergi terhadap makanan laut.
2. Anak di bawah usia 3 tahun.
3. Intoleransi individu terhadap zat penyusun produk.
4. Gangguan pendarahan atau pembekuan darah.
5. Asma bronkial.
6. Penyakit liver.

7. Berbagai patologi saluran cerna pada periode akut atau kronis.
8. Waktu pasca operasi.
9. Bagi yang sedang menjalani masa rehabilitasi setelah operasi atau mengalami cedera karena berbagai etiologi, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai atau melanjutkan konsumsi omega-3.

JENIS ELEMEN: PUFA.

Unsur yang saling melengkapi: kolagen, kalsium, magnesium, koenzim Q10, lesitin, vitamin A, E, B, C, D.

Elemen Konflik: mengurangi bioavailabilitas besi, tembaga dan seng, dikonsumsi dengan selisih 2-3 jam.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



PROBIOTIC COMPLEX

KOMPLEKS PROBIOTIK DENGAN VITAMIN (Kapsul GELATIN KERAS, 788 mg)

Mendukung metabolisme & produksi energi

Mendukung sistem kekebalan tubuh

Perlindungan antioksidan

Mendukung & memulihkan flora usus yang sehat

KEKHAWATIRAN: gangguan pencernaan, melemahnya kekebalan tubuh, stres dan peningkatan beban, gizi tidak seimbang.

BAHAN: maltodekstrin, Kapsul agar-agar (agar-agar), L - asam askorbat, Seng bisglisinat, Tokoferil Asetat Kering 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. panjang, Bifidobacterium animalis subsp. laktis, nikotinamida, Garam Magnesium Asam Stearat (Agen Anti-Caking), Kalsium pantotenat, Piridoksin hidroklorida, riboflavin.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
Lactobacillus acidophilus - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium longum subsp. panjang - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. laktis - $2*10^9$ CFU
- Vitamin C: 45 mg
- Seng - 12,3 mg
- Vitamin E - 10mg
- Vitamin B3 - 18mg
- Vitamin B5 - 5mg
- Vitamin B6: 2 mg
- Vitamin B2 - 1,6 mg

Petunjuk Pemakaian : 1 kapsul 1 kali sehari sesudah makan.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN **(1 KAPSUL):**
- Lactobacillus acidophilus - 4000%
- Bifidobacterium longum subsp. panjang - 400%
- Bifidobacterium animalis subsp. laktis - 400%
- Vitamin C - 75%
- Seng - 82%
- Vitamin E - 100%

Vitamin B3 - 100%
Vitamin B5 - 83%
Vitamin B6 - 100%
Vitamin B2 - 100%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Intoleransi individu terhadap komponen.
2. Kehamilan, menyusui.

MASA SIMPAN: 3 tahun.



VITAMIN C

VITAMIN C (20 TABLET EFFERVESCENT PER TABUNG, 3,8 G)

Mendukung kekebalan

Tindakan antioksidan

Mendukung proses oksidatif normal

KEKHAWATIRAN : penurunan efisiensi, lesu, lemas, mengantuk, berkurangnya daya tahan terhadap infeksi, lambatnya pemulihan berbagai penyakit.

BAHAN: glukosa, Vitamin C (asam L-askorbat), Pengatur Keasaman: Natrium Bikarbonat, Asam Sitrat Anhidrat, Penstabil polietilen glikol, Penyedap rasa alami "Oranye", Pemanis aspartam, Pewarna Alami: Riboflavin. Mengandung Gula dan Pemanis. Mengandung Sumber Fenilalanin.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 TABLET :
Vitamin C - 900mg

Petunjuk penggunaan: konsumsi pada pagi hari 30 menit sebelum sarapan dengan air putih.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: Konsumsi 1 tablet 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN (1 TABLET):
Vitamin C - 1500%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) Ulangi 3-4 kali setahun dengan interval 1-2 bulan.

TABLET PER KONTAINER: 20 buah.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan kepekaan terhadap komponen produk.
2. Nefrolitiasis.
3. hemokromatosis (kelebihan zat besi).
4. Dosis besar tidak boleh diresepkan untuk pasien dengan peningkatan pembekuan darah, tromboflebitis dan kecenderungan trombosis, serta pada diabetes mellitus dan kondisi yang disertai gula darah tinggi.

Jenis elemen: larut dalam air.

Unsur saling melengkapi: vitamin A, E, B5, B9.

Unsur Konflik: vitamin B1, B12, tembaga.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



VITAMIN D3

Vitamin D3 2000 IU (kapsul lunak 700 mg)

Mendukung kekebalan

Mendukung kesehatan muskuloskeletal

KEKHAWATIRAN : tulang rapuh, osteoporosis, penurunan imunitas.

BAHAN: Minyak sayur (zaitun), Cangkang (gelatin, Gliserin (pengental), air), Vitamin D3 (kolekalsiferol), Campuran tokoferol (antioksidan).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
Vitamin D3 - 50 mcg

Petunjuk penggunaan: sebaiknya konsumsi pada pagi hari bersama makanan, dengan air hangat atau dingin.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(1 KAPSUL):
Vitamin D3 - 500%
Program perawatan yang disarankan: 2-3 bulan (8-12 minggu) Ulangi dengan interval 6-12 bulan.

KAPSUL PER KONTAINER: 90 unit.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan kepekaan terhadap komponen produk.
2. Hipervitaminosis vitamin D.
3. Hiperkalsiuria.
4. Batu saluran kemih.
5. Sarkoidosis.
6. Penyakit hati dan ginjal kronik akut, gagal ginjal.
7. Bentuk aktif tuberkulosis paru.

Jenis elemen: larut dalam lemak.

Unsur yang saling melengkapi: kalsium (dikombinasikan dengan D3 dengan selang waktu minimal 2 jam), fosfor, magnesium, omega-3, vitamin K2.

Unsur Konflik: zat besi, vitamin A, E.

MASA SIMPAN: 3 tahun.



VITAMIN D3 SPRAY

Vitamin D3 2000 IU (semprot, 30 ml)

Mendukung kekebalan

Mendukung kesehatan muskuloskeletal

KEKHAWATIRAN : tulang rapuh, osteoporosis, penurunan imunitas.

BAHAN: Minyak sayur olahan, Penyedap Rasa Alami, Kolekalsiferol (vitamin D3).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 PERS :
Vitamin D3 - 50 mcg

Petunjuk penggunaan: kocok botol sebelum digunakan. Ambil 1 dosis (1 tekan kepala dispenser) per hari di bawah lidah saat makan, sebaiknya di pagi hari.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: Tekan pompa semprot 1 kali sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN (1 TEKAN DISPENSER):
Vitamin D3 - 1000%

Program perawatan yang disarankan: Konsumsi selama 1-2 bulan (4-8 minggu). Jika perlu, pemakaian dapat diulang.

VOLUME: 30 ml.

KONTRAINDIKASI:
1. Peningkatan kepekaan terhadap komponen produk.
2. Hipervitaminosis vitamin D.
3. Hiperkalsiuria.
4. Batu saluran kemih.
5. Sarkoidosis.
6. Penyakit hati dan ginjal kronik akut, gagal ginjal.
7. Bentuk aktif tuberkulosis paru.
8. Intoleransi individu terhadap komponen.

Jenis elemen: larut dalam lemak.

Unsur yang saling melengkapi: kalsium (dikombinasikan dengan D3 dengan selang waktu minimal 2 jam), fosfor, magnesium, omega-3, vitamin K2.

Unsur Konflik: zat besi, vitamin A, E.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



WOMEN'S FORMULA

KOMPLEKS MULTIVITAMIN WANITA (KAPSUL SELULOSA, 580 mg)

- Memperbaiki kekurangan vitamin dan mineral.
- Meningkatkan metabolisme
- Mendukung keseimbangan hormonal & kesehatan wanita
- Memperkuat tulang & gigi
- Menjaga kesehatan kulit, rambut & kuku
- Mendukung sistem saraf & mengurangi stres

KEKHAWATIRAN: penurunan imunitas, kelemahan umum, peningkatan iritabilitas, gangguan memori, gangguan tidur.

BAHAN: Kalsium karbonat, Komposisi Kapsul : Hidroksipropilmetilselulosa (Cangkang), magnesium sitrat, L - asam askorbat (vitamin C), Kalium sitrat, Inositol, Bioflavonoid jeruk, Kolin bitartrat (kolin), Ekstrak Ginseng Amerika, Ekstrak milk thistle, Ekstrak Akar Angelica, Ekstrak Bearberry, Silikon Dioksida (Agen Anti-Caking), Nikotinamida (niasin), Besi bisglisinat, Seng sitrat, Magnesium Stearat (Agen Anti-Caking), DL - alfa-tokoferol (vitamin E), D - Kalsium pantotenat (asam pantotenat), Tiamin hidroklorida (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2), Piridoksin hidroklorida (vitamin B6), mangan glukonat, Tembaga Glukonat, Retinol (vitamin A), Kromium pikolinat, Kalsium L-Metilfolat (Asam Folat), Kalium iodida, L - selenometionin, D - biotin (biotin), molibdenum glisinat, Menaquinon (vitamin K2), Kolekalsiferol (vitamin D3), Metilkobalamin (vitamin B12).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :

- Vitamin A - 0,1 mg
- Vitamin C - 80mg
- Vitamin D3 - 0,003mg
- Vitamin E - 3,33 mg

Vitamin B1 - 1,0mg
Vitamin B2 - 1,0mg

- Vitamin B3 - 6,5mg
- Vitamin B6 - 1,0 mg
- Asam folat - 0,05 mg
- Vitamin B12 - 0,003mg
- Biotin - 0,015 mg
- Asam pantotenat - 2,0 mg
- Kolin - 30,0 mg
- Kalsium - 100,0 mg
- Besi - 6,0 mg
- Yodium - 0,05 mg
- Magnesium - 100,0 mg

• Seng - 5,0 mg
• Selenium - 0,02 mg
• Tembaga - 0,5 mg
• Mangan - 0,65 mg
• Kromium - 0,05 mg
• Molibdenum - 0,015 mg
• Inositol - 30,0 mg

Petunjuk Pemakaian: 1 kapsul 2 kali sehari pada pagi hari.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 2 kapsul sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(2 KAPSUL):
• Vitamin A - 25%
Vitamin C - 267%
Vitamin D3 - 120%
Vitamin E - 67%
Vitamin B1 - 143%
Vitamin B2 - 125%
Vitamin B3 - 72%
Vitamin B6 - 100%
• Asam folat - 50%
Vitamin B12 - 600%
• Biotin - 60%
• Asam pantotenat - 67%
• Kolin - 12%
• Kalsium - 20%
• Besi - 86%
• Yodium - 67%
• Magnesium - 50%
• Seng - 67%
• Selenium - 57%
• Tembaga - 100%
• Mangan - 65%
• Kromium - 200%
• Molibdenum - 43%
• Inositol - 12%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Intoleransi terhadap bahan dalam suplemen.
2. Peningkatan kepekaan terhadap rangsangan saraf dan insomnia.
3. Tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung, dan aterosklerosis berat.
4. Konsumsi pada malam hari.
5. Bagi ibu hamil dan menyusui sebaiknya mengkonsumsinya atas anjuran dan pengawasan dokter.

Jenis Unsur: vitamin dan mineral.

MASA SIMPAN: 3 tahun.



ZINC PICOLINATE

ZINC PICOLINATE (Kapsul GELATIN KERAS, 350 mg)

Mengatur produksi sebum

Mendukung produksi hormon seks

Memperkuat sistem kardiovaskular

Mendukung regenerasi jaringan

KEKHAWATIRAN: penurunan imunitas, kilap berminyak dan peradangan pada kulit, penurunan kesehatan pria.

BAHAN: Selulosa mikrokristalin (E460i, pembawa), seng pikolinat, Kapsul (hidroksipropilmetilselulosa (E464, pengental) atau gelatin).

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 KAPSUL :
Seng - 21,9 mg

Petunjuk penggunaan: 1 kapsul per hari pada waktu perut kosong.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1 kapsul sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(1 KAPSUL):
Seng - 146%

Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) dapat diulang jika diperlukan.

KAPSUL PER KONTAINER: 60.

KONTRAINDIKASI:
1. Intoleransi individu terhadap komponen.
2. Kehamilan, masa menyusui.
3. Gagal ginjal.

Jenis elemen: mineral.

Unsur pelengkap timbal balik: vitamin kelompok B, C, magnesium.

Elemen Konflik: zat besi dosis tinggi, kalsium.

MASA SIMPAN: 2 tahun.



COLLAGEN

JELLY KOLAGEN RASA POMEGRANAT (30 TONGKAT, MASING-MASING 20 G)

Memperkuat jaringan ikat

Kulit, rambut & kuku yang sehat

Memperlambat penuaan

Meningkatkan warna & kekencangan kulit

KEKHAWATIRAN : kulit kering, dehidrasi, rambut kering rapuh, rawan rontok dan terbelah, nyeri otot dan persendian, keriput.

BAHAN: Konsentrat jus delima, Air, Kolagen ikan, Gel Makanan (Permen Kacang Belalang, Permen Xanthan, Glukosa, Agar-Agar, Permen Asam Jawa), Asam askorbat, Penyedap Rasa Delima Buatan, Asam Hyaluronic.

KANDUNGAN ZAT AKTIF DALAM 1 Tusuk :
- Kolagen ikan - 2000 mg
- Vitamin C - 100mg
- Asam hialuronat - 15,2 mg

Petunjuk penggunaan: terlepas dari makanan dan waktu.

DOSIS YANG DIREKOMENDASIKAN: 1-2 batang sehari.

PERSENTASE ASUPAN REFERENSI HARIAN DALAM DOSIS HARIAN YANG DIREKOMENDASIKAN
(2 TONGKAT):
Kolagen - tidak terbentuk.
Program perawatan yang disarankan: 1 bulan (4 minggu) Ulangi dengan interval 1 bulan.

KONTRAINDIKASI:
1. Alergi atau hipersensitivitas terhadap komponen produk.
2. Kehamilan, masa menyusui.

Jenis elemen: larut dalam air.

Unsur yang saling melengkapi: vitamin C, koenzim Q10, omega-3.

Elemen Konflik: Tidak ada rekomendasi.

MASA SIMPAN: 2 tahun.