wau

Дистрибьюторлор үчүн каталог

Сулуулук шаймандары 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Массаж сызыктарынын схемасын көрүңүз 196

Аксессуарлар 197

RENGA 199

WAU

Териге кам көрүү 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

Териге кам көрүү 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

Тамак-аш кошумчалары 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



ТҮЗМӨЛӨР



AI NEW - КӨЗГӨ КАМ КОРУУЧУ МАССАГЕР

Көз контуруна кам көрүү

Бырыштарды тегиздейт

Шишик жана кара чөйрөлөрдү азайтат

Көйгөйлөр: Кара тегерекчелер, мимика сызыктары, картаюунун алгачкы белгилери, шишик, тажатма тери, көздүн астындагы баштыктар жана карга буту.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик.

Салмагы: 94 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

EMS: Булчуңдардын электрдик стимуляциясы булчуң катмарына жетип, жыйрылууларды стимулдайт, терини көтөрүүгө, коллаген жана эластинди өндүрүүгө, бекемдикти жана ийкемдүүлүктү жакшыртууга жана шишиктерди азайтууга жардам берет.

RF - Радиожыштык энергиясы, теринин терең катмарын (дермис) болжол менен 40-55 °C-ге чейин жылытат, коллагендин өндүрүшүн стимулдайт жана теринин ийкемдүүлүгүн жогорулатат. Кээ бир учурларда жылуулук май клеткаларынын метаболизмин тездетет (мисалы, экинчи ээк зонасында). Үй шаймандарында теринин бетиндеги температура, адатта, коопсуз колдонуу үчүн 38-45 °C.

КЫЗЫЛ ЖАРЫК: Кан айлануусуну жакшыртат, сезгенүүгө каршы таасир берет, шишик жана ооруну басаңдатууга жардам берет, пигментацияны жарык кылат. Бардык тери түрлөрү үчүн ылайыктуу. Кызыл жарык башка ачык түстөргө караганда тереңирээк кирип, коллагенди өндүрүүчү фибробласттарга таасир этип, терини жашартууга жана карылык белгилерин жоюуга жардам берет.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Ыңгайлуу сактоо жана кубаттоо үчүн кубаттоочу стенд.
2. Шайман 1 баскыч менен башкарылат. Иштетүү үчүн баскычты басып кармаңыз. Бул ташуу учурунда шаймандын кокустан күйүп кетишин алдын алат.
3. Эки режими: EMS + кызыл жарык жана RF + кызыл жарык.
4. Режимдин көрсөткүчтөрү: RF үчүн кызыл; EMS үчүн көк.
5. Дарылоо башчысы атайын көздүн контур аймагы үчүн бурч болуп саналат.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппаратты күйгүзүү үчүн кубат баскычын басып, кармап туруңуз.
2. Аппараттын эки режими бар: RF + кызыл жарык жана EMS + кызыл жарык. Режимдерди которуу үчүн кубат баскычын басыңыз. Кызыл көрсөткүч RF + кызыл жарыкты көрсөтөт; көк көрсөткүч EMS + кызыл жарык көрсөтөт.
3. Аппаратты өчүрүү үчүн кубат баскычын басып, кармап туруңуз.
4. Аппарат 10 мүнөт үзгүлтүксүз колдонуудан кийин автоматтык түрдө өчөт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

RF + КЫЗЫЛ ЖАРЫК РЕЖИМ
1. Кубат баскычын басып, кармап туруңуз, андан кийин RF + кызыл жарыкты (кызыл индикатор) тандаңыз.
2. Өткөргүч массаж гелин сүйкөгөндөн кийин шаймандын жумушчу бетин териге тийгизип, массажды баштаңыз. Көз чанагынын сөөгүн бойлой көздүн ички бурчунан сырткы бурчуна карай, андан соң сырткы бурчтан тараган массаж сызыктары боюнча жай жылдырыңыз. Ар бир 2 мүнөт сайын экинчи көзгө өтүңүз. Эскертүү: шаймандын радиотолкундары теринин дерма катмарын ысытат. Колдонуп жатканда шайманды кыймылдатып туруңуз. Күйүп калбоо үчүн теринин бир жеринде кармап турбаңыз. Ар 10 секунд сайын үн сигналы шайманды жылдырууну эскертет.

EMS + КЫЗЫЛ ЖАРЫК РЕЖИМ
1. Кубат баскычын басып, кармап туруңуз, андан кийин EMS + кызыл жарыкты (көк көрсөткүч) тандаңыз.
2. Өткөргүч массаж гелин сүйкөңүз. Дарылоо башын териге каршы коюп, көздүн ички бурчунан сырткы бурчуна чейин орбиталык сөөктүн же каш сөөгүнүн үстүндө массаж сызыктары боюнча жай кыймылдаңыз. Ар бир 2 мүнөт сайын экинчи көзгө өтүңүз.

Дарылоонун Жыштыгы жана Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	1-ЖУМА	2-ЖУМА	3-ЖУМА	4-ЖУМА	АНДА
КӨЗ АЛДЫНДАГЫ ШИШИКТЕР / КАРА ТЕҢГЕРЛЕР	Кечинде, уктаар алдында. EMS: 5-7 мүнөт (ар бир көзгө 3-3.5 мүнөт). RF: 5-7 мүнөт (ар бир көзгө 3-3.5 мүнөт). Күн алыс.	Кечинде, уктаар алдында. EMS: 5-7 мүнөт (ар бир көзгө 3-3.5 мүнөт). RF: 5-7 мүнөт (ар бир көзгө 3-3.5 мүнөт). Күн алыс.	1 жумалык тыныгуу (кеминде 5 күн).	Кайталоо.	2 жумалык курс. 1 жумалык тыныгуу. 2 жумалык курсту кайталаңыз. Бул циклди улантыңыз.
КУРГАК/АТОНИК ТЕРИ	Таң. RF: 7 мүнөт (ар бир көзгө 3,5 мүнөт). EMS: 2-3 мүнөт (ар бир көзгө 1,5 мүнөт). 3 күндө бир жолу.	Таң. RF: 7 мүнөт (ар бир көзгө 3,5 мүнөт), 3 күндө бир жолу. EMS: 2-3 мүнөт (бир көзгө 1,5 мүнөт), жумасына 3 жолудан ашык эмес.	Таң. RF: 7 мүнөт (ар бир көзгө 3,5 мүнөт), күн сайын. EMS: 2-3 мүнөт (ар бир көзгө 1,5 мүнөт). Режимдер өзүнчө колдонулушу мүмкүн. Жумасына 3 жолудан ашык эмес.	1 жумалык тыныгуу.	2 ай бою 4 жумалык курсту кайталаңыз. 1 айлык тыныгуу. 2 ай бою 4 жумалык курсту кайталаңыз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Эгерде сизде медициналык каршы көрсөтмөлөр болсо, колдонуудан мурун дерматологго кайрылыңыз.
2. Жарыкты сезгич болсоңуз, колдонбоңуз.
3. Жарык териге, ачык жараларга, тери ооруларына, катуу безеткиге, күнгө күйгөн же тери инфекцияларына колдонбоңуз.
4. Көздүн үстүңкү же астыңкы кабагына, көз алмасына же көздүн былжыр челине колдонбоңуз.
5. Шайманды меңдерге, сөөлдөргө, териге кирип өскөн түккө же дүүлүккөн териге колдонбоңуз.
6. Аппаратты бөлүшпөңүз: бул бактериялык кайчылаш булгануу жана олуттуу инфекцияга алып келиши мүмкүн.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Заряддоо кабелин кургак кармаңыз. Аппаратты сууга салбаңыз.
2. Аппаратты нымдуу жерде, мисалы, ваннада, душта же бассейндин жанында заряддабаңыз.
3. Аппаратты отко ыргытпаңыз.
4. Шайманды топтомго кирген кубаттоо кабели менен гана кубаттаңыз.
5. Жараат албаш үчүн, анын аксессуарлары же заряддоо кабели бузулган болсо, аны колдонууну токтотуңуз.
6. Эгерде заряддоо кабели бузулуп калса, коркунучтарды болтурбоо үчүн аны оригиналдуу кабель менен алмаштырыңыз.
7. Батареянын иштөө мөөнөтүн узартуу үчүн кеминде 2 айда бир жолу толук заряддаңыз.
8. Аспап 12 жашка чейинки балдарга же физикалык, сенсордук же акыл-эс жөндөмү начар, же тажрыйбасы жана билими жетишсиз адамдарга, эгерде көзөмөлсүз болсо, арналбайт.
9. Көзгө көрүнгөн бузулган аппаратты колдонбоңуз. Аны өзүңүз ажыратууга же оңдоого аракет кылбаңыз: бул көзгө же териге олуттуу зыян келтириши, электр шок же өлүмгө алып келиши мүмкүн.

10. Бул көрсөтмөлөргө ылайык жана максаттуу түрдө гана колдонуңуз.
11. Заряддоо, колдонуу жана сактоо үчүн сунушталган температура: 5-35 °C.
12. Эгерде сиз акыркы 2 жуманын ичинде косметикалык процедуралардан өткөн болсоңуз, анын ичинде химиялык же механикалык пилинг, лазер менен калыбына келтирүү, фракциялык лазер менен дарылоо, мезотерапия, толтургучтар же беттин контуру боюнча башка процедураларды колдонбоңуз.

Топтомдо: (1) массаж шайманы, (2) кубаттоочу таяныч, (3) USB-C кубаттоо кабели, (4) сактоочу баштык, (5) тазалоочу чүпүрөк, (6) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 2 h

ИШ УБАКЫТЫ: 40 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 10 min

RF жыштыгы: 1MHz

EMS жыштыгы: 20 KHz

EMS COURRENT: 166 mA

КЫЗЫЛ LED жарык толкун узундугу: 630 nm

WAVEFORM: эки фазалуу симметриялуу тик бурчтуу толкун формасы

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX4



AKARI - көздүн тегерегине кам көрүүчү массаж шайманы

Көздүн контурун көтөрөт

Бырыштарды азайтат

шишик азайтат

Кара чөйрөлөрдү жарык кылат

Көйгөйлөр: беттин бырыштары («карга буту»), көздүн тегерегиндеги бырыштар, ийкемдүүлүктүн жоголушу жана көздүн терисинин ийкемдүүлүгү, кара чөйрөлөр, эртең менен шишик, шишик («көздүн астындагы баштыктар»), булчуңдардын чыңалуусу жана экрандын артында көпкө иштөөдөн кийин көздүн чарчашы.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, ПК пластик, цинк эритмеси (электроддор).

Салмагы: 137 g (аппарат), 82 g (заряддоо базасы).

ФУНКЦИЯЛАР:

RF - Лифтинг (40-43 °C) - теринин терең катмарларына кирип, ткандарды 40-43 °C чейин акырын жылытат, ошону менен коллаген жипчелери заматта азайып, фибробласттар жаңы коллаген жана эластинди активдүү өндүрө баштайт. Натыйжада көздүн тегерегиндеги тери заматта тартылып, тыгыздалып, үзгүлтүксүз колдонууда беттин бырыштары жылмаланат.

ЭМС (ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛАЦИЯ) - периорбиталдык зонага ЭМС күчү аз импульстар (7,52-8,56 mA) менен таасир этип, көздүн тегерек булчуңунун ритмикалык жыйрылышын жана релаксациясын пайда кылат. Бул кабактын булчуң рамкасын бекемдейт, көздүн сырткы бурчтарын көтөрөт жана көздүн тегерегиндеги теринин тонусун жана ийкемдүүлүгүн кайтарат.

Фототерапия (LED) - бул теринин белгилүү бир тереңдигине чейин кирип, клеткалар тарабынан сиңип, табигый регенерация процесстерин козгогон ар кандай узундуктагы жарык толкундарынын таасири ыкмасы.

Кызыл спектр (620-630 nm) теринин жашаруусун жана регенерациясын козгойт, сергектикти жана көздүн табигый жаркырашын кайтарат.

Сары спектр (587-592 nm) сезгич терини тынчтандырат, лимфалык дренажды активдештирет жана токтоп калган суюктукту бөлүп чыгарууга көмөктөшөт. Натыйжада шишик азаят, көздүн астындагы кара чөйрөлөр агарат, теринин текстурасы түзүлөт.

Муздатуу режими (15 ± 5 °C) - тез лимфа дренажын жана сергитүү эффектин камсыз кылуу менен жер үстүндөгү тамырлардын жана тешикчелердин заматта тарышын шарттайт. Суук көздүн астындагы эртең мененки шишиктерди, шишиктерди жана “баштыктарды” кетирет, ошондой эле терини тынчтандырат.

ВИБРАЦИЯ (11000 айн/мин) - компьютерде иштегенден же окуудан кийин көздүн көз булчуңундагы спазмтарды жана чыңалууларды басаңдатуучу жумшак микромассажды камсыз кылат. Процедура кан айлануусу жана лимфалык дренажды активдештирет, териге кам көрүү үчүн теринин өткөрүмдүүлүгүн жакшыртат.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. EMS интенсивдүүлүгүнүн 3 деңгээли териңиздин сезгичтигине жараша жеке кам көрүү программасын тандоого мүмкүндүк берет.
2. Эстутум функциясы: Аппарат автоматтык түрдө акыркы тандалган EMS интенсивдүүлүк деңгээлин жана режимин сактайт.
3. Алдын ала коюлган 3 режим, аларда экспозициянын ар кандай ыкмалары байкаларлык эффект үчүн бири-бирин толуктап жана бекемдейт.
4. Акылдуу таймер процедуранын так убактысын көзөмөлдөйт жана теринин ашыкча жүктөлүшүнө жана ысып кетишине жол бербей, аппаратты автоматтык түрдө өчүрөт.
5. 5 технология: RF-лифтинг, EMS-стимулдаштыруу, муздатуу, титирөө массажы жана LED-жарыгы (кызыл жана сары) периорбиталдык зонанын бардык көйгөйлөрүн чечүү үчүн бир компакт түзүлүштө бириктирилген.
6. Заряддоо базасы туалеттин үстөлүндө эстетикалык вертикалдуу сактоону гана эмес, ошондой эле ыңгайлуу зымсыз кубаттоону да камсыз кылат.
7. Жөнөкөй жана интуитивдик башкаруу: манжаңыздын астына ыңгайлуу 2 гана баскыч.
8. Тиксиз электроддор: териге зыян келтирбестен гигиеналык жана назик тайгалоо үчүн толугу менен жылмакай бет.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Күйгүзүү/өчүрүү: кубат баскычын 1,5 секунд басыңыз (күйгүзүү кыска сигнал менен ырасталат). Демейки боюнча, аппарат 1 режиминде башталат.
2. Режимди алмаштыруу: циклдик тандоо үчүн кубат баскычын кыскача басыңыз:
1-режим: RF + EMS + Кызыл LED жарыгы Режим 2: EMS + Дирилдөө (LED өчүк) Режим 3: EMS + Муздатуу + Сары LED жарык
3. EMS интенсивдүүлүгүн жөндөө: Башкаруу баскычын бир аз басыңыз
Деңгээлди тандоонун интенсивдүүлүгү:
Алсыз (1-деңгээл) - баскычтын оң сегменти жарыктандырылды. Орто (2-деңгээл) - баскычтын оң жана төмөнкү сегменттери жарыктандырылган. Күчтүү (3-деңгээл) - баскычтын сол, оң жана төмөнкү сегменттери күйөт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Сезимталдык тест (биринчи жолу колдонуудан мурун милдеттүү түрдө):
Өткөргүч гелди билектин ички тарабына сүйкөңүз жана иштөөчү бетти колдонуңуз.
2. Аппаратты күйгүзүңүз жана 1-режимде толук 10 мүнөттүк сессияны өткөрүңүз. Катуу күйүү сезими бар болсо, тестти токтотуңуз. 6 сааттан кийин терини баалоо. Эгерде кызаруу жана кычышуу жок болсо, аппарат сизге ылайыктуу. Процедураны аткарыңыз: Бетти жана көздүн айланасын тазалаңыз. Эгерде сиз контакт линзаларды тагынып жатсаңыз, аларды сессияга чейин алып салыңыз.
3. Гельди колдонуу: көздүн тегерегине атайын контакт гель өткөргүчтү же суу негизиндеги нымдандыруучу сыворотканы жакшылап сүйкөңүз. Продукциянын курамында майлар жана кислоталар болбошу керек (AHA, BHA, PHA, ретинол, С витамининин жогорку концентрациясы).

4. Массаж жасоо: массажерди күйгүзүп, режимди тандап, аны бир калыпта өткөрө баштаңыз массаж линиялары боюнча:
• Үстүнкү кабагы: ички бурчтан сыртка карай, каштын астындагы орбиталык сөөктүн сызыгы боюнча катуу кыймылдайт.
• Төмөнкү кабагы: көздүн ички бурчунан сырткы орбиталык сөөккө чейин жылмакай.
Temples: жумшак тегерек массаж. Маанилүү иш: Процедуранын жүрүшүндө аппаратты дайыма кыймылдатып туруңуз. Ашыкча ысып кетпеш жана күйүп калбоо үчүн аны бир жерде кармабаңыз! Сеанстын 10 мүнөттүк чегинен ашпаңыз.
5. Аяктоо: Кадимки көз кремиңизди сүйкөңүз. Аппаратты нымдуу, түксүз чүпүрөк менен тазалаңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы
ЭРТЕҢ ШИШИК / ШИШИК / КАРА ТЕҢГЕРЛЕР	ТАҢ	3-режим: EMS + Муздатуу + Сары LED жарыгы (шишик жана жаркыраганга кам көрүү). Узактыгы: 3 мүнөт.	Жумасына 3-4 жолу
ЭКСПРЕССИЯЛЫК СИНИКТЕР / БЫРЫШТАР / КӨЗ КАБАКТАРЫНЫН БЫКТЫГЫН ЖОГОТУУ	КЕЧИНДЕ	1-режим: "RF + EMS + Кызыл LED жарыгы" (картаюуга каршы көтөрүү) Узактыгы: 10 мүнөткө чейин	Жумасына 3-4 жолу
БУЛЧАНДАРДЫН ЧЫГЫШЫ ЖАНА КӨЗДҮН ЧАРЧООСУ	Кечинде же керек болсо	2-режим: "EMS + Vibration" (эс алуу жана лимфа дренажы) Узактыгы: 10 мүнөткө чейин	Зарылчылыкка жараша, жумасына 3-4 жолу.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Түздөн-түз көздүн алмасына, үстүнкү жана астыңкы кыймылдуу кабакка, ооздун былжыр челине, мурунга же жыныстык органдарга колдонууга тыюу салынат.
2. Жүрөк оорусу, кардиостимулятордун же башка имплантацияланган электрондук медициналык аппараттын болушу.
3. Шайман колдонула турган жерде металл имплантттардын, медициналык бекиткичтердин же алтын жиптердин болушу.
4. Периорбиталдык зонада акыркы көзгө жасалган операция же медициналык эстетикалык процедуралар.
5. дарылоо зонасында жаралар, абразиялар, жаракалар, экзема, дерматит, безеткинин оор түрлөрү, күйүк (анын ичинде күн) же инфекциялардын болушу.
6. Металдарга же электрдик таасирлерге аллергия, теринин температуралык жана тактилдик сезгичтигинин бузулушу.
7. Калкан безинин оорулары (аппаратты түз калкан безине колдонууга тыюу салынат) же аны дарылоо үчүн гормоналдык препараттарды кабыл алуу.
8. Кош бойлуулук (врач менен кеңешкенден кийин гана колдонуу).
9. Лактация, этек кир, купероз (телангиэктазия) мезгили - этияттык менен колдонуу.

10. 12 жашка чейинкилер (колдонууга чоңдордун көзөмөлү астында гана уруксат берилет).
11. Эгерде тери косметикалык процедуралардан кийин (пиллинг, лазердик майдалоо, мезотерапия, акыркы эки жуманын ичинде толтургучтар) активдүү айыгуу стадиясына өтсө, колдонууга болбойт.
12. Бетте тиш имплантаттары, брекеттер же металл протездер бар болсо, өзүңүздүн сезимдериңизге көңүл буруңуз (эгерде сиз ыңгайсыздыкты сезип же оозуңузда металлдын даамын сезсеңиз, процедураны токтотуңуз).

САКТЫК ЧАРАЛАРЫНЫН ЖАНА КООПСУЗДУК ЭРЕЖЕЛЕРИ:
1. Нымдан коргоо: Заряддоо кабелин, негизин жана контакттарын толугу менен кургак кармаңыз. Аларды сууга батырбаңыз жана аппаратты нымдуу чөйрөдө (ванна) заряддабаңыз. Аппарат нымдуулуктан коргоо классы IPX22 (тик тамчылардан коргоо) бар, бирок аны крандын астында жууп салууга катуу тыюу салынат.
2. Электр коопсуздугу: Заряддоо учурунда массажерди колдонууга тыюу салынат. Заряддоодо базанын тармакка үзгүлтүксүз кошулуу убактысы 24 сааттан ашпоого тийиш.
3. Кылдат тазалоо: Аппаратты өчүрүлгөндө гана тазалаңыз. Металл губкаларды, абразивдерди, агрессивдүү же күйүүчү суюктуктарды (спирт, бензин, эриткичтер, ацетон) колдонууга тыюу салынат.
4. Аппаратты ысык режимде фен менен кургатууга тыюу салынат.
5. Сактоо: бөлмө температурасында кургак, салкын жерде, күн нурунан сактаңыз. Колдонбостон узак мөөнөткө сактоо үчүн, батареянын деградациясын болтурбоо үчүн аппаратты жок дегенде 3 айда бир жолу заряддаңыз.
6. Аппаратты отко ыргытпаңыз, жыгылып кетүүдөн жана физикалык соккулардан сактаңыз.

КУТУТА: (1) AKARI массажери, (2) заряддоо базасы, (3) Type-C заряддоо кабели, (4) сактоо баштыгы, (5) колдонуу боюнча нускама, (6) салфетка.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

ӨЛЧӨМДӨРҮ (H X W X D): түзмөк - 155 × 26 × 28 mm, заряддоо базасы - 62 × 55 × 59 mm

КУЧ БУЛАГЫ: литий полимердик батарейка

БАТАРЕЯ СЫЙБАСЫ: 1000 mAh

НОМИНАЛДУУ ИШ ЧЫНАЛУУ: 3,7 V

НОМИНАЛДУУ КАБЫЛ АЛУУНУН ВОЛЬТАЦИЯСЫ: 5 V

КҮЧ: 11 W

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: RF + EMS + Кызыл LED жарык - 10 мүнөт EMS + титирөө - 10 мүнөт EMS + Муздатуу + Сары LED жарык - 3 мүнөт

кубаттоо Убактысы: ≤ 3 h

МАКСИМАЛДЫК ИШТЕГЕН УБАКЫТ (ТОЛУК кубаттоо): ≥ 40 min

ЭМСтин ИНТЕНСИВДУУЛУГУ:
1 деңгээл - 7,52 mA 2 деңгээл - 7,92 mA 3 деңгээл - 8,56 mA

НУРДАЛУУНУН ИНТЕНСИВДУУЛУГУ:
Кызыл LED жарык - 24,22 mW/cm² Сары LED жарык - 14,47 mW/cm²

ВИБРАЦИЯЛЫК ЫЛДАМ: Мүнөтүнө 11000 айлануу

МУЗДАТУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ: 15+/-5 °C

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX22



АТАМА - чачтын өсүшүнө көмөктөшүүчү жана баштын терисине кам көрүүчү массаж шайманы

Чачтын тамырларын бекемдейт

Чачтын өсүшү

Чачтын тыгыздыгы

Чачтын сапатын жакшыртат

Сезгенүүнү көздөйт

Көйгөйлөр: чачтын түшүшү, жука чач, кургак жана морт чачтар, баш терисинин оорулары.

МАТЕРИАЛДАР: пластик.

Салмагы: 213,5 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

EMS - кыртыштарга терең кирип, булчуңдардын жыйрылышын жана тамырлардын кеңейүүсүнө, кандын жана лимфа агымынын жакшырышына, зат алмашуу процесстерин жана баштын кычкылтек менен азыктанышын стимулдаштыруучу төмөнкү жыштыктагы токторду колдонуу менен электростимуляциялоо. Натыйжада, тешикчелер тазаланат, "уктап жаткан" чач фолликулдары ойгонот, жаңы чачтын өсүү процесси башталат, чачтын сапаты жакшырат. Ошондой эле EMSтин май бездеринин иштешин нормалдаштыруу сыяктуу эффектин белгилей кетүү керек, бул чачтын майынын азайышына, теринин кычышуусу азайышына алып келет.

Вибрация - башында көптөгөн нерв учтары бар, аларды титирөө массажы менен стимулдаштыруу стрессти азайтат. Вибрация ошондой эле кан айлануусу жана метаболизм процесстерин өбөлгө түзөт, ошондуктан клеткалар көбүрөөк азык жана кычкылтек алышат, натыйжада чач фолликулалары активдүү иштешет, чачтын өсүшү тездейт.

Фототерапия (кызыл жана көк светодиоддук жарык) - Светодиоддор керектүү толкун узундугун чыгарат, ал теринин тереңине кирип, клеткалардын ичиндеги энергетикалык процесстерди козгойт. Мисалы, кызыл LED жарыгы (630 жана 650 nm) чачтын активдүү өсүшүнүн аяктоо фазасына кирген фолликулдарды кайра иштетет. Көк LED жарык (460 nm), эпидермис деңгээлинде иштеп, бактерияларды өлтүрөт, сезгенүүнү азайтат жана баштын терисинде безеткилердин пайда болушун токтотот.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Ыңгайлуу туткасы бар тарак түрүндө массаж. Укалоо үчүн сиз көпкө ыңгайлуу болосуз.
2. АТАМА аппаратынын IPX6 сууга туруктуулук деңгээли бар, аны колдонгондон кийин кам көрүү ыңгайлуу - колдонгондон кийин аппаратты суунун агымынын астында чайкаңыз.

3. Өзгөчө силикон массаж гвоздика: жумшак жана ийкемдүү, аппарат өчүк болсо да, жайлуу массаж менен камсыз кылуу, 360 градуска айланып.
4. Жеке жөндөө менен 3 режим: EMS (электромиостимуляция), LED (фототерапия), вибрация. Сиз каалаган режимдерди айкалыштыра аласыз, алардын каалаганын толугу менен өчүрүп, токтун, жарыктын, титирөөнүн керектүү интенсивдүүлүгүн тандай аласыз.
5. Таза башкаруу: ар бир режим аппараттын туткасындагы өзүнчө баскычка туура келет. Сиз массаж учурунда процесстен ажырабастан режимдерди которуштурууга мүмкүнчүлүк аласыз.
6. LED режиминде берилген 2 эң эффективдүү жарык фототерапиясы. Кызыл LED жарык режими толкун узундугу 630 nm болгон кызыл LED жарык менен (диоддор тарактын периметри боюнча жайгашкан) жана толкун узундугу 650 nm болгон төмөнкү деңгээлдеги лазердик жарык менен (диоддор массаж бетинин борборунда жайгашкан) көрсөтүлөт. Бул боштуктун толкун узундугу чачтын түшүшүнө жол бербейт. Толкун узундугу 460 nm болгон көк LED жарык режими (диоддор тарактын периметри боюнча гана жайгашкан, массажердин борборундагы диоддор көк түстө күйбөйт) баштын үстүртөн абалын дарылоо үчүн колдонулат.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппаратты күйгүзүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз.
2. Режимдердин конфигурациясы
• Күйгүзүү/өчүрүү баскычы (башкарууда/EMS) Басып туруңуз жана кармап туруңуз (1,2 секунд) аппаратты (күйгүзүлгөндө 1 үн сигналын чыгарат) жана EMS режимин (1-деңгээл) күйгүзөт, индикаторунда 1 лампочка бар. Кыска басуу EMS режиминин 2-деңгээлин активдештирет, ал эми индикатордо 2 жарык күйөт, кийинки кыска басуу - EMS режиминин 3-деңгээли, ал эми индикатордо 3 жарык күйөт. Кайталап басуу EMS режимин толугу менен өчүрөт, индикатордогу үч лампочка бир эле учурда бүлбүлдөйт. Узак басуу менен (1,2 секунд) жумушчу аппарат 2 үн сигналын чыгарып, өчөт.
Толкун баскычы (Тиртирүүнү башкаруу) Биринчи кыска басуу туруктуу титирөө режимин камтыйт. Экинчиси - пульсирлөөчү термелүү режими. Үчүнчүсү титирөө режимин өчүрөт. Которуу режимдери кыска үн сигналы менен коштолот.
Күн баскычы (жарыкты башкаруу) Биринчи кыска басуу лазердик терапия режимин камтыйт (кызыл LED жарык). Экинчи басылгандан кийин түс көккө өзгөрөт. Үчүнчү жолу басуу LED режимин өчүрөт. Которуу режимдери кыска үн сигналы менен коштолот.
3. 10 мүнөт үзгүлтүксүз колдонуудан кийин аппарат күтүү режимине өтпөстөн автоматтык түрдө өчөт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

БАШТЫН ТААЖЫНЫН УКААЛОО:
1. Таажынын аймагында саат жебеси боюнча тегерек кыймылдар менен кыймылдаңыз.
2. Бир аймакты укалоо 1-2 мүнөткө созулушу керек.

БАШТЫН БАШКА БӨЛҮКТӨРҮНӨ МАССАЖ ЖҮРГҮЗҮҮ ҮЧҮН:
1. Чачыңызды тарагандай бетиңизден баштын артына чачтын өсүү багытында кыймылдаңыз.
2. Сиз ошондой эле спираль же зигзаг болот.
3. Бир аймактагы бардык кыймылдар 3-5 жолу кайталанат.
4. Массаждын сунушталган жалпы узактыгы 10-15 мүнөт.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
МАЙЛУУ БАШ	Эртең менен, жуугандан кийин, нымдуу чачка	EMS: 1-деңгээл - 5 мүнөт, 2-деңгээл - 3 мүнөт, 3-деңгээл (эң жогорку) - 2 мүнөт. Үч деңгээлди ирети менен колдонуп, күчүн акырындап жогорулатыңыз. LED: көк жарык - 5 мүнөт, кызыл жарык - 2 мүнөт. Режимдерди бир убакта колдонбоңуз. Көрсөтүлгөн иретти сактаңыз.	1-2-жума: жумасына 3 жолу. 3-жума: жумасына 5 жолу. 4-жума: тыныгуу.	2 ай. 1 айлык тыныгуу жасап, андан кийин 2 айлык курсту кайталаңыз. Минималдуу жалпы программа: 6 ай. Жылына эки курс.

Теринин түрү / көйгөйү	БИРИНЧИ 10 КҮН	КИЙИНКИ 10 КҮН	КИЙИНКИ 2-3 АЙ	КИЙИНКИ АЙ	АНДА
ЧАЧЫН ТҮШҮШҮ / СУКАРУ	Титирөө - азыктандыруучу сыворотка сүйкөгөндөн кийин 10 мүнөт (сыворотка каалоого жараша). Кызыл LED жарыгы - 5 мүнөт. Режимдерди көрсөтүлгөн иретте өз-өзүнчө колдонуңуз. Күн сайын.	Титирөө - азыктандыруучу сыворотка сүйкөгөндөн кийин 10 мүнөт (сыворотка каалоого жараша). Кызыл LED жарыгы - 5 мүнөт. Режимдерди көрсөтүлгөн иретте өз-өзүнчө колдонуңуз. Күн алыс.	Титирөө - азыктандыруучу сыворотка сүйкөгөндөн кийин 10 мүнөт (сыворотка каалоого жараша). EMS, төмөнкү жана орточо деңгээл - 2-5 мүнөт. Кызыл LED жарыгы - 7 мүнөт. Режимдерди бир убакта колдонбоңуз, көрсөтүлгөн иретти сактаңыз. Аптасына 3-4 жолу.	Тыныгуу.	10-10-3 программасын 5-6 айга кайталаңыз. 1 айлык тыныгуу. Тейлөө: 1 ай колдонуу, андан кийин 3 айлык тыныгуу.

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
КАКАЧ/КАПТЫРУУ (баш терисинин оорусу жок)	Күндүн каалаган убагында, жуугандан кийин, нымдуу чачка	LED: көк жарык - 3 мүнөт, кызыл жарык - 7 мүнөт. Титирөө - 3 мүнөт. Режимдерди көрсөтүлгөн иретте өз-өзүнчө колдонуңуз. Чач жууганга карабастан, EMS орточо деңгээлин өзүнчө 3-4 мүнөт колдонуңуз.	LED: күн сайын. Вибрация: жумасына 3 жолу. EMS: жумасына 2 жолу.	LED + титирөө: 4 жума, андан кийин 1 жумалык тыныгуу. 1 айдан ашык кайталаңыз. Андан ары кайталоо талап кылынбайт, анткени курс көйгөй чечилгенге чейин уланат. EMS: 4 жума, андан кийин 1 жумалык тыныгуу. 1 айдан ашык кайталаңыз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
Этияттык менен колдонуңуз:
• алкоголдук мас абалындагы, этек кир жана эмчек эмизүү учурундагы адамдар;
• телеангиэктазия болгондо;
• убактылуу пломба болгондо же тиш дарылоо учурунда;
• Металга аллергия;
• жогорку температурада жана гипертонияда;
• баштын терисине пластикалык операциялар болгондо, теринин сезгениши жана кычышуусу.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Металл протездери бар жерлердин жанында (көз алмасы, ички кулак, сөөк жана муун аймактарында) колдонбоңуз.
2. Вена же артерия оорусу бар жерлерде, ошондой эле тромбофлебит же кандын уюшу бузулган учурда шайманды колдонууга тыюу салынат.
3. Физикалык таасирлерден алыс болуңуз.
4. Аппаратты колдонуучунун колдонмосуна ылайык гана колдонуңуз.
5. Продукцияны демонтаждоого, тейлөөгө жана жаңыртууга тыюу салынат.
6. Шайманды кургак жана таза жерде сактаңыз.
7. Аппаратты айлана-чөйрөнүн температурасы жогору/төмөн болгон жерлерде, ошондой эле ачык от булактарынын жанында сактабаңыз.
8. Заряддоо аяктагандан кийин сайгычты розеткадан чыгарыңыз.
9. Аппаратты балдардан алыс кармаңыз.

КУТУДА: (1) массажер, (2) сактоочу баштык, (3) салфетка,
4. Заряддоо үчүн USB-C кабели, 5) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 3 h

ИШ УБАКЫТЫ: 2 h

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 10 min

РЕЖИМДЕР:
1. EMS - 1 деңгээл 31 mA, 2 деңгээл 43 mA, 3 деңгээл 78 mA
2. Фототерапия - кызыл светодиоддук жарык (толкун узундугу 630 nm), лазердик жарык (толкун узундугу 650 nm), көк LED жарык (толкун узундугу 460 nm)
3. Вибрация - мүнөтүнө 6500 айлануу

EMS жыштыгы: 9,51 kHz

WAVEFORM: эки фазалуу симметриялуу толкун формасы

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX6



ELAX 2.0 - көздүн тегерегин эс алдыруучу массаж маскасы

Көздүн чарчоосун басат

Баш ооруну азайтат

Уйкусуздукка жардам берет

Эс алуу

Көйгөйлөрдүн айланасы: көздүн жалпы чарчоо жана чарчоо, баш оору, мигрень, уктап калуу кыйынчылыгы, компьютерде көпкө иштөө.

МАТЕРИАЛДАР: Модал, Ликра.

Салмагы: 111 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
Жылуулук - көздүн чыңалуусун кетирип, кан айлануусу жакшыртат. Вибрация - көздүн айланасындагы булчуңдарды эффективдүү бошотот, лимфанын нормалдуу агып чыгышын калыбына келтирүүгө жардам берет, жалпы чарчоону жана көздүн чыңалуусун жок кылууга жардам берет. МУЗДАК КОМПРЕСС - көздүн жана бет сөөктөрүнүн айланасындагы шишиктерден, кан тамырларды тарытуудан арылууга мүмкүндүк берет. Сууктун таасири кандын агымын азайтат жана ашыкча суюктуктун агып чыгышына шарт түзөт. 3D маскасы көздү жана кирпиктерди бастырбайт, бетке бекем жайгаштыруунu камсыз кылат жана жарыктын өтүшүнөн коргойт, бул аппаратты уйку маскасы катары колдонууга мүмкүндүк берет.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. 4 колдонуу үчүру (жылытуу, титирөө, жылытуу + титирөө, муздак компресс лайнер).
2. Маска жеңил, колдонгондо көздү баспайт.
3. Ыңгайлуу температураны тандоо үчүн жылытуунун 3 деңгээли жана массаждын оптималдуу күчүн орнотуу үчүн термелүүнүн 3 деңгээли.
4. Маска анатомиялык 3D формасына ээ, максималдуу ыңгайлуулук үчүн көз үчүн оюкча жана мурун жана мурун көпүрөсү үчүн оюктары бар.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Башкаруу панелин маскага туташтырыңыз. Эскертүү: маска менен башкаруу панелинин ортосундагы байланыш начар болгондо заряд индикатору ак түстө күйөт.
2. Дирилдөө баскычын же температура баскычын көпкө басуу менен (2 секунд) массажерди күйгүзүңүз. Заряддын деңгээлинин жарык индикатору күйөт.
3. Вибрация режими жана жылытуу режими бири-биринен көз карандысыз иштейт. Каалаган режимди тандаңыз.
4. Дирилдөө режиминде термелүүнүн 3 деңгээли бар. Массажер 1 үн сигналын чыгарып, аз термелүү деңгээлинен башталат. 2-деңгээлди которууда үн сигналдары 2 термелүү деңгээлин, 3 сигнал - 3-деңгээлди билдирет.

5. Жылытуу режиминде 3 температуралык деңгээл бар. Массажер 1 сигналды чыгарып, аз жылуулук деңгээлинен башталат. Деңгээлдерди которуштурууда 2 үн сигналы орточо жылытуу деңгээлин, 3 үн сигналы максималдуу жылуулук деңгээлин билдирет.
6. Массажерде акылдуу таймер бар, аппарат 15 мүнөт иштегенден кийин өчөт. Дирилдөө жана жылытуу режимдери бири-биринен көз карандысыз иштейт, алардын акылдуу таймери ар бир режим үчүн өзүнчө иштейт. Дирилдөө деңгээли же температура которулганда, акылдуу таймер кайра иштебейт.
7. Аппаратты өчүрүү үчүн титирөө же жылытуу режиминин күйгүзүү/өчүрүү баскычын басып, 2 секунд кармап туруңуз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Башкаруу панелин маскага туташтырыңыз.
2. Масканы көзүңүзгө тагыңыз, аны күйгүзүңүз.
3. Вибрацияны/жылытууну же экөөнү тең бир убакта иштетиңиз.
4. Температура жана жылытуу деңгээлин тууралаңыз.
5. 15 мүнөт массаждан ырахат алыңыз.
6. Эгер муздак компресс колдонгуңуз келсе, лайнерди 10 мүнөт мурун муздаткычка коюңуз. Аппаратты кошпогондо, аны маскага салыңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Күнүмдүк колдонууга уруксат берилет.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТТҮ:
Бул чексиз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Теринин термикалык таасирин сезбегендер, дене табы көтөрүлгөн жана суук тийген адамдар аппаратты колдонуудан мурун дарыгерге кайрылуусу керек.
2. Аппаратты колдонуу сунушталбайт:
тромбоз, катуу аневризма, курч веноздук аневризма, дерматиттин бардык түрлөрү, тери инфекциялары болгондо, анткени аппаратты колдонуу начарлашына алып келиши мүмкүн;
өз эркин билдире албаган же буюмду өзү колдоно албаган адамдар;
• 14 жашка чейинки балдар.
3. кусуу, талма же башка физикалык реакциялар пайда болсо, продуктуну колдонууну токтотуу.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Продукцияны балдар жана ымыркайлар жетпеген жерде сактаңыз.
2. Продукт 12 жаштан ашкан адамдарга арналган.
3. Башкаруу панелин, кубаттоо кабелин жана заряддоо туташтыргычын кургак кармаңыз.
4. Масканын бетине атыр, дезодорант сыяктуу химиялык суюктуктарды чачпаңыз.
5. Көздүн маскасын жана заряддоо кабелин бузуп албаш үчүн ийбеңиз, тартпаңыз же байлабаңыз.
6. Көз оорулары же аллергиясы бар адамдарга, ысык компресске катуу реакциясы бар адамдарга колдонуудан мурун дарыгер менен кеңешүү сунушталат.


КУТУДА: (1) маска, (2) муздак компресс лайнер, (3) USB-түрү C заряддоо кабели, (4) сактоо баштыгы, (5) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:
кубаттоо Убактысы: 1 саат

ИШ УБАКЫТЫ: 75 мүнөт жогорку температура 60 мүнөт орточо температурада 45 мүнөт төмөнкү температура режиминде

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 15 min
ВИБРАЦИЯЛЫК ЫЛДАМ: Төмөнкү деңгээл - мүнөтүнө 3000 айлануу • Орточо деңгээл - мүнөтүнө 4000 айлануу • Жогорку деңгээл - мүнөтүнө 5000 айлануу

ТЕМПЕРАТУРА Жөндөөлөрү: • Төмөн температура - 40-45 °C • Орточо температура - 45-50 °C • Жогорку температура - 50-55 °C



EMI - бетти тазалоочу жана массаж жасоочу силикон щетка

Терини тазалайт

Лифтинг эффекти

шишик азайтат

Беттин өңүн жакшыртат

Көйгөйлөрдүн айланасы: бүтөлгөн, кеңейген тешикчелер, тери астындагы майдын жогорку деңгээли, шишик.

МАТЕРИАЛДАР: силикон.

Салмагы: 97 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
Массажер жогорку жыштыктагы (үн) термелүү принцибинде иштейт, анын күчү өз алдынча жөнгө салынышы мүмкүн. Үн толкуну (жогорку жыштыктагы титирөө) шыпыргыч кыймылдарды жасаган түктөрдүн тез термелүүсүн козгойт. Ошентип, щетка беттин терисин тазалайт, анткени топтолгон эффект тонду тегиздеп, тешикчелерди тазалайт.

Вибрация, ошондой эле кабыргалуу бети бар тарап, жумшак массаж жасоого, кан айлануусу калыбына келтирүүгө, майда бырыштарды текшилөөгө мүмкүндүк берет.

Жылуу режими тешикчелерди ачууга жана терини терең тазалоого мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, жылуулуктун таасири кан айлануусу активдештирет, теридеги зат алмашуу процесстерин тездетет жана косметикалык каражаттардын пайдалуу ингредиенттерин сиңирүүгө өбөлгө түзөт.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Бармактын фалангасы жана ийкемдүү, ийилүүчү баш түрүндөгү аппараттын уникалдуу формасы беттин бардык жерлерин булгоочу заттардан жана макияждан кылдат, эффективдүү жана эркин тазалоого мүмкүндүк берет.
2. Щётка тамак-аш силиконунан жасалган жана аны менен тазалоо назик болуп, эң сезимтал териге да жарайт.
3. Сорулуучу чөйчөктөгү магниттик-индукциялык кубаттоочу база сизге массажер щеткаңызды күзгүгө же ваннаңыздын дубалына ыңгайлуу жайгаштырууга мүмкүндүк берет, аппаратты сактоо жана кубаттоо процессин жөнөкөйлөтөт.
4. 8 жөнгө титирөө деңгээли.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын көпкө басуу менен аппаратты күйгүзүңүз.
2. Щетканын 2 режими бар: жылытуу менен үзгүлтүксүз титирөө режими жана толкун титирөө режими. Биринчи күйгүзгөндө, жылытуу менен башкарылуучу титирөө режими автоматтык түрдө башталат.

3. Жылытуу менен үзгүлтүксүз титирөө режиминде 8 титирөө деңгээли бар. Ылдамдатуу/ылдый баскычтарынын жардамы менен титирөөнүн деңгээлин тууралаңыз.
4. Толкун титирөө режимине өтүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү баскычын кайра басыңыз.
5. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын кайра-кайра басуу аппаратты өчүрөт.
6. Щетканын эс тутум функциясы бар: кайра иштетилгенде аппарат акыркы колдонулган режимде иштей баштайт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

НЕГИЗГИ ТАЗАЛОО ҮЧҮН
1. Бетиңизди суу менен нымдап алыңыз.
2. Кир жуугучту щеткага сүйкөңүз.
3. Аппаратты ысытуу менен үзгүлтүксүз титирөө режиминде иштетиңиз.
4. Колуңуздун билегине таянып, щетка менен көбүк түзүңүз.
5. Щетканын башын бетиңизге коюп, тазалап массаж жасаңыз. Массаж сызыктары боюнча ылдыйдан (ээктен) өйдө (маңдайдагы чачтын өсүү сызыгына чейин) жылыңыз.
6. Бүткөндөн кийин беттеги косметикалык каражаттын калдыктарын алып, суу менен сүртүңүз.

Т-ЗОНАСЫН ТЕРЕН ТАЗАЛОО ҮЧҮН
1. Бетиңизди суу менен нымдап алыңыз.
2. Кир жуугучту щеткага сүйкөңүз.
3. Аппаратты толкун титирөө режиминде иштетиңиз.
4. Колуңуздун билегине таянып, щетка менен көбүк түзүңүз.
5. Щётканын башын бетке коюңуз, Т-зонанын жерлерине массаж жасаңыз. Массаж сызыктары боюнча ылдыйдан (ээктен) өйдө (маңдайдагы чачтын өсүү сызыгына чейин) жылыңыз.
6. Бүткөндөн кийин беттеги косметикалык каражаттын калдыктарын алып, суу менен сүртүңүз.

МАССАЖ ҮЧҮН
1. Бетиңизге крем/сыворотка/гель сыяктуу косметикалык каражатыңызды (нымдагычты алуу маанилүү) сүйкөңүз.
2. Аппаратты күйгүзүңүз, сиз үчүн ыңгайлуу режимди тандаңыз.
3. Щётканын арткы тарабы менен массаж сызыктары боюнча ылдыйдан (ээктен) өйдө (маңдайдагы чачтын сызыгына чейин) жылып, бетке массаж жасаңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
БЕТЕКТЕГИ / СЕЗГЕНДҮҮ	Таң артык	Толкун титирөө: 5 мүнөт. Жылытууну колдонбоңуз.	Күнүмдүк	Улануууда
КУРГАК ТЕРИ / ТОНУН ЖОГОРУЛАТУУ	Таң	Ысытуу менен үзгүлтүксүз титирөө: 3-5 мүнөт, жаактарга жана ээкке гана. Толкун сымал титирөө: 3-5 мүнөт. Эки режимди бир сеанста колдонсо болот. Ысытуу менен үзгүлтүксүз титирөөнү күн алыс гана колдонуңуз. Эки режимди тең күн сайын колдонбоңуз.	Ысытуу менен үзгүлтүксүз титирөө: күн алыс. Толкун сымал титирөө: күн сайын.	Улануууда

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
КАРА БАШТАР (сезгенүүсүз)	Күндүн каалаган убагында	Жылуулук менен үзгүлтүксүз титирөө: 5-7 мүнөт. Т-зонасы: чеке, мурун жана ээк.	Күнүмдүк	Улануууда
ЫСЫТУУ МАССАЖ (сезгенүүсүз)	Күндүн каалаган убагында	Жылуулук менен үзгүлтүксүз титирөө: 5-7 мүнөт.	Жумасына 2-3 жолу	Улануууда

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Аппаратты теринин катуу шишиги менен, операциядан кийин дароо, күнгө күйүп же териге зыян келтиргенде колдонбоңуз.
2. Көздүн айланасы катуу сезгенген же шишип кеткен адамдарга аппаратты колдонуу сунушталбайт.
3. Оңой эрүүчү тазалоочу каражаты бар аппаратты же силикон негизиндеги кремдерди, гранулдары (скрабдары) же пилинг агенттери бар каражаттарды колдонбоңуз.
4. Щёткаңы жеке колдонуу сунушталат.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппаратты колдонуудан мурун саатты, көз айнекти, жасалма кирпиктерди, контакт линзаларды алып салыңыз.
2. Эгерде аппарат бузулса, аны колдонбоңуз.
3. Аппаратты теринин ошол эле жеринде көпкө колдонууга болбойт.
4. аппаратты жогорку температурадан алыс кармаңыз.
5. Аппаратты толугу менен сууга батырбаңыз.

КУТУТА: (1) щетка, (2) заряддоо базасы, (3) DC-USB заряддоо кабели, (4) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 5 h

ИШ УБАКЫТЫ: 60 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 5 min

ЖЫЛУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ: 55 ± 5 °C

ТИТИРҮҮ: мүнөтүнө 7500 айлануу

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX7



HAZUMI LIGHT - соккулуу массаж шайманы

Булчуңдардын чыңалуусун бошотот

Кан айлануусуну жакшыртат

Булчуңдардын тонусун жакшыртат

Целлюлитке каршы эффект

Көйгөйлөр: катуу физикалык күчтөн кийин ооруу, чыңалуу жана булчуңдардын чарчоо.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, резина.

Салмагы: 230 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
Перкуссиялык массажер шок-постердик термелүүнү - тез кыска импульстарды түзөт, алардын жыштыгы жана интенсивдүүлүгү тандалган ылдамдыкка жараша болот. Сокку күчтүн таасири астында термелүү толкуну дененин жумшак ткандарына бир нече сантиметр тереңдикке чейин өтөт. Перкусордук импульстар булчуңдарды «эс алдырат», сезгенген булчуңдардан лимфа суюктугун жана веноздук канды жууп, адгезияларды талкалайт, ооруну басаңдатат, чыңалууну басаңдатат, дененин бул бөлүгүнүн кыймыл диапазонун жогорулатат жана булчуңдардын жумшак созулушун камсыз кылат. Натыйжада булчуңдар жана бириктирүүчү ткандар тезирээк оңдолот.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. HAZUMI Light - Бул HAZUMIге караганда бир топ компакттуу өлчөмдөрү бар жеңил мини массажер, бул массаж процессин ого бетер ыңгайлуу кылат.
2. Бардык булчуң топторун изилдөө үчүн комплектте 4 алмаштырылуучу саптама.
3. Интенсивдүүлүктүн 5 деңгээли, инсульттун эң ыңгайлуу ылдамдыгын тандоо, аны ар кандай булчуң топторуна, ар кандай соплолорго тууралоо.
4. Акылдуу таймер (10 мүнөт) массаж учурунда эс алууга мүмкүндүк берет, процедуранын мөөнөтү аяктагандан кийин аппарат автоматтык түрдө өчөт.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппараттын заряддалганын текшериңиз.
2. Аппаратка керектүү массаж башын орнотуңуз.
3. Күбат баскычын узак басуу менен аппаратты иштетиңиз.
4. Укалоочу тапанча иштетилгенде автоматтык түрдө 1 интенсивдүүлүк деңгээли орнотулат.
5. Интенсивдүүлүк деңгээлин которуу үчүн баскычты кыска убакытка басыңыз. Жалпысынан аппарат 5 ылдамдыкты камсыз кылат. Биринчиден, 1 индикатор күйөт, интенсивдүүлүктүн ар бир кийинки жогорулашы менен дагы бир индикатор күйөт, 5 ылдамдыкта бардык 5 индикатор күйөт.

6. Массажерди өчүрүү үчүн кубат баскычын басып, кармап туруңуз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Денеңин кайсы жерине машыккыңыз келгенине жараша 4 саптаманын 1ин орнотуңуз.
• Тегерек баш булчуңдардын, жамбаштын, балтырдын булчуңдарынын, жамбаштын жана курсактын чоң топторун массаждоо үчүн сунушталат.
• U түрүндөгү баш ийинди, билекти, омурткаларды массаждоо үчүн колдонулат.
• Конус баш (ок) тарамыштарды, тамандарды, алакандарды, колдорду, триггер чекиттерди терең массаждоо үчүн арналган.
Жалпак баш бүт денеге массаж жасоо, жумшак ткандарды жана сезгич булчуң топторун эс алуу жана калыбына келтирүү үчүн колдонулат.
2. Кубат баскычын бир аз басуу менен, интенсивдүүлүктүн 5 деңгээлинен 1ин коюңуз.
1-деңгээл: Бул ылдамдык массаждын башталышында булчуңдарды жылытууга жардам берет, булчуңдарды активдештирүү үчүн колдонулат.
• 2-деңгээл. Интенсивдүүлүк, анда терең жана кол жеткис булчуңдарды жана фасцияларды изилдөө башталат (булчуңдардын байланыштыргыч кабыкчасы биздин кыймылыбызды камсыз кылат).
• 3-деңгээл. Бул жыштыктагы титирөө булчуң ткандарынын тонусун, кыймылдуулугун жана ийкемдүүлүгүн жогорулатат. Чыңалган жана кысылган булчуңдар жыйрылышы, жакшы формада болушу жана туура иштөө жөндөмдүүлүгүнө кайтып келет.
• 4-деңгээл. Бул таасир этүүнүн деңгээли булчуңдардын жана фассиянын чыңалуусун жана ооруусун басаңдатат, кан айлануусуну нормалдаштырат жана ткандарды кычкылтек менен каныктырат.
• 5-деңгээл. Мүнөтүнө 3000 революциянын интенсивдүүлүгү акупрессурага мүмкүндүк берет, булчуңдардын катуу кысылышын жана спазмдарды чыгарат. Массажисттер аппаратты максималдуу ылдамдыкта колдонууну сунуштабайт. Экспозициянын жогорку деңгээли өнүккөн булчуңдары бар колдонуучулар үчүн ылайыктуу - профессионалдуу оор атлетчилер, бодибилдерлер жана пауэрлифтерлер.
3. Массаж куралын денеңизге сүйкөңүз. Массажерди сопло булчуңдан бир аз жогору териге тийгидей кылып жайгаштырыңыз.
4. Аппаратты денеге тийгизген басымды жана күчтү тууралаңыз. Массажерди денеге басуу же өзгөчө туруктуу басуу сунушталбайт.
5. Соплоду денени/булчуңду бойлой өйдө, ылдый көздөй акырын алып барыңыз, ооруган жерлеринде бир аз көбүрөөк кармай аласыз.
6. Бир аймакка тийүү убактысы сиз жетүүнү каалаган эффектке жараша болот. Чыңалуудан арылуу жана булчуңдардын тонусу үчүн 15-60 секунд жетиштүү, андагы чекиттүү клипти алып салуу үчүн 30 секундга токтош керек.
7. Массаждын жалпы убактысы 10 мүнөт, андан кийин массажер автоматтык түрдө токтойт.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Күнүмдүк колдонууга уруксат берилет.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТТҮ:
Бул чексиз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Моюндун алдыңкы жана каптал бетине массаждык куралды колдонууга тыюу салынат (каротид артерияларын жабыркатуу коркунучу бар).
2. Массажерди бетке, башка, жүрөккө колдонууга тыюу салынат.
3. Сезгенүү процесстеринде, сөөктөрдүн сынганда, булчуңдардын чоюлуп, байламталарында массажерди колдонуу сунушталбайт.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппаратты нымдуу чөйрөдө колдонбоңуз.
2. Ваннага же душка түшкөндө продуктуну колдонбоңуз.

КУТУДА: (1) урма массажер, (2) U түрүндөгү баш, (3) тегерек баш,
4. конус баш, 5) жалпак баш, 6) USB-C заряддоо кабели,
7. боо, 8) сактоочу кап, 9) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:
кубаттоо Убактысы: 2 саат ИШ УБАКЫТЫ: басымга жана сиз иштеп жаткан деңгээлге жараша болот
• 1 денгээлден 4 саатка чейин
5-деңгээлден 2,5 саатка чейин Акылдуу таймер: 10 мүнөт
ТИТИРҮҮ ТЕЗДИГИ:
• 1-деңгээл - мүнөтүнө 1800 айлануу
2-деңгээл - мүнөтүнө 2100 айлануу
• 3-деңгээл - мүнөтүнө 2400 айлануу
4-деңгээл - мүнөтүнө 2700 айлануу
• 5-деңгээл - мүнөтүнө 3000 айлануу



HIGE - чакан электр устара

Сакалга кам көрүү | Таза кыруу | Керексиз чачтарды кетирет

Көйгөйлөр: Ашыкча бет өсүмдүктөрү.

МАТЕРИАЛДАР: металл.

Салмагы: 140 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
HIGE - 2 айланма башчасы бар электр устара. Ар бир башча тешиктүү дисктен турат, анын астындагы миздер электр кыймылдаткычы менен тегеренип айланат. Сакал алганда түктөр тешиктерге кирет да, мүнөтүнө 2600-2900 термелүү менен иштеген миздер аларды кыркып салат. Мындай устара натыйжалуу деп эсептелет, бирок сезгич терини дүүлүктүрүшү мүмкүн.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Компакт - электр устарасынын салмагы болгону 140 g жана оптималдуу өлчөмдөрү 66x52x28 mm.
2. Устаны розеткага туташтыруунун кереги жок. HIGE - Бул батарея устара. Бир кубаттоодон сиз устараны 55 мүнөткө чейин өз алдынча колдоно аласыз.
3. IPX7 нымдуулуктан коргоо деңгээли, анын аркасында HIGE кургак жана нымдуу кыруу үчүн да колдонсо болот.
4. HIGE 2 калкып жүрүүчү баштары менен жабдылган. Алар кыймылдап жатканда беттин контурун кайталап, бычактарды туура бурчка багыттап, жетүүгө мүмкүн болбогон жерлерди кыруу менен натыйжалуу күрөшүүгө жардам берет.
5. Устараны башкаруу оңой жана жагымдуу боло турган миниатюралык дисплейдин болушу: Дисплейде колдонуу убактысы, кубаттоо деңгээли, иштөө режими, ошондой эле кулпу статусу көрсөтүлөт.
6. Кулпу функциясы бар. багажда / сумкада / чөнтөктө устара күйбөйт деп ишенесиз.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Устра аппаратын иштетүү күйгүзүү/өчүрүү баскычын бир аз басуу менен ишке ашырылат. Баскычты баскандан кийин дисплейдеги бардык индикаторлор ылдыйдан өйдө карай кезектешип күйөт. 0,2 секунддан кийин бардык индикаторлор бир убакта өчөт, дисплейде батареянын учурдагы деңгээлинен калган иштөө убактысы гана көрсөтүлөт. Мисалы: 58 мүнөт калды.
2. Аппарат 2 иштөө режимин камсыз кылат: төмөнкү ылдамдык режими жана жогорку ылдамдык режими. Режимди которуу үчүн күйгүзүү/өчүрүү баскычын 1 секунд басып туруңуз. Төмөн ылдамдыктан жогорку ылдамдыкка өткөндө

Дисплейде ылдамдык индикатору пайда болот (дисплейдин ылдыйкы сол бурчунда). Жогорку ылдамдыктан төмөнгө өткөндө индикатор өчөт. Аппараттын эс тутум функциясы бар: күйгүзүлгөндө, ал сиз акыркы жолу колдонуп бүткөн ылдамдыкта иштейт.
3. Аппараттын иштөө учурунда күйгүзүү/өчүрүү баскычын бир аз басуу аны тынымга коет. Бул учурда дисплейде колдонуунун учурдагы сессиясында аппараттын иштөө убактысы көрсөтүлөт. Мисалы: 15 секунд колдонулат.
4. Аппаратты өчүрүү Аппаратты өчүрүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү баскычын 1 секунддан ашык басып туруңуз.
5. Кокус активдештирүүдөн коргоо: устарада күйгүзүү/өчүрүү баскычы кокустан басылып калса, аны багажда күйгүзүүгө жол бербөөчү саякат кулпусу бар. Бул функцияны активдештирүү үчүн өчүрүлгөн аппараттагы күйгүзүү/өчүрүү баскычын 3 секунд басып туруңуз. Дисплей кезектешип 1-2-3 сандарын көрсөтөт, ал эми кулпу сөлөкөтү (дисплейдин ылдыйкы оң бурчунда) 3 жолу балбылдайт, андан кийин аппарат өчүп, кулпу режимине өтөт. Кулпуну алып салуу үчүн, күйгүзүү/өчүрүү баскычын 3 секунд басып туруңуз. Дисплейде 3-2-1 сандары кезектешип көрсөтүлөт, ал эми кулпу сөлөкөтү (дисплейдин ылдыйкы оң бурчунда) 3 жолу балбылдап, андан кийин кулпу алынып салынат жана аппарат акыркы колдонууда сакталган ылдамдыкта иштей баштайт. Кулпу иштетилгенде, аппаратты кубаттоого болот, ал аяктагандан кийин кулпу алынып салынат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын бир аз басуу менен аппаратты иштетиңиз.
2. Чачтын өскөн жерлеринде бетке орточо басым менен жай тегерек кыймылдар (кургак кыруу эффективдүү деп эсептелет).
3. Сакалдын жетүүгө кыйын жерлеринде, мисалы, жаак, моюн жана кесилген жерде кыруу үчүн чачтын өсүү багытына каршы кыймыл кылуу сунушталат.
4. Процедураны аяктагандан кийин, аппаратты өчүрүп, тазалаңыз.
5. Биринчи бир нече колдонууда теринин бир аз кызырданууусу нормалдуу көрүнүш деп эсептелет.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Тери аппаратты колдонууга мүмкүн болушунча тез ыңгайлашуусу үчүн устараны үзгүлтүксүз (жумасына 3 жолудан кем эмес) 3 жума бою колдонуу сунушталат.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТТҮ:
Чачтардын топтомун колдонуу мөөнөтү 2 жыл, бирок кыруу сапатын төмөндөтпөө үчүн, аларды ар 6 ай сайын алмаштырууну сунуштайбыз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
Электр устараны жабыркаган же кызырданган териге, ачык жаралары бар жерлерде колдонбоңуз.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Продукцияны туура эмес колдонуу устаранын башына зыян келтириши мүмкүн, устараны көп басууга болбойт. Бул устара бетти кыруу үчүн гана колдонулат, аны баштагы же дененин башка жерлериндеги түктөрдү кыруу үчүн колдонбоңуз.

2. Колдонуудан мурун устара башынын бүтүндүгүн текшериңиз:
Эгерде ал бузулса, аппаратты колдонбоңуз.
3. Батареяны алмаштыруу үчүн корпусту ажыратпаңыз. Буюмду өзүңүз өзгөртпөңүз же оңдобоңуз.
4. Заряддоо кабелин адаптерге туташтыруу/ажыратуу учурунда кубаттоо кабелин тартпаңыз. Заряддоо кабелине зыян келтирбөө үчүн, аны буюмдун айланасына ороп албаңыз.
5. Аппаратты көпкө кароосуз калтырбаңыз. Максималдуу заряддоо убактысы 24 сааттан ашпашы керек. Бул продуктуну заряддоодо жаракат албаш үчүн, аны суу булактарынан алыс кармаңыз.
6. Буюмдун ичинде батарейка бар, аппаратты отко ыргытпаңыз, жогорку температурада заряддабаңыз, колдонбоңуз жана сактабаңыз. Сураныч, устараны 5 °C жана 35 °C ортосундагы температурада заряддаңыз, колдонуңуз жана сактаңыз.
7. Буюмга бөтөн нерселерди киргизбеңиз.
8. Устра бир адамдын жеке колдонуусуна арналган.
9. Эгерде сиз устара менен бара жатсаңыз, ташуу учурунда кулпу режими иштетилгенин текшериңиз.
10. Продукцияны толук аракетке жөндөмдүүлүгү жок адамдардын пайдаланууусу көзөмөл астында жүргүзүлөт.

КУТУДА: 1) электр устара, 2) заряддоо үчүн USB-C кабели, 3) нускама,
4. бычактарды майлоочу май куюлган бөтөлкө, 5) аппаратты тазалоо үчүн щетка,
6. тери сактоочу куту.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 66 min

ИШ УБАКЫТЫ: 60 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: жок

БЫЧАКТЫН АЙЛАНЫШЫ ТЕЛДЕГИ: Төмөн - мүнөтүнө 2600 ± 200 айлануу • жогорку - мүнөтүнө 2900 ± 200 айлануу

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX7



HIGE PRO - 6 кызматы 1 шайманда болгон триммер

Үй шартында чач жана сакалга кам көрүү

Беттеги жана денедеги керексиз түктөрдү кетирет

Көйгөйлөр: чачтын узундугун, керексиз чачтарды тууралаңыз.

МАТЕРИАЛДАР: металл, дат баспас болоттон жасалган, пластик.

Салмагы: 200 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
HIGE Pro - Бул универсалдуу өзүн-өзү тейлөөчү аппарат. Комплектте 6 сопло бар болгондуктан, ал ар кандай кыруу жана кыркууну оңой көтөрөт. Иштин негизги принциби чач бир бычак менен эмес, эки элементтин: статикалык (төмөнкү) бычак жана кыймылдуу (жогорку) бычак менен өз ара аракеттенүүсү менен кыркылган. Төмөнкү бычак кыймылсыз жана териге жабышып турат. Анын тиштери түктөрдү түз жана "кармып", аларды тик абалда кармап турат. Жогорку бычак айлануучу кыймылдаткычтын эксцентрикине туташтырылган. Төмөнкү бычактын бетинде солдон оңго тез кыймылдарды жасайт. Ошентип, үстүнкү бычактын курч чети төмөнкү курч четине басып, чачты кесип.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Сакалдын ар кандай түрлөрү үчүн 6 соплолордун болушу.
2. Сакалдын узундугун тууралоо үчүн 4 тарак саптаманын болушу.
3. Аппараттын өзү жана бардык негизги саптамалар үчүн ыңгайлуу стенддин болушу.
4. Мүнөтүнө 7000 айлануу ылдамдыгы менен кесипкөй бычактар.
5. Нымдуулуктан коргоо деңгээли - IPX6 (аппаратты нымдуу териге колдонууга болот).
6. Устраны розеткага туташтыруунун кереги жок. HIGE Pro - Бул батареянын устарасы. Батареянын иштөө мөөнөтү 200 мүнөттү түзөт, бул үзгүлтүксүз заряддоонун зарылдыгы жок узак мөөнөттүү колдонууну камсыз кылат.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппаратты күйгүзүү же өчүрүү үчүн, күйгүзүү/өчүрүү баскычын кыска убакытка басыңыз. Аппарат күйгүзүлгөндө дисплейдеги сызык бир калыпта жылып, андан кийин тынымсыз күйүп турат.
2. Соплолорду алмаштыруу
• Аппараттын металл соплолорун бекитүү үчүн магниттик механизми бар. Түпкүчтү аппараттын корпусуна бекитүү үчүн аны бекитүүчү жерге алып келиңиз, андан кийин магниттер аны бекитет. Соплоду алып салуу үчүн аны өйдө тартып, аппараттын корпусунан ажыратыңыз.

• Чачтын узундугун кыркып жатканда тууралоо үчүн стандарттуу саптаманын үстүнө сепкичтер колдонулат. Аларды орнотуу үчүн тракты металл саптаманын үстүнкү бөлүгүнө илиш керек, анан чыкылдатуудан мурун тарактын ылдыйкы бөлүгүн металл соплонун бетине жакын жаткыдай кылып басыңыз. Тарактын соплосун алуу үчүн анын ылдыйкы бөлүгүндө жайгашкан тилди тартыңыз. Эскертүү: Соплолорду алмаштыруудан мурун, аппарат өчүрүлгөнүн текшериңиз. Соплолорду алмаштыруу учурунда аппаратты кокусунан күйгүзүп албоо үчүн устара корпусун колуңуз менен күйгүзүү/өчүрүү баскычынан алыс кармаңыз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
Аппаратка ар кандай муктаждыктар үчүн 6 сопло камтылган:
1. Чач кыркуу (бул үчүн 2 сопло ылайыктуу):
стандарттуу чач кыркуучу саптама жана дененин чачын кыркуучу саптама) тарак саптаманы аппаратка бекитиңиз. Эгерде сиз триммерди биринчи жолу колдонуп жатсаңыз, максималдуу узундуктагы саптамадан баштаңыз (12 mm). Аппаратты күйгүзүп, саптаманын жалпак бөлүгүн териге сүйкөңүз. Чачты акырындык менен сүрүңүз. Керек болсо, ар кандай багытта кыймылдарды кайталаңыз. Эскертүү: чач кыркып жатканда кыркылган чачтар топтолуп калса, аппаратты өчүрүп, саптаманы тазалаңыз.
2. Сакал/мурутту кыруу Аспаптын саптамасын сакал/мурут сызыгынын четине коюп, териге акырын түшүрүңүз. Ар кандай багыттагы кыймылдар беттин жана моюндун керектүү жерлерин кыркышат. Эскертүү: эгерде сиз сакал/муруттун четтерин кооздосоңуз, баштын арткы жагына жээк жасасаңыз ж. Так сызык түзүү үчүн, сакал менен муруттун кырына атайын саптаманы да колдонсоңуз болот.
3. Тордуу саптама менен сакал алуу Сактоочу аппаратты саптама бетиңизге 45 градус бурч менен бир аз тийгидей кылып кармаңыз. Кыска тийүү менен сакал алууну көнүгүү. Териңизди бош колуңуз менен сунуңуз. Бул чачтын түз турушуна жардам берет, бул кырууну жеңилдетет. Эскертүү: Бул сопло сакал/муруттун тегерегиндеги айрым жерлерин кыруу үчүн иштелип чыккан. Бул толук кандуу кыруу үчүн арналган эмес.
4. Мурундагы жана кулактагы түктөрдү кыркуучу башчаны орнотуңуз. Шайманды кулакка же мурун тешигине этият киргизип, этият чыгарыңыз. Түктөрдү кыркып жатканда башчаны айландырыңыз. Эскертүү: башчаны кулакка же мурун тешигине 6 mm-ден терең киргизбеңиз.
5. Фигуралык кыруу саптамасы менен кыруу Бул саптама сызыктарды жана үлгүлөрдү кесүү үчүн колдонулат. Соплолорду орноткондон кийин аны оюмдун башталышын белгилеген жерге коюп, устараны күйгүзүп, оюм түзө баштаңыз. Насадкага ашыкча басым жасабаңыз. Эскертүү: Эң жакшы натыйжа алуу үчүн алдын ала даярдалган трафаретти колдонуңуз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Күнүмдүк колдонууга уруксат берилет.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТТҮ:
Бул чексиз.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппаратты эч качан кароосуз калтырбаңыз.
2. Заряддоо кабелин жылуулук булактарынан алыс кармаңыз.
3. Заряддоо кабелине суунун киришине жол бербеңиз.
4. Суу колуңуз менен сайгычты розеткага киргизбеңиз же сууруп албаңыз.
5. Бузулган заряддоо кабелин колдонбоңуз.
6. Аппаратты 15 °C жана 35 °C ортосундагы температурада заряддаңыз, колдонуңуз жана сактаңыз.
7. Тазалоодо дайыма аппаратты өчүрүңүз.
8. Продукцияны балдар жетпеген жерде сактаңыз.

КУТУДА: (1) триммер, (2) стандарттуу чач кыркуучу саптама,
3. денедеги кыруучу саптама, 4) таза кыруу үчүн сакал алуу үчүн тор,
5. сакал-муруттун учтары, 6) мурун менен кулактын чачы,
7) үлгүлүү кыруу үчүн тиркеме, 8) 4 тарак тиркеме (3/6/9/12 mm), 9) USB-C заряддоо кабели,
10) май бөтөлкө, 11) тазалоочу щетка, 12) стенд, 13) тарак.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 2 h

ИШ УБАКЫТЫ: 200 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: жок

БЫЧАКТЫН АЙЛАНЫШЫ ТЕЛДЕГИ: Мүнөтүнө 7000 айлануу

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX6



KARU - чач жасалгалоочу көп кызматтуу шайман

Тез кургатуу

Натыйжалуу стилдөө

Frizz башкаруу

Көйгөйлөр: нымдуу чачтар, чачтын табигый кургашынан кийин формасыз стилдештирүү, чачтын ашыкча үлпүлдөшү жана электрлешүүсү.

МАТЕРИАЛДАР: алюминий эритмеси, пластмасса.

Салмагы: 318 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

3 аба агымынын ылдамдыгы жана 4 температура деңгээли сизге ыңгайлуу кургатуу режимин тандоого мүмкүндүк берет. Муздак аба режими төшөөнү оңой оңдоого жардам берет.

Чачты жумшак кургатуу, жылмакай кылуу, көлөм жана тармал түзүү үчүн ТӨРТ ТИРКЕМЕ менен сиз күн сайын үйдө профессионалдуу стилдештире аласыз.

COANDA эффектиси чачка жана ашыкча кыймылдарга зыян келтирбестен уникалдуу сүрөттөрдү оңой түзүүгө мүмкүндүк берет, жиптин өзү стиллерге тартылат.

Иондоштуруу функциясы абаны терс иондор менен каныктырат, бул статикалык электр энергиясын алып салууга мүмкүндүк берет.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Power styler KARU - 1200 ватт. Мындай күчкө ээ стилерди кесипкөй деп эсептесе болот. Бул техникалык көрсөткүч абанын күчтүү агымы менен чачыңызды кургатууга мүмкүндүк берет жана жылытуу тезирээк болот.
2. Brushless мотор (BLDC) ызы-чуу жана титирөөнү азайтат.
3. Коанда эффектиси - бул түктөрдү соплого тартып, бура турган куюндуу агымдарды жараткан аэродинамикалык кубулуш. KARU Styler Coanda эффектин кайра чыгаруу үчүн уникалдуу менчик технологиясын колдонот. Соплолордун бөлүктөрү үстүртөн эмес жана бири-бири менен кесилишпейт, бул жипти сопло боюнча бирдей бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берет, демек, бардык чачтар термикалык дарылоого бирдей кабылат, тармал тармалдап, берилген форманы узак убакытка сактап калат.
4. Баштын эки тарабына чач жасалгалоо үчүн 1 гана сопло керек. Тармалдарга арналган сопло да, чачты жылмакай кылуу үчүн да орнотулган аба агымын өчүргүч менен жабдылган. Соплоду алмаштыруунун кереги жок, жөн гана агымдын багытын өзгөртүү керек, ал үчүн саптаманын үстүнкү учуна аба агымы кайсы тарапка багытталса, ошол тарапка буруш керек.

5. Температураны көзөмөлдөө. KARU Styler жылытуу элементи NTC температура сенсору менен жабдылган - бул температура 80 °C ашканда жана чыгуу же аба кирүүчү тешиктер жабылганда, жылытуу деңгээли автоматтык түрдө 35% га төмөндөйт дегенди билдирет. Температура минимум 73 °C-ге түшкөндө, жылытуу элементи өзүнүн стандарттык иштөө режимине кайтып келет. Бул технология чачыңызды ысып кетүүдөн жана ашыкча кургап кетүүдөн коргойт.
6. KARU стилдери иондоштуруу функциясына ээ (иондор ион генератору тарабынан өндүрүлөт). Бул чачтын жылмакай болушуна жетишип, үлпүлдүктү жана электрификацияны жок кылат.
7. Аппараттын эс тутум функциясы бар, б.а. күйгүзүлгөндө, стайлер сиз аны мурунку жолу колдонуп бүтүргөн режимде иштей баштайт.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Соплолорду орнотуу/чыгаруу Түпкүчтү аппаратка бекитүү үчүн аны саптамаларды орнотуу үчүн розеткага акырын киргизиңиз жана чыкылдатуудан мурун саат жебеси боюнча бир аз буруңуз. Соплолорду алып салуу үчүн аппараттын артындагы баскычты ылдый тартыңыз жана баскычты төмөнкү абалда кармап, аны саат жебесине каршы бир аз айлантып, аны ажыратыңыз.
2. Аспапты иштетиңиз Аппараттын корпусуна керектүү саптаманы бекитиңиз, стилдерди розеткага туташтырыңыз жана күйгүзүү/өчүрүү баскычын жогорку абалга өткөрүңүз. Аппараттын эс тутум функциясы бар, б.а. күйгүзүлгөндө, стилдер сиз аны мурунку жолу колдонуп бүтүргөн режимде иштей баштайт.
3. Аба агымынын ылдамдыгын тандоо
Аппарат 3 ылдамдык режимин камсыз кылат:
Төмөн ылдамдык (көк көрсөткүч): 75000 ± 5000 rpm;
Орточо ылдамдык (ачык жашыл индикатор): 85000 ± 5000 rpm;
Жогорку ылдамдык (ачык жашыл көрсөткүч): 105000 ± 5000 rpm. Режимдер аба агымынын ылдамдыгын тандоо баскычын басуу менен которулат. Демейки боюнча, аппарат төмөнкү ылдамдык режиминде иштей баштайт. Аба ылдамдыгынын режимдерин алмаштыруу тартиби: төмөн -> орто -> жогорку -> орто -> төмөн.
4. Температураны тандоо
Аппарат 4 температура режимин камсыз кылат:
Жогорку температура (кызыл индикатор): 95 °C ± 10 °C;
Орточо температура (сары көрсөткүч): 80 °C ± 10 °C;
Төмөн температура (жашыл көрсөткүч): 60 °C ± 10 °C;
• Муздак аба (индикатор өчөт): 25 °C ± 10 °C. Режимдер температураны тандоо баскычын басуу менен которулат. Демейки боюнча, аппарат төмөнкү температура режиминде иштей баштайт. Температуралык режимдерди алмаштыруу тартиби: төмөнкү температура -> орточо температура -> жогорку температура -> орточо температура -> төмөн температура -> муздак аба.
5. Чачты жасалгалоо аяктагандан кийин, күйгүзүү / өчүрүү баскычын төмөнкү абалга өткөрүп, аппаратты өчүрүңүз. Аппарат толугу менен муздаганга чейин күтө туруңуз, андан кийин саптаманы чыгарып, сайгычты розеткадан чыгарыңыз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
Аппараттын ичинде 4 сопло бар:

Төшөө алдында алдын ала кургатуу үчүн колдонулат, андан ары стилдөө үчүн чач толугу менен кургабайт, алар бир аз нымдуу бойдон калууга тийиш. Чачты ысытканда бузулуудан коргоо үчүн, термикалык коргоочу каражатты сүйкөңүз, андан кийин чачты кадимки жол менен кургатып, абанын агымын чачтын тамырынан учтарга чейин багыттаңыз.

NASADKA BRASHING тамыр көлөмүн жана толкундарды түзүү үчүн колдонулат. Чачтын чырмалып калышын болтурбоо үчүн, буйвол же керлердегидей жипти жабышпаңыз. Чачыңызды кылга бөлүңүз. Брашингди тамырларга мүмкүн болушунча жакындатып, ага бир тал чачты түшүрүп, көлөмдү түзүү үчүн бул абалды 5-7 секундга бекитиңиз. Толкундарды түзүү үчүн, чачтын тамырынан учуна чейин жылдырып, сапты бойлой жылдырыңыз. Чачыңыздын учтары тайып баратканын сезгениңизде, огуңуздун тегерегине бир нече жолу серпиңиз. Сиз каалаган натыйжага жеткенге чейин бул кадамдарды кайталаңыз.

Тармалдарды түзүү үчүн 38 mm цилиндрдик саптама колдонулат. Сопло бүйрөлүү багытын тандоо үчүн аба агымынын багытын өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Бул үчүн саптаманын үстүнкү учун каалаган тарапка буруңуз. Чачыңызды кылга бөлүңүз. Соплоду жиптердин биринин учуна алып келиңиз. Coanda эффектинин аркасында стилер өзү чачты тартып, аны саптамага бурат. Учтар саптамага буралгандан кийин, стилдерди айлантпай, акырындык менен чачтын тамырына карай жылдырыңыз. Стайлерди үстүнкү абалда 15 секундга жакын бекитиңиз, андан кийин соплодон ийилген жипти кылдаттык менен чыгарыңыз.

Чачты сылай турган насадка түктүү чачтарды жылмакай кылуу үчүн колдонулат. Сопло сизге ыңгайлуураак орнотуу үчүн аба агымынын багытын өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Бул үчүн саптаманын үстүнкү учун каалаган тарапка буруңуз. Чачты кадимки жол менен кургатып, андан кийин чачтар абаны чыгаруу үчүн тешиктери бар бетине жаткыдай кылып, түтүктү тамырына коюңуз. Аба агымынын багытын тууралаңыз. Тароого окшоштуруп, чачтын бүт узундугун тамырынан учуна чейин жылдырыңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Күнүмдүк колдонууга уруксат берилет.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТТҮ:
Бул чексиз.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Стилдөөдө стилдердин элементтери колдонулганда ысып кетээрин эстен чыгарбаңыз, андыктан чачка күйүүчү каражаттарды колдонбоңуз, ошондой эле аппарат баштын, беттин, кулактын жана моюндун терисине өтө жакын болбошу керек.
2. Таңгактан чыгаргандан кийин, стилдердин бүтүндүгүн, сүрөттө көрсөтүлгөндөй бардык бөлүктөрү менен толукталганын жана эч кандай бузулуу белгилери жок экенин текшериңиз. Колдонуудан мурун аппараттан бардык этикеткаларды, тэгдерди ж.б. алып салыңыз.

3. Аппарат ваннада же душта колдонууга ылайыктуу эмес. Стайлер сууга, башка суюктуктарга, чачырандыларга жана бууга тийбеши керек.
4. Эгерде шайман ваннада колдонулса, колдонгондон кийин дароо розеткадан чыгарыңыз, анткени суунун жакындыгы өчүрүлгөн шайманга да коркунуч туудурат.
5. Аппаратты нымдуу кол менен колдонбоңуз. Шайманды нымдуулукка, аба ырайынын шарттарына (жамгыр, күн ж.б.) же экстремалдык температурага тийгизбеңиз.
6. Сайгычты розеткадан чыгаруу үчүн тармактын шнурунан же аппараттын өзүн тартпаңыз. Аппаратты электр шнурунан тартпаңыз же көтөрбөңүз. Электр кабели бузулуп калса, аны тейлөө борборунда алмаштыруу керек.
7. Электр тармагына кошулуп турганда шайманды кароосуз калтырбаңыз. Тазалоодон же тейлөөдөн мурун, ошондой эле шайман колдонулбай турганда шайманды дайыма электр тармагынан ажыратыңыз.
8. Аппаратты балдар жетпеген жерде сактаңыз. Бул аппаратты 8 жаштан улуу балдар чоңдордун көзөмөлүндө гана колдонсо болот.
9. Эгерде шайман бузулуп же туура иштебесе, аны дароо колдонууну токтотуңуз. Оңдоо үчүн тейлөө борборуна кайрылыңыз.
10. Стайлер түшүрүлгөн болсо же анда зыяндын белгилери байкалса, аны колдонбоңуз.
11. Аспапты жаныбарларга, синтетикалык материалдардан жасалган париктерге жана чач жасалгаларга колдонбоңуз.
12. Аппаратты оригиналдуу аксессуарлар менен гана колдонуңуз.

КУТУДА: (1) стайлер, (2) чач кургаткыч, (3) чач кургаткыч, (4) тармал сопло, 5. чачты жылмалоочу саптама, 6) сактоочу баштык, 7) чач кычкач (2 даана), 8. нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

МОТОР ТЕЗ: Мүнөтүнө 105000 ± 5000 айлануу

Ылдамдыгы: секундасына 13 литр

АБА АГЫМЫ:
Төмөн ылдамдык: мүнөтүнө 75000 ± 5000 айлануу
• Орточо ылдамдык: мүнөтүнө 85000 ± 5000 айлануу
Жогорку ылдамдык - мүнөтүнө 105000 ± 5000 айлануу

ТЕМПЕРАТУРА Жөндөөлөрү: • Жогорку температура - 95 °C ± 10 °C • Орточо температура - 80 °C ± 10 °C • Төмөнкү температура - 60 °C ± 10 °C • Муздак аба - 25 °C ± 10 °C



KINU - зымсыз чач түздөгүч

Чачты түздөйт | Чачты калыпка келтирет | Жумшак мамиле | Frizz башкаруу | Чачтын дени сак жылтырын сактайт

Көйгөйлөр:

БАЙЛАНЫШТУУ: үйдүн сыртында стилдештирүүдөгү көйгөйлөр, плиталардын жогорку температуранын жана бирдей эмес ысыуусунан чачтын бузулушу, чачтын кургак жана морт болуу коркунучу, зымдуу түзүлүштөрдүн ыңгайсыздыгы, чачтын ар кандай түрлөрү үчүн температураны тууралоонун жоктугу, ар кандай стилдештирүүнүн татаалдыгы, ысып кетүү коркунучу, стандарттык түздөөчүлөрдүн көлөмдүү жана оор салмагы, транспорттун жана сактоонун татаалдыгы.

Чачтын түрү менен байланышкан: тешиктүү чач, катуу чач, тармал чач, толкундуу чач, каприздүү жана бүктөлүүгө кыйын.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, PC пластик.

Салмагы: 380 g (түздөөчү), 243 g (заряддоочу станция).

ФУНКЦИЯЛАР:

Чачты түздөө - ысытылган плиталар чачтагы кератин байланыштарын жумшартат. Пряди пластинкалардын ортосунда кармалып, түздөлөт; байланыштар жаңы, түз абалда муздайт.

Каптоо - жылуу плиталар чачты туура багытка салат. Жылуулук чачты ийкемдүү кылат, ал эми форма муздатуу учурунда бекитилет - чачтын түзүлүшүндөгү суутек байланыштарынын убактылуу өзгөрүшүнө байланыштуу.

Чачты моделдөө - тармалдардын, толкундардын же көлөмдүн жаралышы ысытуунун жана механикалык аракеттин (айлануу, чыңалуу, жиптин ийилиши) айкалышынан улам пайда болот. Чач ысытылган табак же инструмент кыймылы формасын алат жана муздаткандан кийин бекитилет.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Зымсыз.
2. Эки жол менен кубаттоо: Type-C кабели жана заряддоо базасы аркылуу.
3. 4 температуралык шарттар.
4. Сөөктүү керамикалык плиталар.
5. Жылуулукту көзөмөлдөө.
6. коопсуз ташуу үчүн батарея кулпу милдети.
7. акыркы орнотууларды эстеп калуу функциясы.
8. Аксессуарлардын чоң топтому менен кеңейтилген жабдуулар.
9. Санарип дисплей.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппараттын кулпусун ачыңыз Колдонууну баштоодон мурун, кулпу которгучту "кулпусу ачылган" абалына жылдырыңыз. Эскертүү: Түзмөк кулпуланып турганда күйгүзүлбөйт.
2. Кубатты күйгүзүү Кубат баскычын 2 секунд басып туруңуз. Динамикалык жарык күйүп, аппараттын кошулганын билдирет.
3. Кубатты өчүрүү Кубат баскычын 2 секунд басып туруңуз.
4. Коопсуздук жана зарядды үнөмдөө үчүн аппарат 30 мүнөт аракетсиз болгондон кийин автоматтык түрдө өчөт.
5. Температураны тууралоо үчүн “+” жана “–” баскычтарын колдонуңуз. Төрт жылытуу деңгээли бар: 150, 180, 200 жана 220 градус. Чачыңыздын түрүнө жана абалына жараша туура температура режимин тандаңыз. Жылытуу учурунда тандалган деңгээл күйөт. Аппарат белгиленген температурага жеткенде индикатор жарк этүүнү токтотуп, күйүп калат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Чачыңыздын таза, кургак жана кылдат таралганын текшериңиз. Нымдуу же нымдуу чачтарга түздөөчү каражатты колдонуу сунушталбайт.
2. Аппаратты күйгүзүңүз Которгучту "Кулпусун ачуу" абалына жылдыруу менен түздөөчтүн кулпусун ачыңыз. Динамикалык арткы жарык күйгүзүлгөнгө чейин кубат баскычын 2 секунд басып туруңуз.
3. Температураны тандоо
+ / – баскычтары менен тиешелүү температураны тандаңыз:
ичке, бузулган же түсү өзгөргөн чачтар үчүн 150 градус
Кадимки чач үчүн 180-200 градус
коюу, катуу же тармал чачтар үчүн 220 градус. Температура индикатору жылытуу учурунда күйөт жана берилген температурага жеткенде үзгүлтүксүз күйүп баштайт.
4. Чачты түздөө
• Чачыңызды майда талдарга бөлүңүз.
Керамикалык плиталардын ортосуна жипти коюп, аларды жабыңыз.
• Түздөгүчтү тамырынан учуларына чейин кылдаттык менен сүрүңүз.
Чачыңызды ысып албаш үчүн бир аймакта 3 секунддан ашык турбаңыз.
5. Чачты буроо
Чачтын кичинекей талын алып, керамикалык плиталардын ортосуна кысып коюңуз.
• Түздөөчүнү өз огуңуздун тегерегине буруңуз, жипти каалаган тарапка буруңуз.
Аппаратты акырындык менен тамырынан учуга чейин серпип, жипти бир нече секундага айлануу абалында кармап туруңуз.
• Тармалдар пайда болгондон кийин, кылдаттык менен жиптерди эритип, зарыл болсо, стилди чачка лак менен бекитиңиз.

6. Орнотуу аяктагандан кийин, аппаратты өчүрүү үчүн кубат баскычын 2 секунд басып туруңуз. Зарыл болсо, кайра заряддоо үчүн аппаратты кубаттоочу базага туташтырыңыз.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Колдонуудан мурун, колдонуу боюнча нускаманы кунт коюп окуп чыгыңыз.
2. Аппаратты нымдуу же нымдуу чачка колдонбоңуз жана электр тогуна урунбоо үчүн сууга жакын (мисалы, ваннада же раковинанын жанында) колдонбоңуз.
3. Иштеп жатканда ысытылган керамикалык плиталарга тийбеңиз - бул күйүккө алып келиши мүмкүн.
4. Аппаратты күйгүзгөндө кароосуз калтырбаңыз.
5. Эгер шайман бузулуп калса же корпусунда, шнурунда же заряддоо базасында көрүнгөн кемчиликтери бар болсо, аны колдонбоңуз.
6. Аппаратты жана заряддагычты балдардан жана үй жаныбарларынан алыс кармаңыз.
7. Аппаратты күйүүчү материалдардын жанында колдонбоңуз.
8. Аппаратты өзүңүз оңдоого аракет кылбаңыз. Бардык оңдоо иштери квалификациялуу адис тарабынан гана аткарылышы керек.
9. Иштебей калган учурда аппаратты дароо электр кубатынан ажыратыңыз.
10. Өндүрүүчү тарабынан сунушталган оригиналдуу аксессуарларды жана заряддоо түзүлүштөрүн гана колдонуңуз.
11. Заряддоо учурунда, заряддоо базасынын контакттары жана ичи таза жана кургак экенин текшериңиз.
12. Аппаратты сууга салбаңыз же суу агымынын астында жуубаңыз.
13. колдонуудан кийин жана тазалоодон мурун аппаратты өчүрүңүз

КУТУДА: 1) зымсыз чач түзөөчү, 2) заряддоо базасы,
3. Type-C заряддоо кабели, (4) коргоочу силикон капкак, (5) чач боосу,
6. тазалоочу аарчы, (7) ысыкка чыдамдуу килемче, 8) клиптер (2 даана), 9) нускамалар, 10) баштыктар.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

Жабуучу плиталар: Керамика

ӨЛЧӨМДӨР: 303x38x42 mm (түздөөчү) 105x105x159 mm (заряддоо станциясы)

КҮЧ: 47 W

VOLTAGE: 7,2 V

ТЕМПЕРАТУРА Жөндөөлөрү: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

ИШ УБАКЫТЫ (ТОЛУК кубаттоо): 40 мүнөт

кубаттоо Убактысы: 1,5-2 h

ЖЫЛЫТУУ ПЛИТАЛАРЫНЫН ӨЛЧӨМДӨРҮ: 25×100 mm



KIO - EMS кызматы бар дене массаж шайманы

Денени контурлоо

Теринин жалкоолугуна жана целлюлитке каршы багытталган

Дененин теринин бекемдигин жана ийкемдүүлүгүн сактайт

Көйгөйлөр: ашыкча салмак (жергиликтүү майлардын топтолушу), целлюлит, шишик, салбыраган жана солкулдаган тери, чоюу, картаюунун көрүнөө белгилери, пигментация.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик.

Салмагы: дене - 128 g. • EMS соплосу бар корпус - 224 g. • RF соплосу бар корпус - 221 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
KIO дене массажеринде функциялар адистештирилген саптамаларга ылайык берилген: EMS жана RF&LED.

EMS ЖЕ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛАЦИЯ - булчуңдарга жана нерв учтарына белгиленген мүнөздөмөлөргө ээ импульстук токтун таасири аркылуу стимулдаштыруу процедурасы. EMS автогендик электрдик импульстарды туурайт, алар электроддордун жардамы менен нерв жана булчуң жипчелерине жетип, алардын жыйрылышына салым кошот. Ошентип, тери бекемделет, анын ийкемдүүлүгү жогорулайт. Булчуң тканына электр тогунун таасири анын жыйрылышын гана шарттабастан, жергиликтүү кан айлануусу жана лимфа дренажын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Бул ткандардын тамактануусун жогорулатат жана зат алмашуу продуктуларын тез алып салууга өбөлгө түзөт: майлардын ажырашына жана организмден токсиндердин чыгарылышына, фигураны оңдоодо жана целлюлитке каршы күрөштө негизги кыймылдаткыч күч. Кан айлануусу жана лимфаны жакшыртуу аркылуу EMS массажерди үзгүлтүксүз колдонуу веноздук ооруларды алдын алат жана шишиктен арылтат.

RF - ЛИФТИНГ - бул жогорку жыштыктагы токтун жардамы менен ткандардын терең катмарлары ысытуу процедурасы. Электрдик импульс эпидермисти айланып өтүп, дермадагы жана тери астындагы майдын температурасын жогорулатат, бул коллаген синтезине алып келет. Кан айлануу жакшырат, май клеткаларынын зат алмашуусу тездейт. Натыйжасында жол-жобосу, теринин касиеттери бир кыйла жакшыртылат - ийкемдүүлүк, ийкемдүүлүк жана тургор жогорулайт, ал байкаларлык ныгайт. Радиожыштык импульстары майлуу ткандардын көлөмүн азайтышы мүмкүн, бирок РФ лифтингинин негизги функциясы терини тарытуу болуп саналат.

Фототерапиянын алкагында ар бир түс көрүнгөн жарык спектриндеги белгилүү бир толкун узундугуна туура келет. Жарык териге ар кандай тереңдикте таасир этип, теринин рецепторлоруна сиңип, клетканын ичиндеги табигый процесстерди активдештирип, теринин белгилүү бир реакциясын пайда кылат. Эң узун толкун узундугуна ээ (KIO 630 ± 20 nm) кызыл LED жарык жарыктын бардык түрлөрүнө караганда териге тереңирээк кирет. Ал коллагенди иштеп чыгууну жана ошону менен теринин регенерациясын стимулдаган фибробласттарга таасир этет. Терапиянын натыйжасында кызыл светодиоддук жарык менен теринин бекемдиги жана ийкемдүүлүгү жогорулайт, тери тартылат жана теринин карылыгынын тышкы белгилери, мисалы, бырыш жана пигментация азаят.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Компакт эргономикалык форма, анын аркасында аппарат колго ыңгайлуу.
2. Массажер 3 эффективдүү технологияны айкалыштырат: EMS, RF, LED.
3. Комплектте режимдердин ар бири үчүн 2 адистештирилген магниттик саптамалар бар: 4 чоң сфералык металл электроддор менен EMS сопло жана кичинекей шарлар жана шакекчелер түрүндөгү электроддору бар RF&LED сопло, ошондой эле LED.
4. Аппараттын чоңойтулган жумушчу бети дароо дененин жетишерлик чоң аймактарында аракет кылууга мүмкүндүк берет.
5. Control 1 баскычы: күйгүзүү/өчүрүү жана интенсивдүүлүктү которуу.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Дене массажеринде 2 магниттик саптама бар: EMS режиминде иштөө үчүн чоң шарлары бар сопло жана RF&LED режиминде иштөө үчүн шакекчеси жана кичинекей шарлары бар сопло. Саптаманы аппараттын корпусуна орнотуңуз: бул үчүн аппараттын корпусундагы оюкчага саптаманы салыңыз.
2. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын көпкө басуу (2 секунд) менен саптаманы орнотқондон кийин массажерди күйгүзүңүз. Тандалган саптамага жараша EMS же RF&LED режими башталат, таасирдин интенсивдүүлүгүнүн индикатору күйөт.
3. EMS жана RF&LED режиминде 3 интенсивдүүлүк деңгээли бар. Деңгээлди которуу үчүн интенсивдүүлүк деңгээлин которуу баскычын кайра басыңыз. Күчтүн деңгээли жогорулаган сайын жарык индикатору акырындык менен толот. Деңгээлди которуу баскычын кайра-кайра басканда максималдуу деңгээлге жеткенден кийин, аппарат автоматтык түрдө таасирдин интенсивдүүлүгүнүн минималдуу деңгээлине өтөт. RF&LED режиминде RF интенсивдүүлүгүнүн деңгээли гана өзгөрөөрүн эске алыңыз, LED туруктуу бойдон калат.
4. Массажерде акылдуу таймер бар, аппарат 5 мүнөт иштегенден кийин өчөт
5. Аппаратты өчүрүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү баскычын басып, 2 секунд кармап туруңуз.
6. Соплосун алуу үчүн бир колуңуз менен аппаратты алыңыз, экинчи колуңуз менен массаж башындагы капталдагы “кулакты” алыңыз. Соплоду күч менен өзүңүзгө тартыңыз, аны аппараттын корпусунан чыгарыңыз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
ЖАЛПЫ СУНУШТАР:
1. Укалоочуну таза териге колдонуңуз, ашыкча майды жана организмден ар кандай булганган заттарды кетириңиз.
2. Массаж учурунда сиздин контакт гелиңиз же кам көрүү каражатыңыз териге сиңип кетсе, массажердин эркин кыймылын (тайгалануусун) камсыз кылуу жана эффекттин эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн аны кайра сүйкөңүз. Дененин ар кайсы бөлүктөрүндө кыймылдаганда, дененин иштөөнү пландаштырган жеринин терисине контакт гелин сүйкөңүз.

массаж алдында.
3. KIO массажери кыймыл сенсору менен жабдылган. Колдонуу учурунда аппаратты теринин үстүнөн жылдыруунуу унутпаңыз. Аппаратты көпкө кыймылсыз бир жерде калтырсаңыз, ал иштебей калат. Кыймылды кайра баштагандан кийин аппарат кайра иштей баштайт.
4. Сураныч, бир аймакта көпкө кайталануучу кыймылдардан алыс болуңуз, массажерди белгилүү бир жерде кыймылдатпаңыз. Ар кандай адамдардын оору босоголору жана теринин сезгичтиги ар кандай болот: Аппаратты белгилүү бир жерде кыймылдабай кармап туруу майда күйүккө алып келиши мүмкүн. Колдонуу учурунда бир жерде 2-3 секунддан ашык турбаңыз.
5. Теринин сезгичтиги жана аппараттын эффективдүүлүгү - бул адамга жана таасир этүүчү аймакка жараша өзгөрүп турган жеке мүнөздөмөлөр.
EMS РЕЖИМ:
1. Териге тийүүчү гель өткөргүчкө же кам көрүү продуктуңузга суу негизделген гелге окшош түзүлүшкө сүйкөңүз, бул максималдуу натыйжа алуу үчүн токтун жакшы өткөрүмдүүлүгүн камсыз кылат.
2. Колдонгуңуз келген режимге жараша саптаманы коюңуз.
3. Аппаратты күйгүзүңүз, биринчи колдонуу үчүн EMSтин баштапкы интенсивдүүлүгүн тандаңыз.
4. Белди массаждоо үчүн аппаратты капталынан кармап, перифериядан борборго карай 5 мүнөт кармаңыз.
5. Буттарды массаждоо үчүн аппаратты санга/балкага кармап, өйдө карай 5 мүнөт кармаңыз.
6. Колго массаж жасоо үчүн аппаратты чыканактан ийин муунуна чейин ийинде 5 мүнөт кармаңыз.
7. Ичтин массажы үчүн аппаратты 5 мүнөт бою киндиктен алыс болуп, зигзаг түрүндө тескери жылдырыңыз.
8. Массаж учурунда электроддун бетинин териге толук тийүүсүн камсыз кылуу үчүн жетиштүү басым жасоону унутпаңыз.
9. Процедура аяктагандан кийин, аппаратты өчүрүп, саптаманы алып, тазалаңыз. Контакттуу гелди же кам көрүү каражатын териге толук сиңгенге чейин калтырыңыз, андан кийин терини тазалаңыз.
RF РЕЖИМ:
1. Териге тийүүчү гель өткөргүчкө же кам көрүү продуктуңузга суу негизделген гелге окшош түзүлүшкө сүйкөңүз, бул максималдуу натыйжа алуу үчүн токтун жакшы өткөрүмдүүлүгүн камсыз кылат.
2. Колдонгуңуз келген режимге жараша саптаманы коюңуз.
3. Аппаратты күйгүзүңүз, биринчи колдонуу үчүн RF&LEDдин баштапкы интенсивдүүлүк деңгээлин тандаңыз.
4. Экспозиция аймагын тандап, төмөндө келтирилген массаж кыймылдарын аткарыңыз. RF функциясынын негизи коллаген регенерациясын жана тери астындагы майдын метаболизмин стимулдаштыруу үчүн терини жылытуу болуп саналат. Эгерде жылытуу температурасы сизди жетишсиз деп эсептесе, тайып кетүү ылдамдыгын азайтыңыз, эгерде тескери температура өтө жогору болсо, температура ыңгайлуу сезилиши үчүн кыймылдын ылдамдыгын жогорулатыңыз.
5. Жылдыруу кыймылдарын колдонуп, теринин текстурасы боюнча 5 мүнөткө жылыңыз.
6. Туурасынан 5 мүнөт жылыңыз.
7. Айланма кыймылдар саат жебеси боюнча 5 мүнөт кыймылдайт.
8. Тегерек кыймылдарды саат жебесине каршы 5 мүнөт кайталаңыз.

9. Процедура аяктагандан кийин, аппаратты өчүрүп, саптаманы алып, тазалаңыз. Контакттуу гелди же кам көрүү каражатын териге толук сиңгенге чейин калтырыңыз, андан кийин терини тазалаңыз.

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
ШИШИК / ЛИМФАНЫН АКЫМЫНЫН НАЧАРЛЫГЫ / БУЛЧУН АЛЧЫГЫ	Таң	EMS: курсак жана бел - 10-15 мүнөт; сан жана жамбаш - 15-20 мүнөт. Жалпы сессия: 40 мүнөткө чейин. Минималдуу интенсивдүүлүктөн баштап, жайлуулукка жана теринин абалына жараша акырындык менен көбөйтүңүз. Булчуңдардын жыйрылышы, оорутпай сезилиши керек.	Баштапкы курс: жумасына 3-4 жолу 6-8 жума. Тейлөө: жумасына 1-2 жолу.	Баштапкы курс: 6-8 жума. Андан кийин 1-2 ай тыныгуу жасап, теринин калыбына келиши жана туруктуу стимулдаштырууга көнүп калбаш үчүн. Техникалык тейлөө: улануда.
ТЕРИНИН КАТЫШТЫРУУ ЧУ/ТЕГИЛДЕТҮҮЧҮ ЖЫЙЫНГАН БЕЛГИЛЕРДИ	Кечинде	RF & LED: курсак жана бел - 10-15 мүнөт; сан жана жамбаш - 15-20 мүнөт. Жалпы сессия: 40 мүнөткө чейин. Ыңгайлуу чектерде RF интенсивдүүлүгүн жогорулатуу. Тери ысып кетпей, жылуу сезилиши керек.	Баштапкы курс: жумасына 2-3 жолу 6-8 жума. Тейлөө: жумасына бир жолу; 10-14 күндө бир жолу да кабыл алынат.	
КОМБИРЛЕШКЕН ДАРЫЛОО	Эртең менен EMS жана кечинде RF & LED, же түштөн кийин биргелешкен сессия	EMS + RF & LED. Курсак жана бел: EMS 10-15 мүнөт, RF & LED 10-15 мүнөт. Сан: бүтү үчүн EMS 10-15 мүнөт, RF & бүткө 15-20 мүнөт LED. Жамбаш: EMS 15 мүнөт, RF & LED 15 мүнөт. Комплекстүү сессияда ар кандай аймактар үчүн ар кандай режимдерди колдонуңуз: сандар/жамбаш үчүн EMS, курсак/бел үчүн RF & LED.	EMS: жумасына 3 жолу. RF & LED: жумасына эки жолу.	

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:

1. Аппаратты колдонууга тыюу салынат:

• аритмия же башка жүрөк оорусунан жапа чеккен адамдар, кардиостимулятор бар адамдар. аппаратты колдонуу аймагында туруктуу металл имплантаттары же пирсингдери бар адамдар.

• Аллергия менен жабыркагандар, ошондой эле кант диабети, кызыл кызыл жегиче, порфирия, жүрөк оорусу, кандын уюшунун бузулушу же аутоиммундук оорулары бар адамдар (мисалы, ВИЧ же СПИД).

• Теринин белгисиз жаралары бар адамдар.

• Радиотерапиядан же химиотерапиядан өтүп жаткан адамдар. Бул аппарат семирүүдөн же кош бойлуулуктан келип чыккан чоюу белгилерин колдонуу үчүн ылайыктуу. Бирок, бул аппарат тырыктарды дарылоо үчүн колдонулбайт.

Териси азыркы же жакынкы өткөн мезгилде альфа гидрокислота (АНА), бета гидрокислоталар (ВНА), жергиликтүү изотретиноин же азела кислотасы менен дарыланган адамдар.

Акыркы 6 ай ичинде Роаккутандын ар кандай түрүн кабыл алган адамдар.

Фотосенсибилизациялоочу дарыларды же врач белгилеген башка дарыларды кабыл алган адамдар. Сураныч, массажерди колдонуудан мурун, дарыны колдонуу боюнча нускаманы окуп чыгыңыз. Эгерде көрсөтмөлөр дары фотоаллергиялык же фототоксиктик реакцияларды жаратышы мүмкүн экенин көрсөтсө же ал күн нурунун таасиринен сактануу үчүн көрсөтүлсө, бул аппаратты колдонбоңуз.

Антикоагулянттык дарыларды, анын ичинде аспириндин жогорку дозасын кабыл алган адамдар. Массажерди дарылоо аяктагандан кийин бир жумадан кийин гана колдонуу сунушталат.

2. Аппаратты бетке, моюнга, көкүрөккө, жыныстык органдарга жана дененин акыркы 3 айдын ичинде пластикалык операция жасалган жерлерине колдонууга болбойт.

3. Эгерде териңиз жарыкка сезгич, исиркектер, аллергиялык реакциялар пайда болсо, аппаратты LED терапия режиминде колдонбоңуз.

4. Укалоочу колдонулган жерде инфекциялар, экзема, күйүк, чач фолликуласынын сезгениши, ачык жаралар, көгөргөн жерлер, жөнөкөй герпес, теринин жаралары же гематомалар бар болсо, аппаратты LED терапиясында колдонбоңуз.

5. Бул массажердин көзүнө же жарык булагын карабаңыз.

6. Аппаратты ажыратууга, оңдоого же өзгөртүүгө аракет кылбаңыз. Бул аппаратты ушул нускамада көрсөтүлгөндөн башка максатта колдонбоңуз.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:

1. Балдар жетпеген жерде сактаңыз.

2. Бул аппаратты ушул сунуштарга ылайык кылдаттык менен колдонуңуз. Көрсөтмөлөрдү аткарбоо жагымсыз кесепеттерге алып келиши мүмкүн.

3. Бул аппаратты күйүүчү косметика менен колдонбоңуз.

4. Бул аппаратты көздүн тегерегине колдонбоңуз.

5. Аппаратты колдонуудан мурун, анын бузулганын текшериңиз. Массажер туура иштебей, сынган же бузулган болсо, аны колдонбоңуз.

6. Аппаратты биринчи жолу колдонуудан 24 саат мурун сезгичтик тестин өткөрүңүз. Кам көрүү каражаты да, массажер да теринин реакциясын жаратпай турганына ынануу үчүн билегиңиздин ичине бир аз өлчөмдө контакт гелин сүйкөңүз.

7. USB-C заряддоо кабелин жана заряддагыч туташтыргычты кургак кармаңыз. Заряддоо учурунда шайманды колдонбоңуз.
8. Байланыш гелин же кам көрүү каражатын колдонууда этият болуңуз, косметикалык каражаттардын курамындагы май жана кислота аппараттын каптоосуна зыян келтириши мүмкүн.
9. Колдонуудан мурун дарыгерге кайрылыңыз, ыңгайсыздыкты сезсеңиз же кандайдыр бир терс реакцияга туш болсоңуз, аллергия, тери оорулары, дерматит ж.б.

КУТУДА: (1) аппараттын корпусу, (2) EMS түтүгү, (3) RF&LED түтүгү,
4. заряддоо кабели, 5) сактоочу баштык, 6) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 3 h

ИШ УБАКЫТЫ: 60 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 5 min

УЧУРДА: RF+LED: • Интенсивдүүлүк 1: 975 ± 50 mA • Интенсивдүүлүк 2: 990 ± 50 mA • Интенсивдүүлүк 3: 1005 ± 50 mA. EMS: • Интенсивдүүлүк 1: 30 ± 10 mA • Интенсивдүүлүк 2: 41 ± 10 mA • Интенсивдүүлүк 3: 52 ± 10 mA. ЖЫШТЫК: • RF режими 2MHz ± 0.2MHz • EMS режими (өзгөрмө жыштык цикли менен) 78.5Hz ±10%, 18.5Hz ±10%

WAVEFORM: тик бурчтуу толкун формасы

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX6



LED HAND MASK - колго арналган фототерапия маскасы

4 жарык спектри | Бырыштарды тегиздейт | Пигментацияны азайтат | Теринин майлуулугун тең салмактайт | Катуулукту жакшыртат

Көйгөйлөр: колдун терисинин куракты өзгөрүүлөрү, ийкемдүүлүктүн жоголушу жана серпилгичтик, куракка байланыштуу пигментация, көйгөйлүү тери (безетки, сезгенүү).

МАТЕРИАЛДАР: силикон, ABS пластик.

Салмагы: 326 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

Фототерапия (LED) - бул теринин белгилүү бир тереңдигине чейин кирип, клеткалар тарабынан сиңип, табигый регенерация процесстерин козгогон ар кандай узундуктагы жарык толкундарынын таасири ыкмасы.

Кызыл LED жарык (630 nm) - клеткалардагы зат алмашуу процесстерин стимулдайт, терең калыбына келтирүүгө көмөктөшөт, теринин текстурасын жакшыртат жана пигменттик тактарды жарык кылат.

Көк LED жарык (415 nm): майлуу теринин балансын нормалдаштырат, кылдат тазалоого өбөлгө түзөт жана аны тынчтандырат.

Near Infrared (NIR) (830 nm): ткандардын терең катмарларына кирип, клеткалардын жаңылануусун тездетет, ийкемдүүлүктү жогорулатат жана колдун терисин тарытат.

Аралаш (Кызыл + Көк) (630 + 415 nm): күчтүү карылыкка каршы, тазалоочу жана калыбына келтирүүчү эффекттер үчүн эки спектрдин күчүн бириктирет.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Автоматтык жана кол менен башкаруу: түстөрдү өзгөртүү менен даяр 15 мүнөттүк автоматтык циклди колдонуңуз же 10 мүнөткө бир жарык менен 1 кол режимин тандаңыз.
2. Акылдуу таймер: сеанстан кийин аппарат автоматтык түрдө өчөт (автоматтык режимде 15 мүнөт, кол менен 10 мүнөт), бул коопсуз колдонууга кепилдик берет.
3. 106 LED: колдун, билектердин жана билектердин бардык бетинин күчтүү жана бирдей каптоосун камсыз кылат.
4. Эргономика жана коопсуздук: маска тамак-аш силиконунан жасалган жана Velcro боюнча ыңгайлуу кайыштар менен колго оңой бекитилет.
5. Зымсыз башкаруу: 1500 mAh батареянын кубаттуулугу розеткага байланбастан 40 мүнөткө чейин үзгүлтүксүз кам көрүү мүмкүнчүлүгүн берет.
6. Жакынкы инфракызыл (NIR) спектри дерманын эң терең катмарларында омоложение процесстерин баштоого мүмкүндүк берет, алар кадимки косметика жана стандарттык фототерапия үчүн жеткиликтүү эмес.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. маскага бекитүү үчүн курларды бекитиңиз: оң жана сол кайыштарды масканын капталындагы тиешелүү тешиктерге салыңыз жана аларды Velcro менен бекитиңиз.
2. Колуңузга масканы кийгизип, оң жагына сол боону бекитиңиз.
3. Алыстан башкаруудагы күйгүзүү/өчүрүү баскычын кыскача басыңыз. Маска автоматтык түрдө кол менен кызыл LED жарыгында күйөт.
4. Режимди которуштуруу баскычы (АВТО/МОЛ) менен каалаган режимди тандаңыз: Автоматтык же кол менен. Тандалган режимдин жанында А же М жарык диоду күйөт.
5. Кол режими (М): Кубат баскычын кыска басуулардын жардамы менен керектүү жарыкты тандаңыз (1 кызыл, 2 көк, 3 жакын инфракызыл, 4 аралаш). Акылдуу таймер 10 мүнөткө жарактуу.
6. Автоматтык режим (А): Режимдер өз алдынча өзгөрөт: 5 мүнөт кызыл, 4 мүнөт көк, 3 мүнөт жакын инфракызыл, 3 мүнөт аралаш. Жалпы сессия убактысы 15 мүнөт.
7. Аппаратты узак убакытка өчүрүүгө мажбурлоо үчүн "күйгүзүү / өчүрүү" баскычын басыңыз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Сезимталдык тест Маанилүү: биринчи процедурадан мурун сезгичтик тестин жүргүзүү керек. Аппаратты билегиңиздин ичине коюңуз. Масканы күйгүзүп, кеминде 10 мүнөт кармаңыз. Эгерде сиз жылуулукту же ыңгайсыздыкты сезсеңиз, дароо колдонууну токтотуңуз. Сыноону аяктагандан кийин, жок эле дегенде, 6 саат күтө туруңуз. Эгерде тери кызарып жана/же кычышса, анда аппарат сизге ылайыктуу эмес.
2. Сезимталдык тесттин аягында колдун терисин тазалаңыз, багуу каражаттарын колдонбоңуз.
3. Колуңузга масканы кийиңиз жана боолорду бекитиңиз.
4. Керектүү режимди (автоматтык же кол менен) тандап, процедураны аткарыңыз.
5. Колдонуу таймеринен ашуу сунушталбайт.
6. Сессиядан кийин натыйжаны консолидациялоо үчүн кам көрүү, нымдагычтарды колдонуу сунушталат.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:
Көрүнүктүү натыйжа үчүн LED HAND MASK шайманын кеминде 4 жума колдонуу сунушталат. 1-жума: 3 күндө бир, 10-15 мүнөт. 2-жана 3-жума: 2 күндө бир, 10-15 мүнөт. 4-жума: күн сайын, 10-15 мүнөт.

Протокол "Терең карылыкка каршы жана көтөрүү"

Режим	ФАЗА	TIME	ЖАРЫК	НЕГИЗ
Колдонуу нускамасы	1-сессия	10 min	Near Infrared (NIR)	Терең жылытат ткандарды, тездетет клеткалык зат алмашууну жана даярдайт дерма жаңылануга.
	2-сессия	10 min	Кызыл LED жарык.	Коллаген өндүрүшүн күчтүү стимулдайт

Кийинки сеанстар LED КОЛ МАСКАСЫН колдонуу жыштыгына жана узактыгына жараша алмашып турат.

Детокс жана антибактериалдык сактоо протоколу

Режим	ФАЗА	TIME	ЖАРЫК	НЕГИЗ
Колдонуу нускамасы	1-сессия	10 min	Көк LED жарык.	Бактериялык чөйрөнү жок кылат, майдын курамын нормалдаштырат жана кыжырданган жерлерди тынчтандырат
	2-сессия	10 min	аралаш жарык	Коллаген өндүрүшүн күчтүү стимулдайт

Кийинки сеанстар LED КОЛ МАСКАСЫН колдонуу жыштыгына жана узактыгына жараша алмашып турат.

Универсалдуу жашартуу протоколу. Кошумча орнотууларсыз автоматтык режимди колдонуңуз: ал терини коллаген өндүрүүдөн баштап терең инфракызыл стимулдаштырууга чейин бардык этаптарда жетектейт.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Жарыкты сезгичтиктин жогорулашы: жарыкка ашыкча сезгичтикти пайда кылган ооруларга аппаратты колдонууга тыюу салынат (мисалы, кызыл жегиче, фотодерматоз).
2. Дары-дармектер жана косметика: эгерде сиз дары-дармектерди кабыл алып жатсаңыз же жарыкка сезгичтикти (ретиноиддер, кээ бир антибиотиктер, цитрус эфир майлары) колдонуп жатсаңыз, масканы колдонбоңуз.
3. Теринин жабыркашы: масканы ачык жаралары, жарасы, терең жаракалары, операциядан кийинки жаңы тигилген жерлери же катуу сезгенүүнүн белгилери бар жерлерде колдонууга болбойт.
4. Кош бойлуу жана эмчек эмизүү: бул мезгилдерде масканы колдонуу дарыгердин милдеттүү түрдө кеңешкенинен кийин гана мүмкүн.
5. Процедуранын чыдамсыздыгы: эгерде билектеги милдеттүү алдын ала текшерүүдөн кийин тери кызарып же кычышып баштаса, аппарат сизге ылайыктуу эмес.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Милдеттүү тест: Биринчи колдонуудан мурун дайыма билектин ички тарабында сезгичтик сынагын өткөрүңүз.
2. Ден соолуктун начарлашы: сессия учурунда ысык, ыңгайсыздык же жалпы начарлоо сезилсе, дароо колдонууну токтотуңуз.
3. Көрүүнү коргоо: аппарат иштеп жатканда күйгүзүлгөн диоддорду түз карабаңыз.
4. Электр коопсуздугу: Заряддоо учурунда масканы колдонууга катуу тыюу салынат. Процедураны баштоодон мурун, электр кабелин өчүрүүнү унутпаңыз.
5. Нымдуулуктан коргоо: аппарат суу өткөрбөйт. Аны ваннада жана сууга жакын жерде колдонууга, нымдуу кол менен тийгизүүгө, сууга салууга же суу агымынын астында жуунууга тыюу салынат.
6. Этияттык менен колдонуу: Масканы көп ийбеңиз, аны кысып албаңыз же үстүнө оор нерселерди койбоңуз, анткени бул ички ийкемдүү чиптерге жана диоддорго зыян келтириши мүмкүн.
7. Температура: Масканы жылыткычтардын жанында, ачык оттун жанында, күндүн тике тийген астында же ысык мезгилде унаада колдонбоңуз же сактабаңыз
8. Тазалоо: Масканы толугу менен өчүрүп, электр тармагынан ажыраткандан кийин гана тазалоого болот.
9. Оңдоо жана модификациялоо: бузулган масканы колдонууга, ошондой эле аппаратты өз алдынча демонтаждоого же өзгөртүүгө тыюу салынат - бул электр шокуна алып келет жана кепилдикти жокко чыгарат.

10. Максаты: Масканы максаттуу жана көрсөтмөлөргө ылайык гана колдонуңуз.

КУТУДА: (1) маска, (2) анкердик курлар, (3) Dual Type-C заряддоо кабели,
4. колдонуу боюнча нускамалар, (5) сактоо баштыктары.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:
ӨЛЧӨМДӨРҮ (Ж Х Ж Х Д): 385x185x52 mm. кубат булагы: литий-иондук батарейка. ИШ ЧЫНЫНУУСУ: 3,7 V. КҮЧТҮ: 5 W. БАТАРЕЯ КУБАТТУУЛУГУ: 1500 mAh. БЕРҮҮНҮН ЧЫНЧЫЛЫГЫ: 5 V. АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 15 мүнөт (автоматтык режим), 10 мүнөт (кол режими). кубаттоо Убактысы: 1,5 саат. МАКСИМАЛДЫК ИШТЕГЕН УБАКЫТ: 40 мүнөт. LED COUNT: 106 лампа.
ТОЛКУНДУН Узундугу:
• кызыл - 630 nm
• Көк - 415 nm
Жакынкы инфракызыл (NIR) - 830 nm
• аралаш (кызыл + көк) - 630 + 415 nm
НУРДАЛУУНУН ИНТЕНСИВДУУЛУГУ:
• кызыл: 4,9 mW/cm²
• көк - 28 mW/cm²
Жакынкы инфракызыл (NIR) - 10,1 mW/cm²
• аралаш (кызыл + көк) - 15 mW/cm²



LED MASK - үйдө колдонуучу фототерапия маскасы

Пигментацияны азайтат

Беттин өңүн жакшыртат

Теринин бекемдигин жакшыртат

Бырыштарды тегиздейт

Көйгөйлөр: теринин картаюусунун белгилери, фотокартаюу, пигментациянын жана гиперпигментациянын көрүнүшү, безеткилер, постакне, купероз, розацеа жана башка тамырлардын жабыркашы.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, силикон.

Салмагы: 215 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

Кызыл LED жарык - Бул жарык көрүнгөн спектрдин башка түстөрүнө караганда териге тереңирээк кирет. Ал фибробласттарга (коллагенди синтездөөчү клеткаларга) таасир этет, ошону менен теринин жашаруусуна көмөктөшөт жана карылык белгилери менен күрөшөт.

Көк LED жарыгы эң төмөнкү тереңдикке ээ жана эпидермистин деңгээлинде иштейт. Порфириндер (адамдын денесиндеги пигменттер) көк светодиоддун жарыгын сиңирип, теринин бетинде жашаган безетки бактерияларын өлтүрүп, синглет кычкылтек молекулаларын бөлүп чыгарат. Ошентип, көк LED жарык дезинфекциялайт, сезгенүү түзүлүштөрүн азайтат, безетки менен күрөшөт.

Сары LED жарык - коллагенди иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү үчүн териге жетиштүү терең кирип, анын аркасында бырыштарды жылмалайт. Сары LED жарыктын клеткалык процесстерге таасири астында лимфа тамырлары активдешет, дренаж жана лимфа агымы жакшырат. Ошентип, шишик азаят, токсиндер денеден чыгарылат. Мындан тышкары, сары LED жарык териге тынчтандыруучу жана сезгенүүгө каршы таасир этет.

Аралаш жарык - кызыл жана көк түстөрдүн айкалышы алардын функционалдуулугун айкалыштырууга мүмкүндүк берет, ошондуктан аралаш жарык сезгенүү менен иштөөдө эң эффективдүү болуп эсептелет: безетки жана безетки. Көбүрөөк үстүртөн киргендиктен көк LED жарык теринин үстүнкү сырткы катмары - эпидермис менен байланышкан тери оорулары менен күрөшөт. Башка жагынан алганда, кызыл LED жарык айкалыштырып тери оорулары менен күрөшүүдө жогорку натыйжалуулугун берет, себумду өндүрүүгө олуттуу таасирин тийгизет.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Маска бекитүү үчүн жөнгө салынуучу кайыштар менен жабдылган.
2. Камтылган көз коргоочулар көзгө түздөн-түз кирген жарыктан коргойт.

3. Тамак-аш силикон маска колдонуу үчүн коопсуз болуп саналат.
4. Компакттык пульт масканы портативдик колдонууга мүмкүндүк берет.
5. Автоматтык жана кол менен башкаруу режимдери.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Масканы биринчи жолу колдонуунун алдында көрсөтмөгө ылайык “Сезимдүүлүк тестин” өткөрүңүз.
2. Масканы иштетүү үчүн пульттун күйгүзүү/өчүрүү баскычын 1 секунд басып туруңуз. Күйгүзгөндөн кийин кызыл LED жарык функциясы жана кол менен башкаруу режими иштетилет. Которуу баскычынын жанында M тамгасы бар индикатор күйөт (Кол менен башкаруу режими).
3. Эгерде маска заряддоону талап кылса, Заряддоо нускамасынын бөлүмүн окуп чыгыңыз жана кубаттоо учурунда маска иштебей турганын байкаңыз.
4. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын кайра басыңыз, маска көк LED жарык режимине өтөт.
5. Үчүнчү жолу күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз, сары LED жарык режими башталат.
6. Кубат баскычын төртүнчү жолу басыңыз, фототерапиянын аралаш режими иштетилет.
7. Масканы автоматтык режимге которуу үчүн (Авто - жарыкты автоматтык түрдө алмаштыруу режими) которуу баскычын басыңыз.
8. Автоматтык режимде 5 мүнөт кызыл LED жарык режими, 3 мүнөт көк LED жарык, 4 мүнөт сары LED жарык жана андан кийин 3 мүнөт аралаштырылган.
9. Масканы өчүрүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Масканы коюудан мурун терини тазалаңыз.
2. Маска кийиңиз, тепкичтер көзгө бекем бекитилет.
3. Кол менен же автоматтык башкаруу режимин өз каалооңуз боюнча орнотуңуз.
4. Кол режиминде LED жарык терапиясынын керектүү түсүн тандаңыз.
5. Кол менен башкарууда режимди которгондо 10 мүнөттүк акылдуу таймер кайра иштей баштаарын эске алыңыз. Бирок, масканы 15 мүнөттөн ашык колдонууга болбойт.
6. Үй шартында фототерапия процедурасынан ырахат алыңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
БЕТЕКТЕГИ / СЕЗГЕНДҮҮ	Кечинде	Көк LED жарыгы - 7 мүнөт. Кызыл LED жарыгы - 3 мүнөт. Сары LED жарыгы - 5 мүнөт.	Күн алыс	Улануууда
ИНКА СЫРЫКТАР / ЖАШКА БАЙЛАНЫШТЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР	Кечинде	Көк LED жарыгы - 2 мүнөт. Кызыл LED жарыгы - 7 мүнөт. Аралаш жарык - 5 мүнөт.	Жумасына 2-3 жолу	Улануууда
КӨРҮНГӨН КАМАЛДАР / КУПЕРОЗ / СЕЗГИЛ ТЕРИ	Кечинде	Көк LED жарыгы - 2 мүнөт. Кызыл LED жарыгы - 2 мүнөт. Сары LED жарыгы - 2 мүнөт. Аралаш жарык - 5 мүнөт.	Жумасына 2-3 жолу	Улануууда

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
ПИГМЕНТАЦИЯ / ТЕРИНИН ТОНУСУНУН тегиз эмес	Кечинде	Кызыл LED жарыгы - 6 мүнөт. Сары LED жарыгы - 4 мүнөт. Аралаш жарык - 5 мүнөт.	Жумасына 2-3 жолу	Улануууда

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. дискомфорт же кандайдыр бир терс таасири пайда болгон учурда колдонууну токтотуу.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппарат үйдө колдонуу үчүн гана арналган.
2. Заряддоо учурунда масканы колдонбоңуз.
3. Аппараттын бетине же корпусунун ичине суу киришине жол бербеңиз.
4. Шайманды ачык жылуулук булагынын жанында колдонбоңуз.
5. Аппаратты тазалоо жана тейлөө учурунда электр энергиясын өчүрүңүз.

КУТУТА: (1) бет маскасы, (2) башкаруу панели, (3) DC-USB заряддоо зымы,
4. бекитүүчү боо, (5) көз тепкичтери, (6) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 3-4 h

ИШ УБАКЫТЫ: 40-45 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 15 мүнөт (автоматтык режим), 10 мүнөт (кол режими)

РЕЖИМДЕР:
- Кызыл LED жарыгы: 630 nm
- Көк LED жарык - толкун узундугу 490 nm
- Сары LED жарыгы: 590 nm
- аралаш жарык

деталдуу кубаттуулугу (нурлануунун интенсивдуулугу):
- Кызыл LED жарыгы: 2.4041 mW/cm²
- Көк LED жарыгы: 8.6094 mW/cm²

Сары LED жарыгы: 1.2704 mW/cm²
- Аралаш жарык: 7.4833 mW/cm²

ЭНЕРГИЯНЫН ДООЗАСЫ (ЭНЕРГИЯ ИНТЕНСИЯЛЫГЫ) 15 МИНУТТУК СЕССИЯ:
- Кызыл LED жарыгы: 2.1637 J/cm²
- Көк LED жарыгы: 7.7485 J/cm²
- Сары LED жарыгы: 1.1434 J/cm²
- Аралаш жарык: 6.7350 J/cm²

СУУГА ТУРУКТУУ: IP22



LED MASK 2.0 - терини жашартуучу фототерапия маскасы

Пигментацияны азайтат

Беттин өңүн жакшыртат

Теринин бекемдигин жакшыртат

Бырыштарды тегиздейт

Көйгөйлөр: теринин картаюунун көрүнөө белгилери, фотокартаюу, пигментациянын жана гиперпигментациянын көрүнүшү, безетки, безетки, купероз, розацеа жана башка кан тамырлардын жабыркашы.

МАТЕРИАЛДАР: силикон, ABS пластик.

Салмагы: 380 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
LED MASK LED жарык терапиясынын принцибине негизделген. Маска түзүлүшүнө LED лампалары орнотулган, алардын ар бири белгилүү бир түстөгү жарыкты чыгарууга программаланган. Ар бир түс көрүнгөн жарык спектриндеги белгилүү бир толкун узундугуна туура келет. Жарык териге ар кандай тереңдикте таасир этип, теринин рецепторлоруна сиңип, клетканын ичиндеги табигый процесстерди активдештирип, теринин белгилүү бир реакциясын пайда кылат.

Кызыл LED жарыгы, эң чоң толкун узундугуна ээ, кызыл LED жарыгы бардык берилген жарыктарга караганда териге тереңирээк кирет. Ал коллагенди иштеп чыгууну жана ошону менен теринин регенерациясын стимулдаган фибробласттарга таасир этет. Терапиянын натыйжасында кызыл светодиод жарык менен жарааттардын айыгуусу тездейт, тери тартылат, бырыш сыяктуу теринин картаюунун тышкы белгилери азаят.

Көк LED жарык көрүнгөн спектрдин бардык түстөрүнүн эң кыска толкун узундугуна ээ. Ал эпидермистин деңгээлинде иштейт, микробго каршы таасирге ээ. Порфириндер (организмибиздеги пигменттер) көк светодиоддун жарыгын сиңирип, теринин бетинде жашаган безетки бактерияларын өлтүрүп, синглет кычкылтек молекулаларын бөлүп чыгарат. Ошентип, көк LED жарык дезинфекциялайт, сезгенүү түзүлүштөрүн азайтат, безетки менен күрөшөт.

Жашыл светодиоддук жарык сиңирет эпидермис жана дермис, вызывая клеткалык реакция, анын кесепеттери арасында теринин калыбына келтирүү жана айыктыруу. Ал кызарууну азайтуу, сезгич теринин кызырданууусун жоюу үчүн колдонулат. Жашыл LED жарыгы кандын эркин агымына салым кошуп, капиллярлардын көлөмүн азайтып, купероз менен күрөшөт.

Сары LED жарык (кызыл + жашыл) кан айлануусу стимулдаштыруу үчүн колдонулат, теринин өңүн жарыктандырууга жардам берет, пигментациянын оордугун азайтат.

Аралаш жарык (кызыл + көк + жашыл = ак) косметиканын тез жана терең кириши үчүн колдонулат. Мындан тышкары, ал денеге жалпы эс жана тынчтандыруучу таасири бар.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Боосуз орнотулган анкер.
2. ЖК дисплейи бар башкаруу панели.
3. Светодиоддордун саны көбөйдү - 117 даана.
4. Жарык режимдеринин ар бири үчүн 3 интенсивдүүлүк деңгээли, жогорку энергия сыйымдуулугу.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Масканы биринчи жолу колдонуунун алдында көрсөтмөгө ылайык “Сезимдүүлүк тестин” өткөрүңүз.
2. Масканы чыкылдатуудан мурун C Type кабелин колдонуп башкаруу панелине туташтырыңыз.
3. Аппаратты иштетүү үчүн башкаруу панелиндеги күйгүзүү/өчүрүү баскычын 2 секунд басып, кармап туруңуз, үн сигналын күтүңүз. Маска биринчи интенсивдүүлүк деңгээлинде кызыл LED жарык режиминде автоматтык түрдө күйөт.
4. Которуу баскычтарын (↑/↓) бир аз басуу (1 секунд) көк LED жарык режимине (башкаруу панелиндеги индикатор C: B), жашыл LED жарык режимине (индикатор C: G), сары LED жарык режимине (индикатор C: RG), ак жарык режимине (индикатор C: RGB) өтүүгө мүмкүндүк берет.
5. Жарыктын интенсивдүүлүгүн контролдоочу лампалардын (-/+) баскычтарын кыска басуу (1 секунд) деңгээлди 3кө көтөрөт же 1-деңгээлге кайтарат.
6. Тыным баскычын бир аз басуу (1 секунд) аппаратты убактылуу токтотот, кайра басуу аны кайра ишке киргизет.
7. Аппаратты өчүрүү үчүн башкаруу панелиндеги күйгүзүү/өчүрүү баскычын 2 секунд басып туруңуз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Колуңузду жана бетиңизди тазалап, кургатып алыңыз.
2. Масканы бетиңизге ыңгайлуу кармап тургандай кылып, Velcro бекиткичтерин бекитиңиз.
3. Башкаруу панелин ага туташтыруу менен масканы күйгүзүңүз.
4. Керектүү жарык режимин жана анын интенсивдүүлүгүнүн деңгээлин тандаңыз.
5. Фототерапия процедурасынан ырахат алыңыз.
6. Жарык режимдердин ар бири 15 мүнөт иштейт, андан кийин пульт автоматтык түрдө өчүп калат. Режимдерди алмаштырууда таймер кайра башталат. Фототерапияны жүргүзүүдө процедуранын жалпы убактысы (бир сеанста бир нече режимди колдонууда) 15 мүнөттөн ашпашы керек.
7. Светодиоддук жарык терапиясы аяктагандан кийин, кам көрүү каражатыңызды колдонуңуз: сыворотка же крем, LED маскасын колдонгондон кийин теринин сиңирүү жөндөмдүүлүгү жогорулайт.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
БЕТЕКТЕГИ / СЕЗГЕНДҮҮ	Кечинде	1-жума: көк, төмөн - 4 мүнөт; кызыл, төмөн - 3 мүнөт; жашыл, орто - 6 мүнөт. 2-жума: көк, орто - 4 мүнөт; кызыл, төмөн - 4 мүнөт; жашыл, орто - 6 мүнөт. 3-жума: көк, бийик - 5 мүнөт; кызыл, жогорку - 3 мүнөт; жашыл, бийик - 6 мүнөт. 4-жума: тыныгуу.	Күн алыс	1 ай, анын ичинде тыныгуу. 1 жумалык тыныгуу алыңыз. Программаны 2-3 айга кайталаңыз.
ИНКА СЫРЫКТАР / ЖАШКА БАЙЛАНЫШТЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР	Кечинде	1-жума: кызыл, орточо - 5 мүнөт; жашыл, жогорку - 5 мүнөт; аралаш, жогорку - 2 мүнөт. 2-жума: кызыл, жогорку - 5 мүнөт; жашыл, жогорку - 7 мүнөт; аралаш, жогорку - 2 мүнөт. 1-жана 2-жумаларды кезектештириңиз.	Жумасына 2-3 жолу	Белгиленген курстун чеги жок
КӨРҮНГӨН КАМАЛДАР / КУПЕРОЗ / СЕЗГИЛ ТЕРИ	Кечинде	1-жума: кызыл, төмөн - 3 мүнөт; жашыл, орто - 5 мүнөт; аралаш, орто - 5 мүнөт. 2-жума: кызыл, орто - 5 мүнөт; жашыл, бийик - 2 мүнөт; аралаш, жогорку - 5 мүнөт. 3-жума: кызыл, жогорку - 5 мүнөт; жашыл, бийик - 5 мүнөт; аралаш, жогорку - 3 мүнөт. 4-жума: тыныгуу.	Күн алыс	1 ай, анын ичинде тыныгуу. 1 жумалык тыныгуу алыңыз. Эки 4 жумалык курс, андан кийин 1 айлык тыныгуу.
ПИГМЕНТАЦИЯ / ТЕРИНИН ТОНУСУНУН тегиз эмес	Кечинде	Кызыл: кара пигментация үчүн жогорку, нормалдуу пигментация үчүн орточо - 6 мүнөт. Жашыл, бийик - 4 мүнөт. Аралаш, орто - 5 мүнөт.	Жумасына 2-3 жолу	Улануууда

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Аппаратты эпилепсия менен ооругандарга, калкан сымал бездин оорулары менен ооругандарга же калкан безин дарылоо үчүн дары-дармектерди кабыл алууга тыюу салынат.
2. Териси жабыркаган, жаракат алган же операциядан кийинки жарааттары бар керектөөчүлөргө масканы колдонууга тыюу салынат.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Фототерапия үчүн карылыкка каршы маска - бул үйдө колдонуу үчүн аппарат. Аны көрсөтмөлөргө ылайык гана колдонууга болот. Масканы башка максаттарда колдонууга тыюу салынат, антпесе ал продуктту бузуп же организмге зыян келтириши мүмкүн.
2. Эгерде маска бузулуп калса, колдонууну токтотуп, коркунучту болтурбоо үчүн керектөөчүлөрдүн дооматтарын кабыл алууга ыйгарым укуктуу уюмга кайрылыңыз.
3. Заряддоо учурунда масканы колдонууга тыюу салынат. Заряддоо учурунда маскага, заряддоо кабелине, USB адаптерге ным кол менен тийбеңиз.
4. Масканы колдонуунун натыйжасында ыңгайсыздык же кандайдыр бир терс реакциялар (теринин кызаруусу, кычышуусу, аллергиясы) сезилсе, дароо колдонууну токтотуңуз.

КУТУДА: 1) маска, 2) башкаруу панелине туташуу үчүн C-Type C кабели,
3. алыстан башкаруу, 4) USB-C заряддоо кабели, 5) нускама, 6) сактоо баштык.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 3-4 h

ИШ УБАКЫТЫ: 140 мүнөт (кызыл/көк/жашыл) • 80 мүнөт (аралаш жарык) • 78 мүнөт (сары LED жарык)

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 15 min

РЕЖИМДЕР:
• Кызыл LED жарыгы: 660 nm
• Көк LED жарык - толкун узундугу 460 nm
• Жашыл LED жарыгы: 525 nm
• Сары LED жарык - кызыл + жашыл
• аралаш жарык (ак) - кызыл + көк + жашыл

деталдуу кубаттуулугу (нурлануунун интенсивдуулугу):
1 деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 6.595 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 17.112 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 6.612 mW/cm²
Сары LED жарыгы: 14.049 mW/cm²
• Аралаш жарык: 27.542 mW/cm² (деңгээл 2)
• Кызыл LED жарыгы: 14.058 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 30.48 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 15.636 mW/cm²
Сары LED жарыгы: 17.857 mW/cm²
• Аралаш жарык: 32.169 mW/cm²

3-деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 16.368 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 47.653 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 23.095 mW/cm²
Сары LED жарыгы: 28.081 mW/cm²
• Аралаш жарык: 39.089 mW/cm²

ЭНЕРГИЯ ДОЗАСЫ (ЭНЕРГИЯ ИНТЕНСИВДУУЛУГУ) 15 МИНУТТУК СЕССИЯ:
1 деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 5.9355 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 15.4008 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 5.9508 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 12.6441 J/cm²
• Аралаш жарык: 24.7878 J/cm² (деңгээл 2)
• Кызыл LED жарыгы: 12.6522 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 27.432 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 14.0724 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 16.0713 J/cm²
• Аралаш жарык: 28.9521 J/cm² (деңгээл 3)
Кызыл LED жарыгы: 14.7312 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 42.8877 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 20.7855 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 25.2729 J/cm²
• Аралаш жарык: 35.1801 J/cm²

СУУГА ТУРУКТУУ: IP22



LED MASK 3.0 - зымсыз фототерапия маскасы

7 жарык спектри

Бырыштарды тегиздейт

Пигментацияны азайтат

Безеткини жана безеткиден кийинки тактарды азайтат

Ичинен нур

Көйгөйлөр: бырыш, ийкемдүүлүктүн жоголушу, безетки жана сезгенүү, гиперпигментация, тонус, шишик, кечиктирилген регенерация, косметикалык каражаттардын эффективдүүлүгү төмөн.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, силикон.

Салмагы: 265 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
Фототерапия (Светодиод) - бул дерманын белгилүү бир тереңдигине кирген жана клеткалардын фоторецепторлору тарабынан сиңирип, табигый регенерация процесстерин козгоочу ар кандай узундуктагы жарык толкундарына таасир этүүнүн термикалык эмес ыкмасы.

Кызыл LED жарыгы (630 nm): коллаген синтезин стимулдап, дермага терең кирет. Терапиянын натыйжасында кызыл светодиоддук жарык менен жарааттардын айыгуусу тездейт, тери тартылат, бырыш сыяктуу теринин картаюунун тышкы белгилери азаят.

Көк LED жарык (415 nm): күчтүү антибактериалдык таасирге ээ, безеткилердин пайда болуу себептерине таасир этет, дезинфекциялайт, сезгенүүнү азайтат жана терини тынчтандырат.

Жашыл LED жарыгы (520 nm): теринин жалпы өңүн тегиздейт. Ал сезгич теринин кызырданууусун жоюу, кызаруусу, пигментацияны азайтуу үчүн колдонулат. Жашыл LED жарыгы кандын эркин агымына салым кошуп, капиллярлардын көлөмүн азайтып, купероз менен күрөшөт.

Сары LED жарык (630+520 nm): ткандарда микроциркуляцияны жакшыртат, лимфалык дренажды камсыздайт, токтоп калуу жана шишик жок кылат.

Ак жарык (630+520+415 nm): клеткалык метаболизмди тездетет, косметикалык каражаттардын активдүү компоненттеринин эң терең сиңишине өбөлгө түзөт.

Near Infrared (NIR, 830 nm): Терең деңгээлде ткандардын регенерациясын тездетет, микро-зыяндарды айыктырат жана терини тынчтандырат.

Терең инфракызыл (DIR, 1070 nm): клеткалардын ички энергиясын активдештирет, "ичтен жаркырап чыгуунун" айкын эффектин камсыз кылат.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. 7 түс спектри: 1 аппаратта эстетикалык маселелердин кеңири спектрин чечүү үчүн максималдуу түс камтуусу.
2. Кош башкаруу системасы: ар кандай кырдаалда ыңгайлуулук үчүн пульт аркылуу же түздөн-түз маска аркылуу иштөө мүмкүнчүлүгү.
3. Зымсыз башкаруу. Маска пульт менен Bluetooth байланышын колдойт, ал режимдерди алыстан конфигурациялоого жана башкарууга мүмкүндүк берет, масканы пультка зым аркылуу туташтырбастан. Бул бардык шарттарда колдонулганда жогорку мобилдүүлүктү жана ыңгайлуулукту камсыз кылат.
4. Кол менен орнотуу режими. Ыңгайлаштырылган программаларды түзүү: сиз түстөрдүн ырааттуулугун жана ар бир спектрдин иштөө убактысын аныктайсыз.
5. 3D - масканын формасы бетти анатомиялык түрдө кайталайт, бул бекем сайууну камсыз кылат.
6. Акылдуу таймер: коопсуз жана натыйжалуу пайдалануу үчүн сессияны 15 мүнөттө автоматтык түрдө бүтүрүңүз.
7. Үн коштоо. Аппарат тандалган режимдерди жана Bluetooth байланышын 2 тилде (орусча жана англисче) үндөйт. Бул функция милдеттүү эмес, үн орнотуулары өчүрүлүшү мүмкүн.
8. Эс тутум функциясы: үзгүлтүксүз колдонуу менен убакытты үнөмдөө үчүн акыркы орнотууларды кол менен сактоо.
9. Терең кириш үчүн 2 IR жарык. LED MASK 3.0 инфракызыл нурлануунун эки спектри менен жабдылган (830 nm жана 1070 nm). Бул мүмкүндүк берет баштоо процесстерин омоложения эң терең катмары дермы, алар жеткиликтүү эмес үчүн кадимки косметика жана стандарттык фототерапия.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
LED MASK 3.0 кош башкаруу системасы бар:
1. Масканын корпусундагы контроллер аркылуу.
2. Алыстан башкаруу панели.

Орнотулган контроллер аркылуу башкаруу Камтылган контроллер аркылуу башкарылганда, маска автоматтык түрдө гана иштей алат.

1. Масканы күйгүзүү жана өчүрүү үчүн баскычты 2 секунд басыңыз. Бул операциялар узак сигнал менен коштолот.
2. масканын жарыктарын алмаштыруу үчүн баскычты кыска басыңыз.
3. Bluetooth функциясын күйгүзүү жана башкаруу панелине туташуу үчүн баскычты 5 секунд басыңыз. Масканы пультка туташтыргандан кийин маска контроллерундагы индикатор көк түстө күйөт.

4. Жарыктын интенсивдүүлүгүнүн деңгээлин жогорулатуу үчүн баскычты кыскача басыңыз.
5. Үн тилин тандоо үчүн баскычты басыңыз: англисче же орусча.
6. Жарыктын интенсивдүүлүгүн азайтуу үчүн баскычты кыска басыңыз.
7. Үндү күйгүзүү же өчүрүү үчүн баскычты басыңыз.

Пульттун жардамы менен башкаруу үчүн, адегенде контроллердин жардамы менен масканы күйгүзүү керек, андан кийин пультту күйгүзүп, маска башкаруу панелине туташканча күтүү керек. Ийгиликтүү туташуудан кийин "Bluetooth кошулду/Bluetooth кошулду" деген сигнал чыгат.

1. Баскычты көпкө басуу менен масканы күйгүзүңүз.
2. Баскычты бир аз басуу масканы башкаруу режимин тандоого мүмкүндүк берет: Автоматтык (1 жарык сеанс бою иштейт, колдонуучу процедура үчүн бир түстү өз алдынча аныктайт) же кол менен (колдонуучу түстүн өзгөрүшүн белгилейт, каалаган түстүн узактыгын жана интенсивдүүлүгүн аныктайт).
3. Узак басуу масканы өчүрөт.

4. Кыска басуу тандалган орнотууларды ырастайт: экспозициянын интенсивдүүлүгү жана убакыт.
5. Кол менен башкаруу режиминде бардык орнотууларды койгондон кийин эки жолу басуу масканы баштайт.
6. Сеанс учурунда кыска басуу процедураны тыныгууга коёт. Кайталанган кыска басуу үзүлгөн сессияны улантат. Тыныгуу учурунда экран жылтылдайт.
7. Кол режиминде кол режимине өткөндөн кийин узакка басуу алдын ала коюлган орнотууларды (акыркы коюлган орнотууларды) кайра коюуга мүмкүндүк берет.

8. Баскычты бир аз басуу каалаган жарыкка өтүүгө мүмкүндүк берет: ылдый баскыч жарыктын кийинки түрүнө өтөт; өйдө баскычы сизди мурунку жарык орнотууларына кайтарат.

9. Кол режиминде көбөйтүү баскычын бир аз басуу интенсивдүүлүктүн деңгээлин жана сессиянын убактысын жогорулатат, азайтуу баскычын басуу аларды азайтат.
10. Автоматтык режимде күчөтүү баскычын бир аз басуу таасирдин интенсивдүүлүгүн жогорулатат, азайтуу баскычын басуу интенсивдүүлүктүн деңгээлин төмөндөтөт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Сеанстын алдында беттин терисин тазалаңыз: макияжды тазалаңыз, кам көрүү каражаттарын колдонбоңуз.
2. Контроллердин жардамы менен масканы күйгүзүңүз.
3. Бетиңизге масканы ага жабыштырып койуңуз.
4. Маска сизге ыңгайлуу болушу үчүн, арт жагындагы Velcrosду туташтырыңыз жана бекитиңиз.

Автоматтык башкаруу режими
5. Автоматтык режимди түздөн-түз маска аркылуу да, башкаруу панелинен да башкара аласыз.

Түздөн-түз маска аркылуу башкаруу
6. Аны контроллердогу күйгүзүү/өчүрүү баскычын көпкө басуу менен иштетиңиз.
7. Ошол эле баскычты кыска басуу менен (күйгүзүү/өчүрүү/которуу режимдери) жарыктын керектүү түрүн тандаңыз.
8. Көбөйтүү жана азайтуу баскычтарынын жардамы менен жарыктын интенсивдүүлүгүнүн керектүү деңгээлин орнотуңуз.

9. Сеанс автоматтык түрдө башталат, иштин башталышын ырастоонун кереги жок.
10. 15 мүнөттүк акылдуу таймер программаны өзү бүтүрөт.

Башкаруу панели менен орнотуу үчүн
11. Масканы пульт менен Bluetooth байланышын орнотуу зарыл. Масканы күйгүзгөндөн кийин башкаруу панелин күйгүзүп, үн сигналын күтүңүз.
12. Башкаруу панелинде автоматтык башкаруу режими биринчи күйгүзүлөт. А тамгасы экрандын ылдыйкы бурчунда пайда болорун текшериңиз.
13. Каалаган жарыкты тандаңыз.
14. Интенсивдүүлүк деңгээлин 1ден 3кө чейин тууралаңыз.
15. Маска автоматтык түрдө акылдуу таймердин артка санагын иштетүү менен иштей баштайт.
16. 15 мүнөттөн кийин маска өзүнөн өзү өчөт.

Кол менен башкаруу режими
17. Масканы контроллер менен иштетиңиз.
18. Кол режимин башкаруу панелинин жардамы менен гана башкарууга болот, ошондуктан башкаруу панели менен Bluetooth маскасынын байланышын түзүү маанилүү. Масканы күйгүзгөндөн кийин башкаруу панелин күйгүзүп, үн сигналын күтүңүз.
19. Башкаруу панелинен кол менен башкаруу режимин тандаңыз. Экранда M тамгасы күйөт.
20. Сиз жарыктардын керектүү айкалышын орното аласыз, алардын узактыгынын интенсивдүүлүгүн жана убактысын орното аласыз.
21. Биринчи болуп кызыл светодиод чырагы тууралanат. Сиз интенсивдүүлүк деңгээлинен орнотууну баштасаңыз болот. Экранда интенсивдүүлүк деңгээлинин белгиси жарк этет. +/- баскычтарын колдонуп, керектүү деңгээлди тандаңыз. Баштоо/тындыруу баскычын басуу менен аны ырастаңыз.
22. Андан кийин бул жарыктын иштөө убактысын тандай аласыз. Жарыктын иштөө убактысын көбөйтүү жана кыскартуу үчүн +/- баскычтарын колдонуңуз. Баштоо/тындыруу баскычын басуу менен бул жөндөөнү ырастаңыз.
23. Кийинки түстү ушундай жол менен коюуну баштасаңыз болот (Көк -> Сары -> Жашыл -> Ак -> Жакын Инфракызыл -> Терең инфракызыл).
24. Эгерде сиз кандайдыр бир түстү өткөрүп жибергиңиз келсе, анда ал үчүн нөлдүк иштөө убактысын коюңуз же V/Λ баскычтарын (түстөрдү алмаштыруу баскычы) колдонуп кийинки жарыкка өтүү менен өткөрүп жибериңиз.
25. Λ баскычы (түстү алмаштыруу баскычы) менен мурунку жарыкка кайтып, анын жарыктыгын жана иштөө убактысын тууралай аласыз.
26. Кол менен башкаруу режиминде LED MASK 3.0 эс тутум функциясын камсыз кылат. Башкаруу панелиндеги кол менен орнотууну күйгүзгөндөн кийин баштоо / тыныгуу баскычын узакка басуу жарыктардын алдын ала коюлган айкалышын баштапкы абалга келтирет.
27. Фототерапия сеансынан кийин кам көрүү жана нымдаштыруучу кремдерди колдонуу сунушталат.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	Кам көрүү курсу
Безеткини	Жаңы баштагандар жана сезгич тери: эртең менен көк LED жарык; кечинде кызыл LED жарык (уктаардан бир саат мурун). Тажрыйбалуу колдонуучулар жана башка тери түрлөрү: эртең менен же күндүз. Көк LED жарыгы мелатониндин өндүрүшүн басат жана уйку режимин өзгөртүшү мүмкүн.	Жаңы баштагандарга жана сезгич териге: бир күнү көк LED жарыгын 15 мүнөт, кийинки күнү кызыл LED жарыгын 15 мүнөт колдонуңуз. Режимдерди кезектештириңиз. Тажрыйбалуу колдонуучуларга жана теринин башка түрлөрүнө, 1 сеанста: көк LED жарыгы - 7 мүнөт, кызыл LED жарыгы - 7 мүнөт.	Жумасына 3-4 жолу	КУРС: 4-6 жума Тыныгуу: 2 жума Курсту кайталап же башка маселе боюнча жаңы курсту баштоого болот.
БЕТЕКТЕН КИЙИНКИ БЕЛГИЛЕР	Кызыл диоддук жарык - кечинде (уктаардан бир саат мурун) Күндүн убактысына карабастан башка түстөр	Трамы: кызыл LED жарык - 7 мүнөт; жакын инфракызыл жарык - 7 мүнөт. Кызыл тактар: сары LED жарык - 7 мүнөт; жашыл LED жарык - 7 мүнөт.	Трамы: жумасына 3 жолу Кызыл тактар: жумасына 3 жолу	Трамы: дарылоо курсу - 12 жума; тыныгуу - 4-6 жума. Курсту кайталаңыз же башка тынчсыздануу үчүн жаңы курсту баштаңыз. Кызыл тактар: дарылоо курсу - 6-8 жума; тыныгуу - 4 жума. Курсту кайталаңыз же башка тынчсыздануу үчүн жаңы курсту баштаңыз.
КЕҢЕЙТКЕН ТЕҢЕКТЕР / МАЙЛУУ ЖАРТЫРУУ	Эртең менен/күндө (себеби көк LED жарык мелатониндин өндүрүшүн басат, уйку режимин өзгөртө алат)	Көк - 7 мүнөт Кызыл - 7 мүнөт	Жумасына 3-4 жолу	КУРС: 6-8 жума Тыныгуу: 3 жума Курсту кайталап же башка маселе боюнча жаңы курсту баштоого болот.
ПИГМЕНТАЦИЯ	Күндүз кайсы убакта болбосун.	Сары LED жарык - 7 мүнөт Жашыл LED жарык - 7 мүнөт	Жумасына 3-4 жолу	КУРС: 8-12 жума Тыныгуу: 4-6 жума Курсту кайталап же башка маселе боюнча жаңы курсту баштоого болот.
ТЕРИНИН КАБЫРЛАШЫ / ТАРТУУ СЕЗИШИ	Кечинде (уктаардан бир саат мурун)	Кызыл LED жарык - 5-7 мүнөт жакын инфракызыл жарык - 5-7 мүнөт	Жумасына 3-4 жолу	КУРС: 6 жума Тыныгуу: 4 жума Курсту кайталап же башка маселе боюнча жаңы курсту баштоого болот
Розацеа	Кызыл диоддук жарык - кечинде (уктаардан бир саат мурун) Күндүн убактысына карабастан башка түстөр	Бир күнү сары LED жарыгын 15 мүнөт колдонуңуз. Кийинки күнү кызыл LED жарыгын 10 мүнөт, жакын инфракызыл жарыкты 5 мүнөт колдонуңуз. Ушул иретте кезектештирип туруңуз.	Жумасына 3-4 жолу	КУРС: 8-12 жума Тыныгуу: 4 жума Курсту кайталап же башка маселе боюнча жаңы курсту баштоого болот.
Купероз	Күндүз кайсы убакта болбосун.	Жашыл LED жарык - 15 мүнөт	жумасына 2 жолу	КУРС: 8-12 жума Тыныгуу: 4 жума Курсту кайталап же башка маселе боюнча жаңы курсту баштоого болот.

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	Кам көрүү курсу
БЫРЫШТАР	Кечинде (уктаардан бир саат мурун)	Кызыл LED жарык - 7 мүнөт жакын инфракызыл жарык - 7 мүнөт	жумасына 3 жолу	КУРС: 8-12 жума Тыныгуу: 4 жума Курсту кайталап же башка маселе боюнча жаңы курсту баштоого болот.
ТҮШҮН КОМПЛЕКСИЯ	Кызыл диоддук жарык - кечинде (уктаардан бир саат мурун) сутканын убактысына карабастан сары светодиод жарык	Бир күнү кызыл LED жарыгын 15 мүнөт, кийинки күнү сары LED жарыгын 15 мүнөт колдонуңуз. Режимдерди кезектештириңиз.	Жумасына 3-4 жолу	КУРС: 6-8 жума Тыныгуу: 3-4 жума Курсту кайталап же башка маселе боюнча жаңы курсту баштоого болот.
ШИШИК	Күндүз кайсы убакта болбосун.	Сары LED жарык - 15 мүнөт	Жумасына 3-4 жолу	КУРС: 8 жума Тыныгуу: 2-4 жума Курсту кайталап же башка маселе боюнча жаңы курсту баштоого болот.
ЖЕТИЛГЕН ТЕРИ / БЫКТЫКТЫН ЖАНА ТОНУНУН ЖОГОЛУШУ / ТЕРИНИН БАШКАЧЫЛЫГЫ	Кечинде (уктаардан бир саат мурун)	Жумасына 2 жолу 1 сеанс: Кызыл LED жарык - 7 мүнөт жакын инфракызыл жарык - 7 мүнөт 1 сеанс жумасына 2 жолу: Deep IR - 15 мүнөт 1-жума сессия - 5 мүнөт 2-жума сессия - 10 мүнөт 3-жума жана андан ары - 15 мүнөт	жумасына 4 жолу	КУРС: 8-12 жума Тыныгуу: 4 жума Курсту кайталап же башка маселе боюнча жаңы курсту баштоого болот.
Деңгээл: 1-деңгээлден баштаңыз, 1 жума колдонуңуз, андан кийин 2-деңгээлге өтүңүз, 1,5 жума колдонуңуз, андан кийин 3-деңгээлге өтүңүз.				

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Эгерде сизде кызыл кызыл жегиче, фотосезгич экзема же альбинизм бар болсо, масканы колдонбоңуз. Мындай шарттарда фототерапияны колдонуу теринин катуу реакциясын жаратышы мүмкүн.
2. Эгерде сиз фотосезгичтиктин ар кандай түрү менен жабыркасаңыз (жарыкка сезгич болсоңуз) масканы колдонууга тыюу салынат.
3. Фотосезгичтикти пайда кылуучу дарыларды ичип жатсаңыз, масканы колдонбоңуз. Бул кээ бир антибиотиктер, химиотерапевтик жана диуретиктер болушу мүмкүн. Гаджетти колдонуудан мурун, доктурга кайрылыңыз.
4. Фототерапия сеансы учурунда жараларыңыз бар болсо масканы колдонбоңуз же бул жерден оолак болуңуз.
5. Акыркы 2 жумада күнгө күйгөн болсоңуз, маска колдонбоңуз.
6. Эгерде сизде Фитцпатрик I, V же VI типтеги териңиз болсо, масканы колдонбоңуз.
7. Эгерде тарыхта жарыктык эпилепсия бар болсо, масканы колдонбоңуз.
8. Безеткинин оор формаларына колдонбоңуз.
9. Аппаратты ымыркайларга, калкан сымал оорусу бар адамдарга колдонууга же калкан безин дарылоо үчүн дары-дармектерди алууга тыюу салынат.

10. Масканы заряддоо же тейлөө учурунда колдонбоңуз. Заряддоо учурунда маскага, заряддоо кабелине, USB адаптерге ным кол менен тийбеңиз.
11. Эгерде маска бузулса, аны колдонбоңуз. Керектөөчүлөрдүн дооматтарын кабыл алуу үчүн өндүрүүчү тарабынан ыйгарым укук берилген уюмга кайрылыңыз.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Масканы колдонуудан мурун сезимталдыкты текшерүү керек.
2. Масканы өчүрүп, ал ысык болуп көрүнсө же териңиз жагымсыз ысыкты сезсе, аны өчүрүңүз.
3. Масканы тазаланган териге гана колдонуңуз: макияжды тазалаңыз, процедурадан мурун багуу каражаттарын колдонбоңуз. Кээ бир ингредиенттер жарык сезгичтикти алып келиши же дарылоонун таасирин азайтышы мүмкүн.
4. Масканы суудан алыс колдонуңуз, аппаратка суу тийбеши керек.
5. Масканы ысык беттерге коюуга болбойт.
6. Гаджетти өзүңүз өзгөртүүгө же оңдоого аракет кылбаңыз. Бул кепилдикти жокко чыгарат жана электр шокуна алып келиши мүмкүн. Аппаратта өзүн-өзү тейлөөгө тийиш болгон тетиктер жок.
7. Аппараттын өзү, контроллер, заряддоо сайгычы же кабели бузулуп калса, масканы колдонбоңуз.
8. Туташтыруунун алдында чыңалуу аппаратта көрсөтүлгөн чыңалууга туура келерин текшериңиз.
9. Лампаларга зыян келтирбөө үчүн жабдууларды катуу соккуларга дуушар кылбаңыз.
10. Көздү коргоо максатында аппарат иштеп жатканда жарык булагын карабаңыз.
11. Масканы төмөнкү шарттарда колдонууга болбойт: МРТ тармагында, диатермияда, электрокоагуляцияда, зымсыз электр энергиясын берүү, 5G жана электромагниттик өткөргүчтөрү бар башка системаларда.
12. Бул жабдууларды башка жабдууларга жакын же аны менен үйүлүп колдонуудан алыс болуңуз, анткени бул иштен чыгууга алып келиши мүмкүн. Мындай колдонуу зарыл болсо, эки түзмөк тең туура иштеши үчүн көзөмөлгө алынышы керек.
13. Оригиналдуу конвертерлерди жана кабелдерди колдонуңуз. Өндүрүүчү тарабынан көрсөтүлгөн же берилгенден башка аксессуарларды колдонуу электромагниттик нурлануунун көбөйүшүнө же бул жабдуулардын иммунитетинин төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн, бул туура эмес иштөөгө алып келет.
14. Иштеп жаткан радио приборлордон 30 cm жакыныраак масканы колдонбоңуз: Wi-Fi роутерлери, уюлдук телефондор, балдар мониторлору жана антенналар. Күчтүү радио сигналдар масканын иштебей калышына же процедуранын натыйжалуулугун төмөндөтүшүнө алып келиши мүмкүн.
15. LED MASK 3.0 жеке гигиеналык каражат болуп саналат; аны башкаларга берүү сунушталбайт.
16. Эгерде маска бузулуп калса, колдонууну токтотуп, коркунучтун алдын алуу үчүн керектөөчүлөрдүн дооматтарын кабыл алууга ыйгарым укуктуу уюмга кайрылыңыз. Өз алдынча оңдоо, демонтаждоо, туура эмес пайдалануу учурунда керектөөчүлөрдүн дооматтарын кабыл алууга ыйгарым укуктуу уюм кепилдик милдеттенмелеринен бошотулат.
17. Масканы колдонуунун натыйжасында ыңгайсыздыкты же кандайдыр бир терс реакцияларды (теринин кызаруусу, кычышуусу, аллергиясы) сезсе, дароо колдонууну токтотуңуз.

КУТУТА: 1) маска, 2) Dual Type-C заряддоо кабели, 3) алыстан башкаруу, 4. колдонуу боюнча нускамалар, (5) сактоо баштыктары.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

КҮЧ: 3 W

БАТАРЕЯ СЫЙБАСЫ: 850 mAh

ИШ ЧЫНУУСУ: 3,7 V

КЕРЕКТҮҮНҮН ВОЛЬТАЦИЯСЫ: 5 V

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 15 min

күбаттоо Убактысы: 4 саат (маска), 45 мүнөт (дистанттык башкаруу)

ИШ УБАКЫТЫ: • 64 мүнөт (кызыл LED жарык режими) • 60 мүнөт (көк LED жарык режими), • 55 мүнөт (сары LED жарык режими), • 55 мүнөт (жашыл LED жарык режими), • 57 мүнөт (ак жарык режими), • 93 мүнөт (жакын инфракызыл (NIR) режими), • 215 мүнөт (терең инфракызыл (DIR) режими)

РЕЖИМДЕР:
• Кызыл LED жарыгы: 630 nm
• Көк LED жарык - толкун узундугу 415 nm
• Жашыл LED жарыгы: 520 nm
• Сары LED жарык - кызыл + жашыл
• ак жарык - кызыл + көк + жашыл
Жакынкы инфракызыл жарык - 830 nm
Терең инфракызыл жарык: 1070 nm

деталдуу кубаттуулугу (нурлануунун интенсивдуулугу):
1 деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 10.5 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 12.4 mW/cm²
• Сары LED жарыгы: 10.4 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 8.4 mW/cm²
Ак LED жарыгы: 13.3 mW/cm²
• NIR - 7,76 mW/cm²
DIR - 3,14 mW/cm² 2-деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 14.4 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 18.5 mW/cm²
• Сары LED жарыгы: 13.9 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 11.2 mW/cm²
Ак LED жарыгы: 16.9 mW/cm²
• NIR - 10,49 mW/cm²
DIR - 4,24 mW/cm² 3-деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 17.4 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 20.2 mW/cm²
• Сары LED жарыгы: 17.6 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 14.6 mW/cm²
Ак LED жарыгы: 19.1 mW/cm²
• NIR - 17,1 mW/cm²
• DIR - 8,3 mW/cm²

ЭНЕРГИЯ ДОЗАСЫ (ЭНЕРГИЯ ИНТЕНСИВДУУЛУГУ) 15 МИНУТТУК СЕССИЯ:
1 деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 9.45 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 11.16 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 9.36 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 7.56 J/cm²
Ак LED жарыгы: 11.97 J/cm²
• NIR - 6,98 J/cm²
• DIR - 2,83 J/cm² 2-деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 12.96 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 16.65 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 12.51 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 10.08 J/cm²
Ак LED жарыгы: 15.21 J/cm²
• NIR - 9,44 J/cm²
• DIR - 3,82 J/cm² 3 деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 15.66 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 18.18 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 15.84 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 13.14 J/cm²
Ак LED жарыгы: 17.19 J/cm²
• NIR - 15,39 J/cm²
• DIR - 7,47 J/cm²

ӨЛЧӨМДӨРҮ (H X W X D): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - моюн жана декольте үчүн фототерапия

Кан айлануусуну жакшыртат

Пигментацияны азайтат

Теринин өңүн бирдей кылат

Бырыштарды тегиздейт

Көйгөйлөр: пигментация, безетки, купероз, розацеа, безеткилер, теринин картаюунун белгилери, май бездеринин иштешинин күчөшү, тешикчелердин кеңейиши, теринин бүдөмүк жана чарчашы.

МАТЕРИАЛДАР: силикон, ABS пластик.

Салмагы: 210 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
LED МОЮН МАСКА LED жарык терапиясынын принцибине негизделген. Маска түзүлүшүнө LED лампалары орнотулган, алардын ар бири белгилүү бир түстөгү жарыкты чыгарууга программаланган. Ар бир түс көрүнгөн жарык спектриндеги белгилүү бир толкун узундугуна туура келет. Жарык териге ар кандай тереңдикте таасир этип, теринин рецепторлоруна сиңип, клетканын ичиндеги табигый процесстерди активдештирип, теринин белгилүү бир реакциясын пайда кылат.

Кызыл LED жарык - Бул жарык көрүнгөн спектрдин башка түстөрүнө караганда териге тереңирээк кирет. Ал фибробласттарга (коллагенди синтездөөчү клеткаларга) таасир этет, ошону менен теринин жашаруусуна көмөктөшөт жана карылык белгилери менен күрөшөт.

Көк LED жарыгы эң төмөнкү тереңдикке ээ жана эпидермистин деңгээлинде иштейт. Порфириндер (адамдын денесиндеги пигменттер) көк светодиоддун жарыгын сиңирип, теринин бетинде жашаган безетки бактерияларын өлтүрүп, синглет кычкылтек молекулаларын бөлүп чыгарат. Ошентип, көк LED жарык дезинфекциялайт, сезгенүү түзүлүштөрүн азайтат, безетки менен күрөшөт.

Жашыл светодиоддук жарык сиңирет эпидермис жана дермис, вызывая клеткалык реакция, анын кесепеттери арасында теринин калыбына келтирүү жана айыктыруу. Ал кызарууну азайтуу, сезгич теринин кыжырдануусун жоюу үчүн колдонулат. Жашыл LED жарыгы кандын эркин агымына салым кошуп, капиллярлардын көлөмүн азайтып, купероз менен күрөшөт.

Сары LED жарык (кызыл + жашыл) - кан айлануусуну стимулдаштыруу үчүн колдонулат, теринин өңүн жарыктандырууга, пигментациянын күчөшүн азайтууга жардам берет.

Аралаш жарык (кызыл + көк + жашыл = ак) - косметиканын тез жана терең кириши үчүн колдонулат. Мындан тышкары, ал денеге жалпы эс жана тынчтандыруучу таасири бар.

Near Infrared - ткандардын регенерациясын терең деңгээлде тездетет, микро-зыяндарды айыктырат жана терини тынчтандырат.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Мойнун жана моюндун аялуу жерлерине таасир этүү үчүн уникалдуу форма.
2. Масканын эки тарабында жөнөкөй тиркеме.
3. Эргономикалык башкаруу панели.
4. Жарык режимдеринин ар бири үчүн 3 интенсивдүүлүк деңгээли, жогорку энергия сыйымдуулугу.
5. Тамак-аш силикон маска колдонуу үчүн коопсуз болуп саналат.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Тип C кабелин колдонуп, масканы башкаруу панелине туташтырыңыз. Кабелди туташтыргычка мүнөздүү чыкылдатууну укканга чейин салыңыз.
2. Аппаратты күйгүзүү үчүн башкаруу панелиндеги күйгүзүү/өчүрүү баскычын 2 секунд басып туруңуз. Маска автоматтык түрдө кызыл LED жарык режиминде биринчи интенсивдүүлүк деңгээлинде күйөт (башкаруу панелинин дисплейинде C: R, L: 1 көрсөткүчтөрү).
3. Которуу баскычтарына (↑/↓) кыска басуу (1 секунд) көк LED жарык режимине (башкаруу панелиндеги индикатор C: B), жашыл LED жарык режимине (индикатор C: G), сары LED жарык режимине (индикатор C: RG), ак жарык режимине (индикатор C: RGB), NIR режимине (индикатор C: IR_) өтүүгө мүмкүндүк берет.
4. Лампалардын жарык интенсивдүүлүгүн башкаруу баскычтарын (-/+) бир аз басуу (1 секунд) деңгээлди 3кө көтөрөт же кайра 1-деңгээлге кайтат (башкаруу панелиндеги L: 1 (2/3) көрсөткүчү).
5. Тыным баскычын бир аз басуу (1 секунд) аппаратты убактылуу токтотот, аны кайра басуу аны кайра ишке киргизет.
6. Аппаратты өчүрүү үчүн башкаруу панелиндеги күйгүзүү/өчүрүү баскычын 2 секунд басып туруңуз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
Биринчи колдонуудан мурун, сезгичтик тестин өткөрүңүз:
Масканы колуңуздун ичине коюңуз.
Масканы күйгүзүңүз жана толук 15 мүнөттүк фототерапия сессиясын өткөрүңүз.
Териңизде ыңгайсыздыкты же күйүүнү сезсеңиз, масканы колдонууну дароо токтотуңуз.
• Текшерүүдөн кийин болжол менен 6 саат күтө туруңуз. Колуңуздун ичи кызарып жана/же кычышса, анда LED МОЮН МАСКА колдонууга туура келбейт.
1. Пультту маскага туташтырыңыз.
2. Масканы мойнуңузга тагыңыз.
3. Масканы күйгүзүңүз, жарыктын керектүү режимин жана анын интенсивдүүлүгүнүн деңгээлин тандаңыз.
4. Фототерапия процедурасынан ырахат алыңыз. Жарык режимдердин ар бири 15 мүнөт иштейт, андан кийин пульт автоматтык түрдө өчүп калат. Режимдерди алмаштырууда таймер кайра башталат. Фототерапияны жүргүзүүдө процедуранын жалпы убактысы (бир сеанста бир нече режимди колдонууда) 15 мүнөттөн ашпашы керек.
5. Светодиоддук жарык терапиясы аяктагандан кийин, кам көрүү каражатыңызды колдонуңуз: сыворотка же крем, LED маскасын колдонгондон кийин теринин сиңирүү жөндөмдүүлүгү жогорулайт.
6. Көзгө көрүнгөн натыйжа үчүн масканы жумасына 3-4 жолудан кеминде 4 жума колдонуңуз.
7. Керектүү эффектке жеткенден кийин жумасына 1-2 процедураны жасоого болот.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Моюн жана декольте үчүн светодиоддук фототерапия маскасы үйдө колдонууга арналган аппарат. Аны ушул колдонуучу нускамада сүрөттөлгөндөй гана колдонуңуз. Аны башка максаттарда колдонбоңуз, анткени бул продуктка зыян келтириши же денеге зыян келтириши мүмкүн.
2. Эгерде маска бузулуп калса, колдонууну токтотуп, коркунучтун алдын алуу үчүн керектөөчүлөрдүн дооматтарын кабыл алууга ыйгарым укуктуу уюмга кайрылыңыз. Өз алдынча оңдоо, демонтаждоо, туура эмес пайдалануу учурунда керектөөчүлөрдүн дооматтарын кабыл алууга ыйгарым укуктуу уюм кепилдик милдеттенмелеринен бошотулат.
3. Заряддоо учурунда масканы колдонууга тыюу салынат. Заряддоо учурунда маскага, заряддоо кабелине, USB адаптерге ным кол менен тийбеңиз.
4. Масканы колдонуунун натыйжасында ыңгайсыздык же кандайдыр бир терс реакциялар (теринин кызаруусу, кычышуусу, аллергиясы) сезилсе, дароо колдонууну токтотуңуз.
5. Аппаратты эпилепсия менен ооругандарга, калкан сымал бездин оорулары менен ооругандарга же калкан безин дарылоо үчүн дары-дармектерди кабыл алууга тыюу салынат.
6. Териси жабыркаган, жаракат алган же операциядан кийинки жарааттары бар керектөөчүлөргө масканы колдонууга тыюу салынат.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппарат үйдө колдонуу үчүн гана арналган.
2. Заряддоо учурунда масканы колдонбоңуз.
3. Аппараттын бетине же корпусунун ичине суу киришине жол бербеңиз.
4. Шайманды ачык жылуулук булагынын жанында колдонбоңуз.
5. Аппаратты тазалоо жана тейлөө учурунда электр энергиясын өчүрүңүз.

КУТУДА: (1) фототерапия маскасы, (2) башкаруу панели, (3) башкаруу панелин маскага туташтыруу үчүн C тибиндеги кабель, (4) USB тибиндеги C заряддоо кабели, (5) сактоочу баштык, (6) нускама, (7)2 маска боосу.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:
кубаттоо Убактысы: 2 саат иштөө убактысы: 60 мүнөт акылдуу таймер: 15 мүнөт (автоматтык режим)
РЕЖИМДЕР:
• Кызыл LED жарыгы: 630 nm
• Көк LED жарык - толкун узундугу 415 nm
• Жашыл LED жарыгы: 525 nm
• Сары LED жарык - кызыл + жашыл
• аралаш жарык (ак) - кызыл + көк + жашыл
Жакынкы инфракызыл жарык - толкун узундугу 830 nm

деталдуу кубаттуулугу (нурлануунун интенсивдуулугу):
1 деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 7.755 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 16.6 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 12.214 mW/cm²
Сары LED жарыгы: 16.069 mW/cm²
• Аралаш жарык: 30.211 mW/cm²
• Жакынкы инфракызыл жарык: 6,2 mW/cm²

2-деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 16.562 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 23.34 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 15.710 mW/cm²
• Сары LED жарыгы: 26.597 mW/cm²
• Аралаш жарык: 33.950 mW/cm²
Жакынкы инфракызыл жарык - 11,9 mW/cm² 3-деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 22.896 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 29.57 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 25.895 mW/cm²
Сары LED жарыгы: 30.697 mW/cm²
• Аралаш жарык: 38.154 mW/cm²
Жакынкы инфракызыл жарык - 19,54 mW/cm²

ЭНЕРГИЯНЫН ДОЗАСЫ (ЭНЕРГИЯ ИНТЕНСИВДУУЛУГУ) 15 МИНУТТУК СЕССИЯ
1 деңгээл
Кызыл LED жарыгы: 7.755 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 17.928 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 12.214 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 16.069 J/cm²
• Аралаш жарык: 30.211 J/cm²
Жакынкы инфракызыл жарык - 6,20 J/cm² 2-деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 16.562 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 33.240 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 15.710 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 26.597 J/cm²
• Аралаш жарык: 33.950 J/cm²
Жакынкы инфракызыл жарык - 11,9 J/cm² 3-деңгээл
• Кызыл LED жарыгы: 22.896 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 50.627 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 25.895 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 30.697 J/cm²
• Аралаш жарык: 38.154 J/cm²
• жакын инфракызыл жарык -19,54 J/cm²

СУУГА ТУРУКТУУ: IP22



LED PATCHES - теринин айрым жерлерине кам көрүүчү LED пластырлар

Сезгенүүнү тез басат

Пигментацияны агартат

Максаттуу көтөрүү

Катуулукту жакшыртат

Көйгөйлөр: жергиликтүү сезгенүү жана безеткилер, теринин аллергиялык реакциялары, майда кемчиликтер, майдын дисбаланстары, белгилүү бир аймактарда курактык өзгөрүүлөр (бырыштар, бырыштар), пигменттик тактар.

МАТЕРИАЛДАР: PC пластик, силикон.

Салмагы: 23,4 g (корпус), 2,78 g (патч).

ФУНКЦИЯЛАР:

Фототерапия (LED) - бул теринин белгилүү бир тереңдигине чейин кирип, клеткалар тарабынан сиңип, табигый регенерация процесстерин козгогон ар кандай узундуктагы жарык толкундарынын таасири ыкмасы.

Кызыл LED жарык (630 nm): клеткалардагы зат алмашуу процесстерин стимулдайт, терең калыбына келтирүүгө көмөктөшөт, теринин текстурасын жакшыртат жана пигменттик тактарды жарык кылат.

Көк LED жарык (415 nm): майлуу теринин балансын нормалдаштырат, кылдат тазалоого өбөлгө түзөт жана аны тынчтандырат.

Патчтар бир эле учурда антибактериалдык жана карылыкка каршы эффекттерди берүү үчүн эки жарык спектрин айкалыштырган бир КОМБИНАТТУУ РЕЖИМде иштейт.

UVC - Радиация (275 nm) корпуста: Жабыктарды стерилизациялоо үчүн жабык корпустун ичинде гана колдонулат. Нурлануу бактериялардын жана вирустардын ДНКсын жана РНКсын жок кылып, патчты кийинки колдонуу тери үчүн таптакыр коопсуз болушун камсыздайт.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Максаттуу дарылоо: компакттуу өлчөмү патчты дарылоону талап кылган аймакка (безетки, бырыш же пигменттик так) так коюуга мүмкүндүк берет.
2. Бош колдор: патчтар атайын гипоаллергендик Velcros (32 даанадан турат) менен териге бекем бекитилет, бул сеанс учурунда өз ишиңизди жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
3. Автоматтык стерилдөө: Жабыктары бар жабык куту автоматтык түрдө UVC дезинфекциясынын 1 мүнөттүк циклин иштетип, ар бир колдонууда тери тактарынын коопсуздугун кепилдейт.
4. Акылдуу таймер: Сеанс туура 10 мүнөткө созулат, андан кийин патч өзүнөн өзү өчөт.
5. Автономия: Корпустун толук заряды 10 патчты толук зарядтоо үчүн жетиштүү жана бир патч үзгүлтүксүз 60 мүнөткө чейин иштей алат.

6. Кош натыйжалуулугу: 2 көз карандысыз тактар заряддоо үчүрда берилет. Сиз аларды бир эле үчүрда беттин ар кандай көйгөйлүү жерлеринде колдоно аласыз (мисалы, симметриялык бырыштарда же бир нече сезгенүүлөрдө), процедуранын убактысын жарымына кыскартуу. Же аларды алмаштырыңыз: бир патч заряддалган жана дезинфекцияланганда, экинчиси үзгүлтүксүз кам көрүү менен иштөөгө толук даяр.
7. Portability: Сактоо жана туура жолдо баратып тактарды заряддоо. Компакттуу жабык корпус каптагы аппараттардын коопсуздугун камсыздап, аларды тышкы зыяндан коргойт.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Заряддоо кутусунан кандайдыр бир тактарды алып салыңыз.
2. жабышчаак жамаачы Velcro алып, аппараттын артына жабыштырып.
3. Велкродон коргоочу пленканы алып салыңыз жана патчты дарылоо жериндеги таза териге сүйкөңүз. Терини кармап калуу үчүн басыңыз.
4. Иштетүү үчүн патчтын алдыңкы жагындагы баскычты басыңыз.
5. Аппарат 10 мүнөттөн кийин автоматтык түрдө өчүп калат (же мажбурлап өчүрүү үчүн баскычты кайра басыңыз).
6. Сеанс аяктагандан кийин, колдонулган липучканы чечип, ыргытыңыз.
7. Заряддоо жана автоматтык түрдө дезинфекциялоо үчүн баскычты артка жана заряддоочу контакттары ылдый каратып зымсыз кутуга патчты кайтарыңыз. Жашыл көрсөткүч туура байланышты тастыктайт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Сезимталдуулук тести. Маанилүү: жол-жобосу алдында тест жүргүзүү керек. Күйгүзүлгөн патчты билегиңиздин ички жагына 10 мүнөткө коюңуз. Эгерде ысык же ыңгайсыздык пайда болсо, аппаратты дароо алып салыңыз. 6 сааттан кийин реакцияга баа бериңиз. Эгерде тери кызарып же кычышса, тактарды колдонуу сиз үчүн туура эмес.
2. Күнүмдүк колдонуу: Сеанстын алдында терини тазалаңыз. Кам көрүү каражаттарын колдонбоңуз.
3. Жамаатты көйгөйлүү аймакка бекитип, аны күйгүзүңүз.
4. Бир сессияда бир зона боюнча 10 мүнөттүк чектен ашуу сунушталбайт.
5. Жумуш аяктагандан кийин кадимки кам көрүү же нымдагычты сүйкөңүз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

LED менен кам көрүүнү жаңы баштагандар үчүн: каалаган натыйжага жеткенче пластырды көйгөйлүү жерге күн алыс колдонуңуз.

ТАЖРЫЙБА КОЛДОНУУЧУЛАР ҮЧҮН: Эффектке жеткенге чейин көйгөйлүү аймакка күнүнө 1 жолу колдонуңуз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Жарыкты сезгичтиктин жогорулашы: эгерде сиз жарыкка өтө сезгичтикти пайда кылган оорулардан (мисалы, кызыл кызыл же фотодерматоз) жабыркасаңыз, аппаратты колдонууга тыюу салынат.
2. Өзгөчө дары-дармектер жана косметика: Эгер сиз дары-дармектерди кабыл алып жатсаңыз же жарыкка сезгичтигин арттырган косметикалык каражаттарды колдонуп жатсаңыз, тактарды колдоно албайсыз. Аларга ретиноиддер, кээ бир антибиотиктер жана цитрус эфир майлары кирет.
3. Теринин жаралары: ачык жаралары же терең кесилген жерлеринде колдонуудан алыс болуңуз.
4. Процедуранын чыдамсыздыгы: эгерде билектеги алдын ала текшерүүдөн кийин тери кызарып же кычыша баштаса, аппарат сизге ылайыктуу эмес.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Кургак кол: Аппаратты колдонуудан мурун, колуңуздун толугу менен кургак экенин текшериңиз.
2. Көрүүнү коргоо: патч күйүп турганда жарык булагына көпкө тике карабаңыз.
3. Ыңгайсыздыкты токтотуңуз: процедуранын жүрүшүндө кыжырыңызды келтирсеңиз, колдонууну дароо токтотуңуз.
4. Нымдуулуктан коргоо: Патчтар суу өткөрбөйт. Аларды суу менен жуубаңыз же нымдуу чөйрөдө (мисалы, ванна бөлмөсүндө) колдонбоңуз.
5. Коопсуз кубаттоо: Заряддоо кутусун тармакка туташкан бойдон көпкө калтырбаңыз. 100% кубатталгандан кийин дароо өчүрүңүз. Аппаратты розеткага туташып турганда колдонбоңуз.
6. Тазалоо: ар бир колдонуудан кийин патчтын жумушчу бетин жумшак түксүз чүпүрөк менен сүртүңүз. Агрессивдүү дезинфекциялоочу каражаттарды же күйүүчү заттарды колдонбоңуз.

КУТУТА: (1) заряддоо кутусу x1, 2) x2, 3) жамаачы x32 бекитүү үчүн Velcro патчтары, 4. Кош типтеги C заряддоо кабели x1, 5) колдонуу боюнча нускама x1.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

ӨЛЧӨМДӨРҮ (H X W X D): 35x58x20 mm (корпусу), 21x21x5 mm (патч)

КҮЧ БУЛАГЫ: литий-иондук батарейка

ИШ ЧЫНУУСУ: 3,6 V

КЕРЕКТҮҮНҮН ВОЛЬТАЦИЯСЫ: 5 V

КҮЧ: 0,09 W

БАТАРЕЯ СЫЙБАСЫ: 200 mAh (корпус), 18 mAh (патч)

кубаттоо Убактысы: 1,5 h

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 10 min

МАКСИМАЛДЫК ЗЫМСЫЗ ИШТЕГЕН УБАКЫТ: 10 толук патч заряды (1 корпустун зарядынан), 60 мүнөт үзгүлтүксүз иштөө (1 патч)

LED COUNT: 1 лампа патчта

ТОЛКУНДУН Узундугу:
• Аралаш: кызыл 630 nm + көк 415 nm
Case функциясы: автоматтык UVC дезинфекциясы - 275 nm

НУРДАЛУУНУН ИНТЕНСИВДУУЛУГУ:
• аралаш спектр - 36,36 mW/cm²



LED SET - бет, моюн жана декольте үчүн фототерапия

Беттин өңүн жакшыртат

Бырыштарды тегиздейт

Безеткини жана безеткиден кийинки тактарды азайтат

Кан айлануусу жакшыртат

Пигментацияны азайтат

Көйгөйлөр: теринин картаюунун көрүнөө белгилери, фотокартаюу, пигментациянын жана гиперпигментациянын көрүнүшү, безетки, безетки, купероз, розацеа жана башка кан тамырлардын жабыркашы.

МАТЕРИАЛДАР: силикон, ABS пластик.

Салмагы: 380 g (бет маскасы) + 210 g (моюн маскасы).

ФУНКЦИЯЛАР:
LED SET LED жарык терапиясынын принцибине негизделген. Маска түзүлүшүнө LED лампалары орнотулган, алардын ар бири белгилүү бир түстөгү жарыкты чыгарууга программаланган. Ар бир түс көрүнгөн жарык спектриндеги белгилүү бир толкун узундугуна туура келет. Жарык териге ар кандай тереңдикте таасир этип, теринин рецепторлоруна сиңип, клетканын ичиндеги табигый процесстерди активдештирип, теринин белгилүү бир реакциясын пайда кылат.

Эң чоң толкун узундугуна ээ болгон кызыл LED жарык, бардык берилген жарыктарга караганда териге тереңирээк кирет. Ал коллагенди иштеп чыгууну жана ошону менен теринин регенерациясын стимулдаган фибробласттарга таасир этет. Терапиянын натыйжасында кызыл светодиод жарык менен жарааттардын айыгуусу тездейт, тери тартылат, бырыш сыяктуу теринин картаюунун тышкы белгилери азаят.

Көк LED жарык көрүнгөн спектрдин бардык түстөрүнүн эң кыска толкун узундугуна ээ. Ал эпидермистин деңгээлинде иштейт, микробго каршы таасирге ээ. Порфириндер (организмибиздеги пигменттер) көк светодиоддун жарыгын сиңирип, теринин бетинде жашаган безетки бактерияларын өлтүрүп, синглет кычкылтек молекулаларын бөлүп чыгарат. Ошентип, көк LED жарык дезинфекциялайт, сезгенүү түзүлүштөрүн азайтат, безетки менен күрөшөт.

Жашыл светодиоддук жарык сиңирет эпидермис жана дермис, вызывая клеткалык реакция, анын кесепеттери арасында теринин калыбына келтирүү жана айыктыруу. Ал кызарууну азайтуу, сезгич теринин кыжырданууусун жоюу үчүн колдонулат. Жашыл LED жарыгы кандын эркин агымына салым кошуп, капиллярлардын көлөмүн азайтып, купероз менен күрөшөт.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:
Сары LED жарык (кызыл + жашыл) - кан айлануунуну стимулдаштыруу үчүн колдонулат, теринин өңүн жарыктандырууга, Аралаш жарык (кызыл + көк + жашыл = ак) - косметиканын тез жана терең кириши үчүн колдонулат. Мындан тышкары, бар.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Масканын таасири зонасы: 2 маска кам көрүүнү талап кылган 3 жерди камтыйт.
2. Бир алыстан башкаруу: эки маска тең 1 алыстан башкаруу менен башкарылат.
3. Көп функционалдуу колдонуу: маскаларды комплект катары (бир эле учурда 2) жана өзүнчө колдонсо болот
4. Кол менен башкаруу режими масканын жеке сессиясын конфигурациялоого мүмкүндүк берет.
5. Масканын материалы тамак-аш силикону болуп саналат: ал тери үчүн коопсуз, кыжырданууну жаратпайт.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Маскаларды С тибиндеги кабель аркылуу башкаруу панелине туташтырыңыз. Ар бир кабелдин чыгышын масканын туташтыргычтарына мүнөздүү чыкылдатууну укканга чейин киргизиңиз.
2. Түзмөктөрдү күйгүзүү үчүн башкаруу панелиндеги күйгүзүү/өчүрүү баскычын 2 секунд басып туруңуз.
3. Которуу баскычтарын (↑/↓) бир аз басуу (1 секунд) көк LED жарык режимине (башкаруу панелиндеги индикатор C: B), жашыл LED жарык режимине (индикатор C: G), сары LED жарык режимине (индикатор C: RG), ак жарык режимине (индикатор C: RGB) өтүүгө мүмкүндүк берет.
4. Лампалардын жарык интенсивдүүлүгүн башкаруу баскычтарын (-/+) бир аз басуу (1 секунд) деңгээлди 3кө көтөрөт же кайра 1-деңгээлге кайтат (башкаруу панелиндеги L: 1 (2/3) көрсөткүчү).
5. Тыныгуу баскычын бир аз басуу (1 секунд) түзмөктөрдүн ишин токтотот, аларды кайра басуу аларды кайра ишке киргизет.
6. Маскаларды өчүрүү үчүн башкаруу панелиндеги күйгүзүү/өчүрүү баскычын 2 секунд басып туруңуз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Масканы биринчи жолу колдонуунун алдында көрсөтмөгө ылайык “Сезимдүүлүк тестин” өткөрүңүз.
2. Пультту маскаларга туташтырыңыз.
3. Бет маскасын жана моюн жана моюн аймагына маска кийиңиз.
4. Маскаларды күйгүзүңүз, жарыктын керектүү режимин жана анын интенсивдүүлүгүнүн деңгээлин тандаңыз.
5. Фототерапия процедурасынан ырахат алыңыз.
6. Жарык режимдердин ар бири 15 мүнөт иштейт, андан кийин пульт автоматтык түрдө өчүп калат. Режимдерди алмаштырууда таймер кайра иштетилет. [Маанилүү]: Фототерапияны жүргүзүүдө процедуранын жалпы убактысы (бир сеанста бир нече режимди колдонууда) 15 мүнөттөн ашпасын кылдаттык менен көзөмөлдөңүз.
7. LED жарык терапиясы аяктагандан кийин, өзүңүздүн кам көрүү каражатыңызды колдонуңуз: сыворотка же крем, LED жарык терапиясынан кийин теринин сиңирүү жөндөмдүүлүгү жогорулайт.

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
БЕТЕКТЕГИ / СЕЛГЕНДҮҮ / МАЙЛУУ ТЕРИ	Эртең менен / кечинде	1-жума: көк, төмөн - 3 мүнөт; сары, төмөн - 3 мүнөт; кызыл, төмөн - 3 мүнөт; жашыл, төмөн - 3 мүнөт; аралаш, аз - 3 мүнөт. 2-жума: көк, орто - 4 мүнөт; сары, орто - 3 мүнөт; кызыл, орто - 2 мүнөт; жашыл, орто - 3 мүнөт; аралаш, орто - 3 мүнөт. 3-жума: көк, бийик - 3 мүнөт; сары, бийик - 3 мүнөт; кызыл, жогорку - 3 мүнөт; жашыл, бийик - 3 мүнөт; аралаш, жогорку - 3 мүнөт. 4-жума: көк, бийик - 5 мүнөт; сары, бийик - 3 мүнөт; кызыл, жогорку - 2 мүнөт; жашыл, бийик - 3 мүнөт; аралаш, жогорку - 2 мүнөт.	Күн алыс	Программаны 2-3 айга кайталаңыз. 6 айда бир жолу.
ИНКА СЫРЫКТАР / ЖАШКА БАЙЛАНЫШТЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР		Көк, бийик - 2 мүнөт. Сары, бийик - 3 мүнөт. Кызыл, жогорку - 5 мүнөт. Жашыл, бийик - 3 мүнөт. Аралаш, жогорку - 2 мүнөт.	Жумасына 2-3 жолу	Белгиленген курстун чеги жок
КӨРҮНГӨН КАМАЛДАР / КУПЕРОЗ / СЕЗГИЛ ТЕРИ	Кечинде	1-жума: көк, төмөн - 1 мүнөт; кызыл, төмөн - 3 мүнөт; жашыл, орто - 3 мүнөт; сары, орто - 3 мүнөт; аралаш, орто - 5 мүнөт. 2-жума: көк, төмөн - 1 мүнөт; кызыл, орто - 3 мүнөт; жашыл, бийик - 3 мүнөт; сары, бийик - 3 мүнөт; аралаш, жогорку - 5 мүнөт. 3-жума: көк, төмөн - 2 мүнөт; кызыл, жогорку - 5 мүнөт; жашыл, бийик - 2 мүнөт; сары, бийик - 3 мүнөт; аралаш, жогорку - 3 мүнөт. 4-жума: тыныгуу.	Күн алыс	1 ай, анын ичинде тыныгуу. 1 жумалык тыныгуу алыңыз. 2-3 төрт жумалык курстарды бүтүрүңүз, андан кийин 1 айлык тыныгуу алыңыз. 2-3 төрт жумалык курстарды кайталаңыз жана бул циклди улантыңыз.

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
ПИГМЕНТАЦИЯ / ТЕРИНИН ТОНУСУНУН тегиз эмес	Кечинде	Кызыл, жогорку - 5 мүнөт. Сары, бийик - 3 мүнөт. Жашыл, бийик - 2 мүнөт. Көк, төмөн - 1 мүнөт. Аралаш, орто - 4 мүнөт.	Жумасына 2-3 жолу	Белгиленген курстун чеги жок. Колдонгондон кийин SPF кремди сүйкөңүз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Аппаратты ымыркайларга, эпилепсиядан жапа чеккендерге, калкан бези менен ооруган адамдарга же калкан безине каршы дары-дармектерди колдонууга тыюу салынат.
2. Териси жабыркаган, жаракат алган же операциядан кийинки жарааттары бар керектөөчүлөргө маскаларды колдонууга тыюу салынат.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппарат үйдө колдонуу үчүн гана арналган.
2. Эгерде маскалардын бири бузулуп калса, колдонууну токтотуп, коркунучтун алдын алуу үчүн керектөөчүлөрдүн дооматтарын кабыл алууга ыйгарым укуктуу уюмга кайрылыңыз.
3. Заряддоо учурунда беткаптарды колдонууга тыюу салынат. Заряддоо учурунда маскаларга, заряддоо кабелине, USB адаптерге ным кол менен тийбеңиз.
4. Масканы колдонуунун натыйжасында ыңгайсыздык же кандайдыр бир терс реакциялар (теринин кызаруусу, кычышуусу, аллергиясы) сезилсе, дароо колдонууну токтотуңуз.

КУТУДА: (1) бет маскасы, (2) моюн жана моюн аймагынын фототерапия маскасы, (3) С тибиндеги башкаруу панелине туташтыруу үчүн кабель, (4) башкаруу панели,
5. Type C-USB заряддоо кабели, 6) нускама, 7) сактоо баштыктары, 8) 2 моюн маскасы боо.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:
кубаттоо Убактысы: 4 h

ИШ УБАКЫТЫ: 30 мүнөт (максималдуу интенсивдүүлүк деңгээлинде бир эле учурда 2 маска менен)

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 15 min

РЕЖИМДЕР:
• Кызыл LED жарыгы: 660 nm
• Көк LED жарык - толкун узундугу 415 nm
• Жашыл LED жарыгы: 525 nm
• Сары LED жарык - кызыл + жашыл
• аралаш жарык (ак) - кызыл + көк + жашыл

деталдуу кубаттуулугу (нурлануунун интенсивдуулугу):
1 деңгээл LED MACK
• Кызыл LED жарыгы: 5.455 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 12.065 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 8.582 mW/cm²
Сары LED жарыгы: 13.012 mW/cm²
• Аралаш жарык: 21.826 mW/cm²

LED MACKA
• Кызыл LED жарыгы: 5.171 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 10.707 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 6.413 mW/cm²
• Сары LED жарыгы: 11.888 mW/cm²
• Аралаш жарык: 18.059 mW/cm² (деңгээл 2, LED MASK)
• Кызыл LED жарыгы: 12.155 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 23.541 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 12.757 mW/cm²
• Сары LED жарыгы: 16.86 mW/cm²
• Аралаш жарык: 26.797 mW/cm² (LED NECK MASK)
• Кызыл LED жарыгы: 9.759 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 25.02 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 13.664 mW/cm²
Сары LED жарыгы: 16.725 mW/cm²
• Аралаш жарык: 25.447 mW/cm² (деңгээл 3, LED MASK)
• Кызыл LED жарыгы: 15.94 mW/cm²
• Көк LED жарыгы: 33.06 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 17.461 mW/cm²
• Сары LED жарыгы: 20.607 mW/cm²
Аралаш жарык: 29.321 mW/cm² (LED NECK MASK)
• Кызыл LED жарыгы: 15.275 mW/cm²
Көк LED жарыгы: 31.849 mW/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 16.986 mW/cm²
• Сары LED жарыгы: 19.561 mW/cm²
• Аралаш жарык: 30.183 mW/cm²

ЭНЕРГИЯ ДОЗАСЫ (ЭНЕРГИЯ ИНТЕНСИВДУУЛУГУ) 15 МИНУТТУК СЕССИЯ:
1 деңгээл LED MACK
• Кызыл LED жарыгы: 4.9095 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 10.8585 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 7.7238 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 11.7108 J/cm²
Аралаш жарык: 19.6434 J/cm² (LED NECK MASK)
• Кызыл LED жарыгы: 4.6539 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 9.6363 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 5.7717 J/cm²

• Сары LED жарыгы: 10.6992 J/cm²
• Аралаш жарык: 16.2531 J/cm² (деңгээл 2, LED MASK)
• Кызыл LED жарыгы: 10.9395 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 21.1869 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 11.4813 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 15.174 J/cm²
Аралаш жарык: 24.1173 J/cm² (LED NECK MASK)
• Кызыл LED жарыгы: 8.7831 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 22.518 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 12.2976 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 15.0525 J/cm²
• Аралаш жарык: 22.9023 J/cm² (деңгээл 3, LED MASK)
Кызыл LED жарыгы: 14.346 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 29.754 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 15.7149 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 18.5463 J/cm²
• Аралаш жарык: 26.3889 J/cm² (LED NECK MASK)
• Кызыл LED жарыгы: 13.7475 J/cm²
• Көк LED жарыгы: 28.6641 J/cm²
• Жашыл LED жарыгы: 15.2874 J/cm²
• Сары LED жарыгы: 17.6049 J/cm²
• Аралаш жарык: 27.1647 J/cm²

СУУГА ТУРУКТУУ: IP22



MAMI - бет жана моюн үчүн лифтинг массаж шайманы

Теринин өңүн жакшыртат

Бет көтөрүү

Бырыштарды тегиздейт

шишик азайтат

Көйгөйлөр: көзгө көрүнгөн жаш куректык өзгөрүүлөр, фотокартаюу, ылдыйлардын салбырашы, өңдүн күңүрт өңү, безетки, пигментация, чоңойгон тешикчелер, шишик жана теринин ийкемдүүлүгүн жоготуу.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, цинк эритмеси, дат баспас болот.

Салмагы: Массажер - 179 g, негизи - 108 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

EMS - булчуңдардын миостимуляциясы үчүн электр тогу, ал теринин катмарларына терең кирип, булчуң катмарына жетет. Булчуңдардын жыйрылышын стимулдайт, ЭМС теринин тартылышына өбөлгө түзөт, лифтинг эффекти пайда болот, коллаген жана эластиндин өндүрүшү көбөйөт, теринин бекемдиги жана ийкемдүүлүгү жогорулайт, шишик жок кылынат.

3 Жарык фототерапиясы: кызыл, көк жана аралаш түстөр териге кирип, регенерация процесстерин козгойт. Эн аз терең дикке ээ көк LED жарык теринин бетинде иштеп, аны дезинфекциялайт жана ошону менен сезгенүүнү азайтат. Кызыл диоддук жарык эң жогорку терең дикте коллагенди синтездеген фибробласттарга таасир этет, терини жашартуу жана карылык белгилери менен күрөшүү үчүн колдонулат. Кызыл жана көк LED жарыктын айкалышы - сезгенүүнү натыйжалуу дарылоо үчүн эки функциянын айкалышы.

Вибрация - бул механикалык таасир териге, анын аркасында бардык метаболизм процесстери күчөтүлөт, тери подтягивается, көрүнүшү көрүнгөн морщин азаят.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Ыңгайлуу экспозиция деңгээлин тандоо үчүн 3 EMS интенсивдүүлүк деңгээли.
2. Токтун булагы катары 2 электрод.
3. Дого түрүндөгү жумушчу форма адамдын денесинин ийри сызыгын кайталайт, массажер эки зонага: бетке жана моюнга колдонулат.
4. Кол менен башкаруу режими: ар биринин режимдерин жана иштөө убактысын өзүңүз аныктап, жеке комбинацияны жасайсыз.

ИШТӨӨ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппаратты күйгүзүү же өчүрүү үчүн, POWER баскычын басып, кармап туруңуз.
2. Фототерапиянын жарыгын тандоо үчүн POWER баскычын кыска убакытка басыңыз. Автоматтык түрдө эң биринчи көк LED жарык күйгүзүлөт, кайра басуу аралаш жарык режимин күйгүзүү үчүн кызыл LED жарыгын тандоого мүмкүндүк берет POWER баскычын кайра басыңыз.
3. Массажер күйгүзүлгөндөн кийин, LEVEL баскычын бир аз басуу EMS интенсивдүүлүгүнүн деңгээлин алсыздан күчтүүгө чейин тандоого мүмкүндүк берет. Алсыз деңгээл - 1 индикатор күйүп турат.

(Төмөн), Орто - 2 көрсөткүч (Төмөн+Орто), Күчтүү деңгээл - 3 көрсөткүч (Төмөн+Орто+Жогорку) күйүү.
4. LEVEL баскычын көпкө басуу менен титирөөнү күйгүзүңүз. Ошол эле узак басуу титирөөнү өчүрүүгө мүмкүндүк берет.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Макияжыңызды алып, бетиңизди тазалоочу каражат менен жууңуз.
2. териге кам көрүү каражатын бир калыпта колдонуңуз (суу негизиндеги, гел сымал текстура, ал эң жакшы натыйжа үчүн токтун максималдуу өткөрүмдүүлүгүн камсыз кылат).
3. Аппаратты күйгүзүңүз жана фототерапия режимин тандаңыз.
4. EMS интенсивдүүлүк деңгээлин тууралаңыз.
5. Аппараттын массаждык бетин беттин терисине сүйкөп, массаж сызыктары боюнча массаж жасаңыз. Төмөндөн (ээктен) өйдө карай (маңдайдагы чачтын сызыгына чейин) жылдыруу.
6. Процедураны бардык массаж линияларында үч жолу кайталаңыз. Аппарат менен 10 мүнөттөн ашык иштөө сунушталбайт.
7. Массажды аяктагандан кийин аппаратты өчүрүңүз, аппараттын массаждык бетин тазалоочу майлык менен тазалаңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	Кам көрүү курсу
БЕТЕКТЕГИ / СЕЗГЕНДҮҮ	КҮНДҮН КАЧАН УБАКЫТЫНДА	LED режими: • Көк LED жарык - 5 мүнөт • Кызыл LED жарык - 2 мүнөт "EMS" режими • Орточо интенсивдүүлүк деңгээли - 5-7 мүнөт Режимдер бир убакта эмес, көрсөтүлгөн тартипте колдонулат	Күн алыс	2 жума 3-4 күн тыныгуу 2 жума 4-5 жумалык курстар жылына
ИЧКА БЫРЫКТАР / КУРГАК ТЕРИ / ПИГМЕНТАЦИЯ / ТЕҢ ТЕҢ ТОНУ	КЕЧИНДЕ	LED режими: • Кызыл LED жарыгы - 7 мүнөт • Аралаш жарык - 5 мүнөт "EMS" режими: • Төмөнкү интенсивдүүлүк - 5 мүнөт • Орточо интенсивдүүлүк деңгээли - 3 мүнөт • Максималдуу деңгээл (тыгыз тери үчүн) - 3 мүнөт LED жана EMS режимдери бир эле учурда колдонулушу мүмкүн	жумасына 2 жолу	3-4 жума 1 жума тыныгуу 4 жумалык курсту кайталоо Кийинки кайталоо туруктуу негизде
КӨРҮНГӨН КАМАЛДАР / КУПЕРОЗ / СЕЗГИЛ ТЕРИ	КЕЧИНДЕ	"LED" режими: • Кызыл диоддук жарык - 7 мүнөт • Аралаш жарык - 5 мүнөт "Тилтирөө" режими: 5 мүнөт Купероз үчүн "EMS" режими карама-каршы Режимдер бир убакта эмес, көрсөтүлгөн тартипте колдонулат	жумасына 2 жолу	4 жума Тыныгуу 1 жума 4 жумалык курсту кайталоо Кийинки кайталоо туруктуу негизде

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Эгерде сиздин териңиз косметикалык же химиялык пилингден, лазердик жаңылоодон, фракциялык лазердик жашартуудан, мезотерапиядан кийин же акыркы эки жумада тери толтургучтарды колдонгондон кийин айыгуу стадиясына өтсө, аппаратты колдонбоңуз.
2. Аппарат 12 жашка чейинки адамдардын колдонуусуна арналбайт.
3. Аппарат физикалык, сенсордук жана акыл-эс жөндөмү чектелген адамдардын колдонуусуна арналбайт.
4. Эгерде сизде кулактын саламаттыгына байланыштуу көйгөйлөр (сырткы отит, кулак инфекциясы, башка оорулар) болсо, бул аппаратты колдонбоңуз.
5. Укалоочуну жарака кеткен териге, ачык жарааттар болгондо, көйгөйлүү же кыжырданган териге колдонууга болбойт (тери катуу безетки, күнгө күйүү, инфекция ж.б.).
6. Аппаратты көздүн айланасындагы сезгич жерге колдонбоңуз, анткени ал жердеги тери жука жана назик.
7. Аспапты былжыр челге (мисалы, мурундун, ооздун ичине, жыныстык органдарга) колдонбоңуз, анткени бул жергиликтүү дүүлүктүрүүнү пайда кылышы мүмкүн.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Заряддоо туташтыргычын жана USB зымды кургак кармаңыз.
2. Аппаратты нымдуу чөйрөдө заряддабаңыз (мисалы, толук ваннанын жанында, жумушчу душта, суу толгон бассейндин жанында).
3. Аппаратты бул массажер менен келген USB кабели менен гана колдонуңуз.
4. Эгерде USB кабели бузулса, коркунучтан сактануу үчүн аны баштапкы зым менен гана алмаштырыңыз.
5. Массажерди жок дегенде 2 айда бир жолу толук 100% заряддаңыз - бул батареянын иштөө мөөнөтүн узартат.

КУТУДА: (1) массажер, (2) базалык колдоо, (3) USB-C заряддоо кабели, 4. нускама, (5) салфетка, (6) баштык.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

НОМИНАЛДУУ ИШ ЧЫНАЛУУ: 5-9 V

НОМИНАЛДУУ КАБЫЛ АЛУУНУН ВОЛЬТАЦИЯСЫ: 3,7 W

КУЧ БУЛАГЫ: литий-ион

БАТАРЕЯ СЫЙБАСЫ: 900 mAh

ӨЛЧӨМДӨР: 147,1x83x44,4 mm (түзмөк), 57,1x57,1x76 mm (стенд)

Салмагы: аппарат - 179 g, стенд - 108 g

кубаттоо Убактысы: 3 h

ИШ УБАКЫТЫ: Кызыл LED жарык/Көк LED жарык режими - 200 мүнөт Аралаш жарык режими - 300 мүнөт

НУРДАЛУУНУН ИНТЕНСИВДУУЛУГУ:
Кызыл LED жарыгы: 7.7867 mW/cm²
- Көк LED жарыгы: 32.758 mW/cm²
- Аралаш жарык: 23.322 mW/cm²

EMS:
- 1-деңгээл - 0,08 mA
- 2-деңгээл - 0,11 mA
- 3-деңгээл - 0,13 mA

УЧУРДАГЫ ЖАСТЫК: 34,7 kHz

ТОЛКУН Узундугу: Кызыл LED жарык - 625 nm - көк LED жарык - 465 nm

WAVEFORM: эки фазалуу симметриялуу тик бурчтуу толкун формасы

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX4



MEI1 - бет жана моюн үчүн EMS массаж шайманы

V түрүндөгү көтөрүү

шишик азайтат

Контурларды скульптуралайт

Бырыштарды жана бырыштарды түздөйт

Көйгөйлөр: ийкемдүүлүктүн жоголушу жана беттин "сүзүүчү" контурлары, эртең менен шишиги, булчуңдардын спазмы жана кычкачтары, курактык өзгөрүүлөр (бырыштар), өңдүн бүдөмүк түсү, күнүмдүк косметикалык каражаттарды сиңирүүнүн төмөн натыйжалуулугу.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик.

Салмагы: 78 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
Аппарат синергетикадан улам ткандардын бардык катмарларына комплекстүү таасир этет 4 технология:

EMS - дененин табигый биоэлектрдик сигналдарын туурап, беттин булчуңдарын кылдат жыйрылат жана машыктырат, алардын тонусун кайтарат.

Терең жылуулук (42 °C) - Термикалык таасир спазмалуу булчуңдарды бошотуп, микроциркуляцияны жакшыртат.

ТОЛКУНДУУ ТИРИТҮҮ (8500 айн/мин) - жогорку жыштыктагы механикалык термелүүлөр ткандарда шишик жана суюктуктун токтоп калышын азайтып, күчтүү лимфа дренажына көмөктөшөт.

ION IMPORT (ионофорез) - жылытуу менен айкалышта, бул технология сыворотка кам көрүүнүн активдүү компоненттеринин дерманын терең катмарларына кирип, алардын эффективдүүлүгүн көбөйтүүгө жардам берет.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Интеллектуалдык 360° дизайн: корпустун бардык тарабы активдүү жумушчу беттер. Үстүнкү бөлүгү (роликтер) 3D массаж үчүн, каптал беттери - гуа-ша массажы үчүн, ал эми астыңкы чети - чекиттик акупрессура үчүн.
2. 1 аппаратта 4 технология: EMS, толкун термелүү, жылытуу жана ионтофорез.
3. 2 иштөө режими: эртең менен лимфалык дренаж жана тонировкалоо үчүн негизги режим (ак индикатор); интенсивдүү кечки карыкка каршы кам көрүү жана эс алуу үчүн жылытуу (кызыл көрсөткүч) менен комплекстүү режим.
4. Акылдуу таймер: коопсуз колдонуу үчүн аппарат 10 мүнөт үзгүлтүксүз иштегенден кийин автоматтык түрдө өчөт, ошондой эле 2 мүнөт аракетсиз болгондон кийин уйку режимине өтөт.
5. Көчүрүү жана автономия: Камтылган 800 mAh батарея бир зарядда 80 мүнөткө чейин үзгүлтүксүз колдонууну камсыз кылат.

6. Колдонуунун ар тараптуулугу: массажердин дизайны аны так, ролик жана көтөрүү үчүн кам көрүү үчүн, ошондой эле моюнду, ийинди, колду жана буттарды массаждоо үчүн колдонууга мүмкүндүк берет.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппаратты күйгүзүү же өчүрүү үчүн күбат баскычын 1-2 секунд басып туруңуз (үн сигналы угулат).
2. Биринчи кыска басуу (демейки режим): EMS, титирөө жана ион импорту кирет. Индикатордук шакекче ак жарык менен күйөт. Эртең мененки шишиктерди кетирүү жана сергитүү үчүн идеалдуу.
3. Экинчи Кыска Басуу (Татаал режим): Терең жылытуу функциясын мурунку технологияларга туташтырат. Индикатор кызыл күйөт. Интенсивдүү көтөрүү жана эс алуу үчүн ылайыктуу.
4. Заряддоо учурунда индикатор кызыл LED жарыгы жылмакай күйөт, ал эми 100% жеткенде тынымсыз күйөт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. EMS иштеши үчүн өткөргүч гелди, нымдандыруучу сыворотканы же маңызын тазаланган териге катуу суунун негизинде колдонуу керек. Териге кам көрүү продуктунун курамында майлар жана кислоталар болбошу керек (AHA, BHA, PHA-кислоталар, ретинол, С витаминининин жогорку концентрациясы).
2. Аппаратты күйгүзүп, керектүү режимди тандаңыз.
3. Укалоо линиялары боюнча массаж жасоо, тандалган жумушчу бетти териге катуу басуу. Аппаратты бир калыпта, туруктуу ылдамдыкта жана ашыкча басымсыз алып жүрүү керек.
4. 10 мүнөт иштегенден кийин акылдуу таймер аппаратты автоматтык түрдө өчүрөт.
5. массажерди нымдуу майлык менен сүртүңүз (аппарат IPX3 нымдуулуктан коргоо классына ээ - суунун агымынын астында жуунууга тыюу салынат).

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	Кам көрүү курсу
ТЫШ, ШИШИК ТЕРИ	Кечинде, күндүн 2-жарымында	"EMS, титирөө, иондук импорт" режими - 3-5 мүнөт "EMS, титирөө, иондук импорт, жылытуу" режими - 5 мүнөт	Жумасына 2-3 жолу	Дарылоо курсу: 10 жума. Тыныгуу: 2 жума. 10 жумалык курсту үзгүлтүксүз кайталаңыз.
ИЧКА СЫРЫКТАРЫ БАР КУРГАК ТЕРИ	Таң.	"EMS, титирөө, ион импорттоо" режими - 3-4 мүнөт Режим "EMS, титирөө, иондук импорт, жылытуу" - 3-4 мүнөт	Жумасына 1-2 жолу	Дарылоо курсу: 10 жума. Тыныгуу: 2 жума. 10 жумалык курсту үзгүлтүксүз кайталаңыз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Кардиостимулятору бар, остеопорозу же тери оорусу бар, же ысык-суукту же ооруну сезүү жөндөмүн жоготкон адамдарга шайманды колдонууга тыюу салынат.
2. Кесилген жерлерге, пластикалык операциядан кийин, ириңдеген же сезгенген териге, ошондой эле көз алмасынын, көздүн кабактарынын жана калкан безинин аймактарына колдонууга болбойт.
3. Металл протездери бар жерлерде колдонбоңуз.
4. Тиш дарылоодон өтүп жаткан (же пломба/брекети бар), ошондой эле металлга аллергиясы бар, купероз (телангиэктазия) үчүн аппаратты этияттык менен колдонушу керек.

5. Кош бойлуу, этек кир келгенде, эмчек эмизгенде, гипертонияда же дене табы көтөрүлгөндө врач менен кеңешкенден кийин гана колдонуу керек.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Аппарат суу өткөрбөйт.
2. Аны сууга колдонууга, крандын астында жууп салууга же нымдуулугу жогору шарттарда (мисалы, ваннада) сактоого тыюу салынат.
3. Заряддоо учурунда аппаратты колдонбоңуз. Сеанстын алдында аны ар дайым тармактан ажыратыңыз.
4. Эгерде заряддоо же колдонуу учурунда нормадан ысыганды же түтүндү байкасаңыз, аппаратты дароо өчүрүңүз.
5. Аппараттын кулашынан жана физикалык соккулардан сактаныңыз.
6. Аппаратты кургак, салкын жерде, түз күн тийбеген жерде сактаңыз. Колдонбостон узак мөөнөткө сактоо үчүн, батарейканы 3 ай сайын толтуруңуз.

КУТУТА: (1) массажер, (2) сактоо баштыгы, (3) Type-C заряддоо кабели,
4. колдонуу боюнча нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

ӨЛЧӨМДӨРҮ (H X W X D): 140×80×10 mm

КУЧ БУЛАГЫ: камтылган литий батарея

ИШ ЧЫНУУСУ: 5 V

КҮЧ: 4,4 W

БАТАРЕЯ СЫЙБАСЫ: 800 mAh

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 10 min

кубаттоо Убактысы: ≤ 2 h

МАКСИМАЛДЫК ИШТЕГЕН УБАКЫТ (ТОЛУК кубаттоо): 80 min

УЧУРДА: 1,4 mA

ТИТИРҮҮ: мүнөтүнө 8500 айлануу

ЖЫЛУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ: 42 °C

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX3



MIGA - ооз көңдөйүнүн ирригатору

Чай оорусунун алдын алууга жардам берет

Тамак-аш калдыктарын жок кылат

Көңдөйлөрдүн алдын алууга жардам берет

Ооздун жетүүгө кыйын жерлерин тазалайт

Көйгөйлөр: Тиш бляшка, кариес, тиш оорусу, дем жыты.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик.

Салмагы: 157 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

Суюктук ооз көңдөйүнүн жетүүгө мүмкүн болбогон жерлерин эффективдүү тазалайт, тамак-аш калдыктарын кетирет, бул кариестин пайда болушуна жол бербейт.

Сугатчы жараткан суюктуктун басымы тиштин тиштерине массаж жасап, алардын кан айлануусун жана айыгышын шарттайт.

Тилдин жана жаактын суу жиптерин тазалоо жагымсыз жытты жок кылууга мүмкүндүк берет.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Сугатчы менен бирге 1 стандарттуу саптама (саптама), сактоочу куту жана заряддоо кабели келет.
2. 1 режим.
3. Резервуардын көлөмү 70 ml.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппаратты биринчи жолу колдонуунун алдында аккумуляторду толук заряддаңыз, бул үчүн заряддоо үчүн магниттик кабельди ирригатордун корпусундагы контакттарга туташтырыңыз. Заряддоо учурунда аппаратты колдонууга болбойт.
2. Соплолорду орнотуу/чыгаруу Соплоду чыкылдатуудан мурун аппараттын үстүнкү капкагындагы тешикке киргизиңиз. Чыкылдатуу саптама ийгиликтүү орнотулганын көрсөтөт. Соплоду алып салуу үчүн аппараттын үстүнкү капкагын басып, аны ушул абалда кармап, саптаманы алып салыңыз.
3. Резервуарды толтуруу Аппараттын өчүрүлгөнүн текшерип, андан соң анын түбүндө жайгашкан суу багынын капкагын ачып, идишке суу толтуруңуз.
4. Аппаратты күйгүзүү же өчүрүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү баскычын басуу керек. Эскертүү: Аппаратты колдонуу учурунда индикатор дайыма көк түстө күйүп турат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Соплолорду орнотуп, аппаратты иштөө абалына келтириңиз. Бул үчүн, бир колуңуз менен продуктуну денеден кармап, экинчи колу менен суу багын ылдый тартыңыз.
2. Соплоду ооз көңдөйүнө коюп, аны тиштерге каратып, аппаратты иштетүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз. Тазалоо учурунда сугатчы вертикалдуу кармалууга тийиш.
3. Эң жакшы натыйжага жетүү үчүн азуу тиштери (арткы тиштер) менен жууп баштаңыз жана саптаманы алдыңкы тиштерге жылдырыңыз. Суунун агымын тишке 90 градус бурч менен багыттаңыз, суу айланага чачырабашы үчүн оозуңузду чоң ачпаңыз.
4. Сагыз чөнтөгү жана тиштер аралык мейкиндик тазаланганга чейин ар бир тишке кыска убакытка созулуп, саптаманы сагыз сызыгы боюнча жылдыруу зарыл.
5. Тазалоо аяктагандан кийин, күйгүзүү/өчүрүү баскычын басып, аппаратты өчүрүңүз жана резервуардан калган сууну алыңыз. Бул үчүн резервуардын капкагын ачып, сууну агызыңыз, андан кийин сугатчыны баштапкы абалына келтириңиз.
6. Тамактан кийин, күнүнө 2 жолу ооз көңдөйүн тазалоону жүргүзүү. Эскертүү: Биринчи тазалоодо жеңил кан кетүү нормалдуу көрүнүш, ал бир жуманын ичинде жок болот. Эгерде кан агуу 2 жумадан ашык токтобосо, аппаратты колдонууну токтотуп, тиш доктурга кайрылыңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Күнүнө 2 жолу, тамактангандан кийин, ортодонтиялык түзүлүштөрдү багуу үчүн - ар бир тамактан кийин.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТТҮ:
Бул чексиз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. пародонтиттин күчөшү, ооз көңдөйүндөгү курч сезгенүү процесстери.
2. Тиштин катуу кан агуусу.
3. Ооз көңдөйүндө операциядан кийинки алгачкы 2 ай ичиндеги мезгил.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Сугатчыны душта колдонбоңуз, сугатчыны сууга салбаңыз жана аппаратты сууга түшүп кетүү коркунучу бар жерлерге койбоңуз.
2. Аппаратты жогорку температурада же нымдуулукта, ошондой эле күн нуру тике тийген жерлерге коюуга болбойт.
3. Заряддоо учурунда аппаратты ным кол менен албаңыз, кубаттоо учурунда продуктуну эч качан кароосуз калтырбаңыз.
4. Заряддоо кабелин этияттык менен кармаңыз: аны жылуулук булактарынан алыс кармаңыз, күч менен сунбаңыз, бүктүңүз же бурбаңыз, кабелдин кысылышына жол бербеңиз, анткени бул анын иштебей калышына алып келиши мүмкүн. Эгерде аппараттын өзү же заряддоо кабели бузулса (жыгылуунун, суунун кирип кетишинин ж.
5. сугатчы оригиналдуу кубаттагыч менен гана заряддалышы керек, бул аппаратты аспапта көрсөтүлгөн чыңалуудан башка чыңалуу менен тармакка туташтырбаңыз.
6. Аппаратты саптамасыз колдонбоңуз, өндүрүүчү сунуш кылбаган саптамаларды колдонбоңуз.

7. Балдар жетпеген жерде сактаңыз.
8. Сугатчыга бөтөн нерселерди киргизбеңиз.
9. Резервуарга суу терүүдөн мурун аппаратты заряддоо кабелинен ажыратыңыз, резервуарды толтурууда ашыкча агып кетүүсүнө жол бербеңиз.
10. Тазалоодон жана тейлөөдөн мурун, аппарат өчүк экенин жана заряддалбагандыгын текшериңиз.
КУТУТА: (1) сактоочу куту, (2) ирригатор, (3) насадка, (4) заряддоо кабели USB магниттик туташтыргыч, (5) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 2 сааттан ашык

ИШ УБАКЫТЫ: 20 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: жок

БИР ТОЛУГУ МЕНЕН ИШТЕГЕН УБАКЫТ: 30 s

КҮЧ: 482,3 kPa

МУНУТАДА ПУЛЬС: 900-1100

СУУ САПАТЫНЫН КУБАТТУУЛУГУ: 70 ml

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX7



MIGA BLACK - ооз көңдөйүнүн ирригатору

Чай оорусунун алдын алууга жардам берет

Тамак-аш калдыктарын жок кылат

Көңдөйлөрдүн алдын алууга жардам берет

Ооздун жетүүгө кыйын жерлерин тазалайт

Ортодонтиялык приборлорго кам көрүү

Көйгөйлөр: Тиш бляшкалары, кариес, ортодонтиялык структураларда жана тиштер аралык мейкиндикте тыгылып калган тамак-аш калдыктары, тиш оорусу, дем жыты.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик.

Салмагы: 183 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

Суюктук эң кол жетпеген жерлерди тазалайт, бул кариестин пайда болушунун алдын алууга, ошондой эле ортодонтиялык структураларды тазалоого мүмкүндүк берет.

Сугатчы жараткан суюктуктун басымы тиштин тиштерине массаж жасап, алардын кан айлануусун жана айыгышын шарттайт.

Тилдин жана жаактын суу жиптерин тазалоо жагымсыз жытты жок кылууга мүмкүндүк берет.

Комплекттеги 3 экспозиция режими жана 4 сопло тамак-аш калдыктарын, такталарды, тиштер аралык мейкиндиктерди, сагыз чөнтөктөрүн, тилди жана ортодонтиялык түзүлүштөрдү натыйжалуу тазалоону камсыз кылат.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Комплектте 4 сопло (стандарттык, пародонтологиялык, ортодонтиялык, тилди тазалоо үчүн саптама).
2. Аппараттын учурда саптаманы сактоо үчүн бөлүм бар.
3. 3 иштөө режими (назик, импульстук, күчтүү).
4. Бактын көлөмү 140 ml.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Чыкылдатуудан мурун саптаманы орнотуңуз.
Сугатчы менен бирге 4 типтеги саптамалар бар, алардын ар бири өз функциясына ээ:
Стандарттык саптама тишти күн сайын тазалоо үчүн колдонулат. Ийилген учу бляшкаларды жана тамак-аш калдыктарын жууп салууга жардам берет.
Тиштин чөнтөгүн тазалоо үчүн периодонтологиялык саптама колдонулат (алар сезгенген тиштин тиштен алыстап, чөнтөктү пайда кылганда пайда болот).

Бул сопло тишке кам көрүү үчүн жумшак резина учу бар.
• Ортодонтиялык сопло брекет системаларын тазалоо үчүн иштелип чыккан. Бул саптаманын аягында суу өтүүчү тешиктен тышкары катуу түктүү щетка бар. Анын аркасында ортодонтиялык түзүлүштөрдүн кулпулары тазаланат, алардан бляшкалар жана тамак-аштын калдыктары жуулат.
Тилди тазалоочу саптама кашык сымал жана бул саптаманы бляшка жана жумшак ткандардын булганышын кетирүү үчүн колдонсоңуз болот.
2. Резервуарды ачып, ага суу толтуруңуз.
3. Соплоду ооз көңдөйүнө коюп, аппаратты иштетүү үчүн күйгүзүү баскычын кыска убакытка басыңыз.
4. Аппараттагы кнопканы узакка басуу режимдердин ортосунда которулуу үчүн колдонулат. Аппараттын 3 режими бар:
Delicate (жашыл көрсөткүч) - төмөн басым, башталгычтар жана сезгич тиштери бар адамдар үчүн ылайыктуу;
Импульс (көк индикатор) - өзгөрүлмө пульсирлөөчү басым, күчтүү жана алсыз режимдердин алмашып турушу, тиштерди терең тазалоо жана массаждоо;
Күчтүү (ак индикатор) - күчтүү басым, көпчүлүк адамдардын күнүмдүк муктаждыктарын канааттандырган эффективдүү тазалоо.
5. Колдонгондон кийин аппаратты бир аз басуу менен өчүрүңүз. Өчүрүлгөндө аппарат акыркы жолу колдонулган режимди эстеп калат жана кийинки жолу күйгүзүлгөндө бул режимде автоматтык түрдө иштей баштайт.
6. Саптаманы алып салуу үчүн баскычты басыңыз жана аны кылдаттык менен алып салыңыз, саптамаларды сактоо бөлүкчөсүн ачып, ага саптаманы салыңыз.
7. Үзгүлтүксүз тазалоону унутпаңыз: резервуарды бөлүп, жуун салыңыз. Эскертүү: Сугатчыны алгачкы колдонууда назик режимди колдонуңуз. Биринчи тазалоо учурунда жеңил кан кетүү норма болуп саналат, ал бир жуманын ичинде жок болот. Эгерде кан агуу 2 жумадан ашык токтобосо, аппаратты колдонууну токтотуп, тиш доктурга кайрылыңыз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Кадимки тазалоо үчүн стандарттуу көп функциялуу саптаманы колдонуңуз. Күйгүзүү баскычын чыкылдатып, каалаган режимди тандаңыз. Андан кийин саптаманы тиштердин карама-каршы жагына, суу агымы иштетилген аймакка перпендикуляр болгудай кылып коюңуз. Эскертүү: Сезимтал тиштер оңой эле кан кете баштайт. Эмес багыттоо реактивдүү тишке түздөн-түз, адамдарга назик тиштери сунушталат тандоого назик режими.
2. Арткы тиштериңизди жуун баштаңыз жана алдыңкы тишиңизге өтүңүз. Бүт тиштен өтүңүз, ар бир тишке кыска убакытка бүйлө жана тиштердин ортосундагы боштук тазаланганга чейин кармаңыз. Эгерде сиз тиштин сыртынан баштаган болсоңуз, процедураны арка үчүн кайталаңыз. Бул алгоритм тиштердин жогорку жана төмөнкү катар үчүн да жүзөгө ашырылышы керек.
3. Сагыз чөнтөктөрүн тазалоо үчүн пародонтологиялык саптаманы колдонуңуз. Кубат баскычын чыкылдатып, керектүү режимди тандаңыз. Соплоду бурчка коюңуз, саптаманын үчү тиштин четине жана тиш сөөктүн чөнтөгүнө багытталат. Тазалоону жогоруда айтылган сунуштарга ылайык жүргүзүңүз.
4. Тилди тазалоо үчүн кашык сымал саптаманы колдонуңуз. Соплолорду орнотуп, күйгүзүү баскычын басыңыз, керектүү режимди тандаңыз.

Соплоду тилдин тамырынан үчүна чейин бир багытта шыпыруу кыймылдары менен тил аркылуу жылдырыңыз. Тилди тазалоо 30 секундга созулушу керек, бул болжол менен 5 ыкманы түзөт.
5. Брекет системаларын тазалоо үчүн ортодонтиялык саптаманы колдонуңуз. Суу агымы өтүүчү тешиктен тышкары, анын аягында катуу түктүү щетка бар, ошондуктан брейс системаларынын кулпуларын жакшылап тазалап, алардан бляшкаларды жана тамак-аш калдыктарын жууп салат.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Күнүнө 2 жолу, тамактангандан кийин, ортодонтиялык түзүлүштөрдү багуу үчүн - ар бир тамактан кийин.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТТҮ:
Бул чексиз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. пародонтиттин күчөшү, ооз көңдөйүндөгү курч сезгенүү процесстери.
2. Тиштин катуу кан агуусу.
3. Ооз көңдөйүндө операциядан кийин бир нече жуманын ичинде колдонуу сунушталбайт.
4. Эгерде сизде тиш оорусу бар болсо же акыркы 2 айдын ичинде оозеки операция жасатсаңыз, аппаратты колдонуудан мурун тиш доктуруңуз менен кеңешиңиз.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппаратты кепилдиктен алып салууга алып келиши мүмкүн болгон бузулууларды болтурбоо үчүн аны ажыратпаңыз же анын бөлүктөрүн алмаштырбаңыз.
2. Күйүп калбаш үчүн оозду тазалоочу резервуарда 50 °C жогору ысык сууну колдонбоңуз.
3. Электр кабели же сайгыч бузулуп калса, колдонуудан мурун аларды алмаштырыңыз. Электр кабелинин бүтүндүгүн бузбаңыз: аны сунбаңыз, бүктүңүз жана бурбаңыз. Электр кабелин оор нерселер менен эзүүгө же нерселердин ортосуна кысууга жол бербеңиз жана аппаратты жана кабелди жылуулук булактарынан алыс кармаңыз.
4. Аппаратты өз максаты боюнча гана колдонуңуз: оозду тазалоо. Тишиңизге жана тишиңизге зыян келтирбеш үчүн аларга басым жасабаңыз.
5. Аппараттын бузулушуна же өрткө, электр тогуна урунууга жана башка коркунучтарга жол бербөө үчүн аны көпкө сууга салбаңыз.
6. Аппаратты ачык от булактарынан жана жылыткычтардан алыс кармаңыз.
7. Аппаратты нымдуу жерлерде, мисалы, ваннада же дааратканада заряддабаңыз.
8. Соплосу жок сугатчыны колдонбоңуз.
9. Бул аппарат балдар үчүн арналган эмес. Колдонуу чоңдордун көзөмөлү астында гана мүмкүн. Аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
10. Суу резервуарына ооз чайкоочу суюктукту кошпоңуз. Ал резервуарды дат бастырып, корпуска жабыштырып коюшу мүмкүн. Кийин резервуарды ачуу кыйындайт.

КУТУДА: (1) ирригатор, (2) стандарттуу сопло, (3) пародонталдык насадка, 4. ортодонтиялык саптама, (5) тилди тазалоочу түтүк, (6) сактоо баштыгы, (7) USB-C заряддоо кабели, (8) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 1,5 h

ИШ УБАКЫТЫ: 90 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: жок

БИР ТОЛУГУ МЕНЕН ИШТЕГЕН УБАКЫТ: 40 s

КҮЧ: • назик режим: 275-413 kPa • импульс режими: 413-758 kPa • күчтүү режим: 827-965 kPa

МУНУТАДА ПУЛЬС: 1600

СУУ САПАТЫНЫН КУБАТТУУЛУГУ: 140 ml

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX7



MIGA NEW - ооз көңдөйүнүн ирригатору

Чай оорусунун алдын алууга жардам берет

Тамак-аш калдыктарын жок кылат

Көңдөйлөрдүн алдын алууга жардам берет

Ооздун жетүүгө кыйын жерлерин тазалайт

Ортодонтиялык приборлорго кам көрүү

Көйгөйлөр: Тиш тактары, кариес, ортодонтиялык структуралардагы тыгылып калган тамак-аш калдыктары, тиш оорусу, дем жыты.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик.

Салмагы: 195 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

Суюктук эң кол жетпеген жерлерди тазалайт, бул кариестин пайда болушунун алдын алууга, ошондой эле ортодонтиялык структураларды тазалоого мүмкүндүк берет.

Сугатчы жараткан суюктуктун басымы тиштин тиштерине массаж жасап, алардын кан айлануусун жана айыгышын шарттайт.

Тилдин жана жаактын суу жиптерин тазалоо жагымсыз жытты жок кылууга мүмкүндүк берет.

Сугатчы менен бирге NASADOKтун 3 түрү бар, алардын ар бири өз функциясына ээ:

Стандарттык сопло тиштерди күн сайын тазалоо үчүн колдонулат. Ийилген учу бляшкаларды жана тамак-аш калдыктарын жууп салууга жардам берет.

ПАРОДОНТОЛОГИЯЛЫК НАСАДКА тиштин чөнтөгүн тазалоо үчүн колдонулат (алар сезгенген тиштин тиштен алыстап, чөнтөктү пайда кылганда пайда болот). Бул сопло тишке кам көрүү үчүн жумшак резина учу бар.

Тилди тазалоочу НАСА кашык сымал жана бул сопло менен сиз бляшканы жана жумшак ткандардын булганышын кетире аласыз.

Дезинфекциялоо режими саптамаларды стерилизациялоого арналган. Суу, чөп эритмелери менен байланышта сугатчылардын насадкаларында патогендик микрофлоранын пайда болуу коркунучу бар. Ультрафиолет нурлануусу менен орнотулган лампочка бул сугатчыда насадкаларды сактоо үчүн бөлүмдө. Бул толкун узундуктагы (275 nm) ультрафиолет бактерициддик таасирге ээ.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Комплектте 3 сопло.
2. Көбөйтүлгөн суу багы - 130 ml.
3. Бүктөлүүчү дизайн сугатчыны миниатюралык жана компакттуу кылат.
4. Соплолорду зыянсыздандыруу режими.
5. Сугатчыга орнотулган соплолорду сактоочу бөлүм.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Соплолорду орнотуу жана алып салуу Эскертүү: Эгерде буюмду биринчи жолу колдонууда таштанды табылса (суюктук сактагычта, суу берүүчү түтүктө), продукт бузулушу мүмкүн. Буюмдун ичинде таза суюктуктун издери бар болсо, кабатыр болбоңуз - бул норма. Бул суюктук сугатчынын иштешин текшерүү үчүн колдонулган дистилденген суу. Продукцияны жууп, коркпой колдонуңуз. Соплолорду сактоочу бөлүктөн алып салыңыз. Аны розеткага салыңыз, магниттик кысгыч автоматтык түрдө морду бекитет. Соплоду алып салуу үчүн аны уядан чыгарыңыз. Насадканы сактоо бөлүкчөсүнө коюп, капкагын бекем бекитиңиз.
2. Суу менен толтуруңуз Чаңдан коргоо үчүн капкагын ачыңыз. Сугатчыны тик кармап, суу куюп. Суу күйгандан кийин чаңдан коргоо үчүн капкагын жаап коюңуз. Таза крандагы сууну колдонуу сунушталат. суу муздак сезип, анда 40 °C жогору эмес бөлмө температурасында сууну колдонушат. Туздуу суу да колдонсо болот, дарыгердин сунуштары боюнча ооз көңдөйүнүн каражаты.
3. Режимди иштетүү жана тандоо Режимдерди алмаштыруу үчүн "Модду алмаштыруу" баскычын басыңыз. Назик режимде биринчи индикатор күйөт. Кубат режиминде экинчи индикатор күйүп турат. Импульс режимине өткөндө үчүнчү индикатор күйөт. Дезинфекциялоо режиминде акыркысы күйөт - 4 индикатор. Туура режимди тандаңыз. Сунушталат назик режими менен баштоо жана бара-бара күчөтүү интенсивдүүлүгүн, сиз көнүү.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Стандарттуу көп функциялуу саптаманы колдонуңуз. Күйгүзүү баскычын чыкылдатып, каалаган режимди тандаңыз. Андан кийин саптаманы тиштердин карама-каршы жагына, суу агымы иштетилген аймакка перпендикуляр болгудай кылып коюңуз. Эскертүү: Сезимтал тиштер оңой эле кан кете баштайт. Агылды түз тишке багыттабаңыз!
2. Арткы тиштериңизди жууп баштаңыз жана алдыңкы тишиңизге өтүңүз. Бүт тиштен өтүңүз, ар бир тишке кыска убакытка бүйлө жана тиштердин ортосундагы бошток тазаланганга чейин кармаңыз. Эгерде сиз тиштин сыртынан баштаган болсоңуз, процедураны арка үчүн кайталаңыз. Бул алгоритм тиштердин жогорку жана төмөнкү катар үчүн да жүзөгө ашырылышы керек. Эскертүү: Тиши сезгич адамдарга назик режимди тандоо сунушталат.
3. Колдонуу учурунда, суу берүүнүн токтоп калышына алып келиши мүмкүн болгон мордун магниттик кыскычынын ажыратылышын болтурбоо үчүн продуктуну вертикалдуу кармаңыз.
4. Сагыз чөнтөктөрүн тазалоо үчүн пародонтологиялык саптаманы колдонуңуз. Кубат баскычын чыкылдатып, керектүү режимди тандаңыз. Соплоду бурчка коюңуз, саптаманын үчү тиштин четине жана тиш сөөктүн чөнтөгүнө багытталат. Тазалоону жогоруда айтылган сунуштарга ылайык жүргүзүңүз.

5. Тилди тазалоо үчүн кашык сымал саптаманы колдонуңуз. Соплолорду орнотуп, күйгүзүү баскычын басыңыз, керектүү режимди тандаңыз. Соплоду тилдин тамырынан учуна чейин бир багытта шыпыруу кыймылдары менен тил аркылуу жылдырыңыз. Тилди тазалоо 30 секундга созулушу керек, бул болжол менен 5 ыкманы түзөт.
6. Дезинфекциялоо режими: саптаманы соплолорду сактоочу бөлүккө коюп, чаңдан коргоо үчүн капкакты жабыңыз.
7. Төртүнчү режимди - зыянсыздандыруу режимин тандоо үчүн режимди которгучту басыңыз, андан кийин күйгүзүү баскычын басыңыз.
8. Соплолорду жана соплолорду сактоочу жайды стерилизациялоо үчүн дезинфекциялоо режими иштетилет.
9. Көрүүгө зыян келтирбөө үчүн кызгылт көк түстөгү стерилдөөчү лампага тике карабаңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Күнүнө 2 жолу, тамактангандан кийин, ортодонтиялык түзүлүштөрдү багуу үчүн - ар бир тамактан кийин.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТТҮ:
Бул чексиз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. пародонтиттин күчөшү, ооз көңдөйүндөгү курч сезгенүү процесстери.
2. Тиштин катуу кан агуусу.
3. Ооз көңдөйүндөгү операциядан кийин дароо.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Заряддоо учурунда заряддоо туташтыргычын кургак кармаңыз.
2. Көрсөтүлгөндөн башка чыңалуудагы кубат булагына туташтырбаңыз.
3. Заряддоочу түзүлүшкө нымдуу кол менен тийбеңиз.
4. Бузулган же туура эмес иштеген аппаратты колдонбоңуз.
5. Суу агымын түз тилге, кулакка же дененин башка бөлүктөрүнө багыттабаңыз - суунун басымы аларды жабыркатышы мүмкүн.
6. Тиш оорусу болгон учурда бул продуктуну стоматологдун көзөмөлүндө колдонуңуз.
7. Бул продукт оозу продукт же тиш доктур сунуш кылган продукт менен бирге колдонсо болот.
8. Адистер эмес адамдар бул аппаратты ажыратпоого жана анын тешиктерине бөтөн нерселерди киргизбөөгө тийиш.
9. Бул аппаратты жайдан тышкары катаал шарттарда иштетүү сунушталбайт.
10. Продукциянын резервуарына йод, агартуучу же сууда эрибеген жыпар жыттуу майларды куюуга болбойт, анткени бул заттарды колдонуу аппараттын иштөөсүнө таасирин тийгизип, иштөө мөөнөтүн кыскартат.
11. Бул продуктуну колдонуудан мурун ооздогу бардык зер буюмдарды алып салыңыз.
12. Эгерде тилде же ооздо көрүнгөн жарааттар болсо, бул продуктуну колдонбоңуз.
13. Дарыгер антибиотик жазып берсе, бул товарды дарыгер так сунуштаган учурда гана колдонуңуз.
14. Жараат албаш үчүн кулагыңызга суу агымын бурбаңыз.
15. 3 жашка чейинки балдарга бул продуктуну колдонууга жол бербеңиз.
16. Продукцияны кургак жана таза бөлмөдө күндүн түз нурларынан жана жылуулук булактарынан алыс сактаңыз.

17. Продукцияны узак мөөнөткө (3 айдан ашык) сактоого алуудан мурун, батареяны толук заряддаңыз.
18. Резервуарда суу жок продуктуну күйгүзүүгө аракет кылбаңыз, бул аппараттын иштебей калышына алып келиши мүмкүн.
19. Резервуарды тазалоо үчүн 50 °C жогору ысык сууну колдонбоңуз. Резервуардын кызмат мөөнөтүн көбөйтүү үчүн жогорку температуранын таасиринен анын деформациясына жол бербеңиз. Бул продуктуну тазалоо үчүн, ал 40 °C төмөн бөлмө температурасында суу же агым суу колдонуу сунуш кылынат.
20. Тиш пастасын, тузду, оозду чайкоочу катуу таблеткаларды же башка химиялык заттарды сууга кошпоңуз, буюмдун бүтөлүп калбашына жана бузулушуна жол бербеңиз.
21. Оозду чайкоочу каражатты же балкыткычты куюудан мурун алардын курамында изопропилмиристаты бар же жок экенин текшериңиз, ал продуктту бузуп, нормалдуу иштешине таасирин тийгизиши мүмкүн.
22. Эриткичтерди, спирттерди жана башка агрессивдүү тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз, антпесе бул продукттун түсүнүн өзгөрүшүнө жана бузулушуна алып келиши мүмкүн.

КУТУТА: (1) ирригатор, (2) стандарттуу сопло, (3) пародонталдык сопло, (4) тилди тазалоочу түтүк, (5) сактоо баштыгы, (6) нускама, (7) USB-C заряддоо кабели.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 3 h

ИШ УБАКЫТЫ: • назик режим - 50 мүнөт • күчтүү режим - 45 мүнөт • импульстук режим - 100 мүнөт • зыянсыздандыруу режими - 220 мүнөт

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: жок

БИР ТОЛУГУ МЕНЕН ИШТЕГЕН УБАКЫТ: • назик режим: 35 ± 8 секунд • күчтүү режим: 30 ± 8 секунд • импульс режими: 65 ± 10 секунд

КҮЧ: • назик режим: 392-637 kPa • күчтүү режим: 686-931 kPa • импульс режими: 588-833 kPa

МУНУТАДА ПУЛЬС: 1600±20%

СУУ САПАТЫНЫН КУБАТТУУЛУГУ: 130 ml

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX7



MIGA PRO - ооз көңдөйүнүн көчмө ирригатору

Чай оорусунун алдын алууга жардам берет

Тамак-аш калдыктарын жок кылат

Көңдөйлөрдүн алдын алууга жардам берет

Ооздун жетүүгө кыйын жерлерин тазалайт

Ортодонтиялык приборлорго кам көрүү

Көйгөйлөр: Тиш тактары, кариес, ортодонтиялык структуралардагы тыгылып калган тамак-аш калдыктары, тиш оорусу, дем жыты.

МАТЕРИАЛДАР: MS пластик, ABS пластик.

Салмагы: 260 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

Суюктук эң кол жетпеген жерлерди тазалайт, бул кариестин пайда болушунун алдын алууга, ошондой эле ортодонтиялык структураларды тазалоого мүмкүндүк берет.

Сугатчы жараткан суюктуктун басымы тиштин тиштерине массаж жасап, алардын кан айлануусун жана айыгышын шарттайт.

Сугатчы менен бирге NASADOKтун 3 түрү бар, алардын ар бири өз функциясына ээ:

Стандарттык сопло тиштерди күн сайын тазалоо үчүн колдонулат. Ийилген учу бляшкаларды жана тамак-аш калдыктарын жууп салууга жардам берет.

Orthodontic Nasa брекет системаларын тазалоо үчүн иштелип чыккан. Бул саптаманын аягында суу өтүүчү тешиктен тышкары катуу түктүү щетка бар. Анын аркасында ортодонтиялык түзүлүштөрдүн кулпулары тазаланат, алардан бляшкалар жана тамак-аштын калдыктары жуулат.

ПАРОДОНТОЛОГИЯЛЫК НАСАДКА тиштин чөнтөгүн тазалоо үчүн колдонулат (алар сезгенген тиштин тиштен алыстап, чөнтөктү пайда кылганда пайда болот). Бул сопло тишке кам көрүү үчүн жумшак резина учу бар.

Дезинфекция режими суу сактагычты стерилизациялайт. Суу жана чөптөрдүн эритмелери менен тийүү сугатчыда патогендик микроорганизмдердин көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн. Камтылган ультрафиолет лампа резервуарды стерилизациялайт.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Комплектте 3 сопло.
2. Көбөйтүлгөн суу багы - 180 ml.
3. Бүктөлүүчү дизайн сугатчыны компакттуу жана ташуу үчүн ыңгайлуу кылат.
4. Резервуарды дезинфекциялоо режими.
5. Сугатчыга орнотулган соплолорду сактоочу бөлүм.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Соплолорду орнотуу жана алуу Соплолорду сактоочу жайдан алып салыңыз. Соплоду бекитүү үчүн чыкылдатуудан мурун аны сопло розеткасына салыңыз. Соплолорду алуу үчүн, саптаманы алмаштыруу баскычын басып, аны розеткадан тартыңыз. Соплолорду соплолорду сактоочу бөлүккө коюп, бекем бекитиңиз.
2. Суу менен толтуруңуз Бактын капкагын ачыңыз. Сугатчыны туурасынан кармап, суу куюп. Суу куюп, капкагын жабыңыз. Таза дистилденген сууну колдонуу сунушталат. суу муздак сезип, анда 40 °C жогору эмес бөлмө температурасында сууну колдонушат. Түздуу суу да колдонсо болот, дарыгердин сунуштары боюнча ооз көңдөйүнүн каражаты.
3. Иштетүү жана режимди тандоо Аппаратты күйгүзүү үчүн күйгүзүү баскычын кыскача басыңыз. Тазалоо режимине өтүү үчүн күйгүзүү баскычын кыскача басыңыз. Режим баскычын көпкө басуу (3 секунд) - ылдамдыкты өзгөртөт. Колдонгондон кийин аппаратты көпкө басуу менен өчүрүңүз (3 секунд). Өчүрүлгөндө аппарат акыркы жолу колдонулган режимди эстеп калат жана кийинки жолу күйгүзүлгөндө бул режимде автоматтык түрдө иштей баштайт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Стандарттуу көп функциялуу саптаманы колдонуңуз. Күйгүзүү баскычын чыкылдатып, каалаган режимди жана ылдамдыкты тандаңыз. Андан кийин саптаманы тиштердин карама-каршы жагына, суу агымы иштетилген аймакка перпендикуляр болгудай кылып коюңуз. Эскертүү: Сезимтал тиштер оңой эле кан кете баштайт. Агылды түз тишке багыттабаңыз!
2. Арткы тиштериңизди жууп баштаңыз жана алдыңкы тишиңизге өтүңүз. Бүт тиштен өтүңүз, ар бир тишке кыска убакытка бүйлө жана тиштердин ортосундагы бөштүк тазаланганга чейин кармаңыз. Эгерде сиз тиштин сыртынан баштаган болсоңуз, процедураны арка үчүн кайталаңыз. Бул алгоритм тиштердин жогорку жана төмөнкү катар үчүн да жүзөгө ашырылышы керек. Эскертүү: Тиши сезгич адамдарга назик режимди тандоо сунушталат.
3. Сагыз чөнтөктөрүн тазалоо үчүн пародонтологиялык саптаманы колдонуңуз. Күбат баскычын чыкылдатып, керектүү режимди тандаңыз. Соплоду бурчка коюңуз, саптаманын үчү тиштин четине жана тиш сөөктүн чөнтөгүнө багытталат. Тазалоону жогоруда айтылган сунуштарга ылайык жүргүзүңүз.
4. Брекет системаларын тазалоо үчүн ортодонтиялык саптаманы колдонуңуз. Суу агымы өтүүчү тешиктен тышкары, анын аягында катуу түктүү щетка бар, ошондуктан брейс системаларынын кулпуларын жакшылап тазалап, алардан бляшкаларды жана тамак-аш калдыктарын жууп салат.
5. Дезактивация режими: сугатчыны жабык абалында бүктөп, УК тазалоо режими 10 мүнөткө автоматтык түрдө башталат.

6. Көрүүгө зыян келтирбөө үчүн кызгылт көк түстөгү стерилдөөчү лампага тике карабаңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Күнүнө 2 жолу, тамактангандан кийин, ортодонтиялык түзүлүштөрдү багуу үчүн - ар бир тамактан кийин.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТТҮ:
Бул чексиз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. пародонтиттин күчөшү, ооз көңдөйүндөгү курч сезгенүү процесстери.
2. Тиштин катуу кан агуусу.
3. Ооз көңдөйүндөгү операциядан кийин дароо.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Заряддоо учурунда заряддоо туташтыргычын кургак кармаңыз.
2. Көрсөтүлгөндөн башка чыңалуудагы кубат булагына туташтырбаңыз.
3. Заряддоочу түзүлүшкө нымдуу кол менен тийбеңиз.
4. Бузулган же туура эмес иштеген аппаратты колдонбоңуз.
5. Суу агымын түз тилге, кулакка же дененин башка бөлүктөрүнө багыттабаңыз - суунун басымы аларды жабыркатышы мүмкүн.
6. Тиш оорусу болгон учурда бул продуктуну стоматологдун көзөмөлүндө колдонуңуз.
7. Бул продукт оозу продукт же тиш доктур сунуш кылган продукт менен бирге колдонсо болот.
8. Адистер эмес адамдар бул аппаратты ажыратпоого жана анын тешиктерине бөтөн нерселерди киргизбөөгө тийиш.
9. Бул аппаратты жайдан тышкары катаал шарттарда иштетүү сунушталбайт.
10. Продукциянын резервуарына йод, агартуучу же сууда эрибеген жыпар жыттуу майларды куюуга болбойт, анткени бул заттарды колдонуу аппараттын иштөөсүнө таасирин тийгизип, иштөө мөөнөтүн кыскартат.
11. Бул продуктуну колдонуудан мурун ооздогу бардык зер буюмдарды алып салыңыз.
12. Эгерде тилде же ооздо көрүнгөн жарааттар болсо, бул продуктуну колдонбоңуз.
13. Дарыгер антибиотик жазып берсе, бул товарды дарыгер так сунуштаган учурда гана колдонуңуз.
14. Жараат албаш үчүн кулагыңызга суу агымын бурбаңыз.
15. 3 жашка чейинки балдарга бул продуктуну колдонууга жол бербеңиз.
16. Продукцияны кургак жана таза бөлмөдө күндүн түз нурларынан жана жылуулук булактарынан алыс сактаңыз.
17. Продукцияны узак мөөнөткө (3 айдан ашык) сактоого алуудан мурун, батареяны толук заряддаңыз.
18. Резервуарда суу жок продуктуну күйгүзүүгө аракет кылбаңыз, бул аппараттын иштебей калышына алып келиши мүмкүн.
19. Резервуарды тазалоо үчүн 40 °C-ден жогору ысык сууну колдонбоңуз. Резервуардын кызмат мөөнөтүн көбөйтүү үчүн жогорку температуранын таасиринен анын деформациясына жол бербеңиз. Бул продуктуну тазалоо үчүн, ал 40 °C төмөн бөлмө температурасында суу же агым суу колдонуу сунуш кылынат.
20. Тиш пастасын, түздү, ооздү чайкоочу катуу таблеткаларды же башка химиялык заттарды сууга кошпоңуз, буюмдун бүтөлүп калбашына жана бузулушуна жол бербеңиз.

21. Ооздуу чайкоочу каражатты же балкыткычты куюудан мурун алардын курамында изопропилмиристаты бар же жок экенин текшериңиз, ал продуктту бузуп, нормалдуу иштешине таасирин тийгизиши мүмкүн.
22. Эриткичтерди, спирттерди жана башка агрессивдүү тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз, антпесе бул продукттун түсүнүн өзгөрүшүнө жана бузулушуна алып келиши мүмкүн.

КУТУДА: (1) ирригатор, (2) стандарттуу сопло, (3) пародонталдык насадка,
4. ортодонтиялык саптама 5) сактоочу баштык, 6) нускама, 7) USB-DC заряддоо кабели.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 4 h

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: жок

АР БИР РЕЖИМДЕР ЖАНА ЫЛДАМДАР боюнча ИШ УБАКЫТЫ:
СТАНДАРТЫ РЕЖИМ
• Начар ылдамдык - 96 мүнөт
• Орточо ылдамдык: 72 мүнөт
Күчтүү ылдамдык: 59 мүнөттүк импульс режими
• Начар ылдамдык - 133 мүнөт
• Орточо ылдамдык: 103 мүнөт
• Күчтүү ылдамдык - 84 мүнөт
• ЖУМШАК РЕЖИМ
• Алсыз ылдамдык - 140 мүнөт
• Орточо ылдамдык: 96 мүнөт

АР БИР РЕЖИМДЕ ЖАНА ТЕЛДИКТЕ ПУЛЬСТАРДЫН ЖАСТЫГЫ:
СТАНДАРТЫ РЕЖИМ
• Алсыз ылдамдык - 1440/мүнөт
• Орточо ылдамдык: 1920/мүнөт
• Күчтүү ылдамдыгы: 2400/мүнөт
• Пульстук режим
Алсыз ылдамдыгы - 1440 / мин. ± 10%
Орточо ылдамдыгы - 1920 / мүн. ± 10%
Күчтүү ылдамдыгы - 2400 / мүн. ± 10%
• ЖУМШАК РЕЖИМ
Алсыз ылдамдыгы - 960 / мин. ± 10%
• Орточо ылдамдык: 1440/мүнөт ±10%
• Күчтүү ылдамдык - 1920 / мүн. ± 10%

СУУ САПАТЫНЫН КУБАТТУУЛУГУ: 180 ml

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX7

БИР ТОЛУК РЕЗЕРВУАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ (БОШОтуу) Убактысы:
СТАНДАРТЫ РЕЖИМ
• Начар ылдамдык - 116 секунд
Орточо ылдамдык - 68 секунд Күчтүү ылдамдык - 55 секунд

Пульстук режим
Алсыз ылдамдык - 144 секунд
• Орточо ылдамдык: 93 секунд
• Жогорку ылдамдык - жумшак режимде 65 секунд
• Начар ылдамдык - 143 секунд
Орточо ылдамдыгы: 92 секунд
• Күчтүү ылдамдык - 65 секунд

КҮЧ: Стандарттык режим • Төмөн ылдамдык - 339,2 kPa • Орто ылдамдык - 661,2 kPa • Жогорку ылдамдык - 901,1 kPa. Импульс режими • Төмөн ылдамдык - 315,1 kPa • Орто ылдамдык - 460,6 kPa • Жогорку ылдамдык - 776,3 kPa. Жумшак режим • Төмөн ылдамдык - 133,1 kPa • Орто ылдамдык - 375,8 kPa • Жогорку ылдамдык - 655,0 kPa



MIO2 - EMS кызматы бар микротоктуу массаж шайманы

Теринин бекемдигин жакшыртат

Карылыктын белгилерин азайтат

Бырыштарды тегиздейт

Шишик жана пигментацияга багытталган

Көйгөйлөр: беттин бырыштары, беттин шишиги жана көздүн астындагы тегерекчелер, тери бүдөмүк жана шалбыраган, тиштери салбырап, куракка байланыштуу өзгөрүүлөр, кеңейген тешикчелер, пигментация.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, PC пластик, цинк эритмеси.

Салмагы: массажер - 80 g, негизи - 70 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

EMS - булчуңдардын миостимуляциясы үчүн электр тогу, ал теринин катмарларына терең кирип, булчуң катмарына жетет. Булчуңдардын жыйрылышын стимулдайт, ЭМС теринин тартылышына өбөлгө түзөт, лифтинг эффекти пайда болот, коллаген жана эластиндин өндүрүшү көбөйөт, теринин бекемдиги жана ийкемдүүлүгү жогорулайт, шишик жок кылынат.

Функция 42 +/- 3 °C температурада массаж жасоого мүмкүндүк берет, ошону менен кан жана лимфа агымын тездетип, зат алмашуу процесстерин активдештирип, ткандардын кычкылтек менен камсыз болушун жогорулатат. Натыйжада беттин өңү жакшырып, тери жылмакай болуп, картаюунун белгилери азыраак байкалат.

Вибрация - бул териге механикалык таасир, ал клеткалардагы бардык зат алмашуу процесстерин күчөтөт, токсиндердин чыгарылышын стимулдайт, теринин регенерациясына өбөлгө түзөт.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. 3 режимдери: EMS, жылытуу, EMS / титирөө / жылытуу.
2. Материалдык токтар - WAU брендинин жаңыланган аппаратында инженерлер токтун күчүн жана импульс жыштыгын жөнгө салуу менен EMS операциясы колдонуунун натыйжасында көзгө көрүнүүчү эффект гана бербестен, процедуранын жүрүшүндө да байкалаарына жетишти.
3. Эки көз карандысыз канал (токтун булагы катары 2 электрод) каптоо аймагын көбөйтөт, булчуңдарга жана токтун сезилишине көбүрөөк таасир этет.
4. Зымсыз кубаттоо - заряддоо базасын колдонуу менен кубаттоо.
5. Оңой башкаруу - аппарат 1 баскыч менен башкарылат: күйгүзүү жана өчүрүү режимдерин которууга.
6. MIO2 ийри формасы беттин контурларын кайталайт, ал эми конус бурчтары акупунктура чекиттерине массаж жасап, булчуңдарды эс алууга жардам берет. Аппараттын формасы аны гуа-ша массажы үчүн да колдонууга мүмкүндүк берет.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. MIO2 башкаруу аппараты 1 баскыч менен жасалат.
2. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын көпкө басуу менен аппаратты күйгүзүңүз.
3. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын бир аз басуу менен каалаган режимди тандаңыз:
• Көк көрсөткүч - EMS;
• Кызыл көрсөткүч - жылытуу;
Ак индикатор - EMS, жылытуу жана титирөөнүн аралашмасы.
4. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын көпкө басуу менен массажерди өчүрүңүз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Териге өткөргүч массаж гелин сүйкөңүз. Массаж аймагына аппараттын жумушчу бетин сүйкөңүз.
2. Беттин булчуңдарынын анатомиялык түзүлүшүнө ылайык ылдыйдан өйдө кыймылдап, бет жана моюн аймагына массаж жасаңыз.
3. MIO2 жумушчу массаж бетинен пайдаланып, массаж сызыктары боюнча кыймылдаганда гуа-ша массажын жасай аласыз.
4. Аппараттын конус бурчу акупунктура чекиттерин массаждоо үчүн арналган. Бул чекиттерге жеңил тийип, кичинекей тегерек түзүңүз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Кам көрүү курсунун жыштыгы
ТЫШ ТЕРИ / ШИШИК / САЛУУ	Кечинде, күндүн 2-жарымында	EMS режими - 3-5 мүнөт EMS режими + жылуулук + титирөө - 5 мүнөт	Жумасына 2-3 жолу	10 жума. Тыныгуу: 2 жума. 10 жумалык курсту үзгүлтүксүз кайталаңыз.
ИЧКА СЫРЫКТАРЫ БАР КУРГАК ТЕРИ	Эртең менен.	Жылытуу режими - 2-3 мүнөт EMS режими - 3-4 мүнөт EMS режими + жылытуу + титирөө - 3 мүнөт	Жумасына 1-2 жолу	10 жума. Тыныгуу: 2 жума. 10 жумалык курсту үзгүлтүксүз кайталаңыз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Теринин бүтүндүгүн бузуу.
2. бир катар косметикалык процедуралардан кийин теринин айыгуу мезгили (мисалы, лазер менен калыбына келтирүү, химиялык пилинг, мезотерапия ж.б.).
3. стероиддер менен дарыларды кабыл алуу.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппаратты сууга салбаңыз.
2. Аппаратты нымдуу чөйрөдө (мисалы, толтурулган ваннанын, душтун, бассейндин жанында) заряддабаңыз.
3. Аппаратты отко ыргытпаңыз.
4. Массажердин өзү же анын тетиктери бузулса, аппаратты колдонбоңуз.
5. Массажерди жок дегенде 2 айда бир жолу толук 100% заряддаңыз - бул батареянын иштөө мөөнөтүн узартат.
6. Бул аппарат 12 жашка чейинкилер жана физикалык, сезүү жана акыл-эс жөндөмдөрү чектелген адамдар тарабынан колдонууга арналбайт.

КУТУДА: (1) массажер, (2) заряддоо базасы, (3) USB-C заряддоо кабели,
4. сактоо баштык (5) салфетка, (6) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

ӨЛЧӨМДӨРҮ (H X W X D): массажер 136x54x22 mm, заряддоо базасы 85x78x52 mm

КУЧ БУЛАГЫ: литий-иондук батарейка

БАТАРЕЯ СЫЙБАСЫ: 500 mAh

ИШ ЧЫНУУСУ: 3,7 V

КҮЧ: 5 W

кубаттоо Убактысы: 2,5 h

ИШ УБАКЫТЫ: Толук заряддоодон 50 мүнөт

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 10 min

ВИБРАЦИЯЛЫК ЫЛДАМ: Мүнөтүнө 1200 айлануу

EMS INTENSITY: 2 mA

УЧУРДАГЫ ЖАСТЫК: 2,5 kHz

WAVEFORM: эки фазалуу симметриялуу тик бурчтуу толкун формасы

ЖЫЛУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ: 42 ± 3 °C

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX4



MIRA - бет жана моюн үчүн лифтинг массаж шайманы

шишик азайтат

Бетти жана моюнду көтөрөт

Бырыштарды азайтат

Теринин бекемдигин жакшыртат

Безеткини бутага алат

Көйгөйлөр: теринин бырыштары, шалбырашы жана ылдыйлашы, теринин нурлануусу жана өңүнүн начарлашы, шишик, кызаруу, кыжырдануу, сезгенүү.

МАТЕРИАЛДАР: PC пластик, ABS пластик, силикон, цинк эритмеси.

Салмагы: массажер - 164 g, базалык - 115 g

ФУНКЦИЯЛАР:

EMS - булчуңдардын миостимуляциясы үчүн электр тогу, ал теринин катмарларына терең кирип, булчуң катмарына жетет. Булчуңдардын жыйрылышын стимулдайт, ЭМС теринин тартылышына өбөлгө түзөт, лифтинг эффекти пайда болот, коллаген жана эластиндин өндүрүшү көбөйөт, теринин бекемдиги жана ийкемдүүлүгү жогорулайт, шишик жок кылынат.

ВИБРАЦИЯ - ткандарда лимфалык дренажды жана микроциркуляцияны (суюктуктардын: кан/лимфанын) кыймылын жакшыртуучу механикалык термелүүлөр (=импульстар), ошондой эле булчуң кычкачтарын бошотот, бул шишиктин кетишине, беттин өңүнүн жакшырышына жана косметикалык каражаттардын киришинин жогорулашына алып келет.

LED - Терапия - ар бир түс көрүнгөн жарыктын спектринде белгилүү бир толкун узундугуна туура келет. Жарык териге ар кандай тереңдикте таасир этип, теринин рецепторлоруна сиңип, клетканын ичиндеги табигый процесстерди активдештирип, теринин белгилүү бир реакциясын пайда кылат. Кызыл LED жарыгы - теринин тереңине кирип, митохондриялар тарабынан сиңет жана фибробласттар тарабынан коллаген жана эластин өндүрүшүн активдештирет. Бул процесстердин натыйжасы төмөнкү эстетикалык эффекттерде чагылдырылат: омоложение, эластичность, кыскартуу морщин. Blue LED жарыгы порфирин бактериялары P. acnes менен сиңет, бул бактерияларды жок кылган синглет кычкылтектин пайда болушуна алып келет, ошону менен безетки, сезгенүү менен күрөшүп, май бездерин нормалдаштырат. Жашыл светодиод жарык - терини тынчтандырат, кан тамырларын тарытат жана лимфа агымын жакшыртат. Сезимтал жана реактивдүү териге жакшы. Кызарууну жоюу, шишиктерди азайтуу, купероз менен күрөшүү үчүн эффективдүү.

Жылуулук - вазодиляцияны пайда кылат - майда кан тамырлардын кеңейиши. Бул дарыланган аймакка кан агымын жогорулатат. Көбөйгөн кан айлануу, өз кезегинде, зат алмашуу продуктыларын тез жоюуга өбөлгө түзөт, теринин жалпы клеткалык тамактануусун жакшыртат. Мындан тышкары, кандын агымы көбөйүп, дененин температурасы көтөрүлүп, тер түтүктөрүн активдештирет. Бул физикалык жактан тешикчелерди "ачат", аларды тазалоого же косметика алууга даярдайт.

Муздак - тамырларды тарытат, ошону менен теринин бетине кан агымын азайтат жана капиллярлардын дубалдарынын өткөрүмдүүлүгүн азайтат - бул кызаруунун азайышына (кан агымынын азайышынан) жана шишикти кетирүүгө (тамырлардан суюктуктун тканга чыгышынын азайышынан) алып келет.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. 5 технология. Көп функционалдуулукту камсыз кылуу. Бардык көйгөйлөрдү чечүү үчүн 1 аппарат, сатып алууда үнөмдөө.
2. Аппарат режимдерди айкалыштырууга жана кам көрүү териңиздин муктаждыктарына ылайыкташтырууга мүмкүндүк берет.
3. EMSтин 3 деңгээли. Ыңгайлуу оорутпаган экспозицияны тандоо үчүн.
4. 3 жарык фототерапия, ар кандай маселелерди чечүү үчүн.
5. Эргономикалык форма: Көлөмдүү тутка ыңгайлуу кармашты камсыз кылат, бул массажга көңүл бурууга мүмкүндүк берет.
6. Акылдуу технология. Массажер акылдуу таймерде иштейт, 10 мүнөт массаждан кийин аппарат автоматтык түрдө өчүп калат. Муздак режим дагы 3 мүнөткө чейин иштейт, бул аппараттын коопсуздугун жана технологиянын эффективдүү иштешин камсыз кылат.
7. Көп функционалдуу жумушчу бет. Арка түрүндөгү жумушчу бети көптөгөн аймактар менен иштөөгө мүмкүндүк берет: моюн, ээк (беттин контурлары), жаактар, көздүн астындагы аймак, чеке.
8. Жумушчу беттин материалы. МИРАнын баш жагында алтын капталган болоттон жасалган эки активдүү электрод бар. Электр өткөргүчтүгү боюнча алтын үчүнчү орунду ээлейт, эки металлдан: күмүш жана жезден кийин. Электроддордун атайын каптоосу бул аппарат менен токтун өткөрүмдүүлүгүнө өбөлгө түзөт.

ИШТӨӨ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппарат ортоңку баскычты (LED баскычы) узакка басуу менен күйгүзүлөт.
2. LED баскычын бир аз басуу фототерапиянын жарыгын өчүрөт. Биринчи басуу кызыл LED жарыкты камтыйт, экинчи басуу көк LED жарыкты, үчүнчү басуу жашыл, төртүнчү басуу фототерапия функциясын өчүрөт.
3. LED баскычынын айланасында фототерапиянын жарыгы которулган сайын фототерапиянын белгилүү бир жарыгына туура келген жарык диоду күйөт.
4. Жогорку баскычын (EMS баскычы) кыска басуу EMS режимин камтыйт. Кыска басуу EMS интенсивдүүлүк деңгээлин коюуга мүмкүндүк берет. Биринчи басуу интенсивдүүлүктүн 1 деңгээлинде (алсыз), экинчи басууда 2 даражада (орто), үчүнчү прессте 3 даражада (күчтүү). Кайталап басуу EMS режимин толугу менен өчүрөт.
5. Режимдин ар бир которуштуруусунда аппараттын дисплейинде токтун интенсивдүүлүгүнүн деңгээли көрсөтүлөт: эң алсыздан эң күчтүүгө чейин. 1 интенсивдүүлүк деңгээли 1 диодду, 2 деңгээлдеги - 2 диодду, 3 деңгээлдеги бардык 3 диодду күйгүзөт.
6. Жогорку баскычты (EMS баскычы) узакка басуу толкун титирөөнү камтыйт. Үстүңкү баскычты көп жолу басуу дирилдөө функциясын өчүрөт.
7. Төмөнкү баскычты кыска басуу (температура баскычы) муздак режимди күйгүзөт. Ал 3 мүнөт иштейт жана бул убакыттан кийин автоматтык түрдө өчөт. Бул аппаратты ысып кетүүдөн коргойт жана мүмкүн болушунча муздак режимде эң муздак температурада иштөөгө мүмкүндүк берет. Аппараттын дисплейинде муздак режимди күйгүзгөндө көк LED жарык термометринин сөлөкөтү күйөт.
8. Температура баскычын кайра-кайра басуу суукту жылуулукка которот. Жылуу режимине өткөндө дисплейде кызыл термометрдин сөлөкөтү күйөт.

9. Бул массажердин акылдуу таймери бар. 10 мүнөт иштегенден кийин аппарат өзүнөн өзү өчүп калат.
10. Шайманды өчүрүү үчүн LED баскычын басып кармаңыз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Контакттуу гел өткөргүчтү же суу негизиндеги гелге окшош кам көрүү продуктууңузду териге сүйкөңүз, бул максималдуу натыйжа алуу үчүн токтун жакшы өткөрүмдүүлүгүн камсыз кылат.
2. Аппаратты күйгүзүңүз. Керектүү режимдерди орнотуңуз.
3. Массажды моюн аймагынан баштаңыз. Тик сызыктарды кулактын чөйчөгүнөн моюн сөөгүнө чейин жылдырыңыз. Лимфа жолдорун "ачуу" үчүн.
4. Андан кийин беттин ортосунан перифериягa чейин массаж сызыктары боюнча кыймылдап, бетке массаж жасаңыз. Гравитацияга каршы туруу жана булчуңдарды чыңдоо үчүн кыймылдын багыты диагональ боюнча жогору. Процедура ылдыйдан (эактан) өйдө (маңдайдагы чачтын сызыгына чейин) жылып ишке ашырылат.
5. Маңдайдын аймагы горизонталдуу бырыштарды тегиздештирүү керек, бул үчүн вертикалдуу өйдө карай жылыңыз.
6. Массажды баштоо үчүн жылытуу жана титирөө режимин туташтыруу сунушталат. Бул эки технологиянын айкалышы терини даярдоого жардам берет: аны активдүү ингредиенттерге жана стимулга мүмкүн болушунча кабыл алгыдай кылуу. Тренингдин максаты - булчуңдарды эс алуу, тазалоо үчүн тешикчелерди кеңейтүү, клеткаларды даярдоо үчүн кан айлануусу жана лимфалык дренажды жогорулатуу. Экспозициянын узактыгы 2 мүнөткө чейин.
7. Андан кийин процедуранын негизги бөлүгү келет, анын жүрүшүндө клеткалар жана булчуңдар стимулдайт, кан айлануу жакшырат. Бул этаптын максаты жаңы коллаген жана эластин түзүү, булчуңдарды машыктыруу (лифтинг) жана конкреттүү көйгөйлөрдү жок кылуу (мисалы, безетки же пигментация). EMS режимин күйгүзүңүз, сизге ыңгайлуу интенсивдүүлүк деңгээлин орнотуңуз. LED терапиясын орнотуңуз. Кызыл LED жарыгы менен баштаңыз.
8. Белгилүү бир көйгөйдү чечүү үчүн негизги жашартуучу эффекттен кийин, кызыл LED жарыгын көккө (безетки менен иштөөдө жана майлуулугу менен күрөшүүдө) же жашыл түскө (терини тынчтандыруу жана купероз/кызаруу менен күрөшүү үчүн) которо аласыз. Этаптын жалпы узактыгы 6 мүнөт.
9. Массажды муздак функциясын колдонуп бүтүрүңүз. Бул этап жетишилген натыйжаларды жазууга мүмкүндүк берет. Суук терини тынчтандырат, калган кызаруунu кетирет жана теридеги косметикалык каражаттардын активдүү компоненттерин бекитет. Акыркы этап 2 мүнөткө чейин.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	Кам көрүү курсу
МАЙЛУУ ЖЕ АЙРАШКАН ТЕРИ / КЕҢЕЙТКЕН ТЕҢЕКТЕР / МАЙЛУУ ЖАРТЫРУУ / БЕТТЕГЕН КИЙИНКИ БЕЛГИЛЕР	ТАҢ	EMS + Көк LED жарык + Муздак. Муздак режимден баштаңыз (2 мүнөт), андан кийин EMS жана жарыкты кошуңуз. 3 дарылоо үчүн минималдуу EMS интенсивдүүлүгүн колдонуңуз, андан кийин акырындык менен көбөйтүңүз.	Жумасына 2-3 жолу, 10-15 мүнөт	ДАРЫЛОО КУРСУ: 1 ай Тыныгуу: 2-3 ай Курстардын ортосунда: көк LED жарык жумасына 2-3 жолу 10-15 мүнөттөн

САЛУУ / КАРЫЛУУ ҮЧҮН / ТАҢ ШИШИК	ТАҢ	EMS + Суук. Муздак режимден баштаңыз (2 мүнөт), андан кийин EMS кошуңуз. 3 дарылоо үчүн минималдуу EMS интенсивдүүлүгүн колдонуңуз, андан кийин акырындык менен көбөйтүңүз.	Жумасына 3-4 жолу, 10-15 мүнөттөн	Дарылоо курсу: 1 ай. Тыныгуу: 2-3 ай.
ТЕРИ ТҮШҮРҮҮ / БЫКТЫКТЫН ЖАНА ТОНУНУН ЖОГОЛУШУ	Эртең менен / кечинде (каалаган убакта)	EMS + Кызыл LED жарык + Жылуулук (10-15 мүнөт), андан кийин Муздак (2-3 мүнөт). 3 дарылоо үчүн минималдуу EMS интенсивдүүлүгүн колдонуңуз, андан кийин акырындык менен көбөйтүңүз.	Жумасына 2-3 жолу, 10-15 мүнөт	Курс: 1 ай. 4-5 айдан кийин кайталаңыз. Курстардын ортосунда: аптасына 1 колдоочу сеанс.
КУРГАК / СУУСУЗ ТЕРИ	КЕЧИНДЕ	EMS + Жылуулук. Жылуулук режими менен баштаңыз (2 мүнөт), андан кийин EMS кошуңуз. 3 дарылоо үчүн минималдуу EMS интенсивдүүлүгүн колдонуңуз, андан кийин акырындык менен көбөйтүңүз.	Жумасына 2 жолу, 10-15 мүнөт	Курс: 1 ай. 4-5 айдан кийин кайталаңыз. Курстардын ортосунда: 2 аптада 1 колдоочу сеанс.
ЖЕТИЛГЕН ТЕРИ / БЫКТЫКТЫН ЖАНА ТОНУНУН ЖОГОЛУШУ	КЕЧИНДЕ	EMS + Кызыл LED жарык + Жылуулук. Жылуулук режими менен баштаңыз (2 мүнөт), андан кийин EMS жана жарыкты кошуңуз. 3 дарылоо үчүн минималдуу EMS интенсивдүүлүгүн колдонуңуз, андан кийин акырындык менен көбөйтүңүз.	Жумасына 2-3 жолу, 15 мүнөт	Курс: 1-1.5 ай. 4-5 айдан кийин кайталаңыз. Курстардын ортосунда: айына 1-2 колдоочу сеанс жана кызыл LED жарыгы аптасына 3 жолу (15 мүнөт).
БУЛЧАНДАРДЫН ГИПЕРТОНИЯСЫ / ЧЫНЖАЛУУ	КЕЧИНДЕ	EMS (интенсивдүүлүк деңгээли 1 гана) + Жашыл LED жарык. 3 дарылоо үчүн минималдуу EMS интенсивдүүлүгүн колдонуңуз, андан кийин акырындык менен көбөйтүңүз.	Жумасына 2-3 жолу, 15 мүнөт. Булчуң жипчелерини н багыты боюнча жылыңыз.	Курс: 1-1.5 ай. Алты айдан кийин же булчуңдар чыңалгандай сезилгенде кайталаңыз.
Сезимтал ТЕРИ / РЕМИССИЯДАГЫ КУПЕРОЗ	Эртең менен / кечинде (каалаган убакта)	EMS (интенсивдүүлүк деңгээли 1 гана) + Жашыл LED жарык. 3 дарылоо үчүн минималдуу EMS интенсивдүүлүгүн колдонуңуз, андан кийин акырындык менен көбөйтүңүз.	Жумасына 2 жолу, 10 мүнөт	Курс: 1 ай. 4-5 айдан кийин кайталаңыз. Курстардын ортосунда: 2-3 аптада 1 колдоочу сеанс.
МОЮН	КЕЧИНДЕ	EMS + кызыл LED жарыгы + ысытуу. Алгач ысытуу режимин колдонуңуз (2 мүнөт), анан EMS менен жарыкты кошуңуз. Алгачкы 3 процедурада EMSтин эң төмөнкү күчүн колдонуңуз, андан соң акырындап жогорулатыңыз. Калкан безинин оорусу сыяктуу каршы көрсөтмөлөр жок болсо гана колдонуңуз. Калкан безине жана анын жанындагы тамырдын кагышы сезилген каротид синусуна тийгизбеңиз.	Жумасына 2-3 жолу, 10-15 мүнөт	Курс: 1 ай. 4 айдан кийин кайталаңыз. Курстардын ортосунда: 2 аптада 1 колдоочу сеанс.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:

1. Бул аппарат жеке үйдө колдонуу үчүн гана жана медициналык аппарат эмес.
2. Төмөнкү категориядагы адамдар аппаратты жетекчилиги астында гана колдонушат дарыгер:
   - Кош бойлуу жана эмчек эмизген аялдар.
   - Сезимтал тери же тери оорулары бар адамдар.

Электрондук медициналык аппараттар орнотулган адамдар (мисалы, кардиостимулятор).

   - Кант диабети же кан айлануусу бузулган адамдар.

3. Аппаратты төмөнкү аймактарда колдонбоңуз:
   - Теринин жабыркаган жерлери (жараттар, сезгенүү, экзема).
   - былжыр челдин аймактары (көз, ооз).

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:

1. Муздак режимди колдонгондо, үшүктөн сактануу үчүн аппаратты теринин бир жеринде көпкө кармабаңыз.
2. Жылытуу режимин колдонууда, күйүп калбоо үчүн сиз өтө ысып кеткениңизди сезсеңиз, процедураны дароо токтотуңуз.
3. Балдар аппаратты чоңдордун көзөмөлүндө гана колдонушу керек.

КУТУДА: (1) MIRA массажери, (2) жумушчу беттик капкак, (3) заряддоо базасы,
4. USB-Type C кабели, 5) нускама, 6) сактоо баштыктары.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

ӨЛЧӨМДӨРҮ (H X W X D): 179,5x72x48,4 mm (массаж), 81x69,8x64,8 mm (негиз)

КҮЧ: 10 W

ИШ ЧЫНУУСУ: 3,7 V

КУЧ БУЛАГЫ: орнотулган литий полимердик батарейка

БАТАРЕЯ СЫЙБАСЫ: 1350 mAh

кубаттоо Убактысы: 3 h

ИШ УБАКЫТЫ: 35 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 10 мүнөт Жылытуу режими - 5 мүнөт Муздак режим - 3 мүнөт

ВИБРАЦИЯЛЫК ЫЛДАМ: Мүнөтүнө 7000 айлануу

УЧУРДА: 1 деңгээл - 1,9 mA 2 деңгээл - 2,48 mA 3 деңгээл - 3,44 mA

УЧУРДАГЫ ЖАСТЫК: Алсыз деңгээл - 20 kHz Орточо деңгээл - 25,2 kHz Жогорку деңгээл - 30,6 kHz

ТОЛКУН Узундугу: Кызыл LED жарык - 630 nm Көк LED жарык - 460 nm Жашыл LED жарык - 520 nm

WAVEFORM: эки фазалуу симметриялуу толкун формасы

НУРДАЛУУНУН ИНТЕНСИВДУУЛУГУ:
Кызыл жарык - 10 mW/cm² Көк жарык - 24 mW/cm² Жашыл жарык - 21 mW/cm²

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX3



MORI BLACK - үн толкуну менен иштеген электр тиш щеткасы

Тишти бекемдейт

Тишти тазалайт

Таш таштарды кетирет

Көйгөйлөр: Тишти тазалоо, бляшка, дем жыты, тиш оорусу.

МАТЕРИАЛДАР: пластик.

Салмагы: 200 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
Щетканын иштеши жогорку жыштыктагы титирөө принцибине негизделген. Тазалоо үн аркылуу эмес, үн толкуну (=жогорку жыштыктагы термелүү) тарабынан козголгон кылчыктардын тез термелүүсү менен болот. Кылчактар тиштин четине чейин тез шыпыруучу кыймылдарды жасайт, ал эми жогорку ылдамдыкта шилекейден, суудан жана тиш пастасындан микро көбүкчөлөрдүн агымы пайда болот. Ооздогу суюктуктун бул динамикалык агымы жетүүгө кыйын жерлерди да эффективдүү тазалайт.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. 5 иштөө режими: жумшактан (31000 термелүү) эң күчтүүгө чейин (48000 термелүү).
2. Жумшак жана орточо катуулуктагы түктүү саптамалардын 2 түрү.
3. Тазалоо зонасын өзгөртүү жөнүндө угулчу кеңештер.
4. Орто катуулуктагы саптаманын кылдары түсүн өзгөртүп, саптаманы алмаштыруу зарылдыгын эскертет.
5. Эс тутум функциясы.
6. Узун кубаттоочу база кабели.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Соплоду щеткага электр кыймылдаткычынын үчүнүн валынын (өткөргүч вал) так үстүнө коюп, аны орнотуңуз. Маанилүү: орнотуу учурунда саптаманы буруш керек эмес.
2. Щетканы күйгүзүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү/которуу баскычын кыска убакытка басыңыз.
3. Бул иретте баскычтарды которуштуруу режимдерин кайталап кыска басуу: Сезимтал, Сагызга кам көрүү, Поляк, Ак, Таза.
4. Ар бир 30 секундда щетка тазалоочу аймакты өзгөртүү үчүн эскертүү катары токтойт.
5. 2 мүнөттөн кийин щетканын автоматтык иштөө убактысы бүтөт жана ал өчөт.
6. Щёткаңы өзүңүз өчүрүү үчүн, күйгүзүү/өчүрүү/режимди которуу баскычын басыңыз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Насадканы орнотуңуз.
2. тиш щеткасынын башын суу менен нымдап, керектүү өлчөмдө тиш пастасын сүйкөңүз.
3. Щёткаңы күйгүзүңүз.
4. Щётка саптаманы оозго салыңыз. Аны тиштерге салыштырмалуу 45 градус бурчта сактаңыз. Күйгүзүү баскычын чыкылдатып, ыңгайлуу иштөө режимин тандаңыз.
5. Тишиңизди жууп баштаңыз. Тиштин түбүнөн аягына чейин шыпыруу кыймылдары менен щетка башын тиштин үстүнө жайыңыз.
6. Стоматологдор тишиңизди 2 мүнөттөн кем эмес жууп турууну сунушташат. Ооз көңдөйүн 4 аймакка бөлүп, тиштин ар бир кварталын (квадрантты) 30 секунда тазалап турууга болот. Бул сунушту аткаруу үчүн щеткада ар бир 30 секундага таймер орнотулат:
Щётка бир нече секундага токтойт. 2 мүнөттөн кийин щетканын автоматтык иштөө убактысы бүтөт жана ал өчөт.
7. Процедура аяктагандан кийин, саптаманы жууп, табигый түрдө кургатуу керек. Тиш щеткасынын корпусун да суу менен чайкаса болот.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Күнүнө 2 жолу, 1 тазалоо сессиясы 2 мүнөт.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ:
1 саптаманы колдонуу мөөнөтү 3 ай.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Жугуштуу пародонтит.
2. Операциядан кийинки мезгил же ооз көңдөйүндөгү жаралардын айыгуу мезгили.
3. тиштердин сезгичтигинин жогорулашы.
4. Тиштердин патологиялык кыймылдуулугу.
5. Бул балдар колдонуу үчүн арналган эмес.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Sonic тиш щёткасындагы саптаманы ар бир колдонгондон кийин суу менен жууш керек.
2. Щетканын корпусун түздөн-түз суу менен тазалоого болот.
3. Кырсыктарды болтурбоо үчүн заряддоо учурунда кубаттоочу негиздин үстүнө металл буюмдарды койбоңуз.
4. щетканы колдонуудан баш тартуу, эгерде анын корпусу же насадкасы бузулса.
5. Жылуулук булактарынан алыс кармаңыз.
6. Электрдик тиш щеткасын өзүңүз чогултбаңыз же бөлүкчө кылбаңыз.

КУТУДА: (1) тиш щеткасынын корпусу, (2) жумшак щеткалуу саптама,
3. Орточо чачтуу сопло, (4) заряддоо үчүн индукциялык база,
5. көрсөтмө.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 12 h

ИШ УБАКЫТЫ: 240 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 2 min

РИМ ЖАНА ДИЛДИРҮҮ:
• Назик - мүнөтүнө 31000 айлануу
сагызга кам көрүү - мүнөтүнө 35000 айлануу
• Жылмалоо - мүнөтүнө 41000 айлануу
• агартуу - мүнөтүнө 45000 айлануу
Тазалоо - мүнөтүнө 48000 айлануу

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX7



MORI 2.0 - үн толкуну менен иштеген электр тиш щеткасы

Тишти бекемдейт

Тишти тазалайт

Таш таштарды кетирет

Гингивиттин алдын алууга жардам берет

Көйгөйлөр: Тишти тазалоо, бляшка, дем жыты, тиш оорусу.

МАТЕРИАЛДАР: PC пластик.

Салмагы: 110 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
Щетканын иштеши жогорку жыштыктагы титирөө принцибине негизделген. Тазалоо үн аркылуу эмес, үн толкуну менен козголо турган кылчыктардын тез титирөөсүнөн улам болот.

Щетка физикалык басымды электрдик сигналга айландыруучу басуу күчүн өткөргүч менен жабдылган.

MORI 2.0 тазалоо анализи үчүн 3D карталарды түзүү функциясы менен жабдылган. Дезинфекциялык корпус микробдорду жана вирустарды жок кылуучу ультрафиолет стерилизатору менен жабдылган.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Акылдуу таймер.
2. 5 кесиптик тазалоо режими:
• Абайлаңыз (сезимтал тиштер үчүн режим)
• Тазалоо (стандартты тазалоо)
• Ак эмаль (агартуу)
• Жылмалоо
• Массаж
3. Чачыратуудан коргоо системасы.
4. Интенсивдүүлүктү жөндөө: ар бир режим 5 деңгээлди (10, 30, 50, 70 жана 90) сунуштайт, ошондуктан сиз ыңгайлуу орнотууну тандай аласыз.
5. Тазалоочу аймактардын интерактивдүү 3D көрсөткүчү.
6. Ультрафиолет менен стерилдөөчү куту.
7. Соплоду алмаштыруу жөнүндө билдирүү.
8. Заряддоо индикатору жана заряддоо учурунда башкаруу.
9. LED көрсөткүчү менен басым сенсору
10. Тазалоонун ар кандай түрлөрү үчүн комплектте алмашуучу саптамалардын үч түрү
• Күнүмдүк гигиена үчүн классикалык тазалоочу саптама
• Жакшыртылган жылтыратуу эффектиси бар агартуучу сопло
• Жумшак түктүү сезгич тиштер үчүн сопло

11. Эстутум функциясы.
12. Соплолордун автоматтык аныктамасы.
13. Автоматтык активдештирүү.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. MORI 2.0 тиш щеткасы автоматтык которуу функциясы менен жабдылган:
Денени алаканыңыз менен жапканыңызда щетка күйөт.
2. Күйгүзүү/өчүрүү/функцияны тандоо баскычын бир аз басуу менен щетканы күйгүзүңүз.
3. Функцияларды өзгөртүү үчүн баскычты чыкылдатуу менен менюну серпип коюңуз, бөлүмдү тандоо үчүн, функцияны күйгүзүү / өчүрүү / тандоо баскычын кыскача басыңыз.
4. Бөлүмдөр аркылуу "Меню / Орнотуу" пунктуна үчүп өтүңүз, ага өтүңүз. "Меню" бөлүмүндө "3D OFF / 3D OFF" тандаңыз. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын бир жолу басуу менен аны күйгүзүңүз.
5. Тилди тандаңыз. MORI 2.0 кийинчерээк конфигурациялоого жана колдонууга даяр.
6. Керектүү саптаманы тандап, аны электр кыймылдаткычынын үчүнүн валынан (өткөргүч вал) так үстүнө коюп, орнотуңуз. Соплолорду орноткондон кийин, MORI 2.0 щеткасын нускамадагыдай конфигурациялоону улантыңыз.
7. Орнотуулар бөлүмүнө өтүңүз. "Тазалоо убактысы" бөлүмүн тандаңыз. Убакытты коюңуз: 2/3/4 мүнөт же функцияны тандоо баскычын басып "Чексиз".
8. "Орнотуулар" бөлүмүнөн "Артка" дегенди тандап, жалпы менюга кайтыңыз.
9. Менюда тазалоо режимин аныктаңыз.
10. Режимди тандагандан кийин функцияны тандоо баскычын басуу менен интенсивдүүлүктү орнотуңуз. MORI 2.0 щеткасында режимдердин ар бири үчүн 5 кубаттуулук деңгээли берилген: 10, 30, 50, 70 жана 90.
11. MORI 2.0 щеткасында эс тутум функциясы бар. Режимди 10 секунддан ашык колдонгондо, щетка аны эстеп калат жана кийинки жолу колдонулганда күйгүзөт.
12. Тазалоо зонасын өзгөртүү зарылдыгын эскертип, MORI 2.0 щетка бир аз тыным алат.
Эгерде тазалоо убактысы 2 мүнөт болсо, щетка 30 секунд сайын, тазалоо убактысы 3 мүнөттө - ар 45 секундда, 4 мүнөт тазалоодо - ар бир мүнөттө токтойт. Чексиз щетка убактысын ("Чексиз") тандасаңыз, щетка тыным кылбайт.
13. MORI 2.0 үн тиш щеткасы басуу күчү сенсору менен жабдылган. Щетканын арткы бетинде жарык индикатору бар, ал титирөөнүн түсүн жана түрүн өзгөртөт, тазалоо учурунда басымды көзөмөлдөө үчүн ду-ду үнүн чыгарат.
14. Автоматтык тазалоо убактысы аяктагандан кийин тиш щеткасы өчөт. Эгерде сиз щетканы өз алдынча токтоткуңуз келсе, 5 секунд тазалоодон кийин күйгүзүү/өчүрүү баскычын кыска убакытка басыңыз.
15. Тазалоо аяктагандан кийин щетка дисплейинде калган заряддоо деңгээли жана тиш көңдөйүнүн картасы менен тазалоонун натыйжасы пайда болот.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Насадканы орнотуңуз.
2. тиш щеткасынын башын суу менен нымдап, керектүү өлчөмдө тиш пастасын сүйкөңүз.
3. Щётка саптаманы оозго салыңыз. Аны тиштерге салыштырмалуу 45 градус бурчта сактаңыз. Кылчакты желим сызыгына же андан бир аз өйдө бир аз жөлөнүңүз.
4. Щетканы күйгүзүңүз, иштөөнүн ыңгайлуу режимин тандаңыз.
5. Тишиңизди жуып баштаңыз. Тиштин түбүнөн аягына чейин шыпыруу кыймылдары менен щетка башын тиштин үстүнө жайыңыз.
6. Үстүнкү тиштин ички бетин тазалоо үчүн щетка тик абалда болушу керек, тиш щеткасынын башы тишке вертикалдуу жайгашып, ар бир тишти тазалайт.
7. Берилген тазалоо убактысынан кийин щетка токтойт. Дисплейде заряддын калган деңгээли, андан кийин тазалоонун жыйынтыгы менен ооз көңдөйүнүн 3D картасы көрсөтүлөт.

8. 3D картада өткөн процедураны талдоо - бул колдонуучуга кемчиликсиз тазалоого жардам берет.
9. Процедура аяктагандан кийин, саптаманы жууп, табигый түрдө кургатуу керек. Тиш щеткасынын корпусун да суу менен чайкаса болот.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ:
Күнүнө 2 жолу, 1 тазалоо сессиясы 2 мүнөт.

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ:
1 саптаманы колдонуу мөөнөтү 3 ай.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Жугуштуу пародонтит.
2. Операциядан кийинки мезгил же ооз көңдөйүндөгү жаралардын айыгуу мезгили.
3. тиштердин сезгичтигинин жогорулашы.
4. Тиштердин патологиялык кыймылдуулугу.
5. Бул балдар колдонуу үчүн арналган эмес.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. MORI 2.0 тиш щеткасын 8 жаштан жогорку балдар жана сенсордук, физикалык жана психикалык жактан бузулган адамдар, эгерде алар бул аппаратты колдонуу боюнча нускамаларды алышкан жана коопсуз колдонуу ыкмаларын жана туура эмес колдонуунун мүмкүн болуучу коркунучтарын билишсе, колдоно алышат.
2. Бул аппаратты балдардын оюнчугу катары колдонууга тыюу салынат.
3. Балдардын щеткалары жана колдонуусу чоңдордун көзөмөлү менен гана жүргүзүлүшү керек.

КУТУДА: (1) тиш щеткасынын корпусу, алмаштырылуучу саптамалар: (2) сезгич тиштердин учтары, (3) агартуучу саптама, (4) тазалоочу саптама, (5) Type-C заряддоо зымы,
6. сактоочу кап, 7) нускама, 8) насадкаларды дезинфекциялоо үчүн куту.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 8 h

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 2 min

ИШ УБАКЫТЫ: • Абайлаңыз режими - 1200 мүнөт • Тазалоо режими - 250 мүнөт • Ак эмаль режими - 400 мүнөт • Жылтыратуу режими - 500 мүнөт • Массаж режими - 400 мүнөт

РЕЖИМДЕР ЖАНА ТЕРМЕКСИН ЖАСТЫГЫ:
• Кылдат (28000 титирөө/мүнөт)
Тазалоо (37000 титирөө/мүнөт)
• Ак эмаль (41000 титирөө/мүнөт)
Жылтыратуу (36000 термелүү/мүнөт)
Массаж (35000 титирөө/мүнөт)

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX7



NEO - терини жашартуучу шайман

Лифтинг эффекти

Теринин абалына багытталган

Теринин бекемдигин жана ийкемдүүлүгүн калыбына келтирет

Пигментацияны азайтат

тырыктарды азайтат

Көйгөйлөр: беттин контурунун куракты өзгөрүүлөрү, бырыштар, терисинин солкулдашы, пигментация, безетки, розацеа, тырыктар жана тырыктар, чоюу белгилери.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, PC пластик, силикон.

Салмагы: негизи менен массажер - 183 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
NEO массажеринин өзөгүн төмөнкү температурадагы (муздак) плазманы - нейтралдуу молекулалардан турган жана заряддалган бөлүкчөлөрдү камтыган газды колдонуу технологиясы жатат: эркин электрондор, оң жана терс иондор. Плазма терини дезинфекциялайт, безетки жана розацеа менен күрөшөт, сезгенүүнүн алдын алат. Коллаген жипчелеринин тыгыздыгын калыбына келтирүүнү стимулдап, плазма технологиясы жарааттардын, тырыктардын жана тырыктардын айыгуусуна өбөлгө түзөт. Картаюуга каршы процесстер менен байланышкан гендердин плазма активдешүүсүнүн натыйжасында беттеги бырыштар жана терең бүктүүлөр азаят. Плазманын таасири астында липиддик биологиялык катмарлар реконструкцияланат жана ар кандай заттардын өтүү каналдары пайда болот, бул косметикалык каражаттардын өткөрүмдүүлүгүн жогорулатат. Мындан тышкары, плазманын таасири меланиндин кластерлерин бузат жана натыйжада пигментациянын ответлануусу байкалат.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Оригиналдуу патенттелген дизайн - дизайн атайын WAU бренди үчүн даярдалган, массажердин аркасынын тегеректелген формалары массажерди колуңузга ыңгайлуу жайгаштырып, массажды мүмкүн болушунча оңой жана ыңгайлуу жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
2. Ыңгайлуу жумушчу бети - теринин чоң жерлерин да, жетүүгө кыйын жерлерди да дарылоого мүмкүндүк берет, айрыкча үстүнкү учу тар болгон.
3. Интенсивдүүлүктүн 3 деңгээли - терини плазманын таасирине акырындык менен даярдоо үчүн.
4. колдонууга ыңгайлуу - массажер 1 баскыч менен башкарылат, акылдуу таймер 10 мүнөт орнотулган.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
Аппаратты суу менен тийгизүүгө, нымдуу кол менен аппаратты алууга, нымдуу териге колдонууга тыюу салынат - бул коркунучтуу болушу мүмкүн.
1. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын узакка басып (2 секунд) аппаратты күйгүзүңүз. Күйгүзүлгөндө аппарат үн сигналын чыгарат.
2. Интенсивдүүлүк деңгээлинин көрсөткүчтөрү бар дисплей күйөт. Аппарат таасирлүү күчтүн 3 деңгээлин камсыз кылат: КҮЧТҮҮ (күчтүү), ОРТО (орто) жана ЖУМШАК (алсыз). Деңгээлди которуу баскычын кайра-кайра басып, сизге ылайыктуу таасир күчүн тандаңыз. Биринчиси SOFT деңгээли, анын сөлөкөтү дисплейде күйөт. Баскычты кайра-кайра басуу сизди ORTA даражага которот, кийинки басканда КҮЧТҮҮ деңгээл башталат.
3. Аппарат акылдуу таймерди камсыздайт, аппарат 10 мүнөт иштегенден кийин автоматтык түрдө өчүрүлүп, аудио сигналды чыгарат.
4. Аппаратты өчүрүү үчүн күйгүзүү / өчүрүү / интенсивдүүлүк деңгээлин которуу баскычын басып, кармап туруңуз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Кадимки тазалоочу каражатыңыз менен жуунуңуз. Териңизди булганган заттардан жана ашыкча майлардан тазалаңыз.
2. Массажерди колдонуудан мурун беттеги суюктуктун бардык изин алып салыңыз, терини толук кургатуу керек. Теридеги суу аппаратты колдонууда олуттуу ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн.
3. Аппаратты күйгүзүңүз жана керектүү интенсивдүүлүк деңгээлин тандаңыз. Тери аппараттын колдонулушуна көнүшү үчүн, таасир этүүнүн минималдуу күчү менен баштоо сунушталат.
4. Процедуранын жүрүшүндө аппаратты териге жакын басууга болбойт, теринин бетинен 2-3 mm аралыкта кармаңыз. Массажды акырын массаж сызыктары боюнча ылдыйдан (ээктен) өйдө (чачтын өсүү сызыгына чейин) кармаңыз. Көйгөйлүү аймактарга өзгөчө көңүл буруңуз. Колдонуу учурунда аппарат плазма генерациясынын үнүн чыгарат, сиз озондун жытын да сезе аласыз - бул нормалдуу көрүнүш.
5. Процедура аяктагандан кийин, аппаратты өчүрүп, терини нымдаштыруу үчүн кам көрүү косметикасын сүйкөңүз. Косметиканы жакшы сиңирүү үчүн жеңил массаж жасаңыз.
6. Аппараттын жумушчу бетин нымдуу (спиртке чыланган) салфетка менен тазалаңыз.
Эскертүү: Чаңдын жана майдын калдыктары процедуранын жүрүшүндө плазма менен талкаланганда аппараттын жумушчу бетинин керамикалык бөлүгүнө оңой жабышып калат. Бул керамикалык беттин саргайып кетишине алып келиши мүмкүн, бирок аппараттын натыйжалуулугуна таасир этпейт.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	Кам көрүү курсу
БЕТЕКТЕГИ / СЕЗГЕНДҮҮ	ТАҢ	Баштапкы курс: беттин ар бир аймагы үчүн 5-10 мүнөт. Бир процедуранын жалпы узактыгы 20-30 мүнөткө чейин. Терини ыңгайлаштыруу үчүн күч-кубатты акырындык менен көбөйтүү сунушталат: 1-жума минималдуу деңгээл (эгерде тери сезгич болсо, 2 жумалык минималдуу деңгээлди колдонуңуз) 2-жума - 3-жумадагы орточо деңгээл жана андан кийинкилер - эгерде тери жакшы ыңгайлашса максималдуу деңгээл Колдоо курсу (алдын алуу): бүт бетке 10-20 мүнөт.	Баштапкы курс: жумасына 2-3 жолу (негизги көрүнүштөр жоюлганга чейин улантсаңыз болот) Колдоо курсу (алдын алуу): 10-14 күндө 1 жолу	Баштапкы курс: 6-8 жума Курс аяктагандан кийин тери калыбына келип, туруктуу стимулга көнүп калбашы үчүн 1-2 ай тыныгуу сунушталат.
ПИГМЕНТАЦИЯ	КЕЧИНДЕ		Аптасына 2 жолу гиперпигментация болгон жерлерге басым жасоо менен	
ЖАШКА БАЙЛАНЫШТЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР	КЕЧИНДЕ		Баштапкы курс: жумасына 2-3 жолу. Колдоо курсу (алдын алуу): жумасына 1 жолу (10-14 күндө 1 жолу уруксат берилет)	
ЫРЫКТАР	КЕЧИНДЕ	5-10 мүнөт тырыгынын жана тырыгынын өлчөмүнө жараша Бет үчүн: минималдуу күчтөн баштап 3 сессияга чейин, андан кийин акырындык менен күчүн жогорулатуу. Организм үчүн: орточо кубаттуулуктан баштап 3 сессияга чейин, андан кийин күч-кубатты акырындык менен көбөйтүү керек.	жумасына 2 жолу	Курс: 1-1.5 ай. Жылына 2-3 курс. Курстардын ортосунда: айына 1-2 процедура.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Колдонууга тыюу салынат: балдар, аллергиясы бар адамдар, бетке/көзгө операция жасалган адамдарга.
2. Аппаратты суу менен тийгизүүгө, нымдуу кол менен аппаратты алууга, нымдуу териге колдонууга тыюу салынат.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппаратты сууга чөктүрсө, бузулуп же сынган болсо, туура иштебей калса, колдонбоңуз.
2. Аппаратты көздүн айланасында (үстүнкү жана астыңкы орбиталык сөөктүн боюнда), ийбадаткананын аймагында, калкан безинде, ошондой эле көкүрөктө жана жыныстык органдарда колдонууга болбойт.
3. Аппаратты ажыратпаңыз, анткени бул бузулууга, бузулууга, электр шокуна, өрткө же жаракатка алып келиши мүмкүн.

КУТУДА: (1) аппарат, (2) таяныч, (3) заряддоо кабели, (4) сактоо баштыкчасы, (5) салфетка, (6) нускама.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 3 h

ИШ УБАКЫТЫ: 60 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 10 min

УЧУРДА: • SOFT: териге тийгенде 590 mA, тийбегенде 278 mA. • MEDIUM: териге тийгенде 1670 mA, тийбегенде 570 mA. • STRONG: териге тийгенде 1820 mA, тийбегенде 1010 mA.

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX3



REN - бетти тазалоочу ультраүндүү шайман

Тазалоо

Микроциркуляцияны жакшыртат

Пилинг

Териге кам көрүүнүн сиңүүсүн жакшыртат

Көйгөйлөр: теринин майлуулугунун көбөйүшү, тешикчелердин кеңейиши, комедондор, безеткилер, начар өң, теринин ийкемдүүлүгүн жоготуу.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, силикон.

Салмагы: 140 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
Жогорку жыштыктагы УЗИ термелүүсү жана “Терең тазалоо” режиминдеги оң иондор терини кылдаттык менен тазалайт. УЗИ тарабынан түзүлгөн толкундар эпидермистин үстүнкү катмарынын бөлүкчөлөрүнүн эксфолиациясына көмөктөшөт, беттик булгоочу заттарды жана майдын топтолушун жок кылат. Нымдуулук режиминде ошол эле УЗИ толкундары терс иондор менен тандемде кан айлануусуну жана коллаген/эластиндин өндүрүшүн жогорулатат, бул косметикалык каражаттарды активдүү сиңирүүгө алып келет. Ошентип, кам көрүү косметикасынын таасири көбүрөөк байкалат.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Үйдө колдонуу үчүн компакттуу аппарат.
2. Магниттик капкак аппараттын тазалоочу бетин коргойт, бул аппаратты колдонуунун гигиеналык эрежелерин сактоого мүмкүндүк берет.
3. Күчтүү батарея, кайра заряддалбастан узартылган иштөө убактысы, батареянын иштөө мөөнөтү 100 мүнөткө чейин.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппарат 1 баскыч менен башкарылат. Көпкө басуу менен аппаратты күйгүзүү үчүн "Күйгүзүү / өчүрүү / режимдерди которуу" баскычын басып туруңуз. Күйгүзүү узак үн сигналы менен коштолот.
2. Биринчиси - "Терең тазалоо" режими. Тиешелүү индикатор күйөт. Сиз ультра үн титирөөнүн үзгүлтүксүз үнүн угасыз.
3. Режимди которуу үчүн "Күйгүзүү / өчүрүү / режимдерди которуу" баскычын кайра басыңыз. Которуу режимдери кыска үн сигналы менен коштолот
4. Аппарат "Нымдаштыруу" режиминде иштей баштайт. Тиешелүү индикатор күйөт. Сиз ультраүн термелүүсүнүн пульсирленген үнүн угасыз.

5. "Күйгүзүү/өчүрүү/которуу режимдери" баскычын басып, аппаратты өчүрүңүз.
6. Аппарат акылдуу таймер менен жабдылган. Скрубер 10 мүнөт иштегенден кийин автоматтык түрдө өчөт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
РЕЖИМ: ТЕРЕН ТАЗАЛОО РЕЖИМИ
1. Колдонордон мурун макияжыңызды алып, бетиңизди тазалоочу каражат менен жууңуз.
2. Тазалоодон мурун эң жакшы эффектке жетүү үчүн дезинкрустация гелин (ультраүн тазалоо үчүн гел) колдонуу менен муздак буулоо процедурасын жүргүзүү сунушталат. Гельди бетиңизге сүйкөп, көзгө тийбей, пленка менен жаап, гелди 15 мүнөт кармап, андан кийин скрубберди тазалоо процедурасына өтүңүз. УЗИ тазалоо үчүн гель же лосьондон тышкары, туздуу эритмени, ошондой эле термалдык сууну колдонууга жол берилет.
3. "Deep Clear" режимин күйгүзүү үчүн "күйгүзүү/өчүрүү/режим которуу" баскычын басыңыз.
4. Аппаратты ылдый каратып, скруббер бычагын териге 40 градус бурч кылып кармаңыз. Беттин керектүү жерлерин тазалоо үчүн аппликаторду массаж сызыктары боюнча жылдырыңыз.
5. “Терең тазалоо” режиминде тазалоо процедурасы 5 мүнөттөн ашпоого тийиш.
6. Аппаратты өчүрүңүз же кийинки режимде иштөөгө которуңуз.
7. Бетиңизди жылуу суу менен жууп, аппликаторду кургак тазалаңыз.
8. Тазалоо процедурасынан кийин нымдаштыруу процедурасын баштоо сунушталат.
1. Бетти тазалагандан кийин бетке сиз тандаган кам көрүү каражатын тегиз сүйкөңүз.
2. Аппаратты күйгүзүп, нымдуулук режимине өтүү үчүн баскычты кайра басыңыз.
3. Аппаратты алды жагын өйдө каратып которуңуз, скруббердин бычагы четине эмес, териге тегиз жайгашат. Аппликаторду бетке коюп, териге кам көрүү каражаты толук сиңгенге чейин массаж сызыктары боюнча акырын өйдө жылыңыз.
4. Бул режимде иштөөдө процедураны ортодон четине карай жылдырып, моюндан баштоо сунушталат.
5. Массажды ээгинен чекеге карай жылдырып, скруббердин бычакты борбордон периферияга өткөрүүнү улантыңыз.
6. "Нымдоо" режиминде иштөө 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин созулушу мүмкүн. Процедуранын аягында "күйгүзүү / өчүрүү" баскычын көпкө басуу менен скрубберди өчүрүңүз.
7. Аппликаторду сүртүп, скрубберди ордуна коюңуз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
МАЙЛУУ ТЕРИ ТАЗАЛОО / БЕТТЕНИ	Кечинде сунушталат. Дарылоодон кийин макияж жасабаңыз.	Терең тазалоо: 5 мүнөт. Нымдоо: 5 мүнөт. Ушул иретти сактаңыз. Нымдоо режими терең тазалоодон кийин гана натыйжалуу.	Жумасына бир жолудан ашык эмес	3-4 жума. 2 жумалык тыныгуу алыңыз. 3-4 жумалык курсту кайталаңыз жана бул циклди улантыңыз.
КУПЕРОЗ / КӨРҮНГӨН КАМАЛДАР			Айына эки жолудан ашык эмес	Керек болсо

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Аппарат жеке колдонуу үчүн иштелип чыккан. Аппаратты башка колдонуучулар менен бөлүшпөңүз.
2. Операциядан кийин бир айдын ичинде же беттин терисинин бетинде катуу күйгөн учурда колдонууга болбойт.
3. Сезгенген же жабыркаган териге колдонбоңуз.
4. Көзүңүздүн алдында колдонууга болбойт.
5. Веноздук же артериялык патологиясы бар жерлерде, ошондой эле тромбофлебит менен ооруган же мурда кандын уюшу бузулган учурларда колдонууга тыюу салынат.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппаратты теринин бир жеринде көпкө колдонууга болбойт.
2. шайманды жогорку температурадан алыс кармаңыз.
3. Колдонууда бет имплanttары, стоматологиялык металл таажылар, төөнөгүчтөр, брекеттер болгон учурда жеке сезимдерге көңүл буруңуз. Аппаратты колдонууда сиз ооруп же ыңгайсыздыкка кабылсаңыз, аны колдонууну токтотуңуз.

КУТУДА: (1) ультраүн тазалоочу, (2) магниттик капкак, (3) USB-түрү C кабели, 4. нускама, (5) сактоочу баштык.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 2 h

ИШ УБАКЫТЫ: 100 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 10 min

УЗИ Жыштыгы: 25±5 kHz

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX4



SARA - 2 кызматы 1 шайманда: чач кургаткыч жана түздөгүч

Кургак жана нымдуу чачтар үчүн

Тез кургатуу

Чачты калыпка келтирет

Жумшак мамиле

Frizz башкаруу

Чачты түздөйт

Көйгөйлөр: Классикалык үтүктөр менен чачтын бузулушу, үлпүлдөшү (тоңдургуч эффекти), статикалык электр тогунун таасири, нымдуу чачтарды коюу кыйындашы, жылтырак жоготуу.

МАТЕРИАЛДАР: MS пластик, ABS пластик.

Салмагы: 441 g (шнурду кошпогондо), 657 g (шну менен).

ФУНКЦИЯЛАР:
Кургатуу: Ичинде мүнөтүнө 110000 айлануу жасаган жогорку ылдамдыктагы мотор (BLDC) бар. Ал абанын күчтүү агымын түзөт (12 м / с чейин). Кургатуу чачтын жогорку температурада “кууруп кетишинен” эмес, чачтын бетинен нымдын физикалык үйлөөсүнөн улам болот. Иондошуу: Кургатуу учурунда терс заряддуу иондордун агымы (30 миллиондон ашык) пайда болот. Чачтын, адатта, оң заряды бар, бул аларды бири-биринен түртүп салууга алып келет («фуфлиность» эффекти). Терс иондор бул зарядды нейтралдаштырып, жиптерди ийкемдүү кылат. ТҮЗӨТҮҮ: Аба 45 градус бурч менен плиталардын боюндагы кууш тешиктер аркылуу чыгат. Багытталган басымдын таасири түзүлөт. Качан кысуу пластиналар, агымы тездейт, "басып" тараза чачтын каршы сабына. Жылуулуктун жана багытталган абанын таасири астында нымдуу чачтардагы суутек байланыштары убактылуу үзүлүп, түз формага айланат. Чачты аба менен үйлөгөндүктөн, ал түздөлгөн абалда кургап, натыйжаны бекитет. МУЗДАК АБА (ФИКСАЦИЯ): Акыркы этапта муздак аба агымы ысытылган чачты заматта муздатып, кутикуланы "жабып" коёт. Бул күзгүгө жаркырап, стилди туруктуу кылат.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Кургатуу жана түздөө 2си 1де. SARA эки функцияны бир процедурада айкалыштырат, бул жалпы тизүү убактысын кыскартат.
2. Чачтын коопсуздугу: Аба түздөө кадимки үтүктүн ысык плиталары менен тийгенге караганда алда канча назик.
3. жеке жөндөө. 3 агымдын ылдамдыгы жана 5 температура режими чачтын каалаган түрү үчүн оптималдуу кам тандоого мүмкүндүк берет.
4. Универсалдуу чыңалуу. Кең чыңалуу диапазону дүйнөнүн каалаган жеринде аппараттын туруктуу жана коопсуз иштешин камсыз кылат.

5. DRY жана WET адистештирилген режимдери: нымдуу жана кургак чачтар менен эффективдүү иштөө үчүн ойлонулган орнотуулар.
6. Маалымат берүүчү LCD-дисплей, эң ыңгайлуу колдонуу үчүн иштөө параметрлерин толук көзөмөлдөөнү камсыз кылат.
7. Көп функционалдуу күлпу, аппаратты бүктөлгөн абалда толук кандуу чач кургаткыч катары колдонууга мүмкүндүк берет.
8. Интеллектуалдык пауза. Аппарат 10 секунддан ашык колдонулбаса, ал автоматтык түрдө күтүү режимине өтөт жана 3 мүнөттөн кийин өчөт.
9. Эстутум функциясы. Аппарат акыркы колдонулган орнотууларды эстеп, кийинки жолу күйгүзгөндө дароо иштей баштоого мүмкүндүк берет.
10. Күчтүү иондошуу. Генератор 30 миллиондон ашык ионду бөлүп чыгарып, статиканы нейтралдаштырып, чачка күзгү жаркырап, жибектей болуп берет.
11. Мотор ылдамдыгы. Жогорку ылдамдыктагы мотор (110000 айн/мин) нымдуулукту заматта кетирүү үчүн күчтүү багытталган агымды түзөт.
12. Өзүн өзү тазалоо режими. Максималдуу үйлөө күчүн сактоо жана кызмат мөөнөтүн узартуу үчүн автоматтык кыймылдаткычты тазалоо функциясы.
13. Шнурдун узундугу: кесиптик же үйдө колдонуу үчүн 2 метр кыймыл эркиндигин камсыз кылат.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Чач кургаткыч-түздөөчү сайгычты розеткага толук сайыңыз. OFF сөлөкөтү дисплейде күйүп, аппараттын өчүрүлгөндүгүн билдирет.
2. Бул аппаратта түздөөчү плиталарды бүктөлгөн абалда кармап турууга мүмкүндүк берүүчү бекиткич бар. Пластиналарды ачуу үчүн күлпу жүгүргүчтү ылдый өткөрүңүз. Күлпусу ачылганда, плиталар ачылып, тегиздөө үчүн алардын ортосуна чачтын талдарын коюуга мүмкүндүк берет.
3. Пластиналарды бириктирүү үчүн аларды туташтырыңыз жана күлпусун өйдө жылдырыңыз. Жабык абалда аппарат чач кургаткыч катары иштейт. Бөгөттөлгөн абал ошондой эле шайманды коопсуз сактоону жана ташууну камсыздайт.
4. Аппаратты күйгүзүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз. Пластиналар ачылып күйгүзүлгөн абалда аба агымы минималдуу болот. Баштоо үчүн чач кургаткыч түздөгүчтү кысып, абаны үйлөө ылдамдыгын иштетиңиз.
5. Режимди тандоо баскычын басуу менен, кургатуу же стилдештирүү баштоону каалаган орнотууларды тандаңыз.
6. WET режими чачты жуугандан кийин дароо иштетүүгө арналган жана аны бир убакта кургатып, түздөөгө мүмкүндүк берет.
7. DRY режими кургатылган чачтын формасын текшилөөгө жана бекитүүгө багытталган.
8. Температураны көзөмөлдөө баскычынын жардамы менен керектүү параметрлерди орнотуңуз.
9. WET режиминде нымдуулуктун интенсивдүү буулануусу жана тармал формасынын тез түзүлүшү үчүн 120 °C, 140 °C жана 160 °C жогорку параметрлер көрсөтүлөт.
10. DRY режиминде төмөнкү температуралар бар: 80 °C, 110 °C жана 140 °C кургатылган чачтын ысып кетүүсүнөн коргоо үчүн.
11. Температура режимдери Цельсий жана Фаренгейт градустарында да чагылдырылышы мүмкүн. Даражаларды көрсөтүү ыкмасын өзгөртүү үчүн температура баскычын 3 секунда узакка басып туруңуз.
12. Ылдамдыкты башкаруу баскычынын жардамы менен 3 абаны үрдөө ылдамдыгынын 1ин коюңуз. Пиктограммадагы желекчелердин саны ылдамдыктын ылдамдыгы менен байланыштуу: начар ылдамдык - 1 желекче, орточо - 2 желекче, күчтүү аба агымы - 3 желекче.

13. Автотазалоо режимин иштетүү үчүн ылдамдык баскычын 5 секунд басып туруңуз. Магниттик чыпканы алдын ала алып салыңыз. Тазалоо 15 секундга созулат, андан кийин ал автоматтык түрдө өчөт. Чыпканы кайра ордуна коюңуз.
14. Муздак режимди колдонгуңуз келсе, муздак аба баскычын басыңыз.
15. Чач кургаткыч түздөөчү күйгүзүлгөндөн кийин, эгерде ал 10 секунддан ашык колдонулбай ачык абалда болсо, тыныгуу режими автоматтык түрдө башталат, температуранын белгиси тынымсыз күйүп турат. Эгерде аппарат 3 мүнөттөн ашык бош турса (тыным режиминде), белгиленген убакыттан кийин ал автоматтык түрдө өчөт.
16. SARA чач кургаткыч эс тутум функциясы менен жабдылган. Кийинки жолу түзмөк күйгүзүлгөндө, ал ошол эле режимде жана акыркы күйгүзүү учурунда колдонулган орнотуулар менен башталат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Колуңуз кургак жана чачыңыз өтө нымдуу эмес экенин текшериңиз (алардан суу тамчылабашы керек). Алгач аларды сүлгү менен кургатуу сунушталат.
2. Стилдөө учурунда чаташып калбаш үчүн чачыңызды кенен тиштүү тарак менен кылдаттык менен тараңыз.
3. Чач кургаткыч түздөөчү күйгүзүңүз.
4. WET режимин тандаңыз.
5. Керектүү температураны жана экспозициянын ылдамдыгын орнотуңуз.
6. Биринчиден, тамырларды кургатуу үчүн чач кургаткыч катары SARAны кулпуланган абалда (плиталар жабылган, бекиткич жүгүрткүч өйдө жылдырылат) колдонуңуз.
7. Пластиналардын күлпусун ачып, бекиткичти ылдый түшүрүп, жипти пластинкалардын ортосуна тамырларга мүмкүн болушунча жакын жайгаштырыңыз. Аба чыгаруу үчүн тешиктер чачтын учтарына багытталышы керек. Пластиналарды жабыңыз, акырын түздөөчү ылдый учтарына чейин жеткириңиз.
8. Эгерде сиз кургак чачка стилди жасоону улантсаңыз, КУРУ режимин тандаңыз.
9. Тарелкалардын ортосуна тармал коюп, ортосуна кысып коюңуз. Аба агымы автоматтык түрдө тандалган деңгээлге көтөрүлөт. Гаджетти учтарына чейин жылмакай айдаңыз.
10. Орнотулган ионизатордун аркасында статик нейтралдаштырылган, ал эми чачтын кутикуласы кыймыл учурунда туура жылмакай болот.
11. Чачтын бүт массасын кургаткандан кийин форманы бекемдөө жана чачка кошумча жылтырат берүү үчүн Муздак режимди күйгүзүңүз. Муздак аба чачтын таразасын жаап, стилди жылмакай жана бышык кылат.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Аппаратты адамдын табигый чачтарын коюу үчүн гана колдонуңуз. Жасалма чачты же жаныбарлардын жүнүн колдонбоңуз.
2. Башка нерселерди кургатуу үчүн жылыткыч элементтерди колдонбоңуз.
3. Ванна бөлмөсүндө колдонууга тыюу салынат. Аппаратты эч качан ваннада, душта, толтурулган кол жуугучтун үстүндө же нымдуу кол менен колдонбоңуз.
4. Аппаратты сууга салбаңыз же агын сууга тийгизбеңиз.
5. Шайманды суу тамчылап турган өтө нымдуу чачтарга колдонбоңуз.
6. Аппараттын өзү же кубат шнуры бузулган болсо, аппаратты күйгүзбөңүз. Ошондой эле, эгер ал кулап кетсе, көрүнгөн зыяны бар же туура иштебей калса, аны колдонбоңуз.
7. Эгерде шайман ушунчалык бузулуп, электр бөлүктөрү ачык болуп калса, аны дароо кубат булагынан ажыратыңыз.

8. Белгилүү бир медициналык абалы (мисалы, эпилепсия) же кыймылдын бузулушу (дискинезия) бар адамдар аппаратты колдонуудан баш тартышы керек.
9. Бул аппарат физикалык, сенсордук же акыл-эс жөндөмү чектелген адамдар (анын ичинде балдар), ошондой эле тажрыйбасы жана билими жетишсиз адамдар тарабынан, эгерде алар көзөмөл астында болбосо же аппаратты иштетүү боюнча көрсөтмөлөрдү албаса, колдонууга арналбайт.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аспаптын ысытылган бөлүктөрүн көзгө жана териге тийгизбеңиз.
2. Иштеп жаткан учурда аппаратты жыгач, кагаз же кездеме беттерине коюуга болбойт. жалпак ысыкка чыдамдуу бетти гана колдонуңуз.
3. Ашыкча ысып кетүүдөн жана өрт чыгып кетүү коркунучунан сактануу үчүн, эч качан сүлгү же ушул сыяктуу нерселерди шаймандын үстүнө же астына койбоңуз.
4. Аппаратты күйүүчү суюктуктардын же газдардын (мисалы, аэрозолдор, төшөө үчүн мусс) жанында колдонбоңуз.
5. Пластиналарга зыян келтирилген учурда төшөө үчүн ар кандай майларды же спрейлерди колдонууга тыюу салынат.
6. Күйгүзүүдөн мурун, тармактын чыңалуусу бул аспапка туура келерин текшериңиз. Иштин туткасында текшерүү үчүн анын параметрлери көрсөтүлгөн.
7. Иштеп жаткан учурда, шайманды тазалоодон мурун, өчүрүлгөндөн кийин же шайман колдонулбай жаткан учурда бузулуулар болсо, розеткадан дайыма ажыратыңыз.
8. Шымды бузулуудан сактаңыз. Эч качан шнурдун өзүн тартпаңыз - розеткадан чыгарганда айрыдан кармаңыз. Шнурды аппараттын тегерегине ороообоңуз.
9. Оңдоону ыйгарым укуктуу тейлөө борборлору гана жүргүзө алат. Шайманды өзүңүз оңдоого аракет кылбаңыз, анткени анда колдонуучу тейлеген тетиктер жок. бузулган учурда керектөөчүлөрдүн дооматтарын кабыл алууга ыйгарым укуктуу уюмга кайрылыңыз.
10. Аппарат ысып кеткен учурда коопсуздук өчүргүч менен жабдылган.

КУТУДА: (1) чач кургаткыч, (2) сактоочу баштык, (3) нускама, (4) кесме.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

КҮЧ: 1600 W

НИНИНАЛДЫК ВОЛЬТ: 220-240 V

MOTOR ТЕЗ: 110000 rpm

Ылдамдыгы: секундасына 12 метр

ТЕМПЕРАТУРА Жөндөөлөрү: КУРГАК режими: 80 °C, 110 °C, 140 °C НУУ режими: 120 °C, 140 °C, 160 °C Муздак үйлөө

ӨЛЧӨМДӨРҮ (H X W X D): 329×55×38 mm

ЧУУ ДЕҢгээли: 85,6-86,9 dB

кубат шнурунун узундугу: 2 m



UMI - бетти тазалоочу ультраүндүү шайман

Тазалоо

Микроциркуляцияны жакшыртат

Пилинг

Териге кам көрүүнүн сиңүүсүн жакшыртат

Көйгөйлөр: теринин майлуулугунун көбөйүшү, тешикчелердин кеңейиши, комедондор, безеткилер, начар өң, теринин ийкемдүүлүгүн жоготуу.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, силикон.

Салмагы: 131 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

Жогорку жыштыктагы УЗИ термелүүсү жана “Терең тазалоо” режиминдеги оң иондор терини кылдаттык менен тазалайт. УЗИ тарабынан түзүлгөн толкундар эпидермистин үстүнкү катмарынын бөлүкчөлөрүнүн эксфолиациясына көмөктөшөт, беттик булгоочу заттарды жана майдын топтолушун жок кылат.

Нымдаштыруу режиминде ошол эле УЗИ толкундары терс иондор менен тандемде кан айлануусу жана коллаген/эластиндин өндүрүшүн жогорулатат, бул косметикалык каражаттарды активдүү сиңирүүгө алып келет. Ошентип, кам көрүү косметикасынын таасири көбүрөөк байкалат.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Индукциялык магниттик заряддоо базасы бар портативдик түзүлүш - саякатка чыгууга ыңгайлуу.
2. Магниттик капкак аппараттын тазалоочу бетин коргойт, бул аппаратты колдонуунун гигиеналык эрежелерин сактоого мүмкүндүк берет.
3. Колдонуу учурунда максималдуу сооронуч үчүн кремний иши жумшак тийүү.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппарат бир баскыч менен башкарылат. Түзмөктү күйгүзүү үчүн күйгүзүү/өчүрүү/режим баскычын басыңыз.
2. Терең тазалоо режими башталат, тиешелүү режимдин индикатору күйөт.
3. Режимди которуу үчүн кайра күйгүзүү / өчүрүү / режимдер баскычын басыңыз. Аппарат "Нымдаштыруучу" режиминде иштей баштайт, тиешелүү индикатор күйөт.
4. күйгүзүү / өчүрүү режимдерин баскычын басуу менен аппаратты өчүрүү.
5. Скруббердин иштөө мөөнөтү 5 мүнөт. 5 мүнөт иштегенден кийин ал автоматтык түрдө өчөт. Режимди которуштурууда да аппараттын жалпы иштөө убактысы 5 мүнөттү түзөт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

РЕЖИМ: ТЕРЕН ТАЗАЛОО РЕЖИМИ:
1. Колдонордон мурун макияжыңызды алып, бетиңизди тазалоочу каражат менен жууңуз.
2. Эң жакшы натыйжа алуу үчүн терини дезинкрустация гелин колдонуп муздак буулоо процедурасы менен даярдаңыз. Гельди бетиңизге сүйкөңүз, көзүңүзгө тийбеңиз. Пленка менен жаап, 15 мүнөткө калтырыңыз, андан кийин ультраүн тазалоону баштаңыз. Сиз ошондой эле УЗИ тазалоо, туздуу эритме же термалдык суу үчүн лосьон колдоно аласыз.
3. Аппаратты күйгүзүңүз.
4. "Терең тазалоо" режимин ишке киргизиңиз.
5. Аппаратты алды жагын өйдө каратып кармаңыз. Скруббердик бычакты териге 40 градус бурч кылып коюңуз. Беттин керектүү жерлерин тазалоо үчүн аппликаторду массаж сызыктары боюнча жылдырыңыз.
6. Аппарат 5 мүнөттөн кийин автоматтык түрдө өчөт.
7. Бетиңизди жылуу суу менен жууңуз.
8. Скруббердин бычагын кургатып сүртүңүз.

НЫМДАНДЫРУУ РЕЖИМИ:
1. Тазалагандан кийин нымдаштыруу процедурасын баштаңыз. Сыворотканы бетке тегиз сүйкөңүз.
2. Аппаратты күйгүзүңүз.
3. Нымдоо режимине өтүңүз.
4. Аппаратты алды жагын ылдый каратып кармаңыз. Скруббер бычактын тегиз бетин анын четине эмес, териге төшөө керек.
5. Аппликаторду териге кам көрүү каражаты толук сиңгенге чейин массаж сызыктары боюнча акырын өйдө жылдырыңыз.
6. 5 мүнөттөн кийин аппарат автоматтык түрдө өчүп калат.
7. Скруббердин бычагын кургатып сүртүңүз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
МАЙЛУУ ТЕРИ ТАЗАЛОО / БЕТТЕНИ	Кечинде сунушталат. Дарылоодон кийин макияж жасабаңыз.	Терең тазалоо: 5 мүнөт. Нымдоо: 5 мүнөт. Ушул иретти сактаңыз. Нымдоо режими терең тазалоодон кийин гана натыйжалуу.	Жумасына бир жолудан ашык эмес	3-4 жума. 2 жумалык тыныгуу алыңыз. 3-4 жумалык курсту кайталаңыз жана бул циклди улантыңыз.
КУПЕРОЗ / КӨРҮНГӨН КАМАЛДАР			Айына эки жолудан ашык эмес	Керек болсо

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Операциядан кийин бир айдын ичинде же беттин терисинин бетинде катуу күйгөн учурда колдонбоңуз.
2. Сезгенген же жабыркаган териге колдонбоңуз.
3. Көзүңүздүн алдында колдонууга болбойт.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Аппаратты теринин бир жеринде көпкө колдонууга болбойт.
2. шайманды жогорку температурадан алыс кармаңыз.
3. Колдонууда бет имплanttары, стоматологиялык металл таажылар, төөнөгүчтөр, брекеттер болгон учурда жеке сезимдерге көңүл буруңуз. Аппаратты колдонууда сиз ооруп же ыңгайсыздыкка кабылсаңыз, аны колдонууну токтотуңуз.

КУТУТА: (1) ультраүн скруббер, (2) магниттик капкак, (3) зымсыз заряддоо базасы, (4) колдонуучу колдонмосу, (5) тазалоочу кездеме.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

күбаттоо Убактысы: 5 h

ИШ УБАКЫТЫ: 35 min

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: 5 min

УЗИ Жыштыгы: 25±5 kHz

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX5



VIA GOLD - беттин терисин жашартуучу шайман, 3 кызматы 1 шайманда

шишик азайтат

V түрүндөгү беттин контурларын аныктайт

Тазалоо

Көтөрүү

Бырыштарды азайтат

Көйгөйлөр: беттин астыңкы үчтөн бир бөлүгүндөгү өзгөрүүлөр, тиштери салбырап, кош ээк жана карылыктын көрүнгөн белгилери: бырыштар, тери бошоңдоп, тешикчелер кеңейип, өңү күңүрт.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, металл.

Салмагы: 207,5 g.

ФУНКЦИЯЛАР:

УЗИ жана титирөө - УЗИ аркылуу жаралган толкундар эпидермистин үстүнкү катмарынын бөлүкчөлөрүнүн эксфолиациясына, беттин булганышын жана майдын топтолушун жок кылууга көмөктөшөт. Вибрация бул булганган заттарды теринин бетине көтөрөт.

RF - Радиожыштык энергиясы, теринин терең катмарын (дермис) болжол менен 40-55 °C-ге чейин жылытат, коллагендин өндүрүшүн стимулдайт жана теринин ийкемдүүлүгүн жогорулатат. Кээ бир учурларда жылуулук май клеткаларынын метаболизмин тездетет (мисалы, экинчи ээк зонасында). Үй шаймандарында теринин бетиндеги температура, адатта, коопсуз колдонуу үчүн 38-45 °C.

EMS - ткандарга терең кирип, булчуңдардын жыйрылышын жана тамырлардын кеңейүүсүнө, кан жана лимфа агымынын жакшырышына, зат алмашуу процесстерин жана теринин азыктанышын стимулдаштыруучу төмөнкү жыштыктагы токторду колдонуу менен электромиостимуляция. Натыйжасында беттин бир заматта көтөрүлүшү байкалат, булчуңдардын тонусу жогорулайт, беттин контурлары тартылат.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

1. Эң эффективдүү 3 технологияны бириктирген компакттуу аппарат.
2. SONIC режиминде кылдат тазалоо процедурасы үчүн тазалоочу төшөктөрдү орнотуу үчүн магниттик шакек.
3. EMS таасиринин жөнгө салынуучу деңгээли.
4. Токтун өткөрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн электроддор катары дат баспас болоттон жасалган шарлар.
5. VIA аппараты Live Organic Awards 2021 сыйлыгынын “Эң мыкты сулуулук-гаджет” номинациясынын жеңүүчүсү.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Аппараттан коргоочу капкакты жана капкакты алып салыңыз.
2. Режимдерди күйгүзүү/өчүрүү/которуу баскычын көпкө басуу менен массажерди күйгүзүңүз.
3. Аппарат 3 режимди көрсөтөт: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, алар көрсөтүлгөн тартипте күйгүзүү/өчүрүү/которуу режимдери баскычын бир аз басуу менен которулат.
4. Өчүрүү үчүн, күйгүзүү/өчүрүү/режимди которуу баскычын басып, кармап туруңуз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

SONIC РЕЖИМ
1. Макияжыңызды алып, бетиңизди тазалоочу каражат менен жууңуз.
2. Тоникти кебезге сүйкөңүз же тазалагычты колдонуңуз.
3. Апликатордогу магниттик шакекче менен дискти же жаздыкчаны бекитиңиз.
4. Аппаратты күйгүзүңүз, SONIC режимин тандаңыз.
5. Аппликаторду бетиңизге сүйкөңүз, ээктин түбүнөн чекедеги чачтын сызыгына чейин массаж сызыктары боюнча жылып тазалоо процедурасын улантыңыз. Эң жакшы натыйжа алуу үчүн, Т-зонасына өзгөчө көңүл буруп, бардык аймактарда бир нече жолу тазалоо сунушталат.
6. 3 мүнөт иштегенден кийин аппарат автоматтык түрдө өчүп калат.
7. Дискти же жаздыкчаны чыгарып, аппликаторду тазалоочу салфетка менен тазалаңыз.
8. Бетиңизди суу менен чайкаңыз.

RF РЕЖИМ
1. Бетиңизге суу негизиндеги кам көрүү каражатын сүйкөңүз. Сураныч, курамы агрессивдүү кислоталарды же майларды камтыбашы керек.
2. Аппаратты күйгүзүңүз, аны RF режимине коюңуз.
3. Аппликаторду беттин ортосунан акырын сыртка карай туруктуу ылдамдыкта жылдырыңыз. Аны бир жерде көпкө кармабаңыз.
4. 5 мүнөттөн кийин аппарат автоматтык түрдө өчөт.
5. Тазалоочу салфетка менен косметикалык каражаттын калдыктарын аппликатордон тазалаңыз.

EMS MODE
1. Максималдуу натыйжага жетүү үчүн агымдардын жакшы өткөрүмдүүлүгүн камсыз кыла турган суу негизиндеги гель сымал текстураны бетке сүйкөңүз.
2. Аппаратты күйгүзүп, EMS режимине коюңуз.
3. EMS агымдарынын интенсивдүүлүк деңгээлин тандаңыз: алсыз же күчтүү, бул үчүн күйгүзүү / өчүрүү / режимдерин которуу баскычын кайра басыңыз.
4. Роликтерди беттин контуруна жайгаштырыңыз, массажерди ылдыйдан өйдө карай басыңыз, терини бир аз подтягивая. Процедураны 3-5 жолу жасаңыз, массаж сызыктары боюнча борбордон периферияга чейин жылып. Маңдай аймагынан жана көздүн айланасынан алыс болуңуз.
5. 6 мүнөттөн кийин аппарат автоматтык түрдө өчөт.
6. Тазалоочу салфетка менен роликтерден косметиканын калдыктарын алып салыңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:

Теринин түрү / көйгөйү	Колдонуу убактысы	Узактыгы жана ирети	Колдонуу жыштыгы	ДАРЫЛОО КУРСУ
ЧАРЧАГАН / Гравитациялык-ШИШКЕН КАРЫТУУ ТҮРҮ	Кечинде, тазалагандан кийин	SONIC тазалоочу прокладкалар менен: 3 мүнөт. RF: 5-7 мүнөт. EMS: төмөнкү деңгээл - 5 мүнөт; ылдыйкы жаакка жана ээкке жогорку деңгээл - 3 мүнөт. Бир убакта эмес, ушул тартипте колдонуңуз.	Жумасына 2-3 жолу	3 жума. 1 жумалык тыныгуу алыңыз. 3 айга чейин кайталаңыз. 6 айда бир жолу.
ИЧКА СЫРЫКТАРЫ БАР ТЕРИ	Таң	SONIC нымдоочу/көтөрүүчү жаймалары менен: 3 мүнөт. RF: 10 мүнөт. 3-жумадан баштап, EMS: аз интенсивдүүлүк, 5-7 мүнөт.	RF жана SONIC: 1-жумада эки жолу, андан кийин 2-жумадан баштап жумасына 3 жолу. EMS: жумасына эки жолу.	10 жума. 2-3 жума тыныгуу. 10 жумалык курсту кайталаңыз. 6 айда бир жолу.
МОЮН	Таң	Нымдоочу же лифтинг жаздыкчалары менен SONIC: 3 мүнөт. RF: 10-15 мүнөт. EMS, төмөнкү деңгээл: 5 мүнөт. Процедурадан кийин тери кызарышы мүмкүн, бул кадимки көрүнүш. Моюндун ортосуна, калкан безинин үстүнө колдонбоңуз.	Жумасына 2-3 жолу	10 жума. 2-3 жума тыныгуу. 10 жумалык курсту кайталаңыз. 6 айда бир жолу.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Аппаратты денеде электрондук имплантаттар болгон учурда, кардиостимулятор болгон учурда колдонууга тыюу салынат.
2. Бул аппаратты акыркы бир айдын ичинде курсагына операция жасаткандар же үзакка күн нуруна дуушар болгондор колдонбошу керек.
3. Бул аппаратты териси жабыркаган, ириңдүү, күйүк, тырыктары бар жана электромагниттик таасирлерге сезгич адамдар колдонбошу керек.
4. Стоматологиялык металл-керамикалык же керамикалык коронкалар, имплантаттар, брекеттер бар болгондо, ошондой эле тиштердин сезгичтиги жогорулаганда колдонуу сунушталбайт.
5. Бул аппаратты кан оорулары, кургак учук, ички органдардын оорулары, залалдуу шишиктери бар, кан басымы жогору, дене табы жогору, бет невралгиясы бар адамдар колдонууга болбойт.
6. Массажерди колдонууда жасалма буладан тигилген кийимдерди кийүүгө болбойт.
7. Көздүн айланасында, ооздун айланасында, калкан сымал безде, пластикалык операциялардан, жаракаттан калган жерлерде аппаратты EMS режиминде колдонбоңуз.

8. Аппаратты көздүн айланасындагы сезгич жерлерге колдонбоңуз, анткени ал жердеги тери жука жана назик.
9. Аппаратты былжыр челге (мисалы, мурундун, ооздун ичине, жыныстык органдарга) колдонбоңуз, анткени бул жергиликтүү кыжырданууну пайда кылышы мүмкүн.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Иштеп жаткан аппаратты кароосуз калтырбаңыз.
2. Жогорку температурада массажерди колдонбоңуз.
3. Аппаратты өзүңүз бөлбөңүз.
4. Заряддоо учурунда жандырбаңыз.
5. Аппаратты сүзгөндөн же жыгылгандан кийин, колдонууну улантуудан мурун кандайдыр бир зыяндын бар-жоктугун текшериңиз.
6. Электр тогуна урунбоо үчүн сайгычтын жана электр кабелинин бүтүндүгүнө көңүл буруңуз.
7. Колдонуудан мурун сааттарды, көз айнектерди жана металл тетиктери бар башка нерселерди алып салыңыз.

КУТУДА: (1) аппарат, (2) EMS ролик капкагы, (3) аппликатордогу магниттик шакек, (4) заряддоо үчүн USB-C кабели, (5) нускама, (6) салфетка,
7. сактоочу баштык.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

кубаттоо Убактысы: 3 h

ИШ УБАКЫТЫ: SONIC режими - 150 мүнөт; RF режими - 40 мүнөт; EMS режими - 2700 мүнөт

АКЫЛДУУ ТАЙМЕР: • SONIC режими - 3 мүнөт • RF режими - 5 мүнөт • EMS режими - 6 мүнөт

УЧУРДА: SONIC режими - 100-400 mA • RF режими - 200-2800 mA • EMS режими - 3-30 mA

ЖАСТЫК:
• SONIC 3 MHz +/-10%
• RF режими 1 MHz

EMS жыштыгы: 2,91 KHz

WAVEFORM: тик бурчтуу толкун формасы

СУУГА ТУРУКТУУ: IPX6



YUKI - муздатуучу кызматы бар IPL эпилятор

Керексиз чачтарды кетирет

Чачтын өсүшүн жайлатат

Күйүктөн жана оорудан сактайт

Жылмакай тери

Көйгөйлөр: чачты алып салуу.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, PC пластик.

Салмагы: 298 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
Аппарат өнүккөн IMPULSIVE LIGHT (IPL) технологиясынын жардамы менен керексиз түктөрдү тез, коопсуз жана оорутпай кетирүүнү камсыз кылат. Эки импульстук нурлануу режиминен улам фотондордун жогорку энергиялуу суперпозициясы пайда болот, ал чачтын фолликуласына түздөн-түз эффективдүү таасир этип, чачтын өсүшүн жайлатат. IPL TECHNOLOGY табигый кара, күрөң, кара сары чачтарга колдонууга ылайыктуу. Ал ак, ачык, кызыл же боз чачтарга азыраак эффективдүү болушу мүмкүн.

Сапфир муздуу муздатуу инновациялык технологиясы таасирдүү аймактагы температураны эффективдүү төмөндөтүп, эпидермисти күйүктөн коргойт жана ооруну толугу менен басат.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Ташуу мүмкүнчүлүгү: сапарга чыгууга ыңгайлуу - аппарат жеңил, компакттуу жана багажда көп орун ээлебейт.
2. Муздатуу сапфир каптоо: терини күйүү учурунда муздатып, дискомфортту азайтат жана күйүктөн коргойт.
3. 5 Күч режимдери: теринин ар кандай түрү жана сезгичтик аймактары үчүн коопсуз жана эффективдүү интенсивдүүлүктү оңой тандоого мүмкүндүк берет.
4. Кол менен жана автоматтык режимдер: кол менен пункттарды иштетүү үчүн ылайыктуу (бет, бикини), ал эми автоматтык - ири аймактарды (буттар, колдор) тез чач алуу үчүн.
5. Чексиз сандагы жаркылдоо: алмаштыруучу картриджерди сатып алуунун зарылдыгы жок туруктуулук - бул ресурс көп жылдар бою колдонууга жетиштүү болот.
6. Термометр: аппараттын жана теринин температурасын тынымсыз көзөмөлдөп, ысып кетүүдөн сактайт жана коопсуздукту камсыз кылат.
7. Эки импульстук режимди тандоо мүмкүнчүлүгү: аппарат чачтын фолликулуна терең таасир этүүчү бир дарылоо циклинде 2 жаркыраган жогорку эффективдүү колдонууну чыгарат.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Кубат адаптеринин шнурун фотоэпилятордун корпусундагы тиешелүү туташтыргычка туташтырыңыз.
2. Электр адаптеринин сайгычын розеткага чекитине чейин сайыңыз.
3. Маанилүү: көрүү органдарын жарыктын жаркылуусунан коргоо үчүн комплектке кирген коргоочу көз айнек тагынууну унутпаңыз.
4. Аппаратты иштетүү үчүн күйгүзүү баскычын 2 секунд басып туруңуз. Бул учурда, орнотулган муздаткыч желдеткич ишке кирет (сиз мүнөздүү үн угасыз).
5. Демейки боюнча, аппарат интенсивдүүлүктүн минималдуу 1-деңгээлинде башталат. Күйгүзүү/деңгээл баскычын кыскача басуу менен, кубаттуулукту тууралаңыз. Деңгээл канчалык жогору болсо, жарыктын импульсу ошончолук күчтүү жана эффектке ошончолук тез жетет. Баштоо жол-жобосу менен төмөн деңгээли, бара-бара көбөйтүү, аларды тери адаптациялоо.
6. Режимдин жарык индикатору: Түзмөк күйгүзүлгөндө, бирок жумушчу бети териге тийбей турганда, индикатор үзгүлтүксүз күйүп турат - бул абалда, жаркылдоо коопсуздук максатында бөгөттөлгөн. Жумушчу бети териге катуу тийген замат индикатор бүлбүлдөп баштайт. Бул байланыш ийгиликтүү орнотулганын жана аппараттын иштөөгө даяр экендигин билдирет: баскычты басканда жаркылдоо пайда болот (тандалган режимге жараша бир же кош импульс).
7. Аппараттын керектүү иштөө режимин тандаңыз:
Кол менен жана автоматтык флеш режимдери: фотоэпилятор түрдүү тапшырмалар жана аймактар үчүн эки флеш форматын сунуштайт. Алардын ортосунда которулуу үчүн, терезе териден алыстап, ага басылбай турганда, жарк баскычын 2 секунд кармап туруңуз. Аппараттын терезеси капталга каратылган жана териге тийбейт:
• Автоматтык режим (жарк-жарктын даярдыгынын индикатору күйөт) - сапфир терезенин корпус менен ар бир тыгыз тийгенинде аппарат өз алдынча импульсту жаратат, ар бир жолу баскычты басуу талап кылынбайт. Бул режим чоң аймактарды (мисалы, буттарды, колдорду, күрсактарды же арканы) тез жана үзгүлтүксүз дарылоого арналган. Бул убакытты үнөмдөйт жана процедура учурунда колдун чарчоосун азайтат.
Кол режими (жарк-жарк даяр индикатору тынымсыз күйүп турат) - жарк этүүчү баскычты аң-сезимдүү басканда катуу күйгүзүлөт. Бул режим максималдуу көзөмөлдү талап кылган кичинекей же рельефтик аймактарды кылдат, назик жана так изилдөө үчүн иштелип чыккан (мисалы, бет, аксилярдык тешиктер, бикини аймагы).
Single/Dual Pulse: Жарк этүүчү баскычты бир убакта басып, кармап туруңуз жана күйгүзүү баскычын 2 секундага басыңыз:
- Эгерде режимдин индикатору күйбөсө, бир импульс активдүү болот (бир басуу/байланыш үчүн 1 жарк). - Эгерде индикатор күйүп кетсе, эки импульс режими күйгүзүлөт - аппарат чач фолликуласына тереңирээк таасир этүүчү бир иштетүү циклине 2 жаркыраган жогорку эффективдүү суперпозицияны чыгарат.
Муздатуу режими (Sapphire музга кам көрүү): кол менен жаркылдоо режиминде (баштоодо демейки боюнча коюлган), нурлануу баскычын баспай, сапфир айнегин териге бекем басыңыз. Бул режим терини тез тынчтандыруу, кызырданууну жоюу же сезгич жерлерди кийинки эпиляцияга даярдоо үчүн көз карандысыз муз компресси катары колдонулат.

Көңүл буруңуз: муздатуу режимин жаркылдоосуз колдонууда, аппарат активдүү бойдон калуусу үчүн интенсивдүүлүк деңгээлин которуу баскычын 5 мүнөттөн кем эмес бир жолу басыңыз. Болбосо, автоматтык түрдө өчүрүү функциясы иштейт.
8. Аппаратты өчүрүү үчүн өчүрүү баскычын 2 секунд басып туруңуз. Ички элементтерди коопсуз муздатуу үчүн желдеткич дагы 15 секунд иштей берет.
9. Желдеткич толугу менен токтогондон кийин, адаптерди электр кубатынан ажыратыңыз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
Биринчи процедурадан мурун теринин сезгичтигин текшериңиз. Белгиленген дарылоо чөйрөсүндө теринин кичинекей жерин тандаңыз. Үчүнчү интенсивдүүлүк деңгээлин иштетиңиз жана эки жарк этиңиз (эки импульстук режимде). 30 мүнөттөн кийин сайттын абалын баалоо. Эгерде тери нормалдуу көрүнсө, аппаратты колдонсо болот. Эгерде катуу кызарып же шишип кетсе, процедураны кийинкиге калтырып, 24 сааттан кийин аймакты текшериңиз. ЧАЧТЫ АЛУУ ПРОЦЕДУРАСЫН ИШКЕ АШЫРУУ
1. Даярдоо: дарылоочу аймактагы чачты толугу менен кырып, терини тазалап, кургатып сүртүңүз.
2. Көз айнек тагыңыз, аппаратты күйгүзүңүз жана тиешелүү күч менен режимди тууралаңыз.
3. Радиациялык терезени териге 90° бурч менен бекем басыңыз. Тери менен сапфир айнектин ортосунда эч кандай боштук жок экенин текшериңиз.
4. Кол режиминде жарык сигналынын даяр болушун күтүп, жаркылдоо баскычын басыңыз. Аппаратты кийинки бөлүмгө жылдырыңыз. Автоматтык режимде жарк тери менен тыгыз байланышта иштейт.
5. Бир сеанстын ичинде күйүп калбашы үчүн теринин бир эле чекитине 2-3төн ашык эмес жалындарды бурууга болот. Эгерде сиз фотоэпиляторду бир жерде кармап турсаңыз, 8 секунддан кийин үзгүлтүксүз нурлануу бөгөттөлөт.
6. Сунуш: бир зонаны дарылоодон кийин 1-2 мүнөт сапфир муздаткыч бетти сүйкөп, андан кийин гана кийинки зонага өтүү сунушталат.
7. Кийинки кам көрүү: Процедуранын аягында териңизге тынчтандыруучу алоэ вера гелин же жумшак нымдагычты сүйкөңүз. Спирт ичимдиктерин же дүүлүктүрүүчү косметиканы колдонбоңуз. Бир аз күйүп жатканыңызды сезсеңиз, 30-60 мүнөт муздак компресс жасаңыз.

КОЛДОНУУ ЖАСТЫГЫ ЖАНА Узактыгы:
1-ай: 3-5 күндө 1 жолу колдонуңуз. Түктүн түзүлүшү жана теринин абалы көзгө көрүнгөндөй өзгөрбөйт. 2-ай: аптасына 1 жолу колдонуңуз. Түктөр суюлуп, жумшарат, жууганда кара түптөрү түшө баштайт. 3-ай: 15 күндө 1 жолу колдонуңуз. Жаңы түктөрдүн өсүшү дээрлик токтойт, калган айрым түктөр оңой алынат. 4-ай: 30 күндө 1 жолу колдонуңуз. Түктөр өспөй калат, тери узак убакыт жылмакай бойдон калат.

Кам көрүү (кийинки жол-жоболор): Үйдөгү фотоэпилятор менен түктөрдү алуу узакка созулган процесс. Негизги 4 айлык курсту аяктагандан кийин дененин кээ бир жерлери мындан ары кам көрүүгө такыр муктаж болбой калышы мүмкүн. Башка аймактар үчүн, дененин жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша, натыйжаны консолидациялоо үчүн 6, 9 же 12 ай аралыкта сейрек тейлөө сессияларын өткөрүү керек. Ар жума сайын интенсивдүү курсту кайталоонун кереги жок.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Аппаратты терисинин түсү өтө кара (терең пигменттүү) адамдар үчүн колдонууга тыюу салынат. Караңгы же кара терилүү колдонуучулар интенсивдүүлүктүн 1-деңгээлинен баштап колдоно башташы керек.
2. Кош бойлуулук, кош бойлуулукту пландаштыруу жана эмчек эмизүү учурунда колдонуудан мурун адиске кайрылуу сунушталат.
3. Теринин фотосезгичтигинде колдонууга жана фотосезгичтиктерди кабыл алууга тыюу салынат.
4. Дарылануучу аймакта теринин сезгенүүсү, аллергиясы, экземасы же инфекциясы бар болсо, аппаратты колдонбоңуз.
5. Пломбалар, иньекциялар же токсиндер (ботокс) сайылган жерлерди дарылоого тыюу салынат.
6. Шайманды татуировкаларга, туруктуу макияжга, чоң сепкилдерге, меңдерге, пигменттик тактарга же сөөлдөргө түздөн-түз колдонууга тыюу салынат.
7. Теринин былжыр челине жана назик жерлерине: кулакка, моюнга, эмчектин учуларына, жыныс органдарына, ануска жана эриндерге колдонууга тыюу салынат.
8. Аппаратты интенсивдүү табигый күйгүзгөндөн, солярийге баргандан кийин же өзүнөн күйүүчү кремдерди сүйкөгөндөн кийин колдонбоңуз.
9. Фотоэпиляторду өз алдынча бөлүүгө, оңдоого же конструкциясын өзгөртүүгө аракет кылбаңыз.
10. Электр шнурунун, вилкасынын бузулушу же учкундары, конструкциялык элементтердин кызаруусу байкалган учурда колдонууну токтоосуз токтотуп, ыйгарым укуктуу уюмга кайрылыңыз.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
1. Шайманды кардиостимуляторлордон, дефибрилляторлордон, банк карталарынан жана сактагыч түзүлүштөрдөн алыс кармаңыз.
2. Аппаратка жана адаптерге суу тийбесин. Аппаратты ваннада же раковиналардын жанында колдонууга тыюу салынат. Ага нымдуу кол менен тийбеңиз.
3. Аппарат 18 жаштан ашкан адамдарга гана ылайыкталган. Аппаратты балдар жетпегендей сактаңыз.
4. Иштеп жатканда желдеткичтерди жаппаңыз - бул ашыкча ысып кетишине алып келет.
5. Жылуулук коргоо: аппарат камтылган жылуулук сенсор менен жабдылган. Аппараттын ички температурасы нормадан ашып кетсе, коргоочу механизм иштеп, фотоэпилятор автоматтык түрдө иштебей калат. Бул учурда, аны тармактан ажыратып, 10 мүнөт муздатыңыз, андан кийин аппарат кайра коопсуз колдонууга даяр болот.
6. Аппаратты күйүүчү газдар, аэрозолдор же таза кычкылтек бар чөйрөдө колдонбоңуз.

КУТУДА: (1) фотоэпилятор, (2) электр адаптери, (3) коргоочу көз айнек,
4. бир жолу колдонулуучу устара, 5) колдонуучу колдонмосу, 6) сактоочу баштык.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

ӨЛЧӨМДӨРҮ (H X W X D): 172×65×40 mm

КҮЧ: 64,8 W

ИШ ЧЫНУУСУ: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Жарыктын булагы: Интенсивдүү импульстук жарык (IPL)

ТОЛКУН Узундугу: 550-1200 nm (±20 nm катасы)

Импульс режими: бир импульс/кош импульс

FLASH COUNT: >999000 импульс

ЭНЕРГИЯНЫН МАКСИМАЛДЫК ТЫШТЫГЫ: 5,1 J/cm²

ДАРЫЛОО ТЕРЕЗЕ АЙМАГЫ: 3,3 cm²



YUTO+ - диффузору бар чач кургаткыч

Тез кургатуу

Натыйжалуу стилдөө

Frizz башкаруу

Антистатикалык эффект

Чачтын дени сак жылтырын сактайт

Көйгөйлөр: нымдуу чачтар, чачтын табигый кургашынан кийин формасыз стилдештирүү, чачтын ашыкча үлпүлдөшү жана электрлешүүсү.

МАТЕРИАЛДАР: ABS пластик, PC пластик.

Салмагы: 360 g.

ФУНКЦИЯЛАР:
3 аба агымынын ылдамдыгы жана 3 температура деңгээли сизге ыңгайлуу кургатуу параметрин тандоого мүмкүндүк берет. Муздак аба чач жасалгасын орнотууга жардам берет.

Иондоштуруу функциясы абаны терс иондор менен каныктырат, бул статикалык электр энергиясын алып салууга мүмкүндүк берет.

Автоматтык тазалоо функциясы фильтрди кошумча күчсүз булгоочу заттардан тазалоо үчүн иштелип чыккан.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Бүктөлүү түзүлүш.
2. Ультра жеңил - 360 g.
3. Сопло диаметри 42,4 mm.
4. Узун шнур 2 м.
5. Төмөн ызы-чуунун деңгээли - 64 dB чейин.
6. 3 температура режими: төмөнкү: 50 °C, орто: 70 °C, жогорку: 110 °C.
7. Комплекттеги 3 сопло: чачты кеңейтилген сопло менен кургатуу үчүн бири чачка тез кургатуу үчүн абанын көбүрөөк көлөмүн колдонууга мүмкүндүк берет, экинчиси - концентрацияланган аба алуу үчүн стилдештирүү үчүн тар сопло чачты стилдөө үчүн колдонулат, үчүнчүсү - тармал чачтарды кургатуу үчүн диффузор. Насадкалар магниттер менен бир абалда бекитилет.

ИШТҮҮ НУСКАМАЛАРЫ:
1. Коробкада чач кургаткыч бүктөлгөн абалда сакталат, фенди ачыңыз, аны түпкүрүнөн алып, оң колуңузга кармап, тутканы сизден алыс жакка буруңуз.
2. Чач кургаткычтын сайгычын розеткага чекитине киргизиңиз, керектүү саптаманы орнотуңуз. YUTO чач кургаткычындагы саптамалар магниттүү, алар автоматтык түрдө тартылып, абанын чыгуучу тешигине кирет. Насадканы алып салуу үчүн аны тартыңыз.

3. Күйгүзүү үчүн, күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз. Кургаткыч биринчи жолу иштетилгенде, ал автоматтык түрдө эң төмөнкү температурада жана минималдуу ылдамдыкта башталат. Температура деңгээлинин 1 индикатору жана ылдамдык деңгээлинин 1 индикатору күйөт.
4. Аба агымынын ылдамдыгын тууралаңыз. YUTO чач кургаткычта 3 ылдамдык деңгээли бар: төмөнкү, орто жана жогорку. Ылдамдыкты башкаруу баскычын бир чыкылдатуу тандалган режимге туура келген жарык индикаторлорунун деңгээлин өзгөртөт.
5. Үрдүрүлгөн абанын температурасын тууралаңыз. YUTO чач кургаткычта температуранын 3 деңгээли бар: төмөнкү, орто жана жогорку. Температураны көзөмөлдөө баскычын бир чыкылдатуу деңгээлди өзгөртөт. Тандалган режимге туура келген жарык индикаторлору күйөт.
6. YUTO чач кургаткычта эс тутум функциясы көрсөтүлгөн. Биринчи күйгүзгөндө ылдамдык жана температура режимдери минималдуу деңгээлде башталат, бирок кийинки кошулмалар менен фен акыркы колдонулган режимде иштей баштайт.
7. Муздак аба режимин иштетүү үчүн муздак аба баскычын басыңыз. Муздак аба режимин өчүрүү үчүн баскычты кайра басыңыз. Сиз мурунку температурага кайтасыз. Сураныч, муздак аба режимин температураны көзөмөлдөө баскычын басуу менен да өчүрсө болот.
8. Чач кургаткыч фендин ички бөлүктөрүн тазалоо үчүн автотазалоо функциясы менен жабдылган. Кургаткыч иштеп турганда температураны жана агымдын ылдамдыгын көзөмөлдөө баскычтарын бир убакта басыңыз. Мотор карама-каршы багытта иштей баштайт, аба кирүүчү тешиктен абаны үйлөп, тазалайт. Автотазалоо учурунда фендин стандарттуу иштөө режимине кайтуу үчүн каалаган баскычты басыңыз. Өзүн-өзү тазалоо режими 15 секунддан кийин өчөт.
9. Өчүрүү үчүн баскычты OFF абалына жылдырыңыз. YUTO чач кургаткычы кечиктирилип бүтөөрүнө көңүл буруңуз. Чач кургаткычты бир заматта токтотуу менен кыймылдаткычтын бузулуу коркунучу жогору, бул фенди колдонууну азайтат. Кечигип бүтүрүү кыймылдаткычты бузулуудан коргойт жана анын иштөө мөөнөтүн жана ошого жараша чач кургаткычтын иштөө мөөнөтүн узартат.
10. Чач кургаткычты бүктөп, розеткадан ажыратыңыз. Кургаткычты изоляцияланган бетке коюп, муздатыңыз. Аны кургак, таза сактоочу жайга алып салыңыз.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Кургатуу үчүн саптаманы орнотуңуз. Кургаткычты күйгүзүңүз, температураны жана аба агымынын ылдамдыгын тууралаңыз.
2. Чачты тамыр аймагынан кургатып баштаңыз, аба агымын чачтын тамырына багыттаңыз, бирок баштын терисине эмес. Көлөмгө жетүү үчүн фенди чачтын табигый өсүшүнө каршы багыттаңыз.
3. Андан кийин, негизги узундугун кургатып, чачты зоналарга бөлүп, аба агымынын багытын жогорудан ылдыйга карай.
4. Кургатуу саптамасын стилдөөчү саптамага алмаштырыңыз. Өзүнчө жипти тандап, жиптин астына, үстү жагына саптаманы же тракты коюп, саптаманы чачка бурч кылып коюп, фен менен жай жүрүңүз.
5. Оңдоо үчүн, муздак аба режиминде пряди боюнча жүрүңүз.
6. Чач кургаткычты өчүрүп, аны розеткадан ажыратыңыз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Бул чач кургаткыч баш терисин кургатуу үчүн арналган. Бул аппаратты чачыңызды кургатуудан башка максатта колдонбоңуз.
2. Аппаратты көзүңүзгө, териңизге же ысыкка сезгич башка беттерге колдонбоңуз.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР:
Чач кургаткычтын саптамаларында магниттер бар. Кардиостимуляторлордон, дефибрилляторлордон, банк карталарынан жана сактагыч түзүлүштөрдөн алыс болуңуз.
1. Ваннага, раковинага же башка суу сактагычтардын жанында фенди колдонбоңуз.
2. Ваннага түшкөндө аппаратты колдонбоңуз.
3. Аппаратты сууга же башка суюктуктарга салбаңыз же түшүрбөңүз.
4. Шайман сууга түшүп кетсе, аны дароо электр тармагынан ажыратыңыз. Сууга тийбеңиз.
5. Аппараттын эч бир бөлүгүнө нымдуу колуңуз менен тийбеңиз.
Күйүү, электр шок, өрт, жаракат алуу коркунучун азайтуу үчүн:
1. Эгерде кургаткыч колдонулбаса, аны электр кубатынан ажыратыңыз. Аны муздатып, коопсуз кургак жерде сактаңыз.
2. Колдонуу учурунда чач кургаткыч ысып кетет. Жылытылган беттердин көзүнө же корголбогон терисине тийбеңиз.
3. Ысык чач кургаткычты термикалык стендден же башка ылайыктуу жерден башка бетке түз койбоңуз.
4. Аппаратты тармакта кароосуз калтырбаңыз. Аппаратты балдар колдонгондо же аны балдардын же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жанында колдонгондо катуу көзөмөл талап кылынат.
5. Бул аппаратты максаттуу жана ушул колдонмодо сүрөттөлгөндөй гана колдонуңуз.
6. Электр зымы же вилкасы бузулган болсо, бул шайманды колдонбоңуз.
7. Электр шнурунун, өзгөчө розеткага жакын жеринен тартпаңыз, тартпаңыз, сунбаңыз, бурбаңыз же кескин бүктүңүз. Бул шнурду бузуп же үзүшү мүмкүн. Аны кылдаттык менен кармаңыз жана ысык беттерден алыс кармаңыз. Шнурды шаймандын айланасына орообоңуз.
8. Аппаратты түшүрбөңүз жана аппараттын тешиктерине бөтөн нерселерди киргизбеңиз.
9. Бул аппарат ысып кетүүнүн алдын алуу үчүн ишгелип чыккан өзүн-өзү айыктырбаган термикалык сактагычты колдонот. Эгерде иш учурунда аппарат өчүп, экинчи LED (температура режимдери) күйсө, аппаратты розеткадан ажыратып, муздатып туруңуз.
10. Аппаратты нымдуулугу жогору жерлерде сактоого тыюу салынат.
11. Аппараттын желдетүүчү тешиктерине чачты же түктөрдү калтырбаңыз.
12. Шайман иштеп турганда аны бетине койбоңуз.
13. Эгерде шайман бузулуп калса же өтө ысып кетсе, дароо колдонууну токтотуңуз жана аппаратты розеткадан ажыратыңыз.

КУТУДА: (1) чач кургаткыч, (2) кургаткыч, (3) чач кургаткыч, (4) диффузор, 5. нускама, (6) сактоо баштык.

ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР:

МОТОР ТЕЗ: 110000 rpm

Ылдамдыгы: секундасына 32 литр

АБА АГЫМЫ:
- Төмөн ылдамдык - мүнөтүнө 80000 айлануу
- Орточо ылдамдык: мүнөтүнө 95000 айлануу
- Жогорку ылдамдык - мүнөтүнө 110000 айлануу

ТЕМПЕРАТУРА Жөндөөлөрү: • төмөнкү температура - 50 °C • орточо температура - 70 °C • жогорку температура - 110 °C



Массаж сызыктары

Аксессуарлар



RENGA GOLD - косметика салуучу баштык

Териге кам көрүү жана косметика уюштурат

Үйдө жана жолдо сактоо

Көйгөйлөр: тартипсиз сактоо.

МАТЕРИАЛДАР: полиуретан (сыртында), полиэстер (ичинде).

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
1. Сырты стилдүү жана ички эргономикалык: дизайн жана ички жасалгасы косметикалык баштыкты ыңгайлуу жана жагымдуу кылат.
2. Практикалуулугу: полиэстерден жасалган каптама жеңил, бекем, формасын кармайт, бырыш жана кирге каршы турат. Төгүлгөн косметикалык каражаттарды нымдуу чүпүрөк менен сүртсө болот.
3. Күчөтүлгөн структура: ичке ички панелдер косметикалык баштыкка кошумча катуулукту берип, анын формасын сактоого жардам берет.
4. Кубаттуулугу: косметикалык баштыктын ичиндеги жана сыртындагы чөнтөктөр сиздин бардык керектүү нерселериңизге орун берет.
5. Ички кармагычтар: 2 күчтүү тутка косметикалык баштыкты ачык алып жүрүүгө же илгичке илип коюуга мүмкүнчүлүк берет.
6. 3 түс - эми биздин кардарлар өздөрүнө эң ылайыктуу түстү тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

КАМКОРДУК СУНУШТАР:
Төрөт учурунда косметикалык баштыкта бырыштар пайда болуп, бара-бара жок болуп кетиши мүмкүн. Терең бырыштарды ак кебез сүлгү аркылуу буу менен алып салууга болот.



WAU
Териге кам көрүү



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

КАЛТЫРУУЧУ БЕТ КРЕМИ

Теринин тосмосун калыбына келтирет

ийкемдүүлүктү жакшыртат

Интенсивдүү азыктандырат

тынчтандырат

Терең нымдандырат жана жумшартат

Көйгөйлөр: Суусуздануу, кургактык, кунт коюу жана кыжырдануу.

ПАЙДАСЫ: Тынчтандырат, ийкемдүүлүктү жана бекемдигин жакшыртат, интенсивдүү азыктандырат жана нымдандырат жана теринин калыбына келишин колдойт.

Курамы: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Аллантоин: кыжырдануу азайтуучу жана регенерацияны колдогон тынчтандыруучу ингредиент.
2. Аргинин: Микроциркуляцияны жана теринин коргоочу функцияларын жакшыртуучу аминокислота.
3. Чай дарагынын экстракты: Антисептикалык жана сезгенүүгө каршы касиеттери менен белгилүү.
4. Lactobacillus фермент лизаты: теринин микробиомасын калыбына келтирүүгө жана анын коргоочу функцияларын жакшыртууга жардам берет.
5. Бакшы фундук суусу: тешикчелерди бекемдеп, майдын бөлүнүп чыгышын жөнгө салат.
6. Лаванда + ромашка: Терини тынчтандырат жана кызарууну азайтат.
7. Лотос + көк чай: Теринин эрте картаюусунан жана экологиялык стресстен коргой турган антиоксиданттар.

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ: Кремдин активдүү ингредиенттери терини жумшак, баркыттай жана биринчи жолу колдонгондон кийин кам көрүүчү калтырат, ошону менен бирге аны шамалдан жана төмөнкү температурадан акырын коргойт. Көк чай, ромашка, лаванда жана чай дарагынын экстрактылары витаминдерди жана антиоксиданттарды камсыздап, теринин өңүн жана табигый жаркырап туруусуна жардам берет. Анын жеңил, ыңгайлуу текстурасы жабышчаак сезимсиз тез сиңет.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Беттин терисин тазалаңыз.
2. Керектүү көлөмдөгү кремди сүйкөп, толук сиңгенче манжаңыздын учу менен акырын массаж жасаңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Колдонуудан мурун аллергиялык тест жүргүзүү сунушталат.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

ОРГАНИЗА УЧУН НЫМДАНДЫРУУЧУ МАССАЖ ГЕЛЬ

Калыбына келтирет | Гидрат | Өткөргүч

Көйгөйлөр: кургак тери, микротоктук массажга муктаждык.

ПАЙДАСЫ: нымдандыруу, калыбына келтирүү, эффективдүү микротоктук массаж.

Курамы: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Трегалоза (1%) - нымдуулукту эффективдүү кармап, терини нымдуулукта кармап турат, терини тышкы стимулдардан коргойт жана кычкылдануу стрессин азайтат. Сезимтал териге ылайыктуу теринин тосмосун бекемдейт.
2. Бетаин (1%) активдүү гидратация үчүн табигый компонент. Кыжырдануусу кетирет жана терини тынчтандырат, аны жылмакай жана ийкемдүү кылат.
3. Ниацинамид (3%) меланиндин өндүрүшүн жайлатат, теринин өңүн жакшыртат жана аны жарык кылат. Сезгенүүнүн пайда болушуна жол бербөө менен майдын ашыкча өндүрүшүн жөнгө салат. Теринин коргоочу функциясын күчөтүү үчүн керамиддердин синтезине көмөктөшөт. Теринин текстурасын тегиздеп, майда бырыштарды азайтат.
4. Аденозин (0,04%) - теринин ийкемдүүлүгү жана жаштыгы үчүн коллагендин өндүрүшүн стимулдайт. кыжырданган терини тынчтандырат, сезгенүүнү бошотот жана анын калыбына келишине өбөлгө түзөт.
5. 7 пептиддердин комплекси (0,1%) - теринин ийкемдүүлүгүн жогорулатып, коллаген жана эластин өндүрүшүн жогорулатат. Карылыктын белгилеринин пайда болушун алдын алат жана майда бырыштардын санын азайтат, тери клеткаларынын жаңылануусуна жана калыбына келишине көмөктөшөт.
6. Гидролизденген коллаген (0,1%) - нымдуулукту териге терең жеткирип, терең жана узак мөөнөттүү нымдуулук менен камсыз кылат. Теринин бекемдигин жана ийкемдүүлүгүн жогорулатат. Ал жабыркаган терини калыбына келтирүүгө жардам берет.

7. Мадекассозид (0,1%) - сезгич терини тынчтандырат жана сезгенүүнү басат. Теринин дени сак тосмосун коргойт жана сактайт, теринин калыбына келишин жана жарааттардын айыгышын тездетет.
8. 22 аминокислотадан турган комплекс (0,1%) - теринин ден соолугун сактоо үчүн зарыл болгон аминокислоталардын жеткирилишин камсыз кылат. Терини жумшак жана ийкемдүү кылып, нымдуулукту кармап турууга жардам берет. Теринин структурасын жакшыртат жана клеткалардын регенерациясына өбөлгө түзөт.
9. Гиалурон кислотасы (0,1%) - кургакчылыкты алдын алып, пайда болгон нымдуулукту сактоого жардам берет. Терини бекем жана жылмакай кармайт. Сезимтал терини тынчтандырат жана теринин ним балансын сактайт.
10. PDRN (полинуклеотиддер, 0,01%) - клеткадагы зат алмашууну күчөтүп, жабыркаган терини калыбына келтирет. Терини бекемдеп, бырыштарды азайтат. Кызарууну азайтып, терини айыктырат.

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР: Нымдандыруучу дене массажынын гели микроток терапиясы, электромиостимуляция жана RF көтөрүү процедуралары учурунда ток өткөрүү үчүн атайын иштелип чыккан. Гель текстурасы массажерлер менен колдонууга идеалдуу келет, гель нымдагыч катары иштейт, узак убакытка кургабайт, жабышчаак жана кысылуу сезимин калтырбайт. Композициянын активдүү компоненттери теринин жылмакайлыгын, ийкемдүүлүгүн жана жаштыгын сактоону камсыз кылат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Продукцияны дененин кургак тазаланган терисине сүйкөңүз.
2. УАУдан келген дене массажеринин жардамы менен процедураны аткарыңыз, гелди толук сиңиргенге чейин калтырыңыз.
3. Процедуранын аягында нымдагычты (крем же сыворотка) сүйкөсө болот.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялык реакцияларды болтурбоо үчүн, аны колдонуудан мурун чыканак бүктөмүнүн ички тарабына сыноо сунушталат. Эгерде кызырдануу же исиркектер болсо, колдонууну токтотуңуз.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.
4. Продукцияны колдонгондон кийин күн нурунун таасиринен коргоо үчүн SPF кремин сүйкөп коюу сунушталат.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

КӨЗДҮН ТЕРЕСИ ҮЧҮН ТОНИК КРЕМ

Терең нымдандырат жана жумшартат

Чарчоо белгилерин азайтат

Обондор

шишик азайтат

Көйгөйлөр: кара тегерекчелер, шишик, стресстин издери жана уйкунун жетишсиздиги, куракка байланыштуу өзгөрүүлөр.

ПАЙДАСЫ: тондун байкалаарлык түзүлүшү, шишиктин азайышы, теринин тыгыздыгынын жана ийкемдүүлүгүнүн жогорулашы, "карга бутунун" тегиздөөсү.

Курамы: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Декспантенол (жогорку концентрация) - жабыркаган эпидермисти интенсивдүү айыктырат, тынчтандырат жана калыбына келтирет.
2. Транексам кислотасы + Глутатион - меланиндин синтезин бөгөт коюучу күчтүү тандем; пигменттик тактарды жок кылат жана "кара" чөйрөлөрдү жарык кылат.
3. Кофеин - лимфалык дренажды стимулдайт, ашыкча суюктукту кетирет жана эртең мененки шишиктерди тез кетирет.
4. Глюкозилрутин (Витамин Р) - капиллярлардын дубалдарын бекемдейт, алардын көрүнүүсүн азайтат (көк) жана морт тамырлардын алдын алат.
5. Өсүү факторлорунун комплекси (6 түрү sh-Polypeptide/Oligopeptide) - клетканын жаңыланууусун стимулдайт, көтөрүү боюнча иштеген өзүнүн коллагенин өндүрүүнү стимулдайт.

6. Витамин комплекси (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - азыктандырат, клеткалардагы зат алмашууну жакшыртат жана терини дени сак жаркырап кайтарат.
7. Ниацинамид - тосмо функциясын бекемдеп, теринин текстурасын жакшыртат.

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ: Крем көздүн айланасындагы назик териге комплекстүү кам көрөт. Кофеиндин, ниацинамиддин жана транексам кислотасынын жогорку концентрациясы кара чөйрөлөрдү, шишиктерди жана майда бырыштарды азайтууга жардам берет. Композициянын активдүү компоненттери жаңылануу процесстерин стимулдайт, терини терең нымдап, азыктандырат, ага ийкемдүүлүк жана жылмакай, жаркыраган тон берет.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Продукциянын бир аз өлчөмүн кургак жана тазаланган териге сүйкөңүз: көздүн ички бөлүгүнөн храмдарга чейин - адегенде астыңкы, андан кийин үстүнкү орбиталык сөөктөрдү бойлото.
2. Кремди таратып, манжаларыңыз менен массаж жасаңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Колдонуудан мурун аллергиялык тест жүргүзүү сунушталат.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 25 g.



CLEANSING BALM

ЖУУГА АРНАЛГАН ГИДРОФИЛДИК БАЛЬЗАМ

Акырын тазалайт

Терең азыктандырат

Интенсивдүү нымдандырат

Теринин тосмосун бекемдейт

Көйгөйлөр: туруктуу макияж, SPF фильтрлеринин калдыктары, булганган тешикчелер, тазалоо стадиясынан кийин кургактык жана кысылуу сезими, липиддик тосмонун бузулушу.

ПАЙДАСЫ: Тери тазаланып, нымданат, кысылбай калат.

Курамы: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Табигый майлардын бай комплекси (кастор, жожоба, күн карама, фундук, арган, ши) - майда эрүүчү булганган заттарды (май, туруктуу макияж, SPF) оңой эритет, терини терең азыктандырат жана жумшартат.
2. Гиалурон кислотасынын жети түрү (анын ичинде: Натрий гиалуронаты, Гидролизденген гиалурон кислотасы ж.б. - көп деңгээлдүү интенсивдүү нымдаштырууну камсыздайт, жууганда теринин ашыкча кургашын алдын алат.
3. Керамиддик комплекс (NS, AP, AS, NP, EOP) - эпидермистин липиддик (коргоочу) тосмосун эффективдүү калыбына келтирет жана бекемдейт.
4. Е витамини (токоферол) жана ниацинамид күчтүү антиоксиданттар болуп саналат, алар терини коргойт, тынчтандырат жана тондун түзүлүшүнө өбөлгө түзөт.
5. Витамин комплекси (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - кошумча азыктандырат, клеткадагы зат алмашууну жакшыртат жана теринин дени сак жаркырап турушун колдойт.

Өзгөчөлүктөрү: Бальзам терини эффективдүү жана жумшак тазалоону, макияжды, SPFди жана булгануусу оңой эритет. Табигый майлардын бай комплекси терини терең азыктандырат жана жумшартат. Гиалурон кислотасынын жети түрү жана керамиддер интенсивдүү нымдап, коргоочу тосмону бекемдейт. Витамин Е жана ниацинамид терини коргойт жана тынчтандырат. Колдонгондон кийин тери таза жана нымдуу болуп калат, кысылбай калат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Гидрофильдүү бальзамды кургак кол менен кургак бетке сүйкөп, массаждык кыймылдар менен териге тегиз таратыңыз.
2. Колду нымдап, бальзамды жылуу суу менен жууп коюңуз, суу тийгенде бальзам сүттүн текстурасына ээ болот.
3. тазалоонун экинчи этабына өтүү (жуу үчүн пенопласт же гель).

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Колдонуудан мурун аллергиялык тест жүргүзүү сунушталат.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

СҮТ КРИО ЭФФЕКТИ ОРГАНИЗА ҮЧҮН

шишик азайтат

Терини нымдайт жана жаңыртат

Целлюлитке каршы кам көрүү

Тонусун жана бекемдигин калыбына келтирет

Көйгөйлөр: теринин ийкемдүүлүгүн жоготуу жана солгундоо, буттарда шишик жана оордук сезимине тенденция, теринин бүдөмүк тонус жана бирдей эмес микрорельеф, дегидратация жана тартылуу сезими, физикалык күчтөн кийин калыбына келтирүү зарылчылыгы.

ПАЙДАСЫ: муздатуу эффекти, жеңилдик жана терең нымдуулук сезими, тондуу силуэт, теринин тургорунун жогорулашы жана "целлюлиттин" көрүнүүсүнүн азайышы, жылмакай, баркыттай тери.

Курамы: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
Муздатуу жана тон
1. Ментил лактат + Ментол - Таза ментол менен анын жумшак туундусунун айкалышы терини дүүлүктүрбөй кадимки ментолго караганда узакка созулган жагымдуу салкындык сезимин берет. Бул буттардагы оордуктан арылууга жардам берет.
2. Кофеин (Кофеин) - лимфалык дренаждык эффектке ээ, микроциркуляцияны стимулдайт жана ашыкча суюктукту кетирүүгө жардам берет.

Деконгестант жана тоник комплекси
1. Aesculus Hippocastanum (Ат каштаны) кан тамырлардын дубалдарын бекемдөө жана шишик менен күрөшүү үчүн эң жакшы компоненттердин бири.
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (Laminaria) - теринин ийкемдүүлүгүн жогорулатууга салым кошот. Айви көбүнчө антицеллюлит агенттеринде майларды майдалоо жана токсиндерди чыгаруу үчүн колдонулат.
3. Citrus Medica Limonum (Лимон) - сергитет жана капиллярларды бекемдөөгө жардам берет.

Калыбына келтирүү жана гидратация
1. Алоэ Барбаденсис (Алоэ Вера) кошулмасынын негизи (экинчи орунда), күчтүү тынчтандыруучу жана нымдандыруучу агент.
2. Натрий гиалуронаты (гиалурон кислотасы) - теринин үстүнкү катмарында нымдуулукту сактайт.
3. Ниацинамид (В3 витамини) - теринин коргоочу тосмосун жакшыртат, тонусун түздөп, микрозадамага жардам берет.

Тамактануучу база (майлар)
1. Ши майы (Ши), Жожоба (Жожоба), Таттуу бадам (Бадам), Жүзүм ургугу (Жүзүм ургугу - эффективдүү аш болумдуу майлардын топтому, терини баркыт жана жумшак кылат.

Өзгөчөлүктөрү: Жеңил текстуралуу муздаткыч дене сүтү терини заматта тондотуп, терең нымдаштырууну камсыз кылат. Кофеин, ламинария экстракты жана азиялык центелла негизиндеги активдүү комплекс күчтүү лимфа дренаждык эффектке ээ. Табигый экстракттар жана майлар липиддик тосмону калыбына келтирип, терини жумшак жана жылмакай кылат. Сүттү үзгүлтүксүз колдонуу терини байкаларлык түрдө тарытат жана кемчиликтерин азайтат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Дененин таза, кургак терисине бир аз сүттү сүйкөңүз.
2. Толук сиңгенче жеңил кыймылдарды массаж жасаңыз. Көйгөйлүү аймактарга өзгөчө көңүл буруңуз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ: Тышкы колдонуу үчүн гана. продукт муздатуу компоненттерин камтыйт. Көзгө жана былжыр челге түшүүдөн сактаныңыз. Бузулган же кыжырданган териге сүйкөбөйт. Эгерде бар белгилери жеке непереносимости колдонууну токтотуу.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

КРИО-ЭФЕКТИ МЕНЕН ОРГАНИЗА ҮЧҮН СКРАБ

шишик азайтат

Терең тазалоо жана терини жаңылоо

Целлюлитке каршы кам көрүү

Тонусун жана бекемдигин калыбына келтирет

Көйгөйлөр: теринин ийкемдүүлүгүн жоготушу жана былжырлуулугу, буттарда шишик жана оордук сезими, теринин бирдей эмес микрорельефи.

ПАЙДАСЫ: теринин бир калыпта микрорельефи жана жылмакайлыгы, шишиктин көрүнүүчү көрүнүштөрүн азайтат, дененин контурларын бекемдейт.

Курамы: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
Тазалоо жана муздатуу
1. Maris Sal (Деңиз тузу) - абразивдик касиетке ээ, кератинденген клеткаларды жок кылат.
2. Ментил лактат + Ментол - Таза ментол менен анын жумшак туундусунун айкалышы терини дүүлүктүрбөй кадимки ментолго караганда узакка созулган жагымдуу салкындык сезимин берет. Бул буттардагы оордуктан арылууга жардам берет.

Деконгестант жана тоник комплекси
1. Кофеин + L-Карнитин - кофеин суюктукту жана тондорду кетирет, ал эми L-карнитин көлөмүн азайтууга жардам берет.
2. Aesculus Hippocastanum (Ат каштаны) + Hedera Helix (Ivy) - капиллярлардын жана веналардын дубалдарын бекемдөө, лимфанын токтоп калышын алдын алуу үчүн иштейт.
3. Хамамелис Вирджинина (Gamamamelis) - тутандыруучу жана тынчтандыруучу таасирге ээ, тешикчелерди тарытат жана кан тамыр торлорун бекемдейт.

Тамактануучу база (майлар жана пантенол)
1. Жожоба жана өрүк майлары - туздун таасирин жумшартып, ашыкча кургап кетүүнүн алдын алат жана пилингден кийин липиддик тосмолорду калыбына келтирет.
2. Пантенол - Терини тынчтандырат, активдүү массаждан жана туздан мүмкүн болгон кыжырдануунu бошотот.

МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР: деңиз тузунун жана кофеиндин негизиндеги муздаткыч скраб терини терең тазалайт жана пилинг кылат, микрорельефти эффективдүү тегиздеп, шишиктерди азайтат. Өсүмдүк экстракттарынын жана L-карнитиндин айкалышы күчтүү лимфа дренаждык эффектке ээ, кан тамырлардын дубалдарын бекемдейт жана теринин ийкемдүүлүгүн жогорулатууга жардам берет. Скрабды үзгүлтүксүз колдонуу теринин ийкемдүүлүгүн олуттуу жогорулатат, аны тонус жана жылмакай кылат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Дененин нымдуу терисине сүйкөп, 2-3 мүнөт тегерек кыймылдар менен массаж жасап, анан жылуу суу менен чайкаңыз.
2. Жумасына 1-2 жолу колдонуңуз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ: Тышкы колдонуу үчүн гана. продукт муздатуу компоненттерин камтыйт. Көзгө жана былжыр челге түшүүдөн сактаныңыз. Бузулган же кыжырданган териге сүйкөбөйт. Эгерде бар белгилери жеке непереносимости колдонууну токтотуу.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

ОРГАНИЗА ҮЧҮН НЫМДАНДЫРУУЧУ КРАМ

тынчтандырат | Гидрат | жумшартат

Көйгөйлөр: теринин кургактыгы, теринин суусузданышы, кыжырданууcу.

ПАЙДАСЫ: тынчтандырат, теринин бекемдигин жана ийкемдүүлүгүн жогорулатат, аны интенсивдүү азыктандырат жана нымдап, теринин калыбына келтирүүчү процесстерин активдештирет.

Курамы: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Бета-глюкан - терең нымдаштырууну камсыз кылат, теринин жергиликтүү иммунитетин жогорулатат, айкын карылыкка каршы таасирге ээ, терини "жандантат", ага бекемдик жана ийкемдүүлүк берет.
2. Тимьяндын жалбырагынын экстракты - нымдуулуктун буулануышына каршы аракеттенет, ошону менен тери көпкө нымданып, тери дени сак көрүнүшкө ээ болуп, серпилгич болуп калат. Экстракт ошондой эле агартуучу жана антиоксидантка ээ.
3. алма жалбыз жалбыректарынын экстракты - антибактериалдык жана тынчтандыруучу таасирге ээ, терини сергитет жана кыжырдануу менен күрөшөт.
4. Чай жалбырагынын экстракты (Camellia Sinensis) - зат алмашуу процесстерин тездетүү менен теринин абалын нормалдаштырат. Чай жалбыректарын түзгөн заттар шишиктин пайда болушун алдын алып, тешикчелерди тазалайт. Чай жалбыректарындагы полифенолдордун антиоксиданттык касиеттери теринин эрте картаюусунун алдын алат

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР: Крем PTD (Protein Transduction Domain) технологиясын колдонуу менен иштелип чыккан, ал композициянын активдүү компоненттерин тери клеткаларына жеткирүүнүн эң эффективдүү ыкмасы болуп эсептелет, бул азык заттардын максималдуу сиңүүсүн камсыз кылат. Кремдин жибектей текстурасы жабышчаактык сезимин калтырбастан, териге тез сиңүүгө мүмкүндүк берет. Курамдагы табигый майлар жана экстракттар тери узак убакыт бою жылмакай жана нымдуу бойдон калуусу үчүн терең азыктандырат, тынчтандырат жана нымдын буулануышына жол бербейт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Продукцияны колдонуудан мурун терини тазалаңыз.
2. Продукциянын керектүү көлөмүн сүйкөп, толук сиңгенче манжаңыз менен массаж жасаңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялык реакцияларды болтурбоо үчүн, аны колдонуудан мурун чыканак бүктөмүнүн ички тарабына сыноо сунушталат. Эгерде кызырдануу же исиркектер болсо, колдонууну токтотуңуз.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.
4. Продукцияны колдонгондон кийин күн нурунун таасиринен коргоо үчүн SPF кремин сүйкөп коюу сунушталат.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

СУГАТЧЫЛАР ҮЧҮН ЦЕТИЛПИРИДИНИЙ ХЛОРИД ЖАНА ШАЛЬФИ МЕНЕН КОНЦЕНТРАЛГАН ООЗДУ ЧАЙКОО.

Натыйжалуу оозеки тазалоо

Демди сергитет

Ооздун былжыр челинин ден соолугун колдойт

Суу жиптеринин иштешин жакшыртат

Көйгөйлөр: Тиш бляшкалары, тиш оорусу, дем жыты, кариестин алдын алуу.

ПАЙДАСЫ: ооз көңдөйүнүн зыяндуу микрофлорасы менен күрөшөт, тынчтандыруучу жана сезгенүүгө каршы таасирге ээ, ирригаторду колдонуунун массаждык жана профилактикалык эффекти менен тазалоону айкалыштырууга мүмкүндүк берет.

Курамы: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Cetylpyridinium хлориди натыйжалуу антибактериалдык компоненти болуп саналат. Бляшка, кариес, гингивит жана жагымсыз жытты пайда кылуучу бактериялар менен күрөшүп, узак мөөнөттүү сергектикти камсыздайт.
2. Шалфей экстракты жана женьшень биоантиоксидант комплекси "Neovitin®", былжыр челди тынчтандырат жана калыбына келтирет. Алар сезгенүүгө каршы таасири бар, ткандардын айыгуусуна көмөктөшөт жана тиштин ден соолугун чыңдайт.
3. Ксилитол - кариестин пайда болуу коркунучун азайтат, ооз көңдөйүндө патогендик бактериялардын көбөйүшүн басат, тиш эмалынын реминерализациясына көмөктөшөт жана дени pH балансын сактайт.
4. Жалбыз эфир майы - жаңы дем берет, муздаткыч жана жеңил ооруну басуучу таасирге ээ. Антибактериалдык таасири бар, оозду тазалайт, тазалык сезимин берет.

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР: сугатчы үчүн чайкоо жана суюктук 2-де 1 ооз көңдөйүнүн микрофлорасын нормалдаштырат, былжыр челдин абалын жакшыртат жана кариестин өнүгүшүнө жол бербейт. Классикалык чайкоо катары ооз көңдөйүн коркунучтуу микрофлорадан тазалап, бляшка пайда болушуна жана жагымсыз жыттын пайда болушуна жол бербейт, былжыр челдин жана тиштин абалын жакшыртат, сергектик сезимин берет. Сугатчы үчүн суюктук катары, ал тазалоону массаждык жана профилактикалык эффект менен айкалыштырууга мүмкүндүк берет.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Чайгыч катары колдонулганда: Концентратты жылуу суу менен 1:2 катышта суюлтуу аркылуу эритменин керектүү көлөмүн даярдап, ооз көңдөйүн 30 секунд чайкаңыз. Ар бир тамактан кийин күн сайын колдонуңуз.
2. Ирригатордо колдонулганда: концентратты жылуу суу менен 1:10 пропорциясында эритменин керектүү көлөмүн даярдаңыз (сагыздын оор абалында катышы 1:3кө чейин жеткирилиши мүмкүн), аппараттын көрсөтмөсүнө ылайык ооз көңдөйүн сугарыңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Колдонуунун алдында чайкаңыз. Табигый ингредиенттерден улам чөкмө жана түс өзгөрүшү мүмкүн. Жагымсыз сезимдер пайда болсо, колдонууну токтотуңуз.
2. Жутпаңыз.
3. Чоңдор жана 14 жаштан жогорку балдар үчүн.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

ПРОБИОТИКТЕР МЕНЕН БЕТ ТОНЕРИ

Азыктандырат жана тынчтандырат

Теринин өңүн бирдей кылат

Теринин тосмосун бекемдейт

Интенсивдүү нымдандырат

Көйгөйлөр: липиддик тосмонун бузулушу, суусузданууу, жуугандан кийин кургактык жана кысылуу, өңдүн өңү күңүрт, сезгичтик, теринин микробиомасынын балансынын бузулушу.

ПАЙДАСЫ: Тери терең нымданып, тынчтандырат жана андан аркы кам көрүү үчүн даярдалат; коргоочу тосмо калыбына келтирилет, тон жылмакай жана жаркыраган.

Курамы: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. лизаттардын комплекси (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - теринин дени сак микробиомасын калыбына келтирүүчү, сезгичтикти төмөндөтүүчү жана жергиликтүү иммунитетти бекемдөөчү пробиотиктер.
2. Керамид комплекси (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - физиологиялык липиддер, алар мүйүздүү катмардын бузулган аймактарында камтылган, коргоочу тосмону эффективдүү калыбына келтирип, нымдуулуктун жоголушун алдын алат.
3. Азия центелла жалбырагынын экстракты терини тынчтандыруучу, кызарууну жана кыжырдануууну кетирүүчү күчтүү табигый компонент.
4. Ниацинамид - тосмо функциясын бекемдейт жана теринин текстурасын жакшыртат.
5. Өсүү факторлорунун комплекси (sh-Polypeptide/Oligopeptide) - клетканын жаңыланууусун стимулдайт, көтөрүү боюнча иштеген өзүнүн коллагенинин өндүрүшүн стимулдайт.

6. Витаминдик комплекс (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) жана декспантенол - азыктандырат, клеткалардагы зат алмашууну жакшыртат жана терини дени сак нурга кайтарат, ошондой эле эпидермисти интенсивдүү айыктырат жана калыбына келтирет.
7. Табигый майлардын комплекси (канола, күн карама, шалбаа көбүгү, арган) - терини интенсивдүү азыктандырат, жумшартат жана кургакчылыкты жок кылат.

Өзгөчөлүктөрү: Тонер интенсивдүү нымдаштырууну жана калыбына келтирүүнү камсыздайт, терини андан аркы кам көрүү үчүн даярдайт. Лактобацилли лизаттарынын жана керамиддердин комплекси теринин коргоочу тосмосун эффективдүү бекемдейт жана микробиоманын табигый тең салмактуулугун сактайт. Centella Asian, ниацинамид, пептиддер жана өсүмдүктөрдүн экстракттары теринин өңүн тынчтандырат, азыктандырат жана тегиздеп, ага ден-соолукта жаркыраган көрүнүш берет.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Жугандан кийин бетиңизге тоникти орточо өлчөмдө чачыңыз.
2. кургаганга чейин күтүңүз жана сыворотка же крем менен кам көрүүнү аяктаңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Колдонуудан мурун аллергиялык тест жүргүзүү сунушталат.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

ЭЛЕКТР СТИМУЛЯЦИЯЛЫК ДАРЫЛОО ҮЧҮН НЫМДАНДЫРУУЧУ ГЕЛЬ

Интенсивдүү нымдандырат

Калыбына келтирет

Өткөргүч

Пигментацияны агартат

Көйгөйлөр: кургак тери, микротоктук массажга муктаждык.

ПАЙДАСЫ: нымдандыруу, калыбына келтирүү, эффективдүү микротоктук массаж.

Курамы: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Citrus Unshiu Fruit Extract (Unshiu Mandarin Extract) гел нымдаштыруучу негиз (суунун ордуна). Пигментацияны жаркыратуучу күчтүү табигый антиоксидант.
2. Ниацинамид (Ниацинамид) - B3 витамини. Тоскоолдук функциясын жакшыртат, тешикчелерди тарытат жана тонду тегиздейт.
3. Tranexamic Acid (Tranexamic Acid) - пигментация жана кызаруу менен күрөшүү үчүн эң эффективдүү заманбап компоненттердин бири.
4. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) - белгилүү пептиддик булчуң релаксанты. Беттин булчуңдарын бошотот, беттин бырыштарынын тереңдигин азайтат.
5. Copper Tripeptide-1 (Пептид жез) - регенерация процесстерин баштайт, коллаген жана эластин синтезин стимулдайт, зыянды айыктырат.
6. sh-пептиддер (sh-Oligopeptide, sh-Decapeptide ж.б.) - теринин жаңылануусун тездетип, анын түзүлүшүн тыгыздаган белги берүүчү молекулалар.

7. Аденозин (Аденозин) - убакыт сынагынан өткөн карылыкка каршы компонент, өзүнүн коллагенинин өндүрүшүн жогорулатат.
8. Гидроксидецил Убикинон (Идебенон), косметика дүйнөсүндөгү эң күчтүү антиоксидант (коэнзим Q10 сыяктуу), клеткаларды кычкылдануу стрессинен коргойт.
9. Гидролизденген коллаген (Гидролизденген коллаген) - заматта лифтинг эффектин жана терең нымдануусу камсыз кылат.
10. Centella asiatica + Madecassoside терини жумшак тынчтандырат, кан тамырларды бекемдейт жана сезгенүүнү басат.
11. Пантенол (Пантенол) - нымдуулукту айыктырат жана сактайт.
12. Аминокислоталардын жыйындысы (глютамин, аргинин, лизин, валин ж.б. - бардыгы 20дан ашык) тери белокторунун курулуш материалы болуп саналат. Микротоктор менен айкалышып, алар теринин ийкемдүүлүгүн жана анын өзүн айыктыруу жөндөмдүүлүгүн сактоого жардам берет.

МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР: Ниацинамид, коллаген, пантенол жана өсүмдүк экстракттары бар мандарин экстрактысынын негизиндеги жеңил, ыңгайлуу текстурасы жана активдүү комплекси бар микроток жана EMS процедуралары үчүн нымдаштыруучу гель терини терең нымдап, жумшартат жана тынчтандырат, ошондой эле жабышчаак жана жабышчаактык сезимин калтырбастан аппараттардын идеалдуу слайдын камсыз кылат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Продукцияны беттин кургак, тазаланган терисине сүйкөңүз.
2. Электрдик стимулдаштыруучу массажерди колдонуу менен дарылоону жүргүзүңүз. Гель толугу менен сиңгенге чейин калтырыңыз.
3. Нымдандыргыч кремди (крем же сыворотка) сүйкөп, толук кам көрүү.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Колдонуудан мурун аллергиялык тест жүргүзүү сунушталат.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө түшүүдөн сактаныңыз. Эгерде сиз продуктуну көздүн былжыр челине түшсөңүз, аны суу менен жакшылап чайкаңыз.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

ЛИФТИНГ ЭФФЕКТИ МЕНЕН ПЕПТИДДИК БЕТКЕ СЫВОРАТ

Бырыштарды азайтат

Теринин текстурасын жылмалайт

Лифтинг эффекти

Терең нымдайт

Көйгөйлөр: беттин контурларын аныктоону жоготуу, теринин ийкемдүүлүгүн жоготуу, беттин бырыштары жана бырыштары, чарчаган тери.

ПАЙДАСЫ: теринин байкаларлык текшилөө жана кысылышы, бир калыпта тонус, тешикчелердин тарылышы жана ичинен "жарыктандыруунун" таасири.

Курамы: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Алтын - микроциркуляцияны жакшыртат жана териге дени сак жаркырап берет.
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) - пептиддик булчуң релаксанты, беттин булчуңдарын жумшак бошотуп, беттин бырыштарынын тереңдигин азайтат.
3. өсүү факторлорунун комплекси (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) - клетканын бөлүнүшүн жана коллаген синтезин стимулдайт, регенерация процесстерин козгойт.
4. Palmitoyl Tripeptide-5 - теринин ичине терең кирип, I жана III типтеги коллагендин өндүрүшүн стимулдайт, дерманын структурасын бекемдейт.
5. Фитоэстрогендер (Соя, Pueraria, Clover, Tsimitsifuga) куракты өзгөрүүлөрдү коррекциялоо үчүн эң күчтүү блок болуп саналат. Алар тери ресурстарынын жетишсиздигин толтуруп, аны ийкемдүүлүккө кайтарышат.

6. Copper Tripeptide-1 (Copper Tripeptide) - күчтүү айыктыруучу жана антиоксидант таасири бар, терини ныктайт.
7. Ниацинамид жана Аденозин - пигментацияны жана бырыштарды агартуу үчүн классикалык корей "дуэти".

Өзгөчөлүктөрү: активдүү компоненттердин жогорку концентрациясы бар адам үчүн пептиддик сыворотка теринин өңүн жакшыртат жана бырыштарды байкаларлык жылмакай кылат. Алтын микробөлүкчөлөрү клетканын активдүүлүгүн стимулдайт, терини жылмакай, сергек жана сергек кылып көрсөтөт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Сыворотkадан бир аз көлөмдө бетке, моюнга жана делинген жерге сүйкөңүз.
2. Сыворотка толугу менен сиңгенче териге калтырыңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Колдонуудан мурун аллергиялык тест жүргүзүү сунушталат.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. Эгерде көздүн былжыр челине тийсе, аны суу менен жакшылап чайкаңыз.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

ТАЗАЛОО ҮЧҮН ГЕЛЬ (ТАЗАЛОО)

Теринин өлгөн клеткаларын тазалайт

Тешикчелерди ачат

тынчтандырат

Гидрат

Көйгөйлөр: кеңейген тешикчелер, ачык жана жабык комедондор, безеткилер.

ПАЙДАСЫ: кератинденген клеткаларды эксфолиациялайт, тешикчелерди кеңейтет, нымдандырат.

Курамы: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Поливинилпирролидон - булгануунү өзүнө сиңирет, антисептик касиетке ээ.
2. Алоэ вера ширеси - сезгенүүгө каршы таасири бар.

Өзгөчөлүктөрү: Гель бетти УЗИ жана кол менен тазалоодон мурун муздак буулоо үчүн колдонулат. Гель теринин бардык түрлөрүнө, анын ичинде сезгич териге ылайыктуу.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

Биринчи ыкма: гальваникалык ток менен дезинкрустациялоодо: гелди териге сүйкөп, терс уюлдан 7-10 мүнөт иштетиңиз. Гель калдыктарын толугу менен жок кылыңыз. Андан кийин 1-2 мүнөт таза сууга оң уюлдан иштөө үчүн. Гель керектөө процедурасына 5-7 ml.

Экинчи жол: УЗИ пилинги менен тазаланган териге гелди сүйкөп, процедуранын протоколуна ылайык шпатель менен иштөө. Гель калдыктарын толугу менен жок кылыңыз. Процедурада гель керектөө 7-10 ml.

Үчүнчү ыкма: демакияждан кийин муздак буулоодо териге тыгыз катмар менен гелди 15 мүнөткө сүйкөп, пленка менен жаап коюңуз. Гель калдыктарын жууп салыңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Күйүп калбашы, кычышуусу, кызаруусу жана шишиги болбошу үчүн колдонуудан кийин күндүн тике тийген нурларынан сактаныңыз.
2. Жабыркаган териге сүйкөбөңүз.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

ЧАЧ ҮЧҮН ТЕРМОПРОТЕКТИВ КРЕМ СЫЙЫК

Стилдөөнүн ысыктыгынан коргойт

Чачты азыктандырат жана калыбына келтирет

Чачты дени сак жана жакшы камтылган калтырат

Көйгөйлөр: жогорку температуранын таасири, тажатма, морт жана жансыз чачтар.

ПАЙДАСЫ: Жогорку температурадан коргоо, чачты бекемдөө жана азыктандыруу.

Курамы: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. D-пантенол (Provitamin B5) - чачтын структурасына терең кирип, чачты жана баштын терисин интенсивдүү нымдайт. Бузулган жерлерди калыбына келтирет, чачты жылмакай, ийкемдүү жана жылтырак кылат. Ал кургатуудан жана термикалык таасирлерден коргойт.
2. Буудайдын урук майы витаминдерге (E, A, D) жана май кислоталарына бай. Кургак жана бузулган чачтарды терең азыктандырат жана калыбына келтирет, аларга жибектей жана сергек көрүнүш берет. Ал тышкы агрессивдүү факторлордон коргоочу тосмо түзөт.
3. Өсүмдүктөрдүн экстракттарынын комплекси (Гранат, кайың, ромашка, талаа куйругу, чалкан,
Алоэ вера, репейнактын тамыры, көк чай, хопс, хна, просо, шалфей:
Анардын экстракты чачты айлана-чөйрөнүн терс таасиринен жана эркин радикалдардан коргогон күчтүү антиоксидант. Бул түстүү чачтын түсүн сактоого жардам берет, аларга жаркыраган жана жандуу күч берет. Ат куйругунун, чалкандын, лопейилдин тамырынын, таруу, хмель экстракттары - чач фолликулаларын бекемдөөгө, чачтын түшүүсүн азайтууга жана чачтын өсүшүн стимулдаштырууга жардам берет. Алоэ вера, ромашка жана кайың - чачты терең нымдап, жумшартат, аларды тил алчаак жана жылмакай кылат, баштын терисин тынчтандырат, кыжырдануусу азайтат. Көк чай, кына жана шалфей - антиоксидант касиетке ээ, зыяндан коргойт, чачка табигый жылтыл жана сергек көрүнүш берет.
4. Биотин (Витамин H/B7) - чач фолликулаларын бекемдейт, дени сак жана күчтүү чачтын өсүшүнө өбөлгө түзөт, морттуктан жана жоготуудан сактайт. Бул чачтын көлөмүн жана жандуулугун берет.

5. Ниацин (Витамин B3/PP) - баштын терисинде микроциркуляцияны жакшыртат, бул чачтын фолликулдарын азык заттар менен жакшы камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Чачтын өсүшүн активдештирет, алардын түзүлүшүн бекемдейт жана дени сак жылтыратат.
6. Лецитин (табигый эмульгатор) - бузулган чачты калыбына келтирүүгө жардам берет, аларга жумшактык жана жылмакайлык берет. Башка активдүү компоненттердин киришин жакшыртат.

Өзгөчөлүктөрү: Крем суюктугу чачты стилдөө учурунда жогорку температурадан эффективдүү коргобостон (кургаткыч, стайлер, түздөөчү), ошондой эле комплекстүү кам көрүү менен камсыз кылат: интенсивдүү нымдап, азыктандырат, жабыркаган жерлерди калыбына келтирет, чачтын фолликулаларын бекемдейт, чачтын өсүшүн стимулдайт, аларга жылтылдап, жибектей жана дени сак, жакшы караган көрүнүштү берет.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Таза, сүлгү менен кургатылган чачка сүйкөңүз.
2. Чачтын түбүнө сүйкөбөңүз. Чайкабаңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Жагымсыз сезимдер пайда болгон учурда колдонууну токтотуңуз.
2. Көзүңүзгө кирип кетсе, суу менен жакшылап жууңуз.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

ЧАЧЫН ӨСҮШҮ ҮЧҮН КОНЦЕНТРАЦИЯЛЫК МАСКА

Баштын терисин жана чачты азыктандырат

Баштын терисин коргойт жана калыбына келтирет

Чачтын өсүшүн стимулдайт

Оңой ажыратуу

Көйгөйлөр: чачтын түшүшү, суюлушу, ичке жана морттуктары.

ПАЙДАСЫ: чачтын түшүшүнө каршы күрөшөт, жаңы чачтын өсүшүнө өбөлгө түзөт, чачты бекемдейт жана аларды коюу, күчтүү жана ийкемдүү кылат, баштын терисин тынчтандырат.

Курамы: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
Өсүүнү стимулдаштыруу жана жоготуу менен күрөшүү
1. Кофеин (Кофеин) - тамырларды азыктандыруу менен кандын микроциркуляциясын жакшыртат, чачтын түшүшүнө гормондордун терс таасирин бөгөт коюуга жардам берет.
2. Прокапил 3 активдүү молекуладан турган пептиддик комплекс:
Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) - бул атайын пептид, ал чач фолликуласынын дерманын терең катмарларында фиксациясын бекемдейт жана клетканын бөлүнүшүн тездетип, жаңы чачтын өсүшүнө көмөктөшөт.
Oleanolic Acid (Oleanolic Acid) - зайтун жалбыректарынан алынган кислота, ал 5-альфа редуктаза ферментин бөгөттөп, чачтын түшүшүнө жол бербейт.
Апигенин (Апигенин) - цитрус жемиштеринен алынган флавоноид, кан тамырларды кеңейтет жана чач фолликулаларынын тегерегиндеги кан айлануусу стимулдап, аларды азыктандырат.

Чачтын структурасын калыбына келтирүү
1. Гидролизденген кератин (Гидролизденген кератин) - чачтын боштуктарына кирип, аны ичинен калыбына келтирет, көзөнөктүүлүктү кетирет.
2. Гидролизденген буудай протеиндери (буудай протеиндери) - чачтын бетинде жука пленка пайда кылып, сууну кармап, чачтын терең нымдашына өбөлгө түзөт.
3. Гидролизденген коллаген (Hydrolyzed Collagen) - чачтын ийкемдүүлүгүн жогорулатат, аларды тил алчаак жана жылтырак кылат.

Баштын терисине кам көрүү
1. Керамид комплекси (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - керамиддердин 6 түрү теринин жана чачтын коргоочу тосмосун бекемдеп, өздөрүнүн липиддеринин жетишсиздигин компенсациялайт.
2. Hydrogenated Lecithin (Hydrogenated Lecithin) - керамиддердин таасирин күчөтүп, териге жумшактык берип, экологиянын агрессивдүү таасиринен коргойт.
3. Пантенол (Пантенол) - баштын терисин заматта тынчтандырат жана микро-зыяндардын айыгышына өбөлгө түзөт.

Тамактануу жана жылтыратуу
1. Cocos Nucifera майы чачтын терең катмарларына (медуллага) кирип, чачты ичинен азыктандырып, анын липиддик катмарын калыбына келтирүүчү жападан жалгыз май. Жуу жана термикалык стилдештирүү учурунда чачтан белоктун жоголушун олуттуу түрдө азайтат, бул чачтын структурасын бекем жана бышык кармоого жардам берет.
2. Laminaria Digitata Экстракт - терини жана чачты минералдар жана микроэлементтер менен каныктырып, кошумча нымдаштырууга салым кошот.

Өзгөчөлүктөрү: Прокапил пептиддик комплексинин негизиндеги маска чачтын фолликулаларына түздөн-түз таасир этип, тамырлардын бекемделишине жана чачтын өсүшүнө салым кошот. Керамиддердин комплекси бузулган чачты калыбына келтирет, баштын терисин терең нымдап, кургакчылыкты жок кылат, айлана-чөйрөнүн терс таасиринен коргоочу тосмону түзөт. Кофеин тонус берет, баш терисинде кан айлануусу стимулдайт, чачтын түшүшүнө жол бербейт. Кокос майы азыктандырат, чачка жылтырат жана күч берет. Кератин жана буудай протеиндери бузулган чачтын кутикуласын калыбына келтирет, мортту азайтат жана учтардын кесилишинин алдын алат. Масканы колдонуу чач фолликулаларын бекемдейт, чачтын түшүүсүн токтотуп, жаңы чачтын өсүшүн активдештирет.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Массаж кыймылдары менен баштын терисине сүйкөп, чачтын узундугуна таратыңыз.
2. 5-10 мүнөт тыныктырып, анан жылуу суу менен жууп саласыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ: Тышкы колдонуу үчүн гана. Көзүңүзгө кирип кетсе, көп суу менен жууш керек. Жеке компоненттердин жеке чыдамсыздык болушу мүмкүн.

САКТОО: кургак, жарыктан корголгон жерде, +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, балдар жетпеген жерде.

Көлөмү: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

ЧАШ ӨСҮРҮҮЧҮ СЕРУМ

Баштын сезгенүүсүн, кычышуусун жана кургактыгын алдын алууга жардам берет

Чачтын өсүшүн стимулдайт

Чачтын тыгыздыгын жакшыртат

Чачтын түшүүсүн максат кылат

Көйгөйлөр: алопеция, чачтын түшүшү, суюлуу, ичке жана морттук.

ПАЙДАСЫ: чачтын түшүүсү менен күрөшөт, жаңы чачтын өсүшүнө көмөктөшөт, чачты бекемдейт жана калың кылат.

Курамы: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
Өсүүнү стимулдаштыруу жана жоготуу менен күрөшүү
1. Capixyl (3%) Acetyl Tetrapeptide-3 жана Trifolium Pratense экстракты айкалышы. Бул комплекс чачтын тамырына таасир этет, анын көлөмүн көбөйтөт жана теридеги фиксацияны бекемдейт, ошондой эле микросезгенүүнү бошотот.
2. Прокапил 3 активдүү молекуладан турган пептиддик комплекс:
Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) - бул атайын пептид, ал чач фолликуласынын дерманын терең катмарларында фиксациясын бекемдейт жана клетканын бөлүнүшүн тездетип, жаңы чачтын өсүшүнө көмөктөшөт.
Oleanolic Acid (Oleanolic Acid) - зайтун жалбыректарынан алынган кислота, ал 5-альфа редуктаза ферментин бөгөттөп, чачтын түшүшүнө жол бербейт.
Апигенин (Апигенин) - цитрус жемиштеринен алынган флавоноид, кан тамырларды кеңейтет жана чач фолликулаларынын тегерегиндеги кан айлануусу стимулдап, аларды азыктандырат.
Жез Tripeptide-1 (жез пептид) - баштын терисин "жашартып", чачтын өсүү фазасын (анаген) көбөйтөт жана чач фолликуласынын айланасында коллаген өндүрүшүн стимулдайт.

Клеткадагы энергия жана зат алмашуу
1. Аденозин (Аденозин) - клеткалык деңгээлде өсүү факторлорунун өндүрүшүн активдештирип, чачтын калың жана бекем өсүүсүнө жардам берет.
2. Succinic Acid (Succinic Acid) - тери клеткаларындагы зат алмашуу процесстерин стимулдап, стресстен кийин фолликулдардын тезирээк калыбына келишине жардам берет.

Микроциркуляцияны жана детоксту жакшыртуу
1. Ментол - пептиддердин таасирин күчөтүүчү жумшак муздатуу эффектинин эсебинен лампаларга тез кандын агымын камсыз кылат.
2. Rosmarinus Officinalis Экстракт (Розмарин Экстракт) - антисептикалык таасирге ээ жана кан айлануунун күчтүү табигый стимулятору.
3. Гидролизденген буудай протеини - чачтын түпкү структурасын бекемдеп, морттуктун алдын алат.

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР: Capixyl жана Procapil пептиддик комплекстеринин негизиндеги сыворотка түз чачтын фолликулаларына таасир этип, тамырлардын бекемделишине жана чачтын активдүү өсүшүнө салым кошот. Жез-1 пептидинин жана аденозиндин айкалышы баштын терисин клеткалык деңгээлде жашартып, тыгыздыгын жогорулатат жана ар бир чачтын жашоо циклинин фазасын узартат. Сукцин кислотасы жана ментол тонусу, клеткалык дем алууну жакшыртат жана кан айлануунуу стимулдайт, лампаларга азык заттарды заматта жеткирүүнү камсыз кылат. Розмаринин экстракты жана буудайдын белоктору баштын терисин айыктырат, тамырдагы бузулган чачтын структурасын калыбына келтирет жана алардын морттугун азайтат. Сыворотту үзгүлтүксүз колдонуу чач фолликулаларын эффективдүү бекемдейт, эрте түшүүнү токтотот жана жаңы, дени сак чачтын өсүшүн активдештирет.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Сыворотканы баштын терисине чачыңыз.
2. Жеңил массаж кыймылдары менен териге сүртүңүз. жуунтпаңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ: Тышкы колдонуу үчүн гана. Баштын терисине жана сакалына сүйкөңүз. Эгер кыжырданса, колдонууну токтотуңуз. Жеке компоненттердин жеке чыдамсыздык болушу мүмкүн.

САКТОО: кургак, жарыктан корголгон жерде, +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, балдар жетпеген жерде.

Көлөмү: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

БАШТЫН ТЕРИСИН ТАЗАЛУУЧУ ГЕЛЬ ПИЛИНГ

Баштын терисин терең тазалоо

Какачтын алдын алууга жардам берет

Чачтын өсүшүн стимулдайт

Эпидермисти жаңылайт

Көйгөйлөр: баштын майлуулугу, булганышы, кычышуу, теринин кургактыгы жана какачтын пайда болушу, чач фолликулаларынын начар тамактануусу.

ПАЙДАСЫ: чач таза жана тамырында күпүлдөп узакка сакталат, тамыр көлөмүнө ээ болот, чачтын өсүү процесси тездейт.

Курамы: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
Тазалоо
1. Сүт кислотасы (Сүт кислотасы) - бул жумшак AHA кислотасы, ал кератинденген клеткаларды эксфолиациялайт, чачтын тамырында назик жаңылануу жана жылтыратууну камсыз кылат.
2. Гликол кислотасы (Гликол кислотасы) - AHA-кислоталардын ичинен эң кичинекей молекулага ээ, анын аркасында ал тереңирээк жана тезирээк кирет. Гиперкератоздун пайда болушуна жол бербөө менен өлүк таразалардын ортосундагы протеиндик байланыштарды эффективдүү бузат.
3. Салицил кислотасы (салицил кислотасы) курамындагы жалгыз BHA кислотасы. Ал майды ээрүүчү, ошондуктан чачтын фолликулуна кирип, май тыгындарын (себум) эрийт. Бул майлуулугу менен күрөшүү жана сезгенүүнү алдын алуу үчүн негизги компоненти болуп саналат.
4. Лимон кислотасы - жардамчы эксфолиант жана pH жөнгө салуучу катары иштейт.

Нымдоо жана коргоо
1. Гидроксиэтил карбамид (Hydroxyethyl Karbamid) - косметикадагы эң жакшы нымдаштыруучу компоненттердин бири. Ал эпидермистин терең катмарларында нымдуулукту кармап турат, кислоталардын таасирин жумшартып, процедурадан кийин тартылуу сезимин алдын алат.
2. Calendula Officinalis гүлүнүн экстракттары - белгилүү тынчтандыруучу ингредиент. Кызырданууну кетирет, антисептикалык таасирге ээ жана теринин микрозадамаларынын регенерациясын тездетет.

Чачты бекемдеп, өсүүнү стимулдайт
1. Ментол + Мента Пиперита майы (ментол жана жалбыз майы) - айкын муздатуу эффектин берет. Бул жагымдуу гана эмес, ошондой эле пайдалуу: ментол чачтын фолликулаларына кан агымын стимулдайт, бул чачтын бекемделишине жана өсүшүнө салым кошо алат.

Өзгөчөлүктөрү: AHA жана BHA кислоталарынын комплексинин негизинде баштын терисин тазалоочу гель кератиндештирилген клеткаларды, ашыкча себумду жана стилдөөчү агенттердин калдыктарын терең тазалоону, гидролипиддердин балансын нормалдаштырууну жана терини интенсивдүү кароого даярдоону камсыз кылат. Гельди үзгүлтүксүз колдонуу баштын терисинин жакшырышына өбөлгө түзөт, кургактануунун жана пилингдин пайда болушуна жол бербейт, чачты көлөмдүү жана дени сак кылат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Бир аз өлчөмдөгү гелди кургатылган же бир аз нымдуу баштын терисине тегиз сүйкөңүз.
2. Курамды бирдей бөлүштүрүү үчүн манжалар менен 1-2 мүнөт акырын массаж жасаңыз.
3. 5-10 мүнөт экспозицияга калтырыңыз (биринчи колдонууда 5 мүнөттөн баштоо сунушталат).
4. шампунь менен жылуу суу менен жакшылап чайкаңыз. Жумасына 1-2 жолу колдонуу сунушталат.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ: Тышкы колдонуу үчүн гана. Көзүңүзгө кирип кетсе, көп суу менен жууш керек. Жеке компоненттердин жеке чыдамсыздык болушу мүмкүн.

САКТОО: кургак, жарыктан корголгон жерде, +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, балдар жетпеген жерде.

Көлөмү: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

SPF50+ МЕНЕН КҮН КРАМЫ

UV коргоо

Майлуу жылтыратпай нымдайт

Жашка байланыштуу өзгөрүүлөрдүн алдын алууга жардам берет

Теринин өңүн тууралайт

Көйгөйлөр: УФ таасири, фотокартаюу, пигментация, бирдей эмес тон, кургактык жана күндөн теринин дүүлүгүүсү.

ПАЙДАСЫ: Тери күндүн нурунан ишенимдүү корголгон, терең нымдалган, жылмакай өңгө ээ жана фотокартаюуга дуушар болбойт.

Курамы: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Химиялык күндөн коргоочу фильтрлер (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane / Avobenzone) - ультрафиолет нурун эффективдүү сиңирип, UVA жана UVB нурларынан ишенимдүү коргоону камсыз кылат (фотокартаюунун негизги себептери).
2. Ниацинамид - тосмо функциясын бекемдейт, тонусту тегиздеп, теринин текстурасын жакшыртат.
3. Өсүмдүктөрдүн экстракттарынын комплекси (азиялык центелла, ромашка, көк чай, гамамамелис жана портулак экстракттары) - териге жумшак кам көрөт, интенсивдүү тынчтандырат, кызарууну басат жана кыжырдануу жаратпайт.
4. Аденозин - карылыкка каршы таасири бар, бырыштарды кетирүүгө жана теринин ийкемдүүлүгүн жакшыртууга жардам берет.
5. Vitamin E (Tocopheryl Acetate) күчтүү антиоксидант, кошумча эркин радикалдар жана терс экологиялык таасиринен клеткаларды коргойт.

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР: Күндөн коргоочу сыворот терини жумшак кам көрөт, аны тынчтандырат жана UVA жана UVB нурларынан ишенимдүү коргоону камсыз кылат - фотокартаюунун негизги себептери. Өсүмдүктөрдүн экстрактыларына жана ниацинамидге негизделген формула терини интенсивдүү нымдап, кыжырдануусун пайда кылбастан, тонду тегиздейт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Крем-сыворотканы кургак териге сүйкөп, бетке жана моюнга тегиз таратыңыз.
2. Продукцияны 15 мүнөт сиңирсин.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Колдонуудан мурун аллергиялык тест жүргүзүү сунушталат.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. Эгерде көздүн былжыр челине тийсе, аны суу менен жакшылап чайкаңыз.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

ТЕҢ, ЖАРКЫРГАН ТЕРИНИН ТОНУСУ ҮЧҮН СЫРТОРУ

Теринин өңүн бирдей кылат

Жаркыроону жогорулатат

Гидрат

Теринин тосмосун бекемдейт

Көйгөйлөр: өңдүн түсү күңүрт, пигментация, бирдей эмес тон, суусузданууу, коргоочу тосмонун начарлашы, ийкемдүүлүктүн жоголушу.

ПАЙДАСЫ: Тери жылмакай, серпилгич, жаркырап, нымданып, бир калыпка ээ болуп калат.

Курамы: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Витамин С (натрий аскорбил фосфаты, аскорбин кислотасы) жана глутатион - бул күчтүү тандем, ал пигментацияны жеңилдетет, тондун тегиздигине көмөктөшөт жана териге дени сак жаркырап берет.
2. Ниацинамид - тосмо функциясын бекемдейт жана теринин текстурасын жакшыртат.
3. Гиалурон кислотасынын жети формасы - эпидермистин ар кандай катмарларына кирип, көп деңгээлдүү терең нымдануууну камсыз кылат.
4. Керамиддердин комплекси (NP, NS, AP, AS, EOP) жана тремелла экстракты - терини азыктандырат, коргоочу липиддик барьерди эффективдүү калыбына келтирет жана бекемдейт.
5. Centella Asian (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) - интенсивдүү тынчтандырат, айыктырат жана кызарууну кетирет.

6. Өсүү факторлорунун комплекси (sh-Polypeptide/Oligopeptide) - клетканын жаңыланууусун шарттайт, көтөрүү боюнча иштеген өзүнүн коллагенинин өндүрүшүн стимулдайт.
7. Витамин комплекси (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - азыктандырат, клеткалардагы зат алмашууну жакшыртат жана терини дени сак жаркырап кайтарат.
8. Декспантенол - жабыркаган эпидермисти интенсивдүү айыктырат, тынчтандырат жана калыбына келтирет.

Өзгөчөлүктөрү: Глутатион, витамин С, ниацинамид жана азиялык центелла менен активдүү компоненттердин комплексинин аркасында сыворотка теринин өңүн тегиздөөгө жардам берет жана ага жаркырап турат. Гиалурон кислотасынын жети түрү көп деңгээлдүү терең нымдануу камсыз кылат. Керамиддер жана тремелла экстракты коргоочу тосмону бекемдеп, терини азыктандырат, аны жылмакай, ийкемдүү жана жаркыраган кылат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Бетиңизге аз өлчөмдө сыворотка сүйкөңүз.
2. Сыворотка толугу менен сиңгенче териге калтырыңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Колдонуудан мурун аллергиялык тест жүргүзүү сунушталат.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 30 ml.



PETIT RA

Териге кам көрүү



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

PETIT RA

Картаюуну жайлатат

Интенсивдүү азыктандырат жана нымдандырат

Регенерацияны колдойт

Катуулукту жакшыртат

Көйгөйлөр: бет терисинин картаюунун белгилери, теринин кургашы, нымдуулуктун жана ийкемдүүлүктүн жоголушу.

ПАЙДАСЫ: картаюуну жайлатат, интенсивдүү азыктандырат жана нымдандырат, регенерацияга өбөлгө түзөт, теринин бекемдигин жана ийкемдүүлүгүн жогорулатат.

Курамы: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Гидролизденген коллаген - терини ным менен азыктандыргандыктан анын бекемдигин жана ийкемдүүлүгүн жогорулатат.
2. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - бул компонент ботокстун (ботоксин) эффективдүү алмаштыруучу катары таанылган, бырыш менен күрөшүү үчүн каражат катары эң сонун иштейт. Мындан тышкары, булчуңдардын жыйрылышын начарлатып, бырыш издерин азайтат.
3. Пальмитойл трипептид-5 - коллаген синтезин баштап, теринин структурасын калыбына келтирүүгө жардам берет.
4. Гексапептид-10 - теринин pH балансын калыбына келтирүү үчүн алмаштырылгыс ингредиент, теринин ийкемдүүлүгүн, тыгыздыгын, тонусун жогорулатат.
5. Аденозин - сезгенүүгө каршы жана бырыш менен күрөшүү үчүн каражат катары иштейт, коллаген синтезин стимулдайт жана теринин ийкемдүүлүгүн, ошондой эле анын өткөрүмдүүлүгүн жогорулатат.
6. Centella Asiatic - регенерациялоочу эффектиси менен белгилүү, анын жалбыректарында жана сабагында теринин кыжырданууусун, кызаруусун жана зыянын жок кылууга жардам берүүчү мадкассосид бар.

Өзгөчөлүктөрү: сыворотка теринин картаюу белгилери менен күрөшүү үчүн жогорку эффективдүү компоненттери бар уникалдуу курамына ээ. Пептиддердин, коллагендин жана гиалурон кислотасынын уникалдуу комплекси теринин кемчиликтери менен күрөшүүгө багытталган. Ал ошондой эле бырыштарды азайтат, байкаларлык лифтинг эффектиси бар, беттин түсүн жакшыртат, теринин жалпы абалына оң таасирин тийгизген зыянды калыбына келтирет.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

Биринчи жол: беттин терисин жакшылап тазалап, жеңил сылап кыймылдар менен бетке аз өлчөмдө сыворотка сүйкөңүз. Сыворотка толугу менен сиңгенче териге калтырыңыз.

ЭКИНЧИ ЫКМА: беттин терисин жакшылап тазалап, кургак териге продуктунун орточо өлчөмүн сүйкөңүз жана WAU компаниясынын бет массажеринин жардамы менен процедураны аткарыңыз, сыворотканы териге толук сиңиргенче калтырыңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялык реакцияларды болтурбоо үчүн, аны колдонуудан мурун чыканак бүктөмүнүн ички тарабына сыноо сунушталат. Эгерде кызырдануу же исиркектер болсо, колдонууну токтотуңуз.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.
4. Продукцияны колдонгондон кийин күн нурунун таасиринен коргоо үчүн SPF кремин сүйкөп коюу сунушталат.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

ПЕТИТ РА СӨҢГӨНҮН КЛЕТКАЛАРЫНАН КАРТАЛУУГА КАРШЫ КАМ КОРУУ ҮЧҮН КРАМ

Картаюуну жайлатат

Интенсивдүү азыктандырат жана нымдандырат

Регенерацияны колдойт

Катуулукту жакшыртат

Көйгөйлөр: теринин картаюунун белгилери, теринин ийкемдүүлүгүн жоготуу.

ПАЙДАСЫ: картаюуну жайлатат, интенсивдүү азыктандырат жана нымдандырат, регенерацияга өбөлгө түзөт, теринин бекемдигин жана ийкемдүүлүгүн жогорулатат.

Курамы: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. сөңгөк клетканын маданият чөйрөсү 2% - бырыштарды текшилөө.
2. Ниацинамид - теринин коргоочу функциясын калыбына келтирет.
3. Каприл кислотасы - бактериостатикалык касиетке ээ.
4. Гиалурон кислотасы - нымдуулукту топтоп, бууланууну алдын алат.
5. омела экстракты - антисептикалык касиетке ээ.
6. Galactomyces (galactomyces фермент фильтраты) - идеалдуу пилинг жана нымдандырат, ал эми узакка колдонуу менен теринин текстурасын жакшыртат,

анын ийкемдүүлүгү жана тону.
7. Ацетилгексапептид-8 (ацетилгексапептид-8) териге оңой кирип, адреналин менен норадреналиндин секрециясын көзөмөлдөгөн төмөнкү молекулалуу пептид, бырыштарды жылмалоого жана теринин ийкемдүүлүгүн жогорулатууга жардам берет.

Өзгөчөлүктөрү: Көп функционалдуу сыворотка креми сөңгөк клеткаларынан жана 56 башка активдүү компоненттерден турат, алар бырыштарды жылмалап, терини бекемдеп, жылмакай жана жаркыраган кылат. Кремде IRB тарабынан бекитилген 100% суюлтулган адамдын сөңгөк клеткасынын маданият чөйрөсү колдонулат, ал жабыркаган ткандарды калыбына келтирүүдө жана теринин ийкемдүүлүгүн берүүдө маанилүү ролду ойнойт.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Крем сывороткасын сүйкөөдөн мурун беттин терисин жакшылап тазалаңыз.
2. Продукциянын керектүү көлөмүн сүйкөп, териге толук сиңгенге чейин манжалар менен массаж жасаңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялык реакцияларды болтурбоо үчүн, аны колдонуудан мурун чыканак бүктөмүнүн ички тарабына сыноо сунушталат. Эгерде кызырдануу же исиркектер болсо, колдонууну токтотуңуз.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.
4. Продукцияны колдонгондон кийин күн нурунун таасиринен коргоо үчүн SPF кремин сүйкөп коюу сунушталат.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 40 g.



LIPO JEUNE

КӨЗ АЛДЫНДАГЫ КАРА ТЕҢГЕРДЕРДЕН АЛЫНГАН КРЕМ ПЕТИТ РА

Стенддеги клеткалардын метаболизмин стимулдайт

Бырыштарды тегиздейт

Көздүн контурунун абалын жана тонусун жакшыртат

Көйгөйлөр: Көздүн астындагы кара чөйрөлөр, картаюунун алгачкы белгилери, бырыштар.

ПАЙДАСЫ: көздүн айланасындагы теринин тонусун жакшыртат, бырыштарды жылтыратууга жардам берген өзөк клеткаларынын алмашуусун стимулдайт, терини бузулуудан коргойт.

Курамы: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Ниацинамид - B3 витаминининин бул түрү эң сонун агартуучу эффектке ээ, теринин өңүн жакшыртууга жардам берет, сезгенүүнү алдын алат жана теринин тосмосун калыбына келтирет.
2. Бисаболол - меланинди бириктирүү процессине тоскоол болот, анын алгачкы этаптарында анын өндүрүшүн басат.
3. WhiteTen™ (ниацинамид, ацетилглюкозамин, мадекассозид, ак тыт кабыгынын экстракты, Malus pumila мөмө экстракты, матсутаке козу карын экстракты, Oxalis triangularis экстракты, Camellia sinensis жалбырак экстракты, Broussonetia тамыры экстракты, Camellia japonica гүл экстракттары) бул жаркыраган өсүмдүк экстракты10 негизиндеги уникалдуу комплекс. Ал меланоциттердин кератиноциттерге өтүшүнө бөгөт коюу менен терини агартат жана жарык кылат.
4. Эдельвейс фитостеп клеткалары - Эдельвейс клеткасынын маданияты кычкылдануу стрессин басуучу антиоксидантка бай,

Маданият тери кыртышынын кыжырдануусун жана регенерациясын азайтууда эффективдүү.
5. LotuStem™ (бутиленгликол, суу, Andrographis paniculata экстракты) клетканын бөлүнүшүн активдештирет.
6. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - бул компонент ботокстун (ботоксин) эффективдүү алмаштыруучу катары таанылган, бырыш менен күрөшүү үчүн каражат катары эң сонун иштейт. Мындан тышкары, булчуңдардын жыйрылышын начарлатып, бырыш издерин азайтат.
7. Гидролизденген коллаген - теринин ийкемдүүлүгүн жана тыгыздыгын жогорулатып, аны ным менен камсыз кылат.
8. Eosidin® (пропандиол, суу, мандарин үншиу кабыгынын экстракты) цитрус өсүмдүктөрүнүн курамындагы антиоксиданттардын жана флавоноиддердин аркасында сезгенүүгө каршы таасирге ээ болгон уникалдуу комплекс.
9. Аденозин - сезгенүүгө каршы жана карылыкка каршы агент катары иштейт, коллаген синтезине көмөктөшөт жана теринин ийкемдүүлүгүн жакшыртат.

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР: Крем уникалдуу курамына ээ, анын аркасында көздүн айланасындагы терини жарыктандырат жана тонуска келтирет, ошондой эле бырыштарды жылмалайт. Эдельвейс культурасынын экстракты жана патенттелген LotuStemTM көздүн айланасындагы бырыштарды жылмакай кылып, сөңгөк клеткаларынын алмашуусун стимулдайт жана FDA тарабынан бекитилген 10 өсүмдүк экстракты камтыган White Ten формуласы көздүн айланасындагы теринин өңүн жакшыртат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. кремди сүйкөөдөн мурун беттин терисин жакшылап тазалаңыз.
2. Продукциянын керектүү көлөмүн сүйкөп, териге толук сиңгенге чейин манжалар менен массаж жасаңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялык реакцияларды болтурбоо үчүн, аны колдонуудан мурун чыканак бүктөмүнүн ички тарабына сыноо сунушталат. Эгерде кыжырдануу же исиркектер болсо, колдонууну токтотуңуз.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.
4. Продукцияны колдонгондон кийин күн нурунун таасиринен коргоо үчүн SPF кремин сүйкөп коюу сунушталат.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

БЕТТИН ТЕРИСИН ПЕТИТ РАДАН ТАЗАЛУУ УЧУН КСИСОДОД ГЕЛЬ

Тазалайт | Тешикчелерди тарытат | тынчтандырат | Катуулукту жакшыртат

Көйгөйлөр: кеңейген тешикчелер, май секрециясынын көбөйүшү.

ПАЙДАСЫ: Тазалайт, тешикчелерди тарытат, ийкемдүүлүктү жогорулатат, тынчтандырат.

Курамы: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Акрилат сополимери - териде жука катмарды пайда кылып, аш болумдуу заттардын адгезиясын/өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатат жана туруктуу эффект берет. Ал жуугандан кийин терини нымдап, акырын ороп коёт.
2. Cocamidopropylbetaine - жумшак көбүк жаратат жана тазалоочу күчкө ээ.
3. Disodium Cocoamphodiacetate - сезимтал териге ылайыктуу жумшак, кыжырдантпаган тазалоочу ингредиент.
4. Лимон жемиш экстракты - нымдуулуктун бууланышын бөгөттөп, теринин нымдашуусуна салым кошот. Ал тынчтандыруучу таасирге ээ, терисинин өңүн жакшыртат жана булганышын алдын алат.
5. Алма мөмөлөрүнүн ички экстракты - терини кычкылдануудан коргойт, теринин өңүн ачык кылат.
6. Таттуу апельсин жемиш экстракты - теринин картаюунун негизги себеби болгон эркин радикалдардын кычкылдануусунан коргоого жардам берет.

Өзгөчөлүктөрү: Кычкылтек менен өз ара аракеттенгенде гель көбүк пайда кылып, териге жумшак таасир этет. Курал булганышы менен натыйжалуу күрөшөт, макияжды жана ашыкча майды кетирүүгө жардам берет, тешикчелерди тарытат. Продукт теринин бардык түрүнө ылайыктуу, ар кандай куракта гы аялдарга сунушталат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Т-зонасына көңүл буруп, беттин кургак терисине аз өлчөмдөгү продуктуну сүйкөңүз.
2. Кычкылтек көбүкчөлөрү бир нече секунддан кийин пайда болуп, 1 мүнөттөн кийин алардын саны максимумга жетет. Тыгызыраак көбүк пайда кылуу үчүн терини манжалардын учу менен же жуу үчүн щетка менен укалаңыз.

3. Суу менен жакшылап жууш керек. Күндүзгү же түнкү териге кам көрүү ыкмасына өтүңүз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялык реакцияларды болтурбоо үчүн, аны колдонуудан мурун чыканак бүктөмүнүн ички тарабына сыноо сунушталат. Эгерде кызырдануу же исиркектер болсо, колдонууну токтотуңуз.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.
4. Продукцияны колдонгондон кийин күн нурунун таасиринен коргоо үчүн SPF кремин сүйкөп коюу сунушталат.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °С-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

PETIT RA БЕТИНЕ ТЫНЧТУУЧУ КОСМЕТИКАЛЫК ДИСКТЕР

Тазалайт | Обондор | Тешикчелерди тарытат | тынчтандырат | Гидрат

Көйгөйлөр: тешикчелердин кеңейиши, теридеги майдын көбөйүшү, теринин кургактык жана кысылуу сезими.

ПАЙДАСЫ: тазалоо, тондаштыруу, тешикчелерди тароо, тынчтандыруучу эффект, терини нымдаштыруу.

Курамы: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Алоэ вера жалбырагы экстракты дерманы жумшартат жана нымдап, анын структурасын калыбына келтирет. Бул пилингден жана кургакчылыктан арылууга жардам берет, ошондой эле күн нурунан же башка дүүлүктүрүүчү заттардан жабыркаган терини калыбына келтирет.
2. Диоскорея тамырынын жапон экстракты - теридеги коркунучтуу элементтерге каршы аракеттенип, көйгөйлүү теринин зыянын азайтат.
3. Ulmus davidiana тамырынын экстракты сезгич терини тынчтандырат жана теринин өңүн бирдей кылат.
4. Жапайы яманын тамырынын экстракты - антиоксидант жана сезгенүүгө каршы касиетке ээ, безетки жана сезгенүүнүн ар кандай түрлөрү менен күрөшүүгө жардам берет, терини жашартып, анын тонусун жогорулатат.
5. Фиолет гүлдөрүнүн экстракттары - стресстен жана агрессивдүү экологиялык таасирлерден сактайт, терини коргойт жана тынчтандырат, ага жаркыраган жана ийкемдүүлүк берет. Сезгенген, көйгөйлүү жана кабык териге кам көрүү үчүн ылайыктуу.
6. Мия тамырынын экстракты - терини жарык кылат, теринин эрте картаюунун себеби болгон эркин радикалдар менен күрөшөт. Ал сезгенүүгө каршы жана антисептик касиетке ээ. Майлуу тери үчүн сонун.
7. Аптека ромашка гүлүнүн экстракты - сезгич, кызылга жакын терини эффективдүү тынчтандырат жана жумшартат. Сезгенүү процесстерин жөнгө салуучу NF-KB протеинининактивдешүүсүн басат.
8. Азиялык Центелла экстракт - Калыбына келтирүүчү таасири менен белгилүү болгон өсүмдүктүн жалбырагында жана сабагында мадекассозид бар, ал аны жок кылууга жардам берет.

кыжырдануу, кызаруу жана теринин зыян.
9. HerbExTM Розмари Экстракт (розмарин жалбырагынын экстракты, суу, 1,3-бутиленгликол) - терини эркин радикалдардан коргойт - теринин картаюусунун негизги себеби.

Өзгөчөлүктөрү: кипарис негизиндеги аш болумдуу тоник менен сиңирилген, терини тазалайт, тынчтандырат, нымдандырат, косметикалык каражаттардын жана булгануунун калдыктарын акырын жана кылдаттык менен кетирет. Диск материалы 100% пахтадан турат, бул эң сонун туура келет. Жумшак кездеме териге катуу туура келет, тониктин эффективдүүлүгүн жогорулатат. Алоэ жана центелла азиялык курамында камтылган тери клеткаларынын калыбына келишин тездетет, кыжырдануунu эң сонун жеңет, ультра кызгылт көк нурдун таасиринен кийин терини тынчтандырат, ошондой эле беттин суук тийгенде жана шамалдын күйүшүнө жардам берет. Продукт теринин бардык түрүнө ылайыктуу, ар кандай куректагы аялдарга сунушталат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

Биринчи жол: банкадан прокладканы алып, тазалоо үчүн беттин терисин сүртүңүз.

ЭКИНЧИ ЫКМА: Банканы банкадан алып чыгып, азыктандыруучу заттардын эффективдүү кириши үчүн аны Sonic технологиялуу WAU бет массажери менен колдонуңуз.

Үчүнчү ыкма: жумасына 1-2 жолу маска катары колдонуңуз. Продукцияларды беттин керектүү жерине 5-10 мүнөт коюп, андан соң прокладкаларды алып, калган продуктуну териге жайыңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:

1. Аллергиялык реакцияларды болтурбоо үчүн, аны колдонуудан мурун чыканак бүктөмүнүн ички тарабына сыноо сунушталат.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.
4. Продукцияны колдонгондон кийин күн нурунун таасиринен коргоо үчүн SPF кремин сүйкөп коюу сунушталат.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 200 ml (70 даана).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

PETIT RA

тынчтандырат

Теринин бекемдигин жакшыртат

Лифтинг эффекти

Көйгөйлөр: кургак тери, картаюунун алгачкы белгилери.

ПАЙДАСЫ: Тынчтантат, теринин ийкемдүүлүгүн жогорулатат.

Курамы: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Мандарин уншиу жемишинин экстракты, грейпфрут жемиштеринин экстракты - терини тынчтандырат, анын ийкемдүүлүгүн жогорулатат, сезгенүүгө каршы касиетке ээ, пигментация менен күрөшөт, терини жарык кылат.
2. Sparassis crispa экстракты ультрафиолет нурлануунун терс таасирине каршы турат, интенсивдүү нымдайт, коргоочу функцияларды күчөтөт, ткандардын сезгичтигин азайтат жана теринин нымдуулугун сактоого жардам берет.
3. Sophora flavescens тамыр экстракты, Suaeda japonica жалбыректары/тамыры/сабактарынын ачытылган экстракты фильтраты, Camellia sinensis жалбырак экстракты жана лимон жемиш экстракты терини жумшартат жана анын табигый тосмосун бекемдейт.
4. Andrographis paniculata экстракты теринин ийкемдүүлүгүн жана коллаген синтезин колдойт.
5. Ак омел экстракты - териде пайда болгон активдүү кычкылтекти кетирет, теринин картаюусунун алдын алат жана жайлатат, теринин тосмосун бекемдейт.
6. Пептиддердин 2 түрү (трипептид-10 цитрулин, трипептид-1) - терини ийкемдүү кылат.
7. Аденозин - сезгенүүгө каршы жана бырыш менен күрөшүү үчүн каражат катары иштейт, коллаген синтезин стимулдайт жана теринин ийкемдүүлүгүн, ошондой эле анын өткөрүмдүүлүгүн жогорулатат.

8. Ниацинамид - B3 витаминининин бул түрү эң сонун агартуучу эффектке ээ, теринин өңүн жакшыртууга жардам берет, сезгенүүнү алдын алат жана теринин тосмосун калыбына келтирет.

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР: пептиддик комплекстин негизинде лифтинг эффектиси бар тоник менен сиңирилген бет үчүн косметикалык прокладкалар, пигментация жана теринин куректык өзгөрүүлөрү менен күрөшөт. Диск материалы 100% пахтадан турат, бул эң сонун туура келет. Жумшак кездеме териге бекем жабышып, тониктин эффективдүүлүгүн жогорулатат. Композициядагы женьшень тамырынын экстракты бырыштарды кетирүүгө өбөлгө түзөт, ультрафиолет нурларынын терс таасири менен күрөшөт, сезгенүүгө каршы таасир берет. Продукт теринин бардык түрүнө ылайыктуу, ар кандай куректагы аялдарга сунушталат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

Биринчи жол: банкадан прокладканы алып, тазалоо үчүн беттин терисин сүртүңүз.

ЭКИНЧИ ЫКМА: Банканы банкадан алып чыгып, азыктандыруучу заттардын эффективдүү кириши үчүн аны Sonic технологиялуу WAU бет массажери менен колдонуңуз.

Үчүнчү ыкма: жумасына 1-2 жолу маска катары колдонуңуз. Продукцияларды беттин керектүү жерине 10-20 мүнөт коюп, андан соң прокладкаларды алып, калган продуктуну териге жайыңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялык реакцияларды болтурбоо үчүн, аны колдонуудан мурун чыканак бүктөмүнүн ички тарабына сыноо сунушталат.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.
4. Продукцияны колдонгондон кийин күн нурунун таасиринен коргоо үчүн SPF кремин сүйкөп коюу сунушталат.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 200 ml (70 даана).



SOS BODY FIT

PETIT RA

Целлюлитке багытталган

Зат алмашуу процесстерин күчөтөт

Катуулукту калыбына келтирет

ийкемдүүлүктү жакшыртат

Көйгөйлөр: целлюлит, дененин терисинин бекемдигин жана ийкемдүүлүгүн жоготуу, кургактык жана катуулук сезими.

ПАЙДАСЫ: целлюлитти жок кылат, зат алмашуу процесстерин тездетет, ийкемдүүлүктү калыбына келтирет жана теринин ийкемдүүлүгүн жогорулатат.

Курамы: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Lactobacilli / соя ачытылган экстракты - сонун гидратацияны камсыз кылат.
2. Күрүч экстракты - курамында антоцианин, С витамини жана β-каротин бар, алар күчтүү антиоксиданттык функцияларды камсыз кылат. Күрүчтүн кабыгынан алынган май терини нымдап, бактериялар менен күрөшөт.
3. Жапайы соя уругу экстракты - тери клеткаларынын регенерациясына жардам берет, антиоксидант катары иштейт, клеткадагы зат алмашууну жакшыртууга жардам берет.
4. Индия кунжутунун экстракты - кадимки кунжутка караганда селендин, токоферолдун жана башка антиоксиданттардын саны жогору, бул бырыш менен күрөшүүгө жана теринин ийкемдүүлүгүн бекемдөөгө мүмкүндүк берет.
5. Бир жылдык күн караманын майы - теринин сезгенүүсүн жана кыжырдануусун басаңдатат.
6. Зайтун жемиш майы - теринин картаюусун жайлатат, УК нурларынан сактайт. Ал антиоксидант таасирге ээ, терини жумшартат жана нымдап, анын иммундук функциясын жогорулатат.
7. HerbExTM Көк чайдын экстракты (бутиленгликол, суу, чай жалбыректарынын экстракты (камелия кытай) - антиоксидант, сезгенүүгө каршы таасири бар, бырыш менен күрөшөт.

8. HerbExTM Лаванда экстракты (суу, бутиленгликол, тар жалбыractуу лаванда экстракты) - терини тынчтандырат, тери клеткаларынын жашоо циклин активдештирип, теринин жаңы катмарына тезирээк өтүүгө мүмкүндүк берет. Сезгенүү процесстери менен күрөшүп, сезгенүүнүн санын азайтат.

Өзгөчөлүктөрү: уникалдуу табигый компоненттердин негизиндеги целлюлитке каршы моделдөөчү крем зат алмашуу процесстерин активдештирет, теринин бекемдигин жана ийкемдүүлүгүн жогорулатууга жардам берет, лимфа агымын жакшыртат жана терең нымдаштырат.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

Биринчи жол: скраб менен душка түшүңүз (дененин массаж кылууну пландаштырган жерлерине). Кремди көйгөйлүү жерлерге сүйкөңүз жана EMS/RF дене массажеринин жардамы менен массаж жасаңыз. Процедураны LED терапиясы менен массаж менен бүтүрүңүз. Кремдин калдыктарын колуңуз менен таратып, териге толук сиңгенге чейин калтырыңыз.

Экинчи ыкма: продуктуну денеге сүйкөп, тегерек кыймылдар менен бөлүштүрүңүз. Колдонгондон кийин териде байкаларлык жылуулукту сезесиз. Көйгөйлүү жерлерге (мисалы, жамбаш, курсак, артка) чапкылагыла. Колуңуз менен терини кысып, оңдоону талап кылган жерлерге көчүп, кан айлануусу жандандырыңыз. Кремдин калдыктарын териге толугу менен сиңгенге чейин калтырыңыз. Колуңуздагы кремдин калдыктарын суу менен жакшылап жууп алыңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялык реакцияларды болтурбоо үчүн, аны колдонуудан мурун чыканак бүктөмүнүн ички тарабына сыноо сунушталат. Эгерде кызырдануу же исиркектер болсо, колдонууну токтотуңуз.
2. Кош бойлуу кезде же сооga аллергия болгондо кремди колдонууга тыюу салынат.
3. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
4. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.
5. Продукцияны колдонгондон кийин күн нурунун таасиринен коргоо үчүн SPF кремин сүйкөп коюу сунушталат.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

КӨЗ АЙЛАНАСЫНДАГЫ ТЕРИ ҮЧҮН КРЕМ ПЕТИТ РА

Картаюуну жайлатат

Микроциркуляцияны жакшыртат

Антиоксидант аракет

Бырыштарды тегиздейт

Көйгөйлөр: карылыктын белгилери, көздүн астындагы кара чөйрөлөр, бырыштар.

ПАЙДАСЫ: картаюуну жайлатат, микроциркуляцияны жакшыртат, антиоксиданттык эффект берет, теринин регенерациясына өбөлгө түзөт, бырыштарды агартат жана жылмакай кылат.

Курамы: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

АКТИВДҮҮ ингредиенттер:
1. Ниацинамид - B3 витаминининбул түрү эң сонун агартуучу эффектке ээ, ошондой эле чоңойгон тешикчелердин көрүнүүсүн азайтат, терини нымдап, пигменттик тактардын пайда болушунун алдын алат.
2. STeMiNTM, адамдын сөңгөк клеткалары менен шартталган чөйрө, 50дөн ашык ар кандай өсүү факторлорун камтыган өзөк клеткасынын майлары аркылуу теринин жашаруусун күчөтөт.
3. PDRN (полидезоксирибонуклеотиддер) куректык тери клеткаларынан бузулган ДНКны калыбына келтирүүчү курулуш материалы. Териге сүйкөсө тешикчелерди тарытууга, бырыштарды кетирүүгө жана терини калыбына келтирүүгө жардам берет.
4. Гидролизденген коллаген - теринин ийкемдүүлүгүн жана тыгыздыгын жогорулатып, аны ным менен камсыз кылат.
5. HerbExTM Гиалурон (бутиленгликол, суу, натрий гиалуронат кроссполимери) - Гиалурон кислотасы өзүнөн 1000 эсе чоң көлөмдөгү суу молекулаларын кармап туруу жөндөмүнө ээ, ошондуктан терини коргоодо, нымдаштырууда, майлоодо жана бекемдөөдө абдан чоң роль ойнойт.

6. Eosidin® (пропандиол, суу, мандарин үншиу кабыгынын экстракты) цитрус өсүмдүктөрүнүн курамындагы антиоксиданттардын жана флавоноиддердин аркасында сезгенүүгө каршы таасирге ээ болгон уникалдуу комплекс.
7. LotuStem™ (бутиленгликол, суу, Andrographis paniculata экстракты) клетканын бөлүнүшүн активдештирет.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - клетканын тез көбөйүшүнө жана жабыркаган аймакта коллагендин синтезине көмөктөшөт. Бул дүүлүгүүсүнө, сезгенүүгө каршы жогорку натыйжалуу болуп саналат, куректык теринин регенерациясына өбөлгө түзөт.
9. SUPER EGF (EGF - эпидермалдык өсүү фактору, sh-олигопептид-1) - эпидермалдык өсүү фактору бар пептиддер коллагенди камтыган фибробласттардын көбөйүшүнө салым кошуп, терини азыктандырат.
10. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - бул компонент ботокстун (ботоксин) эффективдүү алмаштыруучу катары таанылган, бырыш менен күрөшүү үчүн каражат катары эң сонун иштейт. Мындан тышкары, булчуңдардын жыйрылышын начарлатып, бырыш издерин азайтат.
11. Аденозин - сезгенүүгө каршы жана бырыштарды жөнгө салуучу агент катары иштейт, коллаген синтезин стимулдайт жана теринин ийкемдүүлүгүн, ошондой эле анын өткөрүмдүүлүгүн жогорулатат.

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР: Жашартуучу көз креминин курамында теридеги миңдеген микроканалдарды ачкан таза суу губкаларынын (спикулалардын) табигый микро ийнелери бар, бул кремдин активдүү ингредиенттеринин теринин эң терең катмарларына кирип, көзгө көрүнгөн лифтинг эффектин камсыз кылат. Micro Needling Treatment (микро ийнелер менен жашартуу) жумшак дүүлүгүүдөн улам теринин калыбына келтирүүчү функцияларын активдештирүүгө жардам берет.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:
1. Куралды 1-2 жумалык интервал менен 3 күндөн 10 күнгө чейинки циклдерде колдонуу сунушталат.
2. Продукциянын бир аз өлчөмүн кургак жана тазаланган териге сүйкөңүз: көздүн ички бөлүгүнөн храмдарга чейин - адегенде астыңкы, андан кийин үстүнкү орбиталык сөөктөр боюнча.
3. Кремди таратып, манжаларыңыз менен массаж жасаңыз.

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялык реакцияларды болтурбоо үчүн, аны колдонуудан мурун чыканак бүктөмүнүн ички тарабына сыноо сунушталат. Эгерде кызырдануу же исиркектер болсо, колдонууну токтотуңуз.
2. Каражатты теринин жабыркаган жерлерине сүйкөбөңүз.
3. Көзгө тике тийүүдөн сактаныңыз. көзүңүзгө кирсеңиз жылуу суу менен чайкаңыз.
4. Продукцияны колдонгондон кийин күн нурунун таасиринен коргоо үчүн SPF кремин сүйкөп коюу сунушталат.

САКТОО: жабык таңгакта +5°тан +25 °C-ге чейинки температурада, күндүн тике тийбеген, балдар жетпеген жерде сактаңыз.

Көлөмү: Ар бири 10 g 2 пачка.



Тамак-аш кошумчалары



A + E COMPLEX

А жана Е витаминдеринин комплекси (жумшак капсулалар, 700 mg)

Сөөк, булчуң жана нерв системасынын иштешин колдойт

Нормалдуу зат алмашууну колдойт

Иммунитетти колдойт

Дени сак чач, тери жана тырмактар

Көйгөйлөр: теринин кургактыгы жана пилинги, тырмактардын морттуктары жана тырмак пластинкаларынын табигый жылтылынын жоголушу, алсыздык, иммунитеттин бузулушу.

Курамы: DL-альфа-токоферил ацетаты (Витамин Е), Тазаланган өсүмдүк майы (күн карама), Капсуланын кабыгы (желатин, глицерин (коюуландыргыч), суу), Витамин А.

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- А витамини - 2,6 mg
- Витамин Е - 100 mg

Колдонуу тартиби: тамак учурунда суу менен ичиңиз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: Күнүнө 1 жолу 1 капсула ичиңиз. А жана Е гипервитаминозунун алдын алуу үчүн сунушталган дозадан ашпаңыз.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 КАПСУЛА):
А витамини - 325%
Е витамини - 1000%

Сунушталган кам көрүү курсу: 2-3 жума. 1-2 ай аралык менен жылына 3-4 жолу кайталаңыз.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Жогорку сезгичтик, гипервитаминоз А жана Е, балалык (18 жашка чейин), кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.
2. Өтө этияттык менен: тиреотоксикоздо, холециститте, кан тамыр өткөрүмдүүлүгүнүн жогорулашы менен коштолгон шарттарда (CHF, өнөкөт гломерулонефрит ж.б.), ошондой эле боор циррозунда, вирустук гепатитте, бөйрөк жетишсиздигинде, алкоголизмде, карыганда, гипопротромбинемияда.

Элементтин түрү: майда эрүүчү.

Өз ара толуктоочу элементтер: коэнзим Q10, темир, цинк, витамин С.

Конфликтивдүү элементтер: антикоагулянттар. Сууда эрүүчү витаминдер менен айкалыштырууда 2-3 саат аралыкты сактаңыз.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



ALPHA LIPOIC ACID

Альфа-липой кислотасы (целлюлоза капсулалары, 450 mg)

Жүрөк-кан тамыр жана боор саламаттыгын колдойт

Салмакты башкаруу жана метаболизмди колдоо

Картаюуну жайлатат

Кандагы кантты көзөмөлдөө

Көйгөйлөр: углевод жана липиддердин алмашуусунун бузулушу, кычкылдануу стресси, чарчоо жана энергиянын жоготуусу, метаболизмдин жайлашы.

Курамы: Микрокристаллдык целлюлоза (ташуучу), Мальтодекстрин (ташуучу), Alpha-lipoic кислотасы, Желатин капсуласы, Кремний диоксиди (анти-какинг агент).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
Alpha-lipoic кислотасы - 100 mg

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 капсуладан күнүнө 1 жолу тамактануу менен.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө 1 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 КАПСУЛА):
Alpha-lipoic кислотасы - 333%

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Компоненттерге жеке чыдамсыздык.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү.

Элемент түрү: май кислотасы.

Өз ара толуктоочу элементтер: коэнзим Q10, темир, цинк, витамин С.

КОНФЛИКТ элементтери: кандагы канттын деңгээлин төмөндөтүүчү дарылар, темир.

жаракатуулук мөөнөтү: 2 жыл.



ARTHRO ACTIVE

Муундарга кам көрүү комплекси (катуу желатин капсулалар, 450 mg)

Жаракат же операциядан кийин тарамыштарды жана байламталарды калыбына келтирүү

Муундардын мобилдүүлүгүн жакшыртат

Кемирчекти оңдоону колдойт

Сөөк ткандарын бекемдейт

Көйгөйлөр: муундардагы дискомфорт жана ооруу, кыймылдардын катуулугу, кемирчек ткандардын бузулушу.

Курамы: Метилсульфонилметан, Гидролизденген балык коллаген, Капсуланын кабыгы (желатин), L - аскорбин кислотасы (витамин С), астаксантин.

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- Метилсульфонилметан - 250 mg
- Коллаген - 167,5 mg
- Витамин С - 22,5 mg
- Астаксантин - 0,5 mg

Колдонуу тартиби: 2 капсуладан күнүнө 2 жолу тамак учурунда суу менен ичиңиз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: Күнүнө 4 капсула.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы **(4 КАПСУЛА):**
- Метилсульфонилметан - белгиленген эмес.
- Коллаген - белгиленген эмес.
- Витамин С - 90%
- Астаксантин - 100%

Сунушталган кам көрүү курсу: 1 ай (4 жума) Зарыл болсо, кабыл алуу 3-4 жумадан кийин кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 80.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Компоненттерге жеке чыдамсыздык.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү.

ЭЛЕМЕНТТИН ТҮРҮ:
- Метилсульфонилметан - табигый күкүрт камтыган органикалык зат.
- Коллаген сууда эрүүчү.
- Витамин С сууда эрүүчү.
- Астаксантин майда эрүүчү.

Өз ара толуктоочу элементтер: омега-3, витамин D, кальций

Конфликтивдүү элементтер: антикоагулянттар. Кошумча NSAID менен бирге кабыл алынганда азыраак сиңет.

жаракту улук мөөнөтү: 2 жыл.



B-COMPLEX

В тобундагы витаминдердин комплекси (катуу желатин капсулалар, 360 mg)

Энергия алмашууну колдойт

Нерв системасын колдоо

Дени сак чач, тери жана тырмактар

Жүрөк жана кан тамырларды колдойт

Көйгөйлөр: чарчоо, алсыздык, кол-буттун уюшу, тынчсызданuу, тери, чач жана былжыр чел менен көйгөйлөр.

Курамы: Микрокристаллдык целлюлоза (ташуучу), Капсуланын кабыгы (желатин), Витамин B8 (inositol), Витамин B3 (никотинамид), B5 витамини (кальций D-пантотенат), B2 витамини (рибофлавин), Витамин B6 (пиридоксин гидрохлориди), Витамин B1 (тиамин гидрохлориди), Витамин B12 (цианокобаламин), B9 витамини (фолий кислотасы), Витамин B7 (биотин).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- B8 витамини - 50 mg
- Витамин B3 - 30 mg
- B5 витамини - 8 mg
- B2 витамини - 4 mg
- B6 витамини - 4 mg
- B1 витамини - 3 mg
- B9 витамини - 0,4 mg

B7 витамини - 0,15 mg
- B12 витамини - 0,002 mg

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 капсуладан күнүнө 1 жолу тамактануу менен.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө 1 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы **(1 КАПСУЛА):**
B8 витамини - 10%
B3 витамини - 166,7%
B5 витамини - 133,3%
B2 витамини - 250%
B6 витамини - 200%
B1 витамини - 214%
B9 витамини - 200%
B7 витамини - 300%
B12 витамини - 200%

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Компоненттерге жеке чыдамсыздык.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү.

Элемент түрү: сууда эрүүчү.

Өз ара толуктоочу элементтер: магний, витамин С, цинк, темир, кальций, пробиотиктер.

Конфликтивдүү элементтер: кофеин.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



BIOTIN

БИОТИН (катуу желатин капсулалары, 385 mg)

Чачтын өсүшүн стимулдайт

Терини, чачты жана тырмактарды бекемдейт

Кандагы кантты туруктуу кармап турууга жардам берет

Көйгөйлөр: чачтын суюлушу жана түшүшү, тырмактардын морттугу жана катмарлануусу, теринин кургашы, пилинг.

Курамы: Микрокристаллдык целлюлоза (ташуучу), Желатин капсуласы (желатин, цинк оксиди - боечу), Биотин (B7 витамини), Кальций стеараты (анти-какинг агент).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
Биотин (B7 витамини) - 5000 µg

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 капсуладан күнүнө 1 жолу тамактануу менен.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө 1 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 КАПСУЛА):
Биотин (B7 витамини) - 10000%

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун компоненттерине сезгичтиктин жогорулашы.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.
3. Бөйрөк жетишсиздиги.

Элемент түрү: сууда эрүүчү.

Өз ара толуктоочу элементтер: В витаминдери, цинк, селен, магний.

Конфликтивдүү элементтер: С витаминининин жогорку дозалары.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



CHLOROPHYLL

Хлорофилл (суюк концентрат, 500 ml)

Антибактериалдык таасир

Иммунитетти колдойт

Тамак сиңирүү функциясын колдойт

Жашартуу жана детокс

Көйгөйлөр: ичеги-карын жолдорунун бузулушу, иммунитеттин бузулушу.

Курамы: Тазаланган суу, Өсүмдүк глицерин (коюуландыргыч), Tween 60 (эмульгатор), Хлорофиллиндердин жез комплекстери (табигый тамак-аш боёгучу), Калий сорбаты (консервант), Табигый жалбыз майы.

АКТИВДУУ ЗАТТЫН МАЗМУНУ 1 ПОРЦИЯДА (15 ml):
- **Хлорофилл - 50 mg**
- **Жез - 2 mg**

Колдонуу тартиби: 1 аш кашык (15 ml) концентратты 100 ml сууга же ширеге аралаштырыңыз. Күнүнө 1 жолу, тамактан 30 мүнөт мурун ичиңиз. Колдонордон мурун бөтөлкөнү чайкаңыз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 порция (15 ml) күнүнө 1 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (15 ml):
- **Хлорофилл - 50%**
- **Жез - 200%**

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

Көлөмү: 500 ml.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун компоненттерине сезгичтиктин жогорулашы.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.
3. Организмдеги ашыкча жез менен байланышкан оорулар.

Элемент түрү: сууда эрүүчү.

Өз ара кошумча элементтер: В витаминдери, С витамини, пробиотиктер.

Конфликтивдүү элементтер: кальций, темирдин жогорку дозалары.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



CHROMIUM PICOLINATE

Хром пиколинаты (целлюлоза капсулалары, 410 mg)

Кантка болгон каалоону азайтат

Салмак жана зат алмашууну колдоо

Оптималдуу сиңирүү үчүн С витамини

Көйгөйлөр: углевод жана липиддердин алмашуусунун бузулушу, метаболизмдин кечеңдеши, боордун бузулушу, холестериндин деңгээлинин жогорулашы.

Курамы: Микрокристаллдык целлюлоза (ташуучу), Целлюлоза капсуласы (гидроксипропилметилцеллюлоза), L - аскорбин кислотасы (витамин С), Хром пиколинат.

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- Витамин С - 60 mg
- Хром (III) - 250 µg

Колдонуу тартиби: 1 капсуладан күнүнө 1 жолу эртең менен тамак учурунда суу менен ичиңиз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 КАПСУЛА):
- **Витамин С - 100%**
- **Chromium (III) - 500%**

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Компоненттерге жеке чыдамсыздык.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.
3. Продукт 18 жашка чыга элек адамдарга арналбайт.

ЭЛЕМЕНТТИН ТҮРҮ:
Хром минерал болуп саналат.
- Витамин С сууда эрүүчү.

Өз ара толуктоочу элементтер: альфа-липой кислотасы, коэнзим Q10, В витаминдери, омега-3, магний.

КАТЫШКАН Элементтер: кандагы канттын деңгээлин төмөндөтүүчү дарылар, антикоагулянттар, гипотензиялык дарылар.

жаракатуулук мөөнөтү: 2 жыл.



COENZYME Q10 — 100 MG

Коэнзим Q10, 100 mg (катуу желатин капсулалар, 450 mg)

Картаюуну жайлатат

Организмди бекемдейт

Регенерацияны жана айыгууну колдойт

Көйгөйлөр: жаш куракка байланыштуу өзгөрүүлөр, жүктөргө толеранттуулуктун төмөндөшү, булчуңдардын алсыздыгы, чарчоонун күчөшү, өндүрүмдүүлүктүн төмөндөшү.

Курамы: Карбоксиметил целлюлоза (ташуучу), Убихинон (коэнзим Q10), Капсула (желатин, тазаланган ичүүчү суу).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
Коэнзим Q10 - 100 mg

Колдонуу тартиби: эртең менен тамак учурунда ичкен жакшы. Коэнзим Q10 майлуу тамак менен кабыл алынганда жакшыраак сиңиши мүмкүн.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө 1 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 КАПСУЛА):
Коэнзим Q10 - 333%

Сунушталган кам көрүү курсу: 1 ай (4 жума) 1-2 ай аралык менен жылына 3-4 жолу кайталаңыз.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун компоненттерине сезгичтиктин жогорулашы.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.
3. Ашказан жарасы, кычкылдуулугу жогору гастрит.
4. Коэнзим Q10 кан басымынын деңгээлин төмөндөтүүгө жөндөмдүү, аны гипотензиясы бар бейтаптарга этияттык менен колдонуу сунушталат. Бул зат ансыз да төмөн басымды азайта алат.

Элементтин түрү: майда эрүүчү.

Өз ара толуктоочу элементтер: С, Е витаминдери, Омега-3, альфа-липой кислотасы жана карнитин.

КОНФЛИКТтин элементтери: антикоагулянттар, антигипертензиялык дарылар, кант диабети үчүн кээ бир дары-дармектер жана Q10 коэнзими менен бирге холестеролду азайтуу булчуңдардын катуу оорушуна алып келиши мүмкүн.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



GINSENG

NEOVITIN FORTE (таблеткалар, 750 mg)

Иммунитетти колдойт

Эркектердин ден соолугун колдойт

Мээнин иштешин жана иштешин колдойт

Антиоксидант ферменттердин өндүрүшүн стимулдайт

Көйгөйлөр: жаш куракка байланыштуу өзгөрүүлөр, чарчоонун күчөшү, эффективдүүлүктүн төмөндөшү, гипотониянын алдын алуу, иммунитеттин төмөндөшү.

Курамы: Микрокристаллдык целлюлоза (толтургуч), Ginseng экстракты, Өсүмдүктөн алынган кальций стеараты (анти-какинг агент), Рутин (Витамин Р), Никотинамид (РР витамини), Ginseng биомассасы.

1 таблеткадагы АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- **Панаксосид - 3 mg**
- **Рутин - 2 mg**
- **Никотинамид - 2 mg**

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 таблеткадан күнүнө 3 маал тамак учурунда, кечинде ичүүгө болбойт.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 таблеткадан күнүнө 3 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (3 таблетка):
Panaxoside - белгиленген эмес.
- **Рутин - 23%**
- **Никотинамид - 30%**

Сунушталган кам көрүү курсу: 2-3 жума, зарыл болсо, 1 айдан кийин кайталаңыз.

БИР КОНТЕЙНЕРГЕ ТАБЛЕТТЕР: 90 бирдик.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун компоненттерине сезгичтиктин жогорулашы.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.
3. Кечинде кабыл алуу.
4. Нерв толкундануусу күчөйт, уйкусуздук.
5. Кан басымынын жогорулашы, жүрөктүн бузулушу.
6. Оор атеросклероз.
7. Бөйрөк жетишсиздиги.

Элемент түрү: Ginseng клетка маданияты.

Өз ара кошумча элементтер: C, E витаминдери.

КАТЫШКАН Элементтер: антикоагулянттар, гипотензиялык препараттар.

жаракту улук мөөнөтү: 3 жыл.



GLUCOSAMINE

Глюкозамин жана хондроитин (катуу желатин капсулалар, 1100 mg)

Муундардын сезгенүүсүн азайтат

Муундардын ийкемдүүлүгүн жана мобилдүүлүгүн жакшыртат

Көйгөйлөр: муундардагы дискомфорт жана ооруу, кыймылдын катуулугу.

Курамы: Глюкозамин гидрохлориди, хондроитин сульфаты, Капсуланын кабыгы (желатин, титандын диоксиди (боёк)), Магний стеараты (анти-какинг агент).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- **Глюкозамин - 465 mg**
- **Хондроитин - 360 mg**

Колдонуу тартиби: тамак учурунда суу менен ичиңиз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсулдан күнүнө 3 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (3 КАПСУЛА):
- **Глюкозамин - 199%**
- **Хондроитин - 180%**

Сунушталган кам көрүү курсу: 1 ай (4 жума) Курс 2 жумалык тыныгуудан кийин кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун негизги жана көмөкчү компоненттерине жогорку сезгичтик.
2. Дарыны моллюскага аллергиясы бар бейтаптарга жазууга болбойт, анткени активдүү зат (глюкозамин) моллюскалардан жана рак сымалдуулардан алынат.
3. Балалык курак.
4. Кош бойлуулук жана эмчек эмизүү мезгили.

Элемент түрү: сууда эрүүчү.

Өз ара толуктоочу элементтер: омега-3, витамин D, кальций.

Конфликтивдүү элементтер: антикоагулянттар, глюкозамин NSAID менен кабыл алынганда начар сиңет.

жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл



IRON CHELATE

Темир хелаты (сууда көбүрүп эрүүчү таблеткалар, тубада 20 даана, 3.8 g)

Чарчоону азайтат жана аткарууну жогорулатат

Иммундук системанын активдүүлүгүн колдойт

Темирдин, ферритиндин жана гемоглобиндин нормалдуу деңгээлин сактайт

Көйгөйлөр: алсыздык, уйкучулук, чарчоонун күчөшү, табиттин төмөндөшү.

Курамы: глюкоза, Лимон кислотасы суусуз (кислоталык жөнгө салуучу), Натрий бикарбонаты (кислоталык жөнгө салуучу), Темир бисглицинат, Табигый алма даамы, Полиэтиленгликол (стабилизатор), Аспартам (таттуучу). Курамында фенилаланиндин булагы бар.

1 таблеткадагы АКТИВДУУ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
темир - 14 mg

Колдонуу тартиби: эртең менен ач карын же түшкү тамак учурунда суу, алма же апельсин ширеси менен ичиңиз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 таблеткадан күнүнө 1 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 таблетка):
Темир - 100%

Сунушталган кам көрүү курсу: 1 ай (4 жума) 1-2 ай аралык менен жылына 3-4 жолу кайталаңыз.

БИР КОНТЕЙНЕРГЕ ТАБЛЕТТЕР: 20 даана.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. темирдин жетишсиздигине байланышпаган аз кандуулук.
2. Темирди ашыкча жүктөөнүн белгилери (гемосидероз, гемохроматоз).
3. Темирди утилизациялоо процессинин бузулушу.
4. Кош бойлуулуктун I триместри.
5. активдүү затка сезимталдыкты жогорулатуу.

Элемент түрү: минерал.

Өз ара толуктоочу элементтер: A, B3, C витаминдери, жез, фолий кислотасы.

Конфликтивдүү элементтер: цинк, магний, хром, кальций, E витамини.

жаракатуулук мөөнөтү: 2 жыл.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

Темир хелаты (целлюлоза капсулалары, 450 mg)

Чарчоону азайтат жана аткарууну жогорулатат

Иммундук системанын активдүүлүгүн колдойт

Темирдин, ферритиндин жана гемоглобиндин нормалдуу деңгээлин сактайт

Көйгөйлөр: алсыздык, уйкучулук, чарчоонун күчөшү, табиттин төмөндөшү.

Курамы: Микрокристаллдык целлюлоза (ташуучу), Темир бисглицинаты, желатин, Аскорбин кислотасы (Витамин С), Жез глюконаты, Кремний диоксиди (анти-какинг агент), Цианокобаламин (В12 витамини).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- Темир - 14 mg
- Жез - 1,5 mg
- Витамин С - 60 mg

В12 витамини - 4,5 µg

Колдонуу боюнча көрсөтмөлөр: эртең менен.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: эркектер күнүнө 1 капсула, аялдар күнүнө 2 капсула.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы **(1 КАПСУЛА):**
1 капсула
- Темир - 143%
- Жез - 150%
- Витамин С - 100%

В12 витамини - 450% 2 капсул
- Темир - 286%
- Жез - 300%

витамин С - 200%
В12 витамини - 900%

Сунушталган кам көрүү курсу: 1 ай (4 жума) 1-2 ай аралык менен жылына 3-4 жолу кайталаңыз.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. темирдин жетишсиздигине байланышпаган аз кандуулук.
2. Темирди ашыкча жүктөөнүн белгилери (гемосидероз, гемохроматоз).
3. Темирди утилизациялоо процессинин бузулушу.
4. Кош бойлуулуктун I триместри.
5. активдүү затка сезимталдыкты жогорулатуу.

Элементтердин түрү: витаминдер жана минералдар.

жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл.



KELP SEA IODINE

Деңиз ламинариясынан алынган йод (таблеткалар, 700 mg)

Майдын өндүрүшүн жөнгө салат

Антиоксидант аракет

Ткандардын регенерациясын колдойт

Жыныстык гормондордун өндүрүшүн колдойт

Көйгөйлөр: жаш куракка байланыштуу өзгөрүүлөр, иммунитеттин төмөндөшү, гормоналдык бузулуулар.

Курамы: L - тирозин, Кургатылган ламинария (порошок), Микрокристаллдык целлюлоза (E460i, алып жүрүүчү), Селенометионин.

1 таблеткадагы АКТИВДУУ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- **Йод - 400 µg**
- **Тирозин - 330-380 mg**
- **Селен - 65 µg**

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 таблеткадан күнүнө 2 маал тамактануу учурунда.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 таблеткадан күнүнө 2 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (2 таблетка):
- Йод - 533%
- Тирозин - 15,7-17,3%

Селен - эркектер үчүн 173%, аялдар үчүн 236%

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) улантылышы мүмкүн.

БИР КОНТЕЙНЕРГЕ ТАБЛЕТТЕР: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун компоненттерине сезгичтиктин жогорулашы.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.
3. Йод препараттары каршы көрсөтмөсү бар шарттар.
4. Гипертиреоз.
5. Субакуттук тиреоидит.
6. Бөйрөк жана боор жетишсиздиги.

Элементтин түрү: микронутриент.

Өз ара толуктоочу элементтер: В витаминдери, магний, цинк.

Конфликттин элементтери: Антиоксиданттар.

жаракту улук мөөнөтү: 2 жыл.



KRILL OIL

Криль майы (жумшак капсулалар, 700 mg)

Дени сак тери, тырмак жана чач

Мээнин иштешин колдойт

Жүрөк жана кан тамырлардын ден соолугу

Иммунитетти колдойт

Көйгөйлөр: тырмактар жана чачтар морт, тери бүдөмүк, чарчоо, иммунитеттин төмөндөшү, көңүл буруу жана эс тутумдун начарлашы.

ИНГРЕДИЕНТТЕР: Атлантикалык крил майы, Shell (желатин уй эти, ным кармап туруучу глицерин, тазаланган суу).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- Крилл майы - 500 mg
- EPA - 60 mg
- DHA - 30 mg
- Астаксантин - 150 µg
- Фосфолипиддер - 100 mg

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 капсуладан күнүнө 3 маал тамактануу учурунда.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсулдан күнүнө 3 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы **(3 КАПСУЛА):**
Крилл майы - белгиленген эмес.
- EPA - 30%
- DHA - 12,9%
- Астаксантин - 22,5%
- Фосфолипиддер - 4,3%

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 90 бирдик.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Деңиз азыктарына аллергиялык реакциялар.
2. 3 жашка чейинки балдар.
3. Продукцияны түзгөн заттарга жеке чыдамсыздык.
4. Кан агуу же кандын уюшунун бузулушу.
5. Бронхиалдык астма.

6. Боор оорусу.
7. Курч же өнөкөт мезгилде ашказан-ичеги трактынын ар кандай патологиялары.
8. Операциядан кийинки убакыт.
9. Операциядан кийин реабилитациялык мезгилден өтүп жаткандар же ар кандай этиологиядагы жаракат алгандар крилл майын кабыл алууну баштоодон же улантуудан мурда дарыгер менен кеңешүү сунушталат.

ЭЛЕМЕНТТИН ТИБИ: PUFA.

Өз ара толуктоочу элементтер: коллаген, кальций, магний, коэнзим Q10, лецитин, A, E, B, C, D витаминдери.

Конфликттин элементтери: темирдин, жездин жана цинктин биожеткиликтүүлүгүн төмөндөтөт, 2-3 саат айырма менен кабыл алынат.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



L-CARNITINE

L-КАРНИТИН (катуу желатин капсулалары, 840 mg)

Чарчоону азайтат

Зат алмашууну жакшыртат

Көйгөйлөр: тез чарчоо, натыйжалуулугун төмөндөтүү, ашыкча салмак, физикалык күчтөн кийин калыбына келтирүү кыйын.

Курамы: L-карнитин тартрат, Shell (желатин, тамак-аш боёгу (титандын диоксиди)), Магний стеараты (анти-какинг агент).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
L - карнитин - 540 mg

Колдонуу тартиби: эртең менен ач карын жылуу же муздак суу менен ичиңиз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө 1 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 КАПСУЛА):
L - карнитин - 180%

Сунушталган кам көрүү курсу: 4-6 жума. Курс 2-8 жумалык тыныгуудан кийин кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун компоненттерине сезгичтиктин жогорулашы.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.
3. Гипотиреоз.

Элемент түрү: аминокислота.

Өз ара толуктоочу элементтер: омега-3.

Конфликттүү элементтер: антикоагулянттар, кальцийдин жана темирдин жогорку дозалары.

жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл.



LIPOSOMAL VITAMIN C

Липосомалык С витамини (катуу желатин капсулалар, 700 mg)

Иммунитетти колдойт

Антиоксидант аракет

Кадимки кычкылдануу процесстерин колдойт

Көйгөйлөр: эффективдүүлүктүн төмөндөшү, летаргия, алсыздык, уйкучулук, инфекцияларга туруктуулуктун төмөндөшү, ар кандай ооруларда айыгуунун жайланышы.

Курамы: Натрий аскорбаты (E301), Микрокристаллдык целлюлоза (E460i, алып жүрүүчү), Рутин (Япондук Sophora экстракты (Latin Sophorae Japonica), кальций стеараты (E470a, стабилизатор), Липосома С витамини порошок, капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза (E464, коюулоочу) же желатин).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- **Витамин С - 500 mg**
- **Рутин - 25 mg**

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 капсуладан күнүнө 1 маал тамак учурунда.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө 1 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 КАПСУЛА):
- **Витамин С - 833 процент**
- **Рутин - 83%**

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) улантылышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун компоненттерине сезгичтиктин жогорулашы.
2. Нефролития.
3. гемохроматоз (ашыкча темир).
4. Кандын уюшу күчөгөн, тромбофлебит жана тромбозго тенденциясы бар бейтаптарга, ошондой эле кант диабети жана кандагы канттын жогору болушу менен коштолгон шарттарда чоң дозаларды дайындоого болбойт.

Элемент түрү: сууда эрүүчү.

Өз ара кошумча элементтер: A, E, B5, B9 витаминдери.

Конфликтивдүү элементтер: B1, B12 витаминдери, жез.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



MAGNESIUM CHELATE + B6

Магний хелаты + B6 (катуу желатин капсулалар, 870 mg)

Нерв системасынын дүүлүгүүсүн төмөндөтөт

Булчуңдардын спазмын алдын алууга жардам берет

Жүрөк-кан тамыр системасынын нормалдуу иштешин колдойт

Чыдамдуулукту жана аткарууну жогорулатат

Көйгөйлөр: кыжырдануу, эс тутумдун начарлашы, уйкунун бузулушу, конвульсиялар, булчуңдардын алсыздыгы, жүрөк ритминин бузулушу, баш айлануу.

Курамы: магний бисглицинаты (хелат), Микрокристаллдык целлюлоза (ташуучу), Желатин капсуласы, Пиридоксин гидрохлориди (B6 витамини).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- **Магний - 104 mg**
- **B6 - 1,5 mg**

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 2 капсуладан күнүнө 2 маал тамак учурунда.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: Күнүнө 4 капсула.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (4 КАПСУЛА):
Магний - 104%
- **B6 - 300%**

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 80.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Активдүү заттарга жогорку сезгичтик.
2. Кош бойлуулук жана эмчек эмизүү мезгили.
3. Бөйрөктүн оор жетишсиздиги (креатинин клиренси 30 ml/min көрсөткүчүнөн төмөн).
4. 6 жашка чейинки балдар (натыйжалуулугу жана коопсуздугу белгиленген эмес).
5. Түкүм куума галактоземия, глюкозанын жана галактозанын мальабсорбция синдрому же лактаза жетишсиздиги (буюмдун курамында лактозанын болушуна байланыштуу).
6. Леводопаны бир убакта колдонуу.

ЭЛЕМЕНТТИН ТҮРҮ:
Магний минерал болуп саналат.
• B6 сууда эрүүчү витамин.

Өз ара кошумча элементтер: B2-B12, Д витаминдери.

КОНФЛИКТ Элементтер: B1, E витаминдери, темир, фосфор, кальцийдин жогорку дозасы, кээ бир антибиотиктер (тетрациклин).

жаракттуулук мөөнөтү: 2 жыл.



MAGNESIUM 4.0

МАГНИЙ КОМПЛЕКСИ (ЦЕЛЛУЛОЗА КАПСУЛАЛАР, 876 mg)

Терең эс алуу жана стрессти колдоо

Энергия жана булчуң функциясы

Жүрөк жана кан тамырларды колдойт

Тамакты сиңирүү жана назик тазалоо

Көйгөйлөр: кыжырдануу, эс тутумдун начарлашы, уйкунун бузулушу, конвульсиялар, булчуңдардын алсыздыгы, жүрөк ритминин бузулушу, баш айлануу.

Курамы: Магний цитраты, магний бисглицинаты, Өсүмдүк капсуласы (гидроксипропилметилцеллюлоза ташуучу), магний малаты, магний таурат, Помидор жемиш порошок, Стеарин кислотасынын магний тузу (анти-как агент), Пиридоксаль-5-фосфат.

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- **Магний - 100 mg**
- **B6 - 0,25 mg**

ИНГРЕДИЕНТ МАЗМУНУ (мг) 1 КАПСУЛАГА	
Магний цитраты 365	
Магний бисглицинаты 146	
Магний малат 110	
магний таурат 110	

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 капсуладан күнүнө 2 маал тамактануу учурунда.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: Күнүнө 2 капсула.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (2 КАПСУЛА):
- **Магний - 50%**
- **B6 - 30%**

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Компоненттерге жеке чыдамсыздык.
2. Кош бойлуу жана бала эмизген аялдар дарыгердин сунушу менен жана анын көзөмөлүндө ичиши керек.

ЭЛЕМЕНТТИН ТҮРҮ:
Магний минерал болуп саналат.
• B6 сууда эрүүчү витамин.

Өз ара кошумча элементтер: B2-B12, Д витаминдери.

КОНФЛИКТ Элементтер: B1, E витаминдери, темир, фосфор, кальцийдин жогорку дозасы, кээ бир антибиотиктер (тетрациклин).

жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл.



MEN'S FORMULA

Эркектер үчүн мультивитамин комплекси (целлюлоза капсулалары, 580 mg)

Витамин жана минералдардын жетишсиздигин оңдойт.

Жашоону жана энергияны колдойт

Нерв системасын жана таанып-билүүнү колдойт

Эркектердин ден соолугун колдойт

Антиоксидантты коргоо жана иммундук колдоо

Сөөктөрдү жана тиштерди бекемдейт

Көйгөйлөр: иммунитеттин төмөндөшү, жалпы алсыздык, кыжырдануунун күчөшү, эс тутумдун бузулушу, уйкунун бузулушу.

Курамы: Магний цитраты, L - аскорбин кислотасы (витамин C), Гидроксипропилметилцеллюлоза (капсула), Кальций карбонаты, Инозит, Цитрус биофлавоноиддери, Калий цитраты, Ginseng экстракты, Соя изофлавондору, Кремний диоксиди (анти-какинг агент), Цинк цитраты, Никотинамид (ниацин), Магний стеараты (анти-какинг агент), DL - альфа-токоферол (E витамини), Рибофлавин (B2 витамини), Тиамин гидрохлориди (B1 витамини), Пиридоксин гидрохлориди (B6 витамини), D - Кальций пантотенат (пантотен кислотасы), марганец глюконаты, Жез глюконаты, ликопен, Кальций L-метилфолат (фолий кислотасы), Хром пиколинат, D - биотин (B7 витамини), ретинол (витамин A), Калий йодид, молибден глицинаты, L - селенометионин, Метилкобаламин (B12 витамини), Холекальциферол (витамин D3).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:

- A витамини - 0,055 mg
- Витамин C - 100 mg
- Витамин D3 - 0,0035 mg
- Витамин E - 3,33 mg
- B1 витамини - 2,5 mg
- B2 витамини - 3,0 mg

B3 витамини - 6,67 mg

- B6 витамини - 2,0 mg
- Фолий кислотасы - 0,3 mg
- B12 витамини - 0,0045 mg
- Биотин - 0,075 mg
- пантотен кислотасы - 2,0 mg
- Кальций - 100 mg
- Магний - 133,3 mg
- Цинк - 6,67 mg
- Селен - 0,02 mg
- Жез - 0,5 mg
- Марганец - 0,67 mg
- Хром - 0,125 mg

• Молибден - 0,02 mg
• Инозит - 33,3 mg
• Соя изофлавондору - 8,35 mg
• Ликопен - 0,33 mg

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 капсуладан күнүнө 2 маал күндүн биринчи жарымында.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: Күнүнө 2 капсула.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы
(2 КАПСУЛА):
• Витамин А - 14%
витамин С - 33%
Витамин D3 - 140%
Е витамини - 66%
В1 витамини - 357%
В2 витамини - 375%
В3 витамини - 74%
В6 витамини - 200%
Фолий кислотасы - 300%
В12 витамини - 900%
• Биотин - 300%
• Пантотен кислотасы - 67%
• Кальций - 20%
• Магний - 67%
• Цинк - 89%
• Селен - 57%
• Жез - 100%
• Марганец - 67%
• Chromium - 500%
• Молибден - 57%
• Инозит - 13%
• Соя изофлавондору - 33%
• Ликопен - 13%

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. БАА компоненттерине жеке чыдамсыздык.
2. Нерв толкунануусу күчөйт, уйкусуздук.
3. Кан басымынын жогорулашы, жүрөк ишинин ритминин бузулушу, оор атеросклероз.
4. Кечки кабыл алуу.

Элементтердин түрү: витаминдер жана минералдар.

жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл.



NMN

NMN (целлюлоза капсулалары, 550 mg)

Картаюуга каршы кам көрүү

Уюлдук оңдоону колдойт

Энергия өндүрүүнү стимулдайт

Зат алмашууну күчөтөт

Көйгөйлөр: куракка байланыштуу өзгөрүүлөр, энергиянын жана аткаруунун жетишсиздиги, метаболизмдин кечеңдеши.

Курамы: Никотинамид мононуклеотид (NMN), Гидроксипропилметилцеллюлоза (капсула кабыгы), Микрокристаллдык целлюлоза (ташуучу), кверцетин, Ресвератрол, Магний стеараты (анти-какинг агент), B12 витамини (метилкобаламин).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
NMN (никотинамид мононуклеотид) - 250 mg
- Кверцетин - 50 mg
- Ресвератрол - 50 mg
- B12 витамини (метилкобаламин) - 8 µg

КОЛДОНУУНУН БАГЫТТАРЫ: эртең менен ач карынга (бул уйку көйгөйлөрүнөн качууга жардам берет, анткени кошумча ЦНСти козгоп, энергия өндүрүүнү стимулдайт).

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө 1 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы
(1 КАПСУЛА):
NMN (никотинамид мононуклеотид) - белгиленген эмес.
- Кверцетин - 167%
- Ресвератрол - 167%

B12 витамини (метилкобаламин) - 800%

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Компоненттерге жеке чыдамсыздык.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.
3. Кечинде кабыл алуу.

СУНУШТАР: Кошумчаларды 18 жаштан баштап ичсе болот, бирок 35-40 жашта организм үчүн өзгөчө маанилүү болуп калат.

Капсуланын түрү: HPMC капсуласы.

Өз ара толуктоочу элементтер: ресвератрол, кверцетин, В витаминдери жана Q10 коэнзими менен айкалышкан.

жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

Омега-3 + D3 (жумшак капсулалар, 700 mg)

Булчуң-кыймыл аппаратынын ден соолугун колдойт

Иммунитетти колдойт

Ишти жакшыртат

нормалдуу холестерол көлөмүн колдойт

Жүрөк-кан тамыр системасынын нормалдуу иштешин колдойт

Көйгөйлөр: кургак тери, көз, үзгүлтүксүз чарчоо, төмөндөшү аткаруу, көйгөйлөр менен иммунитет, морт сөөктөр, алсыздык.

Курамы: Океандык балык майы, Shell (желатин, глицерин коюулоочу, суу), Витамин D3 (холекальциферол), Аралаш токоферолдор (антиоксидант).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
• PUFA Омега 3 - 450 mg
Омега 3 - 350 mg (EPA жана DHA суммасы)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• Витамин D3 - 0,025 mg

Колдонуу тартиби: күндүн биринчи жарымында ач карын же тамактан жарым саат өткөндөн кийин жылуу же муздак суу менен ичиңиз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсулдан күнүнө 1-2 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы **(1 КАПСУЛА):**
• Омега-3 PUFAs - 22,5%
• EPA - 42%
• DHA - 14,3%
Витамин D3 - 250%

Сунушталган кам көрүү курсу: 1 ай (4 жума) 1-2 ай аралык менен жылына 3-4 жолу кайталаңыз.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Деңиз азыктарына аллергиялык реакциялар.
2. 3 жашка чейинки балдар.
3. Продукцияны түзгөн заттарга жеке чыдамсыздык.

4. Кан агуу же кандын уюшунун бузулушу.
5. Бронхиалдык астма.
6. Боор оорусу.
7. Курч же өнөкөт мезгилде ашказан-ичеги трактынын ар кандай патологиялары.
8. Операциядан кийинки үбакыт.
9. Операциядан кийин реабилитациялык мезгилден өтүп жаткандар же ар кандай этиологиядагы жаракат алгандар, кабыл алууну баштоодон же кайра улантуудан мурда дарыгерге кайрылууну сунуштайбыз.
10. Витамин D гипервитаминозу.
11. Гиперкальциурия.
12. Заара жолдорунда таштын болушу.
13. Саркоидоз.
14. Боор жана бөйрөктүн курч кармаган өнөкөт оорулары, бөйрөк жетишсиздиги.
15. Өпкө кургак учугунун активдүү түрү.

Элементтин түрү: PUFA + майда эрүүчү витамин.

Өз ара толуктоочу элементтер: коллаген, кальций, магний, фосфор, коэнзим Q10, лецитин, B, C, K2 витаминдери.

Конфликттүү элементтер: Омега-3 темирдин, жездин жана цинктин биожеткиликтүүлүгүн азайтат, 2-3 саат айырма менен кабыл алат; витамин D3 A, E витаминдери менен карама-каршы келет.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



OMEGA-3 90%

Омега-3 90% (жумшак капсулалар, 700 mg)

нормалдуу холестерол көлөмүн колдойт

Ишти жакшыртат

Жүрөк-кан тамыр системасынын нормалдуу иштешин колдойт

Көйгөйлөр: кургак тери, көз, үзгүлтүксүз чарчоо, төмөндөгөн иш, иммунитет менен көйгөйлөр, алсыздык.

Курамы: Балык майы, Shell (желатин, глицерин коюулоочу, суу), Токоферолдун антиоксидант аралашмасы (антиоксидант).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
• PUFA Омега 3 - 450 mg
Омега 3 - 350 mg (EPA жана DHA суммасы)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

Колдонуу тартиби: күндүн биринчи жарымында ач карын же тамактан жарым саат өткөндөн кийин жылуу же муздак суу менен ичиңиз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсулдан күнүнө 1-3 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (3 КАПСУЛА):
• Омега-3 PUFAs - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300%

Сунушталган кам көрүү курсу: 1 ай (4 жума) 1-2 ай аралык менен жылына 3-4 жолу кайталаңыз.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Деңиз азыктарына аллергиялык реакциялар.
2. 3 жашка чейинки балдар.
3. Продукцияны түзгөн заттарга жеке чыдамсыздык.
4. Кан агуу же кандын уюшунун бузулушу.
5. Бронхиалдык астма.
6. Боор оорусу.

7. Курч же өнөкөт мезгилде ашказан-ичеги трактынын ар кандай патологиялары.
8. Операциядан кийинки убакыт.
9. Хирургиядан кийин реабилитациялык мезгилден өтүп жаткандар же ар кандай этиологиядагы жаракат алгандар Омега-3 алууну баштоодон же кайра улантуудан мурда дарыгер менен кеңешүү сунушталат.

ЭЛЕМЕНТТИН ТИБИ: PUFA.

Өз ара толуктоочу элементтер: коллаген, кальций, магний, коэнзим Q10, лецитин, A, E, B, C, D витаминдери.

Конфликттин элементтери: темирдин, жездин жана цинктин биожеткиликтүүлүгүн төмөндөтөт, 2-3 саат айырма менен кабыл алынат.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



OMEGA-3 60% MINI

Омега-3 60% (жумшак капсулалар, 300 mg)

Стресс гормондорун басат

нормалдуу холестерол көлөмүн колдойт

Жүрөктүн нормалдуу иштешин колдойт

Көйгөйлөр: кургак тери, көз, үзгүлтүксүз чарчоо жана алсыздык, ишинин төмөндөшү, иммунитеттин көйгөйлөрү.

Курамы: Балык майы, кабык (желатин, глицерин коюулоочу, суу), Аралаш токоферолдор (антиоксидант).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
• PUFA Омега 3 - 300 mg
Омега 3 - 275 mg (EPA жана DHA суммасы)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

Колдонуу тартиби: күндүн биринчи жарымында ач карын же тамактан жарым саат өткөндөн кийин жылуу же муздак суу менен ичиңиз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 2 капсулдан күнүнө 1-3 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (2 КАПСУЛА):
• Омега-3 PUFAs - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

Сунушталган кам көрүү курсу: 1 ай (4 жума) 1-2 ай аралык менен жылына 3-4 жолу кайталаңыз.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Деңиз азыктарына аллергиялык реакциялар.
2. 3 жашка чейинки балдар.
3. Продукцияны түзгөн заттарга жеке чыдамсыздык.
4. Кан агуу же кандын уюшунун бузулушу.
5. Бронхиалдык астма.
6. Боор оорусу.

7. Курч же өнөкөт мезгилде ашказан-ичеги трактынын ар кандай патологиялары.
8. Операциядан кийинки убакыт.
9. Хирургиядан кийин реабилитациялык мезгилден өтүп жаткандар же ар кандай этиологиядагы жаракат алгандар Омега-3 алууну баштоодон же кайра улантуудан мурда дарыгер менен кеңешүү сунушталат.

ЭЛЕМЕНТТИН ТИБИ: PUFA.

Өз ара толуктоочу элементтер: коллаген, кальций, магний, коэнзим Q10, лецитин, A, E, B, C, D витаминдери.

Конфликттин элементтери: темирдин, жездин жана цинктин биожеткиликтүүлүгүн төмөндөтөт, 2-3 саат айырма менен кабыл алынат.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



PROBIOTIC COMPLEX

Пробиотиктер жана витаминдер комплекси (катуу желатин капсулалар, 788 mg)

Зат алмашууну жана энергия өндүрүүнү колдойт

Иммундук системаны колдойт

Антиоксидантты коргоо

Дени сак ичеги флорасын колдойт жана калыбына келтирет

Көйгөйлөр: тамак сиңирүүнүн бузулушу, иммунитеттин начарлашы, стресс жана жүктөрдүн көбөйүшү, баланссыз тамактануу.

Курамы: мальтодекстрин, Желатин капсуласы (желатин), L - аскорбин кислотасы, Цинк бисглицинат, Кургак токоферил ацетаты 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Longum, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, никотинамид, Стеарин кислотасынын магний тузу (анти-как агент), Кальций пантотенаты, Пиридоксин гидрохлориди, рибофлавин.

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
Lactobacillus acidophilus - 2×10^9 CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - 2×10^9 CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 2×10^9 CFU
- Витамин C - 45 mg
- Цинк - 12,3 mg
- Витамин E - 10 mg
- Витамин B3 - 18 mg
- B5 витамини - 5 mg
- B6 витамини - 2 mg
- B2 витамини - 1,6 mg

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 капсуладан күнүнө 1 жолу тамактануу менен.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө 1 жолу.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы **(1 КАПСУЛА):**
- Lactobacillus acidophilus - 4000%
- Bifidobacterium longum subsp. узун - 400%
- Bifidobacterium animalis subsp. лактис - 400%
- Витамин C - 75%
- Цинк - 82%
- Витамин E - 100%

B3 витамини - 100%
B5 витамини - 83%
B6 витамини - 100%
B2 витамини - 100%

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Компоненттерге жеке чыдамсыздык.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү.

жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл.



VITAMIN C

С витамини (сууда көбүрүп эрүүчү таблеткалар, тубада 20 даана, 3.8 g)

Иммунитетти колдойт

Антиоксидант аракет

Кадимки кычкылдануу процесстерин колдойт

Көйгөйлөр: эффективдүүлүктүн төмөндөшү, летаргия, алсыздык, уйкучулук, инфекцияларга туруктуулуктун төмөндөшү, ар кандай ооруларда айыгуунун жайланышы.

Курамы: глюкоза, Витамин С (L-аскорбин кислотасы), Кислоталуулукту жөнгө салгычтар: натрий бикарбонаты, Суусуз лимон кислотасы, Полиэтиленгликол стабилизатору, Табигый даам берүүчү "Апельсин", Аспартам таттуу, Табигый боёгуч: Рибофлавин. Курамында кант жана таттуу. Курамында фенилаланиндин булагы бар.

1 таблеткадагы АКТИВДУУ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
витамин С - 900 mg

Колдонуу тартиби: эртең мененки тамактан 30 мүнөт мурун суу менен ичиңиз.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: Күнүнө 1 жолу сууда көбүрүп эрүүчү 1 таблетка ичиңиз.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 таблетка):
витамин С - 1500%

Сунушталган кам көрүү курсу: 1 ай (4 жума) 1-2 ай аралык менен жылына 3-4 жолу кайталаңыз.

БИР КОНТЕЙНЕРГЕ ТАБЛЕТТЕР: 20 даана.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун компоненттерине сезгичтиктин жогорулашы.
2. Нефролития.
3. гемохроматоз (ашыкча темир).
4. Кандын уюшу күчөгөн, тромбофлебит жана тромбозго тенденциясы бар бейтаптарга, ошондой эле кант диабети жана кандагы канттын жогору болушу менен коштолгон шарттарда чоң дозаларды дайындоого болбойт.

Элемент түрү: сууда эрүүчү.

Өз ара кошумча элементтер: A, E, B5, B9 витаминдери.

Конфликтивдүү элементтер: B1, B12 витаминдери, жез.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



VITAMIN D3

D3 витамини 2000 IU (жумшак капсулалар, 700 mg)

Иммунитетти колдойт

Булчуң-кыймыл аппаратынын ден соолугун колдойт

Көйгөйлөр: морт сөөктөр, остеопороз, иммунитеттин төмөндөшү.

Курамы: Өсүмдүк майы (зайтун), Shell (желатин, глицерин (коюуландыргыч), суу), Витамин D3 (холекальциферол), Токоферолдордун аралашмасы (антиоксидант).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
Витамин D3 - 50 µg

Колдонуу тартиби: эртең менен тамак учурунда жылуу же муздак суу менен ичкен жакшы.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 КАПСУЛА):
Витамин D3 - 500%

Сунушталган кам көрүү курсу: 2-3 ай (8-12 жума) 6-12 ай аралыгы менен кайталаңыз.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 90 бирдик.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун компоненттерине сезгичтиктин жогорулашы.
2. Витамин D гипервитаминозу.
3. Гиперкальциурия.
4. Заара жолдорундагы таштар.
5. Саркоидоз.
6. Боор менен бөйрөктүн курч же өнөкөт оорулары, бөйрөк жетишсиздиги.
7. Өпкө кургак учугунун активдүү түрү.

Элементтин түрү: майда эрүүчү.

Өз ара толуктап турган элементтер: кальций (2 сааттан кем эмес интервал менен D3 менен бирге кабыл алуу), фосфор, магний, омега-3, витамин K2.

Конфликтивдүү элементтер: темир, A, E витаминдери.

жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл.



VITAMIN D3 SPRAY

D3 витамини 2000 IU (спрей, 30 ml)

Иммунитетти колдойт

Булчуң-кыймыл аппаратынын ден соолугун колдойт

Көйгөйлөр: морт сөөктөр, остеопороз, иммунитеттин төмөндөшү.

Курамы: Тазаланган өсүмдүк майы, Табигый даам берүүчү, Холекальциферол (витамин D3).

Дозаторду 1 жолу басканда бөлүнүп чыккан активдүү заттын өлчөмү:
Витамин D3 - 50 µg

Колдонуу тартиби: бөтөлкөнү колдонуудан мурун чайкаңыз. Тамак учурунда, мүмкүн болсо эртең менен, күнүнө 1 дозаны тилдин астына чачыңыз (дозаторду 1 жолу басыңыз).

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: Дозаторду күнүнө 1 жолу басыңыз.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (дозаторду 1 жолу басканда):
Витамин D3 - 1000%

Сунушталган кам көрүү курсу: 1-2 ай (4-8 жума), зарыл болсо, кабыл алуу кайталанышы мүмкүн.

Көлөмү: 30 ml.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Буюмдун компоненттерине сезгичтиктин жогорулашы.
2. Витамин D гипервитаминозу.
3. Гиперкальциурия.
4. Заара жолдорундагы таштар.
5. Саркоидоз.
6. Боор менен бөйрөктүн курч же өнөкөт оорулары, бөйрөк жетишсиздиги.
7. Өпкө кургак учугунун активдүү түрү.
8. Компоненттерге жеке чыдамсыздык.

Элементтин түрү: майда эрүүчү.

Өз ара толуктап турган элементтер: кальций (2 сааттан кем эмес интервал менен D3 менен бирге кабыл алуу), фосфор, магний, омега-3, витамин K2.

Конфликтивдүү элементтер: темир, A, E витаминдери.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



WOMEN'S FORMULA

Аялдар үчүн мультивитамин комплекси (целлюлоза капсулалары, 580 mg)

Витамин жана минералдардын жетишсиздигин оңдойт.

Зат алмашууну жакшыртат

Гормоналдык балансты жана аялдардын ден соолугун колдойт

Сөөктөрдү жана тиштерди бекемдейт

Теринин, чачтын жана тырмактын ден соолугун сактайт

Нерв системасын колдойт жана стрессти азайтат

Көйгөйлөр: иммунитеттин төмөндөшү, жалпы алсыздык, кыжырдануунун күчөшү, эс тутумдун бузулушу, уйкунун бузулушу.

Курамы: Кальций карбонаты, Капсуланын курамы: Гидроксипропилметилцеллюлоза (Шелл), Магний цитраты, L - аскорбин кислотасы (витамин С), Калий цитраты, Инозит, Цитрус биофлавоноиддери, Холин битартраты (холин), Америкалык женьшень экстракты, Сүт тикенек экстракты, Анжелика тамырынын экстракты, Bearberry экстракты, Кремний диоксиди (анти-какинг агент), Никотинамид (ниацин), Темир бисглицинаты, Цинк цитраты, Магний стеараты (анти-какинг агент), DL - альфа-токоферол (Е витамини), D - Кальций пантотенат (пантотен кислотасы), Тиамин гидрохлориди (В1 витамини), Рибофлавин (В2 витамини), Пиридоксин гидрохлориди (В6 витамини), марганец глюконаты, Жез глюконаты, ретинол (витамин А), Хром пиколинат, Кальций L-метилфолат (фолий кислотасы), Калий йодид, L - селенометионин, D - биотин (биотин), молибден глицинаты, Менакинон (К2 витамини), Холекальциферол (витамин D3), Метилкобаламин (В12 витамини).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:

- А витамини - 0,1 mg
- Витамин С - 80 mg
- Витамин D3 - 0,003 mg
- Витамин Е - 3,33 mg

В1 витамини - 1,0 mg

Витамин В2 - 1,0 mg

- В3 витамини - 6,5 mg
- В6 витамини - 1,0 mg
- Фолий кислотасы - 0,05 mg
- В12 витамини - 0,003 mg
- Биотин - 0,015 mg
- пантотен кислотасы - 2,0 mg
- Холин - 30,0 mg
- Кальций - 100,0 mg
- Темир - 6,0 mg
- Йод - 0,05 mg
- Магний - 100,0 mg

• Цинк - 5,0 mg
• Селен - 0,02 mg
• Жез - 0,5 mg
• Марганец - 0,65 mg
• Хром - 0,05 mg
• Молибден - 0,015 mg
• Инозит - 30,0 mg

Колдонуу боюнча көрсөтмө: 1 капсуладан күнүнө 2 маал күндүн биринчи жарымында.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: Күнүнө 2 капсула.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы
(2 КАПСУЛА):
• Витамин А - 25%
витамин С - 267%
Витамин D3 - 120%
витамин Е - 67%
B1 витамини - 143%
Витамин B2 - 125%
B3 витамини - 72%
B6 витамини - 100%
• Фолий кислотасы - 50%
B12 витамини - 600%
• Биотин - 60%
• Пантотен кислотасы - 67%
• Холин - 12%
• Кальций - 20%
• Темир - 86%
• Йод - 67%
• Магний - 50%
• Цинк - 67%
• Селен - 57%
• Жез - 100%
• Марганец - 65%
• Chromium - 200%
• Молибден - 43%
• Инозит - 12%

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. БАА компоненттерине жеке чыдамсыздык.
2. Нерв толкундануусу күчөйт, уйкусуздук.
3. Кан басымынын жогорулашы, жүрөк ишинин ритминин бузулушу, оор атеросклероз.
4. Кечки кабыл алуу.
5. Кош бойлуу жана бала эмизген аялдар дарыгердин сунушу менен жана анын көзөмөлүндө ичиши керек.

Элементтердин түрү: витаминдер жана минералдар.

жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл.



ZINC PICOLINATE

ЦИНК ПИКОЛИНАТЫ (катуу желатин капсулалары, 350 mg)

Майдын өндүрүшүн жөнгө салат

Жыныстык гормондордун өндүрүшүн колдойт

Жүрөк-кан тамыр системасын бекемдейт

Ткандардын регенерациясын колдойт

Көйгөйлөр: иммунитеттин төмөндөшү, териде майлуу жылтырак жана сезгенүү, эркектердин ден соолугунун начарлашы.

Курамы: Микрокристаллдык целлюлоза (E460i, алып жүрүүчү), цинк пиколинат, Капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза (E464, коюулоочу) же желатин).

1 КАПСУЛАДА АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
Цинк - 21,9 mg

Колдонуу боюнча көрсөтмөлөр: ач карынга күнүнө 1 капсула.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: 1 капсула күнүнө.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (1 КАПСУЛА):
Цинк - 146%

Сунушталган кам көрүү курсу: Зарыл болсо 1 ай (4 жума) кайталанышы мүмкүн.

КАПСУЛАЛАР БИР КОНТЕЙНЕРДЕ: 60.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Компоненттерге жеке чыдамсыздык.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.
3. Бөйрөк жетишсиздиги.

Элемент түрү: минерал.

Өз ара кошумча элементтер: B, C тобундагы витаминдер, магний.

Конфликтивдүү элементтер: темирдин, кальцийдин жогорку дозалары.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.



COLLAGEN

Анар даамдуу коллаген желеси (ар бири 20 g болгон 30 стик)

Туташтырма тканды бекемдейт

Дени сак тери, чач жана тырмактар

Картаюуну жайлатат

Теринин өңүн жана бекемдигин жакшыртат

Көйгөйлөр: кургактык, теринин суусузданууусу, чачтын ломкою, чачтын түшүүсү жана кесилиши, булчуңдардын жана муундардын оорушу, бырыштар.

Курамы: Анар ширесинин концентраты, Суу, Балык коллаген, Азык-түлүк гели (Чегиртке буурчак сагызы, ксантан сагызы, глюкоза, агар-агар, тамаринд сагызы), аскорбин кислотасы, Жасалма анар жыпар жыттуу зат, Гиалурон кислотасы.

1 таякчадагы АКТИВДҮҮ ЗАТТЫН МАЗМУНУ:
- Балык коллагени - 2000 mg
- Витамин С - 100 mg
- Гиалурон кислотасы - 15,2 mg

Колдонуу боюнча көрсөтмөлөр: тамактануу жана сутканын убактысына карабастан.

СУНУШ АЛЫНГАН ДОЗА: Күнүнө 1-2 стик.

Сунушталган күнүмдүк дозанын күнүмдүк керектөө ченемине карата пайызы (2 таякча):
Коллаген - белгиленген эмес.

Сунушталган кам көрүү курсу: 1 ай (4 жума) 1 ай аралык менен кайталаңыз.

КАРСЫ КӨРСӨТМӨЛӨР:
1. Аллергия же продуктунун компоненттерине өтө сезгичтик.
2. Кош бойлуулук, эмчек эмизүү мезгили.

Элемент түрү: сууда эрүүчү.

Өз ара толуктоочу элементтер: витамин С, коэнзим Q10, омега-3.

Конфликттин элементтери: Сунуштар жок.

жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл.