wau

Katalog za distributere

UREĐAJI ZA NEGU 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Prikaz linija masaže 196

DODATNA OPREMA 197

RENGA 199

WAU

NEGA KOŽE 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

NEGA KOŽE 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

DODACI ISHRANI 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN'S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN'S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



UREĐAJI ZA NEGU



AI NEW - MASAŽER ZA PREDEO OKO OČIJU

Nega područja oko očiju

Zaglađuje bore

Smanjuje otečenost i tamne krugove

PROBLEMI: tamni krugovi ispod očiju, mimičke bore, prvi znakovi starenja, otečenost, beživotan ten, vrećice ispod očiju i bore u spoljašnjim kutovima očiju.

MATERIJALI: ABS plastika.

MASA: 94 g.

FUNKCIJE:

EMS je električna stimulacija mišića. Struja prodire kroz dublje slojeve kože do mišića. Izaziva kontrakcije mišića i tako pomaže učvrstiti i podignuti kožu, podstaći proizvodnju kolagena i elastina, poboljšati čvrstinu i elastičnost te smanjiti otečenost.

RF je radiofrekvencijska energija koja zagreva dublji sloj kože (dermis) na približno 40-55 °C. Time podstiče stvaranje kolagena i povećava elastičnost kože. U nekim slučajevima toplota može ubrzati i metabolizam masnih ćelija, recimo u području podbratka. Kod kućnih uređaja temperatura površine kože obično je 38-45 °C radi bezbedne upotrebe.

Crveno LED svetlo podstiče cirkulaciju krvi, deluje protivupalno, ublažava otečenost i bol te posvetljuje pigmentacijske fleke. Pogodno je za sve tipove kože. Prodire dublje u kožu od ostalih boja LED svetla. Deluje na fibroblaste, ćelije koje stvaraju kolagen, i tako podržava obnovu kože i ublažavanje znakova starenja.

KARAKTERISTIKE:
1. Postolje za punjenje olakšava odlaganje i punjenje uređaja.
2. Uređajem upravljate jednom dugmetom. Uključuje se duljim pritiskom kako se ne bi uključio tokom prevoza.
3. Dva načina rada: EMS + crveno LED svetlo i RF + crveno LED svetlo.
4. Pokazivači: crveni za RF, plavi za EMS.
5. Radna površina postavljena je pod kutom prilagođenim području oko očiju.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Za uključivanje pritisnite i držite dugme za uključivanje i isključivanje.
2. Uređaj ima 2 načina rada: RF + crveno LED svetlo i EMS + crveno LED svetlo. Način rada odaberite pritiskom na dugme za uključivanje. Crveni pokazivač označava RF + crveno LED svetlo, a plavi EMS + crveno LED svetlo.
3. Za isključivanje pritisnite i držite dugme za uključivanje i isključivanje.
4. Uređaj se automatski isključuje nakon 10 minuta neprekidne upotrebe.

NAČIN UPOTREBE:

NAČIN RADA RF + CRVENO LED SVETLO
1. Uključite uređaj duljim pritiskom na dugme i odaberite RF + crveno LED svetlo (crveni pokazivač).
2. Nanesite vodljivi gel za masažu i prislonite radnu površinu uređaja na kožu. Polako pomičite uređaj po linijama masaže uz rub očne šupljine, od unutrašnjeg prema spoljašnjem kutu oka, te zrakasto od spoljašnjeg kuta. Menjajte oko svake 2 minute. Napomena: Radiovalovi uređaja zagrijavaju dermis. Tokom upotrebe pomičite uređaj. Nemojte se zadržavati na jednom mestu kako biste izbegli opekotine. Zvučni signal svakih 10 sekundi podsjeća vas da pomaknete uređaj.

NAČIN RADA EMS + CRVENO LED SVETLO
1. Uključite uređaj duljim pritiskom na dugme i odaberite EMS + crveno LED svetlo (plavi pokazivač).
2. Nanesite vodljivi gel za masažu i prislonite radnu površinu uređaja na kožu. Polako pomičite uređaj po linijama masaže uz rub očne šupljine ili uz luk obrve, od unutrašnjeg prema spoljašnjem kutu oka. Menjajte oko svake 2 minute.

UČESTALOST I TRAJANJE TRETMANA:

TIP KOŽE / PROBLEM	NEDELJA 1	NEDELJA 2	NEDELJA 3	NEDELJA 4	ZATIM
OTEČENOST ISPOD OČIJU / TAMNI KRUGOVI	Uveče pre spavanja. EMS: 5-7 min (3-3,5 min po oku). RF: 5-7 min (3-3,5 min po oku). Svaki drugi dan.	Uveče pre spavanja. EMS: 5-7 min (3-3,5 min po oku). RF: 5-7 min (3-3,5 min po oku). Svaki drugi dan.	1-nedeljna pauza (najmanje 5 dana).	Ponovite.	Ciklus od 2 nedelje. Pauza od 1 nedelje. Ponovite ciklus od 2 nedelje. Nastavite s tim rasporedom.
SUHA KOŽA / GUBITAK TONUSA	Ujutru. RF: 7 minuta (3,5 minute po oku). EMS: 2-3 minute (1,5 minuta po oku). Jednom u 3 dana.	Ujutru. RF: 7 minuta (3,5 minute po oku), jednom u 3 dana. EMS: 2-3 minute (1,5 minuta po oku), najviše 3 puta nedeljno.	Ujutru. RF: 7 minuta (3,5 minute po oku), svaki dan. EMS: 2-3 minute (1,5 minuta po oku). Načine rada možete koristiti zasebno. Najviše 3 puta nedeljno.	1-nedeljne pauze.	Ponovite tečaj od 4 nedelje tokom 2 mjeseca. Uzmite pauzu od 1 mjeseca. Ponovite tečaj od 4 nedelje tokom 2 mjeseca.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Ako imate zdravstvene kontraindikacije, pre upotrebe posavetujte se s dermatologom.
2. Nemojte koristiti uređaj ako ste osetljivi na svetlo.
3. Nemojte koristiti uređaj ako imate ispucalu kožu ili otvorene rane, kožne bolesti ili teške akne, opekotine od sunca, kožne infekcije i slično.
4. Nemojte koristiti uređaj na gornjoj ili donjoj kapku, očnoj jabučici ili sluznici oka.
5. Nemojte koristiti uređaj na madežima, bradavicama, uraslim dlačicama ili nadraženoj koži.
6. Nemojte deliti uređaj s drugim osobama jer se tako mogu preneti bakterije i razviti ozbiljne infekcije.

UPOZORENJA:
1. Nemojte močiti kabel za punjenje. Nemojte uranjati uređaj u vodu.
2. Nemojte puniti uređaj na mjestima gde se može smočiti, recimo u kupaonici, pod tušem ili pokraj bazena.
3. Nemojte bacati uređaj u vatru.
4. Punite uređaj isključivo priloženim kabelom za punjenje.
5. Ako su dodatna oprema ili kabel za punjenje oštećeni, prekinite upotrebu uređaja kako biste izbegli povrede.
6. Oštećeni kabel za punjenje zamenite originalnim kabelom kako biste izbegli opasnost.
7. Potpuno napunite uređaj najmanje jednom svaka 2 mjeseca kako biste produljili vek trajanja baterije.
8. Uređaj nije namenjen djeci mlađoj od 12 godina ni osobama sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem. Te osobe smeju koristiti uređaj samo pod nadzorom.
9. Nemojte koristiti uređaj ako je vidljivo oštećen. Nemojte ga sami rastavljati ili popravljati. Postoji opasnost od teških povreda očiju ili kože, strujnog udara i smrti.

10. Uređaj koristite samo u predviđenu svrhu i prema ovim uputstvima.
11. Uređaj punite, koristite i čuvajte pri temperaturi od 5 do 35 °C.
12. Nemojte koristiti uređaj ako ste u poslednja 2 nedelje imali estetski zahvat, recimo hemijski ili mehanički piling, lasersko obnavljanje kože, frakcijski laserski tretman, mezoterapiju, primenu filera ili drugi postupak oblikovanja lica.

SADRŽAJ PAKIRANJA: (1) masažer, (2) postolje za punjenje, (3) USB-C kabel za punjenje, (4) vrećica za čuvanje, (5) krpica, (6) uputstva.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 2 h

TRAJANJE RADA: 40 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 10 min

FREKVENCIJA RF: 1MHz

FREKVENCIJA EMS: 20 KHz

JAKOST STRUJE EMS: 166 mA

TALASNA DUŽINA CRVENOG LED SVETLA: 630 nm

TALASNI OBLIK: bifazni pravougaoni talasni oblik

OTPORNOST NA VODU: IPX4



AKARI - MASAŽER ZA PREDEO OKO OČIJU

Podiže konturu oka

Smanjuje bore

Smanjuje nadutost

Svetli tamne krugove

PROBLEMI: mimičke bore u spoljašnjim kutovima očiju, nabori oko očiju, gubitak elastičnosti i opuštenost kože kapak, tamni krugovi, jutarnja otečenost i vrećice ispod očiju, napetost mišića i umor očiju nakon dugog rada pred zaslonom.

MATERIJALI: ABS plastika, PC plastika, slitina cinka (elektrode).

MASA: 137 g (uređaj), 82 g (baza za punjenje).

FUNKCIJE:

RF učvršćivanje (40-43 °C): Radiofrekvencijska energija prodire u dublje slojeve kože i blago zagreva tkivo na 40-43 °C. Kolagenska se vlakna pritom skupljaju, a fibroblasti počinju stvarati novi kolagen i elastin. Koža oko očiju odmah se zateže i učvršćuje, a redovitom se upotrebom zaglađuju mimičke bore.

EMS (električna stimulacija mišića) deluje na područje oko očiju blagim impulsima (7,52-8,56 mA) koji ritmički stežu i opuštaju kružni očni mišić. Time jača mišićna potpora vjeđama, podižu se spoljašnji kutovi očiju, a koža oko očiju dobija tonus i elastičnost.

Fototerapija (LED) koristi svjetlosne valove različitih dužina. Oni prodiru do određene dubine kože, gde ih ćelije upijaju i pokreću prirodne procese obnove.

Crveno svetlo (620-630 nm) podstiče pomlađivanje i obnovu kože te području oko očiju vraća svježinu i prirodan sjaj.

Žuto svetlo (587-592 nm) umiruje osetljivu kožu, podstiče limfnu drenažu i oticanje nakupljene tečnosti. Tako smanjuje otečenost i tamne krugove ispod očiju te ujednačava teksturu kože.

Način hlađenja (15 ± 5 °C) brzo sužava površinske krvne sudove i pore, podstiče limfnu drenažu i osvježava kožu. Hlađenje ublažava jutarnju otečenost i vrećice ispod očiju te umiruje kožu.

Vibracije (11000 okr/min) pružaju blagu mikromasažu koja ublažava grčeve i napetost kružnog očnog mišića nakon rada za računalom ili čitanja. Tretman podstiče cirkulaciju krvi i limfnu drenažu te poboljšava prodiranje proizvoda za negu u kožu.

KARAKTERISTIKE:
1. Tri nivoa intenziteta EMS-a omogućavaju prilagodbu nege osetljivosti kože.
2. Memorija: Uređaj automatski pamti poslednju odabranu nivo intenziteta EMS-a i način rada.
3. Tri unapred postavljena načina rada kombiniraju različite metode za izraženiji efekat.
4. Pametni vremenski programator prati trajanje tretmana i automatski isključuje uređaj kako bi sprečio prekomjernu primenu i pregrevanje kože.
5. Uređaj objedinjuje 5 tehnologija za negu područja oko očiju: RF učvršćivanje, EMS stimulaciju, hlađenje, vibracijsku masažu te crveno i žuto LED svetlo.
6. Postolje omogućava uspravno odlaganje i bežično punjenje.
7. Jednostavno upravljanje: samo 2 dugmeta nadohvat prsta.
8. Elektrode bez spojeva imaju glatku površinu koja higijenski i nežno klizi po koži bez povređivanja.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Uključivanje i isključivanje: Držite dugme za uključivanje 1,5 sekundi. Kratki zvučni signal potvrđuje uključivanje. Uređaj se pokreće u načinu rada 1.
2. Odabir načina rada: Kratko pritiskajte dugme za uključivanje kako biste redom birali:
Način 1: RF + EMS + crveno LED svetlo. Način 2: EMS + vibracije (LED svetlo isključeno). Način 3: EMS + hlađenje + žuto LED svetlo.
3. Namještanje intenziteta EMS-a: Kratko pritisnite upravljačku dugme.
Nivoa intenziteta:
Niska nivo (1): svetli desni segment dugmeta. Srednja nivo (2): svetle desni i donji segment. Visoka nivo (3): svetle levi, desni i donji segment.

NAČIN UPOTREBE:
1. Test osetljivosti obvezan je pre prve upotrebe:
Nanesite vodljivi gel na unutrašnju stranu podlaktice i na nju prislonite radnu površinu isključenog uređaja.
2. Uključite uređaj i sprovedite ceo tretman od 10 minuta u načinu rada 1. Ako osetite jako pečenje, prekinite test. Proverite stanje kože nakon 6 sati. Ako nema crvenila ni svrbeža, uređaj je pogodan za vas. Pre tretmana očistite lice i područje oko očiju. Ako nosite kontaktne leće, skinite ih pre tretmana.
3. Nanošenje gela: Na područje oko očiju obilno nanesite vodljivi kontaktni gel ili hidratantni serum na bazi vode. Proizvod ne sme sadržavati ulja ni kiseline (AHA, BHA, PHA), retinol ni visoke koncentracije vitamina C.

4. Masaža: Uključite masažer, odaberite način rada i glatko pomičite uređaj
po linijama masaže:
• Područje gornje kapka: od unutrašnjeg prema spoljašnjem kutu oka, isključivo uz rub očne šupljine ispod obrve.
• Područje donje kapka: klizite od unutrašnjeg kuta oka do spoljašnjeg ruba očne šupljine.
Slepoočnice: Nežno masirajte kružnim pokretima. Važno: Tokom tretmana neprestano pomičite uređaj. Nemojte ga držati na istom mestu kako biste sprečili pregrevanje i opekotine. Tretman ne sme trajati duže od 10 minuta.
5. Završetak: Nanesite kremu koju inače koristite za područje oko očiju. Uređaj obrišite vlažnom krpicom koja ne ostavlja vlakna.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST
JUTARNJA OTEČENOST / OTEKLINE / TAMNI KRUGOVI	Jutro	Režim 3: EMS + hlađenje + žuto LED svetlo (briga za nadutost i sjaj). Trajanje: 3 minuta.	3-4 puta nedeljno
MIMIČKE BORE / NABORI / GUBITAK ČVRSTOĆE KAPAK	VEČE	Režim 1: "RF + EMS + crveno LED svetlo" (podizanje protiv starenja) Trajanje: do 10 minuta	3-4 puta nedeljno
NAPETOST MIŠIĆA I UMOR OČIJU	Uveče ili prema potrebi	Način 2: EMS + vibracije (opuštanje i limfna drenaža). Trajanje: do 10 minuta.	Prema potrebi, u pravilu 3-4 puta nedeljno.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Uređaj nemojte koristiti izravno na očnoj jabučici, pomičnom delu gornje ili donje kapka ni na sluznici usta, nosa ili spolovila.
2. Srčana bolest, pejsmejker srca ili drugi ugrađeni elektronski medicinski uređaji.
3. Metalni implantati, igle ili zlatne niti na području tretmana.
4. Nedavna operacija oka ili estetski medicinski zahvat na području oko očiju.
5. Rane, ogrebotine, pukotine na koži, ekcem, dermatitis, teški oblici akni, opekotine (uključujući opekotine od sunca) ili infekcije na području tretmana.
6. Alergija na metale ili električnu stimulaciju te oslabljen osećaj temperature ili dodira na koži.
7. Bolesti štitne žlezde ili uzimanje hormonskih lekova za njihovo lečenje. Uređaj nemojte koristiti izravno na području štitne žlezde.
8. Trudnoća (upotreba samo nakon savetovanja s lekarom).
9. Tokom dojenja ili menstruacije te kod kuperoze (teleangiektazija) koristite uređaj s oprezom.

10. Osobe mlađe od 12 godina smeju koristiti uređaj samo pod nadzorom odrasle osobe.
11. Nemojte koristiti uređaj dok se koža aktivno oporavlja nakon kozmetičkog zahvata, poput pilinga, laserskog obnavljanja kože, mezoterapije ili primene filera u poslednja 2 nedelje.
12. Ako imate zubne implantate, ortodontski aparatić ili metalne proteze u području lica, pratite kako se osjećate. Prekinite tretman ako osetite nelagodu ili metalni okus u ustima.

MJERE OPREZA I SIGURNOSNA PRAVILA:
1. Zaštita od vlage: Kabel, postolje i kontakte držite potpuno suhima. Nemojte ih uranjati u vodu ni puniti uređaj u vlažnoj prostoriji, recimo u kupaonici. Uređaj ima stepen zaštite IPX22 (zaštita od okomitih kapljica), ali ga nemojte prati pod mlazom vode.
2. Električna bezbednost: Nemojte koristiti masažer tokom punjenja. Postolje ne sme biti neprekidno priključeno na električnu mrežu duže od 24 sata.
3. Čišćenje: Čistite uređaj samo dok je isključen. Nemojte koristiti metalne spužvice, abrazive, agresivne ili zapaljive tečnosti poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili acetona.
4. Nemojte sušiti uređaj vrućim vazduhom iz sušila za kosu.
5. Čuvanje: Držite na suhom, hladnom mestu pri sobnoj temperaturi i podalje od sunca. Ako uređaj duže ne koristite, napunite ga najmanje jednom svaka 3 mjeseca kako biste sprečili propadanje baterije.
6. Nemojte bacati uređaj u vatru. Izbegavajte padove i udarce.

SADRŽAJ PAKIRANJA: (1) masažer AKARI, (2) postolje za punjenje, (3) kabel za punjenje USB-C, (4) vrećica za čuvanje, (5) uputstva za upotrebu, (6) krpica.

TEHNIČKI PODACI:

DIMENZIJE (V × Š × D): uređaj - 155×26×28 mm, baza za punjenje - 62×55×59 mm

IZVOR NAPAJANJA: litijumska polimerna baterija

KAPACITET BATERIJE: 1000 mAh

NAZIVNI RADNI NAPON: 3,7 V

NAZIVNI NAPON NAPAJANJA: 5 V

SNAGA: 11 W

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: RF + EMS + crveno LED svetlo: 10 minuta. EMS + vibracije: 10 minuta. EMS + hlađenje + žuto LED svetlo: 3 minute.

VREME PUNJENJA: ≤ 3 h

NAJDUŽE TRAJANJE RADA (PUNA BATERIJA): ≥ 40 min

INTENZITET EMS:
Nivo 1: 7,52 mA. Nivo 2: 7,92 mA. Nivo 3: 8,56 mA.

INTENZITET ZRAČENJA:
Crveno LED svetlo: 24,22 mW/cm². Žuto LED svetlo: 14,47 mW/cm².

BRZINA VIBRACIJA: 11000 revolucija u minuti

TEMPERATURA HLAĐENJA: 15+/-5 °C

OTPORNOST NA VODU: IPX22



ATAMA - MASAŽER ZA PODSTICANJE RASTA KOSE I NEGU VLASIŠTA

Ojačava koren kose

Rast kose

Gustina kose

Poboljšava kvalitet kose

Ciljanje upale

Zabrinutost: gubitak kose, tanka kosa, suva i krhka kosa, bolesti kože glave.

MATERIJALI: plastika.

MASA: 213,5 g.

FUNKCIJE:

EMS - elektrostimulacija pomoću niskofrekventnih struja koje prodiru duboko u tkiva i uzrokuju kontrakciju mišića i širenje krvnih žila, poboljšanje protoka krvi i limfe, stimuliraju metaboličke procese i ishranu kisika vlasišta. Kao rezultat toga, pore se čiste, pokreću se "spavajući" folikuli kose, pokreće se proces rasta nove kose, poboljšava se kvaliteta kose. Također se može primijetiti takav efekat EMS-a kao normalizacija funkcioniranja lojnih žlijezda, što dovodi do smanjenja masnoće kose, smanjenja svrbeža kože.

Vibracije - na glavi ima mnogo nervnih završetaka, njihova stimulacija vibracijskom masažom će smanjiti stres.Vibracija također podstiče cirkulaciju krvi i metaboličke procese, tako da ćelije dobivaju više hranjivih supstance i kisika, zbog čega folikuli kose aktivnije funkcioniraju, rast kose se ubrzava.

Fototerapija (crveno i plavo LED svetlo) - LED diode proizvode željenu talasnu dužinu, koja, prodirući duboko u kožu, aktivira energetske procese unutar ćelija. Na primer, crveno LED svetlo (630 i 650 nm) reaktivira folikule, koji ulaze u fazu kraja aktivnog rasta kose. Plavo LED svetlo (460 nm), radi na nivou epiderme, ubija bakterije, smanjuje upalu i zaustavlja stvaranje akni na vlasištu.

KARAKTERISTIKE:
1. masaža u obliku češlja sa udobnom ručkom. Bićete udobni da se masirate duže vreme.
2. ATAMA uređaj ima nivo otpornosti na vodu IPKS6, pogodan je za brigu o njemu nakon upotrebe - isperite uređaj pod mlazom vode nakon upotrebe.

3. specijalni silikonski masažni karanfilići: mekani i savitljivi, rotiraju 360 stepeni, pružajući udobnu masažu, čak i kada je uređaj isključen.
4. 3 načina s individualnim postavkama: EMS (elektrostimulacije), LED (fototerapija), vibracije. Možete kombinirati načine po volji, potpuno isključiti bilo koji od njih, odabrati željeni intenzitet struje, svetla, vrstu vibracija.
5. Jasna kontrola: svaki način rada odgovara zasebnom dugmetu na ručki uređaja. Moći ćete promijeniti način rada tokom masaže bez odvajanja od procesa.
6. LED način nudi 2 oblika fototerapije. Crveni način kombinira crveno LED svetlo talasne dužine 630 nm (diode duž ruba češlja) i lasersko svetlo niske jakosti talasne dužine 650 nm (diode u sredini masažne površine). Taj raspon valnih dužina pomaže sprečiti ispadanje kose. Plavo LED svetlo talasne dužine 460 nm (svetle samo diode uz rub češlja) služi tretiranju površinskih problema vlasišta.

UPUTSTVA ZA RAD:

1. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili uređaj.
2. konfiguracija režima
• Dugme za uključivanje/isključivanje i EMS: Držite dugme 1,2 sekunde kako biste uključili uređaj i EMS na nivou 1. Čuje se 1 zvučni signal i svetli 1 lampica. Kratkim pritiskom odaberite 2. nivo EMS-a i zasvetleće 2 lampice. Sledećim pritiskom odaberite 3. nivo i zasvetleće 3 lampice. Ponovnim pritiskom isključit ćete EMS, a sve tri lampice zatreperit će istodobno. Ako dugme držite 1,2 sekunde dok uređaj radi, uređaj će se oglasiti s 2 zvučna signala i isključiti se.
Talasna dugme (kontrola vibracija) Prvi kratki pritisak uključuje stalni način vibracija. Drugi je način pulsirajuće vibracije. Treći isključuje način vibracija. Načini prebacivanja popraćeni su kratkim zvučnim signalom.
Prvi kratki pritisak uključuje način laserske terapije (crveno svetlo). Nakon drugog pritiska, boja će se promijeniti u plavu. Treći pritisak isključuje LED način rada. Načini prebacivanja popraćeni su kratkim zvučnim signalom.
3. Nakon 10 minuta kontinuirane upotrebe, uređaj će se automatski isključiti bez čekanja.

NAČIN UPOTREBE:

MASAŽA TJEMENA:

1. Move u kružnim pokretima u smeru kazaljke na satu u oblasti krune.
2. Masaža jednog područja treba trajati 1-2 minute.

MASAŽA OSTALIH DELOVA GLAVE:

1. Pređite u pravcu rasta kose sa lica na zadnji deo glave kao da češljate kosu.
2. Takođe možete spiralno ili cik-cak.
3. Svi pokreti u jednoj oblasti se ponavljaju 3-5 puta.
4. Preporučeno ukupno trajanje masaže je 10-15 minuta.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
MASNO VLASIŠTE	Jutro, nakon pranja, na vlažnu kosu	EMS: nivo 1 tokom 5 minuta, nivo 2 tokom 3 minute, nivo 3 (najviša) tokom 2 minute. Primenite sve tri nivoa redom i postupno povećavajte intenzitet. LED: plavo svetlo 5 minuta, crveno svetlo 2 minute. Načine rada koristite navedenim redosledom, nikada istodobno.	Nedeljni 1-2: 3 puta nedeljno. Nedelja 3: 5 puta nedeljno. Nedelja 4: pauza.	2 meseca. Uzmite pauzu od 1 meseca, a zatim ponovite kurs od 2 meseca. Minimalni ukupan program: 6 meseci.

TIP KOŽE / PROBLEM	PRVIH 10 DANA	SLEDEĆIH 10 DANA	SLEDEĆA 2-3 MJESECA	SLEDEĆI MJESEC	ZATIM
ISPADANJE / PROREĐIVANJE KOSE	Vibracije: 10 minuta nakon nanošenja hranjivog seruma (po želji). Crveno LED svetlo: 5 minuta. Načine rada koristite navedenim redosledom, nikada istodobno. Ponovite svaki dan.	Vibracije: 10 minuta nakon nanošenja hranjivog seruma (po želji). Crveno LED svetlo: 5 minuta. Načine rada koristite navedenim redosledom, nikada istodobno. Ponovite svaki drugi dan.	Vibracije: 10 minuta nakon nanošenja hranjivog seruma (po želji). EMS na niskoj i srednjoj nivou: 2-5 minuta. Crveno LED svetlo: 7 minuta. Načine rada koristite navedenim redosledom, nikada istodobno. Ponovite 3-4 puta nedeljno.	Break.	Ponavljajte program 10-10-3 tokom 5-6 meseci. Napravite pauzu od 1 meseca. Održavanje rezultata: 1 mesec korišćenja, pa pauza od 3 meseca.

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
perut / ljuštenje (bez bolesti kože glave)	Bilo koje doba dana, nakon pranja, na vlažnoj kosi	LED: plavo svetlo 3 minute, crveno svetlo 7 minuta. Vibracije: 3 minute. Načine rada koristite navedenim redosledom, nikada istodobno. Zasebno, neovisno o pranju kose: EMS na srednjoj nivou 3-4 minute.	LED: dnevno. Vibracija: 3 puta nedeljno. EMS: 2 puta nedeljno.	LED + vibracija: 4 nedelje, zatim 1-nedelje pauza. Ponovite više od 1 mjeseca. Daljnje ponavljanje nije potrebno, jer se tečaj nastavlja dok se problem ne riješi. EMS: 4 nedelje, a zatim 1-nedelje pauza. Ponovite više od 1 mjeseca.

KONTRAINDIKACIJE:
Koristite sa oprezom:
• ljudi u stanju alkoholizma, tokom menstruacije i tokom laktacije;
• u prisustvu telugiectasia;
• u prisustvu privremenog punjenja ili tokom stomatološkog tretmana;
• Alergija na metal;
• na povišenoj temperaturi i hipertenziji;
• u prisustvu plastičnih operacija na skalpu, upale kože i svraba.

UPOZORENJA:
1. Nemojte koristiti uređaj u blizini metalnih proteza, recimo očnih proteza, implantata unutrašnjeg uha ili koštanih i zglobnih proteza.
2. Nemojte koristiti uređaj na područjima s bolestima vena ili arterija, kod tromboflebitisa ili poremećaja zgrušavanja krvi.
3. Izbegavajte fizičku izloženost.
4. Koristite uređaj samo u skladu sa uputstvom korisnika.
5. Nemojte rastavljati, servisirati ni preinačavati proizvod.
6. Držite aparat na suhom i čistom mestu.
7. Nemojte čuvati uređaj na vrlo toplim ili hladnim mjestima ni u blizini otvorenog plamena.
8. Izvadite utikač iz utičnice nakon završetka punjenja.
9. Držite uređaj dalje od dece.

U KUĆI: (1) masažer, (2) vreća za skladištenje, (3) salveta,
4. USB-C kabl za punjenje, 5) instrukcija.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 3 h

TRAJANJE RADA: 2 h

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 10 min

REŽIMI:
1. EMS - 1 nivo 31 mA, 2 nivoa 43 mA, 3 nivoa 78 mA
2. fototerapija - crveno LED svetlo (talasna dužina 630 nm), lasersko svetlo (talasna dužina 650 nm), plavo LED svetlo (talasna dužina 460 nm)
3. vibracija - 6500 revolucija u minuti

FREKVENCIJA EMS: 9,51 kHz

TALASNI OBLIK: bifazični simetrični talasni oblik

OTPORNOST NA VODU: IPX6



ELAX 2.0 - OPUŠTAJUĆA MASAŽNA MASKA ZA OČI

Ublažava zamor očiju

Smanjuje glavobolje

Pomaže kod nesanice

Opuštanje

Krug problema: opšti umor i umor očiju, glavobolja, migrene, poteškoće u zaspanju, produženi rad na računaru.

MATERIJALI: Modal, Likra.

MASA: 111 g.

FUNKCIJE:
Toplota - poboljšava cirkulaciju krvi, uklanja napetost iz očiju. Vibracija - efikasno opušta mišiće oko očiju, pomaže u vraćanju normalnog priliva i odliva limfe, pomaže eliminirati opšti umor i naprezanje očiju. HLADNI KOMPRES - omogućava vam da se riješite oticanja oko očiju i jagodica, sužavanje krvnih žila. Izloženost hladnoći smanjuje protok krvi i doprinosi odlivu viška tečnosti. 3D maska ne pritiska oči i trepavice, pruža čvrsto pristajanje na lice i štiti od prodora svetlosti, što vam omogućava da koristite uređaj kao masku za spavanje.

KARAKTERISTIKE:
1. 4 slučaja upotrebe (grejanje, vibracija, grejanje + vibracija, hladni obloga).
2. Maska je lagana, kada se koristi, ne pritisne na oči.
3. 3 nivoa grejanja da izaberete prijatnu temperaturu i 3 nivoa vibracija da podesite optimalnu snagu masaže.
4. Maska ima anatomski 3D oblik, sa udubljenjem za oči i zarezima za nos i most nosa za maksimalnu udobnost.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Povežite kontrolnu tablu sa maskom. Napomena: indikator punjenja svetli kada je veza između maske i kontrolne table slaba.
2. S dugim pritiskom (2 sekunde) na prekidaču za vibracije ili dugmetu temperature, uključite masažer. Svjetlosni indikator nivoa napunjenosti će se upaliti.
3. Režim vibracija i režim grejanja rade nezavisno jedni od drugih. Izaberite režim koji želite.
4. Način vibracija ima 3 nivoa vibracija. Masažer počinje s niskom nivoom vibracija, emitirajući 1 zvučni signal. Prilikom prebacivanja nivoa 2 zvučni signali će značiti 2 nivoa vibracija, 3 signala - 3 nivoa.

5. Način grejanja ima 3 nivoa temperature. Masažer počinje s niskom nivoom topline, emitirajući 1 zvučni signal. Prilikom prebacivanja nivoa, 2 zvučni signali će značiti prosječnu nivo grejanja, a 3 zvučni signali maksimalnu nivo topline.
6. Masažer ima pametni timer, uređaj će se isključiti nakon 15 minuta rada. Načini rada vibracija i grejanja rade neovisno jedni o drugima, njihov pametni timer radi odvojeno za svaki način rada. Kada je nivo vibracija ili temperatura promijenjena, pametni timer ne počinje ponovo.
7. Da biste isključili uređaj, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje vibracije ili načina grejanja i držite 2 sekunde.

NAČIN UPOTREBE:
1. Povežite kontrolnu tablu sa maskom.
2. stavite masku preko očiju, uključite je.
3. Omogućite vibracije/grejanje ili oboje odjednom.
4. Podesite nivo temperature i grejanja.
5. Uživajte u masaži 15 minuta.
6. Ako želite koristiti hladni oblog, stavite podložak u hladnjak 10 minuta unapred. Stavite ga u masku, ne uključujući uređaj.

UČESTALOST UPOTREBE:
Svakodnevna upotreba je dozvoljena.

TRAJANJE PRIMENE:
To je neograničeno.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Osobe koje su neosjetljive na toplinske učinke na kožu, osobe s povišenom tjelesnom temperaturom i koje pate od prehlade trebaju se posavjetovati s lekarom pre korištenja uređaja.
2. Ne preporučuje se korištenje uređaja:
u prisustvu tromboze, teške aneurizme, akutne venske aneurizme, svih vrsta dermatitisa, kožnih infekcija, jer upotreba uređaja može dovesti do pogoršanja;
ljudi koji nisu u stanju da izraze svoju volju ili koriste sam proizvod;
• Deca mlađa od 14 godina.
3. prekinuti upotrebu proizvoda ako dođe do povraćanja, napada ili drugih fizičkih reakcija.

UPOZORENJA:
1. Čuvati proizvod na nedostupnom mestu za djecu i odojčad.
2. proizvod je namenjen osobama starijim od 12 godina.
3. Držite kontrolnu tablu, kabl za punjenje i konektor za punjenje suvim.
4. Nemojte prskati kemijske tečnosti poput parfema i dezodoransa na površini maske.
5. Nemojte savijati, povlačiti ili vezati masku za oči i kabel za punjenje kako biste izbegli oštećenja.
6. osobe sa očnim bolestima ili alergijama, osobama sa akutnim reakcijama na vruće obloge se preporučuje da se pre upotrebe konsultuju sa lekarom.


U KUTIJI: (1) maska, (2) hladni obloga za kompresiju, (3) USB-Tip C kabl za punjenje, (4) torba za skladištenje, (5) instrukcija.

TEHNIČKI PODACI:
VREME PUNJENJA: 1 sat

TRAJANJE RADA: 75 minuta visoka temperatura 60 minuta u srednjoj temperaturi 45 minuta u režimu niske temperature

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 15 min
BRZINA VIBRACIJA: Nizak nivo - 3000 obrtaja u minuti • Prosečan nivo - 4000 obrtaja u minuti • Visok nivo - 5000 obrtaja u minuti

POSTAVKE TEMPERATURE: • Niska temperatura - 40-45 °C • Prosečna temperatura - 45-50 °C • Visoka temperatura - 50-55 °C



EMI - SILIKONSKA ČETKICA ZA ČIŠĆENJE I MASAŽU LICA

Čisti kožu

Efekat podizanja

Smanjuje otok

Poboljšava ten

Krug problema: začepljen, proširene pore, visok nivo potkožnog sebuma, otok.

MATERIJALI: silikon.

MASA: 97 g.

FUNKCIJE:
Masažer radi pomoću visokofrekventnih zvučnih vibracija podesiva intenziteta. Zvučni talas izaziva brzo titranje vlakana četkice koja klize po koži. Tako

Vibracije i rebrasta strana četkice omogućavaju blagu masažu koja podstiče cirkulaciju i zaglađuje sitne bore.

Topli način rada omogućava vam otvaranje pora i dubinsko čišćenje kože. Osim toga, efekat topline aktivira cirkulaciju krvi, ubrzava metaboličke procese u koži i podstiče apsorpciju korisnih sastojaka kozmetike.

KARAKTERISTIKE:
1. Jedinstveni oblik uređaja u obliku falanksa prsta i elastične, savitljive glave omogućit će vam da temeljito, efikasno i slobodno očistite sva područja lica kontaminanata i šminke.
2. Četka je napravljena od silikona za hranu, a čišćenje će biti delikatno i odgovaraće čak i najosetljivijoj koži.
3. Magnetsko-indukcijska baza za punjenje na usisnoj čaši omogućit će vam da praktično stavite svoju masažnu četkicu na ogledalo ili na zid u kupaonici, pojednostavnite postupak pohrane i punjenja uređaja.
4. 8 podesivih nivoa vibracija.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. S dugim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje, uključite uređaj.
2. Četka ima 2 načina rada: kontinuirani način rada vibracija s grijanjem i način rada vibracija talasa. Na prvom uključenju automatski se pokreće način rada kontroliranog načina rada vibracija s grijanjem.

3. U neprekidnom režimu vibracija sa grejanjem, na raspolaganju je 8 nivoa vibracija. Podesite nivo vibracija pomoću dugmadi za ubrzavanje/dole.
4. Da biste se prebacili na način rada vibracija talasa, ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
5. Ponavljanje pritiska na dugme za uključivanje/isključivanje isključit će uređaj.
6. Četkica ima funkciju memorije: kada se ponovo omogući, uređaj će početi u poslednjem korišćenom režimu.

NAČIN UPOTREBE:

ZA OSNOVNO ČIŠĆENJE
1. Navlažite lice vodom.
2. Nanesite sredstvo za pranje na četkicu.
3. Omogućite uređaj u kontinuiranom režimu vibracija sa grejanjem.
4. Oblik pene sa četkom, oslanjajući se na zglob ruke.
5. Stavite glavu kista na lice, masirajte ga za čišćenje. Pomerite se od dna (od brade) prema gore (do linije rasta kose na čelu) duž linija za masažu.
6. Nakon završetka, uklonite ostatke kozmetike s lica i četkajte vodom.

ZA DUBINSKO ČIŠĆENJE T-ZONE
1. Navlažite lice vodom.
2. Nanesite sredstvo za pranje na četkicu.
3. Omogućite uređaj u režimu vibracija talasa.
4. Oblik pene sa četkom, oslanjajući se na zglob ruke.
5. Stavite glavu četkice na lice, masirajte područja T-zone. Pomerite se od dna (od brade) prema gore (do linije rasta kose na čelu) duž linija za masažu.
6. Nakon završetka, uklonite ostatke kozmetike s lica i četkajte vodom.

ZA MASAŽU
1. Nanesite svoj kozmetički proizvod, kao što je krema / serum / gel (važno je uzeti hidratantnu kremu) na lice.
2. Uključite uređaj, odaberite udoban način rada za vas.
3. Sa zadnje strane četke, masirajte lice, krećući se od dna (od brade) do linije za kosu na čelu) duž linija za masažu.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
AKNE / UPALA	Jutro preferirano	Talasaste vibracije: 5 min. Nemojte koristiti zagrevanje.	Dnevni	U toku
SUHA KOŽA / GUBITAK TONUSA	Jutro	Neprekidne vibracije uz zagrevanje: 3-5 minuta, samo na obrazima i bradi. Talasaste vibracije: 3-5 minuta. Oba načina rada možete koristiti u istom tretmanu, ali neprekidne vibracije uz zagrevanje dopuštene su samo svaki drugi dan. Nemojte koristiti oba načina rada svaki dan.	Neprekidne vibracije uz zagrevanje: svaki drugi dan. Talasaste vibracije: svaki dan.	U toku

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
CRNE GLAVE (bez upale)	Bilo koje doba dana	Kontinuirana vibracija sa toplotom: 5-7 min. T-zona: čelo, nos i brada.	Dnevni	U toku
GREJANA MASAŽA (bez upale)	Bilo koje doba dana	Kontinuirana vibracija sa toplotom: 5-7 min.	2-3 puta nedeljno	U toku

KONTRAINDIKACIJE:

1. Nemojte koristiti uređaj s teškim oticanjem kože, odmah nakon operacije, opekotine od sunca ili oštećenja kože.
2. Ne preporučuje se korištenje uređaja za osobe s teškom upalom ili oticanjem oko očiju.
3. Nemojte koristiti uređaj s lako topljivim sredstvom za čišćenje, kremama na bazi silikona, proizvodima sa zrncima ili sredstvima za piling.
4. Preporučuje se individualna upotreba četke.

UPOZORENJA:

1. Pre korištenja uređaja, uklonite sat, naočale, lažne trepavice, kontaktne leće.
2. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti.
3. Nemojte predugo koristiti uređaj na istom području kože.
4. držite uređaj dalje od visokih temperatura.
5. Ne uranjajte uređaj u vodu.

U KUTIJI: (1) četka, (2) baza za punjenje, (3) DC-USB kabl za punjenje, (4) instrukcija.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 5 h

TRAJANJE RADA: 60 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 5 min

TEMPERATURA ZAGREVANJA: 55 ± 5 °C

VIBRACIJA: 7500 revolucija u minuti

OTPORNOST NA VODU: IPX7



HAZUMI LIGHT - UDARNI MASAŽER

Ublažava napetost mišića

Poboljšava cirkulaciju

Poboljšava tonus mišića

Anticelulit efekat

BRIGA: bol, napetost i zamor mišića nakon intenzivnog fizičkog napora.

MATERIJALI: ABS plastika, guma.

MASA: 230 g.

FUNKCIJE:
Udarni masažer stvara šok-posteroznu vibraciju - brze kratke impulse, čija frekvencija i intenzitet ovise o odabranoj brzini. Talas vibracija pod utjecajem udarne sile prodire do dubine od nekoliko centimetara u meka tkiva tela. Udarni impulsi "opuštaju" mišiće, ispiru limfnu tečnost i vensku krv iz upaljenih mišića, razbijaju adhezije, ublažavaju bol, smanjuju raspon pokreta ovog dela tela i pružaju nežno istezanje mišića. Kao rezultat toga, mišići i vezivna tkiva se brže popravljaju.

KARAKTERISTIKE:
1. HAZUMI Light - To je lagan mini masažer sa kompaktnijim dimenzijama od HAZUMI-a, što čini proces masaže još udobnijim.
2. 4 zamenljive mlaznice u kompletu za proučavanje svih mišićnih grupa.
3. 5 nivoa intenziteta da izabere najudobniju brzinu poteza, prilagođavajući ga na različitim mišićnim grupama, za različite mlaznice.
4. Pametni mjerač vremena (10 minuta) omogućava vam da se opustite tokom masaže, uređaj će se automatski isključiti nakon isteka vremena postupka.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Proverite je li uređaj napunjen.
2. Instalirajte glavu masaže koja vam je potrebna u uređaj.
3. S dugim pritiskom na dugme za napajanje, pokrenite uređaj.
4. Nakon aktiviranja masažnog pištolja automatski postavlja 1 stepen intenziteta.
5. Da biste promijenili nivo intenziteta, kratko pritisnite dugme. Ukupno, uređaj pruža 5 brzina. Na prvom, 1 indikator opekotine, sa svakim naknadnim povećanjem nivoa intenziteta, drugi indikator svetli, na 5 brzina sve 5 indikatori spaliti.

6. Da biste isključili masažer, pritisnite i držite dugme za napajanje.

NAČIN UPOTREBE:
1. Instalirajte 1 od 4 mlaznice u zavisnosti od toga koji deo tela želite da radite.
• Okrugli glava se preporučuje za upotrebu za masažu velikih grupa mišića, kukova, tele mišića, zadnjice i abdomena.
• U obliku slova U glava se koristi za masažu ramena, podlaktice, kičme.
• Konusna glava (metak) je dizajniran za duboku masažu tetiva, stopala, dlanova, ruku, okidača.
Ravna glava se koristi za masažu celog tela, opuštanje i obnavljanje mekih tkiva i osetljivih mišićnih grupa.
2. S kratkim pritiskom na dugme za uključivanje, postavite 1 od 5 nivo intenziteta.
Nivo 1: Ova brzina će pomoći da se zagreje mišiće na početku masaže, koji se koristi za aktiviranje mišića.
• Nivo 2. Intenzitet, na kojem počinje proučavanje dubokih i nepristupačnih mišića i fascije (spojna membrana mišića koja osigurava naše kretanje).
• Nivo 3. Vibracija ove frekvencije poboljšava mišićni tonus, pokretljivost i fleksibilnost mišićnog tkiva. Napeti i stegnuti mišići vraćaju se sposobnosti da se ugovore, budu u dobroj formi i rade ispravno.
• Nivo 4. Ovaj nivo izloženosti ublažava napetost i bol u mišićima i fasciji, opušta, normalizuje cirkulaciju krvi i zasićuje tkiva kiseonikom.
• Nivo 5. Intenzitet 3000 obrtaja u minuti omogućava akupresuru, rad na čvrstoći mišića i grčevima. Terapeuti za masažu ne preporučuju korištenje uređaja pri maksimalnim brzinama. Visoka nivo izloženosti pogodna je za korisnike s razvijenim mišićima - profesionalnim utegama, bodybuilderima i powerlifterima.
3. Nanesite pištolj za masažu na telo. Rasporedite masažer tako da mlaznica malo dodirne kožu iznad mišića.
4. Prilagodite pritisak i silu kojom nanesete uređaj na telo. Ne preporučuje se pritiskati ili posebno uporno pritiskati masažera na telo.
5. Polako vodite mlaznicu duž tela / mišića u pravcima prema dole, u bolnim tačkama možete da se zadržavate malo duže.
6. Trajanje primene na jednom području ovisi o željenom efektu. Za ublažavanje napetosti i toniranje mišića dovoljno je 15-60 sekundi. Kod tačkaste napetosti mišića zadržite se na tom području 30 sekundi.
7. Ukupno vreme masaže je 10 minuta, nakon čega će se masažer automatski zaustaviti.

UČESTALOST UPOTREBE:
Svakodnevna upotreba je dozvoljena.

TRAJANJE PRIMENE:
To je neograničeno.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Nemojte koristiti masažni pištolj na prednjoj ni bočnim stranama vrata jer možete oštetiti karotidne arterije.
2. Nemojte koristiti masažer na licu, glavi ni području srca.
3. Masažer se ne preporučuje kod upale, preloma kostiju ili istegnuća mišića i ligamenata.

UPOZORENJA:
1. Nemojte koristiti uređaj u vlažnom okruženju.
2. Nemojte koristiti proizvod prilikom kupanja ili tuširanja.

U KUTICI: (1) masažer, (2) glava u obliku slova U, (3) okrugla glava,
4. konusna glava, 5) ravna glava, 6) USB-C kabl za punjenje,
7. čipka, 8) torba za skladištenje, 9) instrukcija.

TEHNIČKI PODACI:
VREME PUNJENJA: 2 sata RADNO VREME: zavisi od pritiska i nivoa na kojem radite
• 1 nivo do 4 sata
Nivo 5 do 2,5 sata Pametan tajmer: 10 minuta
BRZINA VIBRACIJA:
• Nivo 1 - 1800 revolucije u minuti
Nivo 2 - 2100 revolucija u minuti
• Nivo 3 - 2400 revolucije u minuti
Nivo 4 - 2700 revolucija u minuti
• Nivo 5 - 3000 revolucije u minuti



HIGE - KOMPAKTNI ELEKTRIČNI BRIJAČ

Nega brade | Čisto brijanje | Uklanja neželjenu kosu

BRIGA: Prekomerna vegetacija lica.

MATERIJALI: metal.

MASA: 140 g.

FUNKCIJE:
HIGE - Ovo je rotacijska brijač koja ima 2 glave britvice. Glava je disk s rupama ispod kojih se oštrice okreću. Rotiraju se u krugu, pokreću se električnim motorom. Kada brijanje, dlake padaju u rupe, gde se oštrice, vrte ispod rešetki pri visokim okretima od 2600 do 2900 vibracija u minuti, potpuno režu čekinje. Ova vrsta britve smatra se najučinkovitijom, ali može uzrokovati iritaciju osetljive kože.

KARAKTERISTIKE:
1. Kompaktan - električni brijač teži samo 140 g i ima optimalne dimenzije 66k52k28 mm.
2. nema potrebe za povezivanjem brijača sa utičnicom. HIGE - To je brijač baterije. Iz jednog punjenja možete koristiti brijač autonomno do 55 minuta.
3. IPKS7 nivo zaštite od vlage, zahvaljujući kojem se HIGE može koristiti i za suvo i za mokro brijanje.
4. HIGE je opremljen s 2 plutajuće glave.Oni ponavljaju konture lica kada se kreću, usmjeravaju oštrice pod pravim kutom i pomoći će učinkovitije nositi se s mjestima koja nisu dostupna za brijanje.
5. prisustvo minijaturnog ekrana, sa kojim će kontrola brijača biti laka i prijatna:
Ekran prikazuje vreme upotrebe, nivo punjenja, način rada, kao i status zaključavanja.
6. Postoji funkcija zaključavanja. bit ćete sigurni da se britva neće uključiti u prtljagu / torbu / džep.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Aktivacija britvice aktivira se kratkim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje. Nakon pritiska na dugme, svi pokazatelji na ekranu naizmenično se osvjetljavaju od dna do vrha. Nakon 0,2 sekunde, svi pokazatelji istodobno se gase, ekran će prikazati samo preostalo vreme rada od trenutne nivoa baterije. Na primer: 58 minuta preostalo.
2. Uređaj pruža 2 načina rada: način rada male brzine i način rada velike brzine. Za prebacivanje načina rada, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na 1 sekundu.

Indikator brzine pojavit će se na ekranu (u donjem lijevom kutu ekrana). Kada se prebacite s velike brzine na mali indikator izlazi. Uređaj ima funkciju memorije: kada je uključen, radit će brzinom kojom ste ga zadnji put završili.
3. Kratki pritisak na dugme za uključivanje/isključivanje tokom rada uređaja stavit će ga na pauzu. U ovom slučaju, ekran će prikazati vreme rada uređaja u trenutnoj tretmanu upotrebe. Na primer: koristi se 15 sekundi.
4. Isključite uređaj Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje duže od 1 sekunde.
5. Zaštita od slučajnog uključivanja: Putno zaključavanje sprečava uključivanje brijača u prtljazi ako slučajno pritisnete dugme. Za zaključavanje držite dugme za uključivanje/isključivanje 3 sekunde dok je uređaj isključen. Ekran redom prikazuje 1-2-3. Ikona lokota u donjem desnom kutu zatreperi 3 puta, nakon čega se uređaj isključi i zaključa. Za otključavanje držite dugme 3 sekunde. Ekran redom prikazuje 3-2-1, ikona lokota zatreperi 3 puta i uređaj počinje raditi pri poslednjoj odabranoj brzini. Uređaj se može puniti dok je zaključan. Nakon punjenja zaključavanje se isključuje.

NAČIN UPOTREBE:
1. Omogućite uređaj kratkim pritiskom dugmeta za uključivanje/isključivanje.
2. Sporo kružni pokreti sa srednjim pritiskom kreću na licu u oblastima rasta kose (suvo brijanje se smatra efikasnijim).
3. Za brijanje na teško dostupnim mestima, na primer, na vilici, vratu i u predelu klivaža, preporučuje se kretanje protiv pravca rasta kose.
4. Po završetku postupka isključite uređaj i očistite ga.
5. Mala iritacija na koži tokom prvih nekoliko upotreba smatra se normalnom.

UČESTALOST UPOTREBE:
Preporučuje se da se brijač redovno koristi (najmanje 3 puta nedeljno) 3 nedelje kako bi se koža što brže prilagodila upotrebi uređaja.

TRAJANJE PRIMENE:
Termin upotrebe skupa lopatica je 2 godine, međutim, kako bi se izbeglo smanjenje kvaliteta brijanja, preporučujemo da ih menjate svakih 6 meseci.

KONTRAINDIKACIJE:
Ne koristite električnu britvu na oštećenoj ili nadraženoj koži, u područjima s otvorenim ranama.

UPOZORENJA:
1. Nepravilna upotreba može oštetiti glavu brijača. Nemojte prejako pritiskati uređaj. Namenjen je samo brijanju lica. Nemojte ga koristiti za kosu ili druge delove tela.

2. Pre upotrebe, proverite integritet glave brijača:
Ako je oštećen, nemojte koristiti uređaj.
3. Nemojte rastavljati kućište radi zamjene baterije. Nemojte sami preinačavati ni popravljati proizvod.
4. Nemojte povlačiti kabel za punjenje prilikom spajanja / isključivanja kabela za punjenje iz adaptera. Da biste izbegli oštećenje kabela za punjenje, nemojte ga omotati oko proizvoda.
5. Nemojte dugo ostavljati uređaj bez nadzora. Maksimalno vreme punjenja ne sme biti duže od 24 sata. Kako biste izbegli povrede pri punjenju ovog proizvoda, držite ga podalje od izvora vode.
6. Proizvod sadrži bateriju. Nemojte bacati uređaj u vatru niti ga puniti, koristiti ili čuvati na visokim temperaturama. Brijač punite, koristite i čuvajte pri temperaturi od 5 °C do 35 °C.
7. Ne umetnite strane predmete u proizvod.
8. brijač je namenjen za ličnu upotrebu jedne osobe.
9. Ako putujete s britvom, pobrinite se da se tokom prevoza aktivira način rada zaključavanja.
10. Osobe koje nemaju punu poslovnu sposobnost smeju koristiti proizvod samo pod nadzorom.

U KUTICI: 1) električni brijač, 2) USB-C kabl za punjenje, 3) instrukcija,
4. boca za ulje za podmazivanje lopatica, 5) četka za čišćenje uređaja,
6. kućište za skladištenje kože.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 66 min

TRAJANJE RADA: 60 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: ne

BRZINA ROTACIJE OŠTRICA: Niska - 2600 ± 200 revolucija u minuti • visoka - 2900 ± 200 revolucija u minuti

OTPORNOST NA VODU: IPX7



HIGE PRO - TRIMER 6 U 1

At-home kosa i brada nega

Uklanja neželjenu kosu lica i tela

Zabrinutost: Podesite dužinu kose, neželjenu kosu.

Materijali: metal, nerđajući čelik, plastika.

MASA: 200 g.

FUNKCIJE:
Hige Pro - To je univerzalni uređaj za samozaštitu. Zbog prisutnosti 6 nastavak u kompletu, lako se nosi s bilo kojom vrstom brijanja i frizure. Glavno načelo rada je da se kosa ne reže jednom oštricom, već interakcijom dvaju elemenata: statičke (donje) oštrice i pokretne (gornje) oštrice. Donja oštrica je nepomična i čvrsto pričvršćena na kožu. Njegova je oštrica izravna i "hvata" dlačice, držeći ih u uspravnom položaju. Gornja oštrica je povezana s rotirajućim motornim ekscentričnim pokretima lijevo-desno na površini donje oštrice. Tako oštrica oštrice reže kosu, pritiskajući je do oštrog ruba donje oštrice.

KARAKTERISTIKE:
1. Prisustvo 6 mlaznica za različite vrste struganja.
2. Prisustvo mlaznica sa 4 češlja za podešavanje dužine struganja.
3. Dostupnost pogodnog postolja za sam uređaj i sve glavne mlaznice.
4. profesionalne lopatice sa rotacionom brzinom od 7000 obrtaja u minuti.
5. nivo zaštite od vlage - IPKS6 (uređaj se može koristiti na mokroj koži).
6. Nema potrebe za spajanjem britvice na utičnicu. HIGE Pro - To je britva za baterije. Trajanje baterije je 200 minuta, što osigurava dugoročnu upotrebu bez potrebe za stalnim punjenjem.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Da biste uključili ili isključili uređaj, kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Kada je uređaj uključen, linija na ekranu glatko se pomiče, a zatim stalno gori.
2. Promena mlaznica
• Uređaj ima magnetski mehanizam za pričvršćivanje metalnih nastavak. Kako bi se nastavak popravila na telu uređaja, dovedite je na mesto pričvršćenja, nakon čega će je magneti popraviti. Da biste uklonili nastavak, povucite je i odvojite od tela uređaja.

• Crest nastavka se koriste na vrhu standardne nastavka za podešavanje dužine kose prilikom rezanja. Da biste ih instalirali, morate spojiti češalj na gornjem delu metalne nastavka, a zatim pritisnuti donji deo češlja pre nego što kliknete tako da se nalazi blizu površine metalne nastavka. Da biste uklonili nastavak za češalj, povucite jezik koji se nalazi u donjem delu nje. Napomena: Pre promjene nastavka, proverite je li uređaj isključen. Tokom promjene nastavak, držite britva telo s rukama podalje od dugmeta za uključivanje/isključivanje kako ne biste slučajno uključili uređaj.

NAČIN UPOTREBE:
Uključeni sa uređajem su 6 mlaznice za različite potrebe:
1. Šišanje (za to su pogodne 2 mlaznice):
Standardna nastavak za obrezivanje kose i nastavak za brijanje tela) Popravite nastavak za češalj na uređaju. Ako prvi put koristite trimer, počnite s nastavkom maksimalne dužine (12 mm). Uključite uređaj i nanesite ravni deo nastavka na kožu. Polako povucite nastavak preko kose. Ponovite pokrete u različitim smerovima po potrebi. Napomena: ako tokom frizure na vrhu nakupljene kose, isključite uređaj i očistite nastavak.
2. Brijanje brade / brkova Postavite nastavak uređaja na rub linije brade / brkova i nežno ga spustite na kožu. Kretanje u različitim smerovima podrezuje željena područja u licu i vratu. Napomena: ako ukrasite rubove brade / brkova, napravite rub na zadnjoj strani glave itd., uklonite nastavak za češalj trimera. Da biste formirali jasnu liniju, također možete koristiti posebnu nastavak za šišanje brade i brkova.
3. Brijanje s nastavkom za brijanje Držite uređaj tako da nastavak malo dotakne vaše lice pod kutom od 45 stepeni. Brijanje vježbajte kratkim dodirom. Razmažite kožu slobodnom rukom. To će pomoći kosi da se podigne, što će olakšati brijanje. Napomena: Ova nastavak je dizajnirana za brijanje pojedinih područja oko brade / brkova. Nije dizajnirana za potpuno brijanje.
4. Uklanjanje dlačica iz nosa i ušiju: Postavite nastavak i pažljivo ga umetnite u uho ili nosnicu. Tokom upotrebe okrećite nastavak. Pažljivo ga umetnite i izvadite. Napomena: Nemojte umetati nastavak preduboko u uho ili nosnicu (najviše 6 mm).
5. Ova nastavak se koristi za rezanje linija i uzoraka. Nakon instalacije nastavka, stavite je na mesto gde ste naveli početak uzorka, uključite brijač i počnite stvarati uzorak. Nemojte previše pritiskati nastavak. Napomena: Za najbolje rezultate upotrebite pripremljenu matricu.

UČESTALOST UPOTREBE:
Svakodnevna upotreba je dozvoljena.

TRAJANJE PRIMENE:
To je neograničeno.

UPOZORENJA:
1. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok se puni.
2. Držite kabl za punjenje dalje od izvora toplote.
3. Ne dopustite da voda uđe u kabel za punjenje.
4. Nemojte priključivati utikač u utičnicu ni izvlačiti ga mokrim rukama.
5. Nemojte koristiti oštećeni kabel za punjenje.
6. Punjenje, upotreba i skladištenje uređaja na temperaturama između 15 °C i 35 °C.
7. Prilikom čišćenja uvek isključite uređaj.
8. Čuvati proizvod na mestu koje nije dostupno djeci.

U KUTIJI: (1) trimer, (2) standardna mlaznica za šišanje kose,
3. mlaznica za brijanje na telu, 4) neto mlaznica za brijanje za čisto brijanje,
5. brada i brkovi mlaznica, 6) nos i uho kosa mlaznica,
7) Pričvršćivanje sa uzorkom za brijanje, 8) 4 priključka za češalj (3/6/9/12 mm), 9) USB-C kabl za punjenje, 10) boca za ulje, 11) četka za čišćenje, 12) postolje, 13) češalj.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 2 h

TRAJANJE RADA: 200 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: ne

BRZINA ROTACIJE OŠTRICA: 7000 revolucija u minuti

OTPORNOST NA VODU: IPX6



KARU - VIŠENAMENSKI UREĐAJ ZA OBLIKOVANJE KOSE

Brzo sušenje

Efikasno stajling

Frizz kontrola

Zabrinutost: mokra kosa, bezobličan stil nakon prirodnog sušenja kose, prekomerna fluffiness i elektrifikacija kose.

MATERIJALI: Aluminijumska legura, plastika.

MASA: 318 g.

FUNKCIJE:

3 Brzina protoka vazduha i 4 nivoa temperature omogućavaju vam da odaberete režim sušenja koji vam je udoban. Režim hladnog vazduha će vam pomoći da lako popravite polaganje.

Sa ČETIRI PRILOGA za nežno sušenje, zaglađivanje kose, stvaranje volumena i lokne, možete postići profesionalni stil kod kuće svaki dan.

Efekat COANDA će vam omogućiti da lako kreirate jedinstvene slike bez štete za kosu i nepotrebnih pokreta, sama lanac će biti privlači stiler.

Funkcija ionizacije zasićuje vazduh negativnim ionima, što vam omogućava uklanjanje statičke električne energije.

KARAKTERISTIKE:
1. Power styler KARU - 1200 W. Stiler s ovom nivoom snage može se smatrati profesionalnim. Ovaj tehnički indikator omogućit će vam da osušite kosu snažnijim protokom vazduha, a grejanje će se dogoditi brže.
2. motor bez četkica (BLDC) smanjuje buku i vibracije.
3. Coanda efekt je aerodinamički fenomen koji stvara vrtložne tokove koji privlače i uvijaju kosu na nastavak. KARU Styler koristi jedinstvenu vlasničku tehnologiju za reprodukciju Coanda efekta. Delovi nastavka nisu postavljeni i ne prelaze jedan drugoga, što vam omogućava ravnomjernu raspodjelu pramenova duž nastavka, što znači da će sva kosa biti jednako osetljiva na toplinsku obradu, kovrčat će i zadržati zadani oblik dugo vremena.
4. Za oblikovanje kose s obje strane glave potrebna je samo 1 nastavak. I nastavak za kovrče i nastavak za zaglađivanje kose opremljeni su ugrađenim prekidačem za protok vazduha. Ne morate menjati nastavak, samo promijeniti smer protoka, za to morate okrenuti gornji vrh nastavka u smeru u kojem želite usmjeriti protok vazduha.

5. Kontrola temperature. Grijaći element KARU Stylera opremljen je NTC senzorom temperature - to znači da kada temperatura prelazi 80 °C, a izlazni ili ulazni otvori vazduha su blokirani, nivo grejanja će se automatski smanjiti za 35%. Kada temperatura padne na minimum od 73 °C, grijaći element će se vratiti u standardni način rada. Ova tehnologija će zaštititi vašu kosu od pregrevanja i presušivanja.
6. KARU stil ima funkciju ionizacije (ioni se proizvode ionskim generatorom). Ona je ta koja će postići glatkoću kose, ukloniti pahuljastost i elektrifikaciju.
7. Uređaj ima memorijsku funkciju, tj. kada je uključen, stiler će početi da radi u istom režimu u kojem ste završili njegovu upotrebu prethodnog vremena.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Ugradnja/uklanjanje nastavka Da biste učvrstili nastavak na uređaju, nežno je umetnite u utore koji se nalaze u utičnici za postavljanje nastavak i lagano se okrenete u smeru kazaljke na satu pre nego što kliknete. Da biste uklonili nastavak, povucite dugme na zadnjoj strani uređaja i, držeći dugme u donjem položaju, odvojite nastavak, lagano je rotirajte u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Omogućite uređaj Popravite nastavak koja vam je potrebna na telu uređaja, povežite stil u utičnicu i prebacite dugme za uključivanje/isključivanje na gornji položaj. Uređaj ima funkciju memorije, tj. kada je uključen, stilist će početi raditi u istom načinu rada u kojem ste dovršili njegovo korištenje prethodnog vremena.
3. izbor brzine protoka vazduha
Uređaj pruža 3 režima brzine:
Niska brzina (plavi indikator): 75000 ± 5000 o/min;
Prosečna brzina (svetlo zeleni indikator): 85000 ± 5000 rpm;
Velika brzina (svjetlozeleni indikator): 105000 ± 5000 o/min. Načini rada se menjaju pritiskom na dugme za odabir brzine protoka vazduha. Prema zadanim postavkama uređaj će početi raditi u načinu rada male brzine. Redosled promjene načina rada puhanog vazduha: niska -> srednja -> visoka -> srednja -> niska.
4. izbor temperature
Uređaj obezbeđuje 4 temperaturna režima:
Visoka temperatura (crveni indikator): 95 °C ± 10 °C;
Prosečna temperatura (žuti indikator): 80 °C ± 10 °C;
Niska temperatura (zeleni indikator): 60 °C ± 10 °C;
• hladan vazduh (indikator izlazi): 25 °C ± 10 °C. Načini se menjaju pritiskom na dugme za odabir temperature. Prema zadanim postavkama, uređaj će početi raditi u načinu rada s niskom temperaturom. Redosled režima promjene temperature: niska temperatura -> prosječna temperatura -> visoka temperatura -> niska temperatura -> hladna vazduha.
5. Na kraju frizure, isključite uređaj, prebacite dugme za uključivanje/isključivanje na donji položaj. Sačekajte dok se uređaj potpuno ohladi, a zatim uklonite nastavak i uklonite utikač iz utičnice.

NAČIN UPOTREBE:
Uključeno sa uređajem ima 4 mlaznice:

Koristi se za prethodno sušenje pre polaganja, za daljnje oblikovanje kose ne treba se potpuno osušiti, trebaju ostati blago vlažne.Da bi se kosa zaštitila od oštećenja kada se zagrije, nanesite sredstvo za toplinsku zaštitu, a zatim osušite kosu na uobičajeni način, usmjeravajući protok vazduha od korena kose do vrhova.

Nastavak s četkom služi za podizanje kose pri korenu i oblikovanje talasa. Kako se kosa ne bi zapetljala, nemojte namatati pramen oko četke kao oko uvijača. Podelite kosu na pramenove. Prislonite četku što bliže korenu, položite na nju pramen i zadržite ga 5-7 sekundi. Za oblikovanje talasa povlačite četku od korena do vrhova. Kad vrhovi počnu kliziti s četke, okrenite je nekoliko puta oko njene osi. Ponavljajte dok ne postignete željeni rezultat.

Cilindrični nastavak promjera 38 mm služi za oblikovanje kovrča. Smer strujanja vazduha i uvijanja odaberite okretanjem vrha nastavka. Podelite kosu na pramenove i približite nastavak vrhovima jednog pramena. Zahvaljujući Coandinu efektu kosa će se privući i omotati oko nastavka. Nakon što se vrhovi omotaju, pomičite uređaj prema korenu bez okretanja. Zadržite ga u gornjem položaju oko 15 sekundi i pažljivo otpustite kovrču.

Nasatka za milovanje kose koristi se za glatku krznenu kosu. Nastavak vam omogućava da promijenite smer protoka vazduha za prikladniju instalaciju. Da biste to učinili, okrenite vrh nastavka u željenom smeru. Osušite kosu na uobičajeni način, a zatim stavite nastavak na koren tako da kosa leži na površini s rupama za vazduh. Prilagodite smer protoka vazduha. Pomerite celu dužinu kose od korena do vrhova, simulirajući češljanje.

UČESTALOST UPOTREBE:
Svakodnevna upotreba je dozvoljena.

TRAJANJE PRIMENE:
To je neograničeno.

UPOZORENJA:
1. Delovi uređaja zagrijavaju se tokom oblikovanja kose. Nemojte koristiti zapaljive proizvode na kosi i ne približavajte uređaj koži vlasišta, lica, ušiju ni vrata.
2. Nakon raspakivanja, pobrinite se da je stilist netaknut, zajedno sa svim delovima, kao što je prikazano u ilustraciji, i nema znakova oštećenja. Pre upotrebe uklonite sve nalepnice, oznake itd. s uređaja.

3. Uređaj nije pogodan za upotrebu u kadi ili pod tušem. Ne sme doći u dodir s vodom, drugim tečnostima, kapljicama ili parom.
4. Ako uređaj upotrebljavate u kupaonici, odmah nakon upotrebe izvucite utikač iz utičnice. Blizina vode opasna je čak i kad je uređaj isključen.
5. Ne koristite uređaj mokrim rukama. Ne izlažite uređaj vlazi, vremenskim uslovima (kiša, sunce itd.) ili ekstremnim temperaturama.
6. Nemojte povlačiti mrežni kabel ili sam uređaj kako biste uklonili utikač iz utičnice. Nemojte povlačiti ili podizati uređaj pomoću kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora se zameniti u centru za održavanje.
7. Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu. Pre čišćenja ili održavanja, kao i kad uređaj ne koristite, uvek ga odspojite s mreže.
8. Držite uređaj na nedostupnom mestu za djecu. Ovaj uređaj mogu koristiti deca u dobi od 8 godina i starija samo pod nadzorom odraslih.
9. Ako je uređaj neispravan ili ne radi ispravno, odmah ga prestanite koristiti. Za popravke, kontaktirajte centar za održavanje.
10. Nemojte koristiti uređaj za oblikovanje kose ako vam je pao ili ako su vidljiva oštećenja.
11. Nemojte koristiti uređaj na životinjama, perikama i frizurama od sintetičkih materijala.
12. Koristite uređaj samo sa originalnim priborom.

U KUTIJI: (1) stiler, (2) mlaznica za kosu, (3) mlaznica za ispiranje, (4) mlaznica za uvijanje,
5. mlaznica za ravnanje kose, 6) torba za skladištenje, 7) ukosnica (2 kom),
8. instrukcija.

TEHNICKI PODACI:

BRZINA ROTACIJE MOTORA: 105000 ± 5000 obrtaja u minuti

Brzina: 13 litara u sekundi

BRZINA STRUJANJA VAZDUHA:
Mala brzina: 75000 ± 5000 obrtaja u minuti
• Prosečna brzina: 85000 ± 5000 obrtaja u minuti
Velika brzina - 105000 ± 5000 revolucija u minuti

POSTAVKE TEMPERATURE: • Visoka temperatura - 95 °C ± 10 °C • Prosečna temperatura - 80 °C ± 10 °C • Niska temperatura - 60 °C ± 10 °C • Hladni vazduh - 25 ± 10 °C



KINU - BEŽIČNO GLAČALO ZA KOSU

Ispravlja kosu | Stilovi i oblici kose | Nežan tretman | Frizz kontrola | Očuva zdravu kosu sjaj

ZABRINUTOST:

POVEZANO: problemi sa oblikovanjem izvan kuće, oštećenje kose zbog visoke temperature i neravnomjernog zagrevanja ploča, rizik od suhoće i krhkosti kose, nelagoda žičanih uređaja, nedostatak prilagodbe temperature za različite vrste kose, složenost stvaranja različitih stilova, rizik od pregrevanja, glomaznosti i teške težine standardnih ispravljača, složenost prevoza i skladištenja.

Povezan sa vrstom kose: porozna kosa, tvrda kosa, kovrdžava kosa, talasasta kosa, hirovita i teška za sklapanje kose.

Materijali: ABS plastika, PC plastika.

MASA: 380 g (pravilo), 243 g (stanica za punjenje).

FUNKCIJE:

Ravnanje kose - grijane ploče omekšavaju keratinske veze u kosi. Pramen se drži između ploča i izravnava; veze se hlade u novom, ravnom položaju.

Premaz - tople ploče postavljaju kosu u pravom smeru. Toplota čini kosu više savitljivom, a oblik je fiksiran tokom hlađenja - zbog privremene promjene vodikovih veza u strukturi kose.

Modeliranje kose - stvaranje kovrča, talasa ili zapremine nastaje zbog kombinacije grejanja i mehaničkog djelovanja (rotacija, napetost, savijanje pramenova). Kosa ima oblik grijane ploče ili pokreta alata i fiksirana je nakon hlađenja.

KARAKTERISTIKE:
1. bežični.
2. Punjenje na dva načina: preko kabla Tipe-C i kroz bazu za punjenje.
3. 4 temperaturna uslova.
4. Sparing keramičke ploče.
5. Kontrola toplote.
6. Funkcija zaključavanja baterije za siguran transport.
7. funkcija sećanja na najnovija podešavanja.
8. produžena oprema sa velikim skupom pribora.
9. digitalni displej.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Otključaj uređaj Pre početka upotrebe prebacite prekidač na "otključani" položaj. Upozorenje: Uređaj se ne može uključiti dok je zaključan.
2. Uključite napajanje Pritisnite i držite dugme za napajanje 2 sekunde. Dinamičko osvjetljenje će se upaliti, signalizirajući uključivanje uređaja.
3. Isključite napajanje Pritisnite i držite dugme za napajanje 2 sekunde.
4. Za sigurnost i uštedu punjenja, uređaj se automatski gasi nakon 30 minuta neaktivnosti.
5. Za podešavanje temperature, koristite dugmad "+" i "−". Dostupne su četiri nivoa grejanja: 150, 180, 200 i 220 stepeni. Odaberite odgovarajući temperaturni režim zavisno o vrsti i stanju kose. Tokom zagrevanja, odabrana nivo će bljesnuti. Nakon što uređaj dostigne postavljenu temperaturu, indikator će prestati treptati i ostati uključen.

NAČIN UPOTREBE:
1. Kosa mora biti čista, suha i dobro raščešljana. Ne preporučuje se koristiti glačalo na mokroj ili vlažnoj kosi.
2. Uključite uređaj Otključaj ispravljač prebacivanjem prekidača na položaj "Otključaj". Pritisnite i držite dugme za napajanje 2 sekunde pre uključivanja dinamičkog pozadinskog osvjetljenja.
3. izbor temperature
Izaberite odgovarajuću temperaturu pomoću tastera + / −:
150 stepeni za tanku, oštećenu ili obojenu kosu
180-200 stepeni za normalnu kosu
220 stepeni za gustu, tvrdu ili kovrčavu kosu. Indikator temperature treperit će tokom zagrevanja i počet će se neprekidno osvjetljavati kada se postigne određena temperatura.
4. ispravljanje kose
• Podelite kosu na male pramenove.
Postavite pramen između keramičkih ploča i zatvorite ih.
• Pažljivo prevucite ispravljač od korena do vrhova.
Nemojte ostati u jednom području duže od 3 sekunde kako biste izbegli pregrevanje kose.
5. Uvrtanje kose
Uzmite mali pramen kose i stisnite ga između keramičkih ploča.
• Okrenite ispravljač oko vaše ose da biste uvrnuli pramen u željenom pravcu.
Polako prevlačite uređaj od korena do vrhova, držeći pramen u okretnom položaju nekoliko sekundi.
• Nakon formiranja lokne, pažljivo rastvoriti niti i, ako je potrebno, popraviti stil sa laka za kosu.

6. Nakon završetka instalacije pritisnite i držite dugme za napajanje na 2 sekunde kako biste isključili uređaj. Ako je potrebno, priključite uređaj na bazu za punjenje za punjenje.

UPOZORENJA:
1. Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu.
2. Nemojte koristiti uređaj na mokroj ili vlažnoj kosi ni blizu vode, recimo u kupaonici ili kraj umivaonika, kako biste izbegli strujni udar.
3. Nemojte dodirivati zagrijane keramičke ploče tokom rada jer se možete opeći.
4. Nemojte ostavljati uključen uređaj bez nadzora.
5. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili ima vidljive nedostatke u telu, kabelu ili bazi za punjenje.
6. Držite uređaj i punjač dalje od dece i kućnih ljubimaca.
7. Nemojte koristiti uređaj u blizini zapaljivih materijala.
8. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Sve popravke treba obaviti samo kvalificirani stručnjak.
9. U slučaju kvarova, odmah isključite uređaj sa napajanja.
10. Koristite samo originalni pribor i punjače koje preporučuje proizvođač.
11. Tokom punjenja proverite jesu li kontakti i unutar baze za punjenje čisti i suhi.
12. Nemojte uranjati uređaj u vodu ili ga oprati pod mlazom vode.
13. onemogućite uređaj nakon upotrebe i pre čišćenja

U KUTIJU: 1) bežični ispravljač kose, 2) baza za punjenje,
3. kabl za punjenje tipa C, (4) zaštitni silikonski poklopac, (5) traka za kosu,
6. brisanje, (7) prostirka otporna na toplotu, 8) klipovi (2 kom), 9) uputstva, 10) kese.

TEHNIČKI PODACI:

Pokrivne ploče: Keramika

DIMENZIJE: 303 × 38 × 42 mm (glačalo za kosu), 105 × 105 × 159 mm (postolje za punjenje)

SNAGA: 47 W

NAPON: 7,2 V

POSTAVKE TEMPERATURE: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

TRAJANJE RADA (PUNA BATERIJA): 40 minuta

VREME PUNJENJA: 1,5-2 h

DIMENZIJE GRIJAĆIH PLOČA: 25×100 mm



KIO - EMS MASAŽER ZA TELO

Telo konture

Cilja opuštenost kože i celulit

Održava čvrstinu i elastičnost kože tela

BRIGA: višak kilograma (lokalni depoziti masti), celulit, otok, opuštena i mlitava koža, strije, vidljivi znaci starenja, pigmentacija.

MATERIJALI: ABS plastika.

MASA: telo - 128 g. • telo sa EMS mlaznicom - 224 g. • telo sa RF mlaznicom - 221 g.

FUNKCIJE:
U KIO masažeru tela, funkcije su predstavljene u skladu sa specijalizovanim mlaznicama: EMS i RF & LED.

EMS ILI ELEKTROMIZAMULACIJA je postupak za stimulaciju mišića i nervnih završetaka izlaganjem impulsu struje s određenim karakteristikama. EMS oponaša autogene električne impulse, koji uz pomoć elektroda dopiru do nerva i mišićnih vlakana, doprinose njihovoj kontrakciji. Tako se jača koža, povećava njezina elastičnost. Izloženost električnoj struji na mišićnom tkivu ne samo da uzrokuje kontrakciju, već doprinosi poboljšanju lokalne cirkulacije krvi i limfne drenaže. Time se poboljšava ishrana tkiva i doprinosi brzom uklanjanju metaboličkih proizvoda: razgradnji masti i uklanjanju toksina iz tela, što je glavna pokretačka sila za korekciju figure i u borbi protiv celulita. Redovna upotreba EMS masaže poboljšavanjem cirkulacije i limfe će sprečiti venske poremećaje i olakšati oticanje.

RF - LIFTING je postupak u kojem se duboki slojevi tkiva zagrijavaju uz pomoć visokofrekventne struje. Električni impuls, koji zaobilazi epidermu, povećava temperaturu u dermisu i potkožnoj masti, što dovodi do sinteze kolagena. Poboljšava se cirkulacija krvi, ubrzava metabolizam masnih ćelija. Kao rezultat postupka, svojstva kože su značajno poboljšana - elastičnost, elastičnost i povećanje turgura, vidljivo je zategnuta. Radiofrekventni impulsi mogu smanjiti zapremina masnog tkiva, ali glavna funkcija RF podizanja je zatezanje kože.

Unutar okvira fototerapije, svaka boja odgovara određenoj talasnoj duljini u vidljivom spektru svetlosti. Djelujući na koži na različitim dubinama, svetlost se apsorbira receptorima kože, aktivira prirodne procese unutar ćelije i uzrokuje određenu reakciju kože. Imajući najdužu talasnu dužinu (u KIO 630 ± 20 nm), crveno svetlo prodire u kožu dublje od svih vrsta svetlosti. Deluje na fibroblaste, što podstiče proizvodnju kolagena i time regeneraciju kože. Kao rezultat terapije s crvenim svetlom, povećava se čvrstina i elastičnost kože, zatežući se i spoljašnji znakovi starenja kože, kao što su bore i pigmentacija, smanjuju se.

KARAKTERISTIKE:

1. Kompaktan ergonomski oblik, zahvaljujući kojem je uređaj udoban u ruci.
2. masažer kombinuje 3 efikasne tehnologije: EMS, RF, LED.
3. U setu 2 specijalizovane magnetne mlaznice za svaki od režima:
EMS mlaznica sa 4 velike sferne metalne elektrode i RF&LED mlaznica sa elektrodama u obliku malih kuglica i prstenova, kao i LED dioda.
4. Uvećana radna površina uređaja vam omogućava da odmah deluje na prilično velikim delovima tela.
5. Kontrola 1 dugme: uključivanje / isključivanje i intenzitet prebacivanje.

UPUTSTVA ZA RAD:

1. Body masažer ima 2 magnetne nastavka: nastavak s velikim kuglicama za rad u EMS načinu rada i nastavak s prstenom i malim kuglicama za rad u RF i LED načinu rada. Ugradite nastavak u telo uređaja: za to umetnite nastavak u udubljenje na telo uređaja.
2. Nakon instalacije nastavka s dugim pritiskom (2 sekunde) na dugme za uključivanje/isključivanje, uključite masažer. Zavisno o odabranoj mlaznici, EMS ili RF i LED načinu rada, indikator intenziteta udara će zasvijetliti.
3. U načinu rada EMS i RF i LED postoje 3 nivoa intenziteta. Da biste ponovo promijenili nivo, pritisnite dugme za promjenu nivoa intenziteta. Indikator svetla postupno se puni kako se nivo sile povećava. Nakon što se dostigne maksimalna nivo kada se ponovo pritisne dugme za promjenu nivoa, uređaj se automatski pomiče na minimalnu nivo intenziteta udara. Imajte na umu da samo promjene nivoa RF intenziteta u načinu rada RF i LED ostaju konstantne.
4. Masažer ima pametni timer, uređaj će se isključiti nakon 5 minuta rada
5. Da biste isključili uređaj, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i držite 2 sekunde.
6. Da biste uklonili nastavak, uzmite uređaj s jednom rukom, uzmite bočne "uši" na glavu za masažu s drugom rukom. S silom povucite nastavak na sebe, izvadite je iz tela uređaja.

NAČIN UPOTREBE:

OPŠTE PREPORUKE:

1. Koristite masažer na čistoj koži, uklonite višak ulja i bilo kakve nečistoće iz tela.
2. Ako se vaš kontakt gel ili proizvod za negu apsorbira u kožu tokom masaže, ponovo ga nanesite kako bi se osiguralo slobodno kretanje (klizanje) masažera i povećala efikasnost efekta. Kada se krećete u različitim delovima tela, nanesite kontakt gel na kožu tela u kojem planirate raditi.

pre masaže.
3. KIO masažer je opremljen senzorom pokreta. Tokom upotrebe, obavezno premjestite uređaj preko kože. Ako uređaj ostavite na jednom mestu bez kretanja dugo vremena, prestat će raditi. Nakon ponovnog pokretanja, uređaj će ponovo početi raditi.
4. Nemojte dugo ponavljati pokrete na istom području ni držati masažer na mestu. Prag boli i osetljivost kože razlikuju se od osobe do osobe. Ako uređaj miruje na jednom mestu, mogu nastati manje opekotine. Tokom upotrebe ne zadržavajte se na istom mestu duže od 2-3 sekunde.
5. osetljivost kože i efikasnost uređaja su individualne karakteristike koje variraju u zavisnosti od osobe i oblasti izloženosti.

NAČIN EMS:

1. Nanesite na kožu kontaktni gel provodnik ili proizvod za negu na strukturi nalik gelu na vodi, to će obezbediti bolju provodljivost struja za maksimalne rezultate.
2. Podesite mlaznicu prema režimu koji želite da koristite.
3. Uključite uređaj, za prvu primenu, odaberite početnu nivo intenziteta EMS-a.
4. Za masažu struka, držite uređaj sa strane, krećući se od periferije do centra na 5 minuta.
5. Za masažu nogu, držite uređaj na bedru / potkoljenici, krećući se prema gore 5 minuta.
6. Za masažu ruku držite uređaj na ramenu od lakta do zgloba ramena 5 minuta.
7. Za masažu abdomena, pomerite uređaj naopako u cik-cak, izbegavajući područje pupka 5 minuta.
8. tokom masaže, budite sigurni da primenite dovoljno pritiska kako bi se obezbedio potpuni kontakt površine elektrode sa kožom.
9. Nakon završetka postupka, isključite uređaj, uklonite i očistite nastavak. Ostavite kontaktni gel ili proizvod za negu na koži dok se potpuno ne upije, nakon čega očistite kožu.

RF REŽIM:

1. Nanesite na kožu kontaktni gel provodnik ili proizvod za negu na strukturi nalik gelu na vodi, to će obezbediti bolju provodljivost struja za maksimalne rezultate.
2. Podesite mlaznicu prema režimu koji želite da koristite.
3. Uključite uređaj, za prvu primenu, odaberite početnu nivo intenziteta RF i LED.
4. Odaberite područje izlaganja i izvršite pokrete masaže navedene u nastavku. Osnova RF funkcije je zagrevanje kože kako biste stimulirali kolagensku regeneraciju i potkožni metabolizam masti.
Ako se temperatura grejanja osjećate nedovoljno, smanjite brzinu klizanja, ako je temperatura suprotna previsoka, povećajte brzinu kretanja tako da se temperatura osjeća ugodno.
5. Koristeći klizne pokrete, pomerite se u pravcu teksture kože 5 minuta.
6. Klizanje horizontalno za 5 minuta.
7. Kružni pokreti se kreću u smeru kazaljke na satu 5 minuta.
8 Ponovite kružne pokrete u smeru suprotnom od kazaljke na satu 5 minuta.

9. Nakon završetka postupka, isključite uređaj, uklonite i očistite nastavak. Ostavite kontaktni gel ili proizvod za negu na koži dok se potpuno ne upije, nakon čega očistite kožu.

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
OTEČENOST / SLABA LIMFNA DRENAŽA / SLABOST MIŠIĆA	Jutro	EMS: trbuh i struk - 10-15 min; bedra i stražnjica - 15-20 min. Ukupna tretman: do 40 min. Započnite s minimalnim intenzitetom i postupno povećavajte prema udobnosti i stanju kože.	Početni kurs: 3-4 puta nedeljno 6-8 nedelja. Održavanje: 1-2 puta nedeljno.	Početni kurs: 6-8 nedelja. Zatim napravite pauzu od 1-2 meseca kako biste omogućili koži da se oporavi i izbegne prilagođavanje konstantnoj stimulaciji.
UČVRŠĆIVANJE KOŽE / UBLAŽAVANJE STRIJA	Veče	RF i LED: trbuh i struk - 10-15 min; bedra i stražnjica - 15-20 min. Ukupna tretman: do 40 min. Povećajte intenzitet RF unutar udobnih granica. Koža bi se trebala osjećati toplo, bez pregrevanja.	Početni kurs: 2-3 puta nedeljno za 6-8 nedelja. Održavanje: jednom nedeljno; jednom svakih 10-14 dana je takođe prihvatljivo.	
KOMBINIRANI TRETMAN	EMS ujutru i RF & LED uveče, ili kombinovana sesija popodne	EMS + RF i LED. Abdomen i struk: EMS 10-15 min, RF i LED 10-15 min. Bedine: EMS 10-15 min po nozi, RF i LED 15-20 min po nozi. stražnjica: EMS 15 min, RF i LED 15 min. U kombiniranoj tretmanu koristite različite načine rada za različita područja: EMS za bedra, RF i LED za trbuh i struk.	EMS: 3 puta nedeljno. RF & LED: dva puta nedeljno.	

KONTRAINDIKACIJE:

1. Zabranjeno je koristiti uređaj:
• Osobe s aritmijom ili drugom srčanom bolešću te osobe s elektrostimulatorom srca.
osobe sa stalnim metalnim implantatima ili pirsinga u oblasti upotrebe uređaja.
• Osobe sa alergijama, dijabetesom, eritemskim lupusom, porfirijom, kongestivnom srčanom bolešću, poremećajem zgrušavanja krvi ili poremećajem imunskog sistema (na primer HIV infekcija ili AIDS).
• Osobe sa neidentifikovanim lezijama kože.
• Osobe koje su na radioterapiji ili kemoterapiji. Uređaj je pogodan za primenu na strijama nastalim zbog pretilosti ili trudnoće. Nemojte ga koristiti za tretiranje ožiljaka.
Osobe čija je koža u sadašnjoj ili nedavnoj prošlosti tretirana alfa-hidrokiselinom (AHA), beta-hidrokiselinom (BHA), lokalno izotretinoinom ili azelainskom kiselinom.
Osobe koje uzimaju bilo koji oblik Roaccutane u poslednjih 6 meseci.
Ako uzimate lekove koji povećavaju osetljivost na svetlo ili druge lekove na recept, pre upotrebe masažera pročitajte uputstvo o leku. Nemojte koristiti uređaj ako uputstvo upozorava na fotoalergijske ili fototoksične reakcije ili preporučuje izbegavanje sunčeve svetlosti.
Ljudi uzimaju antikoagulantne lekove, uključujući visoke doze aspirina. Preporučuje se upotreba masažera samo nedelju dana nakon završetka tretmana.
2. Nemojte koristiti uređaj na licu, vratu, grudima, genitalnom području i na delovima tela koji su prošli plastičnu operaciju u poslednja 3 mjeseca.
3. Nemojte koristiti uređaj u načinu lečenja LED ako je vaša koža osetljiva na svetlost, sklona osipu, alergijskim reakcijama.
4. Nemojte koristiti LED terapiju ako na području primene imate infekciju, ekcem, opekotine, upalu folikula dlake, otvorene rane, modrice, herpes simplex, kožne lezije ili hematome.
5. Nemojte usmjeravati masažer prema očima ni gledati u njegov izvor svetla.
6. Nemojte pokušavati rastaviti, popraviti ili preinačiti uređaj. Koristite ga samo u svrhe opisane u ovim uputstvima.

UPOZORENJA:

1. Držite ga van domašaja dece.
2. pažljivo koristite ovaj uređaj u skladu sa ovim preporukama. Neuspeh u skladu sa uputstvima može izazvati neželjene posledice.
3. Nemojte koristiti uređaj sa zapaljivim kozmetičkim proizvodima.
4. Nemojte koristiti ovaj uređaj na području oko očiju.
5. Pre upotrebe proverite ima li oštećenja. Nemojte koristiti masažer ako ne radi ispravno, ako je slomljen ili oštećen.
6. Sprovesti test osetljivosti 24 sata pre prve upotrebe uređaja. Nanesite malu količinu kontaktnog gela na unutrašnjost podlaktice kako biste bili sigurni da ni proizvod za negu ni masažer ne uzrokuju reakciju kože.

7. Kabel za punjenje USB-C i priključak punjača držite suhima. Nemojte koristiti uređaj tokom punjenja.
8. Budite oprezni kada koristite svoj kontaktni gel ili proizvod za negu, ulje i kiselina u sastavu kozmetike mogu oštetiti premaz uređaja.
9. Pre upotrebe, obratite se lekaru, prestanite da koristite ako osetite nelagodnost ili osetite bilo kakvu neželjenu reakciju, ako imate alergije, kožne bolesti, dermatitis itd.

U KUTICI: (1) kućište uređaja, (2) EMS mlaznica, (3) RF & LED mlaznica,
4. kabl za punjenje, 5) torba za skladištenje, 6) instrukcija.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 3 h

TRAJANJE RADA: 60 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 5 min

JAKOST STRUJE: RF + LED: • Intenzitet 1: 975 ± 50 mA • Intenzitet 2: 990 ± 50 mA • Intenzitet 3: 1005 ± 50 mA. EMS: • Intenzitet 1: 30 ± 10 mA • Intenzitet 2: 41 ± 10 mA • Intenzitet 3: 52 ± 10 mA. FREKVENCIJA: • RF: 2 MHz ± 0,2 MHz • EMS (promjenjiva frekvencija ciklusa): 78,5 Hz ± 10 %, 18,5 Hz ± 10 %.

TALASNI OBLIK: pravougaoni talasni oblik
OTPORNOST NA VODU: IPX6



LED HAND MASK - MASKA ZA FOTOTERAPIJU RUKU

4 svetlosna spek-tra

Zaglađuje bore

Smanjuje pigmentaciju

Uravnoteži se sa ulju kože

Poboljšava čvrstinu

BRIGA: promene u vezi sa uzrastom u koži ruku, gubitak elastičnosti i mlitavosti, pigmentacija povezana sa uzrastom, problematična koža (akne, upala).

MATERIJALI: silikon, ABS plastika.

MASA: 326 g.

FUNKCIJE:

Fototerapija (LED) koristi svjetlosne valove različitih dužina. Oni prodiru do određene dubine kože, gde ih ćelije upijaju i pokreću prirodne procese obnove.

Crvena LED svetlo (630 nm) - stimuliše metaboličke procese u ćelijama, promoviše duboku oporavak, poboljšava teksturu kože i osvetljava pigmentne tačke.

Plava LED svetlo (415 nm): normalizuje ravnotežu masne kože, promoviše pažljivo čišćenje i ublažava ga.

Blizu infracrvene (NIR) (830 nm): prodire u duboke slojeve tkiva, ubrzava obnavljanje ćelija, povećava elastičnost i zateže kožu ruku.

Mešani (crveni + plavi) (630 + 415 nm): kombinuje snagu dva spektra za moćne efekte protiv starenja, čišćenja i oporavka.

KARAKTERISTIKE:
1. Automatska i ručna kontrola: koristite gotov automatski ciklus od 15 minuta sa promenom boja ili izaberite 1 ručni režim sa jednim svetlom 10 minuta.
2. pametni tajmer: uređaj se automatski isključuje nakon sesije (15 minuta u automatskom režimu, 10 minuta u ručnom), što garantuje bezbednu upotrebu.
3. 106 LED dioda: pružaju moćan i ujednačen premaz cele površine ruku, podlaktica i zglobova.
4. ergonomija i sigurnost: maska je napravljena od silikona za hranu i lako se fiksira na ruci udobnim trakama na Velcro-u.
5. bežična kontrola: kapacitet baterije od 1500 mAh omogućava do 40 minuta kontinuirane nege bez vezivanja za utičnicu.
6. Bliskoinfracrveni (NIR) spektar omogućava pokretanje procesa pomlađivanja u najdubljim slojevima dermisa, koji nisu dostupni za konvencionalnu kozmetiku i standardnu fototerapiju.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. pričvrstite pojaseve za pričvršćivanje na masku: stavite desne i leve trake u odgovarajuće rupe sa strane maske i pričvrstite ih na Velcro.
2. stavite masku na ruku i pričvrstite levu traku sa desne strane.
3. Kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču. Maska će se automatski uključiti ručno u crveno LED svetlo.
4. pomoću dugmeta Prebaci režim (AUTO/RUČNO), izaberite režim koji želite:
U blizini odabranog režima, svetlosna dioda A ili M će se upaliti.
5. Ručni način rada (M): Pomoću kratkih preša dugmeta za napajanje odaberite željenu svetlost (1 crvena, 2 plava, 3 blizu infracrvena, 4 kombinovana). Pametni mjerač vremena važi 10 minuta.
6. Automatski način (A): Načini će se menjati samostalno: 5 minuta crveno, 4 minute plavo, 3 minute blizu infracrvenog, 3 minute kombinovano. Ukupno vreme tretmana je 15 minuta.
7. Za prisilno isključivanje pritisnite i držite dugme za uključivanje.

NAČIN UPOTREBE:
1. Test osetljivosti Važno: pre prvog postupka treba sprovesti test osetljivosti. Stavite uređaj na unutrašnju stranu podlaktice. Uključite masku i imate najmanje 10 minuta. Ako osetite toplinu ili nelagodu, odmah prestanite koristiti. Nakon završetka testa sačekajte najmanje 6 sati. Ako je koža crvena i / ili svrbi, uređaj nije pogodan za vas.
2. Na kraju testa osetljivosti očistite kožu ruke, nemojte nanositi proizvode za negu.
3. staviti masku na ruku i zaključati trake.
4. Izaberite željeni režim (automatski ili ručni) i izvršite proceduru.
5. Ne preporučuje se prekoračiti vreme upotrebe.
6. Nakon sednice, preporučuje se da se primeni negu, hidratantni sredstva za kalibraciju rezultat.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:
Da bi se postigao vidljiv efekat, preporučuje se koristiti LED masku za ruke najmanje 4 nedelje. 1. nedelja: svaka 3 dana 10-15 minuta. 2. i 3. nedelja: svaka 2 dana 10-15 minuta. 4. nedelja: svaki dan 10-15 minuta.

Protokol "Duboko anti-age i podizanje"

REŽIM	FAZA	VREME	SVETLOST	RACIONALE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU	Prva sednica	10 min	Blizu infracrvene (NIR)	Duboko zagreva tkiva, ubrzava ćelijski metabolizam i priprema dermis za obnovu.
	2. tretman	10 min	Crveno LED svetlo.	Snažno stimuliše proizvodnju kolagena

Dalje sesije se menjaju prema učestalosti i trajanju upotrebe LED RUČNE MASKE.

Protokol za detoksikaciju i antibakterijsku negu

REŽIM	FAZA	VREME	SVETLOST	RACIONALE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU	Prva sednica	10 min	Plava LED svetlo.	Uništava bakterijsko okruženje, normalizuje sadržaj masti i smiruje iritirana područja
	2. tretman	10 min	Mešano svetlo	Snažno stimuliše proizvodnju kolagena

Dalje sesije se menjaju prema učestalosti i trajanju upotrebe LED RUČNE MASKE.

Univerzalni protokol pomlađivanja. Koristite automatski način rada bez dodatnih postavki: vodi kožu kroz sve faze, od proizvodnje kolagena do duboke infracrvene stimulacije.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na svetlo: Nemojte koristiti uređaj ako imate bolest koja izaziva preosetljivost na svetlo, recimo eritematozni lupus ili fotodermatozu.
2. Lekovi i kozmetika: Nemojte koristiti masku ako uzimate lekove ili nanosite proizvode koji povećavaju osetljivost na svetlo, poput retinoida, određenih antibiotika ili eteričnih ulja citrusa.
3. Oštećenja kože: Nemojte koristiti masku na područjima s otvorenim ranama, čirevima, dubokim pukotinama, svježim kirurškim šavovima ili znakovima teške upale.
4. Tokom trudnoće i dojenja koristite masku samo nakon savetovanja s lekarom.
5. netolerancija postupka: uređaj nije pogodan za vas ako, nakon obaveznog preliminarnog testa na podlaktici, koža postaje crvena ili počinje da svrbi.

MLEČNOSTI:
1. Obvezni test: Pre prve primene uvek provodite test osetljivosti na unutarnjoj strani podlaktice.
2. pogoršanje zdravlja: Prestanite da koristite odmah ako tokom sesije doživite toplotu, nelagodnost ili opšte propadanje.
3. Zaštita očiju: Dok uređaj radi, nemojte gledati izravno u upaljene LED diode.
4. Električna bezbednost: Nemojte koristiti masku tokom punjenja. Pre početka tretmana odspojite kabel za napajanje.
5. Zaštita od vlage: Uređaj nije vodootporan. Nemojte ga koristiti u kupaonici ni blizu vode, dodirivati ga mokrim rukama, uranjati u vodu ili prati pod mlazom vode.
6. Pažljivo rukovanje: Nemojte pretjerano savijati ili stiskati masku niti na nju stavljati teške predmete. Time možete oštetiti unutrašnje savitljive sklopove i LED diode.
7. Temperatura: Nemojte koristiti ili pohraniti masku u blizini grijača, otvorenog plamena, pod izravnom sunčevom svjetlošću ili u automobilu po vrućem vremenu
8. čišćenje: Maska se može očistiti samo nakon što je potpuno isključena i isključena iz električne mreže.
9. Popravci i preinake: Nemojte koristiti oštećenu masku niti sami rastavljati ili preinačavati uređaj. Postoji opasnost od strujnog udara, a jamstvo prestaje važiti.

10. svrha: Koristite masku samo za svoju namenu i u skladu sa uputstvima.

U KUTIJI: (1) maska, (2) sidrišni pojasevi, (3) kabl za punjenje dvostrukog tipa-C,
4. uputstva za upotrebu, (5) vreće za skladištenje.

TEHNIČKI PODACI:
DIMENZIJE (V × Š × D): 385 × 185 × 52 mm. IZVOR NAPAJANJA: litij-ionska baterija. RADNI NAPON: 3,7 V. SNAGA: 5 W. KAPACITET BATERIJE: 1500 mAh. NAPON NAPAJANJA: 5 V. PAMETNI PROGRAMATOR: 15 minuta (automatski način), 10 minuta (ručni način). VREME PUNJENJA: 1,5 sati. NAJDUŽE TRAJANJE NEPREKIDNOG RADA: 40 minuta. BROJ LED DIODA: 106.
TALASNA DUŽINA:
• Crveno svetlo: 630 nm
• Plavo svetlo: 415 nm
Blizu infracrvene (NIR) - 830 nm
• miked (crvena + plava) - 630 + 415 nm
INTENZITET ZRAČENJA:
• Crveno svetlo: 4,9 mW/cm²
• Plavo svetlo: 28 mW/cm²
Blisko infracrveno svetlo (NIR): 10,1 mW/cm²
• Kombinovano svetlo (crveno + plavo): 15 mW/cm²



LED MASK - MASKA ZA FOTOTERAPIJU KOD KUĆE

Smanjuje pigmentaciju

Poboljšava ten

Poboljšava čvrstinu kože

Zaglađuje bore

ZABRINUTOST: znaci starenja kože, fotografisanje, manifestacija pigmentacije i hiperpigmentacije, akne, poštackne, couperoza, rozacea i druge vaskularne lezije.

MATERIJALI: ABS plastika, silikon.

MASA: 215 g.

FUNKCIJE:

Crveno LED svetlo - Ovo svetlo prodire u kožu dublje od ostalih boja vidljivog spektra. Deluje na fibroblaste (ćelije koje sintetiziraju kolagen), čime podstiče pomlađivanje kože i borbe protiv znakova starenja.

Plavo LED svetlo ima najmanju dubinu prodiranja i deluje na nivou epiderme. Porfirini (pigmenti u ljudskom telu) mogu apsorbirati plavo LED svetlo i osloboditi molekule kisika, ubijajući bakterije akni koje žive na površini kože. Tako plavo LED svetlo dezinficira, smanjuje upalne formacije, bori se protiv akni.

Žuto LED svetlo - prodire u kožu dovoljno duboko da podstiče proizvodnju kolagena, zbog čega zaglađuje bore. Pod utjecajem žutog LED svetla na stanične procese, limfne sudove se aktiviraju, odvode i poboljšavaju protok limfe. Dakle, otekline se smanjuju, toksini se uklanjaju iz tela. Osim toga, žuto LED svetlo ima umirujuće i protivupalno delovanje na kožu.

Kombinovano svetlo - kombinacija crvene i plave boje omogućava kombiniranje njihove funkcionalnosti, pa se kombinovano svetlo smatra najučinkovitijim pri radu s upalom: aknama i postaknama. Plava LED svetlost zbog više površinske penetracije bori se protiv kožnih bolesti povezanih s gornjim spoljašnjim slojem kože - epidermisom. S druge strane, crveno svetlo ima značajan efekat na proizvodnju sebuma, što u kombinaciji daje visoku efikasnost u borbi protiv kožnih bolesti.

KARAKTERISTIKE:
1. Maska je opremljena podesivim trakama za pričvršćivanje.
2. Ugrađeni zaštitnici očiju štite od direktnog svetla koje ulazi u oko.

3. hrana silikonska maska je bezbedna za upotrebu.
4. Kompaktan daljinski omogućava prenosivu upotrebu maske.
5. Automatski i ručni režimi kontrole.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Pre prve upotrebe maske, sprovesti "test osetljivosti" u skladu s uputstvima.
2. Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na 1 sekundu da biste uključili masku. Nakon uključivanja, aktivirat će se funkcija crvenog LED svetla i način ručnog upravljanja. Uz dugme za uključivanje svetleti će indikator s slovom M (ručni - ručni način upravljanja).
3. Ako maska zahteva punjenje, pročitajte odeljak uputstva za punjenje i imajte na umu da maska ne radi tokom punjenja.
4. Ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje, maska će se prebaciti na mod plavog LED svetla.
5. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje po treći put, žuti način rada LED svetla će početi.
6. Pritisnite dugme za napajanje po četvrti put, aktivirat će se kombinovani način fototerapije.
7. da biste prebacili masku na automatski režim (Automatski režim prebacivanja svetlosti), kliknite na dugme za prebacivanje.
8. U automatskom režimu, 5 minuta je crveni LED svetlosni režim, 3 minuta plavo LED svetlo, 4 minuta žuto LED svetlo, a zatim 3 minuta pomešano.
9. Da biste isključili masku, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.

NAČIN UPOTREBE:
1. Očistite kožu pre nanošenja maske.
2. Stavite masku, pobrinite se da su gazišta čvrsto pričvršćena na oči.
3. Podesite ručni ili automatski režim kontrole po vašem nahođenju.
4. U ručnom režimu, izaberite željenu boju LED svetlosne terapije.
5. Imajte na umu da kada promijenite način rada u slučaju ručnog upravljanja, 10-minutni pametni timer počinje ponovo. Međutim, preporučuje se da masku ne koristite duže od 15 minuta.
6. Uživajte u postupku fototerapije kod kuće.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
AKNE / UPALA	Veče	LED svetlo. Plavo: 7 min. Crveno: 3 min. Žuto: 5 min.	Svaki drugi dan	U toku
SITNE BORE / ZNAKOVI STARENJA	Veče	LED svetlo. Plavo: 2 min. Crveno: 7 min. Kombinovano: 5 min.	2-3 puta nedeljno	U toku
VIDLJIVE KAPILARE / KUPEROZA / OSETLJIVA KOŽA	Veče	LED svetlo. Plavo: 2 min. Crveno: 2 min. Žuto: 2 min. Kombinovano: 5 min.	2-3 puta nedeljno	U toku
PIGMENTACIJA / NEUJEDNAČEN TEN	Veče	LED svetlo. Crveno: 6 min. Žuto: 4 min. Kombinovano: 5 min.	2-3 puta nedeljno	U toku

KONTRAINDIKACIJE:
1. prekinuti upotrebu u slučaju nelagodnosti ili bilo koji neželjeni efekat.

UPOZORENJA:
1. Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu.
2. Nemojte koristiti masku tokom punjenja.
3. Nemojte dopustiti da voda uđe u površinu ili unutar kućišta uređaja.
4. Nemojte koristiti uređaj u blizini otvorenog izvora topline.
5. Tokom čišćenja i održavanja uređaja isključite napajanje.

U KUTICI: (1) maska za lice, (2) kontrolna tabla, (3) DC-USB žica za punjenje,
4. pričvršćivanje trake, (5) oko gazišta, (6) instrukcija.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 3-4 h

TRAJANJE RADA: 40-45 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 15 minuta (automatski režim), 10 minuta (ručni režim)

REŽIMI:
- Crveno LED svetlo: 630 nm
- Plava LED svetlo - talasna dužina 490 nm
- Žuto LED svetlo: 590 nm
- mešovito svetlo

SNAGA (INTENZITET ZRAČENJA):
- Crveno LED svetlo: 2,4041 mW/cm²
- Plavo LED svetlo: 8,6094 mW/cm²

Žuto LED svetlo: 1,2704 mW/cm²
- Kombinovano svetlo: 7,4833 mW/cm²

DOZA ENERGIJE (INTENZITET ENERGIJE) ZA TRETMAN OD 15 MINUTA:
- Crveno LED svetlo: 2,1637 J/cm²
- Plavo LED svetlo: 7,7485 J/cm²
- Žuto LED svetlo: 1,1434 J/cm²
- Kombinovano svetlo: 6,7350 J/cm²

OTPORNOST NA VODU: IP22



LED MASK 2.0 - MASKA ZA FOTOTERAPIJU I POMLAĐIVANJE KOŽE

Smanjuje pigmentaciju

Poboljšava ten

Poboljšava čvrstinu kože

Zaglađuje bore

BRIGA: vidljivi znaci starenja kože, fotografisanja, ispoljavanja pigmentacije i hiperpigmentacije, akni, postakne, kuperoze, rozaceje i drugih vaskularnih lezija.

MATERIJALI: silikon, ABS plastika.

MASA: 380 g.

FUNKCIJE:
LED maska temelji se na principu LED svjetlosne terapije. LED svjetiljke su ugrađene u uređaj za masku, od kojih je svaka programirana da emitira svetlost određene boje. Svaka boja odgovara specifičnoj talasnoj duljini u vidljivom spektru svetlosti. Djelujući na koži na različitim dubinama, svetlost se apsorbira receptorima kože, aktivira prirodne procese unutar ćelije i uzrokuje određenu reakciju kože.

Crveno LED svetlo, čija je najveća talasna dužina, crveno LED svetlo prodire u kožu dublje od svih predstavljenih svjetala. Deluje na fibroblaste, što podstiče proizvodnju kolagena i time regeneraciju kože. Kao rezultat terapije crvenim LED svetlom, zacjeljivanje rana se ubrzava, koža se zateže, spoljašnji znakovi starenja kože poput bora se smanjuju.

Plavo LED svetlo ima najkraću talasnu dužinu svih boja vidljivog spektra. Deluje na nivou epiderme, s antimikrobnim efektom. Porfirini (pigmenti u našem telu) mogu apsorbirati plavo LED svetlo i osloboditi molekule kisika, ubijajući bakterije akni koje žive na površini kože. Tako plavo LED svetlo dezinficira, smanjuje upalne formacije, bori se protiv akni.

Zeleno LED svetlo apsorbira epiderma i dermis, uzrokujući staničnu reakciju, koja među posljedicama ima obnovu i zacjeljivanje kože. Koristi se za smanjenje crvenila, ublažavanje iritacije osetljive kože. Zeleno LED svetlo bori se protiv kuperoze, smanjuje veličinu kapilara, doprinoseći slobodnom protoku krvi.

Žuta LED svetlo (crvena + zelena) se koristi za stimulisanje cirkulacije krvi, pomaže da se olakša ton kože, smanjiti težinu pigmentacije.

Mešano svetlo (crvena + plava + zelena = bela) koristi se za brzo i duboko prodiranje kozmetike. Pored toga, ima opšti opuštajući i umirujući efekat na telo.

KARAKTERISTIKE:
1. Ugrađeno sidro bez traka.
2. kontrolna tabla sa LCD ekranom.
3. Povećan broj LED dioda - 117 jedinica.
4. 3 nivoa intenziteta za svaki od režima svetlosti, visokog energetskog intenziteta.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Pre prve upotrebe maske, sprovesti "test osetljivosti" u skladu s uputstvima.
2. Povežite masku sa kontrolnom pločom pomoću kabla tipa C pre nego što kliknete.
3. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči na 2 sekunde da biste uključili uređaj, sačekajte zvučni signal. Maska će se automatski uključiti u način rada crvenog LED svetla na nivou prvog intenziteta.
4. Kratkim pritiskom (1 sekunda) na dugmeta za prebacivanje (↑/↓) odaberite plavo LED svetlo (C: B na upravljačkoj ploči), zeleno LED svetlo (C: G), žuto LED svetlo (C: RG) ili belo svetlo (C: RGB).
5. Kratki pritisak (1 sekunda) na dugmad svjetala za kontrolu intenziteta svetlosti (-/+) povećat će nivo na 3 ili se vratiti na 1 nivo.
6. Kratki pritisak (1 sekunda) na dugmetu za pauziranje suspendira uređaj i ponovo ga vraća na posao.
7. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči na 2 sekunde kako biste isključili uređaj.

NAČIN UPOTREBE:
1. Očistite i osušite ruke i lice.
2. stavite masku na lice, pričvršćivanje Velcro pričvršćivača tako da maska udobno drži na licu.
3. Uključite masku spajanjem upravljačke ploče na nju.
4. Izaberite željeni režim svetlosti i nivo njegovog intenziteta.
5. Uživajte u postupku fototerapije.
6. Svaki od načina rada svetla radi 15 minuta, nakon čega se daljinski upravljač automatski isključuje. Kada se menjaju načini rada, timer počinje ponovo. Kada provodite fototerapiju, pažljivo pratite da ukupno vreme postupka (kada koristite nekoliko načina rada u jednoj tretmanu) ne prelazi 15 minuta.
7. Po završetku LED svetlosne terapije, koristite proizvod za negu: serum ili kremu, kao i nakon nanošenja LED maske, kapacitet apsorpcije kože se povećava.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
AKNE / UPALA	Veče	1. nedelja: plavo, niska nivo - 4 min; crveno, niska - 3 min; zeleno, srednja - 6 min. 2. nedelja: plavo, srednja - 4 min; crveno, niska - 4 min; zeleno, srednja - 6 min. 3. nedelja: plavo, visoka - 5 min; crveno, visoka - 3 min; zeleno, visoka - 6 min. 4. nedelja: pauza.	Svaki drugi dan	1 mesec, uključujući pauzu. Uzmite 1 nedelju pauze. Ponovite program za 2-3 meseca.
SITNE BORE / ZNAKOVI STARENJA	Veče	1. nedelja: crveno, srednja nivo - 5 min; zeleno, visoka - 5 min; kombinovano, visoka - 2 min. 2. nedelja: crveno, visoka - 5 min; zeleno, visoka - 7 min; kombinovano, visoka - 2 min. Izmjenjujte 1. i 2. nedelja.	2-3 puta nedeljno	Nema fiksnog ograničenja kursa
VIDLJIVE KAPILARE / KUPEROZA / OSETLJIVA KOŽA	Veče	1. nedelja: crvena, niska - 3 min; zelena, srednja - 5 min; kombinovana, srednja - 5 min. 2: crvena, srednja - 5 min; zelena, visoka - 2 min; kombinovana, visoka - 5 min. 3. nedelja: crvena, visoka - 5 min; zelena - 5 min; kombinovana, visoka - 3 min. 4. nedelja: pauza.	Svaki drugi dan	1 mjesec, uključujući pauzu. Uzmite 1 nedelja pauze. Dva 4-nedelje tečaja, a zatim 1 mjesec pauze.
PIGMENTACIJA / NEUJEDNAČEN TEN	Veče	Crvena: visoka za tamnu pigmentaciju, srednja za normalnu pigmentaciju - 6 min. Zelena, visoka - 4 min. Mešano, srednje - 5 min.	2-3 puta nedeljno	U toku

KONTRAINDIKACIJE:
1. Uređaj ne smeju da koriste osobe sa epilepsijom, oboljenjem štitne žlezde ili osobe koje uzimaju lekove za štitnu žlezdu.
2. Nemojte koristiti masku na oštećenoj ili povređenoj koži ni na ranama nakon operacije.

UPOZORENJA:
1. Maska protiv starenja za fototerapiju je uređaj za kućnu upotrebu. Može se koristiti samo u skladu s uputstvima. Zabranjeno je koristiti masku u druge svrhe, inače može oštetiti proizvod ili naštetiti telu.
2. Ako je maska oštećena, prekinite upotrebu i obratite se službi ovlaštenoj za rješavanje reklamacija potrošača kako biste izbegli opasnost.
3. Nemojte koristiti masku tokom punjenja. Tokom punjenja nemojte mokrim rukama dodirivati masku, kabel za punjenje ili USB adapter.
4. Prestanite da koristite odmah ako osećate nelagodnost ili bilo kakvu negativnu reakciju (kožu crvenilo, svrab, alergije) kao rezultat upotrebe maske.

U KUTIJI: 1) maska, 2) C-tip C kabl za povezivanje na kontrolnu tablu,
3. daljinski upravljač, 4) USB-C kabl za punjenje, 5) uputstvo, 6) torba za skladištenje.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 3-4 h

TRAJANJE RADA: 140 minuta (crveno/plavo/zeleno) • 80 minuta (mešovito svetlo) • 78 minuta (žuto LED svetlo)

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 15 min

REŽIMI:
• Crveno LED svetlo: 660 nm
• Plavo LED svetlo - talasna dužina 460 nm
• Zeleno LED svetlo: 525 nm
• Žuta LED svetlo - crvena + zelena
• mešovito svetlo (belo) - crvena + plava + zelena

SNAGA (INTENZITET ZRAČENJA):
1 nivo
• Crveno LED svetlo: 6,595 mW/cm²
• Plavo LED svetlo: 17,112 mW/cm²
• Zeleno LED svetlo: 6,612 mW/cm²
Žuto LED svetlo: 14,049 mW/cm²
• Kombinovano svetlo: 27,542 mW/cm² (nivo 2)
• Crveno LED svetlo: 14,058 mW/cm²
• Plavo LED svetlo: 30,48 mW/cm²
• Zeleno LED svetlo: 15,636 mW/cm²
Žuto LED svetlo: 17,857 mW/cm²
• Kombinovano svetlo: 32,169 mW/cm²

3. nivo
• Crveno LED svetlo: 16,368 mW/cm²
• Plavo LED svetlo: 47,653 mW/cm²
• Zeleno LED svetlo: 23,095 mW/cm²
Žuto LED svetlo: 28,081 mW/cm²
• Kombinovano svetlo: 39,089 mW/cm²

DOZA ENERGIJE (INTENZITET ENERGIJE) ZA TRETMAN OD 15 MINUTA:
1 nivo
• Crveno LED svetlo: 5,9355 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 15,4008 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 5,9508 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 12,6441 J/cm²
• Kombinovano svetlo: 24,7878 J/cm² (nivo 2)
• Crveno LED svetlo: 12,6522 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 27,432 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 14,0724 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 16,0713 J/cm²
• Kombinovano svetlo: 28,9521 J/cm² (nivo 3)
Crveno LED svetlo: 14,7312 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 42,8877 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 20,7855 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 25,2729 J/cm²
• Kombinovano svetlo: 35,1801 J/cm²

OTPORNOST NA VODU: IP22



LED MASK 3.0 - BEŽIČNA MASKA ZA FOTO-TERAPIJU

7 svetlosnih spektra

Zaglađuje bore

Smanjuje pigmentaciju

Smanjuje akne i post-akne oznake

Zračenje iznutra

BRIGA: bore, gubitak elastičnosti, akni i upale, hiperpigmentacija, tupi ton, otok, odloženo obnavljanje, niska efikasnost kozmetike.

MATERIJALI: ABS plastika, silikon.

MASA: 265 g.

FUNKCIJE:
Fototerapija (LED) je netermička metoda izloženosti svjetlosnim valovima različitih dužina koji prodiru u određenu dubinu dermisa i apsorbiraju se fotoreceptorima ćelija, što pokreće prirodne procese regeneracije.

Crveno LED svetlo (630 nm): prodire duboko u dermis, podstiče sintezu kolagena. Kao rezultat terapije crvenim LED svetlom, zacjeljivanje rana se ubrzava, koža se zateže, spoljašnji znakovi starenja kože, kao što su bore, smanjuju se.

Plava LED svetlo (415 nm): ima snažan antibakterijski efekat, utiče na uzroke akni, dezinfekcije, smanjuje upale i ublažava kožu.

Zeleno LED svetlo (520 nm) ujednačava ten. Koristi se za ublažavanje crvenila, pigmentacijskih fleka i nadraženosti osetljive kože. Deluje protiv kuperoze, smanjuje proširene kapilare i podstiče protok krvi.

Žuta LED svetlo (630+520 nm): poboljšava mikrocirkulaciju u tkivima, obezbeđuje limfnu drenažu, eliminiše stagnaciju i otok.

Belo svetlo (630 + 520 + 415 nm) ubrzava stanični metabolizam i podstiče dubinsku apsorpciju aktivnih sastojaka kozmetičkih proizvoda.

Blizu infracrvenih (NIR, 830 nm): olakšava regeneraciju tkiva na dubokom nivou, leči mikro-oštećenja i ublažava kožu.

Duboko infracrveni (DIR, 1070 nm): aktivira unutrašnju energiju ćelija, pruža izražen efekat "sjaja iznutra".

KARAKTERISTIKE:
1. 7 boja spektra: Maksimalna pokrivenost boja za rešavanje širokog spektra estetskih problema u 1 uređaju.
2. Sistem dvostrukog upravljanja: sposobnost rada preko daljinskog upravljača ili direktno kroz masku radi pogodnosti u bilo kojoj situaciji.
3. Bežično upravljanje. Maska podržava Bluetooth vezu s daljinskim upravljačem, što vam omogućava daljinsko konfiguriranje i kontrolu načina rada, bez povezivanja maske s daljinskim upravljačem pomoću žice. To osigurava visoku mobilnost i udobnost kada se koristi u svim uslovima.
4. režim ručnog podešavanja. Kreiranje prilagođenih programa: određujete redosled boja i vreme rada svakog spektra.
5. 3D - Oblik maske radikalno ponavlja lice, što osigurava čvrsto uklapanje.
6. pametni tajmer: Automatski okončajte sesiju za 15 minuta radi bezbedne i efikasne upotrebe.
7. Glasovna pratnja. Glasovi uređaja odabrani načini i Bluetooth veza na 2 jezika (ruski i engleski). Ova funkcija je opcionalna, postavke glasa mogu se isključiti.
8. memorijska funkcija: Čuvanje najnovijih podešavanja ručno da biste uštedeli vreme uz redovnu upotrebu.
9. 2 IR svetlo za duboku penetraciju. LED maska 3.0 opremljena je s dva spektra infracrvenog zračenja (830 nm i 1070 nm). To vam omogućava da započnete procese pomlađivanja u najdubljim slojevima dermisa, koji nisu dostupni za konvencionalnu kozmetiku i standardnu fototerapiju.

UPUTSTVA ZA RAD:
LED MASK 3.0 ima dvostruki sistem upravljanja:
1. Kroz kontroler na kućištu maske.
2. daljinski upravljač panel.

Kontrola pomoću ugrađenog kontrolera Kada se kontroliše preko ugrađenog kontrolera, maska može samo da radi automatski.



1. Pritisnite dugme na 2 sekunde da biste uključili i isključili masku. Ove operacije su popraćene dugim zvučnim signalom.
2. kratko pritisnite dugme za promjenu svetla maske.
3. Pritisnite dugme na 5 sekundi da biste uključili Bluetooth funkciju i povezali se s upravljačkom pločom. Nakon povezivanja maske s daljinskim upravljačem, indikator na upravljaču maske svetleti će u plavoj boji.



4. Pritisnite dugme nakratko kako biste povećali nivo intenziteta svetlosti.
5. Pritisnite dugme da biste odabrali govorni jezik: engleski ili ruski.



6. Pritisnite dugme nakratko kako biste smanjili intenzitet svetla.
7. Pritisnite dugme da biste uključili ili isključili glasovni prenos.

Da biste upravljali daljinskim upravljačem, najprije morate uključiti masku pomoću upravljača, a zatim uključiti daljinski upravljač, sačekajte da se maska poveže s upravljačkom pločom. Nakon uspješne veze, zvučni signal će zvučati "Bluetooth je povezan / Bluetooth je povezan".



1. Uz produženo pritiskanje dugmeta, uključite masku.
2. Kratki pritisak na dugme omogućava vam da odaberete način upravljanja maskom: Automatski (1 svetlo radi tokom tretmana, korisnik samostalno određuje jednu boju za postupak) ili priručnik (korisnik određuje promjenu boje, određuje trajanje i intenzitet željene boje).
3. Produženo pritiskanje isključuje masku.



4. Kratki tisak potvrđuje odabrane postavke: intenzitet izloženosti i vreme.
5. dvostruko pritiskom nakon podešavanja svih podešavanja u ručnom režimu kontrole počinje masku.
6. Kratki tisak tokom tretmana stavlja postupak na pauzu. Ponavljani kratki tisak nastavlja prekinutu tretman. Tokom pauze, treperi na ekranu.
7. U ručnom režimu, produženi pritisak nakon prelaska na ručni režim omogućava vam da resetujete unapred podešena podešavanja (poslednja podešavanja).



8. Kratki pritisak na dugme omogućava vam da odete na željeno svetlo: dugme dolje će se prebaciti na sledeću vrstu svetla; dugme gore će vas vratiti na prethodne postavke svetla.



9. U ručnom načinu rada, kratki pritisak na dugme za povećanje povećat će nivo intenziteta i vreme tretmana, pritiskom na dugme za smanjenje smanjit će se.

10. U automatskom načinu rada, kratki pritisak na dugme za povećanje povećat će intenzitet udara, a pritiskom na dugme za smanjenje smanjit će se nivo intenziteta.

NAČIN UPOTREBE:
1. Očistite kožu lica pre tretmana: uklonite šminku, ne nanosite proizvode za negu.
2. Uključite masku pomoću kontrolera.
3. stavite masku na lice tako da se čvrsto uklapa u njega.
4. Povežite i pričvrstite Velcros u leđa, tako da maska sedi udobno na vama.

Automatski režim kontrole
5. Možete da kontrolišete automatski režim i direktno preko maske i pomoću kontrolne table.

Da direktno kontroliše kroz masku
6. Omogućite ga dugim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje na kontroleru.
7. S kratkim pritiskom na istom dugmetu (na/isključeno/isključeno) odaberite željenu vrstu svetla.
8. uz pomoć tastera povećati i smanjiti podesite željeni nivo intenziteta svetlosti.

9. Tretman počinje automatski. Nije potrebna potvrda.
10. 15-minutni pametni tajmer će završiti sam program.

Povezivanje sa daljinskim upravljačem
11. Povežite masku i daljinski upravljač putem Bluetooth veze. Prvo uključite masku, zatim upravljač i sačekajte zvučni signal.
12. na kontrolnoj tabli, automatski režim kontrole se prvo uključuje. Proverite da li će se slovo A pojaviti u donjem uglu ekrana.
13. Izaberite svetlo koje želite.
14. Podesite nivo intenziteta od 1 do 3.
15. Maska se automatski uključuje i tajmer počinje da odbrojava.
16. Nakon 15 minuta maska će se sama isključiti.

Ručni režim kontrole
17. Uključite masku pomoću daljinskog upravljača.
18. Ručnim režimom upravlja se isključivo preko daljinskog upravljača. Povežite masku i upravljač putem Bluetooth veze. Prvo uključite masku, zatim upravljač i sačekajte zvučni signal.
19. Na daljinskom upravljaču izaberite ručni režim. Na ekranu će zasvetleti slovo M.
20. Izaberite željenu kombinaciju svetala i podesite intenzitet i trajanje svakog svetla.
21. Prvo podesite crveno LED svetlo. Oznaka nivoa intenziteta treperi na ekranu. Dugmadima +/- izaberite nivo i potvrdite ga dugmetom za pokretanje/pauzu.
22. Tada možete odabrati vreme rada ovog svetla. Koristite +/- dugmeta za povećanje i skraćivanje radnog vremena svetla. Potvrdite ovu postavku pritiskom dugmeta za pokretanje/pauziranje.
23. Na isti način namjestite sledeću boju redom: plavo, žuto, zeleno, belo, blisko infracrveno i duboko infracrveno svetlo.
24. ako želite da preskočite bilo koju boju, podesite nulto radno vreme za nju ili ga preskočite tako što ćete otići na sledeće svetlo pomoću tastera V/Λ (dugme za prebacivanje boja).
25. Dugmetom Λ vratite se na prethodno svetlo i podesite njegov intenzitet i trajanje.
26. U ručnom režimu LED MASK 3.0 pamti kombinaciju svetala. Da biste resetovali podešenu kombinaciju, uključite ručni režim i držite dugme za pokretanje/pauzu.
27. Posle fototerapije preporučuje se nanošenje preparata za negu i hidrataciju kože.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
AKNE	Početnici i osetljiva koža: plavo LED svetlo ujutru; crveno svetlo uveče (sat vremena pre spavanja). Iskusni korisnici i drugi tipovi kože: ujutru ili dnevno. Plavo LED svetlo suzbija proizvodnju melatonina i može promijeniti obrasce spavanja.	Za početnike i osetljivu kožu: jedan dan plavo LED svetlo 15 minuta, sledeći dan crveno LED svetlo 15 minuta. Ponavljajte tretmane naizmenično. Za iskusne korisnike i ostale tipove kože u 1 tretmanu: plavo LED svetlo 7 minuta, crveno LED svetlo 7 minuta.	3-4 puta nedeljno	Ciklus: 4-6 nedelja. Pauza: 2 nedelje. Moguće je ponoviti ciklus ili započeti novi za drugi problem.
TRAGOVI AKNI	Crvena LED svetlo - veče (sat pre spavanja) Ostale boje bez obzira na doba dana	Oživljci: crveno LED svetlo - 7 minuta; skoro infracrveno svetlo - 7 minuta. Crvene tačke: žuto LED svetlo - 7 minuta; zeleno LED svetlo - 7 minuta.	Oživljci: 3 puta nedeljno Crvene tačke: 3 puta nedeljno	Oživljci: ciklus 12 nedelja, pauza 4-6 nedelja. Crvene fleke: ciklus 6-8 nedelja, pauza 4 nedelje. Nakon pauze možete ponoviti ciklus ili započeti novi ciklus za drugi problem.
PROŠIRENE PORE / MASNI SJAJ	Jutro/dan (jer plavo LED svetlo potiskuje proizvodnju melatonina, može pomeriti obrasce spavanja)	Plava - 7 minuta Crvena - 7 minuta	3-4 puta nedeljno	Ciklus: 6-8 nedelja. Pauza: 3 nedelje. Moguće je ponoviti ciklus ili započeti novi za drugi problem.
PIGMENTACIJSKE FLEKE	Kakvo god da je doba dana.	Žuta LED svetlo - 7 minuta Zelena LED svetlo - 7 minuta	3-4 puta nedeljno	Ciklus: 8-12 nedelja. Pauza: 4-6 nedelja. Moguće je ponoviti ciklus ili započeti novi za drugi problem.
LJUŠTENJE / OSJEĆAJ ZATEZANJA KOŽE	Veče (sat pre spavanja)	Crveno LED svetlo - 5-7 minuta u blizini infracrvenog svetla - 5-7 minuta	3-4 puta nedeljno	Ciklus: 6 nedelja. Pauza: 4 nedelje. Moguće je ponoviti ciklus ili započeti novi za drugi problem.
ROZACEA	Crvena LED svetlo - veče (sat pre spavanja) Ostale boje bez obzira na doba dana	Jedan dan: žuto LED svetlo 15 minuta. Sledeći dan: crveno LED svetlo 10 minuta i blisko infracrveno svetlo 5 minuta. Ponavljajte tretmane naizmenično.	3-4 puta nedeljno	Ciklus: 8-12 nedelja. Pauza: 4 nedelje. Moguće je ponoviti ciklus ili započeti novi za drugi problem.
PROŠIRENE KAPILARE	Kakvo god da je doba dana.	Zeleno LED svetlo - 15 minuta	2 puta nedeljno	Ciklus: 8-12 nedelja. Pauza: 4 nedelje. Moguće je ponoviti ciklus ili započeti novi za drugi problem.

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
BORE	Veče (sat pre spavanja)	Crveno LED svetlo: 7 minuta. Blisko infracrveno svetlo: 7 minuta.	3 puta nedeljno	Ciklus: 8-12 nedelja. Pauza: 4 nedelje. Moguće je ponoviti ciklus ili započeti novi za drugi problem.
BEŽIVOTAN TEN	Crveno LED svetlo - veče (sat pre spavanja) žuto LED svetlo bez obzira na doba dana	Jedan dan: crveno LED svetlo 15 minuta. Sledeći dan: žuto LED svetlo 15 minuta. Ponavljajte tretmane naizmenično.	3-4 puta nedeljno	Ciklus: 6-8 nedelja. Pauza: 3-4 nedelje. Moguće je ponoviti ciklus ili započeti novi za drugi problem.
OTEČENOST	Kakvo god da je doba dana.	Žuta LED svetlo - 15 minuta	3-4 puta nedeljno	Ciklus: 8 nedelja. Pauza: 2-4 nedelje. Moguće je ponoviti ciklus ili započeti novi za drugi problem.
ZRELA KOŽA / GUBITAK ČVRSTOĆE I TONUSA / OPUŠTENOST	Veče (sat pre spavanja)	1 tretman 2 puta nedeljno: crveno LED svetlo 7 minuta, blisko infracrveno svetlo 7 minuta. Još 1 tretman 2 puta nedeljno: duboko infracrveno svetlo 15 minuta. Trajanje tretmana: 1. nedelja 5 minuta, 2. nedelja 10 minuta, od 3. nedelje 15 minuta.	4 puta nedeljno	Ciklus: 8-12 nedelja. Pauza: 4 nedelje. Moguće je ponoviti ciklus ili započeti novi za drugi problem.
Nivo: Počnite na nivou 1, koristite 1 nedelju, a zatim pređite na nivo 2, koristite 1,5 nedelje, a zatim pređite na nivo 3.				

KONTRAINDIKACIJE:
1. Nemojte koristiti masku ako imate eritematozni lupus, fotosenzitivni ekcem ili albinizam. Fototerapija u tim okolnostima može izazvati tešku reakciju kože.
2. Nemojte koristiti masku ako imate bilo koji oblik fotosenzitivnosti, odnosno osetljivosti na svetlo.
3. Nemojte koristiti masku ako uzimate lekove koji povećavaju osetljivost na svetlo, poput određenih antibiotika, hemioterapeutika i diuretika. Pre upotrebe posavetujte se s lekarom.
4. Ako imate rane, nemojte koristiti masku ili tokom fototerapije izbegavajte zahvaćeno područje.
5. Nemojte koristiti masku ako ste u poslednja 2 nedelje imali opekotine od sunca.
6. Nemojte koristiti masku ako imate kožu fototipa I, V ili VI prema Fitzpatricku.
7. Nemojte koristiti masku ako postoji povijest svjetlosne epilepsije.
8. Nemojte koristiti za teške oblike akni.
9. Uređaj ne smeju koristiti odojčad, osobe s bolestima štitne žlezde ni osobe koje uzimaju lekove za štitnjaču.

10. Nemojte koristiti masku tokom punjenja ili održavanja. Tokom punjenja nemojte mokrim rukama dodirivati masku, kabel za punjenje ili USB adapter.
11. Nemojte koristiti oštećenu masku. Obratite se službi koju je proizvođač ovlastio za rješavanje reklamacija potrošača.

UPOZORENJA:
1. Test osetljivosti treba sprovesti pre korištenja maske.
2. Isključite i uklonite masku ako se čini vrućom ili vaša koža osjeća neugodu.
3. Masku koristite samo na čistoj koži. Uklonite šminku i pre tretmana nemojte nanositi proizvode za negu. Neki sastojci mogu povećati osetljivost na svetlo ili smanjiti efekat tretmana.
4. Koristite masku dalje od vode, izbegavajte dobijanje vode na uređaju.
5. Nemojte stavljati masku na vruće površine.
6. Nemojte sami preinačavati ni popravljati uređaj. Time se poništava jamstvo i može doći do strujnog udara. Uređaj nema delova koje korisnik može sam popravljati.
7. Nemojte koristiti masku ako je sam uređaj, kontroler, utikač za punjenje ili kabel oštećen.
8. Pre povezivanja proverite da li napon odgovara naponu označenom na uređaju.
9. Ne izlažite opremu teškim udarcima kako ne biste oštetili svjetiljke.
10. Ne gledajte na izvor svetlosti dok uređaj radi u svrhu zaštite očiju.
11. Masku nemojte koristiti u sledećim uslovima: u području MRI, dijatermije, elektrokoagulacije, bežičnog prijenosa snage, 5G i drugih sistema s elektromagnetskim odašiljačima.
12. Izbegavajte upotrebu uređaja neposredno uz drugu opremu ili na njoj jer to može izazvati smetnje. Ako je takva upotreba nužna, pratite rade li oba uređaja ispravno.
13. Koristite originalne pretvarače i kabele. Upotreba dodatne opreme, osim one koju je naveo ili pružio proizvođač, može dovesti do povećanja elektromagnetskog zračenja ili smanjenja imuniteta ove opreme, što će dovesti do nepravilnog rada.
14. Nemojte koristiti masku na udaljenosti manjoj od 30 cm od uključenih radijskih uređaja, poput Wi-Fi usmjerivača, mobitela, uređaja za nadzor beba ili antena. Snažni radijski signali mogu ometati rad maske ili smanjiti efikasnost tretmana.
15. LED MASKA 3.0 je osobna higijenska stavka; ne preporučuje se prenošenje na druge.
16. Ako je maska oštećena, prekinite upotrebu i obratite se ovlaštenoj službi za reklamacije kako biste izbegli opasnost. U slučaju samostalnog popravka, rastavljanja ili nepravilne upotrebe ovlaštena služba nije dužna ispuniti jamstvene obveze.
17. Prestanite da koristite odmah ako osećate nelagodnost ili bilo kakvu neželjenu reakciju (kožu crvenilo, svrab, alergije) kao rezultat upotrebe maske.

U KUTICI: 1) maska, 2) Dvostruki kabl za punjenje tipa C, 3) daljinski upravljač, 4. uputstva za upotrebu, (5) vreće za skladištenje.

TEHNIČKI PODACI:

SNAGA: 3 W

KAPACITET BATERIJE: 850 mAh

RADNI NAPON: 3,7 V

NAPON NAPAJANJA: 5 V

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 15 min

VREME PUNJENJA: 4 sata (maska), 45 minuta (daljinsko upravljanje)

TRAJANJE RADA: • 64 minute (crveni način LED svetla) • 60 minuta (plavi način LED svetla), • 55 minuta (žuti način LED svetla), • 55 minuta (zeleni način LED svetla), • 57 minuta (bijeli način osvjetljenja), • 93 minute (blizu infracrvenog (NIR) načina rada), • 215 minuta (duboko infracrveni (DIR) način rada)

REŽIMI:
• Crveno LED svetlo: 630 nm
• Plava LED svetlo - talasna dužina 415 nm
• Zeleno LED svetlo: 520 nm
• Žuta LED svetlo - crvena + zelena
• belo svetlo - crvena + plava + zelena
Blisko infracrveno svetlo: 830 nm
Duboko prodiruće infracrveno svetlo: 1070 nm

SNAGA (INTENZITET ZRAČENJA):
1 nivo
• Crveno LED svetlo: 10,5 mW/cm²
• Plavo LED svetlo: 12,4 mW/cm²
• Žuto LED svetlo: 10,4 mW/cm²
• Zeleno LED svetlo: 8,4 mW/cm²
Belo svetlo: 13,3 mW/cm²
• Blisko infracrveno svetlo: 7,76 mW/cm²
DIR: 3,14 mW/cm² (nivo 2)
• Crveno LED svetlo: 14,4 mW/cm²
• Plavo LED svetlo: 18,5 mW/cm²
• Žuto LED svetlo: 13,9 mW/cm²
• Zeleno LED svetlo: 11,2 mW/cm²
Belo svetlo: 16,9 mW/cm²
• Blisko infracrveno svetlo: 10,49 mW/cm²
DIR: 4,24 mW/cm² (nivo 3)
• Crveno LED svetlo: 17,4 mW/cm²
• Plavo LED svetlo: 20,2 mW/cm²
• Žuto LED svetlo: 17,6 mW/cm²
• Zeleno LED svetlo: 14,6 mW/cm²
Belo svetlo: 19,1 mW/cm²
• Blisko infracrveno svetlo: 17,1 mW/cm²
• **DIR:** 8,3 mW/cm²

DOZA ENERGIJE (INTENZITET ENERGIJE) ZA TRETMAN OD 15 MINUTA:
1 nivo
• Crveno LED svetlo: 9,45 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 11,16 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 9,36 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 7,56 J/cm²
Belo svetlo: 11,97 J/cm²
• Blisko infracrveno svetlo: 6,98 J/cm²
• **DIR:** 2,83 J/cm² (nivo 2)
• Crveno LED svetlo: 12,96 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 16,65 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 12,51 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 10,08 J/cm²
Belo svetlo: 15,21 J/cm²
• Blisko infracrveno svetlo: 9,44 J/cm²
• **DIR:** 3,82 J/cm² (nivo 3)
• Crveno LED svetlo: 15,66 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 18,18 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 15,84 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 13,14 J/cm²
Belo svetlo: 17,19 J/cm²
• Blisko infracrveno svetlo: 15,39 J/cm²
• **DIR:** 7,47 J/cm²

DIMENZIJE (V × Š × D): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - FOTOTERAPIJA VRATA I DEKOLTEA

Poboljšava cirkulaciju

Smanjuje pigmentaciju

Evens tonus kože

Zaglađuje bore

BRIGA: pigmentacija, akne, couperoza, rozacea, akne, znaci starenja kože, povećani rad lojnih žlezda, proširene pore, dosadna i umorna koža.

MATERIJALI: silikon, ABS plastika.

MASA: 210 g.

FUNKCIJE:
LED maska za vrat temelji se na principu LED svjetlosne terapije. LED svjetiljke ugrađene su u uređaj za masku, od kojih je svaka programirana da emitira svetlost određene boje. Svaka boja odgovara specifičnoj talasnoj duljini u vidljivom spektru svetlosti. Djelujući na koži na različitim dubinama, svetlost se apsorbira receptorima kože, aktivira prirodne procese unutar ćelije i uzrokuje određenu reakciju kože.

Crveno LED svetlo - Ovo svetlo prodire u kožu dublje od ostalih boja vidljivog spektra. Deluje na fibroblaste (ćelije koje sintetiziraju kolagen), čime podstiče pomlađivanje kože i borbe protiv znakova starenja.

Plavo LED svetlo ima najmanju dubinu prodiranja i deluje na nivou epiderme. Porfirini (pigmenti u ljudskom telu) mogu apsorbirati plavo LED svetlo i osloboditi molekule kisika, ubijajući bakterije akni koje žive na površini kože. Tako plavo LED svetlo dezinficira, smanjuje upalne formacije, bori se protiv akni.

Zeleno LED svetlo apsorbira epiderma i dermis, uzrokujući staničnu reakciju, koja među posljedicama ima obnovu i zacjeljivanje kože. Koristi se za smanjenje crvenila, ublažavanje iritacije osetljive kože. Zeleno LED svetlo bori se protiv kuperoze, smanjuje veličinu kapilara, doprinoseći slobodnom protoku krvi.

Žuta LED svetlo (crvena + zelena) - koristi za stimulisanje cirkulacije krvi, pomaže da se olakša ton kože, smanjiti težinu pigmentacije.

Mešano svetlo (crvena + plava + zelena = bela) - koristi se za brzo i duboko prodiranje kozmetike. Pored toga, ima opšti opuštajući i umirujući efekat na telo.

U blizini Infracrveni - ubrzava regeneraciju tkiva na dubokom nivou, leči mikro-oštećenja i ublažava kožu.

KARAKTERISTIKE:
1. Jedinstveni oblik za izlaganje ranjivim delovima vrata i dekoltea.
2. Jednostavno pričvršćivanje na obe strane maske.
3. ergonomska kontrolna tabla.
4. 3 nivoa intenziteta za svaki od režima svetlosti, visokog energetskog intenziteta.
5. hrana silikonska maska je bezbedna za upotrebu.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Povežite masku sa kontrolnom pločom pomoću kabla tipa C. Umetnite kabl u konektor dok ne čujete karakterističan klik.
2. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči na 2 sekunde da biste uključili uređaj. Maska će se automatski uključiti u način rada s crvenim LED svetlom na nivou prvog intenziteta (pokazatelji C: R, L: 1 na ekranu upravljačke ploče).
3. Kratkim pritiskom (1 sekunda) na dugmeta za prebacivanje (↑/↓) odaberite plavo LED svetlo (C: B na upravljačkoj ploči), zeleno LED svetlo (C: G), žuto LED svetlo (C: RG), belo svetlo (C: RGB) ili blisko infracrveno svetlo (C: IR_).
4. Kratki pritisak (1 sekunda) na dugmad za kontrolu svjetlosnog intenziteta lampi (-/+) povećat će nivo na 3 ili se vratiti na 1 nivo (indikator L: 1 (2/3) na upravljačkoj ploči).
5. Kratki pritisak (1 sekunda) na dugme za pauziranje suspendira uređaj, pritiskajući ga ponovo vraća na posao.
6. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči na 2 sekunde kako biste isključili uređaj.

NAČIN UPOTREBE:
Pre prve upotrebe, sprovesti test osetljivosti:
Stavite masku na unutrašnju stranu ruke.
Uključite masku i napravite punu 15-minutnu fototerapijsku tretman.
Ako osećate nelagodnost ili sagorevanje na koži, odmah prestanite da koristite masku.
• Sačekajte oko 6 sati nakon provere. Ako je unutrašnjost vaše ruke crvena i/ili svrbi, onda LED NEK MASKA nije pogodna za vas.
1. Povežite daljinski upravljač sa maskom.
2. stavite masku oko vrata.
3. Uključite masku, odaberite željeni način svetlosti i njegovu nivo intenziteta.
4. Uživajte u postupku fototerapije. Svaki od načina rada svetla radi 15 minuta, nakon čega se daljinski upravljač automatski isključuje. Kada se menjaju načini rada, timer počinje ponovo. Kada provodite fototerapiju, pažljivo pratite da ukupno vreme postupka (kada koristite nekoliko načina rada u jednoj tretmanu) ne prelazi 15 minuta.
5. Po završetku terapije LED svetlom, koristite proizvod za negu: serum ili kremu, kao i nakon nanošenja LED maske, kapacitet apsorpcije kože se povećava.
6. Koristite masku redovno 3-4 puta nedeljno za najmanje 4 nedelje za vidljive rezultate.
7. Nakon postizanja željenog efekta, 1-2 procedure se mogu izvoditi nedeljno.

KONTRAINDIKACIJE:
1. LED fototerapijska maska za vrat i dekolte je uređaj za kućnu upotrebu. Koristite je samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Nemojte je koristiti u druge svrhe, jer to može oštetiti proizvod ili uzrokovati tjelesnu štetu.
2. Ako je maska oštećena, prekinite upotrebu i obratite se ovlaštenoj službi za reklamacije kako biste izbegli opasnost. U slučaju samostalnog popravka, rastavljanja ili nepravilne upotrebe ovlaštena služba nije dužna ispuniti jamstvene obveze.
3. Nemojte koristiti masku tokom punjenja. Tokom punjenja nemojte mokrim rukama dodirivati masku, kabel za punjenje ili USB adapter.
4. Prestanite da koristite odmah ako osećate nelagodnost ili bilo kakvu negativnu reakciju (kožu crvenilo, svrab, alergije) kao rezultat upotrebe maske.
5. Uređaj ne smeju koristiti osobe s epilepsijom ili bolestima štitne žlezde ni osobe koje uzimaju lekove za štitnjaču.
6. Zabranjeno je koristiti masku za potrošače s oštećenom, oštećenom kožom ili postoperativnim ranama.

UPOZORENJA:
1. Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu.
2. Nemojte koristiti masku tokom punjenja.
3. Nemojte dopustiti da voda uđe u površinu ili unutar kućišta uređaja.
4. Nemojte koristiti uređaj u blizini otvorenog izvora topline.
5. Tokom čišćenja i održavanja uređaja isključite napajanje.

U KUTIJI: (1) fototerapijska maska, (2) upravljačka ploča, (3) kabel tipa C za povezivanje upravljačke ploče s maskom, (4) kabel za punjenje USB tipa C, (5) vrećica za čuvanje, (6) uputstvo, (7)2 traka za masku.

TEHNIČKI PODACI:
VREME PUNJENJA: 2 sata radnog vremena: 60 minuta pametni tajmer: 15 minuta (automatski režim)
REŽIMI:
• Crveno LED svetlo: 630 nm
• Plava LED svetlo - talasna dužina 415 nm
• Zeleno LED svetlo: 525 nm
• Žuta LED svetlo - crvena + zelena
• mešovito svetlo (belo) - crvena + plava + zelena
Blizina infracrvenog svetla - talasna dužina 830 nm

SNAGA (INTENZITET ZRAČENJA):
1 nivo
• Crveno LED svetlo: 7,755 mW/cm²
• Plavo LED svetlo: 16,6 mW/cm²
• Zeleno LED svetlo: 12,214 mW/cm²
Žuto LED svetlo: 16,069 mW/cm²
• Kombinovano svetlo: 30,211 mW/cm²
• Blisko infracrveno svetlo: 6,2 mW/cm²

2. nivo
• Crveno LED svetlo: 16,562 mW/cm²
• Plavo LED svetlo: 23,34 mW/cm²
• Zeleno LED svetlo: 15,710 mW/cm²
• Žuto LED svetlo: 26,597 mW/cm²
• Kombinovano svetlo: 33,950 mW/cm²
Blisko infracrveno svetlo: 11,9 mW/cm² (nivo 3)
• Crveno LED svetlo: 22,896 mW/cm²
• Plavo LED svetlo: 29,57 mW/cm²
• Zeleno LED svetlo: 25,895 mW/cm²
Žuto LED svetlo: 30,697 mW/cm²
• Kombinovano svetlo: 38,154 mW/cm²
Blisko infracrveno svetlo: 19,54 mW/cm²

DOZA ENERGIJE (INTENZITET ENERGIJE) ZA TRETMAN OD 15 MINUTA
1 nivo
Crveno LED svetlo: 7,755 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 17,928 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 12,214 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 16,069 J/cm²
• Kombinovano svetlo: 30,211 J/cm²
Blisko infracrveno svetlo: 6,20 J/cm² (nivo 2)
• Crveno LED svetlo: 16,562 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 33,240 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 15,710 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 26,597 J/cm²
• Kombinovano svetlo: 33,950 J/cm²
Blisko infracrveno svetlo: 11,9 J/cm² (nivo 3)
• Crveno LED svetlo: 22,896 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 50,627 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 25,895 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 30,697 J/cm²
• Kombinovano svetlo: 38,154 J/cm²
• Blisko infracrveno svetlo: 19,54 J/cm²

OTPORNOST NA VODU: IP22



LED PATCHES - LED FLASTERI ZA CILJANU NEGU KOŽE

Brzo ublažava upale

Osvetljava pigmentaciju

Ciljano podizanje

Poboljšava čvrstinu

Zabrinutost: lokalna upala i akne, alergijske reakcije na koži, manje nepravilnosti, neravnoteža ulja, promjene povezane s dobi u određenim područjima (bore, nabori), pigmentne fleke.

MATERIJALI: PC plastika, silikon.

MASA: 23.4g (slučaj), 2.78g (patch).

FUNKCIJE:

Fototerapija (LED) koristi svjetlosne valove različitih dužina. Oni prodiru do određene dubine kože, gde ih ćelije upijaju i pokreću prirodne procese obnove.

Crveno LED svetlo (630 nm): stimuliše metaboličke procese u ćelijama, promoviše dubok oporavak, poboljšava teksturu kože i osvetljava pigmentne tačke.

Plava LED svetlo (415 nm): normalizuje ravnotežu masne kože, promoviše pažljivo čišćenje i ublažava ga.

Patches rade u jednom kombinovanom režimu koji kombinuje dva svetlosna spektra za istovremene antibakterijske i anti-aging efekte.

UVC - radijacija (275 nm) u slučaju: koristi se isključivo u zatvorenom slučaju za sterilizaciju flastera.Zračenje uništava DNK i RNA bakterija i virusa, osiguravajući da će sledeća upotreba flastera biti apsolutno bezbedna za kožu.

KARAKTERISTIKE:
1. ciljani tretman: kompaktna veličina vam omogućava da pričvrstite zakrpu upravo na područje koje zahteva tretman (prištiće, potapanje ili pigmentno mesto).
2. Slobodne ruke: zakrpe su bezbedno pričvršćene na kožu s posebnim hipoalergenim čičakom (uključen u 32 komada), što vam omogućava da nastavite s poslovanjem tokom tretmana.
3. Automatska sterilizacija: Kad zatvorite kutijicu s flasterima, automatski se pokreće 1-minutni ciklus UVC dezinfekcije kako bi flasteri bili sigurni za svaku upotrebu.
4. pametni tajmer: Sesija traje tačno 10 minuta, nakon čega se zakrpa isključuje sama.
5. autonomija: Potpuno punjenje kućišta je dovoljno za 10 punih troškova zakrpa, a jedna zakrpa može da radi do 60 minuta neprekidno.

6. Dvostruka efikasnost: u slučaju punjenja osigurana su 2 neovisna flastera. Možete ih koristiti istovremeno na različitim problematičnim područjima lica (na primer, na simetričnim borama ili nekoliko upala), skraćivanje vremena postupka na pola. Ili ih naizmenično: dok je jedan flaster napunjen i dezinficiran, drugi je potpuno spreman za odlazak, pružajući kontinuiranu negu.
7. prenosivost: Čuvati i puniti zakrpe pravo u pokretu. Kompaktan zatvoreni slučaj osigurava sigurnost uređaja u torbi, štiteći ih od spoljnih oštećenja.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Uklonite bilo koju zakrpu iz kućišta za punjenje.
2. Uzmite lepak flaster Velcro i držati ga na zadnjoj strani uređaja.
3. Uklonite zaštitni film s čička i nanesite flaster na čistu kožu na mestu lečenja. Pritisnite da biste spojili kožu.
4. Pritisnite dugme na prednjoj strani flastera kako biste omogućili.
5. Uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta (ili ponovo pritisnuti dugme za prisilno isključivanje).
6. Nakon završetka sesije, odvežite se i odbacite korišćeni Velcro.
7. Vratite zakrpu na bežični slučaj s gumbom okrenutim natrag i punite kontakte koji se suočavaju s punjenjem i automatskom dezinfekcijom. Zeleni indikator potvrđuje ispravnu vezu.

NAČIN UPOTREBE:
1. Test osetljivosti. Važno: test se mora obaviti pre postupka. Stavite ugrađenu zakrpu na unutrašnju stranu podlaktice 10 minuta. Ako postoji toplota ili nelagoda, odmah uklonite uređaj. Procijenite reakciju nakon 6 sati. Ako je koža crvena ili svrbi, korištenje zakrpa nije pravo za vas.
2. Dnevna upotreba: Očistite kožu pre tretmana. Nemojte nanositi proizvode za negu.
3. Osigurajte zakrpu do područja problema i uključite je.
4. Ne preporučuje se tretirati isto područje duže od 10 minuta u jednom tretmanu.
5. Po završetku rada, primenite uobičajenu negu ili hidratantnu kremu.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

ZA POČETNIKE U LED NJEZI: Flaster stavljajte svaki drugi dan na područje koje želite negovati dok ne postignete željeni efekat.

ZA KORISNIKE ISKUSTVA: Koristite 1 put dnevno na području problema dok se efekat ne postigne.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na svetlost: zabranjeno je koristiti uređaj ako patite od bolesti koje uzrokuju preosjetljivosti na svetlost (na primer, lupus eritematosus ili fotodermatoza).
2. Posebni lekovi i kozmetika: Ne možete primeniti flastere ako uzimate lekove ili koristite kozmetiku koja povećava osetljivost na svetlost. To uključuje retinoide, neke antibiotike i eterična ulja citrusa.
3. lezije kože: Izbegavajte upotrebu u područjima sa otvorenim ranama ili dubokim rezovima.
4. netolerancija postupka: uređaj nije pogodan za vas ako, nakon preliminarnog testa na podlaktici, koža postaje crvena ili počinje da svrbi.

MLEČNOSTI:
1. Suhe ruke: Pre korištenja uređaja, pobrinite se da su vam ruke potpuno suhe.
2. Zaštita očiju: Nemojte dugo gledati izravno u izvor svetla dok je flaster uključen.
3. Zaustavite nelagodnost: Prestanite odmah da koristite ako se osećate iritirano tokom postupka.
4. Zaštita od vlage: Flasteri nisu vodootporni. Nemojte ih prati vodom ni koristiti u vlažnim prostorijama, recimo u kupaonici.
5. Bezbedno punjenje: Nemojte dugo ostavljati kućište za punjenje priključeno na mrežu. Odspojite ga čim dostigne 100 % napunjenosti. Nemojte koristiti uređaj dok je priključen na utičnicu.
6. Čišćenje: Nakon svake upotrebe nežno obrišite radnu površinu flastera mekom krpicom koja ne ostavlja vlakna. Nemojte koristiti agresivna dezinfekcijska sredstva ni zapaljive supstance.

U KUTICI: (1) futrola za punjenje k1, 2) zakrpe k2, 3) Velcro-a za pričvršćivanje patch k32, 4. Dual Tipe C kabl za punjenje k1, 5) uputstvo za upotrebu k1.

TEHNIČKI PODACI:

DIMENZIJE (V × Š × D): 35k58k20 mm (slučaj), 21k21k5 mm (patch)

IZVOR NAPAJANJA: litijum-jonska baterija

RADNI NAPON: 3,6 V

NAPON NAPAJANJA: 5 V

SNAGA: 0,09 W

KAPACITET BATERIJE: 200 mAh (slučaj), 18 mAh (patch)

VREME PUNJENJA: 1,5 h

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 10 min

NAJDUŽE TRAJANJE BEŽIČNOG RADA: 10 punih troškova zakrpe (od 1 slučaja punjenja), 60 minuta neprekidnog rada (1 zakrpa)

BROJ LED DIODA: 1 lampa u patch

TALASNA DUŽINA:
• Mešano: crvena 630 nm + plava 415 nm
Funkcija slučaja: automatska UVC dezinfekcija - 275 nm

INTENZITET ZRAČENJA:
• Kombinovani spektar: 36,36 mW/cm²



LED SET - FOTOTERAPIJA LICA, VRATA I DE-KOLTEA

Poboljšava ten

Zaglađuje bore

Smanjuje akne i post-akne oznake

Poboljšava cirkulaciju

Smanjuje pigmentaciju

BRIGA: vidljivi znaci starenja kože, fotografisanja, ispoljavanja pigmentacije i hiperpigmentacije, akni, postakne, kuperoze, rozaceje i drugih vaskularnih lezija.

MATERIJALI: silikon, ABS plastika.

MASA: 380 g (maska za lice) + 210 g (maska za vrat).

FUNKCIJE:
LED SET temelji se na principu LED svjetlosne terapije. LED svjetiljke ugrađene su u uređaj za masku, od kojih je svaka programirana da emitira svetlost određene boje. Svaka boja odgovara specifičnoj talasnoj duljini u vidljivom spektru svetlosti. Djelujući na koži na različitim dubinama, svetlost se apsorbira receptorima kože, aktivira prirodne procese unutar ćelije i uzrokuje određenu reakciju kože.

Crveno LED svetlo, koje ima najveću talasnu dužinu, prodire u kožu dublje od svih predstavljenih svjetala. Deluje na fibroblaste, što podstiče proizvodnju kolagena, a time i regeneraciju kože. Kao rezultat terapije crvenim LED svetlom, zacjeljivanje rana se ubrzava, koža je zategnuta, spoljašnji znakovi starenja kože poput bora se smanjuju.

Plavo LED svetlo ima najkraću talasnu dužinu svih boja vidljivog spektra. Deluje na nivou epiderme, s antimikrobnim efektom. Porfirini (pigmenti u našem telu) mogu apsorbirati plavo LED svetlo i osloboditi molekule kisika, ubijajući bakterije akni koje žive na površini kože. Tako plavo LED svetlo dezinficira, smanjuje upalne formacije, bori se protiv akni.

Zeleno LED svetlo apsorbira epiderma i dermis, uzrokujući staničnu reakciju, koja među posljedicama ima obnovu i zacjeljivanje kože. Koristi se za smanjenje crvenila, ublažavanje iritacije osetljive kože. Zeleno LED svetlo bori se protiv kuperoze, smanjuje veličinu kapilara, doprinoseći slobodnom protoku krvi.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:
Žuta LED svetlost (crvena + zelena) - koristi se za podsticanje cirkulacije krvi, pomaže u posvjetljivanju tonusa kože, smanju
+ plava + zelena = bela) - koristi se za brzu i duboku penetraciju kozmetike. Osim toga, ima opšti opuštajući i umirujući efek

KARAKTERISTIKE:
1. maska izlaganje zona: 2 maske pokrivaju 3 oblasti koje zahtevaju negu.
2. jedan daljinski upravljač: obe maske se kontrolišu sa 1 daljinskim upravljačem.
3. multifunkcionalna upotreba: maske se mogu koristiti i kao skup (2 istovremeno) i odvojeno
4. ručni režim kontrole vam omogućava da konfigurišete pojedinačnu sesiju maske.
5. materijal maske je silikon za hranu: bezbedan je za kožu, ne izaziva iritaciju.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Povežite maske sa kontrolnom pločom pomoću kabla tipa C. Umetnite svaki izlaz kabla u konektore za masku do tačke dok ne čujete karakterističan klik.
2. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči na 2 sekunde da biste uključili uređaje.
3. Kratkim pritiskom (1 sekunda) na dugmeta za prebacivanje (↑/↓) odaberite plavo LED svetlo (C: B na upravljačkoj ploči), zeleno LED svetlo (C: G), žuto LED svetlo (C: RG) ili belo svetlo (C: RGB).
4. Kratki pritisak (1 sekunda) na dugmad za kontrolu svjetlosnog intenziteta lampi (-/+) povećat će nivo na 3 ili se vratiti na 1 nivo (indikator L: 1 (2/3) na upravljačkoj ploči).
5. Kratkim pritiskom (1 sekunda) na dugme za pauzu zaustavljate rad uređaja. Ponovnim pritiskom nastavljate rad.
6. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči na 2 sekunde kako biste isključili maske.

NAČIN UPOTREBE:
1. Pre prve upotrebe maske, sprovesti "test osetljivosti" u skladu s uputstvima.
2. Povežite daljinski upravljač sa maskama.
3. Nosite masku za lice i masku za područje vrata i vrata.
4. Uključite maske, odaberite željeni način svetlosti i njegovu nivo intenziteta.
5. Uživajte u postupku fototerapije.
6. Svaki od načina rada svetla radi 15 minuta, nakon čega se daljinski upravljač automatski isključuje. Prilikom prebacivanja načina rada, timer se ponovo pokreće. [Važno]: Prilikom izvođenja fototerapije pažljivo pratite da ukupno vreme postupka (kada koristite nekoliko načina rada u jednoj tretmanu) ne prelazi 15 minuta.
7. Po završetku LED svetlosne terapije, koristite proizvod za negu: serum ili kremu, kao i nakon LED svetlosne terapije, kapacitet apsorpcije kože se povećava.

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
AKNE / UPALA / MASNA KOŽA	Jutro / veče	1. nedelja, nizak intenzitet: plavo 3 min, žuto 3 min, crveno 3 min, zeleno 3 min, kombinovano 3 min. 2. nedelja, srednji intenzitet: plavo 4 min, žuto 3 min, crveno 2 min, zeleno 3 min, kombinovano 3 min. 3. nedelja, visok intenzitet: plavo 3 min, žuto 3 min, crveno 3 min, zeleno 3 min, kombinovano 3 min. 4. nedelja, visok intenzitet: plavo 5 min, žuto 3 min, crveno 2 min, zeleno 3 min, kombinovano 2 min.	Svaki drugi dan	Ponovite program 2-3 meseca. Jednom svakih 6 meseci.
SITNE BORE / ZNAKOVI STARENJA		Plava, visoka - 2 min. Žuta, visoka - 3 min. Crvena, visoka - 5 min. Zelena, visoka - 3 min. Mešano, visoka - 2 min.	2-3 puta nedeljno	Nema fiksnog ograničenja kursa
VIDLJIVE KAPILARE / KUPEROZA / OSETLJIVA KOŽA	Veče	1. nedelja: plavo, nisko 1 min, crveno, nisko 3 min, zeleno, srednje 3 min, žuto, srednje 3 min, kombinovano, srednje 5 min. 2. nedelja: plavo, nisko 1 min, crveno, srednje 3 min, zeleno, visoko 3 min, žuto, visoko 3 min, kombinovano, visoko 5 min. 3. nedelja: plavo, nisko 2 min, crveno, visoko 5 min, zeleno, visoko 2 min, žuto, visoko 3 min, kombinovano, visoko 3 min. 4. nedelja: pauza.	Svaki drugi dan	1 mesec, uključujući i pauzu 1 nedelje. Kompletna 2-3 četiri nedelje kursevi, a zatim uzeti 1 mesec pauzu. Ponovite 2-3 četiri nedelje kurseve i nastaviti ovaj ciklus.

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
PIGMENTACIJA / NEUJEDNAČEN TEN	Veče	Crvena, visoka - 5 min. Žuta, visoka - 3 min. Zelena, visoka - 2 min. Plava, niska - 1 min. Mešano, srednje - 4 min.	2-3 puta nedeljno	Ne fiksno ograničenje kursa. Nanesite SPF kremu nakon upotrebe.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Uređaj ne smeju koristiti odojčad, osobe s epilepsijom ili bolestima štitne žlezde ni osobe koje uzimaju lekove za štitnjaču.
2. Zabranjeno je koristiti maske za potrošače s oštećenom, oštećenom kožom ili postoperativnim ranama.

UPOZORENJA:
1. Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu.
2. Ako je jedna od maski oštećena, prekinite upotrebu i obratite se službi ovlaštenoj za rješavanje reklamacija potrošača kako biste izbegli opasnost.
3. Nemojte koristiti maske tokom punjenja. Tokom punjenja nemojte mokrim rukama dodirivati maske, kabel za punjenje ni USB adapter.
4. Prestanite da koristite odmah ako osećate nelagodnost ili bilo kakvu negativnu reakciju (kožu crvenilo, svrab, alergije) kao rezultat upotrebe maske.

U KUTIJI: (1) maska za lice, (2) maska za fototerapiju u predelu vrata i vrata, (3) kabl za povezivanje sa kontrolnom pločom tipa C, (4) kontrolna tabla,
5. tip C-USB kabl za punjenje, 6) uputstvo, 7) kese za skladištenje, 8) 2 trake za masku za vrat.

TEHNIČKI PODACI:
VREME PUNJENJA: 4 h

TRAJANJE RADA: 30 minuta (sa 2 maske istovremeno na maksimalnom nivou intenziteta)

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 15 min

REŽIMI:
- Crveno LED svetlo: 660 nm
- Plava LED svetlo - talasna dužina 415 nm
- Zeleno LED svetlo: 525 nm
- Žuta LED svetlo - crvena + zelena
- mešovito svetlo (belo) - crvena + plava + zelena

SNAGA (INTENZITET ZRAČENJA):
1 nivo LED MASKE
- Crveno LED svetlo: 5,455 mW/cm²
- Plavo LED svetlo: 12,065 mW/cm²
- Zeleno LED svetlo: 8,582 mW/cm²

Žuto LED svetlo: 13,012 mW/cm²
- Kombinovano svetlo: 21,826 mW/cm²

LED NECK MASK
- Crveno LED svetlo: 5,171 mW/cm²
- Plavo LED svetlo: 10,707 mW/cm²
- Zeleno LED svetlo: 6,413 mW/cm²
- Žuto LED svetlo: 11,888 mW/cm²
- Kombinovano svetlo: 18,059 mW/cm² (nivo 2, LED MASK)
- Crveno LED svetlo: 12,155 mW/cm²
- Plavo LED svetlo: 23,541 mW/cm²
- Zeleno LED svetlo: 12,757 mW/cm²
- Žuto LED svetlo: 16,86 mW/cm²
- Kombinovano svetlo: 26,797 mW/cm² (LED NECK MASK)
- Crveno LED svetlo: 9,759 mW/cm²
- Plavo LED svetlo: 25,02 mW/cm²
- Zeleno LED svetlo: 13,664 mW/cm²

Žuto LED svetlo: 16,725 mW/cm²
- Kombinovano svetlo: 25,447 mW/cm² (nivo 3, LED MASK)
- Crveno LED svetlo: 15,94 mW/cm²
- Plavo LED svetlo: 33,06 mW/cm²
- Zeleno LED svetlo: 17,461 mW/cm²
- Žuto LED svetlo: 20,607 mW/cm²

Kombinovano svetlo: 29,321 mW/cm² (LED NECK MASK)
- Crveno LED svetlo: 15,275 mW/cm²

Plavo LED svetlo: 31,849 mW/cm²
- Zeleno LED svetlo: 16,986 mW/cm²
- Žuto LED svetlo: 19,561 mW/cm²
- Kombinovano svetlo: 30,183 mW/cm²

DOZA ENERGIJE (INTENZITET ENERGIJE) ZA TRETMAN OD 15 MINUTA:
1 nivo LED MASKE
- Crveno LED svetlo: 4,9095 J/cm²
- Plavo LED svetlo: 10,8585 J/cm²
- Zeleno LED svetlo: 7,7238 J/cm²
- Žuto LED svetlo: 11,7108 J/cm²

Kombinovano svetlo: 19,6434 J/cm² (LED NECK MASK)
- Crveno LED svetlo: 4,6539 J/cm²
- Plavo LED svetlo: 9,6363 J/cm²
- Zeleno LED svetlo: 5,7717 J/cm²

• Žuto LED svetlo: 10,6992 J/cm²
• Kombinovano svetlo: 16,2531 J/cm² (nivo 2, LED MASK)
• Crveno LED svetlo: 10,9395 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 21,1869 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 11,4813 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 15,174 J/cm²
Kombinovano svetlo: 24,1173 J/cm² (LED NECK MASK)
• Crveno LED svetlo: 8,7831 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 22,518 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 12,2976 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 15,0525 J/cm²
• Kombinovano svetlo: 22,9023 J/cm² (nivo 3, LED MASK)
Crveno LED svetlo: 14,346 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 29,754 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 15,7149 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 18,5463 J/cm²
• Kombinovano svetlo: 26,3889 J/cm² (LED NECK MASK)
• Crveno LED svetlo: 13,7475 J/cm²
• Plavo LED svetlo: 28,6641 J/cm²
• Zeleno LED svetlo: 15,2874 J/cm²
• Žuto LED svetlo: 17,6049 J/cm²
• Kombinovano svetlo: 27,1647 J/cm²

OTPORNOST NA VODU: IP22



MAMI - MASAŽER ZA UČVRŠĆIVANJE LICA I VRATA

Poboljšava ton kože

Liftovanje pod pritiskom

Zaglađuje bore

Smanjuje otok

BRIGA: vidljive promene vezane za uzrast, fotografisanje, opuštene vilice, dosadni ten, akne, pigmentacija, proširene pore, otok i gubitak elastičnosti kože.

Materijali: ABS plastika, legura cinka, nerđajući čelik.

MASA: Masser - 179 g, baza - 108 g.

FUNKCIJE:

EMS - električna struja za miostimulaciju mišića, prodire duboko u slojeve kože, dostiže mišićni sloj. Stimulirajući kontrakciju mišića, EMS podstiče zatezanje kože, efekt podizanja se manifestira, povećava se proizvodnja kolagena i elastina, povećava se čvrstina i elastičnost kože, uklanja se oteklina.

3 Svjetlosna fototerapija: crvene, plave i kombinovane boje vidljivog spektra svetlosti s različitim valnim duljinama, prodirući u kožu, aktivirajući proces regeneracije. Plavo LED svetlo s najnižom dubinom penetracije deluje na površinu kože, dezinficirajući je i time smanjujući upalu. Crveno LED svetlo s najvećom dubinom penetracije utječe na fibroblaste, koji sintetiziraju kolagen, koristi se za pomlađivanje kože i borbu protiv znakova starenja. Kombinacija crvene i plave LED svetlosti kombinacija je dveju funkcija za efikasno lečenje upale.

Vibracija je mehanički efekat na kožu, zbog čega se poboljšavaju svi metabolički procesi, koža se zateže, smanjuje se manifestacija vidljivih bora.

KARAKTERISTIKE:
1. 3 EMS intenzitet nivoa da izaberete udoban nivo izloženosti.
2. 2 elektrode kao izvori struje.
3. Radna forma u obliku luka ponavlja krive ljudskog tela, masažer se primenjuje na dve zone: lice i vrat.
4. ručni režim kontrole: sami određujete režime i radno vreme na svakom od njih, čineći individualnu kombinaciju.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Da biste uključili ili isključili uređaj, pritisnite i držite dugme POWER.
2. Da biste odabrali svetlo fototerapije, kratko pritisnite dugme POWER. Automatski se uključuje prvo plavo LED svetlo, ponovo pritisnite omogućava vam da ponovo odaberete crveno LED svetlo za uključivanje mješovitog načina rada svetla.
3. Kad uključite masažer, kratko pritisnite dugme LEVEL kako biste odabrali intenzitet EMS-a od niskog do visokog. Na niskoj nivou svetli 1 pokazivač.

(Nisko), Srednji - 2 indikatora (nisko + srednje), Jak nivo - 3 indikatora (nisko + srednje + visoko) opekotine.
4. S dugim pritiskom na dugme NIVO, uključite vibraciju. Isti dugi pritisak omogućava vam da isključite vibraciju.

NAČIN UPOTREBE:
1. Skinite šminku i operite lice sredstvom za čišćenje.
2. ravnomerno primeniti proizvod za negu kože (na bazi vode, gel-kao tekstura, koja će obezbediti maksimalnu struju provodljivost za najbolje rezultate).
3. Uključite uređaj i odaberite način fototerapije.
4. Podesite nivo intenziteta EMS-a.
5. Nanesite površinu za masažu uređaja na kožu lica i masirajte duž linija za masažu. Pomerite se od dna (od brade) prema gore (do linije kose na čelu).
6. Ponovite postupak na svim masažnim linijama tri puta. Ne preporučuje se raditi s uređajem duže od 10 minuta.
7. Nakon završetka masaže, isključite uređaj, očistite površinu za masažu uređaja maramicom za čišćenje.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTA-LOST	CIKLUS TRETMANA
AKNE / UPALA	U BILO KOJE DOBA DANA	LED način rada: • Plavo LED svetlo - 5 minuta • Crveno LED svetlo - 2 minute Način rada "EMS" • Pro-sječna nivo intenziteta - 5-7 minu-ta Načini rada se ne koriste isto-vremeno, već u određenom redo-slijedu	SVAKI DRUGI DAN	2 nedelje 3-4 dana pau-ze 2 nedelje 4-5 nedelje kursevi godišnje
SITNE BORE / SUHA KOŽA / PIGMENTACIJA / NEU-JEDNAČEN TEN	VEČE	LED način rada: • Crveno LED sve-tlo - 7 minuta • Kombinovano sve-tlo - 5 minuta "EMS" način rada: • Nizak intenzitet - 5 minuta • Pro-sječna nivo intenziteta - 3 minute • Maksimalna nivo (za gustu kožu) - 3 minute LED i EMS načini rada mogu se koristiti istovremeno	2 puta ne-deljno	3-4 nedelje 1 nedelja pa-uza Ponovite 4-nedeljni kurs Sledeće ponavlja-nje na stalnoj osnovi
VIDLJIVE KAPILARE / KU-PEROZA / OSETLJIVA KOŽA	VEČE	LED: crveno svetlo 7 minuta, kom-binovano svetlo 5 minuta. Vibraci-je: 5 minuta. EMS je kontraindiciran kod kuperoze. Načine rada koristi-te navedenim redosledom, nikada istodobno.	2 puta ne-deljno	4 nedelje Pauza 1 nede-lja Ponovite 4-nedeljni kurs Sledeće ponavlja-nje na stalnoj osnovi

KONTRAINDIKACIJE:
1. Nemojte koristiti uređaj dok se koža oporavlja nakon kozmetičkog ili hemijskog pilinga, laserskog obnavljanja kože, frakcijskog laserskog tretmana, mezoterapije ili primene dermalnih filera u po-slednja 2 nedelje.
2. Uređaj nije namenjen za upotrebu od strane ljudi mlađih od 12 godina.
3. Uređaj nije namenjen osobama sa ograničenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima.
4. Nemojte koristiti uređaj ako imate zdravstvenih problema s ušima, poput upale spoljašnjeg uha, infekcije uha ili druge bolesti.
5. Nemojte koristiti masažer na napuknutoj koži, u prisutnosti otvorenih rana, na problematičnoj ili nadraženoj koži (koža koja pati od teških akni, opekotina od sunca, infekcije itd.).
6. Nemojte koristiti uređaj na osjetljivom području oko očiju, jer je koža tanka i osetljiva.
7. Nemojte koristiti uređaj na sluznicama, recimo unutar nosa, usta ili u području spolovila, jer može izazvati lokalnu nadraženost.

UPOZORENJA:
1. Držite konektor za punjenje i USB žicu suvom.
2. Nemojte puniti uređaj u vlažnom okruženju, recimo kraj pune kade, tuša koji radi ili punog baze-na.
3. Koristite uređaj samo sa USB kablom koji dolazi sa ovim masažerom.
4. Ako je USB kabel oštećen, zamenite ga samo originalnim kabelom kako biste izbegli opasnost.
5. Napunite masažer u potpunosti 100% najmanje jednom u 2 meseca - to će produžiti trajanje ba-terije.

U KUTIJI: (1) masažer, (2) osnovna podrška, (3) USB-C kabl za punjenje, 4. uputstvo, (5) salveta, (6) torba.

TEHNIČKI PODACI:

NAZIVNI RADNI NAPON: 5-9 V

NAZIVNI NAPON NAPAJANJA: 3,7 W

IZVOR NAPAJANJA: litijum-jonski

KAPACITET BATERIJE: 900 mAh

DIMENZIJE: 147,1 × 83 × 44,4 mm (uređaj), 57,1 × 57,1 × 76 mm (postolje)

MASA: uređaj - 179 g, stand - 108 g

VREME PUNJENJA: 3 h

TRAJANJE RADA: Red LED svetlo / plavo LED svetlo režim - 200 minuta mešoviti svetlosni režim - 300 minuta

INTENZITET ZRAČENJA:
Crveno LED svetlo: 7,7867 mW/cm²
• Plavo LED svetlo: 32,758 mW/cm²
• Kombinovano svetlo: 23,322 mW/cm²

EMS:
- Nivo 1 - 0,08 mA
- Nivo 2 - 0.11 mA
- Nivo 3: 0,13 mA

FREKVENCIJA STRUJE: 34,7 kHz

TALASNA DUŽINA: Crveno LED svetlo - 625 nm - plavo LED svetlo - 465 nm

TALASNI OBLIK: bifazni pravougaoni talasni oblik

OTPORNOST NA VODU: IPX4



MEI1 - EMS MASAŽER ZA LICE I VRAT

Podizanje u obliku slova V

Smanjuje otok

Skulpti konture

Smooths nabori & bore

PROBLEMI: gubitak elastičnosti i opuštene konture lica, jutarnja otečenost, grčevi i napetost mišića, bore, beživotan ten i slabije upijanje proizvoda za svakodnevnu negu.

MATERIJALI: ABS plastika.

MASA: 78 g.

FUNKCIJE:
Uređaj ima složen efekat na sve slojeve tkiva zbog sinergije
4 tehnologije:

EMS - imitira prirodne bioelektrične signale tela, delikatno kontrakciju i obuku mišića lica, vraćajući im ton.

Duboka toplota (42 °C) - Toplotno izlaganje opušta grčeve mišiće i poboljšava mikrocirkulaciju.

VELIKA VIBRACIJA (8500 obrtaja u minuti) - visokofrekventne mehaničke oscilacije promovišu snažnu limfnu drenažu, smanjujući otok i stagnaciju tečnosti u tkivima.

ION IMPORT (ionoforeza) - u kombinaciji s grijanjem, ova tehnologija pomaže aktivnim komponentama serumske skrbi prodrijeti u duboke slojeve dermisa, množeći njihovu efikasnost.

KARAKTERISTIKE:
1. Inteligentni 360° dizajn: Sve strane kućišta su aktivne radne površine. Gornji deo (valjci) je dizajniran za 3D masažu, bočne strane - za gua sha masažu i donji deo - za točkastu akupresuru.
2. 4 tehnologije u 1 uređaju: EMS, talasna vibracija, grejanje i jontoforeza.
3. 2 način rada: osnovni način (bijeli indikator) za jutarnju limfnu drenažu i toniranje; složeni način rada s grijanjem (crveni indikator) za intenzivnu večernju negu protiv starenja i opuštanje.
4. pametni tajmer: za bezbednu upotrebu, uređaj se automatski isključuje nakon 10 minuta neprekidnog rada, a takođe ide u režim spavanja nakon 2 minuta neaktivnosti.
5. prenosivost i autonomija: Ugrađena baterija od 800 mAh pruža do 80 minuta kontinuirane upotrebe sa jednim punjenjem.

6. Raznovrsnost primene: dizajn masažera omogućava da se koristi za negu na licu mesta, valjak i podizanje, kao i za masažu vrata, ramena, ruku i nogu.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Da biste uključili ili isključili uređaj, pritisnite dugme za napajanje 1-2 sekunde (zvučni signal će zvučati).
2. Prvi kratki tisak (zadani način rada): uključuje EMS, vibracije i uvoz iona. Prsten indikatora svetli bijelim svetlom. Idealno za uklanjanje jutarnje otekline i toniranja.
3. Drugi kratki tisak (kompleksni način rada): povezuje značajku dubokog grejanja s prethodnim tehnologijama. Indikator svetli crveno. Pogodan za intenzivno podizanje i opuštanje.
4. Tokom punjenja, indikator glatko treperi crveno LED svetlo, a kada dostigne 100%, neprekidno gori.

NAČIN UPOTREBE:
1. Za EMS na očišćenu kožu obilno nanesite vodljivi gel, hidratantni serum ili esenciju isključivo na bazi vode. Proizvod ne sme sadržavati ulja ni kiseline (AHA, BHA, PHA), retinol ni visoke koncentracije vitamina C.
2. Uključite uređaj i odaberite željeni način rada.
3. Izvedite masažu duž linija za masažu, čvrsto pritisnite odabranu radnu površinu na kožu. Uređaj se mora nositi glatko, konstantnom brzinom i bez prekomjernog pritiska.
4. Nakon 10 minuta rada, pametni mjerač vremena automatski će isključiti uređaj.
5. Obrišite masažer vlažnom maramicom. Uređaj ima stepen zaštite IPX3. Nemojte ga prati pod mlazom vode.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
ZBIJENA, OTEČENA KOŽA	Veče, 2. polovina dana	Režim "EMS, vibracija, jonski uvoz" - 3-5 minuta Režim "EMS, vibracija, jonski uvoz, grejanje" - 5 minuta	2-3 puta nedeljno	Kurs lečenja: 10 nedelja. Break: 2 nedelje. Ponovite 10-nedeljni kurs na stalnoj osnovi.
SUHA KOŽA SA SITNIM BORAMA	Jutro.	Režim "EMS, vibracija, jonski uvoz" - 3-4 minuta Režim "EMS, vibracija, jonski uvoz, grejanje" - 3-4 minuta	1-2 puta nedeljno	Kurs lečenja: 10 nedelja. Break: 2 nedelje. Ponovite 10-nedeljni kurs na stalnoj osnovi.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Uređaj ne smeju koristiti osobe s elektrostimulatorom srca, osteoporozom, gubitkom osećaja temperature ili boli ili kožnom bolešću.
2. Nemojte koristiti uređaj na posjekotinama, nakon estetske operacije, na gnojnoj ili upaljenoj koži, na očnim jabučicama, vjeđama ili području štitne žlezde.
3. Ne koristiti u područjima s metalnim protezama.
4. Osobe koje se podvrgavaju stomatološkom lečenju (ili imaju punjenje / aparatić), kao i za alergije na metal, kuperozu (telangiectasia) treba koristiti uređaj s oprezom.

5. U trudnoći, tokom menstruacije ili dojenja te kod visokog krvnog pritiska ili vrućice uređaj koristite samo nakon savetovanja s lekarom.

MLEČNOSTI:
1. Uređaj nije vodootporan.
2. Zabranjeno je koristiti ga u vodi, oprati ga pod slavinom ili ga čuvati u uslovima visoke vlažnosti (na primer, u kupaonici).
3. Nemojte koristiti uređaj tokom punjenja. Pre tretmana uvek ga odspojite s električne mreže.
4. Ako tokom punjenja ili upotrebe primetite neuobičajeno zagrevanje ili dim, odmah isključite uređaj.
5. Izbegavajte pad uređaja i fizičke udarce.
6. Držite uređaj na suhom hladnom mestu, daleko od izravne sunčeve svetlosti. Za dugotrajno skladištenje bez upotrebe, napunite bateriju svaka 3 mjeseca.

U KUTICI: (1) masažer, (2) torba za skladištenje, (3) kabl za punjenje tipa C,
4. uputstva za upotrebu.

TEHNIČKI PODACI:

DIMENZIJE (V × Š × D): 140×80×10 mm

IZVOR NAPAJANJA: ugrađena litijumska baterija

RADNI NAPON: 5 V

SNAGA: 4,4 W

KAPACITET BATERIJE: 800 mAh

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 10 min

VREME PUNJENJA: ≤ 2 h

NAJDUŽE TRAJANJE RADA (PUNA BATERIJA): 80 min

JAKOST STRUJE: 1,4 mA

VIBRACIJA: 8500 revolucija u minuti

TEMPERATURA ZAGREVANJA: 42 °C

OTPORNOST NA VODU: IPX3



MIGA - ORALNI IRIGATOR

Pomaže u sprečavanju bolesti desni

Uklanja ostatke hrane

Pomaže u sprečavanju šupljina

Čisti teško dostupna područja usta

BRIGA: zubna plaketa, karijes, bolest desni, miris daha.

MATERIJALI: ABS plastika.

MASA: 157 g.

FUNKCIJE:

Tečnost efikasno čisti najnepristupačnija mesta usne šupljine, uklanja ostatke hrane, što sprečava pojavu karijesa.

Tečni pritisak koji stvara irigator masira desni, što stimuliše njihovu cirkulaciju krvi i zarastanje.

Čišćenje vodenih pramenova jezika i obraza omogućava vam da eliminišete loš dah.

KARAKTERISTIKE:
1. U kombinaciji sa irigatorom dolazi 1 standardna mlaznica (mlaznica), kućište za skladištenje i kabl za punjenje.
2. 1 režim.
3. zapremina rezervoara je 70 ml.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Pre prve upotrebe uređaja u potpunosti napunite bateriju, u tu svrhu spojite magnetski kabel za punjenje na kontakte na telu navodnjavanja. Tokom punjenja, uređaj se ne može koristiti.
2. Umetnite nastavak u rupu na gornjem poklopcu uređaja pre klika. Klik pokazuje da je nastavak uspješno instalirana. Da biste uklonili nastavak, pritisnite gornji poklopac uređaja i, držeći je u tom položaju, uklonite nastavak.
3. Punjenje spremnika Proverite je li uređaj isključen, a zatim otvorite poklopac spremnika za vodu koji se nalazi na dnu i napunite spremnik vodom.
4. Da biste uključili ili isključili uređaj, morate pritisnuti dugme za uključivanje/isključivanje. Napomena: Tokom upotrebe uređaja indikator se stalno svetli u plavoj boji.

NAČIN UPOTREBE:
1. Postavite nastavak i dovedite uređaj u radno stanje. Da biste to učinili, držite proizvod za telo s jednom rukom i povucite spremnik za vodu s drugom rukom.
2. Stavite nastavak u usnu duplju, usmerite je prema zubima i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili uređaj.
3. Za najbolje rezultate počnite s kutnjacima (stražnjim zubima) i pomičite nastavak prema prednjim zubima. Usmerite mlaz prema desnima pod kutom od 90 stepeni. Nemojte širom otvarati usta kako voda ne bi prskala.
4. Potrebno je pomerati mlaznicu duž linije desni, kratko se zadržava na svakom zubu dok se džep desni i interdentalni prostor ne očiste.
5. Nakon završetka čišćenja isključite uređaj pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje i uklonite preostalu vodu iz spremnika. Da biste to učinili, otvorite poklopac spremnika i ocijedite vodu, a zatim preklopite navodnjač u prvobitno stanje.
6. Čistite usnu duplju 2 puta dnevno nakon obroka. Napomena: Blago krvarenje pri prvom čišćenju uobičajeno je i treba nestati u roku od nedelja dana. Ako krvarenje ne prestane u roku od 2 nedelje, prekinite upotrebu i obratite se stomatologu.

UČESTALOST UPOTREBE:
2 puta dnevno, posle obroka, za negu ortodontskih struktura - posle svakog obroka.

TRAJANJE PRIMENE:
To je neograničeno.

KONTRAINDIKACIJE:
1. pogoršanje parodontitisa, akutnih inflamatornih procesa u usnoj šupljini.
2. ozbiljno krvarenje desni.
3. period tokom prva 2 meseca nakon operacije u usnoj šupljini.

UPOZORENJA:
1. Nemojte koristiti navodnjavač u tušu, nemojte uranjati navodnjavač u vodu i nemojte stavljati uređaj na mesta gde postoji rizik od pada u vodu.
2. Nemojte stavljati uređaj na mesta s visokom temperaturom ili vlagom, kao i na mesta izložena izravnoj sunčevoj svetlosti.
3. Ne uzimajte uređaj mokrim rukama tokom punjenja, nikada ne ostavljajte proizvod bez nadzora tokom punjenja.
4. Pažljivo rukujte kabelom za punjenje. Držite ga podalje od topline i nemojte ga rastezati, savijati, uvijati na silu ili prignječiti. Nemojte koristiti ni puniti oralni tuš ako su uređaj ili kabel oštećeni, recimo nakon pada ili prodora vode.
5. navodnjavač se mora puniti samo originalnim punjačem, ne spajajte ovaj uređaj na mrežu s naponom koji nije naveden na uređaju.
6. Nemojte koristiti uređaj bez nastavka, nemojte koristiti nastavka koje proizvođač ne preporučuje.

7. Čuvati na mestu koje nije dostupno djeci.
8. Ne umetnite strane predmete u navodnjavač.
9. Pre punjenja spremnika vodom odspojite kabel za punjenje. Nemojte prepuniti spremnik.
10. Pre čišćenja i servisiranja proverite je li uređaj isključen i ne naplaćuje.

U KUTIJU: (1) kućište za skladištenje, (2) irigator, (3) mlaznica, (4) kabl za punjenje USB konektora, (5) instrukcija.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: više od 2 sata

TRAJANJE RADA: 20 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: ne

TRAJANJE RADA S PUNIM SPREMNIKOM: 30 s

SNAGA: 482,3 kPa

IMPULSI U MINUTI: 900-1100

KAPACITET SPREMNIKA: 70 ml

OTPORNOST NA VODU: IPX7



MIGA BLACK - ORALNI IRIGATOR

Pomaže u sprečavanju bolesti desni

Uklanja ostatke hrane

Pomaže u sprečavanju šupljina

Čisti teško dostupna područja usta

Briga za ortopedske aparate

ZABRINITETI: zubna plaketa, karijes, zaglavljeni ostaci hrane u ortodontskim strukturama i interdentalnom prostoru, bolest desni, miris daha.

MATERIJALI: ABS plastika.

MASA: 183 g.

FUNKCIJE:

Tečnost čisti najnepristupačnija mesta, što vam omogućava da sprečite pojavu karijesa, kao i čiste ortodontske strukture.

Tečni pritisak koji stvara irigator masira desni, što stimuliše njihovu cirkulaciju krvi i zarastanje.

Čišćenje vodenih pramenova jezika i obraza omogućava vam da eliminišete loš dah.

3 načina izlaganja i 4 nastavka u kompletu osigurat će efikasno uklanjanje ostataka hrane, plaka, čišćenje interdentalnih prostora, džepova desni, jezika i ortodontskih struktura.

KARAKTERISTIKE:
1. 4 mlaznice u setu (standardni, parodontološki, ortodontski, mlaznica za čišćenje jezika).
2. U slučaju uređaja postoji odeljak za skladištenje mlaznice.
3. 3 načina rada (delikatna, pulsirana, moćna).
4. zapremina rezervoara je 140 ml.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Podesite mlaznicu pre klika.
Zajedno sa irigatorom su 4 vrste mlaznica, od kojih svaka ima svoju funkciju:
Standardna mlaznica se koristi za svakodnevno četkanje zuba. Zakrivljeni vrh pomaže u ispiranju plaka i ostataka hrane.
Parodontološki nastavak služi za čišćenje parodontnih džepova koji nastaju kad se upaljene desni odvoje od zuba.

Ova mlaznica ima mekan gumeni vrh za negu desni.
• Ortodontska nastavak dizajnirana je za čišćenje sistema naramenica. Na kraju ove nastavka, pored otvora za prolaz vode, nalazi se četka s tvrdim čekinjama. Zbog čega se čiste brave ortodontskih struktura, plak i ostaci hrane se ispiru od njih.
Nastavak za čišćenje jezika je u obliku žlice, a ovu nastavak možete koristiti za uklanjanje plaka i kontaminacije mekog tkiva.
2. otvorite rezervoar i napunite ga vodom.
3. Stavite nastavak u usnu duplju i kratko pritisnite dugme kako biste uključili uređaj.
4. Produženo pritiskom na dugme na uređaju se koristi za prebacivanje između režima.
Uređaj ima 3 režima:
Delikatna (zeleni indikator) - nizak pritisak, pogodan za početnike i ljude sa osetljivim zubima;
Puls (plavi indikator) - promenljivi pulsirajući pritisak, smenjivanje jakih i slabih režima za duboko čišćenje i masažu desni;
Snažan (beli indikator) - jak pritisak, efikasno čišćenje koje zadovoljava dnevne potrebe većine ljudi.
5. Nakon upotrebe, isključite uređaj kratkim pritiskom. Kada se isključi, uređaj će se sjetiti načina koji je poslednji put korišten i sledeći put kada se uključi, automatski će početi raditi u ovom načinu rada.
6. Pritisnite dugme za uklanjanje nastavka i pažljivo ga uklonite, otvorite pretinac za čuvanje nastavak i stavite nastavak u nju.
7. Redovito čistite uređaj. Odvojite spremnik i operite ga. Pri prvoj upotrebi odaberite nežni način rada. Blago krvarenje pri prvom čišćenju uobičajeno je i treba nestati u roku od nedelja dana. Ako krvarenje ne prestane u roku od 2 nedelje, prekinite upotrebu i obratite se stomatologu.

NAČIN UPOTREBE:
1. Za normalno čišćenje, koristite standardnu nastavak. Kliknite na dugme, odaberite željeni način rada. Zatim stavite nastavak nasuprot zuba tako da je mlaz vode okomit na tretirano područje. Napomena: Osetljive desni lako počinju krvariti. Ne usmeravajte mlaz izravno na desni, osobama s osjetljivim zubima savjetuje se odabir osjetljivog režima.
2. Počnite četkati stražnje zube i premjestiti se na prednje zube. Prođite kroz celu denticiju, kratko se zadržavajući na svakom zubu dok se desni i prostor između zuba ne očiste. Ako ste započeli s vanjske strane dentitencije, ponovite postupak za leđa. Ovaj algoritam treba sprovesti i za gornji i za donji red zuba.
3. Da biste očistili džepove desni, upotrebite parodontološku nastavak. Kliknite na dugme za napajanje, odaberite željeni način rada. Postavite nastavak pod kut kako bi vrh nastavka bio usmjeren na rub gingive i u džep za zube.
4. Da biste očistili jezik, upotrebite nastavak u obliku žlice. Postavite nastavak, pritisnite dugme, odaberite željeni način rada.

Pomičite nastavak kroz jezik s potezima u jednom smeru od korena do vrha jezika. Četkanje jezika treba trajati 30 sekundi, što je oko 5 pristupa.
5. Da biste očistili sustave zatega, upotrebite ortodontsku nastavak. Osim rupe za prolaz vode, na kraju ima četku s tvrdim čekinjama, tako da dobro čisti brave sistema za pričvršćivanje, ispire plak i ostatke hrane od njih.

UČESTALOST UPOTREBE:
2 puta dnevno, posle obroka, za negu ortodontskih struktura - posle svakog obroka.

TRAJANJE PRIMENE:
To je neograničeno.

KONTRAINDIKACIJE:
1. pogoršanje parodontitisa, akutnih inflamatornih procesa u usnoj šupljini.
2. ozbiljno krvarenje desni.
3. Ne preporučuje se koristiti u roku od nekoliko nedelja nakon operacije u usnoj duplji.
4. Ako imate bolesti desni ili ste imali oralnu operaciju u protekla 2 meseca, obratite se svom stomatologu pre upotrebe uređaja.

UPOZORENJA:
1. Nemojte rastavljati proizvod ili zameniti njegove delove kako biste izbegli oštećenje koje može rezultirati uklanjanjem proizvoda iz jamstva.
2. Kako biste izbegli opekotine, nemojte u spremnik oralnog tuša stavljati vodu topliju od 50 °C.
3. Ako je kabel za napajanje ili utikač oštećen, zamenite ih pre upotrebe. Ne ometajte integritet kabela za napajanje: nemojte ga istezati, savijati ili okretati. Ne dopustite da kabel za napajanje bude zgnječen teškim predmetima ili pričvršćen između objekata i držite uređaj i kabel podalje od izvora topline.
4. Koristite uređaj samo za namjeravanu svrhu: očistiti usta. Nemojte stavljati pritisak na zube i desni kako ih ne biste oštetili.
5. Nemojte dugo uranjati uređaj u vodu kako biste izbegli kvarove ili požar, strujni udar i druge opasnosti.
6. Držite uređaj dalje od otvorenih izvora požara i grejača.
7. Nemojte puniti uređaj na mokrim mjestima, recimo u kupaonici ili zahodu.
8. Nemojte koristiti uređaj za navodnjavanje bez nastavka.
9. Ovaj uređaj nije namenjen djeci. Korištenje je moguće samo pod nadzorom odraslih. Držite ga na mestu koje nije dostupno djeci.
10. Nemojte dodavati oralno ispiranje u spremnik za vodu, što će dovesti do korozije i prianjanja spremnika na telo uređaja, što može uzrokovati probleme s otvaranjem spremnika u budućnosti.

U KUTICI: (1) irigator, (2) standardna mlaznica, (3) parodontalna mlaznica, 4. ortodontska mlaznica, (5) mlaznica za čišćenje jezika, (6) torba za skladištenje, (7) USB-C kabl za punjenje, (8) instrukcija.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 1,5 h

TRAJANJE RADA: 90 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: ne

TRAJANJE RADA S PUNIM SPREMNIKOM: 40 s

SNAGA: • delikatan režim: 275-413 kPa • pulsni režim: 413-758 kPa • moćan režim: 827-965 kPa

IMPULSI U MINUTI: 1600

KAPACITET SPREMNIKA: 140 ml

OTPORNOST NA VODU: IPX7



MIGA NEW - ORALNI IRIGATOR

Pomaže u sprečavanju bolesti desni

Uklanja ostatke hrane

Pomaže u sprečavanju šupljina

Čisti teško dostupna područja usta

Briga za ortopedske aparate

BRIGA: zubna plaketa, karijes, zaglavljeni ostaci hrane u ortodontskim strukturama, bolesti desni, miris daha.

MATERIJALI: ABS plastika.

MASA: 195 g.

FUNKCIJE:

Tečnost čisti najnepristupačnija mesta, što vam omogućava da sprečite pojavu karijesa, kao i čiste ortodontske strukture.

Tečni pritisak koji stvara irigator masira desni, što stimuliše njihovu cirkulaciju krvi i zarastanje.

Čišćenje vodenih pramenova jezika i obraza omogućava vam da eliminišete loš dah.

Uključeno sa irigatorom su 3 vrste NASADOK-a, od kojih svaka ima svoju funkciju:

Standardna soplo se koristi za svakodnevno četkanje zuba. Zakrivljeni vrh pomaže u ispiranju plaka i ostataka hrane.

PARODONTOLOŠKA NASADKA koristi se za čišćenje džepova desni (oblikuju se kada se upaljene desni odmaknu od zuba, tvoreći džep). Ova nastavak ima mekani gumeni vrh za negu desni.

NASA za čišćenje jezika je u obliku žlice, a s ovom nastavkom možete ukloniti plak i kontaminaciju mekog tkiva.

Način dezinfekcije namenjen je sterilizaciji nastavak. U dodiru s vodom, biljne otopine imaju rizik od razvoja patogene mikroflore na mlaznicama za navodnjavanje. U odjeljku za skladištenje nastavak u ovom navodnjavaču ugrađena sijalica s ultraljubičastim zračenjem. Ultraljubičasta talasna dužina (275 nm) ima baktericidni efekat.

KARAKTERISTIKE:
1. 3 mlaznice u kompletu.
2. povećan rezervoar za vodu - 130 ml.
3. dizajn preklopa čini irigator minijaturnim i kompaktnim.
4. režim dekontaminacije mlaznice.
5. Skladište mlaznice ugrađeno u irigator.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Postavljanje i uklanjanje nastavka. Napomena: Ako pri prvoj upotrebi u spremniku ili dovodnoj cevi pronađete nečistoću, proizvod može biti oštećen. Ne brinite ako u uređaju uočite tragove čiste tečnosti. To je destilirana voda kojom se provjerava rad oralnog tuša. Operite uređaj pre upotrebe. Izvadite nastavak iz pretinca i umetnite ga u ležište. Magnetski držač automatski ga učvršćuje. Za uklanjanje izvucite nastavak, spremite ga u pretinac i čvrsto zatvorite poklopac.
2. Napunite vodom Otvorite poklopac kako biste zaštitili od prašine. Držeći navodnjavač okomito, ulijte vodu. Nakon ulijevanja vode, zatvorite poklopac kako biste zaštitili od prašine. Preporučuje se koristiti čistu vodu iz slavine. Ako je voda hladna, koristite vodu na sobnoj temperaturi ne višoj od 40 ° C. Također se može koristiti slana voda, sredstvo za usnu duplju prema preporukama lekara.
3. Omogućavanje i odabir načina rada Za promjenu načina rada, kliknite na dugme "Prebacivanje načina rada". U osjetljivom načinu rada, prvi indikator gori. U načinu rada Power, drugi indikator je uključen. Kada se prebacite na način rada Pulse, treći indikator će se upaliti. U načinu dezinfekcije, poslednji će se upaliti - 4 indikator. Odaberite pravi način rada. Preporučuje se početi s osjetljivim načinom rada i postupno povećavati intenzitet dok se na nega naviknete.

NAČIN UPOTREBE:
1. Koristite standardnu nastavak za negu. Kliknite na dugme, odaberite željeni način rada. Zatim stavite nastavak nasuprot zuba tako da je mlaz vode okomit na tretirano područje. Napomena: Osetljive gume lako počinju krvariti. Nemojte usmjeravati mlaz izravno na desni!
2. Počnite četkati stražnje zube i premjestiti se na prednje zube. Prođite kroz celu denticiju, kratko se zadržavajući na svakom zubu dok se desni i prostor između zuba ne poravnaju. Ako ste započeli s vanjske strane denticija, ponovite postupak za leđa. Ovaj algoritam treba sprovesti i za gornji i za donji red zuba. Napomena: Osobe s osjetljivim zubima savjetuju se da odaberu osetljiv režim.
3. Tokom upotrebe, održavajte proizvod vertikalno kako biste izbegli isključenje magnetne stezaljke mlaznice, što može dovesti do prekida vodosnabdevanja.
4. Da biste očistili džepove desni, koristite parodontološku nastavak. Kliknite na dugme za napajanje, odaberite željeni način rada. Postavite nastavak pod kut kako bi vrh nastavka bio usmjeren na rub gingive i u džep za zube.

5. Da biste očistili jezik, koristite nastavak u obliku žlice. Instalirajte nastavak, pritisnite dugme, odaberite željeni način rada. Pomerite nastavak kroz jezik s potezima u jednom smeru od korena do vrha jezika. Četkanje jezika treba trajati 30 sekundi, što je oko 5 pristupa.
6. Način dezinfekcije: stavite nastavak u odjeljak za čuvanje nastavka i zatvorite poklopac kako biste zaštitili od prašine.
7. Kliknite na prekidač režima da biste izabrali četvrti režim - režim dekontaminacije, a zatim kliknite na dugme.
8. režim dezinfekcije će biti aktiviran da steriliše mlaznicu i odeljak za skladištenje mlaznice.
9. Nemojte gledati izravno u ljubičastu svjetiljku za sterilizaciju kako biste izbegli oštećenje vida.

UČESTALOST UPOTREBE:
2 puta dnevno, posle obroka, za negu ortodontskih struktura - posle svakog obroka.

TRAJANJE PRIMENE:
To je neograničeno.

KONTRAINDIKACIJE:
1. pogoršanje parodontitisa, akutnih inflamatornih procesa u usnoj šupljini.
2. ozbiljno krvarenje desni.
3. Odmah nakon operacije u usnoj šupljini.

UPOZORENJA:
1. Tokom punjenja, držite konektor za punjenje suvim.
2. Ne spajajte se na izvor napajanja s naponom koji se razlikuje od navedenog.
3. Nemojte dodirivati punjač mokrim rukama.
4. Nemojte koristiti oštećeni ili neispravni uređaj.
5. Nemojte usmjeravati mlaz vode izravno na jezik, uši ili druge delove tela - pritisak vode može ih ozlijediti.
6. U slučaju bolesti zuba, koristite ovaj proizvod pod nadzorom zubara.
7. Ovaj proizvod se može koristiti u kombinaciji sa proizvodom usta ili proizvodom koji preporučuje vaš stomatolog.
8. Nestručne osobe ne smeju rastavljati uređaj ni umetati strane predmete u otvore.
9. Ne preporučuje se rad ovog uređaja u teškim uslovima izvan prostorija.
10. Nemojte sipati jod, izbjeljivač ni aromatična ulja netopiva u vodi u spremnik. Te supstance utječu na rad i skraćuju vek uređaja.
11. Pre upotrebe ovog proizvoda uklonite sav nakit iz usta.
12. Nemojte koristiti ovaj proizvod ako postoje vidljive rane na jeziku ili ustima.
13. Ako vam lekar propiše antibiotike, koristite proizvod samo na njegovu izričitu preporuku.
14. Nemojte usmjeravati mlaz vode u uši kako biste izbegli povrede.
15. Djeci mlađoj od 3 godine nemojte dopustiti upotrebu proizvoda.
16. čuvajte proizvod u suvoj i čistoj sobi dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.

17. Pre uklanjanja proizvoda za dugotrajno skladištenje (duže od 3 meseca), potpuno napunite bateriju.
18. Nemojte pokušavati uključiti proizvod bez vode u spremniku, to može uzrokovati kvar uređaja.
19. Ne koristite toplu vodu iznad 50°C za čišćenje spremnika. Da biste povećali vek trajanja spremnika, ne dopustite njegovu deformaciju kao rezultat izlaganja visokoj temperaturi. Za čišćenje ovog proizvoda preporučuje se korištenje sobne temperature vode ispod 40°C ili mlaza vode iz slavine.
20. Nemojte dodavati pastu za zube, so, tablete za ispiranje usta ili druge kemikalije u vodu kako biste izbegli začepljenje i oštećenje proizvoda.
21. Pre sipanja ispiranja usta ili osveživača, proverite da li sadrže izopropilmiristat, koji može oštetiti proizvod i uticati na normalan rad.
22. Nemojte koristiti razrjeđivače, alkohole i druge agresivne proizvode za čišćenje, inače to može dovesti do promjene boje proizvoda i kvara.

U KUTICI: (1) irigator, (2) standardna mlaznica, (3) parodontalna mlaznica, (4) mlaznica za čišćenje jezika, (5) torba za skladištenje, (6) instrukcija, (7) USB-C kabl za punjenje.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 3 h

TRAJANJE RADA: • delikatan režim - 50 minuta • moćan režim - 45 minuta • impulsni režim - 100 minuta • režim dekontaminacije - 220 minuta

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: ne

TRAJANJE RADA S PUNIM SPREMNIKOM: • delikatan režim: 35 ± 8 sekundi • moćan režim: 30 ± 8 sekundi • impuls režim: 65 ± 10 sekundi

SNAGA: • delikatan režim: 392-637 kPa • moćan režim: 686-931 kPa • puls režim: 588-833 kPa

IMPULSI U MINUTI: 1600±20%

KAPACITET SPREMNIKA: 130 ml

OTPORNOST NA VODU: IPX7



MIGA PRO - PRENOSNI ORALNI IRIGATOR

Pomaže u sprečavanju bolesti desni

Uklanja ostatke hrane

Pomaže u sprečavanju šupljina

Čisti teško dostupna područja usta

Briga za ortopedske aparate

BRIGA: zubna plaketa, karijes, zaglavljeni ostaci hrane u ortodontskim strukturama, bolesti desni, miris daha.

MATERIJALI: MS plastika, ABS plastika.

MASA: 260 g.

FUNKCIJE:

Tečnost čisti najnepristupačnija mesta, što vam omogućava da sprečite pojavu karijesa, kao i čiste ortodontske strukture.

Tečni pritisak koji stvara irigator masira desni, što stimuliše njihovu cirkulaciju krvi i zarastanje.

Uključeno sa irigatorom su 3 vrste NASADOK-a, od kojih svaka ima svoju funkciju:

Standardna soplo se koristi za svakodnevno četkanje zuba. Zakrivljeni vrh pomaže u ispiranju plaka i ostataka hrane.

Na kraju ove nastavka, pored otvora za prolaz vode, nalazi se četka s tvrdim čekinjama. Zbog čega se čiste brave ortodontskih struktura, plak i ostaci hrane se ispiru od njih.

PARODONTOLOŠKA NASADKA koristi se za čišćenje džepova desni (oblikuju se kada se upaljene desni odmaknu od zuba, tvoreći džep). Ova nastavak ima mekani gumeni vrh za negu desni.

Način dezinfekcije sterilizira spremnik. Kontakt s vodom i biljnim otopinama može dovesti do rasta patogenih mikroorganizama u navodnjavaču. Ugrađena ultraljubičasta svjetiljka sterilizira spremnik.

KARAKTERISTIKE:
1. 3 mlaznice u kompletu.
2. povećan rezervoar za vodu - 180 ml.
3. sklopivi dizajn čini irigator kompaktnim i pogodnim za transport.
4. Način dezinfekcije rezervoara.
5. Skladište mlaznice ugrađeno u irigator.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Ugradnja i uklanjanje nastavka Izvadite nastavak iz odjeljka za čuvanje nastavka. Umetnite nastavak u utičnicu nastavka pre nego što kliknete da biste popravili nastavak. Da biste uklonili nastavak, pritisnite dugme za promjenu nastavka i povucite je iz utičnice. Postavite nastavak u odjeljak za čuvanje nastavka i bezbedno zaključajte.
2. Napunite vodom Otvorite poklopac spremnika. Držanje navodnjavanja vodoravno, ulijte vodu. Ulijte vodu, zatvorite poklopac. Preporučuje se koristiti čistu destiliranu vodu. Ako je voda hladna, koristite vodu na sobnoj temperaturi ne višoj od 40 ° C. Također se može koristiti slana voda, sredstvo za usnu duplju prema preporukama lekara.
3. Omogućite i odaberite način rada Kratko kliknite na dugme kako biste uključili uređaj. Ponovite kratki pritisak na dugme kako biste promijenili način čišćenja. Dugi pritisak (3 sekunde) dugmeta načina rada - menja brzinu. Nakon upotrebe isključite uređaj dugim pritiskom (3 sekunde). Kada se isključi, uređaj će zapamtiti način rada koji je poslednji put korišten i sledeći put kada je uključen, automatski će početi raditi u ovom načinu rada.

NAČIN UPOTREBE:
1. Koristite standardnu nastavak za negu. Kliknite na dugme, odaberite željeni način rada i brzinu. Zatim stavite nastavak nasuprot zuba tako da je mlaz vode okomit na tretirano područje. Napomena: Osetljive desni lako počinju krvariti. Nemojte usmjeriti mlaz izravno na desni!
2. Počnite četkati stražnje zube i premjestiti se na prednje zube. Prođite kroz celu denticiju, kratko se zadržavajući na svakom zubu dok se desni i prostor između zuba ne poravnaju. Ako ste započeli s vanjske strane denticija, ponovite postupak za leđa. Ovaj algoritam treba sprovesti i za gornji i za donji red zuba. Napomena: Osobe s osjetljivim zubima savjetuju se da odaberu osetljiv režim.
3. Da biste očistili džepove desni, upotrebite parodontološku nastavak. Kliknite na dugme za napajanje, odaberite željeni način rada. Postavite nastavak pod kut kako bi vrh nastavka bio usmjeren na rub gingive i u džep za zube.
4. Da biste očistili sustave za pričvršćivanje, koristite ortodontsku nastavak. Osim rupe za prolaz vode, na kraju ima četku s tvrdim čekinjama, tako da dobro čisti brave sistema za zatezanje, ispire plak i ostatke hrane od njih.
5. režim dekontaminacije: preklopite irigator u zatvorenoj poziciji i režim UV čišćenja će automatski početi 10 minuta.

6. Nemojte gledati izravno u ljubičastu svjetiljku za sterilizaciju kako biste izbegli oštećenje vida.

UČESTALOST UPOTREBE:
2 puta dnevno, posle obroka, za negu ortodontskih struktura - posle svakog obroka.

TRAJANJE PRIMENE:
To je neograničeno.

KONTRAINDIKACIJE:
1. pogoršanje parodontitisa, akutnih inflamatornih procesa u usnoj šupljini.
2. ozbiljno krvarenje desni.
3. Odmah nakon operacije u usnoj šupljini.

UPOZORENJA:
1. Tokom punjenja, držite konektor za punjenje suvim.
2. Ne spajajte se na izvor napajanja s naponom koji se razlikuje od navedenog.
3. Nemojte dodirivati punjač mokrim rukama.
4. Nemojte koristiti oštećeni ili neispravni uređaj.
5. Nemojte usmjeravati mlaz vode izravno na jezik, uši ili druge delove tela - pritisak vode može ih ozlijediti.
6. U slučaju bolesti zuba, koristite ovaj proizvod pod nadzorom zubara.
7. Ovaj proizvod se može koristiti u kombinaciji sa proizvodom usta ili proizvodom koji preporučuje vaš stomatolog.
8. Nestručne osobe ne smeju rastavljati uređaj ni umetati strane predmete u otvore.
9. Ne preporučuje se rad ovog uređaja u teškim uslovima izvan prostorija.
10. Nemojte sipati jod, izbjeljivač ni aromatična ulja netopiva u vodi u spremnik. Te supstance utječu na rad i skraćuju vek uređaja.
11. Pre upotrebe ovog proizvoda uklonite sav nakit iz usta.
12. Nemojte koristiti ovaj proizvod ako postoje vidljive rane na jeziku ili ustima.
13. Ako vam lekar propiše antibiotike, koristite proizvod samo na njegovu izričitu preporuku.
14. Nemojte usmjeravati mlaz vode u uši kako biste izbegli povrede.
15. Djeci mlađoj od 3 godine nemojte dopustiti upotrebu proizvoda.
16. čuvajte proizvod u suvoj i čistoj sobi dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.
17. Pre uklanjanja proizvoda za dugotrajno skladištenje (duže od 3 meseca), potpuno napunite bateriju.
18. Nemojte pokušavati uključiti proizvod bez vode u spremniku, to može uzrokovati kvar uređaja.
19. Nemojte koristiti toplu vodu iznad 40°C za čišćenje spremnika. Da biste povećali vek trajanja spremnika, nemojte dopustiti njegovu deformaciju kao rezultat izlaganja visokoj temperaturi. Za čišćenje ovog proizvoda preporučuje se korištenje sobne temperature vode ispod 40°C ili mlaza vode iz slavine.
20. Nemojte dodavati pastu za zube, so, tablete za ispiranje usta ili druge kemikalije u vodu kako biste izbegli začepljenje i oštećenje proizvoda.

21. Pre sipanja ispiranja usta ili osveživača, proverite da li sadrže izopropilmiristat, koji može oštetiti proizvod i uticati na normalan rad.
22. Nemojte koristiti razrjeđivače, alkohole i druge agresivne proizvode za čišćenje, inače to može dovesti do promjene boje proizvoda i kvara.

U KUTICI: (1) irigator, (2) standardna mlaznica, (3) parodontalna mlaznica,
4. ortodoncija mlaznica 5) torba za skladištenje, 6) instrukcija, 7) USB-DC kabl za punjenje.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 4 h

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: ne

TRAJANJE RADA PO NAČINU I BRZINI:
STANDARDNI NAČIN
• Slaba brzina - 96 minuta
• Prosečna brzina: 72 minuta
Jaka brzina: 59 minuta puls režim
• Slaba brzina - 133 minuta
• Prosečna brzina: 103 minuta
• Jaka brzina - 84 minuta
• NEŽNI NAČIN
• Slaba brzina - 140 minuta
• Prosečna brzina: 96 minuta

FREKVENCIJA IMPULSA PO NAČINU I BRZINI:
STANDARDNI NAČIN
• Slaba brzina - 1440/min
• Prosečna brzina: 1920/minuta
• Visoka brzina: 2400 u minuti
• PULSNI NAČIN
Slaba brzina - 1440 / min. ± 10%
Prosečna brzina - 1920 / min. ± 10%
Jaka brzina - 2400 / min. ± 10%
• NEŽNI NAČIN
Slaba brzina - 960 / min. ± 10%
• Prosečna brzina: 1440/min ±10%
• Jaka brzina - 1920 / min. ± 10%

KAPACITET SPREMNIKA: 180 ml

OTPORNOST NA VODU: IPX7

TRAJANJE RADA DO PRAŽNJENJA PUNOG SPREMNIKA:
STANDARDNI NAČIN
• Slaba brzina - 116 sekundi
Prosečna brzina - 68 sekundi Jaka brzina - 55 sekundi

PULSNI NAČIN
Slaba brzina - 144 sekunde
• Prosečna brzina: 93 sekundi
• Velika brzina - 65 sekundi mekog režima
• Slaba brzina - 143 sekunde
Prosečna brzina: 92 sekunde
• Jaka brzina - 65 sekundi

SNAGA: Standardni način: • Niski pritisak: 339,2 kPa • Srednji pritisak: 661,2 kPa • Visoki pritisak: 901,1 kPa. Pulsni način: • Niski pritisak: 315,1 kPa • Srednji pritisak: 460,6 kPa • Visoki pritisak: 776,3 kPa. Nežni način: • Niski pritisak: 133,1 kPa • Srednji pritisak: 375,8 kPa • Visoki pritisak: 655,0 kPa.



MIO2 - MIKROSTRUJNI MASAŽER SA EMS FUNKCIJOM

Poboljšava čvrstinu kože

Smanjuje znake starenja

Zaglađuje bore

Cilja nadutost i pigmentaciju

PROBLEMI: mimičke bore, otečenost lica i krugovi ispod očiju, beživotna i opuštena koža, opuštene konture donjeg dela lica, znakovi starenja, proširene pore i pigmentacijske fleke.

MATERIJALI: ABS plastika, PC plastika, legura cinka.

MASA: masažer - 80 g, baza - 70 g.

FUNKCIJE:

EMS - električna struja za miostimulaciju mišića, prodire duboko u slojeve kože, dostiže mišićni sloj. Stimulirajući kontrakciju mišića, EMS podstiče zatezanje kože, efekt podizanja se manifestira, povećava se proizvodnja kolagena i elastina, povećava se čvrstina i elastičnost kože, uklanja se oteklina.

Funkcija vam omogućava masažu pri temperaturi od 42 + / - 3 ° C, čime ubrzavate protok krvi i limfe, aktivirate metaboličke procese, povećavate opskrbu tkiva kisikom. Kao rezultat toga, ten se poboljšava, koža se zaglađuje i znakovi starenja postaju manje vidljivi.

Vibracija je mehanički efekat na kožu, što poboljšava sve metaboličke procese u ćelijama, stimuliše uklanjanje toksina, promoviše regeneraciju kože.

KARAKTERISTIKE:
1. 3 režima: EMS, grejanje, EMS/vibracija/grejanje.
2. Materijalne struje - u ažuriranom uređaju marke WAU, inženjeri, reguliranjem trenutne snage i frekvencije impulsa, postigli su da EMS operacija ne samo da je imala vidljiv efekat kao rezultat upotrebe, već je bila i primjetna tokom postupka.
3. Dva nezavisna kanala (2 elektrode kao trenutni izvori) povećavaju područje pokrivenosti, imaju izraženiji uticaj na mišiće i perceptivnost struje.
4. Bežično punjenje - punjenje pomoću baze za punjenje.
5. Jednostavno upravljanje: Uključivanje, isključivanje i odabir načina rada obavljaju se 1 dugmetom.
6. Zakrivljeni oblik MIO2 ponavlja konture lica, a konusni kutovi pomoći će u masaži akupunkturnih točaka i opustiti mišiće. Oblik uređaja također vam omogućava da ga koristite za masažu gua sha.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. kontrolni uređaj MIO2 je napravljen od 1 dugmeta.
2. Uključite uređaj dugim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.
3. Uz kratki pritisak na dugme za uključivanje/isključivanje odaberite željeni način rada:
• Plavi indikator - EMS;
• Crveni indikator - grejanje;
Beli indikator - mešavina EMS, grejanja i vibracija.
4. Isključite masažer s dugim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite gel za masažu na kožu. Nanesite radnu površinu uređaja na područje masaže.
2. Masirajte lice i područje vrata, krećući se od dna prema anatomskom rasporedu mišića na licu.
3. Koristeći radnu površinu za masažu MIO2, možete dati ga sha masažu dok se krećete duž linija za masažu.
4. konusni ugao uređaja je dizajniran za masiranje akupunkturnih tačaka. Dodirnite ove tačke lagano i napravite mali krug.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST TRETMANA
ZBIJENA KOŽA / OTEČENOST / OPUŠTENOST	Veče, 2. polovina dana	EMS režim - 3-5 minuta EMS režim + toplota + vibracija - 5 minuta	2-3 puta nedeljno	10 nedelja. Break: 2 nedelje. Ponovite 10-nedeljni kurs na stalnoj osnovi.
SUHA KOŽA SA SITNIM BORAMA	Ujutro.	Režim grejanja - 2-3 minuta EMS režim - 3-4 minuta EMS režim + grejanje + vibracija - 3 minuta	1-2 puta nedeljno	10 nedelja. Break: 2 nedelje. Ponovite 10-nedeljni kurs na stalnoj osnovi.

KONTRAINDIKACIJE:
1. pogoršanje integriteta kože.
2. period zarastanja kože nakon niza kozmetičkih procedura (na primer, lasersko obnavljanje, hemijske pilinge, mezoterapija, itd.).
3. uzimanje lekova sa steroidima.

UPOZORENJA:
1. Nemojte uranjati uređaj u vodu.
2. Nemojte puniti uređaj u vlažnom okruženju, recimo kraj napunjene kade, tuša ili bazena.
3. Nemojte bacati uređaj u vatru.
4. Nemojte koristiti uređaj ako su masažer ili njegovi delovi oštećeni.
5. Napunite masažer u potpunosti 100% najmanje jednom u 2 meseca - to će produžiti trajanje baterije.
6. Ovaj uređaj nije namenjen osobama mlađim od 12 godina i osobama sa ograničenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima.

U POLJE: (1) masažer, (2) baza za punjenje, (3) USB-C kabl za punjenje,
4. torba za skladištenje (5) salveta, (6) uputstvo.

TEHNIČKI PODACI:

DIMENZIJE (V × Š × D): masažer 136k54k22 mm, baza za punjenje 85k78k52 mm

IZVOR NAPAJANJA: litijum-jonska baterija

KAPACITET BATERIJE: 500 mAh

RADNI NAPON: 3,7 V

SNAGA: 5 W

VREME PUNJENJA: 2,5 h

TRAJANJE RADA: 50 minuta od punog punjenja

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 10 min

BRZINA VIBRACIJA: 1200 revolucije u minuti

INTENZITET EMS: 2 mA

FREKVENCIJA STRUJE: 2,5 kHz

TALASNI OBLIK: bifazni pravougaoni talasni oblik

TEMPERATURA ZAGREVANJA: 42 ± 3 °C

OTPORNOST NA VODU: IPX4



MIRA - MASAŽER ZA UČVRŠĆIVANJE LICA I VRATA

Smanjuje otok

Liftovi lice i vrat

Smanjuje bore

Poboljšava čvrstinu kože

Ciljevi akne

ZABRINITETI: bore, mlitavost i opuštenost kože, gubitak sjaja i pogoršanje ton kože, otok, crvenilo, iritacija, upala.

Materijali: PC plastika, ABS plastika, silikon, legura cinka.

MASA: masažer - 164 g, baza - 115 g

FUNKCIJE:

EMS je električna struja za miostimulaciju mišića, prodire duboko u slojeve kože, dostiže mišićni sloj. Stimulirajući kontrakciju mišića, EMS podstiče zatezanje kože, efekt podizanja se manifestira, povećava se proizvodnja kolagena i elastina, povećava se čvrstina i elastičnost kože, uklanja se oteklina.

VIBRACIJA - mehaničke oscilacije (=pulsi) koje poboljšavaju limfnu drenažu i mikrocirkulaciju (pokret tečnosti: krv/limfa) u tkivima, kao i opuštaju mišićne stege, što dovodi do uklanjanja otekline, poboljšanog tena i povećanog prodora kozmetike.

LED - terapija - svaka boja odgovara određenoj talasnoj duljini u spektru vidljive svetlosti. Djelovanjem na kožu na različitim dubinama, svetlost se apsorbira receptorima kože, aktivira prirodne procese unutar ćelije i uzrokuje određenu reakciju kože. Crvena LED svetlost - prodire duboko u kožu, apsorbira se mitohondrijama i aktivira proizvodnju kolagena i elastina fibroblastima. Rezultat tih procesa je izražen u sledećim estetskim učincima: pomlađivanje, elastičnost, smanjenje bora. Plava LED svetlost apsorbira se pomoću porfirinskih bakterija P. akne, što dovodi do stvaranja jedinstvenog kisika koji uništava bakterije, čime se bori protiv akni, upale i normalizira žlijezde loja. Zelena LED svetlost - umiruje kožu, sužava krvne sudove i poboljšava limfni protok.

Toplota - uzrokuje vazodilataciju - širenje malih krvnih žila. To povećava protok krvi u tretirano područje. Povećana cirkulacija krvi, zauzvrat, doprinosi brzom uklanjanju metaboličkih proizvoda, poboljšava ukupnu staničnu prehranu kože. Osim toga, povećani protok krvi, povećanje tjelesne temperature, aktivira znojne kanale. To fizički "otvori" rupe, priprema ih za čišćenje ili uzimanje kozmetike.

Hladna - sužava krvne sudove, čime sužava protok krvi na površinu kože i smanjuje propusnost zidova kapilara - to dovodi do smanjenja crvenila (zbog smanjenja protoka krvi) i uklanjanja edema (zbog smanjenja izlazne tečnosti iz krvnih žila u tkivo).

KARAKTERISTIKE:
1. 5 tehnologija. Obezbeđivanje profitabilnosti.1 uređaj za rešavanje svih problema, uštede prilikom kupovine.
2. uređaj vam omogućava da kombinujete režime i prilagodite brigu potrebama vaše kože.
3. 3 nivoa EMS. Da biste izabrali udoban bezbolan izlaganje.
4. 3 svetlosna fototerapija, za rešavanje različitih problema.
5. Ergonomski oblik: Zapreminska ručka pruža udoban stisak, koji vam omogućava da se koncentrišete na masažu.
6. Pametna tehnologija. Masažer radi na pametnom mjeraču vremena, nakon 10 minuta masaže, uređaj se automatski isključuje. Hladni način rada također radi do 3 minute, što osigurava bezbednost uređaja i efikasan rad tehnologije.
7. Višenamenska radna površina. Radna površina u obliku luka omogućava vam rad s velikim brojem područja: vrat, brada (konture lica), obrazi, područje ispod očiju, čelo.
8. Materijal radne površine. Na glavi MIR-a nalaze se dve aktivne elektrode od čelika sa zlatnim premazom. U električnoj vodljivosti zlato zauzima treće mesto, drugo samo dva metala: srebro i bakar. Poseban premaz elektroda doprinosi vodljivosti struje s ovim uređajem.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Uređaj je uključen produženim pritiskom na srednje dugme (LED dugme).
2. Kratki pritisak na LED dugme prebacuje svetlo fototerapije. Prvi tisak uključuje crveno LED svetlo, drugo plavo LED svetlo, treći zeleni tisak, četvrti tisak isključuje funkciju fototerapije.
3. Svaki put kada se svetlost fototerapije uključi oko LED dugmeta, svetlosna dioda koja odgovara određenom svetlu fototerapije je osvetljena.
4. Kratki pritisak na gornjem dugmetu (EMS dugme) uključuje EMS način rada. Kratki pritisak omogućava postavljanje nivoa intenziteta EMS-a. Prvi pritisak je 1 nivo intenziteta (slab), drugi pritisak je 2 nivoa intenziteta (srednji), treći pritisak je 3 nivoa intenziteta (jak). Ponavljani pritisak će u potpunosti onemogućiti EMS način rada.
5. Na svakom prekidaču načina rada na ekranu uređaja prikazana je nivo intenziteta struja: od najslabijeg do najjačeg. 1 nivo intenziteta sagorijeva 1 diodu, 2 nivoa - 2 diode, na 3 nivoa sagorijeva sve 3 diode.
6. Dugotrajno pritiskanje gornjeg dugmeta (EMS dugme) uključuje vibracije talasa. Ponovljeno dugotrajno pritiskanje gornjeg dugmeta onemogućuje funkciju vibracija.
7. Kratki pritisak na donju dugme (dugme temperature) uključuje hladni način rada. Deluje 3 minute i automatski se isključuje nakon tog vremena. To štiti uređaj od pregrevanja i omogućava rad na najhladnijoj mogućoj temperaturi. Kada uključite hladni način rada na ekranu uređaja, svetli plava ikona LED svjetlosne termometrije.
8. Kada se ikona crvenog termometra upali na ekranu, pritisnite dugme za temperaturu da se ohladi.

9. ovaj masažer ima pametni tajmer. Nakon 10 minuta rada, uređaj se isključuje sam.
10. Za isključivanje uređaja pritisnite i držite dugme LED.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite kontaktni gel provodnik ili proizvod za negu gela na bazi vode na kožu, koji će obezbediti bolju provodljivost struja za maksimalne rezultate.
2. Uključite uređaj. Postavite potrebne načine rada.
3. Pokrenite masažu područjem vrata. Pomerite vertikalne linije od ušne školjke do karlarbone. Da biste "otvorili" limfne puteve.
4. Zatim izvodite masažu lica, krećući se duž linija za masažu od središta lica do periferije. Smer kretanja dijagonalno je usmjeren prema gore kako bi se suprotstavio gravitaciji i stegnuo mišiće. Postupak se provodi od dna (od brade) prema gore (do linije kose na čelu).
5. Površina čela zahteva izglađivanje horizontalnih bora, za to, pomerajte vertikalno prema gore.
6. Za početak masaže preporučuje se povezivanje načina grejanja i vibracija. Kombinacija ove dve tehnologije pomoći će pripremiti kožu: učiniti je što prijemčnijom za aktivne sastojke i stimulaciju. Svrha treninga je opustiti mišiće, proširiti pore za čišćenje, povećati cirkulaciju krvi i limfnu drenažu za pripremu ćelija. Trajanje izlaganja do 2 minute.
7. Zatim slijedi glavni deo postupka, tokom kojeg se stimuliraju ćelije i mišići, poboljšava se cirkulacija krvi. Cilj ove faze je stvaranje novog kolagena i elastina, treniranje mišića (podizanje) i uklanjanje specifičnih problema (na primer, akne ili pigmentacija). Uključite način rada EMS, postavite ugodnu nivo intenziteta za vas. Postavite LED terapiju. Počnite s crvenim LED svetlom.
8. Nakon glavnog pomlađivanja kako bi se riješio određeni problem, možete prebaciti crveno svetlo na plavo (kada radite s aknama i borite se protiv sadržaja masti) ili zeleno (za smirivanje kože i borbu protiv kuperoze / crvenila). Ukupno trajanje faze je 6 minuta.
9. Dovršite masažu pomoću hladne funkcije. Ova faza omogućava snimanje postignutih rezultata. Hladnoća će umiriti kožu, ublažiti rezidualnu crvenilo i popraviti aktivne komponente kozmetike u koži. Završna faza je do 2 minute.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
MASNA ILI KOMBINOVANA KOŽA / PROŠIRENE PORE / MASNI SJAJ / TRAGOVI AKNI	Jutro	EMS + plavo LED svetlo + hladno. Počnite sa hladnim režimom (2 minuta), a zatim dodajte EMS i svetlo. Koristite minimalni EMS intenzitet do 3 tretmana, a zatim postepeno povećavajte.	2-3 puta nedeljno, 10-15 minuta	LEČENJE KURS: 1 mesec Pauza: 2-3 meseca Između kurseva: plavo LED svetlo 2-3 puta nedeljno 10-15 minuta

OPUŠTENOST / STARENJE S OTEČENOŠĆU / JUTARNJA OTEČENOST	Jutro	EMS + hladno. Počnite sa hladnim režimom (2 minuta), a zatim dodajte EMS. Koristite minimalni EMS intenzitet do 3 tretmana, a zatim postepeno povećavajte.	3-4 puta nedeljno, 10-15 minuta	LEČENJE KURS: 1 mesec. Break: 2-3 meseca.
BEŽIVOTNA KOŽA / GUBITAK ČVRSTOĆE I TONUSA	Jutro / veče (u svakom trenutku)	EMS + crveno LED svetlo + toplota (10-15 minuta), a zatim hladno (2-3 minuta). Koristite minimalni EMS intenzitet do 3 tretmana, a zatim postepeno povećavajte.	2-3 puta nedeljno, 10-15 minuta	Ciklus: 1 mjesec. Ponovite nakon 4-5 mjeseci. Između ciklusa: 1 tretman održavanja nedeljno.
SUHA / DEHIDRIRANA KOŽA	VEČE	EMS + Toplota. Počnite sa režimom toplote (2 minuta), a zatim dodajte EMS. Koristite minimalni EMS intenzitet za do 3 tretmana, a zatim postepeno povećavajte.	2 puta nedeljno, 10-15 minuta	Ciklus: 1 mjesec. Ponovite nakon 4-5 mjeseci. Između ciklusa: 1 tretman održavanja svaka 2 nedelje.
ZRELA KOŽA / GUBITAK ČVRSTOĆE I TONUSA	VEČE	EMS + crveno LED svetlo + toplota. Počnite sa režimom toplote (2 minuta), zatim dodajte EMS i svetlo. Koristite minimalni intenzitet EMS-a za do 3 tretmana, a zatim postepeno povećavajte.	2-3 puta nedeljno, 15 minuta	Ciklus: 1-1,5 mjeseci. Ponovite nakon 4-5 mjeseci. Između ciklusa: 1-2 tretmana održavanja mjesečno i crveno LED svetlo 3 puta nedeljno po 15 minuta.
POVIŠEN TONUS / NAPETOST MIŠIĆA	VEČE	EMS (samo intenzitet 1) + zeleno LED svetlo. Najniži intenzitet EMS-a koristite za najviše 3 tretmana, zatim ga postupno povećavajte.	2-3 puta nedeljno, 15 minuta. Krećite se duž pravca mišićnih vlakana.	Ciklus: 1-1,5 mjeseci. Ponovite nakon 6 mjeseci ili kad osetite napetost mišića.
OSETLJIVA KOŽA / KUPEROZA U REMISIJI	Jutro / veče (u svakom trenutku)	EMS (samo intenzitet 1) + zeleno LED svetlo. Najniži intenzitet EMS-a koristite za najviše 3 tretmana, zatim ga postupno povećavajte.	2 puta nedeljno, 10 minuta	Ciklus: 1 mjesec. Ponovite nakon 4-5 mjeseci. Između ciklusa: 1 tretman održavanja svaka 2-3 nedelje.

VRAT	VEČE	EMS + crveno LED svetlo + toplota. Počnite s načinom rada topline (2 minute), a zatim dodajte EMS i svetlo. Koristite minimalni intenzitet EMS-a do 3 tretmana, a zatim postupno povećavajte. Koristite samo ako nema kontraindikacija kao što je bolest štitne žlezde. Uvek izbegavajte područje štitne žlezde i karotidni sinus uz štitnjaču gde se može osjetiti puls.	2-3 puta nedeljno, 10-15 minuta	Ciklus: 1 mjesec. Ponovite nakon 4 mjeseca. Između ciklusa: 1 tretman održavanja svaka 2 nedelje.

KONTRAINDIKACIJE:

1. Ovaj uređaj je samo za ličnu kućnu upotrebu i nije medicinski uređaj.
2. sledeće kategorije lica koriste uređaj samo pod rukovodstvom lekar:
   - Trudnice i dojilje.
   - Ljudi sa osetljivom kožom ili kožnim bolestima.

Osobe s ugrađenim elektroničkim medicinskim uređajima, recimo elektrostimulatorom srca.

   - Ljudi sa dijabetesom ili poremećaja cirkulacije.

3. Nemojte koristiti uređaj u sledećim područjima:
   - Oštećena područja kože (rane, upala, ekcem).
   - Oblasti sluzokože (oči, usta).

UPOZORENJA:

1. Kada koristite hladan način rada, nemojte predugo držati uređaj na jednom području kože kako biste izbegli ozeblinu.
2. Ako pri zagrevanju osetite pretjeranu toplinu, odmah prekinite tretman kako biste sprečili opekotine.
3. Deca bi trebala koristiti uređaj samo pod nadzorom odrasle osobe.

U KUTIJI: (1) MASER MIRA, (2) poklopac radne površine, (3) baza za punjenje,
4. USB-Tip C kabl, 5) instrukcija, 6) kese za skladištenje.

TEHNIČKI PODACI:

DIMENZIJE (V × Š × D): 179,5x72x48,4 mm (masaža), 81x69.8x64,8 mm (baza)

SNAGA: 10 W

RADNI NAPON: 3,7 V

IZVOR NAPAJANJA: ugrađena litijumska polimerna baterija

KAPACITET BATERIJE: 1350 mAh

VREME PUNJENJA: 3 h

TRAJANJE RADA: 35 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 10 minuta Toplotni režim - 5 minuta Hladni režim - 3 minuta

BRZINA VIBRACIJA: 7000 revolucija u minuti

JAKOST STRUJE: 1 nivo - 1,9 mA 2 nivo - 2,48 mA 3 nivo - 3,44 mA

FREKVENCIJA STRUJE: Slab nivo - 20 kHz srednji nivo - 25.2 kHz Visok nivo - 30,6 kHz

TALASNA DUŽINA: Crveno LED svetlo - 630 nm plavo LED svetlo - 460 nm zeleno LED svetlo - 520 nm

TALASNI OBLIK: bifazični simetrični talasni oblik

INTENZITET ZRAČENJA:
Crveno svetlo: 10 mW/cm², plavo svetlo: 24 mW/cm², zeleno svetlo: 21 mW/cm².

OTPORNOST NA VODU: IPX3



MORI BLACK - ELEKTRIČNA SONIČNA ČETKICA ZA ZUBE

Jača desni

Čisti zube

Uklanja tartar

BRIGA: Četka za zube, plak, miris daha, bolest desni.

MATERIJALI: plastika.

MASA: 200 g.

FUNKCIJE:
Rad četkice temelji se na principu visokofrekventnih vibracija. Pročišćavanje nije zvukom, već brzom vibracijom čekinja, što je potaknuto zvučnim talasom (= visokofrekventnim vibracijama). Čekinje brzo pokreću pokrete od desni do ruba zuba, a velika brzina stvara protok mikromjehurića iz sline, vode i zubne paste. Ovaj dinamički protok tečnosti u ustima efikasno čisti čak i teško dostupna mesta.

KARAKTERISTIKE:
1. 5 načina rada: od nežnih (31000 oscilacija) do najintenzivnijih (48000 oscilacija).
2. 2 vrste mlaznica zajedno sa čekinjama meke i srednje krutosti.
3. Zvučni tragovi o promeni zone čišćenja.
4. čekinje mlaznice srednje krutosti menjaju boju, podsećajući na potrebu za promenom mlaznice.
5. Memorijska funkcija.
6. dugo punjenje bazni kabl.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Nastavak postavite na četkicu tačno iznad pogonske osovine elektromotora i pritisnite ga na mesto. Važno: Nastavak pri postavljanju ne morate okretati.
2. Da biste uključili kist, kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje / prebacivanje načina rada.
3. ponovljeni kratki pritisci režima prekidača na dugme u ovom redosledu: osetljiva, briga o gumama, poljski, beli, čisti.
4. svakih 30 sekundi, četka pauzira kao podsetnik za promenu površine za čišćenje.
5. Nakon 2 minute, automatski rad kista će završiti, a to će se isključiti.
6. Da biste sami onemogućili četkanje, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje/način rada.

NAČIN UPOTREBE:
1. Podesite mlaznicu.
2. navlažite mlaznicu četkice sa vodom i nanesite potrebnu količinu marinade.
3. Uključite četku.
4. Stavite nastavak četkice u usta. Držite je pod kutom od 45 stepeni u odnosu na desni. Kliknite na dugme, odaberite udoban način rada.
5. počnite da perete zube, širite glavu za pranje zuba pokretnim pokretima od osnove zuba do kraja.
6. Stomatolozi preporučuju četkanje zubi najmanje 2 minute.Usna šupljina može se podijeliti u 4 područja i očistiti svaku četvrtinu denticije (kvadrant) na 30 sekundi.
Da biste bili u skladu sa ovom preporukom, tajmer se postavlja u četkicu na svakih 30 sekundi:
Četka se zaustavlja na nekoliko sekundi. Nakon 2 minute, automatski rad četkice će završiti, a ona će se isključiti.
7 Nakon završetka postupka, isperite mlaznicu i pustite da se osuši prirodno, a telo četkice se takođe može isprati vodom.

UČESTALOST UPOTREBE:
2 puta dnevno, 1 čišćenje sesija 2 minuta.

TRAJANJE PRIMENE:
Termin upotrebe 1 mlaznice je 3 meseca.

KONTRAINDIKACIJE:
1. infektivni parodontitis.
2. Postoperativni period ili period zarastanja rana u usnoj šupljini.
3. povećana osetljivost zuba.
4. patološka mobilnost zuba.
5. Nije namenjen deci.

UPOZORENJA:
1. Nastavak na soničnu četkicu treba oprati vodom nakon svake upotrebe.
2. telo četke može se očistiti direktno vodom.
3. Tokom punjenja nemojte stavljati metalne predmete na postolje za punjenje kako biste sprečili nezgode.
4. odbijaju da koriste četkicu ako je oštećeno telo ili mlaznica.
5. Držite dalje od izvora toplote.
6. Nemojte sami sastavljati ni rastavljati električnu soničnu četkicu za zube.

U KUTIJI: (1) telo četkice, (2) mlaznica sa mekim čekinjama,
3. srednja mlaznica, (4) indukciona baza za punjenje,
5. instrukcija.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 12 h

TRAJANJE RADA: 240 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 2 min

NAČINI RADA I VIBRACIJE:
• Delikatna - 31000 revolucije u minuti
briga o desni - 35.000 revolucija u minuti
• Poliranje - 41000 revolucije u minuti
• Izbeljivanje - 45000 revolucija u minuti
Čišćenje - 48000 revolucija u minuti

OTPORNOST NA VODU: IPX7



MORI 2.0 - ELEKTRIČNA SONIČNA ČETKICA ZA ZUBE

Jača desni

Čisti zube

Uklanja tartar

Pomaže u sprečavanju gingivi-tisa

BRIGA: Četka za zube, plak, miris daha, bolest desni.

Materijali: PC plastika.

MASA: 110 g.

FUNKCIJE:
Rad četkice temelji se na principu visokofrekventnih vibracija. Čišćenje se ne odvija zvukom, već brzim vibracijama čekinja, što je potaknuto zvučnim talasom.

Četkica je opremljena predajnikom sile pritiska, koji pretvara fizički pritisak u električni signal.

MORI 2.0 opremljen je funkcijom izrade 3D karata za analizu čišćenja. Slučaj dezinfekcije opremljen je ultraljubičastim sterilizatorom koji uništava klice i viruse.

KARAKTERISTIKE:
1. Pametan tajmer.
2. 5 profesionalnih režima čišćenja:
• Pažljivo (režim za osetljive zube)
• Čišćenje (standardno čišćenje)
• Beli emajl (beljenje)
• Poliranje
• Masaža
3. sistem zaštite od prskanja.
4. Podešavanje intenziteta: svaki režim nudi 5 nivoa (10, 30, 50, 70 i 90) tako da možete odabrati udobno podešavanje.
5. Interaktivna 3D indikacija područja za čišćenje.
6. Ultraljubičasta futrola za sterilizaciju.
7. Obaveštenje o zameni mlaznice.
8. indikator punjenja i kontrola tokom punjenja.
9. senzor pritiska sa LED oznakom
10. tri vrste punjivih mlaznica u kompletu za različite vrste čišćenja
• Klasična mlaznica za čišćenje za svakodnevnu higijenu
• Izbeljivanje mlaznica sa poboljšanim efektom poliranja
• mlaznica za osetljive zube sa mekim čekinjama

11. memorijska funkcija.
12. automatska definicija mlaznice.
13. automatska aktivacija.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. MORI 2.0 narukvica je opremljena funkcijom automatskog prebacivanja:
Četkica se uključuje kada prekrivate telo dlanom.
2. S kratkim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje/odaberite funkciju, uključite četkicu.
3. Flick meni klikom na dugme da promenite funkcije, da izaberete odeljak nakratko kliknite na dugme uključivanje / isključivanje / izaberite funkciju.
4. Fli kroz odeljke na stavku "Meni / Podešavanja", idite na njega. U odeljku "Meni" izaberite "3D OFF / 3D OFF". Uključite ga pritiskom na dugme uključivanje / isključivanje jednom.
5. Izaberite jezik. MORI 2.0 je spreman za kasniju konfiguraciju i upotrebu.
6. Odaberite potrebnu nastavak, postavite je tačno iznad osovine električnog motora (prenosna osovina) i instalirajte je. Nakon instalacije nastavak, nastavite konfigurirati MORI 2.0 četkicu prema uputstvima.
7. Izaberite odeljak „Vreme čišćenja“. Podesite vreme: 2/3/4 minuta ili „Neograničeno“ pritiskom na dugme za izbor funkcije.
8. Povratak iz odeljka „Podešavanja“ u opšti meni izborom „Povratak“.
9. u meniju, odrediti režim čišćenja.
10. Nakon odabira načina rada, podesite intenzitet pritiskom na dugme za odabir funkcije. U MORI 2.0 kistu prikazano je 5 nivo snage za svaki od načina rada: 10, 30, 50, 70 i 90.
11. MORI 2.0 četka ima memorijsku funkciju. Kada koristite režim više od 10 sekundi, četka će ga zapamtiti i uključiti ga sledeći put kada se koristi.
12. Kao podsjetnik na potrebu za promjenom zone čišćenja, MORI 2.0 četka traje kratku pauzu. Ako je vreme čišćenja 2 minute, četka će se zaustaviti svakih 30 sekundi, s vremenom čišćenja 3 minute - svakih 45 sekundi, s 4 minute čišćenja - svake minute. Ako odaberete neograničeno vreme četkanja ("Neograničeno"), četka neće pauzirati.
13. Sonična četkica MORI 2.0 ima senzor pritiska. Pokazivač na zadnjoj strani četkice menja boju i način vibriranja, a četkica se oglašava dvostrukim zvučnim signalom kako bi vam pomogla kontrolirati pritisak pri pranju zuba.
14. Nakon automatskog čišćenja, četkica će se isključiti. Ako želite samostalno zaustaviti četkicu, nakon 5 sekundi čišćenja, kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
15. Na kraju čišćenja, na ekranu četke će se pojaviti preostali nivo punjenja i rezultat čišćenja mapom zubne šupljine.

NAČIN UPOTREBE:
1. Podesite mlaznicu.
2. navlažite mlaznicu četkice sa vodom i nanesite potrebnu količinu marinade.
3. Stavite nastavak četkice u usta. Držite je pod kutom od 45 stepeni u odnosu na desni. Lagano nagnite čekinje na liniju desni ili malo iznad nje.
4. Uključite četkicu, odaberite udoban način rada.
5. počnite da perete zube, širite glavu za pranje zuba pokretnim pokretima od osnove zuba do kraja.
6. Za čišćenje unutrašnje površine gornje denticije, četkica mora biti u uspravnom položaju, tako da se glava četkice stavlja okomito na zub i čisti svaki zub.
7. Nakon datog vremena čišćenja, četkica će se zaustaviti. Ekran će pokazati preostali nivo punjenja, a zatim 3D mapu usne šupljine sa rezultatom čišćenja.

8. Analizirajte prethodnu proceduru na 3D mapi - to će pomoći korisniku da postigne savršeno čišćenje.
9. Nakon završetka postupka, isperite mlaznicu i pustite da se prirodno osuši, a telo četkice se takođe može isprati vodom.

UČESTALOST UPOTREBE:
2 puta dnevno, 1 čišćenje sesija 2 minuta.

TRAJANJE PRIMENE:
Termin upotrebe 1 mlaznice je 3 meseca.

KONTRAINDIKACIJE:
1. infektivni parodontitis.
2. Postoperativni period ili period zarastanja rana u usnoj šupljini.
3. povećana osetljivost zuba.
4. patološka mobilnost zuba.
5. Nije namenjen deci.

UPOZORENJA:
1. MORI 2.0 četkicu mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa senzornim, fizičkim i mentalnim invaliditetom, ako su primili uputstva o korištenju ovog uređaja i svjesni su metoda bezbedne upotrebe i potencijalnih opasnosti nepravilne upotrebe.
2. Zabranjeno je koristiti ovaj uređaj kao dječju igračku.
3. Četkanje i korištenje od strane dece treba provoditi samo uz nadzor odrasle osobe.

U KUTIJI: (1) telo četkice, mlaznice koje se mogu zameniti: (2) osetljiva mlaznica za zube, (3) mlaznica za izbeljivanje, (4) mlaznica za čišćenje, (5) žica za punjenje tipa C,
6. torba za skladištenje, 7) uputstvo, 8) slučaj za dezinfekciju mlaznica.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 8 h

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 2 min

TRAJANJE RADA: • Budite oprezni režim - 1200 minuta • Režim čišćenja - 250 minuta • Režim belog emajla - 400 minuta • Režim poliranja - 500 minuta • Režim masaže - 400 minuta

NAČINI RADA I FREKVENCIJA OSCILACIJA:
• Pažljivo (28000 vibracija/minuta)
Čišćenje (37000 vibracija u minuti)
• Beli emajl (41000 vibracija/minuta)
Poliranje (36000 oscilacija u minuti)
Masaža (35000 vibracija u minuti)

OTPORNOST NA VODU: IPX7



NEO - UREĐAJ ZA POMLAĐIVANJE KOŽE

Efekat podizanja

Cilja uslove kože

Vraća čvrstinu i elastičnost kože

Smanjuje pigmentaciju

Smanjuje ožiljak

Zabrinutost: promene u konturama lica povezane sa godinama, bore, mlitava koža, pigmentacija, akne, rozacea, ožiljci i ožiljci, strije.

MATERIJALI: ABS plastika, PC plastika, silikon.

MASA: masažer sa bazom - 183 g.

FUNKCIJE:
U srcu NEO masažera je tehnologija korištenja niskotemperaturne (hladne) plazme - plina koji se sastoji od neutralnih molekula i uključuje nabijene čestice: slobodne elektrone, pozitivne i negativne ione. Plazma dezinficira kožu, bori se protiv akni i rozaceje, sprečava upalu. Stimulacijom gustoće kolagena vlakna, plazma tehnologija podstiče zacjeljivanje rana, ožiljaka i ožiljaka. Kao rezultat aktivacije gena u plazmi povezanih s anti-aging procesima, obnavljaju se bore i duboki nabori na licu. Pod djelovanjem plazme nastaju lipidni biosloji i kanali za prolaz raznih supstance, što povećava propusnost kozmetike. Osim toga, izloženost plazmi uništava skupine melanina i kao rezultat toga dolazi do posvjetljenja pigmentacije.

KARAKTERISTIKE:
1. Izvorni patentirani dizajn - dizajn je pripremljen posebno za WAU brand, zaobljeni oblici masažera natrag omogućavaju vam da udobno stavite masažera u ruke i izvršite masažu što je lakše i udobnije moguće.
2. udobna radna površina - omogućava vam da tretirate i velike površine kože i teško dostupna mesta, posebno za koja se pruža uzak gornji vrh.
3. 3 nivoa intenziteta - za postepenu pripremu kože na efekte plazme.
4. upotrebljivost - masažer kontroliše 1 dugme, instaliran pametni tajmer 10 minuta.

UPUTSTVA ZA RAD:
Zabranjeno je dodirivati uređaj vodom, uzeti uređaj mokrim rukama, koristiti ga na mokroj koži - to može biti opasno.
1. S dugim pritiskom (2 sekunde) na dugme za uključivanje/isključivanje, uključite uređaj. Kada se uključi, uređaj će emitirati zvučni signal.
2. Ekran s indikatorima nivoa intenziteta će osvijetliti. Uređaj pruža 3 nivoa udarne sile: SNAŽNO (jako), SREDNJE (srednje) i SOFT (slabo). U više navrata pritisnite dugme za promjenu nivoa, odaberite silu utjecaja koja je prikladna za vas. Prva je SOFT nivo, njegova ikona će se upaliti na ekranu. Ponovljeno pritiskanje dugmeta će vas prebaciti na SREDNJU nivo, sledeći pritisak će započeti SNAŽNU nivo.
3. Uređaj pruža pametni mjerač vremena, uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta rada, emitirajući zvučni signal.
4. Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje / prebacivanje nivoa intenziteta.

NAČIN UPOTREBE:
1. Operite sebe koristeći svoj uobičajeni sredstvo za čišćenje. Očistite kožu zagađivača i višak sebuma.
2. Uklonite sve tragove tečnosti s lica, pustite da se koža potpuno osuši pre korištenja masažera. Voda na koži može uzrokovati značajnu nelagodu pri korištenju uređaja.
3. Uključite uređaj i odaberite željenu nivo intenziteta. Preporučuje se početi s minimalnom silom izlaganja, tako da se koža može prilagoditi primjeni uređaja.
4. Tokom postupka nemojte pritiskati uređaj blizu kože, držite ga na udaljenosti od 2-3 mm od površine kože. Polako držite masažer duž linija za masažu od dna (od brade) prema gore (do linije za rast kose). Obratite posebnu pozornost na problematična područja. Tokom upotrebe, uređaj emitira zvuk stvaranja plazme, također možete mirisati ozon - to je normalno.
5. Nakon završetka postupka, isključite uređaj, nanesite kozmetiku za negu kako biste hidratizirali kožu. Za bolju apsorpciju kozmetike, sprovedite laganu masažu.
6. Očistite radnu površinu uređaja mokrim (alkoholom natopljenim) ubrusom. Napomena: Ostaci prašine i sebuma lako se drže keramičkog dela radne površine aparata kada se razgrađuju plazmom tokom postupka. To može dovesti do požutljenja keramičke površine, ali ne utječe na efikasnost uređaja.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
AKNE / UPALA	Jutro	Početni ciklus: 5-10 minuta po području lica. Ukupno trajanje tretmana: do 20-30 minuta. Postupno povećavajte snagu kako bi se koža prilagodila. 1. nedelja: najniža nivo (kod osetljive kože koristite je 2 nedelje). 2. nedelja: srednja nivo. Od 3. nedelje: najviša nivo ako se koža dobro prilagodila. Održavanje: 10-20 minuta za celo lice.	Početni kurs: 2-3 puta nedeljno (možete nastaviti dok se ne uklone glavne manifestacije) Podršknі kurs (prevencija): 1 put za 10-14 dana	Početni tečaj: 6-8 nedelja Nakon završetka tečaja preporučuje se pauza od 1-2 mjeseca kako se koža ne bi oporavila i ne bi se navikla na stalnu stimulaciju.
PIGMENTACIJSKE FLEKE	VEČE		2 puta nedeljno sa fokusom na područja sa hiperpigmentacijom	
ZNAKOVI STARENJA	VEČE		Početni kurs: 2-3 puta nedeljno. Podrška kurs (prevencija): 1 put nedeljno (dozvoljeno 1 put u 10-14 dana)	
Ožiljci	VEČE	5-10 minuta zavisno o veličini ožiljka i ožiljka Za lice: počnite od minimalne snage do 3 tretmana, a zatim postupno povećavajte snagu. Za telo: počnite od prosječne snage do 3 tretmana, a zatim postupno povećavajte snagu.	2 puta nedeljno	Ciklus: 1-1,5 mjeseci. Ponovite 2-3 ciklusa godišnje. Između ciklusa: 1-2 tretmana mjesečno.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Uređaj ne smeju koristiti deca, osobe s alergijama ni osobe koje su imale operaciju lica ili očiju.
2. Zabranjeno je dodirivati uređaj vodom, uzeti uređaj mokrim rukama, koristiti ga na mokroj koži.

UPOZORENJA:
1. Nemojte koristiti uređaj ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi ispravno, ako je oštećen ili slomljen.
2. Ne koristite uređaj u predelu oko očiju (duž gornje ili donje ivice očne duplje), na slepoočnicama, preko štitne žlezde, na grudima ili genitalijama.
3. Nemojte rastavljati uređaj jer to može prouzročiti oštećenje, kvar, strujni udar, požar ili povredu.

U POLJE: (1) uređaj, (2) osnovna podrška, (3) kabl za punjenje, (4) torba za skladištenje, (5) salveta, (6) instrukcija.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 3 h

TRAJANJE RADA: 60 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 10 min

JAKOST STRUJE: • SOFT način rada - 590 mA (pri radu s uređajem na površini kože), 278 mA (na uređaju bez kontakta s kožom) • MEDIUM način rada - 1670 mA (pri radu s uređajem na površini kože), 570 mA (na uređaju bez kontakta s kožom) • SNAŽNI način rada - 1820 mA (pri radu s uređajem na površini kože), 1010 mA (na uređaju bez kontakta s kožom)

OTPORNOST NA VODU: IPX3



REN - ULTRAZVUČNA ŠPATULA ZA ČIŠĆE-NJE LICA

Čišćenje

Poboljšava mikrocirkulaciju

Piling

Poboljšava apsorpciju nege kože

BRIGA: povećana masna koža, proširene pore, komedoni, akne, dosadan nezdrav ten, gubitak elastičnosti kože.

MATERIJALI: ABS plastika, silikon.

MASA: 140 g.

FUNKCIJE:
Visokofrekventna ultrazvučna vibracija i pozitivni ioni u načinu "Duboko čišćenje" pažljivo čiste kožu. Talasi stvoreni ultrazvukom doprinose eksfolijaciji čestica gornjeg sloja epiderme, uklanjanju površinskih onečišćenja i nakupljanju sebuma. U načinu rada vlage isti ultrazvučni talasi u tandemu s negativnim ionima povećavaju cirkulaciju krvi i proizvodnju kolagena / elastina, što dovodi do aktivne apsorpcije kozmetike. Dakle, efekat kozmetike za negu je izraženiji.

KARAKTERISTIKE:
1. Kompaktan uređaj za kućnu upotrebu.
2. magnetni poklopac štiti površinu za čišćenje uređaja, što vam omogućava da se pridržavate higijenskih pravila za korišćenje uređaja.
3. Moćna baterija, produženo radno vreme bez punjenja, do 100 minuta trajanja baterije.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Uređajem upravljate 1 dugmetom. Za uključivanje pritisnite i držite dugme za uključivanje, isključivanje i odabir načina rada. Uključivanje potvrđuje dugi zvučni signal.
2. prvi je "Duboko čišćenje" režim. Odgovarajući indikator će se upaliti. Čućete kontinuirani zvuk ultrazvučne vibracije.
3. da biste se prebacili na režim, ponovo kliknite na dugme "Uključeno / isključeno / prekidač režimi" Prebacivanje režima je praćena kratkim zvučni signal
4. uređaj će početi da radi u režimu "Moisturizing". Odgovarajući indikator će se upaliti. Čućete pulsirajući zvuk ultrazvučne vibracije.

5. Isključite uređaj pritiskom na dugme "uključivanje/isključivanje/prekidanje".
6. Uređaj je opremljen pametnim timerom. Scruber će se automatski isključiti nakon 10 minuta rada.

NAČIN UPOTREBE:
NAČIN RADA: DUBINSKO ČIŠĆENJE
1. Uklonite šminku pre upotrebe i operite lice sredstvom za čišćenje.
2. Kako bi se postigao najbolji efekat pre čišćenja, preporučuje se provođenje hladnog postupka parenja pomoću gela za desincrutation (gel za ultrazvučno čišćenje). Nanesite gel na lice, izbjegavajući kontakt očima, zatvorite film, držite gel 15 minuta, a zatim nastavite s postupkom čišćenja čistača. Osim gela ili losiona za ultrazvučno čišćenje, dopušteno je koristiti otopinu za fiziološku otopinu, kao i termalnu vodu.
3. Pritisnite dugme "on/off/mode switch" da biste uključili način "Deep Clear".
4. Držite uređaj licem prema dolje, s oštricom za ribanje pod kutom od 40 stepeni na kožu. Pomerite aplikator duž linija za masažu kako biste očistili potrebna područja lica.
5. Postupak čišćenja u načinu "Duboko čišćenje" ne bi trebao trajati duže od 5 minuta.
6. Isključite uređaj ili ga prebacite na rad u sljedećem načinu rada.
7. operite lice toplom vodom, očistite kapicu suvom.
8. Nakon postupka čišćenja, preporučuje se pokretanje postupka vlaženja.
1. Nakon čišćenja lica, nanesite ravnomerno na lice proizvod nege po vašem izboru.
2. Uključite uređaj i ponovo pritisnite dugme da biste ušli u način rada za vlagu.
3. Okrenite uređaj prednjim okrenutim prema gore, tako da nož za ribanje leži ravno na koži, a ne na rubu. Postavite aplikator na lice i lagano klizite duž linija za masažu dok se proizvod za negu kože potpuno ne apsorbira.
4. Kada radite u ovom režimu, preporučuje se pokretanje postupka od vrata, krećući se od centra do ivica.
5. Nastavite masažu, krećući se od brade do čela, sprovodeći oštricu strugača od centra do periferije.
6. Rad u načinu "vlaživanja" može trajati od 3 do 5 minuta. Na kraju postupka isključite čistač s dugim pritiskom na dugme "on / off".
7. Obrišite aplikator i stavite uređaj za ribanje.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
ČIŠĆENJE MASNE KOŽE / AKNE	Preporučuje se uveče. Nemojte nanositi šminku nakon tretmana.	Duboko čišćenje: 5 min. Vlaženje: 5 min. Upotreba u ovom redosledu. Režim hidratacije je efikasan tek nakon dubinskog čišćenja.	Ne više od jednom nedeljno	3-4 nedelje. Uzmite pauzu od 2 nedelje. Ponovite tečaj od 3-4 nedelje i nastavite ovaj ciklus.
KUPEROZA / VIDLJIVE KAPILARE			Ne više od dva puta mjesečno	Po potrebi

KONTRAINDIKACIJE:
1. Uređaj je namenjen osobnoj upotrebi. Nemojte ga deliti s drugim osobama.
2. Nemojte koristiti uređaj unutar mjesec dana nakon operacije ili ako na licu imate ozbiljne opekotine od sunca.
3. Nemojte koristiti na upaljenoj ili oštećenoj koži.
4. da ne koristite pred vašim očima.
5. Nemojte koristiti uređaj na područjima s bolestima vena ili arterija niti kod osoba s tromboflebitisom ili prethodnim poremećajima zgrušavanja krvi.

UPOZORENJA:
1. Nemojte dugo koristiti uređaj na istom području kože.
2. držite uređaj dalje od visokih temperatura.
3. U prisutnosti implantata za lice, zubnih metalnih krunica, pinova, aparatića pri korištenju, fokusirajte se na osobne senzacije. Ako osetite bol ili nelagodu pri korištenju uređaja, prestanite ga koristiti.

U KUTICI: (1) strugač za ribanje, (2) magnetni poklopac, (3) USB-tip C kabl,
4. uputstvo, (5) torba za skladištenje.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 2 h

TRAJANJE RADA: 100 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 10 min

FREKVENCIJA ULTRAZVUKA: 25±5 kHz

OTPORNOST NA VODU: IPX4



SARA - FEN I PEGLA ZA KOSU 2 U 1

Za suvu i mokru kosu

Brzo sušenje

Stilovi i oblici kose

Nežan tretman

Frizz kontrola

Ispravlja kosu

ZABRINITE: Oštećenje kose klasičnim pegle, fluffiness (zamrzavanje efekat), statički elektricitet, teškoće polaganja mokru kosu, gubitak sjaja.

MATERIJALI: MS plastika, ABS plastika.

MASA: 441 g (bez kabla), 657 g (sa kablom).

FUNKCIJE:
SUŠENJE: Brzi motor (BLDC) radi pri 110000 obrtaja u minuti i stvara snažan mlaz vazduha (do 12 m/s). Vazduh uklanja vlagu s površine vlasi bez pregrevanja kose. IONIZACIJA: Pri sušenju nastaje mlaz negativno nabijenih iona (više od 30 milijuna). Pozitivan naboj obično uzrokuje međusobno odbijanje vlasi i njihovo stršenje. Negativni ioni neutraliziraju taj naboj, pa se kosa lakše oblikuje. RAVNANJE: Vazduh izlazi kroz uske otvore uz ploče pod kutom od 45 stepeni i stvara usmjereni pritisak. Kad stisnete ploče, ubrzani mlaz pritiska ljuskice vlasi uz stabljiku. Toplota i usmjereni vazduh privremeno prekidaju vodikove veze u mokroj kosi koje se obnavljaju u ravnom položaju. Kosa se suši u izravnanom položaju i tako zadržava oblik. HLADNI VAZDUH: Na kraju hladni vazduh brzo hladi zagrijanu kosu i zatvara kutikulu. Kosa je sjajna, a frizura postojanija.

KARAKTERISTIKE:
1. sušenje i ispravljanje 2 u 1. SARA kombinuje dve funkcije u jednom postupku, smanjujući vreme za ukupno slaganje.
2. bezbednost kose: Ispravljanje vazduha je mnogo delikatnije od kontakta sa crveno-vrućim pločama običnog gvožđa.
3. Individualne postavke. Tri brzine strujanja vazduha i 5 postavki temperature omogućavaju odabir nege za svaki tip kose.
4. univerzalni napon. Širok opseg napona obezbeđuje stabilan i siguran rad uređaja bilo gde u svetu.

5. Specijalizovani režimi suvi i mokri: promišljena podešavanja za efikasan rad i sa mokrom i sa suvom kosom.
6. informativni LCD ekran, pruža potpunu kontrolu nad operativnim parametrima za najudobniju upotrebu.
7. multifunkcionalna brava, omogućava vam da koristite uređaj kao punopravni fen za kosu u savijenom stanju.
8. intelektualna pauza. Ako se uređaj ne koristi duže od 10 sekundi, automatski ulazi u režim pripravnosti, a nakon 3 minuta se isključuje.
9. Funkcija memorije. Uređaj pamti poslednje korištene postavke, omogućujući vam da odmah počnete raditi sledeći put kada uključite.
10 Moćna jonizacija. Generator oslobađa više od 30 miliona jona, neutrališe statiku i daje kosi ogledalo sjaj i svilenkavost.
11. Brzina motora. Motor velike brzine (110000 o/min) stvara snažan fokusiran protok za trenutno uklanjanje vlage.
12. režim samočišćenja. Funkcija automatskog čišćenja motora za održavanje maksimalne snage duvanja i produženje radnog veka.
13. dužina kabla: za profesionalnu ili kućnu upotrebu, 2 metra pružaju slobodu kretanja.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Potpuno umetnite utikač za fen za kosu u utičnicu. Ikona OFF svetli na ekranu, što ukazuje na to da je uređaj isključen.
2. Ovaj uređaj ima učvršćivač brave, koji vam omogućava da držite ploče za učvršćivanje u preklopljenom položaju. Prenesite utičnicu za zaključavanje prema dolje kako biste otvorili ploče. Kada se otključaju, ploče se otvaraju, što vam omogućava da stavite pramenove kose između njih radi zaglađivanja.
3. Da biste ploče držali zajedno, povežite ih i pomerite zaključavanje. U zatvorenom položaju uređaj radi kao sušilo za kosu. Blokirano stanje također osigurava bezbedno skladištenje i transport uređaja.
4. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili uređaj. U položaju s pločama koje se otvaraju, protok vazduha će biti minimalan. Stisnite sušilo za kosu da biste započeli i započeli s radom brzinom puhanja vazduha.
5. pritiskom na dugme za izbor režima, izaberite podešavanja na kojima želite da počnete da se osušite ili stilirate.
6. VLAŽNI režim je dizajniran za kosu odmah nakon pranja i omogućava vam istovremeno sušenje i ispravljanje.
7. SUV režim je fokusiran na izglađivanje i fiksiranje oblika već sušene kose.
8. Uz pomoć dugmeta za kontrolu temperature, podesite parametre koji su vam potrebni.
9. U VET režimu predstavljena su viša podešavanja: 120 °C, 140 °C i 160 °C za intenzivno isparavanje vlage i brzo formiranje oblika lokne.
10. U suvom režimu dostupne su sledeće temperature: 80 °C, 110 °C i 140 °C za zaštitu od pogoršanja već osušene kose.
11. Temperatura se može prikazati u stepenima Celzija ili Fahrenheita. Za promjenu jedinice pritisnite i držite dugme temperature 3 sekunde.
12. Uz pomoć dugmeta za kontrolu brzine, postavite 1 od 3 brzine strujanja vazduha. Broj latica u ikoni je u korelaciji sa brzinom: slaba brzina - 1 latica, prosjek - 2 latice, jak protok vazduha - 3 latice.

13. Pritisnite dugme brzine na 5 sekundi da biste uključili automatski čisti način rada. Uklonite magnetski filtar prethodno. Čišćenje će trajati 15 sekundi, nakon čega će se automatski isključiti. Vratite filtar na mesto.
14. Pritisnite dugme za hladan vazduh ako želite koristiti hladni način rada.
15. Nakon što uključite sušilo za kosu, ako je u otvorenom stanju bez upotrebe duže od 10 sekundi, način rada za pauziranje automatski će početi, ikona temperature će stalno treperiti. Ako je uređaj u stanju mirovanja (u pauziranju) duže od 3 minute, automatski će se isključiti nakon određenog vremena.
16. SARA sušilo za kosu opremljeno je funkcijom memorije. Sledeći put kada je uređaj uključen, početak će u istom načinu rada i s onim postavkama koje su korištene tokom posljednjeg uključivanja.

NAČIN UPOTREBE:
1. Pobrinite se da su vam ruke suhe, a kosa nije previše vlažna (ne smeju kapati vodu). Preporučuje se da ih prvo osušite ručnikom.
2. Pažljivo češljajte kosu sa češaljom sa širokim zubima kako biste izbegli zaplet tokom stila.
3. Upalite sušilo za kosu.
4. Izaberite VET režim.
5. Podesite željenu temperaturu i brzinu izlaganja.
6. Prvo, koristite SAR u zaključanom položaju (ploče su zatvorene, trkač pričvršćivača se pomera nagore) kao sušilo za kosu da osuši korenje.
7. Otključajte ploče, spustite držač brave, stavite pramen između ploča što je moguće bliže korenu. Rupe za uklanjanje vazduha trebaju biti usmjerene na vrhove kose. Zatvorite ploče, polako vodite ravnač do vrhova.
8. Ako nastavite stil na suvu kosu, izaberite SUV režim.
9 Stavite uvojku između ploča, stisnite je između njih. Protok vazduha će se automatski povećati na izabrani nivo.
10. Zahvaljujući ugrađenom jonizatoru, statička će biti neutralisana, a kosa će se poravnati tokom kretanja.
11. Nakon sušenja cijele mase kose, uključite hladni način rada kako biste učvrstili oblik i dali kosi dodatni sjaj. Hladni vazduh će pokriti ljuske kose, učiniti oblikovanje glatkijim i izdržljivijim.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Koristite uređaj samo za polaganje prirodne ljudske kose. Nemojte koristiti umjetnu kosu ili životinjsku kosu.
2. Nemojte koristiti grijaće elemente za sušenje bilo kojih drugih predmeta.
3. Upotreba u kupaonici je zabranjena. Nikada ne koristite uređaj u kadi, pod tušem, iznad punog umivaonika ili mokrim rukama.
4. Nemojte uranjati uređaj u vodu ni izlagati ga tečnoj vodi.
5. Ne koristite aparat na previše mokroj kosi iz koje kaplje voda.
6. Nemojte uključiti uređaj ako je sam uređaj ili ako je kabel za napajanje oštećen. Također, nemojte ga koristiti ako je pao, ima vidljivu štetu ili ne radi ispravno.
7. Ako je uređaj toliko oštećen da su električni delovi izloženi, odmah ga isključite iz izvora napajanja.

8. Osobe s određenim medicinskim stanjima (npr. epilepsija) ili motoričkim poremećajima (diskinezija) trebaju se suzdržati od korištenja uređaja.
9. Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobama s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako su pod nadzorom ili su primili uputstva za rad uređaja.

UPOZORENJA:
1. Izbegavajte kontakt zagrejanih delova uređaja sa očima i kožom.
2. Dok uređaj radi, nemojte ga stavljati na drvo, papir ili tkaninu. Koristite samo ravnu površinu otpornu na toplinu.
3. Da biste sprečili pregrevanje i rizik od požara, nikada ne stavljajte ručnike ili slične predmete na aparat ili ispod nega.
4. Nemojte koristiti uređaj u blizini zapaljivih tečnost ili plinova (npr. aerosoli, pjena za polaganje).
5. U slučaju oštećenja ploča zabranjena je upotreba ulja ili sprejeva za polaganje.
6. Pre uključivanja proverite je li napon mreže kompatibilan s ovim uređajem. Na dršci slučaja navedeni su njegovi parametri za provjeru.
7. Uvek uklonite utikač iz utičnice ako dođe do kvara tokom rada, pre čišćenja uređaja, nakon isključivanja ili ako uređaj nije u upotrebi.
8. Zaštitite kabel od oštećenja. Nikada ne povlačite kabel pri odspajanju iz utičnice. Uhvatite utikač. Nemojte omatati kabel oko uređaja.
9. Popravke sme obavljati samo ovlašteni servis. Nemojte sami popravljati uređaj jer nema delova koje korisnik može održavati. U slučaju kvara obratite se ovlaštenoj službi za reklamacije.
10. uređaj je opremljen sigurnosnim prekidačem u slučaju pregrevanja.

U KUTIJI: (1) sušilo za kosu, (2) vreća za skladištenje, (3) uputstvo, (4) isečci.

TEHNIČKI PODACI:

SNAGA: 1600 W

NAZIVNI NAPON: 220-240 V

BRZINA ROTACIJE MOTORA: 110000 obrtaja u minuti

Brzina: 12 metara u sekundi

POSTAVKE TEMPERATURE: SUV režim: 80 °C, 110 °C, 140 °C VLAŽAN režim: 120 °C, 140 °C, 160 °C
Hladno duvanje

DIMENZIJE (V × Š × D): 329×55×38 mm

NIVO BUKE: 85,6-86,9 dB

DUŽINA KABELA ZA NAPAJANJE: 2 m



UMI - ULTRAZVUČNA ŠPATULA ZA LICE

Čišćenje

Poboljšava mikrocirkulaciju

Piling

Poboljšava apsorpciju nege kože

BRIGA: povećana masna koža, proširene pore, komedoni, akne, dosadan nezdrav ten, gubitak elastičnosti kože.

MATERIJALI: ABS plastika, silikon.

MASA: 131 g.

FUNKCIJE:

Visokofrekventna ultrazvučna vibracija i pozitivni ioni u načinu "Duboko čišćenje" pažljivo čiste kožu. Talasi stvoreni ultrazvukom doprinose eksfolijaciji čestica gornjeg sloja epiderme, uklanjanju površinskih onečišćenja i nakupljanju sebuma.

U načinu ovlaživanja isti ultrazvučni talasi u tandemu s negativnim ionima povećavaju cirkulaciju krvi i proizvodnju kolagena / elastina, što dovodi do aktivne apsorpcije kozmetike.

KARAKTERISTIKE:
1. Prenosni uređaj sa bazom za indukciono magnetno punjenje - pogodno je putovanje.
2. magnetni poklopac štiti površinu za čišćenje uređaja, što vam omogućava da se pridržavate higijenskih pravila za korišćenje uređaja.
3. silikonski slučaj mekan dodir za maksimalnu udobnost tokom upotrebe.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Uređaj se kontrolira jednim gumbom. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje/način rada da biste uključili uređaj.
2. režim dubinskog čišćenja će početi, indikator odgovarajućeg režima će se upaliti.
3. Da biste ponovo uključili/isključili/isključili način rada, uređaj će početi raditi u načinu "Ovlaživanje", odgovarajući indikator će se upaliti.
4. Isključite uređaj pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje načina rada.
5. Trajanje uređaja za čišćenje je 5 minuta. Nakon 5 minuta rada, automatski će se isključiti. Čak i kada se promijeni način rada, ukupno vreme rada uređaja bit će 5 minuta.

NAČIN UPOTREBE:

NAČIN RADA: DUBINSKO ČIŠĆENJE:
1. Uklonite šminku pre upotrebe i operite lice sredstvom za čišćenje.
2. Za najbolje rezultate, pripremite kožu hladnim postupkom parenja gelom za dezinstrukciju. Nanesite gel na lice, izbjegavajući oči. Pokrijte filmom i ostavite 15 minuta, a zatim započnite ultrazvučno čišćenje. Također možete koristiti losion za ultrazvučno čišćenje, otopinu za fiziološku otopinu ili termalnu vodu.
3. Uključite uređaj.
4. Pokrenite režim "Duboko čišćenje".
5. Držite uređaj okrenut prema gore. Postavite nož za ribanje pod kutom od 40 stepeni na kožu. Pomerite aplikator duž linija za masažu kako biste očistili potrebna područja lica.
6. Uređaj će se automatski isključiti za 5 minuta.
7. operite lice toplom vodom.
8. Obrišite oštricu strugača suvom.

NAČIN RADA: HIDRATACIJA
1. Nakon čišćenja, započnite hidratantnu proceduru. Nanesite serum ravnomerno na lice.
2. Uključite uređaj.
3. Pređite na režim hidratacije.
4. Držite uređaj sprijeda okrenut prema dolje. Postavite ravnu površinu noža za ribanje na kožu, a ne na rub.
5. Klizajte aplikator nežno prema gore duž linija za masažu dok se proizvod za negu kože potpuno ne apsorbuje.
6. Nakon 5 minuta uređaj će se automatski isključiti.
7. Obrišite oštricu strugača suvom.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
ČIŠĆENJE MASNE KOŽE / AKNE	Preporučuje se uveče. Nemojte nanositi šminku nakon tretmana.	Duboko čišćenje: 5 min. Vlaženje: 5 min. Upotreba u ovom redosledu. Režim hidratacije je efikasan tek nakon dubinskog čišćenja.	Ne više od jednom nedeljno	3-4 nedelje. Uzmite pauzu od 2 nedelje. Ponovite tečaj od 3-4 nedelje i nastavite ovaj ciklus.
KUPEROZA / VIDLJIVE KAPILARE			Ne više od dva puta mjesečno	Po potrebi

KONTRAINDIKACIJE:
1. Nemojte koristiti uređaj unutar mjesec dana nakon operacije ili ako na licu imate ozbiljne opekotine od sunca.
2. Nemojte koristiti na upaljenoj ili oštećenoj koži.
3. da ne koristite pred vašim očima.

UPOZORENJA:
1. Nemojte dugo koristiti uređaj na istom području kože.
2. držite uređaj dalje od visokih temperatura.
3. U prisutnosti implantata za lice, zubnih metalnih krunica, pinova, aparatića pri korištenju, fokusirajte se na osobne senzacije. Ako osetite bol ili nelagodu pri korištenju uređaja, prestanite ga koristiti.

U KUTIJI: (1) strugač za piling, (2) magnetni poklopac, (3) baza za bežično punjenje, (4) uputstvo za upotrebu, (5) tkanina za čišćenje.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 5 h

TRAJANJE RADA: 35 min

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: 5 min

FREKVENCIJA ULTRAZVUKA: 25±5 kHz

OTPORNOST NA VODU: IPX5



VIA GOLD - UREĐAJ ZA POMLAĐIVANJE LICA 3 U 1

Smanjuje otok

Definiše konture lica u obliku slova V

Čišćenje

Podizanje

Smanjuje bore

Zabrinutost: promene u donjoj trećini lica, opuštene vilice, dvostruka brada i vidljivi znaci starenja: bore, labava koža, proširene pore i dosadan ten.

MATERIJALI: ABS plastika, metal.

MASA: 207,5 g.

FUNKCIJE:

Ultrazvuk i vibracija - talasi stvoreni ultrazvukom doprinose eksfolijaciji čestica gornjeg sloja epiderme, uklanjanju površinske kontaminacije i nakupljanju sebuma.Vibracije podižu ove kontaminante na površinu kože.

RF je radiofrekvencijska energija koja zagreva dublji sloj kože (dermis) na približno 40-55 °C. Time podstiče stvaranje kolagena i povećava elastičnost kože. U nekim slučajevima toplota može ubrzati i metabolizam masnih ćelija, recimo u području podbratka. Kod kućnih uređaja temperatura površine kože obično je 38-45 °C radi bezbedne upotrebe.

EMS - elektromostimulacija pomoću niskofrekventnih struja koje prodiru duboko u tkiva i uzrokuju kontrakciju mišića i širenje krvnih žila, poboljšanje protoka krvi i limfe, stimuliraju metaboličke procese i prehranu kože. Kao rezultat toga, dolazi do trenutnog podizanja lica, povećava se mišićni tonus, konture lica su zategnute.

KARAKTERISTIKE:
1. kompaktan uređaj koji kombinuje 3 od najefikasnijih tehnologija.
2. magnetni prsten za montažu podloga za čišćenje za detaljniju proceduru čišćenja u SONIC režimu.
3. Podesivi nivo izloženosti EMS-u.
4. lopte od nerđajućeg čelika kao elektrode za povećanje trenutne provodljivosti.
5. VIA uređaj je pobednik u nominaciji „Najbolje lepote-gadžet“ Živa organska nagrada 2021.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Uklonite zaštitni poklopac i poklopac s uređaja.
2. S dugim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje / prebacivanje načina rada, uključite masažer.
3. Uređaj prikazuje 3 načina rada: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, koji se u određenom redoslijedu uključuju kratkim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje / prebacivanje načina rada.
4. Da biste isključili, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje/način rada.

NAČIN UPOTREBE:

NAČIN SONIC
1. Skinite šminku i operite lice sredstvom za čišćenje.
2. Nanesite tonik na pamučnu podlogu ili koristite podlogu za čišćenje.
3. Popravite disk ili podlogu magnetnim prstenom na upravljaču.
4. Uključite uređaj, odaberite SONIC način rada.
5. Nanesite aplikator na lice, nastavite s postupkom čišćenja, krećući se duž linija za masažu od dna brade do linije za kosu na čelu.Za najbolji rezultat, preporuča se čišćenje nekoliko puta u svim zonama, obraćajući posebnu pozornost na T-zonu.
6. Nakon 3 minute rada, uređaj će se automatski isključiti.
7. Skinite disk ili jastučić i očistite aplikator s ubrusom za čišćenje.
8. isperite lice vodom.

RF režim
1. Nanesite proizvod za negu lica na bazi vode. Imajte na umu da sastav ne sme sadržavati agresivne kiseline ili ulja.
2. Uključite uređaj, stavite ga u RF način rada.
3. Pomerite aplikator polako od središta lica prema van stabilnom brzinom. Nemojte ga dugo držati na jednom mestu.
4. Nakon 5 minuta uređaj će se automatski isključiti.
5. S brisanjem za čišćenje uklonite ostatke kozmetike iz aplikatora.

NAČIN EMS
1. Nanesite teksturu zasnovanu na vodi, teksturu nalik gelu na lice, koja će obezbediti bolju provodljivost struja za postizanje maksimalnih rezultata.
2. Uključite uređaj, stavite ga u EMS modu.
3. Izaberite intenzitet nivo EMS struje: slab ili jak, da to uradi, ponovo kliknite na dugme na / off / prekidač režima.
4. Stavite valjke na konturu lica, hodajte masažerom od dna prema gore, lagano stežući kožu. Izvršite postupak 3-5 puta, krećući se duž linija za masažu od centra do periferije. Izbegavajte frontalno područje i područje oko očiju.
5. Nakon 6 minuta uređaj će se automatski isključiti.
6. Pomoću maramice za čišćenje uklonite ostatke kozmetike iz valjaka.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:

TIP KOŽE / PROBLEM	VREME PRIMENE	TRAJANJE I REDOSLED	UČESTALOST	CIKLUS TRETMANA
UMORNI / GRAVITACIJSKO-EDEMATSKI TIP STARENJA	Veče, nakon čišćenja	SONIC sa čišćenje jastučići: 3 min. RF: 5-7 min. EMS: nizak nivo - 5 min; visok nivo na donjim obrazima i bradi - 3 min. Upotreba u ovom redosledu, ne istovremeno.	2-3 puta nedeljno	3 nedelje. Uzmite pauzu od 1 nedelje. Ponovite do 3 mjeseca. Jednom svakih 6 mjeseci.
KOŽA SA SITNIM BORAMA	Jutro	SONIC sa hidrantnim / podizanje jastučići: 3 min. RF: 10 min. Od nedelje 3, EMS: nizak intenzitet, 5-7 min.	RF i SONIC: dva puta nedeljno 1, zatim 3 puta nedeljno od 2. nedelje pa nadalje. EMS: dva puta nedeljno.	10 nedelja. Uzmite pauzu od 2-3 nedelje. Ponovite 10-nedeljni kurs. Jednom svakih 6 meseci.
VRAT	Jutro	SONIC s hidratantnim ili učvršćujućim jastučićima: 3 min. RF: 10-15 min. EMS, niska nivo: 5 min. Nakon tretmana može se pojaviti prolazno crvenilo, što je uobičajeno. Nemojte tretirati sredinu vrata iznad štitne žlezde.	2-3 puta nedeljno	10 nedelja. Uzmite pauzu od 2-3 nedelje. Ponovite 10-nedeljni kurs. Jednom svakih 6 meseci.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Nemojte koristiti uređaj ako imate elektronski implantat ili pejsmejker srca.
2. Ovaj uređaj ne smeju koristiti osobe koje su prošli abdominalnu operaciju tokom proteklog mjeseca ili koje su bile izložene produljenoj sunčevoj svetlosti.
3. Uređaj ne smeju koristiti osobe s oštećenom kožom, gnojnim promjenama, opekotinama, ožiljcima ili osjetljivošću na elektromagnetske utjecaje.
4. Ne preporučuje se korištenje u prisutnosti zubnih metal-keramičkih ili keramičkih krunica, implantata, aparatića, kao i s povećanom osjetljivošću zuba.
5. Uređaj ne smeju koristiti osobe s bolestima krvi, tuberkulozom, bolestima unutrašnjih organa, zloćudnim tumorima, visokim krvnim pritiskom, povišenom tjelesnom temperaturom ili neuralgijom lica.
6. Tokom upotrebe masažera nemojte nositi odjeću od umjetnih vlakana.
7. Način EMS nemojte koristiti oko očiju ili usta, na području štitne žlezde ni na mjestima s tragovima estetskih zahvata ili povreda.

8. Nemojte koristiti uređaj na osjetljivom području oko očiju, jer je koža tanka i osetljiva.
9. Nemojte koristiti uređaj na sluznici (na primer, unutar nosa, usta, genitalnog područja), jer to može uzrokovati lokalnu iritaciju.

UPOZORENJA:
1. Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok radi.
2. Nemojte koristiti masažer na visokim temperaturama.
3. Nemojte sami rastavljati uređaj.
4. Nemojte uključivati uređaj tokom punjenja.
5. Nakon udara ili pada uređaja, pre nego što nastavite da koristite, proverite da li postoji bilo kakva šteta.
6. Proverite jesu li utikač i kabel za napajanje neoštećeni kako biste izbegli strujni udar.
7. Pre upotrebe uklonite satove, naočale i druge predmete koji imaju metalne delove.

U KUTIJU: (1) uređaj, (2) EMS poklopac valjka, (3) magnetni prsten na futroli, (4) USB-C kabl za punjenje, (5) instrukcija, (6) salveta,
7. vreća za skladištenje.

TEHNIČKI PODACI:

VREME PUNJENJA: 3 h

TRAJANJE RADA: SONIC režim - 150 minuta; RF režim - 40 minuta; EMS režim - 2700 minuta

PAMETNI VREMENSKI PROGRAMATOR: • SONIČKI režim - 3 minuta • RF režim - 5 minuta • EMS režim - 6 minuta

JAKOST STRUJE: Način SONIC: 100-400 mA • Način RF: 200-2800 mA • Način EMS: 3-30 mA

FREKVENCIJA:
• SONIC 3 MHz +/-10%
• RF režim 1 MHz

FREKVENCIJA EMS: 2,91 KHz

TALASNI OBLIK: pravougaoni talasni oblik

OTPORNOST NA VODU: IPX6



YUKI - IPL UREĐAJ ZA UKLANJANJE DLAČICA SA HLAĐENJEM

Uklanja neželjenu kosu

Uspori rast kose

Štiti od opekotina i bolova

Glatka koža

Zabrinutost: uklanjanje dlaka.

Materijali: ABS plastika, PC plastika.

MASA: 298 g.

FUNKCIJE:
Uređaj omogućava brzo, bezbedno i bezbolno uklanjanje neželjenih dlaka uz pomoć napredne IM-PULSIVE LIGHT (IPL) tehnologije. Zbog režima zračenja s dva impulsa javlja se visokoenergetska superpozicija fotona, koja efikasno deluje izravno na folikul dlake, usporava rast kose. IPL TEHNO-LOGIJA je pogodna za upotrebu na prirodnoj crnoj, smeđoj, tamnoplavoj kosi. Može biti manje efi-kasna na bijeloj, svijetloj, crvenoj ili sivoj kosi.

Inovativna tehnologija hlađenja safirnog leda efikasno smanjuje temperaturu u području izloženo-sti, štiti epidermu od opekotina i potpuno ublažava bol.

KARAKTERISTIKE:
1. Prenosivost: pogodno za putovanje - uređaj je lagan, kompaktan i ne zauzima puno prostora u prtljagu.
2. hlađenje safirni premaz: hladi kožu tokom baklje, ublažava nelagodnost i štiti od opekotina.
3. 5 Režimi napajanja: omogućava vam da lako odaberete siguran i efikasan intenzitet za različite oblasti tipa kože i osetljivosti.
4. ručni i automatski načini: priručnik je pogodan za obradu tačaka (lice, bikini), i automatski - za brzo uklanjanje dlaka velikih površina (noge, ruke).
5. Neograničen broj bliceva: izdržljivost bez potrebe za kupovinom rezervnih kertridža - resurs će biti dovoljan za godine upotrebe.
6. termometar: kontinuirano prati temperaturu uređaja i kože, sprečava pregrevanje i osigurava si-gurnost.
7. Mogućnost izbora dvopulsnog režima: uređaj proizvodi visoko efikasnu primenu 2 blica u jednom ciklusu lečenja, dublje delujući na folikul dlake.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. Povežite kabl adaptera za napajanje sa odgovarajućim konektorom na telu fotoepilatora.
2. ubacite utikač adaptera za napajanje u utičnicu do tačke.
3. Važno: obavezno nosite sigurnosne naočale uključene u komplet kako biste zaštitili organe vida od svjetlosnih bljeskova.
4. Pritisnite i držite dugme na 2 sekunde za pokretanje uređaja. U ovom slučaju, ugrađeni ventilator za hlađenje će početi (čut ćete karakterističan zvuk).
5. Prema zadanim postavkama, uređaj počinje s minimalnom 1. nivoom intenziteta. Kratakm pritiskom na dugme na / nivou, prilagodite snagu. Što je veća nivo, jači je svjetlosni puls i brži efekat. Započnite postupak s niskim razinama, postupno povećavajući ih kako se koža prilagođava.
6. Svjetlosni indikator: Kada je uređaj uključen, ali radna površina nije u dodiru s kožom, indikator stalno svetli - u tom stanju, generacija bljeskalice je blokirana u sigurnosne svrhe. Čim radna površina čvrsto dotakne kožu, indikator počinje treptati. Ovaj signal da je kontakt uspješno uspostavljen i uređaj je spreman za rad: kada pritisnete dugme, stvorit će se bljeskalica (jedan ili dvostruki puls zavisno o odabranom načinu rada).
7. Izaberite željeni način rada uređaja:
Ručni i automatski modovi bljeskalice: fotoepilator nudi dva formata bljeskalice za različite zadatke i područja. Da biste se prebacili između njih, držite dugme bljeskalice 2 sekunde dok je prozor usmjeren od kože i nije pritisnut na nju.
Prozor uređaja je usmeren na stranu i ne dodiruje kožu:
• Automatski način rada (bljeskovi bljeskalice) - uređaj samostalno generira puls pri svakom uskom kontaktu sa safirnog prozora s telom, pritišćući dugme svaki put kada to nije potrebno. Ovaj način je dizajniran za brzo i kontinuirano lečenje velikih područja (kao što su noge, ruke, trbuh ili leđa).
Ručni način rada (pokazivač spremnosti bljeska stalno svetli): bljesak se aktivira isključivo kad pritisnete dugme za bljesak. Ovaj način omogućava nježan i precizan tretman malih ili neravnih područja koja zahtevaju bolju kontrolu, recimo lica, pazuha i bikini zone.
Jedan/Dual Pulse: istodobno pritisnite i držite dugme bljeskalice
i prekidač na dugme za 2 sekunde:
- Ako indikator načina rada ne gori, aktivan je jedan puls (1 bljesak po jednom tisku / kontaktu). - Ako indikator uhvati vatru, uključen je način rada s dva impulsa - uređaj proizvodi vrlo efikasan superpoziciju od 2 bljeskova po jednom ciklusu obrade, dublje djelujući na folikul dlake.
Način hlađenja (safirna nega leda): u ručnom načinu rada bljeskalice (koji je postavljen prema zadanim postavkama), bez pritiska na dugme za zračenje, čvrsto pritisnite staklo safira na kožu. Ovaj način se koristi kao neovisni oblog leda za brzo smirivanje kože, ublažavanje iritacije ili pripremu osjetljivih područja za naknadno uklanjanje dlaka.

Napomena: kada koristite način hlađenja bez generiranja bljeskalice, pritisnite dugme za promjenu nivoa intenziteta najmanje jednom svakih 5 minuta kako bi uređaj ostao aktivan. U suprotnom, funkcija automatskog isključivanja će raditi.
8. Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite dugme za 2 sekunde. Ventilator će nastaviti raditi još 15 sekundi kako bi bezbedno ohladio unutrašnje elemente.
9. Nakon što se ventilator potpuno zaustavi, isključite adapter iz mreže.

NAČIN UPOTREBE:
Pre prvog tretmana uradite test osetljivosti kože. Odaberite malu površinu u predviđenom predelu. Uključite 3. nivo intenziteta i napravite dva bljeska (u režimu sa dva impulsa). Proverite kožu nakon 30 minuta. Ako koža izgleda uobičajeno, možete koristiti uređaj. Ako se pojave jako crvenilo ili otok, odložite tretman i proverite to mesto nakon 24 sata. POSTUPAK UKLANJANJA DLAČICA
1. priprema: potpuno obrijati kosu u oblasti lečenja, očistiti kožu i obrišite je suvom.
2. Stavite naočale, uključite uređaj i prilagodite odgovarajuću snagu i način rada.
3. Čvrsto pritisnite prozor zračenja na kožu pod kutom od 90°. Pazite da nema praznina između kože i safirnog stakla.
4. U ručnom načinu rada, sačekajte spremnost za svjetlosni signal i pritisnite dugme bljeskalice. Pomerite uređaj na sledeći deo. U automatskom načinu rada, bljeskalica će raditi u bliskom kontaktu s kožom.
5. Da biste izbegli opekotine, tokom jednog tretmana ne usmeravajte više od 2-3 bljeska na istu tačku na koži. Ako fotoepilator držite nepomično, neprekidno emitovanje se prekida posle 8 sekundi.
6. Preporuka: nakon tretmana jedne zone, preporučuje se nanijeti površinu za hlađenje safira na tretiranu kožu 1-2 minute, a tek tada premjestiti u sledeću zonu.
7. Nega nakon tretmana: Nanesite umirujući gel od aloe vere ili blagu hidratantnu kremu. Nemojte nanositi alkohol ni nadražujuće kozmetičke proizvode. Ako osetite blago pečenje, stavite hladan oblog na 30-60 minuta.

UČESTALOST I TRAJANJE UPOTREBE:
1. mjesec: Koristite uređaj 1 put u 3-5 dana. Izgled dlačica i stanje kože vidljivo se ne menjaju. 2. mjesec: Koristite uređaj 1 put nedeljno. Dlačice postaju rjeđe i mekše, a tamni koreni počinju ispadati pri pranju. 3. mjesec: Koristite uređaj 1 put u 15 dana. Rast novih dlačica gotovo prestaje, a preostale pojedinačne dlačice lako se uklanjaju. 4. mjesec: Koristite uređaj 1 put u 30 dana. Dlačice prestaju rasti i koža duže ostaje glatka.

Održavanje rezultata: Uklanjanje dlačica kućnim fotoepilatorom dugotrajan je proces. Nakon osnovnog ciklusa od 4 mjeseca neka područja možda više neće zahtevati negu. Na drugim područjima, zavisno o individualnim osobinama, povremeno sprovedite tretman održavanja u razmacima od 6, 9 ili 12 mjeseci. Intenzivni ciklus više nije potrebno ponavljati svaki nedelja.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Ne koristite uređaj na veoma tamnoj (jako pigmentovanoj) koži. Osobe sa tamnijim tonom kože moraju početi od 1. nivoa intenziteta.
2. U trudnoći, pri planiranju trudnoće ili tokom dojenja pre upotrebe posavetujte se sa stručnjakom.
3. Nemojte koristiti uređaj ako vam je koža osetljiva na svetlo ili uzimate lekove koji povećavaju osetljivost na svetlo.
4. Nemojte koristiti uređaj ako postoje upale kože, alergije, ekcemi ili infekcije u području lečenja.
5. Zabranjeno je lečenje područja u koja su ubrizgana punila, injekcije ili toksini (botox).
6. Nemojte koristiti uređaj izravno na tetovažama, trajnoj šminki, velikim pjegama, madežima, pigmentacijskim mrljama ili bradavicama.
7. Nemojte koristiti uređaj na sluznicama ni osjetljivim područjima: ušima, vratu, bradavicama, genitalijama, anusu ili usnama.
8. Nemojte koristiti uređaj nakon intenzivnog prirodnog štavljenja, posjeta solariju ili nanošenja kreme za samotamnjenje.
9. Ne pokušavajte sami rastaviti, popraviti ili modificirati dizajn fotodepilatora.
10. U slučaju oštećenja kabla za napajanje, viljuške ili detekcije varnica, crvenilo strukturnih elemenata, odmah prestanite da koristite i kontaktirajte ovlašćenu organizaciju.

UPOZORENJA:
1. Uređaj držite podalje od pejsmejkera srca, defibrilatora, bankovnih kartica i uređaja za čuvanje podataka.
2. Zaštitite uređaj i adapter od vode. Nemojte koristiti uređaj u kupaonici ni blizu umivaonika. Nemojte ga dodirivati mokrim rukama.
3. uređaj je dizajniran strogo za osobe starije od 18 godina. Držite uređaj nedostupnim za decu.
4. Nemojte zatvarati otvore tokom rada - to će dovesti do pregrevanja.
5. Zaštita od topline: uređaj je opremljen ugrađenim toplinskim senzorom. Ako unutarnja temperatura uređaja prelazi normu, zaštitni mehanizam će raditi i fotoepilator će automatski prestati raditi. U tom slučaju, odvojite ga od mreže, ostavite da se ohladi 10 minuta, nakon čega će uređaj ponovo biti spreman za sigurnu upotrebu.
6. Nemojte koristiti uređaj u okruženju koje sadrži zapaljive plinove, aerosole ili čisti kisik.

U KUTIJI: (1) fotopilator, (2) adapter za napajanje, (3) zaštitne naočare,
4. brijač za jednokratnu upotrebu, 5) uputstvo za upotrebu, 6) torba za skladištenje.

TEHNIČKI PODACI:

DIMENZIJE (V × Š × D): 172×65×40 mm

SNAGA: 64,8 W

RADNI NAPON: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Izvor svetlosti: Intenzivno pulsirano svetlo (IPL)

TALASNA DUŽINA: 550-1200 nm (greška od ±20 nm)

Impulsni režim: jedan impuls / dvostruki impuls

BROJ BLJESKOVA: > 999000 impulsa

NAJVEĆA GUSTOĆA ENERGIJE: 5.1 J/cm2

POVRŠINA PROZORA ZA TRETMAN: 3.3 cm2



YUTO+ - FEN ZA KOSU SA DIFUZOROM

Brzo sušenje

Efikasno stajling

Frizz kontrola

Anti-statički efekat

Očuva zdravu kosu sjaj

Zabrinutost: mokra kosa, bezobličan stil nakon prirodnog sušenja kose, prekomerna fluffiness i elektrifikacija kose.

Materijali: ABS plastika, PC plastika.

MASA: 360 g.

FUNKCIJE:
Tri brzine strujanja vazduha i 3 nivoa temperature omogućavaju udobno sušenje. Hladni vazduh pomaže učvrstiti frizuru.

Funkcija ionizacije zasićuje vazduh negativnim ionima, što vam omogućava uklanjanje statičke električne energije.

Funkcija automatskog čišćenja dizajnirana je za čišćenje filtera od zagađivača bez dodatnog napora.

KARAKTERISTIKE:
1. sklopiva struktura.
2. Ultralight - 360g.
3. prečnik mlaznice 42,4 mm.
4. duga vrpca je 2 m.
5. nizak nivo buke - do 64 dB.
6. 3 temperaturna režima: niska: 50 °C, srednja: 70 °C, visoka: 110 °C.
7. 3 nastavka u kompletu: jedna za sušenje kose s proširenom nastavkom omogućava primenu većeg zapremine vazduha na kosu za brzo sušenje, druga - uska nastavak za oblikovanje za koncentrirani unos vazduha koristi se za oblikovanje kose, treća - difuzor za sušenje kovrčave kose. Nastavka su fiksirane u jednom položaju magnetima.

UPUTSTVA ZA RAD:
1. U kutiji, sušilo za kosu je pohranjeno u presavijeni položaj za otvaranje sušilo za kosu, uzeti ga za bazu i držati ga u desnoj ruci, okrenuti ručku u smeru daleko od vas.
2. Umetnite priključak za sušilo za kosu u utičnicu do tačke, instalirajte željenu nastavak. Nastavka na YUTO sušilo za kosu su magnetne, automatski se privlače i ulaze u otvor za izlaz vazduha. Da biste uklonili nastavak, povucite je.

3. Da biste uključili, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Kada je sušilica prvi put uključena, automatski počinje s najnižom temperaturom i minimalnom brzinom. 1 svjetlosni indikator temperature i 1 indikator brzine će se osvijetliti.
4. Prilagodite brzinu protoka vazduha. YUTO sušilo za kosu ima 3 nivoa brzine: niske, srednje i visoke. Jedan klik na dugme za kontrolu brzine menja indikatore nivoa svetla koji odgovaraju odabranom načinu rada.
5. Prilagodite temperaturu puhanog vazduha. U YUTO sušilo za kosu postoje 3 nivoa temperature: niska, srednja i visoka. Jedan klik na dugme za kontrolu temperature menja nivo. Svjetleći indikatori koji odgovaraju odabranom načinu rada su osvijetljeni.
6. U YUTO sušilo za kosu predstavljena je funkcija memorije. Na prvom uključenju, i režimi brzine i temperature započet će na minimalnoj nivou, ali uz naknadne inkluzije, sušilo će početi raditi na posljednjem korištenom načinu rada.
7. Da biste uključili način rada na hladnom zraku, pritisnite dugme na hladnom zraku. Da biste isključili način rada na hladnom zraku, ponovo pritisnite dugme. Vratit ćete se na prethodnu temperaturu. Imajte na umu da se način rada na hladnom zraku također može isključiti pritiskom na dugme za upravljanje temperaturom.
8. sušilo za kosu opremljeno je funkcijom automatskog čišćenja kako bi se očistile unutrašnje komponente sušilo za kosu. Pritisnite dugmad za kontrolu temperature i protoka u isto vreme kada je sušilica u radnom stanju. Motor će početi raditi u suprotnom smeru, ispuhujući vazduh iz otvora za usis vazduha i čišćenje. Tokom automatskog čišćenja pritisnite bilo koji dugme za povratak u standardni način rada sušilo za kosu. Način samočišćenja isključuje se nakon 15 sekundi.
9. Da biste isključili, pomerite dugme na položaj OFF. Imajte na umu da YUTO sušilo za kosu ima odgođeni završetak. Uz zaustavljanje sušila za kosu postoji visok rizik od oštećenja motora, što će smanjiti upotrebu sušila za kosu. Zakašnjeli završetak štiti motor od oštećenja i produljuje njegov vek trajanja i, u skladu s tim, vek trajanja sušilo za kosu.
10. Presavijte sušilo za kosu i isključite ga iz utičnice. Stavite sušilicu na izoliranu površinu, pustite da se ohladi. Izvadite je u suho, čisto skladište.

NAČIN UPOTREBE:
1. Postavite nastavak za sušenje. Uključite sušilicu, podesite temperaturu i brzinu protoka vazduha.
2. početi sušenje kose iz zone korena, usmerava protok vazduha do korena kose, ali ne na kožu glave. Da bi se postigao volumen, usmeriti fen protiv prirodnog rasta kose.
3. Zatim osušite glavnu dužinu, podelite kosu u zone, smer protoka vazduha od vrha do dna.
4. Promijenite nastavak za sušenje u nastavak za oblikovanje. Odaberite odvojeni pramen, stavite četkanje ili češalj ispod pramenova, na vrhu, stavljajući nastavak pod kutom do kose, polako hodajte sa sušilom za kosu.
5. da popravi, hoda duž niti u režimu hladnog vazduha.
6. Isključite sušilo za kosu i isključite ga iz utičnice.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Ovaj sušilo za kosu je dizajniran za sušenje vlasište kose. Nemojte koristiti ovaj uređaj za bilo koju drugu svrhu osim za sušenje kose.
2. Nemojte koristiti uređaj na očima, koži ili drugoj površini osjetljivoj na toplinu.

UPOZORENJA:
Nastavci sušila za kosu sadržavaju magnete. Držite ih podalje od pejsmejkera srca, defibrilatora, bankovnih kartica i uređaja za čuvanje podataka.
1. Nemojte koristiti sušilo za kosu u blizini kade, sudopera ili drugih spremnika za vodu.
2. Nemojte koristiti uređaj dok se kupate.
3. Nemojte stavljati ili ispuštati uređaj u vodu ili druge tečnosti.
4. Ako uređaj padne u vodu, odmah izvucite utikač iz utičnice. Nemojte dodirivati vodu.
5. Ne dirajte delove uređaja mokrim rukama.
Kako biste smanjili rizik od opekotina, strujnog udara, požara i povreda:
1. Ako sušilica nije u upotrebi, odvojite je od mreže. Pustite da se ohladi i spremite na bezbedno suho mesto.
2. Sušilo se zagreva tokom upotrebe. Zagrijanim površinama nemojte dodirivati oči ni nezaštićenu kožu.
3. Ne stavljajte sušilo za kosu izravno na bilo koju drugu površinu osim toplinskog postolja ili druge prikladne površine.
4. Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok je priključen na mrežu. Pažljivo nadzirite upotrebu ako uređaj koriste deca ili ako ga koristite u blizini dece ili osoba s invaliditetom.
5. Koristite ovaj uređaj samo za predviđenu svrhu i kao što je opisano u ovom priručniku.
6. Nemojte koristiti uređaj ako su kabel za napajanje ili utikač oštećeni.
7. Nemojte vući, trzati, rastezati, uvijati ni oštro savijati kabel za napajanje, osobito kraj utikača. Tako možete oštetiti ili prekinuti kabel. Pažljivo rukujte njime i držite ga dalje od vrućih površina. Nemojte omatati kabel oko uređaja.
8. Nemojte ispustiti uređaj i ne umetnite strane predmete u rupe uređaja.
9. Ovaj uređaj koristi termalni osigurač koji se ne samo iscjeljuje, dizajniran za sprečavanje pregrevanja. Ako se tokom rada uređaj isključi i treperi drugi LED (temperaturni način rada), isključite uređaj iz utičnice i pustite da se ohladi.
10. Zabranjeno je pohranjivanje uređaja na mjestima s visokom vlagom.
11. Ne ostavljajte kosu ili dlaku u ventilacijskim otvorima uređaja.
12. Ne stavljajte aparat na površinu kada je u radnom stanju.
13. Prestanite da koristite odmah i isključite uređaj iz utičnice ako je uređaj neispravan ili je postao previše vruć.

U KUTIJI: (1) sušilo za kosu, (2) mlaznica za sušenje, (3) mlaznica za stil, (4) difuzor, 5. instrukcija, (6) torbe za skladištenje.

TEHNIČKI PODACI:

BRZINA ROTACIJE MOTORA: 110000 obrtaja u minuti

Brzina: 32 litara u sekundi

BRZINA STRUJANJA VAZDUHA:
- Niska brzina - 80000 obrtaja u minuti
- Prosečna brzina: 95.000 revolucija u minuti
- Velika brzina - 110000 revolucija u minuti

POSTAVKE TEMPERATURE: • niska temperatura - 50 °C • prosečna temperatura - 70 °C • visoka temperatura - 110 °C



DODATNA OPREMA



RENGA GOLD - KOZMETIČKA TORBICA

Organizuje negu i kozmetiku kože

Skladištenje kod kuće i u pokretu

BRIGA: poremećajno skladištenje.

MATERIJALI: poliester (spolja), poliester (unutra).

KARAKTERISTIKE:
1. Moderan spolja i ergonomski: dizajn i enterijer čine kozmetičku torbu pogodnom i atraktivnom.
2. praktičnost: obloga od poliestera je lagana, jaka, drži oblik, odupire se krpljenjem i prljavštini. Prosipani kozmetički proizvodi mogu se obrisati vlažnom krpom.
3. Ojačana struktura: tanki unutrašnji paneli daju kozmetičkoj torbi dodatnu krutost i pomažu mu da zadrži oblik.
4. Kapacitet: džepovi unutar i izvan kozmetičke torbe pružaju prostor za sve vaše osnovne stvari.
5. unutrašnje ručke: 2 jake ručke omogućavaju vam da nosite kozmetičku torbu otvorenu ili je objesite na kuku.
6. 3 boje - sada naši kupci imaju priliku da izaberu najprikladniju boju za njih.

PREPORUKE ZA NEGU:
Nabori se mogu formirati u kozmetičkoj vrećici tokom isporuke i postupno nestaju. Duboke nabore se mogu ukloniti parom kroz bijeli pamučni ručnik.



WAU
NEGA KOŽE



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

REGENERIRAJUĆA KREMA ZA LICE

Vraća barijeru kože

Poboljšava elastičnost

Intenzivno hrani

Umiruje

Duboko hidrira i omekšava

PROBLEMI: dehidrirana, suha i beživotna koža te nadraženost.

EFEKTI: Umiruje kožu, poboljšava njenu čvrstinu i elastičnost, intenzivno je hrani i hidratizira te podstiče obnovu.

SASTOJCI: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. Alantoin (Allantoin) snažan je umirujući sastojak koji ublažava nadraženost i podstiče obnovu kože.
2. Arginin (Arginine) aminokiselina je koja poboljšava mikrocirkulaciju i podržava zaštitne funkcije kože.
3. Ekstrakt čajevca (Melaleuca Alternifolia) poznat je po antiseptičkim i protuupalnim svojstvima.
4. Probiotici (Lactobacillus Ferment Lysate) pomažu obnoviti mikrobiom kože i podržati njenu zaštitnu funkciju.
5. Vodica od hamamelisa (Hamamelis Virginiana) sužava pore i regulira lučenje sebuma.
6. Lavanda (Lavandula Angustifolia) i kamilica (Chamomilla Recutita) umiruju kožu i ublažavaju crvenilo.
7. Lotos (Nelumbo Nucifera) i zeleni čaj (Camellia Sinensis) sadrže antioksidanse koji štite kožu od preranog starenja i spoljašnjih utjecaja.

SVOJSTVA: Aktivni sastojci kreme ostavljaju kožu mekom, baršunastom i negovanom već nakon prve primene te je štite od vjetra i niskih temperatura. Ekstrakti zelenog čaja, kamilice, lavande i čajevca opskrbljuju kožu vitaminima i antioksidansima te pomažu održati njen tonus i prirodan sjaj. Lagana tekstura brzo se upija i ne ostavlja ljepljiv osjećaj.

NAČIN UPOTREBE:
1. Očistite kožu lica.
2. Nanesite potrebnu količinu kreme na kožu i umasirajte je jagodicama prstiju dok se potpuno ne upije.

MLEČNOSTI:
1. Pre upotrebe preporučuje se sprovođenje alergijskog testa.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

HIDRATANTNI GEL ZA MASAŽU TELA

Restores | Hidrati | Provodni

BRIGA: suva koža, potreba za mikrostrune masaže.

PREDNOSTI: hidratacija, oporavak, efikasna mikrostruna masaža.

SASTOJCI: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. Trehaloza (1%) - efikasno zadržava vlagu, održava kožu hidratiziranom, štiti kožu od spoljašnjih podražaja i smanjuje oksidativni stres.Jača barijeru kože, prikladnu za osetljivu kožu.
2 Betain (1%) je prirodna komponenta za aktivnu hidrataciju. Uklanja iritaciju i ublažava kožu, čini je glatkom i elastičnom.
3. Niacinamid (3%) usporava proizvodnju melanina, poboljšava tonus kože i munje. Regulira prekomjernu proizvodnju sebuma, sprečava pojavu upale. Podstiče sintezu ceramida kako bi se poboljšala zaštitna funkcija kože. Poravnava teksturu kože i smanjuje fine bore.
4. Adenozin (0,04%) podstiče stvaranje kolagena i doprinosi elastičnosti i mladalačkom izgledu kože. Umiruje nadraženu kožu, ublažava upalu i podstiče oporavak.
5. Kompleks od 7 peptida (0,1%) - povećava proizvodnju kolagena i elastina, povećava elastičnost kože. Sprečava pojavu znakova starenja i smanjuje broj malih bora, podstiče obnovu i obnovu ćelija kože.
6. Hidrolizirani kolagen (0,1%) - pruža vlagu duboko u kožu, pružajući duboku i dugotrajnu vlagu. Povećava čvrstinu i elastičnost kože. Pomaže vratiti oštećenu kožu.

7. Madecassoside (0.1%) - ublažava osetljivu kožu i ublažava upale. Štiti i održava zdravu barijeru kože, ubrzava popravku kože i zarastanje rana.
8. Kompleks od 22 aminokiseline (0,1%) - osigurava opskrbu esencijalnih aminokiselina za održavanje zdravlja kože. Pomaže u zadržavanju vlage, čineći kožu mekom i elastičnom. Poboljšava strukturu kože i podstiče regeneraciju ćelija.
9. Hijaluronska kiselina (0,1%) - pomaže u zadržavanju nastale vlage, sprječavajući suhoću. Održava kožu čvrstom i glatkom. Umiruje osetljivu kožu i održava ravnotežu vlage u koži.
10. PDRN (polinukleotidi, 0,01%) - poboljšava stanični metabolizam i popravlja oštećenu kožu. Jača kožu i smanjuje bore. Smanjuje crvenilo i liječi kožu.

Značajke: Hidratantni gel za masažu tela dizajniran je posebno za provođenje struja tokom mikrostrujne terapije, elektromiostimulacije i RF postupaka podizanja. Gel tekstura je savršena za upotrebu s masažerima, gel deluje kao hidratantni gel, ne isušuje se dugo vremena, ne ostavlja osjećaj ljepljivosti i nepropusnosti. Aktivne komponente sastava osiguravaju očuvanje glatkoće, elastičnosti i mladosti kože.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite proizvod na suvu očišćenu kožu tela.
2. izvršite postupak pomoću masažera tela iz VAU-a, ostavite gel dok se potpuno ne apsorbuje.
3. Na kraju postupka može se primeniti hidratantna krema (krema ili serum).

MLEČNOSTI:
1. Da biste izbegli alergijske reakcije, preporučuje se testiranje proizvoda na unutrašnjoj strani lakta pre upotrebe. Prestanite da koristite ako postoji iritacija ili osip.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.
4. Nakon upotrebe proizvoda, preporučuje se nanošenje SPF kreme za zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

TONIZIRAJUĆA KREMA ZA PODRUČJE OKO OČIJU

Duboko hidrira i omekšava

Smanjuje znake umora

Tonovi

Smanjuje otok

BRIGA: tamni krugovi, otok, tragovi stresa i nedostatak sna, promene povezane sa starenjem.

PREDNOSTI: primetan poravnanje tona, smanjenje edema, povećanje gustine i elastičnosti kože, ravnanje "kruvne noge".

SASTOJCI: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. Dekpantenol (visoka koncentracija) - intenzivno leči, ublažava i vraća oštećeni epidermis.
2. Tranekamic kiselina + Glutation - moćan tandem da blokira sintezu melanina; eliminiše pigmentne mrlje i osvetljava "tamne" krugove.
3. kofein - stimuliše limfnu drenažu, uklanja višak tečnosti i brzo eliminiše jutarnji otok.
4. glukozilrutin (vitamin P) - jača zidove kapilara, smanjuje njihovu vidljivost (plavo) i sprečava krznene sudove.
5. Kompleks faktora rasta (6 vrsta sh-polipeptida / oligopeptida) - pokreće obnavljanje ćelija, stimuliše proizvodnju sopstvenog kolagena, radeći na podizanju.

6. Vitaminski kompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) hrani kožu, poboljšava metabolizam ćelija i vraća joj zdrav sjaj.
7. Niacinamid - jača funkciju barijere i poboljšava teksturu kože.

Krema pruža sveobuhvatnu negu osetljive kože oko očiju. Visoke koncentracije kofeina, niacinamida i traneksamične kiseline pomažu u smanjenju težine tamnih krugova, oticanja i malih bora. Aktivne komponente sastava stimuliraju procese obnove, duboko hidratiziraju i njeguju kožu, dajući joj elastičnost i gladak, blistav ton.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite malu količinu proizvoda na suhu i očišćenu kožu: od unutrašnjeg dela oka do sljepoočnica - prvo uzduž donjeg dela, a zatim uzduž gornjih orbitalnih kostiju.
2. Rasporedite kremu i masažu jastučićima za prste.

MLEČNOSTI:
1. Pre upotrebe preporučuje se sprovođenje alergijskog testa.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 25 g.



CLEANSING BALM

HIDROFILNI BALZAM ZA ČIŠĆENJE LICA

Nežno čisti

Duboko hrani

Intenzivno hidrati

Jača barijeru kože

ZABRINITETI: uporna šminka, ostaci SPF filtera, zagađene pore, suvoća i osećaj zategnutosti nakon faze čišćenja, slomljena lipidna barijera.

PREDNOSTI: Koža postaje čista i hidrirana, a da se ne oseća čvrsto.

SASTOJCI: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. Bogat kompleks prirodnih ulja (ricinus, jojoba, suncokret, lješnjak, argan, shea) - lako otapa zagađenje topivo u mastima (sebum, postojana šminka, SPF), duboko hrani i omekšava kožu.
2. Sedam oblika hijaluronske kiseline (uključujući: natrijev hijaluronat, hidroliziranu hijaluronsku kiselinu itd. - osiguravaju intenzivnu hidrataciju na više nivo, sprječavajući prekomjerno sušenje kože tokom pranja.
3. kompleks ceramida (NS, AP, AS, NP, EOP) - efikasno obnavlja i jača lipidnu (zaštitnu) barijeru epidermisa.
4. vitamin E (Tokoferol) i niacinamid su moćni antioksidanti koji štite, umiruju kožu i promovišu poravnanje tonova.
5. Vitaminski kompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) dodatno hrani kožu, poboljšava metabolizam ćelija i podržava zdrav sjaj.

Balzam pruža efikasno i nežno čišćenje kože, lako otapanje šminke, SPF i kontaminacija. Bogat kompleks prirodnih ulja dubinski hrani i omekšava kožu. Sedam oblika hijaluronske kiseline i ceramida intenzivno hidratizira i jača zaštitnu barijeru. Vitamin E i niacinamid štite i umiruju kožu. Nakon nanošenja koža postaje čista i hidratizirana, bez osjećaja zategnutosti.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite malu količinu hidrofilnog balzama sa suvim rukama na suvo lice i ravnomerno ga rasporedite preko kože masažnim pokretima.
2. mokre ruke i oprati balzam sa toplom vodom, po kontaktu sa vodom, balzam će steći teksturu mleka.
3. pređite na drugu fazu prečišćavanja (pena ili gel za pranje).

MLEČNOSTI:
1. Pre upotrebe preporučuje se sprovođenje alergijskog testa.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

MLEKO ZA TELO S EFEKTOM HLAĐENJA

Smanjuje otok

Hidrati i obnavlja kožu

Anticelulit briga

Vraća ton i čvrstinu

Zabrinutost: gubitak elastičnosti i mlitavosti kože, sklonost oticanju i osjećaj težine u nogama, dosadan ton i neravnomjeran mikroreljef kože, dehidracija i osjećaj nepropusnosti, potreba da se oporavi nakon fizičkog napora.

PREDNOSTI: efekat hlađenja, osjećaj lakoće i duboke vlage, više tonirana silueta, povećanje turgora kože i smanjenje vidljivosti "celulita", glatke, baršunaste kože.

SASTOJCI: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTIVNI SASTOJCI:
Hlađenje i ton
1. Mentil laktat + Mentol - Kombinacija čistog mentola i njegovog mekog derivata daje osjećaj ugodne hladnoće koji traje duže nego od običnog mentola bez iritacije kože.To pomaže u ublažavanju osjećaja težine u nogama.
2. Kofein (kofein) - ima efekat limfne drenaže, podstiče mikrocirkulaciju i pomaže u uklanjanju viška tečnosti.

Dekongestan i tonik kompleks
1. Aeculus Hippocastanum (konjski kesten) jedna je od najboljih komponenti za jačanje zidova krvnih sudova i borbu protiv otoka.
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (Laminaria) - doprinosi povećanju elastičnosti kože. Ivy se često koristi u anticelulitnim sredstvima za razgradnju masti i uklanjanje toksina.
3. Citrus Medica Limonum (Lemon) - osvežava i pomaže da se ojača iskorišćenje.

Oporavak i hidratacija
1. Aloe Barbadensis (Aloe Vera) je osnova spoja (drugo mesto), snažnog sedativa i hidratantnog sredstva.
2. natrijum hijaluronat (Hijaluronska kiselina) - zadržava vlagu u gornjim slojevima kože.
3. Niacinamid (vitamin B3) - poboljšava zaštitnu barijeru kože, poravnava ton i pomaže kod mikrooštećenja.

Nutritivna baza (ulja)
1. Shea Butter (Shi), Jojoba (Jojoba), Slatki badem (badem), Seme grožđa (seme grožđa - skup efikasnih hranljivih ulja, čine kožu baršunasta i meka.

Značajke: Hlađenje mleka s laganom teksturom odmah tonira kožu i pruža duboku hidrataciju. Aktivni kompleks na bazi kofeina, ekstrakta kelpe i azijske centele ima snažan efekat limfne drenaže. Prirodni ekstrakti i ulja obnavljaju lipidnu barijeru, čineći kožu mekom i glatkom. Redovna upotreba mleka osjetno zateže kožu i smanjuje težinu nepravilnosti.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite malu količinu mleka na čistu, suvu kožu tela.
2. Masirajte svetlosne pokrete dok se potpuno ne apsorbuju. Obratite posebnu pažnju na problematična područja.

MJERE OPREZA: Samo za spoljašnju upotrebu. Proizvod sadrži sastojke koji hlade. Izbegavajte dodir s očima i sluznicama. Nemojte nanositi na oštećenu ili nadraženu kožu. Prekinite upotrebu ako primetite znakove nepodnošljivosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

PILING ZA TELO S EFEKTOM HLAĐENJA

Smanjuje otok

Duboko čišćenje i obnavljanje kože

Anticelulit briga

Vraća ton i čvrstinu

Zabrinutost: gubitak elastičnosti i mlitavosti kože, tendencija otoka i osećaj težine u nogama, neravnomerna mikroreljef kože.

PREDNOSTI: ravnomernije mikroreljef i glatkoća kože, smanjenje vidljivih manifestacija otoka, jačanje kontura tela.

SASTOJCI: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTIVNI SASTOJCI:
Čišćenje i hlađenje
1. Maris Sal (morska so) - deluje kao abraziv, uklanjajući keratinizovane ćelije.
2. Mentil laktat + Mentol - Kombinacija čistog mentola i njegovog mekog derivata daje osjećaj ugodne hladnoće koji traje duže nego od običnog mentola bez iritacije kože.

Dekongestan i tonik kompleks
1. kofein + L-karnitin - kofein uklanja tečnost i tonove, a L-karnitin pomaže u smanjenju zapremine.
2. Aesculus Hippocastanum (konjski kesten) + Hedera Helik (Ivi) - rad na jačanju zidova arterija i vena, sprečava stagnaciju limfe.
3. Hamamelis Virdžinija (Gamamelis) - ima adstrigentno i umirujuće dejstvo, sužava pore i jača vaskularnu mrežu.

Nutritivna baza (ulja i pantenol)
1. Jojoba & Kajsija ulja - omekšaju efekat soli, sprečavaju prekomerno sušenje i vratiti lipidnu barijeru nakon pilinga.
2. Pantenol - Umiruje kožu, ublažava moguću iritaciju od aktivne masaže i soli.

Značajke: piling za hlađenje na bazi morske soli i kofeina dubinski čisti i oplemenjuje kožu, efikasno ujednačava mikroreljef i smanjuje natečenost. Kombinacija biljnih ekstrakata i L-karnitina ima snažan efekat limfne drenaže, jača zidove krvnih žila i pomaže u povećanju elastičnosti kože. Redovna upotreba pilinga značajno povećava elastičnost kože, čineći je toniranom i glatkom.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite na vlažnu kožu tela, masirajte kružnim pokretima 2-3 minuta, a zatim isperite toplom vodom.
2. Koristite 1-2 puta nedeljno.

MJERE OPREZA: Samo za spoljašnju upotrebu. Proizvod sadrži sastojke koji hlade. Izbegavajte dodir s očima i sluznicama. Nemojte nanositi na oštećenu ili nadraženu kožu. Prekinite upotrebu ako primetite znakove nepodnošljivosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

HIDRATANTNA KREMA ZA TELO

Umiruje | Hidrati | Omekšava

BRIGA: suva koža, dehidracija kože, iritacija.

PREDNOSTI: selena, povećava čvrstinu i elastičnost kože, intenzivno ga hrani i hidrira, aktivira restorativne procese kože.

SASTOJCI: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

AKTIVNI SASTOJCI:
1. Beta-glukan - obezbeđuje duboku hidrataciju, povećava lokalni imunitet kože, ima izražen efekat protiv starenja, "oživljava" kožu, daje joj čvrstinu i elastičnost.
2. Ekstrakt lišća timijana - deluje protiv isparavanja vlage, tako da koža dugo ostaje hidratizirana, a koža dobija zdrav izgled i postaje elastična. Ekstrakt također ima izbjeljivanje i antioksidativne učinke.
3. ekstrakt listova jabuke nane - ima antibakterijsko i umirujuće dejstvo, osvežava kožu i bori iritaciju.
4. Ekstrakt lista čaja (Camellia Sinensis) - normalizira stanje kože ubrzavanjem metaboličkih procesa. Supstance koje čine čajne listove sprječavaju pojavu edema i čiste pore. Antioksidacijska svojstva polifenola sadržanih u čajnim listovima mogu sprečiti prerano starenje kože.

Krema se razvija pomoću PTD (proteinska transdukcijska domena) tehnologije, koja se smatra najučinkovitijom metodom isporuke aktivnih sastojaka u ćelije kože, što osigurava maksimalnu apsorpciju hranjivih supstance. Svilenkasta tekstura kreme omogućava joj da se brzo apsorbira u kožu, bez osjećaja ljepljivosti. Prirodna ulja i ekstrakti u sastavu duboko njeguju, smiruju i sprječavaju isparavanje vlage, tako da koža dugo ostaje glatka i hidratizirana.

NAČIN UPOTREBE:
1. Očistite kožu pre nanošenja proizvoda.
2. Nanesite potrebnu količinu proizvoda i masirajte jastučiće za prste dok se potpuno ne upije.

MLEČNOSTI:
1. Da biste izbegli alergijske reakcije, preporučuje se testiranje proizvoda na unutrašnjoj strani lakta pre upotrebe. Prestanite da koristite ako postoji iritacija ili osip.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.
4. Nakon upotrebe proizvoda, preporučuje se nanošenje SPF kreme za zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

KONCENTRAT ZA ISPIRANJE USTA ZA ORALNE TUŠEVE S CETILPIRIDINIJEVIM KLORIDOM I KADULJOM

Efikasno oralno čišćenje

Osvežava dah

Podržava oralnu sluznicu i zdravlje desni

Poboljšava performanse vode flosser

ZABRINITETI: zubna plaketa, bolest desni, miris daha, prevencija karijesa.

Prednosti: bori se sa štetnom mikroflorom usne duplje, ima smirujući i protuupalni efekat, omogućava vam da kombinirate čišćenje s masažnim i profilaktičkim efektom korištenja navodnjavanja.

SASTOJCI: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

AKTIVNI SASTOJCI:
1. Cetilpiridinium hlorid je efikasna antibakterijska komponenta. Bori se protiv bakterija koje izazivaju plak, karijes, gingivitis i loš zadah, pružajući dugoročnu svežinu.
2. Ekstrakt kadulje i bioantioksidantni kompleks ginsenga "Neovitin®", umiruju i obnavljaju sluznicu. Imaju protuupalni efekat, potiču zacjeljivanje tkiva i jačaju zdravlje desni.
3. ksilitol - smanjuje rizik od karijesa, potiskuje rast patogenih bakterija u usnoj duplji, promovira remineralizaciju zubne cakline i održava zdravu pH ravnotežu.
4. Eterično ulje mente - daje svjež dah, ima efekat hlađenja i laganog analgetskog djelovanja. Ima antibakterijski efekat, čisti usta i daje osjećaj čistoće.

Značajke: ispiranje i tečnost za navodnjavanje 2 u 1 normalizira mikrofloru usne duplje, poboljšava stanje sluznice i sprečava razvoj karijesa. Kao klasično ispiranje čisti usnu duplju od opasne mikroflore, sprečava stvaranje plaka i pojavu neugodnog mirisa, poboljšava stanje sluznice i desni, daje osjećaj svježine. Kao tečnost za navodnjavač, omogućava vam kombiniranje pročišćavanja s masažnim i profilaktičkim efektom.

NAČIN UPOTREBE:
1. Kada se koristi kao ispiranje: Pripremite potrebnu količinu otopine razrjeđivanjem koncentrata toplom vodom u omjeru 1:2 i isperite usnu duplju 30 sekundi. Koristite je svakodnevno nakon svakog obroka.
2. Kada se koristi u navodnjavaču: pripremite potrebnu količinu otopine razrjeđivanjem koncentrata toplom vodom u omjeru 1:10 (u teškom stanju desni, omjer se može dovesti do 1:3) i navodnjavati usnu duplju, prema uputstvima uređaja.

MLEČNOSTI:
1. Protresite pre upotrebe. Promene taloga i boje mogu se pojaviti zbog prirodnih sastojaka. Prestanite da koristite ako dođe do neprijatnih senzacija.
2. Nemojte gutati.
3 Za odrasle i decu starije od 14 godina.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

TONIK ZA LICE S PROBIOTICIMA

Hrani i selena

Evens tonus kože

Jača barijeru kože

Intenzivno hidrati

BRIGA: oštećena lipidna barijera, dehidracija, suvoća i stezanje nakon pranja, tupi ten, osetljivost, neravnoteža mikrobioma kože.

PREDNOSTI: Koža je duboko hidrirana, smirena i pripremljena za dalju negu; zaštitna barijera se obnavlja, ton je gladak i blistav.

SASTOJCI: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. kompleks lizata (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - probiotika koji obnavljaju zdravi mikrobiom kože, smanjuju osetljivost i jačaju lokalni imunitet.
2. Ceramidni kompleks (Ceramid NP, NS, AP, AS, EOP) - fiziološki lipidi koji su ugrađeni u oštećena područja stratum corneuma, efikasno obnavljajući zaštitnu barijeru i sprječavajući gubitak vlage.
3. Azijski ekstrakt lista centrale je moćna prirodna komponenta koja ublažava kožu, ublažava crvenilo i iritaciju.
4. Niacinamid - jača funkciju barijere i poboljšava teksturu kože.
5. Kompleks faktora rasta (sh-polipeptid / oligopeptid) - pokreće obnavljanje ćelija, stimuliše proizvodnju sopstvenog kolagena, radeći na podizanju.

6. Vitaminski kompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) i dekspantenol - njeguju, poboljšavaju metabolizam u ćelijama i vraćaju kožu zdravom sjaju, kao i intenzivno liječe i vraćaju epidermu.
7. Kompleks prirodnih ulja (kanole, suncokret, livada pene, argani) - intenzivno hranljiva, omekšaju kožu i eliminišu suvoću.

Značajke: Tonik pruža intenzivnu hidrataciju i oporavak, priprema kožu za daljnju negu. Kompleks laktobacila lizati i ceramidi efikasno jačaju zaštitnu barijeru kože i održavaju prirodnu ravnotežu mikrobioma. Centella Azijski, niacinamid, peptidi i biljni ekstrakti smiruju, njeguju i usklađuju ton kože, dajući joj zdrav blistav izgled.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nakon pranja, sprej umerenu količinu tonera na licu.
2. sačekajte da se osuši i dovršite negu serumom ili kremom.

MLEČNOSTI:
1. Pre upotrebe preporučuje se sprovođenje alergijskog testa.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

HIDRATANTNI GEL ZA TRETMANE ELEKTRIČNOM STIMULACIJOM

Intenzivno hidrati

Restores

Provodni

Osvetljava pigmentaciju

BRIGA: suva koža, potreba za mikrostrune masaže.

PREDNOSTI: hidratacija, oporavak, efikasna mikrostruna masaža.

SASTOJCI: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. ekstrakt citrusa Unshiu voće (Unshiu mangan ekstrakt) je gel hidratantna baza (umesto vode). Moćan prirodni antioksidans koji osvetljava pigmentaciju.
2. Niacinamid (Niacinam) - vitamin B3. Poboljšava funkciju barijere, sužava pore i poravnava ton.
3. Tranekamic kiselina (Tranekamic Acid) je jedna od najefikasnijih savremenih komponenti za borbu protiv pigmentacije i crvenilo.
4. acetil Heksapeptid-8 (Argirelin) je poznati peptidni mišić relaksant.Opušta mišiće lica, smanjujući dubinu bora lica.
5. bakar Tripeptide-1 (Peptid bakra) - počinje proces regeneracije, stimuliše sintezu kolagena i elastina, leči oštećenja.
6. Grupa sh-peptida (sh-oligopeptid, sh-Decapetide, itd.) Signalizuju molekule koji uzrokuju da se koža brže obnavlja i kompaktira svoju strukturu.

7. Adenozin (Adenozin) - vremenski testirana komponenta protiv starenja, povećava proizvodnju sopstvenog kolagena.
8. hidroksidecil Ubikinon (Idebenon), najmoćniji antioksidans u svetu kozmetike (slično koenzimu K10), štiti ćelije od oksidativnog stresa.
9. hidrolizovani kolagen (hidrolisani kolagen) - obezbeđuje trenutni efekat podizanja i duboku hidrataciju.
10. Centella asiatica + Madecassoside nežno umiruje kožu, jača krvne sudove i ublažava upale.
11. Pantenol (Pantenol) - leči i zadržava vlagu.
12. Skup aminokiselina (glutamin, arginin, lizin, valin, itd. - više od 20 ukupno) su građevni blokovi za proteine kože.U kombinaciji s mikrostrujama pomažu u održavanju elastičnosti kože i njene sposobnosti da se izliječi.

Značajke: Hidratantni gel za mikrostrujne i EMS postupke s laganom, udobnom teksturom i aktivnim kompleksom na bazi ekstrakta mandarine s niacinamidom, kolagenom, pantenolom i biljnim ekstraktima duboko omekšava, omekšava i umiruje kožu, a također pruža savršen slajd uređaja, bez ostavljanja osjećaja ljepljivosti i nepropusnosti.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite proizvod na suvu, očišćenu kožu lica.
2. Izvršite tretman pomoću električnog stimulacionog masažera. Ostavite gel dok se potpuno ne upije.
3. Kompletna briga primenom ovlaživač (krema ili serum).

MLEČNOSTI:
1. Pre upotrebe preporučuje se sprovođenje alergijskog testa.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. Izbegavajte ulazak u oči. Ako dobijete proizvod na sluzokožu oka, temeljno ga isperite vodom.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

PEPTIDNI SERUM ZA UČVRŠĆIVANJE LICA

Smanjuje bore

Smooths teksturu kože

Efekat podizanja

Duboko hidrati

Zabrinutost: gubitak definicije kontura lica, gubitak elastičnosti kože, bore lica i nabore, umorna koža.

PREDNOSTI: primetno zaglađivanje i sabijanje kože, ujednačen ton, sužavanje pora i efekat „osvetljenja“ iznutra.

SASTOJCI: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. zlato - poboljšava mikrocirkulaciju i daje koži zdrav sjaj.
2. acetil Heksapeptid-8 (Argirelin) - peptidna mišić relaksant, tiho opušta mišiće lica, smanjujući dubinu bora lica.
3. kompleks faktora rasta (sh-Polipeptid-1, sh-oligopeptid-1) - stimuliše ćelijsku podelu i sintezu kolagena, pokrećući procese regeneracije.
4. Palmitoil Tripeptide-5 - prodire duboko u kožu i stimuliše proizvodnju kolagena tipa I i III, jačanje strukture dermisa.
5. Fitoestrogeni (Soja, Pueraria, Clover, Tsimitsifuga) su najmoćniji blok za ispravljanje promjena povezanih s dobi. Oni ispunjavaju nedostatak vlastitih resursa kože, vraćajući ga elastičnosti.

6. bakar Tripeptide-1 (Bakar Tripeptide) - ima snažan lekoviti i antioksidativni efekat, kompaktuje kožu.
7. Niacinamid i Adenozin je klasični korejski "duet" za pigmentaciju i naboravanje osvetljenja.

Značajke: peptidni serum za osobu s visokom koncentracijom aktivnih komponenti poboljšava tonus kože i zamjetno zaglađuje bore.Zlatne mikročestice potiču staničnu aktivnost, čineći kožu glatkom, fitter i zdravijom.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite malu količinu seruma na lice, vrat i klivaža oblasti.
2. Ostavite serum na koži dok se potpuno ne upije.

MLEČNOSTI:
1. Pre upotrebe preporučuje se sprovođenje alergijskog testa.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa okom. Ako udari sluzokožu oka, temeljno ga isperite vodom.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

GEL ZA DEZINKRUSTACIJU (ČIŠĆENJE)

Egzfoliates mrtve ćelije kože

Otvara pore

Umiruje

Hidrati

BRIGA: dilatirane pore, otvoreni i zatvoreni komedoni, akne.

PREDNOSTI: pilingi keratinizovane ćelije, proširuje pore, hidrataciju.

SASTOJCI: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

AKTIVNI SASTOJCI:
1. polivinilpirolidon - apsorbuje zagađenje, ima antiseptička svojstva.
2. sok od aloe vere - ima antiinflamatorni efekat.

Gel se koristi za hladno parenje pre ultrazvučnog i ručnog čišćenja lica. Gel je pogodan za sve tipove kože, uključujući osetljivu kožu.

NAČIN UPOTREBE:

Prvi način, dezinkrustacija galvanskom strujom: Nanesite gel na kožu i koristite negativni pol 7-10 minuta. Potpuno uklonite ostatke gela. Zatim koristite pozitivni pol 1-2 minute na koži navlaženoj čistom vodom. Potrošnja gela: 5-7 ml po tretmanu.

Drugi način, ultrazvučni piling: Nanesite gel na očišćenu kožu i obradite je špatulom prema uputstvima za tretman. Potpuno uklonite ostatke gela. Potrošnja gela: 7-10 ml po tretmanu.

Treći metod: u hladnom pari posle demakiazh, nanesite gel sa gustim slojem na koži za 15 minuta i pokriti sa filmom. Isperite ostatke gela.

MLEČNOSTI:
1. Nakon nanošenja izbegavajte izravnu sunčevu svetlost kako biste sprečili opekotine, svrbež, crvenilo i otečenost.
2. Ne nanosite na ozlijeđenu kožu.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

KREMA ZA ZAŠTITU KOSE OD TOPLINE

Štiti od stilske toplote

Hrani i vraća kosu

Ostavlja kosu zdravom i dobro negovanom

BRIGA: izlaganje visokim temperaturama, tupim, krhkim i beživotnim dlakom.

PREDNOSTI: Zaštita od visokih temperatura, jačanje i hranljiva kosa.

SASTOJCI: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

AKTIVNI SASTOJCI:
1. D-pantenol (Provitamin B5) - intenzivno vlaži kosu i vlasište, prodire duboko u strukturu kose. Obnavlja oštećena područja, čini kosu glatkom, elastičnijom i sjajnijom. Štiti od sušenja i toplinskih učinaka.
2. Ulje pšeničnih klica bogato je vitaminima (E, A, D) i masnim kiselinama. Duboko hrani i obnavlja suhu i oštećenu kosu, daje im svilenost i zdrav izgled. Stvara zaštitnu barijeru protiv spoljašnjih agresivnih čimbenika.
3. kompleks biljnih ekstrakata (Granat, Breza, Kamilica, Fieldtail, Kopriva,
Aloe vera, čičak koren, zeleni čaj, hmelj, kana, prozo, žalfija:
Ekstrakt šipka snažan je antioksidans koji štiti kosu od negativnog utjecaja okoline i slobodnih radikala. Pomaže u očuvanju boje obojene kose, daje joj sjaj i vitalnost. Ekstrakti preslice, koprive, korena čička, prosa, hmelja - pomažu u jačanju folikula kose, smanjenju gubitka kose i stimuliranju rasta kose. Aloe vera, kamilica i breza - duboko hidratiziraju i omekšavaju kosu, čineći ih poslušnim i glatkim, umiruju vlasište, smanjuju nadraženost. Zeleni čaj, kana i kadulja - imaju antioksidativna svojstva, štite kosu od oštećenja, daju joj prirodan sjaj i zdrav izgled.
4. Biotin (vitamin H / B7) - jača folikule kose, podstiče rast zdrave i jake kose, sprečava krhkost i gubitak.

5. Niacin (vitamin B3/PP) - poboljšava mikrocirkulaciju u vlasištu, što pridonosi boljoj opskrbi folikula dlake hranjivim tvarima. Aktivira rast kose, jača njihovu strukturu i daje zdrav sjaj.
6. Lecitin (prirodni emulgator) - pomaže vratiti oštećenu kosu, daje joj mekoću i glatkoću. Poboljšava prodiranje drugih aktivnih komponenti.

KARAKTERISTIKE: Kremasta tečnost ne samo da efikasno štiti kosu od visokih temperatura tokom oblikovanja (sušilo, stil, ravnalo), već pruža i sveobuhvatnu negu: intenzivno hidratizira, hrani, obnavlja oštećena područja, jača folikule kose, podstiče rast kose, daje im sjaj, svilenkastost i zdrav, njegovan izgled.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite na čistu, suvu kosu.
2. Ne nanosite na korijenje. Nemojte isprati.

MLEČNOSTI:
1. U slučaju neprijatnih senzacija, prestanite da koristite.
2. Ako uđete u oči, temeljito operite vodom.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

KONCENTRIRANA MASKA ZA RAST KOSE

Hrani kožu glave i kosu

Štiti i vraća kožu glave

Stimuliše rast kose

Lako detangling

Zabrinutost: gubitak kose, proređivanje, tanka i krhka kosa.

Prednosti: bori gubitak kose, promoviše rast nove kose, jača kosu i čini ih debljim, jačim i elastičnijim, ublažava kožu glave.

SASTOJCI: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

AKTIVNI SASTOJCI:
Stimulisanje rasta i borbe protiv gubitka
1. kofein (kofein) - poboljšava mikrocirkulaciju krvi pružajući snabdevanje hranljivih materija u korenu, pomaže da se blokira negativan efekat hormona na gubitak kose.
2. prokapil je peptidni kompleks koji se sastoji od 3 aktivna molekula:
Biotinoil Tripeptide-1 (Biotinoil tripeptid-1) je specijalizirani peptid koji jača fiksaciju folikula dlake u dubokim slojevima dermisa i ubrzava diobu ćelija, promovirajući rast nove kose.
Oleanonska kiselina (Oleanonska kiselina) je kiselina dobijena od maslinovog lišća koja blokira enzim 5-alfa reduktaze, sprečavajući gubitak kose.
Apigenin (Apigenin) je flavonoid iz agruma koji širi krvne sudove i podstiče cirkulaciju krvi oko folikula dlake, pružajući im prehranu.

Preparat strukture kose
1. hidrolizovani Keratin (Hidrolized Keratin) - prodire u praznine kose, vraćajući ga iznutra, uklanja poroznost.
2. hidrolizovani pšenični proteini (pšenični proteini) - formiraju tanak film na površini kose, koji zadržava vodu i promoviše duboku hidrataciju kose.
3. hidrolizovani kolagen (hidrolisani kolagen) - povećava elastičnost kose, čini ih poslušnijim i sjajnim.

Briga o skalpu
1. Kompleks ceramida (Ceramid EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 vrsta ceramida kompenzira nedostatak vlastitih lipida, jača zaštitnu barijeru kože i kose.
2. hidrogenizovani lecitin (hidrogenizovani lecitin) - poboljšava efekat keramida, daje mekoću kože i štiti od agresivnih ekoloških efekata.
3. Pantenol (Pantenol) - odmah ublažava kožu glave i promoviše zarastanje mikro-oštećenja.

Ishrana i sjaj
1. Kokosovo ulje Nucifera jedino je ulje koje može prodrijeti u duboke slojeve kose (medula), njegujući kosu iznutra i vraćajući joj lipidni sloj. Značajno smanjuje gubitak proteina iz kose tokom pranja i termičkog oblikovanja, što pomaže u održavanju strukture kose čvrstom i izdržljivom.
2. Laminaria Digitalata ekstrakt - zasićuje kožu i kosu mineralima i elementima u tragovima, doprinoseći dodatnoj hidrataciji.

Maska koja se temelji na kompleksu peptida Procapil deluje izravno na folikule kose, doprinoseći jačanju korena i rasta kose. Kompleks ceramida obnavlja oštećenu kosu, dubinski vlaži vlasište, uklanja suhoću, stvara zaštitnu barijeru od negativnih učinaka na okoliš. Kofein tonovi, podstiče cirkulaciju krvi u vlasištu, sprečava gubitak kose. Kokosovo ulje hrani, daje kosi sjaj i snagu. Keratin i pšenični proteini obnavljaju kožicu oštećene kose, smanjuju krhkost i sprječavaju poprečni presjek vrhova. Upotreba maske jača folikule kose, zaustavlja gubitak kose i aktivira rast nove kose.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite na kožu glave sa masažnim pokretima i distribuirati duž dužine kose.
2 Ostavite 5-10 minuta, a zatim isperite toplom vodom.

Mjere opreza: Samo za spoljašnju upotrebu. Ako uđete u oči, operite s puno vode. Pojedinačna netolerancija pojedinih komponenti je moguća.

SKLADIŠTENJE: na suhom, zaštićenom od svjetlosnog mesta, na temperaturi od +5 ° do +25 ° C na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

SERUM ZA RAST KOSE

Pomaže u sprečavanju upale glave, svraba i suvoće

Stimuliše rast kose

Poboljšava gustinu kose

Cilja gubitak kose

Zabrinutost: alopecija, gubitak kose, proređivanje, tanka i krhka kosa.

Prednosti: bori gubitak kose, promoviše rast nove kose, jača kosu i čini ih debljim.

SASTOJCI: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTIVNI SASTOJCI:
Stimulisanje rasta i borbe protiv gubitka
1. Kapiksil (3%) je kombinacija ekstrakta acetil tetrapeptida-3 i Trifolium Pratense. Ovaj kompleks utječe na koren kose, povećava njegovu veličinu i jača fiksaciju u koži, a također ublažava mikroinflamaciju.
2. prokapil je peptidni kompleks koji se sastoji od 3 aktivna molekula:
Biotinoil Tripeptide-1 (Biotinoil tripeptid-1) je specijalizirani peptid koji jača fiksaciju folikula dlake u dubokim slojevima dermisa i ubrzava diobu ćelija, promovirajući rast nove kose.
Oleanonska kiselina (Oleanonska kiselina) je kiselina dobijena od maslinovog lišća koja blokira enzim 5-alfa reduktaze, sprečavajući gubitak kose.
Apigenin (Apigenin) je flavonoid iz agruma koji širi krvne sudove i podstiče cirkulaciju krvi oko folikula dlake, pružajući im prehranu.
Bakar Tripeptid-1 (bakar peptid) - "pomlađuje" vlasište, povećava fazu rasta kose (anagen) i podstiče proizvodnju kolagena oko folikula dlake.

Ćelijska energija i metabolizam
1. Adenozin (Adenozin) - aktivira proizvodnju faktora rasta na ćelijskom nivou, pomažući kosa raste deblji i jači.
2. jantarna kiselina (Sucnic kiselina) - stimuliše metaboličke procese u ćelijama kože, pomažući folikula oporavi brže nakon stresa.

Poboljšajte mikrocirkulaciju i detoksikaciju
1. Mentol - obezbeđuje trenutni protok krvi u sijalice zbog blagog efekta hlađenja, što poboljšava efekat peptida.
2. Rosmarinus Officinalis Ekstrakt (Rosemari ekstrakt) - ima antiseptičko dejstvo i moćan je prirodni stimulans cirkulacije krvi.
3. hidrolizovani pšenični protein - jača strukturu kose u osnovi, sprečavajući krhkost.

Značajke: serum temeljen na peptidnim kompleksima Kapiksil i Procapil deluje izravno na folikule dlake, doprinoseći jačanju korena i aktivnom rastu kose. Kombinacija bakra-1 peptida i adenozina pomlađuje vlasište na staničnoj nivou, povećava gustoću i produljuje fazu životnog ciklusa svake kose. Sukcininska kiselina i mentol ton, poboljšava stanično disanje i stimulira cirkulaciju krvi, pružajući trenutnu isporuku hranjivih supstance žaruljama. Ekstrakt ružmarina i pšeničnih proteina iscjeljuju vlasište, obnavlja strukturu oštećene kose na bazi i smanjuje njihovu krhkost. Redovna upotreba sirutke efikasno jača folikule kose, zaustavlja preuranjeni gubitak i aktivira rast nove, zdrave kose.

NAČIN UPOTREBE:
1. Sprej serum na kožu glave.
2. Nežno umasirajte u kožu. Nemojte ispirati.

MJERE OPREZA: Samo za spoljašnju upotrebu. Nanesite na vlasište i bradu. Ako ste nadraženi, prestanite koristiti. Pojedinačna netolerancija pojedinih komponenti je moguća.

SKLADIŠTENJE: na suhom, zaštićenom od svjetlosnog mesta, na temperaturi od +5 ° do +25 ° C na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

GEL ZA ČIŠĆENJE I PILING VLASIŠTA

Duboko čišćenje kože glave

Pomaže u sprečavanju peruti

Stimuliše rast kose

Obnovi epidermis

Zabrinutost: masna skalp, zagađenje, svrab, suva koža i tendencija da perut, loša ishrana folikula kose.

PREDNOSTI: kosa ostaje čista i mrvljiva u korenu duže, dobija koren volumen, proces rasta kose ubrzava.

SASTOJCI: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTIVNI SASTOJCI:
Čišćenje
1. mlečna kiselina (laktička kiselina) je blaga AHA kiselina koja eksfolira keratinizovane ćelije, obezbeđuje delikatno obnavljanje i sjaj kose u korenu.
2. Glikolna kiselina (glikolna kiselina) - ima najmanju molekulu među AHA-kiselinama, zbog čega prodire dublje i brže. Efikasno uništava proteinske veze između mrtvih ljestvica, sprječavajući pojavu hiperkeratoze.
3. Salicilna kiselina (salicilna kiselina) je jedina BHA kiselina u sastavu. To je topiva u mastima, tako da je u stanju prodrijeti u folikul dlake i otopiti lojne čepove (sebum). To je ključna komponenta za borbu protiv sadržaja masti i sprečavanje upale.
4. limunska kiselina - radi kao pomoćni ekfoliant i pH regulator.

Vlažnost i zaštita
1. Hidroksietil Urea (hidroksietil Urea) je jedna od najboljih hidratantnih komponenti u kozmetici. zadržava vlagu u dubokim slojevima epiderme, omekšava efekat kiselina i sprečava osjećaj nepropusnosti nakon zahvata.
2. Ekstrakt cvijeta Calendula Officinalis je dobro poznat umirujući sastojak. Uklanja iritaciju, ima antiseptički efekat i ubrzava regeneraciju mikrooštećenja kože.

Ojačati kosu i podstaći rast
1. Mentol + Mentha Piperita ulje (Mentol i ulje metvice) - daju izražen efekat hlađenja. To nije samo ugodno, već i korisno: mentol podstiče protok krvi u folikule kose, što može doprinijeti jačanju i rastu kose.

Značajke: gel za čišćenje vlasišta na bazi kompleksa AHA i BHA kiselina pruža dubinsko čišćenje keratiniziranih ćelija, višak sebuma i ostataka styling agenata, normalizaciju hidrolipidne ravnoteže i pripremu kože za intenzivnu negu. Redovna upotreba gela doprinosi poboljšanju vlasišta, sprečava pojavu suhoće i ljuštenja, čineći kosu voluminoznijom i zdravijom.

NAČIN UPOTREBE:
1. ravnomerno nanesite malu količinu gela na suvu ili blago vlažnu kožu glave duž pregrada.
2. nežno masirajte jastučiće za 1-2 minuta za ujednačenu distribuciju kompozicije.
3. Ostavite za izlaganje 5-10 minuta (preporučuje se da počnete sa 5 minuta pri prvoj upotrebi).
4. temeljno isperite toplom vodom šamponom. Preporučuje se upotreba 1-2 puta nedeljno.

Mjere opreza: Samo za spoljašnju upotrebu. Ako uđete u oči, operite s puno vode. Pojedinačna netolerancija pojedinih komponenti je moguća.

SKLADIŠTENJE: na suhom, zaštićenom od svjetlosnog mesta, na temperaturi od +5 ° do +25 ° C na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

KREMA ZA ZAŠTITU OD SUNCA SPF 50+

UV zaštita

Hidrati bez masnog sjaja

Pomaže u sprečavanju promena povezanih sa uzrastom

Ispravlja ton kože

ZABRINUTOST: UV izlaganje, fotografisanje, pigmentacija, neujednačen ton, suvoća i iritacija kože od sunca.

PREDNOSTI: Koža je pouzdano zaštićena od sunčeve svetlosti, duboko hidrirana, ima glatki ton i ne podleže fotografisanju.

SASTOJCI: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butyl-methoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. Hemijski filteri za zaštitu od sunca (homozalat, butil metoksidibenzoilmetan / avobenzon) - efikasno apsorbiraju ultraljubičasto svetlo, pružajući pouzdanu zaštitu od UVA i UVB vazduha (glavni uzroci fotostarenja).
2. Niacinamid - jača funkciju barijere, poravnava ton i poboljšava teksturu kože.
3. Kompleks biljnih ekstrakata (ekstrakti azijske centele, kamilice, zelenog čaja, gamamelisa i portulaca) - nežno njeguje kožu, intenzivno smiruje, ublažava crvenilo i ne uzrokuje iritaciju.
4. Adenozin - ima anti-aging efekat, pomažući da se glatko bore i poboljšati elastičnost kože.
5. vitamin E (Tokoferil acetat) je moćan antioksidans koji dodatno štiti ćelije od slobodnih radikala i negativnih uticaja na životnu sredinu.

Značajke: Krema za sunčanje sirutka nežno njeguje kožu, umiruje je i pruža pouzdanu zaštitu od UVA i UVB vazduha - glavnih uzroka fotografiranja. Formula koja se temelji na biljnim ekstraktima i niacinamidu intenzivno vlaži kožu i usklađuje ton bez izazivanja iritacije.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite krem-serum na suvu kožu i ravnomerno ga distribuirati oko lica i vrata.
2. Neka se proizvod apsorbuje 15 minuta.

MLEČNOSTI:
1. Pre upotrebe preporučuje se sprovođenje alergijskog testa.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa okom. Ako udari sluzokožu oka, temeljno ga isperite vodom.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

SERUM ZA UJEDNAČEN I BLISTAV TEN

Evens tonus kože

Povećava sjaj

Hidrati

Jača barijeru kože

BRIGA: dosadan ten, pigmentacija, neujednačen ton, dehidracija, oslabljena zaštitna barijera, gubitak elastičnosti.

PREDNOSTI: Koža postaje glatka, elastična, hidratantna, hidrirana, dobija ujednačen ton.

SASTOJCI: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. Vitamin C (natrij askorbil fosfat, askorbinska kiselina) i glutation je snažan tandem koji posvetljuje pigmentaciju, podstiče poravnanje tonova i daje koži zdrav sjaj.
2. Niacinamid - jača funkciju barijere i poboljšava teksturu kože.
3. sedam oblika hijaluronske kiseline - pružaju multilevel duboku hidrataciju, ulazeći u različite slojeve epidermisa.
4. kompleks keramida (NP, NS, AP, AS, EOP) i ekstrakt tremele - hrani kožu, efikasno obnavlja i jača zaštitnu barijeru lipida.
5. Centella Asian (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) - stalno ublažava, leči i ublažava crvenilo.

6. kompleks faktora rasta (sh-Polipeptid / oligopeptid) - pokreće obnavljanje ćelija, stimuliše proizvodnju sopstvenog kolagena, radeći na podizanju.
7. Vitaminski kompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) hrani kožu, poboljšava metabolizam ćelija i vraća joj zdrav sjaj.
8. Dekpanthenol - intenzivno leči, ublažava i vraća oštećeni epidermis.

S obzirom na kompleks aktivnih sastojaka s glutationom, vitaminom C, niacinamidom i azijskom centellom, serum pomaže uskladiti ton kože i daje joj sjaj. Sedam oblika hijaluronske kiseline osigurava višerazinsku dubinsku hidrataciju. Ceramidi i ekstrakt tremelle jačaju zaštitnu barijeru i njeguju kožu, čineći je glatkom, elastičnom i blistavom.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite malu količinu seruma na lice.
2. Ostavite serum na koži dok se potpuno ne upije.

MLEČNOSTI:
1. Pre upotrebe preporučuje se sprovođenje alergijskog testa.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 30 ml.



PETIT RA
NEGA KOŽE



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

PETIT RA NEGA PROTIV ZNAKOVA STARENJA

Sporo starenje

Intenzivno hrani i hidrira

Podržava regeneraciju

Poboljšava čvrstinu

BRIGA: znaci starenja kože lica, suva koža, gubitak vlage i elastičnosti.

PREDNOSTI: usporava starenje, intenzivno hrani i hidrira, promoviše regeneraciju, povećava čvrstinu i elastičnost kože.

SASTOJCI: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

AKTIVNI SASTOJCI:
1. Hidrolizovani kolagen - povećava čvrstinu i elastičnost kože zbog činjenice da ga hrani vlagom.
2. AcePep-6TM (acetilheksapeptid-8) - ova komponenta je prepoznata kao efikasna zamjena za Botox (Botoksin), savršeno deluje kao sredstvo za borbu protiv bora. Osim toga, smanjuje tragove bora slabljenjem kontrakcija mišića.
3. palmitoil tripeptid-5 - započinje sintezu kolagena i pomaže u obnavljanju strukture kože.
4. heksapeptid-10 je neophodan sastojak za obnavljanje pH ravnoteže kože, povećava elastičnost, gustinu, ton kože.
5. Adenozin - deluje kao protivupalno i sredstvo za borbu protiv bora, stimulira sintezu kolagena i povećava elastičnost kože, kao i njenu propusnost.
6. Centella Asian - poznat po svom regenerativnom efektu, sadrži u svojim listovima i stabljici madecassoside, koji pomaže eliminirati iritaciju, crvenilo i oštećenje kože.

Značajke: serum ima jedinstven sastav s vrlo učinkovitim komponentama za borbu protiv znakova starenja kože. Jedinstveni kompleks peptida, kolagena i hijaluronske kiseline usmjeren je na borbu protiv nepravilnosti kože. Također smanjuje bore, ima primjetan efekat podizanja, poboljšava ten, vraća oštećenja, što ima pozitivan efekat na cjelokupno stanje kože.

NAČIN UPOTREBE:

Prvi način: temeljito očistite kožu lica, laganim pokretima tapkanja nanesite malu količinu seruma na lice. Ostavite serum na koži dok se potpuno ne upije.

Druga metoda: temeljito očistite kožu lica, nanesite umjerenu količinu proizvoda na suhu kožu i izvršite postupak pomoću masažera lica iz WAU-a, ostavite serum na koži dok se potpuno ne upije.

MLEČNOSTI:
1. Da biste izbegli alergijske reakcije, preporučuje se testiranje proizvoda na unutrašnjoj strani lakta pre upotrebe. Prestanite da koristite ako postoji iritacija ili osip.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.
4. Nakon upotrebe proizvoda, preporučuje se nanošenje SPF kreme za zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

PETIT RA KREMA S MATIČNIM ĆELIJAMA PROTIV ZNAKOVA STARENJA

Sporo starenje

Intenzivno hrani i hidrira

Podržava regeneraciju

Poboljšava čvrstinu

BRIGA: znaci starenja kože, gubitak elastičnosti kože.

PREDNOSTI: usporava starenje, intenzivno hrani i hidrira, promoviše regeneraciju, povećava čvrstinu i elastičnost kože.

SASTOJCI: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

AKTIVNI SASTOJCI:
1. matičnih ćelija kultura srednje 2% - zaglađivanje bora.
2. Niacinamid - vraća zaštitnu funkciju kože.
3. kaprilna kiselina - ima bakteriostatička svojstva.
4. hijaluronska kiselina - akumulira vlagu i sprečava isparavanje.
5. mistletoe ekstrakt - ima antiseptička svojstva.
6. galactomices (galactomices ferment filtrate) - savršeno piling i hidratacije, a uz produženu upotrebu poboljšava teksturu kože, povećava

njegova elastičnost i ton.
7. Acetil heksapeptid-8 (acetilheksapeptid-8) je nisko-molekularni peptid koji lako prodire u kožu, kontrolira lučenje adrenalina i norepinefrina, što pomaže glatkim borama i povećava elastičnost kože.

Serumska krema sadrži matične ćelije i 56 drugih aktivnih sastojaka koji zaglađuju bore, zatežu kožu i čine je glatkom i blistavom. Krema koristi 100% nerazrijeđeni medij ljudske matične ćelije odobren od strane IRB-a, koji igra važnu ulogu u regeneraciji oštećenog tkiva i daje elastičnost koži.

NAČIN UPOTREBE:
1. temeljno očistite kožu lica pre nanošenja krem seruma.
2. Nanesite potrebnu količinu proizvoda i masirajte kožu jastučićima za prste dok se potpuno ne upije.

MLEČNOSTI:
1. Da biste izbegli alergijske reakcije, preporučuje se testiranje proizvoda na unutrašnjoj strani lakta pre upotrebe. Prestanite da koristite ako postoji iritacija ili osip.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.
4. Nakon upotrebe proizvoda, preporučuje se nanošenje SPF kreme za zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 40 g.



LIPO JEUNE

PETIT RA KREMA ZA TAMNE KRUGOVE ISPOD OČIJU

Stimuliše metabolizam matičnih ćelija

Zaglađuje bore

Poboljšava stanje konture očiju i ton

Briga: Tamni krugovi ispod očiju, prvi znaci starenja, bore.

Prednosti: poboljšava ton kože oko očiju, stimuliše razmenu matičnih ćelija, što pomaže glatke bore, štiti kožu od oštećenja.

SASTOJCI: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. niacinamid - ova vrsta vitamina B3 ima odličan izbeljivanje efekat, pomaže poboljšati ton kože, sprečava upale i vraća barijeru kože.
2. bisabolol - blokira proces kombinovanja melanina, suzbijajući njegovu proizvodnju u ranim fazama.
3. WhiteTenTM (niacinamid, acetilglukozamin, madekasozid, ekstrakt kore bijelog duda, ekstrakt ploda Malus pumila, ekstrakt gljive mastutake, ekstrakt triangularisa, ekstrakt lista Camellia sinensis, ekstrakt korena Broussonetia kasinoki, ekstrakt cvijeta Camellia japonica) jedinstveni je kompleks za osvjetljavanje koji se temelji na 10 biljnih ekstrakata. Izbjeljuje i osvjetljava kožu blokiranjem prijelaza melanocita u keratinocite.
4. Edelveiss fitostem ćelije - Edelveis matičnih ćelija kultura je bogata antioksidantima koji suzbijaju oksidativni stres,

Kultura je efikasna u smanjenju iritacije i regeneracije tkiva kože.
5. LotusStem TM (butilen glikol, voda, Andrographis paniculata ekstrakt) aktivira ćelijsku podelu.
6. AcePep-6TM (acetilheksapeptid-8) - ova komponenta je prepoznata kao efikasna zamjena za Botox (Botoksin), savršeno deluje kao sredstvo za borbu protiv bora. Osim toga, smanjuje tragove bora slabljenjem kontrakcija mišića.
7. hidrolizovani kolagen - povećava elastičnost i gustinu kože, snabdevajući ga vlagom.
8. Eosidin® (propanediol, voda, ekstrakt mandarina unshiu kore) je jedinstveni kompleks koji ima protivupalno delovanje, zahvaljujući antioksidansima i flavonoidima sadržanim u citrusima.
9. Adenozin - deluje kao anti-inflamatorno sredstvo i sredstvo protiv starenja, promoviše sintezu kolagena i poboljšava elastičnost kože.

Značajke: Krema ima jedinstven sastav, zahvaljujući kojem posvetljuje i tonira kožu oko očiju, kao i zaglađuje bore. Ekstrakt kulture Edelweiss i patentirani LotusStemTM stimuliraju razmjenu matičnih ćelija pomažući glatke bore oko očiju, a formula FDA-odobrena White Ten, koja sadrži 10 biljnih ekstrakata, poboljšava tonus kože oko očiju.

NAČIN UPOTREBE:
1. temeljno očistite kožu lica pre nanošenja kreme.
2. Nanesite potrebnu količinu proizvoda i masirajte kožu jastučićima za prste dok se potpuno ne upije.

MLEČNOSTI:
1. Da biste izbegli alergijske reakcije, preporučuje se testiranje proizvoda na unutrašnjoj strani lakta pre upotrebe. Prestanite da koristite ako postoji iritacija ili osip.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.
4. Nakon upotrebe proizvoda, preporučuje se nanošenje SPF kreme za zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

PETIT RA KISIKOV GEL ZA ČIŠĆENJE LICA

Čisti | Zateže pore | Umiruje | Poboljšava čvrstinu

BRIGA: proširene pore, povećan nivo sebuma sekreta.

PREDNOSTI: Čisti, sužava pore, povećava elastičnost, ublažava.

SASTOJCI: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

AKTIVNI SASTOJCI:
1. Akrilatni kopolimer - stvara tanki sloj na koži, koji povećava adheziju / propusnost hranjivih supstance i ima trajan efekat.
2. Cocamidopropilbetaine - stvara meku penu i ima moć čišćenja.
3. Disium Cocaamphodiacetat je nežan, ne iritirajući sastojak pogodan za osetljivu kožu.
4. ekstrakt limuna - blokira isparavanje vlage, doprinoseći hidrataciji kože. Ima umirujuće dejstvo, sprečava tarniranje i poboljšava tonus kože.
5. Ekstrakt voća jabuke domaćih - štiti kožu od oksidacije, čini ton kože svetlije.
6. ekstrakt slatkog narandžastog voća - pomaže u zaštiti kože od oksidacije slobodnih radikala, što je glavni uzrok starenja kože.

U interakciji s kisikom, gel stvara pjenu i nežno utječe na kožu. Alat efikasno bori protiv zagađenja, pomaže ukloniti šminku i višak sebuma, sužava pore. Proizvod je pogodan za bilo koju vrstu kože, preporučuje se ženama bilo koje dobi.

NAČIN UPOTREBE:
1. Nanesite malu količinu proizvoda na suvu kožu lica, obraćajući pažnju na T-zonu.
2. Kisik mjehurići će se pojaviti za nekoliko sekundi, a nakon 1 minute njihov broj će doseći maksimum. Za formiranje gušće pjene, masirajte kožu prstima ili četkom za pranje.

3. temeljno operite vodom. Pređite na uobičajen dan ili noć negu kože.

MLEČNOSTI:
1. Da biste izbegli alergijske reakcije, preporučuje se testiranje proizvoda na unutrašnjoj strani lakta pre upotrebe. Prestanite da koristite ako postoji iritacija ili osip.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.
4. Nakon upotrebe proizvoda, preporučuje se nanošenje SPF kreme za zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

PETIT RA UMIRUJUĆI KOZMETIČKI JASTUČIĆI ZA LICE

Čisti | Tonovi | Zateže pore | Umiruje | Hidrati

BRIGA: proširene pore, povećani nivoi sebuma u koži, osećaj suvoće i zategnutosti kože.

PREDNOSTI: čišćenje, toniranje, sužavanje pore, umirujuće dejstvo, hidratacija kože.

SASTOJCI: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. Ekstrakt aloe vere omekšava i vlaži dermis, obnavljajući njegovu strukturu, pomaže u uklanjanju pilinga i suhoće, a također vraća kožu oštećenu sunčevim svetlom ili drugim iritansima.
2. Dioscorea koren ekstrakt japanskog - suprotstavlja opasne elemente u koži, ublažava štetu na problematičnu kožu.
3. Ulmus davidiana ekstrakt korena ublažava osetljivu kožu, pa čak i ton kože.
4. Ekstrakt korena divljeg jam - ima antioksidativna i protuupalna svojstva, pomaže u borbi protiv akni i bilo koje vrste upale, pomlađuje kožu i povećava njen ton.
5. Ekstrakt ljubičastog cvijeća - štiti od stresa i agresivnih utjecaja na okoliš, štiti i umiruje kožu, daje joj sjaj i elastičnost.
6. Ekstrakt korena sladića - posvetljuje kožu, bori se protiv slobodnih radikala, koji su uzrok ranog starenja kože. Ima protuupalna i antiseptička svojstva.
7. Ekstrakt cvijeta kamilice u ljekarni - efikasno umiruje i omekšava osetljivu, crveno sklonu kožu. Potiskuje aktivaciju proteina NF-KB, regulirajući upalne procese.
8. ekstrakt azijske Centele - Poznat po svom regenerativnom efektu, biljka sadrži Madecassoside u njegovim listovima i stabljici, što pomaže da se eliminiše

iritacija, crvenilo i oštećenje kože.
9. HerbEk TM ekstrakt ruzmarina (izvod lista ruzmarina, voda, 1,3-butilen glikol) - štiti kožu od slobodnih radikala - glavni uzrok starenja kože.

Značajke: kozmetički jastučići za lice, impregnirani hranjivim tonikom na bazi čempresa, očistite, umirite, vlažite kožu, nežno i pažljivo uklonite ostatke kozmetike i kontaminacije. Disk materijal je 100% pamuk, koji pruža izvrsnu prilagodbu. Meka tkanina čvrsto se uklapa u kožu, povećava efikasnost tonika. Sadrži u sastavu aloe i centelle Azijski ubrzava oporavak ćelija kože, savršeno se nosi s iritacijom, umiruje kožu nakon izlaganja ultraljubičastom svetlu, a također pomaže i kod hladne izloženosti i opekotine lica. Proizvod je pogodan za bilo koju vrstu kože, preporučenu za žene bilo koje dobi.

NAČIN UPOTREBE:

Prvi način: izvadite podlogu iz tegle i obrišite kožu lica za čišćenje.

DRUGA METODA: Izvadite jastučić iz tegle i koristite ga pomoću masažera za lice iz VAV-a sa Sonic tehnologijom za efikasniji prodor hranljivih materija.

Treća metoda: maska 1-2 puta nedeljno. Stavite jastučiće na željeno područje lica 5-10 minuta, a zatim uklonite jastučiće i rasporedite preostali proizvod preko kože.

MLEČNOSTI:

1. Da bi se izbegle alergijske reakcije, preporučuje se testiranje proizvoda na unutrašnjoj strani lakta pre upotrebe.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.
4. Nakon upotrebe proizvoda, preporučuje se nanošenje SPF kreme za zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 200 ml (70 kom).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

PETIT RA JASTUČIĆI ZA UČVRŠĆIVANJE LICA

Umiruje

Poboljšava čvrstinu kože

Efekat podizanja

BRIGA: suva koža, prvi znaci starenja.

PREDNOSTI: Umirujuće, povećava elastičnost kože.

SASTOJCI: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. Ekstrakt mandarinskog unshiu voća, ekstrakt grejpa - umiriti kožu, povećati njenu elastičnost, imati protuupalna svojstva, boriti se protiv pigmentacije, posvijetliti kožu.
2. Sparassis crispa ekstrakt neutralizira negativne učinke UV zračenja, intenzivno vlaži, jača zaštitne funkcije, smanjuje osetljivost tkiva i pomaže u zadržavanju vlažnosti kože.
3. Sophora flavescens ekstrakt korena, fermentirani ekstrakt filtrata Suaeda japonica lišća/korena/stabljika, ekstrakt lista Camellia sinensis i ekstrakt voća limuna umiruju kožu i jačaju njenu prirodnu barijeru.
4. Andrographis paniculata ekstrakt podržava elastičnost kože i sintezu kolagena.
5. Bela mistletoe ekstrakt - uklanja aktivni kiseonik formiran na koži, sprečava i usporava starenje kože, i jača barijeru kože.
6. 2 vrste peptida (tripeptid-10 citrulina, tripeptid-1) - čine kožu elastičnijom.
7. Adenozin - deluje kao protivupalno i sredstvo za borbu protiv bora, stimulira sintezu kolagena i povećava elastičnost kože, kao i njenu propusnost.

8. niacinamid - ova vrsta vitamina B3 ima odličan efekat beljenja, pomaže u poboljšanju tona kože, sprečava upale i vraća barijeru kože.

Značajke: kozmetički jastučići za lice, impregnirani tonikom s efektom podizanja na bazi kompleksa peptida, bore se protiv pigmentacije i promjena na koži povezanih sa starenjem. Materijal diska je 100% pamuk, koji pruža izvrsno prianjanje. Meka tkanina čvrsto se drži na koži, povećavajući efikasnost tonika. Ekstrakt korena ginsenga u sastavu doprinosi zaglađivanju bora, nosi se s negativnim efektom ultraljubičastih vazduha, ima protuupalni efekat. Proizvod je pogodan za bilo koju vrstu kože, preporučen za žene bilo koje dobi.

NAČIN UPOTREBE:

Prvi način: izvadite podlogu iz tegle i obrišite kožu lica za čišćenje.

DRUGA METODA: Izvadite jastučić iz tegle i koristite ga pomoću masažera za lice iz VAV-a sa Sonic tehnologijom za efikasniji prodor hranljivih materija.

Treća metoda: maska 1-2 puta nedeljno. Stavite jastučiće na željeno područje lica 10-20 minuta, a zatim uklonite jastučiće i rasporedite preostali proizvod preko kože.

MLEČNOSTI:
1. Da bi se izbegle alergijske reakcije, preporučuje se testiranje proizvoda na unutrašnjoj strani lakta pre upotrebe.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.
4. Nakon upotrebe proizvoda, preporučuje se nanošenje SPF kreme za zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 200 ml (70 kom).



SOS BODY FIT

PETIT RA KREMA PROTIV CELULITA

Ciljanje celulita

Povećava metaboličke procese

Vraća čvrstinu

Poboljšava elastičnost

Zabrinutost: celulit, gubitak čvrstoće i elastičnosti kože tela, osećaj suvoće i ukočenosti.

PREDNOSTI: eliminiše elitu, ubrzava metaboličke procese, vraća elastičnost i povećava elastičnost kože.

SASTOJCI: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. Laktobacili / sojin ekstrakt - pruža odličnu hidrataciju.
2. Ekstrakt riže - sadrži u svom sastavu antocijanin, vitamin C i β-karoten, koji pružaju jake antioksidativne funkcije.Ulje dobiveno od rižinih ljuski vlaži kožu i bori se protiv bakterija.
3. ekstrakt semena divlje soje - pomaže regeneraciju ćelija kože, deluje kao antioksidans, pomaže u poboljšanju ćelijskog metabolizma.
4. Indijski ekstrakt sezama - ima veći sadržaj selena, tokoferola i drugih antioksidansa od običnog sezama, što mu omogućava borbu protiv bora i jačanje elastičnosti kože.
5. ulje semena suncokreta godišnje - smiruje upalu i iritaciju kože.
6. Maslinovo ulje - usporava starenje kože, štiti je od UV vazduha. Ima antioksidativni efekat, omekšava i vlaži kožu, poboljšava imunološku funkciju.
7. HerbEk TM ekstrakt zelenog čaja (butilen glikol, voda, ekstrakt listova čaja (kamelija kineski) - ima antioksidativni, antiinflamatorni efekat, bori se protiv bora.

8. Ekstrakt lavande HerbExTM (voda, butilen glikol, ekstrakt uske lavande) - umiruje kožu, aktivira životni ciklus ćelija kože, omogućavajući im da se brže presele u novi sloj kože.

Značajke: krema za modeliranje protiv celulita koja se temelji na jedinstvenim prirodnim komponentama aktivira metaboličke procese, pomaže povećati čvrstinu i elastičnost kože, poboljšava protok limfe i dubinsku hidrataciju.

NAČIN UPOTREBE:

Prvi način: tuširajte se pomoću pilinga (na područjima tela gde namjeravate masirati). Nanesite kremu na problematična područja i masirajte pomoću EMS/RF masažera tela. Dovršite postupak masažom s LED terapijom. Raspodijelite ostatke kreme rukama i ostavite na koži dok se potpuno ne upije.

Druga metoda: nanesite proizvod na telo i rasporedite u kružnim pokretima. Nakon nanošenja osjetit ćete primjetnu toplinu na koži. Hodajte tapkanjem po problematičnim područjima (na primer, kukovima, trbuhu, leđima). Podstaknite cirkulaciju krvi stiskanjem kože rukama, pomicanjem na mesta koja zahtevaju korekciju. Ostavite ostatke kreme na koži dok se potpuno ne upije. Temeljito operite ostatke kreme iz ruku vodom.

MLEČNOSTI:
1. Da biste izbegli alergijske reakcije, preporučuje se testiranje proizvoda na unutrašnjoj strani lakta pre upotrebe. Prestanite da koristite ako postoji iritacija ili osip.
2. Nemojte koristiti kremu tokom trudnoće ili ako ste alergični na soju.
3. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
4. Izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.
5. Nakon upotrebe proizvoda, preporučuje se nanošenje SPF kreme za zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

PETIT RA KREMA ZA PODRUČJE OKO OČIJU

Sporo starenje

Poboljšava mikrocirkulaciju

Antioksidativna akcija

Zaglađuje bore

BRIGA: znaci starenja, tamni krugovi ispod očiju, bore.

PREDNOSTI: usporava starenje, poboljšava mikrocirkulaciju, antioksidativni efekat, promoviše regeneraciju kože, izbeljuje i ublažava bore.

SASTOJCI: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

AKTIVNI SASTOJCI:

1. Niacinamid - ova vrsta vitamina B3 ima izvrstan efekat izbjeljivanja, također smanjuje vidljivost povećanih pora, vlaži kožu i sprečava pojavu pigmentnih fleka.
2. STEMiNTM, okruženje uslovljeno ljudskim matičnim ćelijama, poboljšava podmlađivanje kože kroz masti matičnih ćelija koje sadrže više od 50 različitih faktora rasta.
3. PDRN (polideoksiribonukleotidi) je građevni blok za popravak oštećene DNK iz ćelija kože povezanih sa starenjem. Kada se nanosi na kožu, pomaže suziti pore, zagladiti bore i regenerirati kožu.
4. hidrolizovani kolagen - povećava elastičnost i gustinu kože, snabdevajući ga vlagom.
5. HerbExTM Hyaluron (butilen glikol, voda, natrijev hijaluronat crosspolimer) - Hijaluronska kiselina ima sposobnost da zadrži zapremina molekula vode koji je 1000 puta veći od sebe, tako da igra veliku ulogu u zaštiti kože, vlaži, podmazuje i jača.

6. Eosidin® (propanediol, voda, ekstrakt mandarinskog unshiu pilinga) je jedinstveni kompleks koji ima protivupalno delovanje, zahvaljujući antioksidansima i flavonoidima sadržanim u citrusima.
7. LotusStem TM (butilen glikol, voda, Andrographis paniculata ekstrakt) aktivira ćelijsku podelu.
8. Super Centella (Madekaskozid, Asiatikozid) - podstiče brzu staničnu reprodukciju i sintezu kolagena u području oštećenja.To je vrlo efikasno protiv iritacije, upale, podstiče regeneraciju kože povezane s dobi.
9. SUPER EGF (EGF - epidermalni faktor rasta, sh-oligopeptid-1) - peptidi s epidermalnim faktorom rasta doprinose reprodukciji fibroblasta koji sadrže kolagen i njeguju kožu.
10. AcePep-6TM (acetilheksapeptid-8) - ova komponenta je prepoznata kao efikasna zamjena za Botox (Botoksin), savršeno deluje kao sredstvo za borbu protiv bora. Osim toga, smanjuje tragove bora slabljenjem kontrakcija mišića.
11. adenozin - deluje kao sredstvo za kontrolu protivupalno i bora, stimuliše sintezu kolagena i povećava elastičnost kože, kao i njenu propustljivost.

Krema za pomlađivanje sadrži prirodne mikroiglice slatkovodnih spužvi (spicule) koje otvaraju tisuće mikrokanala u koži, što omogućava da aktivni sastojci kreme prodru u najdublje slojeve kože i daju vidljiv efekat podizanja.

NAČIN UPOTREBE:
1. alat se preporučuje da se koristi u ciklusima od 3 do 10 dana sa intervalom od 1 do 2 nedelje.
2. Nanesite malu količinu proizvoda na suhu i očišćenu kožu: od unutrašnjeg dela oka do sljepoočnica - prvo uzduž donjeg dela, a zatim uzduž gornjih orbitalnih kostiju.
3. Rasporedite kremu i masažu jastučićima za prste.

MLEČNOSTI:
1. Da biste izbegli alergijske reakcije, preporučuje se testiranje proizvoda na unutrašnjoj strani lakta pre upotrebe. Prestanite da koristite ako postoji iritacija ili osip.
2. Nemojte nanositi proizvod na oštećena područja kože.
3. izbegavajte direktan kontakt sa očima. ispirati toplom vodom ako uđete u oči.
4. Nakon upotrebe proizvoda, preporučuje se nanošenje SPF kreme za zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.

SKLADIŠTENJE: čuvati u zatvorenom pakiranju na temperaturi od +5 ° do +25 ° C od izravne sunčeve svetlosti, na nedostupnom mestu za djecu.

OBUJAM: 2 pakovanja od 10 g svaki.



DODACI ISHRANI



A + E COMPLEX

KOMPLEKS VITAMINA A I E (MEKE KAPSULE, 700 mg)

Podržava funkciju kostiju, mišića i nervnog sistema

Podržava normalan metabolizam

Podržava imunitet

Zdrava kosa, koža i nokti

Zabrinutost: suvoća i piling kože, krhki nokti i gubitak prirodnog sjaja noktiju ploča, slabost, oštećen imunitet.

SASTOJCI: DL-alfa-tokoferil acetat (vitamin E), Rafinirano biljno ulje (suncokret), Ljuska kapsule (želatin, glicerol (zadebljanje), voda), Vitamin A.

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
- Vitamin A - 2,6 mg
- Vitamin E - 100 mg

Pravci za upotrebu: tokom obroka, pranje vodom.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1 puta dnevno Kako bi se izbjegao razvoj hipervitaminoze A i E, ne sme se prekoračiti preporučena doza.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 KAPSULA):
Vitamin A - 325%
Vitamin E - 1000%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 2-3 nedelje. Ponovite 3-4 puta godišnje u razmacima od 1-2 mjeseca.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Preosetljivost, hipervitaminoza A i E, dob do 18 godina, trudnoća i dojenje.
2. Uz ekstremni oprez u: tireotoksikozi, kolecistitisu, u uslovima praćenim povećanom vaskularnom propusnošću (CHF, kronični glomerulonefritis itd.), kao i u cirozi jetre, virusnog hepatitisa, zatajenja bubrega, alkoholizma, u starosti, s hipoprotrombinemijom.

Tip elementa: rastvorljiv u mastima.

Međusobno komplementarni elementi: koenzim K10, gvožđe, cink, vitamin C.

Konfliktni elementi: antikoagulans. Kada se kombinuje sa vitaminima rastvorljivim u vodi, držite interval od 2-3 sata.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



ALPHA LIPOIC ACID

ALFA-LIPOIC KISELINA (CELULOZNE KAPSULE, 450 mg)

Podržava kardiovaskularno i zdravlje jetre

Upravljanje težinama i podrška metabolizma

Sporo starenje

Kontrola šećera u krvi

Zabrinutost: kršenje metabolizma ugljenih hidrata i lipida, oksidacioni stres, umor i gubitak energije, spor metabolizam.

SASTOJCI: Mikrokristalna celuloza (nosilac), Maltodekstrin (nosilac), Alfa-lipoična kiselina, Želatinska kapsula, Silikonski dioksid (sredstvo protiv zgrudnjavanja).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
Alfa-lipoična kiselina - 100 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu 1 put dnevno uz obrok.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 KAPSULA):
Alfa-lipoična kiselina - 333%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. individualna netolerancija na komponente.
2. Trudnoća i dojenje.

Tip elementa: masna kiselina.

Međusobno komplementarni elementi: koenzim K10, gvožđe, cink, vitamin C.

Konfliktni elementi: lekovi za smanjenje nivoa šećera u krvi, gvožđe.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



ARTHRO ACTIVE

SLOŽENI KOMPLEKS PODRŠKE (HARD GELATIN KAPSULE, 450 mg)

Tendon i oporavak ligamenta nakon povrede ili operacije

Poboljšava pokretljivost zglobova

Podržava popravku hrskavice

Jača koštano tkivo

BRIGA: nelagodnost i bol u zglobovima, ukočenost pokreta, uništavanje hrskavice tkiva.

SASTOJCI: Metilsulfonilmetan, Hidrolizovani riblji kolagen, Ljuska kapsule (želatin), L - askorbinska kiselina (vitamin C), astaksantin.

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
- Metilsulfonilmetan - 250 mg
- Kolagen - 167,5 mg
- Vitamin C - 22,5 mg
- Astaksantin - 0,5 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 2 kapsule 2 puta dnevno uz obrok, s vodom.

PREPORUČENA DOZA: 4 kapsule dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI **(4 KAPSULE):**
- Methilsulfonilmetan - nije uspostavljena.
- Kolagen - nije uspostavljena.
- Vitamin C - 90%
- Astaksantin - 100%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mjesec (4 nedelje). Po potrebi ponovite uzimanje nakon 3-4 nedelje.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 80.

KONTRAINDIKACIJE:
1. individualna netolerancija na komponente.
2. Trudnoća i dojenje.

VRSTA SASTOJKA:
- Metilsulfonilmetan je prirodna organska supstanca koja sadrži sumpor.
- Kolagen je rastvorljiv u vodi.
- Vitamin C je rastvorljiv u vodi.
- Astaksantin je rastvorljiv u mastima.

Međusobno komplementarni elementi: omega-3, vitamin D, kalcijum

Konfliktni elementi: antikoagulanti. Dodatak se apsorbuje manje dobro kada se uzima zajedno sa NSAIL.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



B-COMPLEX

VITAMINSKI KOMPLEKS (HARD GELATIN KAPSULE, 360 mg)

Podržava energetski metabolizam

Podrška nervnog sistema

Zdrava kosa, koža i nokti

Podržava srce i krvne sudove

Zabrinutost: umor, slabost, ukočenost udova, anksioznost, problemi sa kožom, kosom i sluzokožom.

SASTOJCI: Mikrokristalna celuloza (nosilac), Ljuska kapsule (želatin), Vitamin B8 (inozitol), Vitamin B3 (nikotinamid), Vitamin B5 (kalcijum D-pantotenat), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B6 (piridoksin hidrohlorid), Vitamin B1 (tiamin hidrohlorid), Vitamin B12 (cijanokobalamin), Vitamin B9 (folna kiselina), Vitamin B7 (biotin).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
- Vitamin B8 - 50 mg
- Vitamin B3 - 30 mg
- Vitamin B5 - 8 mg
- Vitamin B2 - 4 mg
- Vitamin B6 - 4 mg
- Vitamin B1 - 3 mg
- Vitamin B9 - 0,4 mg

Vitamin B7 - 0,15 mg
- Vitamin B12 - 0,002 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu 1 put dnevno uz obrok.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI **(1 KAPSULA):**
Vitamin B8 - 10%
Vitamin B3 - 166,7%
Vitamin B5 - 133,3%
Vitamin B2 - 250%
Vitamin B6 - 200%
Vitamin B1 - 214%
Vitamin B9 - 200%
Vitamin B7 - 300%
Vitamin B12 - 200%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. individualna netolerancija na komponente.
2. Trudnoća i dojenje.

Tip elementa: rastvorljiv u vodi.

Međusobno komplementarni elementi: magnezijum, vitamin C, cink, gvožđe, kalcijum, probiotici.

Konfliktivni elementi: kofein.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



BIOTIN

BIOTIN (HARD GELATIN KAPSULE, 385 mg)

Stimuliše rast kose

Jača kožu, kosu i nokte

Pomaže u održavanju stabilnog šećera u krvi

Zabrinutost: proređivanje i gubitak kose, krhkost i slojevitost noktiju, suvoća, piling kože.

SASTOJCI: Mikrokristalna celuloza (nosilac), Želatinska kapsula (želatin, cink oksid - bojenje), Biotin (vitamin B7), Kalcijum stearat (sredstvo protiv zgrudnjavanja).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
Biotin (vitamin B7): 5000 mcg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu 1 put dnevno uz obrok.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 KAPSULA):
Biotin (vitamin B7) - 10000%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na komponente proizvoda.
2. Trudnoća i period dojenja.
3. otkazivanje bubrega.

Tip elementa: rastvorljiv u vodi.

Međusobno komplementarni elementi: B vitamini, cink, selen, magnezijum.

Konfliktivni elementi: visoke doze vitamina C.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



CHLOROPHYLL

HLOROFIL (TEČNI KONCENTRAT, 500 ml)

Antibakterijski efekat

Podržava imunitet

Podržava funkciju varenja

Podmlađivanje i detoksikacija

BRIGA: kršenje gastrointestinalnog trakta, kršenje imuniteta.

SASTOJCI: Prečišćena voda, Vektorol od povrća (zadebljanje), Dvenaest 60 (emulgator), Bakarni kompleksi hlorofilina (bojenje prirodne hrane), Kalijum sorbat (konzervan), Prirodno ulje peppermint.

SADRŽAJ AKTIVNE SUPSTANCE U 1 porciji (15 ml):
- **Hlorofil - 50 mg**
- **Bakar - 2 mg**

SMERNICE ZA UPOTREBU: kašika (15 ml), razblažena u 100 ml vode ili soka, 1 put dnevno 30 minuta pre obroka.

PREPORUČENA DOZA: 1 porcija (15 ml) 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (15 ml):
- **hlorofil - 50%**
- **Bakar - 200%**

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

OBUJAM: 500 ml.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na komponente proizvoda.
2. Trudnoća i period dojenja.
3. Bolesti povezane sa viškom bakra u telu.

Tip elementa: rastvorljiv u vodi.

Međusobni elementi: B vitamini, vitamin C, probiotici.

Konfliktivni elementi: kalcijum, visoke doze gvožđa.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



CHROMIUM PICOLINATE

KROMOV PIKOLINAT (CELULOZNE KAPSULE, 410 mg)

Smanjuje želju za šećerom

Težina i metabolički podrška

Vitamin C za optimalnu apsorpciju

BRIGA: kršenje ugljenih hidrata i metabolizma lipida, odložen metabolizam, poremećaji jetre, povećan nivo holesterola.

SASTOJCI: Mikrokristalna celuloza (nosilac), Celulozna kapsula (hidroksipropilmetilceluloza), L - askorbinska kiselina (vitamin C), Hrom pikolinat.

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
- Vitamin C - 60 mg
- Hrom (III) - 250 µg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu 1 put dnevno, ujutru uz obrok, s vodom.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 KAPSULA):
- **Vitamin C - 100%**
- **Hrom (III) - 500%**

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. individualna netolerancija na komponente.
2. Trudnoća i period dojenja.
3. Proizvod nije namenjen osobama mlađim od 18 godina.

VRSTA SASTOJKA:
Hrom je mineral.
- Vitamin C je rastvorljiv u vodi.

Međusobno komplementarni elementi: alfa-lipoična kiselina, koenzim K10, B vitamini, omega-3, magnezijum.

Konfliktni elementi: lekovi za smanjenje nivoa šećera u krvi, antikoagulanti, hipotenzivni lekovi.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



COENZYME Q10 — 100 MG

KOENZIME K10, 100 mg (HARD GELATIN KAPSULE, 450 mg)

Sporo starenje

Jača telo

Podržava regeneraciju i lečenje

BRIGA: promene vezane za uzrast, smanjena tolerancija na opterećenja, slabost mišića, povećan umor, smanjene performanse.

SASTOJCI: Karboksimetil celuloza (nosilac), Ubikinone (koenzim K10), Kapsula (želatin, prečišćena voda za piće).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
Koenzim K10 - 100 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte po mogućnosti ujutru uz obrok. Hrana koja sadržava masti može poboljšati apsorpciju koenzima Q10.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 KAPSULA):
Koenzim Q10 - 333%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) Ponovite 3-4 puta godišnje u intervalima od 1-2 meseca.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na komponente proizvoda.
2. Trudnoća i period dojenja.
3. čir na želucu, gastritis sa visokom kiselošću.
4. Koenzim Q10 može smanjiti nivo krvnog pritiska, preporučuje se koristiti s oprezom za hipotenzivne pacijente.Ova supstanca može smanjiti već nizak pritisak.

Tip elementa: rastvorljiv u mastima.

Međusobno komplementarni elementi: vitamini C, E, Omega-3, alfa-lipoična kiselina i mangan.

Konfliktni elementi: Antikoagulansi, antihipertenzivni lekovi, određeni lekovi za dijabetes i smanjenje kolesterola u kombinaciji s koenzimom Q10 mogu uzrokovati jaku bol u mišićima.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



GINSENG

NEOVITIN FORTE (TABLETE, 750 mg)

Podržava imunitet

Podržava zdravlje muškaraca

Podržava funkciju i performanse mozga

Stimuliše proizvodnju antioksidativnog enzima

BRIGA: promene vezane za uzrast, povećan umor, smanjena efikasnost, prevencija hipotenzije, smanjen imunitet.

SASTOJCI: Mikrokristalna celuloza (punjenje), Ekstrakt ginsenga, Biljno-izvedeni kalcijum stearat (Agent protiv zgrudnjavanja), Rutin (vitamin P), Nikotinamid (vitamin PP), Ginseng biomasa.

SADRŽAJ AKTIVNE SUPSTANCE U 1 TABLETI:
- **Panakoside - 3 mg**
- **Rutin - 2 mg**
- **Nikotinamid - 2 mg**

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 tabletu 3 puta dnevno uz obrok. Nemojte uzimati uveče.

PREPORUČENA DOZA: 1 tableta 3 puta dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (3 TABLETE):
Panakoside - nije uspostavljena.
- **Rutin - 23%**
- **Nikotinamid - 30%**

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 2-3 nedelje, ako je potrebno, ponovite za 1 mesec.

BROJ TABLETA U PAKIRANJU: 90 jedinica.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na komponente proizvoda.
2. Trudnoća i period dojenja.
3. Nemojte uzimati uveče.
4. Povećana nervozna ekscitabilnost, nesanica.
5. Povećan krvni pritisak, srčani poremećaji.
6. teška katastrofa.
7. otkazivanje bubrega.

Tip elementa: Ginseng ćelija kultura.

Međusobni elementi: vitamini C, E.

Konfliktni elementi: antikoagulanti, hipotenzivni lekovi.

ROK TRAJANJA: 3 godine.



GLUCOSAMINE

GLUKOSAMIN SA HONDROJTINOM (HARD GELATIN KAPSULE, 1100 mg)

Smanjuje upalu zglobova

Poboljšava fleksibilnost zglobova i mobilnost

BRIGA: nelagodnost i bol u zglobovima, ukočenost pokreta.

SASTOJCI: Glukozamin hidrohlorid, hondroitin sulfat, Ljuska kapsule (želatin, titan dioksid (boja)), Magnezijum stearat (sredstvo protiv zgrudnjavanja).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
- **Glukozamin - 465 mg**
- **Chondroitin - 360 mg**

Pravci za upotrebu: tokom obroka, pranje vodom.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 3 puta dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (3 KAPSULE):
- **Glukozamin: 199 %**
- **Kondroitin: 180 %**

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mjesec (4 nedelje). Ciklus uzimanja može se ponoviti nakon pauze od 2 nedelje.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Preosetljivost na glavne i pomoćne komponente proizvoda.
2. Proizvod se ne sme preporučiti osobama alergičnima na školjkaše jer se aktivna supstanca (glukozamin) dobija iz školjkaša i rakova.
3. godina detinjstva.
4. Trudnoća i period dojenja.

Tip elementa: rastvorljiv u vodi.

Međusobni dopunjavanje elementi: omega-3, vitamin D, kalcijum.

Konfliktni elementi: antikoagulanti, glukozamin se još više apsorbuje kada se uzima sa NSAIL-om.

ROK TRAJANJA: 3 godine



IRON CHELATE

KELAT GVOŽĐA (20 ŠUMEĆIH TABLETA U TUBI, 3,8 g)

Smanjuje umor i povećava performanse

Podržava aktivnost imunog sistema

Održava normalne nivoe gvožđa, feritina i hemoglobina

BRIGA: slabost, pospanost, povećan umor, smanjen apetit.

SASTOJCI: glukoza, Anhidrovani limunska kiselina (regulator kiselosti), Natrijum bikarbonat (regulator kiselosti), Gvožđe Bisglicinat, Prirodni ukus jabuke, Polietilen glikol (stabilizator), Aspartam (zaslađivač). Sadrži izvor fenilalanin.

SADRŽAJ AKTIVNE SUPSTANCE U 1 TABLETI:
Gvožđe - 14 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte ujutru natašte ili za ručak, s vodom, sokom od jabuke ili sokom od naranče.

PREPORUČENA DOZA: 1 tableta 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 TABLETA):
Gvožđe - 100%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) Ponovite 3-4 puta godišnje u intervalima od 1-2 meseca.

BROJ TABLETA U PAKIRANJU: 20 komada.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Anemija koja nije uzrokovana nedostatkom gvožđa.
2. Znaci preopterećenja gvožđa (hemosideroza, hemohromatoza).
3. pogoršanje procesa upotrebe gvožđa.
4. Prvo tromjesečje trudnoće.
5. povećana osetljivost na aktivnu supstancu.

Tip elementa: mineral.

Međusobno komplementarni elementi: vitamini A, B3, C, bakar, folna kiselina.

Konfliktni elementi: cink, magnezijum, hrom, kalcijum, vitamin E.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

HELATIRANO GVOŽĐE (CELULOZNE KAPSULE, 450 mg)

Smanjuje umor i povećava performanse

Podržava aktivnost imunog sistema

Održava normalne nivoe gvožđa, feritina i hemoglobina

BRIGA: slabost, pospanost, povećan umor, smanjen apetit.

SASTOJCI: Mikrokristalna celuloza (nosilac), Gvožđe bisglicinat, želatin, Askorbinska kiselina (vitamin C), Bakarni glukonat, Silikonski dioksid (sredstvo protiv zgrudnjavanja), Cianokobalamin (vitamin B12).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
- Gvožđe - 14 mg
- Bakar - 1.5 mg
- Vitamin C - 60 mg

Vitamin B12 - 4,5 µg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte ujutru.

PREPORUČENA DOZA: muškarci 1 kapsula dnevno, žene 2 kapsule dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI **(1 KAPSULA):**
1 kapsula
- Gvožđe - 143%
- Bakar - 150%
- Vitamin C - 100%

Vitamin B12: 450 %. 2 kapsule.
- Gvožđe - 286%
- Bakar - 300%

Vitamin C - 200%
Vitamin B12 - 900%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) Ponovite 3-4 puta godišnje u intervalima od 1-2 meseca.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Anemija koja nije uzrokovana nedostatkom gvožđa.
2. Znaci preopterećenja gvožđa (hemosideroza, hemohromatoza).
3. pogoršanje procesa upotrebe gvožđa.
4. Prvo tromjesečje trudnoće.
5. povećana osetljivost na aktivnu supstancu.

Vrsta elemenata: vitamini i minerali.

ROK TRAJANJA: 3 godine.



KELP SEA IODINE

Jod iz morske kelp (tablete, 700 mg)

Reguliše proizvodnju sebuma

Antioksidativna akcija

Podržava regeneraciju tkiva

Podržava proizvodnju polnog hormona

BRIGA: promene vezane za uzrast, smanjen imunitet, hormonski poremećaji.

SASTOJCI: L - tirozin, Sušena kelp (prah), Mikrokristalna celuloza (E460i, nosač), Selenometionin.

SADRŽAJ AKTIVNE SUPSTANCE U 1 TABLETI:
- **Jod - 400 µg**
- **Tirozin - 330-380 mg**
- **Selen - 65 µg**

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 tabletu 2 puta dnevno uz obrok.

PREPORUČENA DOZA: 1 tableta 2 puta dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI **(2 TABLETE):**
- Jod - 533%
- Tirozin - 15.7-17.3%

Selen - 173% za muškarce, 236% za žene

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može nastaviti ako je potrebno.

BROJ TABLETA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na komponente proizvoda.
2. Trudnoća i period dojenja.
3. Stanja kod kojih su pripravci s jodom kontraindicirani.
4. hipertireoza.
5. Subakutni tiroiditis.
6. bubrežna i jetrena insuficijencija.

Tip elementa: mikronutrijent.

Međusobno komplementarni elementi: B vitamini, magnezijum, cink.

Elementi sukoba: antioksidanti.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



KRILL OIL

KRIL ULJE (SOFTGELS, 700 mg)

Zdrava koža, nokti i kosa

Podržava funkciju mozga

Srce i vaskularno zdravlje

Podržava imunitet

Zabrinutost: krhki nokti i kosa, tupa koža, umor, smanjen imunitet, pogoršanje pažnje i pamćenja.

SASTOJCI: Atlantsko ulje, školjka (želatinsko govođe meso, sredstvo za zadržavanje vlage glicerin, prečišćena voda).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
- Kril ulje - 500 mg
- EPA - 60 mg
- DHA - 30 mg
- Astaksantin - 150 µg
- Fosfolipidi - 100 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu 3 puta dnevno uz obrok.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 3 puta dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI **(3 KAPSULE):**
Kril ulje - nije uspostavljena.
- EPA - 30%
- DHA - 12.9%
- Astaksantin - 22.5%
- Fosfolipidi - 4,3%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 90 jedinica.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Alergijske reakcije na morske plodove.
2. Deca mlađa od 3 godine.
3. individualna netolerancija na supstance koje čine proizvod.
4. poremećaj krvarenja ili zgrušavanja krvi.
5. bronhijalna astma.

6. bolest jetre.
7. razne patologije gastrointestinalnog trakta u akutnom ili hroničnom periodu.
8. Postoperativno vreme.
9. Oni koji su podvrgnuti periodu rehabilitacije nakon operacije ili imaju povrede različitih etiologija, preporučuje se konzultirati lekara pre početka ili nastavka uzimanja kril ulja.

VRSTA SASTOJKA: VIŠESTRUKO NEZASIĆENE MASNE KISELINE (PUFA).

Međusobno komplementarni elementi: kolagen, kalcijum, magnezijum, koenzim K10, lecitin, vitamini A, E, B, C, D.

Interakcije: Smanjuje bioraspoloživost gvožđa, bakra i cinka. Uzimajte u razmaku od 2-3 sata.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



L-CARNITINE

L-KARNITIN (HARD GELATIN KAPSULE, 840 mg)

Smanjuje umor

Poboljšava metabolizam

BRIGA: brz umor, smanjena efikasnost, prekomerna težina, težak oporavak nakon fizičkog napora.

SASTOJCI: L-karnitin tartrat, Ljuska (želatin, bojanje hrane (titanijum dioksid)), Magnezijum stearat (sredstvo protiv zgrudnjavanja).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
L - karijes - 540 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte ujutru natašte, s toplom ili hladnom vodom.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 KAPSULA):
L - karnitin - 180%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 4-6 nedelja. Ciklus uzimanja može se ponoviti nakon pauze od 2-8 nedelja.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na komponente proizvoda.
2. Trudnoća i period dojenja.
3. hipotiroidizam.

Tip elementa: aminokiselina.

Međusobni dopunjavajući elementi: omega-3.

Konfliktni elementi: antikoagulanti, visoke doze kalcijuma i gvožđa.

ROK TRAJANJA: 3 godine.



LIPOSOMAL VITAMIN C

LIPOSOMSKI VITAMIN C (HARD GELATIN KAPSULE, 700 mg)

Podržava imunitet

Antioksidativna akcija

Podržava normalne oksidacione procese

BRIGA: smanjena efikasnost, letargija, slabost, pospanost, smanjena otpornost na infekcije, usporavanje oporavka kod različitih bolesti.

SASTOJCI: Natrijum askorbat (E301), Mikrokristalna celuloza (E460i, nosač), Rutin (japanski Sophora ekstrakt (latinski Sophorae Japonica), kalcijev stearat (E470a, stabilizator), liposomski vitamin C u prahu, kapsula (hidroksipropilmetilceluloza (E464, zgušnjivač) ili želatina).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
- **Vitamin C - 500 mg**
- **Rutin - 25 mg**

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu 1 put dnevno uz obrok.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 KAPSULA):
- **Vitamin C - 833 odsto**
- **Rutin - 83%**

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može nastaviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na komponente proizvoda.
2. nefrolitijaza.
3. hemohromatoza (višak gvožđa).
4. Velike doze ne preporučuju se osobama s pojačanim zgrušavanjem krvi, tromboflebitisom ili sklonošću trombozi, kao ni kod šećerne bolesti ili drugih stanja s povišenim šećerom u krvi.

Tip elementa: rastvorljiv u vodi.

Međusobni elementi: vitamini A, E, B5, B9.

Konfliktivni elementi: vitamini B1, B12, bakar.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



MAGNESIUM CHELATE + B6

HLAĆANI MAGNEZIJUM + B6 (HARD GELATIN KAPSULE, 870 mg)

Smanjuje nervni sistem ekscitabilnost

Pomaže u sprečavanju grčeva mišića

Podržava normalnu kardiovaskularnu funkciju

Povećava izdržljivost i performanse

BRIGA: povećana razdražljivost, oštećenje memorije, poremećaji spavanja, konvulzije, slabost mišića, poremećaji srčanog ritma, vrtoglavica.

SASTOJCI: Magnezijum bisglicinat (helat), Mikrokristalna celuloza (nosilac), Želatinska kapsula, Piridoksin hidrohlorid (vitamin B6).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
- **Magnezijum - 104 mg**
- **B6 - 1.5 mg**

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 2 kapsule 2 puta dnevno uz obrok.

PREPORUČENA DOZA: 4 kapsule dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (4 KAPSULE):
Magnezijum - 104%
- **B6 - 300%**

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 80.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Preosetljivost na aktivne supstance.
2. Trudnoća i period dojenja.
3. teška bubrežna insuficijencija (kreatin klirens manje od 30 ml / min).
4. Deca mlađa od 6 godina (efikasnost i bezbednost nisu utvrđene).
5. nasledna galaktoemija, sindrom malapsorpcije glukoze i galaktoze ili nedostatka laktaze (zbog prisustva laktoze u sastavu proizvoda).
6. istovremena administracija levodope.

VRSTA SASTOJKA:
Magnezijum je mineral.
• B6 je vitamin rastvorljiv u vodi.

Međusobni elementi: vitamini B2-B12, D.

Konflikt Elementi: vitamini B1, E, gvožđe, fosfor, visoka doza kalcijuma, neki antibiotici (tetraciklin).

ROK TRAJANJA: 2 godine.



MAGNESIUM 4.0

KOMPLEKS MAGNEZIJUMA (CELULOZE KAPSULE, 876 mg)

Duboka podrška za opuštanje i stres

Funkcija energije i mišića

Podržava srce i krvne sudove

Probavno zdravlje i nežno čišćenje

BRIGA: povećana razdražljivost, oštećenje memorije, poremećaji spavanja, konvulzije, slabost mišića, poremećaji srčanog ritma, vrtoglavica.

SASTOJCI: Magnezijum citrat, magnezijum bisglicinat, Biljna kapsula (hidroksipropilmetilceluloza nosač), magnezijum malat, magnezijum taurat, paradajz voće u prahu, Magnezijum sol stearinske kiseline (sredstvo protiv zgrudnjavanja), Piridoksal-5-fosfat.

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
- **Magnezijum - 100 mg**
- **B6 - 0,25 mg**

SADRŽAJ SASTOJAKA (mg) U 1 KAPSULI	
Magnezijum citrat 365	
Magnezijum bisglicinat 146	
Magnezijum malat 110	
Magnezijum taurate 110	

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu 2 puta dnevno uz obrok.

PREPORUČENA DOZA: 2 kapsule dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (2 KAPSULE):
- **Magnezijum - 50%**
- **B6 - 30%**

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. individualna netolerancija na komponente.
2. U trudnoći i tokom dojenja uzimajte prema preporuci i pod nadzorom lekara.

VRSTA SASTOJKA:
Magnezijum je mineral.
• B6 je vitamin rastvorljiv u vodi.

Međusobni elementi: vitamini B2-B12, D.

Konflikt Elementi: vitamini B1, E, gvožđe, fosfor, visoka doza kalcijuma, neki antibiotici (tetraciklin).

ROK TRAJANJA: 3 godine.



MEN'S FORMULA

KOMPLEKS MULTIVAMINA ZA MUŠKE (KAPSULE ZA CELULOZU, 580 mg)

Ispravlja vitamin i mineralne nedostatke.

Podržava vitalnost i energiju

Podržava nervni sistem i spoznaju

Podržava zdravlje muškaraca

Antioksidativna zaštita i imunološka podrška

Jača kosti i zube

BRIGA: smanjen imunitet, opšta slabost, povećana razdražljivost, oštećenje memorije, poremećaji spavanja.

SASTOJCI: Magnezijum citrat, L - askorbinska kiselina (vitamin C), Hidroksipropilmetilceluloza (kapsula), Kalcijum karbonat, Inozitol, Bioflavonoidi citrusa, Kalijum citrat, Ekstrakt ginsenga, Soja Isoflavones, Silikonski dioksid (sredstvo protiv zgrudnjavanja), Cink citrat, Nikotinamid (niacin), Magnezijum stearat (sredstvo protiv zgrudnjavanja), DL - alfa-tokoferol (vitamin E), Riboflavin (vitamin B2), Tiamin hidrohlorid (vitamin B1), Piridoksin hidrohlorid (vitamin B6), D - Kalcijum pantotenat (pantotenska kiselina), Magnezijum glukonat, Bakarni glukonat, likopen, Kalcijum L-metilfolat (folna kiselina), Hrom pikolinat, D - biotin (vitamin B7), Retinol (vitamin A), Kalijum jodid, molibden glicinat, L - selenometionin, Metilkobalamin (vitamin B12), Kolekalciferol (vitamin D3).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:

- Vitamin A - 0,055 mg
- Vitamin C - 100 mg
- Vitamin D3 - 0,0035 mg
- Vitamin E - 3,33 mg
- Vitamin B1 - 2,5 mg
- Vitamin B2 - 3.0 mg

Vitamin B3 - 6,67 mg

- Vitamin B6 - 2.0 mg
- Folna kiselina - 0,3 mg
- Vitamin B12 - 0,0045 mg
- Biotin - 0,075 mg
- Pantotenska kiselina - 2.0 mg
- Kalcijum - 100 mg
- Magnezijum - 133.3 mg
- Cink - 6.67 mg
- Selen - 0,02 mg
- Bakar - 0,5 mg
- Mangan - 0,67 mg
- Hrom - 0.125 mg

• Molibden - 0,02 mg
• Inozitol - 33,3 mg
• Soja izoflavoni - 8.35 mg
• Likopen - 0,33 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu 2 puta dnevno u prvoj polovici dana.

PREPORUČENA DOZA: 2 kapsule dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI **(2 KAPSULE):**
• Vitamin A - 14%
Vitamin C - 33%
Vitamin D3 - 140%
Vitamin E - 66%
Vitamin B1: 357 %
Vitamin B2: 375 %
Vitamin B3 - 74%
Vitamin B6 - 200%
Folna kiselina - 300%
Vitamin B12 - 900%
• Biotin - 300%
• Pantotenska kiselina - 67%
• Kalcijum - 20%
• Magnezijum - 67%
• Cink - 89%
• Selen - 57%
• Bakar - 100%
• Mangan - 67%
• Hrom - 500%
• Molibden - 57%
• Inozitol - 13%
• Soja izoflavoni - 33%
• Likopen - 13%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Individualna nepodnošljivost sastojaka dodatka ishrani.
2. Povećana nervozna ekscitabilnost, nesanica.
3. povećan krvni pritisak, kršenje ritma srčane aktivnosti, teške ateroskleroze.
4. Nemojte uzimati uveče.

Vrsta elemenata: vitamini i minerali.

ROK TRAJANJA: 3 godine.



NMN

NMN (CELULOZNE KAPSULE, 550 mg)

Nega protiv starenja

Podržava ćelijsku popravku

Stimuliše proizvodnju energije

Povećava metabolizam

BRIGA: promene vezane za uzrast, nedostatak energije i performansi, odloženi metabolizam.

SASTOJCI: Nikotinamid mononukleotid (NMN), Hidroksipropilmetilceluloza (školjka kapsule), Mikrokristalna celuloza (nosilac), kvercetin, Resveratrol, Magnezijum stearat (sredstvo protiv zgrudnjavanja), Vitamin B12 (metilkobalamin).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
NMN (nikotinamid mononukleotid) - 250 mg
- Kvercetin - 50 mg
- Resveratrol - 50 mg
- Vitamin B12 (metilkobalamin) - 8 µg

UPUTSTVA ZA UPOTREBU: Uzimajte po mogućnosti ujutru natašte. Tako se izbjegavaju smetnje spavanja jer dodatak podstiče središnji nervni sistem i proizvodnju energije.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI
(1 KAPSULA):
NMN (nikotinamid mononukleotid) - nije uspostavljen.
- Kvercetin - 167%
- Resveratrol - 167%

Vitamin B12 (metilkobalamin) - 800%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. individualna netolerancija na komponente.
2. Trudnoća i period dojenja.
3. Nemojte uzimati uveče.

DOBNE PREPORUKE: Dodatak se može uzeti od 18 godina, ali postaje posebno važan za telo u dobi od 35-40 godina.

VRSTA KAPSULE: HPMC kapsule.

Međusobno komplementarni elementi: U kombinaciji sa resveratrolom, kvercetinom, B vitaminima i koenzimom K10.

ROK TRAJANJA: 3 godine.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

OMEGA-3 + D3 (MEKE KAPSULE, 700 mg)

Podržava mišićno-koštano zdravlje

Podržava imunitet

Poboljšava performanse

Podržava normalan nivo holesterola

Podržava normalnu kardiovaskularnu funkciju

BRIGA: suva koža, oči, redovni umor, smanjene performanse, problemi sa imunitetom, krhke kosti, slabost.

SASTOJCI: Okeansko riblje ulje, Ljuska (želatin, sredstvo za zgušnjavanje viklerola, voda), Vitamin D3 (holekalciferol), Mešani tokoferoli (antioksidansi).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
• Višestruko nezasićene masne kiseline omega-3: 450 mg
Omega 3 - 350 mg (suma EPA i DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• Vitamin D3 - 0.025 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte u prvoj polovici dana, natašte ili pola sata nakon obroka, s toplom ili hladnom vodom.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1-2 puta dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI
(1 KAPSULA):
• Omega-3 PUFA - 22.5%
• EPA - 42%
• DHA - 14,3%
Vitamin D3 - 250%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) Ponovite 3-4 puta godišnje u intervalima od 1-2 meseca.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Alergijske reakcije na morske plodove.
2. Deca mlađa od 3 godine.
3. individualna netolerancija na supstance koje čine proizvod.

4. poremećaj krvarenja ili zgrušavanja krvi.
5. bronhijalna astma.
6. bolest jetre.
7. razne patologije gastrointestinalnog trakta u akutnom ili hroničnom periodu.
8. Postoperativno vreme.
9. Oni koji su podvrgnuti periodu rehabilitacije nakon operacije ili imaju povrede različitih etiologija, preporučujemo da se posavjetujete s lekarom pre početka ili nastavka prijema.
10. vitamin D hipervitaminoza.
11. hiperkalcijurija.
12., urolitijaza.
13. sarkoidoza.
14. akutne hronične bolesti jetre i bubrega, otkazivanje bubrega.
15. aktivni oblik plućne tuberkuloze.

Tip elementa: PUFA + vitamin rastvorljiv u mastima.

Međusobno komplementarni elementi: kolagen, kalcijum, magnezijum, fosfor, koenzim K10, lecitin, vitamini B, C, K2.

Interakcije: Omega-3 smanjuje bioraspoloživost gvožđa, bakra i cinka. Uzimajte u razmaku od 2-3 sata. Vitamin D3 uzajamno deluje s vitaminima A i E.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



OMEGA-3 90%

Omega-3 90% (SOFTGELS, 700 mg)

Podržava normalan nivo holesterola

Poboljšava performanse

Podržava normalnu kardiovaskularnu funkciju

BRIGA: suva koža, oči, redovni umor, smanjene performanse, problemi sa imunitetom, slabost.

SASTOJCI: Riblje ulje, Ljuska (želatin, sredstvo za zgušnjavanje viklerola, voda), Antioksidativna mešavina tokoferola (antioksidanata).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
• Višestruko nezasićene masne kiseline omega-3: 450 mg
Omega 3 - 350 mg (suma EPA i DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte u prvoj polovici dana, natašte ili pola sata nakon obroka, s toplom ili hladnom vodom.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1-3 puta dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (3 KAPSULE):
• **Omega-3 PUFA - 1350%**
• **EPA - 750%**
DHA - 300%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) Ponovite 3-4 puta godišnje u intervalima od 1-2 meseca.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Alergijske reakcije na morske plodove.
2. Deca mlađa od 3 godine.
3. individualna netolerancija na supstance koje čine proizvod.
4. poremećaj krvarenja ili zgrušavanja krvi.
5. bronhijalna astma.
6. bolest jetre.

7. razne patologije gastrointestinalnog trakta u akutnom ili hroničnom periodu.
8. Postoperativno vreme.
9. Oni koji su podvrgnuti periodu rehabilitacije nakon operacije ili imaju povrede različitih etiologija, preporučuje se konzultirati lekara pre početka ili nastavka uzimanja omega-3.

VRSTA SASTOJKA: VIŠESTRUKO NEZASIĆENE MASNE KISELINE (PUFA).

Međusobno komplementarni elementi: kolagen, kalcijum, magnezijum, koenzim K10, lecitin, vitamini A, E, B, C, D.

Interakcije: Smanjuje bioraspoloživost gvožđa, bakra i cinka. Uzimajte u razmaku od 2-3 sata.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



OMEGA-3 60% MINI

Omega-3 60% (SOFTGELS, 300 mg)

Suzbija stresne hormone

Podržava normalan nivo holesterola

Podržava normalnu funkciju srca

BRIGA: suva koža, oči, redovni umor i slabost, smanjene performanse, problemi sa imunitetom.

SASTOJCI: Riblje ulje, ljuske (želatin, glicerol zgušnjavanje, voda), Mešani tokoferoli (antioksidansi).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
• Višestruko nezasićene masne kiseline omega-3: 300 mg
Omega 3 - 275 mg (suma EPA i DHA)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte u prvoj polovici dana, natašte ili pola sata nakon obroka, s toplom ili hladnom vodom.

PREPORUČENA DOZA: 2 kapsule 1-3 puta dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (2 KAPSULE):
• Omega-3 PUFA - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) Ponovite 3-4 puta godišnje u intervalima od 1-2 meseca.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Alergijske reakcije na morske plodove.
2. Deca mlađa od 3 godine.
3. individualna netolerancija na supstance koje čine proizvod.
4. poremećaj krvarenja ili zgrušavanja krvi.
5. bronhijalna astma.
6. bolest jetre.

7. razne patologije gastrointestinalnog trakta u akutnom ili hroničnom periodu.
8. Postoperativno vreme.
9. Oni koji su podvrgnuti periodu rehabilitacije nakon operacije ili imaju povrede različitih etiologija, preporučuje se konzultirati lekara pre početka ili nastavka uzimanja omega-3.

VRSTA SASTOJKA: VIŠESTRUKO NEZASIĆENE MASNE KISELINE (PUFA).

Međusobno komplementarni elementi: kolagen, kalcijum, magnezijum, koenzim K10, lecitin, vitamini A, E, B, C, D.

Interakcije: Smanjuje bioraspoloživost gvožđa, bakra i cinka. Uzimajte u razmaku od 2-3 sata.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



PROBIOTIC COMPLEX

PROBIOTSKI KOMPLEKS SA VITAMINAMA (HARD GELATIN KAPSULE, 788 mg)

Podržava metabolizam i proizvodnju energije

Podržava imuni sistem

Antioksidativna zaštita

Podržava i obnavlja zdravu crevnu floru

BRIGA: poremećaji varenja, oslabljen imunitet, stres i povećana opterećenja, neuravnotežena ishrana.

SASTOJCI: maltodekstrin, Želatinska kapsula (želatin), L - askorbinska kiselina, Cink bisglicinat, Suvi tokoferil acetat 50%, Laktobacilus acidofilus, Bifido mitohondrije Longum subsp. Longum, Bifido kandidijaza životinja subsp. Laktis, nikotinamid, Magnezijum sol stearinske kiseline (sredstvo protiv zgrudnjavanja), Kalcijum pantotenat, Piridoksin hidrohlorid, riboflavin.

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
Lactobacillus acidophilus - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - $2*10^9$ CFU
- Vitamin C - 45 mg
- Cink - 12.3 mg
- Vitamin E - 10 mg
- Vitamin B3 - 18 mg
- Vitamin B5 - 5 mg
- Vitamin B6 - 2 mg
- Vitamin B2 - 1,6 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu 1 put dnevno uz obrok.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI **(1 KAPSULA):**
- Lactobacillus acidophilus - 4000%
- Bifido metafora longum subsp. longum - 400%
- Bifido kandidijaza životinja subsp. laktas - 400%
- Vitamin C - 75%
- Cink - 82%
- Vitamin E - 100%

Vitamin B3 - 100%
Vitamin B5 - 83%
Vitamin B6 - 100%
Vitamin B2 - 100%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. individualna netolerancija na komponente.
2. Trudnoća i dojenje.

ROK TRAJANJA: 3 godine.



VITAMIN C

VITAMIN C (20 ŠUMEĆIH TABLETA U TUBI, 3,8 g)

Podržava imunitet

Antioksidativna akcija

Podržava normalne oksidacione procese

BRIGA: smanjena efikasnost, letargija, slabost, pospanost, smanjena otpornost na infekcije, usporavanje oporavka kod različitih bolesti.

SASTOJCI: glukoza, Vitamin C (L-askorbinska kiselina), Regulatori kiselosti: natrijum bikarbonat, Anhidrovani limunska kiselina, Polietilen glikol stabilizator, Prirodni ukus "Narandžasta", Aspartam zaslađivač, Prirodne boje: Riboflavin. Sadrži šećer i zaslađivač. Sadrži izvor fenilalanin.

SADRŽAJ AKTIVNE SUPSTANCE U 1 TABLETI:
Vitamin C - 900 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte ujutru 30 minuta pre doručka, s vodom.

PREPORUČENA DOZA: 1 sto 1 put dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 TABLETA):
Vitamin C - 1500%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) Ponovite 3-4 puta godišnje u intervalima od 1-2 meseca.

BROJ TABLETA U PAKIRANJU: 20 komada.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na komponente proizvoda.
2. nefrolitijaza.
3. hemohromatoza (višak gvožđa).
4. Velike doze ne preporučuju se osobama s pojačanim zgrušavanjem krvi, tromboflebitisom ili sklonošću trombozi, kao ni kod šećerne bolesti ili drugih stanja s povišenim šećerom u krvi.

Tip elementa: rastvorljiv u vodi.

Međusobni elementi: vitamini A, E, B5, B9.

Konfliktivni elementi: vitamini B1, B12, bakar.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



VITAMIN D3

VITAMIN D3, 2000 IU (MEKE KAPSULE, 700 mg)

Podržava imunitet

Podržava mišićno-koštano zdravlje

BRIGA: krhke kosti, osteoporoza, smanjen imunitet.

SASTOJCI: Biljno ulje (maslinovo), Ljuska (želatin, glicerin (zadebljanje), voda), Vitamin D3 (holekalciferol), Mešavina tokoferola (antioksidanata).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
Vitamin D3 - 50 µg

UPUTSTVA ZA UPOTREBU: Uzimajte po mogućnosti ujutru uz obrok, s toplom ili hladnom vodom.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 KAPSULA):
Vitamin D3 - 500%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 2-3 meseca (8-12 nedelja) Ponovite u intervalima od 6-12 meseci.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 90 jedinica.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na komponente proizvoda.
2. vitamin D hipervitaminoza.
3. hiperkalcijurija.
4. urinarno kamenje.
5. sarkoidoza.
6. akutne hronične bolesti jetre i bubrega, bubrežne insuficijencije.
7. aktivni oblik plućne tuberkuloze.

Tip elementa: rastvorljiv u mastima.

Sastojci koji se nadopunjuju: kalcij (uzimajte s vitaminom D3 u razmaku od najmanje 2 sata), fosfor, magnezij, omega-3 i vitamin K2.

Konfliktivni elementi: gvožđe, vitamini A, E.

ROK TRAJANJA: 3 godine.



VITAMIN D3 SPRAY

VITAMIN D3, 2000 IU (SPREJ, 30 ml)

Podržava imunitet

Podržava mišićno-koštano zdravlje

BRIGA: krhke kosti, osteoporoza, smanjen imunitet.

SASTOJCI: Rafinirano biljno ulje, Prirodna aroma, Kolekalciferol (vitamin D3).

SADRŽAJ AKTIVNE SUPSTANCE U 1 POTISKU:
Vitamin D3 - 50 µg

Uputstva za upotrebu: Protresite bočicu pre upotrebe. Uzmite 1 dozu (1 pritisak raspršivača) dnevno pod jezik tokom obroka, po mogućnosti ujutru.

PREPORUČENA DOZA: 1 dodirnite jedan dan.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 POTISAK RASPRŠIVAČA):
Vitamin D3 - 1000%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1-2 mjeseca (4-8 nedelja). Po potrebi ponovite uzimanje.

OBUJAM: 30 ml.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Povećana osetljivost na komponente proizvoda.
2. vitamin D hipervitaminoza.
3. hiperkalcijurija.
4. urinarno kamenje.
5. sarkoidoza.
6. akutne hronične bolesti jetre i bubrega, bubrežne insuficijencije.
7. aktivni oblik plućne tuberkuloze.
8. individualna netolerancija komponenti.

Tip elementa: rastvorljiv u mastima.

Sastojci koji se nadopunjuju: kalcij (uzimajte s vitaminom D3 u razmaku od najmanje 2 sata), fosfor, magnezij, omega-3 i vitamin K2.

Konfliktivni elementi: gvožđe, vitamini A, E.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



WOMEN'S FORMULA

KOMPLEKS MULTIVAMINA ZA ŽENE (KAPSULE ZA CELULOZU, 580 mg)

Ispravlja vitamin i mineralne nedostatke.

Poboljšava metabolizam

Podržava hormonsku ravnotežu i zdravlje žena

Jača kosti i zube

Održava zdravu kožu, kosu i nokte

Podržava nervni sistem i smanjuje stres

BRIGA: smanjen imunitet, opšta slabost, povećana razdražljivost, oštećenje memorije, poremećaji spavanja.

SASTOJCI: Kalcijum karbonat, Sastav kapsule: Hidroksipropilmetilceluloza (ljuska), Magnezijum citrat, L - askorbinska kiselina (vitamin C), Kalijum citrat, Inozitol, Bioflavonoidi citrusa, Holin bitartrat (holin), Američki ginseng ekstrakt, Ekstrakt mlečnog čička, Ekstrakt korena Angelica, Ekstrakt medvеđeg voća, Silikonski dioksid (sredstvo protiv zgrudnjavanja), Nikotinamid (niacin), Gvožđe bisglicinat, Cink citrat, Magnezijum stearat (sredstvo protiv zgrudnjavanja), DL - alfa-tokoferol (vitamin E), D - Kalcijum pantotenat (pantotenska kiselina), Tiamin hidrohlorid (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2), Piridoksin hidrohlorid (vitamin B6), Magnezijum glukonat, Bakarni glukonat, Retinol (vitamin A), Hrom pikolinat, Kalcijum L-metilfolat (folna kiselina), Kalijum jodid, L - selenometionin, D - biotin (biotin), molibden glicinat, Menahinon (vitamin K2), Kolekalciferol (vitamin D3), Metilkobalamin (vitamin B12).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:

- Vitamin A - 0,1 mg
- Vitamin C - 80 mg
- Vitamin D3 - 0,003 mg
- Vitamin E - 3,33 mg

Vitamin B1 - 1,0 mg
Vitamin B2 - 1,0 mg

- Vitamin B3 - 6,5 mg
- Vitamin B6 - 1,0 mg
- Folna kiselina - 0,05 mg
- Vitamin B12 - 0,003 mg
- Biotin - 0,015 mg
- Pantotenska kiselina - 2.0 mg
- Kolin: 30,0 mg
- Kalcijum - 100,0 mg
- Gvožđe - 6.0 mg
- Jod - 0,05 mg
- Magnezijum - 100,0 mg

• Cink - 5.0 mg
• Selen - 0,02 mg
• Bakar - 0,5 mg
• Mangan - 0,65 mg
• Hrom - 0,05 mg
• Molibden - 0,015 mg
• Inozitol: 30,0 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu 2 puta dnevno u prvoj polovici dana.

PREPORUČENA DOZA: 2 kapsule dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI **(2 KAPSULE):**
• Vitamin A - 25%
Vitamin C: 267 %
Vitamin D3 - 120%
Vitamin E - 67%
Vitamin B1 - 143%
Vitamin B2 - 125%
Vitamin B3 - 72%
Vitamin B6 - 100%
• Folna kiselina - 50%
Vitamin B12 - 600%
• Biotin - 60%
• Pantotenska kiselina - 67%
• Holin - 12%
• Kalcijum - 20%
• Gvožđe - 86%
• Jod - 67%
• Magnezijum - 50%
• Cink - 67%
• Selen - 57%
• Bakar - 100%
• Mangan - 65%
• Hrom - 200%
• Molibden - 43%
• Inozitol - 12%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Individualna nepodnošljivost sastojaka dodatka ishrani.
2. Povećana nervozna ekscitabilnost, nesanica.
3. povećan krvni pritisak, kršenje ritma srčane aktivnosti, teške ateroskleroze.
4. Nemojte uzimati uveče.
5. U trudnoći i tokom dojenja uzimajte prema preporuci i pod nadzorom lekara.

Vrsta elemenata: vitamini i minerali.

ROK TRAJANJA: 3 godine.



ZINC PICOLINATE

CINK PIKOLINAT (HARD GELATIN KAPSULE, 350 mg)

Reguliše proizvodnju sebuma

Podržava proizvodnju polnog hormona

Jača kardiovaskularni sistem

Podržava regeneraciju tkiva

BRIGA: smanjen imunitet, masna sjaj i upala na koži, pogoršanje zdravlja muškaraca.

SASTOJCI: Mikrokristalna celuloza (E460i, nosač), cink pikolinat, Kapsula (hidroksipropilmetilceluloza (E464, zgušnjivač) ili želatin).

SADRŽAJ AKTIVNIH SUPSTANCE U 1 KAPSULI:
Cink - 21.9 mg

Uputstva za upotrebu: Uzimajte 1 kapsulu dnevno natašte.

PREPORUČENA DOZA: 1 kapsula dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (1 KAPSULA):
Cink - 146%

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) se može ponoviti ako je potrebno.

BROJ KAPSULA U PAKIRANJU: 60.

KONTRAINDIKACIJE:
1. individualna netolerancija na komponente.
2. Trudnoća i period dojenja.
3. otkazivanje bubrega.

Tip elementa: mineral.

Međusobni elementi: vitamini grupe B, C, magnezijum.

Konfliktivni elementi: visoke doze gvožđa, kalcijuma.

ROK TRAJANJA: 2 godine.



COLLAGEN

KOLAGENSKI ŽELE S OKUSOM NARA (30 VREĆICA PO 20 g)

Jačanje vezivnog tkiva

Zdrava koža, kosa i nokti

Sporo starenje

Poboljšava tonus kože i čvrstinu

Zabrinutost: suvoća, dehidracija kože, krhka suva kosa, sklona gubitku i sekciji, bol u mišićima i zglobovima, bore.

SASTOJCI: Koncentracija soka od nara, Voda, Riblji kolagen, Gel za hranu (guma od pasulja skakavaca, Ksantan guma, glukoza, Agar-Agar, Tamarind guma), Askorbinska kiselina, Veštačka aroma nara, Hijaluronska kiselina.

SADRŽAJ AKTIVNE SUPSTANCE U 1 VREĆICI:
- Riblji kolagen - 2000 mg
- Vitamin C - 100 mg
- Hijaluronska kiselina - 15.2 mg

Pravci za upotrebu: bez obzira na obroke i doba dana.

PREPORUČENA DOZA: 1-2 štapića dnevno.

PROCENAT DNEVNOG REFERENTNOG UNOSA U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI (2 STICKS):
Kolagen - nije uspostavljena.

PREPORUČENO TRAJANJE UZIMANJA: 1 mesec (4 nedelje) Ponovite u intervalima od 1 meseca.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Alergija ili preosetljivost na komponente proizvoda.
2. Trudnoća i period dojenja.

Tip elementa: rastvorljiv u vodi.

Zajednički komplementarni elementi: vitamin C, koenzim K10, omega-3.

Elementi sukoba: Nema preporuka.

ROK TRAJANJA: 2 godine.