wau

แคตตาล็อกสำหรับผู้จัดจำหน่าย

อุปกรณ์ความงาม 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
แผนภาพแนวนวด 196

อุปกรณ์เสริม 197

RENGA 199

WAU

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



อุปกรณ์



AI NEW - เครื่องนวดดูแลผิวรอบดวงตา

การดูแลรอบดวงตา

ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน

ลดอาการบวมและรอยคล้ำ

ปัญหาผิว: รอยคล้ำใต้ตา ริ้วรอยบนใบหน้า สัญญาณแรกของวัย ผิวบวม ผิวหมองคล้ำ ถุงใต้ตา และริ้วรอยบริเวณหางตา

วัสดุ: พลาสติกเอบีเอส.

น้ำหนัก: 94 g.

ฟังก์ชั่น:

EMS: กระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อไปถึงชั้นกล้ามเนื้อและทำให้กล้ามเนื้อหดตัว ช่วยให้ผิวดูกระชับ ส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน เพิ่มความยืดหยุ่น และลดอาการบวม

RF - พลังงานความถี่วิทยุซึ่งอุ่นชั้นลึกของผิวหนัง (ชั้นหนังแท้) ให้ร้อนประมาณ 40-55 °C ซึ่งช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว ในบางกรณีความร้อนยังสามารถเร่งการเผาผลาญของเซลล์ไขมันได้ (เช่น บริเวณคางที่สอง) ในอุปกรณ์ภายในบ้าน อุณหภูมิบนพื้นผิวมักจะอยู่ที่ 38-45 °C เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

แสง LED สีแดงช่วยส่งเสริมการไหลเวียน ลดการอักเสบ อาการบวมและความเจ็บปวด และช่วยให้รอยคล้ำดูจางลง เหมาะกับทุกสภาพผิว แสงสีแดงลงสู่ผิวได้ลึกกว่าแสงสีอื่น และออกฤทธิ์ต่อไฟโบรบลาสต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจน จึงช่วยฟื้นฟูผิวและดูแลสัญญาณแห่งวัย

คุณสมบัติ:
1. มีแท่นชาร์จเพื่อจัดเก็บและชาร์จเครื่องได้สะดวก
2. ควบคุมด้วยปุ่ม 1 ปุ่ม กดค้างเพื่อเปิดเครื่อง ช่วยป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจขณะเดินทาง
3. มี 2 โหมด: EMS พร้อมแสง LED สีแดง และ RF พร้อมแสง LED สีแดง
4. ไฟแสดงสถานะ: สีแดงคือ RF สีน้ำเงินคือ EMS
5. หัวสัมผัสทำมุมให้เหมาะกับบริเวณรอบดวงตา

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง
2. เครื่องมี 2 โหมด ได้แก่ RF พร้อมแสง LED สีแดง และ EMS พร้อมแสง LED สีแดง กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อสลับโหมด ไฟแสดงสถานะสีแดงหมายถึง RF พร้อมแสง LED สีแดง สีน้ำเงินหมายถึง EMS พร้อมแสง LED สีแดง
3. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง
4. เครื่องจะปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 10 นาที

วิธีใช้:

โหมด RF พร้อมแสง LED สีแดง
1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นเลือก RF พร้อมแสง LED สีแดง (ไฟแสดงสถานะสีแดง)
2. ทาเจลนวดนำไฟฟ้า วางหัวสัมผัสกับผิวแล้วค่อย ๆ เคลื่อนไปตามแนวนวดบนกระดูกเบ้าตาจากหัวตาไปหางตาและไล่ออกไปตามแนวจากหางตา สลับไปอีกข้างทุก 2 นาที หมายเหตุ: คลื่นวิทยุจากเครื่องทำให้ชั้นหนังแท้อุ่นขึ้น ให้เคลื่อนหัวสัมผัสตลอดการใช้งาน อย่าค้างไว้จุดเดิมเพื่อป้องกันผิวไหม้ เครื่องจะส่งเสียงเตือนให้ขยับทุก 10 วินาที

โหมด EMS พร้อมแสง LED สีแดง
1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นเลือก EMS พร้อมแสง LED สีแดง (ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน)
2. ทาเจลนวดนำไฟฟ้า วางหัวสัมผัสกับผิวแล้วเคลื่อนช้า ๆ ตามแนวนวดบนกระดูกเบ้าตาหรือแนวโหนกคิ้ว จากด้านในไปด้านนอก สลับไปอีกข้างทุก 2 นาที

ความถี่และระยะเวลาการรักษา:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หลังจากนั้น
อาการบวมใต้ตา / รอยคล้ำใต้ตา	ตอนเย็นก่อนนอน EMS: 5-7 นาที (3-3.5 นาทีต่อตา) RF: 5-7 นาที (3-3.5 นาทีต่อตา) วันเว้นวัน.	ตอนเย็นก่อนนอน EMS: 5-7 นาที (3-3.5 นาทีต่อตา) RF: 5-7 นาที (3-3.5 นาทีต่อตา) วันเว้นวัน.	หยุดพัก 1 สัปดาห์ (อย่างน้อย 5 วัน)	ทำซ้ำ	หลักสูตร 2 สัปดาห์ หยุดพัก 1 สัปดาห์. ทำซ้ำหลักสูตร 2 สัปดาห์ ดำเนินการต่อรอบนี้
ผิวแห้ง / ผิวขาดความกระชับ	เช้า. RF: 7 นาที (3.5 นาทีต่อตา) EMS: 2-3 นาที (1.5 นาทีต่อตา) ทุกๆ 3 วัน	เช้า. RF: 7 นาที (3.5 นาทีต่อตา) ทุกๆ 3 วัน EMS: 2-3 นาที (1.5 นาทีต่อตา) ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์	เช้า. RF: 7 นาที (3.5 นาทีต่อตา) ทุกวัน EMS: 2-3 นาที (1.5 นาทีต่อตา) โหมดต่างๆ อาจใช้แยกกัน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์	หยุดพัก 1 สัปดาห์.	ทำซ้ำหลักสูตร 4 สัปดาห์ในช่วง 2 เดือน หยุดพักสัก 1 เดือน ทำซ้ำหลักสูตร 4 สัปดาห์ในช่วง 2 เดือน

ข้อห้าม:
1. หากมีข้อห้ามทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังก่อนใช้
2. ห้ามใช้เครื่องหากไวต่อแสง
3. ห้ามใช้บนผิวแตก แผลเปิด โรคผิวหนัง สิวรุนแรง ผิวไหม้แดด หรือผิวติดเชื้อ
4. ห้ามใช้บนเปลือกตาบนหรือเปลือกตาล่าง ลูกตา หรือเยื่อบุตา
5. ห้ามใช้บนไฝ หูด ขนคุด หรือผิวระคายเคือง
6. ห้ามใช้เครื่องร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจแพร่เชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง

คำเตือน:
1. อย่าให้สายชาร์จเปียกและห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำ
2. ห้ามชาร์จในที่ที่เครื่องอาจเปียก เช่น ห้องน้ำ บริเวณฝักบัว หรือใกล้สระว่ายน้ำ
3.ห้ามโยนอุปกรณ์เข้ากองไฟ
4. ชาร์จด้วยสายที่ให้มาเท่านั้น
5. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ให้หยุดใช้หากอุปกรณ์เสริมหรือสายชาร์จชำรุด
6. หากสายชาร์จชำรุด ให้เปลี่ยนเป็นสายของแท้เพื่อป้องกันอันตราย
7. ชาร์จเครื่องให้เต็มอย่างน้อยทุก 2 เดือนเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่
8. เครื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะมีผู้ดูแล
9. ห้ามใช้เครื่องที่เห็นว่าชำรุด ห้ามถอดประกอบหรือซ่อมเอง เพราะอาจทำให้ตาหรือผิวหนังบาดเจ็บรุนแรง ถูกไฟฟ้าช็อต หรือเสียชีวิต

10. ใช้เครื่องตามวัตถุประสงค์และตามคำแนะนำนี้เท่านั้น
11. ควรชาร์จ ใช้ และเก็บเครื่องที่อุณหภูมิ 5-35 °C
12. ห้ามใช้เครื่องหากทำหัตถการเพื่อความงามภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น ผลัดผิวด้วยสารเคมีหรือวิธีกล กรอผิวด้วยเลเซอร์ เลเซอร์แฟรกชันนัล เมโสเทอราพี ฉีดฟิลเลอร์ หรือหัตถการปรับรูปหน้าอื่น ๆ

สิ่งที่ให้มา: (1) เครื่องนวด (2) แท่นชาร์จ (3) สายชาร์จ USB-C (4) ถุงเก็บ (5) ผ้าเช็ด (6) คู่มือ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 2 h

เวลาทำการ: 40 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 10 min

ความถี่วิทยุ: 1MHz

ความถี่ EMS: 20 กิโลเฮิรตซ์

EMS ปัจจุบัน: 166 mA

ไฟ LED สีแดง ความยาวคลื่น: 630 nm

รูปคลื่น: รูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตรแบบสองเฟส

การกันน้ำ: IPX4



AKARI - เครื่องนวดรอบดวงตา

ยกขอบตา

ลดเลือนริ้วรอย

ช่วยลดอาการบวม

ทำให้รอยคล้ำคล้ำขึ้น

ความกังวล: ริ้วรอยบนใบหน้า (“ตีนกา”) รอยย่นบริเวณรอบดวงตา การสูญเสียความยืดหยุ่นและความหย่อนคล้อยของผิวหนังเปลือกตา ความหมองคล้ำ อาการบวมในตอนเช้า บวม (“ถุงใต้ตา”) ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ และความเมื่อยล้าของดวงตาหลังจากทำงานด้านหลังหน้าจอเป็นเวลานาน

วัสดุ: พลาสติก ABS, พลาสติก PC, โลหะผสมสังกะสี (ขั้วไฟฟ้า)

น้ำหนัก: 137 ก. (อุปกรณ์), 82 ก. (ฐานชาร์จ)

ฟังก์ชั่น:

RF - การยกกระชับ (40-43 °C) - แทรกซึมเข้าสู่ชั้นลึกของผิวหนังและค่อยๆ อุ่นเนื้อเยื่อให้มีอุณหภูมิ 40-43 °C เพื่อให้เส้นใยคอลลาเจนที่มีอยู่ลดลงทันที และไฟโบรบลาสต์เริ่มสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินใหม่อย่างแข็งขัน ส่งผลให้ผิวรอบดวงตากระชับและกระชับขึ้นทันที และเมื่อใช้เป็นประจำ ริ้วรอยบนใบหน้าก็เรียบเนียนขึ้น

EMS (ELECTROMYOSTIMULATION) - EMS ทำหน้าที่บริเวณรอบดวงตาด้วยพัลส์แรงต่ำ (7.52-8.56 mA) ทำให้เกิดการหดตัวเป็นจังหวะและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อวงกลมของดวงตา สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกรอบกล้ามเนื้อของเปลือกตา ยกมุมด้านนอกของดวงตาขึ้น และคืนสภาพผิวรอบดวงตาให้มีโทนสีและความยืดหยุ่น

การส่องไฟ (LED) เป็นวิธีการสัมผัสคลื่นแสงที่มีความยาวต่างกันซึ่งจะทะลุผ่านผิวหนังได้ลึกระดับหนึ่งและถูกเซลล์ดูดซับไว้ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาติ

สเปกตรัมสีแดง (620-630 นาโนเมตร) กระตุ้นการฟื้นฟูและการฟื้นฟูผิว คืนความสดชื่นและความเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อจ้องมอง

สเปกตรัมสีเหลือง (587-592 นาโนเมตร) ปลอบประโลมผิวที่บอบบาง กระตุ้นการระบายน้ำเหลือง และส่งเสริมการขับของเหลวที่นิ่ง ส่งผลให้อาการบวมลดลง รอยคล้ำใต้ตาจางลง และพื้นผิวของผิวหนังก็เรียบขึ้น

โหมดทำความเย็น (15 ± 5 ° C) - ทำให้หลอดเลือดและรูขุมขนแคบลงทันที ช่วยให้การระบายน้ำเหลืองรวดเร็วและสดชื่น ความเย็นช่วยบรรเทาอาการบวม บวม และ “ถุงใต้ตา” ในตอนเช้า และยังช่วยบรรเทาผิวอีกด้วย

การสั่นสะเทือน (11000 รอบต่อนาที) - ให้การนวดระดับไมโครอย่างอ่อนโยน ซึ่งช่วยบรรเทาอาการกระตุกและความตึงเครียดในกล้ามเนื้อวงโคจรหลังการใช้คอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือ ขั้นตอนนี้จะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและการระบายน้ำเหลือง ช่วยเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านของผิวหนังสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

คุณสมบัติ:
1. ความเข้มข้นของ EMS 3 ระดับให้คุณเลือกโปรแกรมการดูแลส่วนบุคคลตามความไวของผิวของคุณ
2. ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ: อุปกรณ์จะจัดเก็บระดับความเข้มและโหมด EMS ที่เลือกล่าสุดโดยอัตโนมัติ
3. โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 3 โหมดซึ่งวิธีการรับแสงที่แตกต่างกันจะช่วยเสริมและเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่เห็นได้ชัดเจน
4. ตัวจับเวลาอัจฉริยะจะตรวจสอบเวลาที่แน่นอนของขั้นตอนและปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ป้องกันการโอเวอร์โหลดและความร้อนสูงเกินไปของผิวหนัง
5. 5 เทคโนโลยี: การยกกระชับด้วยคลื่นความถี่วิทยุ, การกระตุ้นด้วย EMS, การทำความเย็น, การนวดด้วยแรงสั่นสะเทือน และไฟ LED (สีแดงและสีเหลือง) รวมอยู่ในอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดเครื่องเดียวเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดของโซนรอบดวงตา
6. ฐานชาร์จไม่เพียงแต่ให้ความสวยงามในการจัดเก็บแนวตั้งบนโต๊ะห้องน้ำ แต่ยังชาร์จไร้สายที่สะดวกสบายอีกด้วย
7. การควบคุมที่ง่ายและใช้งานง่าย: เพียง 2 ปุ่มที่พอดีกับนิ้วของคุณ
8. อิเล็กโทรดแบบไม่มีรอยต่อ: พื้นผิวเรียบอย่างสมบูรณ์เพื่อการเลื่อนที่ถูกสุขลักษณะและละเอียดอ่อนโดยไม่ทำร้ายผิวหนัง

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. เปิด/ปิด: กดปุ่มเปิดปิดเป็นเวลา 1.5 วินาที (การเปิดจะได้รับการยืนยันด้วยเสียงบี๊บสั้นๆ) ตามค่าเริ่มต้น อุปกรณ์จะเริ่มทำงานในโหมด 1
2. การสลับโหมด: กดปุ่มเปิดปิดสั้น ๆ เพื่อเลือกวงจร:
โหมด 1: RF + EMS + ไฟ LED สีแดง โหมด 2: EMS + การสั่นสะเทือน (ปิดไฟ LED) โหมด 3: EMS + ความเย็น + ไฟ LED สีเหลือง
3. การปรับความเข้มของ EMS: กดปุ่มควบคุมสั้นๆ
ความเข้มในการเลือกระดับ:
Weak (ระดับ 1) - ส่วนด้านขวาของปุ่มจะสว่างขึ้น ตรงกลาง (ระดับ 2) - ส่วนด้านขวาและด้านล่างของปุ่มจะสว่างขึ้น Strong (ระดับ 3) - ส่วนด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างของปุ่มจะเรืองแสง

วิธีใช้:
1. การทดสอบความไว (จำเป็นก่อนการใช้ครั้งแรก):
ทาเจลนำไฟฟ้าที่ด้านในท่อนแขน แล้ววางหัวสัมผัสของเครื่องที่ปิดอยู่ลงบนผิว
2. เปิดเครื่องและใช้เวลา 10 นาทีเต็มในโหมด 1 หากมีอาการแสบร้อนรุนแรง ให้หยุดการทดสอบ ประเมินสภาพผิวหลังผ่านไป 6 ชั่วโมง หากไม่มีรอยแดงและคัน แสดงว่าเครื่องนี้เหมาะกับคุณ ทำตามขั้นตอน: ทำความสะอาดใบหน้าและบริเวณรอบดวงตา หากคุณใส่คอนแทคเลนส์ ให้ถอดออกก่อนเริ่มเซสชั่น
3. การทาเจล: ทาเจลคอนแทคเลนส์แบบพิเศษหรือเซรั่มให้ความชุ่มชื้นสูตรน้ำให้ทั่วบริเวณรอบดวงตา
ผลิตภัณฑ์ไม่ควรมีน้ำมันและกรด (AHA, BHA, PHA, เรตินอล, วิตามินซีความเข้มข้นสูง)

4. การนวด: เปิดเครื่องนวด เลือกโหมด และเริ่มการนวดอย่างราบรื่น
บนสายการนวด:
• เปลือกตาบน: จากมุมด้านในไปด้านนอก เคลื่อนไปตามแนวกระดูกใต้คิ้วอย่างเคร่งครัด
• เปลือกตาล่าง: เกลี่ยจากมุมด้านในของดวงตาไปจนถึงกระดูกวงโคจรด้านนอก
วัด: การนวดเป็นวงกลมอย่างอ่อนโยน ข้อสำคัญ: ในระหว่างขั้นตอน ให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ตลอดเวลา อย่าถือไว้ในบริเวณเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไปและการไหม้! ไม่เกินขีดจำกัดเซสชัน 10 นาที
5. เสร็จสิ้น: ทาครีมบำรุงรอบดวงตาตามปกติ ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดไม่เป็นขุย

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	**ช่วงเวลาของวัน**	**ระยะเวลาและลำดับการใช้**	**ความถี่**
อาการบวมในตอนเช้า / บวม / รอยคล้ำ	เช้า	โหมด 3: EMS + ความเย็น + ไฟ LED สีเหลือง (ดูแลอาการบวมและความกระจ่างใส) ระยะเวลา: 3 นาที	3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
เส้นแสดงสีหน้า / รอยย่น / สูญเสียความกระชับของเปลือกตา	ตอนเย็น	โหมด 1: "RF + EMS + ไฟ LED สีแดง" (ยกต่อต้านริ้วรอย) ระยะเวลา: สูงสุด 10 นาที	3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและความเมื่อยล้าของดวงตา	ตอนเย็นหรือตามความจำเป็น	โหมด 2: "EMS + การสั่นสะเทือน" (การผ่อนคลายและการระบายน้ำเหลือง) ระยะเวลา: สูงสุด 10 นาที	ตามความจำเป็น โดยทั่วไป 3-4 ครั้ง/สัปดาห์

ข้อห้าม:
1. ห้ามใช้โดยตรงบนลูกตา บนเปลือกตามือถือบนและล่าง เยื่อเมือกของปาก จมูก หรืออวัยวะเพศ
2. โรคหัวใจ การมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่ฝังไว้
3. การมีอยู่ของโลหะเทียม หมุด ด้ายสีทองโดยตรงในพื้นที่การประมวลผล
4. การผ่าตัดตาหรือขั้นตอนความงามทางการแพทย์ล่าสุดในบริเวณรอบดวงตา
5. การปรากฏตัวของบาดแผล ถลอก รอยแตก กลาก ผิวหนังอักเสบ สิวรุนแรง แผลไหม้ (รวมถึงแสงแดด) หรือการติดเชื้อในบริเวณที่ทำการรักษา
6. การแพ้ต่อโลหะหรือผลกระทบทางไฟฟ้า, การละเมิดอุณหภูมิและความไวสัมผัสของผิวหนัง
7. โรคของต่อมไทรอยด์ (ห้ามใช้อุปกรณ์กับต่อมไทรอยด์โดยตรง) หรือใช้ยาฮอร์โมนในการรักษา
8. การตั้งครรภ์ (ใช้หลังจากปรึกษาแพทย์เท่านั้น)
9. ระยะเวลาให้นมบุตร, ประจำเดือน, couperosis (telangiectasia) - ใช้ด้วยความระมัดระวัง

10. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี (อนุญาตให้ใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น)
11. ห้ามใช้หากผิวหนังเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาหลังการทำศัลยกรรมความงาม (การลอก การบดด้วยเลเซอร์ การทำเมโสบ่าบัด ฟิลเลอร์ภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา)
12. หากมีรากฟันเทียม เครื่องมือจัดฟัน หรือชิ้นส่วนโลหะทดแทนในบริเวณใบหน้า ให้สังเกตอาการระหว่างใช้ หยุดใช้หากรู้สึกไม่สบายหรือมีรสโลหะในปาก

มาตรการป้องกันและกฎความปลอดภัย:
1. การป้องกันความชื้น: รักษาสายชาร์จ ฐาน และหน้าสัมผัสให้แห้งสนิท ห้ามจุ่มลงในน้ำและห้ามชาร์จอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น (ห้องน้ำ) อุปกรณ์มีระดับการป้องกันความชื้น IPX22 (ป้องกันการหยดในแนวตั้ง) แต่ห้ามมิให้ล้างใต้ก๊อกน้ำโดยเด็ดขาด
2. ความปลอดภัยทางไฟฟ้า: ห้ามใช้เครื่องนวดขณะชาร์จ เวลาในการเชื่อมต่อฐานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องระหว่างการชาร์จไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง
3. การทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง: ทำความสะอาดอุปกรณ์เมื่อปิดเครื่องเท่านั้น ห้ามใช้ฟองน้ำโลหะ สารกัดกร่อน ของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือติดไฟได้ (แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน สารเจือจาง อะซิโตน)
4. ห้ามมิให้อุปกรณ์แห้งด้วยเครื่องเป่าผมในโหมดร้อน
5. การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็นที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงแดด สำหรับการจัดเก็บระยะยาวโดยไม่ใช้งาน ให้ชาร์จอุปกรณ์อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่
6. อย่าโยนอุปกรณ์เข้ากองไฟ หลีกเลี่ยงการล้มและการกระแทก

ในกล่อง: (1) เครื่องนวด AKARI (2) ฐานชาร์จ (3) สายชาร์จ Type-C (4) กระเป๋าเก็บของ (5) คำแนะนำการใช้งาน (6) ผ้าเช็ดปาก

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

ขนาด (ส x กว้าง x ลึก): อุปกรณ์ - 155×26×28 มม. ฐานชาร์จ - 62×55×59 มม

แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์

ความจุแบตเตอรี่: 1000 mAh

แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่กำหนด: 3,7 V

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 5 V

พลัง: 11 W

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: RF + EMS + ไฟ LED สีแดง - 10 นาที EMS + การสั่นสะเทือน - 10 นาที EMS + ความเย็น + ไฟ LED สีเหลือง - 3 นาที

เวลาชาร์จ: ≤ 3 h

ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด (ชาร์จเต็ม): ≥ 40 min

ความเข้มข้นของ EMS:
1 ระดับ - 7.52 mA 2 ระดับ - 7.92 mA 3 ระดับ - 8.56 mA

ความเข้มของการฉายรังสี:
ไฟ LED สีแดง - 24.22 mW/cm2 ไฟ LED สีเหลือง - 14.47 mW/cm2

ความเร็วการสั่นสะเทือน: 11000 รอบต่อนาที

อุณหภูมิความเย็น: 15+/-5 °C

การกันน้ำ: IPX22



ATAMA - เครื่องนวดดูแลการเจริญเติบโตของเส้นผมและหนังศีรษะ

เสริมสร้างรากผมให้แข็งแรง

การเจริญเติบโตของเส้นผม

ความหนาแน่นของเส้นผม

ปรับปรุงคุณภาพเส้นผม

มุ่งเป้าไปที่การอักเสบ

ความกังวล: ผมร่วง, ผมบาง, ผมแห้งและเปราะ, โรคของหนังศีรษะ

วัสดุ: พลาสติก.

น้ำหนัก: 213,5 g.

ฟังก์ชั่น:

EMS - การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าโดยใช้กระแสความถี่ต่ำที่เจาะลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อและทำให้กล้ามเนื้อหดตัวและการขยายตัวของหลอดเลือด การปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญและสารอาหารออกซิเจนของหนังศีรษะ เป็นผลให้รูขุมขนถูกทำความสะอาด รูขุมขนที่ "หลับ" จะถูกปลุก กระบวนการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่เริ่มต้นขึ้น คุณภาพของเส้นผมดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตผลของ EMS ได้ด้วยการทำให้การทำงานของต่อมไขมันเป็นปกติซึ่งนำไปสู่การลดไขมันในเส้นผมลดอาการคันที่ผิวหนัง

การสั่นสะเทือน - มีปลายประสาทหลายเส้นที่ศีรษะ การกระตุ้นด้วยการนวดแบบสั่นจะช่วยลดความเครียด การสั่นสะเทือนยังส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตและกระบวนการเผาผลาญ ดังนั้นเซลล์จะได้รับสารอาหารและออกซิเจนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้รูขุมขนทำงานได้อย่างแข็งขันมากขึ้น การเจริญเติบโตของเส้นผมจึงเร็วขึ้น

การส่องไฟ (ไฟ LED สีแดงและสีน้ำเงิน) - ไฟ LED ผลิตความยาวคลื่นที่ต้องการ ซึ่งเจาะลึกเข้าไปในผิวหนัง กระตุ้นกระบวนการพลังงานภายในเซลล์ ตัวอย่างเช่น ไฟ LED สีแดง (630 และ 650 นาโนเมตร) จะกระตุ้นรูขุมขนอีกครั้ง ซึ่งเข้าสู่ระยะสิ้นสุดของการเจริญเติบโตของเส้นผม ไฟ LED สีฟ้า (460 นาโนเมตร) ทำงานในระดับหนังกำพร้า ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลดการอักเสบ และหยุดการเกิดสิวบนหนังศีรษะ

คุณสมบัติ:
1. นวดในรูปแบบของหวีด้วยด้ามจับที่สะดวกสบาย คุณจะสบายใจในการนวดตัวเองเป็นเวลานาน
2. อุปกรณ์ ATAMA มีระดับกันน้ำ IPX6 สะดวกในการดูแลหลังการใช้งาน - ล้างอุปกรณ์ใต้น้ำหลังการใช้งาน

3.กานพลูนวดซิลิโคนชนิดพิเศษ: นุ่มและยืดหยุ่นได้ หมุนได้ 360 องศา ให้การนวดที่สะดวกสบายแม้ในขณะที่เครื่องปิดอยู่
4. 3 โหมดพร้อมการตั้งค่าส่วนบุคคล: EMS (การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า), LED (ส่องไฟ), การสั่นสะเทือน คุณสามารถรวมโหมดต่างๆ ได้ตามต้องการ ปิดโหมดใดโหมดหนึ่งโดยสมบูรณ์ เลือกความเข้มของกระแส แสง ประเภทการสั่นสะเทือนที่ต้องการ
5. การควบคุมที่ชัดเจน: แต่ละโหมดจะสอดคล้องกับปุ่มแยกต่างหากที่ด้ามจับของอุปกรณ์ คุณจะสามารถสลับโหมดระหว่างการนวดได้โดยไม่หลุดออกจากกระบวนการ
6. การส่องไฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2 วิธีนำเสนอในโหมด LED โหมดไฟ LED สีแดงแสดงด้วยไฟ LED สีแดงที่มีความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร (ไดโอดตั้งอยู่ตามแนวเส้นรอบวงของหวี) และแสงเลเซอร์ระดับต่ำที่มีความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร (ไดโอดตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นผิวการนวด) ความยาวคลื่นของช่องว่างนี้ป้องกันผมร่วง โหมดไฟ LED สีฟ้าที่มีความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร (ไดโอดจะอยู่ตามแนวเส้นรอบวงของหวีเท่านั้น ไดโอดที่อยู่ตรงกลางของเครื่องนวดจะไม่สว่างเป็นสีน้ำเงิน) ใช้เพื่อรักษาสภาพผิวเผินของหนังศีรษะ

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดอุปกรณ์
2. การกำหนดค่าระบอบการปกครอง
• ปุ่มเปิด/ปิด (บนส่วนควบคุม/EMS) กดสวิตช์บนอุปกรณ์ค้างไว้ (1.2 วินาที) (เมื่อเปิดเครื่อง จะส่งสัญญาณเสียง 1 รายการ) และโหมด EMS (ระดับ 1) โดยมีหลอดไฟ 1 ดวงบนไฟแสดงสถานะ การกดสั้นๆ จะเป็นการเปิดใช้งานระดับที่ 2 ของโหมด EMS ในขณะที่ไฟ 2 ดวงจะสว่างบนตัวบ่งชี้ การกดสั้นๆ ครั้งต่อไปจะเป็นระดับที่ 3 ของโหมด EMS ในขณะที่ไฟ 3 ดวงจะสว่างบนตัวบ่งชี้ การกดซ้ำหลายครั้งจะปิดโหมด EMS โดยสมบูรณ์ หลอดไฟสามดวงบนตัวบ่งชี้จะกะพริบพร้อมกัน เมื่อกดเป็นเวลานาน (1.2 วินาที) อุปกรณ์ที่ทำงานจะส่งสัญญาณเสียง 2 อันแล้วปิดลง
ปุ่ม Wave (ควบคุมการสั่น) การกดสั้นๆ ครั้งแรกจะมีโหมดการสั่นคงที่ ประการที่สองคือโหมดการสั่นสะเทือนแบบเร้าใจ อันที่สามปิดโหมดการสั่นสะเทือน โหมดการสลับจะมาพร้อมกับสัญญาณเสียงสั้น ๆ
ปุ่มอาทิตย์ (ควบคุมแสง) การกดสั้นๆ ครั้งแรกจะมีโหมดการรักษาด้วยเลเซอร์ (ไฟ LED สีแดง) หลังจากกดครั้งที่สอง สีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน กดครั้งที่สามจะปิดโหมด LED โหมดการสลับจะมาพร้อมกับสัญญาณเสียงสั้น ๆ
3. หลังจากใช้งานต่อเนื่อง 10 นาที อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

วิธีใช้:

การนวดมงกุฎศีรษะ:
1. เคลื่อนเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาในบริเวณเม็ดมะยม
2. การนวดบริเวณหนึ่งควรใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที

สำหรับการนวดส่วนอื่น ๆ ของศีรษะ:
1. เคลื่อนไปในทิศทางการเจริญเติบโตของเส้นผมจากใบหน้าไปด้านหลังศีรษะราวกับกำลังหวีผม
2. คุณยังสามารถหมุนวนหรือซิกแซกได้
3. การเคลื่อนไหวทั้งหมดในพื้นที่เดียวทำซ้ำ 3-5 ครั้ง
4. ระยะเวลาการนวดทั้งหมดที่แนะนำคือ 10-15 นาที

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
หนังศีรษะมัน	เช้าหลังจากสระผมบนผมที่เปียกหมาด	EMS: ระดับ 1 ใช้ 5 นาที ระดับ 2 ใช้ 3 นาที ระดับ 3 (สูงสุด) ใช้ 2 นาที ใช้ทั้งสามระดับตามลำดับโดยค่อย ๆ เพิ่มความแรง LED: แสงสีน้ำเงิน 5 นาที แสงสีแดง 2 นาที ใช้ทีละโหมดตามลำดับ	สัปดาห์ที่ 1-2: 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 3: 5 ครั้งต่อสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 4: หยุดพัก	2 เดือน. พัก 1 เดือน แล้วทำซ้ำหลักสูตร 2 เดือน โปรแกรมรวมขั้นต่ำ: 6 เดือน สองหลักสูตรต่อปี

สภาพผิว / ปัญหาผิว	10 วันแรก	อีก 10 วันข้างหน้า	2-3 เดือนข้างหน้า	เดือนหน้า	หลังจากนั้น
ผมร่วง / ผอมบาง	โหมดสั่น 10 นาที หลังทาเซรั่มบำรุง (หากต้องการ) แล้วใช้แสง LED สีแดง 5 นาที ใช้ทีละโหมดตามลำดับทุกวัน	โหมดสั่น 10 นาที หลังทาเซรั่มบำรุง (หากต้องการ) แล้วใช้แสง LED สีแดง 5 นาที ใช้ทีละโหมดตามลำดับวันเว้นวัน	โหมดสั่น 10 นาที หลังทาเซรั่มบำรุง (หากต้องการ) โหมด EMS ระดับต่ำและปานกลาง 2-5 นาที แสง LED สีแดง 7 นาที ใช้ทีละโหมดตามลำดับ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	หยุดพัก	ทำซ้ำโปรแกรม 10-10-3 เป็นเวลา 5-6 เดือน หยุดพักสัก 1 เดือน การบำรุงรักษา: ใช้งาน 1 เดือนตามด้วยการหยุดพัก 3 เดือน

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
รังแค / ผลัดใบ (ไม่มีโรคหนังศีรษะ)	หลังสระผมทุกครั้งหลังสระผมหมาด	LED: แสงสีน้ำเงิน 3 นาที แสงสีแดง 7 นาที โหมดสั่น 3 นาที ใช้ทีละโหมดตามลำดับ ใช้ EMS ระดับปานกลางแยกต่างหาก 3-4 นาที โดยไม่ขึ้นกับการสระผม	ไฟ LED: ทุกวัน การสั่นสะเทือน: 3 ครั้งต่อสัปดาห์ EMS: 2 ครั้งต่อสัปดาห์	LED + การสั่นสะเทือน: 4 สัปดาห์ จากนั้นหยุดพัก 1 สัปดาห์ ทำซ้ำอีก 1 เดือน ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำเพิ่มเติม เนื่องจากหลักสูตรจะดำเนินต่อไปจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข EMS: 4 สัปดาห์ จากนั้นพัก 1 สัปดาห์ ทำซ้ำอีก 1 เดือน

ข้อห้าม:
ใช้ด้วยความระมัดระวัง:
• ผู้ที่อยู่ในสภาพมึนเมาแอลกอฮอล์ระหว่างมีประจำเดือนและให้นมบุตร;
• เมื่อมี telangiectasia;
• เมื่อมีการอุดฟันชั่วคราวหรือระหว่างการรักษาทางทันตกรรม;
• แพ้โลหะ;
• ที่อุณหภูมิสูงและความดันโลหิตสูง;
• เมื่อมีการทำพลาสติกบนหนังศีรษะ ผิวหนังอักเสบและมีอาการคัน

คำเตือน:
1. ห้ามใช้ใกล้สถานที่ที่มีขาเทียมที่เป็นโลหะ (บริเวณตา หูชั้นใน กระดูก และข้อต่อ)
2. ห้ามใช้ในสถานที่ที่มีพยาธิสภาพของหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงรวมทั้งในที่ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือ
มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพ
4. ใช้อุปกรณ์ตามคู่มือผู้ใช้เท่านั้น
5. ห้ามมิให้ถอดประกอบ บำรุงรักษา และอัพเกรดผลิตภัณฑ์
6. โปรดเก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและสะอาด
7. อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง/ต่ำ รวมถึงใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
8. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับหลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น
9. เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากเด็ก

ในกล่อง: (1) เครื่องนวด (2) ถุงเก็บของ (3) ผ้าเช็ดปาก
4. สาย USB-C สำหรับชาร์จ 5) คำแนะนำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 3 h

เวลาทำการ: 2 h

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 10 min

โหมด:
1. EMS - 1 ระดับ 31 mA, 2 ระดับ 43 mA, 3 ระดับ 78 mA
2. การส่องไฟ - ไฟ LED สีแดง (ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร), แสงเลเซอร์ (ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร),
ไฟ LED สีฟ้า (ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร)
3. การสั่นสะเทือน - 6500 รอบต่อนาที

ความถี่ EMS: 9,51 kHz

รูปคลื่น: รูปคลื่นสมมาตรแบบสองเฟส

การกันน้ำ: IPX6



ELAX 2.0 - มาส์กนวดดวงตาเพื่อการผ่อนคลาย

บรรเทาอาการเมื่อยล้าของดวงตา

ช่วยลดอาการปวดหัว

ช่วยเรื่องการนอนไม่หลับ

ผ่อนคลาย

วงกลมของปัญหา: ความเหนื่อยล้าทั่วไปและความเหนื่อยล้าของดวงตา, ปวดหัว, ไมเกรน, นอนหลับยาก, ทำงานที่คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

วัสดุ: โมดัล, ไลคร่า

น้ำหนัก: 111 g.

ฟังก์ชั่น:
ความร้อน - ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ขจัดความตึงเครียดออกจากดวงตา การสั่นสะเทือน - ผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของน้ำเหลืองตามปกติ ช่วยขจัดความเมื่อยล้าและสายตาโดยทั่วไป COLD COMPRESS - ช่วยให้คุณกำจัดอาการบวมรอบดวงตาและโหนกแก้มทำให้หลอดเลือดตีบตัน การสัมผัสกับความเย็นจะทำให้การไหลเวียนของเลือดลดลงและส่งผลให้ของเหลวส่วนเกินไหลออก หน้ากาก 3 มิติไม่กดบนดวงตาและขนตา ช่วยให้กระชับกับใบหน้า และป้องกันการทะลุของแสง ซึ่งช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์เป็นหน้ากากนอนหลับได้

คุณสมบัติ:
1. กรณีการใช้งาน 4 กรณี (การทำความร้อน การสั่นสะเทือน การทำความร้อน + การสั่นสะเทือน แผ่นประคบเย็น)
2. หน้ากากมีความบางเบา เมื่อใช้แล้วไม่กดทับดวงตา
3. ความร้อน 3 ระดับเพื่อเลือกอุณหภูมิที่สะดวกสบายและการสั่น 3 ระดับเพื่อกำหนดความแรงสูงสุดของการนวด
4. หน้ากากมีรูปทรง 3 มิติตามหลักกายวิภาค โดยมีช่องสำหรับดวงตาและมีรอยบากสำหรับจมูกและดั้งจมูกเพื่อความสบายสูงสุด

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. เชื่อมต่อแผงควบคุมเข้ากับมาส์ก หมายเหตุ: ไฟแสดงการชาร์จจะสว่างเป็นสีขาวเมื่อการเชื่อมต่อระหว่างหน้ากากและแผงควบคุมอ่อน
2. กดสวิตช์สั่นหรือปุ่มอุณหภูมิค้างไว้ (2 วินาที) แล้วจึงเปิดเครื่องนวด ไฟแสดงสถานะระดับการชาร์จจะสว่างขึ้น
3. โหมดการสั่นสะเทือนและโหมดทำความร้อนทำงานแยกจากกัน เลือกโหมดที่คุณต้องการ
4. โหมดการสั่นมีระดับการสั่น 3 ระดับ เครื่องนวดเริ่มต้นด้วยระดับการสั่นสะเทือนต่ำ โดยปล่อยสัญญาณเสียง 1 ครั้ง เมื่อเปลี่ยนระดับ 2 สัญญาณเสียงจะหมายถึง 2 ระดับการสั่น 3 สัญญาณ - 3 ระดับ

5. โหมดทำความร้อนมี 3 ระดับอุณหภูมิ เครื่องนวดเริ่มต้นด้วยระดับความร้อนต่ำ โดยส่งเสียงบี๊บ 1 ครั้ง เมื่อเปลี่ยนระดับ สัญญาณเสียง 2 สัญญาณจะหมายถึงระดับความร้อนโดยเฉลี่ย และเสียง 3 สัญญาณจะส่งสัญญาณถึงระดับความร้อนสูงสุด
6. เครื่องนวดมีตัวจับเวลาอัจฉริยะ อุปกรณ์จะปิดหลังจากใช้งานไป 15 นาที โหมดการสั่นสะเทือนและโหมดทำความร้อนทำงานแยกจากกัน ตัวจับเวลาอัจฉริยะจะทำงานแยกกันในแต่ละโหมด เมื่อเปลี่ยนระดับการสั่นสะเทือนหรืออุณหภูมิ ตัวจับเวลาอัจฉริยะจะไม่เริ่มทำงานอีกครั้ง
7. หากต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดของโหมดสั่นหรือทำความร้อนค้างไว้ 2 วินาที

วิธีใช้:
1. เชื่อมต่อแผงควบคุมเข้ากับมาส์ก
2. วางมาส์กไว้เหนือดวงตาของคุณแล้วเปิดเครื่อง
3. เปิดใช้งานการสั่นสะเทือน/ความร้อน หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน
4. ปรับระดับอุณหภูมิและความร้อน
5. เพลิดเพลินกับการนวดเป็นเวลา 15 นาที
6. หากต้องการใช้การประคบเย็น ให้วางแผ่นซับในตู้เย็นล่วงหน้า 10 นาที ใส่เข้าหน้ากากไม่รวมอุปกรณ์

ความถี่ในการใช้งาน:
อนุญาตให้ใช้ทุกวัน

ระยะเวลาการสมัคร:
มันไม่จำกัด

ข้อห้าม:
1. ผู้ที่ไม่ไวต่อผลกระทบจากความร้อนบนผิวหนัง ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูง และเป็นหวัด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้อุปกรณ์
2. ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์:
ในกรณีที่มีการเกิดลิ่มเลือด, โป่งพองรุนแรง, โป่งพองในหลอดเลือดดำเฉียบพลัน, ผิวหนังอักเสบทุกประเภท, การติดเชื้อที่ผิวหนังเนื่องจากการใช้อุปกรณ์อาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพได้
ผู้ที่ไม่สามารถแสดงเจตจำนงหรือใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองได้
• เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี
3. หยุดใช้ผลิตภัณฑ์หากเกิดการอาเจียน ชัก หรือเกิดปฏิกิริยาทางกายภาพอื่นๆ

คำเตือน:
1. เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็กและทารก
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 12 ปี
3. รักษาแผงควบคุม สายชาร์จ และขั้วต่อการชาร์จให้แห้ง
4. ห้ามฉีดสารเคมีเหลว เช่น น้ำหอม และสารระงับกลิ่นกาย บนพื้นผิวของมาส์ก
5. อย่างอ ดึง หรือผูกผ้าปิดตาและสายชาร์จเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
6. ผู้ที่เป็นโรคตาหรือภูมิแพ้, ผู้ที่มีอาการเฉียบพลันจากการประคบร้อนควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้


ในกล่อง: (1) หน้ากาก (2) แผ่นประคบเย็น (3) สายชาร์จ USB-Type C (4) กระเป๋าเก็บของ (5) คำแนะนำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
เวลาในการชาร์จ: 1 ชั่วโมง

เวลาทำการ: อุณหภูมิสูง 75 นาที 60 นาทีในอุณหภูมิปานกลาง 45 นาทีในโหมดอุณหภูมิต่ำ

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 15 min
ความเร็วการสั่นสะเทือน: ระดับต่ำ - 3000 รอบต่อนาที • ระดับเฉลี่ย - 4000 รอบต่อนาที • ระดับสูง - 5000 รอบต่อนาที

การตั้งค่าอุณหภูมิ: • อุณหภูมิต่ำ - 40-45 °C • อุณหภูมิเฉลี่ย - 45-50 °C • อุณหภูมิสูง - 50-55 °C



EMI - แปรงทำความสะอาดผิวหน้าและนวดซิลิโคน

ทำความสะอาดผิว | ผลการยก | ช่วยลดอาการบวม | ปรับปรุงผิว

วงกลมของปัญหา: อุดตัน, รูขุมขนกว้าง, ความมันใต้ผิวหนังในระดับสูง, บวม

วัสดุ:ซิลิโคน.

น้ำหนัก: 97 g.

ฟังก์ชั่น:
เครื่องนวดทำงานบนหลักการของการสั่นสะเทือนความถี่สูง (เสียง) ซึ่งสามารถปรับกำลังได้อย่างอิสระ คลื่นเสียง (การสั่นสะเทือนความถี่สูง) ทำให้เกิดการสั่นของขนแปรงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นวงกว้าง ดังนั้น แปรงจะทำความสะอาดผิวหน้าเนื่องจากเอฟเฟกต์ที่สะสมจะปรับโทนสีและทำความสะอาดรูขุมขน

การสั่นสะเทือนเช่นเดียวกับด้านที่มีใบหน้าเป็นซี่โครงช่วยให้สามารถนวดเบาๆ ช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนโลหิต และทำให้ริ้วรอยเล็กๆ เรียบเนียนขึ้น

โหมดอุ่นช่วยให้คุณเปิดรูขุมขนและทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึก นอกจากนี้ผลของความร้อนยังกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เร่งกระบวนการเผาผลาญในผิวหนัง และส่งเสริมการดูดซึมส่วนผสมที่มีประโยชน์ของเครื่องสำอาง

คุณสมบัติ:
1. รูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของอุปกรณ์ในรูปแบบของกลุ่มนิ้วและหัวที่ยืดหยุ่นและโค้งงอได้จะช่วยให้คุณทำความสะอาดทุกพื้นที่ของใบหน้าของสารปนเปื้อนและการแต่งหน้าได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและอิสระ
2. แปรงทำจากซิลิโคนอาหารและการทำความสะอาดจะละเอียดอ่อนและเหมาะกับผิวที่บอบบางที่สุด
3. ฐานชาร์จแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กบนถ้วยดูดจะช่วยให้คุณวางแปรงนวดของคุณบนกระจกหรือบนผนังในห้องน้ำของคุณได้อย่างสะดวก ลดความซับซ้อนในการจัดเก็บและกระบวนการชาร์จของอุปกรณ์
4. ปรับระดับการสั่นสะเทือนได้ 8 ระดับ

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดอุปกรณ์
2. แปรงมี 2 โหมด: โหมดการสั่นสะเทือนต่อเนื่องพร้อมโหมดทำความร้อนและโหมดการสั่นสะเทือนของคลื่น เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก โหมดการสั่นสะเทือนที่ควบคุมพร้อมระบบทำความร้อนจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

3. ในโหมดการสั่นสะเทือนต่อเนื่องพร้อมระบบทำความร้อน มีระดับการสั่นสะเทือนให้เลือก 8 ระดับ ปรับระดับการสั่นสะเทือนด้วยความช่วยเหลือของปุ่มเพิ่ม/ลดความเร็ว
4. หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดการสั่นสะเทือนของคลื่น ให้กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง
5. การกดปุ่มเปิด/ปิดซ้ำๆ จะเป็นการปิดอุปกรณ์
6. แปรงมีฟังก์ชันหน่วยความจำ: เมื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง อุปกรณ์จะเริ่มทำงานในโหมดสุดท้ายที่ใช้

วิธีใช้:

สำหรับการทำความสะอาดขั้นพื้นฐาน
1. ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหน้าด้วยน้ำ
2. ทาน้ำยาซักผ้าลงบนแปรง
3. เปิดใช้งานอุปกรณ์ในโหมดการสั่นสะเทือนต่อเนื่องพร้อมระบบทำความร้อน
4. ใช้แปรงปั่นโฟมโดยพิงไว้กับข้อมือของคุณ
5. วางหัวแปรงลงบนใบหน้า นวดเพื่อทำความสะอาด เลื่อนจากด้านล่าง (จากคาง) ขึ้นไป (ถึงเส้นขนบนหน้าผาก) ตามแนวการนวด
6. หลังจากเสร็จสิ้น ให้ขจัดเครื่องสำอางที่ตกค้างออกจากใบหน้าแล้วแปรงด้วยน้ำ
เพื่อการทำความสะอาดบริเวณทีโซนอย่างล้ำลึก
1. ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหน้าด้วยน้ำ
2. ทาน้ำยาซักผ้าลงบนแปรง
3. เปิดใช้งานอุปกรณ์ในโหมดการสั่นสะเทือนของคลื่น
4. ใช้แปรงปั่นโฟมโดยพิงไว้กับข้อมือของคุณ
5. วางหัวแปรงบนใบหน้า นวดบริเวณทีโซน เลื่อนจากด้านล่าง (จากคาง) ขึ้นไป (ถึงเส้นขนบนหน้าผาก) ตามแนวการนวด
6. หลังจากเสร็จสิ้น ให้ขจัดเครื่องสำอางที่ตกค้างออกจากใบหน้าแล้วแปรงด้วยน้ำ
สำหรับการนวด
1. ทาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น ครีม/เซรั่ม/เจล (สิ่งสำคัญคือต้องทามอยเจอร์ไรเซอร์) บนใบหน้า
2. เปิดเครื่อง เลือกโหมดที่สะดวกสบายสำหรับคุณ
3. ใช้ด้านหลังของแปรงนวดหน้า โดยเลื่อนจากด้านล่าง (จากคาง) ขึ้น (ไปจนถึงไรผมบนหน้าผาก) ตามแนวการนวด

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
สิว / การอักเสบ	ตอนเช้าที่ต้องการ	การสั่นสะเทือนของคลื่น: 5 นาที อย่าใช้เครื่องทำความร้อน	รายวัน	กำลังดำเนินการอยู่
ผิวแห้ง / สูญเสียสีผิว	เช้า	การสั่นสะเทือนต่อเนื่องโดยใช้ความร้อน: 3-5 นาที เฉพาะแก้มและคางเท่านั้น การสั่นสะเทือนของคลื่น: 3-5 นาที อาจใช้ทั้งสองโหมดในเซสชันเดียว แต่อนุญาตให้มีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องพร้อมการให้ความร้อนวันเว้นวันเท่านั้น อย่าใช้ทั้งสองโหมดทุกวัน	การสั่นสะเทือนต่อเนื่องพร้อมระบบทำความร้อน: วันเว้นวัน การสั่นสะเทือนของคลื่น: ทุกวัน	กำลังดำเนินการอยู่

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
สิวหัวดำ (ไม่มีการอักเสบ)	เวลาใดก็ได้ของวัน	การสั่นสะเทือนต่อเนื่องด้วยความร้อน: 5-7 นาที ทีโซน: หน้าผาก จมูก และคาง	รายวัน	กำลังดำเนินการอยู่
การนวดด้วยความร้อน (ไม่มีการอักเสบ)	เวลาใดก็ได้ของวัน	การสั่นสะเทือนต่อเนื่องด้วยความร้อน: 5-7 นาที	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	กำลังดำเนินการอยู่

ข้อห้าม:
1. ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีผิวหนังบวมอย่างรุนแรงทันทีหลังการผ่าตัดโดยถูกแดดเผาหรือทำร้ายผิวหนัง
2. ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์กับผู้ที่มีอาการอักเสบรุนแรงหรือบวมรอบดวงตา
3. ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำยาทำความสะอาดที่ละลายได้ง่ายหรือครีมที่ทำจากซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ที่มีเม็ด (สแครบ) หรือสารลอก
4. แนะนำให้ใช้แปรงเป็นรายบุคคล

คำเตือน:
1. ก่อนใช้งานอุปกรณ์กรุณาถอดนาฬิกา แว่นตา ขนตาปลอม คอนแทคเลนส์ออก
2.หากเครื่องเสียหายอย่าใช้งาน
3. อย่าใช้อุปกรณ์นานเกินไปบนผิวหนังบริเวณเดียวกัน
4. เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากอุณหภูมิสูง
5. อย่าจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำจนหมด

ในกล่อง: (1) แปรง, (2) ฐานชาร์จ, (3) สายชาร์จ DC-USB, (4) คำแนะนำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 5 h

เวลาทำการ: 60 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 5 min

อุณหภูมิความร้อน: 55 ± 5 °C

การสั่นสะเทือน: 7500 รอบต่อนาที

การกันน้ำ: IPX7



HAZUMI LIGHT - เครื่องนวดแบบเพอร์คัสชั่น

บรรเทาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

ปรับปรุงการไหลเวียน

ปรับปรุงกล้ามเนื้อ

ผลต่อต้านเซลลูไลท์

ความกังวล: ความเจ็บปวด ความตึงเครียด และความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อหลังการออกแรงอย่างหนัก

วัสดุ: พลาสติก ABS, ยาง.

น้ำหนัก: 230 g.

ฟังก์ชั่น:
เครื่องนวดแบบเพอร์คัชชั่นสร้างแรงสั่นสะเทือนแบบโปสเตอร์ - พัลส์สั้นเร็วซึ่งความถี่และความเข้มขึ้นอยู่กับความเร็วที่เลือก คลื่นจากการสั่นสะเทือนภายใต้อิทธิพลของแรงกระแทกจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนของร่างกายได้ลึกหลายเซนติเมตร เครื่องเคาะจังหวะจะ "ผ่อนคลาย" กล้ามเนื้อ ล้างน้ำเหลืองและเลือดดำออกจากกล้ามเนื้อที่อักเสบ สลายการยึดเกาะ บรรเทาอาการปวด ลดความตึงเครียด เพิ่มระยะการเคลื่อนไหวของส่วนนี้ของร่างกาย และยืดกล้ามเนื้ออย่างอ่อนโยน ส่งผลให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้รับการซ่อมแซมเร็วขึ้น

คุณสมบัติ:
1. HAZUMI Light - เป็นเครื่องนวดขนาดเล็กน้ำหนักเบาที่มีขนาดกะทัดรัดกว่าของ HAZUMI ซึ่งทำให้กระบวนการนวดสบายยิ่งขึ้น
2. หัวฉีดแบบถอดเปลี่ยนได้ 4 ชิ้นในชุดเพื่อศึกษากลุ่มกล้ามเนื้อทุกกลุ่ม
3. ความเข้ม 5 ระดับเพื่อเลือกความเร็วการตีที่สบายที่สุด โดยปรับตามกลุ่มกล้ามเนื้อต่างๆ สำหรับหัวฉีดที่แตกต่างกัน
4. ตัวจับเวลาอัจฉริยะ (10 นาที) ช่วยให้คุณผ่อนคลายระหว่างการนวด อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากหมดเวลาของขั้นตอน

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จอุปกรณ์แล้ว
2. ติดตั้งหัวนวดที่คุณต้องการลงในอุปกรณ์
3. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เพื่อเริ่มอุปกรณ์
4. เมื่อเปิดใช้งานปืนพกนวดจะตั้งค่าระดับความเข้ม 1 ระดับโดยอัตโนมัติ
5. หากต้องการเปลี่ยนระดับความเข้ม ให้กดปุ่มสั้นๆ โดยรวมแล้วอุปกรณ์มีความเร็ว 5 ระดับ ในตอนแรก สัญญาณไฟ 1 ตัวจะไหม้ และแต่ละสัญญาณจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ ไฟสัญญาณอีกตัวจะสว่างขึ้น ที่ความเร็ว 5 ตัว ไฟสัญญาณทั้ง 5 ตัวจะไหม้

6. หากต้องการปิดเครื่องนวด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

วิธีใช้:
1. ติดตั้งหัวฉีด 1 ใน 4 อัน ขึ้นอยู่กับบริเวณของร่างกายที่คุณต้องการออกกำลังกาย
• แนะนำให้ใช้หัวกลมสำหรับนวดกล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่ สะโพก กล้ามเนื้อน่อง บั้นท้าย และหน้าท้อง
• หัวรูปตัว U ใช้สำหรับนวดไหล่ แขน กระดูกสันหลัง
• หัวทรงกรวย (หัวกระสุน) ออกแบบมาเพื่อการนวดเส้นเอ็น ฝ่าเท้า ฝ่ามือ มือ และจุดกดจุดต่างๆ
หัวแบนใช้สำหรับนวดทั่วร่างกาย ผ่อนคลายและฟื้นฟูเนื้อเยื่ออ่อนและกลุ่มกล้ามเนื้อที่บอบบาง
2. ด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ เพื่อตั้งค่าระดับความเข้ม 1 จาก 5 ระดับ
ระดับ 1: ความเร็วนี้จะช่วยอบอุ่นกล้ามเนื้อในช่วงเริ่มต้นของการนวดที่ใช้ในการกระตุ้นกล้ามเนื้อ
• ระดับ 2 ความเข้มข้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษากล้ามเนื้อและพังผืดที่ลึกและไม่สามารถเข้าถึงได้ (เยื่อหุ้มที่เกี่ยวพันของกล้ามเนื้อที่รับประกันการเคลื่อนไหวของเรา)
• ระดับ 3 การสั่นสะเทือนของความถี่นี้ช่วยเพิ่มความกระชับของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว และความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อที่ตึงและถูกบีบสามารถกลับมาหดตัว มีรูปร่างที่ดีและทำงานได้อย่างถูกต้อง
• ระดับ 4 การสั่นสะเทือนในระดับนี้จะช่วยบรรเทาความตึงเครียดและความเจ็บปวดในกล้ามเนื้อและพังผืด ผ่อนคลาย ทำให้การไหลเวียนโลหิตเป็นปกติ และทำให้เนื้อเยื่ออิ่มตัวด้วยออกซิเจน
• ระดับ 5 ความเข้มข้น 3000 รอบต่อนาที ช่วยให้สามารถกดจุด บรรเทาอาการตึงของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง และอาการกระตุกได้ นักนวดบำบัดไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ด้วยความเร็วสูงสุด การเปิดรับแสงในระดับสูงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีกล้ามเนื้อพัฒนาแล้ว - นักยกน้ำหนักมืออาชีพ นักเพาะกาย และนักยกกำลัง
3. ใช้ปืนนวดกับร่างกายของคุณ จัดเรียงเครื่องนวดเพื่อให้หัวฉีดสัมผัสกับผิวหนังเหนือกล้ามเนื้อเล็กน้อย
4. ปรับแรงกดและแรงที่คุณใช้อุปกรณ์กับร่างกาย ไม่แนะนำให้กดหรือกดเครื่องนวดบนร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างต่อเนื่อง
5. ค่อยๆ นำหัวฉีดไปตามร่างกาย/กล้ามเนื้อในทิศทางขึ้นลง ในจุดที่เจ็บปวด คุณสามารถยืดเวลาได้อีกเล็กน้อย
6. เวลาในการเปิดรับแสงในพื้นที่หนึ่งขึ้นอยู่กับเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ เพื่อบรรเทาความตึงเครียดและทำให้กล้ามเนื้อมีโทนเสียง 15-60 วินาทีก็เพียงพอแล้ว หากต้องการถอดคลิปชื่อออกคุณควรหยุดเป็นเวลา 30 วินาที
7. รวมเวลานวดคือ 10 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะหยุดนวดอัตโนมัติ

ความถี่ในการใช้งาน:
อนุญาตให้ใช้ทุกวัน

ระยะเวลาการสมัคร:
มันไม่จำกัด

ข้อห้าม:
1. ห้ามมิให้ใช้ปืนนวดที่ด้านหน้าและด้านข้างของคอ (อาจเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดแดงคาโรติด)
2. ห้ามใช้เครื่องนวดบนใบหน้า ศีรษะ และหัวใจ
3. ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องนวดสำหรับกระบวนการอักเสบ, กระดูกหัก, เคล็ดขัดยอกของกล้ามเนื้อ, เอ็น

คำเตือน:
1. อย่าใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เมื่ออาบน้ำหรืออาบน้ำ

ในกล่อง: (1) เครื่องนวดแบบเพอร์คัชชัน, (2) หัวรูปตัว U, (3) หัวกลม,
4. หัวทรงกรวย, 5) หัวแบน, 6) สายชาร์จ USB-C,
7. ลูกไม้ 8) ถุงเก็บของ 9) คำแนะนำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง เวลาทำงาน: ขึ้นอยู่กับความกดดันและระดับที่คุณกำลังทำงานอยู่
• 1 ระดับถึง 4 ชั่วโมง
ระดับ 5 ถึง 2.5 ชั่วโมง Smart Timer: 10 นาที
ความเร็วการสั่นสะเทือน:
• ระดับ 1 - 1800 รอบต่อนาที
ระดับ 2 - 2100 รอบต่อนาที
• ระดับ 3 - 2400 รอบต่อนาที
ระดับ 4 - 2700 รอบต่อนาที
• ระดับ 5 - 3000 รอบต่อนาที



HIGE - เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด

การดูแลเครา | โกนให้สะอาด | กำจัดขนที่ไม่พึงประสงค์

ความกังวล: พืชพรรณบนใบหน้ามากเกินไป

วัสดุ: โลหะ.

น้ำหนัก: 140 g.

ฟังก์ชั่น:
HIGE - นี่คือมีดโกนแบบหมุนที่มีหัวมีดโกน 2 หัว หัวเป็นดิสก์ที่มีรูที่ใบมีดหมุนอยู่ พวกมันหมุนเป็นวงกลมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อโกน เส้นขนจะตกลงไปในรู โดยที่ใบมีดหมุนอยู่ใต้ตะแกรงด้วยความเร็วรอบสูงตั้งแต่ 2600 ถึง 2900 ครั้งต่อนาที ทำให้ขนแปรงตัดจนหมด มีดโกนประเภทนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังที่บอบบางได้

คุณสมบัติ:
1. กะทัดรัด - มีดโกนหนวดไฟฟ้ามีน้ำหนักเพียง 140 กรัม และมีขนาดที่เหมาะสมที่สุด 66x52x28 มม.
2. ไม่จำเป็นต้องต่อมีดโกนเข้ากับเต้ารับ HIGE - มันคือมีดโกนแบตเตอรี่ จากการชาร์จหนึ่งครั้ง คุณสามารถใช้มีดโกนได้โดยอัตโนมัตินานถึง 55 นาที
3. ระดับการป้องกันความชื้น IPX7 ทำให้ HIGE สามารถใช้โกนหนวดได้ทั้งแบบแห้งและเปียก
4. HIGE มีหัวลอย 2 อัน พวกเขาทำซ้ำรูปร่างของใบหน้าเมื่อเคลื่อนไหว, วางใบมีดในมุมที่ถูกต้องและจะช่วยให้รับมือกับสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในการโกนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การมีจอแสดงผลขนาดเล็กซึ่งการควบคุมมีดโกนจะง่ายและสนุกสนาน:
จอแสดงผลจะแสดงเวลาการใช้งาน ระดับการชาร์จ โหมดการทำงาน และสถานะการล็อค
6.มีฟังก์ชั่นล็อค คุณจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เปิดมีดโกนในกระเป๋าเดินทาง/กระเป๋า/กระเป๋าเสื้อ

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. การเปิดใช้งานอุปกรณ์มีดโกนจะถูกเปิดใช้งานโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ หลังจากกดปุ่ม ไฟแสดงทั้งหมดบนจอแสดงผลจะสว่างสลับกันจากล่างขึ้นบน หลังจากผ่านไป 0.2 วินาที ไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะดับลงพร้อมกัน จอแสดงผลจะแสดงเฉพาะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่จากระดับแบตเตอรี่ปัจจุบัน เช่น เหลือเวลาอีก 58 นาที
2. อุปกรณ์มีโหมดการทำงาน 2 โหมด: โหมดความเร็วต่ำและโหมดความเร็วสูง หากต้องการเปลี่ยนโหมด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 1 วินาที เมื่อเปลี่ยนจากความเร็วต่ำเป็นความเร็วสูง

ตัวระบุความเร็วจะปรากฏบนจอแสดงผล (ที่มุมซ้ายล่างของจอแสดงผล) เมื่อเปลี่ยนจากความเร็วสูงไปต่ำตัวบ่งชี้จะดับลง อุปกรณ์มีฟังก์ชันหน่วยความจำ: เมื่อเปิดใช้งาน อุปกรณ์จะทำงานตามความเร็วที่คุณใช้งานครั้งสุดท้าย
3. การกดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ ระหว่างการทำงานของอุปกรณ์จะทำให้อุปกรณ์หยุดชั่วคราว ในกรณีนี้จอแสดงผลจะแสดงเวลาการทำงานของอุปกรณ์ในช่วงการใช้งานปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น: ใช้เวลา 15 วินาที
4. ปิดอุปกรณ์ หากต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้นานกว่า 1 วินาที
5. การป้องกันการเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ: เครื่องโกนหนวดมีระบบล็อคแบบพกพาที่ป้องกันไม่ให้เปิดในกระเป๋าเดินทางหากกดปุ่มเปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจ หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดบนอุปกรณ์ที่ปิดอยู่ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที จอแสดงผลจะสลับแสดงตัวเลข 1-2-3 และไอคอนล็อค (ที่มุมขวาล่างของจอแสดงผล) จะกะพริบ 3 ครั้ง หลังจากนั้นอุปกรณ์จะปิดและเข้าสู่โหมดล็อค หากต้องการถอดล็อค ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาที บนจอแสดงผลจะแสดงตัวเลข 3-2-1 สลับกัน และไอคอนล็อค (ที่มุมขวาล่างของจอแสดงผล) จะกะพริบ 3 ครั้ง หลังจากนั้นล็อคจะถูกลบออกและอุปกรณ์จะเริ่มทำงานด้วยความเร็วที่บันทึกไว้ระหว่างการใช้งานครั้งล่าสุด เมื่อเปิดใช้งานการล็อค จะสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้ หลังจากเสร็จสิ้นการล็อคจะถูกถอดออก

วิธีใช้:
1. เปิดใช้งานอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ
2. เคลื่อนไหวเป็นวงกลมช้าๆ ด้วยแรงกดปานกลางบนใบหน้าในบริเวณที่มีขนขึ้น (การโกนแบบแห้งถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า)
3. สำหรับการโกนในบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น บนกราม คอ และบริเวณร่องอก แนะนำให้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตของเส้นผม
4. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน ให้ปิดอุปกรณ์และทำความสะอาด
5. การระคายเคืองเล็กน้อยต่อผิวหนังระหว่างการใช้สองสามครั้งแรกถือเป็นเรื่องปกติ

ความถี่ในการใช้งาน:
ขอแนะนำให้ใช้มีดโกนเป็นประจำ (อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์) เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อให้ผิวหนังปรับเข้ากับการใช้อุปกรณ์โดยเร็วที่สุด

ระยะเวลาการสมัคร:
ชุดใบมีดมีอายุการใช้งาน 2 ปี อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการลดคุณภาพการโกน เราขอแนะนำให้เปลี่ยนทุก 6 เดือน

ข้อห้าม:
อย่าใช้มีดโกนหนวดไฟฟ้ากับผิวหนังที่เสียหายหรือระคายเคืองในบริเวณที่มีบาดแผลเปิด

คำเตือน:
1. การใช้งานผิดวิธีอาจทำให้หัวโกนชำรุด อย่ากดเครื่องแรงเกินไป ใช้โกนบริเวณใบหน้าเท่านั้น ห้ามใช้กับเส้นผมหรือส่วนอื่นของร่างกาย

2. ก่อนใช้งานให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหัวโกน:
หากเสียหายอย่าใช้อุปกรณ์
3. อย่าถอดชิ้นส่วนเคสเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าด้วยตนเอง
4. อย่าดึงสายชาร์จเมื่อเชื่อมต่อ/ถอดสายชาร์จออกจากอะแดปเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสายชาร์จ อย่าพันไว้รอบผลิตภัณฑ์
5. อย่าปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลเป็นเวลานาน เวลาชาร์จสูงสุดไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเมื่อชาร์จผลิตภัณฑ์นี้ ให้เก็บให้ห่างจากแหล่งน้ำ
6. ภายในผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ กรุณาอย่าทิ้งอุปกรณ์เข้ากองไฟ ห้ามชาร์จ ใช้งาน หรือเก็บที่อุณหภูมิสูง กรุณาชาร์จ ใช้ และเก็บมีดโกนไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C ถึง 35°C
7. ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในผลิตภัณฑ์
8. มีดโกนมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของบุคคลหนึ่งคน
9. หากคุณเดินทางพร้อมมีดโกน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานโหมดล็อคระหว่างการขนส่ง
10. การใช้ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่ไม่มีความสามารถทางกฎหมายเต็มรูปแบบจะต้องเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมดูแล

ในกล่อง: 1) มีดโกนหนวดไฟฟ้า 2) สาย USB-C สำหรับชาร์จ 3) คำแนะนำ
4.ขวดน้ำมันสำหรับหล่อลื่นใบมีด 5)แปรงสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์,
6.กล่องเก็บหนัง.

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 66 min

เวลาทำการ: 60 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: ไม่

ความเร็วในการหมุนใบมีด: ต่ำ - 2600 ± 200 รอบต่อนาที • สูง - 2900 ± 200 รอบต่อนาที

การกันน้ำ: IPX7



HIGE PRO - เครื่องตัดขน 6-IN-1

การดูแลเส้นผมและเคราที่บ้าน

กำจัดขนบนใบหน้าและร่างกายที่ไม่พึงประสงค์

ความกังวล: ปรับความยาวผม ผมไม่พึงประสงค์

วัสดุ: โลหะ สแตนเลส พลาสติก

น้ำหนัก: 200 g.

ฟังก์ชั่น:
HIGE Pro - นี่คืออุปกรณ์การดูแลตนเองแบบสากล เนื่องจากมีหัวฉีด 6 หัวในชุดจึงสามารถรับมือกับการโกนและตัดผมทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย หลักการสำคัญของการทำงานคือการตัดผมไม่ใช่ด้วยใบมีดเพียงใบเดียว แต่โดยการทำงานร่วมกันของสององค์ประกอบ: ใบมีดแบบคงที่ (ด้านล่าง) และใบมีดแบบเคลื่อนที่ได้ (ด้านบน) ใบมีดด้านล่างไม่เคลื่อนไหวและแนบสนิทกับผิวหนัง ฟันของมันพุ่งตรงและ "จับ" เส้นขนโดยยึดให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรง ใบมีดด้านบนเชื่อมต่อกับมอเตอร์โรตารีเยื้องศูนย์ ทำให้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากซ้ายไปขวาบนพื้นผิวของใบมีดล่าง ดังนั้นขอบคมของใบมีดด้านบนจะตัดผมโดยกดไปที่ขอบคมของใบมีดด้านล่าง

คุณสมบัติ:
1. มีหัวฉีด 6 หัวสำหรับการโกนประเภทต่างๆ
2. มีหัวหวี 4 อันสำหรับปรับความยาวของการโกน
3. มีขาตั้งที่สะดวกสำหรับอุปกรณ์และหัวฉีดหลักทั้งหมด
4. ใบมีดแบบมืออาชีพด้วยความเร็วการหมุน 7000 รอบต่อนาที
5.ระดับการป้องกันความชื้น - IPX6 (ตัวเครื่องสามารถใช้กับผิวที่เปียกได้)
6. ไม่จำเป็นต้องต่อมีดโกนเข้ากับเต้ารับ HIGE Pro - เป็นเครื่องโกนหนวดแบบแบตเตอรี่ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 200 นาที ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่จำเป็นต้องชาร์จอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. หากต้องการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ เมื่อเปิดอุปกรณ์ เส้นบนจอแสดงผลจะเคลื่อนที่อย่างราบรื่น จากนั้นจะไหม้อย่างต่อเนื่อง
2. การเปลี่ยนหัวฉีด
• ตัวเครื่องมีกลไกแม่เหล็กสำหรับติดหัวฉีดโลหะ ในการยึดหัวฉีดบนตัวเครื่องให้นำไปที่จุดยึดหลังจากนั้นแม่เหล็กจะยึดไว้ หากต้องการถอดหัวฉีด ให้ดึงขึ้นแล้วปลดออกจากตัวเครื่อง

• หัวเป่าหงอนใช้กับหัวฉีดมาตรฐานเพื่อปรับความยาวของเส้นผมเมื่อตัด ในการติดตั้ง คุณต้องเกี่ยวหวีที่ส่วนบนของหัวฉีดโลหะ จากนั้นกดที่ส่วนล่างของหวีก่อนที่จะคลิกเพื่อให้มันอยู่ใกล้กับพื้นผิวของหัวฉีดโลหะ หากต้องการถอดหัวหวีออก ให้ดึงลิ้นที่อยู่ด้านล่างขึ้น หมายเหตุ: ก่อนเปลี่ยนหัวฉีด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ในระหว่างการเปลี่ยนหัวฉีด ให้วางตัวมีดโกนด้วยมือของคุณให้ห่างจากปุ่มเปิด/ปิด เพื่อไม่ให้เปิดอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

วิธีใช้:
มาพร้อมกับอุปกรณ์มีหัวฉีด 6 หัวสำหรับความต้องการที่หลากหลาย:
1. ตัดผม (สำหรับสิ่งนี้ 2 หัวฉีดเหมาะ):
หัวโกนขนมาตรฐานและหัวโกนขนตามร่างกาย) ยึดหัวหวีบนอุปกรณ์ หากคุณใช้ที่กันจอนเป็นครั้งแรก ให้เริ่มต้นด้วยหัวฉีดที่มีความยาวสูงสุด (12 มม.) เปิดอุปกรณ์และทาส่วนที่แบนของหัวฉีดลงบนผิวหนัง ค่อยๆ ปัดหัวฉีดไปบนเส้นผม ทำซ้ำการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ตามความจำเป็น หมายเหตุ: หากระหว่างการตัดผมบนหงอนผมสะสม ให้ปิดอุปกรณ์และทำความสะอาดหัวฉีด
2. การโกนเครา / หนวด วางหัวฉีดของอุปกรณ์ไว้ที่ขอบของแนวเครา / หนวด และค่อยๆ วางลงบนผิวหนัง การเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ จะเล็มบริเวณที่ต้องการในใบหน้าและลำคอ หมายเหตุ: หากคุณตกแต่งขอบเครา / หนวด ให้ทำขอบที่ด้านหลังศีรษะ ฯลฯ ให้ถอดหัวหวีของที่กันจอนออก หากต้องการสร้างเส้นที่ชัดเจน คุณสามารถใช้หัวฉีดพิเศษสำหรับตกแต่งเคราและหนวดได้
3. การโกนด้วยหัวฉีดแบบตาข่าย เครื่องโกนหนวด ถืออุปกรณ์โดยให้หัวฉีดสัมผัสกับใบหน้าของคุณเล็กน้อยในมุม 45 องศา ออกกำลังกายด้วยการโกนด้วยการสัมผัสสั้นๆ ยืดผิวของคุณด้วยมือข้างที่ว่าง วิธีนี้จะช่วยให้ผมตั้งตรง ซึ่งจะทำให้โกนได้ง่ายขึ้น หมายเหตุ: หัวดูดนี้ออกแบบมาเพื่อโกนบริเวณรอบๆ เครา/หนวด ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการโกนเต็มรูปแบบ
4. การโกนด้วยหัวฉีดสำหรับตัดผมบริเวณจมูกและหู หลังจากติดตั้งหัวฉีดแล้ว ให้สอดเข้าไปในหูหรือรูจมูกอย่างระมัดระวัง ใส่และถอดอุปกรณ์ออกจากหูหรือรูจมูกอย่างระมัดระวัง ระหว่างการโกน ให้หมุนหัวฉีด หมายเหตุ: อย่าสอดหัวฉีดเข้าไปในหูหรือรูจมูกลึกเกินไป (ไม่เกิน 6 มม.)
5. การโกนด้วยหัวโกนแบบฟิกเกอร์ หัวโกนนี้ใช้สำหรับตัดเส้นและลวดลาย หลังจากติดตั้งหัวฉีดแล้ว ให้วางไว้ในตำแหน่งที่คุณร่างจุดเริ่มต้นของลวดลาย เปิดมีดโกนและเริ่มสร้างลวดลาย อย่าออกแรงกดบนหัวฉีดมากเกินไป
หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ลายฉลุที่เตรียมไว้ล่วงหน้า

ความถี่ในการใช้งาน:
อนุญาตให้ใช้ทุกวัน

ระยะเวลาการสมัคร:
มันไม่จำกัด

คำเตือน:
1. อย่าทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีใครดูแล
2. เก็บสายชาร์จให้ห่างจากแหล่งความร้อน
3.อย่าให้น้ำเข้าสายชาร์จ
4. ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กออกจากเต้ารับขณะมือเปียก
5.อย่าใช้สายชาร์จที่ชำรุด
6. ชาร์จ ใช้งาน และจัดเก็บอุปกรณ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 15 °C ถึง 35 °C
7.เมื่อทำความสะอาดควรปิดเครื่องเสมอ
8. เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้

ในกล่อง: (1) ที่กันจอน, (2) หัวตัดผมมาตรฐาน,
3. หัวโกนบนตัวเครื่อง 4) หัวโกนแบบตาข่ายเพื่อการโกนที่สะอาด
5. หัวโกนเคราและหนวด, 6) หัวเป่าขนจมูกและหู,
7) อุปกรณ์เสริมสำหรับโกนหนวดที่มีลวดลาย, 8) อุปกรณ์เสริมหวี 4 ชิ้น (3/6/9/12 มม.), 9) สายชาร์จ USB-C,
10) ขวดน้ำมัน, 11) แปรงทำความสะอาด, 12) ขาตั้ง, 13) หวี

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 2 h

เวลาทำการ: 200 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: ไม่

ความเร็วในการหมุนใบมีด: 7000 รอบต่อนาที

การกันน้ำ: IPX6



KARU - มัลติสไตล์เลอร์ผม

แห้งเร็ว | จัดแต่งทรงผมที่มีประสิทธิภาพ | ควบคุมเสียงแฉ่

ความกังวล: ผมเปียก, จัดแต่งทรงผมไม่มีรูปทรงหลังจากการเป่าผมแห้งตามธรรมชาติ, ผมฟูมากเกินไป และผมใช้พลังงานไฟฟ้า

วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์, พลาสติก.

น้ำหนัก: 318 g.

ฟังก์ชั่น:

ความเร็วลม 3 ระดับ และอุณหภูมิ 4 ระดับ ให้คุณเลือกโหมดการเป่าผมแห้งที่เหมาะกับคุณได้ โหมดลมเย็นจะช่วยแก้ไขการปูได้ง่าย

ด้วยอุปกรณ์เสริมสี่แบบเพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน ทำให้ผมเรียบลื่น สร้างวอลลุ่มและลอนผม คุณจึงสามารถจัดแต่งทรงผมระดับมืออาชีพที่บ้านได้ทุกวัน

เอฟเฟกต์ของ COANDA จะช่วยให้คุณสร้างภาพที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่เป็นอันตรายต่อเส้นผมและการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น โดยตัวเส้นผมจะถูกดึงดูดเข้าสู่อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม

ฟังก์ชั่นของการไอออไนซ์จะทำให้อากาศอิ่มตัวด้วยไอออนลบซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้

คุณสมบัติ:
1. เครื่องจัดแต่งทรงกำลัง KARU - 1200 วัตต์ อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมที่มีกำลังระดับนี้ถือได้ว่าเป็นมืออาชีพ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณเป่าผมแห้งด้วยกระแสลมที่ทรงพลังยิ่งขึ้น และความร้อนจะเกิดขึ้นเร็วขึ้น
2. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (BLDC) ช่วยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
3. เอฟเฟกต์ Coanda เป็นปรากฏการณ์ทางอากาศพลศาสตร์ที่สร้างกระแสน้ำวนที่ดึงดูดและบิดเส้นผมลงบนหัวฉีด KARU Styler ใช้เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ Coanda ส่วนของหัวฉีดไม่ได้ซ้อนทับและไม่ข้ามกันซึ่งช่วยให้คุณสามารถกระจายเกลียวไปตามหัวฉีดได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งหมายความว่าผมทุกเส้นจะไวต่อการบำบัดด้วยความร้อนเท่ากันส่วนโค้งงอจะโค้งงอและคงรูปร่างที่กำหนดไว้เป็นเวลานาน
4. สำหรับการจัดแต่งทรงผมบนศีรษะทั้งสองข้าง ต้องใช้หัวฉีดเพียง 1 อันเท่านั้น ทั้งหัวฉีดสำหรับลอนผมและหัวฉีดสำหรับผมเรียบมีสวิตช์กระจายลมในตัว คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวฉีด เพียงแค่เปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศ โดยคุณจะต้องหมุนปลายด้านบนของหัวฉีดไปในทิศทางที่คุณต้องการกำหนดทิศทางการไหลของอากาศ

5. การควบคุมอุณหภูมิ องค์ประกอบความร้อนของ KARU Styler ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิ NTC ซึ่งหมายความว่าเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 80 °C และทางออกหรือช่องอากาศเข้าถูกปิดกั้น ระดับความร้อนจะลดลงโดยอัตโนมัติ 35% เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงต่ำสุด 73 °C องค์ประกอบความร้อนจะกลับสู่โหมดการทำงานมาตรฐาน เทคโนโลยีนี้จะช่วยปกป้องเส้นผมของคุณจากความร้อนสูงเกินไปและผมแห้งเกินไป
6. อุปกรณ์จัดแต่งทรง KARU มีฟังก์ชันไอออไนซ์ (ไอออนถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องกำเนิดไอออน) เธอคือผู้ที่จะได้ผมที่เรียบเนียนขจัดความนุ่มฟูและการใช้พลังงานไฟฟ้า
7. อุปกรณ์มีฟังก์ชันหน่วยความจำ เช่น เมื่อเปิดเครื่อง อุปกรณ์จัดแต่งทรงจะเริ่มทำงานในโหมดเดียวกันกับที่คุณใช้งานครั้งก่อน

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. การติดตั้ง/การถอดหัวฉีด หากต้องการยึดหัวฉีดบนอุปกรณ์ ให้ค่อยๆ สอดเข้าไปในช่องที่อยู่ในซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งหัวฉีด และหมุนตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อยก่อนที่จะคลิก หากต้องการถอดหัวฉีด ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของอุปกรณ์ และกดปุ่มค้างไว้ที่ตำแหน่งด้านล่าง ถอดหัวฉีดออก แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย
2. เปิดใช้งานอุปกรณ์ ติดตั้งหัวฉีดที่คุณต้องการบนตัวเครื่อง เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดแต่งทรงผมเข้ากับช่องเสียบ และย้ายปุ่มเปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งด้านบน อุปกรณ์มีฟังก์ชันหน่วยความจำ เช่น เมื่อเปิดเครื่อง อุปกรณ์จัดแต่งทรงจะเริ่มทำงานในโหมดเดียวกับที่คุณใช้งานครั้งก่อน
3. การเลือกความเร็วลม
อุปกรณ์มีโหมดความเร็ว 3 โหมด:
ความเร็วต่ำ (ตัวบ่งชี้สีน้ำเงิน): 75000 ± 5000 รอบต่อนาที;
ความเร็วเฉลี่ย (สัญญาณไฟสีเขียวอ่อน): 85000 ± 5000 รอบต่อนาที;
ความเร็วสูง (สัญญาณไฟสีเขียวสว่าง): 105000 ± 5000 รอบต่อนาที โหมดจะเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่มเลือกความเร็วลม ตามค่าเริ่มต้น อุปกรณ์จะเริ่มทำงานในโหมดความเร็วต่ำ ลำดับการสลับโหมดความเร็วของลมเป่า: ต่ำ -> ปานกลาง -> สูง -> ปานกลาง -> ต่ำ
4. การเลือกอุณหภูมิ
อุปกรณ์มีระบบอุณหภูมิ 4 ระดับ:
อุณหภูมิสูง (ตัวบ่งชี้สีแดง): 95 °C ± 10 °C;
อุณหภูมิเฉลี่ย (ตัวแสดงสีเหลือง): 80 °C ± 10 °C;
อุณหภูมิต่ำ (ไฟสีเขียว): 60 °C ± 10 °C;
• ลมเย็น (ไฟดับ): 25 °C ± 10 °C. โหมดจะเปลี่ยนโดยการกดปุ่มเลือกอุณหภูมิ ตามค่าเริ่มต้น อุปกรณ์จะเริ่มทำงานในโหมดอุณหภูมิต่ำ ลำดับของโหมดการเปลี่ยนอุณหภูมิ: อุณหภูมิต่ำ -> อุณหภูมิเฉลี่ย -> อุณหภูมิสูง -> อุณหภูมิเฉลี่ย -> อุณหภูมิต่ำ -> อากาศเย็น
5.เมื่อสิ้นสุดการจัดแต่งทรงผมให้ปิดอุปกรณ์โดยเลื่อนปุ่มเปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งล่าง รอจนกระทั่งอุปกรณ์เย็นสนิท จากนั้นจึงถอดหัวฉีดออกและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ

วิธีใช้:
มาพร้อมกับอุปกรณ์มีหัวฉีด 4 อัน:

ใช้สำหรับเป่าแห้งก่อนวาง เพื่อการจัดแต่งทรงผมเพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องแห้งสนิท ควรคงความชุ่มชื้นเล็กน้อยเพื่อปกป้องเส้นผมจากการถูกทำลายเมื่อถูกความร้อน ให้ใช้สารป้องกันความร้อน จากนั้นเป่าผมให้แห้งตามปกติ โดยควบคุมการไหลเวียนของอากาศจากรากผมไปยังปลายผม

NASADKA BRASHING ใช้เพื่อสร้างปริมาตรรากและคลื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการพันกันของเส้นผม อย่าม้วนเกลียวบนผมที่ดัดงอ เช่นเดียวกับที่ม้วนผมควายหรือที่ม้วนผม แบ่งผมของคุณออกเป็นเส้นๆ หวีผมให้ใกล้กับโคนผมมากที่สุดและลดระดับเส้นผมลง ตรึงตำแหน่งนี้ไว้ประมาณ 5-7 วินาทีเพื่อสร้างวอลลุ่ม หากต้องการสร้างลอนผม ให้เลื่อนหัวฉีดไปตามเส้นผม โดยไล่จากโคนผมไปจนถึงปลายผม เมื่อคุณรู้สึกว่าปลายผมกำลังจะหลุดออกมา ให้ปัดผมไปรอบๆ แกนหลายๆ ครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ใช้หัวฉีดทรงกระบอกขนาด 38 มม. เพื่อสร้างลอนผม หัวดูดช่วยให้คุณเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศเพื่อเลือกทิศทางการม้วนงอได้ โดยหมุนปลายด้านบนของหัวฉีดไปในทิศทางที่ต้องการ แบ่งผมของคุณออกเป็นเส้นๆ นำหัวฉีดไปที่ปลายเกลียวด้านใดด้านหนึ่ง ด้วยเอฟเฟกต์ Coanda ผู้จัดแต่งทรงจึงสามารถดึงผมและบิดไปที่หัวฉีดได้ หลังจากขันปลายเกลียวเข้ากับหัวฉีดแล้ว ให้ค่อยๆ เคลื่อนไปทางโคนผม โดยไม่ต้องหมุนอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ติดตั้งอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมในตำแหน่งด้านบนเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที จากนั้นค่อย ๆ ดึงเกลียวที่โค้งงอออกจากหัวฉีด

Nasadka สำหรับการลุบผมนั้นใช้เพื่อทำให้ผมมีขนเรียบ หัวดูดช่วยให้คุณเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศเพื่อการติดตั้งที่สะดวกยิ่งขึ้น โดยหมุนปลายด้านบนของหัวฉีดไปในทิศทางที่ต้องการ เป่าผมให้แห้งด้วยวิธีปกติ จากนั้นวางหัวฉีดไว้ที่โคนผมเพื่อให้ผมอยู่บนพื้นผิวโดยมีรูสำหรับระบายอากาศ ปรับทิศทางการไหลของลม ย้ายความยาวทั้งหมดของเส้นผมจากโคนไปยังปลายผม จำลองการหวีผม

ความถี่ในการใช้งาน:
อนุญาตให้ใช้ทุกวัน

ระยะเวลาการสมัคร:
มันไม่จำกัด

คำเตือน:
1. เมื่อจัดแต่งทรงผม โปรดจำไว้ว่าองค์ประกอบอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมจะร้อนขึ้นเมื่อใช้ ดังนั้นอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้บนเส้นผม และต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ใกล้กับผิวหนังของศีรษะ ใบหน้า หู และลำคอมากเกินไป
2. หลังจากแกะกล่องออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จัดแต่งทรงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีชิ้นส่วนครบถ้วนตามที่แสดงในภาพประกอบ และไม่มีร่องรอยของความเสียหาย ก่อนใช้งาน ให้นำฉลาก แท็ก ฯลฯ ทั้งหมดออกจากอุปกรณ์

3. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับใช้ในอ่างอาบน้ำหรือฝักบัว อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมไม่ควรสัมผัสกับน้ำ ของเหลวอื่นๆ กระเซ็น และไอน้ำ
4. หากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทันทีหลังการใช้งาน เนื่องจากอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้แม้กระทั่งกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปิดอยู่
5. ห้ามใช้เครื่องขณะมือเปียก อย่าให้เครื่องสัมผัสกับความชื้น สภาพอากาศ (ฝน แสงแดด ฯลฯ) หรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป
6. อย่าดึงสายเครือข่ายหรือตัวอุปกรณ์เพื่อถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ อย่าดึงหรือยกอุปกรณ์ด้วยสายไฟ หากสายไฟชำรุดต้องเปลี่ยนที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
7. อย่าปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลในขณะที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ถอดอุปกรณ์ออกจากโครงข่ายไฟฟ้าทุกครั้งก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา และเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
8. เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น
9. หากเครื่องชำรุดหรือทำงานไม่ถูกต้อง ให้หยุดใช้งานทันที สำหรับการซ่อม โปรดติดต่อศูนย์บำรุงรักษา
10. อย่าใช้อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมหากตกหล่นหรือมีร่องรอยความเสียหายที่มองเห็นได้
11. ห้ามใช้อุปกรณ์กับสัตว์ วิกผม และทรงผมที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์
12. ใช้อุปกรณ์กับอุปกรณ์เสริมของแท้เท่านั้น

ในกล่อง: (1) อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม, (2) หัวเป่าเครื่องเป่าผม, (3) หัวเป่าผม, (4) หัวเป่าผมลอน,
5. หัวเป่าผมเรียบ, 6) ถุงเก็บ, 7) กิ๊บติดผม (2 ชิ้น),
8. การสอน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

ความเร็วมอเตอร์: 105000 ± 5000 รอบต่อนาที

ความเร็ว: 13 ลิตรต่อวินาที

ความเร็วการไหลของอากาศ:
ความเร็วต่ำ: 75000 ± 5000 รอบต่อนาที
• ความเร็วเฉลี่ย: 85000 ± 5000 รอบต่อนาที
ความเร็วสูง - 105000 ± 5000 รอบต่อนาที

การตั้งค่าอุณหภูมิ: • อุณหภูมิสูง - 95 °C ± 10 °C • อุณหภูมิเฉลี่ย - 80 °C ± 10 °C • อุณหภูมิต่ำ - 60 °C ± 10 °C • อากาศเย็น - 25 °C ± 10 °C



KINU - เครื่องหนีบผมไร้สาย

ช่วยให้ผมตรง | สไตล์และรูปร่างของเส้นผม | การบำบัดอย่างอ่อนโยน | ควบคุมเสียงแฉ่ | รักษาสุขภาพเส้นผมให้เงางาม

ข้อกังวล:

ที่เกี่ยวข้อง: ปัญหาเกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผมนอกบ้าน, ผมเสียเนื่องจากอุณหภูมิสูงและแผ่นความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอ, ความเสี่ยงของผมแห้งกร้านและเปราะ, ความไม่สะดวกในการใช้อุปกรณ์แบบมีสาย, การขาดการปรับอุณหภูมิสำหรับผมประเภทต่างๆ, ความซับซ้อนของการสร้างสไตล์ที่แตกต่างกัน, ความเสี่ยงของความร้อนสูงเกินไป, ความเทอะทะและน้ำหนักมากของเครื่องหนีบผมมาตรฐาน, ความซับซ้อนในการขนส่งและการเก็บรักษา

เกี่ยวข้องกับประเภทของเส้นผม: ผมมีรูพรุน ผมแข็ง ผมหยิก ผมหยักศก ผมตามอำเภอใจและพับยาก

วัสดุ: พลาสติก ABS, พลาสติกพีซี

น้ำหนัก: 380 ก. (เครื่องหนีบผม), 243 ก. (แท่นชาร์จ)

ฟังก์ชั่น:

การยืดผม - แผ่นทำความร้อนทำให้พันธะเคราตินในเส้นผมอ่อนลง เส้นใยถูกยืดไว้ระหว่างแผ่นเปลือกโลกและยืดให้ตรง พันธะจะเย็นลงในตำแหน่งใหม่ที่เป็นเส้นตรง

การเคลือบ - แผ่นอุ่นจัดเส้นผมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ความร้อนทำให้ผมลื่นแบนมากขึ้น และรูปร่างจะคงที่ในระหว่างการทำความเย็น - เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพันธะไฮโดรเจนในโครงสร้างของเส้นผมชั่วคราว

การสร้างแบบจำลองผม - การสร้างลอนคลื่นหรือปริมาตรเกิดขึ้นเนื่องจากการรวมกันของความร้อนและการกระทำทางกล (การหมุน, ความตึง, การดัดงอของเส้นผม) เส้นผมอยู่ในรูปแบบของแผ่นความร้อนหรือการเคลื่อนตัวของเครื่องมือ และได้รับการแก้ไขหลังจากเย็นลง

คุณสมบัติ:
1. ไร้สาย.
2. การชาร์จได้สองวิธี: ผ่านสาย Type-C และผ่านฐานชาร์จ
3. 4 สภาวะอุณหภูมิ
4. ประหยัดแผ่นเซรามิก
5. การควบคุมความร้อน
6. ฟังก์ชั่นล็อคแบตเตอรี่เพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย
7. ฟังก์ชั่นการจดจำการตั้งค่าล่าสุด
8. ต่อเติมอุปกรณ์พร้อมชุดอุปกรณ์เสริมขนาดใหญ่
9. จอแสดงผลดิจิตอล

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. ปลดล็อคอุปกรณ์ ก่อนเริ่มใช้งาน ให้เลื่อนสวิตช์ล็อคขึ้นไปที่ตำแหน่ง "ปลดล็อค" คำเตือน: ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ได้ในขณะที่ล็อคอยู่
2. เปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 2 วินาที ไฟส่องสว่างแบบไดนามิกจะสว่างขึ้น เพื่อส่งสัญญาณถึงการรวมอุปกรณ์
3. ปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 2 วินาที
4. เพื่อความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 30 นาที
5. หากต้องการปรับอุณหภูมิ ให้ใช้ปุ่ม "+" และ "-" ปรับความร้อนได้ 4 ระดับ คือ 150, 180, 200 และ 220 องศา เลือกระบบการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภทและสภาพเส้นผมของคุณ ระหว่างการทำความร้อน ระดับที่เลือกจะกะพริบ เมื่ออุปกรณ์ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ไฟแสดงสถานะจะหยุดกะพริบและยังคงสว่างอยู่

วิธีใช้:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผมของคุณสะอาด แห้ง และหวีอย่างทั่วถึง ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องหนีบผมกับผมเปียกหรือผมเปียก
2. เปิดอุปกรณ์ ปลดล็อคเครื่องหนีบผมโดยเลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "ปลดล็อค" กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาที ก่อนที่จะเปิดไฟแบ็คไลท์แบบไดนามิก
3. การเลือกอุณหภูมิ
เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยปุ่ม + / -:
150 องศา สำหรับผมบาง ผมเสีย หรือผมเปลี่ยนสี
180-200 องศา สำหรับผมธรรมดา
220 องศา สำหรับผมหนา แข็ง หรือผมหยิก ตัวแสดงอุณหภูมิจะกะพริบระหว่างการให้ความร้อน และจะเริ่มส่องสว่างอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด
4.ยืดผม
• แบ่งผมออกเป็นเกลียวเล็กๆ
วางเกลียวระหว่างแผ่นเซรามิกแล้วปิด
• ปัดเครื่องหนีบผมอย่างระมัดระวังจากโคนถึงปลายผม
อย่าอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนานกว่า 3 วินาทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผมร้อนเกินไป
5. บิดผม
นำเส้นผมเส้นเล็กมาบีบระหว่างแผ่นเซรามิก
• หมุนเครื่องหนีบผมไปรอบๆ แกนของคุณเพื่อบิดเกลียวไปในทิศทางที่ต้องการ
ค่อยๆ ปัดอุปกรณ์จากโคนถึงปลาย โดยให้เกลียวอยู่ในตำแหน่งหมุนเป็นเวลาหลายวินาที
• หลังจากเกิดลอนผมแล้ว ให้ละลายเกลียวอย่างระมัดระวัง และหากจำเป็น ให้จัดแต่งทรงผมด้วยน้ำยาเคลือบเงาผม

6. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดอุปกรณ์ หากจำเป็น ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับฐานชาร์จเพื่อชาร์จใหม่

คำเตือน:
1. ก่อนใช้งานควรอ่านคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด
2. ห้ามใช้อุปกรณ์กับผมที่เปียกหรือเปียก และห้ามใช้ใกล้น้ำ (เช่น ในห้องน้ำ หรือใกล้อ่างล้างจาน) เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต
3. อย่าสัมผัสแผ่นเซรามิกที่ให้ความร้อนขณะทำงานเพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้
4. อย่าทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีใครดูแลเมื่อเปิดเครื่อง
5. อย่าใช้เครื่องหากได้รับความเสียหายหรือมีข้อบกพร่องที่มองเห็นได้ในร่างกาย สายไฟ หรือฐานชาร์จ
6. เก็บอุปกรณ์และเครื่องชาร์จให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
7. ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้วัสดุไวไฟ
8. อย่าพยายามซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเอง งานซ่อมแซมทั้งหมดควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
9. ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติให้ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟทันที
10. ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและเครื่องชาร์จของแท้ที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
11. ขณะชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสและด้านในของฐานชาร์จสะอาดและแห้ง
12. ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำหรือล้างใต้น้ำ
13.ปิดเครื่องหลังใช้งานและก่อนทำความสะอาด

ในกล่อง: 1) เครื่องหนีบผมไร้สาย 2) แท่นชาร์จ
3. สายชาร์จ Type-C, (4) ฝาครอบซิลิโคนป้องกัน, (5) ที่คาดผม,
6. ผ้าเช็ดทำความสะอาด (7) แผ่นกันความร้อน 8) คลิป (2 ชิ้น) 9) คำแนะนำ 10) ถุง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

แผ่นปิด: เซรามิค

ขนาด: 303x38x42 มม. (เครื่องหนีบผม) 105x105x159 มม. (แท่นชาร์จ)

พลัง: 47 W

แรงดันไฟฟ้า: 7,2 V

การตั้งค่าอุณหภูมิ: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

เวลาใช้งาน (ชาร์จเต็ม): 40 นาที

เวลาชาร์จ: 1,5-2 h

ขนาดแผ่นทำความร้อน: 25×100 mm



KIO - EMS BODY MASSAGER

การปรับรูปร่างของร่างกาย

มุ่งเป้าไปที่ความหย่อนคล้อยของผิวและเซลลูไลท์

คงความกระชับและความยืดหยุ่นของผิวกาย

ความกังวล: น้ำหนักส่วนเกิน (ไขมันสะสมในท้องถิ่น), เซลลูไลท์, บวม, ผิวหย่อนคล้อยและหย่อนคล้อย, รอยแตกลาย, สัญญาณแห่งวัยที่มองเห็นได้, ผิวคล้ำ

วัสดุ: พลาสติกเอบีเอส.

น้ำหนัก: ตัว - 128 ก. • ตัวเครื่องพร้อมหัวฉีด EMS - 224 ก. • ตัวเครื่องมีหัวฉีด RF - 221 ก.

ฟังก์ชั่น:
ในเครื่องนวดตัว KIO มีการนำเสนอฟังก์ชันต่างๆ ตามหัวฉีดพิเศษ: EMS และ RF&LED

EMS หรือ ELECTROMYOSTIMULATION เป็นขั้นตอนในการกระตุ้นกล้ามเนื้อและปลายประสาทโดยให้กระแสกระตุ้นตามลักษณะที่กำหนด EMS เลียนแบบแรงกระตุ้นไฟฟ้าอัตโนมัติ ซึ่งด้วยความช่วยเหลือของอิเล็กโทรดไปถึงเส้นใยประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการหดตัว ดังนั้นผิวจึงแข็งแรงขึ้นและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น การสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าบนเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อไม่เพียงทำให้เกิดการหดตัวเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตในท้องถิ่นและการระบายน้ำเหลืองอีกด้วย สิ่งนี้ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อเยื่อและมีส่วนช่วยในการกำจัดผลิตภัณฑ์จากการเผาผลาญอย่างรวดเร็ว: การสลายไขมันและการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ซึ่งเป็นแรงผลักดันหลักในการแก้ไขรูปร่างและในการต่อสู้กับเซลลูไลท์ การใช้เครื่องนวด EMS เป็นประจำโดยการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลืองจะช่วยป้องกันความผิดปกติของหลอดเลือดดำและบรรเทาอาการบวม

RF - LIFTING เป็นกระบวนการที่เนื้อเยื่อชั้นลึกถูกให้ความร้อนด้วยความช่วยเหลือของกระแสไฟฟ้าความถี่สูง แรงกระตุ้นทางไฟฟ้าที่ผ่านชั้นหนังกำพร้าทำให้อุณหภูมิในชั้นหนังแท้และไขมันใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์คอลลาเจน การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น เร่งการเผาผลาญของเซลล์ไขมัน ผลจากขั้นตอนนี้ทำให้คุณสมบัติของผิวได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ - ความยืดหยุ่น, ความยืดหยุ่นและความตึงเพิ่มขึ้น, กระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คลื่นความถี่วิทยุสามารถลดปริมาตรของเนื้อเยื่อไขมันได้ แต่หน้าที่หลักของการยกกระชับด้วย RF คือการกระชับผิว

ภายในกรอบของการส่องไฟ แต่ละสีจะสอดคล้องกับความยาวคลื่นหนึ่งในสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้ โดยการออกฤทธิ์บนผิวหนังที่ระดับความลึกต่างๆ แสงจะถูกดูดซับโดยตัวรับของผิวหนัง กระตุ้นกระบวนการทางธรรมชาติภายในเซลล์ และทำให้เกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังบางอย่าง ด้วยความยาวคลื่นที่ยาวที่สุด (ใน KIO 630 ± 20 นาโนเมตร) ไฟ LED สีแดงจะทะลุผ่านผิวหนังได้ลึกกว่าแสงทุกประเภทที่นำเสนอ มันทำหน้าที่เกี่ยวกับไฟโบรบลาสต์ ซึ่งช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างผิวหนังใหม่ ผลจากการบำบัดด้วยแสง LED สีแดง ความกระชับและความยืดหยุ่นของผิวเพิ่มขึ้น ผิวกระชับขึ้น และสัญญาณภายนอกของการแก่ชราของผิว เช่น ริ้วรอยและสีผิวลดลง

คุณสมบัติ:
1. รูปร่างตามหลักสรีรศาสตร์ที่กะทัดรัดทำให้อุปกรณ์อยู่ในมือได้สบาย
2. เครื่องนวดผสมผสาน 3 เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ: EMS, RF, LED
3. ในชุดหัวฉีดแม่เหล็กพิเศษ 2 อันสำหรับแต่ละโหมด:
หัวฉีด EMS พร้อมอิเล็กโทรดโลหะทรงกลมขนาดใหญ่ 4 อิเล็กโทรด และหัวฉีด RF&LED พร้อมอิเล็กโทรดในรูปแบบของลูกบอลและวงแหวนขนาดเล็ก รวมถึง LED
4. พื้นผิวการทำงานที่ขยายใหญ่ขึ้นของอุปกรณ์ช่วยให้คุณดำเนินการกับพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ของร่างกายได้ทันที
5. ปุ่มควบคุม 1 ปุ่ม: เปิด/ปิดและการสลับความเข้ม

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. เครื่องนวดตัวมีหัวฉีดแม่เหล็ก 2 หัว: หัวฉีดที่มีลูกบอลขนาดใหญ่สำหรับทำงานในโหมด EMS และหัวฉีดที่มีวงแหวนและลูกบอลขนาดเล็กสำหรับทำงานในโหมด RF&LED ติดตั้งหัวฉีดเข้าไปในตัวเครื่อง: เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้สอดหัวฉีดเข้าไปในช่องบนตัวเครื่อง
2. หลังจากติดตั้งหัวฉีดโดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ (2 วินาที) ให้เปิดเครื่องนวด ขึ้นอยู่กับหัวฉีดที่เลือก โหมด EMS หรือ RF&LED จะเริ่มขึ้น ตัวบ่งชี้ความเข้มของการกระแทกจะสว่างขึ้น
3. ในโหมด EMS และ RF&LED มีระดับความเข้ม 3 ระดับ หากต้องการเปลี่ยนระดับ ให้กดปุ่มสวิตช์ระดับความเข้มอีกครั้ง ไฟแสดงสถานะจะค่อยๆ เต็มตามระดับแรงที่เพิ่มขึ้น หลังจากถึงระดับสูงสุดแล้วเมื่อกดปุ่มเปลี่ยนระดับซ้ำๆ อุปกรณ์จะเลื่อนไปที่ระดับความรุนแรงของการกระแทกขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าเฉพาะระดับความเข้มของ RF เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงในโหมด RF&LED โดย LED จะยังคงคงที่
4. เครื่องนวดมีตัวจับเวลาอัจฉริยะ อุปกรณ์จะปิดหลังจากใช้งานไป 5 นาที
5. หากต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาที
6.ในการถอดหัวฉีดออกให้ใช้มือข้างเดียวจับอุปกรณ์ แล้วใช้มือสองข้าง "หู" บนหัวนวด ใช้แรงดึงหัวฉีดเข้าหาตัวเอง แล้วนำออกจากตัวเครื่อง

วิธีใช้:
คำแนะนำทั่วไป:
1. ใช้เครื่องนวดบนผิวที่สะอาด ขจัดน้ำมันส่วนเกินและสิ่งปนเปื้อนออกจากร่างกาย
2. หากเจลคอนแทคเลนส์หรือผลิตภัณฑ์ดูแลของคุณซึมเข้าสู่ผิวหนังระหว่างการนวด ให้ทาอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นวดเคลื่อนไหว (ลื่น) ได้อย่างอิสระ และเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เมื่อเคลื่อนที่ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้ทาคอนแทคเจลบนผิวหนังบริเวณต่างๆ ของร่างกายที่คุณวางแผนจะทำงาน

ก่อนการนวด
3. เครื่องนวด KIO มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ระหว่างการใช้งาน ต้องแน่ใจว่าได้ขยับอุปกรณ์ไว้เหนือผิวหนัง หากคุณทิ้งอุปกรณ์ไว้ที่เดียวโดยไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน อุปกรณ์จะหยุดทำงาน หลังจากเริ่มการเคลื่อนไหวอีกครั้ง อุปกรณ์จะเริ่มทำงานอีกครั้ง
4. โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ในบริเวณเดียวกันเป็นเวลานาน โปรดอย่าถือเครื่องนวดไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ละคนมีระดับความเจ็บปวดและความไวต่อผิวหนังที่แตกต่างกัน: การถืออุปกรณ์โดยไม่ขยับบริเวณใดจุดหนึ่งอาจทำให้เกิดแผลไหม้เล็กน้อยได้ ระหว่างการใช้งานอย่าอยู่ในที่เดียวนานกว่า 2-3 วินาที
5. ความไวของผิวหนังและประสิทธิภาพของอุปกรณ์เป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคลและพื้นที่ที่สัมผัส

โหมด EMS:
1. ทาบนตัวนำเจลที่สัมผัสกับผิวหนังหรือผลิตภัณฑ์ดูแลของคุณบนโครงสร้างคล้ายเจลสูตรน้ำ ซึ่งจะช่วยให้นำกระแสไฟฟ้าได้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
2. ตั้งหัวฉีดตามโหมดที่คุณต้องการใช้
3. เปิดอุปกรณ์สำหรับแอปพลิเคชันแรก ให้เลือกระดับความเข้มเริ่มต้นของ EMS
4. หากต้องการนวดเอว ให้จับเครื่องที่ด้านข้างโดยขยับจากบริเวณรอบเอวมาตรงกลางเป็นเวลา 5 นาที
5. ในการนวดขา ให้จับอุปกรณ์ไว้ที่ต้นขา/หน้าแข้งโดยขยับขึ้นด้านบนเป็นเวลา 5 นาที
6. สำหรับการนวดมือ ให้จับอุปกรณ์ไว้บนไหล่ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อไหล่เป็นเวลา 5 นาที
7. สำหรับการนวดหน้าท้อง ให้ขยับอุปกรณ์คว่ำลงในซิกแซก โดยหลีกเลี่ยงบริเวณสะดือเป็นเวลา 5 นาที
8. ในระหว่างการนวด ต้องแน่ใจว่าได้ออกแรงกดเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวอิเล็กโทรดสัมผัสกับผิวหนังได้เต็มที่
9. หลังจากขั้นตอนเสร็จสิ้นให้ปิดอุปกรณ์ ถอด และทำความสะอาดหัวฉีด ทิ้งเจลคอนแทคเลนส์หรือผลิตภัณฑ์ดูแลไว้บนผิวหนังจนดูดซึมได้หมด หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดผิว

โหมด RF:
1. ทาบนตัวนำเจลที่สัมผัสกับผิวหนังหรือผลิตภัณฑ์ดูแลของคุณบนโครงสร้างคล้ายเจลสูตรน้ำ ซึ่งจะช่วยให้นำกระแสไฟฟ้าได้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
2. ตั้งหัวฉีดตามโหมดที่คุณต้องการใช้
3. เปิดอุปกรณ์สำหรับแอปพลิเคชันแรก ให้เลือกระดับความเข้มเริ่มต้นของ RF&LED
4. เลือกพื้นที่ที่จะสัมผัสและทำการนวดตามรายการด้านล่าง พื้นฐานของฟังก์ชัน RF คือการให้ความร้อนแก่ผิวเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและการเผาผลาญไขมันใต้ผิวหนัง หากรู้สึกว่าอุณหภูมิความร้อนไม่เพียงพอ ให้ลดความเร็วของการลื่น หากอุณหภูมิตรงข้ามสูงเกินไป ให้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อให้อุณหภูมิรู้สึกสบายตัว
5. ใช้การเลื่อนเลื่อนไปตามทิศทางของเนื้อผิวเป็นเวลา 5 นาที
6. เลื่อนในแนวนอนเป็นเวลา 5 นาที
7. การเคลื่อนที่แบบวงกลมจะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาเป็นเวลา 5 นาที
8. ทำซ้ำเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกาเป็นเวลา 5 นาที

9. หลังจากขั้นตอนเสร็จสิ้นให้ปิดอุปกรณ์ ถอด และทำความสะอาดหัวฉีด ทิ้งเจลคอนแทคเลนส์หรือผลิตภัณฑ์ดูแลไว้บนผิวหนังจนดูดซึมได้หมด หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดผิว

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
บวม / น้ำเหลืองไหลไม่ดี / กล้ามเนื้ออ่อนแรง	เช้า	EMS: หน้าท้องและเอว - 10-15 นาที; ต้นขาและก้น - 15-20 นาที เซสชันทั้งหมด: สูงสุด 40 นาที เริ่มต้นที่ความเข้มข้นขั้นต่ำและค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามความสบายและสภาพผิว ควรรู้สึกถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยไม่มีความเจ็บปวด	หลักสูตรเริ่มต้น: 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ การดูแลรักษา: 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์	หลักสูตรเริ่มต้น: 6-8 สัปดาห์ จากนั้นให้หยุดพัก 1-2 เดือนเพื่อให้ผิวหนังได้ฟื้นตัวและหลีกเลี่ยงการปรับตัวต่อการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง การบำรุงรักษา: อยู่ระหว่างดำเนินการ
กระชับผิว / กระชับผิวให้เรียบเนียน	ตอนเย็น	RF & LED: หน้าท้องและเอว - 10-15 นาที; ต้นขาและก้น - 15-20 นาที เซสชันทั้งหมด: สูงสุด 40 นาที เพิ่มความเข้มของ RF ภายในขีดจำกัดที่สะดวกสบาย ผิวควรรู้สึกอบอุ่นโดยไม่ร้อนเกินไป	หลักสูตรเริ่มต้น: 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ การบำรุงรักษา: สัปดาห์ละครั้ง; ทุกๆ 10-14 วันก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน	
การรักษาแบบผสมผสาน	EMS ในตอนเช้าและ RF & LED ในตอนเย็น หรือรวมกันในช่วงบ่าย	EMS + RF และ LED หน้าท้องและเอว: EMS 10-15 นาที, RF & LED 10-15 นาที ต้นขา: EMS 10-15 นาทีต่อขา, RF & LED 15-20 นาทีต่อขา บั้นท้าย: EMS 15 นาที, RF & LED 15 นาที ในเซสชั่นรวม ให้ใช้โหมดที่แตกต่างกันสำหรับพื้นที่ที่แตกต่างกัน: EMS สำหรับต้นขา/ก้น, RF และ LED สำหรับหน้าท้อง/เอว	EMS: 3 ครั้งต่อสัปดาห์ RF และ LED: สัปดาห์ละสองครั้ง	

ข้อห้าม:

1. ห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์:
• ผู้ที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคหัวใจอื่นๆ ผู้ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ
ผู้ที่มีการปลูกถ่ายโลหะถาวรหรือเจาะในบริเวณที่ใช้อุปกรณ์
• ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคลูปัส erythematosus พอร์ฟีเรีย โรคหัวใจ ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด หรือโรคภูมิต้านตนเอง (เช่น เอชไอวีหรือเอดส์)
• บุคคลที่มีรอยโรคผิวหนังไม่ทราบสาเหตุ
• ผู้ที่ได้รับรังสีบำบัดหรือเคมีบำบัด อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับรอยแตกลายที่เกิดจากโรคอ้วนหรือการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์นี้ไม่ได้ใช้เพื่อรักษารอยแผลเป็น
บุคคลที่ผิวหนังในปัจจุบันหรือในอดีตได้รับการรักษาด้วย alpha hydroacids (AHA), beta hydroacids (BHA), isotretinoin เฉพาะที่ หรือกรด azelaic
ผู้ที่รับประทาน Roaccutane รูปแบบใดๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
บุคคลที่รับประทานยาไวแสงหรือยาอื่น ๆ ที่แพทย์สั่ง โปรดอ่านคำแนะนำในการใช้ยาก่อนใช้เครื่องนวด หากคำแนะนำระบุว่ายาอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อแสงหรือเป็นพิษต่อแสง หรือหากระบุไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด โปรดอย่าใช้อุปกรณ์นี้
ผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด รวมถึงแอสไพรินในปริมาณสูง ขอแนะนำให้ใช้เครื่องนวดเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการรักษา
2. ห้ามใช้อุปกรณ์บนใบหน้า ลำคอ หน้าอก บริเวณอวัยวะเพศ และบริเวณต่างๆ ของร่างกายที่ผ่านการศัลยกรรมพลาสติกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา
3. อย่าใช้อุปกรณ์ในโหมดการบำบัดด้วย LED หากผิวของคุณไวต่อแสง มีแนวโน้มที่จะเกิดผื่นแดง เกิดอาการแพ้
4. ห้ามใช้อุปกรณ์ในการบำบัดด้วย LED หากมีการติดเชื้อ กลาก แผลไหม้ การอักเสบของรูขุมขน แผลเปิด รอยฟกช้ำ เริม แผลที่ผิวหนัง หรือก้อนเลือดในบริเวณที่นวด
5. ห้ามชี้เข้าตาหรือมองแหล่งกำเนิดแสงในเครื่องนวดนี้
6. อย่าพยายามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงอุปกรณ์ อย่าใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้

คำเตือน:

1. เก็บให้พ้นมือเด็ก
2. ใช้อุปกรณ์นี้อย่างระมัดระวังตามคำแนะนำเหล่านี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์
3. ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับเครื่องสำอางที่ติดไฟได้
4. ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับบริเวณรอบดวงตา
5.ก่อนใช้งานควรตรวจสอบความเสียหายก่อนใช้งาน หากเครื่องนวดทำงานไม่ถูกต้อง แตกหัก หรือชำรุด ห้ามใช้
6. ทำการทดสอบความไว 24 ชั่วโมงก่อนใช้งานอุปกรณ์ครั้งแรก ใช้คอนแทคเจลปริมาณเล็กน้อยที่ด้านในของแขนเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ดูแลหรือเครื่องนวดไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางผิวหนัง

7. เก็บสายชาร์จ USB-C และขั้วต่อเครื่องชาร์จให้แห้ง อย่าใช้เครื่องขณะชาร์จ
8. ระวังเมื่อใช้คอนแทคเจลหรือผลิตภัณฑ์ดูแล น้ำมันและกรดในส่วนประกอบของเครื่องสำอางอาจทำให้การเคลือบของอุปกรณ์เสียหายได้
9. ก่อนใช้ควรปรึกษาแพทย์ หยุดใช้หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ หากคุณมีอาการแพ้ โรคผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ ฯลฯ

ในกล่อง: (1) ตัวเครื่อง, (2) หัวฉีด EMS, (3) หัวฉีด RF&LED,
4. สายชาร์จ 5) กระเป๋าเก็บของ 6) คำแนะนำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 3 h

เวลาทำการ: 60 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 5 min

ปัจจุบัน: RF+LED: • ความเข้ม 1: 975 ± 50 mA • ความเข้ม 2: 990 ± 50 mA • ความเข้ม 3: 1005 ± 50 mA EMS: • ความเข้ม 1: 30 ± 10 mA • ความเข้ม 2: 41 ± 10 mA • ความเข้ม 3: 52 ± 10 mA ความถี่: • โหมด RF 2M Hz ± 0.2M Hz • โหมด EMS (พร้อมวงจรความถี่แปรผัน) 78.5Hz ±10%, 18.5Hz ±10%

รูปคลื่น: รูปคลื่นสี่เหลี่ยม
การกันน้ำ: IPX6



LED HAND MASK - หน้ากากถ่ายภาพมือ

4 สเปกตรัมแสง | ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน | ลดการสร้างเม็ดสี | ปรับสมดุลความมันของผิว | ช่วยเพิ่มความกระชับ

ความกังวล: การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุของผิวหนังมือ, การสูญเสียความยืดหยุ่นและความหย่อนคล้อย, ผิวคล้ำตามอายุ, ปัญหาผิว (สิว, การอักเสบ)

วัสดุ: ซิลิโคน, พลาสติก ABS

น้ำหนัก: 326 g.

ฟังก์ชั่น:

การส่องไฟ (LED) เป็นวิธีการสัมผัสคลื่นแสงที่มีความยาวต่างกันซึ่งจะทะลุผ่านผิวหนังได้ลึกระดับหนึ่งและถูกเซลล์ดูดซับไว้ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาติ

ไฟ LED สีแดง (630 นาโนเมตร) - กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญในเซลล์ ส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างล้ำลึก ปรับปรุงพื้นผิวของผิว และทำให้จุดเม็ดสีสว่างขึ้น

ไฟ LED สีฟ้า (415 นาโนเมตร): ปรับสมดุลของผิวมันให้เป็นปกติ ส่งเสริมการทำความสะอาดอย่างระมัดระวังและบรรเทาผิว

Nearอินฟราเรด (NIR) (830 นาโนเมตร): แทรกซึมชั้นเนื้อเยื่อลึก เร่งการสร้างเซลล์ใหม่ เพิ่มความยืดหยุ่น และกระชับผิวของมือ

ผสม (แดง + น้ำเงิน) (630 + 415 นาโนเมตร): ผสมผสานพลังของสเปกตรัมทั้งสองเพื่อการต่อต้านริ้วรอยอันทรงพลัง การทำความสะอาด และการฟื้นฟู

คุณสมบัติ:
1. การควบคุมแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล: ใช้วงจรอัตโนมัติสำเร็จรูป 15 นาทีพร้อมการเปลี่ยนสี หรือเลือกโหมดแมนนวล 1 โหมดด้วยไฟดวงเดียวเป็นเวลา 10 นาที
2. ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากเซสชัน (15 นาทีในโหมดอัตโนมัติ และ 10 นาทีในโหมดแมนนวล) ซึ่งรับประกันการใช้งานอย่างปลอดภัย
3. ไฟ LED 106 ดวง: ให้การเคลือบผิวที่ทรงพลังและสม่ำเสมอทั่วทั้งมือ ปลายแขน และข้อมือ
4. การยศาสตร์และความปลอดภัย: หน้ากากทำจากซิลิโคนอาหารและยืดติดกับมือได้อย่างง่ายดายด้วยสายรัดเวลโครที่สะดวกสบาย
5. การควบคุมแบบไร้สาย: ความจุแบตเตอรี่ 1500 mAh ช่วยให้ดูแลต่อเนื่องได้นานถึง 40 นาทีโดยไม่ต้องผูกติดกับเต้ารับ
6. สเปกตรัมอินฟราเรดใกล้ (NIR) ช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูสามารถเริ่มต้นได้ในชั้นหนังแท้ที่ลึกที่สุด ซึ่งไม่มีในเครื่องสำอางทั่วไปและการส่องไฟมาตรฐาน

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. รัดเข็มขัดสำหรับยึดเข้ากับหน้ากาก: ใส่สายรัดด้านขวาและด้านซ้ายเข้าไปในรูด้านข้างของหน้ากากแล้วติดไว้ที่ตีนตุ๊กแก
2. สวมหน้ากากไว้ที่มือแล้วรัดสายรัดด้านซ้ายทางด้านขวา
3. กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลสั้นๆ หน้ากากจะเปิดเองโดยอัตโนมัติด้วยไฟ LED สีแดง
4. ด้วยปุ่มสลับโหมด (อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง) ให้เลือกโหมดที่คุณต้องการ:
อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ใกล้โหมดที่เลือก ไฟไดโอด A หรือ M จะสว่างขึ้น
5. โหมดแมนนวล (M): ด้วยการกดปุ่มเปิดปิดสั้น ๆ ให้เลือกแสงที่ต้องการ (1 สีแดง, 2 สีน้ำเงิน, 3 ใกล้อินฟราเรด, 4 แบบผสม) ตัวจับเวลาอัจฉริยะใช้งานได้ 10 นาที
6. โหมดอัตโนมัติ (A): โหมดจะเปลี่ยนอย่างอิสระ: 5 นาทีสีแดง, 4 นาทีสีน้ำเงิน, 3 นาทีใกล้อินฟราเรด, 3 นาทีผสม เวลาเซสชันทั้งหมดคือ 15 นาที
7. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อบังคับปิดเครื่อง

วิธีใช้:
1. การทดสอบความไว ข้อสำคัญ: ก่อนขั้นตอนแรก ควรทำการทดสอบความไว วางอุปกรณ์ไว้ที่ด้านในของแขนของคุณ เปิดมาส์กและมีเวลาอย่างน้อย 10 นาที หากรู้สึกร้อนหรือไม่สบาย ให้หยุดใช้ทันที หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ ให้รออย่างน้อย 6 ชั่วโมง หากผิวหนังเป็นสีแดงและ/หรือคัน แสดงว่าอุปกรณ์ไม่เหมาะกับคุณ
2. เมื่อสิ้นสุดการทดสอบความไว ให้ทำความสะอาดผิวหนังของมือ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ดูแล
3.สวมหน้ากากบนมือแล้วล็อคสายรัด
4. เลือกโหมดที่ต้องการ (อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) และดำเนินการตามขั้นตอน
5. ไม่แนะนำให้เกินเวลาใช้งาน
6. หลังการทำ แนะนำให้ทาครีมบำรุงและมอยเจอร์ไรเซอร์เพื่อรวมผลลัพธ์

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:
เพื่อให้ได้ผลที่มองเห็นได้ ขอแนะนำให้ใช้ LED HAND MASK เป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1: ทุก 3 วัน เป็นเวลา 10-15 นาที สัปดาห์ที่ 2 และ 3: ทุก 2 วัน เป็นเวลา 10-15 นาที สัปดาห์ที่ 4: ทุกวันเป็นเวลา 10-15 นาที

พิธีสาร "การต่อต้านวัยและการยกกระชับอย่างล้ำลึก"

โหมด	เฟส	เวลา	แสง	เหตุผล
ปรับเอง	เซสชั่นที่ 1	10 min	ใกล้อินฟราเรด (NIR)	อุ่นเนื้อเยื่ออย่างล้ำลึก เร่งการเผาผลาญของเซลล์และเตรียมผิวหนังชั้นหนังแท้สำหรับการต่ออายุ
	เซสชั่นที่ 2	10 min	ไฟ LED สีแดง.	กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างมีประสิทธิภาพ

เซสชันเพิ่มเติมจะสลับกันตามความถี่และระยะเวลาการใช้ LED HAND MASK

โปรโตคอลการดูแลดีท็อกซ์และต้านเชื้อแบคทีเรีย

โหมด	เฟส	เวลา	แสง	เหตุผล
ปรับเอง	เซสชั่นที่ 1	10 min	ไฟ LED สีฟ้า.	ทำลายสภาพแวดล้อมของแบคทีเรีย ปรับปริมาณไขมันให้เป็นปกติ และบรรเทาบริเวณที่ระคายเคือง
	เซสชั่นที่ 2	10 min	แสงผสม	กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างมีประสิทธิภาพ

เซสชันเพิ่มเติมจะสลับกันตามความถี่และระยะเวลาการใช้ LED HAND MASK

โปรโตคอลการฟื้นฟูสากล ใช้โหมดอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม: โดยจะแนะนำผิวตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตคอลลาเจนไปจนถึงการกระตุ้นด้วยอินฟราเรดระดับลึก

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวแสง: ห้ามใช้อุปกรณ์สำหรับโรคที่ทำให้เกิดอาการแพ้แสง (เช่น lupus erythematosus, photodermatosis)
2. ยาและเครื่องสำอาง: อย่าใช้มาส์กหากคุณกำลังใช้ยาหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อแสง (เรตินอยด์ ยาปฏิชีวนะบางชนิด น้ำมันหอมระเหยจากส้ม)
3. ความเสียหายต่อผิวหนัง: ไม่ควรใช้มาส์กในบริเวณที่มีแผลเปิด แผลลึก รอยแตกลึก รอยเย็บสดหลังผ่าตัด หรือหากมีอาการอักเสบรุนแรง
4. การตั้งครรภ์และให้นมบุตร: การใช้มาส์กในช่วงเวลาเหล่านี้ทำได้เฉพาะเมื่อได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เท่านั้น
5. การไม่ยอมรับขั้นตอน: อุปกรณ์ไม่เหมาะสำหรับคุณหากหลังจากการทดสอบเบื้องต้นที่ปลายแขนแล้วผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือเริ่มมีอาการคัน

ข้อควรระวัง:
1. การทดสอบภาคบังคับ: ก่อนการใช้งานครั้งแรก ให้ทำการทดสอบความไวที่ด้านในของแขนเสมอ
2. สุขภาพเสื่อมโทรม: หยุดใช้ทันทีหากรู้สึกร้อน รู้สึกไม่สบาย หรือการเสื่อมสภาพทั่วไปในระหว่างเซสชัน
3. การป้องกันการมองเห็น: ในระหว่างการทำงานของอุปกรณ์อย่ามองที่ไฟ LED ที่เปิดอยู่โดยตรง
4. ความปลอดภัยทางไฟฟ้า: ห้ามมิให้ใช้หน้ากากขณะชาร์จโดยเด็ดขาด ก่อนเริ่มขั้นตอน ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสายไฟแล้ว
5. การป้องกันความชื้น: อุปกรณ์ไม่กันน้ำ ห้ามใช้ในห้องน้ำและใกล้น้ำสัมผัสด้วยมือเปียกแช่ในน้ำหรือล้างใต้น้ำ
6. การจัดการอย่างระมัดระวัง: อย่างอหน้ากากมากเกินไป อย่าบีบหรือวางของหนักไว้ด้านบน เนื่องจากอาจทำให้ชิปและ LED ที่ยืดหยุ่นภายในเสียหายได้
7. อุณหภูมิ: ห้ามใช้หรือเก็บหน้ากากไว้ใกล้เครื่องทำความร้อน เปลวไฟ โดนแสงแดดโดยตรง หรือในรถยนต์ที่อากาศร้อน
8. การทำความสะอาด: สามารถทำความสะอาดหน้ากากได้หลังจากที่ปิดสวิตช์และตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
9. การซ่อมแซมและดัดแปลง: ห้ามมิให้ใช้หน้ากากที่ชำรุดรวมทั้งถอดประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณ์ด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

10. วัตถุประสงค์: ใช้หน้ากากตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้และตามคำแนะนำเท่านั้น

ในกล่อง: (1) หน้ากาก (2) เข็มขัดยึด (3) สายชาร์จ Dual Type-C,
4.คำแนะนำการใช้งาน (5)ถุงเก็บ.

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) : 385x185x52 มม. แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แรงดันใช้งาน: 3.7 V
กำลังไฟ: 5 วัตต์ ความจุแบตเตอรี่: 1500 mAh แรงดันไฟจ่าย: 5 V ตัวตั้งเวลาอัจฉริยะ: 15 นาที (โหมด
อัตโนมัติ), 10 นาที (โหมดกำหนดเอง) เวลาในการชาร์จ: 1.5 ชม. ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องสูงสุด: 40 นาที
LED นับ: 106 หลอด
ความยาวของคลื่น:
• แดง - 630 นาโนเมตร
• สีน้ำเงิน - 415 นาโนเมตร
ใกล้อินฟราเรด (NIR) - 830 นาโนเมตร
• ผสม (แดง + น้ำเงิน) - 630 + 415 นาโนเมตร
ความเข้มของการฉายรังสี:
• สีแดง: 4.9 mW/cm2
• สีน้ำเงิน - 28 mW/cm²
อินฟราเรดใกล้ (NIR) - 10.1 mW/cm2
• แบบผสม (แดง + น้ำเงิน) - 15 mW/cm2



LED MASK - หน้ากากถ่ายภาพบำบัดที่บ้าน

ลดการสร้างเม็ดสี

ปรับปรุงผิว

ปรับปรุงความกระชับของผิว

ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน

ความกังวล: สัญญาณของการแก่ชราของผิวหนัง, ผิวแก่ก่อนวัย, การแสดงของผิวคล้ำและรอยดำ, สิว, หลังเกิดสิว, couperosis, โรซาเซีย และรอยโรคหลอดเลือดอื่นๆ

วัสดุ: พลาสติก ABS, ซิลิโคน

น้ำหนัก: 215 g.

ฟังก์ชั่น:

ไฟ LED สีแดง - แสงนี้จะแทรกซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกกว่าสีอื่น ๆ ของสเปกตรัมที่มองเห็นได้ ออกฤทธิ์กับไฟโบรบลาสต์ (เซลล์ที่สังเคราะห์คอลลาเจน) จึงส่งเสริมการฟื้นฟูผิวและต่อสู้กับสัญญาณแห่งวัย

ไฟ LED สีฟ้ามีความลึกในการเจาะต่ำสุดและทำงานที่ระดับหนังกำพร้า พอร์ไฟริน (เม็ดสีในร่างกายมนุษย์) สามารถดูดซับแสง LED สีฟ้าและปล่อยโมเลกุลออกซิเจนเสื้อกล้าม ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสิวที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวของผิวหนัง ดังนั้นไฟ LED สีฟ้าจะช่วยฆ่าเชื้อ ลดการอักเสบ ต่อสู้กับสิว

ไฟ LED สีเหลือง - แทรกซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกพอที่จะส่งเสริมการผลิตคอลลาเจน ซึ่งจะทำให้ริ้วรอยเรียบเนียนขึ้น ภายใต้อิทธิพลของไฟ LED สีเหลืองต่อกระบวนการของเซลล์ ท่อน้ำเหลืองจะถูกเปิดใช้งาน การระบายน้ำและการไหลเวียนของน้ำเหลืองจะดีขึ้น ดังนั้นอาการบวมจึงลดลงสารพิษจึงถูกขับออกจากร่างกาย นอกจากนี้ไฟ LED สีเหลืองยังมีฤทธิ์สงบและต้านการอักเสบบนผิวหนัง

แสงผสม - การผสมผสานระหว่างสีแดงและสีน้ำเงินช่วยให้คุณสามารถรวมฟังก์ชันการทำงานเข้าด้วยกันได้ ดังนั้นแสงผสมจึงถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำงานกับการอักเสบ: สิวและ postacne ไฟ LED สีฟ้าเนื่องจากการทะลุผ่านผิวเผินมากขึ้นช่วยต่อสู้กับโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับชั้นนอกด้านบนของผิวหนัง - หนังกำพร้า ในทางกลับกัน ไฟ LED สีแดงมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตซีบัม ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะมีประสิทธิภาพสูงในการต่อสู้กับโรคผิวหนัง

คุณสมบัติ:
1. หน้ากากมีสายรัดแบบปรับได้สำหรับยึด
2. ตัวป้องกันดวงตาในตัวป้องกันแสงที่เข้าสู่ดวงตาโดยตรง

3. หน้ากากซิลิโคนอาหารปลอดภัยต่อการใช้งาน
4. รีโมทขนาดกะทัดรัดช่วยให้สามารถใช้หน้ากากแบบพกพาได้
5. โหมดการควบคุมอัตโนมัติและด้วยตนเอง

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. ก่อนใช้มาส์กครั้งแรก ให้ทำ "การทดสอบความไว" ตามคำแนะนำ
2. บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อเปิดหน้ากาก หลังจากเปิดเครื่อง ฟังก์ชั่นไฟ LED สีแดงและโหมดการควบคุมด้วยตนเองจะเปิดใช้งาน ถัดจากปุ่มสวิตช์ไฟจะสว่างขึ้นด้วยตัวอักษร M (โหมดแมนนวล - โหมดควบคุมแบบแมนนวล)
3. หากจำเป็นต้องชาร์จหน้ากาก ให้อ่านส่วนคำแนะนำในการชาร์จ และโปรดทราบว่าหน้ากากจะไม่ทำงานในระหว่างการชาร์จ
4. กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง หน้ากากจะเปลี่ยนเป็นโหมดไฟ LED สีฟ้า
5. กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นครั้งที่สาม โหมดไฟ LED สีเหลืองจะเริ่มทำงาน
6. กดปุ่มเปิดปิดเป็นครั้งที่สี่ โหมดการส่องไฟแบบผสมจะถูกเปิดใช้งาน
7. หากต้องการเปลี่ยนหน้ากากเป็นโหมดอัตโนมัติ (อัตโนมัติ - โหมดเปลี่ยนไฟอัตโนมัติ) ให้คลิกที่ปุ่มเปลี่ยน
8. ในโหมดอัตโนมัติ 5 นาทีคือโหมดไฟ LED สีแดง, ไฟ LED สีฟ้า 3 นาที, ไฟ LED สีเหลือง 4 นาทีแล้วผสม 3 นาที
9. หากต้องการปิดหน้ากาก ให้กดปุ่มเปิด/ปิด

วิธีใช้:
1. ทำความสะอาดผิวก่อนทามาส์ก
2. สวมหน้ากาก ตรวจดูให้แน่ใจว่าดอกยางแนบสนิทกับดวงตา
3. ตั้งค่าโหมดการควบคุมแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติตามดุลยพินิจของคุณ
4. ในโหมดแมนนวล เลือกสีการบำบัดด้วยแสง LED ที่ต้องการ
5. โปรดทราบว่าเมื่อคุณเปลี่ยนโหมดในกรณีของการควบคุมด้วยตนเอง ตัวจับเวลาอัจฉริยะ 10 นาทีจะเริ่มต้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามขอแนะนำอย่างยิ่งว่าอย่าใช้มาส์กนานกว่า 15 นาที
6. เพลิดเพลินกับขั้นตอนการส่องไฟที่บ้าน

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
สิว / การอักเสบ	ตอนเย็น	แสง LED สีน้ำเงิน 7 นาที สีแดง 3 นาที สีเหลือง 5 นาที	วันเว้นวัน	กำลังดำเนินการอยู่
ริ้วรอย / การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ	ตอนเย็น	แสง LED สีน้ำเงิน 2 นาที สีแดง 7 นาที แสงผสม 5 นาที	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	กำลังดำเนินการอยู่
เรือที่มองเห็นได้ / คูเปอร์โรส / ผิวบอบบาง	ตอนเย็น	แสง LED สีน้ำเงิน 2 นาที สีแดง 2 นาที สีเหลือง 2 นาที แสงผสม 5 นาที	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	กำลังดำเนินการอยู่

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
ผิวคล้ำ / สีผิวไม่สม่ำเสมอ	ตอนเย็น	แสง LED สีแดง 6 นาที สีเหลือง 4 นาที แสงผสม 5 นาที	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	กำลังดำเนินการอยู่

ข้อห้าม:
1. หยุดใช้ในกรณีที่รู้สึกไม่สบายหรือมีผลข้างเคียงใดๆ

คำเตือน:
1. อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น
2.อย่าใช้หน้ากากขณะชาร์จ
3. อย่าให้น้ำเข้าสู่พื้นผิวหรือภายในตัวเครื่อง
4. ห้ามใช้เครื่องใกล้แหล่งความร้อนแบบเปิด
5. ระหว่างการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้ปิดเครื่อง

ในกล่อง: (1) หน้ากาก, (2) แผงควบคุม, (3) สายชาร์จ DC-USB,
4. สายรัด (5) ดอกยางตา (6) คำแนะนำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 3-4 h

เวลาทำการ: 40-45 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 15 นาที (โหมดอัตโนมัติ), 10 นาที (โหมดแมนนวล)

โหมด:
• ไฟ LED สีแดง - ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีฟ้า - ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีเหลือง - ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร
• แสงผสม

กำลังโดยละเอียด (ความเข้มข้นของการฉายรังสี):
• **ไฟ LED สีแดง:** 2.4041 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 8.6094 mW/cm2
ไฟ LED สีเหลือง - 1.2704 mW/cm2
• แสงผสม - 7.4833 mW/cm2

ปริมาณพลังงาน (ความเข้มข้นของพลังงาน) เซสชัน 15 นาที:
• ไฟ LED สีแดง - 2.1637 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 7.7485 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 1.1434 J/cm2
• แสงผสม - 6.7350 J/cm2

การกันน้ำ: IP22



LED MASK 2.0 - มาส์กเพื่อการบำบัดด้วยแสงเพื่อการฟื้นฟู

ลดการสร้างเม็ดสี

ปรับปรุงผิว

ปรับปรุงความกระชับของผิว

ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน

ความกังวล: สัญญาณที่มองเห็นได้ของความชราของผิว, ผิวแก่ก่อนวัย, ผิวคล้ำและรอยดำ, สิว, หลังเกิดสิว, ผิว couperosis, โรซาเซีย และรอยโรคหลอดเลือดอื่นๆ

วัสดุ: ซิลิโคน, พลาสติก ABS

น้ำหนัก: 380 g.

ฟังก์ชั่น:
LED MASK มีพื้นฐานมาจากหลักการของการบำบัดด้วยแสง LED หลอดไฟ LED ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์หน้ากาก ซึ่งแต่ละหลอดได้รับการตั้งโปรแกรมให้ปล่อยแสงสีใดสีหนึ่ง แต่ละสีสอดคล้องกับความยาวคลื่นเฉพาะในสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้ โดยการออกฤทธิ์บนผิวหนังที่ระดับความลึกต่างๆ แสงจะถูกดูดซับโดยตัวรับของผิวหนัง กระตุ้นกระบวนการทางธรรมชาติภายในเซลล์ และทำให้เกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังบางอย่าง

ไฟ LED สีแดงที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด ไฟ LED สีแดงจะแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ลึกกว่าแสงทั้งหมดที่นำเสนอ มันทำหน้าที่เกี่ยวกับไฟโบรบลาสต์ซึ่งช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างผิวหนังใหม่ ผลจากการบำบัดด้วยแสง LED สีแดง ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ผิวกระชับขึ้น สัญญาณภายนอกของความชราของผิว เช่น ริ้วรอยลดลง

ไฟ LED สีฟ้ามีความยาวคลื่นสั้นที่สุดในบรรดาสีทั้งหมดของสเปกตรัมที่มองเห็นได้ มันทำงานในระดับหนังกำพร้า ซึ่งมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ พอร์ไฟริน (เม็ดสีในร่างกายของเรา) สามารถดูดซับแสง LED สีฟ้าและปล่อยโมเลกุลออกซิเจนสายเดี่ยว ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสิวที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวของผิวหนัง ดังนั้นไฟ LED สีฟ้าจะช่วยฆ่าเชื้อ ลดการอักเสบ ต่อสู้กับสิว

ไฟ LED สีเขียวถูกดูดซับโดยผิวหนังชั้นนอกและชั้นหนังแท้ ทำให้เกิดปฏิกิริยาของเซลล์ ซึ่งหนึ่งในผลที่ตามมาคือการฟื้นฟูและการรักษาของผิวหนัง ใช้ลดรอยแดง บรรเทาอาการระคายเคืองของผิวแพ้ง่าย ไฟ LED สีเขียวต่อสู้กับโรค couperosis โดยลดขนาดของเส้นเลือดฝอย ส่งผลให้เลือดไหลเวียนอย่างอิสระ

ไฟ LED สีเหลือง (แดง+เขียว) ใช้กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้สีผิวจางลง ลดความรุนแรงของการสร้างเม็ดสี

แสงผสม (แดง + น้ำเงิน + เขียว = ขาว) ใช้สำหรับการเจาะเครื่องสำอางอย่างรวดเร็วและลึก นอกจากนี้ยังมีผลผ่อนคลายและสงบเงียบโดยทั่วไปต่อร่างกาย

คุณสมบัติ:
1. มีที่ยึดในตัวไม่มีสายรัด
2. แผงควบคุมพร้อมจอ LCD
3. เพิ่มจำนวน LED - 117 ยูนิต
4. 3 ระดับความเข้มสำหรับแต่ละโหมดแสง ความเข้มของพลังงานสูง

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. ก่อนใช้มาส์กครั้งแรก ให้ทำ "การทดสอบความไว" ตามคำแนะนำ
2. เชื่อมต่อมาสก์เข้ากับแผงควบคุมโดยใช้สายเคเบิล Type C ก่อนที่จะคลิก
3. กดปุ่มเปิด/ปิดบนแผงควบคุมค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดอุปกรณ์ รอสัญญาณเสียง หน้ากากจะเปิดโดยอัตโนมัติในโหมดไฟ LED สีแดงที่ระดับความเข้มแรก
4. การกดสั้นๆ (1 วินาที) บนปุ่มสวิตช์ (↑/↓) จะทำให้คุณสลับไปที่โหมดไฟ LED สีฟ้า (ตัวบ่งชี้ C: B บนแผงควบคุม), โหมดไฟ LED สีเขียว (ตัวบ่งชี้ C: G), โหมดไฟ LED สีเหลือง (ตัวบ่งชี้ C: RG), โหมดแสงสีขาว (ตัวบ่งชี้ C: RGB)
5. การกดสั้นๆ (1 วินาที) บนปุ่มของไฟควบคุมความเข้มแสง (-/+) จะเพิ่มระดับเป็น 3 หรือกลับสู่ 1 ระดับ
6. การกดสั้นๆ (1 วินาที) บนปุ่มหยุดชั่วคราวจะเป็นการระงับอุปกรณ์ การกดอีกครั้งจะทำให้อุปกรณ์กลับมาทำงาน
7. กดปุ่มเปิด/ปิดบนแผงควบคุมค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดอุปกรณ์

วิธีใช้:
1. ทำความสะอาดมือและใบหน้าให้แห้ง
2. วางหน้ากากบนใบหน้าของคุณ โดยยึดด้วยแถบตีนตุ๊กแกเพื่อให้หน้ากากแนบกับใบหน้าของคุณได้อย่างสบาย
3. เปิดมาสก์โดยเชื่อมต่อแผงควบคุมเข้ากับมัน
4. เลือกโหมดแสงที่ต้องการและระดับความเข้มของแสง
5. เพลิดเพลินกับขั้นตอนการส่องไฟ
6. แต่ละโหมดแสงจะทำงานเป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นรีโมทจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อเปลี่ยนโหมด ตัวจับเวลาจะเริ่มต้นอีกครั้ง เมื่อทำการส่องไฟ ให้ตรวจสอบอย่างระมัดระวังว่าเวลารวมของขั้นตอน (เมื่อใช้หลายโหมดในเซสชันเดียว) จะต้องไม่เกิน 15 นาที
7. เมื่อเสร็จสิ้นการบำบัดด้วยแสง LED ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลของคุณ: เซรั่มหรือครีม เนื่องจากหลังจากใช้มาส์ก LED ความสามารถในการดูดซึมของผิวหนังจะเพิ่มขึ้น

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
สิว / การอักเสบ	ตอนเย็น	สัปดาห์ที่ 1: สีน้ำเงิน ต่ำ - 4 นาที แดงต่ำ - 3 นาที สีเขียวปานกลาง - 6 นาที สัปดาห์ที่ 2: สีน้ำเงิน ปานกลาง - 4 นาที แดงต่ำ - 4 นาที สีเขียวปานกลาง - 6 นาที สัปดาห์ที่ 3: สีน้ำเงิน สูง - 5 นาที แดงสูง - 3 นาที เขียวสูง - 6 นาที สัปดาห์ที่ 4: หยุดพัก	วันเว้นวัน	1 เดือนรวมการพักด้วยหยุดพัก 1 สัปดาห์. ทำซ้ำโปรแกรมเป็นเวลา 2-3 เดือน
ริ้วรอย / การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ	ตอนเย็น	สัปดาห์ที่ 1: สีแดง ปานกลาง - 5 นาที สีเขียวสูง - 5 นาที ผสมสูง - 2 นาที สัปดาห์ที่ 2: สีแดง สูง - 5 นาที เขียวสูง - 7 นาที ผสมสูง - 2 นาที สลับสัปดาห์ที่ 1 และ 2	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	ไม่มีการจำกัดหลักสูตรที่แน่นอน
เรือที่มองเห็นได้ / คูเปอร์โรส / ผิวบอบบาง	ตอนเย็น	สัปดาห์ที่ 1: สีแดง ต่ำ - 3 นาที; สีเขียว, ปานกลาง - 5 นาที; ผสมปานกลาง - 5 นาที สัปดาห์ที่ 2: สีแดง ปานกลาง - 5 นาที สีเขียวสูง - 2 นาที ผสมสูง - 5 นาที สัปดาห์ที่ 3: สีแดง สูง - 5 นาที สีเขียวสูง - 5 นาที ผสมสูง - 3 นาที สัปดาห์ที่ 4: หยุดพัก	วันเว้นวัน	1 เดือนรวมการพักด้วยหยุดพัก 1 สัปดาห์. สองหลักสูตร 4 สัปดาห์ จากนั้นพัก 1 เดือน
ผิวคล้ำ / สีผิวไม่สม่ำเสมอ	ตอนเย็น	สีแดง: สูงสำหรับผิวคล้ำ, ปานกลางสำหรับผิวคล้ำปกติ - 6 นาที เขียวสูง - 4 นาที ผสม ปานกลาง - 5 นาที	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	กำลังดำเนินการอยู่

ข้อห้าม:
1. ห้ามใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ที่เป็นโรคลมบ้าหมู ผู้ที่เป็นโรคไทรอยด์ หรือใช้ยารักษาโรคต่อมไทรอยด์
2. ห้ามใช้หน้ากากกับผู้บริโภคที่ผิวหนังได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือบาดแผลหลังการผ่าตัด

คำเตือน:
1. มาส์กต่อต้านวัยสำหรับการส่องไฟเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในบ้าน สามารถใช้ได้ตามคำแนะนำเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้หน้ากากเพื่อวัตถุประสงค์อื่นมิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
2. หากหน้ากากชำรุดให้หยุดใช้และติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้รับข้อเรียกร้องจากผู้บริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
3. ห้ามใช้หน้ากากขณะชาร์จ ระหว่างชาร์จห้ามสัมผัสหน้ากาก สายชาร์จ อะแดปเตอร์ USB ขณะที่มือเปียก
4. หยุดใช้ทันทีหากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ (ผื่นแดง คัน ภูมิแพ้) อันเป็นผลมาจากการใช้มาส์ก

ในกล่อง: 1) หน้ากาก 2) สายเคเบิลชนิด C-Type C เพื่อเชื่อมต่อกับแผงควบคุม
3.รีโมทคอนโทรล 4) สายชาร์จ USB-C 5) คำแนะนำ 6) กระเป๋าเก็บของ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 3-4 h

เวลาทำการ: 140 นาที (แดง/น้ำเงิน/เขียว) • 80 นาที (ไฟผสม) • 78 นาที (ไฟ LED สีเหลือง)

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 15 min

โหมด:
• ไฟ LED สีแดง - ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีฟ้า - ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีเขียว - ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีเหลือง-แดง+เขียว
• แสงผสม (สีขาว) - แดง+น้ำเงิน+เขียว

กำลังโดยละเอียด (ความเข้มข้นของการฉายรังสี):
1 ระดับ
• ไฟ LED สีแดง - 6.595 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 17.112 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 6.612 mW/cm2
ไฟ LED สีเหลือง - 14.049 mW/cm2
• แสงผสม - 27.542 mW/cm2 ระดับ 2
• ไฟ LED สีแดง - 14.058 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 30.48 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 15.636 mW/cm2
ไฟ LED สีเหลือง - 17.857 mW/cm2
• แสงผสม - 32.169 mW/cm2

ระดับที่ 3
• ไฟ LED สีแดง - 16.368 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 47.653 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 23.095 mW/cm2
ไฟ LED สีเหลือง - 28.081 mW/cm2
• แสงผสม - 39.089 mW/cm2

ปริมาณพลังงาน (ความเข้มข้นของพลังงาน) เซสชัน 15 นาที:
1 ระดับ
• ไฟ LED สีแดง - 5.9355 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 15.4008 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 5.9508 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 12.6441 J/cm2
• แสงผสม - 24.7878 J/cm2 2 ระดับ
• ไฟ LED สีแดง - 12.6522 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 27.432 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 14.0724 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 16.0713 J/cm2
• แสงผสม - 28.9521 J/cm2 3 ระดับ
ไฟ LED สีแดง - 14.7312 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 42.8877 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 20.7855 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 25.2729 J/cm2
• แสงผสม - 35.1801 J/cm2

การกันน้ำ: IP22



LED MASK 3.0 - หน้ากากถ่ายภาพบำบัดแบบไร้สาย

7 สเปกตรัมแสง | ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน | ลดการสร้างเม็ดสี | ลดสิวและรอยหลังเกิดสิว | เปล่งประกายจากภายใน

ความกังวล: ริ้วรอย, การสูญเสียความยืดหยุ่น, สิวและการอักเสบ, รอยดำ, โทนสีหมองคล้ำ, บวม, การงอกใหม่ช้า, ประสิทธิภาพของเครื่องสำอางต่ำ

วัสดุ: พลาสติก ABS, ซิลิโคน

น้ำหนัก: 265 g.

ฟังก์ชั่น:
การส่องไฟ (LED) เป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้ความร้อนในการสัมผัสกับคลื่นแสงที่มีความยาวต่างกัน ซึ่งจะทะลุผ่านผิวหนังชั้นหนังแท้ในระดับหนึ่ง และถูกดูดซับโดยเซลล์รับแสง ทำให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาติ

ไฟ LED สีแดง (630 นาโนเมตร): แทรกซึมลึกเข้าสู่ชั้นหนังแท้ กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจน ผลจากการบำบัดด้วยแสง LED สีแดง จะทำให้แผลหายเร็วขึ้น ผิวกระชับขึ้น สัญญาณภายนอกของความชราของผิว เช่น ริ้วรอย ลดลง

ไฟ LED สีฟ้า (415 นาโนเมตร) มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียอันทรงพลัง ส่งผลต่อสาเหตุของสิว ฆ่าเชื้อ ลดการอักเสบ และปลอบประโลมผิว

ไฟ LED สีเขียว (520 Nm): ปรับโทนสีผิวโดยรวม ใช้เพื่อลดรอยแดง ผิวคล้ำ บรรเทาอาการระคายเคืองของผิวแพ้ง่าย ไฟ LED สีเขียวต่อสู้กับโรค couperosis โดยลดขนาดของเส้นเลือดฝอย ส่งผลให้เลือดไหลเวียนอย่างอิสระ

ไฟ LED สีเหลือง (630+520 นาโนเมตร): ปรับปรุงจุลภาคในเนื้อเยื่อ ให้การระบายน้ำเหลือง ขจัดความเมื่อยล้าและอาการบวม

แสงสีขาว (630+520+415 นาโนเมตร): เร่งการเผาผลาญของเซลล์ ส่งเสริมการดูดซึมส่วนประกอบออกฤทธิ์ของเครื่องสำอางได้ลึกที่สุด

Nearอินฟราเรด (NIR, 830 นาโนเมตร): เร่งการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในระดับลึก สมานความเสียหายเล็กๆ และปลอบประโลมผิว

อินฟราเรดระดับลึก (DIR, 1070 นาโนเมตร): กระตุ้นพลังงานภายในของเซลล์ ให้เอฟเฟกต์ "ส่องแสงจากภายใน" อย่างเด่นชัด

คุณสมบัติ:
1. สเปกตรัม 7 สี ครอบคลุมการดูแลปัญหาความงามหลายแบบในเครื่อง 1 เครื่อง
2. ระบบควบคุมแบบคู่: สามารถทำงานผ่านรีโมทหรือผ่านหน้ากากได้โดยตรง เพื่อความสะดวกในทุกสถานการณ์
3. การควบคุมแบบไร้สาย หน้ากากรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับรีโมท ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและควบคุมโหมดจากระยะไกล โดยไม่ต้องเชื่อมต่อหน้ากากกับรีโมทโดยใช้สาย ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความคล่องตัวและความสบายสูงเมื่อใช้งานในทุกสภาวะ
4. โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมแบบกำหนดเอง: คุณกำหนดลำดับของสีและเวลาการทำงานของแต่ละสเปกตรัม
5. 3 มิติ - รูปทรงของหน้ากากมีลักษณะคล้ายกับใบหน้า ซึ่งช่วยให้สวมใส่ได้พอดี
6. ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: สิ้นสุดเซสชันโดยอัตโนมัติใน 15 นาทีเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
7. เสียงประกอบ เสียงของอุปกรณ์เลือกโหมดและการเชื่อมต่อ Bluetooth ใน 2 ภาษา (รัสเซียและอังกฤษ) ฟังก์ชั่นนี้เป็นทางเลือก สามารถปิดการตั้งค่าเสียงได้
8. ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ: บันทึกการตั้งค่าล่าสุดด้วยตนเองเพื่อประหยัดเวลาในการใช้งานเป็นประจำ
9. ไฟ IR 2 ดวงสำหรับการเจาะลึก LED MASK 3.0 มาพร้อมกับรังสีอินฟราเรด 2 สเปกตรัม (830 นาโนเมตร และ 1070 นาโนเมตร) วิธีนี้ช่วยให้คุณเริ่มกระบวนการฟื้นฟูในชั้นหนังแท้ที่ลึกที่สุด ซึ่งไม่มีในเครื่องสำอางทั่วไปและการบำบัดด้วยแสงแบบมาตรฐาน

คำแนะนำการดำเนินงาน:
LED MASK 3.0 มีระบบควบคุมแบบคู่:
1. ผ่านตัวควบคุมบนปลอกของหน้ากาก
2. แผงควบคุมระยะไกล

การควบคุมโดยใช้ตัวควบคุมในตัว เมื่อควบคุมผ่านตัวควบคุมในตัว หน้ากากจะทำงานได้โดยอัตโนมัติเท่านั้น

1. กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดและปิดหน้ากาก การดำเนินการเหล่านี้จะมาพร้อมกับเสียงบี๊บยาว
2. กดปุ่มสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนไฟหน้ากาก
3. กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดฟังก์ชัน Bluetooth และเชื่อมต่อกับแผงควบคุม หลังจากเชื่อมต่อหน้ากากเข้ากับรีโมทแล้ว ไฟแสดงสถานะบนตัวควบคุมหน้ากากจะสว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน

4. กดปุ่มสั้นๆ เพื่อเพิ่มระดับความเข้มของแสง
5. กดปุ่มเพื่อเลือกภาษาเสียง: อังกฤษหรือรัสเซีย

6. กดปุ่มสั้นๆ เพื่อลดความเข้มของแสง
7. กดปุ่มเพื่อเปิดหรือปิดการพากย์เสียง

หากต้องการควบคุมการใช้รีโมท คุณต้องเปิดมาสก์โดยใช้คอนโทรลเลอร์ก่อน จากนั้นจึงเปิดรีโมต รอให้มาสก์เชื่อมต่อกับแผงควบคุม หลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จ เสียงบี๊บจะดังขึ้นว่า "เชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว/เชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว"

1. เมื่อกดปุ่มเป็นเวลานาน ให้เปิดหน้ากาก
2. การกดปุ่มสั้นๆ จะทำให้คุณสามารถเลือกโหมดควบคุมหน้ากากได้:
อัตโนมัติ (ไฟ 1 ดวงทำงานตลอดเซสชัน ผู้ใช้กำหนดสีเดียวสำหรับขั้นตอน) หรือกำหนดเอง (ผู้ใช้ตั้งค่าการเปลี่ยนสี โดยกำหนดระยะเวลาและความเข้มของสีที่ต้องการ)
3. การกดเป็นเวลานานจะปิดมาสก์

4. กดสั้นๆ เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก: ความเข้มของแสงและเวลา
5. กดสองครั้งหลังจากตั้งค่าทั้งหมดในโหมดควบคุมด้วยตนเองเพื่อเริ่มมาสก์
6. การกดสั้นๆ ระหว่างเซสชันจะทำให้ขั้นตอนหยุดชั่วคราว การกดสั้นๆ ซ้ำๆ จะทำให้เซสชันที่ถูกขัดจังหวะกลับมาทำงานต่อ ในระหว่างการหยุดชั่วคราว หน้าจอจะกะพริบ
7. ในโหมดแมนนวล การกดเป็นเวลานานหลังจากเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลจะทำให้คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ (การตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่าสุด)

8. การกดปุ่มสั้น ๆ จะทำให้คุณไปยังแสงที่ต้องการ: ปุ่มลงจะสลับไปยังไฟประเภทถัดไป ปุ่มขึ้นจะนำคุณกลับสู่การตั้งค่าแสงก่อนหน้า

9. ในโหมดแมนนวล การกดปุ่มเพิ่มสั้นๆ จะเป็นการเพิ่มระดับความเข้มและเวลาเซสชัน การกดปุ่มลดจะลดระดับความเข้มลง
10. ในโหมดอัตโนมัติ การกดปุ่มเพิ่มสั้นๆ จะเพิ่มความรุนแรงของการกระแทก การกดปุ่มลดจะลดระดับความรุนแรง

วิธีใช้:
1. ทำความสะอาดผิวหน้าก่อนเริ่มเซสชัน: ลบเครื่องสำอางออก ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ดูแล
2. เปิดหน้ากากโดยใช้ตัวควบคุม
3. วางแผ่นมาส์กลงบนใบหน้าของคุณเพื่อให้พอดีกับตัวเขา
4. เชื่อมต่อและยึด Velcros ที่ด้านหลังเพื่อให้หน้ากากสวมเข้ากับตัวคุณได้อย่างสบาย

โหมดควบคุมอัตโนมัติ
5. คุณสามารถควบคุมโหมดอัตโนมัติได้โดยตรงผ่านมาส์กและใช้แผงควบคุม

เพื่อควบคุมโดยตรงผ่านหน้ากาก
6. เปิดใช้งานโดยกดปุ่มเปิด/ปิดบนคอนโทรลเลอร์ค้างไว้
7. ด้วยการกดปุ่มเดียวกันสั้นๆ (โหมดเปิด/ปิด/สวิตช์) ให้เลือกประเภทแสงที่ต้องการ
8. ด้วยความช่วยเหลือของปุ่ม เพิ่มและลด กำหนดระดับความเข้มของแสงที่ต้องการ

9. เซสชั่นจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องยืนยันการเริ่มงาน
10. ตัวจับเวลาอัจฉริยะ 15 นาทีจะทำให้โปรแกรมเสร็จสมบูรณ์เอง

สำหรับการตั้งค่าด้วยแผงควบคุม
11. จำเป็นต้องสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth ของหน้ากากด้วยรีโมท หลังจากเปิดหน้ากากแล้ว ให้เปิดแผงควบคุมแล้วรอสัญญาณเสียง
12. บนแผงควบคุม โหมดควบคุมอัตโนมัติจะเปิดขึ้นก่อน ตรวจสอบว่าตัวอักษร A จะปรากฏที่มุมด้านล่างของหน้าจอ
13.เลือกไฟที่ต้องการ
14. ปรับระดับความเข้มจาก 1 เป็น 3
15. หน้ากากจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติโดยการรันการนับถอยหลังตัวจับเวลาอัจฉริยะ
16. หลังจากผ่านไป 15 นาที มาส์กจะปิดเอง

โหมดการควบคุมด้วยตนเอง
17. เปิดใช้งานมาสก์ด้วยตัวควบคุม
18. โหมดแมนนวลสามารถควบคุมได้โดยใช้แผงควบคุมเท่านั้น ดังนั้น การสร้างการเชื่อมต่อมาสก์ Bluetooth กับแผงควบคุมจึงเป็นสิ่งสำคัญ หลังจากเปิดหน้ากากแล้ว ให้เปิดแผงควบคุมแล้วรอสัญญาณเสียง
19. บนแผงควบคุม ให้เลือกโหมดการควบคุมด้วยตนเอง บนหน้าจอตัวอักษร M จะสว่างขึ้น
20. คุณสามารถตั้งค่าการรวมแสงที่ต้องการ ตั้งค่าความเข้มและระยะเวลาของแสงได้
21.อันแรกที่ต้องปรับคือไฟ LED สีแดง คุณสามารถเริ่มตั้งค่าได้จากระดับความเข้มข้น การกำหนดระดับความเข้มจะกะพริบบนหน้าจอ ใช้ปุ่ม +/- เลือกระดับที่ต้องการ ยืนยันโดยกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว
22. จากนั้นคุณสามารถเลือกเวลาการทำงานของไฟนี้ได้ ใช้ปุ่ม +/- เพื่อเพิ่มและลดระยะเวลาการทำงานของไฟ ยืนยันการตั้งค่านี้โดยกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว
23. คุณสามารถเริ่มตั้งค่าสีถัดไปได้ในลักษณะเดียวกัน (น้ำเงิน -> เหลือง -> เขียว -> ขาว -> ใกล้อินฟราเรด -> อินฟราเรดล็ก)
24. หากคุณต้องการข้ามสีใดๆ ให้ตั้งเวลาการทำงานเป็นศูนย์หรือข้ามไปโดยไปที่ไฟถัดไปโดยใช้ปุ่ม V/Λ (ปุ่มเปลี่ยนสี)
25. ด้วยปุ่ม Λ (ปุ่มเปลี่ยนสี) คุณสามารถกลับไปยังแสงก่อนหน้าและปรับความสว่างและเวลาในการทำงานได้
26. ในโหมดควบคุมด้วยตนเอง LED MASK 3.0 มีฟังก์ชันหน่วยความจำ การกดปุ่มเริ่ม / หยุดชั่วคราวเป็นเวลานานหลังจากเปิดการตั้งค่าด้วยตนเองบนแผงควบคุมจะรีเซ็ตชุดไฟที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
27. หลังจากการบำบัดด้วยการส่องไฟ แนะนำให้ทาผลิตภัณฑ์ดูแลและมอยส์เจอร์ไรเซอร์

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	โปรแกรมการดูแล
สิว	ผู้เริ่มต้นและผิวแพ้ง่าย: ไฟ LED สีฟ้าในตอนเช้า; ไฟ LED สีแดงในตอนเย็น (หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน) ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์และสภาพผิวอื่นๆ: เช้าหรือกลางวัน ไฟ LED สีฟ้าจะยับยั้งการผลิตเมลาโทนินและอาจเปลี่ยนรูปแบบการนอนหลับ	ผู้เริ่มต้นและผิวแพ้ง่าย: ไฟ LED สีฟ้า - 15 นาทีในหนึ่งวัน ไฟ LED สีแดง - 15 นาทีวันเว้นวัน ทำซ้ำการสลับนี้ ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์และสภาพผิวอื่น ๆ ภายใน 1 เซสชัน: ไฟ LED สีฟ้า - 7 นาที; ไฟ LED สีแดง - 7 นาที	3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	โปรแกรม 4-6 สัปดาห์ พัก 2 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหรือเริ่มโปรแกรมใหม่สำหรับปัญหาผิวอื่นได้
รอยหลังเกิดสิว	ไฟ LED สีแดง - ตอนเย็น (หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน) สีอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาของวัน	รอยแผลเป็น: ไฟ LED สีแดง - 7 นาที; แสงใกล้อินฟราเรด - 7 นาที จุดสีแดง: ไฟ LED สีเหลือง - 7 นาที; ไฟ LED สีเขียว - 7 นาที	รอยแผลเป็น: สัปดาห์ละ 3 ครั้ง จุดแดง: สัปดาห์ละ 3 ครั้ง	รอยแผลเป็น: หลักสูตรการรักษา - 12 สัปดาห์; พัก - 4-6 สัปดาห์ ทำซ้ำหลักสูตรหรือเริ่มหลักสูตรใหม่เพื่อข้อกังวลอื่น จุดแดง: หลักสูตรการรักษา - 6-8 สัปดาห์; พัก - 4 สัปดาห์ ทำซ้ำหลักสูตรหรือเริ่มหลักสูตรใหม่เพื่อข้อกังวลอื่น
รูขุมขนกว้างขึ้น / มีความมันเงา	เช้า/กลางวัน (เนื่องจากไฟ LED สีฟ้าไประงับการผลิตเมลาโทนิน จึงสามารถเปลี่ยนรูปแบบการนอนได้)	สีฟ้า - 7 นาที สีแดง - 7 นาที	3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	โปรแกรม 6-8 สัปดาห์ พัก 3 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหรือเริ่มโปรแกรมใหม่สำหรับปัญหาผิวอื่นได้
การสร้างเม็ดสี	ไม่ว่าเวลาไหนของวันก็ตาม	ไฟ LED สีเหลือง - 7 นาที ไฟ LED สีเขียว - 7 นาที	3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	โปรแกรม 8-12 สัปดาห์ พัก 4-6 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหรือเริ่มโปรแกรมใหม่สำหรับปัญหาผิวอื่นได้
ผลัดเซลล์ผิว / รู้สึกดึงกระชับ	เย็น (หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน)	ไฟ LED สีแดง - 5-7 นาทีใกล้แสงอินฟราเรด - 5-7 นาที	3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	โปรแกรม 6 สัปดาห์ พัก 4 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหรือเริ่มโปรแกรมใหม่สำหรับปัญหาผิวอื่นได้
โรซาเซีย	ไฟ LED สีแดง - ตอนเย็น (หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน) สีอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาของวัน	ไฟ LED สีเหลือง - 15 นาทีในหนึ่งวัน ไฟ LED สีแดง - 10 นาทีวันเว้นวัน รวมแสงอินฟราเรดใกล้ - 5 นาทีวันเว้นวัน ทำซ้ำการสลับนี้	3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	โปรแกรม 8-12 สัปดาห์ พัก 4 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหรือเริ่มโปรแกรมใหม่สำหรับปัญหาผิวอื่นได้
คูเปอร์รอส	ไม่ว่าเวลาไหนของวันก็ตาม	ไฟ LED สีเขียว - 15 นาที	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	โปรแกรม 8-12 สัปดาห์ พัก 4 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหรือเริ่มโปรแกรมใหม่สำหรับปัญหาผิวอื่นได้

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	โปรแกรมการดูแล
ริ้วรอย	เย็น (หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน)	ไฟ LED สีแดง - 7 นาทีใกล้แสงอินฟราเรด - 7 นาที	3 ครั้งต่อสัปดาห์	โปรแกรม 8-12 สัปดาห์ พัก 4 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหรือเริ่มโปรแกรมใหม่สำหรับปัญหาผิวอื่นได้
สีผิวหมองคล้ำ	ไฟ LED สีแดง - ช่วงเย็น (หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน) ไฟ LED สีเหลืองโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาของวัน	ไฟ LED สีแดง - 15 นาที (หนึ่งวัน) ไฟ LED สีเหลือง - 15 นาที (วันเว้นวัน) สลับการรักษาเหล่านี้	3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	โปรแกรม 6-8 สัปดาห์ พัก 3-4 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหรือเริ่มโปรแกรมใหม่สำหรับปัญหาผิวอื่นได้
อาการบวม	ไม่ว่าเวลาไหนของวันก็ตาม	ไฟ LED สีเหลือง - 15 นาที	3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	โปรแกรม 8 สัปดาห์ พัก 2-4 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหรือเริ่มโปรแกรมใหม่สำหรับปัญหาผิวอื่นได้
ผิวผู้ใหญ่ / สูญเสียความกระชับและสีผิว / ผิวหย่อนคล้อย	เย็น (หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน)	1 เซสชัน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง: ไฟ LED สีแดง - 7 นาที แสงอินฟราเรดใกล้ - 7 นาที 1 เซสชัน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง: Deep IR - 15 นาที เซสชันสัปดาห์ที่ 1 - 5 นาที เซสชันสัปดาห์ที่ 2 - 10 นาที สัปดาห์ที่ 3 ขึ้นไป - 15 นาที	4 ครั้งต่อสัปดาห์	โปรแกรม 8-12 สัปดาห์ พัก 4 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหรือเริ่มโปรแกรมใหม่สำหรับปัญหาผิวอื่นได้
ระดับ: เริ่มต้นที่ระดับ 1 ใช้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นเลื่อนไปที่ระดับ 2 ใช้เป็นเวลา 1.5 สัปดาห์ จากนั้นเลื่อนไปยังระดับ 3				

ข้อห้าม:
1. อย่าใช้มาส์กหากคุณเป็นโรคลูปัส erythematosus มีโรคผิวหนังอักเสบจากแสงหรือโรคเผือก การใช้การส่องไฟในสภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง
2. ห้ามใช้หน้ากากหากคุณมีโรคไวแสงใดๆ (หากคุณไวต่อแสง)
3. อย่าใช้หน้ากากอนามัยหากคุณกำลังใช้ยาที่ทำให้เกิดความไวต่อแสง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นยาปฏิชีวนะบางชนิด ยาเคมีบำบัด และยาขับปัสสาวะ ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ ควรปรึกษาแพทย์ของคุณก่อน
4. อย่าใช้หน้ากากอนามัยหากคุณมีบาดแผลหรือหลีกเลี่ยงบริเวณนี้ระหว่างการส่องไฟ
5. อย่าใช้มาส์กหากคุณมีอาการผิวไหม้จากแดดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
6. อย่าใช้มาส์กถ้าคุณมีผิว Fitzpatrick ประเภท I, V หรือ VI
7. ห้ามใช้หน้ากากอนามัยหากมีประวัติเป็นโรคลมบ้าหมูจากแสง
8. ห้ามใช้กับสิวรูปแบบรุนแรง
9. ห้ามใช้อุปกรณ์กับทารก ผู้ที่เป็นโรคไทรอยด์ หรือรับประทานยาเพื่อรักษาต่อมไทรอยด์

10. อย่าใช้หน้ากากในระหว่างการชาร์จหรือบำรุงรักษา ระหว่างชาร์จห้ามสัมผัสหน้ากาก สายชาร์จ อะแดปเตอร์ USB ขณะที่มือเปียก
11. อย่าใช้หน้ากากหากชำรุด ติดต่อองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตเพื่อยอมรับการเรียกร้องจากผู้บริโภค

คำเตือน:
1. ควรทำการทดสอบความไวก่อนใช้มาส์ก
2. ปิดและถอดมาส์กออกหากพบว่าร้อนหรือผิวของคุณรู้สึกร้อนไม่เป็นที่พอใจ
3. ใช้มาส์กบนผิวที่ทำความสะอาดแล้วเท่านั้น: ลบเครื่องสำอางออก ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลก่อนขั้นตอน ส่วนผสมบางอย่างอาจทำให้เกิดความไวต่อแสงหรือลดผลของการรักษา
4.ใช้หน้ากากให้ห่างจากน้ำ หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำโดนตัวเครื่อง
5. อย่าวางหน้ากากบนพื้นผิวที่ร้อน
6. อย่าพยายามดัดแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อุปกรณ์ไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องบริการตนเอง
7. อย่าใช้หน้ากากหากตัวอุปกรณ์ ตัวควบคุม ปลั๊กชาร์จ หรือสายเคเบิลเสียหาย
8. ก่อนเชื่อมต่อให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนอุปกรณ์หรือไม่
9. อย่าให้อุปกรณ์ถูกกระแทกอย่างหนักเพื่อไม่ให้หลอดไฟเสียหาย
10. อย่ามองแหล่งกำเนิดแสงในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงานอยู่เพื่อป้องกันดวงตา
11. ห้ามใช้หน้ากากในสภาวะต่อไปนี้: ในด้าน MRI, อุณหภูมิร่างกาย, การแข็งตัวของเลือดด้วยไฟฟ้า, การส่งพลังงานแบบไร้สาย, 5G และระบบอื่น ๆ ที่มีเครื่องส่งสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า
12. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับอุปกรณ์อื่นหรือกองรวมกับอุปกรณ์อื่น เนื่องจากอาจทำให้ทำงานผิดปกติได้ หากจำเป็นต้องใช้ดังกล่าว อุปกรณ์ทั้งสองควรได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
13. ใช้ตัวแปลงและสายเคเบิลดั้งเดิม การใช้อุปกรณ์เสริมนอกเหนือจากที่ระบุหรือจัดหาโดยผู้ผลิตอาจทำให้รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือภูมิคุ้มกันของอุปกรณ์นี้ลดลง ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานที่ไม่เหมาะสม
14. อย่าใช้หน้ากากใกล้กับอุปกรณ์วิทยุที่ทำงานเกิน 30 ซม.: เราเตอร์ Wi-Fi โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เฝ้าดูเด็กและเสาอากาศ สัญญาณวิทยุที่มีกำลังแรงอาจทำให้หน้ากากทำงานผิดปกติหรือลดประสิทธิภาพของขั้นตอนได้
15. LED MASK 3.0 เป็นรายการสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่แนะนำให้ส่งต่อให้ผู้อื่น
16. หากหน้ากากชำรุดให้หยุดใช้และติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้รับข้อเรียกร้องจากผู้บริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ในกรณีการซ่อมแซมด้วยตนเอง การถอดชิ้นส่วน การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง องค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับการเรียกร้องจากผู้บริโภคจะถูกปลดออกจากภาระผูกพันในการรับประกัน
17. หยุดใช้ทันทีหากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ (ผื่นแดง คัน ภูมิแพ้) อันเป็นผลมาจากการใช้มาส์ก

ในกล่อง: 1) หน้ากาก 2) สายชาร์จ Dual Type-C 3) รีโมทคอนโทรล
4.คำแนะนำการใช้งาน (5)ถุงเก็บ.

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

พลัง: 3 W

ความจุแบตเตอรี่: 850 mAh

แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 3,7 V

แรงดันไฟจ่าย: 5 V

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 15 min

เวลาชาร์จ: 4 ชั่วโมง (มาส์ก), 45 นาที (รีโมทคอนโทรล)

เวลาทำการ: • 64 นาที (โหมดไฟ LED สีแดง) • 60 นาที (โหมดไฟ LED สีฟ้า), • 55 นาที (โหมดไฟ LED สีเหลือง), • 55 นาที (โหมดไฟ LED สีเขียว), • 57 นาที (โหมดแสงสีขาว), • 93 นาที (โหมดอินฟราเรดใกล้ (NIR)), • 215 นาที (โหมดอินฟราเรดลึก (DIR))

โหมด:
• ไฟ LED สีแดง - ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีฟ้า - ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีเขียว - ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีเหลือง-แดง+เขียว
• แสงสีขาว - แดง+น้ำเงิน+เขียว
แสงอินฟราเรดใกล้ - 830 นาโนเมตร
แสงอินฟราเรดลึก - 1070 นาโนเมตร

กำลังโดยละเอียด (ความเข้มข้นของการฉายรังสี):
1 ระดับ
• **ไฟ LED สีแดง:** 10.5 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 12.4 mW/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 10.4 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 8.4 mW/cm2
แสงสีขาว - 13.3 mW/cm2
• NIR - 7.76 mW/cm²
DIR - 3.14 mW/cm2 ระดับ 2
• ไฟ LED สีแดง - 14.4 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 18.5 mW/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 13.9 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 11.2 mW/cm2
แสงสีขาว - 16.9 mW/cm2
• NIR - 10.49 mW/cm²
DIR - 4.24 mW/cm2 ระดับ 3
• ไฟ LED สีแดง - 17.4 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 20.2 mW/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 17.6 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 14.6 mW/cm2

แสงสีขาว - 19.1 mW/cm2
• NIR - 17.1 mW/cm²
• DIR - 8.3 mW/cm²

ปริมาณพลังงาน (ความเข้มข้นของพลังงาน) เซสชัน 15 นาที:
1 ระดับ
• ไฟ LED สีแดง - 9.45 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 11.16 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 9.36 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 7.56 J/cm2
แสงสีขาว - 11.97 J/cm2
• NIR - 6.98 J/cm2
• DIR - 2.83 J/cm2 ระดับ 2
• ไฟ LED สีแดง - 12.96 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 16.65 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 12.51 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 10.08 J/cm2
แสงสีขาว - 15.21 J/cm2
• NIR - 9.44 J/cm2
• DIR - 3.82 J/cm2 3 ระดับ
• ไฟ LED สีแดง - 15.66 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 18.18 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 15.84 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 13.14 J/cm2
แสงสีขาว 17.19 J/cm2
• NIR - 15.39 J/cm2
• DIR - 7.47 J/cm2

ขนาด (ส x กว้าง x ลึก): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - การบำบัดด้วยแสง สำหรับคอและหน้าอก

ปรับปรุงการไหลเวียน

ลดการสร้างเม็ดสี

ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ

ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน

ความกังวล: ผิวคล้ำ, สิว, couperosis, โรซาเซีย, สิว, สัญญาณของการแก่ชราของผิว, การทำงานของต่อมไขมันเพิ่มขึ้น, รูขุมขนกว้าง, ผิวหมองคล้ำและเหนื่อยล้า

วัสดุ: ซิลิโคน, พลาสติก ABS

น้ำหนัก: 210 g.

ฟังก์ชั่น:
LED NECK MASK ใช้หลักการของการบำบัดด้วยแสง LED หลอดไฟ LED ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์หน้ากาก ซึ่งแต่ละหลอดได้รับการตั้งโปรแกรมให้ปล่อยแสงสีใดสีหนึ่ง แต่ละสีสอดคล้องกับความยาวคลื่นเฉพาะในสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้ โดยการออกฤทธิ์บนผิวหนังที่ระดับความลึกต่างๆ แสงจะถูกดูดซับโดยตัวรับของผิวหนัง กระตุ้นกระบวนการทางธรรมชาติภายในเซลล์ และทำให้เกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังบางอย่าง

ไฟ LED สีแดง - แสงนี้จะแทรกซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกกว่าสีอื่น ๆ ของสเปกตรัมที่มองเห็นได้ ออกฤทธิ์กับไฟโบรบลาสต์ (เซลล์ที่สังเคราะห์คอลลาเจน) จึงส่งเสริมการฟื้นฟูผิวและต่อสู้กับสัญญาณแห่งวัย

ไฟ LED สีฟ้ามีความลึกในการเจาะต่ำสุดและทำงานที่ระดับหนังกำพร้า พอร์ไฟริน (เม็ดสีในร่างกายมนุษย์) สามารถดูดซับแสง LED สีฟ้าและปล่อยโมเลกุลออกซิเจนเสื้อกล้าม ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสิวที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวของผิวหนัง ดังนั้นไฟ LED สีฟ้าจะช่วยฆ่าเชื้อ ลดการอักเสบ ต่อสู้กับสิว

ไฟ LED สีเขียวถูกดูดซับโดยผิวหนังชั้นนอกและชั้นหนังแท้ ทำให้เกิดปฏิกิริยาของเซลล์ ซึ่งหนึ่งในผลที่ตามมาคือการฟื้นฟูและการรักษาของผิวหนัง ใช้ลดรอยแดง บรรเทาอาการระคายเคืองของผิวแพ้ง่าย ไฟ LED สีเขียวต่อสู้กับโรค couperosis โดยลดขนาดของเส้นเลือดฝอย ส่งผลให้เลือดไหลเวียนอย่างอิสระ

ไฟ LED สีเหลือง (แดง+เขียว) - ใช้กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้สีผิวจางลง ลดความรุนแรงของการสร้างเม็ดสี

แสงผสม (แดง + น้ำเงิน + เขียว = ขาว) - ใช้สำหรับการเจาะเครื่องสำอางอย่างรวดเร็วและลึก นอกจากนี้ยังมีผลผ่อนคลายและสงบเงียบโดยทั่วไปต่อร่างกาย

Nearอินฟราเรด - เร่งการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในระดับลึก รักษาความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ และบรรเทาผิว

คุณสมบัติ:
1. รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับการสัมผัสบริเวณคอและลำคอที่เปราะบาง
2. ติดง่าย ๆ ทั้งสองด้านของหน้ากาก
3. แผงควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
4. 3 ระดับความเข้มสำหรับแต่ละโหมดแสง ความเข้มของพลังงานสูง
5. หน้ากากซิลิโคนอาหารปลอดภัยต่อการใช้งาน

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. เชื่อมต่อหน้ากากเข้ากับแผงควบคุมโดยใช้สายเคเบิล Type C ใส่สายเคเบิลเข้าไปในซ็อกเก็ตจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกลักษณะเฉพาะ
2. กดปุ่มเปิด/ปิดบนแผงควบคุมค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดอุปกรณ์ หน้ากากจะเปิดโดยอัตโนมัติในโหมดไฟ LED สีแดงที่ระดับความเข้มแรก (ตัวบ่งชี้ C: R, L: 1 บนจอแสดงผลแผงควบคุม)
3. การกดสั้นๆ (1 วินาที) บนปุ่มสวิตช์ (↑/↓) จะช่วยให้คุณสลับไปยังโหมดไฟ LED สีฟ้า (ตัวบ่งชี้ C: B บนแผงควบคุม), โหมดไฟ LED สีเขียว (ตัวบ่งชี้ C: G), โหมดไฟ LED สีเหลือง (ตัวบ่งชี้ C: RG), โหมดแสงสีขาว (ตัวบ่งชี้ C: RGB), โหมด NIR (ตัวบ่งชี้ C: IR_)
4. การกดสั้นๆ (1 วินาที) บนปุ่มควบคุมความเข้มแสงของหลอดไฟ (-/+) จะเพิ่มระดับเป็น 3 หรือกลับไปที่ 1 ระดับ (ตัวบ่งชี้ L: 1 (2/3) บนแผงควบคุม)
5. การกดสั้นๆ (1 วินาที) บนปุ่มหยุดชั่วคราวจะเป็นการระงับอุปกรณ์ การกดอีกครั้งจะทำให้อุปกรณ์กลับมาทำงาน
6. กดปุ่มเปิด/ปิดบนแผงควบคุมค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดอุปกรณ์

วิธีใช้:
ก่อนใช้งานครั้งแรก ให้ทำการทดสอบความไว:
วางหน้ากากไว้ด้านในมือของคุณ
เปิดมาส์กและเข้ารับการบำบัดด้วยการส่องไฟเป็นเวลา 15 นาทีเต็ม
หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือแสบร้อนบนผิวหนัง ให้หยุดใช้มาส์กทันที
• รอประมาณ 6 ชั่วโมงหลังการตรวจสอบ หากด้านในมือของคุณเป็นสีแดงและ/หรือมีอาการคัน แสดงว่า LED NECK MASK ไม่เหมาะกับการใช้งาน
1. เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลเข้ากับหน้ากาก
2.สวมหน้ากากไว้รอบคอ
3. เปิดหน้ากาก เลือกโหมดแสงที่ต้องการและระดับความเข้มของแสง
4. เพลิดเพลินกับขั้นตอนการส่องไฟ โหมดไฟแต่ละโหมดจะทำงานเป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นรีโมทจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อเปลี่ยนโหมด ตัวจับเวลาจะเริ่มต้นอีกครั้ง เมื่อทำการส่องไฟ ให้ตรวจสอบอย่างระมัดระวังว่าเวลารวมของขั้นตอน (เมื่อใช้หลายโหมดในเซสชันเดียว) จะต้องไม่เกิน 15 นาที
5. เมื่อเสร็จสิ้นการบำบัดด้วยแสง LED ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลของคุณ: เซรั่มหรือครีม เนื่องจากหลังจากใช้มาส์ก LED ความสามารถในการดูดซึมของผิวหนังจะเพิ่มขึ้น
6. ใช้มาส์กเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์จึงจะเห็นผลชัดเจน
7. หลังจากบรรลุผลตามที่ต้องการแล้ว สามารถทำได้ 1-2 ขั้นตอนต่อสัปดาห์

ข้อห้าม:
1. หน้ากากส่องไฟ LED สำหรับคอและหน้าอกเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในบ้าน ใช้ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
2. หากหน้ากากชำรุดให้หยุดใช้และติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้รับข้อเรียกร้องจากผู้บริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ในกรณีการซ่อมแซมด้วยตนเอง การถอดชิ้นส่วน การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง องค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับการเรียกร้องจากผู้บริโภคจะถูกปลดออกจากภาระผูกพันในการรับประกัน
3. ห้ามใช้หน้ากากขณะชาร์จ ระหว่างชาร์จห้ามสัมผัสหน้ากาก สายชาร์จ อะแดปเตอร์ USB ขณะที่มือเปียก
4. หยุดใช้ทันทีหากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ (ผื่นแดง คัน ภูมิแพ้) อันเป็นผลมาจากการใช้มาส์ก
5. ห้ามใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ที่เป็นโรคลมบ้าหมู ผู้ที่เป็นโรคไทรอยด์ หรือใช้ยารักษาโรคต่อมไทรอยด์
6. ห้ามใช้หน้ากากกับผู้บริโภคที่ผิวหนังได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือบาดแผลหลังการผ่าตัด

คำเตือน:
1. อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น
2.อย่าใช้หน้ากากขณะชาร์จ
3. อย่าให้น้ำเข้าสู่พื้นผิวหรือภายในตัวเครื่อง
4. ห้ามใช้เครื่องใกล้แหล่งความร้อนแบบเปิด
5. ระหว่างการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้ปิดเครื่อง

ในกล่อง: (1) หน้ากากส่องไฟ (2) แผงควบคุม (3) สายเคเบิล Type C สำหรับเชื่อมต่อแผงควบคุมเข้ากับหน้ากาก (4) สายชาร์จ USB-Type C (5) กระเป๋าเก็บของ (6) คำแนะนำ (7)2 สายรัดหน้ากาก

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง เวลาทำงาน: 60 นาที ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 15 นาที (โหมดอัตโนมัติ)
โหมด:
• ไฟ LED สีแดง - ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีฟ้า - ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีเขียว - ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีเหลือง-แดง+เขียว
• แสงผสม (สีขาว) - แดง+น้ำเงิน+เขียว
แสงอินฟราเรดใกล้ - ความยาวคลื่น 830 นาโนเมตร

กำลังโดยละเอียด (ความเข้มข้นของการฉายรังสี):
1 ระดับ
• **ไฟ LED สีแดง:** 7.755 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 16.6 mW/cm2
• **ไฟ LED สีเขียว:** 12.214 mW/cm2
ไฟ LED สีเหลือง - 16.069 mW/cm2
• แสงผสม - 30.211 mW/cm2
• แสงอินฟราเรดใกล้: 6.2 mW/cm2

ระดับที่ 2
• ไฟ LED สีแดง - 16.562 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 23.34 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 15.710 mW/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 26.597 mW/cm2
• แสงผสม - 33.950 mW/cm2
แสงอินฟราเรดใกล้ - 11.9 mW/cm2 ระดับ 3
• ไฟ LED สีแดง - 22.896 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 29.57 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 25.895 mW/cm2
ไฟ LED สีเหลือง - 30.697 mW/cm2
• แสงผสม - 38.154 mW/cm2
แสงอินฟราเรดใกล้ - 19.54 mW/cm2

ปริมาณพลังงาน (ความเข้มข้นของพลังงาน) เซสชั่น 15 นาที
1 ระดับ
ไฟ LED สีแดง: 7.755 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 17.928 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 12.214 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 16.069 J/cm2
• แสงผสม - 30.211 J/cm2
แสงอินฟราเรดใกล้ - 6.20 J/cm2 ระดับ 2
• ไฟ LED สีแดง - 16.562 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 33.240 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 15.710 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 26.597 J/cm2
• แสงผสม - 33.950 J/cm2
แสงอินฟราเรดใกล้ - 11.9 J/cm2 ระดับ 3
• ไฟ LED สีแดง - 22.896 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 50.627 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 25.895 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 30.697 J/cm2
• แสงผสม - 38.154 J/cm2
• แสงอินฟราเรดใกล้ -19.54 J/cm2

การกันน้ำ: IP22



LED PATCHES - แผ่นแปะบำรุงผิว LED แบบกำหนดเป้าหมาย

บรรเทาอาการอักเสบได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มความกระจ่างใส

การยกแบบมีเป้าหมาย

ช่วยเพิ่มความกระชับ

ความกังวล: อาการอักเสบและสิวเฉพาะที่, ปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่ผิวหนัง, ความไม่สมบูรณ์เล็กน้อย, ความไม่สมดุลของน้ำมัน, การเปลี่ยนแปลงตามวัยในบางพื้นที่ (ริ้วรอย, รอยพับ), จุดเม็ดสี

วัสดุ: พลาสติก PC, ซิลิโคน

น้ำหนัก: 23.4 ก. (ตัวเรือน), 2.78 ก. (แพตช์)

ฟังก์ชั่น:

การส่องไฟ (LED) เป็นวิธีการสัมผัสคลื่นแสงที่มีความยาวต่างกันซึ่งจะทะลุผ่านผิวหนังได้ลึกระดับหนึ่งและถูกเซลล์ดูดซับไว้ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาติ

ไฟ LED สีแดง (630 นาโนเมตร): กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญในเซลล์ ส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างล้ำลึก ปรับปรุงสภาพผิว และทำให้จุดเม็ดสีสว่างขึ้น

ไฟ LED สีฟ้า (415 นาโนเมตร): ปรับสมดุลของผิวมันให้เป็นปกติ ส่งเสริมการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง และบรรเทาผิว

แผ่นแปะทำงานในโหมด COMBINED MODE เดียวที่รวมสเปกตรัมแสงสองสเปกตรัมเข้าด้วยกันเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียและชะลอวัยไปพร้อมๆ กัน

UVC - การแผ่รังสี (275 นาโนเมตร) ในกรณี: ใช้เฉพาะภายในกล่องปิดเพื่อฆ่าเชื้อแผ่น การแผ่รังสีจะทำลาย DNA และ RNA ของแบคทีเรียและไวรัส ทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้แผ่นแปะครั้งต่อไปจะปลอดภัยต่อผิวหนังอย่างแน่นอน

คุณสมบัติ:
1. การรักษาแบบตรงเป้าหมาย: ขนาดกะทัดรัดช่วยให้คุณติดแผ่นแปะเข้ากับบริเวณที่ต้องการการรักษาได้อย่างแม่นยำ (สิว รอยพับ หรือจุดเม็ดสี)
2. มือที่ว่าง: แผ่นแปะยึดติดกับผิวหนังอย่างแน่นหนาด้วยแถบตีนตุ๊กแกชนิดพิเศษที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ (รวมอยู่ใน 32 ชิ้น) ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้ในระหว่างเซสชั่น
3. การฆ่าเชื้ออัตโนมัติ: กล่องปิดที่มีแผ่นแปะจะกระตุ้นการฆ่าเชื้อด้วย UVC รอบ 1 นาทีโดยอัตโนมัติ รับประกันความปลอดภัยของแผ่นแปะผิวหนังในการใช้งานแต่ละครั้ง
4. ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: เซสชันจะใช้เวลา 10 นาทีพอดี หลังจากนั้นแพตช์จะปิดเอง
5. ความเป็นอิสระ: การชาร์จเคสเต็มก็เพียงพอสำหรับการชาร์จแพตช์เต็ม 10 ครั้ง และแพตช์หนึ่งอันสามารถทำงานได้ต่อเนื่องสูงสุด 60 นาที

6. ประสิทธิภาพสองเท่า: มีแพตช์อิสระ 2 อันในกล่องชาร์จ คุณสามารถใช้พร้อมกันในพื้นที่ปัญหาต่างๆ ของใบหน้า (เช่น บนริ้วรอยที่สมมาตรหรือการอักเสบหลายครั้ง) ลดเวลาของขั้นตอนลงครึ่งหนึ่ง หรือทางเลือกอื่น: ในขณะที่แผ่นหนึ่งชาร์จและฆ่าเชื้อ แผ่นที่สองก็พร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์ โดยให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง
7. การพกพา: จัดเก็บและชาร์จแพตช์ได้ทันทีขณะเดินทาง กล่องปิดขนาดกะทัดรัดช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์ในกระเป๋า ปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายภายนอก

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. ถอดแผ่นแปะใดๆ ออกจากกล่องชาร์จ
2. นำแถบกาว Velcro มาติดที่ด้านหลังของอุปกรณ์
3. นำฟิล์มป้องกันออกจาก Velcro แล้วใช้แผ่นแปะกับผิวที่สะอาดบริเวณที่ทำการรักษา กดเพื่อคลึงผิว
4. กดปุ่มที่ด้านหน้าของแพทช์เพื่อเปิดใช้งาน
5. อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 10 นาที (หรือกดปุ่มอีกครั้งเพื่อบังคับปิดเครื่อง)
6. หลังจากสิ้นสุดเซสชั่น ให้แกะและทิ้งตีนตุ๊กแกที่ใช้แล้วทิ้ง
7. นำแพตช์กลับคืนไปยังเคสไร้สายโดยหันปุ่มไปด้านหลังและหน้าสัมผัสการชาร์จคว่ำลงเพื่อการชาร์จและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะสีเขียวยืนยันการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

วิธีใช้:
1. การทดสอบความไว สำคัญ: ต้องทำการทดสอบก่อนขั้นตอน วางแผ่นแปะที่เปิดอยู่ไว้ที่ด้านในของแขนของคุณเป็นเวลา 10 นาที หากมีความร้อนหรือไม่สบาย ให้ถอดอุปกรณ์ออกทันที ประเมินปฏิกิริยาหลังจากผ่านไป 6 ชั่วโมง หากผิวหนังเป็นสีแดงหรือคัน การใช้แผ่นแปะไม่เหมาะกับคุณ
2. ใช้เป็นประจำทุกวัน: ทำความสะอาดผิวก่อนทำเซสชัน อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ดูแล
3. ยึดแพทช์เข้ากับพื้นที่ที่มีปัญหาแล้วเปิดใช้งาน
4. ไม่แนะนำให้เกินขีดจำกัด 10 นาทีในหนึ่งโซนในหนึ่งเซสชัน
5. เมื่อเสร็จสิ้นงาน ให้ทาครีมบำรุงหรือมอยเจอร์ไรเซอร์ตามปกติ

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สำหรับ NOVICKS ใน LED-CARE: ใช้แผ่นแปะวันเว้นวันในบริเวณที่มีปัญหาจนกว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

สำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์: ใช้ 1 ครั้งต่อวันในบริเวณที่มีปัญหาจนกว่าจะได้ผล

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวแสง: ห้ามใช้อุปกรณ์หากคุณเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการแพ้แสง (เช่น lupus erythematosus หรือ photodermatosis)
2. ยาและเครื่องสำอางเฉพาะ: คุณไม่สามารถใช้แผ่นแปะได้หากคุณกำลังใช้ยาหรือใช้เครื่องสำอางที่เพิ่มความไวต่อแสง ซึ่งรวมถึงเรตินอยด์ ยาปฏิชีวนะบางชนิด และน้ำมันหอมระเหยจากซิตรัส
3. โรคผิวหนัง: หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่มีบาดแผลเปิดหรือบาดแผลลึก
4. การไม่ยอมรับขั้นตอน: อุปกรณ์ไม่เหมาะสำหรับคุณหากหลังจากการทดสอบเบื้องต้นที่ปลายแขนแล้วผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือเริ่มมีอาการคัน

ข้อควรระวัง:
1. มือแห้ง: ก่อนใช้อุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือของคุณแห้งสนิท
2. การป้องกันการมองเห็น: อย่ามองตรงไปที่แหล่งกำเนิดแสงเป็นเวลานานเมื่อเปิดแพทช์
3. หยุดความรู้สึกไม่สบาย: หยุดใช้ทันทีหากคุณรู้สึกระคายเคืองระหว่างทำหัตถการ
4. การป้องกันความชื้น: แผ่นแปะไม่กันน้ำ อย่าล้างด้วยน้ำหรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น (เช่น ห้องน้ำ)
5. การชาร์จอย่างปลอดภัย: อย่าปล่อยให้กล่องชาร์จเชื่อมต่อกับเครือข่ายเป็นเวลานาน ปิดทันทีหลังจากชาร์จถึง 100% อย่าใช้อุปกรณ์ในขณะที่เชื่อมต่อกับเต้ารับ
6. การทำความสะอาด: หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้เช็ดพื้นผิวการทำงานของแพทช์เบาๆ ด้วยผ้านุ่มไม่มีขุย ห้ามใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือสารไวไฟ

ในกล่อง: (1) เคสชาร์จ x1, 2) แผ่นแปะ x2, 3) ตีนตุ๊กแกสำหรับซ่อมแผ่นแปะ x32,
4. สายชาร์จ Dual Type C x1, 5) คำแนะนำสำหรับการใช้งาน x1

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

ขนาด (ส x กว้าง x ลึก): 35x58x20 มม. (ตัวเรือน), 21x21x5 มม. (แพทช์)

แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 3,6 V

แรงดันไฟจ่าย: 5 V

พลัง: 0,09 W

ความจุแบตเตอรี่: 200 mAh (เคส), 18 mAh (แพตช์)

เวลาชาร์จ: 1,5 h

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 10 min

ระยะเวลาการทำงานไร้สายสูงสุด: การชาร์จแพทช์เต็ม 10 ครั้ง (จากการชาร์จ 1 เคส), การทำงานต่อเนื่อง 60 นาที (1 แพทช์)

LED นับ: หลอดไฟ 1 ดวงในแพทช์

ความยาวของคลื่น:
• ผสม: สีแดง 630 นาโนเมตร + สีน้ำเงิน 415 นาโนเมตร
ฟังก์ชั่นเคส: ฆ่าเชื้อด้วย UVC อัตโนมัติ - 275 นาโนเมตร

ความเข้มของการฉายรังสี:
• สเปกตรัมผสม - 36.36 mW/cm2



LED SET - การบำบัดด้วยแสงสำหรับใบหน้า ลำคอ และหน้าอก

ปรับปรุงผิว

ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน

ลดสิวและรอยหลังเกิดสิว

ปรับปรุงการไหลเวียน

ลดการสร้างเม็ดสี

ความกังวล: สัญญาณที่มองเห็นได้ของความชราของผิว, ผิวแก่ก่อนวัย, ผิวคล้ำและรอยดำ, สิว, หลังเกิดสิว, ผิว couperosis, โรซาเซีย และรอยโรคหลอดเลือดอื่นๆ

วัสดุ: ซิลิโคน, พลาสติก ABS

น้ำหนัก: 380 g ก. (มาส์กหน้า) + 210 g ก. (มาส์กหน้าคอ)

ฟังก์ชั่น:
LED SET มีพื้นฐานมาจากหลักการของการบำบัดด้วยแสง LED หลอดไฟ LED ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์หน้ากาก ซึ่งแต่ละหลอดได้รับการตั้งโปรแกรมให้ปล่อยแสงสีใดสีหนึ่ง แต่ละสีสอดคล้องกับความยาวคลื่นเฉพาะในสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้ โดยการออกฤทธิ์บนผิวหนังที่ระดับความลึกต่างๆ แสงจะถูกดูดซับโดยตัวรับของผิวหนัง กระตุ้นกระบวนการทางธรรมชาติภายในเซลล์ และทำให้เกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังบางอย่าง

ไฟ LED สีแดงที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดจะแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ลึกกว่าแสงทั้งหมดที่นำเสนอ มันทำหน้าที่เกี่ยวกับไฟโบรบลาสต์ซึ่งช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างผิวหนังใหม่ ผลจากการบำบัดด้วยแสง LED สีแดง ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ผิวกระชับขึ้น สัญญาณภายนอกของความชราของผิว เช่น ริ้วรอยลดลง

ไฟ LED สีฟ้ามีความยาวคลื่นสั้นที่สุดในบรรดาสีทั้งหมดของสเปกตรัมที่มองเห็นได้ มันทำงานในระดับหนังกำพร้า ซึ่งมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ พอร์ไฟริน (เม็ดสีในร่างกายของเรา) สามารถดูดซับแสง LED สีฟ้าและปล่อยโมเลกุลออกซิเจนสายเดี่ยว ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสิวที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวของผิวหนัง ดังนั้นไฟ LED สีฟ้าจะช่วยฆ่าเชื้อ ลดการอักเสบ ต่อสู้กับสิว

ไฟ LED สีเขียวถูกดูดซับโดยผิวหนังชั้นนอกและชั้นหนังแท้ ทำให้เกิดปฏิกิริยาของเซลล์ ซึ่งหนึ่งในผลที่ตามมาคือการฟื้นฟูและการรักษาของผิวหนัง ใช้ลดรอยแดง บรรเทาอาการระคายเคืองของผิวแพ้ง่าย ไฟ LED สีเขียวต่อสู้กับโรค couperosis โดยลดขนาดของเส้นเลือดฝอย ส่งผลให้เลือดไหลเวียนอย่างอิสระ

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:
ไฟ LED สีเหลือง (แดง+เขียว) - ใช้กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้สีผิวจางลง ลดความรุนแรงของการสร้างเม็ดสี แสงผสม (แดง + น้ำเงิน + เขียว = ขาว) ใช้สำหรับการดูแลเครื่องสำอางอย่างรวดเร็วและลึก นอกจากนี้ยังมีผลผ่อนคลายและสงบเงียบโดยทั่วไปต่อร่างกาย

คุณสมบัติ:
1. โซนการสัมผัสหน้ากาก: หน้ากาก 2 ชิ้น ครอบคลุม 3 บริเวณที่ต้องการการดูแล
2. รีโมทคอนโทรลเดี่ยว: หน้ากากทั้งสองถูกควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล 1 ตัว
3. การใช้งานแบบมัลติฟังก์ชั่น: มาสก์สามารถใช้ได้ทั้งแบบชุด (2 อันพร้อมกัน) และแบบแยกกัน
4. โหมดควบคุมด้วยตนเองช่วยให้คุณกำหนดค่าแต่ละเซสชันของมาสก์ได้
5. วัสดุของมาส์กเป็นซิลิโคนอาหาร: ปลอดภัยต่อผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. เชื่อมต่อมาสก์เข้ากับแผงควบคุมโดยใช้สายเคเบิล Type C เสียบเอาต์พุตสายเคเบิลแต่ละเส้นเข้ากับขั้วต่อมาส์กจนถึงจุดนั้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิกลักษณะเฉพาะ
2. กดปุ่มเปิด/ปิดบนแผงควบคุมค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดอุปกรณ์
3. การกดสั้นๆ (1 วินาที) บนปุ่มสวิตช์ (↑/↓) จะทำให้คุณสลับไปที่โหมดไฟ LED สีฟ้า (ตัวบ่งชี้ C: B บนแผงควบคุม), โหมดไฟ LED สีเขียว (ตัวบ่งชี้ C: G), โหมดไฟ LED สีเหลือง (ตัวบ่งชี้ C: RG), โหมดแสงสีขาว (ตัวบ่งชี้ C: RGB)
4. การกดสั้นๆ (1 วินาที) บนปุ่มควบคุมความเข้มแสงของหลอดไฟ (-/+) จะเพิ่มระดับเป็น 3 หรือกลับไปที่ 1 ระดับ (ตัวบ่งชี้ L: 1 (2/3) บนแผงควบคุม)
5. การกดสั้น ๆ (1 วินาที) บนปุ่มหยุดชั่วคราวจะระงับการทำงานของอุปกรณ์ การกดอีกครั้งจะทำให้อุปกรณ์กลับมาทำงาน
6. กดปุ่มเปิด/ปิดบนแผงควบคุมค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดหน้ากาก

วิธีใช้:
1. ก่อนใช้มาส์กครั้งแรก ให้ทำ "การทดสอบความไว" ตามคำแนะนำ
2. เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลเข้ากับหน้ากาก
3. สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากอนามัยบริเวณคอและลำคอ
4. เปิดมาสก์ เลือกโหมดแสงที่ต้องการและระดับความเข้มของแสง
5. เพลิดเพลินกับขั้นตอนการส่องไฟ
6. แต่ละโหมดแสงจะทำงานเป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นรีโมทจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อเปลี่ยนโหมด ตัวจับเวลาจะรีสตาร์ท [สำคัญ]: เมื่อทำการส่องไฟ ให้ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าเวลารวมของขั้นตอน (เมื่อใช้หลายโหมดในเซสชันเดียว) จะต้องไม่เกิน 15 นาที
7. เมื่อเสร็จสิ้นการบำบัดด้วยแสง LED ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลของคุณ: เซรั่มหรือครีม เนื่องจากหลังจากการบำบัดด้วยแสง LED ความสามารถในการดูดซึมของผิวหนังจะเพิ่มขึ้น

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
สิว / การอักเสบ / ผิวมัน	เช้า/เย็น	สัปดาห์ที่ 1: สีน้ำเงิน ต่ำ - 3 นาที สีเหลืองต่ำ - 3 นาที แดงต่ำ - 3 นาที สีเขียวต่ำ - 3 นาที ผสมต่ำ - 3 นาที สัปดาห์ที่ 2: สีน้ำเงิน ปานกลาง - 4 นาที สีเหลืองปานกลาง - 3 นาที แดง, ปานกลาง - 2 นาที; สีเขียว, ปานกลาง - 3 นาที; ผสมปานกลาง - 3 นาที สัปดาห์ที่ 3: สีน้ำเงิน สูง - 3 นาที สีเหลืองสูง - 3 นาที แดงสูง - 3 นาที เขียวสูง - 3 นาที ผสมสูง - 3 นาที สัปดาห์ที่ 4: สีน้ำเงิน สูง - 5 นาที สีเหลืองสูง - 3 นาที แดงสูง - 2 นาที เขียวสูง - 3 นาที ผสมสูง - 2 นาที	วันเว้นวัน	ทำซ้ำโปรแกรมเป็นเวลา 2-3 เดือน ทุกๆ 6 เดือน
ริ้วรอย / การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ		สีฟ้าสูง - 2 นาที สีเหลืองสูง - 3 นาที แดงสูง - 5 นาที เขียวสูง - 3 นาที ผสมสูง - 2 นาที	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	ไม่มีการจำกัดหลักสูตรที่แน่นอน
เรือที่มองเห็นได้ / คูเปอร์โรส / ผิวบอบบาง	ตอนเย็น	สัปดาห์ที่ 1: สีน้ำเงิน ต่ำ - 1 นาที; แดงต่ำ - 3 นาที สีเขียว, ปานกลาง - 3 นาที; สีเหลืองปานกลาง - 3 นาที ผสมปานกลาง - 5 นาที สัปดาห์ที่ 2: สีน้ำเงิน ต่ำ - 1 นาที; แดง, กลาง - 3 นาที; เขียวสูง - 3 นาที สีเหลืองสูง - 3 นาที ผสมสูง - 5 นาที สัปดาห์ที่ 3: สีน้ำเงิน ต่ำ - 2 นาที แดงสูง - 5 นาที สีเขียวสูง - 2 นาที สีเหลืองสูง - 3 นาที ผสมสูง - 3 นาที สัปดาห์ที่ 4: หยุดพัก	วันเว้นวัน	1 เดือนรวมการพักด้วย หยุดพัก 1 สัปดาห์. เรียนหลักสูตรสี่สัปดาห์ 2-3 หลักสูตร จากนั้นพัก 1 เดือน ทำซ้ำหลักสูตรสี่สัปดาห์ 2-3 ครั้งและดำเนินรอบนี้ต่อไป

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
ผิวคล้ำ / สีผิวไม่สม่ำเสมอ	ตอนเย็น	แดงสูง - 5 นาที สีเหลืองสูง - 3 นาที สีเขียวสูง - 2 นาที สีฟ้า ต่ำ - 1 นาที ผสม ปานกลาง - 4 นาที	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	ไม่มีการจำกัดหลักสูตรที่แน่นอน ทาครีม SPF หลังการใช้งาน

ข้อห้าม:
1. ห้ามใช้อุปกรณ์กับทารก ผู้ที่เป็นโรคลมบ้าหมู ผู้ที่เป็นโรคไทรอยด์ หรือรับประทานยาไทรอยด์
2. ห้ามใช้หน้ากากอนามัยกับผู้บริโภคที่ผิวหนังได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือบาดแผลหลังการผ่าตัด

คำเตือน:
1. อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น
2. หากหน้ากากอันใดอันหนึ่งชำรุดให้หยุดใช้และติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้รับข้อเรียกร้องจากผู้บริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
3. ห้ามใช้มาสก์ระหว่างการชาร์จ ระหว่างชาร์จห้ามสัมผัสหน้ากาก สายชาร์จ อะแดปเตอร์ USB ขณะมือเปียก
4. หยุดใช้ทันทีหากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ (ผื่นแดง คัน ภูมิแพ้) อันเป็นผลมาจากการใช้มาส์ก

ในกล่อง: (1) หน้ากากอนามัย (2) หน้ากากส่องไฟบริเวณคอและลำคอ (3) สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อกับแผงควบคุม Type C (4) แผงควบคุม
5. สายชาร์จ Type C-USB, 6) คำแนะนำ, 7) กระเป๋าเก็บของ, 8) สายรัดหน้ากากคล้องคอ 2 อัน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
เวลาชาร์จ: 4 h

เวลาทำการ: 30 นาที (พร้อมมาส์ก 2 ชิ้นในเวลาเดียวกันที่ระดับความเข้มข้นสูงสุด)

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 15 min

โหมด:
• ไฟ LED สีแดง - ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีฟ้า - ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีเขียว - ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร
• ไฟ LED สีเหลือง-แดง+เขียว
• แสงผสม (สีขาว) - แดง+น้ำเงิน+เขียว

กำลังโดยละเอียด (ความเข้มข้นของการฉายรังสี):
หน้ากาก LED 1 ระดับ
• **ไฟ LED สีแดง:** 5.455 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 12.065 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 8.582 mW/cm2
ไฟ LED สีเหลือง - 13.012 mW/cm2
• แสงผสม - 21.826 mW/cm2

หน้ากากคอ LED
• **ไฟ LED สีแดง:** 5.171 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 10.707 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 6.413 mW/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 11.888 mW/cm2
• แสงผสม - 18.059 mW/cm2 2 ระดับ LED MASK
• ไฟ LED สีแดง - 12.155 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 23.541 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 12.757 mW/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 16.86 mW/cm2
• แสงผสม - 26.797 mW/cm2 LED NECK MASK
• ไฟ LED สีแดง - 9.759 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 25.02 mW/cm2
• **ไฟ LED สีเขียว:** 13.664 mW/cm2
ไฟ LED สีเหลือง - 16.725 mW/cm2
• ไฟผสม - 25.447 mW/cm2 3 ระดับ LED MASK
• **ไฟ LED สีแดง:** 15.94 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 33.06 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 17.461 mW/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 20.607 mW/cm2
ไฟผสม - 29.321 mW/cm2 LED NECK MASK
• ไฟ LED สีแดง - 15.275 mW/cm2
ไฟ LED สีฟ้า: 31.849 mW/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 16.986 mW/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 19.561 mW/cm2
• แสงผสม - 30.183 mW/cm2

ปริมาณพลังงาน (ความเข้มข้นของพลังงาน) เซสชัน 15 นาที:
หน้ากาก LED 1 ระดับ
• ไฟ LED สีแดง - 4.9095 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 10.8585 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 7.7238 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 11.7108 J/cm2
ไฟผสม - 19.6434 J/cm2 LED NECK MASK
• ไฟ LED สีแดง - 4.6539 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 9.6363 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 5.7717 J/cm2

• ไฟ LED สีเหลือง - 10.6992 J/cm2
• ไฟผสม - 16.2531 J/cm2 2 ระดับ LED MASK
• ไฟ LED สีแดง - 10.9395 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 21.1869 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 11.4813 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 15.174 J/cm2
ไฟผสม - 24.1173 J/cm2 LED NECK MASK
• ไฟ LED สีแดง - 8.7831 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 22.518 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 12.2976 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 15.0525 J/cm2
• ไฟผสม - 22.9023 J/cm2 3 ระดับ LED MASK
ไฟ LED สีแดง - 14.346 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 29.754 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 15.7149 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 18.5463 J/cm2
• ไฟผสม - 26.3889 J/cm2 LED NECK MASK
• ไฟ LED สีแดง - 13.7475 J/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 28.6641 J/cm2
• ไฟ LED สีเขียว - 15.2874 J/cm2
• ไฟ LED สีเหลือง - 17.6049 J/cm2
• แสงผสม - 27.1647 J/cm2

การกันน้ำ: IP22



MAMI - เครื่องนวดยกกระชับผิวหน้าและลำคอ

ปรับปรุงสีผิว

การยกกระชับใบหน้า

ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน

ช่วยลดอาการบวม

ความกังวล: การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุที่มองเห็นได้, การถ่ายภาพ, แก้มที่หย่อนคล้อย, ผิวหมองคล้ำ, สิว, ผิวคล้ำ, รูขุมขนกว้าง, บวมและสูญเสียความยืดหยุ่นของผิวหนัง

วัสดุ: พลาสติก ABS, โลหะผสมสังกะสี, สแตนเลส

น้ำหนัก: เครื่องนวด - 179 g กรัม ฐาน - 108 g กรัม

ฟังก์ชั่น:

EMS - กระแสไฟฟ้าสำหรับการกระตุ้นกล้ามเนื้อ โดยจะแทรกซึมลึกเข้าไปในชั้นผิวหนังจนถึงชั้นกล้ามเนื้อ กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อ, EMS ส่งเสริมการกระชับผิว, ผลการยกปรากฏ, การผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินเพิ่มขึ้น, ความกระชับและความยืดหยุ่นของผิวหนังเพิ่มขึ้น, อาการบวมจะถูกลบออก

3 การส่องไฟด้วยแสง: สีแดง น้ำเงิน และสีผสมของสเปกตรัมแสงที่มองเห็นซึ่งมีความยาวคลื่นต่างกัน เจาะผิวหนัง กระตุ้นกระบวนการฟื้นฟู ไฟ LED สีฟ้าที่มีความลึกในการเจาะต่ำสุดจะทำงานบนพื้นผิวของผิวหนัง เพื่อฆ่าเชื้อและลดการอักเสบ ไฟ LED สีแดงที่มีความลึกทะลุทะลวงสูงสุดส่งผลต่อไฟโบรบลาสต์ซึ่งสังเคราะห์คอลลาเจน ใช้ในการฟื้นฟูผิวและต่อสู้กับสัญญาณแห่งวัย การรวมกันของไฟ LED สีแดงและสีน้ำเงินเป็นการผสมผสานระหว่างสองฟังก์ชันในการรักษาอาการอักเสบอย่างมีประสิทธิภาพ

การสั่นสะเทือนเป็นผลเชิงกลต่อผิวหนัง เนื่องจากกระบวนการเผาผลาญทั้งหมดได้รับการปรับปรุง ผิวจึงกระชับขึ้น ริ้วรอยที่มองเห็นได้ลดลง

คุณสมบัติ:
1. ระดับความเข้มของ EMS 3 ระดับเพื่อเลือกระดับการรับแสงที่สะดวกสบาย
2. อิเล็กโทรด 2 อันเป็นแหล่งกระแส
3. รูปแบบการทำงานในรูปแบบของส่วนโค้งจะทำซ้ำส่วนโค้งของร่างกายมนุษย์ เครื่องนวดสามารถใช้ได้กับสองโซน: ใบหน้าและลำคอ
4. โหมดการควบคุมด้วยตนเอง: คุณกำหนดโหมดและเวลาการทำงานของแต่ละโหมดด้วยตนเองโดยทำการรวมกันเป็นรายบุคคล

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. หากต้องการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่ม POWER ค้างไว้
2. หากต้องการเลือกแสงของการส่องไฟ ให้กดปุ่ม POWER สั้นๆ ไฟ LED สีฟ้าดวงแรกจะเปิดโดยอัตโนมัติ การกดซ้ำจะทำให้คุณสามารถเลือกไฟ LED สีแดงเพื่อเปิดโหมดแสงผสม โดยกดปุ่ม POWER อีกครั้ง
3. หลังจากเปิดเครื่องนวดแล้ว การกดปุ่ม LEVEL สั้นๆ จะทำให้คุณสามารถเลือกระดับความเข้มข้นของ EMS จากอ่อนไปรุนแรงได้ ระดับอ่อน - ตัวบ่งชี้ 1 เปิดอยู่

(ต่ำ), ปานกลาง - 2 ตัวบ่งชี้ (ต่ำ + ปานกลาง), ระดับที่แข็งแกร่ง - 3 ตัวบ่งชี้ (ต่ำ + ปานกลาง + สูง) เผาผลาญ
4. ด้วยการกดปุ่ม LEVEL ค้างไว้ให้เปิดการสั่นสะเทือน การกดแบบยาวเดียวกันทำให้คุณสามารถปิดการสั่นสะเทือนได้

วิธีใช้:
1. ถอดเครื่องสำอางออกและล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างสม่ำเสมอ (เนื้อเจลที่เป็นน้ำ ซึ่งจะให้กระแสไฟฟ้าสูงสุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด)
3. เปิดอุปกรณ์และเลือกโหมดการส่องไฟ
4. ปรับระดับความเข้มของ EMS
5. ใช้พื้นผิวการนวดของอุปกรณ์กับผิวหน้าและนวดตามแนวการนวด เลื่อนจากด้านล่าง (จากคาง) ขึ้นไป (ถึงแนวผมบนหน้าผาก)
6. ทำซ้ำขั้นตอนบนเส้นนวดทั้งหมดสามครั้ง ไม่แนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์นานกว่า 10 นาที
7. หลังจากนวดเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่อง ทำความสะอาดพื้นผิวการนวดของอุปกรณ์ด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาด

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	โปรแกรมการดูแล
สิว / การอักเสบ	เวลาใดก็ได้ของวัน	โหมด LED: • ไฟ LED สีฟ้า - 5 นาที • ไฟ LED สีแดง - 2 นาที โหมด "EMS" • ระดับความเข้มเฉลี่ย - 5-7 นาที โหมดใช้งานไม่พร้อมกัน แต่เป็นไปตามลำดับที่ระบุ	ทุก ๆ วัน	2 สัปดาห์ พัก 3-4 วัน 2 สัปดาห์ หลักสูตร 4-5 สัปดาห์ต่อปี
ริ้วรอย / ผิวแห้ง / ผิวคล้ำ / สีผิวไม่สม่ำเสมอ	ตอนเย็น	โหมด LED: • ไฟ LED สีแดง - 7 นาที • แสงผสม - 5 นาที โหมด "EMS": • ความเข้มต่ำ - 5 นาที • ระดับความเข้มเฉลี่ย - 3 นาที • ระดับสูงสุด (สำหรับผิวหนาแน่น) - 3 นาที สามารถใช้โหมด LED และ EMS ได้พร้อมกัน	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	3-4 สัปดาห์ พัก 1 สัปดาห์ ทำซ้ำหลักสูตร 4 สัปดาห์ ทำซ้ำครั้งต่อไปแบบถาวร
เรือที่มองเห็นได้ / คูเปอร์โรส / ผิวบอบบาง	ตอนเย็น	โหมด "LED": • ไฟ LED สีแดง - 7 นาที • แสงผสม - 5 นาที โหมด "การสั่นสะเทือน": 5 นาที โหมด "EMS" สำหรับ couperosis มีข้อห้าม โหมดจะใช้ไม่พร้อมกัน แต่อยู่ในลำดับที่ระบุ	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	4 สัปดาห์ พัก 1 สัปดาห์ ทำซ้ำหลักสูตร 4 สัปดาห์ ทำซ้ำครั้งต่อไปอย่างถาวร

ข้อห้าม:
1. อย่าใช้อุปกรณ์หากผิวของคุณเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาหลังจากการลอกเครื่องสำอางหรือด้วยสารเคมี การทำผิวด้วยเลเซอร์ การฟื้นฟูด้วยเลเซอร์แบบแยกส่วน การทำเมโสบำบัด หรือหลังการใช้ฟิลเลอร์ผิวหนังในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. อุปกรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี
3. อุปกรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส และทางจิตอย่างจำกัด
4. อย่าใช้อุปกรณ์นี้หากคุณมีปัญหากับสุขภาพหู (หูชั้นนอกอักเสบ การติดเชื้อที่หู โรคอื่นๆ)
5. อย่าใช้เครื่องนวดบนผิวที่แตกร้าว ในบริเวณที่มีบาดแผลเปิด บนผิวที่มีปัญหาหรือระคายเคือง (ผิวที่เป็นสิวรุนแรง ผิวไหม้แดด ติดเชื้อ ฯลฯ)
6. ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่บอบบางรอบดวงตา เนื่องจากผิวหนังมีความบางและละเอียดอ่อน
7. ห้ามใช้อุปกรณ์บนเยื่อเมือก (เช่น ภายในจมูก ปาก บริเวณอวัยวะเพศ) เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองเฉพาะที่

คำเตือน:
1. เก็บชั้วต่อการชาร์จและสาย USB ให้แห้ง
2. อย่าชาร์จอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น (เช่น ใกล้อ่างอาบน้ำเต็ม ห้องอาบน้ำฝักบัวทำงาน ใกล้สระน้ำเต็ม)
3. ใช้อุปกรณ์ด้วยสาย USB ที่มาพร้อมกับเครื่องนวดนี้เท่านั้น
4. หากสาย USB เสียหาย ให้เปลี่ยนเฉพาะสายเดิมเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
5. ชาร์จเครื่องนวดให้เต็ม 100% อย่างน้อยทุกๆ 2 เดือน ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

ในกล่อง: (1) เครื่องนวด (2) ฐานรองรับ (3) สายชาร์จ USB-C,
4. คำแนะนำ (5) ผ้าเช็ดปาก (6) ถุง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่กำหนด: 5-9 V

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 3,7 W

แหล่งพลังงาน: ลิเธียมไอออน

ความจุแบตเตอรี่: 900 mAh

ขนาด: 147.1x83x44.4 มม. (อุปกรณ์), 57.1x57.1x76 มม. (ขาตั้ง)

น้ำหนัก: อุปกรณ์ - 179 g กรัม, ขาตั้ง - 108 g กรัม

เวลาชาร์จ: 3 h

เวลาทำการ: ไฟ LED สีแดง/ไฟ LED สีฟ้า โหมด - 200 นาที โหมดแสงผสม - 300 นาที

ความเข้มของการฉายรังสี:
ไฟ LED สีแดง: 7.7867 mW/cm2
• ไฟ LED สีฟ้า - 32.758 mW/cm2
• ไฟผสม - 23.322 mW/cm2

EMS:
• ระดับ 1 - 0.08 mA
• ระดับ 2 - 0.11 mA
• ระดับ 3 - 0.13 mA

ความถี่ปัจจุบัน: 34,7 kHz

ความยาวคลื่น: ไฟ LED สีแดง - 625 นาโนเมตร - ไฟ LED สีฟ้า - 465 นาโนเมตร

รูปคลื่น: รูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตรแบบสองเฟส

การกันน้ำ: IPX4



MEI1 - เครื่องนวดหน้าและคอแบบ EMS

การยกกระชับรูปตัววี | ช่วยลดอาการบวม | ปั้นรูปทรง | เรียบเนียนริ้วรอยและริ้วรอย

ความกังวล: การสูญเสียความยืดหยุ่นและรูปทรงใบหน้า "ลอย" บวมในตอนเช้า กล้ามเนื้อกระตุกและหนีบ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ (ริ้วรอย) ผิวหมองคล้ำ ประสิทธิภาพในการดูดซับเครื่องสำอางในแต่ละวันต่ำ

วัสดุ: พลาสติกเอบีเอส.

น้ำหนัก: 78 g.

ฟังก์ชั่น:
อุปกรณ์นี้มีผลกระทบที่ซับซ้อนต่อเนื้อเยื่อทุกชั้นเนื่องจากการทำงานร่วมกัน
4 เทคโนโลยี:

EMS - เลียนแบบสัญญาณไฟฟ้าชีวภาพตามธรรมชาติของร่างกาย เกร็งและฝึกกล้ามเนื้อใบหน้าอย่างประณีต และส่งเสียงกลับคืนมา

Deep Heat (42 °C) - การสัมผัสกับความร้อนช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระตุกและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด

การสั่นสะเทือนของคลื่น (8500 รอบต่อนาที) - การสั่นเชิงกลความถี่สูงส่งเสริมการระบายน้ำเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ลดอาการบวมและความเมื่อยล้าของของเหลวในเนื้อเยื่อ

ION IMPORT (ionophoresis) - เมื่อใช้ร่วมกับการให้ความร้อน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ส่วนประกอบออกฤทธิ์ของการดูแลเซรั่มเจาะเข้าไปในชั้นลึกของผิวหนังชั้นหนังแท้ เพิ่มประสิทธิภาพเป็นทวีคูณ

คุณสมบัติ:
1. การออกแบบอัจฉริยะ 360°: ทุกด้านของตัวเครื่องเป็นพื้นผิวการทำงานที่ใช้งานได้ ส่วนบน (ลูกกลิ้ง) ออกแบบมาสำหรับการนวด 3 มิติ ใบหน้าด้านข้าง - สำหรับการนวดกัวซา และขอบด้านล่าง - สำหรับการกดจุด
2. 4 เทคโนโลยีใน 1 อุปกรณ์: EMS, การสั่นสะเทือนของคลื่น, การทำความร้อน และไอออนโตฟอเรซิส
3. 2 โหมดการทำงาน: โหมดพื้นฐาน (ตัวบ่งชี้สีขาว) สำหรับการระบายน้ำเหลืองและการปรับสีในตอนเช้า โหมดซับซ้อนพร้อมระบบทำความร้อน (ตัวบ่งชี้สีแดง) เพื่อการดูแลและผ่อนคลายต่อต้านวัยในช่วงเย็นอย่างเข้มข้น
4. ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: สำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัย อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 10 นาที และยังเข้าสู่โหมดสลีปหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 2 นาที
5. การพกพาและความเป็นอิสระ: แบตเตอรี่ 800 mAh ในตัวให้การใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 80 นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

6. ความอเนกประสงค์ของการใช้งาน: การออกแบบของเครื่องนวดช่วยให้สามารถใช้สำหรับการดูแลเฉพาะจุด ลูกกลิ้ง และการยก เช่นเดียวกับการนวดคอ ไหล่ แขน และขา

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. หากต้องการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 1-2 วินาที (สัญญาณเสียงจะดังขึ้น)
2. การกดสั้นๆ ครั้งแรก (โหมดเริ่มต้น): รวมถึงการนำเข้า EMS, การสั่นสะเทือน และการนำเข้าไอออน วงแหวนบ่งชี้จะสว่างด้วยแสงสีขาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดอาการบวมและปรับสีในตอนเช้า
3. กดสั้นๆ ครั้งที่สอง (โหมดซับซ้อน): เชื่อมต่อคุณสมบัติการทำความร้อนลึกกับเทคโนโลยีก่อนหน้า ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีแดง เหมาะสำหรับการยกและผ่อนคลายอย่างเข้มข้น
4. ในระหว่างการชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบไฟ LED สีแดงอย่างราบรื่น และเมื่อถึง 100% จะเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง

วิธีใช้:
1. เพื่อให้ EMS ทำงานได้ จำเป็นต้องทาเจลนำไฟฟ้า เซรั่มให้ความชุ่มชื้น หรือเอสเซ้นส์บนผิวที่ทำความสะอาดอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานน้ำ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวไม่ควรมีน้ำมันและกรด (AHA, BHA, กรด PHA, เรตินอล, วิตามินซีที่มีความเข้มข้นสูง)
2. เปิดอุปกรณ์และเลือกโหมดที่ต้องการ
3. ทำการนวดตามแนวการนวดโดยกดพื้นผิวการทำงานที่เลือกไว้กับผิวหนังอย่างแน่นหนา ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่นด้วยความเร็วคงที่และไม่มีแรงกดมากเกินไป
4. หลังจากใช้งานไป 10 นาที ตัวจับเวลาอัจฉริยะจะปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
5. เช็ดเครื่องนวดด้วยผ้าเปียก (อุปกรณ์มีระดับการป้องกันความชื้น IPX3 - ห้ามล้างใต้น้ำ)

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	โปรแกรมการดูแล
ผิวหนาแน่นและบวม	ช่วงเย็น ครึ่งหลังของวัน	โหมด "EMS การสั่นสะเทือน การนำเข้าไอออน" - 3-5 นาที โหมด "EMS การสั่นสะเทือน การนำเข้าไอออน การทำความร้อน" - 5 นาที	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	หลักสูตรการรักษา: 10 สัปดาห์ หยุดพัก: 2 สัปดาห์ ทำซ้ำหลักสูตร 10 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
ผิวแห้งมีริ้วรอย	เช้า.	โหมด "EMS การสั่นสะเทือน การนำเข้าไอออน" - 3-4 นาที โหมด "EMS การสั่นสะเทือน การนำเข้าไอออน การทำความร้อน" - 3-4 นาที	สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง	หลักสูตรการรักษา: 10 สัปดาห์ หยุดพัก: 2 สัปดาห์ ทำซ้ำหลักสูตร 10 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

ข้อห้าม:
1. ห้ามใช้โดยผู้ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ โรคกระดูกพรุน อุณหภูมิลดลง/ความไวต่อความเจ็บปวด และโรคผิวหนัง
2. ห้ามใช้ในบริเวณที่มีบาดแผล หลังการทำศัลยกรรม บนผิวหนังที่เป็นหนองหรืออักเสบ รวมถึงบริเวณลูกตา เปลือกตา และต่อมไทรอยด์
3. ห้ามใช้ในบริเวณที่มีขาเทียมที่เป็นโลหะ
4. ผู้ที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรม (หรือกำลังอุดฟัน/จัดฟัน) ตลอดจนผู้ที่แพ้โลหะ, โรค couperosis (telangiectasia) ควรใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง

5. ในระหว่างตั้งครรภ์ มีประจำเดือน ให้นมบุตร ความดันโลหิตสูง หรือมีไข้ ให้ทาหลังจากปรึกษาแพทย์เท่านั้น

ข้อควรระวัง:
1. อุปกรณ์ไม่กันน้ำ
2. ห้ามใช้ในน้ำ ล้างด้วยน้ำประปา หรือเก็บไว้ในที่มีความชื้นสูง (เช่น ในห้องน้ำ)
3. อย่าใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จ ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายก่อนเซสชั่นทุกครั้ง
4. หากระหว่างการชาร์จหรือใช้งานคุณสังเกตเห็นความร้อนหรือควันผิดปกติ ให้ปิดเครื่องทันที
5. หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ตกและการกระแทก
6. เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดโดยตรง หากต้องการจัดเก็บระยะยาวโดยไม่ใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ทุกๆ 3 เดือน

ในกล่อง: (1) เครื่องนวด (2) กระเป๋าเก็บของ (3) สายชาร์จ Type-C,
4.คำแนะนำการใช้งาน.

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

ขนาด (ส x กว้าง x ลึก): 140×80×10 mm

แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว

แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 5 V

พลัง: 4,4 W

ความจุแบตเตอรี่: 800 mAh

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 10 min

เวลาชาร์จ: ≤ 2 h

ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด (ชาร์จเต็ม): 80 min

ปัจจุบัน: 1,4 mA

การสั่นสะเทือน: 8500 รอบต่อนาที

อุณหภูมิความร้อน: 42 °C

การกันน้ำ: IPX3



MIGA - Flosser น้ำในช่องปาก

ช่วยป้องกันโรคเหงือก | ขจัดเศษอาหาร | ช่วยป้องกันฟันผุ | ทำความสะอาดบริเวณช่องปากที่เข้าถึงยาก

ความกังวล: คราบฟัน ฟันผุ โรคเหงือก กลิ่นลมหายใจ

วัสดุ: พลาสติกเอบีเอส.

น้ำหนัก: 157 g.

ฟังก์ชั่น:

ของไหลทำความสะอาดบริเวณช่องปากที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพขจัดเศษอาหารซึ่งป้องกันการเกิดฟันผุ

แรงดันของเหลวที่สร้างขึ้นโดยเครื่องชลประทานจะนวดเหงือก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและการรักษา

การทำความสะอาดร่องน้ำบนลิ้นและแก้มช่วยให้คุณกำจัดกลิ่นปากได้

คุณสมบัติ:
1. เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องชลประทานจะมีหัวฉีดมาตรฐาน (หัวฉีด) 1 อัน กล่องจัดเก็บ และสายชาร์จ
2. 1 โหมด
3. ปริมาตรถัง 70 มล.

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. ก่อนใช้งานอุปกรณ์ครั้งแรกให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม เพื่อจุดประสงค์นี้ ให้เชื่อมต่อสายแม่เหล็กสำหรับชาร์จเข้ากับหน้าสัมผัสบนตัวเครื่อง irrigator ในระหว่างการชาร์จอุปกรณ์จะไม่สามารถใช้งานได้
2. การติดตั้ง/ถอดหัวฉีด ใส่หัวฉีดเข้าไปในรูบนฝาครอบด้านบนของอุปกรณ์ก่อนที่จะคลิก การคลิกแสดงว่าติดตั้งหัวฉีดสำเร็จแล้ว หากต้องการถอดหัวฉีดออก ให้กดที่ฝาครอบด้านบนของอุปกรณ์ และจับหัวฉีดไว้ในตำแหน่งนี้ จากนั้นจึงถอดหัวฉีดออก
3. การเติมถัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์แล้ว จากนั้นเปิดฝาถังเก็บน้ำที่อยู่ด้านล่าง และเติมน้ำลงในภาชนะ
4. ในการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ คุณต้องกดปุ่มเปิด/ปิด หมายเหตุ: ในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีน้ำเงินตลอดเวลา

วิธีใช้:
1. ติดตั้งหัวฉีดและทำให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพการทำงาน ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับผลิตภัณฑ์ไว้ข้างลำตัว แล้วดึงถังเก็บน้ำลงด้วยมืออีกข้าง
2. วางหัวฉีดในช่องปาก ชี้ไปทางฟัน แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดอุปกรณ์ ระหว่างการทำความสะอาด จะต้องเก็บเครื่องทดน้ำไว้ในแนวตั้ง
3. เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เริ่มแปรงฟันด้วยฟันกราม (ฟันหลัง) แล้วขยับหัวฉีดไปที่ฟันหน้า กำหนดทิศทางการไหลของน้ำไปที่เหงือกโดยทำมุม 90 องศา อย่าอ้าปากให้กว้างเพื่อไม่ให้น้ำกระเด็นไปมา
4. จำเป็นต้องขยับหัวฉีดไปตามแนวเหงือก โดยให้เหลือฟันแต่ละซี่เป็นเวลาสั้นๆ จนกระทั่งช่องเหงือกและช่องซอกฟันสะอาด
5.หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วให้ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิดแล้วนำน้ำที่เหลืออยู่ออกจากถัง ในการดำเนินการนี้ ให้เปิดฝาถังแล้วสะเด็ดน้ำออก จากนั้นพับเครื่องชลประทานให้อยู่ในสภาพเดิม
6. ทำความสะอาดช่องปากวันละ 2 ครั้งหลังรับประทานอาหาร หมายเหตุ: เลือดออกเล็กน้อยระหว่างการทำความสะอาดครั้งแรกเป็นเรื่องปกติ โดยจะหายไปภายในหนึ่งสัปดาห์ หากเลือดออกไม่หยุดเกิน 2 สัปดาห์ ให้หยุดใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ทันตแพทย์

ความถี่ในการใช้งาน:
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เพื่อดูแลโครงสร้างการจัดฟัน-หลังอาหารแต่ละมื้อ

ระยะเวลาการสมัคร:
มันไม่จำกัด

ข้อห้าม:
1. การกำเริบของโรคปริทันต์อักเสบกระบวนการอักเสบเฉียบพลันในช่องปาก
2. เลือดออกตามไรฟันอย่างรุนแรง
3.ช่วง 2 เดือนแรกหลังการผ่าตัดช่องปาก

คำเตือน:
1. ห้ามใช้เครื่องทดน้ำในห้องอาบน้ำ ห้ามจุ่มเครื่องทดน้ำลงในน้ำ และอย่าวางอุปกรณ์ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะตกลงไปในน้ำ
2. อย่าวางอุปกรณ์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง รวมถึงในสถานที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
3. อย่าถืออุปกรณ์ด้วยมือเปียกระหว่างการชาร์จ และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้โดยไม่มีใครดูแลระหว่างการชาร์จ
4. จับสายชาร์จอย่างระมัดระวัง: เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน ห้ามยืด งอ หรือบิดโดยใช้แรง อย่าให้หนีบสาย เพราะอาจทำให้สายเสียหายได้ อย่าใช้เครื่องฉีดน้ำหรือชาร์จหากตัวอุปกรณ์หรือสายชาร์จเสียหาย (ผลจากการตกน้ำเข้า ฯลฯ)
5. ต้องชาร์จเครื่องทดน้ำด้วยเครื่องชาร์จดั้งเดิมเท่านั้น ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเครือข่ายด้วยแรงดันไฟฟ้าอื่นนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนอุปกรณ์
6. ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีหัวฉีด ห้ามใช้หัวฉีดที่ผู้ผลิตไม่แนะนำ

7. เก็บในที่ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้
8. อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องชลประทาน
9.ก่อนเติมน้ำลงในถังให้ถอดอุปกรณ์ออกจากสายชาร์จอย่าให้น้ำล้นเมื่อเติมถัง
10. ก่อนทำความสะอาดและซ่อมบำรุง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ปิดอยู่และไม่ได้ชาร์จ

ในกล่อง: (1) กระเป๋าเก็บของ, (2) เครื่องทดน้ำ, (3) หัวฉีด, (4) สายชาร์จขั้วต่อแม่เหล็ก USB, (5) คำแนะนำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: มากกว่า 2 ชั่วโมง

เวลาทำการ: 20 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: ไม่

เวลาทำการต่ออ่างเก็บน้ำเต็ม: 30 s

พลัง: 482,3 kPa

ชีพจรต่อนาที: 900-1100

ความจุอ่างเก็บน้ำ: 70 ml

การกันน้ำ: IPX7



MIGA BLACK - Flosser น้ำในช่องปาก

ช่วยป้องกันโรคเหงือก

ขจัดเศษอาหาร

ช่วยป้องกันฟันผุ

ทำความสะอาดบริเวณช่องปากที่เข้าถึงยาก

การดูแลอุปกรณ์จัดฟัน

ความกังวล: คราบพลัค ฟันผุ อาหารตกค้างในโครงสร้างการจัดฟันและช่องซอกฟัน โรคเหงือก กลิ่นลมหายใจ

วัสดุ: พลาสติกเอบีเอส.

น้ำหนัก: 183 g.

ฟังก์ชั่น:

ของไหลทำความสะอาดบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดซึ่งช่วยให้คุณป้องกันการเกิดฟันผุรวมถึงโครงสร้างทันตกรรมจัดฟันที่สะอาด

แรงดันของเหลวที่สร้างขึ้นโดยเครื่องชลประทานจะนวดเหงือก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและการรักษา

การทำความสะอาดร่องน้ำบนลิ้นและแก้มช่วยให้คุณกำจัดกลิ่นปากได้

โหมดการรับแสง 3 โหมดและหัวฉีด 4 หัวในชุดจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกำจัดเศษอาหาร คราบจุลินทรีย์ การทำความสะอาดช่องว่างระหว่างฟัน ช่องเหงือก ลิ้น และโครงสร้างการจัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ:
1. หัวฉีด 4 หัวในชุด (มาตรฐาน, ปริทันต์, จัดฟัน, หัวฉีดสำหรับทำความสะอาดลิ้น)
2. ตัวเครื่องมีช่องสำหรับเก็บหัวฉีด
3. 3 โหมดการทำงาน (ละเอียดอ่อน, พัลส์, ทรงพลัง)
4. ปริมาตรถัง 140 มล.

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. ตั้งหัวฉีดก่อนคลิก
พร้อมด้วยหัวฉีดน้ำ 4 แบบ ซึ่งแต่ละแบบมีหน้าที่ของตัวเอง:
หัวดูดขนาดมาตรฐานใช้สำหรับการแปรงฟันทุกวัน ปลายโค้งช่วยชะล้างคราบพลัคและเศษอาหาร
หัวฉีดปริทันต์วิทยาใช้ในการทำความสะอาดช่องเหงือก (เกิดขึ้นเมื่อเหงือกที่อักเสบเคลื่อนตัวออกจากฟัน เกิดเป็นช่อง)

หัวดูดนี้มีปลายยางนุ่มสำหรับดูแลเหงือก
• หัวฉีดจัดฟันออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดระบบเหล็กจัดฟัน ที่ปลายหัวฉีดนี้ นอกจากรูสำหรับระบายน้ำแล้ว ยังมีแปรงที่มีขนแปรงแข็งอีกด้วย เนื่องจากการทำความสะอาดล็อคของโครงสร้างทันตกรรมจัดฟัน คราบจุลินทรีย์และเศษอาหารจึงถูกชะล้างออกไป
หัวดูดทำความสะอาดลิ้นเป็นรูปช้อน และคุณสามารถใช้หัวดูดนี้เพื่อขจัดคราบพลัคและเนื้อเยื่ออ่อนที่ปนเปื้อนได้
2. เปิดถังแล้วเติมน้ำ
3. วางหัวฉีดไว้ในช่องปากแล้วกดปุ่มเปิดสั้นๆ เพื่อเปิดเครื่อง
4. การกดปุ่มบนอุปกรณ์เป็นเวลานานจะใช้เพื่อสลับระหว่างโหมดต่างๆ
อุปกรณ์มี 3 โหมด:
ละเอียดอ่อน (ตัวบ่งชี้สีเขียว) - แรงดันต่ำ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีอาการเสียวฟัน
พัลส์ (ตัวบ่งชี้สีน้ำเงิน) - แรงดันเร้าใจแบบแปรผันการสลับโหมดแรงและอ่อนเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและการนวดเหงือก
ทรงพลัง (ตัวแสดงสีขาว) - แรงดันน้ำสูง การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งตรงตามความต้องการประจำวันของคนส่วนใหญ่
5.หลังการใช้งานให้ปิดเครื่องโดยกดสั้นๆ เมื่อปิดเครื่องจะจดจำโหมดที่ใช้งานครั้งล่าสุดและเมื่อเปิดครั้งต่อไป เครื่องจะเริ่มทำงานในโหมดนี้โดยอัตโนมัติ
6. กดปุ่มเพื่อถอดหัวฉีดออกและค่อยๆ ถอดออก เปิดช่องเก็บของสำหรับหัวฉีดแล้ววางหัวฉีดเข้าไป
7. อย่าลืมทำความสะอาดเป็นประจำ: แยกถังและล้าง หมายเหตุ: ใช้โหมดละเอียดอ่อนระหว่างการใช้งานเครื่องชลประทานครั้งแรก เลือดออกเล็กน้อยระหว่างการทำความสะอาดครั้งแรกเป็นเรื่องปกติ โดยจะหายไปภายในหนึ่งสัปดาห์ หากเลือดออกไม่หยุดเกิน 2 สัปดาห์ ให้หยุดใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ทันตแพทย์

วิธีใช้:
1. สำหรับการทำความสะอาดตามปกติ ให้ใช้หัวฉีดอเนกประสงค์มาตรฐาน คลิกที่ปุ่มเปิดเลือกโหมดที่ต้องการ จากนั้นวางหัวฉีดตรงข้ามฟันเพื่อให้กระแสน้ำตั้งฉากกับบริเวณที่ทำการรักษา หมายเหตุ: เหงือกที่บอบบางเริ่มมีเลือดออกได้ง่าย อย่าฉีดสเปรย์ไปที่เหงือกโดยตรง แนะนำให้ผู้ที่มีฟันที่บอบบางเลือกวิธีการรักษาที่ละเอียดอ่อน
2. เริ่มแปรงฟันหลังแล้วเคลื่อนไปฟันหน้า เคลื่อนฟันไปจนหมด โดยเหลือฟันแต่ละซี่เป็นเวลาสั้นๆ จนกระทั่งเหงือกและช่องว่างระหว่างฟันหายไป หากคุณเริ่มจากด้านนอกของฟัน ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ด้านหลัง ควรใช้อัลกอริทึมนี้กับฟันทั้งแถวบนและล่าง
3. ในการทำความสะอาดช่องเหงือก ให้ใช้หัวฉีดปริทันต์ คลิกที่ปุ่มเปิดปิดเลือกโหมดที่ต้องการ วางหัวฉีดในมุมเพื่อให้ปลายหัวฉีดเล็งไปที่ขอบเหงือกและในช่องซอกฟัน ดำเนินการทำความสะอาดตามคำแนะนำที่กล่าวข้างต้น
4. ในการทำความสะอาดลิ้น ให้ใช้หัวฉีดรูปช้อน ติดตั้งหัวฉีด กดปุ่มเปิด เลือกโหมดที่ต้องการ

ขยับหัวฉีดผ่านลิ้นโดยเคลื่อนไปในทิศทางเดียวจากโคนไปยังปลายลิ้น การแปรงลิ้นควรใช้เวลาประมาณ 30 วินาที หรือประมาณ 5 วิธี
5. หากต้องการทำความสะอาดระบบเหล็กจัดฟัน ให้ใช้หัวฉีดจัดฟัน นอกจากรูสำหรับไหลผ่านของน้ำแล้ว ยังมีแปรงที่มีขนแปรงแข็งที่ปลาย จึงสามารถทำความสะอาดตัวล็อคของระบบค้ำยันได้ดี ช่วยชะล้างคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารออกจากพวกมัน

ความถี่ในการใช้งาน:
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เพื่อดูแลโครงสร้างการจัดฟัน-หลังอาหารแต่ละมื้อ

ระยะเวลาการสมัคร:
มันไม่จำกัด

ข้อห้าม:
1. การกำเริบของโรคปริทันต์อักเสบกระบวนการอักเสบเฉียบพลันในช่องปาก
2. เลือดออกตามไรฟันอย่างรุนแรง
3. ไม่แนะนำให้ใช้ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังการผ่าตัดในช่องปาก
4. หากคุณเป็นโรคเหงือกหรือเคยผ่าตัดช่องปากภายใน 2 เดือนที่ผ่านมา โปรดปรึกษาทันตแพทย์ก่อนใช้อุปกรณ์

คำเตือน:
1. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจส่งผลให้อุปกรณ์ถูกถอดออกจากการรับประกัน
2. อย่าใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C ในถังทำความสะอาดช่องปากเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้
3. หากสายไฟหรือปลั๊กเสียหายกรุณาเปลี่ยนก่อนใช้งาน อย่ารบกวนความสมบูรณ์ของสายไฟ: อย่ายืด งอ หรือบิดงอ อย่าปล่อยให้สายไฟถูกกระแทกด้วยของหนักหรือยืดระหว่างวัตถุ และเก็บอุปกรณ์และสายเคเบิลให้ห่างจากแหล่งความร้อน
4. ใช้อุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเท่านั้น: เพื่อทำความสะอาดปาก อย่ากดดันฟันและเหงือกของคุณเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. อย่าจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงการช็อตไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และอันตรายอื่นๆ
6. เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟและเครื่องทำความร้อน
7. อย่าชาร์จอุปกรณ์ในสถานที่เปียก เช่น ในห้องน้ำหรือโถส้วม
8. อย่าใช้เครื่องชลประทานโดยไม่มีหัวฉีด
9. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก สามารถใช้งานได้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น เก็บไว้ในที่ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้
10. ห้ามเติมน้ำยาบ้วนปากลงในถังเก็บน้ำ มิฉะนั้น จะทำให้เกิดการกัดกร่อนและการยึดเกาะของถังกับตัวเครื่อง ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการเปิดถังได้ในอนาคต

ในกล่อง: (1) เครื่องทดน้ำ, (2) หัวฉีดมาตรฐาน, (3) หัวฉีดปริทันต์,
4. หัวฉีดจัดฟัน, (5) หัวฉีดทำความสะอาดลิ้น, (6) ถุงเก็บ, (7) สายชาร์จ USB-C, (8) คำแนะนำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 1,5 h

เวลาทำการ: 90 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: ไม่

เวลาทำการต่ออ่างเก็บน้ำเต็ม: 40 s

พลัง: • โหมดละเอียดอ่อน: 275-413 kPa • โหมดพัลส์: 413-758 kPa • โหมดทรงพลัง: 827-965 kPa

ชีพจรต่อนาที: 1600

ความจุอ่างเก็บน้ำ: 140 ml

การกันน้ำ: IPX7



MIGA NEW - Flosser น้ำในช่องปาก

ช่วยป้องกันโรคเหงือก

ขจัดเศษอาหาร

ช่วยป้องกันฟันผุ

ทำความสะอาดบริเวณช่องปากที่เข้าถึงยาก

การดูแลอุปกรณ์จัดฟัน

ความกังวล: คราบพลัค ฟันผุ อาหารตกค้างในโครงสร้างการจัดฟัน โรคเหงือก กลิ่นลมหายใจ

วัสดุ: พลาสติกเอบีเอส.

น้ำหนัก: 195 g.

ฟังก์ชั่น:

ของไหลทำความสะอาดบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดซึ่งช่วยให้คุณป้องกันการเกิดฟันผุรวมถึงโครงสร้างทันตกรรมจัดฟันที่สะอาด

แรงดันของเหลวที่สร้างขึ้นโดยเครื่องชลประทานจะนวดเหงือก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและการรักษา

การทำความสะอาดร่องน้ำบนลิ้นและแก้มช่วยให้คุณกำจัดกลิ่นปากได้

NASADOK 3 ประเภทที่มาพร้อมกับเครื่องชลประทานซึ่งแต่ละประเภทมีหน้าที่ของตัวเอง:

โซโพลมาตรฐานใช้สำหรับการแปรงฟันทุกวัน ปลายโค้งช่วยชะล้างคราบพลัคและเศษอาหาร

PARODONTOLOGICAL NASADKA ใช้ในการทำความสะอาดถุงเหงือก (เกิดขึ้นเมื่อเหงือกที่อักเสบเคลื่อนตัวออกจากฟัน เกิดเป็นถุง) หัวดูดนี้มีปลายยางนุ่มสำหรับดูแลเหงือก

NASA สำหรับทำความสะอาดลิ้นนั้นมีรูปทรงคล้ายช้อน และด้วยหัวฉีดนี้ คุณสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์และเนื้อเยื่ออ่อนที่ปนเปื้อนได้

โหมดการฆ่าเชื้อได้รับการออกแบบสำหรับการฆ่าเชื้อหัวฉีด เมื่อสัมผัสกับน้ำ สารละลายสมุนไพรมีความเสี่ยงที่จะเกิดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคบนหัวฉีดน้ำ ในช่องสำหรับจัดเก็บหัวฉีดในหลอดไฟในตัวที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่นนี้ (275 นาโนเมตร) มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

คุณสมบัติ:
1. หัวฉีด 3 อันในชุด
2. ถังเก็บน้ำเพิ่มขึ้น - 130 มล.
3. การออกแบบพับทำให้เครื่องชลประทานมีขนาดเล็กและกะทัดรัด
4. โหมดการปั่นเปื้อนของหัวฉีด
5. ช่องเก็บหัวฉีดที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องชลประทาน

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. การติดตั้งและการถอดหัวฉีด หมายเหตุ: หากพบขยะในการใช้งานผลิตภัณฑ์ครั้งแรก (ในถังของเหลว ในท่อจ่ายน้ำ) ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหาย ไม่ต้องกังวลหากมีของเหลวสะอาดหลงเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ - นี่เป็นบรรทัดฐาน ของเหลวนี้เป็นน้ำกลั่นที่ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องชลประทาน ล้างผลิตภัณฑ์แล้วใช้โดยไม่ต้องกลัว ถอดหัวฉีดออกจากช่องเก็บหัวฉีด ใส่เข้าไปในซ็อกเก็ต ที่หนีบแม่เหล็กจะยึดหัวฉีดโดยอัตโนมัติ หากต้องการถอดหัวฉีด ให้ดึงออกจากกัง วางหัวฉีดในช่องเก็บของและล็อคฝาให้แน่น
2.เติมน้ำ เปิดฝาเพื่อป้องกันฝุ่น ถือเครื่องชลประทานในแนวตั้งแล้วเทน้ำ หลังจากเทน้ำแล้วให้ปิดฝาเพื่อป้องกันฝุ่น ขอแนะนำให้ใช้น้ำประปาที่สะอาด หากรู้สึกว่าน้ำเย็นให้ใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องไม่สูงกว่า 40°C นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำเกลือซึ่งเป็นวิธีการรักษาช่องปากตามคำแนะนำของแพทย์ได้
3. การเปิดใช้งานและเลือกโหมด หากต้องการสลับโหมด ให้คลิกที่ปุ่ม "การสลับโหมด" ในโหมดละเอียดอ่อน ตัวบ่งชี้แรกจะไหม้ ในโหมดพลังงาน ไฟแสดงสถานะที่สองจะสว่างขึ้น เมื่อเปลี่ยนเป็นโหมด Pulse ไฟสัญญาณที่สามจะสว่างขึ้น ในโหมดการฆ่าเชื้อ ไฟสุดท้ายจะสว่างขึ้น - ไฟแสดงสถานะ 4 ดวง เลือกโหมดที่เหมาะสม ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยโหมดละเอียดอ่อนและค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้นเมื่อคุณคุ้นเคย

วิธีใช้:
1. ใช้หัวฉีดมัลติฟังก์ชั่นมาตรฐาน คลิกที่ปุ่มเปิดเลือกโหมดที่ต้องการ จากนั้นวางหัวฉีดตรงข้ามฟันเพื่อให้กระแสน้ำตั้งฉากกับบริเวณที่ทำการรักษา หมายเหตุ: เหงือกที่บอบบางเริ่มมีเลือดออกได้ง่าย อย่าฉีดเจ็ทไปที่เหงือกโดยตรง!
2. เริ่มแปรงฟันหลังแล้วเคลื่อนไปฟันหน้า เคลื่อนฟันไปจนหมด โดยเหลือฟันแต่ละซี่เป็นเวลาสั้นๆ จนกระทั่งเหงือกและช่องว่างระหว่างฟันหายไป หากคุณเริ่มจากด้านนอกของฟัน ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ด้านหลัง ควรใช้อัลกอริทึมนี้กับฟันทั้งแถวบนและล่าง หมายเหตุ: ผู้ที่มีอาการเสียวฟันควรเลือกวิธีการรักษาที่ละเอียดอ่อน
3. ในระหว่างการใช้งาน ให้เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในแนวตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดของแคลมป์แม่เหล็กของหัวฉีด ซึ่งอาจทำให้น้ำหยุดไหลได้
4. ในการทำความสะอาดช่องเหงือก ให้ใช้หัวฉีดปริทันต์ คลิกที่ปุ่มเปิดปิดเลือกโหมดที่ต้องการ วางหัวฉีดในมุมเพื่อให้ปลายหัวฉีดเล็งไปที่ขอบเหงือกและในช่องซอกฟัน ดำเนินการทำความสะอาดตามคำแนะนำที่กล่าวข้างต้น

5. ในการทำความสะอาดลิ้น ให้ใช้หัวฉีดรูปช้อน ติดตั้งหัวฉีด กดปุ่มเปิด เลือกโหมดที่ต้องการ ขยับหัวฉีดผ่านลิ้นโดยเคลื่อนไปในทิศทางเดียวจากโคนไปยังปลายลิ้น การแปรงลิ้นควรใช้เวลาประมาณ 30 วินาที หรือประมาณ 5 วิธี
6. โหมดการฆ่าเชื้อ: วางหัวฉีดในช่องเก็บหัวฉีดแล้วปิดฝาเพื่อป้องกันฝุ่น
7. คลิกสวิตช์โหมดเพื่อเลือกโหมดที่สี่ - โหมดกำจัดการปนเปื้อน จากนั้นคลิกที่ปุ่มเปิด
8. โหมดการฆ่าเชื้อจะถูกเปิดใช้งานเพื่อฆ่าเชื้อหัวฉีดและช่องเก็บหัวฉีด
9. อย่ามองที่หลอดฆ่าเชื้อสีม่วงโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อการมองเห็น

ความถี่ในการใช้งาน:
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เพื่อดูแลโครงสร้างการจัดฟัน-หลังอาหารแต่ละมื้อ

ระยะเวลาการสมัคร:
มันไม่จำกัด

ข้อห้าม:
1. การกำเริบของโรคปริทันต์อักเสบกระบวนการอักเสบเฉียบพลันในช่องปาก
2. เลือดออกตามไรฟันอย่างรุนแรง
3. ทันทีหลังการผ่าตัดในช่องปาก

คำเตือน:
1. ในระหว่างการชาร์จ ให้รักษาขั้วต่อการชาร์จให้แห้ง
2. ห้ามเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานที่มีแรงดันไฟฟ้าแตกต่างจากที่กำหนด
3. อย่าสัมผัสเครื่องชาร์จด้วยมือเปียก
4. ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เสียหายหรือชำรุด
5. อย่าฉีดน้ำโดยตรงไปที่ลิ้น หู หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เพราะแรงดันของน้ำอาจทำร้ายร่างกายได้
6. กรณีเป็นโรคฟัน ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์
7. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยทันตแพทย์ของคุณ
8. ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ควรถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์นี้หรือใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องเปิด
9. ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์นี้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยภายนอกสถานที่
10. ห้ามเทไอโอดีน สารฟอกขาว หรือน้ำมันอะโรมาติกที่ไม่ละลายน้ำลงในถังผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการใช้สารเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง
11. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดเครื่องประดับทั้งหมดออกจากปาก
12. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากมีบาดแผลที่ลิ้นหรือปากที่มองเห็นได้
13. หากแพทย์สั่งยาปฏิชีวนะ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อแพทย์แนะนำโดยตรงเท่านั้น
14. อย่าฉีดน้ำเข้าหูเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
15. ห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีใช้ผลิตภัณฑ์นี้
16. เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในห้องที่แห้งและสะอาด ให้ห่างจากแสงแดดและแหล่งความร้อนโดยตรง

17. ก่อนถอดผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเก็บระยะยาว (นานกว่า 3 เดือน) ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
18. อย่าพยายามเปิดผลิตภัณฑ์โดยไม่มีน้ำอยู่ในถัง เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานล้มเหลวได้
19. ห้ามใช้น้ำร้อนเกิน 50°C ในการทำความสะอาดถัง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของถัง อย่าปล่อยให้เกิดการเสียรูปเนื่องจากการสัมผัสกับอุณหภูมิสูง ในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ ขอแนะนำให้ใช้น้ำอุณหภูมิห้องต่ำกว่า 40 °C หรือใช้น้ำประปาฉีด
20. ห้ามเติมยาสีฟัน เกลือ เม็ดน้ำยาบ้วนปากชนิดแข็ง หรือสารเคมีอื่นๆ ลงในน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการอุดตันและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
21. ก่อนเทน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำหอมปรับอากาศ ให้ตรวจสอบว่ามีสารไอโซโพรพิลไมริสเตตหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและส่งผลต่อการทำงานปกติ
22. ห้ามใช้สารเจือจาง แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงอื่นๆ มิฉะนั้นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปและเกิดความล้มเหลวได้

ในกล่อง: (1) เครื่องทดน้ำ, (2) หัวฉีดมาตรฐาน, (3) หัวฉีดปริทันต์, (4) หัวดูดทำความสะอาดลิ้น, (5) ถุงเก็บของ, (6) คำแนะนำ (7) สายชาร์จ USB-C

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 3 h

เวลาทำการ: • โหมดละเอียดอ่อน - 50 นาที • โหมดทรงพลัง - 45 นาที • โหมดแรงกระตุ้น - 100 นาที • โหมดขจัดการปนเปื้อน - 220 นาที

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: ไม่

เวลาทำการต่ออ่างเก็บน้ำเต็ม: • โหมดละเอียดอ่อน: 35 ± 8 วินาที • โหมดทรงพลัง: 30 ± 8 วินาที • โหมดแรงกระตุ้น: 65 ± 10 วินาที

พลัง: • โหมดละเอียดอ่อน: 392-637 kPa • โหมดทรงพลัง: 686-931 kPa • โหมดพัลส์: 588-833 kPa

ชีพจรต่อนาที: 1600±20%

ความจุอ่างเก็บน้ำ: 130 ml

การกันน้ำ: IPX7



MIGA PRO - เครื่องขัดน้ำแบบพกพา

ช่วยป้องกันโรคเหงือก

ขจัดเศษอาหาร

ช่วยป้องกันฟันผุ

ทำความสะอาดบริเวณช่องปากที่เข้าถึงยาก

การดูแลอุปกรณ์จัดฟัน

ความกังวล: คราบพลัค ฟันผุ อาหารตกค้างในโครงสร้างการจัดฟัน โรคเหงือก กลิ่นลมหายใจ

วัสดุ: พลาสติก MS, พลาสติก ABS

น้ำหนัก: 260 g.

ฟังก์ชั่น:

ของไหลทำความสะอาดบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดซึ่งช่วยให้คุณป้องกันการเกิดฟันผุรวมถึงโครงสร้างทันตกรรมจัดฟันที่สะอาด

แรงดันของเหลวที่สร้างขึ้นโดยเครื่องชลประทานจะนวดเหงือก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและการรักษา

NASADOK 3 ประเภทที่มาพร้อมกับเครื่องชลประทานซึ่งแต่ละประเภทมีหน้าที่ของตัวเอง:

โซโพลมาตรฐานใช้สำหรับการแปรงฟันทุกวัน ปลายโค้งช่วยชะล้างคราบพลัคและเศษอาหาร

ทันตกรรมจัดฟัน Nasa ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดระบบจัดฟัน ที่ปลายหัวฉีดนี้ นอกจากรูสำหรับระบายน้ำแล้ว ยังมีแปรงที่มีขนแปรงแข็งอีกด้วย เนื่องจากการทำความสะอาดล็อคของโครงสร้างทันตกรรมจัดฟันคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารจึงถูกชะล้างออกไป

PARODONTOLOGICAL NASADKA ใช้ในการทำความสะอาดถุงเหงือก (เกิดขึ้นเมื่อเหงือกที่อักเสบเคลื่อนตัวออกจากฟัน เกิดเป็นถุง) หัวดูดนี้มีปลายยางนุ่มสำหรับดูแลเหงือก

โหมดการฆ่าเชื้อจะฆ่าเชื้ออ่างเก็บน้ำ การสัมผัสกับน้ำและสารละลายสมุนไพรสามารถนำไปสู่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในเครื่องชลประทาน หลอดอัลตราไวโอเลตในตัวฆ่าเชื้อในอ่างเก็บน้ำ

คุณสมบัติ:
1. หัวฉีด 3 อันในชุด
2. ถังเก็บน้ำเพิ่มขึ้น - 180 มล.
3. การออกแบบแบบพับได้ทำให้เครื่องชลประทานมีขนาดกะทัดรัดและสะดวกในการขนส่ง
4. โหมดการฆ่าเชื้อของถัง
5. ช่องเก็บหัวฉีดที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องชลประทาน

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. การติดตั้งและการถอดหัวฉีด ถอดหัวฉีดออกจากช่องเก็บหัวฉีด ใส่หัวฉีดเข้าไปในช่องหัวฉีดก่อนที่จะคลิกเพื่อยึดหัวฉีด หากต้องการถอดหัวฉีด ให้กดปุ่มเปลี่ยนหัวฉีดแล้วดึงออกจากช่องเสียบ วางหัวฉีดในช่องเก็บหัวฉีดและล็อคให้แน่น
2.เติมน้ำ เปิดฝาถัง จับเครื่องชลประทานในแนวนอนแล้วเทน้ำ เทน้ำปิดฝา ขอแนะนำให้ใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์ หากรู้สึกว่าน้ำเย็นให้ใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องไม่สูงกว่า 40°C นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำเกลือซึ่งเป็นวิธีการรักษาช่องปากตามคำแนะนำของแพทย์ได้
3. เปิดใช้งานและเลือกโหมด คลิกที่ปุ่มเปิดสั้นๆ เพื่อเปิดอุปกรณ์ กดปุ่มเปิดซ้ำสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำความสะอาด กดปุ่มโหมดค้างไว้ (3 วินาที) - เปลี่ยนความเร็ว หลังการใช้งาน ให้ปิดอุปกรณ์โดยกดค้างไว้ (3 วินาที) เมื่อปิดเครื่องจะจดจำโหมดที่ใช้งานครั้งล่าสุดและเมื่อเปิดครั้งต่อไปเครื่องจะเริ่มทำงานในโหมดนี้โดยอัตโนมัติ

วิธีใช้:
1. ใช้หัวฉีดมัลติฟังก์ชั่นมาตรฐาน คลิกที่ปุ่มเปิดเลือกโหมดและความเร็วที่ต้องการ จากนั้นวางหัวฉีดตรงข้ามฟันเพื่อให้กระแสน้ำตั้งฉากกับบริเวณที่ทำการรักษา หมายเหตุ: เหงือกที่บอบบางเริ่มมีเลือดออกได้ง่าย อย่าฉีดเจ็ทไปที่เหงือกโดยตรง!
2. เริ่มแปรงฟันหลังแล้วเคลื่อนไปฟันหน้า เคลื่อนฟันไปจนหมด โดยเหลือฟันแต่ละซี่เป็นเวลาสั้นๆ จนกระทั่งเหงือกและช่องว่างระหว่างฟันหายไป หากคุณเริ่มจากด้านนอกของฟัน ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ด้านหลัง ควรใช้อัลกอริทึมนี้กับฟันทั้งแถวบนและล่าง หมายเหตุ: ผู้ที่มีอาการเสียวฟันควรเลือกวิธีการรักษาที่ละเอียดอ่อน
3. ในการทำความสะอาดช่องเหงือก ให้ใช้หัวฉีดปริทันต์ คลิกที่ปุ่มเปิดปิดเลือกโหมดที่ต้องการ วางหัวฉีดในมุมเพื่อให้ปลายหัวฉีดเล็งไปที่ขอบเหงือกและในช่องซอกฟัน ดำเนินการทำความสะอาดตามคำแนะนำที่กล่าวข้างต้น
4. หากต้องการทำความสะอาดระบบจัดฟัน ให้ใช้หัวฉีดจัดฟัน นอกจากรูสำหรับไหลผ่านของน้ำแล้ว ยังมีแปรงที่มีขนแปรงแข็งที่ปลาย จึงสามารถทำความสะอาดตัวล็อคของระบบค้ำยันได้ดี ช่วยชะล้างคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารออกจากพวกมัน
5. โหมดการปนเปื้อน: พับเครื่องชลประทานในตำแหน่งปิด และโหมดการทำความสะอาด UV จะเริ่มโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 10 นาที

6. อย่ามองไปที่หลอดฆ่าเชื้อสีม่วงโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อการมองเห็น

ความถี่ในการใช้งาน:
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เพื่อดูแลโครงสร้างการจัดฟัน-หลังอาหารแต่ละมื้อ

ระยะเวลาการสมัคร:
มันไม่จำกัด

ข้อห้าม:
1. การกำเริบของโรคปริทันต์อักเสบกระบวนการอักเสบเฉียบพลันในช่องปาก
2. เลือดออกตามไรฟันอย่างรุนแรง
3. ทันทีหลังการผ่าตัดในช่องปาก

คำเตือน:
1. ในระหว่างการชาร์จ ให้รักษาขั้วต่อการชาร์จให้แห้ง
2. ห้ามเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานที่มีแรงดันไฟฟ้าแตกต่างจากที่กำหนด
3. อย่าสัมผัสเครื่องชาร์จด้วยมือเปียก
4. ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เสียหายหรือชำรุด
5. อย่าฉีดน้ำโดยตรงไปที่ลิ้น หู หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เพราะแรงดันของน้ำอาจทำร้ายร่างกายได้
6. กรณีเป็นโรคฟัน ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์
7. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยทันตแพทย์ของคุณ
8. ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ควรถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์นี้หรือใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องเปิด
9. ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์นี้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยภายนอกสถานที่
10. ห้ามเทไอโอดีน สารฟอกขาว หรือน้ำมันอะโรมาติกที่ไม่ละลายน้ำลงในถังผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการใช้สารเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง
11. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดเครื่องประดับทั้งหมดออกจากปาก
12. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากมีบาดแผลที่ลิ้นหรือปากที่มองเห็นได้
13. หากแพทย์สั่งยาปฏิชีวนะ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อแพทย์แนะนำโดยตรงเท่านั้น
14. อย่าฉีดน้ำเข้าหูเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
15. ห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีใช้ผลิตภัณฑ์นี้
16. เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในห้องที่แห้งและสะอาด ให้ห่างจากแสงแดดและแหล่งความร้อนโดยตรง
17. ก่อนถอดผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเก็บระยะยาว (นานกว่า 3 เดือน) ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
18. อย่าพยายามเปิดผลิตภัณฑ์โดยไม่มีน้ำอยู่ในถัง เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานล้มเหลวได้
19. ห้ามใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40°C ในการทำความสะอาดถัง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของถัง อย่าปล่อยให้เกิดการเสียรูปเนื่องจากการสัมผัสกับอุณหภูมิสูง ในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ ขอแนะนำให้ใช้น้ำอุณหภูมิห้องต่ำกว่า 40 ° C หรือใช้น้ำประปาฉีด
20. ห้ามเติมยาสีฟัน เกลือ เม็ดน้ำยาบ้วนปากชนิดแข็ง หรือสารเคมีอื่นๆ ลงในน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการอุดตันและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

21. ก่อนเทน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำหอมปรับอากาศ ให้ตรวจสอบว่ามีสารไอโซโพรพิลไมริสเตตหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและส่งผลต่อการทำงานปกติ
22. ห้ามใช้สารเจือจาง แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงอื่นๆ มิฉะนั้นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปและเกิดความล้มเหลวได้

ในกล่อง: (1) เครื่องทดน้ำ, (2) หัวฉีดมาตรฐาน, (3) หัวฉีดปริทันต์,
4. หัวฉีดจัดฟัน 5) กระเป๋าเก็บของ 6) คำแนะนำ 7) สายชาร์จ USB-DC

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 4 h

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: ไม่

เวลาทำงานในแต่ละโหมดและความเร็ว:
โหมดมาตรฐาน
• ความเร็วต่ำ - 96 นาที
• ความเร็วเฉลี่ย : 72 นาที
ความเร็วที่แข็งแกร่ง: โหมดพัลส์ 59 นาที
• ความเร็วต่ำ - 133 นาที
• ความเร็วเฉลี่ย : 103 นาที
• ความเร็วแรง - 84 นาที
• โหมดซอฟต์
• ความเร็วต่ำ - 140 นาที
• ความเร็วเฉลี่ย : 96 นาที

ความถี่ของพัลส์ในแต่ละโหมดและความเร็ว:
โหมดมาตรฐาน
• ความเร็วต่ำ - 1440/นาที
• ความเร็วเฉลี่ย: 1920/นาที
• ความเร็วแรง: 2400/นาที
• โหมดพัลส์
ความเร็วต่ำ - 1440 / นาที ± 10%
ความเร็วเฉลี่ย - 1920 / นาที ± 10%
ความเร็วที่แข็งแกร่ง - 2400 / นาที ± 10%
• โหมดซอฟต์
ความเร็วต่ำ - 960 / นาที ± 10%
• ความเร็วเฉลี่ย: 1440/นาที ±10%
• ความเร็วแรง - 1920 / นาที ± 10%

ความจุอ่างเก็บน้ำ: 180 ml

การกันน้ำ: IPX7

เวลาใช้งาน (หมด) ของอ่างเก็บน้ำหนึ่งแห่ง:
โหมดมาตรฐาน
• ความเร็วต่ำ - 116 วินาที
ความเร็วเฉลี่ย - 68 วินาที ความเร็วที่แข็งแกร่ง - 55 วินาที

โหมดพัลส์
ความเร็วต่ำ - 144 วินาที
• ความเร็วเฉลี่ย: 93 วินาที
• ความเร็วสูง - 65 วินาทีของโหมดซอฟต์
• ความเร็วต่ำ - 143 วินาที
ความเร็วเฉลี่ย: 92 วินาที
• ความเร็วแรง - 65 วินาที

พลัง: โหมดมาตรฐาน • ความเร็วต่ำ - 339.2 kPa • ความเร็วปานกลาง - 661.2 kPa • ความเร็วสูง - 901.1 kPa โหมดพัลส์ • ความเร็วต่ำ - 315.1 kPa • ความเร็วปานกลาง - 460.6 kPa • ความเร็วสูง - 776.3 kPa โหมดอ่อนโยน • ความเร็วต่ำ - 133.1 kPa • ความเร็วปานกลาง - 375.8 kPa • ความเร็วสูง - 655.0 kPa



MIO2 - เครื่องนวดแบบไมโครเคอร์เรนต์พร้อมระบบ EMS

ปรับปรุงความกระชับของผิว

ลดสัญญาณแห่งวัย

ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน

กำหนดเป้าหมายอาการบวมและผิวคล้ำ

ความกังวล: ริ้วรอยบนใบหน้า, ใบหน้าบวมและวงกลมใต้ตา, ผิวหมองคล้ำและหย่อนคล้อย, แก้มหย่อนคล้อย, การเปลี่ยนแปลงตามอายุ, รูขุมขนกว้าง, ผิวคล้ำ

วัสดุ: พลาสติก ABS, พลาสติก PC, โลหะผสมสังกะสี

น้ำหนัก: เครื่องนวด - 80 กรัม, ฐาน - 70 กรัม

ฟังก์ชั่น:

EMS - กระแสไฟฟ้าสำหรับการกระตุ้นกล้ามเนื้อ โดยจะแทรกซึมลึกเข้าไปในชั้นผิวหนังจนถึงชั้นกล้ามเนื้อ กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อ, EMS ส่งเสริมการกระชับผิว, ผลการยกปรากฏ, การผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินเพิ่มขึ้น, ความกระชับและความยืดหยุ่นของผิวหนังเพิ่มขึ้น, อาการบวมจะถูกลบออก

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณนวดที่อุณหภูมิ 42 + / - 3 ° C ซึ่งช่วยเร่งการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อที่มีออกซิเจน ส่งผลให้ผิวพรรณดีขึ้น ผิวเรียบเนียนขึ้น และริ้วรอยแห่งวัยจะสังเกตเห็นได้น้อยลง

การสั่นสะเทือนเป็นผลกระทบทางกลต่อผิวหนัง ซึ่งช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญทั้งหมดในเซลล์ กระตุ้นการกำจัดสารพิษ และส่งเสริมการสร้างผิวใหม่

คุณสมบัติ:
1. 3 โหมด: EMS, เครื่องทำความร้อน, EMS/การสั่นสะเทือน/เครื่องทำความร้อน
2. กระแสที่จับต้องได้ - ในอุปกรณ์ที่ได้รับการอัปเดตจากแบรนด์ WAU วิศวกรโดยการควบคุมความแรงของกระแสและความถี่พัลส์ ทำให้การทำงานของ EMS ไม่เพียงแต่ให้ผลที่มองเห็นได้อันเป็นผลมาจากการใช้งานเท่านั้น แต่ยังสังเกตเห็นได้ชัดเจนในระหว่างขั้นตอนอีกด้วย
3. สองช่องทางอิสระ (2 อิเล็กโทรดเป็นแหล่งกระแส) เพิ่มพื้นที่ครอบคลุม มีผลเด่นชัดมากขึ้นต่อกล้ามเนื้อและการรับรู้ของกระแส
4.การชาร์จแบบไร้สาย - การชาร์จโดยใช้แท่นชาร์จ
5. ควบคุมง่าย - อุปกรณ์ควบคุมด้วย 1 ปุ่ม: จากเปิดและปิดเพื่อสลับโหมด
6. รูปร่างโค้งของ MIO2 ทำซ้ำรูปทรงของใบหน้า และมุมกรวยจะช่วยนวดจุดฝังเข็มและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รูปร่างของอุปกรณ์ยังช่วยให้คุณใช้นวดกัวซาได้

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. อุปกรณ์ควบคุม MIO2 ทำโดย 1 ปุ่ม
2. เปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
3. ด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ ให้เลือกโหมดที่ต้องการ:
• ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน - EMS;
• ไฟแสดงสถานะสีแดง - เครื่องทำความร้อน;
ไฟแสดงสถานะสีขาว - ผสมระหว่าง EMS การทำความร้อน และการสั่นสะเทือน
4. ปิดเครื่องนวดโดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

วิธีใช้:
1. ทาเจลนวดที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าบนผิวหนัง ใช้พื้นผิวการทำงานของอุปกรณ์กับบริเวณนวด
2. นวดบริเวณใบหน้าและลำคอ โดยเคลื่อนจากล่างขึ้นบนตามการจัดโครงสร้างทางกายวิภาคของกล้ามเนื้อบนใบหน้า
3. การใช้พื้นผิวการนวดที่ทำงานของ MIO2 คุณสามารถนวดกัวซาในขณะที่เคลื่อนที่ตามแนวการนวดได้
4. มุมกรวยของอุปกรณ์ได้รับการออกแบบสำหรับการนวดจุดฝังเข็ม แตะจุดเหล่านี้เบาๆ แล้วสร้างเป็นวงกลมเล็กๆ

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่ของโปรแกรมการดูแลผิว
ผิวหนาแน่น / บวม / หย่อนคล้อย	ช่วงเย็น ครึ่งหลังของวัน	โหมด EMS - 3-5 นาที โหมด EMS + ความร้อน + การสั่นสะเทือน - 5 นาที	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	10 สัปดาห์ หยุดพัก: 2 สัปดาห์ ทำซ้ำหลักสูตร 10 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
ผิวแห้งมีริ้วรอย	ในตอนเช้า.	โหมดการทำความร้อน - 2-3 นาที โหมด EMS - 3-4 นาที โหมด EMS + การทำความร้อน + การสั่นสะเทือน - 3 นาที	สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง	10 สัปดาห์ หยุดพัก: 2 สัปดาห์ ทำซ้ำหลักสูตร 10 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

ข้อห้าม:
1. การละเมิดความสมบูรณ์ของผิวหนัง
2. ระยะเวลาของการรักษาผิวหนังหลังการทำศัลยกรรมความงามหลายครั้ง (เช่น การผลัดผิวด้วยเลเซอร์ การลอกผิวด้วยสารเคมี การบำบัดด้วยเมโส ฯลฯ)
3.การทานยาที่มีสเตียรอยด์

คำเตือน:
1. ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำ
2. อย่าชาร์จอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น (เช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว สระว่ายน้ำ)
3.ห้ามโยนอุปกรณ์เข้ากองไฟ
4. อย่าใช้อุปกรณ์หากตัวนวดหรือส่วนประกอบเสียหาย
5. ชาร์จเครื่องนวดให้เต็ม 100% อย่างน้อยทุกๆ 2 เดือน ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
6. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีและผู้ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส และทางจิตอย่างจำกัด

ในกล่อง: (1) เครื่องนวด (2) แท่นชาร์จ (3) สายชาร์จ USB-C,
4. ถุงเก็บ (5) ผ้าเช็ดปาก (6) คำแนะนำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

ขนาด (ส x กว้าง x ลึก): เครื่องนวด 136x54x22 มม. ฐานชาร์จ 85x78x52 มม

แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ความจุแบตเตอรี่: 500 mAh

แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 3,7 V

พลัง: 5 W

เวลาชาร์จ: 2,5 h

เวลาทำการ: 50 นาทีจากการชาร์จเต็ม

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 10 min

ความเร็วการสั่นสะเทือน: 1200 รอบต่อนาที

ความเข้มข้นของ EMS: 2 mA

ความถี่ปัจจุบัน: 2,5 kHz

รูปคลื่น: รูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตรแบบสองเฟส

อุณหภูมิความร้อน: 42 ± 3 °C

การกันน้ำ: IPX4



MIRA - เครื่องนวดยกกระชับผิวหน้าและลำคอ

ช่วยลดอาการบวม | ยกกระชับใบหน้าและลำคอ | ลดเลือนริ้วรอย | ปรับปรุงความกระชับของผิว | กำหนดเป้าหมายสิว

ความกังวล: ริ้วรอย ความหย่อนยานและความหย่อนคล้อยของผิวหนัง การสูญเสียความกระจ่างใสและการเสื่อมสภาพของสีผิว อาการบวม รอยแดง การระคายเคือง การอักเสบ

วัสดุ: พลาสติก PC, พลาสติก ABS, ซิลิโคน, โลหะผสมสังกะสี

น้ำหนัก: เครื่องนวด - 164 กรัม ฐาน - 115 กรัม

ฟังก์ชั่น:

EMS เป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับการกระตุ้นกล้ามเนื้อ โดยจะแทรกซึมลึกเข้าไปในชั้นผิวหนังไปจนถึงชั้นกล้ามเนื้อ กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อ, EMS ส่งเสริมการกระชับผิว, ผลการยกปรากฏ, การผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินเพิ่มขึ้น, ความกระชับและความยืดหยุ่นของผิวหนังเพิ่มขึ้น, อาการบวมจะถูกลบออก

การสั่นสะเทือน - การสั่นทางกล (=พัลส์) ที่ปรับปรุงการระบายน้ำเหลืองและการไหลเวียนของจุลภาค (การเคลื่อนไหวของของเหลว: เลือด / น้ำเหลือง) ในเนื้อเยื่อ เช่นเดียวกับการผ่อนคลายที่หนีบของกล้ามเนื้อ ซึ่งนำไปสู่การกำจัดอาการบวม ผิวดีขึ้น และซึมผ่านเครื่องสำอางได้มากขึ้น

LED - การบำบัด - แต่ละสีสอดคล้องกับความยาวคลื่นหนึ่งในสเปกตรัมของแสงที่มองเห็นได้ โดยการออกฤทธิ์บนผิวหนังที่ระดับความลึกต่างๆ แสงจะถูกดูดซับโดยตัวรับของผิวหนัง กระตุ้นกระบวนการทางธรรมชาติภายในเซลล์ และทำให้เกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังบางอย่าง ไฟ LED สีแดง - แทรกซึมลึกเข้าไปในผิวหนัง ถูกดูดซึมโดยไมโตคอนเดรีย และกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินโดยไฟโบรบลาสต์ ผลลัพธ์ของกระบวนการเหล่านี้แสดงออกมาในเอฟเฟกต์ด้านสุนทรียศาสตร์ดังต่อไปนี้: การฟื้นฟู ความยืดหยุ่น การลดเลือนริ้วรอย ไฟ LED สีฟ้าถูกดูดซับโดยแบคทีเรีย porphyrin P. Acnes ซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของออกซิเจนเสื้อกล้ามที่ทำลายแบคทีเรีย จึงต่อสู้กับสิว อาการอักเสบ และทำให้ต่อมไขมันเป็นปกติ ไฟ LED สีเขียว - ปลอบประโลมผิว ลดหลอดเลือด และเพิ่มการไหลเวียนของน้ำเหลือง เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายและมีปฏิกิริยา มีประสิทธิภาพในการขจัดรอยแดง ลดอาการบวม ต่อสู้กับโรค couperosis

ความร้อน - ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด - การขยายตัวของหลอดเลือดเล็ก สิ่งนี้จะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณที่ทำการรักษา ในทางกลับกันการไหลเวียนโลหิตที่เพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยในการกำจัดผลิตภัณฑ์เมตาบอลิซึมอย่างรวดเร็วปรับปรุงโภชนาการของเซลล์โดยรวมของผิวหนัง นอกจากนี้การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้น ทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น กระตุ้นการทำงานของท่อเหงื่อ สิ่งนี้จะ "เปิด" รูพรุนทางกายภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำความสะอาดหรือการนำเครื่องสำอาง

ความเย็น - ทำให้หลอดเลือดแคบลงซึ่งจะบีบการไหลเวียนของเลือดไปยังพื้นผิวและลดการซึมผ่านของผนังของเส้นเลือดฝอย - สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงของรอยแดง (เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดลดลง) และการกำจัดอาการบวมน้ำ (เนื่องจากการลดลงของของเหลวที่ส่งออกจากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อ)

คุณสมบัติ:
1. 5 เทคโนโลยี รับประกันความมัลติฟังก์ชั่น 1 เครื่อง ตอบโจทย์ทุกปัญหา ประหยัดเมื่อซื้อ
2. อุปกรณ์ช่วยให้คุณสามารถรวมโหมดและปรับการดูแลผิวให้เหมาะกับความต้องการของผิวของคุณ
3. EMS 3 ระดับ เพื่อเลือกการสัมผัสที่ไม่เจ็บปวดอย่างสบาย
4. การส่องไฟ 3 ครั้งเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
5. รูปร่างตามหลักสรีรศาสตร์: ด้ามจับปริมาตรให้ด้ามจับที่สะดวกสบายซึ่งช่วยให้คุณมีสมาธิในการนวด
6. เทคโนโลยีอัจฉริยะ เครื่องนวดทำงานโดยใช้ตัวจับเวลาอัจฉริยะ หลังจากนวดไป 10 นาที อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติ โหมดเย็นยังใช้งานได้สูงสุด 3 นาทีซึ่งทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์และการทำงานของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พื้นผิวการทำงานแบบมัลติฟังก์ชั่น พื้นผิวการทำงานที่มีรูปทรงโค้งช่วยให้คุณทำงานได้กับพื้นที่จำนวนมาก: คอ คาง (ส่วนโค้งของใบหน้า) แก้ม พื้นที่ใต้ตา หน้าผาก
8. วัสดุของพื้นผิวการทำงาน บนหัวของ MIRA มีอิเล็กโทรดแอคทีฟสองตัวที่ทำจากเหล็กเคลือบทอง ในด้านการนำไฟฟ้า ทองคำครองอันดับที่ 3 รองจากโลหะ 2 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ เงินและทองแดง การเคลือบอิเล็กโทรดแบบพิเศษมีส่วนช่วยในการนำกระแสไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์นี้

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. เปิดเครื่องโดยการกดปุ่มกลาง (ปุ่ม LED) ค้างไว้
2. การกดปุ่ม LED สั้น ๆ จะเป็นการเปลี่ยนแสงของการส่องไฟ การกดครั้งแรกเกี่ยวข้องกับไฟ LED สีแดง การกดครั้งที่สองไฟ LED สีฟ้า การกดครั้งที่สามเป็นสีเขียว การกดครั้งที่สี่จะปิดฟังก์ชันการบำบัดด้วยแสง
3. แต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนแสงของการส่องไฟไปรอบๆ ปุ่ม LED ไดโอดแสงที่สอดคล้องกับแสงของการส่องไฟบางแสงจะสว่างขึ้น
4. การกดปุ่มด้านบนสั้น ๆ (ปุ่ม EMS) รวมถึงโหมด EMS การกดสั้นๆ จะทำให้คุณสามารถตั้งค่าระดับความเข้มของ EMS ได้ การกดครั้งแรกคือความเข้ม 1 ระดับ (อ่อน) การกดครั้งที่สองคือความเข้ม 2 ระดับ (ปานกลาง) การกดครั้งที่สามคือความเข้ม 3 ระดับ (แรง) การกดซ้ำๆ จะเป็นการปิดโหมด EMS โดยสมบูรณ์
5. ที่แต่ละสวิตช์ของโหมดบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ ระดับความเข้มของกระแสจะปรากฏขึ้น: จากจุดอ่อนที่สุดไปหาจุดแรงที่สุด ระดับความเข้ม 1 ระดับจะเบิร์น 1 ไดโอด 2 ระดับ - 2 ไดโอด ที่ระดับ 3 จะเบิร์นทั้ง 3 ไดโอด
6. การกดปุ่มด้านบน (ปุ่ม EMS) เป็นเวลานานจะเกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือนของคลื่น การกดปุ่มด้านบนซ้ำๆ เป็นเวลานานจะปิดฟังก์ชันการสั่น
7. การกดปุ่มด้านล่างสั้น ๆ (ปุ่มอุณหภูมิ) จะเป็นการเปิดโหมดเย็น ใช้งานได้ 3 นาทีและปิดโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้ วิธีนี้จะช่วยปกป้องอุปกรณ์จากความร้อนสูงเกินไปและช่วยให้คุณทำงานที่อุณหภูมิเย็นที่สุดในโหมดที่เย็นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อคุณเปิดโหมดเย็นบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ ไอคอนเครื่องวัดอุณหภูมิไฟ LED สีฟ้าจะสว่างขึ้น
8. การกดปุ่มอุณหภูมิซ้ำๆ จะเปลี่ยนความเย็นเป็นความร้อน เมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่น ไอคอนเทอร์โมมิเตอร์สีแดงจะสว่างขึ้นบนหน้าจอ

9. เครื่องนวดนี้มีตัวจับเวลาอัจฉริยะ หลังจากใช้งานไป 10 นาที อุปกรณ์จะปิดเอง
10. กดปุ่ม LED ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

วิธีใช้:
1. ใช้คอนแทคเจลคอนดักเตอร์หรือผลิตภัณฑ์ดูแลคล้ายเจลสูตรน้ำกับผิวหนัง ซึ่งจะทำให้กระแสกระแสไฟฟ้าดีขึ้นเพื่อผลลัพธ์สูงสุด
2. เปิดเครื่อง ตั้งค่าโหมดที่คุณต้องการ
3. เริ่มการนวดด้วยบริเวณคอ ย้ายเส้นแนวตั้งจากติ่งหูไปที่กระดูกไหปลาร้า เพื่อ "เปิด" เส้นทางน้ำเหลือง
4. จากนั้นทำการนวดหน้าโดยเคลื่อนตามแนวการนวดจากกึ่งกลางใบหน้าไปยังบริเวณรอบนอก ทิศทางการเคลื่อนไหวจะสูงขึ้นในแนวทแยงเพื่อต้านแรงโน้มถ่วงและกระชับกล้ามเนื้อ ขั้นตอนจะดำเนินการโดยเลื่อนจากด้านล่าง (จากคาง) ขึ้น (ไปจนถึงแนวผมบนหน้าผาก)
5. บริเวณหน้าผากต้องทำให้ริ้วรอยในแนวนอนเรียบขึ้น ในกรณีนี้ ให้เลื่อนขึ้นในแนวตั้ง
6. หากต้องการเริ่มการนวด แนะนำให้เชื่อมต่อโหมดการทำความร้อนและการสั่นสะเทือน การผสมผสานของเทคโนโลยีทั้งสองนี้จะช่วยเตรียมผิว: ทำให้ผิวหนังเปิดรับส่วนผสมออกฤทธิ์และการกระตุ้นได้มากที่สุด จุดประสงค์ของการฝึกคือเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ขยายรูขุมขน เพื่อทำความสะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการระบายน้ำเหลือง เพื่อเตรียมเซลล์ ระยะเวลาเปิดรับแสงสูงสุด 2 นาที
7. ถัดมาเป็นส่วนหลักของขั้นตอนในระหว่างที่เซลล์และกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตจะดีขึ้น เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินใหม่ ฝึกกล้ามเนื้อ (ยกกระชับ) และขจัดปัญหาเฉพาะ (เช่น สิว หรือผิวคล้ำ) เปิดโหมด EMS ตั้งค่าระดับความเข้มข้นที่สะดวกสบายสำหรับคุณ ตั้งค่าการบำบัดด้วย LED เริ่มต้นด้วยไฟ LED สีแดง
8. หลังจากเอฟเฟกต์การฟื้นฟูหลักในการแก้ปัญหาเฉพาะ คุณสามารถเปลี่ยนไฟ LED สีแดงเป็นสีน้ำเงิน (เมื่อทำงานกับสิวและต่อสู้กับปริมาณไขมัน) หรือสีเขียว (เพื่อให้ผิวสงบและต่อสู้กับ couperosis / รอยแดง) ระยะเวลารวมของเวทีคือ 6 นาที
9. เสร็จสิ้นการนวดโดยใช้ฟังก์ชั่นเย็น ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกผลลัพธ์ที่ได้รับ ความเย็นจะช่วยปลอบประโลมผิว บรรเทาอาการรอยแดงที่ตกค้าง และแก้ไขส่วนประกอบสำคัญของเครื่องสำอางในผิว ขั้นตอนสุดท้ายนานถึง 2 นาที

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	โปรแกรมการดูแล
ผิวมันหรือผิวผสม / รูขุมขนกว้าง / มันเงา / รอยหลังเกิดสิว	เช้า	EMS + ไฟ LED สีฟ้า + เย็น เริ่มต้นด้วยโหมดเย็น (2 นาที) จากนั้นเพิ่ม EMS และไฟใช้ความเข้มข้นของ EMS ขั้นต่ำสำหรับการรักษาสูงสุด 3 ครั้ง จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที	หลักสูตรการรักษา: 1 เดือน พัก: 2-3 เดือน ระหว่างหลักสูตร: ไฟ LED สีฟ้า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 10-15 นาที

ความหย่อนคล้อย / รูปแบบริ้วรอยแห่งวัย / อาการบวมในตอนเช้า	เช้า	อีเอ็มเอส+เย็น. เริ่มต้นด้วยโหมดเย็น (2 นาที) จากนั้นเพิ่ม EMS ใช้ความเข้มข้นของ EMS ขั้นต่ำสำหรับการรักษาสูงสุด 3 ครั้ง จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น	สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที	หลักสูตรการรักษา: 1 เดือน ช่วงพัก: 2-3 เดือน
ผิวหมองคล้ำ / สูญเสียความกระชับและสีผิว	เช้า/เย็น (เวลาใดก็ได้)	EMS + ไฟ LED สีแดง + ความร้อน (10-15 นาที) จากนั้นเย็น (2-3 นาที) ใช้ความเข้มข้นของ EMS ขั้นต่ำสำหรับการรักษาสูงสุด 3 ครั้ง จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที	โปรแกรม 1 เดือน ทำซ้ำหลัง 4-5 เดือน ระหว่างโปรแกรมให้ดูแลต่อเนื่อง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
ผิวแห้ง/ขาดน้ำ	ตอนเย็น	EMS + ความร้อน. เริ่มต้นด้วยโหมดความร้อน (2 นาที) จากนั้นเพิ่ม EMS ใช้ความเข้มข้นของ EMS ขั้นต่ำสำหรับการรักษาสูงสุด 3 ครั้ง จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที	โปรแกรม 1 เดือน ทำซ้ำหลัง 4-5 เดือน ระหว่างโปรแกรมให้ดูแลต่อเนื่อง 1 ครั้งทุก 2 สัปดาห์
ผิวผู้ใหญ่ / สูญเสียความกระชับและสีผิว	ตอนเย็น	EMS + ไฟ LED สีแดง + ความร้อน เริ่มต้นด้วยโหมดความร้อน (2 นาที) จากนั้นเพิ่ม EMS และไฟ ใช้ความเข้มข้นของ EMS ขั้นต่ำสำหรับการรักษาสูงสุด 3 ครั้ง จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที	โปรแกรม 1-1.5 เดือน ทำซ้ำหลัง 4-5 เดือน ระหว่างโปรแกรมให้ดูแลต่อเนื่อง 1-2 ครั้งต่อเดือนและใช้แสง LED สีแดง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 15 นาที
กล้ามเนื้อกระตุก / ความตึงเครียด	ตอนเย็น	EMS (ความเข้มระดับ 1 เท่านั้น) + ไฟ LED สีเขียว ใช้ความเข้มข้นของ EMS ขั้นต่ำสำหรับการรักษาสูงสุด 3 ครั้ง จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที เคลื่อนตัวไปตามทิศทางของเส้นใยกล้ามเนื้อ	โปรแกรม 1-1.5 เดือน ทำซ้ำหลังหกเดือนหรือเมื่อรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตึง
ผิวแพ้ง่าย / บรรเทาอาการ	เช้า/เย็น (เวลาใดก็ได้)	EMS (ความเข้มระดับ 1 เท่านั้น) + ไฟ LED สีเขียว ใช้ความเข้มข้นของ EMS ขั้นต่ำสำหรับการรักษาสูงสุด 3 ครั้ง จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที	โปรแกรม 1 เดือน ทำซ้ำหลัง 4-5 เดือน ระหว่างโปรแกรมให้ดูแลต่อเนื่อง 1 ครั้งทุก 2-3 สัปดาห์

คอ	ตอนเย็น	EMS + ไฟ LED สีแดง + ความร้อน เริ่มต้นด้วยโหมดความร้อน (2 นาที) จากนั้นเพิ่ม EMS และไฟ ใช้ความเข้มข้นของ EMS ขั้นต่ำสำหรับการรักษาสูงสุด 3 ครั้ง จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น ใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีข้อห้าม เช่น โรคไทรอยด์ หลีกเลี่ยงบริเวณต่อมไทรอยด์และบริเวณไซนัสคาโรติดข้างต่อมไทรอยด์ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถสัมผัสชีพจรได้เสมอ	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที	โปรแกรม 1 เดือน ทำซ้ำหลัง 4 เดือน ระหว่างโปรแกรมให้ดูแลต่อเนื่อง 1 ครั้งทุก 2 สัปดาห์

ข้อห้าม:
1. อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในบ้านส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์
2. บุคคลประเภทต่อไปนี้จะใช้อุปกรณ์ตามคำแนะนำของเท่านั้น
หมอ:
- สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
- ผู้ที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหรือโรคผิวหนัง
ผู้ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ติดตั้งอยู่ (เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ)
- ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ
3. ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณต่อไปนี้:
- บริเวณที่ผิวหนังได้รับความเสียหาย (บาดแผล อักเสบ กลาก)
- บริเวณเยื่อเมือก (ตา ปาก)

คำเตือน:
1. เมื่อใช้โหมดเย็น อย่าถืออุปกรณ์บนผิวหนังบริเวณใดบริเวณหนึ่งนานเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบวมเป็นน้ำเหลือง
2. เมื่อใช้โหมดทำความร้อน ให้หยุดขั้นตอนทันทีหากคุณรู้สึกว่าร้อนเกินไปเพื่อป้องกันการไหม้
3. เด็กควรใช้อุปกรณ์ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น

ในกล่อง: (1) เครื่องนวด MIRA, (2) ฝาครอบพื้นผิวการทำงาน, (3) ฐานชาร์จ,
4. สาย USB-Type C, 5) คำแนะนำ, 6) ถุงเก็บของ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

ขนาด (ส x กว้าง x ลึก): 179.5x72x48.4 มม. (นวด), 81x69.8x64.8 มม. (ฐาน)

พลัง: 10 W

แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 3,7 V

แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ในตัว

ความจุแบตเตอรี่: 1350 mAh

เวลาชาร์จ: 3 h

เวลาทำการ: 35 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 10 นาที โหมดทำความร้อน - 5 นาที โหมดเย็น - 3 นาที

ความเร็วการสั่นสะเทือน: 7000 รอบต่อนาที

ปัจจุบัน: 1 ระดับ - 1.9 mA 2 ระดับ - 2.48 mA 3 ระดับ - 3.44 mA

ความถี่ปัจจุบัน: ระดับอ่อน - 20 kHz ระดับเฉลี่ย - 25.2 kHz ระดับสูง - 30.6 kHz

ความยาวคลื่น: ไฟ LED สีแดง - 630 นาโนเมตร ไฟ LED สีฟ้า - 460 นาโนเมตร ไฟ LED สีเขียว - 520 นาโนเมตร

รูปคลื่น: รูปคลื่นสมมาตรแบบสองเฟส

ความเข้มของการฉายรังสี:
แสงสีแดง - 10 mW/cm2 แสงสีน้ำเงิน - 24 mW/cm2 แสงสีเขียว - 21 mW/cm2

การกันน้ำ: IPX3



MORI BLACK - แปรงสีฟันไฟฟ้าโซนิค

ช่วยให้เหงือกแข็งแรง | ทำความสะอาดฟัน | ขจัดคราบหินปูน

ความกังวล: การแปรงฟัน คราบพลัค กลิ่นลมหายใจ โรคเหงือก

วัสดุ: พลาสติก.

น้ำหนัก: 200 g.

ฟังก์ชั่น:
การทำงานของแปรงจะขึ้นอยู่กับหลักการสั่นสะเทือนความถี่สูง การทำให้บริสุทธิ์ไม่ใช่ด้วยเสียง แต่โดยการสั่นอย่างรวดเร็วของขนแปรง ซึ่งถูกกระตุ้นโดยคลื่นเสียง (= การสั่นความถี่สูง) ขนแปรงเคลื่อนอย่างรวดเร็วจากเหงือกไปจนถึงขอบฟัน และความเร็วสูงจะสร้างฟองไมโครจากน้ำลาย น้ำ และยาสีฟัน การไหลของของเหลวแบบไดนามิกในปากช่วยทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก

คุณสมบัติ:
1. 5 โหมดการทำงาน: ตั้งแต่ระดับอ่อนโยน (31000 ออสซิลเลชั่น) ไปจนถึงระดับเข้มข้นที่สุด (48000 ออสซิลเลชั่น)
2. หัวพ่น 2 แบบพร้อมขนแปรงนุ่มและแข็งปานกลาง
3. เสียงเบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนโซนการทำความสะอาด
4. ขนแปรงของหัวฉีดที่มีความแข็งปานกลางเปลี่ยนสี เตือนถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนหัวฉีด
5. ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ
6.สายชาร์จฐานยาว

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. วางหัวฉีดไว้บนแปรงเหนือเพลาของปลายมอเตอร์ไฟฟ้า (เพลาส่งกำลัง) พอดี แล้วติดตั้ง ข้อสำคัญ: คุณไม่จำเป็นต้องหมุนหัวฉีดระหว่างการติดตั้ง
2. หากต้องการเปิดแปรงให้กดปุ่มเปิด / ปิด / สลับโหมดสั้น ๆ
3. กดสั้น ๆ ซ้ำ ๆ ของโหมดสวิตช์ปุ่มตามลำดับนี้: ละเอียดอ่อน, การดูแลเหงือก, โปแลนด์, ขาว, สะอาด
4. ทุก ๆ 30 วินาที แปรงจะหยุดชั่วคราวเพื่อเตือนให้เปลี่ยนพื้นที่ทำความสะอาด
5. หลังจากผ่านไป 2 นาที เวลาการทำงานอัตโนมัติของแปรงจะสิ้นสุดลง และจะปิดลง
6. หากต้องการปิดการใช้งานแปรงด้วยตนเอง ให้กดปุ่มสวิตช์เปิด/ปิด/โหมด

วิธีใช้:
1. ตั้งหัวฉีด
2. ชุบหัวแปรงสีฟันด้วยน้ำแล้วใช้ยาสีฟันในปริมาณที่ต้องการ
3. เปิดแปรง
4. วางหัวแปรงไว้ในปาก โดยให้ทำมุม 45 องศากับเหงือก คลิกที่ปุ่มเปิดเลือกโหมดการทำงานที่สะดวกสบาย
5. เริ่มแปรงฟัน กระจายหัวแปรงให้ทั่วฟันโดยกวาดจากโคนฟันไปจนสุด
6. ทันตแพทย์แนะนำให้แปรงฟันอย่างน้อย 2 นาที ช่องปากสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน และทำความสะอาดแต่ละส่วนของฟัน (ควอแดรนท์) เป็นเวลา 30 วินาที
เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำนี้ ตัวจับเวลาจะถูกตั้งไว้ในแปรงทุกๆ 30 วินาที:
แปรงหยุดครู่หนึ่ง หลังจากผ่านไป 2 นาที เวลาทำงานอัตโนมัติของแปรงจะสิ้นสุดลง และจะปิดลง
7. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว ให้ล้างหัวฉีดแล้วปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ ตัวแปรงสีฟันสามารถล้างด้วยน้ำได้

ความถี่ในการใช้งาน:
วันละ 2 ครั้ง ทำความสะอาด 1 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที

ระยะเวลาการสมัคร:
อายุการใช้งาน 1 หัวฉีดคือ 3 เดือน

ข้อห้าม:
1. โรคปริทันต์อักเสบติดเชื้อ
2. ระยะหลังผ่าตัดหรือระยะหายของบาดแผลในช่องปาก
3. เพิ่มความไวของฟัน
4. การเคลื่อนไหวทางพยาธิวิทยาของฟัน
5. ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็ก

คำเตือน:
1. ควรล้างหัวฉีดบนแปรงสีฟันโซนิคด้วยน้ำหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
2. ตัวแปรงสามารถทำความสะอาดได้โดยตรงด้วยน้ำ
3. อย่าวางวัตถุที่เป็นโลหะบนฐานชาร์จระหว่างการชาร์จเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
4. ปฏิเสธที่จะใช้แปรงหากตัวหรือหัวฉีดเสียหาย
5. เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน
6. อย่ารวบรวมหรือแยกชิ้นส่วนแปรงสีฟันไฟฟ้าโซนิคด้วยตนเอง

ในกล่อง: (1) ตัวแปรงสีฟัน (2) หัวดูดที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม
3. หัวฉีดขนปานกลาง, (4) ฐานเหนี่ยวนำสำหรับการชาร์จ,
5. การสอน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 12 h

เวลาทำการ: 240 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 2 min

โรมและการสั่นสะเทือน:
• ละเอียดอ่อน - 31000 รอบต่อนาที
การดูแลเหงือก - 35000 รอบต่อนาที
• การขัดเงา - 41000 รอบต่อนาที
• ไวท์เทนนิ่ง - 45000 รอบต่อนาที
การทำความสะอาด - 48000 รอบต่อนาที

การกันน้ำ: IPX7



MORI 2.0 - แปรงสีฟันไฟฟ้าโซนิค

ช่วยให้เหงือกแข็งแรง | ทำความสะอาดฟัน | ขจัดคราบหินปูน | ช่วยป้องกันโรคเหงือกอักเสบ

ความกังวล: การแปรงฟัน คราบพลัค กลิ่นลมหายใจ โรคเหงือก

วัสดุ: พลาสติกพีซี

น้ำหนัก: 110 g.

ฟังก์ชั่น:
การทำงานของแปรงจะขึ้นอยู่กับหลักการสั่นสะเทือนความถี่สูง การทำความสะอาดไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเสียง แต่เกิดจากการสั่นอย่างรวดเร็วของขนแปรงซึ่งถูกกระตุ้นโดยคลื่นเสียง

แปรงมีการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณแรงกดซึ่งจะแปลงความดันทางกายภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า

MORI 2.0 มีฟังก์ชันการรวบรวมแผนที่ 3 มิติเพื่อการวิเคราะห์การทำความสะอาด กล่องฆ่าเชื้อมีเครื่องฆ่าเชื้ออัลตราไวโอเลตที่ทำลายเชื้อโรคและไวรัส

คุณสมบัติ:
1. ตัวจับเวลาอัจฉริยะ
2. 5 ระบบการทำความสะอาดแบบมืออาชีพ:
• ระวัง (โหมดสำหรับฟันที่บอบบาง)
• การทำความสะอาด (การทำความสะอาดมาตรฐาน)
• เคลือบฟันขาว (whitening)
• ขัดเงา
• นวด
3.ระบบป้องกันน้ำกระเซ็น
4. การปรับความเข้ม: แต่ละโหมดมี 5 ระดับ (10, 30, 50, 70 และ 90) เพื่อให้คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่สะดวกสบาย
5. ตัวบ่งชี้ 3D แบบโต้ตอบของพื้นที่ทำความสะอาด
6. กรณีฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต
7.แจ้งเปลี่ยนหัวฉีด
8. ไฟแสดงสถานะการชาร์จและการควบคุมระหว่างการชาร์จ
9. เซ็นเซอร์ความดันพร้อมไฟ LED
10. หัวฉีดแบบเปลี่ยนได้สามประเภทในชุดสำหรับการทำความสะอาดประเภทต่างๆ
• หัวดูดทำความสะอาดแบบคลาสสิกเพื่อสุขอนามัยในทุกๆ วัน
• หัวฟอกฟันขาวพร้อมประสิทธิภาพการขัดเงาที่ดีขึ้น
• หัวดูดสำหรับอาการเสียวฟันพร้อมขนแปรงอ่อนนุ่ม

11. ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ
12. การกำหนดหัวฉีดอัตโนมัติ
13. การเปิดใช้งานอัตโนมัติ

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. แปรงสีฟัน MORI 2.0 มีฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติ:
แปรงจะเปิดขึ้นเมื่อคุณใช้ฝ่ามือคลุมร่างกาย
2. ด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิด/เลือกฟังก์ชันสั้นๆ เพื่อเปิดแปรง
3. ปัดเมนูโดยคลิกที่ปุ่มเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่น เพื่อเลือกส่วนโดยคลิกที่ปุ่มเปิด / ปิด / เลือกฟังก์ชั่น
4. บินผ่านส่วนต่างๆ ไปที่รายการ "เมนู / การตั้งค่า" ไปที่มัน ในส่วน "เมนู" เลือก "ปิด 3D / ปิด 3D" เปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง
5. เลือกภาษา MORI 2.0 พร้อมสำหรับการกำหนดค่าและการใช้งานในภายหลัง
6. เลือกหัวฉีดที่จำเป็น วางไว้เหนือเพลาของปลายมอเตอร์ไฟฟ้า (เพลาส่งกำลัง) พอดีแล้วติดตั้ง หลังจากติดตั้งหัวฉีดแล้ว ให้กำหนดค่าแปรง MORI 2.0 ต่อไปตามคำแนะนำ
7. ไปที่ส่วนการตั้งค่า เลือกส่วน "เวลาในการทำความสะอาด" ตั้งเวลา: 2/3/4 นาที หรือ "ไม่จำกัด" โดยกดปุ่มเลือกฟังก์ชัน
8. กลับจากส่วน "การตั้งค่า" ไปที่เมนูทั่วไปโดยเลือก "ย้อนกลับ"
9. ในเมนู ให้กำหนดโหมดการทำความสะอาด
10. หลังจากเลือกโหมดแล้ว ให้ตั้งค่าความเข้มโดยกดปุ่มเลือกฟังก์ชัน ในแปรง MORI 2.0 จะมีการแสดงระดับพลังงาน 5 ระดับสำหรับแต่ละโหมด: 10, 30, 50, 70 และ 90
11. แปรง MORI 2.0 มีฟังก์ชั่นหน่วยความจำ เมื่อใช้โหมดนานกว่า 10 วินาที แปรงจะจดจำและเปิดใช้งานในครั้งถัดไปที่ใช้
12. เพื่อเป็นการเตือนถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนโซนการทำความสะอาด แปรง MORI 2.0 จะหยุดชั่วคราว ชั่วคราว หากเวลาทำความสะอาดคือ 2 นาที แปรงจะหยุดทุกๆ 30 วินาที โดยมีเวลาทำความสะอาด 3 นาที - ทุกๆ 45 วินาที โดยมีเวลาทำความสะอาด 4 นาที - ทุกนาที หากคุณเลือกเวลาแปรงฟันไม่จำกัด ("ไม่จำกัด") แปรงจะไม่หยุดชั่วคราว
13. แปรงสีฟันเสียง MORI 2.0 ติดตั้งเซ็นเซอร์แรงกด ที่ด้านหลังของแปรงมีไฟบอกสถานะซึ่งจะเปลี่ยนสีและประเภทของการสั่นสะเทือนส่งเสียงดู-ดูเพื่อควบคุมแรงกดขณะทำความสะอาด
14. หลังจากเวลาทำความสะอาดอัตโนมัติ แปรงสีฟันจะปิดลง หากคุณต้องการหยุดแปรงด้วยตัวเอง หลังจากทำความสะอาดไปแล้ว 5 วินาที ให้กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ
15. เมื่อสิ้นสุดการทำความสะอาด ระดับการชาร์จที่เหลืออยู่และผลการทำความสะอาดด้วยแผนที่โพรงฟันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของแปรง

วิธีใช้:
1. ตั้งหัวฉีด
2. ชุบหัวแปรงสีฟันด้วยน้ำแล้วใช้ยาสีฟันในปริมาณที่ต้องการ
3. วางหัวแปรงไว้ในปาก โดยให้ทำมุม 45 องศากับเหงือก เอนขนแปรงชิดแนวเหงือกเล็กน้อยหรืออยู่เหนือเส้นเหงือกเล็กน้อย
4. เปิดแปรงเลือกโหมดการทำงานที่สะดวกสบาย
5. เริ่มแปรงฟัน กระจายหัวแปรงให้ทั่วฟันโดยกวาดจากโคนฟันไปจนสุด
6. ในการทำความสะอาดพื้นผิวด้านในของฟันบน แปรงสีฟันจะต้องอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง เพื่อให้หัวแปรงสีฟันวางในแนวตั้งบนฟันและทำความสะอาดฟันแต่ละซี่
7. หลังจากเวลาทำความสะอาดที่กำหนด แปรงจะหยุดทำงาน จอแสดงผลจะแสดงระดับการชาร์จที่เหลืออยู่ จากนั้นจะแสดงแผนที่ 3 มิติของช่องปากพร้อมผลการทำความสะอาด

8. วิเคราะห์ขั้นตอนที่ผ่านมาบนแผนที่ 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทำความสะอาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ
9. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว ให้ล้างหัวฉีดและปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ ตัวแปรงสีฟันสามารถล้างด้วยน้ำได้

ความถี่ในการใช้งาน:
วันละ 2 ครั้ง ทำความสะอาด 1 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที

ระยะเวลาการสมัคร:
อายุการใช้งาน 1 หัวฉีดคือ 3 เดือน

ข้อห้าม:
1. โรคปริทันต์อักเสบติดเชื้อ
2. ระยะหลังผ่าตัดหรือระยะหายของบาดแผลในช่องปาก
3. เพิ่มความไวของฟัน
4. การเคลื่อนไหวทางพยาธิวิทยาของฟัน
5. ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็ก

คำเตือน:
1. แปรงสีฟัน MORI 2.0 สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุมากกว่า 8 ปีและผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส ร่างกาย และจิตใจ หากได้รับคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์นี้และตระหนักถึงวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ที่ไม่เหมาะสม
2. ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เป็นของเล่นเด็ก
3. การแปรงฟันและการใช้โดยเด็กควรดำเนินการภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น

ในกล่อง: (1) ตัวแปรงสีฟัน, หัวแปรงแบบเปลี่ยนได้: (2) หัวดูดสำหรับฟันที่บอบบาง, (3) หัวฟอกขาว, (4) หัวทำความสะอาด, (5) สายชาร์จ Type-C,
6.ถุงเก็บ 7)คำแนะนำ 8)กล่องฆ่าเชื้อหัวฉีด

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 8 h

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 2 min

เวลาทำการ: • โหมดระวัง - 1200 นาที • โหมดทำความสะอาด - 250 นาที • โหมดเคลือบฟันขาว - 400 นาที • โหมดขัดเงา - 500 นาที • โหมดนวด - 400 นาที

โหมดและความถี่ของการสั่น:
• ระมัดระวัง (การสั่นสะเทือน 28000 ครั้ง/นาที)
การทำความสะอาด (การสั่น 37000 ครั้ง/นาที)
• เคลือบสีขาว (การสั่นสะเทือน 41000 ครั้ง/นาที)
การขัดเงา (36000 รอบ/นาที)
นวด (35000 ครั้ง / นาที)

การกันน้ำ: IPX7



NEO - อุปกรณ์ฟื้นฟูผิว

ผลการยก

กำหนดเป้าหมายไปที่สภาพผิว

คืนความกระชับและความยืดหยุ่นของผิว

ลดการสร้างเม็ดสี

ลดรอยแผลเป็น

ความกังวล: การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุของรูปทรงใบหน้า ริ้วรอย ผิวหย่อนคล้อย ผิวคล้ำ สิว โรซาเซีย รอยแผลเป็นและรอยแผลเป็น รอยแตกลาย

วัสดุ: พลาสติก ABS, พลาสติก PC, ซิลิโคน

น้ำหนัก: เครื่องนวดแบบมีฐาน - 183 g ก.

ฟังก์ชั่น:
หัวใจสำคัญของเครื่องนวด NEO คือเทคโนโลยีการใช้พลาสมาอุณหภูมิต่ำ (เย็น) ซึ่งเป็นก๊าซที่ประกอบด้วยโมเลกุลที่เป็นกลางและรวมถึงอนุภาคที่มีประจุ ได้แก่ อิเล็กตรอนอิสระ ไอออนบวกและลบ พลาสมาฆ่าเชื้อผิวหนังต่อสู้กับสิวและโรซาเซีย ป้องกันการอักเสบ โดยการกระตุ้นการฟื้นฟูความหนาแน่นของเส้นใยคอลลาเจน เทคโนโลยีพลาสมาส่งเสริมการรักษาบาดแผล รอยแผลเป็น และรอยแผลเป็น ผลจากการกระตุ้นพลาสมาของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อต้านวัย ริ้วรอยและรอยพับลึกบนใบหน้าจึงลดลง ภายใต้การกระทำของพลาสมา ชั้นไขมันชีวภาพจะถูกสร้างขึ้นใหม่และช่องทางในการผ่านของสารต่างๆ จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเพิ่มการซึมผ่านของเครื่องสำอาง นอกจากนี้การสัมผัสกับพลาสมาจะทำลายกลุ่มเมลานินและส่งผลให้เม็ดสีมีความสดใสขึ้น

คุณสมบัติ:
1. การออกแบบที่ได้รับสิทธิบัตรดั้งเดิม - การออกแบบจัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับแบรนด์ WAU รูปทรงโค้งมนของด้านหลังเครื่องนวดช่วยให้คุณวางเครื่องนวดไว้ในมือได้อย่างสะดวกและทำการนวดได้ง่ายและสะดวกสบายที่สุด
2. พื้นผิวการทำงานที่สะดวกสบาย - ช่วยให้คุณรักษาทั้งผิวหนังบริเวณกว้างและบริเวณที่เข้าถึงยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งมีปลายด้านบนที่แคบ
3. ความเข้ม 3 ระดับ - สำหรับการเตรียมผิวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนถึงผลกระทบของพลาสมา
4. การใช้งาน - เครื่องนวดควบคุมด้วยปุ่ม 1 ปุ่ม ติดตั้งตัวจับเวลาอัจฉริยะ 10 นาที

คำแนะนำการดำเนินงาน:
ห้ามมิให้สัมผัสอุปกรณ์ด้วยน้ำ หยิบอุปกรณ์ด้วยมือเปียก ใช้กับผิวหนังที่เปียก - นี่อาจเป็นอันตรายได้
1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ (2 วินาที) จากนั้นจึงเปิดอุปกรณ์ เมื่อเปิดเครื่องอุปกรณ์จะส่งเสียงสัญญาณ
2. หน้าจอพร้อมตัวแสดงระดับความเข้มจะสว่างขึ้น ตัวเครื่องมีแรงกระแทกได้ 3 ระดับ: STRONG (แรง), MEDIUM (ปานกลาง) และ SOFT (อ่อน) กดปุ่มเปลี่ยนระดับซ้ำๆ เพื่อเลือกแรงดึงดูดที่เหมาะกับคุณ ระดับแรกคือระดับ SOFT ไอคอนจะสว่างขึ้นบนหน้าจอ การกดปุ่มซ้ำๆ จะเปลี่ยนคุณไปที่ระดับ MEDIUM การกดครั้งถัดไปจะเริ่มต้นระดับ Strong
3. อุปกรณ์มีตัวจับเวลาอัจฉริยะ โดยอุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานไป 10 นาที โดยจะส่งสัญญาณเสียงออกมา
4. หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด/สลับระดับความเข้มค้างไว้

วิธีใช้:
1. ล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์ตามปกติ ทำความสะอาดผิวของคุณจากสิ่งปนเปื้อนและความมันส่วนเกิน
2. ขจัดคราบของเหลวทั้งหมดออกจากใบหน้า ปล่อยให้ผิวแห้งสนิทก่อนใช้เครื่องนวด น้ำบนผิวหนังอาจทำให้รู้สึกไม่สบายอย่างมากเมื่อใช้อุปกรณ์
3. เปิดอุปกรณ์และเลือกระดับความเข้มที่ต้องการ ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยแรงสัมผัสขั้นต่ำ เพื่อให้ผิวหนังสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานของอุปกรณ์ได้
4. ในระหว่างขั้นตอนอย่ากดอุปกรณ์ใกล้กับผิวหนังโดยให้ห่างจากผิว 2-3 มม. ค่อยๆ จับเครื่องนวดตามแนวการนวดจากด้านล่าง (จากคาง) ขึ้นไป (ถึงแนวการเจริญเติบโตของเส้นผม) ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ที่มีปัญหา ในระหว่างการใช้งาน อุปกรณ์จะส่งเสียงการสร้างพลาสมา คุณยังสามารถได้กลิ่นโอโซนด้วย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
5. หลังจากขั้นตอนเสร็จสิ้นให้ปิดเครื่อง ทาครีมบำรุง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว เพื่อการดูดซึมเครื่องสำอางที่ดีขึ้น ควรนวดเบาๆ
6. ทำความสะอาดพื้นผิวการทำงานของอุปกรณ์ด้วยผ้าเช็ดปากเปียก (ชุบแอลกอฮอล์) หมายเหตุ: ฝุ่นและไขมันตกค้างเกาะติดชิ้นส่วนเซรามิกของพื้นผิวการทำงานของอุปกรณ์ได้ง่ายเมื่อพลาสมาสลายตัวในระหว่างขั้นตอน สิ่งนี้อาจทำให้พื้นผิวเซรามิกเหลืองได้ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	โปรแกรมการดูแล
สิว / การอักเสบ	เช้า	หลักสูตรเริ่มต้น: 5-10 นาทีสำหรับแต่ละพื้นที่ของใบหน้า ระยะเวลารวมของขั้นตอนเดียวคือสูงสุด 20-30 นาที เพื่อปรับสภาพผิว แนะนำให้เพิ่มพลังอย่างค่อยเป็นค่อยไป: สัปดาห์ที่ 1 คือระดับต่ำสุด (หากผิวบอบบาง ให้ใช้ระดับขั้นต่ำ 2 สัปดาห์) สัปดาห์ที่ 2 คือระดับเฉลี่ยของสัปดาห์ที่ 3 ขึ้นไป - ระดับสูงสุดหากผิวได้รับการปรับตัวอย่างดี หลักสูตรเสริม (การป้องกัน): 10-20 นาทีสำหรับทั้งใบหน้า	หลักสูตรเริ่มต้น: 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ (สามารถดำเนินต่อไปได้จนกว่าอาการหลักจะหมดไป) หลักสูตรสนับสนุน (การป้องกัน): 1 ครั้งใน 10-14 วัน	หลักสูตรเริ่มต้น: 6-8 สัปดาห์ หลังจากจบหลักสูตรแนะนำให้หยุดพักประมาณ 1-2 เดือน เพื่อให้ผิวหนังได้ฟื้นตัวและไม่คุ้นเคยกับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
การสร้างเม็ดสี	ตอนเย็น		สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยเน้นบริเวณที่มีรอยดำ	
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ	ตอนเย็น		หลักสูตรเริ่มต้น: 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ หลักสูตรสนับสนุน (การป้องกัน): 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (อนุญาต 1 ครั้งใน 10-14 วัน)	
รอยแผลเป็น	ตอนเย็น	5-10 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดของแผลเป็นและรอยแผลเป็น สำหรับผิวหน้า: เริ่มจากกำลังขั้นต่ำเป็น 3 ครั้ง แล้วค่อย ๆ เพิ่มพลัง สำหรับร่างกาย: เริ่มจากกำลังเฉลี่ยถึง 3 ครั้ง จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มพลัง	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	โปรแกรม 1-1.5 เดือน ทำซ้ำ 2-3 โปรแกรมต่อปี ระหว่างโปรแกรมให้ใช้ 1-2 ครั้งต่อเดือน

ข้อห้าม:
1. ห้ามใช้: เด็ก, บุคคลที่เป็นโรคภูมิแพ้, ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใบหน้า/ตา
2. ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ด้วยน้ำ, หยิบอุปกรณ์ด้วยมือเปียก, ใช้กับผิวหนังที่เปียก

คำเตือน:
1. ห้ามใช้อุปกรณ์หากจมอยู่ในน้ำ, ทำงานไม่ถูกต้องหากได้รับความเสียหายหรือแตกหัก
2. ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณดวงตา (ตามแนวกระดูกวงโคจรบนและล่าง) ในบริเวณขมับ บนต่อมไทรอยด์ รวมถึงบนหน้าอกและอวัยวะเพศ
3. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำงานผิดปกติ ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บได้

ในกล่อง: (1) อุปกรณ์ (2) ฐานรองรับ (3) สายชาร์จ (4) กระเป๋าเก็บของ (5) ผ้าเช็ดปาก (6) คำแนะนำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 3 h

เวลาทำการ: 60 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 10 min

ปัจจุบัน: • โหมด SOFT - 590 mA (เมื่อทำงานกับอุปกรณ์บนพื้นผิว), 278 mA (บนอุปกรณ์โดยไม่สัมผัสกับผิวหนัง) • โหมด MEDIUM - 1670 mA (เมื่อทำงานกับอุปกรณ์บนพื้นผิว), 570 mA (บนอุปกรณ์โดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนัง) • โหมด STRONG - 1820 mA (เมื่อทำงานกับอุปกรณ์บนพื้นผิว), 1010 mA (บนอุปกรณ์โดยไม่ต้องสัมผัส กับผิวหนัง)

การกันน้ำ: IPX3



REN - เครื่องขัดผิวหน้าอัลตราโซนิก

คลีนซิง

ปรับปรุงจุลภาค

การขัดผิว

ช่วยเพิ่มการดูดซึมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ความกังวล: ผิวมันเพิ่มขึ้น, รูขุมขนกว้าง, สิวอุดตัน, สิว, ผิวไม่แข็งแรง, สูญเสียความยืดหยุ่นของผิว

วัสดุ: พลาสติก ABS, ซิลิโคน

น้ำหนัก: 140 g.

ฟังก์ชั่น:
การสั่นสะเทือนอัลตราซาวนด์ความถี่สูงและไอออนบวกในโหมด "การทำความสะอาดล้ำลึก" จะทำความสะอาดผิวอย่างระมัดระวัง คลื่นที่สร้างขึ้นโดยอัลตราซาวนด์มีส่วนช่วยในการขัดอนุภาคของชั้นบนของหนังกำพร้า ขจัดสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวและการสะสมของไขมัน ในโหมดความชื้น คลื่นอัลตราซาวนด์เดียวกันควบคู่กับไอออนลบจะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและการผลิตคอลลาเจน/อีลาสติน ซึ่งนำไปสู่การดูดซึมเครื่องสำอาง ดังนั้นผลของการดูแลเครื่องสำอางจึงเด่นชัดยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ:
1. อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้ในบ้าน
2. ฝาครอบแม่เหล็กช่วยปกป้องพื้นผิวทำความสะอาดของอุปกรณ์ซึ่งช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัยในการใช้อุปกรณ์
3. แบตเตอรี่ทรงพลัง ขยายเวลาการทำงานโดยไม่ต้องชาร์จใหม่ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 100 นาที

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. อุปกรณ์ควบคุมด้วย 1 ปุ่ม ด้วยการกดแบบยาวให้กดปุ่ม "เปิด / ปิด / สลับโหมด" ค้างไว้เพื่อเปิดอุปกรณ์ การเปิดเครื่องจะมาพร้อมกับสัญญาณเสียงยาว
2. โหมดแรกคือโหมด “การทำความสะอาดล้ำลึก” ไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น คุณจะได้ยินเสียงการสั่นสะเทือนแบบอัลตราโซนิกอย่างต่อเนื่อง
3. หากต้องการเปลี่ยนโหมดให้คลิกที่ปุ่ม "เปิด / ปิด / สลับโหมด" อีกครั้ง โหมดการสลับจะมาพร้อมกับสัญญาณเสียงสั้น ๆ
4. เครื่องจะเริ่มทำงานในโหมด "Moisturizing" ไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น คุณจะได้ยินเสียงเร้าใจของการสั่นสะเทือนแบบอัลตราโซนิก

5. ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่ม "เปิด/ปิด/สลับโหมด"
6. อุปกรณ์มีตัวจับเวลาอัจฉริยะ เครื่องขัดจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานไป 10 นาที

วิธีใช้:
โหมด: โหมดการทำความสะอาดล้ำลึก
1. ถอดเครื่องสำอางออกก่อนใช้และล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์
2. เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดก่อนทำความสะอาด แนะนำให้ทำขั้นตอนการนึ่งด้วยความเย็นโดยใช้เจลขจัดคราบสกปรก (เจลสำหรับทำความสะอาดอัลตราซาวนด์) ทาเจลลงบนใบหน้า หลีกเลี่ยงการสบตา ปิดด้วยฟิล์ม ถือเจลไว้ 15 นาที จากนั้นทำตามขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องฟอก นอกจากเจลหรือโลชั่นสำหรับทำความสะอาดอัลตราซาวนด์แล้ว ยังอนุญาตให้ใช้น้ำเกลือและน้ำร้อนได้อีกด้วย
3. กดปุ่ม "สวิตช์เปิด/ปิด/โหมด" เพื่อเปิดโหมด "Deep Clear"
4. จับอุปกรณ์คว่ำหน้าลง โดยให้ใบมีดขัดทำมุม 40 องศากับผิวหนัง เลื่อนอุปกรณ์ตามแนวเส้นนวดเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการของใบหน้า
5. ขั้นตอนการทำความสะอาดในโหมด “Deep Cleaning” ไม่ควรใช้เวลานานกว่า 5 นาที
6. ปิดเครื่องหรือสลับให้ทำงานในโหมดถัดไป
7. ล้างหน้าด้วยน้ำอุ่น ทำความสะอาดหัวแปรงให้แห้ง
8. หลังจากขั้นตอนการทำความสะอาด แนะนำให้เริ่มขั้นตอนการทำความชื้น
1. หลังจากทำความสะอาดใบหน้าแล้ว ให้ทาผลิตภัณฑ์ดูแลใบหน้าที่คุณเลือกให้ทั่วใบหน้า
2.เปิดเครื่องแล้วกดปุ่มอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดความชื้น
3. พลิกอุปกรณ์โดยหงายด้านหน้าขึ้น เพื่อให้ใบมีดขัดกับผิวหนังแทนที่จะวางบนขอบ วางอุปกรณ์ทาบนใบหน้าแล้วค่อยๆ เลื่อนขึ้นตามแนวการนวดจนกระทั่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึมซาบจนหมด
4. เมื่อทำงานในโหมดนี้ แนะนำให้เริ่มขั้นตอนจากคอ โดยเลื่อนจากกึ่งกลางไปยังขอบ
5. นวดต่อโดยเคลื่อนจากคางไปยังหน้าผาก โดยนำใบมีดขัดจากตรงกลางไปยังขอบด้านนอก
6. ทำงานในโหมด "Moisturizing" ได้นาน 3 ถึง 5 นาที ในตอนท้ายของขั้นตอน ให้ปิดเครื่องฟอกโดยกดปุ่ม "เปิด / ปิด" ค้างไว้
7. เช็ดอุปกรณ์และใส่เครื่องฟอกให้เข้าที่

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
ทำความสะอาดผิวมัน / สิว	แนะนำให้ตอนเย็น ห้ามแต่งหน้าหลังการรักษา	ทำความสะอาดล้ำลึก: 5 นาที ให้ความชุ่มชื้น: 5 นาที ใช้ตามลำดับนี้ครับ. โหมดมอยเจอร์ไรเซอร์จะมีผลหลังจากการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกเท่านั้น	ไม่เกินสัปดาห์ละครั้ง	3-4 สัปดาห์. หยุดพักสัก 2 สัปดาห์. ทำซ้ำหลักสูตร 3-4 สัปดาห์และดำเนินรอบนี้ต่อไป
COUPEROSE / เรือที่มองเห็นได้			ไม่เกินสองครั้งต่อเดือน	ตามความจำเป็น

ข้อห้าม:
1. อุปกรณ์ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล อย่าแชร์อุปกรณ์กับผู้ใช้รายอื่น
2. ห้ามใช้ภายในหนึ่งเดือนหลังการผ่าตัดหรือในบริเวณที่มีการถูกแดดเผาอย่างรุนแรงบนผิวหน้า
3. ห้ามใช้กับผิวหนังที่อักเสบหรือถูกทำลาย
4. ห้ามใช้ต่อหน้าต่อตา
5. ห้ามมิให้ใช้ในพื้นที่ของพยาธิวิทยาของหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงเช่นเดียวกับในผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือในกรณีก่อนหน้าของความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

คำเตือน:
1. อย่าใช้อุปกรณ์เป็นเวลานานบนผิวหนังบริเวณเดียวกัน
2. เก็บเครื่องให้ห่างจากอุณหภูมิสูง
3. ในกรณีที่มีการปลูกถ่ายใบหน้า ครอบฟันโลหะ หมุด เหล็กจัดฟันเมื่อใช้ ให้เน้นที่ความรู้สึกส่วนตัว หากคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายเมื่อใช้อุปกรณ์ ให้หยุดใช้งาน

ในกล่อง: (1) เครื่องขัดอัลตราโซนิค, (2) ฝาครอบแม่เหล็ก, (3) สาย USB-Type C,
4. คำแนะนำ (5) ถุงเก็บของ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 2 h

เวลาทำการ: 100 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 10 min

ความถี่อัลตราซาวนด์: 25±5 kHz

การกันน้ำ: IPX4



SARA - เครื่องเป่าผมและเครื่องหนีบผม 2-IN-1

สำหรับผมแห้งและผมเปียก | แห้งเร็ว | สไตล์และรูปร่างของเส้นผม | การบำบัดอย่างอ่อนโยน | ควบคุมเสียงแฉ่ | ช่วยให้ผมตรง

ความกังวล: ความเสียหายต่อเส้นผมด้วยเตารีดแบบคลาสสิก ความนุ่ม (เอฟเฟกต์เยือกแข็ง) ไฟฟ้าสถิต ผมเปียก ลำบาก สูญเสียความเงางาม

วัสดุ: พลาสติก MS, พลาสติก ABS

น้ำหนัก: 441 ก. (ไม่รวมสาย), 657 ก. (รวมสาย)

ฟังก์ชั่น:
การอบแห้ง: ด้านในเป็นมอเตอร์ความเร็วสูง (BLDC) ทำให้หมุนได้ 110000 รอบต่อนาที สร้างกระแสลมอันทรงพลัง (สูงถึง 12 m / s) การเป่าแห้งไม่ได้เกิดจากการ "ทอด" เส้นผมด้วยอุณหภูมิสูง แต่เกิดจากการเป่าความชื้นทางกายภาพออกจากพื้นผิวของเส้นผม ไอออนไนซ์: ในระหว่างการอบแห้ง จะเกิดกระแสไอออนที่มีประจุลบ (มากกว่า 30 ล้าน) เกิดขึ้น ผมมักจะมีประจุบวกซึ่งทำให้เส้นผมหลุดออกจากกัน (ผลกระทบจาก "ความฟู") ไอออนลบทำให้ประจุนี้เป็นกลาง ส่งผลให้เส้นใยเชื่อง การทำให้ตรง: อากาศออกผ่านช่องแคบ ๆ ตามแนวแผ่นที่มุม 45 องศา ผลของแรงกดดันโดยตรงจะถูกสร้างขึ้น เมื่อคุณบีบอัดแผ่น การไหลจะเร่งขึ้น โดย "กด" เกล็ดของเส้นผมเข้ากับแกน ภายใต้อิทธิพลของความร้อนและอากาศที่มุ่งตรง พันธะไฮโดรเจนในเส้นผมที่เปียกจะถูกทำลายชั่วคราวและสร้างใหม่ให้อยู่ในรูปเส้นตรง เนื่องจากผมถูกเป่าด้วยอากาศ ผมจึงแห้งในสภาวะยืดตรงและแก้ไขผลลัพธ์ อากาศเย็น (การตรึง): ในขั้นตอนสุดท้าย การไหลเวียนของอากาศเย็นจะทำให้ผมที่ร้อนเย็นลงทันที และ "ปิดผนึก" หนังกำพร้า ช่วยให้กระจกเงางามและทำให้จัดแต่งทรงผมได้มั่นคง

คุณสมบัติ:
1. การเป่าแห้งและการยืดผมแบบ 2 ใน 1 SARA ผสมผสานสองฟังก์ชันไว้ในขั้นตอนเดียว ช่วยลดเวลาในการซ้อนซ้อนโดยรวม
2. ความปลอดภัยของเส้นผม: การยืดผมด้วยลมนั้นละเอียดอ่อนกว่าการสัมผัสกับแผ่นเหล็กร้อนแดงของเตารีดธรรมดามาก
3. การตั้งค่าส่วนบุคคล อัตราการไหล 3 ระดับและอุณหภูมิ 5 ระดับช่วยให้คุณเลือกการดูแลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเส้นผมทุกประเภท
4. แรงดันไฟฟ้าสากล ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้างช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานของอุปกรณ์อย่างเสถียรและปลอดภัยทุกที่ในโลก

5. โหมดพิเศษ แห้งและเปียก: การตั้งค่าที่รอบคอบเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพกับทั้งผมเปียกและแห้ง
6. จอแสดงผล LCD ข้อมูลให้การควบคุมพารามิเตอร์การทำงานเต็มรูปแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายที่สุด
7. ล็อคล็อคแบบมัลติฟังก์ชั่นช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์เป็นเครื่องเป่าผมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในสถานะพับ
8. การหยุดทางปัญญา หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานานกว่า 10 วินาที อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย โดยอัตโนมัติ และหลังจากผ่านไป 3 นาที อุปกรณ์จะปิดลง
9. ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ อุปกรณ์จะจดจำการตั้งค่าที่ใช้ล่าสุด ช่วยให้คุณเริ่มทำงานได้ทันทีในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเครื่อง
10. ไอออนไนซ์อันทรงพลัง เครื่องกำเนิดไอออนปล่อยไอออนมากกว่า 30 ล้านไอออน ปรับสภาพไฟฟ้าสถิตให้เป็นกลาง และช่วยให้เส้นผมเงางามและอ่อนนุ่มดุจแพรไหม
11. ความเร็วมอเตอร์ มอเตอร์ความเร็วสูง (110000 รอบต่อนาที) สร้างกระแสน้ำแบบโฟกัสที่ทรงพลังเพื่อขจัดความชื้นในทันที
12. โหมดทำความสะอาดตัวเอง ฟังก์ชั่นทำความสะอาดเครื่องยนต์อัตโนมัติเพื่อรักษากำลังลมสูงสุดและยืดอายุการใช้งาน
13. ความยาวของสายไฟ: สำหรับมืออาชีพหรือใช่ในบ้าน 2 เมตรให้อิสระในการเคลื่อนไหว

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. เสียบปลั๊กเครื่องเป่าผม-เครื่องหนีบผมเข้ากับเต้ารับจนสุด ไอคอนปิดจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผลเพื่อระบุว่าอุปกรณ์ปิดอยู่
2. อุปกรณ์นี้มีตัวล็อคซึ่งช่วยให้คุณเก็บแผ่นหนีบผมไว้ในตำแหน่งพับ เลื่อนตัวล็อคลงไปเพื่อเปิดแผ่น เมื่อปลดล็อค แผ่นจะถูกเปิดออก เพื่อให้คุณวางปอยผมไว้ระหว่างแผ่นเพื่อให้เรียบ
3. หากต้องการยึดแผ่นไว้ด้วยกัน ให้เชื่อมต่อแผ่นเหล่านั้นแล้วเลื่อนตัวล็อคขึ้น ในตำแหน่งปิด อุปกรณ์จะทำงานเป็นเครื่องเป่าผม สถานะที่ถูกบล็อกยังช่วยให้มั่นใจในการจัดเก็บและขนส่งอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
4. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดอุปกรณ์ ในตำแหน่งเปิดโดยกางแผ่นออก การไหลเวียนของอากาศจะน้อยที่สุด บีบเครื่องหนีบผมเพื่อเริ่มต้นและเริ่มใช้งานความเร็วลม
5. โดยการกดปุ่มเลือกโหมด ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเริ่มเป่าแห้งหรือจัดแต่งทรงผม
6. โหมด WET ออกแบบมาสำหรับผมทันทีหลังสระผมและช่วยให้คุณสามารถเป่าแห้งและยืดผมได้พร้อมกัน
7. โหมด DRY เน้นไปที่การปรับให้เรียบและแก้ไขรูปร่างของเส้นผมที่แห้งแล้ว
8. ด้วยความช่วยเหลือของปุ่มควบคุมอุณหภูมิให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่คุณต้องการ
9. ในโหมด WET การตั้งค่าที่สูงขึ้นจะแสดงขึ้น: 120 °C, 140 °C และ 160 °C เพื่อการระเหยความชื้นอย่างเข้มข้นและการเกิดลอนผมอย่างรวดเร็ว
10. ในโหมด DRY อุณหภูมิที่ใช้ได้ดังต่อไปนี้: 80 °C, 110 °C และ 140 °C เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินของผมที่แห้งแล้ว
11. แสดงอุณหภูมิเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ได้ กดปุ่มอุณหภูมิค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยนหน่วย
12. ใช้ปุ่มควบคุมความเร็ว ตั้งค่าความเร็วลม 1 ใน 3 ของความเร็วลม จำนวนกลีบในไอคอนมีความสัมพันธ์กับความเร็ว: ความเร็วต่ำ - 1 กลีบ, เฉลี่ย - 2 กลีบ, การไหลของอากาศแรง - 3 กลีบ

13. กดปุ่มความเร็วเป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อเปิดโหมดทำความสะอาดอัตโนมัติ ถอดตัวกรองแม่เหล็กออกก่อน การทำความสะอาดจะใช้เวลา 15 วินาที หลังจากนั้นจะปิดโดยอัตโนมัติ ใส่ตัวกรองกลับเข้าที่
14. กดปุ่มลมเย็นหากต้องการใช้โหมดเย็น
15. หลังจากเปิดเครื่องหนีบผมแล้ว หากอยู่ในสถานะเปิดโดยไม่ได้ใช้งานเกิน 10 วินาที โหมดหยุดชั่วคราวจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ไอคอนอุณหภูมิจะกะพริบตลอดเวลา หากอุปกรณ์ไม่ได้ใช้งาน (ในโหมดหยุดชั่วคราว) เป็นเวลานานกว่า 3 นาที อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนด
16. เครื่องเป่าผม SARA มาพร้อมกับฟังก์ชั่นหน่วยความจำ ครั้งถัดไปที่เปิดอุปกรณ์ อุปกรณ์จะเริ่มทำงานในโหมดเดียวกันและด้วยการตั้งค่าที่ใช้ระหว่างการเปิดครั้งล่าสุด

วิธีใช้:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือของคุณแห้งและเส้นผมของคุณไม่เปียกเกินไป (ไม่ควรมีน้ำหยด) ขอแนะนำให้เช็ดให้แห้งก่อนด้วยผ้าเช็ดตัว
2. หวีผมอย่างระมัดระวังด้วยหวีที่มีฟันกว้างเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกันระหว่างการจัดแต่งทรงผม
3. เปิดเครื่องหนีบผมตรง
4. เลือกโหมดเปียก
5. ตั้งอุณหภูมิและความเร็วในการรับแสงที่ต้องการ
6. ขั้นแรก ให้ใช้ SARA ในตำแหน่งล็อค (แผ่นปิดอยู่ เลื่อนรางยึดขึ้นด้านบน) เป็นเครื่องเป่าผมเพื่อทำให้รากผมแห้ง
7. ปลดล็อคเพลต โดยลดตัวล็อคลง วางเกลียวระหว่างเพลตให้ใกล้กับรากมากที่สุด ควรวางรูสำหรับไล่อากาศไปที่ปลายเส้นผม ปิดแผ่น ค่อยๆ เลื่อนเครื่องหนีบผมลงไปที่ปลาย
8. หากคุณยังคงจัดแต่งทรงผมบนผมแห้ง ให้เลือกโหมดแห้ง
9. ใส่ขดระหว่างแผ่นแล้วบีบระหว่างแผ่น ความแรงลมจะเพิ่มขึ้นตามระดับที่เลือกโดยอัตโนมัติ ค่อยๆ ขับอุปกรณ์ลงไปที่ส่วนปลาย
10. ด้วยเครื่องสร้างประจุไอออนในตัว ไฟฟ้าสถิตจะถูกทำให้เป็นกลาง และหนังกำพร้าของเส้นผมจะเรียบเนียนในระหว่างการเคลื่อนไหว
11. หลังจากการเป่าผมให้แห้งทั้งหมดแล้ว ให้เปิดโหมดเย็นเพื่อรวมรูปทรงและให้เส้นผมมีความเงางามเพิ่มเติม ลมเย็นจะปกคลุมเกล็ดผม ทำให้การจัดแต่งทรงผมเรียบลื่นและทนทานยิ่งขึ้น

ข้อห้าม:
1. ใช้อุปกรณ์สำหรับการวางเส้นผมของมนุษย์ตามธรรมชาติเท่านั้น ห้ามใช้ขนเทียมหรือขนสัตว์
2. ห้ามใช้องค์ประกอบความร้อนเพื่อทำให้สิ่งของอื่น ๆ แห้ง
3. ห้ามใช้ในห้องน้ำ ห้ามใช้อุปกรณ์ในอ่างอาบน้ำ ฝักบัว เหนืออ่างล้างหน้าที่มีน้ำเต็มหรือมือเปียก
4. อย่าจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำหรือปล่อยให้โดนน้ำไหล
5. อย่าใช้เครื่องกับผมที่เปียกจนเกินไปซึ่งมีน้ำหยด
6. อย่าเปิดอุปกรณ์หากตัวอุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย นอกจากนี้ ห้ามใช้หากหล่นลงมา มีความเสียหายที่มองเห็นได้ หรือทำงานไม่ถูกต้อง
7. หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายจนชิ้นส่วนไฟฟ้าถูกเปิดเผย ให้ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟทันที

8. ผู้ที่มีอาการป่วยบางอย่าง (เช่น โรคลมบ้าหมู) หรือความผิดปกติของการเคลื่อนไหว (ดายสกิน) ควรงดเว้นจากการใช้อุปกรณ์
9. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตอย่างจำกัด รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ไม่เพียงพอ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานอุปกรณ์

คำเตือน:
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่ร้อนของอุปกรณ์กับดวงตาและผิวหนัง
2. ระหว่างการใช้งาน ห้ามวางอุปกรณ์บนพื้นผิวไม้ กระดาษ หรือผ้า ใช้เฉพาะพื้นผิวเรียบทนความร้อน
3. เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ห้ามวางผ้าเช็ดตัวหรือสิ่งของที่คล้ายกันไว้บนหรือข้างใต้เครื่อง
4. ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้กับของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ (เช่น สเปรย์ มูสสำหรับวาง)
5. ในกรณีที่แผ่นเสียหาย ห้ามใช้น้ำมันหรือสเปรย์ในการวาง
6. ก่อนเปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าเครือข่ายเข้ากันได้กับอุปกรณ์นี้ ที่ด้ามจับของเคสจะมีการระบุพารามิเตอร์สำหรับการตรวจสอบ
7. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้งหากมีความผิดปกติระหว่างการทำงาน ก่อนทำความสะอาดเครื่อง หลังจากปิดเครื่อง หรือหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง
8. ปกป้องสายไฟไม่ให้เสียหาย ห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด - ให้จับส้อมไว้เมื่อดึงออกจากเต้ารับ อย่าพันสายไฟรอบอุปกรณ์
9. การซ่อมแซมสามารถทำได้โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ดูแลรักษา ในกรณีที่เครื่องเสียโปรดติดต่อองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้รับข้อเรียกร้องจากผู้บริโภค
10. อุปกรณ์มีสวิตช์นิรภัยในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินไป

ในกล่อง: (1) เครื่องเป่าผม (2) ถุงเก็บของ (3) คำแนะนำ (4) ที่หนีบกระดาษ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

พลัง: 1600 W

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220-240 V

ความเร็วมอเตอร์: 110000 รอบต่อนาที

ความเร็ว: 12 เมตรต่อวินาที

การตั้งค่าอุณหภูมิ: โหมดแห้ง: 80 °C, 110 °C, 140 °C โหมดเป่ยก: 120 °C, 140 °C, 160 °C เป่าเย็น

ขนาด (ส x กว้าง x ลึก): 329×55×38 mm

ระดับเสียง: 85,6-86,9 dB

ความยาวสายไฟ: 2 m



UMI - เครื่องขัดผิวหน้าอัลตราโซนิก

คลีนซิง | ปรับปรุงจุลภาค | การขัดผิว | ช่วยเพิ่มการดูดซึมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ความกังวล: ผิวมันเพิ่มขึ้น, รูขุมขนกว้าง, สิวอุดตัน, สิว, ผิวไม่แข็งแรง, สูญเสียความยืดหยุ่นของผิว

วัสดุ: พลาสติก ABS, ซิลิโคน

น้ำหนัก: 131 g.

ฟังก์ชั่น:

การสั่นสะเทือนอัลตราซาวนด์ความถี่สูงและไอออนบวกในโหมด "การทำความสะอาดล้ำลึก" จะทำความสะอาดผิวอย่างระมัดระวัง คลื่นที่สร้างขึ้นโดยอัลตราซาวนด์มีส่วนช่วยในการขัดอนุภาคของชั้นบนของหนังกำพร้า ขจัดสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวและการสะสมของไขมัน

ในโหมดความชื้น คลื่นอัลตราซาวนด์เดียวกันควบคู่กับไอออนลบจะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและการผลิตคอลลาเจน/อีลาสติน ซึ่งนำไปสู่การดูดซึมเครื่องสำอาง ดังนั้นผลของการดูแลเครื่องสำอางจึงเด่นชัดยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ:
1. อุปกรณ์พกพาพร้อมฐานชาร์จแม่เหล็กเหนี่ยวนำ - สะดวกในการพกพาในการเดินทาง
2. ฝาครอบแม่เหล็กช่วยปกป้องพื้นผิวทำความสะอาดของอุปกรณ์ซึ่งช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัยในการใช้อุปกรณ์
3. เคสซิลิโคนสัมผัสนุ่มเพื่อความสบายสูงสุดระหว่างการใช้งาน

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. อุปกรณ์ถูกควบคุมด้วยปุ่มเดียว กดปุ่มเปิด/ปิด/โหมดเพื่อเปิดอุปกรณ์
2. โหมด Deep Clean จะเริ่มขึ้น ไฟแสดงสถานะของโหมดที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น
3. หากต้องการเปลี่ยนโหมดอีกครั้งให้กดปุ่มเปิด / ปิด / โหมด อุปกรณ์จะเริ่มทำงานในโหมด "ให้ความชุ่มชื้น" ไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น
4. ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิดโหมด
5. ระยะเวลาของเครื่องฟอกคือ 5 นาที หลังจากใช้งานไป 5 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะสลับโหมดก็ตาม เวลาทำงานรวมของอุปกรณ์จะอยู่ที่ 5 นาที

วิธีใช้:

โหมด: โหมดการทำความสะอาดล้ำลึก:
1. ถอดเครื่องสำอางออกก่อนใช้และล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์
2. เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เตรียมผิวด้วยขั้นตอนการนึ่งเย็นโดยใช้เจลขจัดคราบ ทาเจลลงบนใบหน้า หลีกเลี่ยงดวงตา ปิดด้วยฟิล์มแล้วทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นเริ่มทำความสะอาดอัลตราโซนิก คุณอาจใช้โลชั่นสำหรับทำความสะอาดอัลตราโซนิก น้ำเกลือ หรือน้ำร้อนก็ได้
3. เปิดเครื่อง
4. เปิดโหมด "การทำความสะอาดล้ำลึก"
5. ถืออุปกรณ์โดยหงายด้านหน้าขึ้น วางใบมีดขัดทำมุม 40 องศากับผิวหนัง เลื่อนอุปกรณ์ตามแนวเส้นนวดเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการของใบหน้า
6. อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติใน 5 นาที
7. ล้างหน้าด้วยน้ำอุ่น
8.เช็ดใบมีดขัดให้แห้ง

โหมดความชุ่มชื้น:
1. หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้เริ่มขั้นตอนการให้ความชุ่มชื้น ทาเซรั่มให้ทั่วใบหน้า
2. เปิดเครื่อง
3. สลับไปที่โหมดเพิ่มความชุ่มชื้น
4. จับอุปกรณ์โดยคว่ำหน้าลง วางพื้นผิวเรียบของใบมีดขัดกับผิวหนัง แทนที่จะวางที่ขอบ
5. เลื่อนอุปกรณ์ทาขึ้นเบา ๆ ตามแนวการนวดจนกระทั่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึมซาบจนหมด
6. หลังจากผ่านไป 5 นาที อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติ
7.เช็ดใบมีดขัดให้แห้ง

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
ทำความสะอาดผิวมัน / สิว	แนะนำให้ตอนเย็น ห้ามแต่งหน้าหลังการรักษา	ทำความสะอาดล้ำลึก: 5 นาที ให้ความชุ่มชื้น: 5 นาที ใช้ตามลำดับนี้ครับ. โหมดมอยเจอร์ไรเซอร์จะมีผลหลังจากการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกเท่านั้น	ไม่เกินสัปดาห์ละครั้ง	3-4 สัปดาห์. หยุดพักสัก 2 สัปดาห์. ทำซ้ำหลักสูตร 3-4 สัปดาห์และดำเนินรอบนี้ต่อไป
COUPEROSE / เรือที่มองเห็นได้			ไม่เกินสองครั้งต่อเดือน	ตามความจำเป็น

ข้อห้าม:
1. ห้ามใช้ภายในหนึ่งเดือนหลังการผ่าตัดหรือในบริเวณที่มีการถูกแดดเผาอย่างรุนแรงบนผิวหน้า
2. ห้ามใช้กับผิวหนังที่อักเสบหรือถูกทำลาย
3. ห้ามใช้ต่อหน้าต่อตา

คำเตือน:
1. อย่าใช้อุปกรณ์เป็นเวลานานบนผิวหนังบริเวณเดียวกัน
2. เก็บเครื่องให้ห่างจากอุณหภูมิสูง
3. ในกรณีที่มีการปลูกถ่ายใบหน้า ครอบฟันโลหะ หมุด เหล็กจัดฟันเมื่อใช้ ให้เน้นที่ความรู้สึกส่วนตัว หากคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายเมื่อใช้อุปกรณ์ ให้หยุดใช้งาน

ในกล่อง: (1) เครื่องขัดอัลตราโซนิก (2) ฝาครอบแม่เหล็ก (3) ฐานชาร์จไร้สาย (4) คู่มือผู้ใช้ (5) ผ้าทำความสะอาด

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 5 h

เวลาทำการ: 35 min

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: 5 min

ความถี่อัลตราซาวนด์: 25±5 kHz

การกันน้ำ: IPX5



VIA GOLD - อุปกรณ์ฟื้นฟูผิวหน้าแบบ 3-IN-1

ช่วยลดอาการบวม

กำหนดรูปทรงใบหน้ารูปตัว V

คลีนซิง

ยก

ลดเลือนริ้วรอย

ความกังวล: การเปลี่ยนแปลงในบริเวณส่วนล่างของใบหน้า ขากรรไกรที่หย่อนคล้อย คางสองชั้น และสัญญาณแห่งวัยที่มองเห็นได้ เช่น ริ้วรอย ผิวหลวม รูขุมขนกว้าง และผิวหมองคล้ำ

วัสดุ: พลาสติก ABS, โลหะ.

น้ำหนัก: 207,5 g.

ฟังก์ชั่น:

อัลตราซาวนด์และการสั่นสะเทือน - คลื่นที่สร้างขึ้นโดยอัลตราซาวนด์มีส่วนช่วยในการขัดอนุภาคของชั้นบนของหนังกำพร้า ขจัดสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวและการสะสมของไขมัน การสั่นสะเทือนจะทำให้สารปนเปื้อนเหล่านี้ลอยขึ้นสู่ผิว

RF - พลังงานความถี่วิทยุซึ่งอุ่นชั้นลึกของผิวหนัง (ชั้นหนังแท้) ให้ร้อนประมาณ 40-55 °C ซึ่งช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว ในบางกรณีความร้อนยังสามารถเร่งการเผาผลาญของเซลล์ไขมันได้ (เช่น บริเวณคางที่สอง) ในอุปกรณ์ภายในบ้าน อุณหภูมิบนพื้นผิวมักจะอยู่ที่ 38-45 °C เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

EMS - การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าโดยใช้กระแสความถี่ต่ำที่เจาะลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อและทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อและการขยายตัวของหลอดเลือด การปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญและโภชนาการของผิวหนัง เป็นผลให้มีการยกกระชับใบหน้าทันที กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น โครงหน้ากระชับขึ้น

คุณสมบัติ:
1. อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่ผสมผสาน 3 เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วงแหวนแม่เหล็กสำหรับติดตั้งแผ่นทำความสะอาดเพื่อขั้นตอนการทำความสะอาดที่ละเอียดยิ่งขึ้นในโหมด SONIC
3. ปรับระดับการสัมผัส EMS ได้
4. ลูกเหล็กสแตนเลสเป็นอิเล็กโทรดเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าในปัจจุบัน
5. อุปกรณ์ VIA ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเสนอชื่อ “Best beauty-gadget” ของ Live Organic Awards 2021

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. ถอดฝาครอบป้องกันและฝาปิดออกจากอุปกรณ์
2. ด้วยการกดปุ่มเปิด / ปิด / สลับโหมดค้างไว้ให้เปิดเครื่องนวด
3. อุปกรณ์นำเสนอ 3 โหมด: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS ซึ่งสลับตามลำดับที่ระบุโดยกดปุ่มเปิด / ปิด / สลับโหมดสั้น ๆ
4. หากต้องการปิด ให้กดปุ่มสวิตช์เปิด/ปิด/โหมดค้างไว้

วิธีใช้:

โหมดโซนิค
1. ถอดเครื่องสำอางออกและล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์
2. ทาโทนิคลงบนสำลีหรือใช้แผ่นทำความสะอาด
3. ยึดแผ่นดิสก์หรือแผ่นรองด้วยวงแหวนแม่เหล็กบนหัวแปรง
4. เปิดเครื่อง เลือกโหมด SONIC
5. ใช้อุปกรณ์ลงบนใบหน้า ทำตามขั้นตอนการทำความสะอาด โดยเลื่อนไปตามเส้นนวดจากด้านล่างของคางไปจนถึงแนวไรผมบนหน้าผาก เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ทำความสะอาดหลาย ๆ ครั้งในทุกโซน โดยให้ความสำคัญกับบริเวณทีโซนเป็นพิเศษ
6. หลังจากการทำงาน 3 นาที อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติ
7. ถอดแผ่นดิสก์หรือแผ่นรองออก และทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยผ้าเช็ดปากสำหรับทำความสะอาด
8. ล้างหน้าด้วยน้ำ

โหมด RF
1. ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสูตรน้ำบนใบหน้าของคุณ โปรดทราบว่าองค์ประกอบไม่ควรมีกรดหรือน้ำมันที่มีฤทธิ์รุนแรง
2. เปิดอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมด RF
3. ขยับอุปกรณ์ทาอย่างช้าๆ จากกึ่งกลางใบหน้าออกไปด้านนอกด้วยความเร็วคงที่ อย่าถือไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานาน
4. หลังจากผ่านไป 5 นาที อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติ
5. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งตกค้างของเครื่องสำอางออกจากหัวแปรง

โหมด EMS
1. ใช้เนื้อเจลที่มีลักษณะเป็นน้ำบนใบหน้า ซึ่งจะช่วยให้กระแสไฟฟ้านำได้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
2. เปิดเครื่อง เข้าสู่โหมด EMS
3. เลือกระดับความเข้มของกระแส EMS: อ่อนหรือแรงโดยคลิกที่ปุ่มเปิด / ปิด / สลับโหมดอีกครั้ง
4. วางลูกกลิ้งบนรูปร่างของใบหน้า เดินเครื่องนวดจากล่างขึ้นบน กระชับผิวเล็กน้อย ทำตามขั้นตอน 3-5 ครั้ง โดยเคลื่อนตามแนวการนวดจากกึ่งกลางไปยังบริเวณรอบนอก หลีกเลี่ยงบริเวณหน้าผากและบริเวณรอบดวงตา
5. หลังจากผ่านไป 6 นาที อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติ
6. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดขจัดสิ่งตกค้างของเครื่องสำอางออกจากลูกกลิ้ง

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:

สภาพผิว / ปัญหาผิว	ช่วงเวลาของวัน	ระยะเวลาและลำดับการใช้	ความถี่	หลักสูตรการบำบัด
เหนื่อย / แรงโน้มถ่วง-ประเภทริ้วรอยแห่งวัย บวมน้ำ	ตอนเย็นหลังจากทำความสะอาด	SONIC พร้อมแผ่นทำความสะอาด: 3 นาที คลื่นความถี่วิทยุ: 5-7 นาที EMS: ระดับต่ำ - 5 นาที; ระดับสูงที่แก้มและคางล่าง - 3 นาที ใช้ตามลำดับนี้ไม่ใช่พร้อมกัน	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	3 สัปดาห์ หยุดพัก 1 สัปดาห์. ทำซ้ำได้นานถึง 3 เดือน ทุกๆ 6 เดือน
ผิวมีริ้วรอย	เช้า	SONIC พร้อมแผ่นเพิ่มความชุ่มชื่น/ยกกระชับ: 3 นาที คลื่นความถี่: 10 นาที ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 EMS: ความเข้มข้นต่ำ 5-7 นาที	RF และ SONIC: สองครั้งในสัปดาห์ที่ 1 จากนั้น 3 ครั้งต่อสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป EMS: สัปดาห์ละสองครั้ง	10 สัปดาห์ หยุดพักสัก 2-3 สัปดาห์ ทำซ้ำหลักสูตร 10 สัปดาห์ ทุกๆ 6 เดือน
คอ	เช้า	SONIC พร้อมแผ่นเพิ่มความชุ่มชื่น/ยกกระชับ: 3 นาที คลื่นความถี่วิทยุ: 10-15 นาที EMS: ระดับต่ำ - 5 นาที อาจเกิดรอยแดงหลังการรักษาได้และเป็นเรื่องปกติ อย่ารักษาบริเวณคอตรงกลางเหนือต่อมไทรอยด์	สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	10 สัปดาห์ หยุดพักสัก 2-3 สัปดาห์ ทำซ้ำหลักสูตร 10 สัปดาห์ ทุกๆ 6 เดือน

ข้อห้าม:
1. ห้ามใช้อุปกรณ์ต่อหน้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในร่างกาย ต่อหน้าเครื่องกระตุ้นหัวใจ
2. ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้โดยผู้ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือผู้ที่ได้รับแสงแดดเป็นเวลานาน
3. ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้กับบุคคลที่มีผิวหนังเสียหาย มีหนอง แผลไหม้ แผลเป็น และความไวต่ออิทธิพลของแม่เหล็กไฟฟ้า
4. ไม่แนะนำให้ใช้ต่อหน้าครอบฟันโลหะเซรามิกหรือเซรามิก รากฟันเทียม เครื่องมือจัดฟัน รวมถึงความไวของฟันที่เพิ่มขึ้น
5. อุปกรณ์นี้ไม่ควรใช้โดยบุคคลที่เป็นโรคเลือด, วัณโรค, โรคของอวัยวะภายใน, เนื้องอกมะเร็ง, ความดันโลหิตสูง, อุณหภูมิร่างกายสูง, ปวดประสาทใบหน้า
6. ในระหว่างการใช้เครื่องนวด ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยเทียม
7. ห้ามใช้อุปกรณ์ในโหมด EMS รอบดวงตา ปาก ในต่อมไทรอยด์ บริเวณที่มีร่องรอยจากการทำศัลยกรรมพลาสติก การบาดเจ็บ

8. ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่บอบบางรอบดวงตา เนื่องจากผิวหนังมีความบางและละเอียดอ่อน
9. ห้ามใช้อุปกรณ์บนเยื่อเมือก (เช่น ภายในจมูก ปาก บริเวณอวัยวะเพศ) เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคือง เฉพาะที่

คำเตือน:
1. อย่าปล่อยอุปกรณ์ทำงานทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล
2. อย่าใช้เครื่องนวดในที่มีอุณหภูมิสูง
3. อย่าถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยตัวเอง
4. อย่าเปิดเครื่องขณะชาร์จ
5.หลังจากชนหรือล้มเครื่องก่อนใช้งานต่อให้ตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือไม่
6. ใส่ใจกับความสมบูรณ์ของปลั๊กและสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต
7.ก่อนใช้งานให้ถอดนาฬิกา แว่นตา และสิ่งของอื่นๆ ที่มีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะออก

ในกล่อง: (1) อุปกรณ์, (2) ฝาลูกกลิ้ง EMS, (3) วงแหวนแม่เหล็กบนหัวแปรง, (4) สาย USB-C สำหรับชาร์จ, (5) คำแนะนำ (6) ผ้าเช็ดปาก,
7.ถุงเก็บของ.

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

เวลาชาร์จ: 3 h

เวลาทำการ: โหมด SONIC - 150 นาที; โหมด RF - 40 นาที; โหมด EMS - 2700 นาที

ตัวจับเวลาอัจฉริยะ: • โหมด SONIC - 3 นาที • โหมด RF - 5 นาที • โหมด EMS - 6 นาที

ปัจจุบัน: โหมด SONIC - 100-400 mA • โหมด RF - 200-2800 mA • โหมด EMS - 3-30 mA

ความถี่:
• โซนิค 3MHz +/-10%
• โหมด RF 1 MHz

ความถี่ EMS: 2.91 กิโลเฮิรตซ์

รูปคลื่น: รูปคลื่นสี่เหลี่ยม

การกันน้ำ: IPX6



YUKI - อุปกรณ์กำจัดขน IPL พร้อมความเย็น

กำจัดขนที่ไม่พึงประสงค์

ชะลอการเจริญเติบโตของเส้นผม

ป้องกันการเผาไหม้และความเจ็บปวด

ผิวเรียบเนียน

ความกังวล: การกำจัดขน

วัสดุ: พลาสติก ABS, พลาสติกพีซี

น้ำหนัก: 298 g.

ฟังก์ชั่น:
อุปกรณ์นี้ช่วยกำจัดขนที่ไม่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และไม่เจ็บปวดด้วยเทคโนโลยี IMPULSIVE LIGHT (IPL) ขั้นสูง เนื่องจากการแผ่รังสีแบบสองพัลส์ โฟตอนที่มีพลังงานสูงซ้อนจึงเกิดขึ้น ซึ่งออกฤทธิ์โดยตรงต่อรูขุมขนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเจริญเติบโตของเส้นผมช้าลง IPL TECHNOLOGY เหมาะสำหรับใช้กับผมสีดำธรรมชาติ สีน้ำตาล และสีบลอนด์เข้ม อาจได้ผลน้อยกับผมสีขาว สีอ่อน สีแดง หรือสีเทา

นวัตกรรมเทคโนโลยีการทำความเย็นน้ำแข็งแซฟไฟร์ช่วยลดอุณหภูมิบริเวณที่สัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องผิวหนังชั้นนอกจากการถูกไฟไหม้และบรรเทาอาการปวดได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติ:
1. การคมนาคม: สะดวกต่อการเดินทาง - ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา กะทัดรัด และไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าเดินทางมากนัก
2. การเคลือบแซฟไฟร์เพื่อความเย็น: ช่วยให้ผิวเย็นลงระหว่างที่เกิดเปลวไฟ ลดความรู้สึกไม่สบายตัว และป้องกันการไหม้
3. 5 โหมดพลังงาน: ช่วยให้คุณสามารถเลือกความเข้มที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับสภาพผิวและบริเวณที่บอบบางที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย
4. โหมดแมนนวลและอัตโนมัติ: โหมดแมนนวลเหมาะสำหรับการประมวลผลเฉพาะจุด (ใบหน้า บิกินี่) และอัตโนมัติ - สำหรับการกำจัดขนอย่างรวดเร็วในพื้นที่ขนาดใหญ่ (ขา มือ)
5. ไม่จำกัดจำนวนแฟลช: ความทนทานโดยไม่จำเป็นต้องซื้อตลับหมึกเปลี่ยน - ทรัพยากรจะเพียงพอสำหรับการใช้งานหลายปี
6. เทอร์โมมิเตอร์: ตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์และผิวหนังอย่างต่อเนื่อง ป้องกันความร้อนสูงเกินไป และมั่นใจในความปลอดภัย
7. ความเป็นไปได้ในการเลือกโหมดสองพัลส์: อุปกรณ์สร้างการใช้งานแฟลช 2 ครั้งที่มีประสิทธิภาพสูงในรอบการรักษาเดียว โดยออกฤทธิ์ลึกยิ่งขึ้นบนรูขุมขน

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์เข้ากับขั้วต่อที่เกี่ยวข้องบนตัวเครื่องของเครื่องกำจัดขน
2. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับเต้ารับให้ตรงจุด
3. ข้อสำคัญ: ต้องแน่ใจว่าได้สวมแว่นตานิรภัยที่ให้มาในชุดเพื่อป้องกันอวัยวะที่มองเห็นจากแสงแฟลช
4. กดปุ่มเปิดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเริ่มอุปกรณ์ ในกรณีนี้พัดลมระบายความร้อนในตัวจะเริ่มทำงาน (คุณจะได้ยินเสียงที่มีลักษณะเฉพาะ)
5. ตามค่าเริ่มต้น อุปกรณ์จะเริ่มต้นที่ระดับความเข้มขั้นต่ำที่ 1 โดยการกดปุ่มเปิด/ระดับสั้นๆ เพื่อปรับกำลัง ยิ่งระดับยิ่งสูง ชีพจรแสงก็จะยิ่งแรงขึ้นและเอฟเฟกต์ก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น เริ่มขั้นตอนด้วยระดับต่ำ ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อผิวปรับตัว
6. ไฟแสดงสถานะโหมด: เมื่อเปิดอุปกรณ์แต่พื้นผิวการทำงานไม่ได้สัมผัสกับผิวหนัง ไฟแสดงสถานะจะสว่างอย่างต่อเนื่อง - ในสถานะนี้ การสร้างแฟลชจะถูกบล็อกเพื่อความปลอดภัย ทันทีที่พื้นผิวการทำงานสัมผัสกับผิวหนังอย่างแน่นหนา ตัวบ่งชี้จะเริ่มกะพริบ นี่เป็นการส่งสัญญาณว่ามีการสร้างหน้าสัมผัสสำเร็จและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน: เมื่อคุณกดปุ่ม จะมีการสร้างแฟลช (พัลส์เดี่ยวหรือคู่ขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก)
7. เลือกโหมดการทำงานของอุปกรณ์ที่ต้องการ:
โหมดแฟลชแบบปรับเองและแบบอัตโนมัติ: เครื่องกำจัดขนด้วยแสงมีรูปแบบแฟลชสองรูปแบบสำหรับงานและพื้นที่ที่แตกต่างกัน หากต้องการสลับระหว่างหน้าต่างเหล่านี้ ให้กดปุ่มแฟลชค้างไว้ 2 วินาทีในขณะที่หน้าต่างหันออกจากผิวหนังและไม่ได้กดทับ
หน้าต่างอุปกรณ์ชี้ไปด้านข้างและไม่สัมผัสผิวหนัง:
• โหมดอัตโนมัติ (ไฟแสดงความพร้อมแฟลชจะกะพริบ) - อุปกรณ์จะสร้างพัลส์อย่างอิสระเมื่อหน้าต่างแซฟไฟร์สัมผัสกับตัวกล้องอย่างแน่นหนา โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มทุกครั้ง โหมดนี้ออกแบบมาเพื่อรักษาพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง (เช่น ขา แขน หน้าท้อง หรือหลัง) ช่วยประหยัดเวลาและลดความเมื่อยล้าของมือในระหว่างขั้นตอน
โหมดแมนนวล (ไฟแสดงความพร้อมแฟลชจะสว่างอย่างต่อเนื่อง) - แฟลชจะทำงานอย่างเข้มงวดเมื่อคุณกดปุ่มแฟลชอย่างมีสติ โหมดนี้ออกแบบมาเพื่อการศึกษาเฉพาะจุดอย่างระมัดระวัง ละเอียดอ่อน หรือบริเวณนูนที่ต้องการการควบคุมสูงสุด (เช่น ใบหน้า ร่องรักแร้ บริเวณบิกินี่)
พัลส์เดี่ยว/คู่: กดปุ่มแฟลชค้างไว้พร้อมกัน
และปุ่มเปิดเครื่องเป็นเวลา 2 วินาที:
- หากตัวบ่งชี้โหมดไม่ไหม้ แสดงว่าพัลส์เดียวทำงาน (1 แฟลชต่อการกดหนึ่งครั้ง / หน้าสัมผัส) - หากตัวบ่งชี้ติดไฟ โหมดสองพัลส์จะเปิดขึ้น - อุปกรณ์จะสร้างการซ้อนทับที่มีประสิทธิภาพสูงของการกะพริบ 2 ครั้งต่อหนึ่งรอบการประมวลผล ซึ่งจะออกฤทธิ์ลึกยิ่งขึ้นบนรูขุมขน
โหมดทำความเย็น (Sapphire Ice Care): ในโหมดแฟลชแบบแมนนวล (ตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นเมื่อสตาร์ท) โดยไม่ต้องกดปุ่มฉายรังสี ให้กดกระจกแซฟไฟร์เข้ากับผิวหนังให้แน่น โหมดนี้ใช้เป็นการประคบน้ำแข็งอิสระเพื่อให้ผิวหนังสงบลงอย่างรวดเร็ว บรรเทาอาการระคายเคือง หรือเตรียมบริเวณที่บอบบางสำหรับการกำจัดขนในภายหลัง
โปรดทราบ: เมื่อใช้โหมดทำความเย็นโดยไม่มีการสร้างแฟลช ให้กดปุ่มสวิตช์ระดับความเข้มอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 5 นาทีเพื่อให้อุปกรณ์ยังคงทำงานอยู่ มิฉะนั้นฟังก์ชันปิดอัตโนมัติจะทำงาน
8. หากต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มปิดค้างไว้ 2 วินาที พัดลมจะยังคงทำงานต่อไปอีก 15 วินาทีเพื่อทำให้องค์ประกอบภายในเย็นลงอย่างปลอดภัย
9. หลังจากที่พัดลมหยุดสนิทแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก

วิธีใช้:
ก่อนทำขั้นตอนแรก ให้ทำการทดสอบความไวของผิวหนัง เลือกพื้นที่ผิวเล็กๆ ในบริเวณที่ต้องการทำการรักษา เปิดใช้งานระดับความเข้มที่ 3 และกะพริบสองครั้ง (ในโหมดสองพัลส์) ประเมินสภาพของไซต์งานหลังจากผ่านไป 30 นาที หากผิวดูปกติก็สามารถใช้เครื่องได้ หากมีรอยแดงหรือบวมรุนแรง ให้เลื่อนการรักษาออกไปและตรวจดูบริเวณนั้นหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง การดำเนินการตามขั้นตอนการกำจัดขน
1. การเตรียมการ: โกนขนบริเวณที่ทำการรักษาให้หมด ทำความสะอาดผิว และเช็ดให้แห้ง
2. สวมแว่นตา เปิดเครื่อง และปรับพลังงานและโหมดให้เหมาะสม
3. กดหน้าต่างรังสีกับผิวหนังให้แน่นโดยทำมุม 90° ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างผิวหนังกับกระจกแซฟไฟร์
4. ในโหมดแมนนวล ให้รอสัญญาณไฟพร้อมแล้วกดปุ่มแฟลช ย้ายอุปกรณ์ไปยังส่วนถัดไป ในโหมดอัตโนมัติแฟลชจะทำงานเองเมื่อสัมผัสกับผิวหนังอย่างใกล้ชิด
5. ในแต่ละครั้ง สามารถยิงพลุได้ไม่เกิน 2-3 ครั้งไปยังบริเวณจุดเดียวกันของผิวหนังเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้ หากคุณถือเครื่องกำจัดขนด้วยแสงไว้ในที่เดียว การแผ่รังสีต่อเนื่องจะถูกปิดกั้นหลังจากผ่านไป 8 วินาที
6. คำแนะนำ: หลังการรักษาโซนหนึ่ง แนะนำให้ใช้พื้นผิวทำความเย็นแซฟไฟร์บนผิวที่ทำการรักษาเป็นเวลา 1-2 นาที จากนั้นจึงย้ายไปยังโซนถัดไปเท่านั้น
7. การดูแลติดตามผล: ในตอนท้ายของขั้นตอน ให้ทาเจลว่านหางจระเข้เพื่อการผ่อนคลายหรือมอยเจอร์ไรเซอร์สูตรอ่อนโยนบนผิวของคุณ ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือเครื่องสำอางที่ระคายเคือง หากคุณรู้สึกแสบร้อนเล็กน้อย ให้ประคบเย็นเป็นเวลา 30-60 นาที

ความถี่และระยะเวลาการใช้งาน:
1 - Y เดือน: ใช้อุปกรณ์ 1 ครั้งใน 3-5 วัน โครงสร้างภายนอกของเส้นผมและสภาพของผิวหนังไม่เปลี่ยนแปลงทางสายตา เดือนที่ 2: ใช้อุปกรณ์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผมเริ่มบางลงอย่างเห็นได้ชัดและนุ่มขึ้น หัวสีดำเริ่มร่วงหล่นระหว่างการซัก เดือนที่ 3: ใช้เครื่อง 1 ครั้งใน 15 วัน การเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่จะถูกระงับเกือบทั้งหมด ขนเดี่ยวที่เหลือจะถูกกำจัดออกได้อย่างง่ายดาย เดือนที่ 4: ใช้เครื่อง 1 ครั้งใน 30 วัน ผมหยุดการเจริญเติบโต บรรลุผลระยะยาวของความเรียบเนียนสมบูรณ์แบบของผิว

การดูแลรักษา (ขั้นตอนต่อไปนี้): การกำจัดขนด้วยเครื่องกำจัดขนที่บ้านเป็นกระบวนการระยะยาว หลังจากจบหลักสูตรพื้นฐาน 4 เดือนแล้ว บางพื้นที่ของร่างกายอาจไม่ต้องการการดูแลเพิ่มเติมเลย สำหรับพื้นที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของร่างกาย จำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาที่หายากในช่วงเวลา 6, 9 หรือ 12 เดือนเพื่อรวมผลลัพธ์ ไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรเร่งรัดซ้ำทุกสัปดาห์อีกต่อไป

ข้อห้าม:
1. ห้ามใช้อุปกรณ์กับบุคคลที่มีสีผิวเข้มมาก (มีเม็ดสีเข้ม) ผู้ใช้ที่มีสีผิวเข้มหรือเข้มควรเริ่มใช้อย่างเคร่งครัดตั้งแต่ระดับความเข้มข้นที่ 1
2. ก่อนใช่ในการตั้งครรภ์ การวางแผนตั้งครรภ์ และให้นมบุตร แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
3. ห้ามมิให้ใช้ยาที่ไวต่อแสงและใช้ยาที่ไวต่อแสง
4. ห้ามใช้อุปกรณ์หากมีอาการผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ กลาก หรือติดเชื้อบริเวณที่ทำการรักษา
5. ห้ามมิให้รักษาบริเวณที่มีการฉีดฟิลเลอร์ การฉีด หรือสารพิษ (โบท็อกซ์)
6. ห้ามใช้อุปกรณ์โดยตรงกับรอยสัก การแต่งหน้าถาวร กระใหญ่ ไฝ จุดเม็ดสี หรือหูด
7. ห้ามใช่กับเยื่อเมือกและบริเวณที่บอบบางของผิวหนัง: หู, คอ, หัวนม, อวัยวะเพศ, ทวารหนักและริมฝีปาก
8. ห้ามใช้อุปกรณ์หลังจากการฟอกหนังตามธรรมชาติอย่างเข้มข้น ไปที่เตียงอาบแดด หรือใช้ครีมทำผิวแทนด้วยตนเอง
9. อย่าพยายามแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลงการออกแบบของเครื่องกำจัดขนด้วยตนเอง
10. ในกรณีที่สายไฟ ตะเกียบชำรุด หรือตรวจพบประกายไฟ องค์ประกอบโครงสร้างมีรอยแดง ให้หยุดใช้งานทันทีและติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

ขนาด (ส x กว้าง x ลึก): 172×65×40 mm

พลัง: 64,8 W

แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 100-240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิรตซ์

แหล่งกำเนิดแสง: แสงพัลส์เข้มข้น (IPL)

ความยาวคลื่น: 550-1200 นาโนเมตร (ข้อผิดพลาด ±20 นาโนเมตร)

โหมดแรงกระตุ้น: พัลส์เดี่ยว/แรงกระตุ้นคู่

นับแฟลช: >999000 พัลส์

ความหนาแน่นของพลังงานสูงสุด: 5.1 เจ/ซม2

บริเวณหน้าต่างการรักษา: 3.3 ซม.2

คำเตือน:
1. เก็บเครื่องให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ บัตรธนาคาร และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
2. หลีกเลี่ยงการโดนน้ำบนอุปกรณ์และอะแดปเตอร์ ห้ามใช้อุปกรณ์ในห้องน้ำหรือใกล้อ่างล้างหน้า อย่าสัมผัสด้วยมือเปียก
3. อุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี เก็บอุปกรณ์ไว้ไม่ให้เด็กเข้าถึงได้
4. อย่าปิดช่องระบายอากาศระหว่างการทำงาน - เพราะจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป
5. การป้องกันความร้อน: อุปกรณ์มีเซ็นเซอร์ความร้อนในตัว หากอุณหภูมิภายในของอุปกรณ์เกินค่าปกติ กลไกการป้องกันจะทำงาน และเครื่องกำจัดขนด้วยแสงจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย ปล่อยให้เย็นเป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นอุปกรณ์จะพร้อมใช้งานอีกครั้งอย่างปลอดภัย
6. ห้ามใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซไวไฟ ละอองลอย หรือออกซิเจนบริสุทธิ์

ในกล่อง: (1) เครื่องกำจัดขนด้วยแสง (2) อะแดปเตอร์ไฟฟ้า (3) แว่นนิรภัย
4. มีดโกนแบบใช้แล้วทิ้ง 5) คู่มือผู้ใช้ 6) กระเป๋าเก็บของ



YUTO+ - เครื่องเป่าผมพร้อมดิฟฟิวเซอร์

แห้งเร็ว | จัดแต่งทรงผมที่มีประสิทธิภาพ | ควบคุมเสียงแฉ่ | ผลป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | รักษาสุขภาพเส้นผมให้เงางาม

ความกังวล: ผมเปียก, จัดแต่งทรงผมไม่มีรูปทรงหลังจากการเป่าผมแห้งตามธรรมชาติ, ผมฟูมากเกินไป และผมใช้พลังงานไฟฟ้า

วัสดุ: พลาสติก ABS, พลาสติกพีซี

น้ำหนัก: 360 g.

ฟังก์ชั่น:
ความเร็วลม 3 ระดับ และอุณหภูมิ 3 ระดับ ให้คุณเลือกการตั้งค่าการเป่าผมแห้งได้อย่างสบาย ลมเย็นช่วยจัดทรงผม

ฟังก์ชั่นของการไอออไนซ์จะทำให้อากาศอิ่มตัวด้วยไอออนลบซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้

ฟังก์ชั่นทำความสะอาดอัตโนมัติได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดตัวกรองจากสิ่งปนเปื้อนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

คุณสมบัติ:
1. โครงสร้างพับ
2. อัลตร้าไลท์ - 360ก.
3. เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด 42.4 มม.
4.สายยาว 2 ม.
5. ระดับเสียงต่ำ - สูงถึง 64 เดซิเบล
6. 3 โหมดอุณหภูมิ: ต่ำ: 50 °C, กลาง: 70 °C, สูง: 110 °C
7. หัวฉีด 3 หัวในชุด: อันหนึ่งสำหรับเป่าผมด้วยหัวฉีดแบบขยายช่วยให้คุณใช้ปริมาณอากาศที่มากขึ้นกับเส้นผมเพื่อให้ผมแห้งเร็ว หัวฉีดที่สอง - หัวฉีดแคบสำหรับการจัดแต่งทรงผมเพื่อรับอากาศเข้มข้นใช้สำหรับจัดแต่งทรงผม ที่สาม - ดิฟฟิวเซอร์สำหรับเป่าผมหยิกให้แห้ง หัวฉีดได้รับการแก้ไขในตำแหน่งเดียวด้วยแม่เหล็ก

คำแนะนำการดำเนินงาน:
1. ในกล่อง เครื่องเป่าผมจะถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งพับเพื่อเปิดเครื่องเป่าผม ถือไว้ที่ฐานแล้วถือด้วยมือขวา หมุนที่จับในทิศทางห่างจากตัวคุณ
2.เสียบปลั๊กเครื่องเป่าผมเข้ากับเต้ารับให้ตรงจุดติดตั้งหัวฉีดที่ต้องการ หัวฉีดบนเครื่องเป่าผม YUTO นั้นเป็นแม่เหล็ก ซึ่งจะถูกดึงดูดโดยอัตโนมัติและเข้าไปในรูระบายอากาศ หากต้องการถอดหัวฉีด ให้ดึงออก

3. หากต้องการเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด เมื่อเปิดเครื่องอบผ้าครั้งแรก เครื่องจะเริ่มโดยอัตโนมัติที่อุณหภูมิต่ำสุดและความเร็วต่ำสุด ไฟแสดงระดับอุณหภูมิ 1 ดวง และไฟแสดงระดับความเร็ว 1 ดวงจะสว่างขึ้น
4. ปรับความเร็วลม เครื่องเป่าผม YUTO มีความเร็ว 3 ระดับ: ต่ำ ปานกลาง และสูง การคลิกเพียงครั้งเดียวบนปุ่มควบคุมความเร็วจะเปลี่ยนระดับไฟแสดงสถานะที่สอดคล้องกับโหมดที่เลือก
5. ปรับอุณหภูมิของลมที่เป่า ในเครื่องเป่าผม YUTO มี 3 ระดับอุณหภูมิ: ต่ำ ปานกลาง และสูง การคลิกปุ่มควบคุมอุณหภูมิเพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนระดับ ไฟแสดงสถานะที่สอดคล้องกับโหมดที่เลือกจะสว่างขึ้น
6. ในเครื่องเป่าผม YUTO จะแสดงฟังก์ชันหน่วยความจำ เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก ระบบจะเริ่มต้นทั้งความเร็วและอุณหภูมิที่ระดับต่ำสุด แต่เมื่อรวมเข้าด้วยกันในภายหลัง เครื่องเป่าผมจะเริ่มทำงานในโหมดที่ใช้ล่าสุด
7. หากต้องการเปิดโหมดลมเย็นให้กดปุ่มลมเย็น หากต้องการปิดโหมดลมเย็นให้กดปุ่มอีกครั้ง คุณจะกลับสู่อุณหภูมิก่อนหน้า โปรดทราบว่าสามารถปิดโหมดลมเย็นได้โดยการกดปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
8. เครื่องเป่าผมมีฟังก์ชั่นทำความสะอาดอัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดส่วนประกอบภายในของเครื่องเป่าผม กดปุ่มควบคุมอุณหภูมิและอัตราการไหลพร้อมกันเมื่อเครื่องอบผ้าอยู่ในสภาพการทำงาน มอเตอร์จะเริ่มทำงานในทิศทางตรงกันข้าม โดยเป่าลมออกจากช่องรับอากาศและทำความสะอาด ระหว่างการทำความสะอาดอัตโนมัติ ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อกลับสู่โหมดการทำงานมาตรฐานของเครื่องเป่าผม โหมดทำความสะอาดตัวเองจะปิดหลังจากผ่านไป 15 วินาที
9. หากต้องการปิด ให้เลื่อนปุ่มไปที่ตำแหน่งปิด โปรดทราบว่าเครื่องเป่าผม YUTO มีการเคลือบล่าช้า การหยุดเครื่องเป่าผมทันทีมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายซึ่งจะลดการใช้เครื่องเป่าผม พื้นผิวที่ล่าช้าช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความเสียหายและยืดอายุการใช้งานและอายุการใช้งานของเครื่องเป่าผม
10. พับเครื่องเป่าผมแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ วางเครื่องอบผ้าไว้บนพื้นผิวที่มีฉนวน ปล่อยให้เย็น นำออกไปยังพื้นที่จัดเก็บที่แห้งและสะอาด

วิธีใช้:
1. ติดตั้งหัวเป่าแห้ง เปิดเครื่องอบผ้า ปรับอุณหภูมิ และอัตราการไหลของอากาศ
2. เริ่มเป่าผมจากโซนราก โดยให้ลมไหลเวียนไปที่รากผม แต่ไม่ใช่หนังศีรษะ เพื่อให้ได้ปริมาตร ให้เป่าเครื่องเป่าผมให้ตรงกับการเจริญเติบโตของเส้นผมตามธรรมชาติ
3. จากนั้นเป่าผมให้แห้งตามความยาวหลัก โดยแบ่งผมออกเป็นโซน ทิศทางการไหลของอากาศจากบนลงล่าง
4. เปลี่ยนหัวฉีดเป่าแห้งเป็นหัวฉีดจัดแต่งทรงผม เลือกปอยผมที่แยกจากกัน วางหวีหรือหวีไว้ใต้ปอยผม ด้านบน วางหัวฉีดทำมุมกับเส้นผม แล้วค่อย ๆ ใช้เครื่องเป่าผม
5. วิธีแก้ไขให้เดินตามปอยในโหมดลมเย็น
6. ปิดเครื่องเป่าผมและถอดออกจากเต้ารับ

ข้อห้าม:
1. เครื่องเป่าผมนี้ออกแบบมาสำหรับการเป่าผมหนังศีรษะ อย่าใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเป่าผมให้แห้ง
2. อย่าใช้อุปกรณ์กับดวงตา ผิวหนัง หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่ไวต่อความร้อน

คำเตือน:
หัวเป่าผมมีแม่เหล็ก เก็บให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ บัตรธนาคาร และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
1. ห้ามใช้เครื่องเป่าผมใกล้อ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน หรือถังเก็บน้ำอื่นๆ
2. ห้ามใช้อุปกรณ์ขณะอาบน้ำ
3. ห้ามวางหรือปล่อยอุปกรณ์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
4.หากเครื่องตกน้ำให้ถอดปลั๊กออกทันที อย่าสัมผัสน้ำ
5. อย่าสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ด้วยมือเปียก
เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ การบาดเจ็บ:
1. หากไม่ได้ใช้งานเครื่องอบผ้า ให้ถอดออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ปล่อยให้เย็นและเก็บไว้ในที่แห้งและปลอดภัย
2. ระหว่างการใช้งานเครื่องเป่าผมจะร้อนขึ้น อย่าสัมผัสดวงตาหรือผิวหนังที่ไม่มีการป้องกันของพื้นผิวที่ร้อน
3. อย่าวางเครื่องเป่าผมร้อนบนพื้นผิวใดๆ โดยตรง นอกเหนือจากที่วางความร้อนหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่เหมาะสม
4. อย่าทิ้งอุปกรณ์ไว้บนเครือข่ายโดยไม่มีใครดูแล ต้องมีการดูแลอย่างเข้มงวดเมื่อเด็กใช้อุปกรณ์หรือเมื่อใช้ใกล้กับเด็กหรือผู้ทุพพลภาพ
5. ใช้อุปกรณ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้นและตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
6. อย่าใช้เครื่องนี้หากสายไฟหรือส้อมเสียหาย
7. ห้ามดึง กระตุก ยืด บิด หรืองอสายไฟแรงๆ โดยเฉพาะบริเวณใกล้ปลั๊ก เพราะอาจทำให้สายไฟเสียหายหรือขาดได้ จับอย่างระมัดระวังและเก็บให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน อย่าพันสายไฟรอบเครื่อง
8. อย่าวางอุปกรณ์และอย่าใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในรูของอุปกรณ์
9. อุปกรณ์นี้ใช้ฟิวส์ความร้อนแบบไม่รักษาตัวเองซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป หากระหว่างการทำงานอุปกรณ์ดับลงและไฟ LED ที่สอง (โหมดอุณหภูมิ) กะพริบ ให้ถอดอุปกรณ์ออกจากเต้ารับแล้วปล่อยให้เย็นลง
10. ห้ามเก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง
11. อย่าทิ้งเส้นผมหรือผ้าสำลีไว้ในช่องระบายอากาศของอุปกรณ์
12. ห้ามวางเครื่องบนพื้นผิวเมื่อเครื่องอยู่ในสภาพการทำงาน
13. หยุดใช้งานทันทีและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับหากเครื่องชำรุดหรือร้อนเกินไป

ในกล่อง: (1) เครื่องเป่าผม, (2) หัวเป่าไดร์เป่าผม, (3) หัวเป่าจัดแต่งทรงผม, (4) หัวกระจายลม, 5. คำแนะนำ (6) ของถุงเก็บ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:

ความเร็วมอเตอร์: 110000 รอบต่อนาที

ความเร็ว: 32 ลิตรต่อวินาที

ความเร็วการไหลของอากาศ:
• ความเร็วต่ำ - 80000 รอบต่อนาที
• ความเร็วเฉลี่ย: 95000 รอบต่อนาที
• ความเร็วสูง - 110000 รอบต่อนาที

การตั้งค่าอุณหภูมิ: • อุณหภูมิต่ำ - 50 °C • อุณหภูมิเฉลี่ย - 70 °C • อุณหภูมิสูง - 110 °C



แนวนวด

อุปกรณ์เสริม



RENGA GOLD - กระเป๋าเครื่องสำอาง

รับจัดสกินแคร์และเครื่องสำอาง

ทีเก็บของที่บ้านและระหว่างเดินทาง

ความกังวล: การจัดเก็บที่ไม่เป็นระเบียบ

วัสดุ: โพลียูรีเทน (ด้านนอก), โพลีเอสเตอร์ (ด้านใน)

คุณสมบัติ:
1. ภายนอกมีสไตล์และภายในตามหลักสรีรศาสตร์: การออกแบบและการจัดวางภายในทำให้กระเป๋าเครื่องสำอางทั้งสะดวกและน่าดึงดูด
2. การใช้งานจริง: ซับในโพลีเอสเตอร์มีน้ำหนักเบา แข็งแรง คงรูปทรง ต้านทานการยับและสิ่งสกปรก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่หกรั่วไหลสามารถเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
3. โครงสร้างเสริมแรง: แผงภายในบางทำให้กระเป๋าเครื่องสำอางมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษและช่วยรักษารูปทรง
4. ความจุ: กระเป๋าด้านในและด้านนอกกระเป๋าเครื่องสำอางให้พื้นที่สำหรับทุกสิ่งที่จำเป็นของคุณ
5. ที่จับภายใน: ที่จับที่แข็งแรง 2 อันช่วยให้คุณสามารถเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางหรือแขวนไว้บนตะขอได้
6. 3 สี - ตอนนี้ลูกค้าของเรามีโอกาสเลือกสีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขาแล้ว

คำแนะนำในการดูแล:
รอยยับอาจเกิดขึ้นในกระเป๋าเครื่องสำอางระหว่างการคลอดบุตรและค่อยๆ หายไป รอยยับที่เป็นร่องลึกสามารถขจัดออกได้โดยใช้เครื่องนึ่งโดยใช้ผ้าฝ้ายสีขาว



WAU
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

ครีมบำรุงผิวหน้าเพื่อฟื้นฟูผิว

ฟื้นฟูเกราะป้องกันผิว

ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น

บำรุงอย่างเข้มข้น

บรรเทา

ให้ความชุ่มชื่นและนุ่มนวลอย่างล้ำลึก

เหมาะสำหรับผิวขาดน้ำ ผิวแห้ง ผิวหมองคล้ำ และผิวระคายเคือง

ช่วยปลอบประโลม เพิ่มความกระชับและยืดหยุ่น บำรุงและเติมความชุ่มชื่น พร้อมส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูผิว

ส่วนประกอบ: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. อัลแลนโทอิน (Allantoin) ช่วยปลอบประโลม ลดการระคายเคือง และส่งเสริมการฟื้นฟูผิว
2. อาร์จินีน (Arginine) เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนระดับจุลภาคและการทำงานของเกราะป้องกันผิว
3. สารสกัดจากทีทรี (Melaleuca Alternifolia) มีคุณสมบัติช่วยลดเชื้อและการอักเสบ
4. ไลเสตจากการหมักแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus Ferment Lysat) ช่วยฟื้นฟูสมดุลจุลินทรีย์บนผิวและเสริมการทำงานของเกราะป้องกันผิว
5. น้ำวิชฮาเซล (Hamamelis Virginiana) ช่วยให้รูขุมขนดูกระชับและควบคุมการผลิตน้ำมันบนผิว
6. ลาเวนเดอร์ (Lavandula Angustifolia) และคาโมมายล์ (Chamomilla Recutita) ช่วยปลอบประโลมผิวและลดรอยแดง
7. ดอกบัว (Nelumbo Nucifera) และชาเขียว (Camellia Sinensis) มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องผิวจากสัญญาณแห่งวัยก่อนเวลาและปัจจัยภายนอก

คุณสมบัติ: สารสำคัญช่วยให้ผิวนุ่มเนียนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ และช่วยปกป้องผิวจากลมและอุณหภูมิต่ำ สารสกัดจากชาเขียว คาโมมายล์ ลาเวนเดอร์ และทีทรีมีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวดูกระชับและเปล่งปลั่ง เนื้อครีมบางเบา ซึมเร็ว ไม่เหนอะหนะ

วิธีใช้:
1. ทำความสะอาดผิวหน้า
2. ทาครีมในปริมาณที่เหมาะสมแล้วนวดด้วยปลายนิ้วจนซึมหมด

ข้อควรระวัง:
1. ก่อนใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบการแพ้
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

เจลนวดเพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับร่างกาย

คืนค่า | ให้ความชุ่มชื้น | สื่อกระแสไฟฟ้า

ความกังวล: ผิวแห้ง จำเป็นต้องนวดด้วยกระแสไมโคร

ประโยชน์ที่ได้รับ: การให้ความชุ่มชื้น การฟื้นตัว การนวดด้วยกระแสไมโครเคอร์เนลที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบ: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. Trehalose (1%) - คงความชุ่มชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผิวชุ่มชื้น ปกป้องผิวจากสิ่งเร้าภายนอก และลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน เสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย
2. เบทาอีน (1%) เป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติที่ให้ความชุ่มชื้น ขจัดอาการระคายเคืองและบรรเทาผิว ทำให้ผิวเรียบเนียนและยืดหยุ่น
3. ไนอาซินาไมด์ (3%) ชะลอการผลิตเมลานิน ปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้น ควบคุมการผลิตไขมันส่วนเกิน ป้องกันการอักเสบ ส่งเสริมการสังเคราะห์เซราไมด์เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการปกป้องผิว ปรับพื้นผิวของผิวและลดริ้วรอยเล็กๆ น้อยๆ
4. อะดีโนซีน (0.04%) - กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพื่อความยืดหยุ่นและความอ่อนเยาว์ของผิว บรรเทาผิวที่ระคายเคือง บรรเทาอาการอักเสบ และส่งเสริมการฟื้นตัว
5. คอมเพล็กซ์ 7 เปปไทด์ (0.1%) - เพิ่มการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว ป้องกันการเกิดสัญญาณแห่งวัยและลดจำนวนริ้วรอยเล็กๆ ส่งเสริมการต่ออายุและฟื้นฟูเซลล์ผิว
6.Hydrolyzed Collagen (0.1%) - มอบความชุ่มชื้นล้ำลึกสู่ผิว ให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกและยาวนาน เพิ่มความกระชับและความยืดหยุ่นของผิว ช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลาย

7. Madecassoside (0.1%) - ปลอบประโลมผิวที่บอบบางและบรรเทาอาการอักเสบ ปกป้องและรักษาเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง เร่งการซ่อมแซมผิวและสมานแผล
8. กรดอะมิโนที่ซับซ้อน 22 ชนิด (0.1%) - ให้กรดอะมิโนที่จำเป็นเพื่อรักษาสุขภาพผิว ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น ทำให้ผิวนุ่มและยืดหยุ่น ปรับปรุงโครงสร้างของผิวหนังและส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่
9. กรดไฮยาลูโรนิก (0.1%) - ช่วยรักษาความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นป้องกันความแห้งกร้าน ช่วยให้ผิวเด่งดึงเรียบเนียน ปลอบประโลมผิวแพ้ง่ายและรักษาสมดุลความชุ่มชื้นในผิว
10. PDRN (polynucleotides, 0.01%) - ช่วยเพิ่มการเผาผลาญของเซลล์และซ่อมแซมผิวที่ถูกทำลาย เสริมสร้างผิวให้แข็งแรงและลดเลือนริ้วรอย ช่วยลดรอยแดงและสมานผิว

คุณสมบัติ: เจลนวดตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการนำกระแสในระหว่างการบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าระดับไมโคร การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า และขั้นตอนการยกกระชับด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เนื้อเจลเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องนวด เจลทำหน้าที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ ไม่แห้งเป็นเวลานาน ไม่ทิ้งความรู้สึกเหนียวเหนอะหนะ ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเรียบเนียน ความยืดหยุ่น และความอ่อนเยาว์ของผิว

วิธีใช้:
1. ทาผลิตภัณฑ์บนผิวกายที่แห้งสะอาดแล้ว
2.ทำตามขั้นตอนโดยใช้เครื่องนวดตัวจาก WAU ทิ้งเจลไว้จนดูดซึมหมด
3. ในตอนท้ายของขั้นตอน สามารถใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ (ครีมหรือเซรั่ม) ได้

ข้อควรระวัง:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์บริเวณด้านในของข้อศอกก่อนใช้งาน หยุดใช้หากมีอาการระคายเคืองหรือมีผื่น
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา
4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ทาครีม SPF เพื่อป้องกันแสงแดด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

ครีมโทนิคสำหรับผิวรอบดวงตา

ให้ความชุ่มชื้นและนุ่มนวลอย่างล้ำลึก

ลดอาการเหนื่อยล้า

โทนเสียง

ช่วยลดอาการบวม

ความกังวล: รอยคล้ำ อาการบวม ร่องรอยของความเครียดและการอดนอน การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ

ประโยชน์ที่ได้รับ: การจัดแนวโทนสีที่เห็นได้ชัดเจน, อาการบวมน้ำลดลง, เพิ่มความหนาแน่นและความยืดหยุ่นของผิวหนัง, ทำให้ "ตื่นกา" เรียบเนียน

ส่วนประกอบ: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. Dexpanthenol (ความเข้มข้นสูง) - สมาน บรรเทา และฟื้นฟูหนังกำพร้าที่ถูกทำลายอย่างเข้มข้น
2. กรด Tranexamic + กลูตาไธโอน - มีประสิทธิภาพควบคู่กันในการป้องกันการสังเคราะห์เมลานิน กำจัดจุดเม็ดสีและทำให้วงกลม "มืด" สว่างขึ้น
3. คาเฟอีน - กระตุ้นการระบายน้ำเหลือง ขจัดของเหลวส่วนเกิน และขจัดอาการบวมในตอนเช้าอย่างรวดเร็ว
4. กลูโคซิลรูติน (วิตามินพี) - เสริมสร้างผนังของเส้นเลือดฝอย ลดการมองเห็น (สีน้ำเงิน) และป้องกันหลอดเลือดเปราะ
5. ปัจจัยการเจริญเติบโตที่ซับซ้อน (sh-Polypeptide / Oligopeptide 6 ชนิด) - กระตุ้นการต่ออายุของเซลล์ กระตุ้นการผลิตคอลลาเจนของตัวเองโดยทำหน้าที่ยกกระชับ

6. วิตามินคอมเพล็กซ์ (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - บำรุงปรับปรุงการเผาผลาญในเซลล์และคืนผิวให้เปล่งประกายสุขภาพดี
7. ไนอาซินาไมด์ - เสริมสร้างการทำงานของเกราะป้องกันและปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผิว

คุณสมบัติ: ครีมให้การดูแลผิวที่บอบบางรอบดวงตาอย่างครอบคลุม คาเฟอีน ไนอาซินาไมด์ และกรดทราเนซามิกที่มีความเข้มข้นสูง ช่วยลดความรุนแรงของรอยคล้ำ อาการบวม และริ้วรอยเล็กๆ ส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่ขององค์ประกอบกระตุ้นกระบวนการต่ออายุ ให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกและบำรุงผิว ให้ความยืดหยุ่นและโทนสีที่เรียบเนียนกระจ่างใส

วิธีใช้:
1. ใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณเล็กน้อยบนผิวที่แห้งและสะอาด: จากด้านในของดวงตาไปจนถึงขมับ - อันดับแรกไปตามด้านล่าง จากนั้นตามด้วยกระดูกของวงโคจรด้านบน
2. กระจายครีมและนวดด้วยแผ่นนิ้วของคุณ

ข้อควรระวัง:
1. ก่อนใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบการแพ้
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 25 g.



CLEANSING BALM

บาล์มไฮโดรฟิลสำหรับซักผ้า

ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยน

บำรุงอย่างล้ำลึก

ให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้น

เสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง

ความกังวล: การแต่งหน้าที่ติดทน, สารกรอง SPF ที่ตกค้าง, รูขุมขนที่ปนเปื้อน, ความแห้งกร้านและความรู้สึกตึง ผิวหลังขั้นตอนการทำความสะอาด, อุปสรรคของไขมันที่แตกหัก

ประโยชน์ที่ได้รับ: ผิวจะสะอาดและชุ่มชื้นโดยไม่รู้สึกตึง

ส่วนประกอบ: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. คอมเพล็กซ์ที่อุดมไปด้วยน้ำมันธรรมชาติ (ละหุ่ง, โจโจ้บา, ดอกทานตะวัน, เฮเซลนัท, อาร์แกน, เชีย) - ละลายมลภาวะที่ละลายในไขมันได้อย่างง่ายดาย (ซีบัม, การแต่งหน้าแบบถาวร, SPF) ช่วยบำรุงอย่างล้ำลึกและทำให้ผิวนุ่มขึ้น
2. กรดไฮยาลูโรนิกเจ็ดรูปแบบ (รวมถึง: โซเดียมไฮยาลูโรเนต, กรดไฮยาลูโรนิกไฮโดรไลซ์ ฯลฯ - ให้ความชุ่มชื้นเข้มข้นหลายระดับ ป้องกันไม่ให้ผิวหนังแห้งเกินไประหว่างการซัก
3. เซราไมด์คอมเพล็กซ์ (NS, AP, AS, NP, EOP) - ฟื้นฟูและเสริมสร้างเกราะป้องกันไขมัน (ป้องกัน) ของหนังกำพร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิตามินอี (โทโคฟีรอล) และไนอาซินาไมด์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยปกป้อง ปลอบประโลมผิว และปรับโทนสีผิว
5. วิตามินเชิงซ้อน (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - บำรุงเพิ่มเติม ปรับปรุงการเผาผลาญของเซลล์ และช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีสุขภาพดี

คุณสมบัติ: บาล์มให้การทำความสะอาดผิวที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยน ละลายเครื่องสำอาง SPF และการปน เปื้อนได้อย่างง่ายดาย คอมเพล็กซ์ที่อุดมไปด้วยน้ำมันธรรมชาติช่วยบำรุงอย่างล้ำลึกและทำให้ผิวนุ่มขึ้น กรดไฮยา ลูโรนิกและเซราไมด์เจ็ดรูปแบบให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้นและเสริมสร้างเกราะป้องกัน วิตามินอีและไนอาซินา ไมด์ช่วยปกป้องและปลอบประโลมผิว หลังจากทาผิวจะสะอาดและชุ่มชื้นโดยไม่รู้สึกตึงตัว

วิธีใช้:
1. ใช้ไฮโดรฟิลิกบาล์มในปริมาณเล็กน้อยด้วยมือที่แห้งบนใบหน้าที่แห้ง และเกลี่ยให้ทั่วผิวโดยนวดเบาๆ
2. ทำให้มือเปียกและล้างบาล์มด้วยน้ำอุ่น เมื่อสัมผัสกับน้ำ บาล์มจะได้เนื้อสัมผัสของนม
3. เข้าสู่ขั้นตอนที่สองของการทำให้บริสุทธิ์ (โฟมหรือเจลสำหรับซัก)

ข้อควรระวัง:
1. ก่อนใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบการแพ้
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้า ถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

นมสำหรับร่างกายที่มีเอฟเฟกต์ไครโอ

ช่วยลดอาการบวม

ให้ความชุ่มชื้นและต่ออายุผิว

การดูแลต่อต้านเซลลูไลท์

คืนโทนและความกระชับ

ความกังวล: การสูญเสียความยืดหยุ่นและความหย่อนคล้อยของผิวหนัง, แนวโน้มที่จะบวมและรู้สึกหนักที่ขา, โทนสีหมองคล้ำและการบรรเทาผิวที่ไม่สม่ำเสมอ, การขาดน้ำและความรู้สึกดึง, ความจำเป็นในการฟื้นตัวหลังออกแรงทางกายภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับ: ความเย็นสบาย ความรู้สึกเบาและความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก สีผิวสม่ำเสมอขึ้น เพิ่มความกระชับของผิว และการมองเห็น "เซลลูไลท์" ลดลง ผิวเรียบเนียนดุจกำมะหยี่

ส่วนประกอบ: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
ความเย็นและโทนสี
1. Menthyl Lactate + Menthol - ส่วนผสมของเมนทอลบริสุทธิ์และอนุพันธ์อันอ่อนนุ่ม ให้ความรู้สึกเย็นสบายยาวนานกว่าเมนทอลทั่วไป โดยไม่ระคายเคืองผิว ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรู้สึกหนักที่ขา
2. คาเฟอีน (Caffeine) - มีฤทธิ์ในการระบายน้ำเหลือง กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และช่วยขจัดของเหลวส่วนเกิน

ลดอาการคัดจมูกและโทนิคคอมเพล็กซ์
1. Aesculus Hippocastanum (เกาลัดม้า) เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างผนังหลอดเลือดและต่อสู้กับอาการบวม
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (ลามินาเรีย) - มีส่วนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว ไม้เลื้อยมักใช้ในสารต่อต้านเซลลูไลท์เพื่อสลายไขมันและขจัดสารพิษ
3. Citrus Medica Limonum (เลมอน) - ให้ความสดชื่นและช่วยให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรง

การฟื้นฟูและให้ความชุ่มชื้น
1. ว่านหางจระเข้ (ว่านหางจระเข้) เป็นพื้นฐานของสารประกอบ (อันดับที่ 2) ซึ่งเป็นสารระงับประสาทและให้ความชุ่มชื้นที่มีประสิทธิภาพ
2. Sodium Hyaluronate (กรดไฮยาลูโรนิก) - คงความชุ่มชื้นไว้ที่ชั้นบนของผิว
3. ไนอาซินาไมด์ (วิตามินบี 3) - ปรับปรุงเกราะป้องกันของผิว ปรับสีผิว และช่วยลดความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ

ฐานโภชนาการ (น้ำมัน)
1. เชีย บัตเตอร์ (ชี), โจโจบา (โจโจ้บา), สวีทอัลมอนด์ (อัลมอนด์), เมล็ดองุ่น (เมล็ดองุ่น - ชุดน้ำมันมีคุณค่าทางโภชนาการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผิวนุ่มและอ่อนนุ่ม

คุณสมบัติ: น้ำนมบำรุงผิวที่มีเนื้อบางเบาช่วยปรับสีผิวและให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกในทันที แอคทีฟคอมเพล็กซ์ที่มีคาเฟอีน สารสกัดจากสาหร่ายทะเล และใบบัวบกเอเชียมีฤทธิ์ในการระบายน้ำเหลืองที่มีประสิทธิภาพ สารสกัดจากธรรมชาติและน้ำมันช่วยฟื้นฟูกำแพงไขมัน ทำให้ผิวนุ่มและเรียบเนียน การใช้นมเป็นประจำจะช่วยให้ผิวกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและลดความรุนแรงของความไม่สมบูรณ์

วิธีใช้:
1. ทานมปริมาณเล็กน้อยบนผิวที่สะอาดและแห้งของร่างกาย
2. นวดเบาๆ จนดูดซึมได้เต็มที่ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบริเวณที่มีปัญหา

ข้อควรระวัง: สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบในการทำความเย็น หลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าตาและเยื่อเมือก ห้ามใช้กับผิวหนังที่เสียหายหรือระคายเคือง หากมีสัญญาณของการแพ้ของแต่ละบุคคล ให้หยุดใช้

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

สครับผิวกายด้วย CRYO-EFFECT

ช่วยลดอาการบวม

ทำความสะอาดลำลึกและฟื้นฟูผิว

การดูแลต่อต้านเซลลูไลท์

คืนโทนและความกระชับ

ความกังวล: การสูญเสียความยืดหยุ่นและความหย่อนยานของผิวหนัง, มีแนวโน้มที่จะบวมและรู้สึกหนักที่ขา, การบรรเทาไมโครของผิวหนังที่ไม่สม่ำเสมอ

ประโยชน์ที่ได้รับ: การบรรเทาแบบจุลภาคและความเรียบเนียนของผิวมากยิ่งขึ้น ลดอาการบวมที่มองเห็นได้ เสริมความแข็งแกร่งให้กับรูปทรงของร่างกาย

ส่วนประกอบ: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
ทำความสะอาดและทำความเย็น
1. Maris Sal (เกลือทะเล) - ทำหน้าที่ขัดถู ขจัดเซลล์เคราติน
2. Menthyl Lactate + Menthol - ส่วนผสมของเมนทอลบริสุทธิ์และอนุพันธ์อันอ่อนนุ่ม ให้ความรู้สึกเย็นสบายยาวนานกว่าเมนทอลทั่วไป โดยไม่ระคายเคืองผิว ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรู้สึกหนักที่ขา

ลดอาการคัดจมูกและโทนิคคอมเพล็กซ์
1. คาเฟอีน + แอล-คาร์นิทีน - คาเฟอีนช่วยขจัดของเหลวและสีผิว และแอล-คาร์นิทีนช่วยลดปริมาณ
2. Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) + Hedera Helix (Ivy) - ทำงานเพื่อเสริมสร้างผนังของเส้นเลือดฝอยและหลอดเลือดดำ ป้องกันความเมื่อยล้าของน้ำเหลือง
3. Hamamelis Virginiana (Gamamamelis) - มีฤทธิ์ฝาดสมานและสงบเงียบทำให้รูขุมขนแคบลงและเสริมสร้างตาข่ายหลอดเลือด

ฐานโภชนาการ (น้ำมันและแพนทีนอล)
1. น้ำมันโจโจบาและแอปริคอท - ลดผลกระทบของเกลือ ป้องกันไม่ให้ผิวแห้งเกินไป และฟื้นฟูกำแพงไขมันหลังการขัดผิว
2. Panthenol - ปลอบประโลมผิว บรรเทาอาการระคายเคืองจากการนวดและเกลือ

คุณสมบัติ: สครับเย็นที่มีเกลือทะเลและคาเฟอีน ทำความสะอาดและขัดผิวอย่างล้ำลึก ช่วยปรับระดับไมโครรีลีฟและลดอาการบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรวมกันของสารสกัดจากพืชและแอลคาร์นิทีนมีฤทธิ์ในการระบายน้ำเหลืองที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้แข็งแรง และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนัง การใช้สครับเป็นประจำจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวได้อย่างมาก ทำให้สีผิวแลดูเรียบเนียนขึ้น

วิธีใช้:
1. ทาลงบนผิวที่ชื้นของร่างกาย นวดเป็นวงกลมประมาณ 2-3 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น
2. ใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

ข้อควรระวัง: สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบในการทำความเย็น หลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าตาและเยื่อเมือก ห้ามใช้กับผิวหนังที่เสียหายหรือระคายเคือง หากมีสัญญาณของการแพ้ของแต่ละบุคคล ให้หยุดใช้

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

ครีมให้ความชุ่มชื้นสำหรับผิวกาย

บรรเทา | ให้ความชุ่มชื้น | นุ่มขึ้น

ความกังวล: ผิวแห้ง, ผิวขาดน้ำ, ระคายเคือง

ประโยชน์ที่ได้รับ: บรรเทา เพิ่มความกระชับและความยืดหยุ่นของผิว บำรุงอย่างเข้มข้นและให้ความชุ่มชื้น กระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูของผิว

ส่วนประกอบ: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. เบต้ากลูแคน - ให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกเพิ่มภูมิคุ้มกันของผิวหนังในท้องถิ่นมีฤทธิ์ต่อต้านริ้วรอยที่เด่นชัด "ฟื้นบำรุง" ผิวให้ความกระชับและยืดหยุ่น
2. สารสกัดจากใบไธม์ - ต่อต้านการระเหยของความชื้น เพื่อให้ผิวคงความชุ่มชื้นเป็นเวลานาน และผิวแลดูมีสุขภาพดีและยืดหยุ่น สารสกัดยังมีฤทธิ์ในการฟอกขาวและต้านอนุมูลอิสระ
3. สารสกัดจากใบแอปเปิ้ลมิ้นต์ - มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและผ่อนคลาย ช่วยให้ผิวสดชื่นและต่อสู้กับการระคายเคือง
4. สารสกัดจากใบชา (Camellia Sinensis) - ปรับสภาพผิวให้เป็นปกติโดยเร่งกระบวนการเผาผลาญ สารที่ประกอบเป็นใบชาช่วยป้องกันอาการบวมน้ำและทำความสะอาดรูขุมขน คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของโพลีฟีนอลที่มีอยู่ในใบชาสามารถป้องกันผิวแก่ก่อนวัยได้

คุณสมบัติ: ครีมได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี PTD (Protein Transduction Domain) ซึ่งถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งส่วนประกอบออกฤทธิ์ขององค์ประกอบไปยังเซลล์ผิว ซึ่งรับประกันการดูดซึมสารอาหารสูงสุด เนื้อครีมเนียนนุ่มช่วยให้ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งความรู้สึกเหนียวเหนอะหนะ น้ำมันและสารสกัดธรรมชาติในองค์ประกอบช่วยบำรุง บรรเทา และป้องกันการระเหยของความชื้นอย่างล้ำลึก เพื่อให้ผิวคงความเรียบเนียนและชุ่มชื้นได้ยาวนาน

วิธีใช้:
1. ทำความสะอาดผิวก่อนทาผลิตภัณฑ์
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ต้องการและนวดด้วยแผ่นนิ้วของคุณจนซึมซับจนหมด

ข้อควรระวัง:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์บริเวณด้านในของข้อศอกก่อนใช้งาน หยุดใช้หากมีอาการระคายเคืองหรือมีผื่น
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา
4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ทาครีม SPF เพื่อป้องกันแสงแดด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

บ้วนปากแบบเข้มข้นสำหรับผู้ชลประทานด้วยเซทิลไพริดิเนียมคลอไรด์และเสจ

ทำความสะอาดช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้ลมหายใจสดชื่น

รองรับเยื่อบุในช่องปากและสุขภาพเหงือก

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องดูดน้ำ

ความกังวล: คราบพลัค โรคเหงือก กลิ่นลมหายใจ ป้องกันฟันผุ

ประโยชน์ที่ได้รับ: ต่อสู้กับจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายในช่องปากมีฤทธิ์สงบและต้านการอักเสบช่วยให้คุณสามารถรวมการทำความสะอาดเข้ากับการนวดและการป้องกันของการใช้เครื่องชลประทาน

ส่วนประกอบ: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. Cetylpyridinium คลอไรด์เป็นส่วนประกอบต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพ ต่อสู้กับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดคราบพลัค ฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และกลิ่นปาก ให้ความสดชื่นยาวนาน
2. สารสกัดจากเสจและสารต้านอนุมูลอิสระทางชีวภาพที่ซับซ้อนของโสม "นีโอวิติน®" บรรเทาและฟื้นฟูเยื่อเมือก มีฤทธิ์ต้านการอักเสบส่งเสริมการรักษาเนื้อเยื่อและเสริมสร้างสุขภาพเหงือก
3. ไซลิทอล - ลดความเสี่ยงของโรคฟันผุ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในช่องปาก ส่งเสริมการฟื้นฟูแร่ธาตุของเคลือบฟัน และรักษาสมดุล pH ให้แข็งแรง
4. น้ำมันหอมระเหยมิ้นต์ - ให้ลมหายใจสดชื่น มีฤทธิ์เย็นและมีฤทธิ์ระงับปวดเล็กน้อย มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ทำความสะอาดปาก และให้ความรู้สึกสะอาด

คุณสมบัติ: ล้างและของเหลวสำหรับ irrigator 2 in 1 ทำให้จุลินทรีย์ในช่องปากเป็นปกติปรับปรุงสภาพของเยื่อเมือกและป้องกันการเกิดโรคฟันผุ ในขณะที่การล้างแบบคลาสสิกจะทำความสะอาดช่องปากจากจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายป้องกันการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์และการปรากฏตัวของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ปรับปรุงสภาพของเยื่อเมือกและเหงือกทำให้รู้สึกสดชื่น ในฐานะที่เป็นของเหลวสำหรับเครื่องชลประทานจะช่วยให้คุณสามารถรวมการทำให้บริสุทธิ์เข้ากับการนวดและการป้องกันได้

วิธีใช้:
1. เมื่อใช้เป็นน้ำยาล้าง: เตรียมสารละลายตามจำนวนที่ต้องการโดยเจือจางสารสกัดด้วยน้ำอุ่นในอัตราส่วน 1:2 แล้วล้างช่องปากเป็นเวลา 30 วินาที ใช้ทุกวันหลังอาหารแต่ละมื้อ
2. เมื่อใช้ในเครื่องทดน้ำ: เตรียมสารละลายตามจำนวนที่ต้องการโดยเจือจางความเข้มข้นด้วยน้ำอุ่นในอัตราส่วน 1:10 (ในสภาพเหงือกที่รุนแรง อัตราส่วนสามารถนำมาเป็น 1:3) และล้างช่องปากตามคำแนะนำของอุปกรณ์

ข้อควรระวัง:
1. เขย่าก่อนใช้ ตะกอนและสีอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ หยุดใช้หากเกิดความรู้สึกไม่พึงประสงค์
2.อย่ากลืน.
3. สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุเกิน 14 ปี

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

โทนเนอร์สำหรับผิวหน้าพร้อมโปรไบโอติก

บำรุงและบรรเทา

ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ

เสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง

ให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้น

ความกังวล: อุปสรรคของไขมันบกพร่อง, การขาดน้ำ, ความแห้งกร้านและความหนาแน่นหลังการล้างหน้า, ผิวหมองคล้ำ, ความไว, ความไม่สมดุลของไมโครไบโอมของผิวหนัง

ประโยชน์ที่ได้รับ: ผิวได้รับความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก ผ่อนคลาย และเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลเพิ่มเติม เกราะปกป้องกลับคืนมา โทนสีเรียบเนียนและเปล่งประกาย

ส่วนประกอบ: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. ไลซีนที่ซับซ้อน (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - โปรไบโอติกที่ช่วยคืนไมโครไบโอมผิวให้แข็งแรง ลดความไวและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
2. เซราไมด์คอมเพล็กซ์ (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - ไขมันทางสรีรวิทยาที่ฝังอยู่ในบริเวณที่เสียหายของชั้น corneum ช่วยฟื้นฟูเกราะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการสูญเสียความชื้น
3. สารสกัดจากใบบัวบกเอเชียเป็นส่วนประกอบจากธรรมชาติที่ทรงพลังที่ช่วยปลอบประโลมผิว บรรเทาอาการรอยแดงและการระคายเคือง
4. ไนอาซินาไมด์ - เสริมสร้างการทำงานของเกราะป้องกันและปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผิว
5. ปัจจัยการเจริญเติบโตที่ซับซ้อน (sh-Polypeptide / Oligopeptide) - กระตุ้นการต่ออายุของเซลล์ กระตุ้นการผลิตคอลลาเจนของตัวเองโดยทำหน้าที่ยกกระชับ

6. วิตามินคอมเพล็กซ์ (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) และ dexpanthenol - บำรุง ปรับปรุงการเผาผลาญในเซลล์ และคืนผิวให้กระจ่างใสสุขภาพดี รวมถึงรักษาและฟื้นฟูหนังกำพร้าอย่างเข้มข้น
7. คอมเพล็กซ์จากน้ำมันธรรมชาติ (คาโนลา ทานตะวัน เมโดว์โฟม อาร์แกน) - บำรุงอย่างเข้มข้น ทำให้ผิวนุ่มและขจัดความแห้งกร้าน

คุณสมบัติ: โทนเนอร์ให้ความชุ่มชื้นและฟื้นฟูอย่างเข้มข้น เตรียมผิวสำหรับการดูแลผิวเพิ่มเติม คอมเพล็กซ์ของแลคโตบาซิลลัสไลเซทและเซราไมด์เสริมสร้างเกราะป้องกันของผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสมดุลตามธรรมชาติของไมโครไบโอม Centella Asian, ไนอาซินาไมด์, เปปไทด์ และสารสกัดจากพืช ช่วยปลอบประโลม บำรุง และปรับสีผิวให้แลดูกระจ่างใสสุขภาพดี

วิธีใช้:
1. หลังล้างหน้า ฉีดโทนเนอร์ปริมาณปานกลางบนใบหน้า
2.รอให้แห้งแล้วจึงบำรุงด้วยเซรั่มหรือครีม

ข้อควรระวัง:
1. ก่อนใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบการแพ้
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

เจลเพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับการบำบัดด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า

ให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้น | คืนค่า | สื่อกระแสไฟฟ้า | เพิ่มความกระจ่างใส

ความกังวล: ผิวแห้ง จำเป็นต้องนวดด้วยกระแสไมโคร

ประโยชน์ที่ได้รับ: การให้ความชุ่มชื้น การฟื้นตัว การนวดด้วยกระแสไมโครเคอร์เนลที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบ: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:

1. Citrus Unshiu Fruit Extract (Unshiu Mandarin Extract) เป็นเจลมอยส์เจอร์ไรเซอร์เบส (แทนน้ำ) สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติอันทรงพลังที่ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับสีผิว
2. ไนอาซินาไมด์ (Niacinamide) - วิตามินบี 3 ปรับปรุงการทำงานของอุปสรรค ทำให้รูขุมขนแคบลง และปรับโทนสี
3. Tranexamic Acid (Tranexamic Acid) เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อสู้กับผิวคล้ำและรอยแดง
4. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) เป็นยาคลายกล้ามเนื้อเปปไทด์ที่มีชื่อเสียง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้า ลดความลึกของริ้วรอยบนใบหน้า
5. Copper Tripeptide-1 (เปปไทด์ของทองแดง) - เริ่มกระบวนการสร้างใหม่ กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนและอีลาสติน รักษาความเสียหาย
6. กลุ่มของ sh-peptides (sh-Oligopeptide, sh-Decapeptide ฯลฯ) ส่งสัญญาณถึงโมเลกุลที่ทำให้ผิวต่ออายุตัวเองเร็วขึ้นและทำให้โครงสร้างกระชับขึ้น

7. อะดีโนซีน (Adenosine) - ส่วนประกอบต่อต้านวัยที่ผ่านการทดสอบตามเวลา ช่วยเพิ่มการผลิตคอลลาเจนของตัวเอง
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (ไอเดบีโนน) สารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดในโลกของเครื่องสำอาง (คล้ายกับโคเอนไซม์ Q10) ช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
9. ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน (Hydrolyzed Collagen) - ให้ผลในการยกกระชับทันทีและให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก
10. Centella asiatica + Madecassoside ปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยน เสริมสร้างหลอดเลือด และบรรเทาอาการอักเสบ
11. Panthenol (แพนทีนอล) - สมานและกักเก็บความชุ่มชื้น
12. ชุดของกรดอะมิโน (กลูตามีน, อาร์จินีน, ไลซีน, วาลีน ฯลฯ - รวมมากกว่า 20 ชนิด) เป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนในผิวหนัง เมื่อใช้ร่วมกับกระแสน้ำขนาดเล็ก จะช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิวและความสามารถในการรักษาตัวเอง

คุณสมบัติ: เจลให้ความชุ่มชื้นสำหรับขั้นตอนไมโครกระแสและ EMS ด้วยเนื้อสัมผัสที่เบาสบายและแอคทีฟคอมเพล็กซ์ที่มีสารสกัดจากส้มแมนดารินพร้อมไนอาซินาไมด์ คอลลาเจน แพนธีนอล และสารสกัดจากพืช ให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก นุ่มนวลและบรรเทาผิว และยังมอบสไลด์ที่สมบูรณ์แบบของอุปกรณ์ โดยไม่ทิ้งความรู้สึกเหนียวเหนอะหนะ

วิธีใช้:
1. ทาผลิตภัณฑ์บนผิวหน้าที่แห้งและสะอาดแล้ว
2. ทำทรีทเมนต์โดยใช้เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้า ทิ้งเจลไว้จนดูดซึมได้เต็มที่
3. ดูแลครบวงจรด้วยการทามอยเจอร์ไรเซอร์ (ครีมหรือเซรั่ม)

ข้อควรระวัง:
1. ก่อนใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบการแพ้
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3.ระวังอย่าให้เข้าตา หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์บนเยื่อเมือกของดวงตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

เซรั่มบำรุงผิวหน้า Peptide พร้อมเอฟเฟกต์การยกกระชับ

ลดเลือนริ้วรอย

ปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน

ผลการยก

ให้ความชุ่มชื่นอย่างล้ำลึก

ความกังวล: การสูญเสียคำจำกัดความของรูปทรงใบหน้า, การสูญเสียความยืดหยุ่นของผิว, ริ้วรอยและรอยย่นบนใบหน้า, ผิวที่ดูเหนื่อยล้า

ประโยชน์ที่ได้รับ: ผิวเรียบเนียนและกระชับอย่างเห็นได้ชัด สีผิวสม่ำเสมอ รูขุมขนแคบลง และผลของ "แสง" จากภายใน

ส่วนประกอบ: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. ทองคำ - ปรับปรุงจุลภาคและช่วยให้ผิวเปล่งประกายสุขภาพดี
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) - ยาคลายกล้ามเนื้อเปปไทด์ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าอย่างอ่อนโยน ลดความลึกของริ้วรอยบนใบหน้า
3. ปัจจัยการเจริญเติบโตที่ซับซ้อน (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) - กระตุ้นการแบ่งเซลล์และการสังเคราะห์คอลลาเจน กระตุ้นกระบวนการสร้างใหม่
4. Palmitoyl Tripeptide-5 - ซึมลึกเข้าสู่ผิวหนังและกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนประเภท I และ III เสริมสร้างโครงสร้างของผิวหนังชั้นหนังแท้
5. ไฟโตเอสโตรเจน (ถั่วเหลือง กวาวเครือ โคลเวอร์ Tsimitsifuga) เป็นกลุ่มบล็อกที่ทรงพลังที่สุดในการแก่ไข การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ เติมเต็มผิวที่ขาดไปและกลับคืนสู่ความยืดหยุ่น

6. Copper Tripeptide-1 (คอปเปอร์ ไตรเปปไทด์) - มีฤทธิ์ในการรักษาอันทรงพลังและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ กระชับผิว
7. ไนอาซินาไมด์และอะดีโนซีนเป็น "คู่" เกาหลีคลาสสิกสำหรับการลดสีผิวและริ้วรอย

คุณสมบัติ: เซรั่มเปปไทด์สำหรับบุคคลที่มีส่วนประกอบออกฤทธิ์ที่มีความเข้มข้นสูงช่วยปรับปรุงสีผิวและทำให้ริ้วรอยเรียบเนียนอย่างเห็นได้ชัด อนุภาคขนาดเล็กสีทองกระตุ้นการทำงานของเซลล์ ทำให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้น แข็งแรงขึ้น และมีสุขภาพดีขึ้น

วิธีใช้:
1. ใช้เซรั่มปริมาณเล็กน้อยทาให้ทั่วใบหน้า ลำคอ และบริเวณร่องอก
2. ทิ้งเซรั่มไว้บนผิวหนังจนดูดซึมหมด

ข้อควรระวัง:
1. ก่อนใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบการแพ้
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับดวงตา หากโดนเยื่อเมือกของดวงตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

เจลสำหรับขจัดคราบสกปรก (ทำความสะอาด)

ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว

เปิดรูขุมขน

บรรเทา

ให้ความชุ่มชื้น

ความกังวล: รูขุมขนกว้าง, คอมีโดนเปิดและปิด, สิว

ประโยชน์ที่ได้รับ: ขัดเซลล์เคราดิไนซ์, ขยายรูขุมขน, ให้ความชุ่มชื้น

ส่วนประกอบ: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. Polyvinylpyrrolidone - ดูดซับมลภาวะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค
2. น้ำว่านหางจระเข้ - มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ

คุณสมบัติ: เจลใช้สำหรับการนึ่งเย็นก่อนการทำความสะอาดใบหน้าด้วยอัลตราโซนิกและด้วยตนเอง เจลนี้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวรวมถึงผิวแพ้ง่าย

วิธีใช้:

วิธีแรก: เมื่อไม่ไว้ใจกระแสกัลวานิก: ทาเจลบนผิวหนังและทำงานจากขั้วลบเป็นเวลา 7-10 นาที ขจัดคราบเจลที่ตกค้างได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นใช้เวลา 1-2 นาทีในการทำงานจากขั้วบวกบนน้ำสะอาด ปริมาณการใช้เจล 5-7 มล. ต่อขั้นตอน

วิธีที่สอง: ด้วยการลอกอัลตราโซนิกให้ทาเจลบนผิวที่ทำความสะอาดแล้วใช้ไม้พายตามขั้นตอนของขั้นตอน ขจัดคราบเจลที่ตกค้างได้อย่างสมบูรณ์ ปริมาณการใช้เจล 7-10 มล. ต่อขั้นตอน

วิธีที่สาม: ในการนึ่งเย็นหลังจากเดมาคิยาช ให้ทาเจลที่มีชั้นหนาแน่นบนผิวหนังเป็นเวลา 15 นาทีแล้วคลุมด้วยฟิล์ม ล้างเจลที่ตกค้างออก

ข้อควรระวัง:
1. หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงหลังการใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังไหม้ คัน แดง และบวม
2. ห้ามใช้กับผิวหนังที่ได้รับบาดเจ็บ

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

เทอร์โมโพรเทคทีฟครีมฟลูอิดสำหรับเส้นผม

ป้องกันความร้อนจากการจัดแต่งทรง

บำรุงและฟื้นฟูเส้นผม

ช่วยให้เส้นผมแข็งแรงและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ความกังวล: การสัมผัสกับอุณหภูมิสูง ผมหมองคล้ำ เปราะ และไม่มีชีวิตชีวา

ประโยชน์ที่ได้รับ: ปกป้องจากอุณหภูมิสูง เสริมสร้างและบำรุงเส้นผม

ส่วนประกอบ: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. D-panthenol (โปรวิตามิน B5) - ให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผมและหนังศีรษะอย่างเข้มข้น ซึมลึกเข้าสู่โครงสร้างของเส้นผม ฟื้นฟูบริเวณที่เสียหาย ทำให้ผมนุ่มสลวย ยืดหยุ่นและเป็นเงางามมากขึ้น ป้องกันการแห้งและผลกระทบจากความร้อน
2. น้ำมันจมูกข้าวสาลีอุดมไปด้วยวิตามิน (E, A, D) และกรดไขมัน บำรุงและฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียอย่างล้ำลึก ให้ความนุ่มสลวยและดูมีสุขภาพดี สร้างเกราะป้องกันจากปัจจัยภายนอกที่ก้าวร้าว
3. คอมเพล็กซ์สารสกัดจากพืช (Granat, Birch, Chamomile, Fieldtail, Nettle, ว่านหางจระเข้, รากหญ้าเจ้าชู้, ชาเขียว, ฮอปส์, เฮนน่า, โปรโซ, เสจ:
สารสกัดจากทับทิมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยปกป้องเส้นผมจากอิทธิพลด้านลบของสิ่งแวดล้อมและอนุมูลอิสระ ช่วยรักษาสีผมทำสีให้เงางามและมีชีวิตชีวา สารสกัดจากหางม้า ตำแย รากหญ้าเจ้าชู้ ลูกเดือย ฮ็อพ - ช่วยเสริมสร้างรูขุมขน ลดการหลุดร่วงของเส้นผม และกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ว่านหางจระเข้ ดอกคาโมไมล์ และเบิร์ช - ให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกและทำให้เส้นผมนุ่ม ทำให้ผมเชื่อฟังและเรียบเนียน บรรเทาหนังศีรษะ ลดการระคายเคือง ชาเขียว เฮนน่า และเสจ - มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันความเสียหายให้เส้นผมเงางามเป็นธรรมชาติและดูมีสุขภาพดี
4. ไบโอติน (วิตามิน H / B7) - เสริมสร้างรูขุมขนส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมที่แข็งแรงและแข็งแรง ป้องกันการเปราะและหลุดร่วง ช่วยให้เส้นผมมีปริมาตรและความมีชีวิตชีวา

5. ไนอาซิน (วิตามินบี 3 / PP) - ช่วยเพิ่มจุลภาคในหนังศีรษะซึ่งมีส่วนช่วยให้สารอาหารแก่รูขุมขนได้ดีขึ้น กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม เสริมสร้างโครงสร้างให้แข็งแรง และให้ความเงางามมีสุขภาพดี
6. เลซิติน (อิมัลซิไฟเออร์ธรรมชาติ) - ช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่เสียหาย ให้ความนุ่มสลวย ปรับปรุงการแทรกซึมของส่วนประกอบที่ใช้งานอื่นๆ

คุณสมบัติ: ครีมฟลูอิดไม่เพียงแต่ปกป้องเส้นผมจากอุณหภูมิสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการจัดแต่งทรงผม (ไดร์เป่า อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม เครื่องหนีบผม) แต่ยังให้การดูแลที่ครอบคลุม: ให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้น บำรุง ฟื้นฟูบริเวณที่เสียหาย เสริมความแข็งแรงให้รูขุมขน กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ทำให้ผมเงางาม นุ่มสลวยและดูมีสุขภาพดีและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

วิธีใช้:
1. ชโลมบนผมที่สะอาดและแห้งหมาด
2. ห้ามใช้กับราก ไม่ต้องล้างออก

ข้อควรระวัง:
1.หากรู้สึกไม่สบายให้หยุดใช้
2. หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

มาส์กเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตของเส้นผม

บำรุงหนังศีรษะและเส้นผม

ปกป้องและฟื้นฟูหนังศีรษะ

ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม

แยกส่วนได้ง่าย

ความกังวล: ผมร่วง, ผมบาง, ผมบางและเปราะ

ประโยชน์ที่ได้รับ: ต่อสู้กับการหลุดร่วงของเส้นผม ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่ ช่วยให้เส้นผมแข็งแรงขึ้น และทำให้ผมหนาขึ้น แข็งแรงขึ้น และยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยบรรเทาหนังศีรษะ

ส่วนประกอบ: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
กระตุ้นการเติบโตและต่อสู้กับการสูญเสีย
1. คาเฟอีน (คาเฟอีน) - ช่วยเพิ่มจุลภาคของเลือดโดยการให้สารอาหารแก่รากช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบของฮอร์โมนต่อผมร่วง
2. Procapil เป็นเปปไทด์คอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วย 3 โมเลกุลที่ทำงานอยู่:
Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) เป็นเปปไทด์เฉพาะทางที่เสริมสร้างการยึดเกาะของรูขุมขนในชั้นลึกของผิวหนังชั้นหนังแท้และเร่งการแบ่งเซลล์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่
Oleanolic Acid (กรดโอลีอาโนลิก) เป็นกรดที่ได้มาจากใบมะกอกที่ไปสกัดกั้นเอนไซม์ 5-alpha reductase ป้องกันผมร่วง
Apigenin (Apigenin) เป็นสารฟลาโวนอยด์จากผลไม้รสเปรี้ยวที่ช่วยขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณรูขุมขน ให้สารอาหาร

ฟื้นฟูโครงสร้างเส้นผม
1. Hydrolyzed Keratin (Hydrolyzed Keratin) - แทรกซึมเข้าไปในช่องว่างของเส้นผมฟื้นฟูจากด้านในขจัดความพรุน
2. โปรตีนข้าวสาลีไฮโดรไลซ์ (โปรตีนข้าวสาลี) - สร้างฟิล์มบาง ๆ บนพื้นผิวของเส้นผมซึ่งกักเก็บน้ำและส่งเสริมความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกของเส้นผม
3. ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน (Hydrolyzed Collagen) - เพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นผม ทำให้ผมเชื่อฟังและเป็นเงางามมากขึ้น

การดูแลหนังศีรษะ
1. เซราไมด์คอมเพล็กซ์ (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - เซราไมด์ 6 ชนิดชดเชยการขาดไขมันของตัวเอง เสริมสร้างเกราะป้องกันของผิวหนังและเส้นผม
2. Hydrogenated Lecithin (Hydrogenated Lecithin) - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซราไมด์ ช่วยให้ผิวนุ่มนวลและป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง
3. แพนทีนอล (แพนทีนอล) - บรรเทาหนังศีรษะทันทีและส่งเสริมการรักษาความเสียหายขนาดเล็ก

โภชนาการและความเงางาม
1. Cocos Nucifera Oil เป็นน้ำมันชนิดเดียวที่สามารถซึมผ่านชั้นลึกของเส้นผม (ไขกระดูก) บำรุงเส้นผมจากภายในและฟื้นฟูชั้นไขมัน ลดการสูญเสียโปรตีนจากเส้นผมได้อย่างมากในระหว่างการสระผมและการจัดแต่งทรงผมด้วยความร้อน ซึ่งช่วยรักษาโครงสร้างของเส้นผมให้แข็งแรงและทนทาน
2. Laminaria Digitata Extract - ช่วยให้ผิวหนังและเส้นผมชุ่มชื่นด้วยแร่ธาตุและธาตุอาหารรอง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น

คุณสมบัติ: มาส์กที่ใช้เปปไทด์คอมเพล็กซ์ Procapil ทำหน้าที่โดยตรงกับรูขุมขน ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างรากและการเจริญเติบโตของเส้นผม คอมเพล็กซ์ของเซราไมด์ช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่เสียหาย ให้ความชุ่มชื้นแก่หนังศีรษะอย่างล้ำลึก ขจัดความแห้งกร้าน สร้างเกราะป้องกันจากผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โทนคาเฟอีนกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในหนังศีรษะ ป้องกันผมร่วง น้ำมันมะพร้าวบำรุงให้เส้นผมเงางามและแข็งแรง เคราตินและโปรตีนจากข้าวสาลีช่วยฟื้นฟูหนังกำพร้าของเส้นผมที่เสียหาย ลดการเปราะ และป้องกันการตัดขวางของปลายผม การใช้มาส์กจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้รูขุมขน หยุดการหลุดร่วงของเส้นผม และกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่

วิธีใช้:
1. ชโลมให้ทั่วหนังศีรษะและกระจายไปตามความยาวของเส้นผม
2. ทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น

ข้อควรระวัง: สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก การแพ้ส่วนประกอบแต่ละอย่างเป็นไปได้

การเก็บรักษา: ในที่แห้งป้องกันจากแสงที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

เซรั่มปลูกผม

ช่วยป้องกันหนังศีรษะอักเสบ คัน และแห้งกร้าน

ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม

ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผม

กำหนดเป้าหมายผมร่วง

ความกังวล: ผมร่วง, ผมร่วง, ผมบาง, ผมบางและเปราะ

ประโยชน์: ต่อสู้กับผมร่วง ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่ เสริมสร้างเส้นผมให้แข็งแรง และทำให้หนาขึ้น

ส่วนประกอบ: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
กระตุ้นการเติบโตและต่อสู้กับการสูญเสีย
1. Capixyl (3%) เป็นการผสมผสานระหว่างสารสกัด Acetyl Tetrapeptide-3 และ Trifolium Pratense คอมเพล็กซ์นี้ส่งผลต่อรากผม เพิ่มขนาดและเสริมสร้างการยึดเกาะในผิวหนัง และยังบรรเทาอาการอักเสบเล็กน้อย
2. Procapil เป็นเปปไทด์คอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วย 3 โมเลกุลที่ทำงานอยู่:
Biotinoyl Tripeptide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) เป็นเปปไทด์เฉพาะทางที่เสริมสร้างการยึดเกาะของรูขุมขนในชั้นลึกของผิวหนังชั้นหนังแท้และเร่งการแบ่งเซลล์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่
Oleanolic Acid (กรดโอลีอาโนลิก) เป็นกรดที่ได้มาจากใบมะกอกที่ไปสกัดกั้นเอนไซม์ 5-alpha reductase ป้องกันผมร่วง
Apigenin (Apigenin) เป็นสารฟลาโวนอยด์จากผลไม้รสเปรี้ยวที่ช่วยขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณรูขุมขน ให้สารอาหาร
คอปเปอร์ ไตรเปปไทด์-1 (คอปเปอร์เปปไทด์) - "ฟื้นฟู" หนังศีรษะ เพิ่มระยะการเจริญเติบโตของเส้นผม (แอนาเจน) และกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนบริเวณรูขุมขน

พลังงานของเซลล์และการเผาผลาญ
1. อะดีโนซีน (Adenosine) - กระตุ้นการผลิตโกรทแฟคเตอร์ในระดับเซลล์ ช่วยให้ผมยาวหนาและแข็งแรงขึ้น
2. กรดซัคซินิค (Succinic Acid) - กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญในเซลล์ผิวช่วยให้รูขุมขนฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังความเครียด

ปรับปรุงจุลภาคและดีท็อกซ์
1. เมนทอล - ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปยังหัวได้ทันทีเนื่องจากมีฤทธิ์เย็นเล็กน้อย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเปปไทด์
2. Rosmarinus Officinalis Extract (สารสกัดจากโรสแมรี่) - มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและเป็นสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตตามธรรมชาติที่ทรงพลัง
3. Hydrolyzed Wheat Protein - เสริมสร้างโครงสร้างของเส้นผมที่โคนผมให้แข็งแรง ป้องกันการเปราะ

คุณสมบัติ: เซรั่มที่มีเปปไทด์คอมเพล็กซ์ Capixyl และ Procapil ทำหน้าที่โดยตรงกับรูขุมขน ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างรากและการเจริญเติบโตของเส้นผม การรวมกันของคอปเปอร์-1 เปปไทด์และอะดีโนซีนจะทำให้หนังศีรษะมีความอ่อนเยาว์ในระดับเซลล์ เพิ่มความหนาแน่น และยืดอายุวงจรชีวิตของเส้นผมแต่ละเส้น กรดซัคซินิกและเมนทอลช่วยเพิ่มการหายใจของเซลล์และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด โดยให้สารอาหารไปยังหลอดไฟทันที สารสกัดจากโรสแมรี่และโปรตีนข้าวสาลีช่วยสมานหนังศีรษะ ฟื้นฟูโครงสร้างของเส้นผมที่เสียหายที่โคนผมและลดการเปราะ การใช้เวย์เป็นประจำจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับรูขุมขน หยุดการหลุดร่วงก่อนวัย และกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่ที่แข็งแรง

วิธีใช้:
1. ฉีดเซรั่มลงบนหนังศีรษะ
2. ถูเข้าสู่ผิวด้วยการนวดเบา ๆ อย่าล้างออก

ข้อควรระวัง: สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ทาบนหนังศีรษะและเครา หากระคายเคืองควรหยุดใช้ การแพ้ส่วนประกอบแต่ละอย่างเป็นไปได้

การเก็บรักษา: ในที่แห้งป้องกันจากแสงที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

เจลทำความสะอาดลอกผิวศีรษะ

ทำความสะอาดหนังศีรษะอย่างล้ำลึก

ช่วยป้องกันรังแค

ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม

ต่ออายุหนังกำพร้า

ความกังวล: หนังศีรษะมัน มลภาวะ คัน ผิวแห้ง และมีแนวโน้มเป็นรังแค โภชนาการที่ไม่ดีของรูขุมขน

ประโยชน์ที่ได้รับ: เส้นผมจะสะอาดและแตกเป็นชิ้นที่รากได้นานขึ้น ได้รับปริมาตรที่ราก กระบวนการเจริญเติบโตของเส้นผมจะเร็วขึ้น

ส่วนประกอบ: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
คลีนซิ่ง
1. กรดแลคติค (Lactic Acid) เป็นกรด AHA อ่อนๆ ที่ช่วยผลัดเซลล์เคราติน ให้การต่ออายุที่ละเอียดอ่อนและเงางามของเส้นผมที่โคนผม
2. กรดไกลโคลิก (Glycolic Acid) - มีโมเลกุลที่เล็กที่สุดในบรรดากรด AHA เนื่องจากสามารถแทรกซึมได้ลึกและเร็วขึ้น ทำลายพันธะโปรตีนระหว่างเกล็ดที่ตายแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดภาวะไขมันเกิน (hyperkeratosis)
3. Salicylic Acid (ซาลิไซลิก แอซิด) เป็นกรด BHA ชนิดเดียวในองค์ประกอบ ละลายได้ในไขมันจึงสามารถแทรกซึมเข้าสู่รูขุมขนและละลายปลั๊กไขมัน (ซีบัม) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการต่อสู้กับปริมาณไขมันและป้องกันการอักเสบ
4. กรดซิตริก - ทำหน้าที่เป็นสารขัดผิวเสริมและสารควบคุม pH

ความชื้นและการป้องกัน
1. Hydroxyethyl Urea (ไฮดรอกซีเอทิล ยูเรีย) เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ให้ความชุ่มชื้นที่ดีที่สุดในเครื่องสำอาง ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในชั้นลึกของหนังกำพร้า ลดผลกระทบของกรด และป้องกันความรู้สึกตึงตัวหลังทำหัตถการ
2. Calendula Officinalis Flower Extract เป็นส่วนผสมที่ช่วยปลอบประโลมผิวที่รู้จักกันดี ขจัดอาการระคายเคือง มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ และเร่งการสร้าง microdamages ของผิวหนัง

เสริมสร้างเส้นผมให้แข็งแรงและกระตุ้นการเจริญเติบโต
1. Menthol + Mentha Piperita Oil (น้ำมันเมนทอลและมิ้นต์) - ให้ความเย็นที่เด่นชัด สิ่งนี้ไม่เพียงน่าพึงพอใจ แต่ยังมีประโยชน์อีกด้วย เมนทอลช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังรูขุมขน ซึ่งสามารถช่วยให้เส้นผมแข็งแรงและเจริญเติบโตได้

คุณสมบัติ: เจลทำความสะอาดหนังศีรษะที่มีส่วนประกอบของกรด AHA และ BHA ช่วยทำความสะอาดเซลล์เคราตินอย่างล้ำลึก ความมันส่วนเกิน และสารตกค้างของสารจัดแต่งทรงผม ปรับสมดุลของไฮโดรไลปิดให้เป็นปกติ และเตรียมผิวสำหรับการดูแลอย่างเข้มข้น การใช้เจลเป็นประจำมีส่วนช่วยให้หนังศีรษะดีขึ้น ป้องกันการเกิดความแห้งกร้านและการหลุดลอก ทำให้เส้นผมมีวอลลุ่มและมีสุขภาพดีมากขึ้น

วิธีใช้:
1. ใช้เจลเล็กน้อยเท่าๆ กันบนหนังศีรษะที่แห้งหรือชื้นเล็กน้อยตามแนวพาร์ติชัน
2. นวดเบา ๆ ด้วยแผ่นนิ้วประมาณ 1-2 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมกระจายตัวสม่ำเสมอ
3. ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที (แนะนำให้เริ่มที่ 5 นาทีในครั้งแรกที่ใช้)
4. ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นโดยใช้แชมพู ขอแนะนำให้ใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

ข้อควรระวัง: สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก การแพ้ส่วนประกอบแต่ละอย่างเป็นไปได้

การเก็บรักษา: ในที่แห้งป้องกันจากแสงที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

ครีมกันแดดพร้อม SPF50+

ป้องกันรังสียูวี

ให้ความชุ่มชื้นโดยไม่เกิดความมันเงา

ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ

ปรับสีผิว

ความกังวล: การสัมผัสรังสียูวี, ผิวแก่ก่อนวัย, ผิวคล้ำ, สีผิวไม่สม่ำเสมอ, ความแห้งกร้าน และการระคายเคืองผิวหนังจากแสงแดด

ประโยชน์ที่ได้รับ: ผิวได้รับการปกป้องจากแสงแดดอย่างน่าเชื่อถือ ได้รับความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก มีโทนสีที่เรียบเนียน และไม่โดนแสงจากการถ่ายภาพ

ส่วนประกอบ: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. ฟิลเตอร์ป้องกันแสงแดดแบบเคมี (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane / Avobenzone) - ดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การป้องกันรังสี UVA และ UVB ที่เชื่อถือได้ (สาเหตุหลักของการถ่ายภาพ)
2. ไนอาซินาไมด์ - เสริมสร้างการทำงานของอุปสรรค ปรับโทนสีและปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผิว
3. สารสกัดจากพืชที่ซับซ้อน (สารสกัดจากบัวบกเอเชีย คาโมมายล์ ชาเขียว กามามาเมลิส และปอตูแลค) - ดูแลผิวอย่างอ่อนโยน บรรเทาอย่างเข้มข้น บรรเทารอยแดง และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
4. อะดีโนซีน - มีฤทธิ์ต่อต้านวัย ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียนและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว
5. วิตามินอี (Tocopheryl Acetate) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระและผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ: ครีมกันแดดเวย์ดูแลผิวอย่างอ่อนโยน บรรเทาผิวและให้การปกป้องที่เชื่อถือได้จากรังสี UVA และ UVB - สาเหตุหลักของการถ่ายภาพ สูตรที่ใช้สารสกัดจากพืชและไนอาซินาไมด์ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอย่างเข้มข้นและปรับสีผิวโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

วิธีใช้:
1. ทาครีม-เซรั่มบนผิวแห้งและเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าและลำคอ
2. ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ถูกดูดซึมเป็นเวลา 15 นาที

ข้อควรระวัง:
1. ก่อนใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบการแพ้
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับดวงตา หากโดนเยื่อเมือกของดวงตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

เซรั่มเพื่อสีผิวที่สม่ำเสมอและกระจ่างใส

ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ

เพิ่มความกระจ่างใส

ให้ความชุ่มชื้น

เสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง

ความกังวล: ผิวหมองคล้ำ, ผิวคล้ำ, สีผิวไม่สม่ำเสมอ, ขาดน้ำ, เกราะป้องกันอ่อนแอลง, สูญเสียความยืดหยุ่น

ประโยชน์ที่ได้รับ: ผิวจะเรียบเนียน ยืดหยุ่น กระจ่างใส ชุ่มชื้น และสีผิวสม่ำเสมอ

ส่วนประกอบ: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. วิตามินซี (Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbic Acid) และกลูตาไธโอนเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการทำให้เม็ดสีจางลง ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ และช่วยให้ผิวเปล่งประกายสุขภาพดี
2. ไนอาซินาไมด์ - เสริมสร้างการทำงานของเกราะป้องกันและปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผิว
3. กรดไฮยาลูโรนิกเจ็ดรูปแบบ - ให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกหลายระดับ โดยแทรกซึมเข้าไปในชั้นต่างๆ ของหนังกำพร้า
4. คอมเพล็กซ์ของเซราไมด์ (NP, NS, AP, AS, EOP) และสารสกัดจาก Tremella - บำรุงผิว ฟื้นฟูและเสริมสร้างเกราะป้องกันไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. Centella Asian (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) - บรรเทา บรรเทา และบรรเทารอยแดงอย่างเข้มข้น

6. ความซับซ้อนของปัจจัยการเจริญเติบโต (sh-Polypeptide / Oligopeptide) - กระตุ้นการต่ออายุของเซลล์ กระตุ้นการผลิตคอลลาเจนของตัวเองโดยทำหน้าที่ยกกระชับ
7. วิตามินคอมเพล็กซ์ (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - บำรุง, ปรับปรุงการเผาผลาญในเซลล์และคืนผิวให้เปล่งประกายสุขภาพดี
8. Dexpanthenol - สมาน บรรเทา และฟื้นฟูหนังกำพร้าที่ถูกทำลายอย่างเข้มข้น

คุณสมบัติ: เนื่องจากส่วนประกอบออกฤทธิ์ที่ซับซ้อน เช่น กลูตาไธโอน วิตามินซี ไนอาซินาไมด์ และใบบัวบกเอเชีย เซรั่มจึงช่วยปรับสีผิวและให้ความกระจ่างใส กรดไฮยาลูโรนิกเจ็ดรูปแบบให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกหลายระดับ เซราไมด์และสารสกัดเทรเมลลาเสริมสร้างเกราะป้องกันและบำรุงผิว ทำให้ผิวเรียบเนียน ยืดหยุ่น และกระจ่างใส

วิธีใช้:
1. ใช้เซรั่มปริมาณเล็กน้อยบนใบหน้าของคุณ
2. ทิ้งเซรั่มไว้บนผิวหนังจนดูดซึมหมด

ข้อควรระวัง:
1. ก่อนใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบการแพ้
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 30 ml.



PETIT RA
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่อต้านวัยจาก PETIT RA

ชะลอความชรา

บำรุงและให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้น

รองรับการฟื้นฟู

ช่วยเพิ่มความกระชับ

ความกังวล: สัญญาณแห่งวัยของผิวหน้า ผิวแห้ง สูญเสียความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่น

ประโยชน์ที่ได้รับ: ชะลอความชรา บำรุงและให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้น ส่งเสริมการฟื้นฟู เพิ่มความกระชับและความยืดหยุ่นของผิว

ส่วนประกอบ: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน - เพิ่มความกระชับและความยืดหยุ่นของผิวเนื่องจากการบำรุงด้วยความชุ่มชื้น
2. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - ส่วนประกอบนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Botox (Botoxin) ซึ่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อต่อสู้กับริ้วรอย นอกจากนี้ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยการลดการหดตัวของกล้ามเนื้อ
3. Palmitoyl tripeptide-5 - เริ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนและช่วยฟื้นฟูโครงสร้างของผิว
4. Hexapeptide-10 เป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ในการฟื้นฟูสมดุล pH ของผิว เพิ่มความยืดหยุ่น ความหนาแน่น สีผิว
5. อะดีโนซีน - ทำงานเป็นสารต้านการอักเสบและเป็นวิธีการในการต่อสู้กับริ้วรอย กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังตลอดจนการซึมผ่านของผิวหนัง
6. Centella Asiatic - ขึ้นชื่อเรื่องฤทธิ์ในการฟื้นฟู โดยมีสาร Madecassoside อยู่ในใบและก้าน ซึ่งช่วยขจัดอาการระคายเคือง รอยแดง และความเสียหายต่อผิวหนัง

คุณสมบัติ: เซรั่มมีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงในการต่อสู้กับสัญญาณแห่งวัยของผิว คอมเพล็กซ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเปปไทด์ คอลลาเจน และกรดไฮยาลูโรนิกมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อสู้กับความไม่สมบูรณ์ของผิว นอกจากนี้ยังช่วยลดริ้วรอยมีผลในการยกกระชับอย่างเห็นได้ชัดปรับปรุงผิวฟื้นฟูความเสียหายซึ่งส่งผลดีต่อสภาพโดยรวมของผิว

วิธีใช้:

วิธีแรก: ทำความสะอาดผิวหน้าอย่างทั่วถึง โดยตบเบาๆ ให้ทาเซรั่มปริมาณเล็กน้อยบนใบหน้า ทิ้งเซรั่มไว้บนผิวหนังจนดูดซึมได้เต็มที่

วิธีที่สอง: ทำความสะอาดผิวหน้าอย่างทั่วถึง ทาผลิตภัณฑ์ในปริมาณปานกลางบนผิวแห้ง และทำตามขั้นตอนโดยใช้เครื่องนวดหน้าจาก WAU ทิ้งเซรั่มไว้บนผิวหนังจนดูดซึมหมด

ข้อควรระวัง:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์บริเวณด้านในของข้อศอกก่อนใช้งาน หยุดใช้หากมีอาการระคายเคืองหรือมีผื่น
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา
4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ทาครีม SPF เพื่อป้องกันแสงแดด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

ครีมดูแลชะลอวัยด้วยสเต็มเซลล์จาก PETIT RA

ชะลอความชรา

บำรุงและให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้น

รองรับการฟื้นฟู

ช่วยเพิ่มความกระชับ

ความกังวล: สัญญาณของการแก่ชราของผิว, การสูญเสียความยืดหยุ่นของผิว

ประโยชน์ที่ได้รับ: ชะลอความชรา บำรุงและให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้น ส่งเสริมการฟื้นฟู เพิ่มความกระชับและความยืดหยุ่นของผิว

ส่วนประกอบ: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1.สเต็มเซลล์เพาะเลี้ยง 2% - ริ้วรอยเรียบเนียน
2. Niacinamide - คืนประสิทธิภาพการปกป้องผิว
3. กรดคาไพรลิก - มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย
4. กรดไฮยาลูโรนิก - สะสมความชื้นและป้องกันการระเหย
5.สารสกัดมิสเซิลโท - มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค
6. Galactomyces (galactomyces ferment filtrate) - ขัดผิวและให้ความชุ่มชื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเมื่อใช้เป็นเวลานานจะช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสของผิว

ความยืดหยุ่นและโทนสีของมัน
7. Acetyl Hexapeptide-8 (acetylhexapeptide-8) เป็นเปปไทด์โมเลกุลต่ำที่แทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ง่าย ควบคุมการหลั่งอะดรีนาลีน และนอร์เอพิเนฟริน ซึ่งช่วยทำให้ริ้วรอยเรียบเนียนและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว

คุณสมบัติ: ครีมเซรั่มมัลติฟังก์ชั่นประกอบด้วยสเต็มเซลล์และส่วนประกอบออกฤทธิ์อื่น ๆ อีก 56 ชนิดที่ช่วยชะลอริ้วรอย กระชับผิว และทำให้ผิวเรียบเนียนและกระจ่างใส ครีมใช้สื่อการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ของมนุษย์ที่ไม่เจือปนที่ได้รับการรับรองจาก IRB 100% ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่เสียหายและให้ความยืดหยุ่นของผิว

วิธีใช้:
1. ทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดก่อนทาครีมเซรั่ม
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ต้องการและนวดผิวด้วยแผ่นนิ้วจนซึมซับจนหมด

ข้อควรระวัง:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์บริเวณด้านในของข้อศอกก่อนใช้งาน หยุดใช้หากมีอาการระคายเคืองหรือมีผื่น
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา
4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ทาครีม SPF เพื่อป้องกันแสงแดด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 40 g.



LIPO JEUNE

ครีมจากรอยคล้ำใต้ตาโดย PETIT RA

กระตุ้นการเผาผลาญสเต็มเซลล์

ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน

ปรับปรุงสภาพและโทนสีของดวงตา

ความกังวล: รอยคล้ำใต้ตา สัญญาณแรกของวัย ริ้วรอย

ประโยชน์ที่ได้รับ: ปรับปรุงโทนสีของผิวรอบดวงตา กระตุ้นการแลกเปลี่ยนสเต็มเซลล์ซึ่งจะช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน ปกป้องผิวจากความเสียหาย

ส่วนประกอบ: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. Niacinamide - วิตามินบี 3 ประเภทนี้มีผลทำให้ผิวขาวได้ดีเยี่ยม ช่วยปรับปรุงสีผิว ป้องกันการอักเสบ และฟื้นฟูเกราะป้องกันผิว
2. Bisabolol - ขัดขวางกระบวนการรวมเมลานินและยับยั้งการผลิตเมลานินในระยะแรก
3. WhiteTen™ (ไนอาซินาไมด์, อะซิติลกลูโคซามีน, มาดากัสโซไซด์, สารสกัดจากเปลือกมัลเบอร์รี่ขาว, สารสกัดจากผลไม้ Malus pumila, สารสกัดจากเห็ดมัตสึทาเกะ, สารสกัด Oxalis triagonis, สารสกัดใบ Camellia sinensis, สารสกัดราก Broussonetia kazinoki, สารสกัดดอก Camellia japonica) เป็นคอมเพล็กซ์เพื่อผิวกระจ่างใสอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากสารสกัดจากพืช 10 ชนิด ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นโดยการปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงของเมลาโนไซต์ไปเป็นเคราติโนไซต์
4. เซลล์ไฟโตสเต็มของเอเดลไวส์ - การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ของเอเดลไวส์อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยั้งความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน

การเพาะเลี้ยงมีประสิทธิภาพในการลดการระคายเคืองและการสร้างเนื้อเยื่อผิวหนังใหม่
5. LotuStem™ (บิวทิลีนไกลคอล, น้ำ, สารสกัดฟ้าทะลายโจร) กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์
6. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - ส่วนประกอบนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Botox (Botoxic) ซึ่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในการต่อต้านริ้วรอย นอกจากนี้ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยการลดการหดตัวของกล้ามเนื้อ
7. ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน - เพิ่มความยืดหยุ่นและความหนาแน่นของผิว มอบความชุ่มชื้น
8. Eosidin® (โพรเพนไดออล น้ำ สารสกัดจากเปลือกส้มแมนดาริน) เป็นสารเชิงซ้อนที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระและฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในส้ม
9. อะดีโนซีน - ทำหน้าที่เป็นสารต้านการอักเสบและต่อต้านวัย ส่งเสริมการสังเคราะห์คอลลาเจนและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว

คุณสมบัติ: ครีมมีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยทำให้สีผิวรอบดวงตาสว่างขึ้นและปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ รวมถึงทำให้ริ้วรอยเรียบเนียนขึ้น สารสกัดจากดอกเอเดลไวส์และ LotuStemTM ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิดโดยช่วยให้ริ้วรอยรอบดวงตาเรียบเนียน และสูตร White Ten ที่ได้รับการรับรองจาก FDA ซึ่งมีสารสกัดจากพืช 10 ชนิด ช่วยปรับปรุงสีผิวรอบดวงตา

วิธีใช้:
1. ทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดก่อนทาครีม
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ต้องการและนวดผิวด้วยแผ่นนิ้วจนซึมซับจนหมด

ข้อควรระวัง:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์บริเวณด้านในของข้อศอกก่อนใช้งาน หยุดใช้หากมีอาการระคายเคืองหรือมีผื่น
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา
4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ทาครีม SPF เพื่อป้องกันแสงแดด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

เจลออกซิเจนสำหรับทำความสะอาดผิวหน้าจาก PETIT RA

ทำความสะอาด | กระชับรูขุมขน | บรรเทา | ช่วยเพิ่มความกระชับ

ความกังวล: รูขุมขนกว้าง, ระดับการหลั่งซีบัมเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ: ทำความสะอาด, กระชับรูขุมขน, เพิ่มความยืดหยุ่น, บรรเทา

ส่วนประกอบ: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. อะคริเลตโคโพลีเมอร์ - สร้างชั้นบาง ๆ บนผิวหนังซึ่งเพิ่มการยึดเกาะ / การซึมผ่านของสารอาหารและมีผลยาวนาน ให้ความชุ่มชื้นและห่อหุ้มผิวอย่างอ่อนโยนหลังล้าง
2. Cocamidopropylbetaine - สร้างฟองนุ่มและมีพลังในการทำความสะอาด
3. Disodium Cocoamphodiacetate เป็นส่วนผสมในการทำความสะอาดที่อ่อนโยน ไม่ระคายเคือง เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย
4. สารสกัดจากผลเลมอน - สกัดกั้นการระเหยของความชื้น ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว มันมีผลสงบเงียบ ป้องกันการเสื่อมเสียและปรับปรุงสีผิว
5. สารสกัดจากผลไม้แอปเปิ้ลในประเทศ - ปกป้องผิวจากการเกิดออกซิเดชันทำให้สีผิวสว่างขึ้น
6.สารสกัดจากผลส้มหวาน - ช่วยปกป้องผิวจากการเกิดออกซิเดชันของอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการแก่ชราของผิว

คุณสมบัติ: เมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เจลจะเกิดฟองและส่งผลต่อผิวอย่างอ่อนโยน เครื่องมือนี้ต่อสู้กับมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยขจัดเครื่องสำอางและความมันส่วนเกินทำให้รูขุมขนแคบลง ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว แนะนำสำหรับผู้หญิงทุกวัย

วิธีใช้:
1. ใช้ผลิตภัณฑ์ปริมาณเล็กน้อยบนผิวแห้งของใบหน้า โดยเน้นบริเวณทีโซน
2. ฟองออกซิเจนจะปรากฏขึ้นภายในไม่กี่วินาที และหลังจากผ่านไป 1 นาที จำนวนฟองจะถึงสูงสุด หากต้องการสร้างโฟมที่หนาแน่นขึ้น ให้นวดผิวด้วยปลายนิ้วหรือแปรงสำหรับล้าง

3. ล้างให้สะอาดด้วยน้ำ เปลี่ยนมาดูแลผิวกลางวันหรือกลางคืนตามปกติ

ข้อควรระวัง:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์บริเวณด้านในของข้อศอกก่อนใช้งาน หยุดใช้หากมีอาการระคายเคืองหรือมีผื่น
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา
4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ทาครีม SPF เพื่อป้องกันแสงแดด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

แผ่นเครื่องสำอางเพื่อการผ่อนคลายสำหรับผิวหน้าของ PETIT RA

ทำความสะอาด | โทนเสียง | กระชับรูขุมขน | บรรเทา | ให้ความชุ่มชื้น

ความกังวล: รูขุมขนกว้าง, ระดับความมันในผิวหนังเพิ่มขึ้น, ความรู้สึกแห้งและตึงของผิว

ประโยชน์ที่ได้รับ: การทำความสะอาด, การปรับสี, รูขุมขนแคบลง, ผลสงบเงียบ, ความชุ่มชื้นของผิว

ส่วนประกอบ: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. สารสกัดจากใบว่านหางจระเข้ทำให้ผิวนุ่มและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังชั้นหนังแท้และฟื้นฟูโครงสร้าง ช่วยขจัดปัญหาการลอกและความแห้งกร้าน และยังช่วยฟื้นฟูผิวที่ได้รับความเสียหายจากแสงแดดหรือสารระคายเคืองอื่นๆ
2. สารสกัดจากราก Dioscorea ของญี่ปุ่น - ต่อต้านองค์ประกอบที่เป็นอันตรายในผิวหนัง ลดความเสียหายต่อผิวที่มีปัญหา
3. สารสกัดจากราก Ulmus davidiana ปลอบประโลมผิวที่บอบบางและปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ
4. สารสกัดจากรากของมันเทศป่า - มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ ช่วยต่อสู้กับสิวและการอักเสบทุกชนิด ฟื้นฟูผิวและเพิ่มสีผิว
5. สารสกัดจากดอกไวโอเล็ต - ปกป้องจากความเครียดและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ปกป้องและบรรเทาผิว ให้ความกระจ่างใสและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับดูแลผิวอักเสบ มีปัญหา และเป็นขุย
6.สารสกัดจากรากชะเอมเทศ - ปรับผิวให้กระจ่างใส ต่อต้านอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของริ้วรอยก่อนวัย มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและน้ำยาฆ่าเชื้อ เหมาะสำหรับผิวมัน
7. สารสกัดจากดอกคาโมมายล์จากร้านขายยา - บรรเทาและทำให้ผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นสีแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระงับการกระตุ้นโปรตีน NF-KB ซึ่งควบคุมกระบวนการอักเสบ
8. สารสกัดจากใบบัวบก - เป็นที่รู้จักในด้านฤทธิ์ในการฟื้นฟู โดยมีสาร Madecassoside อยู่ในใบและลำต้น ซึ่งช่วยในการกำจัด

การระคายเคือง รอยแดง และความเสียหายต่อผิวหนัง
9. HerbExTM Rosemary Extract (สารสกัดจากใบโรสแมรี่ น้ำ 1.3-บิวทิลีนไกลคอล) - ปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ - สาเหตุหลักของริ้วรอยผิว

คุณสมบัติ: แผ่นรองพื้นเครื่องสำอางชุบด้วยโทนิคที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากไซเปรส ทำความสะอาด ปลอบประโลม ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ค่อยๆ กำจัดเครื่องสำอางที่หลงเหลือและการปนเปื้อนอย่างระมัดระวัง วัสดุแผ่นดิสก์เป็นผ้าฝ้าย 100% ซึ่งให้ความพอดีที่ดีเยี่ยม ผ้าเนื้อนุ่มแนบกระชับกับผิว เพิ่มประสิทธิภาพของโทนิค ที่มีอยู่ในองค์ประกอบของว่านหางจระเข้และใบบัวบกเอเชียเร่งการฟื้นตัวของเซลล์ผิวรับมือกับการระคายเคืองได้อย่างสมบูรณ์แบบปลอบประโลมผิวหลังจากสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลตและยังช่วยให้เผชิญกับความเย็นและลมไหม้ของใบหน้า ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว แนะนำสำหรับผู้หญิงทุกวัย

วิธีใช้:

วิธีแรก: นำแผ่นออกจากขวดแล้วเช็ดผิวหน้าเพื่อทำความสะอาด

วิธีที่สอง: นำแผ่นออกจากขวดแล้วใช้ร่วมกับเครื่องนวดหน้าจาก WAU พร้อมเทคโนโลยี Sonic เพื่อให้สารอาหารซึมซาบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีที่สาม: ใช้เป็นมาส์ก 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ วางแผ่นอิเล็กโทรดลงบนบริเวณที่ต้องการบนใบหน้าเป็นเวลา 5-10 นาที จากนั้นนำแผ่นอิเล็กโทรดออกและเกลี่ยผลิตภัณฑ์ที่เหลือให้ทั่วผิว

ข้อควรระวัง:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์บริเวณด้านในของข้อศอกก่อนใช้งาน
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา
4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ทาครีม SPF เพื่อป้องกันแสงแดด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 200 มล. (70 ชิ้น)



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

แผ่นยกกระชับใบหน้าจาก PETIT RA

บรรเทา

ปรับปรุงความกระชับของผิว

ผลการยก

ความกังวล: ผิวแห้ง สัญญาณแรกของวัย

ประโยชน์ที่ได้รับ: ผ่อนคลาย เพิ่มความยืดหยุ่นของผิว

ส่วนประกอบ: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. สารสกัดจากผลแมนดารินอันชิอุ สารสกัดจากผลส้มโอ - ปลอบประโลมผิว เพิ่มความยืดหยุ่น มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ต่อสู้กับการสร้างเม็ดสี ทำให้ผิวกระจ่างใส
2. สารสกัด Sparassis Crispa ต่อต้านผลกระทบด้านลบของรังสียูวี ให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้น เสริมการทำงานของการปกป้อง ลดความไวของเนื้อเยื่อ และช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิว
3. สารสกัดจากราก Sophora flavescens สารสกัดหมักที่ผ่านการกรองของใบ/ราก/ลำต้น Suaeda japonica สารสกัดจากใบ Camellia sinensis และสารสกัดจากผลมะนาว ปลอบประโลมผิวและเสริมสร้างปราการป้องกันตามธรรมชาติ
4. สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรสนับสนุนความยืดหยุ่นของผิวและการสังเคราะห์คอลลาเจน
5. สารสกัดจากมิสเซิลโทสีขาว - ขจัดออกซิเจนที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง ป้องกันและชะลอความแก่ของผิว และเสริมสร้างเกราะป้องกันผิว
6. เปปไทด์ 2 ชนิด (tripeptide-10 citruline, tripeptide-1) - ทำให้ผิวยืดหยุ่นมากขึ้น
7. อะดีโนซีน - ทำงานเป็นสารต้านการอักเสบและเป็นวิธีการในการต่อสู้กับริ้วรอย กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังตลอดจนการซึมผ่านของผิวหนัง

8. ไนอาซินาไมด์ - วิตามินบี 3 ประเภทนี้มีผลทำให้ผิวขาวได้ดีเยี่ยม ช่วยปรับปรุงสีผิว ป้องกันการอักเสบ และฟื้นฟูเกราะป้องกันผิว

คุณสมบัติ: แผ่นเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ชุบด้วยโทนิคพร้อมเอฟเฟกต์การยกขึ้นอยู่กับเปปไทด์คอมเพล็กซ์ต่อสู้กับการสร้างเม็ดสีและการเปลี่ยนแปลงของผิวที่เกี่ยวข้องกับอายุ วัสดุแผ่นดิสก์เป็นผ้าฝ้าย 100% ซึ่งให้ความพอดีที่ดีเยี่ยม ผ้าเนื้อนุ่มติดแน่นกับผิว เพิ่มประสิทธิภาพของโทนิค สารสกัดจากรากโสมในองค์ประกอบช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียนรับมือกับผลกระทบด้านลบของรังสีอัลตราไวโอเลตมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว แนะนำสำหรับผู้หญิงทุกวัย

วิธีใช้:

วิธีแรก: นำแผ่นออกจากขวดแล้วเช็ดผิวหน้าเพื่อทำความสะอาด

วิธีที่สอง: นำแผ่นออกจากขวดแล้วใช้ร่วมกับเครื่องนวดหน้าจาก WAU พร้อมเทคโนโลยี Sonic เพื่อให้สารอาหารซึมซาบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีที่สาม: ใช้เป็นมาส์ก 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ วางแผ่นอิเล็กโทรดลงบนบริเวณที่ต้องการบนใบหน้าเป็นเวลา 10-20 นาที จากนั้นนำแผ่นอิเล็กโทรดออกและเกลี่ยผลิตภัณฑ์ที่เหลือให้ทั่วผิว

ข้อควรระวัง:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์บริเวณด้านในของข้อศอกก่อนใช้งาน
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา
4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ทาครีม SPF เพื่อป้องกันแสงแดด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 200 มล. (70 ชิ้น)



SOS BODY FIT

ครีมต่อต้านเซลลูไลท์จาก Petit RA

กำหนดเป้าหมายเซลลูไลท์ | ช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญ | คืนความกระชับ | ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น

ความกังวล: เซลลูไลท์, การสูญเสียความกระชับและความยืดหยุ่นของผิวหนังของร่างกาย, ความรู้สึกแห้งและตึง

ประโยชน์ที่ได้รับ: กำจัดเซลลูไลท์ เร่งกระบวนการเผาผลาญ คืนความยืดหยุ่น และเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว

ส่วนประกอบ: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. แลคโตบาซิลลัส/สารสกัดหมักถั่วเหลือง - ให้ความชุ่มชื้นดีเยี่ยม
2. สารสกัดจากข้าว - มีส่วนประกอบของแอนโทไซยานิน วิตามินซี และเบต้าแคโรทีน ซึ่งให้ฟังก์ชันต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่ง น้ำมันที่ได้จากแกลบให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและต่อสู้กับแบคทีเรีย
3.สารสกัดจากเมล็ดถั่วเหลืองป่า - ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิว ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปรับปรุงการเผาผลาญของเซลล์
4. สารสกัดจากเมล็ดงาอินเดีย - มีซีลีเนียม โทโคฟีรอล และสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ในปริมาณที่สูงกว่างาทั่วไป ซึ่งช่วยต่อสู้กับริ้วรอยและเสริมสร้างความยืดหยุ่นของผิว
5. น้ำมันเมล็ดทานตะวันประจำปี - บรรเทาอาการอักเสบและการระคายเคืองของผิวหนัง
6. น้ำมันมะกอก - ชะลอความชราของผิว ปกป้องผิวจากรังสียูวี มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น เพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
7. HerbExTM Green tea Extract (บิวทิลีนไกลคอล, น้ำ, สารสกัดจากใบชา (คามีเลียจีน) - มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต่อสู้กับริ้วรอย

8. HerbExTM Lavender Extract (น้ำ, บิวทิลีนไกลคอล, สารสกัดลาเวนเดอร์ใบแคบ) - ปลอบประโลมผิว, กระตุ้นวงจรชีวิตของเซลล์ผิวช่วยให้สามารถเคลื่อนไปสู่ชั้นผิวใหม่ได้เร็วขึ้น ต่อสู้กับกระบวนการอักเสบและลดจำนวนการอักเสบ

คุณสมบัติ: ครีมสร้างแบบจำลองต่อต้านเซลลูไลท์ที่ใช้ส่วนประกอบทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญ ช่วยเพิ่มความกระชับและความยืดหยุ่นของผิว ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้ำเหลือง และให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก

วิธีใช้:

วิธีแรก: อาบน้ำโดยใช้สครับ (บริเวณของร่างกายที่คุณวางแผนจะนวด) ทาครีมบนบริเวณที่มีปัญหาแล้วนวดโดยใช้เครื่องนวดตัว EMS/RF เสร็จสิ้นขั้นตอนด้วยการนวดด้วยการบำบัดด้วย LED กระจายส่วนที่เหลือของครีมด้วยมือของคุณแล้วทิ้งไว้บนผิวหนังจนดูดซึมได้หมด

วิธีที่สอง: ทาผลิตภัณฑ์บนร่างกายและกระจายเป็นวงกลม หลังจากทาแล้วจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นบนผิวอย่างเห็นได้ชัด เดินตบเบาๆ บริเวณที่มีปัญหา (เช่น สะโพก หน้าท้อง หลัง) กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด้วยการบีบผิวหนังด้วยมือย้ายไปยังจุดที่ต้องแก้ไข ทิ้งครีมที่ตกค้างไว้บนผิวหนังจนดูดซึมได้หมด ล้างครีมที่เหลือจากมือให้สะอาดด้วยน้ำ

ข้อควรระวัง:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์บริเวณด้านในของข้อศอกก่อนใช้งาน หยุดใช้หากมีอาการระคายเคืองหรือมีผื่น
2. ห้ามใช้ครีมในระหว่างตั้งครรภ์หรือมีอาการแพ้ถั่วเหลือง
3. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา
5. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ทาครีม SPF เพื่อป้องกันแสงแดด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

ครีมสำหรับผิวรอบดวงตาจาก PETIT RA

ชะลอความชรา

ปรับปรุงจุลภาค

การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

ช่วยให้ริ้วรอยเรียบเนียน

ความกังวล: สัญญาณแห่งวัย, รอยคล้ำใต้ตา, ริ้วรอย

ประโยชน์ที่ได้รับ: ชะลอความชรา ปรับปรุงการไหลเวียนของโลหิต มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่งเสริมการสร้างผิวใหม่ ทำให้ริ้วรอยขาวขึ้นและเรียบเนียน

ส่วนประกอบ: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์:
1. ไนอาซินาไมด์ - วิตามินบี 3 ประเภทนี้มีผลในการฟอกสีฟันที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังช่วยลดการมองเห็นของรูขุมขนที่ขยายใหญ่ขึ้น ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว และป้องกันการเกิดเม็ดสี
2. STeMiNTM ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ควบคุมโดยสเต็มเซลล์ของมนุษย์ ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูผิวผ่านไขมันสเต็มเซลล์ที่มีปัจจัยการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันมากกว่า 50 ชนิด
3. PDRN (polydeoxyribonucleotides) เป็นส่วนสำคัญในการซ่อมแซม DNA ที่เสียหายจากเซลล์ผิวที่เกี่ยวข้องกับอายุ เมื่อทาลงบนผิวจะช่วยให้รูขุมขนแคบลง ริ้วรอยเรียบเนียน และสร้างผิวใหม่
4. ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน - เพิ่มความยืดหยุ่นและความหนาแน่นของผิว มอบความชุ่มชื้น
5. HerbExTM Hyaluron (บิวทิลีนไกลคอล น้ำ โซเดียมไฮยาลูโรเนต ครอสโพลีเมอร์) - กรดไฮยาลูโรนิกมีความสามารถในการกักเก็บโมเลกุลของน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองถึง 1000 เท่า ดังนั้นจึงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องผิว ให้ความชุ่มชื้น หล่อลื่น และเสริมสร้างความแข็งแรง

6. Eosidin® (โพรเพนไดออล น้ำ สารสกัดจากเปลือกส้มแมนดารินอุนชิอุ) เป็นสารเชิงซ้อนที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระและฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในส้ม
7. LotuStem™ (บิวทิลีนไกลคอล, น้ำ, สารสกัดฟ้าทะลายโจร) กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - ส่งเสริมการสร้างเซลล์อย่างรวดเร็วและการสังเคราะห์คอลลาเจนในบริเวณที่ถูกทำลาย มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านการระคายเคือง อาการอักเสบ ส่งเสริมการฟื้นฟูผิวตามวัย
9. SUPER EGF (EGF - ปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนังชั้นนอก, sh-oligopeptide-1) - เปปไทด์ที่มีปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนังมีส่วนช่วยในการสืบพันธุ์ของไฟโบรบลาสต์ที่มีคอลลาเจนและบำรุงผิว
10. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - ส่วนประกอบนี้ได้รับการยอมรับว่าใช้ทดแทนโบท็อกซ์ (โบทอกซิน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อต่อต้านริ้วรอย นอกจากนี้ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยการลดการหดตัวของกล้ามเนื้อ
11. อะดีโนซีน - ทำงานเป็นสารต้านการอักเสบและควบคุมริ้วรอย กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจน และเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว รวมถึงการซึมผ่านของผิว

คุณสมบัติ: ครีมบำรุงรอบดวงตาฟื้นฟูประกอบด้วย microneedles ตามธรรมชาติของฟองน้ำน้ำจืด (spicules) ที่เปิดช่องไมโครหลายพันช่องในผิวหนัง ซึ่งช่วยให้ส่วนผสมออกฤทธิ์ของครีมซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวที่ลึกที่สุดและให้ผลการยกที่มองเห็นได้ Micro Needling Treatment (การฟื้นฟูด้วย microneedles) ช่วยกระตุ้นการทำงานของการฟื้นฟูของผิวหนังเนื่องจากการระคายเคืองเล็กน้อย

วิธีใช้:
1. แนะนำให้ใช้เครื่องมือในรอบตั้งแต่ 3 ถึง 10 วันโดยมีช่วงเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ปริมาณเล็กน้อยบนผิวที่แห้งและสะอาด: จากด้านในของดวงตาไปจนถึงขมับ - อันดับแรกไปตามด้านล่าง จากนั้นตามด้วยกระดูกของวงโคจรด้านบน
3. กระจายครีมและนวดด้วยแผ่นนิ้วของคุณ

ข้อควรระวัง:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์บริเวณด้านในของข้อศอกก่อนใช้งาน หยุดใช้หากมีอาการระคายเคืองหรือมีผื่น
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่เสียหายของผิวหนัง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ล้างออกด้วยน้ำอุ่นหากเข้าตา
4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ทาครีม SPF เพื่อป้องกันแสงแดด

การเก็บรักษา: เก็บในบรรจุภัณฑ์ปิดที่อุณหภูมิ +5 °ถึง +25 ° C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเด็ก

ปริมาณ: 2 ซองๆ ละ 10 กรัม



ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร



A + E COMPLEX

วิตามิน A & E คอมเพล็กซ์ (SOFTGELS, 700 มก.)

รองรับการทำงานของกระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาท

รองรับการเผาผลาญให้เป็นปกติ

รองรับภูมิคุ้มกัน

ผม ผิว และเล็บแข็งแรง

ความกังวล: ความแห้งและการหลุดลอกของผิวหนัง เล็บเปราะ และการสูญเสียความเงางามของแผ่นเล็บตามธรรมชาติ ความอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ส่วนประกอบ: ดีแอล-อัลฟา-โทโคเฟอริล อะซีเตต (วิตามิน อี), น้ำมันพืชบริสุทธิ์ (ทานตะวัน), เปลือกแคปซูล (เจลาติน, กลีเซอรอล (สารเพิ่มความข้น), น้ำ), วิตามินเอ.

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
• วิตามินเอ - 2.6 มก
• วิตามินอี - 100 มก

วิธีใช้: รับประทานระหว่างมื้ออาหารพร้อมน้ำเปล่า

ปริมาณที่แนะนำ: รับประทาน 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันภาวะได้รับวิตามินเอและอีเกิน ห้ามรับประทานเกินขนาดที่แนะนำ

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 แคปซูล):
วิตามินเอ - 325%
วิตามินอี - 1000%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 2-3 สัปดาห์. ทำซ้ำปีละ 3-4 ครั้ง ห่างกัน 1-2 เดือน

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. ภาวะไวเกิน ภาวะวิตามินเอและอีเกิน เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี การตั้งครรภ์ และการให้นมบุตร
2. ใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งในผู้ที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ถุงน้ำดีอักเสบ ภาวะที่ผนังหลอดเลือดซึมผ่านได้มากขึ้น (เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือไตอักเสบเรื้อรัง) ตับแข็ง ตับอักเสบจากไวรัส ไตวาย ภาวะติดสุรา ผู้สูงอายุ หรือผู้มีระดับโปรทรอมบินในเลือดต่ำ

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายในไขมัน

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: โคเอ็นไซม์ Q10, เหล็ก, สังกะสี, วิตามินซี

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: สารกันเลือดแข็ง เมื่อผสมกับวิตามินที่ละลายน้ำได้ ให้เว้นช่วงไว้ 2-3 ชั่วโมง

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



ALPHA LIPOIC ACID

กรดอัลฟ่า-ไลโปอิก (แคปซูลเซลลูโลส, 450 มก.)

รองรับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและตับ

ควบคุมน้ำหนักและสนับสนุนการเผาผลาญ

ชะลอความชรา

การควบคุมน้ำตาลในเลือด

ความกังวล: การละเมิดการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมัน, ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น, ความเหนื่อยล้าและการสูญเสียพลังงาน, การเผาผลาญช้าลง

ส่วนประกอบ: ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (ตัวพา), มอลโตเด็กซ์ตริน (ผู้ให้บริการ), กรดอัลฟ่าไลโปอิค, เจลาตินแคปซูล, ซิลิคอนไดออกไซด์ (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
กรดอัลฟ่าไลโปอิก - 100 มก

วิธีใช้: ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 1 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 แคปซูล):
กรดอัลฟ่าไลโปอิก - 333%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. การแพ้ส่วนประกอบส่วนบุคคล
2. การตั้งครรภ์การให้นมบุตร

ประเภทองค์ประกอบ: กรดไขมัน

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: โคเอ็นไซม์ Q10, เหล็ก, สังกะสี, วิตามินซี

องค์ประกอบความขัดแย้ง: ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดธาตุเหล็ก

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



ARTHRO ACTIVE

JOINT SUPPORT COMPLEX (แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง, 450 มก.)

การฟื้นฟูเอ็นและเอ็นหลังการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด

ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

รองรับการซ่อมแซมกระดูกอ่อน

เสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูก

ความกังวล: ความรู้สึกไม่สบายและความเจ็บปวดในข้อต่อ, ความฝืดของการเคลื่อนไหว, การทำลายเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน

ส่วนประกอบ: เมทิลซัลโฟนิลมีเทน, คอลลาเจนจากปลาไฮโดรไลซ์, เปลือกแคปซูล (เจลาติน), L - กรดแอสคอร์บิก (วิตามินซี), แอสตาแซนธิน.

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
- เมทิลซัลโฟนิลมีเทน - 250 มก
- คอลลาเจน - 167.5 มก
- วิตามินซี - 22.5 มก
- แอสตาแซนธิน - 0.5 มก

วิธีใช้: รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ระหว่างมื้ออาหารพร้อมน้ำเปล่า

ปริมาณที่แนะนำ: วันละ 4 แคปซูล

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน
(4 แคปซูล):
- เมทิลซัลโฟนิลมีเทน - ไม่ได้กำหนดไว้
- คอลลาเจน-ไม่สร้างตัว
- วิตามินซี - 90%
- แอสตาแซนธิน - 100%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: รับประทาน 1 เดือน (4 สัปดาห์) หากจำเป็น เริ่มรับประทานซ้ำได้หลัง 3-4 สัปดาห์

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 80.

ข้อห้าม:
1. การแพ้ส่วนประกอบส่วนบุคคล
2. การตั้งครรภ์การให้นมบุตร

ประเภทขององค์ประกอบ:
- Methylsulfonylmethane เป็นสารอินทรีย์ที่มีกำมะถันตามธรรมชาติ
- คอลลาเจนสามารถละลายน้ำได้
- วิตามินซีละลายน้ำได้
- แอสตาแซนธินละลายได้ในไขมัน

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: โอเมก้า 3, วิตามินดี, แคลเซียม

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: สารกันเลือดแข็ง อาหารเสริมจะถูกดูดซึมได้ไม่ดีนักเมื่อรับประทานร่วมกับ NSAIDs

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



B-COMPLEX

บีวิตามินคอมเพล็กซ์ (แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง, 360 มก.)

รองรับการเผาผลาญพลังงาน

การสนับสนุนระบบประสาท

ผม ผิว และเล็บแข็งแรง

รองรับหัวใจและหลอดเลือด

ความกังวล: ความเหนื่อยล้า ความอ่อนแอ อาการชาของแขนขา ความวิตกกังวล ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง ผม และเยื่อเมือก

ส่วนประกอบ: ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (ตัวพา), เปลือกแคปซูล (เจลาติน), วิตามินบี 8 (อิโนซิทอล), วิตามินบี 3 (นิโคตินาไมด์), วิตามินบี 5 (แคลเซียม ดี-แพนโทธีเนต), วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน), วิตามินบี 6 (ไพริดอกซิ ไฮโดรคลอไรด์), วิตามินบี 1 (ไทอามีน ไฮโดรคลอไรด์), วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน), วิตามินบี 9 (กรดโฟลิก), วิตามินบี 7 (ไบโอติน).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
- วิตามินบี 8 - 50 มก
- วิตามินบี 3 - 30 มก
- วิตามินบี 5 - 8 มก
- วิตามินบี 2 - 4 มก
- วิตามินบี 6 - 4 มก
- วิตามินบี 1 - 3 มก
- วิตามินบี 9 - 0.4 มก

วิตามิน B7 - 0.15 มก
- วิตามินบี 12 - 0.002 มก

วิธีใช้: ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 1 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน
(1 แคปซูล):
วิตามินบี 8 - 10%
วิตามินบี 3 - 166.7%
วิตามินบี 5 - 133.3%
วิตามินบี 2 - 250%
วิตามินบี 6 - 200%
วิตามินบี 1 - 214%
วิตามินบี 9 - 200%
วิตามินบี 7 - 300%
วิตามินบี 12 - 200%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. การแพ้ส่วนประกอบส่วนบุคคล
2. การตั้งครรภ์การให้นมบุตร

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายน้ำได้

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: แมกนีเซียม วิตามินซี สังกะสี เหล็ก แคลเซียม โปรไบโอติก

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: คาเฟอีน

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



BIOTIN
ไบโอติน (ฮาร์ดเจลาตินแคปซูล 385 มก.)

ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม

เสริมสร้างผิวหนัง ผม และเล็บให้แข็งแรง

ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่

ความกังวล: ผมบางและร่วง, ความเปราะบางและชั้นของเล็บ, ความแห้งกร้าน, ผิวหนังลอก

ส่วนประกอบ: ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (ตัวพา), เจลาตินแคปซูล (เจลาติน, ซิงค์ออกไซด์ - ระบายสี), ไบโอติน (วิตามินบี 7), แคลเซียมสเตียเรต (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
ไบโอติน (วิตามินบี 7) - 5000 ไมโครกรัม

วิธีใช้: ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 1 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 แคปซูล):
ไบโอติน (วิตามินบี 7) - 10000%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. การตั้งครรภ์ ระยะเวลาให้นมบุตร
3. ไตวาย

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายน้ำได้

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: วิตามินบี, สังกะสี, ซีลีเนียม, แมกนีเซียม

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: การได้รับวิตามินซีในปริมาณสูง

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



CHLOROPHYLL
คลอโรฟิลล์ (ของเหลวเข้มข้น, 500 มล.)

ผลต้านเชื้อแบคทีเรีย

รองรับภูมิคุ้มกัน

รองรับการทำงานของระบบย่อยอาหาร

การฟื้นฟูและดีท็อกซ์

ความกังวล: การละเมิดระบบทางเดินอาหาร, การละเมิดภูมิคุ้มกัน

ส่วนประกอบ: น้ำบริสุทธิ์, กลีเซอรอลผัก (สารเพิ่มความข้น), ทวีน 60 (อิมัลซิไฟเออร์), คอปเปอร์คอมเพล็กซ์ของคลอโรฟิลลินส์ (สีผสมอาหารธรรมชาติ), โพแทสเซียมซอร์เบต (สารกันบูด), น้ำมันเปปเปอร์มินท์ธรรมชาติ.

เนื้อหาของสารออกฤทธิ์ใน 1 ส่วน (15 มล.):
- **คลอโรฟิลล์ - 50 มก**
- **ทองแดง - 2 มก**

วิธีใช้: หนึ่งช้อนโต๊ะ (15 มล.) เจือจางในน้ำหรือน้ำผลไม้ 100 มล. วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหาร 30 นาที เขย่าขวดก่อนใช้

ปริมาณที่แนะนำ: 1 มื้อ (15 มล.) วันละ 1 ครั้ง

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (15 มล.):
- **คลอโรฟิลล์ - 50%**
- **ทองแดง - 200%**

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

ปริมาณ: 500 ml.

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. การตั้งครรภ์ ระยะเวลาให้นมบุตร
3. โรคที่เกี่ยวข้องกับทองแดงส่วนเกินในร่างกาย

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายน้ำได้

องค์ประกอบเสริมร่วมกัน: วิตามินบี, วิตามินซี, โปรไบโอติก

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: แคลเซียม ปริมาณธาตุเหล็กสูง

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



CHROMIUM PICOLINATE

โครเมียม พิโคลิเนท (แคปซูลเซลลูโลส, 410 มก.)

ช่วยลดความอยากน้ำตาล

รองรับน้ำหนักและการเผาผลาญ

วิตามินซีเพื่อการดูดซึมที่ดีที่สุด

ความกังวล: การละเมิดการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมัน, การเผาผลาญล่าช้า, ความผิดปกติของดับ, ระดับคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้น

ส่วนประกอบ: ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (ตัวพา), แคปซูลเซลลูโลส (ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส), L - กรดแอสคอร์บิก (วิตามินซี), โครเมียมพิโคลิเนต.

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
• วิตามินซี - 60 มก
• โครเมียม (III) - 250 ไมโครกรัม

วิธีใช้: รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ตอนเช้าพร้อมอาหารและน้ำเปล่า

ปริมาณที่แนะนำ: วันละ 1 แคปซูล

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 แคปซูล):
• วิตามินซี - 100%
• โครเมียม (III) - 500%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. การแพ้ส่วนประกอบส่วนบุคคล
2. การตั้งครรภ์ ระยะเวลาให้นมบุตร
3. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ประเภทขององค์ประกอบ:
โครเมียมเป็นแร่ธาตุ
• วิตามินซีละลายน้ำได้

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: กรดอัลฟาไลโปอิก, โคเอ็นไซม์คิว 10, วิตามินบี, โอเมก้า 3, แมกนีเซียม

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด, ยากันเลือดแข็ง, ยาลดความดันโลหิต

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



COENZYME Q10 — 100 MG

โคเอ็นไซม์ คิว 10, 100 มก. (แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง, 450 มก.)

ชะลอความชรา

ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

รองรับการฟื้นฟูและการรักษา

ความกังวล: การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ, ความทนทานต่อน้ำหนักลดลง, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, เหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น, ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ส่วนประกอบ: คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ตัวพา), ยูบิควิโนน (โคเอ็นไซม์ Q10), แคปซูล (เจลาติน, น้ำดื่มบริสุทธิ์).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
โคเอนไซม์ Q10 - 100 มก

วิธีใช้: ควรรับประทานในตอนเช้าระหว่างมื้ออาหาร การใช้โคเอ็นไซม์ Q10ร่วมกับอาหารที่มีไขมันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมได้

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 1 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน
(1 แคปซูล):
โคเอนไซม์ Q10 - 333%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) ทำซ้ำปีละ 3-4 ครั้ง ห่างกัน 1-2 เดือน

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. การตั้งครรภ์ ระยะเวลาให้นมบุตร
3. แผลในกระเพาะ โรคกระเพาะที่มีความเป็นกรดสูง
4. โคเอ็นไซม์ Q10 สามารถลดระดับความดันโลหิตได้ แนะนำให้ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยความดันโลหิตตก สารนี้สามารถลดความดันต่ำอยู่แล้วได้

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายในไขมัน

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: วิตามิน C, E, Omega-3, กรดอัลฟาไลโปอิกและคาร์นิทีน

องค์ประกอบความขัดแย้ง: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดความดันโลหิต ยาบางชนิดสำหรับโรคเบาหวานและการลดคอเลสเตอรอลร่วมกับโคเอ็นไซม์ Q10 อาจทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



GINSENG

นีโอวิติน ฟอร์เต้ (ยาเม็ด, 750 มก.)

รองรับภูมิคุ้มกัน

รองรับสุขภาพของผู้ชาย

รองรับการทำงานและประสิทธิภาพของสมอง

กระตุ้นการผลิตเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ

ความกังวล: การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ ความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพลดลง การป้องกันความดันเลือดต่ำ ภูมิคุ้มกันลดลง

ส่วนประกอบ: ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (ฟิลเลอร์), สารสกัดจากโสม, แคลเซียมสเตียเรตจากพืช (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน), รูติน (วิตามินพี), นิโคตินาไมด์ (วิตามินพีพี), ชีวมวลโสม.

เนื้อหาของสารออกฤทธิ์ใน 1 เม็ด:
- **พาแน็กโซไซด์ - 3 มก**
- **รูติน - 2 มก**
- **นิโคตินาไมด์ - 2 มก**

วิธีใช้: ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ระหว่างมื้ออาหาร ห้ามรับประทานในตอนเย็น

ปริมาณที่แนะนำ: 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (3 เม็ด):
Panaxoside - ไม่ได้กำหนดไว้
- **รูติน - 23%**
- **นิโคตินาไมด์ - 30%**

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: หากจำเป็น 2-3 สัปดาห์ ให้ทำซ้ำใน 1 เดือน

แท็บเล็ตต่อคอนเทนเนอร์: 90 ยูนิต

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. การตั้งครรภ์ ระยะเวลาให้นมบุตร
3. การรับประทานช่วงเย็น
4. ภาวะระบบประสาทไวต่อการกระตุ้นและอาการนอนไม่หลับ
5. ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น, ความผิดปกติของหัวใจ
6. ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งรุนแรง
7. ไตวาย

ประเภทองค์ประกอบ: การเพาะเลี้ยงเซลล์โสม

องค์ประกอบเสริมร่วมกัน: วิตามิน C, E.

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด, ยาลดความดันโลหิต

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี.



GLUCOSAMINE

กลูโคซามีนพร้อมคอนดรอยติน (แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง, 1100 มก.)

ช่วยลดการอักเสบของข้อต่อ

ปรับปรุงความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของข้อต่อ

ความกังวล: ความรู้สึกไม่สบายและความเจ็บปวดในข้อต่อ, การเคลื่อนไหวที่ตึง

ส่วนประกอบ: กลูโคซามีน ไฮโดรคลอไรด์, คอนดรอยตินซัลเฟต, เปลือกแคปซูล (เจลาติน, ไทเทเนียมไดออกไซด์ (สีย้อม)), แมกนีเซียม สเตียเรต (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
- **กลูโคซามีน - 465 มก**
- **คอนโดรอิติน - 360 มก**

วิธีใช้: รับประทานระหว่างมื้ออาหารพร้อมน้ำเปล่า

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 3 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (3 แคปซูล):
- **กลูโคซามีน - 199%**
- **คอนโดรอิติน - 180%**

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถเรียนซ้ำได้หลังจากหยุดพัก 2 สัปดาห์

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. ความรู้สึกไวต่อส่วนประกอบหลักและส่วนประกอบเสริมของผลิตภัณฑ์
2. ไม่ควรกำหนดยานี้ให้กับผู้ป่วยที่แพ้หอยเนื่องจากสารออกฤทธิ์ (กลูโคซามีน) ได้มาจากหอยและสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
3. วัยเด็ก.
4. ช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายน้ำได้

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: โอเมก้า 3, วิตามินดี, แคลเซียม

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: สารกันเลือดแข็ง กลูโคซามีนจะถูกดูดซึมได้แย่ลงเมื่อรับประทานร่วมกับ NSAIDs

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี



IRON CHELATE

เหล็กคีเลต (20 เม็ดฟู่ต่อหลอด, 3.8 G)

ลดอาการเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพ

รองรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

รักษาระดับธาตุเหล็ก เฟอร์ริติน และฮีโมโกลบินให้เป็นปกติ

ความกังวล: ความอ่อนแอ, อาการง่วงนอน, ความเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น, ความอยากอาหารลดลง

ส่วนประกอบ: กลูโคส, กรดซิตริกปราศจากน้ำ (สารควบคุมความเป็นกรด), โซเดียมไบคาร์บอเนต (ตัวควบคุมความเป็นกรด), เหล็กบิกไกลซิเนต, กลิ่นแอปเปิ้ลธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนไกลคอล (สารทำให้คงตัว), แอสปาร์แตม (สารให้ความหวาน) มีแหล่งของฟีนิลอะลานีน.

เนื้อหาของสารออกฤทธิ์ใน 1 เม็ด:
เหล็ก - 14 มก

วิธีใช้: รับประทานตอนเช้าขณะท้องว่างหรือตอนกลางวัน พร้อมน้ำเปล่า น้ำแอปเปิล หรือน้ำส้ม

ปริมาณที่แนะนำ: 1 เม็ด 1 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 เม็ด):
เหล็ก - 100%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) ทำซ้ำปีละ 3-4 ครั้ง ห่างกัน 1-2 เดือน

แท็บเล็ตต่อคอนเทนเนอร์: 20 ชิ้น.

ข้อห้าม:
1. ภาวะโลหิตจางที่ไม่ได้เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก
2. สัญญาณของการมีธาตุเหล็กมากเกินไป (hemosiderosis, hemochromatosis)
3. การละเมิดกระบวนการใช้เหล็ก
4. การตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก
5. เพิ่มความไวต่อสารออกฤทธิ์

ประเภทองค์ประกอบ: แร่

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: วิตามิน A, B3, C, ทองแดง, กรดโฟลิก

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: สังกะสี แมกนีเซียม โครเมียม แคลเซียม วิตามินอี

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



IRON CHELATE BISGLYCINATE

เหล็กคีเลต (แคปซูลเซลลูโลส, 450 มก.)

ลดอาการเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพ

รองรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

รักษาระดับธาตุเหล็ก เฟอร์ริติน และฮีโมโกลบินให้เป็นปกติ

ความกังวล: ความอ่อนแอ, อาการง่วงนอน, ความเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น, ความอยากอาหารลดลง

ส่วนประกอบ: ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (ตัวพา), เหล็กบิกไกลซิเนต, เจลาติน, กรดแอสคอร์บิก (วิตามินซี), คอปเปอร์กลูโคเนต, ซิลิคอนไดออกไซด์ (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน), ไซยาโนโคบาลามิน (วิตามินบี 12).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
- ธาตุเหล็ก - 14 มก
- ทองแดง - 1.5 มก
- วิตามินซี - 60 มก

วิตามินบี 12 - 4.5 ไมโครกรัม

วิธีใช้: ในตอนเช้า

ปริมาณที่แนะนำ: ผู้ชาย 1 แคปซูลต่อวัน ผู้หญิง 2 แคปซูลต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน
(1 แคปซูล):
1 แคปซูล
- เหล็ก - 143%
- ทองแดง - 150%
- วิตามินซี - 100%

วิตามินบี 12 - 450% 2 แคปซูล
- เหล็ก - 286%
- ทองแดง - 300%

วิตามินซี - 200%
วิตามินบี 12 - 900%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) ทำซ้ำปีละ 3-4 ครั้ง ห่างกัน 1-2 เดือน

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. ภาวะโลหิตจางที่ไม่ได้เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก
2. สัญญาณของการมีธาตุเหล็กมากเกินไป (hemosiderosis, hemochromatosis)
3. การละเมิดกระบวนการใช้เหล็ก
4. การตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก
5. เพิ่มความไวต่อสารออกฤทธิ์

ประเภทของธาตุ: วิตามินและแร่ธาตุ

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี.



KELP SEA IODINE

ไอโอดีนจากสาหร่ายทะเล (ชนิดเม็ด, 700 มก.)

ควบคุมการผลิตไขมัน

การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

รองรับการสร้างเนื้อเยื่อใหม่

รองรับการผลิตฮอร์โมนเพศ

ความกังวล: การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ ภูมิคุ้มกันลดลง ความผิดปกติของฮอร์โมน

ส่วนประกอบ: L - ไทโรซีน, สาหร่ายทะเลแห้ง (ผง), ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (E460i, ตัวพา), เซเลโนมีไธโอนีน.

เนื้อหาของสารออกฤทธิ์ใน 1 เม็ด:
- **ไอโอดีน - 400 ไมโครกรัม**
- **ไทโรซีน - 330-380 มก**
- **ซีลีเนียม - 65 ไมโครกรัม**

วิธีใช้: ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ระหว่างมื้ออาหาร

ปริมาณที่แนะนำ: 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน
(2 เม็ด):
- ไอโอดีน - 533%
- ไทโรซีน - 15.7-17.3%

ซีลีเนียม - 173% สำหรับผู้ชาย 236% สำหรับผู้หญิง

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถต่อเนื่องได้หากจำเป็น

แท็บเล็ตต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. การตั้งครรภ์ ระยะเวลาให้นมบุตร
3. เงื่อนไขที่ห้ามใช้การเตรียมไอโอดีน
4. ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
5. ต่อมไทรอยด์อักเสบกึ่งเฉียบพลัน
6. ไตและตับวาย

ประเภทองค์ประกอบ: สารอาหารรอง

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: วิตามินบี, แมกนีเซียม, สังกะสี

องค์ประกอบความขัดแย้ง: สารต้านอนุมูลอิสระ

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



KRILL OIL
น้ำมันคริลล์ (ซอฟเจล 700 มก.)

สุขภาพดีทั้งผิว เล็บ และเส้นผม

รองรับการทำงานของสมอง

สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

รองรับภูมิคุ้มกัน

ความกังวล: เล็บและเส้นผมเปราะ, ผิวหมองคล้ำ, เหนื่อยล้า, ภูมิคุ้มกันลดลง, ความสนใจและความจำลดลง

ส่วนผสม: น้ำมันแอตแลนติกคริลล์, เปลือกหอย (เนื้อเจลาติน, กลีเซอรีนสารรักษาความชื้น, น้ำบริสุทธิ์)

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
- น้ำมันคริลล์ - 500 มก
- อีพีเอ - 60 มก
- ดีเอชเอ - 30 มก
- แอสตาแซนธิน - 150 ไมโครกรัม
- ฟอสโฟลิปิด - 100 มก

วิธีใช้: ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ระหว่างมื้ออาหาร

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 3 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน
(3 แคปซูล):
น้ำมันคริลล์ - ไม่ได้กำหนดไว้
- การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม - 30%
- ดีเอชเอ - 12.9%
- แอสตาแซนธิน - 22.5%
- ฟอสโฟลิปิด - 4.3%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 90 ยูนิต

ข้อห้าม:
1. ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหารทะเล
2. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
3. การแพ้ส่วนบุคคลต่อสารที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์
4. โรคเลือดออกหรือการแข็งตัวของเลือด
5. โรคหอบหืดหลอดลม

6. โรคตับ.
7. โรคต่างๆของระบบทางเดินอาหารในระยะเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
8. เวลาหลังการผ่าตัด
9. ผู้ที่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดหรือมีอาการบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มหรือกลับมาใช้น้ำมันจากคริล

ประเภทองค์ประกอบ: PUFA

องค์ประกอบที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน: คอลลาเจน แคลเซียม แมกนีเซียม โคเอ็นไซม์ Q10 เลซิติน วิตามิน A, E, B, C, D

องค์ประกอบความขัดแย้ง: ลดการดูดซึมของเหล็ก ทองแดง และสังกะสี ใช้เวลาต่างกัน 2-3 ชั่วโมง

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



L-CARNITINE

แอล-คาร์นิทีน (แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง, 840 มก.)

ช่วยลดความเหนื่อยล้า

ปรับปรุงการเผาผลาญ

ความกังวล: ความเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพลดลง น้ำหนักเกิน การฟื้นตัวได้ยากหลังออกกำลังกาย

ส่วนประกอบ: แอล-คาร์นิทีน ทาร์เทรต, เปลือก (เจลาติน, สีผสมอาหาร (ไทเทเนียมไดออกไซด์)), แมกนีเซียม สเตียเรต (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
แอล - คาร์นิทีน - 540 มก

วิธีใช้: รับประทานตอนเช้าขณะท้องว่าง พร้อมน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 1 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 แคปซูล):
แอล - คาร์นิทีน - 180%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 4-6 สัปดาห์ สามารถทำซ้ำหลักสูตรได้หลังจากหยุดพัก 2-8 สัปดาห์

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. การตั้งครรภ์ ระยะเวลาให้นมบุตร
3. ภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ

ประเภทธาตุ: กรดอะมิโน

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: โอเมก้า 3

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: สารกันเลือดแข็ง ปริมาณแคลเซียมและธาตุเหล็กสูง

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี.



LIPOSOMAL VITAMIN C

ไลโปโซมอลวิตามินซี (แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง, 700 มก.)

รองรับภูมิคุ้มกัน

การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

รองรับกระบวนการออกซิเดชันตามปกติ

ความกังวล: ประสิทธิภาพลดลง ความง่วง ความอ่อนแอ อาการง่วงนอน ความต้านทานต่อการติดเชื้อลดลง การฟื้นตัวของโรคต่างๆ ช้าลง

ส่วนประกอบ: โซเดียมแอสคอร์เบต (E301), ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (E460i, ตัวพา), รูติน (สารสกัดจาก Japanese Sophora (Latin Sophorae Japonica), แคลเซียม สเตียเรต (E470a, สารทำให้คงตัว), ผงวิตามินซี ไลโปโซม, แคปซูล (ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (E464, สารเพิ่มความข้น) หรือเจลาติน).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
- **วิตามินซี - 500 มก**
- **รูติน - 25 มก**

วิธีใช้: ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ระหว่างมื้ออาหาร

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 1 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 แคปซูล):
- **วิตามินซี - ร้อยละ 833**
- **รูติน - 83%**

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถต่อเนื่องได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. โรคไต
3. hemochromatosis (ธาตุเหล็กส่วนเกิน)
4. ไม่ควรกำหนดขนาดยาขนาดใหญ่ให้กับผู้ป่วยที่มีการแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้น thrombophlebitis และมีแนวโน้มที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันเช่นเดียวกับในโรคเบาหวานและเงื่อนไขที่มาพร้อมกับน้ำตาลในเลือดสูง

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายน้ำได้

องค์ประกอบเสริมร่วมกัน: วิตามิน A, E, B5, B9

องค์ประกอบที่ขัดแย้ง: วิตามิน B1, B12, ทองแดง

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



MAGNESIUM CHELATE + B6

คีเลตแมกนีเซียม + B6 (แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง, 870 มก.)

ลดความตึนเต้นของระบบประสาท

ช่วยป้องกันอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

รองรับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดให้เป็นปกติ

ช่วยเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพ

ความกังวล: หงุดหงิดเพิ่มขึ้น, ความจำเสื่อม, รบกวนการนอนหลับ, ชัก, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ, เวียนศีรษะ

ส่วนประกอบ: แมกนีเซียมบิกไกลซิเนต (คีเลต), ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (ตัวพา), เจลาตินแคปซูล, ไพริดอกซิ ไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินบี 6).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
- **แมกนีเซียม - 104 มก**
- **บี6 - 1.5 มก**

วิธีใช้: ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ระหว่างมื้ออาหาร

ปริมาณที่แนะนำ: วันละ 4 แคปซูล

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (4 แคปซูล):
แมกนีเซียม - 104%
- **B6 - 300%**

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 80.

ข้อห้าม:
1. ภูมิไวเกินต่อสารออกฤทธิ์
2. ช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
3. ภาวะไตวายรุนแรง (การกวาดล้างครีเอตินีนน้อยกว่า 30 มล. / นาที)
4. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี (ไม่ได้กำหนดประสิทธิภาพและความปลอดภัย)
5. กาแลคโตซีเมียทางพันธุกรรม, กลุ่มอาการการดูดซึมกลูโคสและกาแลคโตสหรือการขาดแลคเตสไม่ดี (เนื่องจากมีแลคโตสอยู่ในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์)
6. การบริหาร levodopa พร้อมกัน

ประเภทขององค์ประกอบ:
แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุ
• B6 เป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้

องค์ประกอบเสริมร่วมกัน: วิตามิน B2-B12, D.

องค์ประกอบของความขัดแย้ง: วิตามิน B1, E, เหล็ก, ฟอสฟอรัส, แคลเซียมในปริมาณสูง, ยาปฏิชีวนะบางชนิด (เตตราไซคลิน)

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



MAGNESIUM 4.0

แมกนีเซียมคอมเพล็กซ์ (แคปซูลเซลลูโลส, 876 มก.)

ผ่อนคลายอย่างล้ำลึกและสนับสนุนความเครียด

พลังงานและการทำงานของกล้ามเนื้อ

รองรับหัวใจและหลอดเลือด

สุขภาพทางเดินอาหารและการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยน

ความกังวล: หงุดหงิดเพิ่มขึ้น, ความจำเสื่อม, รบกวนการนอนหลับ, ชัก, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ, เวียนศีรษะ

ส่วนประกอบ: แมกนีเซียมซิเตรต, แมกนีเซียมบิกไกลซิเนต, แคปซูลพืช (ตัวพาไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส), แมกนีเซียมมาเลท, แมกนีเซียมทอเรต, ผงผลไม้มะเขือเทศ, เกลือแมกนีเซียมของกรดสเตียริก (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน), ไพริดอกซัล-5-ฟอสเฟต.

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
- **แมกนีเซียม - 100 มก**
- **บี6 - 0.25 มก**

ปริมาณส่วนผสม (มก.) ต่อ 1 แคปซูล	
แมกนีเซียมซิเตรต 365	
แมกนีเซียมบิกไกลซิเนต 146	
แมกนีเซียมมาลัต 110	
แมกนีเซียมทอเรต 110	

วิธีใช้: 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ระหว่างมื้ออาหาร

ปริมาณที่แนะนำ: วันละ 2 แคปซูล

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (2 แคปซูล):
- **แมกนีเซียม - 50%**
- **B6 - 30%**

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. การแพ้ส่วนประกอบส่วนบุคคล
2. สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรควรปฏิบัติตามคำแนะนำและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

ประเภทขององค์ประกอบ:
แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุ
• B6 เป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้

องค์ประกอบเสริมร่วมกัน: วิตามิน B2-B12, D.

องค์ประกอบของความขัดแย้ง: วิตามิน B1, E, เหล็ก, ฟอสฟอรัส, แคลเซียมในปริมาณสูง, ยาปฏิชีวนะบางชนิด (เตตราไซคลิน)

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี.



MEN’S FORMULA

มัลติวิตามินคอมเพล็กซ์สำหรับผู้ชาย (แคปซูลเซลลูโลส, 580 มก.)

- แก้ไขการขาดวิตามินและแร่ธาตุ
- รองรับความมีชีวิตชีวาและพลังงาน
- รองรับระบบประสาทและการรับรู้
- รองรับสุขภาพของผู้ชาย
- การป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระและการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน
- เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

ความกังวล: ภูมิคุ้มกันลดลง, ความอ่อนแอทั่วไป, ความหงุดหงิดเพิ่มขึ้น, ความจ่าเสื่อม, ความผิดปกติของการนอนหลับ

ส่วนประกอบ: แมกนีเซียมซิเตรต, L - กรดแอสคอร์บิก (วิตามินซี), ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (แคปซูล), แคลเซียมคาร์บอเนต, อิโนซิทอล, ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์, โพแทสเซียมซิเตรต, สารสกัดจากโสม, ไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง, ซิลิคอนไดออกไซด์ (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน), ซิงค์ซิเตรต, นิโคตินาไมด์ (ไนอาซิน), แมกนีเซียม สเตียเรต (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน), DL - อัลฟาโทโคฟีรอล (วิตามินอี), ไรโบฟลาวิน (วิตามินบี 2), ไทอามีนไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินบี 1), ไพริดอกซิ ไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินบี 6), D - แคลเซียมแพนโทธีเนต (กรดแพนโทธีนิก), แมงกานีสกลูโคเนต, คอปเปอร์กลูโคเนต, ไลโคปีน, แคลเซียม แอล-เมทิลโฟเลต (กรดโฟลิก), โครเมียมพิโคลิเนต, ดี - ไบโอติน (วิตามินบี 7), เรตินอล (วิตามินเอ), โพแทสเซียมไอโอไดด์, โมลิบดีนัมไกลซิเนต, L - ซีลีโนมีไทโอนีน, เมทิลโคบาลามิน (วิตามินบี 12), โคเลแคลซิเฟอรอล (วิตามิน D3).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:

- วิตามินเอ - 0.055 มก
- วิตามินซี - 100 มก
- วิตามินดี3 - 0.0035 มก
- วิตามินอี - 3.33 มก
- วิตามินบี 1 - 2.5 มก
- วิตามินบี 2 - 3.0 มก

วิตามินบี 3 - 6.67 มก

- วิตามินบี 6 - 2.0 มก
- กรดโฟลิก - 0.3 มก
- วิตามินบี 12 - 0.0045 มก
- ไบโอติน - 0.075 มก
- กรดแพนโทธีนิก - 2.0 มก
- แคลเซียม - 100 มก
- แมกนีเซียม - 133.3 มก
- สังกะสี - 6.67 มก
- ซีลีเนียม - 0.02 มก
- ทองแดง - 0.5 มก
- แมงกานีส - 0.67 มก
- โครเมียม - 0.125 มก

• โมลิบดีนัม - 0.02 มก
• อิโนซิทอล - 33.3 มก
• ไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง - 8.35 มก
• ไลโคปีน - 0.33 มก

วิธีใช้: 1 แคปซูล 2 ครั้งต่อวันในช่วงครึ่งแรกของวัน

ปริมาณที่แนะนำ: วันละ 2 แคปซูล

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (2 แคปซูล):
• วิตามินเอ - 14%
วิตามินซี - 33%
วิตามินดี3 - 140%
วิตามินอี - 66%
วิตามินบี 1 - 357%
วิตามินบี 2 - 375%
วิตามินบี 3 - 74%
วิตามินบี 6 - 200%
กรดโฟลิก - 300%
วิตามินบี 12 - 900%
• ไบโอติน - 300%
• กรดแพนโทธีนิก - 67%
• แคลเซียม - 20%
• แมกนีเซียม - 67%
• สังกะสี - 89%
• ซีลีเนียม - 57%
• ทองแดง - 100%
• แมงกานีส - 67%
• โครเมียม - 500%
• โมลิบดีนัม - 57%
• อิโนซิทอล - 13%
• ไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง - 33%
• ไลโคปีน - 13%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. ภาวะไม่ทนต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2. ภาวะระบบประสาทไวต่อการกระตุ้นและอาการนอนไม่หลับ
3. ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และภาวะหลอดเลือดแดงแข็งรุนแรง
4. การรับประทานช่วงเย็น

ประเภทของธาตุ: วิตามินและแร่ธาตุ

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี.



NMN

NMN (แคปซูลเซลลูโลส, 550 มก.)

การดูแลต่อต้านวัย | **รองรับการซ่อมแซมเซลล์** | **ช่วยกระตุ้นการผลิตพลังงาน** | **ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ**

ความกังวล: การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ การขาดพลังงานและประสิทธิภาพการทำงาน การเผาผลาญอาหารล่าช้า

ส่วนประกอบ: นิโคตินาไมด์โมโนนิวคลีโอไทด์ (NMN), ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (เปลือกแคปซูล), ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (ตัวพา), เควอซิติน, เรสเวอราทรอล, แมกนีเซียม สเตียเรต (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน), วิตามินบี 12 (เมทิลโคบาลามิน).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
NMN (นิโคตินาไมด์โมโนนิวคลีโอไทด์) - 250 มก
- เควอซิทิน - 50 มก
- เรสเวอราทรอล - 50 มก
- วิตามินบี 12 (เมทิลโคบาลามิน) - 8 ไมโครกรัม

วิธีใช้: ควรรับประทานในตอนเช้าขณะท้องว่าง (ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการนอนหลับ เนื่องจากอาหารเสริมจะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและกระตุ้นการผลิตพลังงาน)

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 1 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน
(1 แคปซูล):
NMN (nicotinamide mononucleotide) - ไม่ได้กำหนดไว้
- เควอซิทิน - 167%
- เรสเวอราทรอล - 167%

วิตามินบี 12 (เมทิลโคบาลามิน) - 800%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. การแพ้ส่วนประกอบส่วนบุคคล
2. การตั้งครรภ์ ระยะเวลาให้นมบุตร
3. การรับประทานช่วงเย็น

คำแนะนำด้านอายุ: อาหารเสริมสามารถรับประทานได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี แต่จะมีความสำคัญต่อร่างกายเป็นพิเศษเมื่ออายุ 35-40 ปี

ชนิดแคปซูล: แคปซูล HPMC

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: รวมกับเรสเวอราทรอล, เควอซิทิน, วิตามินบี และโคเอ็นไซม์ Q10

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

โอเมก้า-3 + ดี3 (ซอฟท์เจล, 700 มก.)

รองรับสุขภาพกล้ามเนื้อและกระดูก

รองรับภูมิคุ้มกัน

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

รองรับระดับคอเลสเตอรอลปกติ

รองรับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดให้เป็นปกติ

ความกังวล: ผิวแห้ง ดวงตา เหนื่อยล้าเป็นประจำ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน กระดูกเปราะบาง ความอ่อนแอ

ส่วนประกอบ: น้ำมันปลาโอเชียนิก, เปลือก (เจลาติน, สารเพิ่มความข้นกลีเซอรอล, น้ำ), วิตามินดี3 (โคเลแคลซิเฟอรอล), มิกซ์โทโคฟีรอล (สารต้านอนุมูลอิสระ).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
• ปูฟา โอเมก้า 3 - 450 มก
โอเมก้า 3 - 350 มก. (รวม EPA และ DHA)
• อีพีเอ - 250 มก
ดีเอชเอ - 100 มก
• วิตามินดี3 - 0.025 มก

วิธีใช้: รับประทานในช่วงครึ่งแรกของวัน ขณะท้องว่างหรือครึ่งชั่วโมงหลังอาหาร พร้อมน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล วันละ 1-2 ครั้ง

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน
(1 แคปซูล):
• PUFA โอเมก้า 3 - 22.5%
• การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม - 42%
• ดีเอชเอ - 14.3%
วิตามินดี3 - 250%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) ทำซ้ำปีละ 3-4 ครั้ง ห่างกัน 1-2 เดือน

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหารทะเล
2. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
3. การแพ้ส่วนบุคคลต่อสารที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์

4. โรคเลือดออกหรือการแข็งตัวของเลือด
5. โรคหอบหืดหลอดลม
6. โรคตับ.
7. โรคต่างๆของระบบทางเดินอาหารในระยะเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
8. เวลาหลังการผ่าตัด
9. ผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดหรือมีอาการบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มหรือกลับมารับการรักษาต่อ
10. วิตามินดี ภาวะวิตามินดีเกิน
11. แคลเซียมในเลือดสูง
12. , โรคนิ่วในไต.
13. ซาร์คอยโดซิส
14. โรคตับและไตเรื้อรังเฉียบพลัน, ไตวาย
15. รูปแบบวัณโรคปอดที่ใช้งานอยู่

ชนิดธาตุ : PUFA + วิตามินที่ละลายในไขมัน

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: คอลลาเจน แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โคเอ็นไซม์ Q10 เลซิติน วิตามินบี ซี เค2

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: โอเมก้า 3 ช่วยลดการดูดซึมของเหล็ก ทองแดง และสังกะสี ใช้เวลาต่างกัน 2-3 ชั่วโมง วิตามิน D3 ขัดแย้งกับวิตามิน A, E.

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



OMEGA-3 90%

โอเมก้า-3 90% (ซอฟท์เจล, 700 มก.)

รองรับระดับคอเลสเตอรอลปกติ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

รองรับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดให้เป็นปกติ

ความกังวล: ผิวแห้ง ดวงตา ความเหนื่อยล้าเป็นประจำ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน ความอ่อนแอ

ส่วนประกอบ: น้ำมันปลา, เปลือก (เจลาติน, สารเพิ่มความข้นกลีเซอรอล, น้ำ), ส่วนผสมสารต้านอนุมูลอิสระของโทโคฟีรอล (antioxidant).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
- ปูฟา โอเมก้า 3 - 450 มก
โอเมก้า 3 - 350 มก. (รวม EPA และ DHA)
- อีพีเอ - 250 มก
ดีเอชเอ - 100 มก

วิธีใช้: รับประทานในช่วงครึ่งแรกของวัน ขณะท้องว่างหรือครึ่งชั่วโมงหลังอาหาร พร้อมน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 1-3 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (3 แคปซูล):
- **โอเมก้า 3 PUFAs - 1350%**
- **การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม - 750%**

ดีเอชเอ - 300%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) ทำซ้ำปีละ 3-4 ครั้ง ห่างกัน 1-2 เดือน

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหารทะเล
2. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
3. การแพ้ส่วนบุคคลต่อสารที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์
4. โรคเลือดออกหรือการแข็งตัวของเลือด
5. โรคหอบหืดหลอดลม
6. โรคตับ.

7. โรคต่างๆของระบบทางเดินอาหารในระยะเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
8. เวลาหลังการผ่าตัด
9. ผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดหรือมีอาการบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มหรือกลับมารับประทานโอเมก้า 3 ต่อ

ประเภทองค์ประกอบ: PUFA

องค์ประกอบที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน: คอลลาเจน แคลเซียม แมกนีเซียม โคเอ็นไซม์ Q10 เลซิติน วิตามิน A, E, B, C, D

องค์ประกอบความขัดแย้ง: ลดการดูดซึมของเหล็ก ทองแดง และสังกะสี ใช้เวลาต่างกัน 2-3 ชั่วโมง

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



OMEGA-3 60% MINI

โอเมก้า-3 60% (ซอฟท์เจล, 300 มก.)

ระงับฮอร์โมนความเครียด

รองรับระดับคอเลสเตอรอลปกติ

รองรับการทำงานของหัวใจให้เป็นปกติ

ความกังวล: ผิวแห้ง ดวงตา ความเหนื่อยล้าและอ่อนแรงเป็นประจำ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

ส่วนประกอบ: น้ำมันปลา, เปลือก (เจลาติน, สารเพิ่มความข้นกลีเซอรอล, น้ำ), มิกซ์โทโคฟีรอล (สารต้านอนุมูลอิสระ).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
• PUFA โอเมก้า 3 - 300 มก
โอเมก้า 3 - 275 มก. (รวม EPA และ DHA)
• อีพีเอ - 165 มก
ดีเอชเอ - 110 มก

วิธีใช้: รับประทานในช่วงครึ่งแรกของวัน ขณะท้องว่างหรือครึ่งชั่วโมงหลังอาหาร พร้อมน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น

ปริมาณที่แนะนำ: 2 แคปซูล 1-3 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (2 แคปซูล):
• โอเมก้า 3 PUFAs - 30%
• การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม - 55%
ดีเอชเอ - 31%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) ทำซ้ำปีละ 3-4 ครั้ง ห่างกัน 1-2 เดือน

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหารทะเล
2. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
3. การแพ้ส่วนบุคคลต่อสารที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์
4. โรคเลือดออกหรือการแข็งตัวของเลือด
5. โรคหอบหืดหลอดลม
6. โรคตับ.

7. โรคต่างๆของระบบทางเดินอาหารในระยะเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
8. เวลาหลังการผ่าตัด
9. ผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดหรือมีอาการบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มหรือกลับมารับประทานโอเมก้า 3 ต่อ

ประเภทองค์ประกอบ: PUFA

องค์ประกอบที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน: คอลลาเจน แคลเซียม แมกนีเซียม โคเอ็นไซม์ Q10 เลซิติน วิตามิน A, E, B, C, D

องค์ประกอบความขัดแย้ง: ลดการดูดซึมของเหล็ก ทองแดง และสังกะสี ใช้เวลาต่างกัน 2-3 ชั่วโมง

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



PROBIOTIC COMPLEX

โปรไบโอติกคอมเพล็กซ์พร้อมวิตามิน (แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง, 788 มก.)

รองรับการเผาผลาญและการผลิตพลังงาน

รองรับระบบภูมิคุ้มกัน

การป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระ

สนับสนุนและฟื้นฟูพืชในลำไส้ให้แข็งแรง

ความกังวล: ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร, ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ, ความเครียดและภาระที่เพิ่มขึ้น, โภชนาการที่ไม่สมดุล

ส่วนประกอบ: มอลโตเด็กซ์ตริน, เจลาตินแคปซูล (เจลาติน), L - กรดแอสคอร์บิก, ซิงค์บิกไกลซิเนต, โทโคเฟอริลอะซิเตทแห้ง 50%, แลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส, บิฟิโดแบคทีเรียม ลองกัม subsp. ลองกัม, บิฟิโดแบคทีเรียม สัตว์ย่อย แลคติส, นิโคตินาไมด์, เกลือแมกนีเซียมของกรดสเตียริก (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน), แคลเซียมแพนโทธีเนต, ไพริดอกซิ ไฮโดรคลอไรด์, ไรโบฟลาวิน.

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
แลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส - 2*10⁹ CFU
บิฟิโดแบคทีเรียม ลองกัม subsp. ลองกัม - 2*10⁹ CFU
บิฟิโดแบคทีเรียม สัตว์ย่อย แลคติส - 2*10⁹ CFU
- **วิตามินซี - 45 มก**
- **สังกะสี - 12.3 มก**
- **วิตามินอี - 10 มก**
- **วิตามินบี 3 - 18 มก**
- **วิตามินบี 5 - 5 มก**
- **วิตามินบี 6 - 2 มก**
- **วิตามินบี 2 - 1.6 มก**

วิธีใช้: ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร

ปริมาณที่แนะนำ: 1 แคปซูล 1 ครั้งต่อวัน

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 แคปซูล):
- **แลคโตบาซิลลัส acidophilus - 4000%**
- **บิฟิโดแบคทีเรียม ลองกัม subsp. ลองกัม - 400%**
- **บิฟิโดแบคทีเรียม สัตว์ย่อย แลคติส - 400%**
- **วิตามินซี - 75%**
- **สังกะสี - 82%**
- **วิตามินอี - 100%**

วิตามินบี 3 - 100%
วิตามินบี 5 - 83%
วิตามินบี 6 - 100%
วิตามินบี 2 - 100%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. การแพ้ส่วนประกอบส่วนบุคคล
2. การตั้งครรภ์การให้นมบุตร

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี.



VITAMIN C

วิตามินซี (เม็ดฟู่ 20 เม็ดต่อหลอด, 3.8 G)

รองรับภูมิคุ้มกัน

การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

รองรับกระบวนการออกซิเดชันตามปกติ

ความกังวล: ประสิทธิภาพลดลง ความง่วง ความอ่อนแอ อาการง่วงนอน ความต้านทานต่อการติดเชื้อลดลง การฟื้นตัวของโรคต่างๆ ช้าลง

ส่วนประกอบ: กลูโคส, วิตามินซี (กรดแอล-แอสคอร์บิก), สารควบคุมความเป็นกรด: โซเดียมไบคาร์บอเนต, กรดซิตริกปราศจากน้ำ, สารกันโคลงโพลีเอทิลีนไกลคอล, แต่งกลิ่นธรรมชาติ "ส้ม", สารให้ความหวานแอสปาร์แตม, สีธรรมชาติ: ไรโบฟลาวิน มีน้ำตาลและสารให้ความหวาน มีแหล่งของฟีนิลอะลานีน.

เนื้อหาของสารออกฤทธิ์ใน 1 เม็ด:
วิตามินซี - 900 มก

วิธีใช้: รับประทานตอนเช้า 30 นาทีก่อนอาหารเช้า พร้อมน้ำเปล่า

ปริมาณที่แนะนำ: รับประทาน 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 เม็ด):
วิตามินซี - 1500%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) ทำซ้ำปีละ 3-4 ครั้ง ห่างกัน 1-2 เดือน

แท็บเล็ตต่อคอนเทนเนอร์: 20 ชิ้น.

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. โรคไต
3. hemochromatosis (ธาตุเหล็กส่วนเกิน)
4. ไม่ควรกำหนดขนาดยาขนาดใหญ่ให้กับผู้ป่วยที่มีการแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้น thrombophlebitis และมีแนวโน้มที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันเช่นเดียวกับในโรคเบาหวานและเงื่อนไขที่มาพร้อมกับน้ำตาลในเลือดสูง

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายน้ำได้

องค์ประกอบเสริมร่วมกัน: วิตามิน A, E, B5, B9

องค์ประกอบที่ขัดแย้ง: วิตามิน B1, B12, ทองแดง

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



VITAMIN D3

วิตามินดี3 2000 IU (ซอฟเจล, 700 มก.)

รองรับภูมิคุ้มกัน

รองรับสุขภาพกล้ามเนื้อและกระดูก

ความกังวล: กระดูกเปราะบาง โรคกระดูกพรุน ภูมิคุ้มกันลดลง

ส่วนประกอบ: น้ำมันพืช (มะกอก), เปลือก (เจลาติน, กลีเซอรีน (สารเพิ่มความข้น), น้ำ), วิตามินดี3 (โคเลแคลซิเฟอรอล), ส่วนผสมของโทโคฟีรอล (สารต้านอนุมูลอิสระ).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
วิตามินดี3 - 50 ไมโครกรัม

วิธีใช้: ควรรับประทานตอนเช้าพร้อมมื้ออาหารและน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น

ปริมาณที่แนะนำ: วันละ 1 แคปซูล

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 แคปซูล):
วิตามินดี3 - 500%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 2-3 เดือน (8-12 สัปดาห์) ทำซ้ำทุกๆ 6-12 เดือน

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 90 ยูนิต

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. วิตามินดี ภาวะวิตามินดีสูง
3. แคลเซียมในเลือดสูง
4. นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
5. ซาร์คอยโดซิส
6. โรคตับและไตเรื้อรังเฉียบพลัน, ไตวาย
7. รูปแบบวัณโรคปอดที่ใช้งานอยู่

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายในไขมัน

ธาตุเสริมซึ่งกันและกัน: แคลเซียม (รับประทานร่วมกับ D3 โดยเว้นช่วงอย่างน้อย 2 ชั่วโมง), ฟอสฟอรัส, แมกนีเซียม, โอเมก้า 3, วิตามิน K2

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: เหล็ก, วิตามิน A, E.

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี.



VITAMIN D3 SPRAY

วิตามินดี3 2000 IU (สเปรย์, 30 มล.)

รองรับภูมิคุ้มกัน

รองรับสุขภาพกล้ามเนื้อและกระดูก

ความกังวล: กระดูกเปราะบาง โรคกระดูกพรุน ภูมิคุ้มกันลดลง

ส่วนประกอบ: น้ำมันพืชบริสุทธิ์, แต่งกลิ่นธรรมชาติ, โคเลแคลซิเฟอรอล (วิตามิน D3).

เนื้อหาของสารออกฤทธิ์ใน 1 กด:
วิตามินดี3 - 50 ไมโครกรัม

วิธีใช้: เขย่าขวดก่อนใช้ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด (กดหัวจ่ายยา 1 ครั้ง) ต่อวันใต้ลิ้นระหว่างมื้ออาหาร โดยควรรับประทานในตอนเช้า

ปริมาณที่แนะนำ: กดหัวสเปรย์วันละ 1 ครั้ง

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน
(1 กดเครื่องจ่าย):
วิตามินดี3 - 1000%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: รับประทาน 1-2 เดือน (4-8 สัปดาห์) หากจำเป็น สามารถรับประทานซ้ำได้

ปริมาณ: 30 ml.

ข้อห้าม:
1. เพิ่มความไวต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. วิตามินดี ภาวะวิตามินดีสูง
3. แคลเซียมในเลือดสูง
4. นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
5. ซาร์คอยโดซิส
6. โรคตับและไตเรื้อรังเฉียบพลัน, ไตวาย
7. รูปแบบวัณโรคปอดที่ใช้งานอยู่
8. การแพ้ส่วนประกอบส่วนบุคคล

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายในไขมัน

ธาตุเสริมซึ่งกันและกัน: แคลเซียม (รับประทานร่วมกับ D3 โดยเว้นช่วงอย่างน้อย 2 ชั่วโมง), ฟอสฟอรัส, แมกนีเซียม, โอเมก้า 3, วิตามิน K2

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: เหล็ก, วิตามิน A, E.

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



WOMEN'S FORMULA

มัลติวิตามินคอมเพล็กซ์สำหรับผู้หญิง (แคปซูลเซลลูโลส, 580 มก.)

แก้ไขการขาดวิตามินและแร่ธาตุ

ปรับปรุงการเผาผลาญ

รองรับความสมดุลของฮอร์โมนและสุขภาพของผู้หญิง

เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

ดูแลสุขภาพผิว ผม และเล็บให้แข็งแรง

รองรับระบบประสาทและลดความเครียด

ความกังวล: ภูมิคุ้มกันลดลง, ความอ่อนแอทั่วไป, ความหงุดหงิดเพิ่มขึ้น, ความจำเสื่อม, ความผิดปกติของการนอนหลับ

ส่วนประกอบ: แคลเซียมคาร์บอเนต, ส่วนประกอบของแคปซูล: ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (เปลือก), แมกนีเซียมซิเตรต, L - กรดแอสคอร์บิก (วิตามินซี), โพแทสเซียมซิเตรต, อิโนซิทอล, ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์, โคลีน ไบทาร์เทรต (โคลีน), สารสกัดจากโสมอเมริกัน, สารสกัดจากดอกธิสเซิลนม, สารสกัดจากรากแองเจลิก้า, สารสกัดจากแบร์เบอรี่, ซิลิคอนไดออกไซด์ (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน), นิโคตินาไมด์ (ไนอาซิน), เหล็กบิกไกลซิเนต, ซิงค์ซิเตรต, แมกนีเซียม สเตียเรต (สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน), DL - อัลฟาโทโคฟีรอล (วิตามินอี), D - แคลเซียมแพนโทธีเนต (กรดแพนโทธีนิก), ไทอามีนไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินบี 1), ไรโบฟลาวิน (วิตามินบี 2), ไพริดอกซี ไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินบี 6), แมงกานีสกลูโคเนต, คอปเปอร์กลูโคเนต, เรตินอล (วิตามินเอ), โครเมียมพิโคลิเนต, แคลเซียม แอล-เมทิลโฟเลต (กรดโฟลิก), โพแทสเซียมไอโอไดด์, L - ซีลีโนมีไทโอนีน, D - ไบโอติน (ไบโอติน), โมลิบดีนัมไกลซิเนต, เมนาควิโนน (วิตามิน K2), โคเลแคลซิเฟอรอล (วิตามิน D3), เมทิลโคบาลามิน (วิตามินบี 12).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
- วิตามินเอ - 0.1 มก
- วิตามินซี - 80 มก
- วิตามินดี3 - 0.003 มก
- วิตามินอี - 3.33 มก

วิตามินบี 1 - 1.0 มก
วิตามินบี 2 - 1.0 มก
- วิตามินบี 3 - 6.5 มก
- วิตามินบี 6 - 1.0 มก
- กรดโฟลิก - 0.05 มก
- วิตามินบี 12 - 0.003 มก
- ไบโอติน - 0.015 มก
- กรดแพนโทธีนิก - 2.0 มก
- โคลีน - 30.0 มก
- แคลเซียม - 100.0 มก
- ธาตุเหล็ก - 6.0 มก
- ไอโอดีน - 0.05 มก
- แมกนีเซียม - 100.0 มก

• สังกะสี - 5.0 มก
• ซีลีเนียม - 0.02 มก
• ทองแดง - 0.5 มก
• แมงกานีส - 0.65 มก
• โครเมียม - 0.05 มก
• โมลิบดีนัม - 0.015 มก
• อิโนซิทอล - 30.0 มก

วิธีใช้: 1 แคปซูล 2 ครั้งต่อวันในช่วงครึ่งแรกของวัน

ปริมาณที่แนะนำ: วันละ 2 แคปซูล

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (2 แคปซูล):
• วิตามินเอ - 25%
วิตามินซี - 267%
วิตามินดี3 - 120%
วิตามินอี - 67%
วิตามินบี 1 - 143%
วิตามินบี 2 - 125%
วิตามินบี 3 - 72%
วิตามินบี 6 - 100%
• กรดโฟลิก - 50%
วิตามินบี 12 - 600%
• ไบโอติน - 60%
• กรดแพนโทธีนิก - 67%
• โคลีน - 12%
• แคลเซียม - 20%
• เตารีด - 86%
• ไอโอดีน - 67%
• แมกนีเซียม - 50%
• สังกะสี - 67%
• ซีลีเนียม - 57%
• ทองแดง - 100%
• แมงกานีส - 65%
• โครเมียม - 200%
• โมลิบดีนัม - 43%
• อิโนซิทอล - 12%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. ภาวะไม่ทนต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2. ภาวะระบบประสาทไวต่อการกระตุ้นและอาการนอนไม่หลับ
3. ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และภาวะหลอดเลือดแดงแข็งรุนแรง
4. การรับประทานช่วงเย็น
5. สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรควรปฏิบัติตามคำแนะนำและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

ประเภทของธาตุ: วิตามินและแร่ธาตุ

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี.



ZINC PICOLINATE

ซิงค์พิโคลิเนต (แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง, 350 มก.)

ควบคุมการผลิตไขมัน

รองรับการผลิตฮอร์โมนเพศ

เสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือด

รองรับการสร้างเนื้อเยื่อใหม่

ความกังวล: ภูมิคุ้มกันลดลง, ความมันเยิ้มและการอักเสบบนผิวหนัง, สุขภาพของผู้ชายแย่ลง

ส่วนประกอบ: ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (E460i, ตัวพา), สังกะสีพิโคลิเนต, แคปซูล (ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (E464, สารเพิ่มความข้น) หรือเจลาติน).

เนื้อหาสารออกฤทธิ์ใน 1 แคปซูล:
สังกะสี - 21.9 มก

วิธีใช้: วันละ 1 แคปซูลในขณะท้องว่าง

ปริมาณที่แนะนำ: วันละ 1 แคปซูล

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (1 แคปซูล):
สังกะสี - 146%

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น

แคปซูลต่อคอนเทนเนอร์: 60.

ข้อห้าม:
1. การแพ้ส่วนประกอบส่วนบุคคล
2. การตั้งครรภ์ ระยะเวลาให้นมบุตร
3. ไตวาย

ประเภทองค์ประกอบ: แร่

องค์ประกอบเสริมร่วมกัน: วิตามินของกลุ่ม B, C, แมกนีเซียม

องค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน: ปริมาณธาตุเหล็ก, แคลเซียมในปริมาณสูง

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี



COLLAGEN

เยลลี่คอลลาเจนรสทับทิม (30 แท่ง ชิ้นละ 20 กรัม)

เสริมสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

สุขภาพดีทั้งผิว ผม และเล็บ

ชะลอความชรา

ปรับปรุงสีผิวและความกระชับ

ความกังวล: ความแห้งกร้าน การขาดน้ำของผิวหนัง ผมแห้งเปราะ มีแนวโน้มที่จะหลุดร่วงง่าย ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ ริ้วรอย

ส่วนประกอบ: น้ำทับทิมเข้มข้น, น้ำ, คอลลาเจนจากปลา, เจลอาหาร (หมากฝรั่งตั๊กแตน, แซนแทนกัม, กลูโคส, วุ้นวุ้น, หมากฝรั่งมะขาม), กรดแอสคอร์บิก, เครื่องปรุงกลิ่นทับทิม, กรดไฮยาลูโรนิก.

เนื้อหาของสารออกฤทธิ์ใน 1 แท่ง:
- คอลลาเจนจากปลา - 2000 มก
- วิตามินซี - 100 มก
- กรดไฮยาลูโรนิก - 15.2 มก

วิธีใช้: โดยไม่คำนึงถึงมื้ออาหารและช่วงเวลาของวัน

ปริมาณที่แนะนำ: วันละ 1-2 แท่ง

เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคอ้างอิงรายวันในปริมาณที่แนะนำต่อวัน (2 แท่ง):
คอลลาเจน-ไม่เป็นที่ยอมรับ

โปรแกรมการดูแลที่แนะนำ: 1 เดือน (4 สัปดาห์) ทำซ้ำทุก ๆ 1 เดือน

ข้อห้าม:
1. แพ้หรือแพ้ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
2. การตั้งครรภ์ ระยะเวลาให้นมบุตร

ประเภทองค์ประกอบ: ละลายน้ำได้

องค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน: วิตามินซี, โคเอ็นไซม์คิว 10, โอเมก้า 3

องค์ประกอบความขัดแย้ง: ไม่มีคำแนะนำ

อายุการเก็บรักษา: 2 ปี